

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2016 年 12 月 15 日(15.12.2016)



(10) 国際公開番号

WO 2016/199545 A1

- (51) 国際特許分類:
A61B 1/12 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2016/064441
- (22) 国際出願日: 2016 年 5 月 16 日(16.05.2016)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2015-116969 2015 年 6 月 9 日(09.06.2015) JP
特願 2015-122297 2015 年 6 月 17 日(17.06.2015) JP
特願 2015-122298 2015 年 6 月 17 日(17.06.2015) JP
- (71) 出願人: オリンパス株式会社 (OLYMPUS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1928507 東京都八王子市石川町 2 9 5 1 番地 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 細井貴晴(HOSOI Takaharu); 〒1928507 東京都八王子市石川町 2 9 5 1 番地オリンパス株式会社内 Tokyo (JP). 西村博一(NISHIMURA Hirokazu); 〒1928507 東京都八王子市石川町 2 9 5 1 番地オリンパス株式会社内 Tokyo (JP). 矢田

航平(YADA Kohei); 〒1928507 東京都八王子市石川町 2 9 5 1 番地オリンパス株式会社内 Tokyo (JP). 石橋勝義(ISHIBASHI Katsuyoshi); 〒1928507 東京都八王子市石川町 2 9 5 1 番地オリンパス株式会社内 Tokyo (JP). 馬場敏郎(BABA Toshiro); 〒1928507 東京都八王子市石川町 2 9 5 1 番地オリンパス株式会社内 Tokyo (JP). 堀康之(HORI Yasuyuki); 〒1928507 東京都八王子市石川町 2 9 5 1 番地オリンパス株式会社内 Tokyo (JP). 秋元裕美(AKIMOTO Hiromi); 〒1928507 東京都八王子市石川町 2 9 5 1 番地オリンパス株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 森下賢樹(MORISHITA Sakaki); 〒1500021 東京都渋谷区恵比寿西 2 - 1 1 - 1 2 Tokyo (JP).


(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR,

[続葉有]

(54) Title: ENDOSCOPY WORK ASSISTANCE SYSTEM

(54) 発明の名称: 内視鏡検査業務支援システム

[図43]



- 110 Examination schedule management unit
120 First assignment processing unit
130 Cleaning schedule management unit
140 Second assignment processing unit
150 Display processing unit
170 Status information acquiring unit
172 Rescheduling processing unit
174 Unchangeable examination specifying unit
176 Input reception unit

(57) Abstract: An examination schedule management unit 110 manages an examination room for performing endoscopy, scheduled examination start time information and scheduled examination end time information, and a plurality of examination schedules for endoscopy including examination classification information relating to endoscopy examination details. A cleaning schedule management unit 130 manages a cleaning machine and a plurality of endoscope cleaning schedules including scheduled cleaning start time information and scheduled cleaning end time information. A status information acquiring unit 170 acquires status information relating to the status of an examination, and a rescheduling processing unit 172 determines that it is necessary to change the examination schedule and/or cleaning schedule on the basis of the status information, and instructs the examination schedule management unit 110 and/or the cleaning schedule management unit 130 to change an element included in the examination schedule and/or cleaning schedule.

(57) 要約:

[続葉有]



LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

ロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨー

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

検査スケジュール管理部 110 は、内視鏡検査を実施する検査室と、検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報と、内視鏡検査の検査内容に関する検査種別情報を含む複数の内視鏡検査の検査スケジュールを管理する。洗浄スケジュール管理部 130 は、洗浄機と、洗浄開始予定時刻情報および洗浄終了予定時刻情報を含む複数の内視鏡の洗浄スケジュールを管理する。状況情報取得部 170 は、検査の状況に関する状況情報を取得し、再スケジュール処理部 172 は、状況情報にもとづいて、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更が必要であることを判定して、検査スケジュール管理部 110 または洗浄スケジュール管理部 130 の少なくとも一つに対して、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールに含まれる要素の変更を指示する。

明 細 書

発明の名称：内視鏡検査業務支援システム

技術分野

[0001] 本発明は、内視鏡検査で使用される内視鏡のスケジューリングを行う内視鏡検査業務支援技術に関する。

背景技術

[0002] 内視鏡検査のオーダ（以下「検査オーダ」とも呼ぶ）は、例えばオーダリングシステム等の院内情報システムにおいて生成され、内視鏡部門システムに対して発行される。検査オーダには、検査の識別情報（検査ID）、検査開始、検査終了の予定時刻、患者の識別情報（患者ID）、検査種別、検査の担当医師、検査室など、内視鏡検査に関するオーダ情報が含まれる。

[0003] 複数の検査オーダにより内視鏡部門における1日の検査スケジュールが作成されるが、使用する内視鏡（以下「内視鏡スコープ」または単に「スコープ」と呼ぶこともある）や、使用済み内視鏡の洗浄処理については検査オーダには含まれていない。検査でどの内視鏡を使用するか、また使用済みの内視鏡をどの洗浄機で洗浄するかは、現場での判断に委ねられている。たとえば検査直前に医師は、技師や看護師等の検査準備者に対して、使用する内視鏡の機種を口頭で指示して、検査室に内視鏡を運び込ませる。また検査準備者は、これから行われる検査を検査スケジュール表から確認して、自主的に検査室に内視鏡を運び込む。使用済みの内視鏡は、検査準備者により洗浄室に運び込まれ、理想的に言えば検査準備者が以後の検査予定を考慮して、優先度の高い順番で洗浄する。

[0004] 特許文献1は、検査スケジュールにより特定される検査開始時刻と、洗浄スケジュールにより特定される洗浄終了時刻とにしたがって、各検査で使用するべきスコープが不足するか否か判定する技術を開示している。

先行技術文献

特許文献

[0005] 特許文献1：特開2010-39560号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0006] 数多くの内視鏡検査を実施する医療施設は、多種の内視鏡を所有し、また繁用する機種について複数の個体を所有している。このように多くの内視鏡が存在する医療施設では、検査準備者は、どの内視鏡を検査室に運び込めばよいか簡単には分からないため、準備や判断に時間を要する。なお医師からの指示のもとで検査準備者が内視鏡を運び込む場合には、指示を受けてからの作業となるため、余計に時間を要することになる。

[0007] また、このような医療施設は、複数の内視鏡洗浄機を有しているが、各洗浄機がどのような状態にあるかを都度確認する必要もある。大病院や内視鏡センターでは、検査間の準備時間は数分程度しか設けられないため、作業の効率化や省力化が課題となっているが、現実には効率的に業務を実施することが困難な実情がある。

[0008] また担当医が検査に使用したいと考える機種が、他の検査ですべて使用中であったり、あるいは洗浄中であるような状況は好ましくない。たとえば担当医がルーチン検査において細径の内視鏡を使用したい場合に、使用可能な細径の内視鏡がなければ、代替として細径でない精密検査用の内視鏡を使用せざるを得ないこととなる。そのため細径の内視鏡の使用が必須でない検査において、細径の内視鏡が使用されるような状況は可能な限り避けて、検査に適切な内視鏡が使用されることが好ましい。

[0009] また消耗や老朽化が進んだ内視鏡は、機能劣化や、故障が生じやすくなる。医療施設内の他の同種の観察用内視鏡と比較して、使用回数、使用時間、生検回数が極端に多かったり、また同種の処置用内視鏡と比較して、各種処置、手技の実施回数、実施時間、各種処置具ごとの使用回数が極端に多いと、突出して消耗や老朽化が進むことになる。ワイヤーの伸張によるアングルの利き方が変化したり、鉗子や洗浄用ブラシの挿通による鉗子チャンネルの穴あきが生じたりすると、かかる内視鏡は、修理にだされる必要がある。通

常、内視鏡は定期的に点検されるように管理されているが、消耗が特に進んだ内視鏡は、予定外の修理にだされることで、医療施設において使用可能な内視鏡本数が減ることになり好ましくない。そのため、突出して消耗が進むような内視鏡の使用は回避したいという要望がある。

[0010] また医療施設が複数種の内視鏡洗浄機を所有する場合、検査準備者は、検査に使用した内視鏡をいずれの洗浄機を用いて洗浄するか判断する必要があるが、多忙な内視鏡検査の合間に常に適切な判断を要求することは検査準備者に負担をかける。また洗浄機の機種によって洗浄に使用する薬液は異なることが一般的であるが、薬液には、内視鏡部材を劣化させるなど、好ましくない影響を与えるものも存在する。これは薬液のアタック性とも称されるが、内視鏡の特定の個体に対して、強いアタック性を有する薬液を使用する洗浄機で洗浄する回数が増えると、その個体の劣化が早まる可能性があり好ましくない。

[0011] そこで内視鏡の個体に関して、適切な検査スケジュールや、洗浄スケジュールが設定されて、医師や検査準備者が、それぞれのスケジュールにしたがって検査および準備業務を実施することが好ましい。

[0012] しかしながら検査スケジュールおよび洗浄スケジュールを予め設定している場合であっても、実際に検査業務を開始すると、スケジュール通りに進行しないことが生じうる。たとえば検査が予定時間よりも長くなると、当然のことながら以後のスケジュールに狂いが生じる。また外来患者の医療施設への到着が遅れたために、検査の前処置が検査開始予定時刻までに間に合わない場合や、そもそも患者が医療施設に来られなくなり検査自体がキャンセルとなる場合など、スケジュール通りに検査業務が進行しないケースには様々なものが想定される。そのため検査スケジュールおよび洗浄スケジュールを設定している場合であっても、実際の検査の状況に応じて再スケジュールリング処理を実行して、検査スケジュールおよび洗浄スケジュールの見直しを適切に行うことが好ましい。

[0013] 本来、検査スケジュールを設定する以上、看護師は、検査に割り当てられ

た内視鏡を準備しなければならないが、多忙な現場では間違えて予定とは異なる内視鏡を準備してしまうことがある。また検査スケジュールおよび洗浄スケジュールを設定した後に、内視鏡にトラブルが発生して、使用予定であった内視鏡が使用できなくなるケースや、検査中に予定外の内視鏡を追加使用するケースもある。そのため検査スケジュールおよび洗浄スケジュールを設定している場合であっても、実際の内視鏡の状況に応じて再スケジュールリング処理を実行して、検査スケジュールおよび洗浄スケジュールの見直しを適切に行うことが好ましい。

[0014] また、洗浄機にトラブルが発生し、予定した時間内に内視鏡洗浄が終了しない場合、その内視鏡を使用予定とする検査や、その後の洗浄スケジュールが遅れることがある。また担当医師が突発的な理由により検査を担当できなくなったことで、検査スケジュールを修正することも生じうる。そのため検査スケジュールおよび洗浄スケジュールを設定している場合であっても、洗浄機における洗浄処理の状況や医師の状況などに応じて再スケジュールリング処理を実行して、検査スケジュールおよび洗浄スケジュールの見直しを適切に行うことが好ましい。

[0015] 本発明はこうした状況に鑑みなされたものであり、その目的は、内視鏡検査業務におけるスケジュールを適切に再構成する技術を提供することにある。

課題を解決するための手段

[0016] 上記課題を解決するために、本発明のある態様の内視鏡検査業務支援システムは、内視鏡検査を実施する検査室と、検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報と、内視鏡検査の検査内容に関する検査種別情報を含む複数の内視鏡検査の検査スケジュールを管理する検査スケジュール管理部と、検査スケジュール管理部で管理されている各々の内視鏡検査に対し、複数の内視鏡の中から使用する内視鏡を割り当てる第1割当処理部と、複数の洗浄機の中から、各々の内視鏡検査で使用される内視鏡を洗浄するための洗浄機を割り当てる第2割当処理部と、洗浄機と、洗浄開始予定時刻情報および洗

洗浄終了予定時刻情報を含む複数の内視鏡の洗浄スケジュールを管理する洗浄スケジュール管理部と、を備える。当該内視鏡検査業務支援システムは、検査の状況に関する状況情報を取得する状況情報取得部と、状況情報にもとづいて、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更が必要であることを判定する再スケジュール処理部と、をさらに備える。再スケジュール処理部は、検査スケジュール管理部または洗浄スケジュール管理部の少なくとも1つに対して、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールに含まれる要素の変更を指示する。

[0017] 本発明の別の態様の内視鏡検査業務支援システムは、内視鏡検査を実施する検査室と、検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報と、内視鏡検査の検査内容に関する検査種別情報を含む複数の内視鏡検査の検査スケジュールを管理する検査スケジュール管理部と、検査スケジュール管理部で管理されている各々の内視鏡検査に対し、複数の内視鏡の中から使用する内視鏡を割り当てる第1割当処理部と、複数の洗浄機の中から、各々の内視鏡検査で使用される内視鏡を洗浄するための洗浄機を割り当てる第2割当処理部と、洗浄機と、洗浄開始予定時刻情報および洗浄終了予定時刻情報を含む複数の内視鏡の洗浄スケジュールを管理する洗浄スケジュール管理部と、を備える。当該内視鏡検査業務支援システムは、内視鏡の状況に関する状況情報を取得する状況情報取得部と、状況情報にもとづいて、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更が必要であることを判定する再スケジュール処理部と、をさらに備える。再スケジュール処理部は、検査スケジュール管理部または洗浄スケジュール管理部の少なくとも1つに対して、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールに含まれる要素の変更を指示する。

[0018] 本発明のさらに別の態様の内視鏡検査業務支援システムは、内視鏡検査を実施する検査室と、検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報と、内視鏡検査の検査内容に関する検査種別情報を含む複数の内視鏡検査の検査スケジュールを管理する検査スケジュール管理部と、検査スケジュール管理

部で管理されている各々の内視鏡検査に対し、複数の内視鏡の中から使用する内視鏡を割り当てる第1割当処理部と、複数の洗浄機の中から、各々の内視鏡検査で使用される内視鏡を洗浄するための洗浄機を割り当てる第2割当処理部と、洗浄機と、洗浄開始予定時刻情報および洗浄終了予定時刻情報を含む複数の内視鏡の洗浄スケジュールを管理する洗浄スケジュール管理部と、を備える。当該内視鏡検査業務支援システムは、洗浄機に関する状況情報を取得する状況情報取得部と、状況情報にもとづいて、洗浄スケジュールおよび／または検査スケジュールの変更が必要であることを判定する再スケジュール処理部とをさらに備える。再スケジュール処理部は、洗浄スケジュール管理部または検査スケジュール管理部の少なくとも1つに対して、洗浄スケジュールおよび／または検査スケジュールに含まれる要素の変更を指示する。

[0019] 本発明のさらに別の態様の内視鏡検査業務支援システムは、内視鏡検査を実施する検査室と、検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報と、内視鏡検査の検査内容に関する検査種別情報を含む複数の内視鏡検査の検査スケジュールを管理する検査スケジュール管理部と、検査スケジュール管理部で管理されている各々の内視鏡検査に対し、複数の内視鏡の中から使用する内視鏡を割り当てる第1割当処理部と、複数の洗浄機の中から、各々の内視鏡検査で使用される内視鏡を洗浄するための洗浄機を割り当てる第2割当処理部と、洗浄機と、洗浄開始予定時刻情報および洗浄終了予定時刻情報を含む複数の内視鏡の洗浄スケジュールを管理する洗浄スケジュール管理部と、を備える。第1割当処理部は、内視鏡検査に対して医師を割り当てる機能を有する。当該内視鏡検査業務支援システムは、医師の状況に関する状況情報を取得する状況情報取得部と、状況情報にもとづいて、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更が必要であることを判定する再スケジュール処理部とをさらに備える。再スケジュール処理部は、検査スケジュール管理部または洗浄スケジュール管理部の少なくとも1つに対して、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールに含まれる要素の変更を指示

する。

[0020] なお、以上の構成要素の任意の組み合わせ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。

発明の効果

[0021] 本発明によれば、内視鏡検査業務におけるスケジュールを適切に再構成する技術を提供することができる。

図面の簡単な説明

[0022] [図1]本発明の実施形態にかかる内視鏡検査業務支援システムの構成を示す図である。

[図2]スケジュール情報の作成中に設定されるスコープの仮想的なステータスを説明するための図である。

[図3]スコープのスケジュール情報を生成する情報管理装置の構成を示す図である。

[図4]生成された検査スケジュールの一例を示す図である。

[図5]検査種別マスタテーブルの一例を示す図である。

[図6]所有スコープマスタテーブルの一例を示す図である。

[図7]スコープのスケジュール情報を生成する基本フローチャートを示す図である。

[図8]基本フローチャートのS 1 6 に示す割当対象検査の抽出処理の詳細フローチャートを示す図である。

[図9]基本フローチャートのS 1 8 に示すスコープ割当処理の詳細フローチャートを示す図である。

[図10]S 5 0 のステータス特定処理の詳細フローチャートを示す図である。

[図11]S 5 2 のスコープの検索処理の詳細フローチャートを示す図である。

[図12]検査スケジュール管理部により更新された検査スケジュールを示す図である。

[図13]基本フローチャートのS 2 0 に示す洗浄機割当処理の詳細フローチャ

ートを示す図である。

[図14]洗浄スケジュール管理部により生成された洗浄スケジュールを示す図である。

[図15]スコープの個体のスケジュール情報を示す図である。

[図16]検査スケジュール管理部により生成された検査スケジュールおよび洗浄スケジュール管理部により生成された洗浄スケジュールを示す図である。

[図17]検査スケジュール管理部により生成された検査スケジュールおよび洗浄スケジュール管理部により生成された洗浄スケジュールを示す図である。

[図18]検査スケジュール管理部により生成された検査スケジュールおよび洗浄スケジュール管理部により生成された洗浄スケジュールを示す図である。

[図19]スコープの個別スケジュールを示す図である。

[図20]検査スケジュール管理部により生成された検査スケジュールおよび洗浄スケジュール管理部により生成された洗浄スケジュールを示す図である。

[図21]1日分のスコープの個別スケジュールを示す図である。

[図22]スコープ順位保持部に保持されたスコープ順位テーブルを示す図である。

[図23]実施例1におけるスコープの検索処理の詳細フローチャートを示す図である。

[図24]使用状況記憶部に記憶された使用状況テーブルを示す図である。

[図25]図9に示すスコープ割当処理におけるS56の詳細フローチャートを示す図である。

[図26]洗浄機順位保持部に保持された洗浄機順位テーブルを示す図である。

[図27]図13に示す洗浄機割当処理におけるS110の詳細フローチャートを示す図である。

[図28]図13に示す洗浄機割当処理におけるS114の詳細フローチャートを示す図である。

[図29]実施例3において洗浄スケジュール管理部により生成された洗浄スケジュールを示す図である。

[図30]割当スコープ情報保持部に記憶された優先スコープテーブルを示す図である。

[図31]図9に示すスコープ割当処理におけるS56の詳細フローチャートを示す図である。

[図32]検査スケジュール管理部により更新された検査スケジュールを示す図である。

[図33]端末装置に表示される使用履歴情報の一例を示す図である。

[図34]端末装置に表示される使用履歴情報の一例を示す図である。

[図35]割当担当者情報保持部に記憶された優先担当者テーブルを示す図である。

[図36]担当者割当処理のフローチャートを示す図である。

[図37]洗浄スケジュール管理部により生成された洗浄スケジュールを示す図である。

[図38]洗浄スケジュール管理部により更新された洗浄スケジュールを示す図である。

[図39]端末装置に表示される洗浄履歴情報の一例を示す図である。

[図40]端末装置に表示される洗浄履歴情報の一例を示す図である。

[図41]検査スケジュールおよび洗浄スケジュールの例を示す図である。

[図42]所有スコープマスタテーブルの一例を示す図である。

[図43]再スケジュールリング処理を実行する機能を備えた処理部の構成を示す図である。

[図44]実際の検査が予定よりも遅延した例を示す図である。

[図45]検査の検査開始予定時刻および検査終了予定時刻を遅らせた状態を示す図である。

[図46]検査の検査開始予定時刻および検査終了予定時刻を遅らせた状態を示す図である。

[図47]洗浄の洗浄開始予定時刻および洗浄終了予定時刻を遅らせた状態を示す図である。

[図48]ディスプレイに表示される検査スケジュール表および洗浄スケジュール表を示す図である。

[図49]ユーザが検査開始予定時刻を指定した状態を示す図である。

[図50]再スケジュールリング処理を施した検査スケジュールおよび洗浄スケジュールを示す図である。

[図51]検査スケジュールから検査E 2 2を削除した状態を示す図である。

[図52]実施例8における予約繰上げ処理のフローチャートを示す図である。

[図53]S 3 0 2に示す候補検査抽出処理の詳細フローチャートを示す図である。

[図54]S 3 0 6に示す繰上げ検査特定処理の詳細フローチャートを示す図である。

[図55]検査E 2 4を、空き時間枠に移動した状態を示す図である。

[図56]検査E 2 6を、空き時間枠に移動した状態を示す図である。

[図57]検査E 2 8を、空き時間枠に移動した状態を示す図である。

[図58]再構成した検査スケジュールを示す図である。

[図59]再構成した洗浄スケジュールを示す図である。

[図60]検査スケジュールおよび洗浄スケジュールの例を示す図である。

[図61]所有スコープマスタテーブルの一例を示す図である。

[図62]再スケジュールリング処理を実行する機能を備えた処理部の構成を示す図である。

[図63]予定していたスコープとは別のスコープを使用した例を示す図である。

[図64]実施例9におけるスケジュール要素の変更処理のフローチャートを示す図である。

[図65]検査におけるスコープの割当を変更した例を示す図である。

[図66]スコープの入れ替え処理を行った例を示す図である。

[図67]予定していたスコープに加えて、追加のスコープを使用した例を示す図である。

[図68]実施例10におけるスケジュール要素の変更処理のフローチャートを示す図である。

[図69]スコープの洗浄処理を、洗浄スケジュールに挿入した例を示す図である。

[図70]検査E32と洗浄W29の関係を示す図である。

[図71]検査E32の時間枠を変更した状態を示す図である。

[図72]洗浄スケジュールを再スケジュールリングした結果を示す図である。

[図73]検査E40を検査スケジュールの末尾に移動した例を示す図である。

[図74]洗浄中にスコープの故障が検知された例を示す図である。

[図75]検査スケジュールのスコープ割当情報および洗浄スケジュールを削除した状態を示す図である。

[図76]検査スケジュールおよび洗浄スケジュールの例を示す図である。

[図77]所有スコープマスタテーブルの一例を示す図である。

[図78]再スケジュールリング処理を実行する機能を備えた処理部の構成を示す図である。

[図79]洗浄処理にトラブルが生じ、途中で中止された例を示す図である。

[図80]洗浄開始予定時刻および洗浄終了予定時刻を15分ずつ遅らせた状態を示す図である。

[図81]検査の時間枠を再設定した状態を示す図である。

[図82]医師技能テーブルの一例を示す図である。

[図83]医師割当部の構成を示す図である。

[図84]検査に割り当てられていた医師を削除した状態を示す図である。

[図85]検査に医師を割り当てた状態を示す図である。

[図86]検査に医師を割り当てた状態を示す図である。

[図87]検査スケジュールおよび洗浄スケジュールを再スケジュールリング処理した結果を示す図である。

[図88]検査スケジュールと、医師の検査不能時間帯との関係を示す図である。

[図89]検査に割り当てたスコープ情報を削除した状態を示す図である。

[図90]医師技能テーブルの別の例を示す図である。

[図91]医師の再スケジュールリング処理を行った結果を示す図である。

発明を実施するための形態

[0023] 図1は、本発明の実施形態にかかる内視鏡検査業務支援システム1の構成を示す図である。内視鏡検査業務支援システム1は、内視鏡検査業務を支援するためのシステムであり、内視鏡（以下、単に「スコープ」とも呼ぶ）30の個体の使用予定および洗浄予定を適切にスケジュールリングし、またスケジュールリングした予定を適切に再スケジュールリングする機能を実現する。内視鏡検査業務支援システム1は、情報管理装置10、端末装置12、保管庫14、内視鏡観察装置22a～22d、第1洗浄機50a～第4洗浄機50dを備え、それらはLAN（ローカルエリアネットワーク）などのネットワーク2によって相互接続される。

[0024] 複数の検査室のそれぞれに、内視鏡観察装置が設置される。この例では、第1検査室20aが内視鏡観察装置22aを、第2検査室20bが内視鏡観察装置22bを、第3検査室20cが内視鏡観察装置22cを、第4検査室20dが内視鏡観察装置22dをそれぞれ備えている。医療施設において検査室は、上部検査と下部検査とで使い分けられることが多い。図1に示す例では、第1検査室20a、第2検査室20b、第3検査室20cが上部検査のために使用され、第4検査室20dが下部検査のために使用される。以下、第1検査室20a～第4検査室20dを特に区別しない場合には、「検査室20」と呼ぶことがあり、また内視鏡観察装置22a～22dを特に区別しない場合には、「内視鏡観察装置22」と呼ぶこともある。内視鏡観察装置22にはスコープ30が接続され、医師による内視鏡検査が行われる。

[0025] 大病院や内視鏡センターなどの医療施設は、1日に数多くの内視鏡検査を実施するために、多種の内視鏡（スコープ）を所有し、また繁用する機種について複数の個体を所有している。たとえば上部検査用のスコープの機種としては、ルーチン検査に使用される上部ルーチン機、高解像度の画像を提供

できる上部高画質機、鼻孔から挿入される上部経鼻機、粘膜表面における微細な血管の走行形態や腺管等による構造パターン等を観察できる上部拡大機、処置機能を有する上部処置機などが存在する。また下部検査用のスコープの機種としては、ルーチン検査に使用される下部ルーチン機、粘膜表面における微細な血管の走行形態や腺管等による構造パターン等を観察できる下部拡大機、処置機能を有する下部処置機などが存在する。医療施設において、所有されるスコープは、データベースに登録されて管理されている。

[0026] 洗浄室40には、複数の洗浄機が設置され、この例では、第1洗浄機50a、第2洗浄機50b、第3洗浄機50cおよび第4洗浄機50dが設けられる。以下、第1洗浄機50a～第4洗浄機50dを特に区別しない場合には、「洗浄機50」と呼ぶこともある。この例では、4台の洗浄機50が1つの洗浄室40に設置されているが、複数の洗浄室に分散して設置されていてもよい。

[0027] 洗浄機50は機種によって、異なる薬液を洗浄に使用することが一般的である。たとえば洗浄に使用される薬液としては、過酢酸、フタラール、強酸性電解水などが代表的であり、洗浄機50は、所定の薬液のみを使用するように設計されている。つまり洗浄機50の機種と、使用する薬液とは一対一に対応付けられており、洗浄機50が、定められた薬液以外の薬液を使用することは推奨されていない。また洗浄機50の機種によって、洗浄時間が異なることもあり、このように洗浄機50は機種固有の特性を有している。

[0028] 保管庫14は、スコープ30を保管する。1日の内視鏡検査業務が開始される前、全てのスコープ30は保管庫14に保管されており、技師などの検査準備者は、保管庫14からスコープ30を取り出して検査室20に運び、内視鏡観察装置22に接続する。医師による検査が終了すると、検査準備者は、使用済みのスコープ30を洗浄室40に運んで、洗浄機50の洗浄槽に入れて洗浄を行い、洗浄終了したスコープ30を、また検査室に運んで、医師が、新たな検査に再使用する。

[0029] 医療施設において、スコープ30の個体には、他の個体と区別するための

個体名称が付与されることが一般的である。たとえば同種のスコープ３０については、その形状が同じであるために、個体名称を付与して、それぞれを管理する。スコープ３０には、個体名称で区別できるように、個体名称を印字したシールなどが貼り付けられ、これにより医師や検査準備者は、各個体を区別できるようになる。また、近年は内視鏡本体にＲＦＩＤタグ等が内蔵され、内視鏡観察装置２２のカメラコントロールユニット（ＣＣＵ）への接続時やタグの読取手段を用いた読み取りにより各個体を電子的に識別できるようになっている。このようなスコープ３０に対しては、ＣＣＵへの接続時や洗浄機での洗浄開始前または終了後等にＲＦＩＤタグ内の個体識別情報を取得することにより、シールを用いた場合と同様の区別をすることが可能である。

[0030] 実施形態の内視鏡検査業務支援システム１は、スコープ３０の各個体に対して、どの検査で使用するか、またどの洗浄機で洗浄するか、などを定めたスケジュール情報を設定する。これにより検査準備者は、スケジュール情報をみて、どの検査室２０に運び込めばよいか、またどの洗浄機５０で洗浄すればよいかを知ることができる。その際、スコープ３０に貼り付けられたシールに印字された個体名称により、検査準備者は、スケジュール情報にしたがってスコープ３０を適切に移動し、また洗浄できる。

[0031] スコープ３０のスケジュール情報は、情報管理装置１０により生成される。スケジュール情報の生成タイミングは、１日の内視鏡検査業務の開始前であり、検査準備者は、端末装置１２の画面に表示されるスケジュール情報をみて、スコープ３０の扱いを判断できる。端末装置１２は、据置型のパーソナルコンピュータであってもよいが、携帯可能なＰＤＡ（Personal Digital Assistants）やタブレットなどの端末装置であってもよい。

[0032] 情報管理装置１０は、スケジュール情報を生成する際、あるタイミングを開始予定とする検査に対して、どのスコープ３０を割り当てるか決定するが、そのタイミングで使用予定となっているスコープ３０や、洗浄予定となっているスコープ３０は、当然のことながら検査に割り当てることはできない

。そのため情報管理装置 10 は、スケジューリング処理に際して各スコープ 30 に対して仮想的なステータスを設定し、任意のタイミングにおける各スコープ 30 のステータスを確認できるようにする。

[0033] 図 2 は、スケジュール情報の作成中に設定されるスコープ 30 の仮想的なステータスを説明するための図である。スコープ 30 は、「使用中」(ST1)、「使用済」(ST2)、「洗浄中」(ST3)、「待機中」(ST4)のうち、いずれかのステータスをとる。図 2 において示される矢印は、ステータスの遷移方向を示す。情報管理装置 10 は、任意のタイミングにおける全てのスコープ 30 のステータスを把握することで、当該タイミングにおいて検査に、適切なスコープ 30 を割り当てる。

[0034] 図 2 に示す 4 つのステータスにおいて、検査に割当可能なスコープ 30 は、そのステータスが「待機中」となっているスコープであり、他のステータスにあるスコープ 30 を検査に割り当てることはできない。なお保管庫 14 に保管されているスコープ 30 のステータスは「待機中」であり、したがってスケジュール情報の生成処理を開始する際には、全てのスコープ 30 のステータスが「待機中」であることを前提とする。

[0035] 図 3 は、スコープ 30 のスケジュール情報を生成する情報管理装置 10 の構成を示す。情報管理装置 10 は、処理部 100 および記憶部 200 を備え、処理部 100 は、検査スケジュール管理部 110、第 1 割当処理部 120、洗浄スケジュール管理部 130、第 2 割当処理部 140、表示処理部 150、表示内容導出部 152、期間指定部 154 および使用状況監視部 160 を有する。

[0036] 情報管理装置 10 の各構成は、ハードウェア的には、任意のコンピュータの CPU、メモリ、その他の LSI で実現でき、ソフトウェア的にはメモリにロードされたプログラムなどによって実現されるが、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したがって、これらの機能ブロックがハードウェアのみ、ソフトウェアのみ、またはそれらの組み合わせによっていろいろな形で実現できることは、当業者には理解されるところ

ろである。

[0037] 検査オーダは、例えばオーダリングシステム等の院内情報システムにおいて生成され、内視鏡部門システムに対して発行される。情報管理装置 10 は、1 日の内視鏡検査業務の開始前に、院内情報システムにおいて生成された 1 日分の検査オーダを取得して、医療施設内で所有するスコープ 30 の各個体の使用予定および洗浄予定をスケジューリングする。取得された 1 日分の検査オーダは、オーダ情報記憶部 202 に記憶される。たとえばスケジューリングのタイミングは、検査当日の最初の検査が行われる前であってよく、また前日の検査業務終了後であってもよく、いずれにしても 1 日分の検査オーダが確定しているタイミングであればよい。

[0038] 検査オーダには、検査の識別情報（検査 ID）、検査開始予定時刻情報、検査終了予定時刻情報、患者の識別情報（患者 ID）、検査種別情報、検査の担当医師、検査室など、内視鏡検査に関するオーダ情報が含まれる。図 1 に示す内視鏡検査業務支援システム 1 において、第 1 検査室 20a、第 2 検査室 20b、第 3 検査室 20c が、上部検査のために使用され、第 4 検査室 20d が下部検査のために使用されるように定められており、したがって上部検査オーダには、検査室として、第 1 検査室 20a、第 2 検査室 20b、第 3 検査室 20c のいずれかが割り当てられており、また下部検査オーダには、第 4 検査室 20d が割り当てられている。

[0039] スケジューリング処理の開始時、まず検査スケジュール管理部 110 は、オーダ情報記憶部 202 から 1 日分の複数のオーダ情報を取得し、検査スケジュールを生成する。具体的に検査スケジュール管理部 110 は、検査 ID で特定される内視鏡検査を実施する検査室と、検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報と、内視鏡検査の検査内容に関する検査種別情報と、担当医師を含む複数の内視鏡検査の検査スケジュールを生成して、管理する。検査スケジュール管理部 110 は、生成した検査スケジュールを、検査スケジュール保持部 206 に格納する。その後、これから説明するように、検査スケジュール管理部 110 は、各検査に対して第 1 割当処理部 120 によ

り割り当てられたスコープ30の情報を検査スケジュールに登録して、検査スケジュールを更新する。

[0040] 図4は、生成された検査スケジュールの一例を示す。検査スケジュール管理部110は、オーダ情報記憶部202からオーダ情報を取得すると、検査開始予定時刻の早いものから順に、検査番号を設定する。図4において1日分の検査数は41であり、各検査に対して検査番号がE1～E41として設定されている。ここで検査番号E1の検査スケジュールは、検査室が第1検査室20a、検査開始予定時刻が9:00、検査終了予定時刻が9:10、検査種別が「上部ルーチン検査」、担当医師が「医師B」であることが示される。なお検査には、検査IDが割り当てられており、この検査IDは検査番号とは異なるものであるが、検査番号も検査スケジュールにおいて検査を一意に識別するものであるため、以下の説明においては、検査番号を、検査を特定するための情報として使用することもある。

[0041] なお本実施形態において、図4に示す検査スケジュールは、1日分の複数の検査オーダから自動的に導出されることとしているが、オーダ情報に、検査開始予定時刻情報や検査終了予定時刻情報、担当医師および検査室の情報が含まれていない場合には、検査スケジュール管理部110が、検査スケジュールを生成してもよい。なお検査スケジュール管理部110は、生成した検査スケジュールを再構成して、検査の状況に応じた再スケジュールリング処理を行う機能も有する。

[0042] たとえば記憶部200は、検査種別ごとの検査予定時間を記憶した検査種別マスタテーブルと、担当医師を記憶した担当医師マスタテーブルと、検査室で実施される検査条件（つまり上部検査であるか下部検査であるかを特定する情報）とを記憶する。検査オーダには、患者の識別情報（患者ID）および検査種別情報が含まれており、検査スケジュール管理部110は、1日分の検査オーダを取得すると、検査種別マスタテーブル、担当医師マスタテーブルおよび検査条件を参照して、検査スケジュールを生成する。

[0043] 図5は、検査種別マスタテーブル210の一例を示す。検査種別マスタテ

ーブル 210 には、各検査種別ごとに、検査予定時間が記録されている。検査オーダに患者の識別情報（患者 ID）および検査種別情報が含まれている場合、検査スケジュール管理部 110 は、まず検査オーダに含まれる各検査の検査種別情報を参照して、検査室ごとに 1 つの検査を割り当てる。ここで検査室の検査条件を参照して、検査種別情報が上部検査を指定していれば、その検査を、第 1 検査室 20 a、第 2 検査室 20 b、第 3 検査室 20 c のいずれかに割り当て、検査種別情報が下部検査を指定していれば、その検査を第 4 検査室 20 d に割り当てる。また検査スケジュール管理部 110 は、検査間のインターバルとして所定の準備時間（たとえば 5 分）を設定する。

[0044] 検査種別マスタテーブル 210 においては、たとえば検査種別番号 1 の「上部ルーチン検査」の検査予定時間が 10 分であること、また検査種別番号 2 の「上部経鼻検査」の検査予定時間が 15 分であること、などが記録されている。なお検査種別番号 16 の「下部ルーチン検査（経験 3 年）」の検査予定時間は、検査種別番号 9 の「下部ルーチン検査」の検査予定時間よりも 5 分長く設定されているが、これは、経験 3 年未満の医師（若手医師）が検査した場合には、経験 3 年以上の医師（ベテラン医師）よりも 5 分程多く要することを、予め予定時間として組み込んでいることを示す。なお、若手医師がベテラン医師よりも多くの時間を要することは、担当医師マスタテーブルにおいて設定されていてもよい。検査スケジュール管理部 110 は、検査種別マスタテーブル 210 にしたがって、各検査室 20 に 1 つの検査を割り当てて、検査開始予定時刻および検査終了予定時刻を設定する。

[0045] 次に、第 1 割当処理部 120 における医師割当部 129 が、各検査室 20 の検査に対して、医師を割り当てる。このとき医師割当部 129 は、同じ時間帯に、同じ担当医師が重複することのないように、担当医師を検査に割り当てる。このように検査スケジュール管理部 110 が各検査室 20 に 1 つの検査を割り当て、医師割当部 129 が、割り当てられた検査に対して医師を割り当てることで、検査スケジュールが生成される。医師割当部 129 が検査に医師を割り当てると、検査スケジュール管理部 110 は、未処理の検査

オーダに含まれる各検査の検査種別情報を参照して、再び検査室ごとに1つの検査を割り当て、医師割当部129が、割り当てられた検査に対して医師を割り当てる。これを繰り返すことで、図4に示す検査スケジュールが生成される。

[0046] なお図4に示した検査スケジュールにおいて、検査番号E12で示す下部ルーチン検査の検査予定時間は、20分に設定されている。これは医師割当部129により検査番号E12で示す下部ルーチン検査に医師Eが割り当てられたところ、当該医師Eが経験3年未満の若手医師であるために、検査番号E12で示す検査の予定時間が、通常の下部ルーチン検査の検査予定時間（15分）よりも5分長く設定される。検査スケジュール管理部110が、検査番号E12で示す下部ルーチン検査を第4検査室20dに割り当てた際には、通常通り検査予定時間を15分に設定しつつ、医師割当部129が、当該検査に対して医師Eを割り当てたときに、検査スケジュール管理部110は、図5に示す検査種別番号16の検査予定時間を参照して、検査予定時間を5分長くして、検査終了予定時刻を再設定する。

[0047] このように、オーダ情報に検査室情報、検査開始予定時刻情報、検査終了予定時刻情報、担当医師情報などが含まれていない場合に、検査にスコープ30を割り当てる前提として、検査スケジュール管理部110が、上記したように検査種別マスタテーブル210等を参照して、検査を行う検査室、検査開始予定時刻、検査終了予定時刻を設定し、医師割当部129が、検査に対して医師を割り当てることで、処理部100が検査スケジュールを自動生成する機能を有してよい。

[0048] 所有スコープ情報記憶部220は、医療施設が所有するスコープ30に関する情報およびデータを記憶しており、所有スコープマスタテーブル222、使用状況記憶部224、洗浄機順位保持部226、割当スコープ情報保持部228、割当担当者情報保持部230、履歴記録部232を備える。所有スコープマスタテーブル222は、医療施設が所有するスコープ30を管理するためのデータベースであり、医療施設が所有する全てのスコープ30の

情報が登録されている。

[0049] 図6は、所有スコープマスタテーブル222の一例を示す。所有スコープマスタテーブル222は、医療施設内で設定した内視鏡番号と、機種名、および医療施設内における個体名称とを対応付けて登録している。ここでは上部検査用のスコープ機種として、ルーチン検査に使用される上部ルーチン機、高解像度の画像を提供できる上部高画質機、鼻孔から挿入される上部経鼻機、粘膜表面における微細な血管の走行形態や腺管等による構造パターン等を観察できる上部拡大機、処置機能を有する上部処置機が登録されている。

[0050] 医療施設において上部ルーチン機は6本所有されて、それぞれにG-R-1、G-R-2、G-R-3、G-R-4、G-R-5、G-R-6の個体名称が付されている。また上部高画質機は3本所有されて、それぞれにG-H-1、G-H-2、G-H-3の個体名称が付され、上部経鼻機は1本所有されて、G-N-1の個体名称が付され、上部拡大機は2本所有されて、それぞれにG-Z-1、G-Z-2の個体名称が付され、上部処置機は2本所有されて、それぞれにG-T-1、G-T-2の個体名称が付されている。

[0051] また下部検査用のスコープの機種としては、ルーチン検査に使用される下部ルーチン機、粘膜表面における微細な血管の走行形態や腺管等による構造パターン等を観察できる下部拡大機、処置機能を有する下部処置機が登録されている。下部ルーチン機は3本所有されて、それぞれにC-R-1、C-R-2、C-R-3の個体名称が付され、下部拡大機は1本所有されて、C-Z-1の個体名称が付され、下部処置機は1本所有されて、C-T-1の個体名称が付されている。

[0052] 各スコープ30には、それぞれの個体名称を印字したテープなどが貼り付けられて、医師や検査準備者が、目視で個体を特定できるようにされている。個体の識別表示の手段は、テープに限るものではないが、特に同機種のスコープ30が複数存在する場合には、同機種内での区別ができるように、個体を目視で特定できるような手当がなされていることが好ましい。

[0053] 以下、スコープ３０のスケジュール情報を生成する処理について説明する。なおスコープ３０のスケジュール情報を生成することは、スコープ３０を検査に割り当て、また検査に使用したスコープ３０を洗浄機に割り当てることを意味し、その結果として、検査スケジュールおよび洗浄スケジュールが生成されるとともに、スコープ３０の個体のスケジュールも生成されるようになる。

[0054] 図７は、スコープ３０のスケジュール情報を生成する基本フローチャートを示す。検査スケジュール管理部１１０が、オーダ情報記憶部２０２から１日分の複数のオーダ情報を取得する（Ｓ１０）。検査スケジュール管理部１１０は、複数のオーダ情報の検査開始予定時刻を参照して、検査開始予定時刻の早いものから順に検査番号を設定し（Ｓ１２）、検査スケジュールを生成する（Ｓ１４）。なお検査開始予定時刻を同一とする複数の検査に関しては、検査室番号の小さいものから順に検査番号を設定してもよい。なお検査室番号は、第１検査室２０ａが「１」、第２検査室２０ｂが「２」、第３検査室２０ｃが「３」、第４検査室２０ｄが「４」と設定されている。Ｓ１４で生成される検査スケジュールは、図４に示したものであり、時間軸を縦軸とし、検査室を横軸にとって、検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報で指定される時間枠内に検査オーダを割り当てたものとなる。

[0055] なお検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報は、時分を示す時刻そのものの情報であってよいが、５分刻みの時間帯を示すものであってもよい。たとえば内視鏡部門において、スケジューリングが５分を１単位として行われる場合には、５分を１単位とするコマを基準として、検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報が、それぞれ検査開始予定時刻および検査終了予定時刻を指定してもよい。

[0056] スコープ３０のスケジュール情報は、検査スケジュールにおける検査に対してスコープ３０を割り当て、割り当てたスコープ３０に対して検査終了予定時刻以後に洗浄を行う洗浄機を割り当てることで生成される。そのため最初に、各検査室においてスコープ３０を割り当てる対象となる検査を抽出す

るための処理が実行される（S 1 6）。割当対象検査抽出処理により、各検査室の検査が抽出されると、抽出された検査に対して、第 1 割当処理部 1 2 0 によりスコープ 3 0 を割り当てるための処理が実行される（S 1 8）。スコープ割当処理により検査に対してスコープ 3 0 が割り当てられると、割り当てられたスコープ 3 0 の情報が検査スケジュールに登録され、続いて当該割り当てられたスコープ 3 0 に対して、洗浄する洗浄機 5 0 を割り当てるための処理が第 2 割当処理部 1 4 0 により実行される（S 2 0）。スコープ 3 0 に割り当てられた洗浄機 5 0 の情報は、洗浄スケジュールに登録される。S 1 6～S 2 0 のステップは、全ての検査について完了するまで繰り返される（S 2 2 の N）、全検査に対して割当処理が完了すると（S 2 2 の Y）、スコープ 3 0 のスケジューリング処理が終了する。

[0057] S 1 6～S 2 0 のステップを実行すると、各検査室 2 0 の検査に対してスコープ 3 0 が割り当てられ、割り当てられたスコープ 3 0 に対して洗浄機 5 0 が割り当てられる。このようにしてスコープ 3 0 の使用予定、洗浄予定が定められると、洗浄機 5 0 を割り当てた第 2 割当処理部 1 4 0 が、当該スコープ 3 0 を割り当てられた検査の検査番号に対して、処理済みのフラグを設定する。検査にスコープ 3 0 を割り当てる第 1 割当処理部 1 2 0 は、各検査番号のフラグを参照して、全ての検査番号のフラグが処理済みとなるまで（S 2 2 の N）、S 1 6 のステップを実行し、全ての検査番号のフラグが処理済みとなっていれば（S 2 2 の Y）、S 1 6 のステップには戻らずに、スコープ 3 0 のスケジューリング処理を終了する。

[0058] 図 3 に戻って、第 1 割当処理部 1 2 0 は、検査スケジュールの検査に対して、スコープ 3 0 を割り当てる処理を行う。具体的に第 1 割当処理部 1 2 0 は、基本フローチャートにおける S 1 6、S 1 8 のステップを実行する機能を有し、検査抽出部 1 2 2、スコープ特定部 1 2 4、スコープ割当部 1 2 6、スコープ割当可否確認部 1 2 8 および医師割当部 1 2 9 を備える。なお既述したように医師割当部 1 2 9 は、検査スケジュールの生成に際して医師を検査に割り当てる処理を担当する。

[0059] 図8は、基本フローチャートのS16に示す割当対象検査の抽出処理の詳細フローチャートを示す。第1割当処理部120において、検査抽出部122が、検査スケジュールにおける各検査室20の検査のうち、スコープ30をまだ割り当てておらず、且つ最も検査開始予定時刻の早い検査を抽出する(S30)。図4に示す検査スケジュールにおいては、まだ、どの検査にもスコープ30は割り当てておらず、したがって検査抽出部122は、各検査室20において最も検査開始予定時刻の早い検査をそれぞれ抽出する。ここで第1検査室20aからは検査番号E1の検査、第2検査室20bからは検査番号E2の検査、第3検査室20cからは検査番号E3の検査、第4検査室20dからは検査番号E4の検査を抽出する。以下、説明の便宜上、検査番号E1の検査を「検査E1」、検査番号E2の検査を「検査E2」などと呼ぶこともある。

[0060] 続いて検査抽出部122は、「N=1」をセットして(S32)、第N検査室以外の検査室から抽出した検査の次の検査の検査開始予定時刻が、第N検査室から抽出した検査の検査開始予定時刻よりも遅いか否かを判定する(S34)。ここでは、第1検査室20aから抽出した検査E1の検査開始予定時刻と、第2検査室20b、第3検査室20c、第4検査室20dから抽出した検査E2、E3、E4の次の検査、つまり検査E6、E7、E8の検査開始予定時刻とを比較して、検査E6、E7、E8の検査開始予定時刻の全てが、検査E1の検査開始予定時刻よりも遅いか否かが判定される。図4に示す検査スケジュールでは、検査E6、E7、E8の検査開始予定時刻の全てが、検査E1の検査開始予定時刻よりも遅いため(S34のY)、検査抽出部122は、検査E1を、スコープ30を割り当てる対象となる検査として特定する(S36)。なお、もし検査E6、E7、E8の検査開始予定時刻のいずれか1つでも、検査E1の検査開始予定時刻よりも早い場合には(S34のN)、検査抽出部122は、検査E1を、スコープ30を割り当てる対象となる検査から除外する(S38)。

[0061] 続いて、Nが検査室総数(この例では、検査室総数=4)と同じか判定さ

れ（S 4 0）、Nが検査室総数に達していなければ（S 4 0のN）、Nを1インクリメントして（S 4 2）、S 3 4に戻る。

[0062] S 3 4においては、第2検査室2 0 bから抽出した検査E 2の検査開始予定時刻と、第1検査室2 0 a、第3検査室2 0 c、第4検査室2 0 dから抽出した検査E 1、E 3、E 4の次の検査、つまり検査E 5、E 7、E 8の検査開始予定時刻とを比較して、検査E 5、E 7、E 8の検査開始予定時刻の全てが、検査E 1の検査開始予定時刻よりも遅いか否かが判定される。図4に示す検査スケジュールでは、検査E 5、E 7、E 8の検査開始予定時刻の全てが、検査E 2の検査開始予定時刻よりも遅いため（S 3 4のY）、検査抽出部1 2 2は、検査E 2を、スコープ3 0を割り当てる対象となる検査として特定する（S 3 6）。

[0063] 以上のように、S 3 4の判定処理は、S 3 0で各検査室2 0から抽出した全ての検査に関して実行される。ここでは、S 3 0で各検査室2 0から抽出した検査番号E 1、E 2、E 3、E 4の全ての検査が、スコープ3 0を割り当てる対象となる検査として特定され（S 3 6）、その時点でNが検査室総数に達しているため（S 4 0のY）、割当対象検査の抽出処理が終了する。図7に示す基本フローチャートを参照して、S 1 6の割当対象検査の抽出処理が終了すると、S 1 8のスコープ割当処理が開始される。

[0064] 図9は、基本フローチャートのS 1 8に示すスコープ割当処理の詳細フローチャートを示す。第1割当処理部1 2 0において、スコープ割当部1 2 6が、検査スケジュール管理部1 1 0でスケジュール管理されている各々の内視鏡検査に対し、所有する複数のスコープ3 0の中から使用するスコープを割り当てる処理を行う。

[0065] このスコープ割当処理を行う前提として、まずスコープ特定部1 2 4が、スコープの割当対象として抽出された検査の開始予定時刻における全てのスコープ3 0のステータスを特定する（S 5 0）。図2に関して説明したように、スコープ3 0のステータスは、S T 1～S T 4のいずれかで特定される。

[0066] 図10は、S50のステータス特定処理の詳細フローチャートを示す。まずスコープ特定部124は、割当対象となる検査の検査開始予定時刻を設定する(S70)。検査E1～E4の検査開始予定時刻は、いずれも9:00であるため、ここでは時刻が9:00にセットされる。スコープ特定部124は、所有スコープマスタテーブル222に記録されている内視鏡番号1～19の全てのスコープの設定時刻におけるステータスを特定する。

[0067] スコープ30のスケジュール情報を参照して、設定時刻(9:00)が、割り当てられた検査の時間内であれば(S72のY)、当該スコープ30のステータスは、「使用中」と特定される(S74)。また設定時刻が、検査時間外であって(S72のN)、割り当てられた検査の終了後、洗浄開始前であれば(S76のY)、当該スコープ30のステータスは、「使用済」と特定される(S78)。また設定時刻が、検査終了後、洗浄開始前ではなく(S76のN)、洗浄時間内であれば(S80のY)、当該スコープ30のステータスは、「洗浄中」と特定される(S82)。なお、設定時刻が洗浄時間内でもなければ(S80のN)、当該スコープ30のステータスは、「待機中」と特定される(S84)。このようにスコープ特定部124は、全てのスコープに関して、設定時刻におけるステータスを特定することで、検査開始予定時刻に「待機中」つまりは割当可能なスコープがどれであることを把握できる。

[0068] 図9に戻って、スコープ特定部124は、所有するスコープの検索処理を実行して、使用可能なスコープ30を特定する(S52)。ここでスコープ特定部124は、S50において「待機中」と特定したスコープに絞って、検索処理を実行する。「待機中」以外のステータス、つまり「使用中」、「使用済」、「洗浄中」ステータスのスコープ30は、その時点で検査に割り当てることができないため、これらを検索対象から外すことで、検索効率を高められる。

[0069] 図11は、S52のスコープの検索処理の詳細フローチャートを示す。スコープ特定部124は、「待機中」のステータスをもつ全てのスコープ30

に関して、検索処理を実行する。ここでスコープ特定部 124 は、割当対象となる検査の検査種別を特定する。ここでは、割当対象となる全ての検査 E1～E4 の検査開始予定時刻が 9:00 であり、S50 において、9:00 において全てのスコープ 30 のステータスが「待機中」であることが特定されている。そこでスコープ特定部 124 は、検査 E1、E2、E3、E4 のそれぞれについて、「待機中」ステータスを有するスコープ 30 が、検査種別に対応しているか否かを判定する (S90)。

[0070] 実施形態においてスコープ特定部 124 は、割当対象となる内視鏡検査の検査種別情報にもとづいて、使用可能なスコープ 30 を特定する。なお実施形態では、検査種別は、上部検査であるか、または下部検査であるかで区別される。したがって S90 では、検査の検査種別情報が上部検査を示す場合に、上部検査用スコープであれば対応しており、下部検査用スコープであれば対応していないことが判定される。また同様に、検査の検査種別情報が下部検査を示す場合に、下部検査用スコープであれば対応しており、上部検査用スコープであれば対応していないことが判定される。

[0071] 図 6 に示す所有スコープマスタテーブル 222 および図 4 に示す検査スケジュールを参照して、スコープ特定部 124 は、検査番号 E1、E2、E3 の上部検査に対しては、上部検査用スコープである内視鏡番号 1～14 のスコープを候補スコープとして決定し (S92)、一方、下部検査用スコープである内視鏡番号 15～19 のスコープを、検査番号 E1、E2、E3 の検査には割当不能として決定する (S94)。またスコープ特定部 124 は、検査番号 E4 の下部検査に対しては、下部検査用スコープである内視鏡番号 15～19 のスコープを候補スコープとして決定し (S92)、一方、上部検査用スコープである内視鏡番号 1～14 のスコープを、検査番号 E4 の検査には割当不能として決定する (S94)。スコープ特定部 124 は、特定した候補スコープと検査番号との対応を、スコープ割当部 126 に通知する。

[0072] 図 9 に戻って、スコープ割当部 126 は、スコープ特定部 124 により特

定された候補スコープに基づいて、検査スケジュール管理部 110 で管理されている各々の検査に対し、使用するスコープ 30 を割り当てる。具体的にスコープ割当部 126 は、スコープ特定部 124 により特定された候補スコープのうちの 1 つを、内視鏡検査に割り当てる。以下の例では、複数の候補スコープのうち、図 6 に示す所有スコープマスタテーブル 222 に設定された内視鏡番号の小さいものから検査に対して割り当てることとするが、この順番に限定することを意図するものではない。

[0073] まずスコープ割当部 126 は、検査 E1 に対して割当可能なスコープがあることを判定する (S54 の Y)。ここでスコープ特定部 124 により検査 E1、E2、E3 に対して内視鏡番号 1~14 のスコープが割当可能であることが通知されており、したがってスコープ割当部 126 は、検査 E1 に対して、内視鏡番号 1 のスコープ G-R-1 を割り当てる (S56)。なお、同じスコープ G-R-1 が他の検査に割り当てられないように、スコープ割当部 126 は、スコープ G-R-1 のステータスを「使用中」に設定する (S58)。ステータスを「使用中」に設定すると、そのスコープ G-R-1 は、次のスコープ割当部 126 による割当の際に、候補スコープから外される。

[0074] 次にスコープ割当部 126 は、検査 E2 に対して割当可能なスコープがあることを判定し (S54 の Y)、検査 E2 に対して、内視鏡番号 2 のスコープ G-R-2 を割り当て (S56)、スコープ G-R-2 のステータスを「使用中」に設定する (S58)。同様にスコープ割当部 126 は、検査 E3 に対して、内視鏡番号 3 のスコープ G-R-3 を割り当て (S56)、スコープ G-R-3 のステータスを「使用中」に設定する (S58)。

[0075] 次にスコープ割当部 126 は、検査 E4 に対して割当可能なスコープがあることを判定する (S54 の Y)。ここでスコープ特定部 124 により検査 E4 に対して内視鏡番号 15~19 のスコープが割当可能であることが通知されており、したがってスコープ割当部 126 は、検査 E4 に対して、内視鏡番号 15 のスコープ C-R-1 を割り当て (S56)、スコープ C-R-

1 のステータスを「使用中」に設定する（S 5 8）。

[0076] S 5 4 において、検査に対して割当可能なスコープがない場合には（S 5 4 の N）、スコープ割当部 1 2 6 は、ユーザに対して、割当不能であることを通知する（S 6 0）。なお、この通知のタイミングは、全検査に対してスコープ 3 0 の割当処理が完了した後であってよい。少なくともユーザは、1 日の内視鏡検査業務の開始前に、スコープ 3 0 を割り当てられていない検査が存在することを認識する必要がある。

[0077] スコープ割当部 1 2 6 による割当処理は、抽出した全ての割当対象となる検査についてスコープ 3 0 の割当が完了するまで繰り返され（S 6 2 の N）、全ての検査（ここでは E 1 ～ E 4）についてスコープ 3 0 が割り当てられると（S 6 2 の Y）、このスコープ割当処理が終了する。スコープ割当部 1 2 6 による割当結果は、検査スケジュール管理部 1 1 0 に通知される。

[0078] 図 1 2 は、検査スケジュール管理部 1 1 0 により更新された検査スケジュールを示す。検査スケジュール管理部 1 1 0 は、スコープ割当部 1 2 6 から割当結果を通知されると、該当する検査に、割り当てられたスコープ 3 0 を登録する。ここでは検査 E 1 にスコープ G-R-1 が使用されること、検査 E 2 にスコープ G-R-2 が使用されること、検査 E 3 にスコープ G-R-3 が使用されること、検査 E 4 にスコープ C-R-1 が使用されること、が登録されている。検査スケジュール管理部 1 1 0 は、更新した検査スケジュールを、検査スケジュール保持部 2 0 6 に記録する。このようにして、スコープ G-R-1、G-R-2、G-R-3、C-R-1 のスケジュール情報が生成される。

[0079] 図 7 に戻って、S 1 8 のスコープ割当処理が終了すると、S 2 0 の洗浄機割当処理が開始される。

図 3 において、洗浄スケジュール管理部 1 3 0 は、洗浄機 5 0 と、洗浄開始予定時刻情報および洗浄終了予定時刻情報を含む複数のスコープの洗浄スケジュールを管理する。第 2 割当処理部 1 4 0 は、複数の洗浄機 5 0 の中から、各々の内視鏡検査で使用されるスコープ 3 0 を洗浄するための洗浄機 5

0を割り当てる。洗浄スケジュール管理部130は、第2割当処理部140によりスコープ30に対して割り当てられた洗浄機50に基づいて、スコープ30の洗浄スケジュールを生成して、洗浄スケジュール保持部208に記録する。

[0080] 図13は、基本フローチャートのS20に示す洗浄機割当処理の詳細フローチャートを示す。第2割当処理部140は、洗浄機特定部142、洗浄機割当部144、終了時刻判定部146、洗浄機割当可否確認部148および担当者割当部149を備える。

[0081] 洗浄機特定部142が、S18で割り当てられたスコープ30のそれぞれに対して、所有する洗浄機50の検索処理を実行して、使用可能な洗浄機50を特定する(S110)。なお洗浄機50の使用が制限されない場合、つまりスコープ30に対して全ての洗浄機50の使用が許可されている場合には、洗浄機特定部142は、全ての第1洗浄機50a～第4洗浄機50dが使用可能であることを特定する。このとき洗浄機特定部142は、洗浄スケジュール保持部208に保持されている洗浄スケジュールを参照して、各洗浄機50について、使用可能な時間帯を取得する。なお使用可能な時間帯とは、洗浄予定のない時間帯を意味する。なお第2割当処理部140が最初に洗浄機割当処理を実行する際には、洗浄スケジュールは空白であり、つまり、いずれの洗浄機50にも洗浄予定は登録されておらず、したがって全ての時間帯が使用可能となっている。使用可能な洗浄機50およびその使用可能な時間帯は、洗浄機割当部144に通知される。

[0082] 洗浄機割当部144は、複数の使用可能な洗浄機50の中から、各々の内視鏡検査で使用するスコープ30を洗浄するための洗浄機50を割り当てる。ここで洗浄機割当部144は、スコープ割当部126により内視鏡検査に対して割り当てられたスコープ30の検査終了予定時刻以後の時刻が洗浄開始予定時刻となるように、当該スコープ30を洗浄するための洗浄機50を割り当てる。なお本実施形態では、業務効率化の観点から、検査終了予定時刻と同じ時刻を洗浄開始予定時刻に設定可能としているが、検査終了予定

時刻と洗浄開始予定時刻の間には、所定時間のインターバルを設けてもよい。

[0083] 洗浄機割当部 144 は、洗浄機 50 を割り当てる対象となる複数のスコープ 30、すなわち S18 において検査に割り当てられた複数のスコープ 30 のうち、検査終了予定時刻の早いものから順に、洗浄機 50 を割り当てる。ここで検査 E1～E3 の検査終了予定時刻は 9:10 であり、検査 E4 の検査終了予定時刻は 9:15 であるため、洗浄機割当部 144 は、検査 E1、E2、E3、E4 の順番で、使用されるスコープに対して洗浄機 50 を割り当てる。なお洗浄機割当部 144 は、検査にスコープ 30 を割り当てた順に、洗浄機 50 を割り当ててもよい。本実施形態においては、スコープ 30 に対して、割当可能な洗浄機 50 が常に存在している（S112 の Y）ことを前提としているが、割当可能な洗浄機 50 が存在していない場合（S112 の N）には、スコープ 30 に洗浄機 50 を割当不能であることが通知される（S116）。

[0084] 洗浄機割当部 144 は、検査 E1 で使用するスコープ G-R-1 に対して、第 1 洗浄機 50a を割り当てる（S114）。なお実施形態において、全ての洗浄機 50 の洗浄予定時間を 20 分と設定するが、洗浄機 50 ごとに洗浄予定時間は異なってもよく、また洗浄機 50 における洗浄モードによって洗浄予定時間が異なってもよい。洗浄機割当部 144 は、検査 E1 の終了予定時刻を、洗浄開始予定時刻に設定し、その 20 分後を洗浄終了予定時刻に設定する（S118）。この割当により、第 1 洗浄機 50a は、9:10～9:30 の間は、「使用中」のステータスが設定される。洗浄機 50 のステータスは、「使用中」または「待機中」のいずれかをとり、スケジュール情報の生成処理を開始する際には、全ての洗浄機 50 のステータスが「待機中」であることを前提とする。なおスコープ G-R-1 の 9:10～9:30 の間のステータスは「洗浄中」となる。

[0085] 次に洗浄機割当部 144 は、検査 E2 で使用するスコープ G-R-2 に対して、第 2 洗浄機 50b を割り当てる（S114）。洗浄機割当部 144 は

、検査E2の終了予定時刻を、洗浄開始予定時刻（9：10）に設定し、その20分後である9：30を洗浄終了予定時刻に設定する（S118）。この割当により、第2洗浄機50bは、9：10～9：30の間は、「使用中」のステータスが設定される。

[0086] 次に洗浄機割当部144は、検査E3で使用するスコープG-R-3に対して、第3洗浄機50cを割り当てる（S114）。洗浄機割当部144は、検査E3の終了予定時刻を、洗浄開始予定時刻（9：10）に設定し、その20分後である9：30を洗浄終了予定時刻に設定する（S118）。この割当により、第3洗浄機50cは、9：10～9：30の間は、「使用中」のステータスが設定される。

[0087] 最後に洗浄機割当部144は、検査E4で使用するスコープC-R-1に対して、第4洗浄機50dを割り当てる（S114）。洗浄機割当部144は、検査E4の終了予定時刻を、洗浄開始予定時刻（9：15）に設定し、その20分後である9：35を洗浄終了予定時刻に設定する（S118）。この割当により、第4洗浄機50dは、9：15～9：35の間は、「使用中」のステータスが設定される。

[0088] このように洗浄機割当処理は、検査で使用する全てのスコープ30について洗浄機50が割り当てられるまで（S120のN）、繰り返される。検査で使用する全てのスコープ30について洗浄機50を割り当てると（S120のY）、洗浄機割当処理を終了する。洗浄機割当部144による割当結果は、洗浄スケジュール管理部130に通知される。

[0089] 図14は、洗浄スケジュール管理部130により生成された洗浄スケジュールを示す。ここでは洗浄機割当部144による割当結果が洗浄スケジュールに反映されており、具体的には9：10～9：30の間に、第1洗浄機50aでスコープG-R-1が洗浄されること、第2洗浄機50bでスコープG-R-2が洗浄されること、第3洗浄機50cでスコープG-R-3が洗浄されること、9：15～9：35の間に第4洗浄機50dでスコープC-R-1が洗浄されること、が登録されている。洗浄スケジュール管理部13

0は、更新した洗浄スケジュールを、洗浄スケジュール保持部208に記録する。

[0090] 図15は、スコープ30の個体のスケジュール情報を示す。ここでは理解を容易にするために、上記した処理が終了した段階で表示処理部150が個体スケジュールを表示する例を示しているが、実際には、全てのスケジュールリングを終了した段階で、表示処理部150は、個体スケジュールを表示する。なお、図15において、C1は第1洗浄機50a、C2は第2洗浄機50b、C3は第3洗浄機50c、C4は第4洗浄機50dで洗浄中であることを示している。またE1、E2等は、使用中の検査の検査番号を示す。かかる個体スケジュールにより示される情報は、各個体のスケジュール情報となる。

[0091] 図7に戻って、S20の洗浄機割当処理が終了すると、全検査番号の検査について処理が完了したかを判定し(S22)、完了していなければ、S16に戻って、基本フローが繰り返される。

以下、S16～S20のステップを繰り返し実行して、スコープ30のスケジュール情報を生成するプロセスを説明する。なお、検査E1～E4に関して上記したS16～S20のステップは、1回目の処理となる。

[0092] <2回目：S16～S20>

S16において、検査抽出部122が、第1検査室20aから検査E5、第2検査室20bから検査E6、第3検査室20cから検査E7、第4検査室20dから検査E8を抽出して、検査E5～E8を、スコープ30を割り当てる対象となる検査として特定する。

[0093] S18において、スコープ特定部124が、検査E5、E6、E7に対して、上部検査用スコープである内視鏡番号4～14のスコープを候補スコープとして決定し、検査E8に対して、下部検査用スコープである内視鏡番号16～19のスコープを候補スコープとして決定する。なお検査E5、E6、E7の検査開始予定時刻(9:15)において、内視鏡番号1～3のスコープのステータスは「洗浄中」であるため、検査E5、E6、E7の候補ス

コープとはならない。また検査E 8の検査開始予定時刻（9：20）において、内視鏡番号15のスコープのステータスは「洗浄中」であるため、検査E 8の候補スコープとはならない。特定された候補スコープは、スコープ割当部126に通知される。

[0094] スコープ特定部124からの通知を受けて、スコープ割当部126は、検査E 5に対して内視鏡番号4のスコープG-R-4を、検査E 6に対して内視鏡番号5のスコープG-R-5を、検査E 7に対して内視鏡番号6のスコープG-R-6を割り当てる。またスコープ割当部126は、検査E 8に対して内視鏡番号16のスコープC-R-2を割り当てる。

[0095] S 20において、洗浄機割当部144は、検査E 5のスコープG-R-4に対して第1洗浄機50aを割り当て、検査E 6のスコープG-R-5に対して第2洗浄機50bを割り当て、検査E 7のスコープG-R-6に対して第3洗浄機50cを割り当て、検査E 8のスコープC-R-2に対して第4洗浄機50dを割り当てる。なお洗浄機割当部144は、スコープG-R-4、G-R-5、G-R-6の洗浄開始予定時刻を9：30、洗浄終了予定時刻を9：50に設定し、スコープC-R-2の洗浄開始予定時刻を9：35、洗浄終了予定時刻を9：55に設定する。

[0096] 図16は、検査スケジュール管理部110により生成された検査スケジュールおよび洗浄スケジュール管理部130により生成された洗浄スケジュールを示す。ここではスコープ特定部124による割当結果が検査スケジュールに反映され、洗浄機割当部144による割当結果が洗浄スケジュールに反映されている。

[0097] <3回目：S 16～S 20>

S 16において、検査抽出部122が、第1検査室20aから検査E 9、第2検査室20bから検査E 10、第3検査室20cから検査E 11、第4検査室20dから検査E 12を抽出して、検査E 9～E 12を、スコープ30を割り当てる対象となる検査として特定する。

[0098] S 18において、スコープ特定部124が、検査E 9、E 10、E 11に

対して、上部検査用スコープである内視鏡番号 1 ～ 3、7 ～ 14 のスコープを候補スコープとして決定し、検査 E 12 に対して、下部検査用スコープである内視鏡番号 15、17 ～ 19 のスコープを候補スコープとして決定する。なお検査 E 9、E 10、E 11 の検査開始予定時刻（9：30）において、内視鏡番号 4 ～ 6 のスコープのステータスは「洗浄中」であるため、検査 E 9、E 10、E 11 の候補スコープとはならない。また検査 E 12 の検査開始予定時刻（9：40）において、内視鏡番号 16 のスコープのステータスは「洗浄中」であるため、検査 E 12 の候補スコープとはならない。特定された候補スコープは、スコープ割当部 126 に通知される。

[0099] なお内視鏡番号 1 ～ 3 のスコープは、9：30 が洗浄終了予定時刻であり、9：30 の時点で洗浄が終了しているため、ステータスは「待機中」であり、検査 E 9、E 10、E 11 の候補スコープとなる。また内視鏡番号 15 のスコープは、9：35 が洗浄終了予定時刻であり、9：40 の時点でステータスは「待機中」であり、検査 E 12 の候補スコープとなる。

[0100] スコープ特定部 124 からの通知を受けて、スコープ割当部 126 は、検査 E 9 に対して内視鏡番号 1 のスコープ G-R-1 を、検査 E 10 に対して内視鏡番号 2 のスコープ G-R-2 を、検査 E 11 に対して内視鏡番号 3 のスコープ G-R-3 を割り当てる。またスコープ割当部 126 は、検査 E 12 に対して内視鏡番号 15 のスコープ C-R-1 を割り当てる。

[0101] このようにスコープ割当部 126 は、検査開始予定時刻において洗浄が終了して「待機中」となっているスコープを、当該検査に再割り当てできる。つまりスケジューリング処理においては、スコープ割当部 126 は、洗浄機割当部 144 によりスコープ 30 に対して割り当てられた洗浄機 50 による洗浄終了予定時刻以後の時刻が、検査開始予定時刻となるように、内視鏡検査に対しスコープ 30 を割り当てることができる。この 3 回目のステップにおいては、洗浄機割当部 144 が効率的に洗浄機 50 をスコープ 30 に割り当てていることで、スコープ G-R-1、G-R-2、G-R-3、C-R-1 がそれぞれの洗浄終了予定時刻以後に開始される検査に再割り当てされ

ており、スコープ30の効率的なスケジューリングが可能となっている。

[0102] S20において、洗浄機割当部144は、検査E9のスコープG-R-1に対して第1洗浄機50aを割り当て、検査E10のスコープG-R-2に対して第2洗浄機50bを割り当て、検査E11のスコープG-R-3に対して第3洗浄機50cを割り当て、検査E12のスコープC-R-1に対して第1洗浄機50aを割り当てる。なお洗浄機割当部144は、スコープG-R-1、G-R-2、G-R-3の洗浄開始予定時刻を9:50、洗浄終了予定時刻を10:10に設定し、スコープC-R-1の洗浄開始予定時刻を10:10、洗浄終了予定時刻を10:30に設定する。

[0103] 図17は、検査スケジュール管理部110により生成された検査スケジュールおよび洗浄スケジュール管理部130により生成された洗浄スケジュールを示す。ここではスコープ割当部126による割当結果が検査スケジュールに反映され、洗浄機割当部144による割当結果が洗浄スケジュールに反映されている。

[0104] 検査スケジュールに示されるように、スコープC-R-1が使用される検査E12は、その検査終了予定時刻が10:00であり、一方で、第4洗浄機50dの洗浄スケジュールによると、第4洗浄機50dは、9:55以降は使用可能となっている。そのため洗浄機割当部144は、検査E12のスコープC-R-1に、10:00から第4洗浄機50dを割り当てることも可能であるが、第4洗浄機50dに5分の未使用時間が生じてしまうため、洗浄機割当部144は、スコープC-R-1に、第1洗浄機50aを割り当てている。

[0105] <4回目:S16~S20>

S16において、検査抽出部122が、第1検査室20aから検査E14、第2検査室20bから検査E15、第3検査室20cから検査E13、第4検査室20dから検査E19を抽出する。ここで図8のS34のステップを実行すると、第3検査室20cにおける検査E13の次の検査E16の検査開始予定時刻(10:00)は、第4検査室20dにおける検査E19の

検査開始予定時刻（１０：０５）よりも早い（Ｓ３４のＮ）。つまり第４検査室２０ｄから抽出された検査Ｅ１９は、まだ抽出されていない第３検査室２０ｃの検査Ｅ１６よりも後に開始される。そのため検査抽出部１２２は、検査Ｅ１６の前に、検査Ｅ１９にスコープを割り当てるべきでないと判断し、検査Ｅ１９をスコープを割り当てる対象となる検査から外す（Ｓ３８）。なお検査Ｅ１３、Ｅ１４、Ｅ１５については、スコープ３０を割り当てる対象となる検査として特定する。

[0106] Ｓ１８において、スコープ特定部１２４が、検査開始予定時刻を９：４５とする検査Ｅ１３に対して、上部検査用スコープである内視鏡番号７～１４のスコープを候補スコープとして決定する。この検査開始予定時刻（９：４５）において、内視鏡番号１～３のスコープのステータスは「使用済」であり、内視鏡番号４～６のスコープのステータスは「洗浄中」であるため、検査Ｅ１３の候補スコープとはならない。またスコープ特定部１２４は、検査開始予定時刻を９：５０とする検査Ｅ１４、Ｅ１５に対して、上部検査用スコープである内視鏡番号４～１４のスコープを候補スコープとして決定する。この検査開始予定時刻（９：５０）において、内視鏡番号１～３のスコープのステータスは「洗浄中」であるため、検査Ｅ１３の候補スコープとはならない。特定された候補スコープは、スコープ割当部１２６に通知される。

[0107] スコープ特定部１２４からの通知を受けて、スコープ割当部１２６は、検査Ｅ１３に対して内視鏡番号７のスコープＧ－Ｈ－１を、検査Ｅ１４に対して内視鏡番号４のスコープＧ－Ｒ－４を、検査Ｅ１５に対して内視鏡番号５のスコープＧ－Ｒ－５を割り当てる。スコープＧ－Ｒ－４、Ｇ－Ｒ－５は、９：５０に洗浄を終了した後、再度検査に割り当てられている。

[0108] Ｓ２０において、洗浄機割当部１４４は、検査Ｅ１３のスコープＧ－Ｈ－１に対して第４洗浄機５０ｄを割り当て、検査Ｅ１４のスコープＧ－Ｒ－４に対して第２洗浄機５０ｂを割り当て、検査Ｅ１５のスコープＧ－Ｒ－５に対して第３洗浄機５０ｃを割り当てる。なお洗浄機割当部１４４は、スコープＧ－Ｈ－１の洗浄開始予定時刻を９：５５、洗浄終了予定時刻を１０：１

5に設定し、G-R-4、G-R-5の洗浄開始予定時刻を10:10、洗浄終了予定時刻を10:30に設定する。

[0109] 図18は、検査スケジュール管理部110により生成された検査スケジュールおよび洗浄スケジュール管理部130により生成された洗浄スケジュールを示す。ここではスコープ割当部126による割当結果が検査スケジュールに反映され、洗浄機割当部144による割当結果が洗浄スケジュールに反映されている。

[0110] 図19は、スコープ30の個別スケジュールを示す。このように基本フローチャートにおけるS16~S20を4回繰り返すことで、スコープ30の個別スケジュール情報が図19に示すように作成されている。

[0111] 以上のように、S16~S20の処理を最後の検査に対する割当処理が完了するまで繰り返す。

図20は、検査スケジュール管理部110により生成された検査スケジュールおよび洗浄スケジュール管理部130により生成された洗浄スケジュールを示す。ここではスコープ割当部126による割当結果が検査スケジュールに反映され、洗浄機割当部144による割当結果が洗浄スケジュールに反映されている。このように全ての検査に対して、スコープ30の割り当てが完了し、またスコープ30に対して洗浄機50の割り当てが完了することで、スコープ30のスケジュール情報の生成処理が終了する。

[0112] 図21は、1日分のスコープ30の個別スケジュールを示す。

スコープ割当部126によるスコープ30の割当結果および／または洗浄機割当部144による洗浄機50の割当結果は、表示処理部150により端末装置12のディスプレイに表示される。

たとえば表示処理部150は、検査スケジュール保持部206から検査スケジュール情報を読み出して、図20に示す検査スケジュール表を端末装置12のディスプレイに表示してもよい。また表示処理部150は、洗浄スケジュール保持部208から洗浄スケジュール情報を読み出して、図20に示す洗浄スケジュール表を端末装置12のディスプレイに表示してもよい。ま

た表示処理部 150 は、検査スケジュール表および洗浄スケジュール表を、同一画面に表示してもよい。これにより医師および検査準備者は、検査にどのスコープ 30 を使用するかを容易に認識でき、また検査準備者は、使用済みのスコープ 30 をどの洗浄機 50 で洗浄するかを容易に認識できるようになる。

[0113] また表示処理部 150 は、検査スケジュール保持部 206 から検査スケジュール情報を読み出し、また洗浄スケジュール保持部 208 から洗浄スケジュール情報を読み出して、スコープ 30 の個別スケジュール表を端末装置 12 のディスプレイに表示してもよい。この個別スケジュール表は、図 21 に示したものであり、かかる個別スケジュール表を生成することで、検査準備者は、スコープ 30 の各個体のスケジュールを知ることができる。検査準備者は、ある時点におけるスコープ 30 の状況を知りたい場合に、個別スケジュール表により、スコープ 30 が洗浄中であるのか、または検査使用中であるのかなどの状況を知ることができる。

[0114] なお図 21 に示すように、スコープ C-R-1 は、12:30~12:50 まで洗浄予定となっている。医療施設にもよるが、検査準備者の昼休みがたとえば 12:30~13:30 と定められているような場合には、この洗浄処理は、勤務時間外であることが通知されてもよい。

[0115] 終了時刻判定部 146 は、洗浄機割当部 144 によりスコープ 30 に洗浄機 50 を割り当てた結果、洗浄終了予定時刻が基準時刻（12:30）以後となるか否かを判定する。終了時刻判定部 146 により洗浄終了予定時刻が基準時刻以後となることが判定された場合に、洗浄機割当可否確認部 148 は、洗浄機割当の可否をユーザ（たとえば操作者）に確認する通知を行ってもよい。たとえば、この通知のタイミングは、全検査に対してスコープ 30 の割当処理が完了した後であってよい。なお図 21 を参照して、スコープ G-H-1 の洗浄終了予定時刻は 12:35 であるため、この洗浄予定に対しても、洗浄機割当可否確認部 148 は、洗浄機割当の可否をユーザに確認する。

[0116] なお医師のスケジュールは、検査オーダによって定められており、医師は、検査スケジュール表により、次の検査の開始予定時刻および検査室などを把握する。同様に情報管理装置 10 は検査準備者に対して、スケジュールを設定してもよい。このスケジュールでは、検査準備者が、検査開始前にスコープ 30 を検査室 20 に運び込み、また検査終了後にスコープ 30 を洗浄室 40 に運び込むことなどが設定されてよく、また検査室内で検査補助することなどが設定されていてもよい。

[0117] 以下、実施形態の情報管理装置 10 によるスケジューリング処理に関する様々な態様について説明する。

<実施例 1>

実施形態では、図 11 に示すスコープの検索処理において、スコープ特定部 124 が、割当対象となる内視鏡検査の検査種別情報にもとづいて、使用可能なスコープ 30 を特定した。このとき検査種別は、上部検査であるか、または下部検査であるかで区別していたが、実施例 1 では、さらに詳細な検査内容を示す検査種別情報にもとづいて、スコープ特定部 124 が、使用可能なスコープ 30 を特定する。

[0118] 図 22 は、スコープ順位保持部 204 に保持されたスコープ順位テーブルを示す。スコープ順位テーブルは、検査種別に対して、優先的に割り当てるべきスコープ機種を対応付けて記録する。ここで「優先スコープ機種 1」は、最も優先的に割り当てられるべき機種に関する情報であり、「優先スコープ機種 2」は、2 番目に優先的に割り当てられるべき機種に関する情報である。スコープ特定部 124 は、「優先スコープ機種 1」で指定されるスコープ 30 が「待機中」であれば、そのスコープ 30 を候補スコープとして特定する。一方、スコープ特定部 124 は、「優先スコープ機種 1」で指定されるスコープ 30 が「待機中」ではなく、「優先スコープ機種 2」で指定されるスコープ 30 が「待機中」であれば、「優先スコープ機種 2」のスコープ 30 を候補スコープとして特定する。このようにスコープ順位保持部 204 は、内視鏡検査の検査種別に対して、割り当てるスコープ 30 の機種の優先

順位を保持し、スコープ特定部 124 は、優先順位の高い機種のスコープ 30 を候補スコープとして特定する。

[0119] 図 23 は、実施例 1 におけるスコープの検索処理の詳細フローチャートを示す。スコープ特定部 124 は、「待機中」のステータスをもつ全てのスコープ 30 に関して、検索処理を実行する。スコープ特定部 124 は、割当対象となる内視鏡検査の検査種別情報にもとづいて、使用可能なスコープ 30 を特定する。S90 では、検査の検査種別情報が上部検査を示す場合に、上部検査用スコープであれば対応しており、下部検査用スコープであれば対応していないことが判定される。また同様に、検査の検査種別情報が下部検査を示す場合に、下部検査用スコープであれば対応しており、上部検査用スコープであれば対応していないことが判定される。

[0120] 実施形態における 1 回目の S16～S20 のステップに関して説明すると、スコープ特定部 124 は、検査 E1、E2、E3 に対しては、上部検査用スコープである内視鏡番号 1～14 のスコープが対応しているスコープと判定し、検査 E4 に対しては、下部検査用スコープである内視鏡番号 15～19 のスコープが対応しているスコープと判定する（S90）。

[0121] 検査 E1、E2、E3 の検査種別は「上部ルーチン検査」であり、スコープ特定部 124 は、スコープ順位保持部 204 に保持されたスコープ順位情報を参照して、優先順位が最も高い機種（優先スコープ機種 1）が「上部ルーチン機」であることを認識する。そこでスコープ特定部 124 は、対応するスコープに、「上部ルーチン機」が含まれているかを判定する（S96）。ここでは上部ルーチン機として、内視鏡番号 1～6 のスコープが存在するため（S96 の Y）、スコープ特定部 124 は、内視鏡番号 1～6 のスコープを候補スコープとして決定する（S92）。

[0122] また検査 E4 の検査種別は「下部ルーチン検査」であり、スコープ特定部 124 は、スコープ順位保持部 204 に保持されたスコープ順位情報を参照して、優先順位が最も高い機種（優先スコープ機種 1）が「下部ルーチン機」であることを認識する。そこでスコープ特定部 124 は、対応するスコー

プに、「下部ルーチン機」が含まれているかを判定する（S 9 6）。ここでは下部ルーチン機として、内視鏡番号 1 5 ～ 1 7 のスコープが存在するため（S 9 6 の Y）、スコープ特定部 1 2 4 は、内視鏡番号 1 5 ～ 1 7 のスコープを候補スコープとして決定する（S 9 2）。

[0123] なお検査 E 1 ～ E 3 に関して、対応するスコープに、優先スコープ機種 1 のスコープが含まれていない場合（S 9 6 の N）、スコープ特定部 1 2 4 は、スコープ順位保持部 2 0 4 に保持されたスコープ順位情報を参照して、優先順位が 2 番目に高い機種（優先スコープ機種 2）が「上部高画質機」であることを認識する。そこでスコープ特定部 1 2 4 は、対応するスコープに、「上部高画質機」が含まれているかを判定し（S 9 8）、含まれていれば（S 9 8 の Y）、スコープ特定部 1 2 4 は、上部高画質機のスコープを候補スコープとして決定する（S 9 2）。

[0124] なお対応するスコープに、優先スコープ機種 2 のスコープも含まれていない場合（S 9 8 の N）には、スコープ特定部 1 2 4 は、S 9 0 において検査種別に対応していると判定されたスコープのうち、優先スコープ機種以外の機種のスコープを、候補スコープとして決定する（S 9 2）。スコープ特定部 1 2 4 は、特定した候補スコープをスコープ割当部 1 2 6 に通知し、スコープ割当部 1 2 6 は、実施形態で説明したように、検査に対してスコープ 3 0 を割り当てる。

[0125] なおスコープ特定部 1 2 4 が、優先順位の低い機種のスコープ 3 0 を特定し、スコープ割当部 1 2 6 が、内視鏡検査に、特定されたスコープを割り当てるときには、スコープ割当可否確認部 1 2 8 が、スコープ割当の可否をユーザに確認することが好ましい。たとえばスコープ割当可否確認部 1 2 8 は、優先スコープ機種 1 が割り当てられない場合には、優先順位の低い機種が割り当てられたとして、ユーザ確認を行ってもよいが、スコープ順位保持部 2 0 4 で設定されている機種が割り当てられていれば（たとえば優先スコープ機種 2 が割り当てられている）、ユーザ確認を行わなくてもよい。つまりスコープ特定部 1 2 4 が、優先スコープ機種以外の機種を候補スコープとし

て決定し、スコープ割当部 126 が、その候補スコープを検査に対して割り当てた場合に限って、スコープ割当可否確認部 128 が、スコープ割当の可否をユーザに確認するようにしてもよい。なおスコープ特定部 124 が、優先スコープ機種を候補スコープとして決定できない場合には（S98のN）、候補スコープなしであることを決定して、スコープ割当可否確認部 128 が、その旨をユーザに通知してもよい。

[0126] この確認のタイミングは、全検査に対してスコープ30の割当処理が完了した後であってよい。少なくともユーザは、1日の内視鏡検査業務の開始前に、適切なスコープ30を割り当てられていない検査が存在することを認識する必要がある。

[0127] 実施形態と実施例1とを比較すると、たとえば実施形態では、図17に示すように、上部経鼻検査である検査E9に対して、上部ルーチン機であるスコープG-R-1が割り当てられている。しかしながら実施例1によると、スコープ特定部124が、スコープ順位保持部204に保持されたスコープ順位情報を参照して、検査E9の優先順位が最も高い機種（優先スコープ機種1）が「上部経鼻機」であることを認識することで、スコープ特定部124は、検査E9に対する候補スコープとして、内視鏡番号10のスコープG-N-1を特定することになる。同様に、上部精査検査である検査E10に対してスコープ特定部124は、候補スコープとして、上部高画質機である内視鏡番号7～9のスコープG-H-1～G-H-3を特定する。したがってスコープ割当部126は、検査E9に対してスコープG-N-1を割り当て、また検査E10に対してスコープG-H-1を割り当てる。このように実施形態と比較すると、実施例1では、内視鏡検査に対して、優先順位の高い、すなわち検査に適したスコープ30を割り当てられるため、検査スケジュールの完成度を高めることができる。

[0128] <実施例2>

内視鏡検査業務支援システム1において、消耗や老朽化が進んだスコープは、機能劣化や、故障が生じやすくなる。一般に、スコープの消耗や老朽化

が突出して進むケースは、そのスコープの使用回数や使用時間が他のスコープよりも極端に多い場合であるため、実施例2では、複数のスコープ30の使用回数や使用時間を均等にすることを目的とする。

[0129] 図3に戻って、使用状況記憶部224は、所有する複数のスコープ30の過去の使用状況を記憶する。

図24は、使用状況記憶部224に記憶された使用状況テーブルを示す。使用状況テーブルは、各スコープ30に対して、過去の使用状況に対応付けて記録している。この使用状況は、あくまでも過去のものであり、実際に使用されたときに、使用状況が更新されるようになっている。ここで使用状況は、「使用回数」と「使用時間」であり、「使用時間」は検査に使用された累積回数を、「使用時間」は検査に使用された累積時間を示す。

[0130] 図1を参照して、検査を開始する際、スコープ30は、内視鏡観察装置22に接続されるが、このときスコープ30の識別情報（スコープID）がネットワーク2を介して情報管理装置10に送信される。検査を終了する際、内視鏡観察装置22において検査の終了ボタンが操作されると（またはスコープ30が内視鏡観察装置22から引き抜かれると）、検査の終了通知が情報管理装置10に送信される。情報管理装置10において、使用状況監視部160は、内視鏡観察装置22から送信される情報を監視し、スコープIDが送信されてから、検査終了通知が送信されるまでの時間を、検査使用時間として導出する。検査終了通知が送信されると、使用状況監視部160は、使用状況テーブルにおける該当するスコープ30の使用回数を1つ増やし、また使用時間に、今回導出した検査使用時間を加算して、使用状況テーブルを更新し、使用状況記憶部224に記録する。以上のようにして、使用状況テーブルが作成されている。

[0131] なお図24に示す使用状況テーブルは、あくまでも理解を容易にするために示した例である。図24において、たとえば内視鏡番号1～6の上部ルーチン機の使用回数や使用時間が大きく異なっているが、実施例2では、このような状況が発生しないように、複数スコープの使用回数や使用時間を平準

化（均等化）するための技術を提案するものである。そのため図24に示す使用状況テーブルは、あくまでも使用状況の例示にすぎないことにご留意いただきたい。

[0132] 実施例2において、スコープ割当部126は、検査スケジュール管理部110が管理する各々の内視鏡検査に割り当て可能なスコープ30が複数存在する場合に、使用状況記憶部224に記憶された使用状況を参照して、過去の使用回数または過去の使用時間が相対的に少ないスコープ30を優先して内視鏡検査に割り当てる。

[0133] 図25は、図9に示すスコープ割当処理におけるS56の詳細フローチャートを示す。スコープ割当部126は、スコープ特定部124から通知された候補スコープのうち、使用状況記憶部224に記憶された使用状況を参照して、過去の使用回数が最も少ない候補スコープを特定する（S130）。

[0134] 以下、実施例1において説明したスコープ検索処理により、検査E1、E2、E3の候補スコープを特定した例で説明する。実施例1ではスコープ特定部124が、検査E1、E2、E3の候補スコープとして、内視鏡番号1～6のスコープを特定し、スコープ割当部126に通知している。

[0135] スコープ割当部126は、使用状況記憶部224に記憶された内視鏡番号1～6のスコープ使用状況を参照して、検査E1に対して、内視鏡番号1～6のスコープのうち、使用回数が最も少ないスコープとして、内視鏡番号3のスコープG-R-3を特定する（S130）。スコープG-R-3の使用回数は40回であり、スコープG-R-1、G-R-2、G-R-4、G-R-5、G-R-6の使用回数よりも相対的に少なく、また使用回数を40回とするスコープは他にないため（S132のY）、スコープ割当部126は、検査E1に対して、スコープG-R-3を割り当てる（S136）。スコープ割当部126は、最も使用回数の少ないG-R-3を検査E1に優先して割り当てることで、スコープの使用回数の均等化に貢献する。

[0136] なおスコープ割当部126は、検査にスコープを割り当てると、当該スコープの使用状況として、仮の使用回数および使用時間（仮の使用状況）を設

定する（S 1 3 8）。ここでは内視鏡番号 3 の使用回数を、仮に 1 増やし、また図 5 に示す検査種別マスタテーブル 2 1 0 を参照して、使用時間を仮に 1 0 分（上部ルーチン検査の検査予定時間が 1 0 分）増やす。これにより内視鏡番号 3 の仮の使用回数は「4 1」となり、また仮の使用時間は「6 6 0 分」となる。この仮の使用状況は、図 2 5 に示す割当実行処理において、以後使用されることになる。

[0137] なお仮の使用回数および使用時間は、使用状況記憶部 2 2 4 の使用状況テーブルに反映させない。仮の使用状況は、スコープ 3 0 のスケジューリングに使用するための目的でのみ設定され、全ての検査に対してスコープ 3 0 のスケジューリングが行われると、破棄されてよい。

[0138] 次にスコープ割当部 1 2 6 は、使用状況記憶部 2 2 4 に記憶された内視鏡番号 1、2、4～6 のスコープ使用状況を参照して、検査 E 2 に対して、内視鏡番号 1、2、4～6 のスコープのうち、使用回数が最も少ないスコープとして、内視鏡番号 2 のスコープ G-R-2 と内視鏡番号 4 のスコープ G-R-4 を特定する（S 1 3 0）。スコープ G-R-2、G-R-4 の使用回数は 5 0 回であり、スコープ G-R-1、G-R-5、G-R-6 の使用回数よりも相対的に少ないが、同じ使用回数の 2 本のスコープが特定されている（S 1 3 2 の N）。ここでスコープ割当部 1 2 6 は、2 本のスコープのうち、使用状況記憶部 2 2 4 に記憶された内視鏡番号 2、4 のスコープ使用状況を参照し、使用時間が最も少ないスコープとして、内視鏡番号 2 のスコープ G-R-2 を特定し（S 1 3 4）、検査 E 2 に対して、スコープ G-R-2 を割り当てる（S 1 3 6）。スコープ割当部 1 2 6 は、候補スコープのうち、最も使用回数の少なく、且つ最も使用時間が少ない G-R-2 を検査 E 2 に優先して割り当てることで、スコープの使用時間の均等化に貢献する。スコープ割当部 1 2 6 は、内視鏡番号 2 のスコープの使用状況として、仮の使用回数および使用時間（仮の使用状況）を設定する（S 1 3 8）。つまり、内視鏡番号 2 の仮の使用回数は「5 1」となり、また仮の使用時間は「5 1 0 分」となる。

[0139] 次にスコープ割当部 126 は、使用状況記憶部 224 に記憶された内視鏡番号 1、4～6 のスコープ使用状況を参照して、検査 E3 に対して、内視鏡番号 1、4～6 のスコープのうち、使用回数が最も少ないスコープとして、内視鏡番号 4 のスコープ G-R-4 を特定する (S130)。G-R-4 の使用回数は 50 回であり、スコープ G-R-1、G-R-5、G-R-6 の使用回数よりも相対的に少ないため、検査 E3 に対して、スコープ G-R-4 を割り当てる (S136)。スコープ割当部 126 は、候補スコープのうち、最も使用回数の少ない G-R-4 を検査 E3 に優先して割り当てることで、スコープの使用回数の均等化に貢献する。スコープ割当部 126 は、内視鏡番号 4 のスコープの使用状況として、仮の使用回数および使用時間（仮の使用状況）を設定する (S138)。

[0140] 以上のように、スコープ割当部 126 は、各々の内視鏡検査に割り当て可能なスコープ 30 が複数存在する場合に、使用状況記憶部 224 に記憶された使用状況を参照して、過去の使用回数または過去の使用時間が相対的に少ないスコープ 30 を優先して内視鏡検査に割り当てることで、使用回数または使用時間の平準化に寄与する。なお図 25 においては、S130 で使用回数が最も少ない候補スコープを特定し、S134 で使用時間が最も少ない候補スコープを特定しているが、この順番は逆であってもよい。また使用回数および使用時間が同じである複数の候補スコープが存在する場合には、スコープ割当部 126 は、いずれの候補スコープを内視鏡検査に割り当ててもよい。

[0141] 以上の実施例 1～2 は、検査スケジュールにおけるスコープ 30 の割当態様について説明した。以下の実施例 3 では、洗浄スケジュールにおける洗浄機 50 の割当態様について説明する。

<実施例 3>

図 3 に戻って、洗浄機順位保持部 226 は、スコープ 30 に対して、割り当てる洗浄機 50 の優先順位を保持する。

図 26 は、洗浄機順位保持部 226 に保持された洗浄機順位テーブルを示

す。洗浄機順位テーブルは、スコープ30に対して、割り当てる洗浄機50の優先順位を対応付けて記録する。この洗浄機順位テーブルでは、縦軸に各スコープを、横軸に各洗浄機を記録して、スコープと洗浄機との組み合わせに対して、優先順位が設定されている。なお、この例では、第1洗浄機50aおよび第2洗浄機50bが薬液Aを使用し、第3洗浄機50cが薬液Bを使用し、第4洗浄機50dが薬液Cを使用するものとする。なお、洗浄機順位テーブルは、スコープ個体に対してではなく、スコープ機種に対して、割り当てる洗浄機50の優先順位を対応付けていてもよい。

[0142] 実施例3において、第1洗浄機50aおよび第2洗浄機50bは、同一機種であってもよいが、別機種であってもよい。第1洗浄機50aおよび第2洗浄機50bと、第3洗浄機50c、第4洗浄機50dは、異なる薬液を使用し、したがってこれらの機種は異なっている。このように複数の洗浄機50が異なる機種により構成されている場合、洗浄機順位保持部226は、洗浄機機種に関する優先順位を保持する。

[0143] 図26に示す洗浄機順位テーブルにおいて、設定値1は、優先順位が最も高いことを示し、設定値2は、優先順位が2番目に高いことを示す。また設定値3は、優先順位が3番目に高いことを示す。なお設定値0は、スコープ30に割り当てられることが禁止されていることを示す。

[0144] 図26に示す洗浄機順位テーブルでは、薬液Cを使用する第4洗浄機50dに、設定値0が与えられている。これは、たとえば薬液Cがスコープ部材を劣化させやすい、強いアタック性を有しているため、医療施設において、多くのスコープ30の洗浄に使用することを禁止している事情による。この例では、上部処置機であるG-T-1、G-T-2、下部処置機であるC-T-1に対して、設定値2が与えられているものの、他のスコープに対しては設定値0が与えられて、使用が禁止されている。たとえば薬液Cは強酸性電解水であってよい。

[0145] このように図26に示す例では、割り当てる洗浄機50の優先順位が、洗浄機50において使用される洗浄薬液のアタック性にもとづいて設定されて

いる。洗浄機順位テーブルは、医療施設のポリシーによって適宜作成されるものであり、アタック性の強弱に依存して洗浄機順位テーブルを作成することで、スコープ30の長寿命化を期待できる。一方で、たとえば強酸性電解水は、洗浄薬液としては非常に安価であるというメリットを有している。そのため、薬液にかかるコスト面に着目したポリシーによると、強酸性電解水を使用する洗浄機50に対して、設定値0以外の設定値を与えることも可能である。このように洗浄機順位保持部226で保持される洗浄機50の優先順位は、洗浄機50において使用される薬液にもとづいて設定されることになる。

[0146] 図27は、図13に示す洗浄機割当処理におけるS110の詳細フローチャートを示す。S110において、洗浄機特定部142は、S18（図7参照）のスコープ割当処理により割り当てられたスコープ30のそれぞれに対して、所有する洗浄機50の検索処理を実行して、使用可能な洗浄機50を特定する。

[0147] 以下、実施形態において説明したスコープ割当処理により、検査E1、E2、E3、E4に対して、それぞれスコープG-R-1、G-R-2、G-R-3、C-R-1が割り当てられた例で説明する。つまり図12に示す検査スケジュールが設定された状態で、洗浄機割当処理を開始する。

[0148] 図3に戻って、第2割当処理部140において洗浄機特定部142は、洗浄機順位保持部226に保持された洗浄機順位情報を参照して、スコープG-R-1、G-R-2、G-R-3、C-R-1に関し、設定値0以外の洗浄機50を抽出する（S150）。S150では、使用が禁止されていない洗浄機50を抽出している。ここで上部ルーチン機であるスコープG-R-1、G-R-2、G-R-3については、第1洗浄機50a、第2洗浄機50b、第3洗浄機50cの設定値が0ではなく、また同様に下部ルーチン機であるスコープC-R-1についても、洗浄機50a、第2洗浄機50b、第3洗浄機50cの設定値が0ではない。したがって洗浄機特定部142は、検査E1～E4の各々に対して、第1洗浄機50a、第2洗浄機50b、

第3洗浄機50cを候補洗浄機として特定する(S152)。特定された候補洗浄機は、洗浄機割当部144に通知される。

[0149] 図28は、図13に示す洗浄機割当処理におけるS114の詳細フローチャートを示す。S114において、洗浄機割当部144は、スコープ30に対して、洗浄機50を割り当てる。

[0150] 最初に洗浄機割当部144は、検査E1のスコープG-R-1に対する洗浄機割当を行う。洗浄機割当部144は、洗浄スケジュール保持部208に保持されている洗浄スケジュールを参照して、候補洗浄機のうち、最先で割当可能な洗浄機50を特定する(S160)。なお実施形態で説明したように、洗浄機特定部142により、候補洗浄機の使用可能な時間帯が洗浄機割当部144に通知される場合には、洗浄機割当部144は、通知された時間帯を参照して、最先で割当可能な洗浄機50を特定してもよい。

[0151] ここで候補洗浄機、つまり第1洗浄機50a、第2洗浄機50b、第3洗浄機50cは、その初期状態において、全時間帯が使用可能であり、つまり全時間帯のステータスが「待機中」となっている。そこで洗浄機割当部144は、第1洗浄機50a、第2洗浄機50b、第3洗浄機50cの全てが最先で割当可能であることを特定し(S160)、最先で割当可能な洗浄機が複数あることを判定する(S162のY)。ここで洗浄機割当部144は、洗浄機順位保持部226に保持された優先順位を参照して、検査E1のスコープG-R-1に対して第1洗浄機50aおよび第2洗浄機50bに設定値1が与えられていることを認識する(S164)。これにより洗浄機割当部144は、スコープG-R-1に対して第1洗浄機50aを割り当てる(S166)。このようにして洗浄機割当部144は、優先順位の高い第1洗浄機50aを、スコープG-R-1に割り当て、これによりスコープに適した洗浄機で洗浄することが可能となる。なお、この洗浄開始予定時刻は9:10、洗浄終了予定時刻は9:30に設定されて、洗浄スケジュールに登録される。これにより第1洗浄機50aの9:10~9:30の間のステータスは「使用中」となる。

[0152] 次に洗浄機割当部 144 は、検査 E2 のスコープ G-R-2 に対する洗浄機割当を行う。洗浄機割当部 144 は、洗浄スケジュール保持部 208 に保持されている洗浄スケジュールを参照して、候補洗浄機のうち、最先得割当可能な洗浄機 50 を特定する (S160)。ここで第 1 洗浄機 50a には、9:10~9:30 の使用予定が設定されているため、洗浄機割当部 144 は、第 2 洗浄機 50b、第 3 洗浄機 50c が最先得割当可能であることを特定し (S160)、最先得割当可能な洗浄機が複数あることを判定する (S162 の Y)。ここで洗浄機割当部 144 は、洗浄機順位保持部 226 に保持された優先順位を参照して、検査 E2 のスコープ G-R-2 に対して第 2 洗浄機 50b に設定値 1 が与えられていることを認識する (S164)。これにより洗浄機割当部 144 は、スコープ G-R-2 に対して第 2 洗浄機 50b を割り当てる。このようにして洗浄機割当部 144 は、優先順位の高い第 2 洗浄機 50b を、スコープ G-R-2 に割り当てる。なお、この洗浄開始予定時刻は 9:10、洗浄終了予定時刻は 9:30 に設定されて、洗浄スケジュールに登録される。

[0153] 次に洗浄機割当部 144 は、検査 E3 のスコープ G-R-3 に対する洗浄機割当を行う。洗浄機割当部 144 は、洗浄スケジュール保持部 208 に保持されている洗浄スケジュールを参照して、候補洗浄機のうち、最先得割当可能な洗浄機 50 を特定する (S160)。ここで第 1 洗浄機 50a、第 2 洗浄機 50b には、9:10~9:30 の使用予定が設定されているため、洗浄機割当部 144 は、第 3 洗浄機 50c が最先得割当可能であることを特定し (S160)、特定した洗浄機 50 が 1 つであることを判定する (S162 の N)。これにより洗浄機割当部 144 は、スコープ G-R-3 に対して第 3 洗浄機 50c を割り当てる。この洗浄開始予定時刻は 9:10、洗浄終了予定時刻は 9:30 に設定されて、洗浄スケジュールに登録される。

[0154] なおスコープ G-R-3 に関して、第 3 洗浄機 50c の設定値は 2 であり、優先順位は第 1 洗浄機 50a、第 2 洗浄機 50b と比べて低い。そのためスコープ G-R-3 に対して、第 1 洗浄機 50a または第 2 洗浄機 50b が

使用可能となる時刻で、第1洗浄機50aまたは第2洗浄機50bを割り当てることも可能である。しかしながら、そのような場合には、スコープG-R-3の洗浄が遅くなり、作業効率の観点から好ましくない。そこで洗浄機割当部144は、割当が禁止されていない限りにおいて、優先順位が低い洗浄機50であっても、積極的に割り当てるようにしている。

[0155] 次に洗浄機割当部144は、検査E4のスコープC-R-1に対する洗浄機割当を行う。洗浄機割当部144は、洗浄スケジュール保持部208に保持されている洗浄スケジュールを参照して、候補洗浄機のうち、最先で割当可能な洗浄機50を特定する(S160)。ここで第1洗浄機50a、第2洗浄機50b、第3洗浄機50cには、9:10~9:30の使用予定が設定されており、洗浄機割当部144は、第1洗浄機50a、第2洗浄機50b、第3洗浄機50cの全てが最先で割当可能であることを特定し(S160)、最先で割当可能な洗浄機が複数あることを判定する(S162のY)。

[0156] ここで洗浄機割当部144は、洗浄機順位保持部226に保持された優先順位を参照して、検査E4のスコープC-R-1に対して第1洗浄機50aおよび第2洗浄機50bに設定値1が与えられていることを認識する(S164)。これにより洗浄機割当部144は、スコープC-R-1に対して第1洗浄機50aを割り当てる(S166)。このようにして洗浄機割当部144は、優先順位の高い第1洗浄機50aを、スコープC-R-1に割り当て、これによりスコープに適した洗浄機で洗浄することが可能となる。なお、この洗浄開始予定時刻は9:30、洗浄終了予定時刻は9:50に設定されて、洗浄スケジュールに登録される。

[0157] 図29は、実施例3において洗浄スケジュール管理部130により生成された洗浄スケジュールを示す。ここでは洗浄機割当部144による割当結果が洗浄スケジュールに反映されており、具体的には9:10~9:30の間に、第1洗浄機50aでスコープG-R-1が洗浄されること、第2洗浄機50bでスコープG-R-2が洗浄されること、第3洗浄機50cでスコー

プG-R-3が洗浄されること、9:30~9:50の間に第1洗浄機50aでスコープC-R-1が洗浄されること、が登録されている。洗浄スケジュール管理部130は、更新した洗浄スケジュールを、洗浄スケジュール保持部208に記録する。

[0158] 実施形態で説明した図14と比較すると、図29に示す洗浄スケジュールでは、第4洗浄機50dが使用されていない。これはスコープC-R-1に対して第4洗浄機50dの使用、換言すると薬液Cの使用が禁止されているために、第4洗浄機50dに対してスコープが割り当てられない状態となっている。なお図26において、スコープG-T-1、G-T-2、C-T-1に対しては、第4洗浄機50dの設定値は2となっており、したがって、これらのスコープの洗浄スケジュールリングに際して、第4洗浄機50dが割り当てられることがある。

[0159] 以上は、洗浄機順位保持部226において設定値が0の第4洗浄機50dの使用を禁止する場合について説明したが、この制限を緩めて洗浄スケジュールの生成処理を運用してもよい。上記した使用禁止の運用では、第4洗浄機50dが通常は使用されず、スコープ30の洗浄処理が効率よく進まずに、洗浄待ちのスコープ30が多くなるという状況が想定されるためである。そこで設定値0の洗浄機50は、スコープ30に割り当てることを禁止するという厳しい制限ではなく、スコープ30に割り当てることをできるだけ避ける、という緩やかな制限が採用されてもよい。この厳しい制限と緩やかな制限は、たとえばスケジュールリングのモードによって定められてもよく、洗浄処理の効率化を促進する場合には、ユーザが、緩やかな制限のモードを選択することで、設定値0の洗浄機50を、スコープ30に割当可能としてもよい。

[0160] なお、この場合には、使用状況記憶部224（または後述する履歴記録部232）が、設定値0の洗浄機50で洗浄した回数を、スコープ30ごとに記憶しておくことが好ましい。洗浄機割当部144は、設定値0の洗浄機50で洗浄した回数がスコープ30によって突出して多くなることのないよう

に、つまりは設定値 0 の洗浄機 50 で洗浄した回数が等しくなるように、スコープ 30 に対して洗浄機 50 を割り当てるのが好ましい。なお設定値 0 の洗浄機 50 で洗浄する回数には上限（たとえば 20 回）が設定されていてもよく、洗浄機割当部 144 は、この上限を超えて、設定値 0 の洗浄機 50 を割り当てないようにしてもよい。

[0161] <実施例 4>

実施例 4 では、スコープ 30 のスケジューリングに際して、あるスコープ 30 が、できるだけ特定の医師により使用されるような割当処理を行う。スコープ 30 と、それを使用する医師とをセットにすることで、たとえば長く良好な状態を維持しているスコープ 30 については、使用頻度の高い医師が上手に操作していることが分析でき、一方で、故障が生じやすいスコープ 30 などは、使用頻度の高い医師の操作に何かしらの問題があるなどの分析もできる。

[0162] 図 3 に戻って、割当スコープ情報保持部 228 は、医師に対して優先的に割り当てるスコープに関する優先スコープ情報を保持する。

図 30 は、割当スコープ情報保持部 228 に記憶された優先スコープテーブルを示す。優先スコープテーブルは、内視鏡検査を担当する各医師に対して、割り当てるスコープ 30 の優先順位を定めた優先スコープ情報を、スコープ機種ごとに記録している。ここで優先順位は、医療施設が、同じ機種の複数のスコープ 30 を所有していることを前提として付与されるものであり、割当スコープ情報保持部 228 は、同じ機種の複数のスコープ 30 のうち、医師に対して優先的に割り当てるスコープを、優先スコープ情報として保持している。図 30 において、「優先スコープ 1」は、割当優先順位が 1 番のスコープであり、「優先スコープ 2」は、割当優先順位が 2 番のスコープであり、「優先スコープ 3」は、割当優先順位が 3 番のスコープである。

[0163] たとえば医師 A は、上部ルーチン機に関して、スコープ G-R-2 の割当優先順位が 1 番であり、スコープ G-R-1 の割当優先順位が 2 番に設定されている。この優先スコープ情報は、あくまでも、優先スコープが医師に割

当可能な場合に、優先的に割り当てることを指定する情報であり、必ず優先スコープが医師に割り当てられなければならないわけではないわけではない。たとえば、医師Aが行う予定の検査において、検査開始予定時刻にスコープG-R-2、G-R-1のステータスが「待機中」でなければ、スコープ割当部126は、他の上部ルーチン機を割り当てて、検査に遅延が生じないようにする。

[0164] 実施例4において、スコープ割当部126は、割当スコープ情報保持部228に保持された優先スコープ情報と、検査スケジュール管理部110が管理する内視鏡検査の担当医師に関する情報とにもとづいて、内視鏡検査に割り当てるスコープ30を決定する。

[0165] 図31は、図9に示すスコープ割当処理におけるS56の詳細フローチャートを示す。スコープ割当部126は、内視鏡検査の担当医師にもとづいて、割当スコープ情報保持部228の保持された優先スコープ情報を取得する(S180)。

[0166] 以下、実施例1において説明したスコープ検索処理により、検査E1、E2、E3、E4の候補スコープを特定した例で説明する。実施例1ではスコープ特定部124が、検査E1、E2、E3の候補スコープとして内視鏡番号1～6のスコープを特定し、検査E4の候補スコープとして内視鏡番号15～17のスコープを特定して、スコープ割当部126に通知している。

[0167] スコープ割当部126は、検査E1、E2、E3、E4のそれぞれの担当医師情報にもとづいて、各検査について割当スコープ情報保持部228から、使用するスコープ機種に関する優先スコープ情報を取得する(S180)。

[0168] 図4の検査スケジュールを参照して、検査E1は医師Bが担当医であり、スコープ割当部126は、優先スコープテーブルを参照して、上部ルーチン機の優先スコープ1がG-R-3、優先スコープ2がG-R-1、優先スコープ3がG-R-2であることを認識する。検査E2は医師Cが担当医であり、スコープ割当部126は、上部ルーチン機の優先スコープ1がG-R-1、優先スコープ2がG-R-5、優先スコープ3がG-R-4であること

を認識する。検査E 3は医師Eが担当医であり、スコープ割当部1 2 6は、上部ルーチン機の優先スコープ1がG-R-5、優先スコープ2がG-R-6、優先スコープ3がG-R-4であることを認識する。また検査E 4は医師Dが担当医であり、スコープ割当部1 2 6は、下部ルーチン機の優先スコープ1がC-R-3であることを認識する。

[0169] 検査E 1に関し、スコープ割当部1 2 6は、優先スコープ1であるスコープG-R-3が、内視鏡番号1～6の候補スコープに含まれていることを判定し（S 1 8 2のY）、したがって検査E 1に対して、スコープG-R-3を割り当てる（S 1 8 6）。これにより医師Bが、検査E 1にて、スコープG-R-3を使用するようになる。

[0170] 次に検査E 2に関し、スコープ割当部1 2 6は、優先スコープ1であるスコープG-R-1が、内視鏡番号1、2、4～6の候補スコープに含まれていることを判定し（S 1 8 2のY）、したがって検査E 2に対して、スコープG-R-1を割り当てる（S 1 8 6）。これにより医師Cが、検査E 2にて、スコープG-R-1を使用するようになる。

[0171] 次に検査E 3に関し、スコープ割当部1 2 6は、優先スコープ1であるスコープG-R-5が、内視鏡番号2、4～6の候補スコープに含まれていることを判定し（S 1 8 2のY）、したがって検査E 3に対して、スコープG-R-5を割り当てる（S 1 8 6）。これにより医師Eが、検査E 3にて、スコープG-R-5を使用するようになる。

[0172] 最後に検査E 4に関し、スコープ割当部1 2 6は、優先スコープ1であるスコープC-R-3が、内視鏡番号1 5～1 7の候補スコープに含まれていることを判定し（S 1 8 2のY）、したがって検査E 4に対して、スコープC-R-3を割り当てる（S 1 8 6）。これにより医師Dが、検査E 4にて、スコープC-R-3を使用するようになる。

[0173] このように候補スコープのなかに、優先スコープが複数存在する場合には、スコープ割当部1 2 6は、優先順位の高い優先スコープを検査に割り当てる。なお候補スコープのなかに、優先スコープが含まれない場合、つまり優

先スコープ１、優先スコープ２、優先スコープ３のいずれもが含まれない場合（Ｓ１８２のＮ）、スコープ割当部１２６は、優先スコープ以外の候補スコープを特定して（Ｓ１８４）、検査に割り当てる（Ｓ１８６）。このように検査開始予定時刻において、割当可能な優先スコープが存在しなければ、その優先スコープが使用可能になるのを待つのではなく、別のスコープを割り当てて、効率的な検査スケジュールを作成するのが好ましい。なお候補スコープが存在しない場合には、その旨をユーザに知らせることが好ましい。

[0174] 図３２は、検査スケジュール管理部１１０により更新された検査スケジュールを示す。検査スケジュール管理部１１０は、スコープ割当部１２６から割当結果を通知されると、該当する検査に、割り当てられたスコープ３０を登録する。ここでは検査Ｅ１にスコープＧ－Ｒ－３が使用されること、検査Ｅ２にスコープＧ－Ｒ－１が使用されること、検査Ｅ３にスコープＧ－Ｒ－５が使用されること、検査Ｅ４にスコープＣ－Ｒ－３が使用されること、が登録されている。検査スケジュール管理部１１０は、更新した検査スケジュールを、検査スケジュール保持部２０６に記録する。

[0175] 実施例４においてスコープ割当部１２６は、特定の医師が担当する検査に、できるだけ特定のスコープ３０を優先的に割り当てるため、当該スコープ３０は、その医師による使用頻度が高くなる。

[0176] 使用状況監視部１６０は、実際に実施された内視鏡検査で使用されたスコープ３０の使用状況を監視し、履歴記録部２３２に記録する。これにより履歴記録部２３２は、実際の内視鏡検査で使用されたスコープ３０の使用履歴情報を記録する。履歴記録部２３２は、スコープ３０に関して、使用した検査情報、使用した医師と、使用日時情報などを対応付けて記録する。

[0177] なお履歴記録部２３２は、スコープ３０の故障に関する履歴も記録する。たとえば故障履歴は、故障したときに操作していた医師、検査種別情報、および日時情報を含んでもよい。

[0178] 表示処理部１５０は、履歴記録部２３２に記録された複数のスコープ３０の使用履歴情報を、比較可能な形式で表示する。なお、このとき表示内容導

出部 1 5 2 は、履歴記録部 2 3 2 に記録された使用履歴情報にもとづいて、統計量を算出する。ここで統計量とは、スコープ 3 0 に関して、医師ごとに算出される使用回数、使用時間などであり、表示内容導出部 1 5 2 は、表示する内容に応じた統計量を導出する機能をもつ。表示処理部 1 5 0 は、表示内容導出部 1 5 2 が算出した統計量を表示する。

[0179] 期間指定部 1 5 4 は、使用履歴情報の期間を指定する。この期間は、端末装置 1 2 の画面上に設けられた入力枠に、ユーザが入力することで特定される。期間指定部 1 5 4 が期間を指定すると、表示内容導出部 1 5 2 は、その期間の使用履歴情報を履歴記録部 2 3 2 から抽出して、表示すべき統計量を算出し、表示処理部 1 5 0 は、指定された期間の使用履歴情報、つまり表示内容導出部 1 5 2 より算出された統計量を端末装置 1 2 のディスプレイに表示する。

[0180] 図 3 3 は、端末装置 1 2 に表示される使用履歴情報の一例を示す。表示期間として、ユーザが 2 0 1 3 / 1 1 / 1 ~ 2 0 1 4 / 1 0 / 3 0 までの期間を入力すると、期間指定部 1 5 4 が、この期間を指定し、表示内容導出部 1 5 2 は、この期間の使用履歴情報を履歴記録部 2 3 2 から抽出する。ここで表示内容導出部 1 5 2 は、各医師ごとの上部ルーチン機の使用回数を算出して、使用回数表を作成し、表示処理部 1 5 0 が、端末装置 1 2 のディスプレイに表示する。なお、表示内容導出部 1 5 2 は、この期間における故障履歴の一覧を作成して故障回数を算出し、表示処理部 1 5 0 が、あわせて故障回数や故障履歴を表示してもよい。

[0181] この使用回数表により、ユーザは、どのスコープの故障が少なく、また、そのスコープの使用頻度の高い医師を特定できる。また逆に、ユーザは、どのスコープの故障が多く、そのスコープの使用頻度の高い医師を特定できる。このようにスコープ割当部 1 2 6 が、特定の医師が特定のスコープを優先的に使用するようにスコープ割当処理を行うことで、実際にスコープ 3 0 が使用された履歴情報は、故障分析などを行う際に有用な情報となる。また表示処理部 1 5 0 が、複数のスコープ 3 0 の使用履歴情報を、比較可能な形式

で表示することで、ユーザは、一目でスコープ30の使用状態の違いを認識できるようになる。

[0182] 図34は、端末装置12に表示される使用履歴情報の一例を示す。この使用回数グラフは、図33に示した使用回数表をグラフ形式で表現したものである。このようにグラフ形式で表現することで、スコープ30の使用状態の違いが一目で理解できるようになる。

[0183] なお図33、図34においては、表示処理部150が、各スコープ30についての医師ごとのスコープ使用回数を使用履歴情報として表示したが、たとえば医師ごとのスコープ使用時間を使用履歴情報として表示してもよい。また表示処理部150は、医師が使用したスコープ30の使用回数や使用時間を、医師ごとに表示してもよい。

[0184] <実施例5>

実施例5では、スコープ30のスケジューリングに際して、あるスコープ30が、できるだけ特定の検査準備者により洗浄されるように、検査準備者に対して洗浄業務を割り当てる処理を行う。スコープ30の洗浄業務と、それを洗浄する検査準備者とをセットにすることで、たとえば長く良好な状態を維持しているスコープ30については、洗浄頻度の高い担当者が上手に洗浄していることが分析でき、一方で、故障が生じやすいスコープ30などは、洗浄工程において何かしらの問題があるなどの分析もできる。

[0185] 図3に戻って、割当担当者情報保持部230は、スコープ30に対して、洗浄業務を優先的に割り当てる担当者に関する優先担当者情報を保持する。

図35は、割当担当者情報保持部230に記憶された優先担当者テーブルを示す。優先担当者テーブルは、洗浄業務を割り当てる検査準備者（以下、「担当者」とも呼ぶ）の優先順位を定めた優先担当者情報を、スコープ30ごとに記録している。つまり割当担当者情報保持部230は、1つのスコープ30に対して、洗浄業務を割り当てる担当者の優先順位を保持している。図35において、「優先担当者1」は、割当優先順位が1番の担当者であり、「優先担当者2」は、割当優先順位が2番の担当者である。

[0186] たとえばスコープG-R-1は、技師Aの割当優先順位が1番であり、技師Bの割当優先順位が2番に設定されている。この優先担当者情報は、あくまでも、優先担当者が洗浄業務に割当可能な場合に、優先的に割り当てることを指定する情報であり、必ず優先担当者として指定される検査準備者が、そのスコープの洗浄業務に割り当てられなければならないわけではない。たとえば、スコープG-R-1を使用した検査が終了となり、そのスコープを洗浄する際に、技師A、技師Bが他の業務を行っている場合には、担当者割当部149は、別の技師（たとえば技師C）を、その洗浄業務に割り当て、洗浄作業に遅延が生じないようにする。

[0187] 実施例5において、担当者割当部149は、割当担当者情報保持部230に保持された優先担当者情報と、検査スケジュール管理部110が管理するスコープ情報とにもとづいて、スコープの洗浄業務の担当者を決定する。

[0188] 図36は、担当者割当処理のフローチャートを示す。なお図36に示す担当者割当処理は、図13に示す洗浄機割当処理において、S118とS120の間の処理として追加される。図13に示すフローチャートにおいて、洗浄機割当部144が、使用済みスコープに対して洗浄機50を割り当て（S114）、洗浄開始予定時刻および洗浄終了予定時刻を設定した後（S118）、担当者割当部149が、洗浄が予定されるスコープ30にもとづいて、割当担当者情報保持部230に保持された優先担当者情報を取得する（S200）。

[0189] 以下、実施例4において説明したスコープ割当処理により、検査E1、E2、E3、E4に対して、それぞれスコープG-R-3、G-R-1、G-R-5、C-R-3が割り当てられた例で説明する。

[0190] 図37は、洗浄スケジュール管理部130により生成された洗浄スケジュールを示す。ここでは洗浄機割当部144による割当結果が洗浄スケジュールに反映されており、具体的には9:10～9:30の間に、第1洗浄機50aでスコープG-R-3が洗浄されること、第2洗浄機50bでスコープG-R-1が洗浄されること、第3洗浄機50cでスコープG-R-5が洗

浄されること、9:15~9:35の間に第4洗浄機50dでスコープC-R-3が洗浄されること、が登録されている。

[0191] 実施例5の洗浄スケジュール管理部130は、洗浄機50と、洗浄開始予定時刻情報および洗浄終了予定時刻情報に加えて、洗浄業務を担当する洗浄担当者を含む複数のスコープの洗浄スケジュールを管理する。以下、洗浄スケジュールに、洗浄担当者を登録する手法について説明する。

[0192] 担当者割当部149は、検査E1、E2、E3、E4のそれぞれに割り当てられたスコープ情報にもとづいて、各スコープ30について割当担当者情報保持部230から優先担当者情報を取得する(S200)。

[0193] 図35の優先担当者テーブルを参照して、スコープG-R-3の優先担当者1は技師Bであり、スコープG-R-1の優先担当者1は技師Aであり、スコープG-R-5の優先担当者は技師Cであり、スコープC-R-3の優先担当者1は技師Cである。

[0194] スコープG-R-3に関し、担当者割当部149は、優先担当者1である技師Bが、スコープG-R-3の洗浄業務を担当可能であるか判定する(S202)。実施例5において各技師には、担当者スケジュールが設定されており、担当者スケジュールにおいて、洗浄開始予定時刻および洗浄終了予定時刻に空きがあるか判定することで、担当者割当部149は、技師BがスコープG-R-3の洗浄業務を担当可能であるか判定する。スコープG-R-3の洗浄開始予定時刻と、洗浄終了予定時刻に、他の業務が入っていなければ、担当者割当部149は、技師Bに、スコープG-R-3の洗浄業務を割当可能であることを判定し(S202のY)、当該スコープの洗浄業務を技師Bに割り当てる(S206)。なお、担当者スケジュールにおいて、洗浄開始予定時刻および洗浄終了予定時刻のいずれかに他の業務が入っていれば、担当者割当部149は、技師Bに、スコープG-R-3の洗浄業務を割当不能であることを判定する(S202のN)。なお優先担当者2である技師Cに対しても割当不能であれば、担当者割当部149は、優先担当者以外の担当者で、当該時刻に空きがある担当者を特定して(S204)、洗浄業務

に割り当てる（S 2 0 6）。

[0195] 次にスコープG-R-1に関し、担当者割当部149は、優先担当者1である技師Aが、スコープG-R-1の洗浄業務を担当可能であるか判定する（S 2 0 2）。担当者割当部149は、技師AにスコープG-R-1の洗浄業務を割当可能である場合には（S 2 0 2のY）、当該スコープG-R-1の洗浄業務を技師Bに割り当てる（S 2 0 6）。なお、担当者スケジュールにおいて、洗浄開始予定時刻および洗浄終了予定時刻のいずれかに他の業務が入っていれば、担当者割当部149は、技師Aに、スコープG-R-1の洗浄業務を割当不能であることを判定する（S 2 0 2のN）。このとき優先担当者2である技師Bに対しても割当不能であれば、担当者割当部149は、優先担当者以外の担当者で、当該時刻に空きがある担当者を特定して（S 2 0 4）、洗浄業務に割り当てる（S 2 0 6）。

[0196] 次にスコープG-R-5に関し、担当者割当部149は、優先担当者1である技師Cが、スコープG-R-5の洗浄業務を担当可能であるか判定する（S 2 0 2）。担当者割当部149は、技師CにスコープG-R-5の洗浄業務を割当可能である場合には（S 2 0 2のY）、当該スコープG-R-5の洗浄業務を技師Cに割り当てる（S 2 0 6）。なお、担当者スケジュールにおいて、洗浄開始予定時刻および洗浄終了予定時刻のいずれかに他の業務が入っていれば、担当者割当部149は、技師Cに、スコープG-R-5の洗浄業務を割当不能であることを判定する（S 2 0 2のN）。このとき優先担当者2である技師Bに対しても割当不能であれば、担当者割当部149は、優先担当者以外の担当者で、当該時刻に空きがある担当者を特定して（S 2 0 4）、洗浄業務に割り当てる（S 2 0 6）。

[0197] 次にスコープC-R-3に関し、担当者割当部149は、優先担当者1である技師Cが、スコープC-R-3の洗浄業務を担当可能であるか判定する（S 2 0 2）。担当者割当部149は、技師CにスコープC-R-3の洗浄業務を割当可能である場合には（S 2 0 2のY）、当該スコープC-R-3の洗浄業務を技師Cに割り当てる（S 2 0 6）。なお、担当者スケジュール

において、洗浄開始予定時刻および洗浄終了予定時刻のいずれかに他の業務が入っていれば、担当者割当部 149 は、技師 C に、スコープ C-R-3 の洗浄業務を割当不能であることを判定する（S202のN）。このとき優先担当者2である技師Bに対しても割当不能であれば、担当者割当部 149 は、優先担当者以外の担当者で、当該時刻に空きがある担当者を特定して（S204）、洗浄業務に割り当てる（S206）。

[0198] ある洗浄業務に対して、優先担当者1と優先担当者2のいずれもが割当可能である場合には、担当者割当部 149 は、優先順位の高い担当者を洗浄業務に割り当てる。割り当てられた担当者情報は、洗浄スケジュール管理部 130 に通知される。

[0199] 図38は、洗浄スケジュール管理部 130 により更新された洗浄スケジュールを示す。洗浄スケジュール管理部 130 は、担当者割当部 149 から割当結果を通知されると、該当する洗浄処理に、割り当てられた担当者を登録する。ここではスコープ G-R-3 の洗浄業務を技師 B が担当すること、スコープ G-R-1 の洗浄業務を技師 A が担当すること、スコープ G-R-5 の洗浄業務を技師 C が担当すること、スコープ C-R-3 の洗浄業務を技師 C が担当すること、が登録されている。このように洗浄スケジュール管理部 130 は、洗浄業務を行う担当者も洗浄スケジュールに追加し、更新した洗浄スケジュールを、洗浄スケジュール保持部 208 に記録する。

[0200] 実施例5において担当者割当部 149 は、特定のスコープ30の洗浄業務を、できるだけ特定の検査準備者が担当するように優先的に割り当てるため、当該スコープ30の洗浄業務は、その担当者が行う機会が多くなる。

[0201] 使用状況監視部 160 は、実際に実施されたスコープ30の洗浄処理状況を監視し、履歴記録部 232 に記録する。たとえば各洗浄機50には、担当者IDを読み取る読取手段が設けられており、担当者がIDカードなどを読取手段で読み取らせることによって、洗浄業務を行っている担当者が特定されるようになっている。使用状況監視部 160 は、この洗浄処理状況を監視して、履歴記録部 232 は、洗浄されたスコープ30の洗浄履歴情報を記録

する。履歴記録部 232 は、スコープ 30 に関して、洗浄された日時情報、洗浄した担当者などを対応付けて記録する。

[0202] なお履歴記録部 232 は、スコープ 30 の故障やメンテナンスに関する履歴も記録する。たとえば上記履歴は、故障やメンテナンスをしたときに作業をしていた担当者および日時情報を含んでもよい。

[0203] 表示処理部 150 は、履歴記録部 232 に記録された複数のスコープ 30 の洗浄履歴情報を、比較可能な形式で表示する。なお、このとき表示内容導出部 152 は、履歴記録部 232 に記録された洗浄履歴情報にもとづいて、統計量を算出する。ここで統計量とは、スコープ 30 に関して、担当者ごとに算出される洗浄回数、洗浄時間などであり、表示内容導出部 152 は、表示する内容に応じた統計量を導出する機能をもつ。表示処理部 150 は、表示内容導出部 152 が算出した統計量を表示する。

[0204] 期間指定部 154 は、洗浄履歴情報の期間を指定する。この期間は、端末装置 12 の画面上に設けられた入力枠に、ユーザが入力することで特定される。期間指定部 154 が期間を指定すると、表示内容導出部 152 は、その期間の洗浄履歴情報を履歴記録部 232 から抽出して、表示すべき統計量を算出し、表示処理部 150 は、指定された期間の洗浄履歴情報、つまり表示内容導出部 152 より算出された統計量を端末装置 12 のディスプレイに表示する。

[0205] 図 39 は、端末装置 12 に表示される洗浄履歴情報の一例を示す。表示期間として、ユーザが 2013/11/1~2014/10/30 までの期間を入力すると、期間指定部 154 が、この期間を指定し、表示内容導出部 152 は、この期間の洗浄履歴情報を履歴記録部 232 から抽出する。ここで表示内容導出部 152 は、各担当者ごとの上部ルーチン機の洗浄回数を算出して、洗浄回数表を作成し、表示処理部 150 が、端末装置 12 のディスプレイに表示する。なお、表示内容導出部 152 は、この期間における故障履歴の一覧を作成して故障回数を算出し、表示処理部 150 が、あわせて故障回数や故障履歴を表示してもよい。

[0206] この洗浄回数表により、ユーザは、どのスコープの故障が少なく、また、そのスコープの洗浄頻度の高い技師を特定できる。また逆に、ユーザは、どのスコープの故障が多く、そのスコープの洗浄頻度の高い技師を特定できる。このように担当者割当部149が、特定のスコープの洗浄業務を特定の担当者に優先的に割り当てることで、実際にスコープ30が洗浄された履歴情報は、故障分析などを行う際に有用な情報となる。また表示処理部150が、複数のスコープ30の洗浄履歴情報を、比較可能な形式で表示することで、ユーザは、一目でスコープ30の使用状態の違いを認識できるようになる。

[0207] 図40は、端末装置12に表示される洗浄履歴情報の一例を示す。この洗浄回数グラフは、図39に示した洗浄回数表をグラフ形式で表現したものである。このようにグラフ形式で表現することで、スコープ30の使用状態の違いが一目で理解できるようになる。

[0208] なお図39、図40においては、表示処理部150が、各スコープ30についての担当者ごとのスコープ洗浄回数を洗浄履歴情報として表示したが、たとえば担当者ごとのスコープ洗浄時間を洗浄履歴情報として表示してもよい。また表示処理部150は、担当者が洗浄したスコープ30の洗浄回数や洗浄時間を、担当者ごとに表示してもよい。

[0209] 以上、本発明のスケジューリング処理に関する構成を実施形態および実施例1～5をもとに説明した。このスケジューリング処理に関する実施形態および実施例1～5は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。特に実施例4、5は、それぞれスコープ使用履歴、スコープ洗浄履歴を記録するものであり、両実施例を組み合わせることは、非常に意義がある。

[0210] <再スケジューリング処理1>

実施形態および実施例1～5に関して説明した処理により、1日の内視鏡検査業務の開始前に、検査スケジュールおよび洗浄スケジュールが生成され

る。医療施設においては、生成した検査スケジュールおよび洗浄スケジュールにしたがって検査業務が進行することが理想であるが、しかしながら現場においては、様々な要因により検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュール通りに検査業務が進行しないことがある。

[0211] 代表的な要因の一つは、実際に検査を開始する時刻または終了する時刻が、スケジュールで設定された時刻よりも早まったり、または遅延することである。図5に示す検査種別マスタテーブル210において、たとえば検査種別番号1の「上部ルーチン検査」の検査予定時間は10分と設定されており、したがって「上部ルーチン検査」は、検査開始から終了までの時間が10分として検査スケジュールに組み込まれている。しかしながら実際の検査は予定時間である10分よりも早まったり、または10分を超過することがあり、特に予定時間を超過する場合には、以後のスケジュールを再設定する必要が生じる。

[0212] 図41は、検査スケジュール管理部110により生成された検査スケジュールおよび洗浄スケジュール管理部130により生成された洗浄スケジュールの例を示す。図41に示す検査スケジュールは、実施例1に関して説明したスコープ割当処理によりスコープ順位テーブルにしたがって各検査にスコープを割り当てて作成されている。また図41に示す洗浄スケジュールは、実施形態に関して説明した洗浄機割当処理により作成されている。以下の実施例6～8で説明する再スケジュールリング処理においては、図41に示す検査スケジュールおよび洗浄スケジュールに含まれる要素を再スケジュールリング処理の対象とするが、これは一例であって、図20に示す検査スケジュールおよび洗浄スケジュールを対象としてもよい。いずれにしても、再スケジュールリング処理においては、予め検査スケジュールおよび洗浄スケジュールが生成されていることが前提となる。なお説明の便宜上、洗浄スケジュールにおいて、各スコープの洗浄処理に対して、W1～W41の洗浄番号を付している。

[0213] また図41においては、医療施設が5本の上部高画質機を所有しているこ

とを前提としている。

図42は、所有スコープマスタテーブル222の一例を示す。図6に示す所有スコープマスタテーブル222と比較すると、医療施設が5本の上部高画質機を所有している点で相違している。つまり図42に示す所有スコープマスタテーブル222においては、上部高画質機であるG-H-4、G-H-5の2本が追加されている点で図6に示す所有スコープマスタテーブル222と相違しており、図41の検査スケジュールにおいて、検査E36にスコープG-H-4が、検査E37にスコープG-H-5がそれぞれ割り当てられている。

[0214] 図43は、情報管理装置10の構成のうち、再スケジュールリング処理を実行する機能を備えた処理部100の構成を示す。処理部100は、検査スケジュール管理部110、第1割当処理部120、洗浄スケジュール管理部130、第2割当処理部140、表示処理部150、状況情報取得部170、再スケジュール処理部172、変更不可検査特定部174および入力受付部176を備える。なお図43には示していないが、処理部100は、図3に示すように表示内容導出部152、期間指定部154および使用状況監視部160も備えて構成されており、また第1割当処理部120は、検査抽出部122、スコープ特定部124、スコープ割当部126、スコープ割当可否確認部128および医師割当部129を有し、第2割当処理部140は、洗浄機特定部142、洗浄機割当部144、終了時刻判定部146、洗浄機割当可否確認部148および担当者割当部149を有して構成されている。

[0215] 処理部100の各構成は、ハードウェア的には、任意のコンピュータのCPU、メモリ、その他のLSIで実現でき、ソフトウェア的にはメモリにロードされたプログラムなどによって実現されるが、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したがって、これらの機能ブロックがハードウェアのみ、ソフトウェアのみ、またはそれらの組み合わせによっていろいろな形で実現できることは、当業者には理解されるところである。

以下に示す再スケジュールリング処理は、内視鏡検査業務の開始後、実際の検査の状況に応じて実施される。

[0216] <実施例 6>

状況情報取得部 170 は、検査の状況に関する状況情報を取得する。状況情報取得部 170 は、内視鏡観察装置 22 と通信を行う通信部を有し、内視鏡観察装置 22 から送信される情報を取得する機能を有してよい。この点において状況情報取得部 170 は、図 3 に示した使用状況監視部 160 の機能を含むものであってよい。

[0217] 検査の開始前、スコープ 30 は内視鏡観察装置 22 に接続されるが、このときスコープ 30 の識別情報（スコープ ID）が、内視鏡観察装置 22 を識別する情報（観察装置 ID）および検査を識別する情報（検査 ID）とともに、ネットワーク 2 を介して情報管理装置 10 に送信される。また検査を開始する際、内視鏡観察装置 22 において検査の開始ボタンが操作されると、検査の開始通知が検査 ID および観察装置 ID とともに情報管理装置 10 に送信される。また検査を終了する際、内視鏡観察装置 22 において検査の終了ボタンが操作されると（またはスコープ 30 が内視鏡観察装置 22 から引き抜かれると）、検査の終了通知が検査 ID および観察装置 ID とともに情報管理装置 10 に送信される。情報管理装置 10 において、状況情報取得部 170 は、内視鏡観察装置 22 から送信される情報を監視し、検査の実施状況に関する状況情報として、スコープ ID に関する情報、検査開始通知情報および検査終了通知情報を取得する。状況情報取得部 170 は取得した状況情報を、取得した時刻情報とともに再スケジュール処理部 172 に即時に（リアルタイムで）提供する。なお状況情報取得部 170 は、取得した状況情報を、取得した時刻情報とともに再スケジュール処理部 172 に定期的に提供してもよい。

[0218] なお検査開始通知情報および検査終了通知情報は、ユーザにより入力されて時刻情報とともに入力受付部 176 により受け付けられ、入力受付部 176 が、検査開始通知情報および検査終了通知情報を、状況情報として状況情

報取得部 170 に受け渡してもよい。また検査開始通知情報および検査終了通知情報は、オーダリングシステム等の院内情報システムに入力されて、状況情報取得部 170 が、院内情報システムから、検査開始通知情報および検査終了通知情報を、状況情報として取得してもよい。このように状況情報取得部 170 は、実際の検査の実施状況を、何らかの手段によって取得できればよいが、効率的な再スケジュールリング処理を実行するためには、状況情報をリアルタイムで取得して、取得した時刻情報とともに、再スケジュール処理部 172 に提供することが好ましい。

[0219] 再スケジュール処理部 172 は、状況情報にもとづいて、図 41 に示す検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールに含まれる要素の変更が必要であるか否かを判定する。たとえば状況情報取得部 170 が検査終了通知情報を取得した時刻が、当該検査の検査終了予定時刻を超過している場合、再スケジュール処理部 172 は、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更が必要であることを判定する。

[0220] なお検査スケジュールを変更するためには、状況情報取得部 170 が検査終了通知情報を取得した時刻を知る必要があるが、状況情報取得部 170 が検査終了予定時刻を超過した時点で検査終了通知情報を取得していなければ、再スケジュール処理部 172 は、少なくとも検査スケジュールを変更する必要があることを判定できる。そのために状況情報取得部 170 は、検査スケジュールを参照して、検査終了予定時刻を超過した時点で検査終了通知情報を取得していなければ、その旨を示す情報を再スケジュール処理部 172 に提供してもよい。

[0221] 再スケジュール処理部 172 は、状況情報にもとづいて検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更が必要であることを判定すると、検査スケジュール管理部 110 または洗浄スケジュール管理部 130 の少なくとも 1 つに対して、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールに含まれる要素の変更を指示する。ここで検査スケジュールに含まれる要素とは、検査 ID で特定される検査、検査に対して割り当てられている検査室、検

査開始予定時刻情報、検査終了予定時刻情報、担当医師、スコープ30であり、また洗浄スケジュールに含まれる要素とは、スコープ30に対して割り当てられている洗浄機、洗浄開始予定時刻情報、洗浄終了予定時刻情報である。なお実施例5（図38）に示すように、洗浄スケジュールにおいて、洗浄処理に担当者が割り当てられている場合には、洗浄スケジュールに含まれる要素に、担当者情報も含まれる。

[0222] 以下、図44～図47を参照して、具体的な再スケジュールリング処理について説明する。

図44は、実際の検査が予定よりも遅延した例を示す。検査E22の検査スケジュールは、検査開始予定時刻が10:25、検査終了予定時刻が10:35であったところ、実際には検査E22が予定時間を20分超過している。そのため状況情報取得部170は、10:55に、第1検査室20aの内視鏡観察装置22aから、検査終了通知情報を取得する。状況情報取得部170は、検査終了通知情報を取得すると、即時に再スケジュール処理部172に、検査E22の検査終了通知情報を10:55に取得したことを通知する。

[0223] 再スケジュール処理部172は、状況情報取得部170からの通知を受けて、検査E22の終了時刻が、予定時刻を超過しており、遅延が生じたことを検出すると、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更が必要なことを判定する。再スケジュール処理部172は、スケジュール変更が必要なことを判定すると、検査スケジュール管理部110または洗浄スケジュール管理部130の少なくとも1つに対して、スケジュールに含まれる要素の変更を指示する。この実施例6では再スケジュール処理部172は、検査スケジュール管理部110に対して、検査スケジュールに含まれる要素の変更を指示し、検査スケジュール管理部110は、検査スケジュールの要素として、検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報で指定される検査の時間枠を動かす処理を行う。

[0224] このとき再スケジュール処理部172は、検査スケジュールに含まれる要

素のうち、検査E 2 2の終了予定時刻情報を、変更すべき要素として特定して、検査スケジュール管理部1 1 0に、特定した要素の変更を指示してもよい。このように再スケジュール処理部1 7 2が、状況情報にもとづいて、変更すべき要素を特定してもよいが、検査スケジュール管理部1 1 0が、再スケジュール処理部1 7 2から、検査E 2 2の終了時刻を通知されることで、変更すべき要素を特定してもよい。

[0225] なお状況情報取得部1 7 0が検査スケジュールを参照して、検査終了予定時刻を超過した時点で検査終了通知情報を取得していなければ、検査に遅延が生じている旨を示す情報を再スケジュール処理部1 7 2に提供してもよいことを説明したが、このとき再スケジュール処理部1 7 2は、検査E 2 2に遅延が生じていることを、検査スケジュール管理部1 1 0に通知してもよい。これにより検査スケジュール管理部1 1 0は、検査E 2 2の後に予定されている同一検査室の検査E 2 6、E 3 0、E 3 3、E 3 5、E 3 8の検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報を、再設定が必要な要素として認識しておき、検査E 2 2の終了時刻が分かった時点で、これらの検査の時間枠を動かす処理を行ってもよい。

[0226] なお検査スケジュール管理部1 1 0は、再スケジュール処理部1 7 2から検査E 2 2に遅延が生じていることを通知されなくても、管理している検査スケジュールを参照して、検査E 2 2に遅延が生じていることを自身で判断できる。そのため検査スケジュール管理部1 1 0は、検査E 2 2の終了予定時刻を超過した時点で、検査E 2 2の後に予定されている検査E 2 6、E 3 0、E 3 3、E 3 5、E 3 8の検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報を、再設定が必要な要素として認識することも可能である。

[0227] 医師等は、1日の検査業務開始前にスケジュール情報を確認し、どの時間にどの検査室でどのような検査を行うかを頭に入れていることが多い。そのため実施例6では、業務開始前に予め設定されたスケジュールを大きく変更することなく、基本的に引き継ぐような形での再スケジュールリング処理を実行する。

[0228] このようなポリシーのもと、検査スケジュール管理部 110 は、再スケジュール処理部 172 から提供されるスケジュール要素の変更指示にもとづいて、検査スケジュールの変更が必要となる検査室を特定し、特定した検査室における内視鏡検査の検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報を変更する。具体的に、スケジュール要素の変更指示には、検査 E22 の検査終了時刻が含まれており、この変更指示を受けて検査スケジュール管理部 110 は、検査 E22 が実施された第 1 検査室 20a を特定し、第 1 検査室 20a において検査 E22 の後に予定されている検査 E26、E30、E33、E35、E38 の検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報のそれぞれを、検査 E22 の遅延時間分、この例では予定時刻の 20 分後に再設定する。

[0229] 図 45 は、検査 E26、E30、E33、E35、E38 の検査開始予定時刻および検査終了予定時刻を 20 分ずつ遅らせた状態を示す。

なお時間的に前後するが、検査スケジュールにおいて、検査 E27 は、検査開始予定時刻が 10:45 に設定されている。検査 E27 の担当医師は医師 C であるが、10:45 の時点において、医師 C はまだ検査 E22 を実施しており、したがって検査 E27 は、予定時刻である 10:45 に開始されていない。状況情報取得部 170 が 10:45 に、第 4 検査室 20d の内視鏡観察装置 22d から、検査 E27 の検査開始通知情報を取得していなければ、再スケジュール処理部 172 は、検査 E27 が予定通りに開始されていないことを認識して、検査スケジュール管理部 110 に、検査 E27 が開始されていないことを通知する。これにより検査スケジュール管理部 110 は、第 4 検査室 20d における検査 E27、E34、E41 の検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報を、再設定が必要な要素として認識しておく。

[0230] このように検査 E22 の終了が予定よりも遅延している場合、検査 E22 と同一の検査室だけでなく、他の検査室においても、検査 E22 の検査終了予定時刻（10:35）以後の検査スケジュールおよび／または洗浄スケジ

ジュールに影響がでる可能性がある。この例では、医師Cのスケジュールに影響がでているケースを示しているが、他にもスコープ30の使用予定や、洗浄機50の使用予定に影響がでることがある。そこで実施例6では検査の時間枠に着目して、まず検査スケジュール管理部110が、検査E22の検査終了予定時刻以後を開始予定時刻とする時間枠に割り当てられた要素である医師情報およびスコープ30に矛盾が生じるか否かを調査する。ここで矛盾が生じる場合とは、医師情報に関して言えば、同一の医師が時間的に重複する複数の検査に割り当てられている場合であり、またスコープ30に関して言えば、1つのスコープ30が、時間的に重複する複数の検査に割り当てられており、または同一時刻に検査と洗浄に割り当てられている場合である。

[0231] 具体的に、検査スケジュール管理部110は、検査E22の検査終了通知情報を受け付けた10:55の時点で、図45に示すように第1検査室20aにおける検査E26以降の検査の時間枠を20分ずつ遅らせた結果、医師およびスコープ30が時間的に重複している検査の時間枠が存在するか否かを調査する。ここで検査スケジュール管理部110は、既に10:45の時点で検査E27の検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報を、再設定が必要な要素として認識しており、医師Cが10:55の時点で検査E27を実施可能となったことで、検査E27の検査開始予定時刻情報を、10:55以降に再設定する。このとき第4検査室20dにおける検査E27より後の検査も、同様に遅らせるようにし、すなわち検査スケジュール管理部110は、遅延させるべき第4検査室20dを特定し、検査E27、E34、E41の検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報のそれぞれを再設定する。

[0232] 図46は、検査E27、E34、E41の検査開始予定時刻および検査終了予定時刻を10分ずつ遅らせた状態を示す。なお、この例では、医師Cが、検査E22の終了直後(10:55)に検査E27を開始するように、検査E27の検査開始予定時刻が再設定されているが、5分間のインターバル後、すなわち11:00に検査E27の検査開始予定時刻が再設定されても

よい。

[0233] 具体的に検査スケジュール管理部 110 は、検査の時間枠の再設定にあたり、スケジュール通りに実施されている検査の時間枠については、調査の対象から除外する。検査 E 22 の検査終了通知情報を受け付けた時点（10：55）で、既に、第2検査室 20b における検査 E 28 の検査開始通知情報と、第4検査室 20d における検査 E 29 の検査開始通知情報が、10：50 の時点で状況情報取得部 170 から再スケジュール処理部 172 を介して提供されており、したがって、第2検査室 20b と第3検査室 20c とでは、予定通り検査が実施されていることが分かっている。そこで検査スケジュール管理部 110 は、検査 E 22 の検査終了予定時刻（10：35）以降を検査開始予定時刻とし、且つまだ検査が開始されていない各検査室の検査 E 26、E 31、E 32、E 27 に関して、担当医師およびスコープが時間的に重複しているものがあるか調査する。その結果、第4検査室 20d における検査 E 27 の開始予定時刻を、10：55 に再設定し、図 46 に示される検査スケジュールに修正される。

[0234] 次に、洗浄スケジュール管理部 130 が、検査 E 22 の検査終了予定時刻（10：35）以降を洗浄開始予定時刻とするスコープの洗浄スケジュールに矛盾が生じるか否かを調査する。ここで矛盾が生じる場合とは、ある時点でスコープ 30 が検査で使用中であるにも関わらず、洗浄が開始されることになっているケースである。ここで検査 E 22 の検査終了予定時刻（10：35）以降を洗浄開始予定時刻とするスコープの洗浄スケジュールとして、洗浄 W 20～W 27 を抽出する。

[0235] なお検査スケジュール管理部 110 と同様に、洗浄スケジュール管理部 130 は、検査 E 22 が実際に終了した時刻（10：55）までに、洗浄スケジュール通りに洗浄が行われているか監視している。たとえば状況情報取得部 170 は、洗浄機 50 と通信を行う通信部を有し、洗浄機 50 から送信される情報を取得する機能を有してよい。洗浄機 50 には、洗浄するスコープ 30 のスコープ ID を読み取る手段が設けられており、洗浄の担当者は、洗

浄開始前に、スコープ30のスコープIDを読取手段により読み取らせる。洗浄機50は、洗浄開始ボタンが操作されると、洗浄開始通知情報を、スコープIDおよび洗浄機50を識別する情報（洗浄機ID）とともに、ネットワーク2を介して情報管理装置10に送信する。また洗浄が終了すると、洗浄機50は、洗浄終了通知情報を、スコープIDおよび洗浄機IDとともに、ネットワーク2を介して情報管理装置10に送信する。状況情報取得部170は、洗浄機50から送信される情報を監視し、洗浄の実施状況に関する状況情報として、洗浄開始通知情報および洗浄終了通知情報を取得する。状況情報取得部170は取得した状況情報を、取得した時刻情報とともに再スケジュール処理部172に即時に（リアルタイムで）提供し、再スケジュール処理部172は、状況情報を、時刻情報とともに洗浄スケジュール管理部130に通知する。

[0236] したがって洗浄スケジュール管理部130は、検査E22の終了予定時刻（10：35）から、実際の終了時刻（10：55）までの間にスケジュール通りに洗浄が行えていない洗浄があれば、10：55の時点で、再設定が必要な要素として認識している。この例では、洗浄W20～W23が10：35～10：55までの間の時刻を開始予定とする洗浄であるが、ここで洗浄W22におけるスコープG-R-2は、洗浄開始予定時刻である10：50の時点では、まだ検査E22にて実際に使用されている。したがって、10：50の時点で、洗浄スケジュール管理部130は、洗浄W22の要素である洗浄開始予定時刻情報および洗浄終了予定時刻情報を、再設定が必要な要素として認識しておく。

[0237] 10：55の時点で、再スケジュール処理部172は、洗浄スケジュール管理部130に対して洗浄スケジュールの要素の変更指示を発行すると、洗浄スケジュール管理部130は、洗浄W22の洗浄開始予定時刻および洗浄終了予定時刻を再設定する。なお、この洗浄スケジュールの再設定処理は、検査スケジュール管理部110による上記した検査スケジュールの再設定処理が行われた後に実行される。洗浄スケジュール管理部130は、第2割当

処理部 140 に洗浄 W22 におけるスコープ G-R-2 の洗浄機再割当処理を指示し、これを受けて第 2 割当処理部 140 の洗浄機割当部 144 は、W22 の開始予定時刻を 5 分後ろにずらすように変更して、スコープ G-R-2 に第 2 洗浄機 50b を割り当てる。

[0238] この後、洗浄スケジュール管理部 130 は、10:55 以降を開始予定とする洗浄 W24~W27 に矛盾が生じるか否かを調査する。ここで洗浄 W27 におけるスコープ C-Z-1 は、検査 E27 の開始遅延にともなって、洗浄開始予定時刻である 11:10 の時点では、検査 E27 において使用中のステータスをとっている。そのため洗浄スケジュール管理部 130 は、洗浄 W27 の洗浄開始予定時刻を、検査 E27 の終了予定時刻 (11:20) となるように再設定し、すなわち開始予定時刻を 10 分遅らせて、洗浄スケジュールを再スケジュールリングする。

[0239] 図 47 は、洗浄 W22 の洗浄開始予定時刻および洗浄終了予定時刻を 5 分遅らせ、洗浄 W27 の洗浄開始予定時刻および洗浄終了予定時刻を 10 分遅らせた状態を示す。なお洗浄 W22 と同一洗浄機における以降の洗浄 W26、W30、W34、W38 も、同様に 5 分ずつ遅らせ、洗浄 W27 と同一洗浄機における以降の洗浄 W31、W35、W39 も、同様に 10 分ずつ遅らせる。

[0240] 次に検査スケジュール管理部 110 は、まだ調査していない各検査室の検査 E30、E36、E37、E34 に関して、担当医師およびスコープが時間的に重複しているものがあるか調査する。ここで重複しているものがあれば、当該検査の開始予定時刻を遅らせるが、この例では、時間的に重複していないため、予定を確定する。同様に、洗浄スケジュール管理部 130 は、まだ調査していない各洗浄機の洗浄 W28~W31 に関して、矛盾が生じているか否かを調査し、時間的に重複しているスコープがあれば、当該洗浄の開始予定時刻を遅らせる。この例では、時間的に重複していないため、これらの洗浄の予定を確定する。以上を繰り返し、検査スケジュールおよび洗浄スケジュールが再設定される。なお、この繰り返し工程については、実施形

態で説明した工程にしたがってよい。

[0241] 以上のように検査スケジュール管理部 110 および洗浄スケジュール管理部 130 が、再スケジュール処理部 172 からのスケジュール要素の変更指示に基づいて、実際の検査状況に応じて、予め生成した検査スケジュールおよび洗浄スケジュールをリアルタイムで再スケジュールリングする。実施例 6 においては、検査および洗浄の時間枠のみを変更し、検査および洗浄の順序や、使用する検査室および洗浄機については変更していない。このように検査業務開始前のスケジュール情報を引き継いだ形で再スケジュールリング処理を実行して、検査順序や検査室などのスケジュール要素を変更しないことで、医師等は、時間の前後はあるものの、基本的には検査業務の開始前に確認したスケジュール情報にしたがって検査室の移動などを行えばよく、業務の効率化を図ることが可能となる。

[0242] 実施例 6 においては、検査 E22 が予定よりも長くかかり、終了時刻が予定時刻よりも遅くなった例を示した。たとえば検査準備に手間取り、検査開始が予定時刻よりも遅延するようなケースにおいても、実施例 6 で説明した再スケジュールリング処理を適用できる。また予定時刻よりも検査開始時刻や検査終了時刻が早まった場合であっても、実施例 6 で説明した再スケジュールリング処理を適用して、検査の効率化を図ることも可能である。また、たとえば検査室 20 における内視鏡観察装置 22 の故障等により、検査室 20 が利用できなくなった場合や、洗浄機 50 が利用できなくなった場合などにおいても、実施例 6 で説明した再スケジュールリング処理を適用することで、効率的に検査スケジュールおよび洗浄スケジュールを再構成することが可能である。

[0243] <実施例 7>

実施例 6 では、実際の検査の開始時刻または終了時刻が、スケジュールで予定された時刻よりも早まったり、または遅延することで、再スケジュールリング処理が必要となったケースを説明した。実施例 7 では、たとえば外来患者の医療施設への到着が遅れ、予定していた検査時間を変更するようなケー

スを想定する。

[0244] 外来患者の到着が遅れたことで、検査開始予定時刻までに前処置が間に合わないような場合であっても、当該患者も前日から絶食して検査のための準備をしているため、時間を調整して当日中に検査を行うことが好ましい。そのためには当該患者の検査を、スケジュール中に割り込ませることになるが、一方で、他の患者からすれば、検査の割込により予定時刻よりも検査開始が遅れることになる。そのため、できるだけ予定時刻に近い時刻で、言い換えれば、開始遅延をできるだけ抑えた時刻で検査が開始されるような再スケジュールリング処理が行われることが好ましい。

[0245] また検査スケジュールにおいて、割り当てられた要素を変更できない検査も存在する。たとえば患者や医師の都合により、ある時間帯でしか検査できない事情があれば、その検査の検査開始予定時刻を動かすことはできない。また特殊な技能を要する検査であれば、その技能をもつ医師しか検査を担当することができないため、少なくとも当該検査の担当医師を変更することはできない。また同一タイプのスコープ30であっても、最新式から旧式のものまで様々なものが存在するが、たとえば特殊な検査では、最新式のスコープ30しか使用できないこともある。

[0246] そこで実施例7においては、変更不可検査特定部174が、検査スケジュールにおいて内視鏡検査に対して予め割り当てられた複数の要素のうち、少なくとも一つの要素の変更を不可とする内視鏡検査を特定する。端末装置12には、キーボードやマウスなどの入力インタフェースが接続されており、入力受付部176は、端末装置12を介してユーザからの入力操作を受け付ける。たとえば検査スケジュールが生成されたときに、ユーザが、要素の変更を不可とする検査を指定すると、入力受付部176が、ユーザからの指定操作を受け付け、変更不可検査特定部174が、要素変更を不可とする内視鏡検査を特定する。なおユーザは、内視鏡検査のスケジュールを構成する複数の要素の中から、変更を不可とする要素を指定できるようにされてもよい。

- [0247] ここで検査スケジュールを構成する要素は、割り当てられている検査室、検査開始予定時刻情報、検査終了予定時刻情報、担当医師、スコープIDを少なくとも含む。たとえばユーザは、これらの要素のうち、担当医師、検査開始予定時刻の変更を禁止することを指定できる。このような指定を行った場合、検査室、使用するスコープに関しては変更可能であり、変更不可検査特定部174は、変更不可とされる検査要素を特定して、再スケジュールリング処理に際して、かかる検査要素が変更されないようにする。
- [0248] 以下においては、図41に示す検査E17のスケジュール要素の全て、つまり使用する第1検査室20a、担当医師C、使用するスコープG-H-2、検査開始予定時刻および検査終了予定時刻が、変更不可として指定された場合について説明する。また実施例7では、検査E15の患者の到着が遅れたために、開始予定時刻である9:50から検査を開始できなくなったケースを示す。
- [0249] 医療施設におけるユーザは、検査E15を開始予定時刻に開始できないことを事前に知ると、入力インタフェースを操作して、検査E15の予約の変更操作を行う。たとえば表示処理部150は、検査スケジュール保持部206から検査スケジュール情報を読み出して、図41に示す検査スケジュール表を端末装置12のディスプレイに表示する。検査スケジュール表はユーザにより操作可能なGUIとして表示され、ユーザは、予約を変更する検査を、検査スケジュール表上で指定できるようにされている。
- [0250] 入力受付部176が、検査E15の予約の変更操作を受け付けると、状況情報取得部170が、入力受付部176から、予約の変更情報を、検査の状況に関する状況情報として取得して、再スケジュール処理部172に提供する。再スケジュール処理部172は、状況情報にもとづいて、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更が必要であることを判定し、検査スケジュール管理部110または洗浄スケジュール管理部130の少なくとも1つに対して、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールに含まれる要素の変更を指示する。この変更指示は、検査E15の開始予定時刻

の変更指示であり、この変更指示を受けて、検査スケジュール管理部 110 が、検査 E 15 のスケジュール情報を、検査スケジュールから一旦削除する。

[0251] 図 48 は、ディスプレイに表示される検査スケジュール表および洗浄スケジュール表を示す。なお表示処理部 150 は、変更不可検査特定部 174 により特定される変更を禁止された検査 E 17 の時間枠を、ユーザが認識できるように表示してもよい。図 48 では、検査 E 17 の時間枠が太枠で表示されて、ユーザが、変更不可であることを認識できるようにされている。また検査スケジュール表において、検査 E 15 に関するスケジュール情報が、一旦削除されている様子が示される。

[0252] ユーザは、検査 E 15 を 10:05 から開始できることが分かったと、この患者をできるだけ早く検査するように、検査 E 15 の検査開始予定時刻を設定する。たとえば検査 E 15 の患者に対して看護師が前処置を行っている場合に、この看護師から前処置の完了が 10:00 であることの報告を受けることで、ユーザは、検査 E 15 を、10:05 から開始できることを知り、検査開始予定時刻を設定できる。

[0253] 図 49 は、ユーザが検査 E 15 を、第 2 検査室 20b の 10:05 が検査開始予定時刻となるように指定した状態を示す。入力受付部 176 が、検査 E 15 の検査開始予定時刻の指定情報を受け付けると、状況情報取得部 170 が、入力受付部 176 が受け付けた情報を、検査 E 15 の状況に関する状況情報として取得して再スケジュール処理部 172 に提供する。再スケジュール処理部 172 は、この状況情報にもとづいて、検査スケジュール管理部 110 に、検査 E 15 の検査開始予定時刻情報を通知し、少なくとも検査 E 15 の要素の変更を指示する。

[0254] この変更指示を受けて、検査スケジュール管理部 110 が、検査 E 15 の検査開始予定時刻を 10:05 に再設定する。このとき検査スケジュール管理部 110 は、スケジュール要素の変更指示にもとづいて、検査スケジュールの変更が必要となる検査室を特定し、特定した検査室における検査の検査

開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報を変更する。スケジュール要素の変更指示には、検査E 15を第2検査室20bで10:05から開始すべきことが含まれており、したがって検査スケジュール管理部110は、検査スケジュールの変更が必要となる第2検査室20bを特定して、検査E 15を10:05から開始することで、スケジュール変更が必要となる検査を特定する。図48の検査スケジュールを参照して、ここでは第2検査室20bで予定されていた検査E 18、E 21、E 24、E 28、E 31、E 36、E 39のスケジュールを変更する必要があることが特定され、したがって検査スケジュール管理部110は図49に示すように、検査E 18、E 21、E 24、E 28、E 31、E 36、E 39の時間枠を、時間的に後ろにずらすように調整する。それとともに検査スケジュール管理部110は、検査E 15の検査開始予定時刻（10:05）以後に検査開始を予定されている検査を、再割当対象の検査として抽出して、スコープの割当を解除（クリア）する。図49において、枠300で囲んでいる検査が、スコープの再割当対象となる検査である。

[0255] このとき変更不可検査特定部174は、検査に対して予め割り当てられた要素のうち、少なくとも一つの変更を不可とする検査を特定する。ここで変更不可検査特定部174は、検査E 17に割り当てられた全ての要素が変更不可に指定されていることを認識し、スケジュール情報の要素変更が禁止されている検査E 17を特定する。再スケジュール処理部172は、変更不可検査特定部174により特定される検査E 17の変更を不可とされた要素を検査スケジュール管理部110に通知して、当該要素の変更を禁止させる。この例では、検査E 17の全ての要素の変更が禁止されているため、再スケジュール処理部172は、検査E 17の全ての要素の変更が禁止されていることを検査スケジュール管理部110に通知し、この通知を受けて再スケジュール処理部172は、スコープ割当の解除に際し、検査E 17のスコープ割当は解除せず、検査E 17以外のスコープ割当を解除する。

[0256] また洗浄スケジュール管理部130は、再割当前の検査スケジュールにお

ける検査E 1 5で使用予定であったスコープG-R-4の洗浄W 1 5を、洗浄スケジュールから削除する。また洗浄スケジュール管理部1 3 0は、再割当後の検査E 1 5の検査開始予定時刻（1 0：0 5）以後に洗浄開始を予定されている洗浄W 1 3、W 1 4、W 1 6～W 4 1を、検査スケジュールから削除する。以上により、図4 9に示す検査スケジュールおよび洗浄スケジュールが生成される。

[0257] 以後は、実施形態等に関して説明したように、処理部1 0 0が、図4 9に示す検査スケジュールおよび洗浄スケジュールから、スコープ3 0を各検査に割り当て、また検査で使用したスコープ3 0に洗浄機5 0を割り当てる処理を繰り返し行い、検査スケジュールおよび洗浄スケジュールを再構成する。具体的には、第1割当処理部1 2 0におけるスコープ割当部1 2 6が、検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報を変更された検査に対してスコープ3 0を割り当て、第2割当処理部1 4 0における洗浄機割当部1 4 4が、検査に対して割り当てられたスコープ3 0の検査終了予定時刻以後の時刻が洗浄開始予定時刻となるように、当該スコープ3 0を洗浄するための洗浄機5 0を割り当てる。またスコープ割当部1 2 6は、洗浄機割当部1 4 4により当該スコープ3 0に対して割り当てられた洗浄機5 0による洗浄終了予定時刻以後の時刻が検査開始予定時刻となるように、後の検査に対して当該スコープ3 0を割り当てる。実施形態等に関して説明したように、第1割当処理部1 2 0および第2割当処理部1 4 0が、この処理を繰り返すことで、検査スケジュールおよび洗浄スケジュールが構成される。

[0258] 図5 0は、再スケジュールリング処理を施した検査スケジュールおよび洗浄スケジュールを示す。なお上記したように、検査E 1 7のスケジュール要素に関しては、その変更が禁止されており、第1割当処理部1 2 0は、スケジュール情報の要素を変更していない。以上のように、実施例7においては、スケジュール要素の変更が禁止された検査については、そのスケジュール要素を固定しつつ、それ以外の検査のスケジュール要素を変更している。なお、図5 0に示す例では、スコープ3 0の割当が変更されており、担当医師の

割当に変更はないが、検査スケジュール管理部 110 が検査の時間枠を変更したことにより、1 人の医師が時間的に重複する複数の検査に割り当てられているような場合には、第 1 割当処理部 120 の医師割当部 129 が、担当医師を再割当する必要がある。

[0259] また実施例 7 において、検査スケジュール中の任意の位置に検査 E 15 を割り込ませる場合においても、検査スケジュール管理部 110 は、割り込ませた後の検査の順序や検査室などを変更しない。これにより、検査を割り込ませた検査室においては、その後の検査の開始時刻が遅れるものの、検査順序は変更しないために、開始予定時刻も最低限の遅れですむようになる。なお、ここでは検査スケジュール中の任意の位置に検査 E 15 を割り込ませることとしていたが、たとえば他の検査の時間枠に、検査 E 15 を当てはめるように調整してもよい。

[0260] なお担当医師のスケジュールに矛盾が生じるような場合、上記したように医師割当部 129 が担当医師を再割当してもよいが、実施例 6 で説明したように、検査の時間枠を調整することで、担当医師の割当を固定することも可能である。この場合、医師は、時間の前後はあるものの、基本的には検査業務の開始前に確認したスケジュール情報にしたがって検査室の移動などを行えばよく、業務の効率化を図ることが可能となる。

[0261] 実施例 7 では、ある患者の検査を遅らせる場合について説明したが、急患等の検査を割り込ませる場合にも実施例 7 で説明した再スケジュールリング処理を適用できる。また実施例 7 で説明した再スケジュールリング処理を利用して、同一検査室における 2 人の患者の検査の順序を入れ替えたり、また異なる検査室における 2 人の患者の検査を入れ替えたりすることも可能となる。また図 41 においては、検査を密に割り当てた検査スケジュールを示しているが、たとえば検査室 20 に十分な空き時間があるような場合には、その空き時間に検査を割り込ませて、スコープの再割当処理を実施することも可能である。

[0262] 実施例 7 においては、要素の変更を不可とする検査を特定する変更不可検

査特定部 174 について説明したが、この変更不可検査特定部 174 とは逆の考え方で、要素の変更を可能とする検査を特定する変更可能検査特定部を設けてもよい。この場合、ユーザは、要素変更を可能とする検査を入力インタフェースを操作して指定し、第 1 割当処理部 120 は、変更可能検査特定部により特定された検査に関して、スコープや担当医師などの要素を変更してもよい。

[0263] また変更不可検査特定部 174 によりスケジュール要素の変更を不可とする検査を特定し、再スケジュール処理部 172 が、変更を不可とされたスケジュール要素を検査スケジュール管理部 110 に通知することを説明したが、これにより検査スケジュール管理部 110 が、変更を不可とされていない検査スケジュールの要素を変更する際に、割り当てるスコープ 30 が不足して、スケジュールが大幅に遅延するなどの事態が生じる可能性がある。

[0264] そこで検査スケジュール管理部 110 は、再スケジュールリングに関する所定の再スケジュール条件を保持し、この再スケジュール条件が満たされない場合には、ユーザに、検査スケジュールの変更ができないことを通知する。再スケジュール条件は、検査開始の遅延が所定時間（たとえば 1 時間）内に収まることに設定されていてよい。変更不可検査特定部 174 により変更を不可とされたスケジュール要素が存在する場合に、第 1 割当処理部 120 は、スコープ 30 の割当や医師の割当に際して、変更を禁止されるスケジュール要素が存在することで、その割当自由度にも制限がかかる。そのため検査スケジュール管理部 110 が、第 1 割当処理部 120 にスケジュール要素の再割当処理を行わせて、検査スケジュールの要素を変更する際に、所定の再スケジュール条件が満たされない場合には、ユーザに、検査スケジュールの変更ができないことを通知することが好ましい。

[0265] なお再スケジュール条件を満たし、検査スケジュールを変更できる場合であっても、検査スケジュール管理部 110 は、検査の時間枠を調整した場合には、ユーザに、その旨を通知することが好ましい。これにより医師等のユーザは、検査終了が予定よりも遅れることを認識し、検査終了後の自身の予

定を見直すなどの対応をとることが可能となる。

[0266] また実施例 7 においては、再スケジュールリング処理により、図 50 に示す検査スケジュールおよび洗浄スケジュールが再構成されている。この再構成結果は一例であり、たとえば実施形態および実施例 1 ～ 6 に関して説明したように、本願で提案する様々なスケジュールリングアルゴリズムにより、検査スケジュールおよび洗浄スケジュールを、複数種類作成することも可能である。そのため表示処理部 150 は、作成した複数種類の検査スケジュールおよび洗浄スケジュールを、端末装置 12 のディスプレイに表示して、いずれを採用するかをユーザが選択できるようにしてもよい。

[0267] <実施例 8>

実施例 6、7 では、検査をスケジュール通りに実施できず、検査の時間枠を調整するケースについて説明したが、実施例 8 では、検査がキャンセルされたために、他の検査を予定よりも早めるように検査スケジュールを再構成するケースを想定する。

[0268] 検査のキャンセルが発生した場合、キャンセルされた検査で使用予定であった検査室 20、スコープ 30 および医師などのリソースを有効利用することが好ましい。そのため実施例 8 では、検査のキャンセルが発生したときに、再スケジュールリング処理を実行することで、リソースの有効利用および患者の検査待ち時間の短縮を実現することを目的とする。実施例 6、7 と同様に、実施例 8 においても、検査業務の開始前に、図 41 に示す検査スケジュールおよび洗浄スケジュールが予め生成されていることを前提とする。

[0269] 図 41 を参照して、検査 E22 の検査開始予定時刻（10：25）前に、情報管理装置 10 に対して検査 E22 のキャンセルが通知された場合を想定する。ユーザが、端末装置 12 に接続された入力インターフェースから、検査 E22 のキャンセル操作を入力すると、入力受付部 176 が、検査 E22 のキャンセル操作を受け付ける。状況情報取得部 170 は、入力受付部 176 から、検査 E22 の予約のキャンセル情報を、検査の状況に関する状況情報として取得して、再スケジュール処理部 172 に提供する。

[0270] 再スケジュール処理部 172 は、状況情報にもとづいて、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更が必要であることを判定し、検査スケジュール管理部 110 または洗浄スケジュール管理部 130 の少なくとも 1 つに対して、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールに含まれる要素の変更を指示する。実施例 8 においては、この変更指示を受けて、検査スケジュール管理部 110 が、検査 E22 のスケジュール情報を、検査スケジュールから削除する。

[0271] 図 51 は、検査スケジュールから検査 E22 を削除した状態を示す。

実施例 8 においては、検査スケジュールからキャンセルされた検査のリソースを有効利用するべく、キャンセルされた検査の開始予定時刻より後の時刻を開始予定時刻とする検査を前倒しで実施できるようにする再スケジュールリング処理を提案する。

[0272] 図 52 は、実施例 8 における予約繰上げ処理のフローチャートを示す。検査スケジュール管理部 110 は、キャンセルされた検査の時間枠を、空き時間枠として特定し (S300)、空き時間枠に移動させる検査の候補を抽出する処理を行う (S302)。候補検査の抽出処理により、空き時間枠に移動可能な検査が 1 つ以上抽出されれば (S304 の Y)、検査スケジュール管理部 110 は、移動する検査を特定する処理を行う (S306)。移動する検査が特定されると、特定した検査を空き時間枠に移動する (S308)。この移動処理により、キャンセルされた検査の時間枠のリソースを、別の検査に利用できるようになる。この予約繰上げ処理においては、さらに移動した検査の時間枠を空き時間枠として特定し (S300)、その空き時間枠に、別の検査を割り当てる処理を繰り返す。なお候補検査の抽出処理により、空き時間枠に移動可能な検査が抽出できなければ (S304 の N)、予約繰上げ処理は終了する。

[0273] 図 53 は、S302 に示す候補検査抽出処理の詳細フローチャートを示す。検査スケジュール管理部 110 が、検査スケジュールにおける各検査室 20 の検査のなかから、S300 で特定された空き時間枠の開始時刻の後に検

査開始を予定されている検査を特定する（S 3 2 0）。検査予約を繰り上げるに際して、たとえば2時間後に予定されている検査を前倒しで行うことは、前処置が間に合わないこともあり現実的でないことが多い。そこで、検査スケジュール管理部110は、各検査室20の検査のうち、空き時間枠の開始時刻の後に最も早く検査開始を予定されている検査を特定する。

[0274] 続いて検査スケジュール管理部110は、「N=1」をセットして（S 3 2 2）、第N検査室において特定した検査が、所定の繰上げ条件を満たすか判定する（S 3 2 4）。ここで繰上げ条件の1つは、空き時間枠に予定されていた検査の検査種別と、第N検査室において特定した検査の検査種別とが一致することに設定される。検査種別が一致すれば（S 3 2 4のY）、検査予定時間も等しく、また使用するスコープ30の機種も同じであるため、空き時間枠に設定されていたスコープ30等のスケジュール要素を変更することなく、第N検査室において特定した検査を空き時間枠に移動することが可能となる。なお別の繰上げ条件として、医師の技能に関する条件が設定されてもよい。たとえば、空き時間枠に移動させようとする検査が特殊な技能を要する場合、経験の浅い若手医師では対応できないこともある。そこで、空き時間枠に設定されている担当医師の技能と、移動させようとする検査に要する技能とを比較して、担当医師の技能で十分対応できる場合には（S 3 2 4のY）、当該検査を空き時間枠に移動可能なことが判定される。なお以上の繰上げ条件が満たされない場合（S 3 2 4のN）は、S 3 2 8に進む。

[0275] 所定の繰上げ条件が満たされれば（S 3 2 4のY）、検査スケジュール管理部110は、当該検査を、空き時間枠に移動可能な候補検査として抽出する（S 3 2 6）。続いて、Nが検査室総数（この例では、検査室総数=4）と同じか判定され（S 3 2 8）、Nが検査室総数に達していなければ（S 3 2 8のN）、Nを1インクリメントして（S 3 3 0）、S 3 2 4に戻る。

[0276] 以上のように、S 3 0 2の候補検査抽出処理は、Nが検査室総数に達するまで（S 3 2 8のY）実施され、すなわち各検査室20から抽出した全ての検査に関して実行される。

[0277] 図52に戻り、検査スケジュール管理部110は、抽出した候補検査が存在するか否かを判定する(S304)。ここで候補検査が抽出されていなければ(S304のN)、予約繰上げ処理は終了する。一方で、候補検査が1つ以上抽出されていれば(S304のY)、検査スケジュール管理部110は、空き時間枠に移動する検査を特定する処理を行う(S306)。

[0278] 図54は、S306に示す繰上げ検査特定処理の詳細フローチャートを示す。S304において抽出した検査が1つの場合(S340のY)、検査スケジュール管理部110は、当該1つの検査を、空き時間枠に移動させる検査として特定する(S346)。またS304において抽出した検査が複数あり(S340のN)、そのうち最も開始予定時刻の早い検査が1つある場合には(S342のY)、検査スケジュール管理部110は、最も早い開始予定時刻の検査を、空き時間枠に移動させる検査として特定する(S346)。最も開始予定時刻の早い検査が複数あり(S342のN)、そのなかで空き時間枠の検査室と同じ検査室で予定されている検査があれば(S344のY)、検査スケジュール管理部110は、同じ検査室で予定されている検査を、空き時間枠に移動させる検査として特定する(S346)。なお同じ検査室で予定されている検査がなければ(S344のN)、たとえば検査スケジュール管理部110は、より小さい検査室番号の検査を、空き時間枠に移動させる検査として特定してよい(S346)。

[0279] 図52に戻り、検査スケジュール管理部110は、S306で特定した検査を、空き時間枠に移動する(S308)。フローはS300に戻り、検査スケジュール管理部110は、移動した検査の時間枠を、空き時間枠として特定して(S300)、S302～S308の処理を繰り返す。この処理は、S302において、候補検査が抽出されなくなるまで繰り返される。

[0280] 以下、検査E22がキャンセルされた場合の具体的な処理を説明する。

入力受付部176が、検査E22のキャンセル操作を受け付けると、状況情報取得部170は、入力受付部176から、検査E22の予約のキャンセル情報を、検査の状況に関する状況情報として取得して、再スケジュール処

理部 172 に提供する。

[0281] 再スケジュール処理部 172 は、状況情報にもとづいて、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更が必要であることを判定し、検査スケジュール管理部 110 または洗浄スケジュール管理部 130 の少なくとも 1 つに対して、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールに含まれる要素の変更を指示する。実施例 8 においては、この変更指示を受けて、検査スケジュール管理部 110 が、検査 E22 を、検査スケジュールから削除する。なお検査スケジュール管理部 110 は、検査 E22 の検査 ID を検査スケジュールから削除し、他のスケジュール情報、すなわち検査 E22 に割り当てられていた担当医師、スコープ ID、検査開始予定時刻情報、検査終了予定時刻情報を残す。これにより検査 E22 が割り当てられていた時間枠は空き、検査スケジュール管理部 110 は、第 1 検査室 20a における 10:25～10:35 までの時間枠を、空き時間枠として特定する（S300）。

[0282] 続いて検査スケジュール管理部 110 は、空き時間枠に移動する検査の候補を抽出する（S302）。図 53 を参照して、検査スケジュール管理部 110 は、空き時間枠の開始時刻の後に検査開始を予定されている検査を、各検査室ごとに特定する（S320）。ここで特定される検査は、検査 E26、E24、E25、E27 となる。

[0283] 以下、S324 で使用する繰上げ条件が、検査種別に関し、すなわち空き時間枠に設定されていた検査の検査種別と同じであることを条件とするものとする。

まず第 1 検査室 20a の検査 E26 であるが、キャンセルされた検査 E22（上部ルーチン検査）と検査種別が同一であり（S324 の Y）、したがって検査スケジュール管理部 110 は、検査 E26 を候補検査として抽出する（S326）。第 2 検査室 20b の検査 E24、第 3 検査室 20c の検査 E25 についても同様に、検査 E22 と検査種別が同一であり（S324 の Y）、したがって検査スケジュール管理部 110 は、検査 E24、E25 も

候補検査として抽出する（S 3 2 6）。一方で、第4検査室20dの検査E 2 7については、検査E 2 2と検査種別が異なるため（S 3 2 4のN）、検査E 2 7は、候補検査として抽出しない。以上により、候補検査が、検査E 2 6、E 2 4、E 2 5として抽出される。

[0284] 図5 2に戻り、抽出した候補検査の数が3つであるため（S 3 0 4のY）、検査スケジュール管理部1 1 0は、図5 4に示す繰上げ検査特定処理を実行する。

ここで抽出数は3つであり（S 3 4 0のN）、検査E 2 6、E 2 4、E 2 5の開始予定時刻は、検査E 2 6が10:40、検査E 2 4、検査E 2 5が、それぞれ10:35である。したがって最も早い開始予定時刻の検査が、検査E 2 4、E 2 5の2つ存在している（S 3 4 2のN）。検査E 2 4、E 2 5は、空き時間枠と同一検査室（すなわち第1検査室20a）とは異なる検査室で行われるものであるため（S 3 4 4のN）、検査スケジュール管理部1 1 0は、検査室番号の小さい検査E 2 4を、移動させる検査として特定する（S 3 4 6）。図5 2に戻り、検査スケジュール管理部1 1 0が、特定した検査E 2 4を、空き時間枠に移動させる（S 3 0 8）。なお具体的には、検査スケジュール管理部1 1 0は、検査E 2 4を空き時間枠に実施することを決定し、これにより検査E 2 4のスケジュール情報として、第1検査室20aで10:25～10:35の間に担当医師CがスコープG-R-2を用いることが定められる。

[0285] 図5 5は、検査E 2 4を、空き時間枠に移動した状態を示す。

続いて検査スケジュール管理部1 1 0は、移動する前の検査E 2 4に割り当てられていた第2検査室20bの10:35～10:45の時間枠を、空き時間枠として特定し（S 3 0 0）、空き時間枠に移動する検査の候補を抽出する（S 3 0 2）。図5 3を参照して、検査スケジュール管理部1 1 0は、空き時間枠の開始時刻の後に検査開始を予定されている検査を、各検査室ごとに特定する（S 3 2 0）。ここで特定される検査は、検査E 2 6、E 2 8、E 2 9、E 2 7となる。

[0286] このうち検査E 2 7は、繰上げ条件を満たさない（S 3 2 4のN）が、検査E 2 6、E 2 8、E 2 9は、繰上げ条件を満たしているため（S 3 2 4のY）、検査スケジュール管理部1 1 0は、検査E 2 6、E 2 8、E 2 9を候補検査として抽出する（S 3 2 6）。

[0287] ここで図5 4を参照して、抽出した候補検査の数は3つであり（S 3 4 0のN）、検査E 2 6、E 2 8、E 2 9の開始予定時刻は、検査E 2 6が1 0 : 4 0、検査E 2 8、検査E 2 9が、それぞれ1 0 : 5 0である。この場合、最も早い開始予定時刻の検査が、検査E 2 6の1つであるため（S 3 4 2のY）、検査スケジュール管理部1 1 0は、検査E 2 6を、移動させる検査として特定する（S 3 4 6）。これにより図5 2を参照して、検査スケジュール管理部1 1 0は、特定した検査E 2 6を、空き時間枠に移動させる（S 3 0 8）。

[0288] 図5 6は、検査E 2 6を、空き時間枠に移動した状態を示す。

続いて検査スケジュール管理部1 1 0は、移動する前の検査E 2 6に割り当てられていた第1検査室2 0 aの1 0 : 4 0～1 0 : 5 0の時間枠を、空き時間枠として特定し（S 3 0 0）、空き時間枠に移動する検査の候補を抽出する（S 3 0 2）。図5 3を参照して、検査スケジュール管理部1 1 0は、空き時間枠の開始時刻の後に検査開始を予定されている検査を、各検査室ごとに特定する（S 3 2 0）。ここで特定される検査は、検査E 3 0、E 2 8、E 2 9、E 2 7となる。

[0289] このうち検査E 2 7は、繰上げ条件を満たさない（S 3 2 4のN）が、検査E 3 0、E 2 8、E 2 9は、繰上げ条件を満たしているため（S 3 2 4のY）、検査スケジュール管理部1 1 0は、検査E 3 0、E 2 8、E 2 9を候補検査として抽出する。

[0290] ここで図5 4を参照して、抽出した候補検査の数は3つであり（S 3 4 0のN）、検査E 3 0、E 2 8、E 2 9の開始予定時刻は、検査E 3 0が1 0 : 5 5、検査E 2 8、検査E 2 9が、それぞれ1 0 : 5 0である。この場合、最も早い開始予定時刻の検査が、検査E 2 8、E 2 9の2つであり（S 3

42のN)、検査E28、E29は、空き時間枠と同一検査室（すなわち第1検査室20a）とは異なる検査室で行われるものであるため（S344のN）、検査スケジュール管理部110は、検査室番号の小さい検査E28を、移動させる検査として特定する（S346）。図52に戻り、検査スケジュール管理部110が、特定した検査E28を、空き時間枠に移動させる（S308）。

[0291] 図57は、検査E28を、空き時間枠に移動した状態を示す。

以上の処理を繰り返すことで、検査予約の繰上げ処理が完了する。

図58は、再構成した検査スケジュールを示す。実施例8に示すように、検査予約のキャンセルが発生した場合には、キャンセルされた検査よりも後に予定されている同種の検査を繰り上げることで、効率的な検査スケジュールを再構成することが可能となる。なお同種の検査を繰り上げることで、割当済みのスコープ30等のリソースに変更を加える必要なく、そのまま利用することが可能となり、したがって担当医師からすれば、検査（患者）に変更があるものの、医師のスケジュール自体にはほぼ変更がなく、検査業務を進行させられるようになる。

[0292] なお洗浄スケジュール管理部130は、もとの検査スケジュールの検査E38で使用予定であったスコープG-R-4の使用予定がなくなったことを受けて、洗浄W38におけるスコープG-R-4の洗浄予定をキャンセルする。このキャンセルにより、洗浄スケジュール管理部130は、洗浄W41で予定されているスコープC-Z-1を、洗浄W38の時間枠に繰上げ可能となったことを判定し、洗浄スケジュールを変更する。

図59は、再構成した洗浄スケジュールを示す。

[0293] 以上、本発明の再スケジュールリング処理を実施例6～8をもとに説明した。この実施例は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。

[0294] 実施例6～8においては、再スケジュールリング処理により検査スケジュー

ルおよび洗浄スケジュールを再構成することを説明した。本願発明においては、提案する様々な再スケジュールリングアルゴリズムにより、検査スケジュールおよび洗浄スケジュールの候補を、複数種類作成することも可能である。そのため表示処理部 150 は、変更した検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールを端末装置 12 のディスプレイに表示する機能を有し、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの候補が複数存在する場合には、各候補をディスプレイに表示して、ユーザがいずれかの候補を選択できるようにしてもよい。ユーザが、いずれかの候補を選択すると、検査スケジュール管理部 110 および洗浄スケジュール管理部 130 が、選択された検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更を確定する。

[0295] たとえば実施形態および実施例において、検査に医師を割り当てる医師割当部 129、および、洗浄業務の担当者を割り当てる担当者割当部 149 について説明した。たとえば情報管理装置 10 においては、検査を補助するための補助作業実施者を検査に割り当てる補助作業実施者割当部を、さらに設けてもよい。

[0296] <再スケジュールリング処理 2>

実施形態および実施例 1～5 に関して説明した処理により、1 日の内視鏡検査業務の開始前に、検査スケジュールおよび洗浄スケジュールが生成される。医療施設においては、生成した検査スケジュールおよび洗浄スケジュールにしたがって検査業務が進行することが理想であるが、しかしながら現場においては、様々な要因により検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュール通りに業務が進行しないことがある。

[0297] 代表的な要因の一つは、看護師が間違っ、て、予定とは異なるスコープ 30 を検査室に用意してしまい、そのまま検査が開始されてしまうことである。検査スケジュールには使用予定のスコープ 30 が検査に割り当てられており、本来であれば、看護師は検査スケジュール表を確認して、予定されているスコープ 30 を用意しなければならない。しかしながら多忙な現場では、検査スケジュール表や、スコープ 30 に貼り付けられた印字テープの見間違い

により、予定とは異なるスコープ30を用意して、間違いに気付かないまま検査が開始することもある。

[0298] また検査開始前に間違いに気付いた場合であっても、予定されているスコープ30を洗浄室40などに取りに行くにはある程度の時間がかかるため、スコープ30を準備し直してから検査を開始しようとする、と、予定時刻よりも検査開始が遅れてしまう場合もある。そのような場合には、検査開始を優先して、スコープ30の検査への割当を再スケジューリングする方が、検査業務を効率的に進行できると考えられる。

[0299] 図60は、検査スケジュール管理部110により生成された検査スケジュールおよび洗浄スケジュール管理部130により生成された洗浄スケジュールの例を示す。図60に示す検査スケジュールは、実施例1に関して説明したスコープ割当処理によりスコープ順位テーブルにしたがって各検査にスコープを割り当てて作成されている。また図60に示す洗浄スケジュールは、実施形態に関して説明した洗浄機割当処理により作成されている。以下の実施例9～11で説明する再スケジューリング処理においては、図60に示す検査スケジュールおよび洗浄スケジュールに含まれる要素を再スケジューリング処理の対象とするが、これは一例であって、図20に示す検査スケジュールおよび洗浄スケジュールを対象としてもよい。いずれにしても、再スケジューリング処理においては、予め検査スケジュールおよび洗浄スケジュールが生成されていることが前提となる。なお説明の便宜上、洗浄スケジュールにおいて、洗浄処理を特定するために、W1～W41の洗浄番号を付している。

[0300] また図60においては、医療施設が5本の上部高画質機を所有していることを前提としている。

図61は、所有スコープマスタテーブル222の一例を示す。図6に示す所有スコープマスタテーブル222と比較すると、医療施設が5本の上部高画質機を所有している点で相違している。つまり図61に示す所有スコープマスタテーブル222においては、上部高画質機であるG-H-4、G-H

ー 5 の 2 本が追加されている点で図 6 に示す所有スコープマスタテーブル 2 2 2 と相違しており、図 6 0 の検査スケジュールにおいて、検査 E 3 6 にスコープ G-H-4 が、検査 E 3 7 にスコープ G-H-5 がそれぞれ割り当てられている。

[0301] 図 6 2 は、情報管理装置 1 0 の構成のうち、再スケジュールリング処理を実行する機能を備えた処理部 1 0 0 の構成を示す。処理部 1 0 0 は、検査スケジュール管理部 1 1 0、第 1 割当処理部 1 2 0、洗浄スケジュール管理部 1 3 0、第 2 割当処理部 1 4 0、表示処理部 1 5 0、状況情報取得部 1 7 0、再スケジュール処理部 1 7 2、変更不可検査特定部 1 7 4 および入力受付部 1 7 6 を備える。なお図 6 2 には示していないが、処理部 1 0 0 は、図 3 に示すように表示内容導出部 1 5 2、期間指定部 1 5 4 および使用状況監視部 1 6 0 も備えて構成されており、また第 1 割当処理部 1 2 0 は、検査抽出部 1 2 2、スコープ特定部 1 2 4、スコープ割当部 1 2 6、スコープ割当可否確認部 1 2 8 および医師割当部 1 2 9 を有し、第 2 割当処理部 1 4 0 は、洗浄機特定部 1 4 2、洗浄機割当部 1 4 4、終了時刻判定部 1 4 6、洗浄機割当可否確認部 1 4 8 および担当者割当部 1 4 9 を有して構成されている。

[0302] 処理部 1 0 0 の各構成は、ハードウェア的には、任意のコンピュータの CPU、メモリ、その他の LSI で実現でき、ソフトウェア的にはメモリにロードされたプログラムなどによって実現されるが、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したがって、これらの機能ブロックがハードウェアのみ、ソフトウェアのみ、またはそれらの組み合わせによっていろいろな形で実現できることは、当業者には理解されるところである。

以下に示す再スケジュールリング処理は、内視鏡検査業務の開始後、実際の内視鏡（スコープ）の状況に応じて実施される。

[0303] <実施例 9>

状況情報取得部 1 7 0 は、内視鏡（スコープ）の状況に関する状況情報を取得する。状況情報取得部 1 7 0 は、内視鏡観察装置 2 2 と通信を行う通信

部を有し、内視鏡観察装置 22 から送信される情報を取得する機能を有してよい。この点において状況情報取得部 170 は、図 3 に示した使用状況監視部 160 の機能を含むものであってよい。

[0304] 検査の開始前、スコープ 30 は内視鏡観察装置 22 に接続されるが、このときスコープ 30 の識別情報（スコープ ID）が、内視鏡観察装置 22 を識別する情報（観察装置 ID）および検査を識別する情報（検査 ID）とともに、ネットワーク 2 を介して情報管理装置 10 に送信される。また検査を開始する際、内視鏡観察装置 22 において検査の開始ボタンが操作されると、検査の開始通知が検査 ID および観察装置 ID とともに情報管理装置 10 に送信される。なおスコープ ID は、検査開始通知とともに、情報管理装置 10 に送信されてもよい。

[0305] また検査を終了する際、内視鏡観察装置 22 において検査の終了ボタンが操作されると、検査の終了通知が検査 ID および観察装置 ID とともに情報管理装置 10 に送信される。なお検査中に、スコープが交換されて、別のスコープが内視鏡観察装置 22 に接続された場合にも、検査 ID および観察装置 ID とともに、新たに接続されたスコープ 30 のスコープ ID が情報管理装置 10 に送信される。

[0306] 情報管理装置 10 において、状況情報取得部 170 は、内視鏡観察装置 22 から送信される情報を監視し、使用するスコープ 30 を特定するスコープ ID を、スコープの使用を示す状況情報として取得し、また検査開始通知情報および検査終了通知情報を、検査の実施状況に関する状況情報として取得する。状況情報取得部 170 は取得した状況情報を、取得した時刻情報とともに再スケジュール処理部 172 に即時に（リアルタイムで）提供する。なお状況情報取得部 170 は、取得した状況情報を、取得した時刻情報とともに再スケジュール処理部 172 に定期的に提供してもよい。

[0307] なお内視鏡観察装置 22 に、スコープ 30 のスコープ ID を読み取る手段が設けられ、看護師は検査開始前に、スコープ 30 のスコープ ID を読取手段により読み取らせるようにしてもよい。たとえばスコープ 30 に RF ID

タグ等が内蔵され、内視鏡観察装置 22 に設けられたタグ読取手段が、RFID タグ内のスコープ ID を取得する。内視鏡観察装置 22 は、取得したスコープ ID を、検査 ID および観察装置 ID とともに情報管理装置 10 に送信する。なおスコープ ID は、看護師により検査室 20 内の端末装置から入力されて、情報管理装置 10 に送信されてもよい。

[0308] 状況情報取得部 170 は、スコープの状況および検査の状況に関する状況情報を、何らかの手段によって取得できればよいが、効率的な再スケジューリング処理を実行するためには、状況情報をリアルタイムで取得して、取得した時刻情報とともに、再スケジュール処理部 172 に即時に提供することが好ましい。

[0309] 再スケジュール処理部 172 は、状況情報にもとづいて、図 60 に示す検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールに含まれる要素の変更が必要であるか否かを判定する。たとえば状況情報取得部 170 が、検査開始通知情報を受け取った時点で、同一検査に関して事前に取得したスコープ ID が、検査スケジュールにおいてスコープ割当部 126 により検査に対して割り当てられたスコープ ID と異なる場合、再スケジュール処理部 172 は、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更が必要であることを判定する。

[0310] 再スケジュール処理部 172 は、状況情報にもとづいて検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更が必要であることを判定すると、検査スケジュール管理部 110 または洗浄スケジュール管理部 130 の少なくとも 1 つに対して、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールに含まれる要素の変更を指示する。ここで検査スケジュールに含まれる要素とは、検査 ID で特定される検査、検査に対して割り当てられている検査室、検査開始予定時刻情報、検査終了予定時刻情報、担当医師、スコープ 30 の識別情報（スコープ ID）であり、また洗浄スケジュールに含まれる要素とは、スコープ 30 に対して割り当てられている洗浄機、洗浄開始予定時刻情報、洗浄終了予定時刻情報である。なお実施例 5（図 38）に示すように、洗

浄スケジュールにおいて、洗浄処理に担当者が割り当てられている場合には、洗浄スケジュールに含まれる要素に、担当者情報も含まれる。

[0311] なおスコープ30には、スコープを識別するためのスコープIDが付加されており、このスコープIDは、数字およびアルファベットで構成されるシリアルナンバであって、G-R-1、G-R-2などの個体名称とは異なるものである。しかしながら、この個体名称は、本願明細書においてスコープ30を一意に特定するものとして使用しており、以下においては、便宜上、G-R-1、G-R-2などの個体名称を、スコープを識別するためのスコープIDであるものとして説明を行う。

[0312] 以下、実施例9における具体的な再スケジュールリング処理について説明する。

図63は、実際の検査において、予定していたスコープとは別のスコープを使用した例を示す。検査スケジュールにおいて、検査E21に対してスコープG-R-1が割り当てられていたところ、第2検査室20bにおいて、予定されていなかったスコープG-R-2が内視鏡観察装置22bに接続されて検査E21が開始されている。なお検査E21は、スケジュール通り10:20に開始されたものとする。

[0313] 第2検査室20bにおいて、検査E21の準備期間（10:15～10:20）の間に看護師等がスコープ30を運び込み、内視鏡観察装置22bに接続する。内視鏡観察装置22bは、スコープ30を接続されると、スコープID、検査IDおよび観察装置IDを、情報管理装置10に送信する。情報管理装置10において、状況情報取得部170は、スコープID、検査IDおよび観察装置IDを、スコープの状況に関する状況情報として取得する。状況情報取得部170は、取得した状況情報を、再スケジュール処理部172に提供する。

[0314] 検査の開始予定時刻（10:20）になると、検査の開始ボタンが操作され、検査の開始通知が検査IDおよび観察装置IDとともに情報管理装置10に送信される。状況情報取得部170は、検査開始通知情報、検査IDお

よび観察装置 1 D を、検査の実施状況に関する状況情報として取得する。状況情報取得部 1 7 0 は、取得した状況情報を、再スケジュール処理部 1 7 2 に提供する。

[0315] なお上記したように内視鏡観察装置 2 2 は、スコープ 1 D を、検査の開始ボタンが操作されたときに、検査開始通知情報、検査 1 D および観察装置 1 D とともに情報管理装置 1 0 に送信してもよい。この場合、状況情報取得部 1 7 0 は、スコープ 1 D および検査開始通知情報を、同じタイミングで取得することになる。

[0316] 再スケジュール処理部 1 7 2 は、状況情報取得部 1 7 0 から検査の開始通知情報を受けると、検査 E 2 1 で実際に使用されているスコープ 3 0 のスコープ 1 D が、検査スケジュールにおいて検査 E 2 1 に対して割り当てられたスコープ 1 D と一致しているか否かを判定する。このとき、状況情報取得部 1 7 0 で取得されたスコープ 1 D は「G-R-2」であり、一方で、検査 E 2 1 に対して割り当てられていたスコープ 1 D は「G-R-1」である。そのため再スケジュール処理部 1 7 2 は、使用されているスコープが、予定されているスコープとは異なることを検出し、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更が必要なことを判定する。

[0317] 再スケジュール処理部 1 7 2 は、スケジュール変更が必要なことを判定すると、検査スケジュール管理部 1 1 0 または洗浄スケジュール管理部 1 3 0 の少なくとも 1 つに対して、スケジュールに含まれる要素の変更を指示する。この実施例 9 では再スケジュール処理部 1 7 2 は、洗浄スケジュール管理部 1 3 0 に対して、洗浄スケジュールに含まれる要素の変更を指示し、洗浄スケジュール管理部 1 3 0 は、検査 E 2 1 で使用予定であったスコープ G-R-1 の洗浄 W 2 0 を、スコープ G-R-2 の洗浄に変更する。また再スケジュール処理部 1 7 2 は、検査スケジュール管理部 1 1 0 に対して、検査スケジュールに含まれる要素の変更を指示し、検査スケジュール管理部 1 1 0 は、検査スケジュールの要素として、検査 E 2 1 の割当スコープをスコープ G-R-2 に変更するとともに、検査 E 2 1 の開始時刻よりも後に開始され

る検査において、スコープが予定通りに使用できるかを調査する。なお、検査E 2 1においてスコープG-R-2は実際に使用中であるが、スケジュール要素としてスコープG-R-2を登録することで、以後のスケジュール要素を調査することが可能となる。

[0318] 図6 4は、実施例9におけるスケジュール要素の変更処理のフローチャートを示す。以下、スコープ3 0の取り違えが生じた検査において、当該検査に対して使用が予定されていたスコープを「予定スコープ」、間違えて使用されたスコープを「予定外スコープ」と呼ぶ。上記したように検査E 2 1で、スコープG-R-2が使用された場合、スコープG-R-1が予定スコープであり、スコープG-R-2が予定外スコープである。

[0319] 再スケジュール処理部1 7 2は、状況情報取得部1 7 0が取得したスコープのIDと、検査スケジュールにおいて使用が予定されているスコープのIDとを比較し、両者のスコープIDが異なる場合に、予定外スコープが使用された検査を特定して(S 3 0 0)、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更が必要であることを判定する。ここで再スケジュール処理部1 7 2は検査E 2 1で、スコープG-R-2が使用されている場合には、予定スコープG-R-1に対して、予定外スコープG-R-2が使用されていることを認識し、検査スケジュール管理部1 1 0および／または洗浄スケジュール管理部1 3 0の少なくとも1つに対して、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールに含まれる要素の変更を指示する。

[0320] 再スケジュール処理部1 7 2は、検査スケジュール管理部1 1 0に対して、検査E 2 1に割り当てられているスコープIDの変更を指示する。この変更指示には、検査IDと、使用されたスコープIDとが含まれており、したがって検査スケジュール管理部1 1 0は、検査E 2 1のスコープIDを、「G-R-2」に変更する(S 3 0 2)。また再スケジュール処理部1 7 2は、洗浄スケジュール管理部1 3 0に対して、洗浄スケジュールにおいて、検査E 2 1で使用予定であったスコープの洗浄処理に割り当てられているスコープIDの変更を指示する。洗浄スケジュール管理部1 3 0は、検査E 2 1

の終了予定時刻の後に設定されているスコープG-R-1の洗浄処理が洗浄W20であることを特定し、洗浄W20のスコープIDを「G-R-2」に変更する（S302）。

[0321] 検査スケジュール管理部110は、検査E21のスコープIDを「G-R-2」に変更した後、検査E21以降に予定されている検査において、予定外スコープG-R-2の使用予定の有無を調査する（S304）。ここで検査E21以降において、予定外スコープG-R-2の使用予定がなければ（S304のN）、検査スケジュール管理部110は、検査E21でスコープG-R-2を使用したことに起因するスケジュール変更がないことを確認し、本フローを終了する。

[0322] 一方で、検査E21以降の検査において、予定外スコープG-R-2の使用予定がある場合に（S304のY）、最初に使用予定となっている検査において、スコープG-R-2が予定通りに使用可能であるか否かが判定される（S306）。ここで予定通りに使用可能な場合とは、洗浄W20におけるスコープG-R-2の洗浄終了予定時刻が、スコープG-R-2を使用する検査の開始予定時刻以前の時刻である場合であり、つまり、使用予定がある検査の開始以前に、洗浄W20によりスコープG-R-2の洗浄が終了している場合である。検査スケジュール管理部110は、最初に使用予定となっている検査においてスコープG-R-2が使用可能であることを判定すると（S306のY）、検査E21でスコープG-R-2を使用したことに起因するスケジュール変更がないことを確認し、本フローを終了する。

[0323] 一方で、最初にスコープG-R-2を使用予定となっている検査において、スコープG-R-2が予定通りに使用不能であることが判定されると（S306のN）、検査スケジュール管理部110は、検査スケジュールを変更すべきであることを確認する。図63を参照して、検査E21以降の検査において、最初にスコープG-R-2を使用予定となっている検査は検査E22であり、検査E22の検査開始予定時刻が10:25、洗浄W20の洗浄終了予定時刻が10:55であることから、検査スケジュール管理部110

は、検査E 2 2においてスコープG-R-2を使用できないことを判定する。

[0324] 検査E 2 2において予定外スコープG-R-2を使用できないことを確認すると、検査スケジュール管理部1 1 0は、検査E 2 2以降の検査で使用予定のない同機種のスコープがあるか否かを判定する(S 3 0 8)。ここでスコープG-R-2は上部ルーチン機であり、検査スケジュール管理部1 1 0は、検査スケジュールを参照して、所有する上部ルーチン機のうち、検査E 2 2以降で使用予定のない上部ルーチン機を探索する。

[0325] ここで検査E 2 2以降で使用予定のない上部ルーチン機が存在すれば(S 3 0 8のY)、検査スケジュール管理部1 1 0は、検査E 2 2に、代用スコープとして、使用予定のない上部ルーチン機を割り当て(S 3 1 0)、洗浄スケジュール管理部1 3 0は、検査E 2 2で使用するスコープの洗浄処理である洗浄W 2 2に代用スコープを割り当てて(S 3 1 2)、本フローを終了する。この代用スコープは、その後の使用予定がないため、検査E 2 2に代用スコープを割り当て、また洗浄W 2 2に代用スコープを割り当てても、その後のスケジュールに影響を与えない。そこで検査E 2 2以降で使用予定のない上部ルーチン機が存在する場合には、その上部ルーチン機を利用することで、スケジュール要素の変更処理を簡易に実現できる。

[0326] 図6 1の所有スコープマスタテーブル2 2 2には示していないが、医療施設が上部ルーチン機であるG-R-1~G-R-6に加え、さらにもう1本、G-R-7を有している場合、このスコープG-R-7は、検査E 2 2以降の使用予定が設定されていない。そのため医療施設が、スコープG-R-7を有していれば、検査スケジュール管理部1 1 0は、スコープG-R-7を代用スコープとして決定して、検査E 2 2に割り当てることができる。

[0327] 図6 5は、検査E 2 2におけるスコープの割当を変更した例を示す。図6 5に示すように、検査E 2 2および洗浄W 2 2で予定されていたスコープG-R-2は、代用スコープであるスコープG-R-7に置き換えられている。なお、この例では、もともと検査において使用予定のないスコープG-R

ー 7 を代用スコープとして利用しているが、たとえば一日の検査終盤においては、洗浄後の使用予定がなく、洗浄後は保管庫 1 4 に戻されるものも存在する。そのため、検査終盤では、上部ルーチン機である G-R-1 ~ G-R-6 のうち、洗浄後の使用予定のないスコープを、代用スコープとして利用できる。

[0328] 一方で、検査 E 2 2 以降で使用予定のない上部ルーチン機が存在しなければ (S 3 0 8 の N)、検査スケジュール管理部 1 1 0 は、予定スコープであるスコープ G-R-1 と、予定外スコープであるスコープ G-R-2 とが入れ替え可能であるか判定する (S 3 1 4)。入れ替え可能であるか否かは、予定スコープと予定外スコープの機種が同じであるか否かにより判定されてよい。この例では、予定スコープと予定外スコープとがともに上部ルーチン機であり、機種が同じであるため (S 3 1 4 の Y)、検査スケジュール管理部 1 1 0 は、検査スケジュールにおいて、スコープ G-R-1 とスコープ G-R-2 とを入れ替え (S 3 1 6)、また洗浄スケジュール管理部 1 3 0 も、洗浄スケジュールにおいて、スコープ G-R-1 とスコープ G-R-2 とを入れ替えて (S 3 1 8)、それぞれスケジュール要素を変更する。

[0329] 図 6 6 は、スコープの入れ替え処理を行った例を示す。図 6 6 に示すように、検査スケジュール管理部 1 1 0 は、検査 E 2 2 において割り当てていたスコープ G-R-2 を、スコープ G-R-1 に変更し、検査 E 3 0 において割り当てていたスコープ G-R-1 を、スコープ G-R-2 に変更し、検査 E 3 3 において割り当てていたスコープ G-R-2 を、スコープ G-R-1 に変更する。また洗浄スケジュール管理部 1 3 0 は、洗浄 W 2 2 において割り当てていたスコープ G-R-2 を、スコープ G-R-1 に変更し、洗浄 W 3 0 において割り当てていたスコープ G-R-1 を、スコープ G-R-2 に変更し、洗浄 W 3 3 において割り当てていたスコープ G-R-2 を、スコープ G-R-1 に変更する。予定スコープと予定外スコープとが同機種である場合には、両者が同一の機能を有するため、検査 E 2 1 以降の検査において、両者を入れ替えるだけで、スケジュール要素を変更する再スケジュールリ

グ処理が実現される。

[0330] 一方で、予定スコープと予定外スコープとが同機種でない場合（S 3 1 4 のN）、検査スケジュール管理部 1 1 0 は、検査 E 2 2 以降で使用予定はあるが、検査 E 2 2 で使用し、洗浄 W 2 2 で洗浄した場合に、検査スケジュールの時間枠を変更しないで済むスコープが存在するか調査する（S 3 2 0）。このとき検査スケジュール管理部 1 1 0 は、予定外スコープ G-R-2 と同機種である上部ルーチン機だけでなく、スコープ順位保持部 2 0 4 において検査 E 2 2（上部ルーチン検査）に対して優先スコープ機種として対応付けられている異機種の上部高画質機についても調査する。この調査は、検査 E 2 2 で使用した場合に、その後の使用予定となる検査までに洗浄が終了しているか否かの調査となる。ここでは、たとえば上部高画質機であるスコープ G-H-4，G-H-5 の使用予定時刻が、洗浄 W 2 2 の洗浄終了予定時刻よりも後であるため、検査スケジュール管理部 1 1 0 は、スコープ G-H-4，G-H-5 を、検査 E 2 2 に使用可能であることを判定する（S 3 2 0 のY）。したがって検査スケジュール管理部 1 1 0 は、検査スケジュールにおいて、検査 E 2 2 にスコープ G-H-4 または G-H-5 を再割当し（S 3 2 2）、また洗浄スケジュール管理部 1 3 0 は、洗浄スケジュールにおいて、洗浄 W 2 2 にスコープ G-H-4 または G-H-5 を割り当てることで（S 3 2 4）、検査の時間枠を変更することなく、スケジュール要素を変更する。

[0331] 一方で、時間枠を変更することなく、検査 E 2 2 に割り当て可能なスコープが存在しない場合には（S 3 2 0 のN）、検査スケジュール管理部 1 1 0 は、検査 E 2 2 に割り当てられているスコープ G-R-2 を変更せずに、第 1 検査室 2 0 a における検査 E 2 2 以降の検査を、スコープ G-R-2 が使用可能となる時間まで後ろにずらすように調整して、スケジュール要素を再設定する（S 3 2 6）。

[0332] なお検査スケジュール管理部 1 1 0 が、第 1 検査室 2 0 a における検査 E 2 2 以降の検査時間を変更したことに起因して、検査室間における検査スケ

ジュール、および洗浄スケジュールに影響がでる可能性がある。そこで検査スケジュール管理部 110 は、検査室間における検査スケジュールの間で矛盾が生じるか否かを調査し、洗浄スケジュール管理部 130 は、検査スケジュールと洗浄スケジュールとの間で矛盾が生じるか否かを調査する。ここで矛盾が生じる場合とは、医師情報に関して言えば、同一の医師が時間的に重複する複数の検査に割り当てられている場合であり、またスコープ 30 に関して言えば、1つのスコープ 30 が、時間的に重複する複数の検査に割り当てられている場合、洗浄終了前のスコープ 30 が検査に割り当てられている場合、検査終了前のスコープ 30 が洗浄に割り当てられている場合である。

[0333] 同一医師が時間的に重複する複数の検査に割り当てられており、また1つのスコープ 30 が、時間的に重複する複数の検査に割り当てられている場合には、検査スケジュール管理部 110 が、開始予定時刻の遅い検査を後ろにずらすように調整して、矛盾を解消するように検査スケジュールを再スケジュールリングする。また、1つのスコープ 30 が、同一時刻に検査と洗浄に割り当てられている場合には、洗浄スケジュール管理部 130 が、洗浄の開始予定を、検査の終了予定時刻以後となるように、検査時間を変更して、矛盾を解消するように洗浄スケジュールを再スケジュールリングする。検査スケジュール管理部 110 および洗浄スケジュール管理部 130 が、それぞれ矛盾を解消するように交互に予定を時間的に後ろにずらすように調整して再スケジュールリングすることで、最終的に矛盾のないスケジュールを再設定できるようになる。

[0334] 以上のように検査スケジュール管理部 110 および洗浄スケジュール管理部 130 が、再スケジュール処理部 172 からのスケジュール要素の変更指示に基づいて、実際のスコープ 30 の使用状況に応じて、予め生成した検査スケジュールおよび洗浄スケジュールをリアルタイムで再スケジュールリングする。実施例 9 においては、検査スケジュールにおける時間枠を可能な限り変更しないように、検査スケジュールにおけるスコープの割当を再設定する。このように検査業務開始前のスケジュール情報を引き継いだ形で再スケジ

ューリング処理を実行することで、医師は、基本的には検査業務の開始前に確認したスケジュール情報にしたがって検査室の移動などを行えばよく、業務の効率化を図ることが可能となる。

[0335] <実施例 10>

実施例 9 では、検査準備時のスコープ 30 の取り違いにより、以後の検査におけるスコープ 30 を再割当するケースを説明した。実施例 10 では、検査において、予定通りスコープ 30 が使用されているが、さらに追加で別のスコープ 30 が使用されるケースを説明する。なお実施例 10 では、検査に割り当てられたスコープは変更せず、追加のスコープ 30 が使用されたことによりスケジュール要素の設定に矛盾が生じた場合には、当該矛盾を解消するべく、検査の時間枠の時間を変更するように再スケジュールリング処理を行う。

[0336] たとえば上部ルーチン検査中に、医師が、ある部位を詳細観察しようとする場合、内視鏡観察装置 22 に接続している上部ルーチン機を取り外し、上部高画質機や上部拡大機を接続する。このような場合、実施例 9 で説明したように、今後の使用予定のない上部高画質機ないしは上部拡大機を検査スケジュール管理部 110 に探索させることが好ましいが、検査効率の観点から現場では、すぐに用意のできる空きスコープを使用することが多い。このように検査で追加のスコープを使用した場合には、少なくとも洗浄スケジュールに影響がでることになり、処理部 100 は、設定されているスケジュールを調整する必要がある。

[0337] 図 67 は、実際の検査において、予定していたスコープに加えて、追加のスコープを使用した例を示す。第 2 検査室 20b で実施されている検査 E28 において、割り当てられたスコープ G-R-6 が最初に使用されていたところ、スコープ G-R-6 が内視鏡観察装置 22b から取り外され、代わりにスコープ G-H-3 が接続されている。なお検査 E28 は、スケジュール通り 10:50 に開始され、10:55 にスコープ G-H-3 が内視鏡観察装置 22b に接続されたものとする。以下、この場合の再スケジュールリング

処理について説明する。

- [0338] 第2検査室20bにおいて、検査E28の準備期間（10：45～10：50）の間に看護師等がスコープG-R-6を運び込み、内視鏡観察装置22bに接続する。内視鏡観察装置22bは、スコープG-R-6を接続されると、スコープID、検査IDおよび観察装置IDを、情報管理装置10に送信する。情報管理装置10において、状況情報取得部170は、スコープID、検査IDおよび観察装置IDを、スコープの状況に関する状況情報として取得する。状況情報取得部170は、取得した状況情報を、再スケジュール処理部172に提供する。
- [0339] 検査の開始予定時刻（10：50）になると、検査の開始ボタンが操作され、検査の開始通知が検査IDおよび観察装置IDとともに情報管理装置10に送信される。状況情報取得部170は、検査開始通知情報、検査IDおよび観察装置IDを、検査の実施状況に関する状況情報として取得する。状況情報取得部170は、取得した状況情報を、再スケジュール処理部172に提供する。
- [0340] なお実施例9で説明したように、内視鏡観察装置22は、スコープIDを、検査の開始ボタンが操作されたときに、検査開始通知情報、検査IDおよび観察装置IDとともに情報管理装置10に送信してもよい。この場合、状況情報取得部170は、スコープIDおよび検査開始通知情報を、同じタイミングで取得することになる。
- [0341] 再スケジュール処理部172は、状況情報取得部170から検査の開始通知情報を受けると、検査E28で実際に使用されているスコープ30のスコープIDが、検査スケジュールにおいて検査E28に対して割り当てられたスコープIDと一致しているか否かを判定する。このとき、状況情報取得部170で取得されたスコープIDは「G-R-6」であり、検査E28に対して割り当てられていたスコープIDは「G-R-6」である。そのため再スケジュール処理部172は、使用されているスコープが、予定されているスコープとは同じであることを検出し、検査スケジュールおよび／または洗

浄スケジュールの変更が必要でないことを判定する。

[0342] ここで検査実施中の 10 : 54 に、スコープ G-R-6 が内視鏡観察装置 22b から取り外され、新たにスコープ G-H-3 が内視鏡観察装置 22b に接続される。内視鏡観察装置 22b は、スコープ G-H-3 を接続されると、スコープ ID、検査 ID および観察装置 ID を、情報管理装置 10 に送信する。情報管理装置 10 において、状況情報取得部 170 は、スコープ ID、検査 ID および観察装置 ID を、スコープの使用を示す状況情報として取得する。状況情報取得部 170 は、取得した状況情報を、再スケジュール処理部 172 に提供する。

[0343] 再スケジュール処理部 172 は、状況情報取得部 170 からスコープ ID を受けると、検査 E28 の実施中に新たに接続されたスコープ 30 のスコープ ID が、検査スケジュールにおいて検査 E28 に対して割り当てられたスコープ ID と一致しているか否かを判定する。このとき、状況情報取得部 170 で取得されたスコープ ID は「G-H-3」であり、一方で検査 E28 に対して割り当てられていたスコープ ID は「G-R-6」である。そのため再スケジュール処理部 172 は、使用されているスコープが、予定されているスコープとは異なることを検出し、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更が必要なことを判定する。

[0344] 図 68 は、実施例 10 におけるスケジュール要素の変更処理のフローチャートを示す。以下、スコープ 30 が追加使用された検査において、当該検査に対して追加的に使用されたスコープを「追加スコープ」と呼ぶ。上記したように検査 E28 で、予定されていたスコープ G-R-6 に加えて、スコープ G-H-3 が使用された場合、スコープ G-H-3 が追加スコープである。

[0345] 再スケジュール処理部 172 は、検査の開始後、状況情報取得部 170 が取得したスコープの ID と、検査スケジュールにおいて使用が予定されているスコープ 30 の ID とを比較し、両者のスコープ ID が異なる場合に、追加スコープが使用された検査を特定して (S340)、検査スケジュールお

よび／または洗浄スケジュールの変更が必要であることを判定する。ここで再スケジュール処理部172は検査E28で、スコープG-H-3が使用された場合には、予定スコープG-R-6に加えて、追加スコープG-H-3が使用されていることを認識し、検査スケジュール管理部110および／または洗浄スケジュール管理部130の少なくとも1つに対して、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールに含まれる要素の変更を指示する。

[0346] 具体的に再スケジュール処理部172は、検査スケジュール管理部110に対して、検査E28に割り当てられているスコープIDとして、追加スコープのスコープIDの追加を指示する。この追加指示には、検査IDと、使用されたスコープIDが含まれており、したがって検査スケジュール管理部110は、検査E28のスコープIDを、「G-R-6」と「G-H-3」とに変更する(S342)。すなわち検査スケジュール管理部110は、検査スケジュールに、予め設定されている「G-R-6」に加えて「G-H-3」を登録する。

[0347] ここで検査スケジュール管理部110は、検査E28以降に予定されている検査において、追加スコープG-H-3の使用予定の有無を調査する(S344)。ここで検査E28以降において、追加スコープG-H-3の使用予定がなければ(S344のN)、検査スケジュール管理部110は、検査E28でスコープG-H-3を使用したことに起因する検査スケジュール変更がないことを確認する。このときスコープG-H-3の洗浄は急がなくてよく、したがって洗浄スケジュールに影響しないように、第2割当処理部140は、スコープG-H-3を洗浄スケジュールの最後に実行するべく、スコープG-H-3の洗浄処理を、洗浄スケジュールの最後に組み込み(S356)、本フローを終了する。

[0348] 一方で、検査E28以降において、追加スコープG-H-3の使用予定がある場合(S344のY)、洗浄スケジュール管理部130は、洗浄W28の後に、スコープG-H-3の洗浄をスケジューリングし、後の洗浄を1つずつ後ろにずらすように調整する(S346)。

[0349] 図69は、スコープG-H-3の洗浄処理を、洗浄スケジュールに挿入した例を示す。S346の洗浄スケジュール変更処理により、洗浄W29でスコープG-H-3の洗浄が予定され、変更前の洗浄W29以降に割り当てられたスコープの洗浄は、洗浄番号が1つインクリメントされた洗浄処理に変更されている。

[0350] 続いて、検査スケジュール管理部110および洗浄スケジュール管理部130は、検査スケジュールおよび洗浄スケジュールの妥当性を検証する（S348）。ここでは、検査スケジュール管理部110が、検査スケジュールに含まれる検査の妥当性を1つずつ検証し、妥当でない検査があれば、その検査の時間枠を変更する処理を行う（S350）。続いて洗浄スケジュール管理部130も、洗浄スケジュールに含まれる洗浄予定の妥当性を1つずつ検証し、妥当でない洗浄予定があれば、洗浄スケジュールを変更する処理を行う（S352）。

[0351] まず検査スケジュール管理部110は、検査スケジュールに矛盾が生じているか否かを判定する（S348）。ここで検査スケジュールにおいて矛盾が生じている場合とは、たとえば検査の開始予定時刻に割り当てられたスコープ30が、洗浄スケジュールにおいてまだ洗浄が終了していない場合や、スコープ30または医師が同一時刻に複数の検査に割り当てられている場合である。

[0352] 検査スケジュール管理部110は、検査E28以降に開始する検査に関し、1つずつ矛盾が生じているか否かを判断する。このとき検査E29～E31までに矛盾は生じていないが、検査E32において矛盾が生じていることを検出する（S348のY）。

[0353] 検査E32に割り当てられたスコープG-H-3は、検査E28で追加使用されたスコープである。検査E28で使用されたスコープG-H-3の洗浄処理は、S346で変更された洗浄スケジュールにおいて洗浄W29として設定されており、そのため検査スケジュール管理部110は、検査E32の開始予定時刻には、洗浄W29が終了していないことを判定する。

[0354] 図70は、検査E32と洗浄W29の関係を示す。洗浄W29の終了予定時刻は11:50であり、そこで検査スケジュール管理部110は、第3検査室20cにおける検査E32の開始予定時刻を、11:50に設定する(S350)。

[0355] 図71は、検査E32の時間枠を変更した状態を示す。検査スケジュール管理部110は、第3検査室20cにおける検査E32、E37、E40を、この順序を保ったまま後ろにずらすように変更してもよいが、検査E32の開始予定時刻を11:50に設定した場合、検査E37については予定時刻を繰り下げることなく、予定通り実施できることが分かる。そこで検査スケジュール管理部110は、検査E37の時間枠については動かさず、検査E32、E40の時間枠を後ろに動かすようにしている。

[0356] 次に、洗浄スケジュール管理部130が、洗浄スケジュールに矛盾が生じているか否かを判定する(S348)。洗浄スケジュールにおいて矛盾が生じている場合とは、スコープ30の洗浄開始予定時刻において、検査スケジュールにおいてまだ当該スコープ30を使用した検査が終了していない場合である。ここで洗浄スケジュール管理部130は、S344でスケジュール変更した洗浄W29以降の洗浄に関し、1つつ矛盾が生じているか否かを判断する。このとき洗浄W29~W32までに矛盾は生じていないが、洗浄W33において矛盾が生じていることを検出する(S348のY)。

[0357] 洗浄W33で洗浄が予定されているスコープG-H-3は、S350において時間枠を時間的に後ろに変更された検査E32で使用するスコープである。そのため検査E32の開始予定が遅れたことにともない、スコープG-H-3の洗浄予定も、時間的に後ろに変更する必要がある。洗浄スケジュール管理部130は、洗浄スケジュールにおいて洗浄W33に矛盾が生じていることを検出すると、洗浄W33以降の洗浄処理の再スケジュールリング処理を、第2割当処理部140の洗浄機割当部144に指示し、洗浄スケジュールの変更処理が実行される(S352)。

図72は、検査スケジュールに合わせて、洗浄スケジュールを再スケジュー

ーリングした結果を示す。

[0358] S 3 4 8～S 3 5 2のステップは、検査スケジュールおよび洗浄スケジュールにおける矛盾が全て解消するまで実施される。ここで全ての矛盾が解消すると（S 3 4 8のN）、検査スケジュール管理部 1 1 0は、検査 E 4 0の繰上げ処理を行ってもよい（S 3 5 4）。

[0359] 図 7 3 は、検査 E 4 0 を、第 1 検査室 2 0 a における検査スケジュールの末尾に移動した例を示す。このように第 3 検査室 2 0 c における検査 E 4 0 を、別の検査室に割り当てることで全体の業務時間が短縮される場合には、検査スケジュール管理部 1 1 0 は、検査 E 4 0 を別の検査室に移動してよい。

[0360] なお、実際には S 3 5 4 で検査 E 4 0 の繰上げ処理を行った後、S 3 4 8 のステップが再実行される。ここで検査 E 4 0 の繰上げ処理を行った結果、検査 E 4 0 の担当医師 D が検査 E 3 2 と重複していることが判定されると、検査スケジュール管理部 1 1 0 は、第 1 割当処理部 1 2 0 の医師割当部 1 2 9 に対して、繰り上げた検査 E 4 0 の医師の再割当処理を指示する。これにより検査 E 4 0 の担当医師が医師 B に変更され、これにより再スケジュールリング処理が完了する。

[0361] 実施例 1 0 では、検査 E 2 8 において、1 本のスコープ G-H-3 を追加使用した場合について説明したが、2 本以上のスコープを追加使用した場合であっても、図 6 8 に示したフローを繰り返すことで、検査予定および洗浄予定を再スケジュールリングすることが可能である。

[0362] また図 6 8 に示したフローチャートにおいては、追加スコープ G-H-3 の使用予定がない場合に（S 3 4 4 の N）、第 2 割当処理部 1 4 0 が、スコープ G-H-3 の洗浄処理を、洗浄スケジュールの最後に組み込む（S 3 5 6）処理を行い、検査 E 2 8 のスコープ I D に「G-H-3」を追加登録する以外の検査スケジュールの変更を行わないようにしている。ここで、使用済みのスコープ 3 0 を速やかに洗浄するというポリシーにもとづいて洗浄工程を実行する医療施設においては、以後の検査で追加スコープ G-H-3 の

使用予定があるか否かにかかわらず、S 3 4 6の洗浄スケジュールの変更処理を実行してもよい。この場合、S 3 4 4のステップは省略され、洗浄スケジュール管理部 1 3 0が、洗浄W 2 8の後に、スコープG-H-3の洗浄を再スケジュールリングし、後の洗浄を1つずつ後ろにずらすように調整し（S 3 4 6）、その後、S 3 4 8～S 3 5 2のステップが実行されてよい。

[0363] <実施例 1 1>

実施例 1 1では、検査スケジュールにおいて検査に割り当てられていたスコープ 3 0が使用できなくなったケースを想定する。

図 7 4は、洗浄中にスコープG-R-1の故障が検知された例を示す。

状況情報取得部 1 7 0は、洗浄機 5 0と通信を行う通信部を有し、洗浄機 5 0から送信される情報を取得する機能を有してよい。洗浄機 5 0には、洗浄するスコープ 3 0のスコープIDを読み取る手段が設けられており、洗浄の担当者は、洗浄開始前に、スコープ 3 0のスコープIDを読取手段により読み取らせる。洗浄機 5 0は、洗浄開始ボタンが操作されると、洗浄開始通知情報を、スコープIDおよび洗浄機 5 0を識別する情報（洗浄機ID）とともに、ネットワーク 2を介して情報管理装置 1 0に送信する。また洗浄が終了すると、洗浄機 5 0は、洗浄終了通知情報を、スコープIDおよび洗浄機IDとともに、ネットワーク 2を介して情報管理装置 1 0に送信する。状況情報取得部 1 7 0は、洗浄機 5 0から送信される情報を監視し、内視鏡の洗浄状況を示す状況情報として、洗浄開始通知情報および洗浄終了通知情報を取得する。状況情報取得部 1 7 0は取得した状況情報を、取得した時刻情報とともに再スケジュール処理部 1 7 2に即時に（リアルタイムで）提供し、再スケジュール処理部 1 7 2は、状況情報を、時刻情報とともに洗浄スケジュール管理部 1 3 0に通知する。

[0364] 洗浄工程で、漏水が検知された場合、洗浄機 5 0は、情報管理装置 1 0に対して、検知時刻情報、スコープIDおよび洗浄機IDとともに、漏水検知情報を送信する。洗浄機 5 0において、たとえば漏水テストがスコープ 3 0の漏水を検知すると、自動的に漏水検知情報を情報管理装置 1 0に送信する

ように構成されてもよい。なお漏水検知情報は、ユーザにより洗浄機 50 に入力されて、情報管理装置 10 に送信されてもよい。

[0365] 状況情報取得部 170 は、漏水検知情報を、スコープ 30 の状況に関する状況情報として取得する。漏水検知情報は、スコープが使用不可の状態にあることを示す情報であり、状況情報取得部 170 は、取得した状況情報を、再スケジュール処理部 172 に提供する。

[0366] 再スケジュール処理部 172 は、状況情報にもとづいて、図 60 に示す検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールに含まれる要素の変更が必要であるか否かを判定する。再スケジュール処理部 172 は、状況情報取得部 170 からスコープ G-R-1 の漏水検知時刻を提供されると、以後の検査スケジュールにおいてスコープ G-R-1 を使用できないことを判定する。

[0367] 再スケジュール処理部 172 は、状況情報にもとづいて検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更が必要であることを判定すると、検査スケジュール管理部 110 または洗浄スケジュール管理部 130 の少なくとも 1 つに対して、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールに含まれる要素の変更を指示する。この変更指示には、使用できなくなったスコープ ID と、使用できなくなった時刻情報（漏水検知時刻情報）とが含まれる。

[0368] 検査スケジュール管理部 110 は、再スケジュール処理部 172 から変更指示を受けて、スコープ G-R-1 を使用予定とする検査を探索する。ここでスコープ G-R-1 の故障検知後、最初に予定されている検査は、検査 E21 であり、検査スケジュール管理部 110 は、検査 E21 の開始予定時刻以降を開始予定時刻とする検査に割り当てていたスコープ 30 の情報を検査スケジュールから削除する。

[0369] また洗浄スケジュール管理部 130 は、再スケジュール処理部 172 から変更指示を受けて、洗浄 W9 の洗浄終了予定時刻以降を洗浄開始予定時刻とする洗浄処理を、洗浄スケジュールから削除する。

[0370] 図75は、検査スケジュールのスコープ割当情報および洗浄スケジュールを削除した状態を示す。実施形態および実施例1～5で説明したように、処理部100は、図75のスケジュールリングされた状態から、スコープ割当処理および洗浄機割当処理を実行し、検査スケジュールおよび洗浄スケジュールを再構成する。これにより、検査業務中にスコープ30が使用不能となった場合であっても、検査スケジュールおよび洗浄スケジュールを速やかに再構成することが可能となる。

[0371] なお検査業務開始前にスコープ30が使用不能であることが判明した場合には、実施形態および実施例1～5で説明したように、スケジュールリング処理を再実行すればよい。また実施例11では、洗浄中にスコープ30が使用不能であることが判明した場合について説明したが、検査開始時または検査中に判明した場合であっても、同様に再スケジュールリング処理を行うことができる。

[0372] 以上、本発明の再スケジュールリング処理を実施例9～11をもとに説明した。この実施例は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。

[0373] たとえば実施形態および実施例において、検査に医師を割り当てる医師割当部129、および、洗浄業務の担当者を割り当てる担当者割当部149について説明した。たとえば情報管理装置10においては、検査を補助するための補助作業実施者を検査に割り当てる補助作業実施者割当部を、さらに設けてもよい。

[0374] また検査スケジュールにおいて、割り当てられた要素を変更できない検査も存在する。たとえば患者や医師の都合により、ある時間帯でしか検査できない事情があれば、その検査の検査開始予定時刻を動かすことはできない。また特殊な技能を要する検査であれば、その技能をもつ医師しか検査を担当することができないため、少なくとも当該検査の担当医師を変更することはできない。また同一タイプのスコープ30であっても、最新式から旧式のも

のまで様々なものが存在するが、たとえば特殊な検査では、最新式のスコープ30しか使用できないこともある。

[0375] そこで変形例においては、変更不可検査特定部174が、検査スケジュールにおいて内視鏡検査に対して予め割り当てられた複数の要素のうち、少なくとも一つの要素の変更を不可とする内視鏡検査を特定する。端末装置12には、キーボードやマウスなどの入力インタフェースが接続されており、入力受付部176は、端末装置12を介してユーザからの入力操作を受け付ける。たとえば検査スケジュールが生成されたときに、ユーザが、要素の変更を不可とする検査を指定すると、入力受付部176が、ユーザからの指定操作を受け付け、変更不可検査特定部174が、要素変更を不可とする内視鏡検査を特定する。なおユーザは、内視鏡検査のスケジュールを構成する複数の要素の中から、変更を不可とする要素を指定できるようにされてもよい。

[0376] ここで検査スケジュールを構成する要素は、割り当てられている検査室、検査開始予定時刻情報、検査終了予定時刻情報、担当医師、スコープIDを少なくとも含む。たとえばユーザは、これらの要素のうち、スコープIDの変更を禁止することを指定できる。このような指定を行った場合、検査室、検査予定時刻、担当医師に関しては変更可能であり、変更不可検査特定部174は、変更不可とされる検査要素を特定して、再スケジュールリング処理に際して、かかる検査要素が変更されないようにする。

[0377] 実施例9～11で説明した再スケジュールリング処理において、変更不可検査特定部174は、検査に対して予め割り当てられた要素のうち、少なくとも一つの変更を不可とする検査を特定する。再スケジュール処理部172は、変更不可検査特定部174により特定される検査の変更を不可とされた要素を検査スケジュール管理部110に通知して、当該要素の変更を禁止させてよい。これにより検査スケジュール管理部110は、通知された検査スケジュールの要素については変更せず、他のスケジュール要素について再スケジュールリング処理を実施する。

[0378] また変更不可検査特定部174によりスケジュール要素の変更を不可とす

る検査を特定し、再スケジュール処理部 172 が、変更を不可とされたスケジュール要素を検査スケジュール管理部 110 に通知することを説明したが、これにより検査スケジュール管理部 110 が、変更を不可とされていない検査スケジュールの要素を変更する際に、割り当てるスコープ 30 が不足して、スケジュールが大幅に遅延するなどの事態が生じる可能性がある。

[0379] そこで検査スケジュール管理部 110 は、再スケジューリングに関する所定の再スケジュール条件を保持し、この再スケジュール条件が満たされない場合には、ユーザに、検査スケジュールの変更ができないことを通知する。再スケジュール条件は、検査開始の遅延が所定時間（たとえば 1 時間）内に収まることに設定されていてよい。変更不可検査特定部 174 により変更を不可とされたスケジュール要素が存在する場合に、第 1 割当処理部 120 は、スコープ 30 の割当や医師の割当に際して、変更を禁止されるスケジュール要素が存在することで、その割当自由度にも制限がかかる。そのため検査スケジュール管理部 110 が、第 1 割当処理部 120 にスケジュール要素の再割当処理を行わせて、検査スケジュールの要素を変更する際に、所定の再スケジュール条件が満たされない場合には、ユーザに、検査スケジュールの変更ができないことを通知することが好ましい。

[0380] なお再スケジュール条件を満たし、検査スケジュールを変更できる場合であっても、検査スケジュール管理部 110 は、検査の時間枠を調整した場合には、ユーザに、その旨を通知することが好ましい。これにより医師等のユーザは、検査終了が予定よりも遅れることを認識し、検査終了後の自身の予定を見直すなどの対応をとることが可能となる。

[0381] 本願では、様々なスケジューリングおよび再スケジューリングアルゴリズムを提案したが、これらのいくつかを利用することで、検査スケジュールおよび洗浄スケジュールを、複数種類作成することも可能である。そのため表示処理部 150 は、変更した検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールを端末装置 12 のディスプレイに表示する機能を有し、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの候補が複数存在する場合には、各候補

をディスプレイに表示して、ユーザがいずれかの候補を選択できるようにしてもよい。ユーザが、いずれかの候補を選択すると、検査スケジュール管理部 110 および洗浄スケジュール管理部 130 が、選択された検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更を確定する。

[0382] <再スケジュールリング処理 3>

実施形態および実施例 1～5 に関して説明した処理により、1 日の内視鏡検査業務の開始前に、検査スケジュールおよび洗浄スケジュールが生成される。医療施設においては、生成した検査スケジュールおよび洗浄スケジュールにしたがって検査業務が進行することが理想であるが、しかしながら現場においては、様々な要因により検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュール通りに業務が進行しないことがある。

[0383] 図 76 は、検査スケジュール管理部 110 により生成された検査スケジュールおよび洗浄スケジュール管理部 130 により生成された洗浄スケジュールの例を示す。図 76 に示す検査スケジュールは、実施例 1 に関して説明したスコープ割当処理によりスコープ順位テーブルにしたがって各検査にスコープを割り当てて作成されている。また図 76 に示す洗浄スケジュールは、実施形態に関して説明した洗浄機割当処理により作成されている。以下の実施例 12～14 で説明する再スケジュールリング処理においては、図 76 に示す検査スケジュールおよび洗浄スケジュールに含まれる要素を再スケジュールリング処理の対象とするが、これは一例であって、図 20 に示す検査スケジュールおよび洗浄スケジュールを対象としてもよい。いずれにしても、再スケジュールリング処理においては、予め検査スケジュールおよび洗浄スケジュールが生成されていることが前提となる。なお説明の便宜上、洗浄スケジュールにおいて、洗浄処理を特定するために、W1～W41 の洗浄番号を付している。

[0384] また図 76 においては、医療施設が 5 本の上部高画質機を所有していることを前提としている。

図 77 は、所有スコープマスタテーブル 222 の一例を示す。図 6 に示す

所有スコープマスタテーブル 222 と比較すると、医療施設が 5 本の上部高画質機を所有している点で相違している。つまり図 77 に示す所有スコープマスタテーブル 222 においては、上部高画質機である G-H-4、G-H-5 の 2 本が追加されている点で図 6 に示す所有スコープマスタテーブル 222 と相違しており、図 76 の検査スケジュールにおいて、検査 E36 にスコープ G-H-4 が、検査 E37 にスコープ G-H-5 がそれぞれ割り当てられている。

[0385] 図 78 は、情報管理装置 10 の構成のうち、再スケジュールリング処理を実行する機能を備えた処理部 100 の構成を示す。処理部 100 は、検査スケジュール管理部 110、第 1 割当処理部 120、洗浄スケジュール管理部 130、第 2 割当処理部 140、表示処理部 150、状況情報取得部 170、再スケジュール処理部 172、変更不可検査特定部 174 および入力受付部 176 を備える。なお図 78 には示していないが、処理部 100 は、図 3 に示すように表示内容導出部 152、期間指定部 154 および使用状況監視部 160 も備えて構成されており、また第 1 割当処理部 120 は、検査抽出部 122、スコープ特定部 124、スコープ割当部 126、スコープ割当可否確認部 128 および医師割当部 129 を有し、第 2 割当処理部 140 は、洗浄機特定部 142、洗浄機割当部 144、終了時刻判定部 146、洗浄機割当可否確認部 148 および担当者割当部 149 を有して構成されている。

[0386] 処理部 100 の各構成は、ハードウェア的には、任意のコンピュータの CPU、メモリ、その他の LSI で実現でき、ソフトウェア的にはメモリにロードされたプログラムなどによって実現されるが、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したがって、これらの機能ブロックがハードウェアのみ、ソフトウェアのみ、またはそれらの組み合わせによっていろいろな形で実現できることは、当業者には理解されるところである。

[0387] <実施例 12>

実施例 12 では、洗浄機 50 による洗浄処理にトラブルが発生し、洗浄ス

スケジュールに遅延が生じたケースを説明する。

たとえば洗浄機 50 において、洗浄開始後に、薬液が不足してエラーとなり、洗浄処理が途中で中止されることがある。また洗浄中に異臭が発生するなどして、洗浄担当者が洗浄機 50 の中止ボタンを押すことで、洗浄処理が途中で強制終了されることもある。このような場合、洗浄担当者は洗浄機 50 に薬液を補充したり、フィルタを交換するなどして洗浄機 50 を使用可能な状態にしてから、スコープの洗浄処理をリスタートさせる。そのため洗浄処理が予定よりも遅延することになり、処理部 100 は、洗浄スケジュールおよび／または検査スケジュールを再構成する必要が生じる。

[0388] 状況情報取得部 170 は、洗浄機 50 の状況に関する状況情報を取得する。状況情報取得部 170 は、洗浄機 50 と通信を行う通信部を有し、洗浄機 50 から送信される情報を取得する機能を有してよい。洗浄機 50 には、洗浄するスコープ 30 のスコープ ID を読み取る手段が設けられており、洗浄の担当者は、洗浄開始前に、スコープ 30 のスコープ ID を読取手段により読み取らせる。洗浄機 50 は、洗浄開始ボタンが操作されると、洗浄開始通知情報を、スコープ ID および洗浄機 50 を識別する情報（洗浄機 ID）とともに、ネットワーク 2 を介して情報管理装置 10 に送信する。また洗浄が終了すると、洗浄機 50 は、洗浄終了通知情報を、スコープ ID および洗浄機 ID とともに、ネットワーク 2 を介して情報管理装置 10 に送信する。状況情報取得部 170 は、洗浄機 50 から送信される情報を監視し、洗浄機 50 の使用状況を示す状況情報として、洗浄開始通知情報および洗浄終了通知情報を取得する。状況情報取得部 170 は取得した状況情報を、取得した時刻情報とともに再スケジュール処理部 172 に即時に（リアルタイムで）提供し、再スケジュール処理部 172 は、状況情報を、時刻情報とともに洗浄スケジュール管理部 130 に通知する。なお状況情報取得部 170 は、取得した状況情報を、取得した時刻情報とともに再スケジュール処理部 172 に定期的に提供してもよい。

[0389] 再スケジュール処理部 172 は、洗浄開始通知情報および洗浄開始通知情

報を、洗浄スケジュールで予定された時刻に受け取ると、洗浄スケジュールおよび／または検査スケジュールの変更が必要でないことを判定する。一方、再スケジュール処理部 172 は、洗浄開始通知情報または洗浄開始通知情報を、洗浄スケジュールで予定された時刻とは異なる時刻に受け取ると、洗浄スケジュールおよび／または検査スケジュールの変更が必要であることを判定する。

[0390] なお洗浄開始通知情報および洗浄終了通知情報は、ユーザにより入力されて時刻情報とともに入力受付部 176 により受け付けられ、入力受付部 176 が、洗浄開始通知情報および洗浄終了通知情報を、状況情報として状況情報取得部 170 に受け渡してもよい。また状況情報取得部 170 は、洗浄機 50 以外の端末装置と通信する機能を有し、当該端末装置から洗浄開始通知情報および洗浄終了通知情報を取得してもよい。状況情報取得部 170 は、洗浄機 50 の使用状況を示す状況情報を、何らかの手段によって取得できればよいが、効率的な再スケジュールリング処理を実行するためには、状況情報をリアルタイムで取得して、取得した時刻情報とともに、再スケジュール処理部 172 に提供することが好ましい。

[0391] 再スケジュール処理部 172 は、状況情報にもとづいて、図 76 に示す洗浄スケジュールおよび／または検査スケジュールに含まれる要素の変更が必要であるか否かを判定する。たとえば状況情報取得部 170 が洗浄開始通知情報または洗浄終了通知情報を取得した時刻が、当該洗浄処理の洗浄開始予定時刻または洗浄終了予定時刻を所定時間（たとえば 3 分）以上超過している場合、再スケジュール処理部 172 は、洗浄スケジュールおよび／または検査スケジュールの変更が必要であることを判定する。

[0392] 再スケジュール処理部 172 は、状況情報にもとづいて洗浄スケジュールおよび／または検査スケジュールの変更が必要であることを判定すると、洗浄スケジュール管理部 130 または検査スケジュール管理部 110 の少なくとも 1 つに対して、洗浄スケジュールおよび／または検査スケジュールに含まれる要素の変更を指示する。ここで検査スケジュールに含まれる要素とは

、検査ＩＤで特定される検査、検査に対して割り当てられている検査室、検査開始予定時刻情報、検査終了予定時刻情報、担当医師、スコープ３０であり、また洗浄スケジュールに含まれる要素とは、スコープ３０に対して割り当てられている洗浄機、洗浄開始予定時刻情報、洗浄終了予定時刻情報である。なお実施例５（図３８）に示すように、洗浄スケジュールにおいて、洗浄処理に担当者が割り当てられている場合には、洗浄スケジュールに含まれる要素に、担当者情報も含まれる。

[0393] 以下、図７９～図８１を参照して、具体的な再スケジュールリング処理について説明する。

図７９は、洗浄処理にトラブルが生じ、途中で中止された例を示す。スコープＧ－Ｒ－５の洗浄Ｗ１６の洗浄開始予定時刻が１０：１５、洗浄終了予定時刻が１０：３５であり、予定時刻どおりに洗浄Ｗ１６が開始されたものの、途中で洗浄処理が中止されている。洗浄Ｗ１６の洗浄処理中に、たとえば薬液不足のために第４洗浄機５０ｄが自動で強制停止すると、第４洗浄機５０ｄは、強制停止されたことを示す洗浄終了通知情報を、スコープＩＤおよび洗浄機ＩＤとともに、情報管理装置１０に送信する。状況情報取得部１７０は、１０：２２に洗浄終了通知情報を取得すると、即時に再スケジュール処理部１７２に、洗浄Ｗ１６の洗浄終了通知情報を１０：２２に取得したことを通知する。

[0394] 再スケジュール処理部１７２は、状況情報取得部１７０からの通知を受けて、洗浄Ｗ１６が最後まで行われていないことを検出し、この時点で再スケジュール処理部１７２は、洗浄スケジュールおよび／または検査スケジュールの変更が必要なことを判定できる。再スケジュール処理部１７２は、この判定結果を洗浄スケジュール管理部１３０に通知してもよいが、スコープＧ－Ｒ－５の再洗浄の開始時刻が確定するまで、通知を待機してもよい。

[0395] 洗浄担当者は、第４洗浄機５０ｄで生じたトラブルを解決し、スコープＧ－Ｒ－５の洗浄Ｗ１６を再開する。たとえば薬液不足が原因であれば、洗浄担当者は、薬液を補充することで第４洗浄機５０ｄを使用可能な状態に復帰

させる。ここで洗浄担当者が、10:30に、洗浄W16を再開したものとする。

[0396] 第4洗浄機50dは、10:30に洗浄開始ボタンを操作されると、洗浄開始通知情報を、スコープIDおよび洗浄機IDとともに情報管理装置10に送信する。状況情報取得部170は、この洗浄開始通知情報を取得すると、即時に再スケジュール処理部172に、洗浄W16の洗浄開始通知情報を10:30に取得したことを通知する。

[0397] 再スケジュール処理部172は、状況情報取得部170からの通知を受けて、洗浄W16が10:30に再開されたことを検出し、洗浄スケジュールおよび／または検査スケジュールの変更が必要なことを判定する。再スケジュール処理部172は、スケジュール変更が必要なことを判定すると、洗浄スケジュール管理部130または検査スケジュール管理部110の少なくとも1つに対して、スケジュールに含まれる要素の変更を指示する。この実施例12では再スケジュール処理部172は、洗浄スケジュール管理部130に対して、洗浄スケジュールに含まれる要素の変更を指示し、洗浄スケジュール管理部130は、洗浄スケジュールの要素として、洗浄開始予定時刻情報および洗浄終了予定時刻情報で指定される洗浄の時間枠を動かす処理を行う。

[0398] このとき再スケジュール処理部172は、洗浄スケジュールに含まれる要素のうち、洗浄W16の終了予定時刻情報を、変更すべき要素として特定して、洗浄スケジュール管理部130に、特定した要素の変更を指示してもよい。このように再スケジュール処理部172が、状況情報にもとづいて、変更すべき要素を特定してもよいが、洗浄スケジュール管理部130が、再スケジュール処理部172から、洗浄W16の開始時刻を通知されることで、変更すべき要素を特定してもよい。

[0399] 洗浄スケジュール管理部130は、再スケジュール処理部172から提供されるスケジュール要素の変更指示にもとづいて、洗浄スケジュールの変更が必要となる洗浄室を特定し、特定した洗浄室における洗浄処理の開始予定

時刻情報および終了予定時刻情報を変更する。具体的に、スケジュール要素の変更指示には、洗浄W16の開始時刻が含まれており、この変更指示を受けて洗浄スケジュール管理部130は、洗浄W16を行う第4洗浄機50dを特定し、第4洗浄機50dにおいて洗浄W16およびそれ以降に予定されている洗浄W20、W24、W28、W32、W36、W40の洗浄開始予定時刻情報および洗浄終了予定時刻情報のそれぞれを再設定する。

[0400] 図80は、洗浄W16、W20、W24、W28、W32、W36、W40の洗浄開始予定時刻および洗浄終了予定時刻を15分ずつ遅らせた状態を示す。

第4洗浄機50dにおける洗浄W16以降の洗浄処理が遅れる場合、洗浄したスコープ30を割り当てられている検査に影響がでる可能性がある。そこで実施例12では検査の時間枠に着目して、まず検査スケジュール管理部110が、変更前の洗浄W16の終了予定時刻（10：35）以後を開始予定時刻とする検査時間枠に割り当てられたスコープ30に矛盾が生じるか否かを調査する。ここで矛盾が生じる場合とは、洗浄終了前のスコープ30が検査に割り当てられている場合である。

[0401] 具体的に、検査スケジュール管理部110は、図80に示すように第4洗浄機50dにおける洗浄W16以降の洗浄処理を15分ずつ遅らせた結果、洗浄が終了する前に、検査に割り当てられているスコープ30が存在するか否かを調査する。ここで検査スケジュール管理部110は、第1検査室20aにおける検査E26のスコープG-R-5、検査E30のスコープG-R-1、検査E35のスコープG-R-3、第3検査室20cにおける検査E40のスコープG-R-6が、洗浄終了予定時刻前に使用開始予定となっていることを特定する。

[0402] そこで検査スケジュール管理部110は、各スコープの使用開始予定時刻が、洗浄終了予定時刻以後となるように、これらの検査の時間枠を後ろにずらすように変更する処理を行う。

図81は、検査の時間枠を再設定した状態を示す。このように検査E26

、E30、E35、E40の検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報を、それぞれ再設定することで、各検査の開始予定時刻が、使用スコップの洗浄終了予定時刻以後となっている。

[0403] 次に、検査スケジュール管理部110は、変更した検査スケジュールにおいて、検査の担当医師に矛盾が生じるか否かを調査する。ここで矛盾が生じる場合とは、1人の医師が、同一時刻に複数の検査に割り当てられている場合である。

[0404] 図81に示す検査スケジュールにおいて、担当医師の矛盾は生じていない。そこで検査スケジュール管理部110は、この検査スケジュールを仮設定する。なお担当医師が複数の検査に割り当てられている場合には、検査スケジュール管理部110が、開始予定時刻の遅い検査を時間的に後ろに変更して、矛盾を解消するように検査スケジュールを再スケジュールリングする。

[0405] 続いて、洗浄スケジュール管理部130が、仮設定された検査スケジュールと、洗浄スケジュールとの間に矛盾が生じるか否かを調査する。ここで矛盾が生じる場合とは、検査スケジュールにおいて検査が時間的に後ろに変更されたことで、検査の終了予定時刻前に、検査で使用するスコップの洗浄が開始されている場合である。

[0406] 図81に示す洗浄スケジュールにおいて、検査の終了予定時刻前に、検査で使用するスコップの洗浄が開始されている洗浄処理は存在しない。そこで洗浄スケジュール管理部130は、この洗浄スケジュールを登録するとともに、検査スケジュール管理部110も、仮設定した検査スケジュールを登録する。ここで登録とは、検査スケジュールの要素を確定して検査スケジュール保持部206に記録し、また洗浄スケジュールの要素を確定して洗浄スケジュール保持部208に記録することである。これにより再スケジュールリング処理が完了する。

[0407] なお洗浄スケジュールにおいて矛盾が生じており、洗浄スケジュール管理部130が洗浄スケジュールを変更した場合には、この変更にともない検査スケジュールに影響があるか否か、つまりは検査スケジュールに矛盾が生じ

ているか否かを検査スケジュール管理部 110 が調査する。このように検査スケジュールに矛盾が生じている場合には検査スケジュール管理部 110 が調整し、続いて洗浄スケジュールに矛盾が生じている場合には洗浄スケジュール管理部 130 が調整し、これを繰り返して、調整した検査スケジュールに対して洗浄スケジュールに矛盾が生じなくなったときに、スケジュール要素を確定して、再スケジュールリング処理が完了する。

[0408] 以上のように、処理部 100 は、洗浄機 50 の使用状況により、洗浄スケジュールおよび検査スケジュールの再スケジュールリング処理を実行する。なお実施例 12 では、洗浄処理を一旦中止した後、再開した場合について説明したが、実際の洗浄開始時刻または洗浄終了時刻が予定よりも早まった場合、または遅れた場合においても、実施例 12 の再スケジュールリング処理を適用できる。また、検査において予定外のスコープが使用されたために、予定外のスコープを割り込み洗浄する場合や、予定されていた洗浄処理が取り消された場合においても、実施例 12 の再スケジュールリング処理を適用できる。

[0409] また実施例 12 では、洗浄処理にトラブルが発生した場合を示したが、洗浄機 50 が故障して、以後使用できなくなるような場合においても、実施例 12 の再スケジュールリング処理を適用できる。

[0410] このように実施例 12 の再スケジュールリング処理によれば、洗浄機 50 が予定外の使用状況を示す場合であっても、適切に洗浄スケジュールおよび検査スケジュールを再構成することが可能である。

[0411] 以下の実施例 13、14 においては、検査に割り当てられた担当医師が、突発的な理由により検査を実施できなくなったケースを説明する。1日の検査業務の開始前に、たとえば医師 C が当日の全ての検査を実施できないことが判明していれば、第 1 割当処理部 120 における医師割当部 129 が、各検査室 20 の検査に対して、医師 C 以外の医師を割り当て、検査スケジュールを再構成すればよい。しかしながら、1日の検査業務の開始後、検査に割り当てられた担当医師が、予定外の事情により検査を実施できなくなったよ

うな場合には、その時点で、処理部 100 が再スケジュールリング処理を行って、別の医師を各検査に割り当てる必要がある。

[0412] なお医師の技能には個人差がある。一般に、ベテラン医師は高い技能をもち、様々な種別の検査に対応できるが、経験の浅い若手医師は、実施可能な検査種別が限定される傾向がある。そのため、医師割当部 129 が検査に医師を割り当てる際には、検査種別と医師の技能とを比較考量することが望ましい。簡単に言えば、難度の高い検査には、若手医師ではなく、ベテラン医師（技能の高い医師）を割り当てる必要がある。

[0413] そのような観点から、図 3 に示す記憶部 200 は、医師の対応可能な検査種別を記録した医師技能テーブルをさらに備えてよい。

図 8 2 は、医師技能テーブルの一例を示す。医師技能テーブルは、記憶部 200 に記憶されており、医師割当部 129 が検査に対して医師を割り当てる際に参照される。

[0414] 医師技能テーブルは、医師と、医師が対応可能な検査種別との関係を記録する。医師技能テーブルは、医師の熟練度に応じて更新され、すなわち医師が経験を積んで技能が上がれば、対応可能な検査種別も増えていく。この例では医師 A～C がベテラン医師であって、検査種別番号 1～15 の全ての検査を単独で実施可能とされている。また医師 E は若手医師であって、検査種別番号 1、2、4 の検査を単独で実施可能とされ、検査種別番号 3、8～10 の検査を指導医の指導の下で実施可能とされているが、他の検査種別番号の検査については、経験が浅いために実施が許可されていない。また医師 D は、若手とベテランの間の中堅医師であって、若手医師よりは対応可能な検査が若干多いものの、まだ実施を許可されていない検査もある。

[0415] 図 8 3 は、医師割当部 129 の構成を示す。医師割当部 129 は、技能テーブル参照部 180、割当可能医師特定部 182 および医師割当実行部 184 を有して構成される。技能テーブル参照部 180 は、記憶部 200 に記憶されている医師技能テーブルから、検査種別に対応する医師技能を参照して、検査を実施可能な医師を割当可能医師特定部 182 に通知する。割当可能

医師特定部 182 は、通知された医師の中から、検査に割当可能な医師を特定する機能をもつ。医師割当実行部 184 は、割当可能医師特定部 182 により特定された医師の中から、検査に割り当てる医師を決定する。以下、実施例 13、14 において、検査業務の開始後、医師 C に急な用事が入り、その時間帯の検査を担当できなくなった場合の再スケジュールリング処理を説明する。

実施例 13、14 において、医師 C は 10:25～11:00 の間、検査を実施できなくなったとする。

[0416] <実施例 13>

端末装置 12 には、キーボードやマウスなどの入力インタフェースが接続されており、入力受付部 176 は、端末装置 12 を介してユーザからの入力操作を受け付ける。医師 C または看護師等のユーザが、医師 C が検査を実施できない時間帯を、入力インタフェースから入力すると、入力受付部 176 は、医師 C の検査不能時間帯（10:25～11:00）を受け付け、状況情報取得部 170 に提供する。状況情報取得部 170 は、医師 C の検査不能時間帯を、医師の状況を示す状況情報として取得し、再スケジュール処理部 172 に提供する。

[0417] 再スケジュール処理部 172 は、状況情報にもとづいて、図 76 に示す検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールに含まれる要素の変更が必要であるか否かを判定する。具体的に再スケジュール処理部 172 は、状況情報として医師 C の検査不能時間帯（10:25～11:00）を受け取ると、検査スケジュール保持部 206 から検査スケジュール情報を読み出して、検査不能時間帯に医師 C が割り当てられた検査が含まれているか否かを調査する。

[0418] 図 76 の検査スケジュールを参照して、10:25～11:00 の間に医師 C が担当する検査には、検査 E22（10:25～10:35）と、検査 E27（10:45～11:10）が存在する。そこで再スケジュール処理部 172 は、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更が必

要であることを判定する。このとき再スケジュール処理部 172 は、少なくとも検査スケジュールの変更が必要であることを判定する。

[0419] 再スケジュール処理部 172 は、状況情報にもとづいて洗浄スケジュールおよび／または検査スケジュールの変更が必要であることを判定すると、検査スケジュール管理部 110 または洗浄スケジュール管理部 130 の少なくとも 1 つに対して、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールに含まれる要素の変更を指示する。ここで検査スケジュールに含まれる要素とは、検査 ID で特定される検査、検査に対して割り当てられている検査室、検査開始予定時刻情報、検査終了予定時刻情報、担当医師、スコープ 30 であり、また洗浄スケジュールに含まれる要素とは、スコープ 30 に対して割り当てられている洗浄機、洗浄開始予定時刻情報、洗浄終了予定時刻情報である。なお実施例 5（図 38）に示すように、洗浄スケジュールにおいて、洗浄処理に担当者が割り当てられている場合には、洗浄スケジュールに含まれる要素に、担当者情報も含まれる。

[0420] ここで再スケジュール処理部 172 は、検査 E 22、E 27 を医師 C が担当できないことを検査スケジュール管理部 110 に通知して、検査スケジュール要素の変更を指示する。このとき再スケジュール処理部 172 は、医師 C の検査不能時間帯も通知する。これにより検査スケジュール管理部 110 は、検査 E 22、E 27 に割り当てられた担当医師 C を削除し、医師割当部 129 に対して、検査 E 22、E 27 に、医師 C 以外の別の医師を割り当てることを指示する。

[0421] 図 84 は、検査 E 22、E 27 に割り当てられていた医師 C を削除した状態を示す。

医師割当部 129 は、検査 E 22、E 27 に未割当となった医師を割り当てる処理を実行する。なおスケジュール要素を変更すると、後のスケジュール要素に影響がある場合がある。そのため医師割当部 129 は、検査 E 22、E 27 のうち、先に予定されている検査 E 22 の医師割当処理を実行し、その後、検査 E 27 の医師割当処理を実行する。

[0422] 図 8 3 に示す医師割当部 1 2 9 において、技能テーブル参照部 1 8 0 は、医師技能テーブルにおいて、検査 E 2 2 の種別（上部ルーチン）のレコードを参照し、検査 E 2 2 を実施可能な医師を割当可能医師特定部 1 8 2 に知らせる。このレコードには上部ルーチン検査を単独実施可能な医師として、医師 A、B、C、D、E が記録されており、したがって技能テーブル参照部 1 8 0 は、医師 A～E の全てが検査 E 2 2 を実施できることを割当可能医師特定部 1 8 2 に通知する。

[0423] 割当可能医師特定部 1 8 2 は、通知された医師の中から、検査スケジュール管理部 1 1 0 からの指示にしたがって医師 C を除外する。これにより割当可能医師特定部 1 8 2 は、医師 A、B、D、E を、割当可能医師として特定し、医師割当実行部 1 8 4 に通知する。

[0424] 実施例 1 3 において、医師割当実行部 1 8 4 は、検査の開始時刻がスケジュール通り、または最小の遅延となるように、検査に医師を割り当てる。検査 E 2 2 に対して、医師 A、B、D、E が、割当可能医師として特定されており、医師割当実行部 1 8 4 は、各割当可能医師を検査 E 2 2 に割り当てた場合の開始予定時刻を導出し、導出した開始予定時刻が最も早くなる医師を決定する。なお医師は、前の検査終了から 5 分経過後に、次の検査担当可能であるとする。

[0425] 医師 A を検査 E 2 2 に割り当てる場合、医師 A の前検査 E 1 9 の終了予定時刻が 1 0 : 2 0 であるため、医師 A は、検査 E 2 2 の開始予定時刻（1 0 : 2 5）から、検査を開始できる。

医師 B を検査 E 2 2 に割り当てる場合、医師 B の前検査 E 2 0 の終了予定時刻が 1 0 : 3 0 であるため、医師 B は、検査 E 2 2 の開始予定時刻（1 0 : 2 5）から 1 0 分遅れで、検査を開始できる。

医師 D を検査 E 2 2 に割り当てる場合、医師 D の前検査 E 2 3 の終了予定時刻が 1 0 : 4 0 であるため、医師 D は、検査 E 2 2 の開始予定時刻（1 0 : 2 5）から 2 0 分遅れで、検査を開始できる。

医師 E を検査 E 2 2 に割り当てる場合、医師 E の前検査 E 2 1 の終了予定

時刻が１０：３０であるため、医師Ｅは、検査Ｅ２２の開始予定時刻（１０：２５）から１０分遅れで、検査を開始できる。

[0426] 以上の検証の結果、医師Ａを検査Ｅ２２に割り当てると、検査Ｅ２２を、遅延なく予定通りに開始できることが判定される。そこで医師割当実行部１８４は、検査Ｅ２２に、医師Ａを割り当てる。

[0427] 図８５は、検査Ｅ２２に医師Ａを割り当てた状態を示す。

医師割当実行部１８４が、検査Ｅ２２に医師Ａを割り当てた後、検査スケジュール管理部１１０は、医師Ａを検査Ｅ２２に割り当てたことで、検査室間における検査スケジュールの間で矛盾が生じるか否かを調査する。ここで矛盾が生じる場合とは、医師情報に関して言えば、同一の医師が時間的に重複する複数の検査に割り当てられている場合であり、またスコープ３０に関して言えば、１つのスコープ３０が、時間的に重複する複数の検査に割り当てられている場合、洗浄終了前のスコープ３０が検査に割り当てられている場合である。

[0428] 実施例１３において、同一医師が時間的に重複する複数の検査に割り当てられており、また１つのスコープ３０が、時間的に重複する複数の検査に割り当てられている場合には、検査スケジュール管理部１１０が、開始予定時刻の遅い検査を後ろにずらすように調整して、矛盾を解消するように検査スケジュールを再スケジュールリングする。また洗浄終了前のスコープ３０が検査に割り当てられている場合には、検査スケジュール管理部１１０が、スコープ３０の洗浄終了予定時刻以後を開始時刻とするように検査を調整して、矛盾を解消するように検査スケジュールを再スケジュールリングする。

[0429] 洗浄スケジュール管理部１３０は、変更された検査スケジュールと、洗浄スケジュールとの間で矛盾が生じるか否かを調査する。ここで矛盾が生じる場合とは、洗浄スケジュールにおいて、検査終了前のスコープ３０が洗浄に割り当てられている場合である。

[0430] 洗浄スケジュールにおいて、検査終了前のスコープ３０が洗浄に割り当てられている場合、洗浄スケジュール管理部１３０は、洗浄開始予定時刻が検

査終了予定時刻以降となるように洗浄処理を後ろに調整して、矛盾を解消するように洗浄スケジュールを再スケジュールリングする。

[0431] 検査スケジュール管理部 110 および洗浄スケジュール管理部 130 が、それぞれ矛盾を解消するように交互に予定を後ろにずらすように調整して再スケジュールリングすることで、最終的に矛盾のないスケジュールを再設定できるようになる。

[0432] ここで検査 E 22 に医師 A を割り当てた結果、検査スケジュール管理部 110 は検査スケジュールに矛盾が生じていないことを確認し、また洗浄スケジュール管理部 130 は洗浄スケジュールに矛盾が生じていないことを確認する。これにより検査 E 22 への医師 A の割当は確定する。

[0433] 次に技能テーブル参照部 180 は、医師技能テーブルにおいて、検査 E 27 の種別（下部精査）のレコードを参照し、検査 E 27 を実施可能な医師を割当可能医師特定部 182 に知らせる。このレコードには下部精査検査を単独実施可能な医師として、医師 A、B、C が記録されており、したがって技能テーブル参照部 180 は、医師 A、B、C が検査 E 27 を実施できることを割当可能医師特定部 182 に通知する。

[0434] 割当可能医師特定部 182 は、通知された医師の中から、検査スケジュール管理部 110 からの指示にしたがって医師 C を除外する。これにより割当可能医師特定部 182 は、医師 A、B を、割当可能医師として特定し、医師割当実行部 184 に通知する。

[0435] 医師割当実行部 184 は、各割当可能医師を検査 E 27 に割り当てた場合の開始予定時刻を導出し、導出した開始予定時刻が最も早くなる医師を決定する。なお医師は、前の検査終了から 5 分経過後に、次の検査を担当可能であるとする。

[0436] 医師 A を検査 E 27 に割り当てる場合、医師 A の前検査 E 26 の終了予定時刻が 10 : 50 であるため、医師 A は、検査 E 27 の開始予定時刻（10 : 45）から 10 分遅れで、検査を開始できる。

医師 B を検査 E 27 に割り当てる場合、医師 B の前検査 E 25 の終了予定

時刻が10:45であるため、医師Bは、検査E27の開始予定時刻(10:45)から5分遅れで、検査を開始できる。

[0437] 以上の検証の結果、医師Bを検査E27に割り当てると、検査E27を、最小の遅延時間で開始できることが判定される。そこで医師割当実行部184は、検査E27に、医師Bを割り当てる。

[0438] 図86は、検査E27に医師Bを割り当てた状態を示す。

医師割当実行部184が、検査E27に医師Bを割り当てた後、検査スケジュール管理部110は、医師Bを検査E27に割り当てたことで、検査室間における検査スケジュールの間で矛盾が生じるか否かを調査する。同一医師が時間的に重複する複数の検査に割り当てられており、また1つのスコープ30が、時間的に重複する複数の検査に割り当てられている場合には、検査スケジュール管理部110が、開始予定時刻の遅い検査を時間的に後ろにずらすように変更して、矛盾を解消するように検査スケジュールを再スケジュールリングする。また洗浄終了前のスコープ30が検査に割り当てられている場合には、検査スケジュール管理部110が、スコープ30の洗浄終了予定時刻以後を開始時刻とするように検査を調整して、矛盾を解消するように検査スケジュールを再スケジュールリングする。

[0439] ここで検査E27に対して割り当てられた医師Bは、検査予定時間が重複する検査E29、E31の担当医師となっており、検査スケジュール管理部110は、検査スケジュールに矛盾が生じていることを判定する。そこで検査スケジュール管理部110は、第2検査室20bにおける検査B31以降の検査、第3検査室20cにおける検査E29以降の検査の時間枠を、矛盾が解消するところまで後ろにずらすように変更する。

[0440] 次に洗浄スケジュール管理部130は、変更された検査スケジュールと、洗浄スケジュールとの間で矛盾が生じるか否かを調査する。洗浄スケジュールにおいて、検査終了前のスコープ30が洗浄に割り当てられている場合、洗浄スケジュール管理部130は、洗浄開始予定時刻が検査終了予定時刻以降となるように洗浄処理の時間を調整して、矛盾を解消するように洗浄スケ

ジュールを再スケジュールリングする。

[0441] 検査スケジュール管理部 110 および洗浄スケジュール管理部 130 が、それぞれ矛盾を解消するように交互に予定を後ろにずらすように調整して再スケジュールリングすることで、最終的に矛盾のないスケジュールを再設定できる。具体的には、矛盾のないように変更された検査スケジュールまたは洗浄スケジュールの一方に対して、検査スケジュールまたは洗浄スケジュールの他方に矛盾がないことが判定されたときに、検査スケジュールおよび洗浄スケジュールが確定される。

[0442] 図 87 は、検査スケジュールおよび洗浄スケジュールを再スケジュールリング処理した結果を示す。実施例 13 においては、検査室における検査の順番や割当スコープ 30、また検査 E22、E27 以外の担当医師を変更しないように再スケジュールリングしている。医師等は、1 日の検査業務開始前にスケジュール情報を確認し、どの時間にどの検査室でどのような検査を行うかを頭に入れていることが多い。そのため実施例 13 のように、業務開始前に予め設定されたスケジュール情報を可能な限り維持することは、業務の効率化に関して意義がある。

[0443] <実施例 14>

実施例 13 においては、医師 C の都合により、医師割当が解消された検査 E22、E27 に対して、医師割当部 129 が医師を再割当する例を説明した。これにより業務開始前のスケジュール情報がほぼ維持されるようになっているが、図 87 に示すように、検査スケジュールおよび洗浄スケジュールにおいて若干の遅延が生じていた。そこで実施例 14 ではスケジュールの遅延をなくし、または可能な限り低減する再スケジュールリング処理について説明する。

[0444] 実施例 13 と同様、入力受付部 176 は、端末装置 12 を介してユーザからの入力操作を受け付ける。医師 C または看護師等のユーザが、医師 C が検査を担当できない時間帯を、入力インタフェースから入力すると、入力受付部 176 は、医師 C の検査不能時間帯（10:25～11:00）を受け付

け、状況情報取得部 170 に提供する。状況情報取得部 170 は、医師 C の検査不能時間帯を、医師の状況を示す状況情報として取得し、再スケジュール処理部 172 に提供する。

[0445] 再スケジュール処理部 172 は、状況情報にもとづいて、図 76 に示す検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールに含まれる要素の変更が必要であるか否かを判定する。具体的に再スケジュール処理部 172 は、状況情報として医師 C の検査不能時間帯（10：25～11：00）を受け取ると、検査スケジュール保持部 206 から検査スケジュール情報を読み出して、検査不能時間帯に医師 C が担当する検査が存在するか判断する。

[0446] 図 76 の検査スケジュールを参照して、10：25～11：00 の間に医師 C が担当する検査には、検査 E 22（10：25～10：30）と、検査 E 27（10：45～11：10）が存在する。そこで再スケジュール処理部 172 は、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更が必要であることを判定する。

[0447] 再スケジュール処理部 172 は、状況情報にもとづいて洗浄スケジュールおよび／または検査スケジュールの変更が必要であることを判定すると、検査スケジュール管理部 110 または洗浄スケジュール管理部 130 の少なくとも 1 つに対して、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールに含まれる要素の変更を指示する。ここで再スケジュール処理部 172 は、検査 E 22、E 27 を医師 C が担当できないことを検査スケジュール管理部 110 に通知して、検査スケジュール要素の変更を指示する。このとき再スケジュール処理部 172 は、医師 C の検査不能時間帯も通知する。実施例 14 において検査スケジュール管理部 110 は、検査不能時間帯に検査開始予定時刻が含まれる全ての検査室の検査を抽出して、抽出した検査から、検査に割り当てたスコープ情報を削除する。

[0448] 図 88 は、検査スケジュールと、医師 C の検査不能時間帯との関係を示す。図 88 において医師 C の検査不能時間帯を黒太枠線で囲んでいる。検査スケジュール管理部 110 は検査不能時間帯に検査開始が予定されている全て

の検査室の検査を抽出する。

[0449] 図89は、検査に割り当てたスコープ情報を削除した状態を示す。検査スケジュール管理部110は、医師Cの検査不能時間帯に検査開始予定時刻が含まれる検査として、検査E22～E30を抽出し、割り当てたスコープ情報を削除する。検査スケジュール管理部110は、スコープ情報の削除後、医師割当部129に対して、検査E22～E30に、医師Cとは異なる医師を割り当てることを指示する。

[0450] 図90は、医師技能テーブルの別の例を示す。この医師技能テーブルは、検査種別に対して、医師が対応可能であるか否かを示す情報と、優先的に割り当てるべき医師を示す優先順位と対応付けて記録する。ここで「優先1」は、最も優先的に割り当てられるべき医師であり、「優先2」は、2番目に優先的に割り当てられるべき医師であり、「優先3」は、3番目に優先的に割り当てられるべき医師である。

[0451] 優先順位は、検査種別に対応可能な医師の技能に応じて定められる。たとえば上部ルーチン検査は、全ての医師A～Eにより対応可能であるが、比較的技能を要しない検査であるため、できるだけ経験の浅い医師に担当させることが好ましい。そこで上部ルーチン検査に対しては、医師D、Eが「優先1」に設定され、医師A～Cが、優先「2」に設定されている。

[0452] また下部精査検査は、医師A～Cが対応可能であり、医師D、Eは対応不能であるため、医師A～Cが「優先1」に設定され、優先2以降の順位は設定されていない。このように難度の高い検査種別は、難度の低い検査種別よりも対応可能な医師数が少ないと言える。

[0453] 図89に戻り、医師割当部129は、検査E22～E30に未割当となった医師を割り当てる処理を実行する。実施例14において医師割当部129は、図90に示す医師技能テーブルの割当優先順位にもとづいて、医師の再割当処理を実行する。この再割当処理においては、最初に難度の高い検査に対して医師を割り当てるようにする。これは難度の高い検査は、割当可能な医師が少ないためである。検査の難度の高低は、対応可能な医師数によって

判断され、したがって検査E 2 2～E 3 0のうち、検査E 2 7の下部精査検査が最も難度が高く、検査E 2 3の下部ルーチン検査、および検査E 2 2、E 2 4～E 2 6、E 2 8～E 3 0の上部ルーチン検査の難度は検査E 2 7よりも低く、これらは同じである。このように検査の難度は、対応可能な医師数によって判断されてもよいが、予め検査種別の難度を定めたテーブルが用意されて、そのテーブルを参照して、難度の高低が判断されてもよい。

[0454] この実施例1 4において、医師の割当順序は、検査E 2 7が1番目であり、あとは、検査開始予定時刻の早い順となる。

[0455] 最初に医師割当部1 2 9は、検査E 2 7に割り当てる医師の決定処理を行う。

図8 3に示す医師割当部1 2 9において、技能テーブル参照部1 8 0は、医師技能テーブルにおいて、検査E 2 7の種別（下部精査）の優先順位を参照し、優先1を設定されている医師A～Cを割当可能医師特定部1 8 2に通知する。割当可能医師特定部1 8 2は、通知された医師A～Cの中から、検査スケジュール管理部1 1 0からの指示にしたがって医師Cを除外する。これにより割当可能医師特定部1 8 2は、医師A、Bを、割当可能医師として特定し、医師割当実行部1 8 4に通知する。

[0456] 医師割当実行部1 8 4は、検査E 2 7とは異なる検査室において、検査E 2 7の開始予定時刻よりも後に終了予定となっている検査の医師、および検査E 2 7の終了予定時刻より前に開始予定となっている検査の医師と重複しないように、検査E 2 7に割り当てる医師を決定する。割当可能医師A、Bのうち、医師Aは、時間的に重複する検査には割り当てられておらず、一方で医師Bは検査E 3 1に割り当てられているため、医師割当実行部1 8 4は、検査E 2 7に、医師Aを割り当てる。

[0457] 次に医師割当部1 2 9は、検査E 2 2に割り当てる医師の決定処理を行う。

技能テーブル参照部1 8 0は、医師技能テーブルにおいて、検査E 2 2の種別（上部ルーチン）の優先順位を参照し、優先1を設定されている医師D

、Eを割当可能医師特定部182に通知する。これにより割当可能医師特定部182は、医師D、Eを、割当可能医師として特定し、医師割当実行部184に通知する。

[0458] 医師割当実行部184は、検査E22とは異なる検査室において、検査E22の開始予定時刻よりも後に終了予定となっている検査の医師、および検査E22の終了予定時刻より前に開始予定となっている検査の医師と重複しないように、検査E22に割り当てる医師を決定する。割当可能医師D、Eのうち、医師Dは、時間的に重複する検査には割り当てられておらず、一方で医師Eは検査E21に割り当てられているため、医師割当実行部184は、検査E22に、医師Dを割り当てる。

[0459] 次に医師割当部129は、検査E23に割り当てる医師の決定処理を行う。

技能テーブル参照部180は、医師技能テーブルにおいて、検査E23の種別（下部ルーチン）の優先順位を参照し、優先1を設定されている医師Dを割当可能医師特定部182に通知する。これにより割当可能医師特定部182は、医師Dを、割当可能医師として特定し、医師割当実行部184に通知する。

[0460] 医師割当実行部184は、検査E23とは異なる検査室において、検査E23の開始予定時刻よりも後に終了予定となっている検査の医師、および検査E23の終了予定時刻より前に開始予定となっている検査の医師と重複しないように、検査E23に割り当てる医師を決定する。ここで医師Dは、検査E22に割り当てられているため、医師割当実行部184は、検査E22に、医師Dを割り当てられないことを判定する。

[0461] この判定結果を受けて、技能テーブル参照部180は、医師技能テーブルにおいて、検査E23の種別（下部ルーチン）の優先順位を参照し、優先2を設定されている医師A～Cを割当可能医師特定部182に通知する。割当可能医師特定部182は、通知された医師A～Cの中から、検査スケジュール管理部110からの指示にしたがって医師Cを除外する。これにより割当

可能医師特定部 182 は、医師 A、B を、割当可能医師として特定し、医師割当実行部 184 に通知する。

[0462] 医師割当実行部 184 は、検査 E23 とは異なる検査室において、検査 E23 の開始予定時刻よりも後に終了予定となっている検査の医師、および検査 E23 の終了予定時刻より前に開始予定となっている検査の医師と重複しないように、検査 E23 に割り当てる医師を決定する。割当可能医師 A、B のうち、医師 A は、時間的に重複する検査には割り当てられておらず、一方で医師 B は検査 E20 に割り当てられているため、医師割当実行部 184 は、検査 E23 に、医師 A を割り当てる。

[0463] 医師割当部 129 は、以上の処理を、残りの検査 E24～26、E28～E30 に対しても実行する。これにより検査 E22～E30 に対して、医師 C を除いた医師が再割当されることになる。なお医師割当実行部 184 が、医師を時間的に重複しないように割り当てられない場合には、検査スケジュール管理部 110 にその旨を通知し、これにより検査スケジュール管理部 110 は、検査の時間枠を時間的に後ろにずらすよう調整して、検査スケジュールを変更する。

[0464] 図 91 は、医師の再スケジュールリング処理を行った結果を示す。

この再スケジュールリング結果において、医師 A は、時間的に連続する検査 E27 と検査 E33 に割り当てられており、また医師 D も、時間的に連続する検査 E30 と E32 に割り当てられている。医師が、前の検査終了から 5 分経過後に、次の検査を担当可能であるとする場合には、検査 E33、E32 を、それぞれ 5 分ずつ後ろに繰り下げるように、それぞれの時間枠を変更してもよい。

[0465] なお実施例 13、14 においては、検査業務の開始後、医師 C の都合が悪くなった場合に医師を検査に割り当てるケースについて説明したが、実施例 5 に関連して説明した洗浄担当者の都合が悪くなった場合においても、実施例 13、14 の再スケジュールリング処理を適用できる。

[0466] 以上、本発明の再スケジュールリング処理を実施例 12～14 をもとに説明

した。この実施例は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。

[0467] たとえば実施形態および実施例において、検査に医師を割り当てる医師割当部 129、および、洗浄業務の担当者を割り当てる担当者割当部 149 について説明した。たとえば情報管理装置 10 においては、検査を補助するための補助作業実施者を検査に割り当てる補助作業実施者割当部を、さらに設けてもよい。

[0468] また検査スケジュールにおいて、割り当てられた要素を変更できない検査も存在する。たとえば患者や医師の都合により、ある時間帯でしか検査できない事情があれば、その検査の検査開始予定時刻を動かすことはできない。また特殊な技能を要する検査であれば、その技能をもつ医師しか検査を担当することができないため、少なくとも当該検査の担当医師を変更することはできない。また同一タイプのスコープ 30 であっても、最新式から旧式のものまで様々なものが存在するが、たとえば特殊な検査では、最新式のスコープ 30 しか使用できないこともある。

[0469] そこで変形例においては、変更不可検査特定部 174 が、検査スケジュールにおいて内視鏡検査に対して予め割り当てられた複数の要素のうち、少なくとも一つの要素の変更を不可とする内視鏡検査を特定する。端末装置 12 には、キーボードやマウスなどの入力インタフェースが接続されており、入力受付部 176 は、端末装置 12 を介してユーザからの入力操作を受け付ける。たとえば検査スケジュールが生成されたときに、ユーザが、要素の変更を不可とする検査を指定すると、入力受付部 176 が、ユーザからの指定操作を受け付け、変更不可検査特定部 174 が、要素変更を不可とする内視鏡検査を特定する。なおユーザは、内視鏡検査のスケジュールを構成する複数の要素の中から、変更を不可とする要素を指定できるようにされてもよい。

[0470] ここで検査スケジュールを構成する要素は、割り当てられている検査室、検査開始予定時刻情報、検査終了予定時刻情報、担当医師、スコープ ID を

少なくとも含む。たとえばユーザは、これらの要素のうち、スコープ 1 D の変更を禁止することを指定できる。このような指定を行った場合、検査室、検査予定時刻、担当医師に関しては変更可能であり、変更不可検査特定部 174 は、変更不可とされる検査要素を特定して、再スケジューリング処理に際して、かかる検査要素が変更されないようにする。

[0471] 実施例 12～14 で説明した再スケジューリング処理において、変更不可検査特定部 174 は、検査に対して予め割り当てられた要素のうち、少なくとも一つの変更を不可とする検査を特定する。再スケジュール処理部 172 は、変更不可検査特定部 174 により特定される検査の変更を不可とされた要素を検査スケジュール管理部 110 に通知して、当該要素の変更を禁止させてよい。これにより検査スケジュール管理部 110 は、通知された検査スケジュールの要素については変更せず、他のスケジュール要素について再スケジューリング処理を実施する。

[0472] また変更不可検査特定部 174 によりスケジュール要素の変更を不可とする検査を特定し、再スケジュール処理部 172 が、変更を不可とされたスケジュール要素を検査スケジュール管理部 110 に通知することを説明したが、これにより検査スケジュール管理部 110 が、変更を不可とされていない検査スケジュールの要素を変更する際に、割り当てるスコープ 30 が不足して、スケジュールが大幅に遅延するなどの事態が生じる可能性がある。

[0473] そこで検査スケジュール管理部 110 は、再スケジューリングに関する所定の再スケジュール条件を保持し、この再スケジュール条件が満たされない場合には、ユーザに、検査スケジュールの変更ができないことを通知する。再スケジュール条件は、検査開始の遅延が所定時間（たとえば 1 時間）内に収まることに設定されていてよい。変更不可検査特定部 174 により変更を不可とされたスケジュール要素が存在する場合に、第 1 割当処理部 120 は、スコープ 30 の割当や医師の割当に際して、変更を禁止されるスケジュール要素が存在することで、その割当自由度にも制限がかかる。そのため検査スケジュール管理部 110 が、第 1 割当処理部 120 にスケジュール要素の

再割当処理を行わせて、検査スケジュールの要素を変更する際に、所定の再スケジュール条件が満たされない場合には、ユーザに、検査スケジュールの変更ができないことを通知することが好ましい。

[0474] なお再スケジュール条件を満たし、検査スケジュールを変更できる場合であっても、検査スケジュール管理部 110 は、検査の時間枠を調整した場合には、ユーザに、その旨を通知することが好ましい。これにより医師等のユーザは、検査終了が予定よりも遅れることを認識し、検査終了後の自身の予定を見直すなどの対応をとることが可能となる。

[0475] 本願では、様々なスケジューリングおよび再スケジューリングアルゴリズムを提案したが、これらのいくつかを利用することで、検査スケジュールおよび洗浄スケジュールを、複数種類作成することも可能である。そのため表示処理部 150 は、変更した検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールを端末装置 12 のディスプレイに表示する機能を有し、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの候補が複数存在する場合には、各候補をディスプレイに表示して、ユーザがいずれかの候補を選択できるようにしてもよい。ユーザが、いずれかの候補を選択すると、検査スケジュール管理部 110 および洗浄スケジュール管理部 130 が、選択された検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更を確定する。

符号の説明

[0476] 1・・・内視鏡検査業務支援システム、2・・・ネットワーク、10・・・情報管理装置、12・・・端末装置、14・・・保管庫、20a・・・第1検査室、20b・・・第2検査室、20c・・・第3検査室、20d・・・第4検査室、22a, 22b, 22c, 22d・・・内視鏡観察装置、30・・・スコープ、40・・・洗浄室、50a・・・第1洗浄機、50b・・・第2洗浄機、50c・・・第3洗浄機、50d・・・第4洗浄機、100・・・処理部、110・・・検査スケジュール管理部、120・・・第1割当処理部、122・・・検査抽出部、124・・・スコープ特定部、126・・・スコープ割当部、128・・・スコープ割当可否確認部、129・・・

・医師割当部、１３０・・・洗浄スケジュール管理部、１４０・・・第２割当処理部、１４２・・・洗浄機特定部、１４４・・・洗浄機割当部、１４６・・・終了時刻判定部、１４８・・・洗浄機割当可否確認部、１４９・・・担当者割当部、１５０・・・表示処理部、１５２・・・表示内容導出部、１５４・・・期間指定部、１６０・・・使用状況監視部、１７０・・・状況情報取得部、１７２・・・再スケジュール処理部、１７４・・・変更不可検査特定部、１７６・・・入力受付部、２００・・・記憶部、２０２・・・オーダ情報記憶部、２０４・・・スコープ順位保持部、２０６・・・検査スケジュール保持部、２０８・・・洗浄スケジュール保持部、２１０・・・検査種別マスタテーブル、２２０・・・所有スコープ情報記憶部、２２２・・・所有スコープマスタテーブル、２２４・・・使用状況記憶部、２２６・・・洗浄機順位保持部、２２８・・・割当スコープ情報保持部、２３０・・・割当担当者情報保持部、２３２・・・履歴記録部。

産業上の利用可能性

[0477] 本発明は、内視鏡検査業務に利用できる。

請求の範囲

[請求項1]

内視鏡検査を実施する検査室と、検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報と、内視鏡検査の検査内容に関する検査種別情報を含む複数の内視鏡検査の検査スケジュールを管理する検査スケジュール管理部と、

前記検査スケジュール管理部で管理されている各々の内視鏡検査に対し、複数の内視鏡の中から使用する内視鏡を割り当てる第1割当処理部と、

複数の洗浄機の中から、前記各々の内視鏡検査で使用される内視鏡を洗浄するための洗浄機を割り当てる第2割当処理部と、

洗浄機と、洗浄開始予定時刻情報および洗浄終了予定時刻情報を含む複数の内視鏡の洗浄スケジュールを管理する洗浄スケジュール管理部と、を備える内視鏡検査業務支援システムであって、

当該内視鏡検査業務支援システムは、

検査の状況に関する状況情報を取得する状況情報取得部と、

前記状況情報にもとづいて、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更が必要であることを判定する再スケジュール処理部と、をさらに備え、

前記再スケジュール処理部は、前記検査スケジュール管理部または前記洗浄スケジュール管理部の少なくとも1つに対して、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールに含まれる要素の変更を指示する、

ことを特徴とする内視鏡検査業務支援システム。

[請求項2]

検査スケジュールにおいて内視鏡検査に対して予め割り当てられた要素のうち、少なくとも一つの変更を不可とする内視鏡検査を特定する変更不可検査特定部をさらに備え、

前記再スケジュール処理部は、前記変更不可検査特定部により特定される内視鏡検査の変更を不可とされた要素を前記検査スケジュール

管理部に通知して、当該要素の変更を禁止させる、

ことを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡検査業務支援システム。

[請求項3] 前記変更不可検査特定部は、内視鏡検査に対して予め割り当てられた要素の全ての変更を不可とする内視鏡検査を特定し、

前記再スケジュール処理部は、前記変更不可検査特定部により特定される内視鏡検査以外の検査に関する検査スケジュールに含まれる要素の変更を指示する、

ことを特徴とする請求項 2 に記載の内視鏡検査業務支援システム。

[請求項4] 前記再スケジュール処理部が、変更を不可とされた要素を前記検査スケジュール管理部に通知した後、前記検査スケジュール管理部が、変更を不可とされていない検査スケジュールの要素を変更する際に、所定の再スケジュール条件が満たされない場合には、ユーザに、検査スケジュールの変更ができないことを通知する、

ことを特徴とする請求項 2 または 3 に記載の内視鏡検査業務支援システム。

[請求項5] 変更した検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールをディスプレイに表示する表示処理部をさらに備え、

前記表示処理部は、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの候補が複数存在する場合に、各候補をディスプレイに表示し、

ユーザがいずれかの候補を選択すると、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更が確定される、

ことを特徴とする請求項 1 から 4 のいずれかに記載の内視鏡検査業務支援システム。

[請求項6] 前記検査スケジュール管理部は、スケジュール要素の変更指示にもとづいて、検査スケジュールの変更が必要となる検査室を特定し、特定した検査室における内視鏡検査の検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報を変更する、

ことを特徴とする請求項 1 から 5 のいずれかに記載の内視鏡検査業

務支援システム。

[請求項7] 前記第2割当処理部は、前記第1割当処理部により、検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報を変更された内視鏡検査に対して割り当てられた内視鏡の検査終了予定時刻以後の時刻が洗浄開始予定時刻となるように、当該内視鏡を洗浄するための洗浄機を割り当て、

前記第1割当処理部は、前記第2割当処理部により内視鏡に対して割り当てられた洗浄機による洗浄終了予定時刻以後の時刻が検査開始予定時刻となるように、内視鏡検査に対し当該内視鏡を割り当てる、

ことを特徴とする請求項6に記載の内視鏡検査業務支援システム。

[請求項8] 検査予約のキャンセルが発生した場合、前記検査スケジュール管理部は、キャンセルされた検査よりも後に予定されている同種の検査を繰り上げる、

ことを特徴とする請求項1から7のいずれかに記載の内視鏡検査業務支援システム。

[請求項9] 内視鏡検査を実施する検査室と、検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報と、内視鏡検査の検査内容に関する検査種別情報を含む複数の内視鏡検査の検査スケジュールを管理する検査スケジュール管理部と、

前記検査スケジュール管理部で管理されている各々の内視鏡検査に対し、複数の内視鏡の中から使用する内視鏡を割り当てる第1割当処理部と、

複数の洗浄機の中から、前記各々の内視鏡検査で使用される内視鏡を洗浄するための洗浄機を割り当てる第2割当処理部と、

洗浄機と、洗浄開始予定時刻情報および洗浄終了予定時刻情報を含む複数の内視鏡の洗浄スケジュールを管理する洗浄スケジュール管理部と、を備える内視鏡検査業務支援システムであって、

当該内視鏡検査業務支援システムは、

内視鏡の状況に関する状況情報を取得する状況情報取得部と、

前記状況情報にもとづいて、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更が必要であることを判定する再スケジュール処理部と、をさらに備え、

前記再スケジュール処理部は、前記検査スケジュール管理部または前記洗浄スケジュール管理部の少なくとも1つに対して、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールに含まれる要素の変更を指示する、

ことを特徴とする内視鏡検査業務支援システム。

[請求項10] 前記状況情報取得部は、使用する内視鏡を特定する識別情報を、状況情報として取得し、

前記再スケジュール処理部は、前記状況情報取得部が取得した内視鏡識別情報が、検査スケジュールにおいて前記第1割当処理部により内視鏡検査に対して割り当てられた内視鏡の識別情報とは異なる場合に、前記検査スケジュール管理部または前記洗浄スケジュール管理部の少なくとも1つに対して、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールに含まれる要素の変更を指示する、

ことを特徴とする請求項9に記載の内視鏡検査業務支援システム。

[請求項11] 前記検査スケジュール管理部は、検査スケジュールにおいて内視鏡検査に対して割り当てられた内視鏡の識別情報を、状況情報として取得した内視鏡の識別情報に変更し、また前記洗浄スケジュール管理部は、洗浄スケジュールにおける内視鏡の洗浄予定を、前記状況情報として取得した内視鏡の洗浄予定に変更する、

ことを特徴とする請求項10に記載の内視鏡検査業務支援システム。

[請求項12] 前記検査スケジュール管理部は、検査スケジュールにおいて変更した内視鏡が、その後に予定されている検査にスケジュール通りに使用できるか否かを判断する、

ことを特徴とする請求項 11 に記載の内視鏡検査業務支援システム

。

[請求項13] 前記状況情報取得部が、検査スケジュールにおいて前記第1割当処理部により内視鏡検査に対して割り当てられた内視鏡の識別情報に加えて、割り当てられた識別情報とは異なる識別情報を取得した場合に、前記検査スケジュール管理部は、検査スケジュールにおいて内視鏡検査に対して割り当てられた内視鏡の識別情報に加えて、取得した異なる識別情報を、検査スケジュールに登録する、

ことを特徴とする請求項 10 に記載の内視鏡検査業務支援システム

。

[請求項14] 前記状況情報取得部は、内視鏡の識別情報を、使用不可の状態にあることを示す情報とともに、状況情報として取得し、

前記再スケジュール処理部は、使用不可の状態になった内視鏡の識別情報を、前記検査スケジュール管理部または前記洗浄スケジュール管理部の少なくとも1つに通知する、

ことを特徴とする請求項 9 から 13 のいずれかに記載の内視鏡検査業務支援システム。

[請求項15] 検査スケジュールにおいて内視鏡検査に対して予め割り当てられた要素のうち、少なくとも一つの変更を不可とする内視鏡検査を特定する変更不可検査特定部をさらに備え、

前記再スケジュール処理部は、前記変更不可検査特定部により特定される内視鏡検査の変更を不可とされた要素を前記検査スケジュール管理部に通知して、当該要素の変更を禁止させる、

ことを特徴とする請求項 9 から 14 のいずれかに記載の内視鏡検査業務支援システム。

[請求項16] 前記再スケジュール処理部が、変更を不可とされた要素を前記検査スケジュール管理部に通知した後、前記検査スケジュール管理部が、変更を不可とされていない検査スケジュールの要素を変更する際に、

所定の再スケジュール条件が満たされない場合には、ユーザに、検査スケジュールの変更ができないことを通知する、

ことを特徴とする請求項 15 に記載の内視鏡検査業務支援システム。

[請求項17] 変更した検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールをディスプレイに表示する表示処理部をさらに備え、

前記表示処理部は、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの候補が複数存在する場合に、各候補をディスプレイに表示し、

ユーザがいずれかの候補を選択すると、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更が確定される、

ことを特徴とする請求項 9 から 16 のいずれかに記載の内視鏡検査業務支援システム。

[請求項18] 内視鏡検査を実施する検査室と、検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報と、内視鏡検査の検査内容に関する検査種別情報を含む複数の内視鏡検査の検査スケジュールを管理する検査スケジュール管理部と、

前記検査スケジュール管理部で管理されている各々の内視鏡検査に対し、複数の内視鏡の中から使用する内視鏡を割り当てる第 1 割当処理部と、

複数の洗浄機の中から、前記各々の内視鏡検査で使用される内視鏡を洗浄するための洗浄機を割り当てる第 2 割当処理部と、

洗浄機と、洗浄開始予定時刻情報および洗浄終了予定時刻情報を含む複数の内視鏡の洗浄スケジュールを管理する洗浄スケジュール管理部と、を備える内視鏡検査業務支援システムであって、

当該内視鏡検査業務支援システムは、

洗浄機の状況に関する状況情報を取得する状況情報取得部と、

前記状況情報にもとづいて、洗浄スケジュールおよび／または検査スケジュールの変更が必要であることを判定する再スケジュール処理

部と、をさらに備え、

前記再スケジュール処理部は、前記洗浄スケジュール管理部または前記検査スケジュール管理部の少なくとも1つに対して、洗浄スケジュールおよび／または検査スケジュールに含まれる要素の変更を指示する、

ことを特徴とする内視鏡検査業務支援システム。

[請求項19]

前記洗浄スケジュール管理部は、スケジュール要素の変更指示にもとづいて、洗浄スケジュールの変更が必要となる洗浄機を特定し、特定した洗浄機における洗浄開始予定時刻情報および洗浄終了予定時刻情報を変更する、

ことを特徴とする請求項18に記載の内視鏡検査業務支援システム

。

[請求項20]

内視鏡検査を実施する検査室と、検査開始予定時刻情報および検査終了予定時刻情報と、内視鏡検査の検査内容に関する検査種別情報を含む複数の内視鏡検査の検査スケジュールを管理する検査スケジュール管理部と、

前記検査スケジュール管理部で管理されている各々の内視鏡検査に対し、複数の内視鏡の中から使用する内視鏡を割り当てる第1割当処理部と、

複数の洗浄機の中から、前記各々の内視鏡検査で使用される内視鏡を洗浄するための洗浄機を割り当てる第2割当処理部と、

洗浄機と、洗浄開始予定時刻情報および洗浄終了予定時刻情報を含む複数の内視鏡の洗浄スケジュールを管理する洗浄スケジュール管理部と、を備える内視鏡検査業務支援システムであって、

前記第1割当処理部は、内視鏡検査に対して医師を割り当てる機能を有し、

当該内視鏡検査業務支援システムは、

医師の状況に関する状況情報を取得する状況情報取得部と、

前記状況情報にもとづいて、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更が必要であることを判定する再スケジュール処理部と、をさらに備え、

前記再スケジュール処理部は、前記検査スケジュール管理部または前記洗浄スケジュール管理部の少なくとも1つに対して、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールに含まれる要素の変更を指示する、

ことを特徴とする内視鏡検査業務支援システム。

[請求項21] 前記状況情報取得部は、医師が検査を実施できない時間帯を、状況情報として取得し、

前記再スケジュール処理部は、検査スケジュール情報を参照して、その時間帯に、当該医師が割り当てられた検査が含まれていれば、検査スケジュールの変更が必要であることを判定する、

ことを特徴とする請求項20に記載の内視鏡検査業務支援システム。

[請求項22] 前記検査スケジュール管理部は、前記再スケジュール処理部から要素変更の指示を受け取ると、前記第1割当処理部に対して、当該医師が検査を実施できなくなった検査に、別の医師を割り当てることを指示する、

ことを特徴とする請求項21に記載の内視鏡検査業務支援システム。

[請求項23] 前記第1割当処理部は、前記時間帯に検査開始が予定されている全ての検査室の検査に対して、当該医師とは異なる医師を割り当てる、

ことを特徴とする請求項21または22に記載の内視鏡検査業務支援システム。

[請求項24] 前記第1割当処理部は、検査種別に対応付けられた医師の技能にもとづいて、検査に医師を割り当てる、

ことを特徴とする請求項20から23のいずれかに記載の内視鏡検

査業務支援システム。

[請求項25] 前記第1割当処理部は、検査種別に対応付けられた医師の割当優先順位にもとづいて、検査に医師を割り当てる、

ことを特徴とする請求項20から23のいずれかに記載の内視鏡検査業務支援システム。

[請求項26] 検査スケジュールにおいて内視鏡検査に対して予め割り当てられた要素のうち、少なくとも一つの変更を不可とする内視鏡検査を特定する変更不可検査特定部をさらに備え、

前記再スケジュール処理部は、前記変更不可検査特定部により特定される内視鏡検査の変更を不可とされた要素を前記検査スケジュール管理部に通知して、当該要素の変更を禁止させる、

ことを特徴とする請求項18から25のいずれかに記載の内視鏡検査業務支援システム。

[請求項27] 前記再スケジュール処理部が、変更を不可とされた要素を前記検査スケジュール管理部に通知した後、前記検査スケジュール管理部が、変更を不可とされていない検査スケジュールの要素を変更する際に、所定の再スケジュール条件が満たされない場合には、ユーザに、検査スケジュールの変更ができないことを通知する、

ことを特徴とする請求項26に記載の内視鏡検査業務支援システム。


[請求項28] 変更した検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールをディスプレイに表示する表示処理部をさらに備え、

前記表示処理部は、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの候補が複数存在する場合に、各候補をディスプレイに表示し、


ユーザがいずれかの候補を選択すると、検査スケジュールおよび／または洗浄スケジュールの変更が確定される、

ことを特徴とする請求項18から27のいずれかに記載の内視鏡検査業務支援システム。


[図1]



[図2]



[図3]



[図4]

(検査スケジュール)

	第1検査室	第2検査室	第3検査室	第4検査室
9:00	上部ルーチン 医師B E1	上部ルーチン 医師C E2	上部ルーチン 医師E E3	下部ルーチン 医師D E4
9:15	上部ルーチン 医師A E5	上部ルーチン 医師B E6	上部ルーチン 医師E E7	下部ルーチン 医師C E8
9:30	上部経鼻 医師A E9	上部精査 医師B E10	上部ルーチン 医師D E11	下部ルーチン 医師E E12
9:45	上部ルーチン 医師A E14	上部ルーチン 医師B E15	上部ルーチン 医師D E13	
10:00	上部精査 医師C E17	上部ルーチン 医師E E18	上部ルーチン 医師D E16	下部ルーチン 医師A E19
10:15	上部ルーチン 医師C E22	上部ルーチン 医師E E21	上部経鼻 医師B E20	
10:30	上部ルーチン 医師A E26	上部ルーチン 医師E E24	上部ルーチン 医師B E25	下部ルーチン 医師D E23
10:45	上部ルーチン 医師A E30	上部ルーチン 医師E E28	上部ルーチン 医師B E29	下部精査 医師C E27
11:00	上部ルーチン 医師A E33	上部精査 医師B E31	上部精査 医師D E32	
11:15	上部ルーチン 医師C E35	上部ルーチン 医師B E36	上部ルーチン 医師D E37	下部ルーチン 医師E E34
11:30	上部ルーチン 医師E E38	上部ルーチン 医師B E39	上部ルーチン 医師D E40	下部精査 医師A E41
11:45				


[図5]

検査種別番号	検査種別名	検査予定時間(分)
1	上部ルーチン	10
2	上部経鼻	15
3	上部精査	15
4	上部処置A 比較的短	30
5	上部処置B 比較的長	60
6	上部処置 胃ESD	80
7	上部処置 食道ESD	—
8	上部緊急	—
9	下部ルーチン	15
10	下部ドック	10
11	下部精査(IBD等含む)	25
12	下部処置A 比較的短	30
13	下部処置B 比較的長	80
14	下部処置 大腸ESD	100
15	下部緊急	—
16	下部ルーチン(経験3年)	20


[図6]

内視鏡番号	機種名	個体名称
1	上部ルーチン機	G-R-1
2	上部ルーチン機	G-R-2
3	上部ルーチン機	G-R-3
4	上部ルーチン機	G-R-4
5	上部ルーチン機	G-R-5
6	上部ルーチン機	G-R-6
7	上部高画質機	G-H-1
8	上部高画質機	G-H-2
9	上部高画質機	G-H-3
10	上部経鼻機	G-N-1
11	上部拡大機	G-Z-1
12	上部拡大機	G-Z-2
13	上部処置機	G-T-1
14	上部処置機	G-T-2
15	下部ルーチン機	C-R-1
16	下部ルーチン機	C-R-2
17	下部ルーチン機	C-R-3
18	下部拡大機	C-Z-1
19	下部処置機	C-T-1


[図7]




[図8]




[図9]



[図10]



[図11]




[図12]

(検査スケジュール)

	第1検査室		第2検査室		第3検査室		第4検査室	
	上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師A E5	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師B E6	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1	下部ルーチン 医師C E8	下部ルーチン 医師E E12
9:00								
9:15								
9:30								
9:45								
10:00								
10:15								
10:30								
10:45								
11:00								
11:15								
11:30								
11:45								

[図13]




[図14]

(検査スケジュール)				(洗浄スケジュール)			
第1検査室				第1洗浄機 第2洗浄機 第3洗浄機 第4洗浄機			
第2検査室							
第3検査室							
第4検査室							
9:00	上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1			
9:15	上部ルーチン 医師A E5	上部ルーチン 医師B E6	上部ルーチン 医師E E7	下部ルーチン 医師C E8	G-R-1	G-R-2	G-R-3
9:30	上部経鼻 医師A E9	上部精査 医師B E10	上部ルーチン 医師D E11				C-R-1
9:45	上部ルーチン 医師A E14	上部ルーチン 医師B E15	上部ルーチン 医師D E13	下部ルーチン 医師E E12			
10:00	上部精査 医師C E17	上部ルーチン 医師E E18	上部ルーチン 医師D E16	下部ルーチン 医師A E19			
10:15	上部ルーチン 医師C E22	上部ルーチン 医師E E21	上部経鼻 医師B E20	下部ルーチン 医師D E23			
10:30	上部ルーチン 医師A E26	上部ルーチン 医師E E24	上部ルーチン 医師B E25	下部精査 医師C E27			
10:45	上部ルーチン 医師A E30	上部ルーチン 医師E E28	上部ルーチン 医師B E29				
11:00	上部ルーチン 医師A E33	上部精査 医師B E31	上部精査 医師D E32	下部ルーチン 医師E E34			
11:15	上部ルーチン 医師C E35	上部ルーチン 医師B E36	上部ルーチン 医師D E37				
11:30	上部ルーチン 医師E E38	上部ルーチン 医師B E39	上部ルーチン 医師D E40	下部精査 医師A E41			
11:45							


[図15]

[illegible]

[図16]




[図17]



[図18]

(検査スケジュール)				(洗浄スケジュール)			
第1検査室				第1洗浄機			
9:00	上部ルーチン 医師B E1	上部ルーチン 医師C E2	上部ルーチン 医師E E3	下部ルーチン 医師D E4	第3検査室	第3洗浄機	第4洗浄機
	上部経鼻 医師A E9	上部精査 医師B E10	上部ルーチン 医師D E11	下部ルーチン 医師C E8			
9:15	上部ルーチン 医師A E5	上部ルーチン 医師B E6	上部ルーチン 医師E E7	下部ルーチン 医師C E8			
	上部経鼻 医師A E9	上部精査 医師B E10	上部ルーチン 医師D E11	下部ルーチン 医師C E8			
9:30	上部ルーチン 医師A E14	上部ルーチン 医師B E15	上部ルーチン 医師D E13	下部ルーチン 医師C E8			
	上部経鼻 医師A E9	上部精査 医師B E10	上部ルーチン 医師D E11	下部ルーチン 医師C E8			
9:45	上部ルーチン 医師A E14	上部ルーチン 医師B E15	上部ルーチン 医師D E13	下部ルーチン 医師C E8			
	上部経鼻 医師A E9	上部精査 医師B E10	上部ルーチン 医師D E11	下部ルーチン 医師C E8			
10:00	上部ルーチン 医師A E14	上部ルーチン 医師B E15	上部ルーチン 医師D E13	下部ルーチン 医師C E8			
	上部経鼻 医師A E9	上部精査 医師B E10	上部ルーチン 医師D E11	下部ルーチン 医師C E8			
10:15	上部ルーチン 医師A E14	上部ルーチン 医師B E15	上部ルーチン 医師D E13	下部ルーチン 医師C E8			
	上部経鼻 医師A E9	上部精査 医師B E10	上部ルーチン 医師D E11	下部ルーチン 医師C E8			
10:30	上部ルーチン 医師A E14	上部ルーチン 医師B E15	上部ルーチン 医師D E13	下部ルーチン 医師C E8			
	上部経鼻 医師A E9	上部精査 医師B E10	上部ルーチン 医師D E11	下部ルーチン 医師C E8			
10:45	上部ルーチン 医師A E14	上部ルーチン 医師B E15	上部ルーチン 医師D E13	下部ルーチン 医師C E8			
	上部経鼻 医師A E9	上部精査 医師B E10	上部ルーチン 医師D E11	下部ルーチン 医師C E8			
11:00	上部ルーチン 医師A E14	上部ルーチン 医師B E15	上部ルーチン 医師D E13	下部ルーチン 医師C E8			
	上部経鼻 医師A E9	上部精査 医師B E10	上部ルーチン 医師D E11	下部ルーチン 医師C E8			
11:15	上部ルーチン 医師A E14	上部ルーチン 医師B E15	上部ルーチン 医師D E13	下部ルーチン 医師C E8			
	上部経鼻 医師A E9	上部精査 医師B E10	上部ルーチン 医師D E11	下部ルーチン 医師C E8			
11:30	上部ルーチン 医師A E14	上部ルーチン 医師B E15	上部ルーチン 医師D E13	下部ルーチン 医師C E8			
	上部経鼻 医師A E9	上部精査 医師B E10	上部ルーチン 医師D E11	下部ルーチン 医師C E8			
11:45	上部ルーチン 医師A E14	上部ルーチン 医師B E15	上部ルーチン 医師D E13	下部ルーチン 医師C E8			
	上部経鼻 医師A E9	上部精査 医師B E10	上部ルーチン 医師D E11	下部ルーチン 医師C E8			

[図19]




(洗濯スケジュール)

9:00	第1洗淨機 第2洗淨機 第3洗淨機 第4洗淨機			
9:15	G-R-1	G-R-2	G-R-3	C-R-1
9:30	G-R-4	G-R-5	G-R-6	C-R-2
9:45				
10:00	G-R-1	G-R-2	G-R-3	G-H-1
10:15	C-R-1	G-R-4	G-R-5	G-R-6
10:30	G-H-3	G-H-2	C-R-2	G-R-1
10:45				
11:00	G-R-2	G-R-3	C-R-3	G-R-4
11:15	G-R-5	G-R-6	C-R-1	G-H-1
11:30	G-H-2	G-R-1	G-H-3	G-N-1
11:45				
12:00	G-R-2	C-R-2	G-R-3	G-R-4
12:15	G-Z-1	G-R-5	G-R-6	G-H-1
12:30	C-R-1			

(検査スケジュール)

	第1検査室		第2検査室		第3検査室		第4検査室	
9:00	上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 G-R-1				
9:15	上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 C-R-2				
9:30	上部経鼻 医師A E9 G-R-1	上部精査 医師B E10 G-R-2	上部ルーチン 医師D E11 G-R-3	下部ルーチン 医師E E12 C-R-1				
9:45	上部ルーチン 医師A E14 G-R-4	上部ルーチン 医師B E15 G-R-5	上部ルーチン 医師D E13 G-H-1	下部ルーチン 医師A E19 C-R-2				
10:00	上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E18 G-H-3	上部ルーチン 医師D E16 G-R-6	下部ルーチン 医師A E19 C-R-2				
10:15	上部ルーチン 医師C E22 G-R-3	上部ルーチン 医師E E21 G-R-2	上部経鼻 医師B E20 G-R-1	下部ルーチン 医師D E23 C-R-3				
10:30	上部ルーチン 医師A E26 G-R-6	上部ルーチン 医師E E24 G-R-4	上部ルーチン 医師B E25 G-R-5	下部精査 医師C E27 C-R-1				
10:45	上部ルーチン 医師A E30 G-R-1	上部ルーチン 医師E E28 G-H-1	上部ルーチン 医師B E29 G-H-2	下部精査 医師C E27 C-R-1				
11:00	上部ルーチン 医師A E33 G-R-2	上部精査 医師B E31 G-H-3	上部精査 医師D E32 G-N-1	下部ルーチン 医師E E34 C-R-2				
11:15	上部ルーチン 医師C E35 G-R-3	上部ルーチン 医師B E36 G-R-4	上部ルーチン 医師D E37 G-Z-1	下部精査 医師A E41 C-R-1				
11:30	上部ルーチン 医師E E38 G-R-5	上部ルーチン 医師B E39 G-R-6	上部ルーチン 医師D E40 G-H-1					
11:45								


[図21]



[図22]

検査種別番号	検査種別名	優先スコープ機種1	優先スコープ機種2
1	上部ルーチン	上部ルーチン機	上部高画質機
2	上部経鼻	上部経鼻機	-
3	上部精査	上部高画質機	上部拡大機
4	上部処置A 比較的短	上部処置機	-
5	上部処置B 比較的長	上部処置機	-
6	上部処置 胃ESD	上部処置機	-
7	上部処置 食道ESD	上部処置機	-
8	上部緊急	上部処置機	上部高画質機
9	下部ルーチン	下部ルーチン機	下部拡大機
10	下部ドック	下部ルーチン機	下部拡大機
11	下部精査 (IBD等含む)	下部拡大機	下部ルーチン機
12	下部処置A 比較的短	下部処置機	-
13	下部処置B 比較的長	下部処置機	-
14	下部処置 大腸ESD	下部処置機	-
15	下部緊急	下部処置機	下部拡大機


[図23]



[図24]

内視鏡番号	個体名称	使用回数	使用時間(分)
1	G-R-1	100	1000
2	G-R-2	50	500
3	G-R-3	40	650
4	G-R-4	50	600
5	G-R-5	200	2000
6	G-R-6	100	1000
7	G-H-1	5	100
8	G-H-2	12	240
9	G-H-3	10	200
10	G-N-1	30	300
11	G-Z-1	100	2000
12	G-Z-2	120	2400
13	G-T-1	130	2600
14	G-T-2	80	800
15	C-R-1	40	800
16	C-R-2	20	400
17	C-R-3	50	1000
18	C-Z-1	10	300
19	C-T-1	5	100


[図25]




[図26]

内視鏡番号	個体名称	第1洗浄機 (薬液A)	第2洗浄機 (薬液A)	第3洗浄機 (薬液B)	第4洗浄機 (薬液C)
1	G-R-1	1	1	2	0
2	G-R-2	1	1	2	0
3	G-R-3	1	1	2	0
4	G-R-4	1	1	2	0
5	G-R-5	1	1	2	0
6	G-R-6	1	1	2	0
7	G-H-1	1	1	2	0
8	G-H-2	1	1	2	0
9	G-H-3	1	1	2	0
10	G-N-1	2	2	1	0
11	G-Z-1	2	2	1	0
12	G-Z-2	2	2	1	0
13	G-T-1	1	1	3	2
14	G-T-2	1	1	3	2
15	C-R-1	1	1	2	0
16	C-R-2	1	1	2	0
17	C-R-3	1	1	2	0
18	C-Z-1	2	2	1	0
19	C-T-1	1	1	3	2

[図27]




[図28]



[図30]

医師名	機種名	優先スコープ1	優先スコープ2	優先スコープ3
医師A	上部ルーチン機	G-R-2	G-R-1	
医師A	上部高画質機	G-H-2		
医師A	下部ルーチン機	C-R-2	C-R-1	
医師B	上部ルーチン機	G-R-3	G-R-1	G-R-2
医師B	上部高画質機	G-H-3	G-H-1	
医師B	下部ルーチン機			
医師C	上部ルーチン機	G-R-1	G-R-5	G-R-4
医師C	上部高画質機			
医師C	下部ルーチン機	C-R-1		
医師D	上部ルーチン機	G-R-4	G-R-6	G-R-3
医師D	上部高画質機			
医師D	下部ルーチン機	C-R-3		
医師E	上部ルーチン機	G-R-5	G-R-6	G-R-4
医師E	上部高画質機			
医師E	下部ルーチン機			

[図31]



[図32]

(検査スケジュール)


	第1検査室	第2検査室	第3検査室	第4検査室
9:00	上部ルーチン 医師B E1 G-R-3	上部ルーチン 医師C E2 G-R-1	上部ルーチン 医師E E3 G-R-5	下部ルーチン 医師D E4 C-R-3
9:15	上部ルーチン 医師A E5	上部ルーチン 医師B E6	上部ルーチン 医師E E7	下部ルーチン 医師C E8
9:30	上部経鼻 医師A E9	上部精査 医師B E10	上部ルーチン 医師D E11	下部ルーチン 医師E E12
9:45	上部ルーチン 医師A E14	上部ルーチン 医師B E15	上部ルーチン 医師D E13	
10:00	上部精査 医師C E17	上部ルーチン 医師E E18	上部ルーチン 医師D E16	下部ルーチン 医師A E19
10:15	上部ルーチン 医師C E22	上部ルーチン 医師E E21	上部経鼻 医師B E20	下部ルーチン 医師D E23
10:30	上部ルーチン 医師A E26	上部ルーチン 医師E E24	上部ルーチン 医師B E25	
10:45	上部ルーチン 医師A E30	上部ルーチン 医師E E28	上部ルーチン 医師B E29	下部精査 医師C E27
11:00	上部ルーチン 医師A E33	上部精査 医師B E31	上部精査 医師D E32	
11:15	上部ルーチン 医師C E35	上部ルーチン 医師B E36	上部ルーチン 医師D E37	下部ルーチン 医師E E34
11:30	上部ルーチン 医師E E38	上部ルーチン 医師B E39	上部ルーチン 医師D E40	下部精査 医師A E41
11:45				

[図33]

表示期間 2013/11/1～2014/10/30

個体名称	機種名	使用開始年月日	医師ごとの使用回数					合計	故障回数
			医師A	医師B	医師C	医師D	医師E		
G-R-1	上部ルーチン機	2012/4/1	200	100	600	100	0	1000	5
G-R-2	上部ルーチン機	2012/4/1	700	100	0	100	100	1000	4
G-R-3	上部ルーチン機	2012/4/1	0	500	100	200	100	900	0
G-R-4	上部ルーチン機	2012/4/1	0	100	100	600	100	900	0
G-R-5	上部ルーチン機	2012/4/1	100	0	200	100	500	900	4
G-R-6	上部ルーチン機	2012/4/1	100	100	100	300	300	900	1


[図34]



[図35]

内視鏡番号	個体名称	優先担当者1	優先担当者2
1	G-R-1	技師A	技師B
2	G-R-2	技師C	技師A
3	G-R-3	技師B	技師C
4	G-R-4	技師A	技師C
5	G-R-5	技師C	技師B
6	G-R-6	技師B	技師A
7	G-H-1	技師A	技師B
8	G-H-2	技師C	技師A
9	G-H-3	技師B	技師C
10	G-N-1	技師A	技師C
11	G-Z-1	技師C	技師B
12	G-Z-2	技師B	技師A
13	G-T-1	技師A	技師B
14	G-T-2	技師C	技師A
15	C-R-1	技師B	技師C
16	C-R-2	技師A	技師C
17	C-R-3	技師C	技師B
18	C-Z-1	技師B	技師A
19	C-T-1	技師A	技師B

[図36]



[図37]

(検査スケジュール)

第1検査室				第2検査室				第3検査室				第4検査室			
9:00	上部ルーチン 医師B E1	上部ルーチン 医師C E2	上部ルーチン 医師E E3	上部ルーチン 医師D E4											
	G-R-3	G-R-1	G-R-5	C-R-3											
9:15	上部ルーチン 医師A E5	上部ルーチン 医師B E6	上部ルーチン 医師E E7	下部ルーチン 医師C E8											
9:30	上部経鼻 医師A E9	上部精査 医師B E10	上部ルーチン 医師D E11												
9:45	上部ルーチン 医師A E14	上部ルーチン 医師B E15	上部ルーチン 医師D E13	下部ルーチン 医師E E12											
10:00	上部精査 医師C E17	上部ルーチン 医師E E18	上部ルーチン 医師D E16	下部ルーチン 医師A E19											
10:15		上部ルーチン 医師E E21	上部経鼻 医師B E20												
10:30	上部ルーチン 医師C E22			下部ルーチン 医師D E23											
10:45	上部ルーチン 医師A E26	上部ルーチン 医師E E24	上部ルーチン 医師B E25												
11:00	上部ルーチン 医師A E30	上部ルーチン 医師E E28	上部ルーチン 医師B E29	下部精査 医師C E27											
11:15	上部ルーチン 医師A E33	上部精査 医師B E31	上部精査 医師D E32												
11:30	上部ルーチン 医師C E35	上部ルーチン 医師B E36	上部ルーチン 医師D E37	下部ルーチン 医師E E34											
11:45	上部ルーチン 医師E E38	上部ルーチン 医師B E39	上部ルーチン 医師D E40	下部精査 医師A E41											

(洗浄スケジュール)

第1洗浄機	第2洗浄機	第3洗浄機	第4洗浄機
G-R-3	G-R-1	G-R-5	C-R-3

[図38]


(検査スケジュール)				(洗浄スケジュール)			
第1検査室		第2検査室		第3検査室		第4検査室	
9:00	上部ルーチン 医師B E1 G-R-3	上部ルーチン 医師C E2 G-R-1	上部ルーチン 医師E E3 G-R-5	下部ルーチン 医師D E4 C-R-3	第1洗浄機	第2洗浄機	第3洗浄機 第4洗浄機
9:15	上部ルーチン 医師A E5	上部ルーチン 医師B E6	上部ルーチン 医師E E7	下部ルーチン 医師C E8	G-R-3 技師B	G-R-1 技師A	G-R-5 技師C
9:30	上部経鼻 医師A E9	上部精査 医師B E10	上部ルーチン 医師D E11				
9:45	上部ルーチン 医師A E14	上部ルーチン 医師B E15	上部ルーチン 医師D E13	下部ルーチン 医師E E12			
10:00	上部精査 医師C E17	上部ルーチン 医師E E18	上部ルーチン 医師D E16	下部ルーチン 医師A E19			
10:15	上部ルーチン 医師C E22	上部ルーチン 医師E E21	上部経鼻 医師B E20				
10:30	上部ルーチン 医師A E26	上部ルーチン 医師E E24	上部ルーチン 医師B E25	下部ルーチン 医師D E23			
10:45	上部ルーチン 医師A E30	上部ルーチン 医師E E28	上部ルーチン 医師B E29	下部精査 医師C E27			
11:00	上部ルーチン 医師A E33	上部精査 医師B E31	上部精査 医師D E32				
11:15	上部ルーチン 医師C E35	上部ルーチン 医師B E36	上部ルーチン 医師D E37	下部ルーチン 医師E E34			
11:30	上部ルーチン 医師E E38	上部ルーチン 医師B E39	上部ルーチン 医師D E40	下部精査 医師A E41			
11:45							

[図39]

表示期間 2013/11/1～2014/10/30

個体名称	機種名	使用開始年月日	担当者ごとの洗浄回数				合計	故障回数
			技師A	技師B	技師C			
G-R-1	上部ルーチン機	2012/4/1	900	100	0		1000	5
G-R-2	上部ルーチン機	2012/4/1	200	0	800		1000	4
G-R-3	上部ルーチン機	2012/4/1	0	800	100		900	0
G-R-4	上部ルーチン機	2012/4/1	800	0	100		900	0
G-R-5	上部ルーチン機	2012/4/1	0	200	700		900	4
G-R-6	上部ルーチン機	2012/4/1	100	700	100		900	1

[図40]




[図41]

(検査スケジュール)				(洗浄スケジュール)			
第1検査室		第2検査室		第3検査室		第4検査室	
9:00	上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1	第1洗浄機 第2洗浄機 第3洗浄機 第4洗浄機	G-R-1 W1	G-R-3 W3
9:15	上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 C-R-2		G-R-4 W5	G-R-6 W7
9:30	上部経鼻 医師A E9 G-N-1	上部精査 医師B E10 G-H-1	上部ルーチン 医師D E11 G-R-1	下部ルーチン 医師E E12 C-R-3		G-R-1 W9	G-H-1 W11
9:45	上部ルーチン 医師A E14 G-R-3	上部ルーチン 医師B E15 G-R-4	上部ルーチン 医師D E13 G-R-2			G-R-3 W13	G-R-4 W15
10:00	上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E18 G-R-6	上部ルーチン 医師D E16 G-R-5	下部ルーチン 医師A E19 C-R-1		G-R-6 W17	C-R-1 W19
10:15	上部ルーチン 医師C E22 G-R-2	上部ルーチン 医師E E21 G-R-1	上部経鼻 医師B E20 G-N-1	下部ルーチン 医師D E23 C-R-2		G-R-3 W14	G-R-4 W15
10:30	上部ルーチン 医師A E26 G-R-5	上部ルーチン 医師E E24 G-R-3	上部ルーチン 医師B E25 G-R-4	下部精査 医師C E27 C-Z-1		G-R-2 W22	C-R-2 W23
10:45	上部ルーチン 医師A E30 G-R-1	上部精査 医師B E31 G-H-2	上部精査 医師D E32 G-H-3	下部ルーチン 医師E E34 C-R-3		G-R-4 W25	G-R-5 W26
11:00	上部ルーチン 医師A E33 G-R-2	上部ルーチン 医師B E36 G-H-4	上部ルーチン 医師D E37 G-H-5	下部精査 医師A E41 C-Z-1		G-H-1 W29	G-H-2 W31
11:15	上部ルーチン 医師C E35 G-R-3	上部ルーチン 医師B E39 G-R-5	上部ルーチン 医師D E40 G-R-6			G-R-2 W33	C-R-3 W34
11:30						G-H-5 W37	G-R-4 W38
11:45						C-Z-1 W41	G-R-5 W39
							G-R-6 W40
							G-H-4 W36
							G-H-3 W32
							G-R-6 W28
							G-R-3 W24
							G-R-1 W20
							G-R-5 W16
							G-R-2 W12
							C-R-2 W8
							C-R-1 W4

[図42]

内視鏡番号	機種名	個体名称
1	上部ルーチン機	G-R-1
2	上部ルーチン機	G-R-2
3	上部ルーチン機	G-R-3
4	上部ルーチン機	G-R-4
5	上部ルーチン機	G-R-5
6	上部ルーチン機	G-R-6
7	上部高画質機	G-H-1
8	上部高画質機	G-H-2
9	上部高画質機	G-H-3
10	上部高画質機	G-H-4
11	上部高画質機	G-H-5
12	上部経鼻機	G-N-1
13	上部拡大機	G-Z-1
14	上部拡大機	G-Z-2
15	上部処置機	G-T-1
16	上部処置機	G-T-2
17	下部ルーチン機	C-R-1
18	下部ルーチン機	C-R-2
19	下部ルーチン機	C-R-3
20	下部拡大機	C-Z-1
21	下部処置機	C-T-1

[図43]



[図44]

(検査スケジュール)				(洗浄スケジュール)			
第1検査室		第2検査室		第3検査室		第4検査室	
9:00	上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1	第1洗浄機	第2洗浄機	第3洗浄機
9:15	上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 C-R-2	第4洗浄機		
9:30	上部経鼻 医師A E9 G-N-1	上部精査 医師B E10 G-H-1	上部ルーチン 医師D E11 G-R-1	下部ルーチン 医師E E12 C-R-3			
9:45	上部ルーチン 医師A E14 G-R-3	上部ルーチン 医師B E15 G-R-4	上部ルーチン 医師D E13 G-R-2	下部ルーチン 医師E E19 C-R-1			
10:00	上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E18 G-R-6	上部ルーチン 医師B E20 G-N-1	下部ルーチン 医師D E23 C-R-2			
10:15	上部ルーチン 医師C E22 G-R-2	上部ルーチン 医師E E21 G-R-1	上部ルーチン 医師B E25 G-R-4	下部精査 医師C E27 C-Z-1			
10:30	上部ルーチン 医師A E30 G-R-1	上部精査 医師B E31 G-H-2	上部ルーチン 医師D E32 G-H-3	下部ルーチン 医師E E34 C-R-3			
10:45	上部ルーチン 医師C E35 G-R-3	上部ルーチン 医師B E36 G-H-4	上部ルーチン 医師D E37 G-H-5	下部精査 医師A E41 C-Z-1			
11:00	上部ルーチン 医師E E38 G-R-4	上部ルーチン 医師B E39 G-R-5	上部ルーチン 医師D E40 G-R-6				
11:15							
11:30							
11:45							
12:00							
12:15							
12:30							

[図45]

(洗浄スケジュール)

第1洗浄機	第2洗浄機	第3洗浄機	第4洗浄機
G-R-1 W1	G-R-2 W2	G-R-3 W3	C-R-1 W4
G-R-4 W5	G-R-5 W6	G-R-6 W7	C-R-2 W8
G-R-1 W9	G-N-1 W10	G-H-1 W11	G-R-2 W12
C-R-3 W13	G-R-3 W14	G-R-4 W15	G-R-5 W16
G-R-6 W17	G-H-2 W18	C-R-1 W19	G-R-1 W20
G-N-1 W21	G-R-2 W22	C-R-2 W23	G-R-3 W24
G-R-4 W25	G-R-5 W26	C-Z-1 W27	G-R-6 W28
G-H-1 W29	G-R-1 W30	G-H-2 W31	G-H-3 W32
G-R-2 W33	C-R-3 W34	G-R-3 W35	G-H-4 W36
G-H-5 W37	G-R-4 W38	G-R-5 W39	G-R-6 W40
C-Z-1 W41			

(検査スケジュール)

第1検査室	第2検査室	第3検査室	第4検査室
上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1
上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 C-R-2
上部経鼻 医師A E9 G-N-1	上部精査 医師B E10 G-H-1	上部ルーチン 医師D E11 G-R-1	下部ルーチン 医師E E12 C-R-3
上部ルーチン 医師A E14 G-R-3	上部ルーチン 医師B E15 G-R-4	上部ルーチン 医師D E13 G-R-2	
上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E18 G-R-6	上部ルーチン 医師D E16 G-R-5	下部ルーチン 医師A E19 C-R-1
上部ルーチン 医師C E22 G-R-2	上部ルーチン 医師E E21 G-R-1	上部経鼻 医師B E20 G-N-1	下部ルーチン 医師D E23 C-R-2
	上部ルーチン 医師E E24 G-R-3	上部ルーチン 医師B E25 G-R-4	下部精査 医師C E27 C-Z-1
	上部ルーチン 医師E E28 G-R-6	上部ルーチン 医師B E29 G-H-1	
上部ルーチン 医師A E26 G-R-5	上部精査 医師B E31 G-H-2	上部精査 医師D E32 G-H-3	下部ルーチン 医師E E34 C-R-3
上部ルーチン 医師A E30 G-R-1		上部ルーチン 医師D E37 G-H-5	
上部ルーチン 医師A E33 G-R-2	上部ルーチン 医師B E36 G-H-4	上部ルーチン 医師D E40 G-R-6	下部精査 医師A E41 C-Z-1
上部ルーチン 医師C E35 G-R-3			
上部ルーチン 医師E E38 G-R-4			

[図46]

(洗浄スケジュール)

第1洗浄機	第2洗浄機	第3洗浄機	第4洗浄機
G-R-1 W1	G-R-2 W2	G-R-3 W3	C-R-1 W4
G-R-4 W5	G-R-5 W6	G-R-6 W7	C-R-2 W8
G-R-1 W9	G-N-1 W10	G-H-1 W11	G-R-2 W12
C-R-3 W13	G-R-3 W14	G-R-4 W15	G-R-5 W16
G-R-6 W17	G-H-2 W18	C-R-1 W19	G-R-1 W20
G-N-1 W21	G-R-2 W22	C-R-2 W23	G-R-3 W24
G-R-4 W25	G-R-5 W26	C-Z-1 W27	G-R-6 W28
G-H-1 W29	G-R-1 W30	G-H-2 W31	G-H-3 W32
G-R-2 W33	C-R-3 W34	G-R-3 W35	G-H-4 W36
G-H-5 W37	G-R-4 W38	G-R-5 W39	G-R-6 W40
C-Z-1 W41			

(検査スケジュール)

第1検査室	第2検査室	第3検査室	第4検査室
上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1
上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 C-R-2
上部精査 医師A E9 G-N-1	上部精査 医師B E10 G-H-1	上部ルーチン 医師D E11 G-R-1	下部ルーチン 医師E E12 C-R-3
上部ルーチン 医師A E14 G-R-3	上部ルーチン 医師B E15 G-R-4	上部ルーチン 医師D E13 G-R-2	
上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E18 G-R-6	上部ルーチン 医師D E16 G-R-5	下部ルーチン 医師A E19 C-R-1
上部ルーチン 医師C E22 G-R-2	上部ルーチン 医師E E21 G-R-1	上部経鼻 医師B E20 G-N-1	下部ルーチン 医師D E23 C-R-2
	上部ルーチン 医師E E24 G-R-3	上部ルーチン 医師B E25 G-R-4	
	上部ルーチン 医師E E28 G-R-6	上部ルーチン 医師B E29 G-H-1	下部精査 医師C E27 C-Z-1
上部ルーチン 医師A E26 G-R-5	上部精査 医師B E31 G-H-2	上部精査 医師D E32 G-H-3	
上部ルーチン 医師A E30 G-R-1	上部ルーチン 医師B E36 G-H-4	上部ルーチン 医師D E37 G-H-5	下部ルーチン 医師E E34 C-R-3
上部ルーチン 医師A E33 G-R-2	上部ルーチン 医師B E39 G-R-5	上部ルーチン 医師D E40 G-R-6	下部精査 医師A E41 C-Z-1
上部ルーチン 医師E E38 G-R-4			

[図47]

(検査スケジュール)				(洗浄スケジュール)			
第1検査室				第1洗浄機			
第2検査室				第2洗浄機			
第3検査室				第3洗浄機			
第4検査室				第4洗浄機			
9:00	上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1	G-R-1 W1	G-R-2 W2	G-R-3 W3
9:15	上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 C-R-2	G-R-4 W5	G-R-5 W6	G-R-6 W7
9:30	上部経鼻 医師A E9 G-N-1	上部精査 医師B E10 G-H-1	上部ルーチン 医師D E11 G-R-1	下部ルーチン 医師E E12 C-R-3	G-R-1 W9	G-N-1 W10	G-H-1 W11
9:45	上部ルーチン 医師A E14 G-R-3	上部ルーチン 医師B E15 G-R-4	上部ルーチン 医師D E13 G-R-2	下部ルーチン 医師A E19 C-R-1	C-R-3 W13	G-R-3 W14	G-R-4 W15
10:00	上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E18 G-R-6	上部ルーチン 医師B E16 G-R-5	下部ルーチン 医師D E23 C-R-2	G-R-6 W17	G-H-2 W18	C-R-1 W19
10:15	上部ルーチン 医師C E22 G-R-2	上部ルーチン 医師E E21 G-R-1	上部経鼻 医師B E20 G-N-1	下部精査 医師C E27 C-Z-1	G-N-1 W21	G-R-2 W22	C-R-2 W23
10:30	上部ルーチン 医師A E26 G-R-5	上部精査 医師B E31 G-H-2	上部精査 医師D E32 G-H-3		G-R-4 W25	G-R-5 W26	G-R-6 W28
10:45	上部ルーチン 医師A E30 G-R-1	上部ルーチン 医師B E36 G-H-4	上部ルーチン 医師D E37 G-H-5	下部ルーチン 医師E E34 C-R-3	G-H-1 W29	G-R-1 W30	G-H-2 W31
11:00	上部ルーチン 医師A E33 G-R-2	上部ルーチン 医師B E39 G-R-5	上部ルーチン 医師D E40 G-R-6	下部精査 医師A E41 C-Z-1	G-R-2 W33	C-R-3 W34	G-R-3 W35
11:15					G-H-5 W37	G-R-4 W38	G-R-5 W39
11:30					C-Z-1 W41		G-R-6 W40
11:45							
12:00							

[図48]

(検査スケジュール)

(洗浄スケジュール)

第1検査室

第2検査室

第3検査室


第4検査室

9:00	上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1
9:15	上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 C-R-2
9:30	上部経鼻 医師A E9 G-N-1	上部精査 医師B E10 G-H-1	上部ルーチン 医師D E11 G-R-1	下部ルーチン 医師E E12 C-R-3
9:45	上部ルーチン 医師A E14 G-R-3		上部ルーチン 医師D E13 G-R-2	
10:00	上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E18 G-R-6	上部ルーチン 医師D E16 G-R-5	下部ルーチン 医師A E19 C-R-1
10:15		上部経鼻 医師B E20 G-N-1		下部ルーチン 医師D E23 C-R-2
10:30	上部ルーチン 医師C E22 G-R-2	上部ルーチン 医師E E21 G-R-1	上部ルーチン 医師B E25 G-R-4	下部精査 医師C E27 C-Z-1
10:45	上部ルーチン 医師A E26 G-R-5	上部ルーチン 医師E E24 G-R-3	上部ルーチン 医師B E29 G-H-1	
11:00	上部ルーチン 医師A E30 G-R-1	上部ルーチン 医師E E28 G-R-6	上部精査 医師D E32 G-H-3	
11:15	上部ルーチン 医師A E33 G-R-2	上部精査 医師B E31 G-H-2	上部ルーチン 医師D E37 G-H-5	下部ルーチン 医師E E34 C-R-3
11:30	上部ルーチン 医師C E35 G-R-3	上部ルーチン 医師B E36 G-H-4		下部精査 医師A E41 C-Z-1
11:45	上部ルーチン 医師E E38 G-R-4	上部ルーチン 医師B E39 G-R-5	上部ルーチン 医師D E40 G-R-6	

9:00	9:15	9:30	9:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30
------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

G-R-1 W1	G-R-2 W2	G-R-3 W3	C-R-1 W4
G-R-4 W5	G-R-5 W6	G-R-6 W7	C-R-2 W8
G-R-1 W9	G-N-1 W10	G-H-1 W11	G-R-2 W12
C-R-3 W13	G-R-3 W14	G-R-4 W15	G-R-5 W16
G-R-6 W17	G-H-2 W18	C-R-1 W19	G-R-1 W20
G-N-1 W21	G-R-2 W22	C-R-2 W23	G-R-3 W24
G-R-4 W25	G-R-5 W26	C-Z-1 W27	G-R-6 W28
G-H-1 W29	G-R-1 W30	G-H-2 W31	G-H-3 W32
G-R-2 W33	C-R-3 W34	G-R-3 W35	G-H-4 W36
G-H-5 W37	G-R-4 W38	G-R-5 W39	G-R-6 W40
C-Z-1 W41			


[図49]




[図50]

(検査スケジュール)				(洗浄スケジュール)			
第1検査室				第1洗浄機 第2洗浄機 第3洗浄機 第4洗浄機			
9:00	上部ルーチン 医師B E1	上部ルーチン 医師C E2	上部ルーチン 医師E E3	下部ルーチン 医師D E4			
	G-R-1	G-R-2	G-R-3	C-R-1			
9:15	上部ルーチン 医師A E5	上部ルーチン 医師B E6	上部ルーチン 医師E E7	下部ルーチン 医師C E8			
	G-R-4	G-R-5	G-R-6	C-R-2			
9:30	上部経鼻 医師A E9	上部精査 医師B E10	上部ルーチン 医師D E11				
	G-N-1	G-H-1	G-R-1				
9:45	上部ルーチン 医師A E14		上部ルーチン 医師D E13	下部ルーチン 医師E E12			
	G-R-3		G-R-2	C-R-3			
10:00	上部精査 医師C E17	上部ルーチン 医師B E15	上部ルーチン 医師D E16	下部ルーチン 医師A E19			
	G-H-2	G-R-4	G-R-5	C-R-1			
10:15	上部ルーチン 医師C E22	上部ルーチン 医師E E18	上部経鼻 医師B E20	下部ルーチン 医師C E27			
	G-R-2	G-R-1	G-N-1	C-Z-1			
10:30	上部ルーチン 医師A E26	上部ルーチン 医師E E21	上部ルーチン 医師B E25	下部精査 医師D E23			
	G-R-5	G-R-3	G-R-4	C-R-2			
10:45	上部ルーチン 医師A E30	上部ルーチン 医師E E24	上部ルーチン 医師B E29				
	G-H-1	G-R-1	G-R-6				
11:00	上部ルーチン 医師A E33	上部ルーチン 医師E E28	上部精査 医師D E32				
	G-R-2	G-H-2	G-H-3				
11:15	上部ルーチン 医師C E35	上部精査 医師B E31	上部ルーチン 医師D E37	下部ルーチン 医師E E34			
	G-R-3	G-H-4	G-R-4	C-R-3			
11:30	上部ルーチン 医師E E38	上部ルーチン 医師B E36	上部ルーチン 医師D E40	下部精査 医師A E41			
	G-R-1	G-R-5	G-R-6	C-Z-1			
11:45		上部ルーチン 医師B E39					
		G-R-2					
9:00					G-R-1 W1	G-R-2 W2	G-R-3 W3
9:15					G-R-4 W5	G-R-5 W6	G-R-6 W7
9:30					G-R-1 W9	G-N-1 W10	G-H-1 W11
9:45					C-R-3 W13	G-R-3 W14	G-R-5 W15
10:00					G-H-2 W17	C-R-1 W18	G-R-1 W19
10:15					G-R-2 W21	C-R-2 W22	G-R-3 W23
10:30					G-R-5 W25	G-R-1 W26	G-R-6 W27
10:45					G-H-1 W29	G-H-2 W30	G-H-3 W31
11:00					G-H-4 W33	C-R-3 W34	G-R-3 W35
11:15					G-R-1 W37	G-R-5 W38	G-R-6 W39
11:30					G-R-2 W41		
11:45							
12:00							
12:15							
12:30							


[図52]



[図53]



[図54]



[図55]

(洗浄スケジュール)

第1洗浄機	第2洗浄機	第3洗浄機	第4洗浄機
G-R-1 W1	G-R-2 W2	G-R-3 W3	C-R-1 W4
G-R-4 W5	G-R-5 W6	G-R-6 W7	C-R-2 W8
G-R-1 W9	G-N-1 W10	G-H-1 W11	G-R-2 W12
C-R-3 W13	G-R-3 W14	G-R-4 W15	G-R-5 W16
G-R-6 W17	G-H-2 W18	C-R-1 W19	G-R-1 W20
G-N-1 W21	G-R-2 W22	C-R-2 W23	G-R-3 W24
G-R-4 W25	G-R-5 W26	C-Z-1 W27	G-R-6 W28
G-H-1 W29	G-R-1 W30	G-H-2 W31	G-H-3 W32
G-R-2 W33	C-R-3 W34	G-R-3 W35	G-H-4 W36
G-H-5 W37	G-R-4 W38	G-R-5 W39	G-R-6 W40
C-Z-1 W41			

(検査スケジュール)

第1検査室	第2検査室	第3検査室	第4検査室
上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1
上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 C-R-2
上部経鼻 医師A E9 G-N-1	上部精査 医師B E10 G-H-1	上部ルーチン 医師D E11 G-R-1	下部ルーチン 医師E E12 C-R-3
上部ルーチン 医師A E14 G-R-3	上部ルーチン 医師B E15 G-R-4	上部ルーチン 医師D E13 G-R-2	
上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E18 G-R-6	上部ルーチン 医師D E16 G-R-5	下部ルーチン 医師A E19 C-R-1
上部ルーチン 医師C E24 G-R-2	上部ルーチン 医師E E21 G-R-1	上部経鼻 医師B E20 G-N-1	下部ルーチン 医師D E23 C-R-2
上部ルーチン 医師A E26 G-R-5	上部ルーチン 医師E E28 G-R-6	上部ルーチン 医師B E25 G-R-4	下部精査 医師C E27 C-Z-1
上部ルーチン 医師A E30 G-R-1	上部ルーチン 医師E E31 G-H-2	上部精査 医師D E32 G-H-3	下部ルーチン 医師E E34 C-R-3
上部ルーチン 医師C E35 G-R-3	上部ルーチン 医師B E36 G-H-4	上部ルーチン 医師D E37 G-H-5	
上部ルーチン 医師E E38 G-R-4	上部ルーチン 医師B E39 G-R-5	上部ルーチン 医師D E40 G-R-6	下部精査 医師A E41 C-Z-1

[図56]

(検査スケジュール)				(洗浄スケジュール)			
第1検査室				第1洗浄機			
9:00	上部ルーチン 医師B E1	上部ルーチン 医師C E2	上部ルーチン 医師E E3	9:00	G-R-1 W1	G-R-2 W2	G-R-3 W3
9:15	上部ルーチン 医師A E5	上部ルーチン 医師B E6	上部ルーチン 医師E E7	9:15	G-R-4 W5	G-R-5 W6	G-R-6 W7
9:30	上部精密 医師A E9	上部精密 医師B E10	上部精密 医師D E11	9:30	G-R-1 W9	G-N-1 W10	G-H-1 W11
9:45	上部ルーチン 医師A E14	上部ルーチン 医師B E15	上部ルーチン 医師D E13	9:45	C-R-3 W13	G-R-3 W14	G-R-4 W15
10:00	上部精密 医師C E17	上部精密 医師E E18	上部精密 医師D E16	10:00	G-R-6 W17	G-H-2 W18	C-R-1 W19
10:15	上部ルーチン 医師C E24	上部ルーチン 医師E E21	上部精密 医師B E20	10:15	G-R-1 W21	G-R-2 W22	C-R-2 W23
10:30	上部ルーチン 医師A E28	上部ルーチン 医師B E29	上部精密 医師D E32	10:30	G-R-4 W25	G-R-5 W26	C-Z-1 W27
10:45	上部ルーチン 医師B E31	上部精密 医師B E30	上部精密 医師D E37	10:45	G-H-1 W29	G-R-1 W30	G-H-2 W31
11:00	上部ルーチン 医師A E33	上部精密 医師B E34	上部精密 医師E E34	11:00	G-R-2 W33	C-R-3 W34	G-R-3 W35
11:15	上部ルーチン 医師C E35	上部ルーチン 医師B E36	上部精密 医師D E40	11:15	G-H-5 W37	G-R-4 W38	G-R-5 W39
11:30	上部ルーチン 医師E E38	上部ルーチン 医師B E39	上部精密 医師A E41	11:30	C-Z-1 W41		
11:45				12:00			
				12:15			
				12:30			

(洗淨スケジュール)

第1洗淨機	第2洗淨機	第3洗淨機	第4洗淨機
9:00			
9:15	G-R-1 W1	G-R-2 W2	G-R-3 W3
9:30	G-R-4 W5	G-R-5 W6	G-R-6 W7
9:45	G-R-1 W9	G-N-1 W10	G-H-1 W11
10:00	C-R-3 W13	G-R-3 W14	G-R-4 W15
10:15	G-R-6 W17	G-H-2 W18	C-R-1 W19
10:30		G-R-2 W22	C-R-2 W23
10:45	G-N-1 W21	G-R-5 W26	C-Z-1 W27
11:00	G-R-4 W25	G-R-1 W30	G-H-2 W31
11:15		C-R-3 W34	G-R-3 W35
11:30	G-H-1 W29	G-R-4 W38	G-R-5 W39
11:45	G-R-2 W33		
12:00	G-H-5 W37		
12:15	C-Z-1 W41		
12:30			

(検査スケジュール)

	第1検査室		第2検査室		第3検査室		第4検査室	
9:00	上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1			
9:15	上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E10 G-H-1	上部経鼻 医師D E13 G-R-2	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 C-R-2			
9:30	上部経鼻 医師A E9 G-N-1	上部経鼻 医師B E15 G-R-4	上部ルーチン 医師D E16 G-R-5	上部ルーチン 医師E E11 G-R-1	下部ルーチン 医師E E12 C-R-3			
9:45	上部ルーチン 医師A E14 G-R-3	上部ルーチン 医師B E18 G-R-6	上部経鼻 医師B E20 G-N-1	上部ルーチン 医師D E19 C-R-1				
10:00	上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E21 G-R-1	上部ルーチン 医師B E25 G-R-4	下部ルーチン 医師D E23 C-R-2				
10:15	上部ルーチン 医師C E24 G-R-2	上部ルーチン 医師E E26 G-R-3	上部ルーチン 医師B E29 G-H-1	下部精査 医師C E27 C-Z-1				
10:45	上部ルーチン 医師A E28 G-R-5	上部ルーチン 医師E E31 G-H-2	上部精査 医師D E32 G-H-3	下部ルーチン 医師E E34 C-R-3				
11:00	上部ルーチン 医師A E30 G-R-1	上部ルーチン 医師B E36 G-H-4	上部ルーチン 医師D E40 G-R-6	下部精査 医師A E41 C-Z-1				
11:15	上部ルーチン 医師C E35 G-R-3	上部ルーチン 医師E E39 G-R-5						
11:30	上部ルーチン 医師E E38 G-R-4							
11:45								

(洗淨スケジュール)

第1洗淨機	第2洗淨機	第3洗淨機	第4洗淨機
9:00			
9:15	G-R-1 W1	G-R-2 W2	G-R-3 W3
9:30	G-R-4 W5	G-R-5 W6	G-R-6 W7
9:45			
10:00	G-R-1 W9	G-N-1 W10	G-H-1 W11
10:15	C-R-3 W13	G-R-3 W14	G-R-4 W15
10:30			
10:30	G-R-6 W17	G-H-2 W18	C-R-1 W19
10:45			
11:00	G-N-1 W21	G-R-2 W22	C-R-2 W23
11:15	G-R-4 W25	G-R-5 W26	C-Z-1 W27
11:30	G-H-1 W29	G-R-1 W30	G-H-2 W31
11:45			
12:00	G-R-2 W33	C-R-3 W34	G-R-3 W35
12:15	G-H-5 W37	G-R-4 W38	G-R-5 W39
12:30	C-Z-1 W41		

(検査スケジュール)

	第1検査室		第2検査室		第3検査室		第4検査室	
9:00	上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1				
9:15	上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 C-R-2				
9:30	上部経鼻 医師A E9 G-N-1	上部精査 医師B E10 G-H-1	上部ルーチン 医師D E11 G-R-1	下部ルーチン 医師E E12 C-R-3				
9:45	上部ルーチン 医師A E14 G-R-3	上部ルーチン 医師B E15 G-R-4	上部ルーチン 医師D E13 G-R-2	下部ルーチン 医師E E19 C-R-1				
10:00	上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E18 G-R-6	上部ルーチン 医師D E16 G-R-5	下部ルーチン 医師A E19 C-R-1				
10:15	上部ルーチン 医師C E24 G-R-2	上部ルーチン 医師E E21 G-R-1	上部経鼻 医師B E20 G-N-1	下部ルーチン 医師D E23 C-R-2				
10:30	上部ルーチン 医師A E28 G-R-5	上部ルーチン 医師E E26 G-R-3	上部ルーチン 医師B E25 G-R-4	下部精査 医師C E27 C-Z-1				
10:45	上部ルーチン 医師A E33 G-R-1	上部ルーチン 医師E E30 G-R-6	上部ルーチン 医師B E29 G-H-1	下部ルーチン 医師E E34 C-R-3				
11:00	上部ルーチン 医師A E35 G-R-2	上部精査 医師B E31 G-H-2	上部精査 医師D E32 G-H-3	下部精査 医師A E41 C-Z-1				
11:15	上部ルーチン 医師C E38 G-R-3	上部ルーチン 医師B E36 G-H-4	上部ルーチン 医師D E37 G-H-5					
11:30		上部ルーチン 医師B E39 G-R-5	上部ルーチン 医師D E40 G-R-6					
11:45								

[図59]

(検査スケジュール)				(洗浄スケジュール)			
第1検査室				第1洗浄機			
9:00	上部ルーチン 医師B E1	上部ルーチン 医師C E2	上部ルーチン 医師E E3	下部ルーチン 医師D E4	第3洗浄機	第2洗浄機	第4洗浄機
	G-R-1	G-R-2	G-R-3	C-R-1			
9:15	上部ルーチン 医師A E5	上部ルーチン 医師B E6	上部ルーチン 医師E E7	下部ルーチン 医師C E8			
	G-R-4	G-R-5	G-R-6	C-R-2			
9:30	上部経鼻 医師A E9	上部精査 医師B E10	上部ルーチン 医師D E11	下部ルーチン 医師E E12			
	G-N-1	G-H-1	G-R-1	C-R-3			
9:45	上部ルーチン 医師A E14	上部ルーチン 医師B E15	上部ルーチン 医師D E13				
	G-R-3	G-R-4	G-R-2				
10:00	上部精査 医師C E17	上部ルーチン 医師E E18	上部ルーチン 医師D E16	下部ルーチン 医師A E19			
	G-H-2	G-R-6	G-R-5	C-R-1			
10:15	上部ルーチン 医師C E24	上部ルーチン 医師E E21	上部経鼻 医師B E20	下部ルーチン 医師D E23			
	G-R-2	G-R-1	G-N-1	C-R-2			
10:30	上部ルーチン 医師A E28	上部ルーチン 医師E E26	上部ルーチン 医師B E25	下部精査 医師C E27			
	G-R-5	G-R-3	G-R-4	C-Z-1			
10:45	上部ルーチン 医師A E33	上部ルーチン 医師E E30	上部ルーチン 医師B E29				
	G-R-1	G-R-6	G-H-1				
11:00	上部ルーチン 医師A E35	上部精査 医師B E31	上部精査 医師D E32	下部ルーチン 医師E E34			
	G-R-2	G-H-2	G-H-3	C-R-3			
11:15	上部ルーチン 医師C E38	上部ルーチン 医師B E36	上部ルーチン 医師D E37				
	G-R-3	G-H-4	G-H-5				
11:30		上部ルーチン 医師B E39	上部ルーチン 医師D E40	下部精査 医師A E41			
		G-R-5	G-R-6	C-Z-1			
11:45							


[図60]

(検査スケジュール)				(洗浄スケジュール)			
第1検査室		第2検査室		第3検査室		第4検査室	
9:00	上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1	第1洗浄機 第2洗浄機 第3洗浄機 第4洗浄機	G-R-1 W1	G-R-3 W3
9:15	上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 C-R-2		G-R-4 W5	G-R-6 W7
9:30	上部経鼻 医師A E9 G-N-1	上部精査 医師B E10 G-H-1	上部ルーチン 医師D E11 G-R-1	下部ルーチン 医師E E12 C-R-3		G-R-1 W9	G-H-1 W11
9:45	上部ルーチン 医師A E14 G-R-3	上部ルーチン 医師B E15 G-R-4	上部ルーチン 医師D E13 G-R-2			G-R-3 W13	G-R-4 W15
10:00	上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E18 G-R-6	上部ルーチン 医師D E16 G-R-5	下部ルーチン 医師A E19 C-R-1		G-R-6 W17	C-R-1 W19
10:15	上部ルーチン 医師C E22 G-R-2	上部ルーチン 医師E E21 G-R-1	上部経鼻 医師B E20 G-N-1	下部ルーチン 医師D E23 C-R-2		G-R-3 W14	G-R-4 W15
10:30	上部ルーチン 医師A E26 G-R-5	上部ルーチン 医師E E24 G-R-3	上部ルーチン 医師B E25 G-R-4	下部精査 医師C E27 C-Z-1		G-R-2 W22	C-R-2 W23
10:45	上部ルーチン 医師A E30 G-R-1	上部精査 医師B E31 G-H-2	上部精査 医師D E32 G-H-3	下部ルーチン 医師E E34 C-R-3		G-R-4 W25	G-R-5 W26
11:00	上部ルーチン 医師A E33 G-R-2	上部ルーチン 医師B E36 G-H-4	上部ルーチン 医師D E37 G-H-5	下部精査 医師A E41 C-Z-1		G-H-1 W29	G-H-2 W31
11:15	上部ルーチン 医師C E35 G-R-3	上部ルーチン 医師B E39 G-R-5	上部ルーチン 医師D E40 G-R-6			G-R-2 W33	C-R-3 W34
11:30						G-H-5 W37	G-R-4 W38
11:45						C-Z-1 W41	G-R-5 W39
							G-R-6 W40
							G-H-4 W36
							G-H-3 W32
							G-R-6 W28
							G-R-3 W24
							G-R-1 W20
							G-R-5 W16
							G-R-2 W12
							C-R-2 W8
							C-R-1 W4

[図61]


内視鏡番号	機種名	個体名称
1	上部ルーチン機	G-R-1
2	上部ルーチン機	G-R-2
3	上部ルーチン機	G-R-3
4	上部ルーチン機	G-R-4
5	上部ルーチン機	G-R-5
6	上部ルーチン機	G-R-6
7	上部高画質機	G-H-1
8	上部高画質機	G-H-2
9	上部高画質機	G-H-3
10	上部高画質機	G-H-4
11	上部高画質機	G-H-5
12	上部経鼻機	G-N-1
13	上部拡大機	G-Z-1
14	上部拡大機	G-Z-2
15	上部処置機	G-T-1
16	上部処置機	G-T-2
17	下部ルーチン機	C-R-1
18	下部ルーチン機	C-R-2
19	下部ルーチン機	C-R-3
20	下部拡大機	C-Z-1
21	下部処置機	C-T-1

[図62]



[図63]

(検査スケジュール)				(洗浄スケジュール)			
第1検査室		第2検査室		第3検査室		第4検査室	
9:00	上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1	9:00	G-R-1 W1	G-R-1 W4
9:15	上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 C-R-2	9:15	G-R-2 W2	G-R-3 W3
9:30	上部経鼻 医師A E9 G-N-1	上部精査 医師B E10 G-H-1	上部ルーチン 医師D E11 G-R-1	下部ルーチン 医師E E12 C-R-3	9:30	G-R-4 W5	G-R-6 W7
9:45	上部ルーチン 医師A E14 G-R-3	上部ルーチン 医師B E15 G-R-4	上部ルーチン 医師D E13 G-R-2	下部ルーチン 医師A E19 C-R-1	9:45	G-N-1 W10	G-R-2 W8
10:00	上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E18 G-R-6	上部ルーチン 医師D E16 G-R-5	下部ルーチン 医師D E23 C-R-2	10:00	G-R-1 W9	G-R-2 W12
10:15	上部ルーチン 医師C E22 G-R-2	上部ルーチン 医師E E21 G-R-1 → G-R-2	上部経鼻 医師B E20 G-N-1	下部精査 医師C E27 C-Z-1	10:15	C-R-3 W13	G-R-4 W15
10:30	上部ルーチン 医師A E26 G-R-5	上部ルーチン 医師E E24 G-R-3	上部ルーチン 医師B E25 G-R-4	下部ルーチン 医師E E34 C-R-3	10:30	G-R-6 W17	G-R-1 W20
10:45	上部ルーチン 医師A E30 G-R-1	上部ルーチン 医師E E28 G-R-6	上部ルーチン 医師B E29 G-H-1	下部精査 医師D E32 G-H-3	10:45	G-N-1 W21	G-R-2 W23
11:00	上部ルーチン 医師A E33 G-R-2	上部精査 医師B E31 G-H-2	上部精査 医師D E37 G-H-5	下部ルーチン 医師A E41 C-Z-1	11:00	G-R-4 W25	G-R-3 W24
11:15	上部ルーチン 医師C E35 G-R-3	上部ルーチン 医師B E36 G-H-4	上部ルーチン 医師D E40 G-R-6		11:15	G-H-1 W29	G-R-5 W32
11:30	上部ルーチン 医師E E38 G-R-4	上部ルーチン 医師B E39 G-R-5			11:30	G-R-2 W33	G-R-3 W35
11:45					11:45	G-H-5 W37	G-R-4 W38
					12:00	C-Z-1 W41	G-R-5 W39
					12:15		G-R-6 W40
					12:30		




[図65]

(検査スケジュール)				(洗浄スケジュール)			
第1検査室		第2検査室		第3検査室		第4検査室	
9:00	上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 G-R-1	第1洗浄機	第2洗浄機	第3洗浄機 第4洗浄機
9:15	上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 G-R-2	G-R-1 W1	G-R-2 W2	G-R-3 W3
9:30	上部経鼻 医師A E9 G-N-1	上部精査 医師B E10 G-H-1	上部ルーチン 医師D E11 G-R-1	下部ルーチン 医師E E12 G-R-3	G-R-4 W5	G-R-5 W6	G-R-6 W7
9:45	上部ルーチン 医師A E14 G-R-3	上部ルーチン 医師B E15 G-R-4	上部ルーチン 医師D E13 G-R-2	下部ルーチン 医師E E19 G-R-1	G-R-1 W9	G-N-1 W10	G-H-1 W11
10:00	上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E18 G-R-6	上部ルーチン 医師D E16 G-R-5	下部ルーチン 医師E E23 G-R-2	C-R-3 W13	G-R-3 W14	G-R-4 W15
10:15	上部ルーチン 医師C E22 G-R-2 → G-R-7	上部ルーチン 医師E E21 G-R-1 → G-R-2	上部経鼻 医師B E20 G-N-1	下部精査 医師C E27 G-Z-1	G-R-6 W17	G-H-2 W18	C-R-1 W19
10:30	上部ルーチン 医師A E26 G-R-5	上部ルーチン 医師E E24 G-R-3	上部ルーチン 医師B E25 G-R-4	下部ルーチン 医師E E34 G-R-3	G-N-1 W21	G-R-2 W22 → G-R-7	C-R-2 W23
10:45	上部ルーチン 医師A E30 G-R-1	上部ルーチン 医師B E28 G-R-6	上部精査 医師D E32 G-H-3	下部ルーチン 医師A E41 G-Z-1	G-R-4 W25	G-R-5 W26	C-Z-1 W27
11:00	上部ルーチン 医師A E33 G-R-2	上部ルーチン 医師B E31 G-H-2	上部ルーチン 医師D E37 G-H-5	下部精査 医師A E41 G-Z-1	G-H-1 W29	G-R-1 W30	G-H-2 W31
11:15	上部ルーチン 医師C E35 G-R-3	上部ルーチン 医師B E36 G-H-4	上部ルーチン 医師D E40 G-R-6		G-R-2 W33	C-R-3 W34	G-R-3 W35
11:30	上部ルーチン 医師E E38 G-R-4	上部ルーチン 医師B E39 G-R-5			G-H-5 W37	G-R-4 W38	G-R-5 W39
11:45					C-Z-1 W41		G-R-6 W40
12:00							
12:15							
12:30							

[図66]

(検査スケジュール)				(洗浄スケジュール)			
第1検査室		第2検査室		第3検査室		第4検査室	
9:00	上部ルーチン 医師B E1	上部ルーチン 医師C E2	上部ルーチン 医師E E3	下部ルーチン 医師D E4	9:00	G-R-1 W1	G-R-3 W3
9:15	上部ルーチン 医師A E5	上部ルーチン 医師B E6	上部ルーチン 医師E E7	下部ルーチン 医師C E8	9:15	G-R-2 W2	C-R-1 W4
9:30	上部経鼻 医師A E9	上部精査 医師B E10	上部ルーチン 医師D E11	下部ルーチン 医師C E8	9:30	G-R-4 W5	C-R-2 W8
9:45	上部経鼻 医師A E9	上部精査 医師B E10	上部ルーチン 医師D E11	下部ルーチン 医師E E12	9:45	G-R-5 W6	G-R-6 W7
10:00	上部ルーチン 医師A E14	上部ルーチン 医師B E15	上部ルーチン 医師D E13	下部ルーチン 医師E E12	10:00	G-R-1 W9	G-R-2 W12
10:15	上部精査 医師C E17	上部ルーチン 医師B E18	上部ルーチン 医師D E16	下部ルーチン 医師A E19	10:15	C-R-3 W13	G-R-5 W16
10:30	上部ルーチン 医師C E22	上部ルーチン 医師E E21	上部経鼻 医師B E20	下部ルーチン 医師D E23	10:30	G-R-6 W17	G-R-1 W19
10:45	上部ルーチン 医師A E26	上部ルーチン 医師E E24	上部ルーチン 医師B E25	下部精査 医師C E27	10:45	G-R-2 W21	G-R-1 W20
11:00	上部ルーチン 医師A E30	上部ルーチン 医師E E28	上部ルーチン 医師B E29	下部精査 医師C E27	11:00	G-R-2 W22	G-R-3 W24
11:15	上部ルーチン 医師A E33	上部精査 医師B E31	上部ルーチン 医師D E32	下部ルーチン 医師E E34	11:15	G-R-5 W26	G-R-6 W28
11:30	上部ルーチン 医師C E35	上部ルーチン 医師B E36	上部精査 医師D E37	下部ルーチン 医師E E34	11:30	G-R-1 W29	G-R-3 W32
11:45	上部ルーチン 医師E E38	上部ルーチン 医師B E39	上部ルーチン 医師D E40	下部精査 医師A E41	11:45	G-R-2 W33	G-R-4 W36
					12:00	G-R-5 W37	G-R-5 W39
					12:15	C-Z-1 W41	G-R-6 W40
					12:30		

[図68]



(洗淨スケジュール)
第1洗淨機 第2洗淨機 第3洗淨機 第4洗淨機

第1検査室			第2検査室			第3検査室			第4検査室		
9:00	上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1	9:00						
9:15	上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 C-R-2	9:15	G-R-1 W1	G-R-2 W2	G-R-3 W3	C-R-1 W4		
9:30	上部経鼻 医師A E9 G-N-1	上部精査 医師B E10 G-H-1	上部ルーチン 医師D E11 G-R-1	下部ルーチン 医師E E12 C-R-3	9:30	G-R-4 W5	G-R-5 W6	G-R-6 W7	C-R-2 W8		
9:45	上部ルーチン 医師A E14 G-R-3	上部ルーチン 医師B E15 G-R-4	上部ルーチン 医師D E13 G-R-2	下部ルーチン 医師A E19 C-R-1	9:45	G-R-1 W9	G-N-1 W10	G-H-1 W11	G-R-2 W12		
10:00	上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E18 G-R-6	上部ルーチン 医師D E16 G-R-5	下部ルーチン 医師D E23 C-R-2	10:00	C-R-3 W13	G-R-3 W14	G-R-4 W15	G-R-5 W16		
10:15	上部ルーチン 医師C E22 G-R-1	上部ルーチン 医師E E21 G-R-1	上部経鼻 医師B E20 G-N-1	下部精査 医師C E27 C-Z-1	10:15	G-R-6 W17	G-H-2 W18	C-R-1 W19	G-R-1 W20		
10:30	上部ルーチン 医師A E26 G-R-5	上部ルーチン 医師E E24 G-R-3	上部ルーチン 医師B E25 G-R-4	下部ルーチン 医師E E34 C-R-3	10:30	G-N-1 W21	G-R-2 W22	C-R-2 W23	G-R-3 W24		
10:45	上部ルーチン 医師A E30 G-R-1	上部ルーチン 医師E E28 G-R-6 + G-H-3	上部ルーチン 医師D E29 G-H-1	下部精査 医師E E37 C-R-3	10:45	G-R-4 W25	G-R-5 W26	C-Z-1 W27	G-R-6 W28		
11:00	上部ルーチン 医師A E33 G-R-2	上部精査 医師B E31 G-H-2	上部精査 医師D E32 G-H-3	下部精査 医師A E41 C-Z-1	11:00	G-H-1 W29 → G-H-3	G-R-1 W30 → G-H-1	G-H-2 W31 → G-R-1	G-H-3 W32 → G-H-2		
11:15	上部ルーチン 医師C E35 G-R-3	上部ルーチン 医師B E36 G-H-4	上部ルーチン 医師D E37 G-H-5	下部精査 医師D E40 G-R-6	11:15	G-R-2 W33 → G-H-3	C-R-3 W34 → G-R-2	G-R-3 W35 → C-R-3	G-H-4 W36 → G-R-3		
11:30	上部ルーチン 医師E E38 G-R-4	上部ルーチン 医師B E39 G-R-5	上部ルーチン 医師D E40 G-R-6		11:30	G-H-5 W37 → G-H-4	G-R-4 W38 → G-H-5	G-R-5 W39 → G-R-4	G-R-6 W40 → G-R-5		
11:45					11:45	C-Z-1 W41 → G-R-6	C-Z-1 W42				

(洗淨スケジュール)

[illegible]

(洗浄スケジュール)

第1検査室	第2検査室	第3検査室	第4検査室	第1洗浄機	第2洗浄機	第3洗浄機	第4洗浄機
9:00 上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1	G-R-1 W1	G-R-2 W2	G-R-3 W3	C-R-1 W4
9:15 上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 C-R-2	G-R-4 W5	G-R-5 W6	G-R-6 W7	C-R-2 W8
9:30 上部経鼻 医師A E9 C-N-1	上部精査 医師B E10 G-H-1	上部ルーチン 医師D E11 G-R-1	下部ルーチン 医師E E12 C-R-3	G-R-1 W9	G-N-1 W10	G-H-1 W11	G-R-2 W12
9:45 上部ルーチン 医師A E14 G-R-3	上部ルーチン 医師B E15 G-R-4	上部ルーチン 医師D E13 G-R-2	下部ルーチン 医師A E19 C-R-1	G-R-3 W13	G-R-3 W14	G-R-4 W15	G-R-5 W16
10:00 上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E18 G-R-6	上部ルーチン 医師D E16 G-R-5	上部経鼻 医師B E20 G-N-1	G-R-6 W17	G-H-2 W18	C-R-1 W19	G-R-1 W20
10:15 上部ルーチン 医師C E22 G-R-2	上部ルーチン 医師E E21 G-R-1	上部ルーチン 医師B E25 G-R-4	下部ルーチン 医師D E23 C-R-2	G-R-1 W21	G-R-2 W22	C-R-2 W23	G-R-3 W24
10:30 上部ルーチン 医師A E26 G-R-5	上部ルーチン 医師E E28 G-R-6 + G-H-3	上部精査 医師B E31 G-H-2	下部精査 医師C E27 C-Z-1	G-R-4 W25	G-R-5 W26	C-Z-1 W27	G-R-6 W28
11:00 上部ルーチン 医師A E30 G-R-1	上部精査 医師B E31 G-H-2	上部ルーチン 医師D E37 G-H-5	下部ルーチン 医師E E34 C-R-3	G-H-3 W29	G-H-1 W30	G-R-1 W31	G-H-2 W32
11:15 上部ルーチン 医師C E35 G-R-3	上部ルーチン 医師B E36 G-H-4	上部精査 医師D E32 G-H-3	下部精査 医師A E41 C-Z-1	G-H-3 W33	G-R-2 W34	C-R-3 W35	G-R-3 W36
11:30 上部ルーチン 医師E E38 G-R-4	上部ルーチン 医師B E39 G-R-5	上部ルーチン 医師D E40 G-R-6		G-H-4 W37	G-H-5 W38	G-R-4 W39	G-R-5 W40
11:45				G-R-6 W41	C-Z-1 W42		


(検査スケジュール)					(洗浄スケジュール)						
第1検査室		第2検査室		第3検査室	第4検査室		第1洗浄機		第2洗浄機	第3洗浄機	第4洗浄機
9:00	上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1	9:00	G-R-1 W1	G-R-2 W2	G-R-3 W3	C-R-1 W4		
9:15	上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 C-R-2	9:15	G-R-4 W5	G-R-5 W6	G-R-6 W7	C-R-2 W8		
9:30	上部経鼻 医師A E9 G-N-1	上部精査 医師B E10 G-H-1	上部ルーチン 医師D E11 G-R-1	下部ルーチン 医師E E12 C-R-3	9:30	G-R-1 W9	G-N-1 W10	G-H-1 W11	G-R-2 W12		
9:45	上部ルーチン 医師A E14 G-R-3	上部ルーチン 医師B E15 G-R-4	上部ルーチン 医師D E16 G-R-5	下部ルーチン 医師A E19 C-R-1	10:00	C-R-3 W13	G-R-3 W14	G-R-4 W15	G-R-5 W16		
10:00	上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E18 G-R-6	上部経鼻 医師B E20 G-N-1	下部ルーチン 医師D E23 C-R-2	10:15	G-R-6 W17	G-H-2 W18	C-R-1 W19	G-R-1 W20		
10:15	上部ルーチン 医師C E22 G-R-2	上部ルーチン 医師E E24 G-R-3	上部ルーチン 医師B E25 G-R-4	下部精査 医師C E27 C-Z-1	10:30	G-N-1 W21	G-R-2 W22	C-R-2 W23	G-R-3 W24		
10:30	上部ルーチン 医師A E26 G-R-5	上部ルーチン 医師E E28 G-R-6 + G-H-3	上部ルーチン 医師B E29 G-H-1		11:00	G-R-4 W25	G-R-5 W26	C-Z-1 W27	G-R-6 W28		
11:00	上部ルーチン 医師A E33 G-R-2	上部精査 医師B E31 G-H-2		下部ルーチン 医師E E34 C-R-3	11:15	G-H-3 W29	G-H-1 W30	G-R-1 W31	G-H-2 W32		
11:15	上部ルーチン 医師C E35 G-R-3	上部ルーチン 医師B E36 G-H-4	上部ルーチン 医師D E37 G-H-5		11:30	G-H-3 W33 → G-R-2	G-R-2 W34 → C-R-3	C-R-3 W35 → G-R-3	G-R-3 W36 → G-H-4		
11:30	上部ルーチン 医師E E38 G-R-4	上部ルーチン 医師B E39 G-R-5	上部精査 医師D E32 G-H-3	下部精査 医師A E41 C-Z-1	12:00	G-H-4 W37 → G-H-5	G-H-5 W38 → G-R-4	G-R-4 W39 → G-R-5	G-R-5 W40 → C-Z-1		
11:45			上部ルーチン 医師D E40 G-R-6		12:15	G-R-6 W41 → G-H-3	C-Z-1 W42 → G-R-6				
					12:30						

(検査スケジュール)						(検査スケジュール)						(検査スケジュール)						(検査スケジュール)																										
第1検査室			第2検査室			第3検査室			第4検査室			第1検査室			第2検査室			第3検査室			第4検査室																							
上部ルーチン 医師B E1	上部ルーチン 医師A E5	上部経鼻 医師A E9	上部ルーチン 医師B E10	上部経鼻 医師B E10	上部ルーチン 医師B E15	上部ルーチン 医師C E17	上部ルーチン 医師E E18	上部ルーチン 医師E E20	上部ルーチン 医師D E16	上部ルーチン 医師D E13	上部ルーチン 医師D E11	上部ルーチン 医師E E7	上部ルーチン 医師E E3	下部ルーチン 医師D E4	下部ルーチン 医師C E8	下部ルーチン 医師E E12	下部ルーチン 医師A E19	下部経鼻 医師B E20	上部ルーチン 医師B E29	上部ルーチン 医師B E28	上部経鼻 医師B E31	上部ルーチン 医師B E36	上部ルーチン 医師E E39	上部ルーチン 医師B E41	下部ルーチン 医師C E34	下部経鼻 医師B E32	上部ルーチン 医師B E40																	
G-R-1	G-R-4	G-N-1	G-H-1	G-H-1	G-R-4	G-R-6	G-R-6	G-R-5	G-R-5	G-R-2	G-R-1	G-R-6	G-R-3	C-R-1	C-R-2	C-R-3	C-R-1	G-N-1	G-H-1	G-R-6 + G-H-3	G-H-2	G-R-2	G-R-3	G-R-4	G-R-5	G-R-5	G-R-6	G-R-6																
9:00	9:15	9:30	9:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	9:00	9:15	9:30	9:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	9:00	9:15	9:30	9:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30			
9:00	9:15	9:30	9:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	9:00	9:15	9:30	9:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	9:00	9:15	9:30	9:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30
9:00	9:15	9:30	9:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	9:00	9:15	9:30	9:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	9:00	9:15	9:30	9:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30
9:00	9:15	9:30	9:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	9:00	9:15	9:30	9:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	9:00	9:15	9:30	9:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30
9:00	9:15	9:30	9:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	9:00	9:15	9:30	9:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	9:00	9:15	9:30	9:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30
9:00	9:15	9:30	9:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	9:00	9:15	9:30	9:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	9:00	9:15	9:30	9:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30
9:00	9:15	9:30	9:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	9:00	9:15	9:30	9:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30																			

[図74]

(検査スケジュール)				(洗浄スケジュール)			
第1検査室		第2検査室		第3検査室		第4検査室	
9:00	上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1	第1洗浄機	第2洗浄機	第3洗浄機 第4洗浄機
9:15	上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 C-R-2	G-R-1 W1	G-R-2 W2	G-R-3 W3 C-R-1 W4
9:30	上部経鼻 医師A E9 G-N-1	上部精査 医師B E10 G-H-1	上部ルーチン 医師D E11 G-R-1	下部ルーチン 医師E E12 C-R-3	G-R-4 W5	G-R-5 W6	G-R-6 W7 C-R-2 W8
9:45	上部ルーチン 医師A E14 G-R-3	上部ルーチン 医師B E15 G-R-4	上部ルーチン 医師D E13 G-R-2	下部ルーチン 医師A E19 C-R-1	G-R-1 W9 故障検知	G-N-1 W10	G-H-1 W11 G-R-2 W12
10:00	上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E18 G-R-6	上部ルーチン 医師D E16 G-R-5	下部ルーチン 医師B E20 G-N-1	C-R-3 W13	G-R-3 W14	G-R-4 W15 G-R-5 W16
10:15	上部ルーチン 医師C E22 G-R-2	上部ルーチン 医師E E21 G-R-1	上部ルーチン 医師B E25 G-R-4	下部精査 医師C E27 C-Z-1	G-R-6 W17	G-H-2 W18	C-R-1 W19 G-R-1 W20
10:30	上部ルーチン 医師A E26 G-R-5	上部ルーチン 医師E E24 G-R-3	上部ルーチン 医師B E29 G-H-1	下部ルーチン 医師D E32 G-H-3	G-N-1 W21	G-R-2 W22	C-R-2 W23 G-R-3 W24
10:45	上部ルーチン 医師A E30 G-R-1	上部精査 医師B E31 G-H-2	上部ルーチン 医師D E37 G-H-5	下部ルーチン 医師E E34 C-R-3	G-R-4 W25	G-R-5 W26	C-Z-1 W27 G-R-6 W28
11:00	上部ルーチン 医師A E33 G-R-2	上部ルーチン 医師B E36 G-H-4	上部ルーチン 医師D E40 G-R-6	下部精査 医師A E41 C-Z-1	G-H-1 W29	G-R-1 W30	G-H-2 W31 G-H-3 W32
11:15	上部ルーチン 医師C E35 G-R-3	上部ルーチン 医師B E39 G-R-5			G-R-2 W33	C-R-3 W34	G-R-3 W35 G-H-4 W36
11:30	上部ルーチン 医師E E38 G-R-4				G-H-5 W37	G-R-4 W38	G-R-5 W39 G-R-6 W40
11:45					C-Z-1 W41		

[図75]




[図76]

(検査スケジュール)				(洗浄スケジュール)			
第1検査室		第2検査室		第3検査室		第4検査室	
9:00	上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1	第1洗浄機 第2洗浄機 第3洗浄機 第4洗浄機	G-R-1 W1	G-R-3 W3
9:15	上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 C-R-2		G-R-4 W5	G-R-6 W7
9:30	上部経鼻 医師A E9 G-N-1	上部精査 医師B E10 G-H-1	上部ルーチン 医師D E11 G-R-1	下部ルーチン 医師E E12 C-R-3		G-R-1 W9	G-H-1 W11
9:45	上部ルーチン 医師A E14 G-R-3	上部ルーチン 医師B E15 G-R-4	上部ルーチン 医師D E13 G-R-2	下部ルーチン 医師A E19 C-R-1		G-R-3 W13	G-R-4 W15
10:00	上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E18 G-R-6	上部経鼻 医師B E20 G-N-1	下部ルーチン 医師D E23 C-R-2		G-R-6 W17	C-R-1 W19
10:15	上部ルーチン 医師C E22 G-R-2	上部ルーチン 医師E E21 G-R-1	上部ルーチン 医師B E25 G-R-4	下部精査 医師C E27 C-Z-1		G-N-1 W21	G-R-2 W23
10:30	上部ルーチン 医師A E26 G-R-5	上部ルーチン 医師E E24 G-R-3	上部精査 医師D E32 G-H-3	下部ルーチン 医師E E34 C-R-3		G-R-4 W25	G-R-5 W26
10:45	上部ルーチン 医師A E30 G-R-1	上部精査 医師B E31 G-H-2	上部ルーチン 医師D E37 G-H-5	下部精査 医師A E41 C-Z-1		G-H-1 W29	G-H-2 W31
11:00	上部ルーチン 医師A E33 G-R-2	上部ルーチン 医師B E36 G-H-4	上部ルーチン 医師D E40 G-R-6			G-R-2 W33	G-R-3 W35
11:15	上部ルーチン 医師C E35 G-R-3	上部ルーチン 医師B E39 G-R-5				G-H-5 W37	G-R-4 W38
11:30						C-Z-1 W41	G-R-5 W39
11:45							G-R-6 W40
							G-H-4 W36
							G-H-3 W32
							G-R-6 W28
							G-R-3 W24
							G-R-1 W20
							G-R-5 W16
							G-R-2 W12
							C-R-2 W8
							C-R-1 W4

[図77]

内視鏡番号	機種名	個体名称
1	上部ルーチン機	G-R-1
2	上部ルーチン機	G-R-2
3	上部ルーチン機	G-R-3
4	上部ルーチン機	G-R-4
5	上部ルーチン機	G-R-5
6	上部ルーチン機	G-R-6
7	上部高画質機	G-H-1
8	上部高画質機	G-H-2
9	上部高画質機	G-H-3
10	上部高画質機	G-H-4
11	上部高画質機	G-H-5
12	上部経鼻機	G-N-1
13	上部拡大機	G-Z-1
14	上部拡大機	G-Z-2
15	上部処置機	G-T-1
16	上部処置機	G-T-2
17	下部ルーチン機	C-R-1
18	下部ルーチン機	C-R-2
19	下部ルーチン機	C-R-3
20	下部拡大機	C-Z-1
21	下部処置機	C-T-1

[図78]



(検査スケジュール)					(洗浄スケジュール)						
第1検査室		第2検査室		第3検査室		第4検査室		第1洗浄機	第2洗浄機	第3洗浄機	第4洗浄機
9:00	上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1	9:00	G-R-1 W1	G-R-2 W2	G-R-3 W3	C-R-1 W4		
9:15	上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 C-R-2	9:15	G-R-4 W5	G-R-5 W6	G-R-6 W7	C-R-2 W8		
9:30	上部経鼻 医師A E9 G-N-1	上部精査 医師B E10 G-H-1	上部ルーチン 医師D E13 G-R-1	下部ルーチン 医師E E12 C-R-3	9:30	G-R-1 W9	G-N-1 W10	G-H-1 W11	G-R-2 W12		
9:45	上部ルーチン 医師A E14 G-R-3	上部ルーチン 医師B E15 G-R-4	上部ルーチン 医師D E16 G-R-2	下部ルーチン 医師A E19 C-R-1	10:00	G-R-3 W13	G-R-3 W14	G-R-4 W15	G-R-5 W16 (中止)		
10:00	上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E18 G-R-6	上部経鼻 医師B E20 G-N-1	下部ルーチン 医師D E23 C-R-2	10:15	G-R-6 W17	G-H-2 W18	C-R-1 W19	G-R-1 W20		
10:15	上部ルーチン 医師C E22 G-R-2	上部ルーチン 医師E E21 G-R-1	上部ルーチン 医師B E25 G-R-4	下部精査 医師C E27 C-Z-1	10:30	G-N-1 W21	G-R-2 W22	C-R-2 W23	G-R-3 W24		
10:30	上部ルーチン 医師A E26 G-R-5	上部ルーチン 医師E E24 G-R-3	上部ルーチン 医師B E29 G-H-1	下部ルーチン 医師E E34 C-R-3	10:45	G-R-4 W25	G-R-5 W26	C-Z-1 W27	G-R-6 W28		
11:00	上部ルーチン 医師A E30 G-R-1	上部ルーチン 医師B E31 G-H-2	上部精査 医師D E32 G-H-3	下部精査 医師A E41 C-Z-1	11:00	G-H-1 W29	G-R-1 W30	G-H-2 W31	G-H-3 W32		
11:15	上部ルーチン 医師A E33 G-R-2	上部精査 医師B E36 G-H-4	上部ルーチン 医師D E37 G-H-5		11:15	G-R-2 W33	C-R-3 W34	G-R-3 W35	G-H-4 W36		
11:30	上部ルーチン 医師C E35 G-R-3	上部ルーチン 医師B E39 G-R-5	上部ルーチン 医師D E40 G-R-6		11:30	G-H-5 W37	G-R-4 W38	G-R-5 W39	G-R-6 W40		
11:45					11:45	C-Z-1 W41					

[図80]

(検査スケジュール)						(洗浄スケジュール)					
第1検査室		第2検査室		第3検査室		第4検査室		第1洗浄機	第2洗浄機	第3洗浄機	第4洗浄機
9:00	上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1				G-R-1 W1	G-R-2 W2	G-R-3 W3	G-R-1 W4
9:15	上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 C-R-2				G-R-4 W5	G-R-5 W6	G-R-6 W7	G-R-2 W8
9:30	上部経鼻 医師A E9 G-N-1	上部精査 医師B E10 G-H-1	上部ルーチン 医師D E11 G-R-1	下部ルーチン 医師E E12 C-R-3				G-R-1 W9	G-N-1 W10	G-H-1 W11	G-R-2 W12
9:45	上部ルーチン 医師A E14 G-R-3	上部ルーチン 医師B E15 G-R-4	上部ルーチン 医師D E13 G-R-2					G-R-3 W13	G-R-3 W14	G-R-4 W15	G-R-5 W16 (中止)
10:00	上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E18 G-R-6	上部ルーチン 医師D E16 G-R-5	下部ルーチン 医師A E19 C-R-1				G-R-6 W17	G-H-2 W18	C-R-1 W19 (再開)	G-R-5 W16 (再開)
10:15	上部ルーチン 医師C E22 G-R-2	上部ルーチン 医師E E21 G-R-1	上部経鼻 医師B E20 G-N-1	下部ルーチン 医師D E23 C-R-2				G-N-1 W21	G-R-2 W22	C-R-2 W23	G-R-1 W20
10:30	上部ルーチン 医師A E26 G-R-5	上部ルーチン 医師E E24 G-R-3	上部ルーチン 医師B E25 G-R-4	下部精査 医師C E27 C-Z-1				G-R-4 W25	G-R-5 W26	C-Z-1 W27	G-R-3 W24
10:45	上部ルーチン 医師A E30 G-R-1	上部ルーチン 医師E E28 G-R-6	上部ルーチン 医師B E29 G-H-1	下部ルーチン 医師E E34 C-R-3				G-H-1 W29	G-R-1 W30	G-H-2 W31	G-R-6 W28
11:00	上部ルーチン 医師A E33 G-R-2	上部精査 医師B E31 G-H-2	上部精査 医師D E32 G-H-3					G-R-2 W33	C-R-3 W34	G-R-3 W35	G-H-3 W32
11:15	上部ルーチン 医師C E35 G-R-3	上部ルーチン 医師B E36 G-H-4	上部ルーチン 医師D E37 G-H-5	下部精査 医師A E41 C-Z-1				G-H-5 W37	G-R-4 W38	G-R-5 W39	G-H-4 W36
11:30								C-Z-1 W41			G-R-6 W40
11:45	上部ルーチン 医師E E38 G-R-4	上部ルーチン 医師B E39 G-R-5	上部ルーチン 医師D E40 G-R-6								

[図81]

(検査スケジュール)				(洗浄スケジュール)			
第1検査室		第2検査室		第3検査室		第4検査室	
9:00	上部ルーチン 医師A E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1	第1洗浄機	第2洗浄機	第3洗浄機
9:15	上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 C-R-2	第4洗浄機		
9:30	上部経鼻 医師A E9 G-N-1	上部精査 医師B E10 G-H-1	上部ルーチン 医師D E11 G-R-1	下部ルーチン 医師E E12 C-R-3			
9:45	上部ルーチン 医師A E14 G-R-3	上部ルーチン 医師B E15 G-R-4	上部ルーチン 医師D E13 G-R-2				
10:00	上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E18 G-R-6	上部ルーチン 医師D E16 G-R-5	下部ルーチン 医師A E19 C-R-1			
10:15	上部ルーチン 医師C E22 G-R-2	上部ルーチン 医師E E21 G-R-1	上部経鼻 医師B E20 G-N-1	下部ルーチン 医師D E23 C-R-2			
10:30		上部ルーチン 医師E E24 G-R-3	上部ルーチン 医師B E25 G-R-4	下部精査 医師C E27 C-Z-1			
10:45	上部ルーチン 医師A E26 G-R-5	上部ルーチン 医師E E28 G-R-6	上部ルーチン 医師B E29 G-H-1				
11:00	上部ルーチン 医師A E30 G-R-1	上部精査 医師B E31 G-H-2	上部精査 医師D E32 G-H-3	下部ルーチン 医師E E34 C-R-3			
11:15	上部ルーチン 医師A E33 G-R-2	上部ルーチン 医師B E36 G-H-4	上部ルーチン 医師D E37 G-H-5				
11:30	上部ルーチン 医師C E35 G-R-3	上部ルーチン 医師B E39 G-R-5		下部精査 医師A E41 C-Z-1			
11:45	上部ルーチン 医師E E38 G-R-4		上部ルーチン 医師D E40 G-R-6				

[図82]

検査種別番号	検査種別名	医師A	医師B	医師C	医師D	医師E
1	上部ルーチン	○	○	○	○	○
2	上部経鼻	○	○	○	○	○
3	上部精査	○	○	○	○	△
4	上部処置A 比較的短	○	○	○	○	○
5	上部処置B 比較的長	○	○	○	○	×
6	上部処置 胃ESD	○	○	○	△	×
7	上部処置 食道ESD	○	○	○	×	×
8	上部緊急	○	○	○	○	△
9	下部ルーチン	○	○	○	○	△
10	下部ドック	○	○	○	○	△
11	下部精査(IBD等含む)	○	○	○	×	×
12	下部処置A 比較的短	○	○	○	×	×
13	下部処置B 比較的長	○	○	○	×	×
14	下部処置 大腸ESD	○	○	○	×	×
15	下部緊急	○	○	○	△	×


< 医師技能 >

○ : 単独実施可能

△ : 指導下で実施可能

×

[図83]



(検査スケジュール)				
第1検査室		第2検査室		第3検査室
上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1	
上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 C-R-2	
上部経鼻 医師A E9 G-N-1	上部精査 医師B E10 G-H-1	上部ルーチン 医師D E11 G-R-1	下部ルーチン 医師E E12 C-R-3	
上部ルーチン 医師A E14 G-R-3	上部ルーチン 医師B E15 G-R-4	上部ルーチン 医師D E13 G-R-2		
上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E18 G-R-6	上部ルーチン 医師D E16 G-R-5	下部ルーチン 医師A E19 C-R-1	
上部ルーチン E22 G-R-2	上部ルーチン 医師E E21 G-R-1	上部経鼻 医師B E20 G-N-1	下部ルーチン 医師D E23 C-R-2	
上部ルーチン 医師A E26 G-R-5	上部ルーチン 医師E E24 G-R-3	上部ルーチン 医師B E25 G-R-4	下部精査 E27 C-Z-1	
上部ルーチン 医師A E30 G-R-1	上部ルーチン 医師E E28 G-R-6	上部ルーチン 医師B E29 G-H-1		
上部ルーチン 医師A E33 G-R-2	上部精査 医師B E31 G-H-2	上部精査 医師D E32 G-H-3	下部ルーチン 医師E E34 C-R-3	
上部ルーチン 医師C E35 G-R-3	上部ルーチン 医師B E36 G-H-4	上部ルーチン 医師D E37 G-H-5		
上部ルーチン 医師E E38 G-R-4	上部ルーチン 医師B E39 G-R-5	上部ルーチン 医師D E40 G-R-6	下部精査 医師A E41 C-Z-1	

(洗浄スケジュール)				
第1洗浄機		第2洗浄機		第3洗浄機
G-R-1 W1	G-R-2 W2	G-R-3 W3	C-R-1 W4	
G-R-4 W5	G-R-5 W6	G-R-6 W7	C-R-2 W8	
G-R-1 W9	G-N-1 W10	G-H-1 W11	G-R-2 W12	
C-R-3 W13	G-R-3 W14	G-R-4 W15	G-R-5 W16	
G-R-6 W17	G-H-2 W18	C-R-1 W19	G-R-1 W20	
G-N-1 W21	G-R-2 W22	C-R-2 W23	G-R-3 W24	
G-R-4 W25	G-R-5 W26	C-Z-1 W27	G-R-6 W28	
G-H-1 W29	G-R-1 W30	G-H-2 W31	G-H-3 W32	
G-R-2 W33	C-R-3 W34	G-R-3 W35	G-H-4 W36	
G-H-5 W37	G-R-4 W38	G-R-5 W39	G-R-6 W40	
C-Z-1 W41				

[図85]

(検査スケジュール)				(洗浄スケジュール)			
第1検査室		第2検査室		第3検査室		第4検査室	
9:00	上部ルーチン 医師B E1	上部ルーチン 医師C E2	上部ルーチン 医師E E3	下部ルーチン 医師D E4	第1洗浄機	第2洗浄機	第3洗浄機
9:15	上部ルーチン 医師A E5	上部ルーチン 医師B E6	上部ルーチン 医師E E7	下部ルーチン 医師C E8	9:00	9:15	9:30
9:30	上部経鼻 医師A E9	上部精査 医師B E10	上部ルーチン 医師D E11	下部ルーチン 医師E E12	9:15	9:30	9:45
9:45	上部ルーチン 医師A E14	上部ルーチン 医師B E15	上部ルーチン 医師D E13	下部ルーチン 医師E E12	9:30	9:45	10:00
10:00	上部精査 医師C E17	上部ルーチン 医師B E18	上部ルーチン 医師D E16	下部ルーチン 医師A E19	9:45	10:00	10:15
10:15	上部経鼻 医師C E17	上部ルーチン 医師E E21	上部経鼻 医師B E20	下部ルーチン 医師D E23	10:00	10:15	10:30
10:30	上部ルーチン 医師A E22	上部ルーチン 医師E E24	上部ルーチン 医師B E25	下部精査 E27	10:15	10:30	10:45
10:45	上部ルーチン 医師A E26	上部ルーチン 医師E E28	上部ルーチン 医師B E29	下部精査 E27	10:30	10:45	11:00
11:00	上部ルーチン 医師A E30	上部精査 医師B E31	上部精査 医師D E32	下部ルーチン 医師E E34	10:45	11:00	11:15
11:15	上部ルーチン 医師A E33	上部精査 医師B E31	上部精査 医師D E32	下部ルーチン 医師E E34	11:00	11:15	11:30
11:30	上部ルーチン 医師C E35	上部ルーチン 医師B E36	上部ルーチン 医師D E37	下部精査 医師A E41	11:15	11:30	11:45
11:45	上部ルーチン 医師E E38	上部ルーチン 医師B E39	上部ルーチン 医師D E40	下部精査 医師A E41	11:30	11:45	12:00
					11:45	12:00	12:15
					12:00	12:15	12:30
					12:15	12:30	
					12:30		

(検査スケジュール)											
第1検査室			第2検査室			第3検査室			第4検査室		
9:00	上部ルーチン 医師B E1	上部ルーチン 医師C E2	上部ルーチン 医師E E3	下部ルーチン 医師D E4	9:00	第1洗浄機	第2洗浄機	第3洗浄機	第4洗浄機		
9:15	上部ルーチン 医師A E5	上部ルーチン 医師B E6	上部ルーチン 医師E E7	下部ルーチン 医師C E8	9:15						
9:30	上部経鼻 医師A E9	上部精査 医師B E10	上部ルーチン 医師D E11	下部ルーチン 医師E E12	9:30						
9:45	上部ルーチン 医師A E14	上部ルーチン 医師B E15	上部ルーチン 医師D E13	下部ルーチン 医師A E19	9:45						
10:00	上部精査 医師C E17	上部ルーチン 医師E E18	上部ルーチン 医師D E16	下部ルーチン 医師D E23	10:00						
10:15	上部ルーチン 医師A E22	上部ルーチン 医師E E21	上部経鼻 医師B E20	下部ルーチン 医師D E27	10:15						
10:30	上部ルーチン 医師A E26	上部ルーチン 医師E E24	上部ルーチン 医師B E25	下部精査 医師B E27	10:30						
10:45	上部ルーチン 医師A E30	上部ルーチン 医師E E28	上部ルーチン 医師B E29	下部精査 医師B E27	10:45						
11:00	上部ルーチン 医師A E33	上部精査 医師B E31	上部精査 医師D E32	下部ルーチン 医師E E34	11:00						
11:15	上部ルーチン 医師C E35	上部ルーチン 医師B E36	上部ルーチン 医師D E37	下部ルーチン 医師E E34	11:15						
11:30	上部ルーチン 医師E E38	上部ルーチン 医師B E39	上部ルーチン 医師D E40	下部精査 医師A E41	11:30						
11:45					11:45						

[illegible]

[図88]

(検査スケジュール)				(洗浄スケジュール)			
第1検査室		第2検査室		第3検査室		第4検査室	
9:00	上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1	第1洗浄機	第2洗浄機	第3洗浄機
9:15	上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 C-R-2	9:00	9:15	9:30
9:30	上部経鼻 医師A E9 G-N-1	上部精査 医師B E10 G-H-1	上部ルーチン 医師D E11 G-R-1	下部ルーチン 医師E E12 C-R-3	9:15	9:30	9:45
9:45	上部ルーチン 医師A E14 G-R-3	上部ルーチン 医師B E15 G-R-4	上部ルーチン 医師D E13 G-R-2	下部ルーチン 医師A E19 C-R-1	9:30	9:45	10:00
10:00	上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E18 G-R-6	上部経鼻 医師B E20 G-N-1	下部精査 医師C E27 C-Z-1	9:45	10:00	10:15
10:15	上部ルーチン 医師C E22 G-R-2	上部ルーチン 医師E E24 G-R-3	上部ルーチン 医師B E25 G-R-4	下部ルーチン 医師D E23 C-R-2	10:00	10:15	10:30
10:30	上部ルーチン 医師A E26 G-R-5	上部ルーチン 医師E E28 G-R-6	上部ルーチン 医師B E29 G-H-1	下部精査 医師C E27 C-Z-1	10:15	10:30	10:45
10:45	上部ルーチン 医師A E30 G-R-1	上部精査 医師B E31 G-H-2	上部精査 医師D E32 G-H-3	下部ルーチン 医師E E34 C-R-3	10:30	10:45	11:00
11:00	上部ルーチン 医師C E35 G-R-3	上部ルーチン 医師B E36 G-H-4	上部ルーチン 医師D E37 G-H-5	下部精査 医師A E41 C-Z-1	11:00	11:15	11:30
11:15	上部ルーチン 医師E E38 G-R-4	上部ルーチン 医師B E39 G-R-5	上部ルーチン 医師D E40 G-R-6		11:15	11:30	11:45
11:30					11:30	11:45	12:00
11:45					11:45	12:00	12:15
					12:00	12:15	12:30
					12:15	12:30	
					12:30		

[図89]

(検査スケジュール)				(洗浄スケジュール)			
第1検査室		第2検査室		第3検査室		第4検査室	
9:00	上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1	第1洗浄機	第2洗浄機	第3洗浄機
9:15	上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 C-R-2	9:00	9:15	9:30
9:30	上部経鼻 医師A E9 G-N-1	上部精査 医師B E10 G-H-1	上部ルーチン 医師D E11 G-R-1	下部ルーチン 医師E E12 C-R-3	9:15	9:30	9:45
9:45	上部ルーチン 医師A E14 G-R-3	上部ルーチン 医師B E15 G-R-4	上部ルーチン 医師D E13 G-R-2	下部ルーチン 医師A E19 C-R-1	9:30	9:45	10:00
10:00	上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E18 G-R-6	上部経鼻 医師B E20 G-N-1	下部ルーチン E23 C-R-2	9:45	10:00	10:15
10:15	上部ルーチン E22 G-R-2	上部ルーチン E24 G-R-3	上部ルーチン E25 G-R-4	下部精査 E27 C-Z-1	10:00	10:15	10:30
10:30	上部ルーチン E26 G-R-5	上部ルーチン E28 G-R-6	上部ルーチン E29 G-H-1	上部精査 医師D E32 G-H-3	10:15	10:30	10:45
10:45	上部ルーチン E30 G-R-1	上部精査 医師B E31 G-H-2	上部ルーチン 医師D E37 G-H-4	下部ルーチン 医師E E34 C-R-3	10:30	10:45	11:00
11:00	上部ルーチン 医師A E33 G-R-2	上部ルーチン 医師B E36 G-H-4	上部ルーチン 医師D E40 G-R-6	下部精査 医師A E41 C-Z-1	10:45	11:00	11:15
11:15	上部ルーチン 医師C E35 G-R-3	上部ルーチン 医師B E39 G-R-5			11:00	11:15	11:30
11:30					11:15	11:30	11:45
11:45					11:30	11:45	12:00
					11:45	12:00	12:15
					12:00	12:15	12:30
					12:15	12:30	
					12:30		

[図90]

検査種別番号	検査種別名	医師A	医師B	医師C	医師D	医師E	優先1	優先2	優先3
1	上部ルーチン	○	○	○	○	○	D E	A B C	
2	上部経鼻	○	○	○	○	○	D E	A B C	
3	上部精査	○	○	○	○	△	D	A B C	E
4	上部処置A 比較的短	○	○	○	○	○	D E	A B C	
5	上部処置B 比較的長	○	○	○	○	×	D	A B C	
6	上部処置 胃ESD	○	○	○	△	×	A B C	D	
7	上部処置 食道ESD	○	○	○	×	×	A B C		
8	上部緊急	○	○	○	○	△	D	A B C	E
9	下部ルーチン	○	○	○	○	△	D	A B C	E
10	下部ドック	○	○	○	○	△	D	A B C	E
11	下部精査 (IBD等含む)	○	○	○	×	×	A B C		
12	下部処置A 比較的短	○	○	○	×	×	A B C		
13	下部処置B 比較的長	○	○	○	×	×	A B C		
14	下部処置 大腸ESD	○	○	○	×	×	A B C		
15	下部緊急	○	○	○	△	×	A B C	D	

<医師技能>

○ : 単独実施可能

△ : 指導下で実施可能

× : 実施不許可

[図91]

(検査スケジュール)				(洗浄スケジュール)			
第1検査室		第2検査室		第3検査室		第4検査室	
9:00	上部ルーチン 医師B E1 G-R-1	上部ルーチン 医師C E2 G-R-2	上部ルーチン 医師E E3 G-R-3	下部ルーチン 医師D E4 C-R-1	第1洗浄機 第2洗浄機 第3洗浄機 第4洗浄機		
9:15	上部ルーチン 医師A E5 G-R-4	上部ルーチン 医師B E6 G-R-5	上部ルーチン 医師E E7 G-R-6	下部ルーチン 医師C E8 C-R-2		G-R-1 W1	G-R-3 W3
9:30	上部経鼻 医師A E9 G-N-1	上部精査 医師B E10 G-H-1	上部ルーチン 医師D E11 G-R-1	下部ルーチン 医師E E12 C-R-3		G-R-4 W5	G-R-6 W7
9:45	上部ルーチン 医師A E14 G-R-3	上部ルーチン 医師B E15 G-R-4	上部ルーチン 医師D E13 G-R-2	下部ルーチン 医師E E12 C-R-3		G-R-1 W9	G-N-1 W10
10:00	上部精査 医師C E17 G-H-2	上部ルーチン 医師E E18 G-R-6	上部ルーチン 医師D E16 G-R-5	下部ルーチン 医師A E19 C-R-1		G-R-3 W13	G-R-3 W14
10:15	上部ルーチン 医師D E22 G-R-2	上部ルーチン 医師E E21 G-R-1	上部経鼻 医師B E20 G-N-1	下部ルーチン 医師A E23 C-R-2		C-R-3 W15	G-R-4 W15
10:30	上部ルーチン 医師D E26 G-R-5	上部ルーチン 医師E E24 G-R-3	上部ルーチン 医師B E25 G-R-4	下部精査 医師A E27 C-Z-1		G-R-6 W17	G-H-2 W18
10:45	上部ルーチン 医師D E30 G-R-1	上部ルーチン 医師E E28 G-R-6	上部ルーチン 医師B E29 G-H-1	下部精査 医師A E27 C-Z-1		G-N-1 W21	G-R-2 W22
11:00	上部ルーチン 医師A E33 G-R-2	上部精査 医師B E31 G-H-2	上部精査 医師D E32 G-H-3	下部ルーチン 医師E E34 C-R-3		G-R-4 W25	G-R-5 W26
11:15	上部ルーチン 医師C E35 G-R-3	上部ルーチン 医師B E36 G-H-4	上部ルーチン 医師D E37 G-H-5	下部精査 医師A E41 C-Z-1		G-H-1 W29	G-R-1 W30
11:30	上部ルーチン 医師E E38 G-R-4	上部ルーチン 医師B E39 G-R-5	上部ルーチン 医師D E40 G-R-6			G-R-2 W33	C-R-3 W34
11:45						G-H-5 W37	G-R-4 W38
						C-Z-1 W41	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2016/064441

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

A61B1/12(2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A61B1/12

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2016
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2016	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2016

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2010/47081 A1 (Olympus Medical Systems Corp.), 29 April 2010 (29.04.2010), fig. 2 & US 2010-268545 A1 fig. 2 & EP 2343684 A1 & CN 102203820 A	1-28
A	JP 2003-61907 A (Olympus Optical Co., Ltd.), 04 March 2003 (04.03.2003), & US 2003-60678 A1 & EP 1288839 A2	1-28
A	JP 2010-39560 A (Olympus Medical Systems Corp.), 18 February 2010 (18.02.2010), & US 2010-30573 A1 & EP 2151778 A1 & CN 101639874 A	1-28

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
28 July 2016 (28.07.16)

Date of mailing of the international search report
09 August 2016 (09.08.16)

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2016/064441

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2008-117382 A (Olympus Medical Systems Corp.), 22 May 2008 (22.05.2008), & US 2008-162184 A1	1-28
A	JP 2004-358092 A (Olympus Corp.), 24 December 2004 (24.12.2004), & US 2004-249670 A1 & EP 1633146 A1 & CN 1771731 A	1-28

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. A61B1/12(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. A61B1/12

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2016年
日本国実用新案登録公報	1996-2016年
日本国登録実用新案公報	1994-2016年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	WO 2010/47081 A1（オリンパスメディカルシステムズ株式会社） 2010.04.29, 【図2】 & US 2010-268545 A1, FIG2 & EP 2343684 A1 & CN 102203820 A	1-28
A	JP 2003-61907 A（オリンパス光学工業株式会社） 2003.03.04, & US 2003-60678 A1 & EP 1288839 A2	1-28

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

28.07.2016

国際調査報告の発送日

09.08.2016

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（ISA/J P）

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

小田倉 直人

2Q

9163

電話番号 03-3581-1101 内線 3292

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2010-39560 A (オリンパスメディカルシステムズ株式会社) 2010.02.18, & US 2010-30573 A1 & EP 2151778 A1 & CN 101639874 A	1 - 2 8
A	JP 2008-117382 A (オリンパスメディカルシステムズ株式会社) 2008.05.22, & US 2008-162184 A1	1 - 2 8
A	JP 2004-358092 A (オリンパス株式会社) 2004.12.24, & US 2004-249670 A1 & EP 1633146 A1 & CN 1771731 A	1 - 2 8