

(19)日本国特許庁(JP)

## (12)特許公報(B2)

(11)特許番号

特許第7688575号  
(P7688575)

(45)発行日 令和7年6月4日(2025.6.4)

(24)登録日 令和7年5月27日(2025.5.27)

(51)国際特許分類

F I

|         |        |           |         |        |
|---------|--------|-----------|---------|--------|
| A 6 1 K | 35/17  | (2025.01) | A 6 1 K | 35/17  |
| A 6 1 P | 35/00  | (2006.01) | A 6 1 P | 35/00  |
| A 6 1 P | 11/00  | (2006.01) | A 6 1 P | 11/00  |
| A 6 1 P | 43/00  | (2006.01) | A 6 1 P | 43/00  |
| A 6 1 K | 31/675 | (2006.01) | A 6 1 K | 31/675 |

1 2 1

請求項の数 18 (全387頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2021-523888(P2021-523888)

(86)(22)出願日 令和1年11月4日(2019.11.4)

(65)公表番号 特表2022-512899(P2022-512899  
A)

(43)公表日 令和4年2月7日(2022.2.7)

(86)国際出願番号 PCT/US2019/059720

(87)国際公開番号 WO2020/096989

(87)国際公開日 令和2年5月14日(2020.5.14)

審査請求日 令和4年11月4日(2022.11.4)

(31)優先権主張番号 62/756,025

(32)優先日 平成30年11月5日(2018.11.5)

(33)優先権主張国・地域又は機関

米国(US)

(31)優先権主張番号 62/903,627

(32)優先日 令和1年9月20日(2019.9.20)

最終頁に続く

(73)特許権者 519006377

アイオバンス バイオセラピューティク  
ス, インコーポレイテッドアメリカ合衆国, カリフォルニア州 9  
4 0 7 0 サン カルロス インダストリ  
アル ロード 8 2 5 スイート 4 0 0

(74)代理人 100079108

弁理士 稲葉 良幸

(74)代理人 100109346

弁理士 大貫 敏史

(74)代理人 100117189

弁理士 江口 昭彦

(74)代理人 100134120

弁理士 内藤 和彦

(72)発明者 ファーディス, マリア

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 抗PD-1抗体に対して不応性のNSCLC患者の治療

## (57)【特許請求の範囲】

## 【請求項1】

非小細胞肺癌（NSCLC）を治療する方法における使用のための、腫瘍浸潤リンパ球（TIL）の集団を含む薬学的組成物であって、前記方法が、

（a）外科的切除、針生検、コア生検、小生検、または腫瘍細胞とTIL細胞との混合物を含有する試料を取得するための他の手段から、患者のNSCLC腫瘍から取得される第1のTIL集団を提供する、または、NSCLCを有する患者から切除される腫瘍から取得される第1のTIL集団を提供するステップと、

（b）前記第1のTIL集団を含む腫瘍断片を、第1の細胞培養培地と接触させるステップと、

（c）前記第1の細胞培養培地中で前記第1のTIL集団の初期拡張を行い、第2のTIL集団を取得するステップであって、前記第2のTIL集団が、前記第1のTIL集団よりも数が少なくとも5倍多く、前記第1の細胞培養培地が、IL-2、OKT-3（抗CD3抗体）、および任意で抗原提示細胞（APC）を含み、さらに、前記初期拡張が、最大で1日、最大で2日、最大で3日、最大で4日、最大で5日、最大で6日、最大で7日、もしくは最大で8日の期間中、または、1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、もしくは8日の期間中に行われるステップと、

（d）第2の細胞培養培地中で前記第2のTIL集団の急速拡張を行い、第3のTIL集団を取得するステップであって、前記第2の細胞培養培地が、IL-2、OKT-3（抗CD3抗体）、および任意に照射された、同種異系末梢血単核細胞（PBMC）である

抗原提示細胞（APC）を含み、前記急速拡張が、1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、または11日の期間中に行われ、任意選択で、前記第3のTIL集団が、急速拡張の開始から7日後に前記第2のTIL集団よりも数が少なくとも5.0倍多い、ステップと、

（e）前記第3のTIL集団を採取するステップと、

（f）前記第3のTIL集団を前記患者に投与するステップと、

を含み、

前記NSCLCが、抗PD-1抗体による治療に対して不応性である、薬学的組成物。

【請求項2】

前記初期拡張が1～8日間行われ、前記第2の拡張が1～9日間行われる、請求項1に記載の薬学的組成物。

【請求項3】

前記初期拡張が8日間行われ、前記第2の拡張が7～9日間行われる、請求項1に記載の薬学的組成物。

【請求項4】

前記APCが、ステップ（c）において4～7日目の任意の時点で追加される、請求項1に記載の薬学的組成物。

【請求項5】

前記初期拡張および前記急速拡張が合計で14～16日間行われる、請求項1に記載の薬学的組成物。

【請求項6】

前記第1のTIL集団が、多病変サンプリング法を用いて取得される、請求項1に記載の薬学的組成物。

【請求項7】

（a）前記不応性NSCLCが、抗PD-1抗体および／または抗PD-L1抗体および／または抗PD-L2抗体で以前に治療されている、

（b）前記不応性NSCLCが、抗PD-L1抗体で以前に治療されていない、

（c）前記不応性NSCLCが、化学療法剤で以前に治療されている、

（d）前記不応性NSCLCが、抗PD-1抗体および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されており、化学療法剤で以前に治療されている、

（e）前記不応性NSCLCが、抗PD-L1抗体で以前に治療されておらず、化学療法剤で以前に治療されている、または、

（f）前記不応性NSCLCが、化学療法剤で治療されているが、現在は化学療法剤で治療されていない、

請求項1に記載の薬学的組成物。

【請求項8】

前記不応性NSCLCが、低いPD-L1の発現を有し、（a）前記不応性NSCLCが、抗PD-1抗体および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されている、または、

（b）前記不応性NSCLCが、抗PD-L1抗体で以前に治療されていない、（c）前記不応性NSCLCが、化学療法剤で治療されている、または（d）前記不応性NSCLCが、化学療法剤で治療されているが、現在は化学療法剤で治療されていない、請求項1

に記載の薬学的組成物。

【請求項9】

（a）前記不応性NSCLCが、抗PD-L1抗体で以前に治療されておらず、ベースラインで巨大腫瘍病変を有する、

（b）前記不応性NSCLCが、抗PD-1抗体および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されており、ベースラインで巨大腫瘍病変を有する、

（c）前記不応性NSCLCが、化学療法剤で治療されており、ベースラインで巨大腫瘍病変を有する、または、

（d）前記不応性NSCLCが、化学療法剤で治療されているが、現在は化学療法剤で

10

20

30

40

50

治療されておらず、ベースラインで巨大腫瘍病変を有し、任意選択で、最大腫瘍直径が、横断面もしくは冠状面のいずれかで測定して7 cmより大きいか、または腫れたリンパ節が20 mm以上の短軸直径を有する場合、巨大腫瘍病変が示される、請求項1に記載の薬学的組成物。

【請求項10】

前記方法が、ステップ(b)の前に、前記腫瘍を腫瘍断片に断片化するステップをさらに含む、請求項1に記載の薬学的組成物。

【請求項11】

前記腫瘍が、1つ以上の腫瘍部位から切除される、請求項1～10のいずれか一項に記載の薬学的組成物。

【請求項12】

(a) 前記不応性NSCLCが、抗PD-1抗体および／または抗PD-L1抗体および／または抗PD-L2抗体で以前に治療されている、

(b) 前記不応性NSCLCが、抗PD-L1抗体で以前に治療されていない、

(c) 前記不応性NSCLCが、化学療法剤で治療されている、

(d) 前記不応性NSCLCが、抗PD-1抗体および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されており、化学療法剤で以前に治療されている、

(e) 前記不応性NSCLCが、抗PD-L1抗体で以前に治療されておらず、化学療法剤で以前に治療されている、または、

(f) 前記不応性NSCLCが、化学療法剤で治療されているが、現在は化学療法剤で治療されていない、

請求項10に記載の薬学的組成物。

【請求項13】

前記不応性NSCLCが、低いPD-L1の発現を有し、

(a) 前記不応性NSCLCが、抗PD-1抗体および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されている、

(b) 前記不応性NSCLCが、抗PD-L1抗体で以前に治療されていない、

(c) 前記不応性NSCLCが、化学療法剤で治療されている、または、

(d) 前記不応性NSCLCが、化学療法剤で治療されているが、現在は化学療法剤で治療されていない、

請求項10に記載の薬学的組成物。

【請求項14】

(a) 前記不応性NSCLCが、抗PD-L1抗体で以前に治療されておらず、ベースラインで巨大腫瘍病変を有する、

(b) 前記不応性NSCLCが、抗PD-1抗体および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されており、ベースラインで巨大腫瘍病変を有する、

(c) 前記不応性NSCLCが、化学療法剤で治療されており、ベースラインで巨大腫瘍病変を有する、または、

(d) 前記不応性NSCLCが、化学療法剤で治療されているが、現在は化学療法剤で治療されておらず、ベースラインで巨大腫瘍病変を有し、任意選択で、前記最大腫瘍直径が、前記横断面もしくは冠状面のいずれかで測定して7 cmより大きいか、または腫れたリンパ節が20 mm以上の短軸直径を有する場合、前記巨大腫瘍病変が示される、請求項10に記載の薬学的組成物。

【請求項15】

(i) 前記不応性NSCLCが、ネオアジュバント療法またはアジュバント療法を含まない、少なくとも2つの以前の全身治療過程に対して不応性である、および／または、前記不応性NSCLCが、ニボルマブ、ペムブロリズマブ、JS001、TSR-042、ピジリズマブ、BGB-A317、SHR-1210、REGN2810、MDX-1106、PDR001、クローン由来の抗PD-1：RMP1-14、デュルバルマブ、アテゾリズマブ、アベルマブ、ならびにそれらの断片からなる群から選択される、抗PD-

10

20

30

40

50

1 抗体または抗PD-L1抗体に対して不応性であり、任意選択で、前記不応性NSCLCが、ペムブロリズマブ、ニボルマブ、イピリムマブなどの抗CTLA-4抗体、イピリムマブおよびペムブロリズマブなどの抗CTLA-4抗体、イピリムマブおよびニボルマブなどの抗CTLA-4抗体、デュルバルマブ、アテゾリズマブ、またはアベルマブに対して不応性である、および／または、

(ii) 前記IL-2が、1000IU/mL～6000IU/mLの間の初期濃度で前記第1の細胞培養培地中に存在し、任意選択で、前記IL-2が、1000IU/mL～6000IU/mLの間の初期濃度で存在し、前記OKT-3抗体が、約30ng/mLの初期濃度で前記第2の細胞培養培地中に存在する、および／または、

(iii) 前記初期拡張が、ガス透過性容器を使用して行われる、および／または、前記急速拡張が、ガス透過性容器を使用して行われる、および／または、

(iv) 前記第1の細胞培養培地が、IL-4、IL-7、IL-15、IL-21、およびそれらの組み合わせからなる群から選択されるサイトカインをさらに含む、および／または、前記第2の細胞培養培地が、IL-4、IL-7、IL-15、IL-21、およびそれらの組み合わせからなる群から選択されるサイトカインをさらに含む、および／または、

(v) 前記方法が、前記第3のTIL集団を前記患者に投与する前に、非骨髓破壊的リンパ球枯渇レジメンで前記患者を治療するステップをさらに含む、および／または、前記患者への前記第3のTIL集団の投与の翌日に開始するIL-2レジメンで前記患者を治療するステップをさらに含む、任意選択で、前記非骨髓破壊的リンパ球枯渇レジメンが、60mg/m<sup>2</sup>/日の用量で2日間のシクロホスファミドの投与に続いて、25mg/m<sup>2</sup>/日の用量で5日間のフルダリンを投与するステップを含む、および／または、前記IL-2レジメンが、許容範囲まで8時間ごとに15分間のボーラス静脈内注入として投与される、600, 000もしくは720, 000IU/kgのアルデスロイキンを含む高用量IL-2レジメンである、

請求項1～14のいずれか一項に記載の薬学的組成物。

【請求項16】

前記NSCLCが、抗PD-1抗体および化学療法剤を含む併用治療または療法に対して不応性であり、任意選択で、前記抗PD-1抗体または前記抗PD-L1抗体が、ニボルマブ、ペムブロリズマブ、JS001、TSR-042、ピジリズマブ、BGB-A317、SHR-1210、REGN2810、MDX-1106、PDR001、クローン由来の抗PD-1：RMP1-14、デュルバルマブ、アテゾリズマブ、アベルマブ、およびそれらの断片からなる群から選択される、請求項1～15のいずれか一項に記載の薬学的組成物。

【請求項17】

(i) 前記化学療法剤が、白金ダブルット化学療法剤であり、任意選択で、前記白金ダブルット化学療法剤が、

(a) シスプラチンおよびカルボプラチンからなる群から選択される第1の化学療法剤と、

(b) ビノレルビン、ゲムシタビン、およびタキサン（例えば、パクリタキセル、ドセタキセル、またはnab-パクリタキセルを含む）からなる群から選択される第2の化学療法剤と、

を含む、および／または、

(ii) 前記化学療法剤が、ペメトレキセドと組み合わされており、任意選択で、前記NSCLCが、カルボプラチン、パクリタキセル、ペメトレキセド、およびシスプラチンを含む併用療法に対して不応性であるか、前記NSCLCが、カルボプラチン、パクリタキセル、ペメトレキセド、シスプラチン、ニボルマブ、およびイピリムマブを含む併用療法に対して不応性である、

請求項16に記載の薬学的組成物。

【請求項18】

10

20

30

40

50



前記急速拡張が、7日、8日、9日、10日、または11日の期間中に行われる、請求項1に記載の薬学的組成物。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

関連出願の相互参照

本出願は、2018年11月5日に提出された米国仮特許出願第62/756,025号および2019年9月20日に提出された米国仮特許出願第62/903,627号の優先権を主張し、これらは参照によりそれらの全体が本明細書に組み込まれる。

【背景技術】

【0002】

腫瘍浸潤リンパ球（TIL）の養子移入を使用した巨大な不応性癌の治療は、予後不良の患者の治療に対する強力なアプローチとなる。Gattinoni, et al., Nat. Rev. Immunol. 2006, 6, 383-393。免疫療法を成功させるには多数のTILが必要であり、商品化には堅牢かつ信頼性の高いプロセスが必要である。これは、細胞拡張に関する技術、物流、および規制上の問題のために達成することが困難であった。IL-2ベースのTIL拡張とそれに続く「急速拡張プロセス」（REP）は、その速度および効率のためにTIL拡張の好ましい方法になっている。Dudley, et al., Science 2002, 298, 850-54、Dudley, et al., J. Clin. Oncol. 2005, 23, 2346-57、Dudley, et al., J. Clin. Oncol. 2008, 26, 5233-39、Riddell, et al., Science 1992, 257, 238-41、Dudley, et al., J. Immunother. 2003, 26, 332-42。REPは、フィーダー細胞としての、多くの場合、複数のドナーに由来する照射された同種異系末梢血単核細胞（PBMC、単核細胞（MNC）としても知られる）の大過剰（例えば、200倍）、ならびに抗CD3抗体（OKT3）および高用量のIL-2を必要とするが、14日間にわたってTILの1,000倍の拡張をもたらす得る。Dudley, et al., J. Immunother. 2003, 26, 332-42。REP手順を受けたTILは、黒色腫を有する患者の宿主免疫抑制に続いて、養子細胞療法を成功させた。現在の注入受容パラメータは、TILの組成（例えば、CD28、CD8、またはCD4陽性）の読み取り値、ならびにREP産物の倍率拡張および生存率に依存している。

【0003】

現在のTILの製造および治療プロセスは、長さ、コスト、無菌性の懸念、および本明細書に記載される他の要因によって制限されているため、抗PD-1に対して不応性であるために患者を治療する可能性は厳しく制限されている。実行可能な治療選択肢がほとんどまたはまったく残っていない患者を治療する際に使用するのに適したTIL製造プロセスおよびかかるプロセスに基づく治療法を提供することが緊急に必要である。本発明は、抗PD-1治療に対して不応性である非小細胞肺癌（NSCLC）患者の治療に用いることができるTILを生成する際に使用するための短縮された製造プロセスを提供することによって、この必要性を満たす。

【発明の概要】

【0004】

本発明は、抗PD-1治療に対して不応性である非小細胞肺癌（NSCLC）患者の治療に使用するために、TILを拡張し、治療的TIL集団を生成するための改善および/または短縮された方法を提供する。

【0005】

本発明は、非小細胞肺癌（NSCLC）を腫瘍浸潤リンパ球（TIL）の集団で治療する方法であって、

（a）外科的切除、針生検、コア生検、小生検、または患者のNSCLC腫瘍からの腫瘍細胞とTIL細胞との混合物を含有する試料を取得するための他の手段から第1のTIL

10

20

30

40

50

L 集団を取得および／または受容するステップと、

(c) 腫瘍断片を、第1の細胞培養培地と接触させるステップと、

(d) 第1の細胞培養培地中で第1のTIL集団の初期拡張を行い、第2のTIL集団を取得するステップであって、第2のTIL集団が、第1のTIL集団よりも数が少なくとも5倍多く、第1の細胞培養培地が、IL-2を含む、ステップと、

(e) 第2の細胞培養培地中で第2のTIL集団の急速拡張を行い、第3のTIL集団を取得するステップであって、第3のTIL集団が、急速拡張の開始から7日後に第2のTIL集団よりも数が少なくとも50倍多く、第2の細胞培養培地が、IL-2、OKT-3（抗CD3抗体）、および任意に照射された同種異系末梢血単核細胞（PBMC）を含み、急速拡張が、14日以内の期間にわたって行われる、ステップと、

(f) 第3のTIL集団を採取するステップと、

(g) 第3のTIL集団の治療上有効な部分をNSCLCを有する患者に投与するステップと、を含み、

NSCLCが、抗PD-1抗体による治療に対して不応性である、方法を提供する。

【0006】

いくつかの実施形態では、「取得すること」は、方法および／またはプロセスで用いられるTILが、方法および／またはプロセスステップの一部として、試料（外科的切除、針生検、コア生検、小生検、もしくは他の試料を含む）から直接誘導され得ることを示す。いくつかの実施形態では、「受容すること」は、方法および／またはプロセスで用いられるTILが、試料（外科的切除、針生検、コア生検、小生検、もしくは他の試料を含む）から間接的に誘導され、次いで、方法および／またはプロセスで用いられ得る（例えば、ステップ（a）が、パート（a）に含まれていない別のプロセスによって試料から既に誘導されたTILで始まる場合、そのようなTILは、「受容済み」と称され得る）。

【0007】

いくつかの実施形態では、第1のTIL集団は、多病変サンプリング法を含む。

【0008】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1および／または抗PD-L1および／または抗PD-L2抗体で以前に治療されている。

【0009】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されていない。

【0010】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、化学療法剤で治療されている。

【0011】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されており、化学療法剤で以前に治療されている。

【0012】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されておらず、化学療法剤で以前に治療されている。

【0013】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、化学療法剤で治療されているが、現在は化学療法剤で治療されていない。

【0014】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、低いPD-L1の発現を有する。

【0015】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されており、低いPD-L1の発現を有する。

【0016】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されておらず、低いPD-L1の発現を有する。

10

20

30

40

50

## 【0017】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、化学療法剤で治療されており、低いPD-L1の発現を有する。

## 【0018】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、化学療法剤で治療されているが、現在は化学療法剤で治療されておらず、低いPD-L1の発現を有する。

## 【0019】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されておらず、ベースラインで巨大腫瘍病変を有する。

## 【0020】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されており、ベースラインで巨大腫瘍病変を有する。

## 【0021】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、化学療法剤で治療されており、ベースラインで巨大腫瘍病変を有する。

## 【0022】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、化学療法剤で治療されているが、現在は化学療法剤で治療されておらず、ベースラインで巨大腫瘍病変を有する。

## 【0023】

いくつかの実施形態では、最大腫瘍直径が、横断面もしくは冠状面のいずれかで測定して7cmより大きいか、または腫れたリンパ節が20mm以上の短軸直径を有する場合、巨大腫瘍病変が示される。

## 【0024】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、ネオアジュバント療法またはアジュバント療法を含まない、少なくとも2つの以前の全身治療過程に対して不応性である。

## 【0025】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、ニボルマブ、ペムブロリズマブ、イピリムマブ、JS001、TSR-042、ピジリズマブ、BGB-A317、SHR-1210、REGN2810、MDX-1106、PDR001、クローン由来の抗PD-1：RMP1-14、米国特許第8,008,449号に開示されている抗PD-1抗体、デュルバルマブ、アテゾリズマブ、アベルマブ、ならびにそれらの断片、誘導体、多様体、およびバイオシミラーからなる群から選択される抗PD-1抗体または抗PD-L1に対して不応性である。

## 【0026】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、ペムブロリズマブまたはそのバイオシミラーに対して不応性である。

## 【0027】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、ニボルマブまたはそのバイオシミラーに対して不応性である。

## 【0028】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、イピリムマブまたはそのバイオシミラーに対して不応性である。

## 【0029】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、イピリムマブまたはそのバイオシミラー、およびペムブロリズマブまたはそのバイオシミラーに対して不応性である。

## 【0030】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、イピリムマブまたはそのバイオシミラー、およびニボルマブまたはそのバイオシミラーに対して不応性である。

## 【0031】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、デュルバルマブまたはそのバイオシミ

10

20

30

40

50

ラーに対して不応性である。

【0032】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、アテゾリズマブまたはそのバイオシミラーに対して不応性である。

【0033】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、アベルマブまたはそのバイオシミラーに対して不応性である。

【0034】

いくつかの実施形態では、初期拡張は、21日以内の期間にわたって行われる。

【0035】

いくつかの実施形態では、初期拡張は、14日以内の期間にわたって行われる。

【0036】

いくつかの実施形態では、IL-2は、第1の細胞培養培地中に1000IU/mL～6000IU/mLの間の初期濃度で存在する。

【0037】

いくつかの実施形態では、IL-2は、1000IU/mL～6000IU/mLの間の初期濃度で存在し、OKT-3抗体は、第2の細胞培養培地中に約30ng/mLの初期濃度で存在する。

【0038】

いくつかの実施形態では、初期拡張は、ガス透過性容器を使用して行われる。

【0039】

いくつかの実施形態では、急速拡張は、ガス透過性容器を使用して行われる。

【0040】

いくつかの実施形態では、第1の細胞培養培地は、IL-4、IL-7、IL-15、IL-21、およびそれらの組み合わせからなる群から選択されるサイトカインをさらに含む。

【0041】

いくつかの実施形態では、第2の細胞培養培地は、IL-4、IL-7、IL-15、IL-21、およびそれらの組み合わせからなる群から選択されるサイトカインをさらに含む。

【0042】

いくつかの実施形態では、この方法は、第3のTIL集団を患者に投与する前に、非骨髄破壊的リンパ球枯渇レジメンで患者を治療するステップをさらに含む。

【0043】

いくつかの実施形態では、非骨髄破壊的リンパ球枯渇レジメンは、シクロホスファミドを60mg/m<sup>2</sup>/日の用量で2日間投与し、続いてフルダラビンを25mg/m<sup>2</sup>/日の用量で5日間投与するステップを含む。

【0044】

いくつかの実施形態では、この方法は、第3のTIL集団を患者に投与した翌日から開始するIL-2レジメンで患者を治療するステップをさらに含む。

【0045】

いくつかの実施形態では、IL-2レジメンは、許容範囲まで8時間ごとに15分間のボーラス静脈内注入として投与される、600,000もしくは720,000IU/kgのアルデスロイキン、またはそのバイオシミラーもしくは多様体を含む高用量IL-2レジメンである。

【0046】

いくつかの実施形態では、本発明は、非小細胞肺癌(NSCLC)を腫瘍浸潤リンパ球(TIL)の集団で治療する方法であって、

(a)患者から腫瘍を切除するステップであって、該腫瘍が、第1のTIL集団を含む、ステップと、

10

20

30

40

50

(b) 該腫瘍を、腫瘍断片に断片化するステップと、

(c) 腫瘍断片を、第1の細胞培養培地と接触させるステップと、

(d) 第1の細胞培養培地中で第1のTIL集団の初期拡張を行い、第2のTIL集団を取得するステップであって、第2のTIL集団が、第1のTIL集団よりも数が少なくとも5倍多く、第1の細胞培養培地が、IL-2を含む、ステップと、

(e) 第2の細胞培養培地中で第2のTIL集団の急速拡張を行い、第3のTIL集団を取得するステップであって、第3のTIL集団が、急速拡張の開始から7日後に第2のTIL集団よりも数が少なくとも50倍多く、第2の細胞培養培地が、IL-2、OKT-3（抗CD3抗体）、および任意に照射された同種異系末梢血単核細胞（PBMC）を含み、急速拡張が、14日以内の期間にわたって行われる、ステップと、

(f) 第3のTIL集団を採取するステップと、

(g) 第3のTIL集団の治療上有効な部分を、癌を有する患者に投与するステップと、を含み、

癌が、抗PD-1抗体による治療に対して不応性である、方法を提供する。

【0047】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されている。

【0048】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されていない。

【0049】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、化学療法剤で治療されている。

【0050】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されており、化学療法剤で以前に治療されている。

【0051】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されておらず、化学療法剤で以前に治療されている。

【0052】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、化学療法剤で治療されているが、現在は化学療法剤で治療されていない。

【0053】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、低いPD-L1の発現を有する。

【0054】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されており、低いPD-L1の発現を有する。

【0055】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されておらず、低いPD-L1の発現を有する。

【0056】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、化学療法剤で治療されており、低いPD-L1の発現を有する。

【0057】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、化学療法剤で治療されているが、現在は化学療法剤で治療されておらず、低いPD-L1の発現を有する。

【0058】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されておらず、ベースラインで巨大腫瘍病変を有する。

【0059】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1および／または抗PD-L

10

20

30

40

50

1 抗体で以前に治療されており、ベースラインで巨大腫瘍病変を有する。

【0060】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、化学療法剤で治療されており、ベースラインで巨大腫瘍病変を有する。

【0061】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、化学療法剤で治療されているが、現在は化学療法剤で治療されておらず、ベースラインで巨大腫瘍病変を有する。

【0062】

いくつかの実施形態では、最大腫瘍直径が、横断面もしくは冠状面のいずれかで測定して7cmより大きいか、または腫れたリンパ節が20mm以上の短軸直径を有する場合、巨大腫瘍病変が示される。

10

【0063】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、ネオアジュバント療法またはアジュバント療法を含まない、少なくとも2つの以前の全身治療過程に対して不応性である。

【0064】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1に対して不応性であるか、または抗PD-L1抗体は、ニボルマブ、ペムブロリズマブ、JS001、TSR-042、ピジリズマブ、(BGB-A317、SHR-1210、REGN2810、MDX-1106、PDR001、クローン由来の抗PD-1：RMP1-14、米国特許第8,008,449号に開示されている抗PD-1抗体、デュルバルマブ、アテゾリズマブ、アベルマブ、ならびにそれらの断片、誘導体、多様体、およびバイオシミラーからなる群から選択される。

20

【0065】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、ペムブロリズマブまたはそのバイオシミラーに対して不応性である。

【0066】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、ニボルマブまたはそのバイオシミラーに対して不応性である。

【0067】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、イピリムマブまたはそのバイオシミラーなどの抗CTLA-4抗体に対して不応性である。

30

【0068】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、イピリムマブまたはそのバイオシミラー、およびペムブロリズマブまたはそのバイオシミラーなどの抗CTLA-4抗体に対して不応性である。

【0069】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、イピリムマブまたはそのバイオシミラー、およびニボルマブまたはそのバイオシミラーなどの抗CTLA-4抗体に対して不応性である。

【0070】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、デュルバルマブまたはそのバイオシミラーに対して不応性である。

40

【0071】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、アテゾリズマブまたはそのバイオシミラーに対して不応性である。

【0072】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、アベルマブまたはそのバイオシミラーに対して不応性である。

【0073】

いくつかの実施形態では、初期拡張は、21日以内の期間にわたって行われる。

50

【0074】

いくつかの実施形態では、初期拡張は、14日以内の期間にわたって行われる。

【0075】

いくつかの実施形態では、IL-2は、第1の細胞培養培地中に1000 IU/mL～6000 IU/mLの間の初期濃度で存在する。

【0076】

いくつかの実施形態では、IL-2は、1000 IU/mL～6000 IU/mLの間の初期濃度で存在し、OKT-3抗体は、第2の細胞培養培地中に約30 ng/mLの初期濃度で存在する。

【0077】

いくつかの実施形態では、初期拡張は、ガス透過性容器を使用して行われる。

【0078】

いくつかの実施形態では、急速拡張は、ガス透過性容器を使用して行われる。

【0079】

いくつかの実施形態では、第1の細胞培養培地は、IL-4、IL-7、IL-15、IL-21、およびそれらの組み合わせからなる群から選択されるサイトカインをさらに含む。

【0080】

いくつかの実施形態では、第2の細胞培養培地は、IL-4、IL-7、IL-15、IL-21、およびそれらの組み合わせからなる群から選択されるサイトカインをさらに含む。

【0081】

いくつかの実施形態では、この方法は、第3のTIL集団を患者に投与する前に、非骨髄破壊的リンパ球枯渇レジメンで患者を治療するステップをさらに含む。

【0082】

いくつかの実施形態では、非骨髄破壊的リンパ球枯渇レジメンは、シクロホスファミドを60 mg/m<sup>2</sup>/日の用量で2日間投与し、続いてフルダラビンを25 mg/m<sup>2</sup>/日の用量で5日間投与するステップを含む。

【0083】

いくつかの実施形態では、この方法は、第3のTIL集団を患者に投与した翌日から開始するIL-2レジメンで患者を治療するステップをさらに含む。

【0084】

いくつかの実施形態では、IL-2レジメンは、許容範囲まで8時間ごとに15分間のボラス静脈内注入として投与される、600, 000もしくは720, 000 IU/kgのアルデスロイキン、またはそのバイオシミラーもしくは多様体を含む高用量IL-2レジメンである。

【0085】

いくつかの実施形態では、本発明は、非小細胞肺癌（NSCLC）を有する対象を治療するための方法であって、癌が、抗PD-1抗体による治療に対して不応性であり、拡張した腫瘍浸潤リンパ球（TIL）を投与することを含む方法が、

（a）対象から得られた腫瘍試料を複数の腫瘍断片に処理することによって、対象から切除された腫瘍から第1のTIL集団を取得および／または受容することと、

（b）腫瘍断片を閉鎖系に付加することと、

（c）IL-2を含む細胞培養培地中で第1のTIL集団を培養することによって第1の拡張を行い、第2のTIL集団を産生することであって、第1の拡張が、第1のガス透過性表面積を提供する密閉容器内で行われ、第1の拡張が、約3～113～14日間行われて、第2のTIL集団を取得し、第2のTIL集団が、第1のTIL集団よりも数が少なくとも50倍多く、ステップ（b）からステップ（c）への移行が、系を開くことなく起こる、第2のTIL集団を産生することと、

（d）第2のTIL集団の細胞培養培地に追加のIL-2、OKT-3、および抗原提

10

20

30

40

50

示細胞（APC）を補足することによって第2の拡張を行い、第3のTIL集団を産生することであって、第2の拡張が、約7～117～14日間行われて、第3のTIL集団を取得し、第3のTIL集団が、第2のTIL集団と比較して、エフェクターT細胞および／またはセントラルメモリーT細胞の増加した亜集団を含む、治療的TIL集団であり、第2の拡張が、第2のガス透過性表面積を提供する密閉容器内で行われ、ステップ（c）からステップ（d）への移行が、系を開くことなく起こる、3のTIL集団を産生することと、

（e）ステップ（d）から得られた治療的TIL集団を採取することであって、ステップ（d）からステップ（e）への移行が、系を開くことなく起こる、採取することと、

（f）ステップ（e）から採取されたTIL集団を注入バッグに移すことであって、ステップ（e）から（f）への移行が、系を開くことなく起こる、移すことと、

（g）凍結保存プロセスを使用して、ステップ（f）から採取されたTIL集団を含む注入バッグを凍結保存することと、

（h）治療上有効な投与量の第3のTIL集団を、ステップ（g）の注入バッグから対象に投与することと、を含む、方法を提供する。

【0086】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されている。

【0087】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されていない。

【0088】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、化学療法剤で治療されている。

【0089】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されており、化学療法剤で以前に治療されている。

【0090】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されておらず、化学療法剤で以前に治療されている。

【0091】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、化学療法剤で治療されているが、現在は化学療法剤で治療されていない。

【0092】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、低いPD-L1の発現を有する。

【0093】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されており、低いPD-L1の発現を有する。

【0094】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されておらず、低いPD-L1の発現を有する。

【0095】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、化学療法剤で治療されており、低いPD-L1の発現を有する。

【0096】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、化学療法剤で治療されているが、現在は化学療法剤で治療されておらず、低いPD-L1の発現を有する。

【0097】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されておらず、ベースラインで巨大腫瘍病変を有する。

【0098】

10

20

30

40

50



いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1および／または抗PD-L1抗体で以前に治療されており、ベースラインで巨大腫瘍病変を有する。

【0099】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、化学療法剤で治療されており、ベースラインで巨大腫瘍病変を有する。

【0100】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、化学療法剤で治療されているが、現在は化学療法剤で治療されておらず、ベースラインで巨大腫瘍病変を有する。

【0101】

いくつかの実施形態では、最大腫瘍直径が、横断面もしくは冠状面のいずれかで測定して7cmより大きいか、または腫れたリンパ節が20mm以上の短軸直径を有する場合、巨大腫瘍病変が示される。

10

【0102】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、ネオアジュバント療法またはアジュバント療法を含まない、少なくとも2つの以前の全身治療過程に対して不応性である。

【0103】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、抗PD-1に対して不応性であるか、または抗PD-L1抗体は、ニボルマブ、ペムブロリズマブ、JS001、TSR-042、ピジリズマブ、BGB-A317、SHR-1210、REGN2810、MDX-1106、PDR001、クローン由来の抗PD-1：RMP1-14、米国特許第8,008,449号に開示されている抗PD-1抗体、デュルバルマブ、アテゾリズマブ、アベルマブ、ならびにそれらの断片、誘導体、多様体、およびバイオシミラーからなる群から選択される。

20

【0104】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、ペムブロリズマブまたはそのバイオシミラーに対して不応性である。

【0105】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、ニボルマブまたはそのバイオシミラーに対して不応性である。

【0106】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、イピリムマブまたはそのバイオシミラーなどの抗CTLA-4抗体に対して不応性である。

30

【0107】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、イピリムマブまたはそのバイオシミラー、およびペムブロリズマブまたはそのバイオシミラーなどの抗CTLA-4抗体に対して不応性である。

【0108】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、イピリムマブまたはそのバイオシミラー、およびニボルマブまたはそのバイオシミラーなどの抗CTLA-4抗体に対して不応性である。

40

【0109】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、デュルバルマブまたはそのバイオシミラーに対して不応性である。

【0110】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、アテゾリズマブまたはそのバイオシミラーに対して不応性である。

【0111】

いくつかの実施形態では、不応性NSCLCは、アベルマブまたはそのバイオシミラーに対して不応性である。

【0112】

50

いくつかの実施形態では、初期拡張は、21日以内の期間にわたって行われる。

【0113】

いくつかの実施形態では、初期拡張は、14日以内の期間にわたって行われる。

【0114】

いくつかの実施形態では、IL-2は、第1の細胞培養培地中に1000 IU/mL～6000 IU/mLの間の初期濃度で存在する。

【0115】

いくつかの実施形態では、IL-2は、1000 IU/mL～6000 IU/mLの間の初期濃度で存在し、OKT-3抗体は、第2の細胞培養培地中に約30 ng/mLの初期濃度で存在する。

10

【0116】

いくつかの実施形態では、初期拡張は、ガス透過性容器を使用して行われる。

【0117】

いくつかの実施形態では、急速拡張は、ガス透過性容器を使用して行われる。

【0118】

いくつかの実施形態では、第1の細胞培養培地は、IL-4、IL-7、IL-15、IL-21、およびそれらの組み合わせからなる群から選択されるサイトカインをさらに含む。

【0119】

いくつかの実施形態では、第2の細胞培養培地は、IL-4、IL-7、IL-15、IL-21、およびそれらの組み合わせからなる群から選択されるサイトカインをさらに含む。

20

【0120】

いくつかの実施形態では、この方法は、第3のTIL集団を患者に投与する前に、非骨髄破壊的リンパ球枯渇レジメンで患者を治療するステップをさらに含む。

【0121】

いくつかの実施形態では、非骨髄破壊的リンパ球枯渇レジメンは、シクロホスファミドを60 mg/m<sup>2</sup>/日の用量で2日間投与し、続いてフルダラビンを25 mg/m<sup>2</sup>/日の用量で5日間投与するステップを含む。

【0122】

いくつかの実施形態では、この方法は、第3のTIL集団を患者に投与した翌日から開始するIL-2レジメンで患者を治療するステップをさらに含む。

30

【0123】

いくつかの実施形態では、IL-2レジメンは、許容範囲まで8時間ごとに15分間のボラス静脈内注入として投与される、600,000もしくは720,000 IU/kgのアルデスロイキン、またはそのバイオシミラーもしくは多様体を含む高用量IL-2レジメンである。

【0124】

いくつかの実施形態では、NSCLCは、抗PD-1および化学療法剤を含む併用療法に対して不応性である。

40

【0125】

いくつかの実施形態では、抗PD-1または抗PD-L1抗体は、ニボルマブ、ペムブロリズマブ、JS001、TSR-042、ピジリズマブ、(BGB-A317、SHR-1210、REGN2810、MDX-1106、PDR001、クローン由来の抗PD-1：RMP1-14、米国特許第8,008,449号に開示されている抗PD-1抗体、デュルバルマブ、アテゾリズマブ、アベルマブ、ならびにそれらの断片、誘導体、多様体、およびバイオシミラーからなる群から選択される。

【0126】

いくつかの実施形態では、抗PD-1は、ペムブロリズマブである。

【0127】

50

いくつかの実施形態では、化学療法剤（複数可）は、白金ダブルット化学療法剤である。

【0128】

いくつかの実施形態では、白金ダブルット療法は、

i) シスプラチンおよびカルボプラチンからなる群から選択される第1の化学療法剤と、  
ii) ビノレルビン、ゲムシタビン、およびタキサン（例えば、パクリタキセル、ドセタキセル、またはnab-パクリタキセルを含む）からなる群から選択される第2の化学療法剤と、を含む。

【0129】

いくつかの実施形態では、化学療法剤は、ペメトレキセドと組み合わせられている。

【0130】

いくつかの実施形態では、NSCLCは、カルボプラチン、パクリタキセル、ペメトレキセド、およびシスプラチンを含む併用療法に対して不応性である。

【0131】

いくつかの実施形態では、NSCLCは、カルボプラチン、パクリタキセル、ペメトレキセド、シスプラチン、ニボルマブ、およびイピリムマブを含む併用療法に対して不応性である。

【図面の簡単な説明】

【0132】

【図1】ステップA～Fの概要を提供する例示的なプロセス2Aチャート。

【図2】プロセス2Aのプロセスフローチャート。

【図3】凍結保存されたTILの例示的な製造プロセス（約22日）の実施形態の図を示す。

【図4】22日間のTIL製造プロセスであるプロセス2Aの実施形態の図を示す。

【図5】プロセス1Cおよびプロセス2Aの例示的な実施形態からのステップA～Fの比較表。

【図6】プロセス1Cの実施形態およびプロセス2Aの実施形態の詳細な比較。

【図7】NSCLC腫瘍の例示的なGen3型プロセス。

【図8A～8B】A) 2Aプロセス（およそ22日プロセス）と、TIL製造のためのGen3プロセス（およそ14日～16日プロセス）の実施形態との比較を示す。B) ステップA～F（およそ14日～16日プロセス）の概要を提供する例示的なプロセスGen3チャート。C) 3つのプロセスバリエーションの各々について、ステップA～F（およそ14日～16日プロセス）の概要とともに3つの例示的なGen3プロセスを提供するチャート。

【図9】Gen2（プロセス2A）とGen3との間の比較可能性についての実験フローチャートを提供する。

【図10A～10C】A) L4054-Gen2およびGen3プロセスでのTIL産物に関する表現型の特徴付け。B) L4055-Gen2およびGen3プロセスでのTIL産物に関する表現型の特徴付け。C) M1085T-Gen2およびGen3プロセスでのTIL産物の表現型の特徴付け。

【図11A～11C】A) L4054-Gen2およびGen3プロセスからのTIL産物に関するメモリーマーカー分析。B) L4055-Gen2およびGen3プロセスからのTIL産物に関するメモリーマーカー分析。C) M1085T-Gen2およびGen3プロセスからのTIL産物に関するメモリーマーカー分析。

【図12】L4054活性化および疲弊マーカー（A）CD4+でゲート、（B）CD8+でゲート。

【図13】L4055活性化および疲弊マーカー（A）CD4+でゲート、（B）CD8+でゲート。

【図14】IFN $\gamma$ 産生（pg/mL）：Gen2およびGen3プロセスの（A）L4054、（B）L4055、および（C）M1085：ここに表される各棒は、刺激、非刺激、および培地対照のIFN $\gamma$ レベルの平均+SEMである。450nmで測定された

10

20

30

40

50

光学密度。

【図15】細胞培養上清中のIL-2濃度のELISA分析：(A) L4054および(B) L4055。ここに表される各棒は、使用済み培地のIL-2レベルの平均+SEMである。450nmで測定された光学密度。

【図16】使用済み培地中のグルコースおよび乳酸塩(g/L)の定量化：(A) グルコースおよび(B) 乳酸塩：2つの腫瘍系統、および両方のプロセスにおいて、REP拡張全体でグルコースの減少が観察された。逆に、予想通り、乳酸塩の増加が観察された。グルコースの減少および乳酸塩の増加は両方とも、Gen2プロセスとGen3プロセスとの間で同等であった。

【図17】A) L4054およびL4055の使用済み培地中のL-グルタミンの定量化。B) L4054およびL4055の使用済み培地中のGlutamaxの定量化。C) L4054およびL4055の使用済み培地中のアンモニアの定量化。

【図18】テロメア長分析。相対テロメア長(RTL)値は、DAKOキットを使用した対照細胞株(1301白血病細胞株)における染色体/ゲノムあたりのテロメア蛍光を超える、Gen2およびGen3プロセスにおける染色体/ゲノムあたりの平均テロメア蛍光を示す。

【図19】Gen2およびGen3プロセスにおけるL4054およびL4055のTIL最終産物の固有のCDR3配列分析。列は、Gen2(例えば、22日目)およびGen3プロセス(例えば、14~16日目)の採取日に収集された $1 \times 10^6$ 個の細胞から同定された固有のTCR Bクローノタイプの数を示す。Gen3は、試料内の固有のペプチドCDRの数に基づいて、Gen2と比較して高いクローン多様性を示す。

【図20】L4054 I Lで採取した最終細胞産物(Gen2(例えば、22日目)およびGen3プロセス(例えば、14~16日目))での固有のCDR3配列の頻度。

【図21】採取されたL4055 TIL最終細胞産物(Gen2(例えば、22日目)およびGen3プロセス(例えば、14~16日目))での固有のCDR3配列の頻度。

【図22】Gen2およびGen3プロセスにおけるL4054およびL4055のTIL最終産物の多様性指数。シャノンエントロピー多様性指数は、比較のためのより信頼性の高い一般的なメトリックである。Gen3 L4054およびL4055は、Gen2よりもわずかに高い多様性を示した。

【図23】表45に提示される7日目-Gen3 REP開始の細胞数の生データ(以下の実施例8を参照)。

【図24】表45に提示される11日目-Gen2 REP開始およびGen3スケールアップの細胞数の生データ(以下の実施例8を参照)。

【図25】表46に提示される16日目-Gen2スケールアップおよびGen3採取(例えば、16日目)の細胞数の生データ(以下の実施例8を参照)。

【図26】表46に提示される22日目-Gen2採取(例えば、22日目)の細胞数の生データ(以下の実施例8を参照)。L4054 Gen2の場合、研究の総数であったため、LOVO後のカウントは4つのフラスコに外挿された。1つのフラスコが汚染され、合計=6.67E+10について外挿が行われた。

【図27】図10A、10A、10Bに示されるフローサイトメトリー結果の生データ。

【図28】図10Cおよび10Cに示されるフローサイトメトリー結果の生データ。

【図29】図12および13に示されるフローサイトメトリー結果の生データ。

【図30】図14に示されるL4054試料のIFN $\gamma$ 産生アッセイ結果の生データ。

【図31】図14に示されるL4055試料のIFN $\gamma$ 産生アッセイ結果の生データ。

【図32】図14に示されるM1085T試料のIFN $\gamma$ 産生アッセイ結果の生データ。

【図33】図15に示されるIL-2 ELISAアッセイ結果の生データ。

【図34】図16および17に提示される代謝基質および代謝分析結果の生データ。

【図35】図18に提示される相対テロメア長分析結果の生データ。

【図36】図19および22に提示される固有のCD3配列およびクローン多様性分析結果の生データ。

10

20

30

40

50

【図37】様々なGen2（2Aプロセス）とGen3.1プロセスとの実施形態の比較を示す。

【図38】Gen2、Gen2.1、およびGen3.0プロセスの実施形態の様々な特徴を説明する表。

【図39】Gen3.1と称されるGen3プロセスの実施形態の培地条件の概要。

【図40】Gen2、Gen2.1、Gen3.0プロセスの実施形態の様々な特徴を説明する表。

【図41】Gen2およびGen3.0プロセスの実施形態の様々な特徴を比較する表。

【図42】記載された拡張プロセスの様々な実施形態における培地の使用を提供する表。

【図43】表現型比較：プロセスのGen3.0およびGen3.1の実施形態は、同等のCD28、CD27、およびCD57の発現を示した。

【図44】Gen3最終産物でのIFN $\gamma$ の産生の増加。培養凍結上清においてIFN $\gamma$ 分析（ELISAによる）を評価して、両方のプロセスを比較した。各腫瘍について、各Gen2（例えば、22日目）およびGen3プロセス（例えば、16日目）で新鮮なTIL産物を使用して、コーティングされた抗CD3プレートで一晩刺激。ここに表される各棒は、刺激、非刺激、および培地対照のIFN $\gamma$ レベルである。

【図45】上：TIL最終産物のための固有のCDR3配列分析：列は、Gen2（例えば、22日目）およびGen3プロセス（例えば、14～16日目）で収集された $1 \times 10^6$ 個の細胞から同定された固有のTCR Bクローノタイプの数を示す。Gen3は、試料内の固有のペプチドCDRの数に基づいて、Gen2と比較して高いクローン多様性を示す。下：TIL最終産物の多様性指数：シャノンエントロピー多様性指数は、比較のためのより信頼性の高い一般的なメトリックである。Gen3は、Gen2よりもわずかに高い多様性を示した。

【図46】199配列が、Gen3最終産物とGen2最終産物との間で共有され、Gen3最終産物と共有されるGen2からの固有のCDR3配列の上位80%の97.07%に相当する。

【図47】1833配列が、Gen3最終産物とGen2最終産物との間で共有され、Gen3最終産物と共有されるGen2からの固有のCDR3配列の上位80%の99.45%に相当する。

【図48】Gen3プロセス（16日プロセス）の例示的な実施形態の概略図。

【図49】Gen3拡張プラットフォームを使用して造血器悪性腫瘍からT細胞を拡張するための方法の例示的な実施形態の概略図。

【図50】構造I-AおよびI-Bを提供し、円筒は、個々のポリペプチド結合ドメインを指す。構造I-AおよびI-Bは、例えば、4-1BBLまたは4-1BBに結合する抗体から誘導される3つの線形に結合したTNFRSF結合ドメインを含み、これらを折り畳んで三価タンパク質を形成し、次いでこれをIgG1-Fc（CH3およびCH2ドメインを含む）によって第2の三価タンパク質に結合し、次いでこれを使用して、三価タンパク質のうちの2つをジスルフィド結合（小さい長楕円）によって一緒に結合し、構造を安定化し、6つの受容体およびシグナル伝達タンパク質の細胞内シグナル伝達ドメインを一緒にして、シグナル伝達複合体を形成することができるアゴニストを提供する。円筒として示されるTNFRSF結合ドメインは、例えば、親水性残基および柔軟性のためのGlyおよびSer配列、ならびに溶解性のためのGluおよびLysを含み得るリンカーによって接続されたVHおよびVL鎖を含む、scFvドメインであり得る。

【図51】Gen3プロセス（16日プロセス）の例示的な実施形態の概略図。

【図52】Gen3.1プロセス（16日プロセス）の例示的な実施形態（Gen3.1試験）のプロセスの概要を提供する。

【図53】Gen3プロセス（Gen3.0、Gen3.1対照、Gen3.1試験）の例示的な実施形態について、TIL増殖からのデータ、腫瘍断片あたりの平均総生細胞数、採取日の生存率、および採取日の総生細胞数（TVIC）を提供する。Gen3.1試験（0日目にOKT-3およびフィーダーの添加を含む）は、採取時にフラスコの最大容量

10

20

30

40

50

に達した。0日目に最大4つのフラスコを開始する場合は、各TV C採取量に4を掛ける必要がある。

【図54】16日プロセスであるGen3プロセス（Gen3.0、Gen3.1対照、Gen3.1試験）の例示的な実施形態について、総生細胞数（TV C）および生存率を示す棒グラフ。

【図55】Gen3プロセス（Gen3.0、Gen3.1対照、およびGen3.1試験）の例示的な実施形態が、同等のCD28、CD27、およびCD57発現を示す細胞を産生したことを示すデータを提供する。

【図56】TILメモリーステータスが、Gen3プロセス（Gen3.0、Gen3.1対照、およびGen3.1試験）の例示的な実施形態によって産生された細胞間で同等であったことを示すデータを提供する。REP TILのメモリーステータスは、次のように示される。CD4+またはCD8+TILメモリーサブセットを異なるメモリーサブセットに分割した。ナイーブ（CD45RA+CD62L+）、CM：セントラルメモリー（CD45RA-CD62L+）、EM：エフェクターメモリー（CD45RA-CD62L-）、TEMRA/TEFF：RA+エフェクターメモリー/エフェクター（CD45RA+CD62L+）。提示された棒グラフは、CD4+またはCD8+でゲートされた場合の陽性CD45+/-CD62L+/-のパーセンテージである。

【図57】TIL活性化/疲弊マーカーが、CD4+でゲートした場合のGen3プロセス（Gen3.0、Gen3.1対照、およびGen3.1試験）の例示的な実施形態によって産生された細胞間で同等であったことを示すデータを提供する。REP TILの活性化および疲弊は、マルチカラーフローサイトメトリーによって決定された。採取したTIL試料を、フローサイトメトリー抗体（CD3-BUV395、PD-1-BV421、2B4/CD244-PB、CD8-BB515、CD25-BUV563、BTLA-PE、KLRG1-PE-Dazzle 594、TIM-3-BV650、CD194/CCR4-APC、CD4-VioGreen、TIGIT-PerCP-eFluor 710、CD183-BV711、CD69-APC-R700、CD95-BUV737、CD127-PE-Cy7、CD103-BV786、LAG-3-APC-eFluor 780）で染色した。提示される棒グラフは、REP TILのCD4+またはCD8+TILのパーセンテージである。

【図58】TIL活性化/疲弊マーカーが、CD8+でゲートした場合のGen3プロセス（Gen3.0、Gen3.0、Gen3.1対照、およびGen3.1）の例示的な実施形態によって産生された細胞間で同等であったことを示すデータを提供する。REP TILの活性化および疲弊は、マルチカラーフローサイトメトリーによって決定された。採取したTIL試料を、フローサイトメトリー抗体（CD3-BUV395、PD-1-BV421、2B4/CD244-PB、CD8-BB515、CD25-BUV563、BTLA-PE、KLRG1-PE-Dazzle 594、TIM-3-BV650、CD194/CCR4-APC、CD4-VioGreen、TIGIT-PerCP-eFluor 710、CD183-BV711、CD69-APC-R700、CD95-BUV737、CD127-PE-Cy7、CD103-BV786、LAG-3-APC-eFluor 780）で染色した。提示される棒グラフは、REP TILのCD4+またはCD8+TILのパーセンテージである。

【図59】Gen3.1最終産物によって示されるIFN-γの産生量が多いことを示すデータを提供する。培養凍結上清においてIFNγ分析ELISAを評価して、両方のプロセスを比較した。各腫瘍について、各採取日に新鮮なTIL産物を使用して、コーティングされた抗CD3プレートで一晩刺激。ここに表される各棒は、刺激、非刺激、および培地対照のIFNγレベルである。

【図60】上清のIL-2濃度が、標準培地を使用したGen3プロセス（Gen3.0、Gen3.1対照、Gen3.1試験）の例示的な実施形態にわたって同等であったことを示すデータを提供する。左パネル：L4063-Gen2標準培地。右パネル：L4064-CTS Optimizer培地。\*ELISAはAIM V希釈剤で行った

10

20

30

40

50

【図61】代謝物濃度が、Gen3プロセス（Gen3.0、Gen3.1対照、Gen3.1試験）の例示的な実施形態にわたって上清上清で同等であったことを示すデータを提供する。L4063 TILは標準培地中で拡張された。L4064 TILはCTS Optimizer培地中で拡張された。

【図62】Gen3プロセス（Gen3.0、Gen3.1対照、Gen3.1試験）の例示的な実施形態に関するテロメア長分析。腫瘍識別番号L4063およびL4064によって産生された細胞のテロメア長分析：相対テロメア長（RTL）値は、DAKOキットを使用した対照細胞株（1301白血病細胞株）における染色体／ゲノムあたりのテロメア蛍光を超える、Gen3.0、Gen3.1対照、およびGen3.1試験プロセスによって産生された細胞における染色体／ゲノムあたりの平均テロメア蛍光を示す。

10

【図63】Gen3.1試験（Gen3.1最適化）プロセス（16～17日プロセス）の例示的な実施形態の概略図。

【図64】Gen3プロセス（16日プロセス）の例示的な実施形態の概略図。

【図65A-65B】例示的な差異が強調された、例示的なGen2プロセスおよび例示的なGen3プロセスの比較表。

【図66】Gen3プロセス（16／17日プロセス）の調製タイムラインの例示的な実施形態の概略図。

【図67】Gen3プロセス（14～16日プロセス）の例示的な実施形態の概略図。

【図68】例示的なGen3プロセス実施形態の3回の操作的実行の16／17日目からのデータの要約。

20

【図69】TILの拡張表現型に関するデータ：例示的なGen3プロセス実施形態の2回の操作的実行によって産生された細胞のTIL同一性（ID）仕様に対する分化特徴が示される。

【図70】肺腫瘍から拡張したTILの拡張表現型に関するデータ：肺腫瘍組織を使用した例示的なGen3プロセス実施形態の2つのプロセス開発（PD）実行によって産生された細胞のTIL同一性（ID）仕様に対する分化特徴が示される。

【図71】卵巣腫瘍から拡張したTILの拡張表現型（純度、同一性、およびメモリー）に関するデータ：例示的なGen2、Gen3.1、およびFRER（凍結腫瘍、早期REP）プロセスの実施形態を使用して卵巣腫瘍から拡張した細胞の純度、同一性、およびメモリー表現型特徴が示され、\*は、試験されていない状態を示し、<sup>Y</sup>は、サンプリング問題、低いTVC数、または解凍中の生存不能な細胞を示す。

30

【図72】TILの特徴付けのためのゲーティング戦略（ゲーティング階層が示される）、および例示的なGen3プロセス実施形態の2つの操作的実行によって産生された細胞の拡張表現型特徴に関するデータが示される。

【図73】TILの特徴付けのためのゲーティング戦略（ゲーティング階層が示される）、および例示的なGen3プロセス実施形態の2つの操作的実行によって産生された細胞のCD4+亜集団およびCD8+亜集団の拡張表現型特徴に関するデータが示される。

【図74】例示的なGen3プロセス実施形態の2回の操作的実行によって産生された細胞のグランザイムB ELISA分析に関するデータが示される。

【図75A-75B】Gen3プロセス（16日プロセス）の例示的な実施形態の概略図。

40

【図76】Gen3プロセス（16日プロセス）の例示的な実施形態の概略図。

【図77】Gen2、Gen2.1、およびGen3プロセス（16日プロセス）の実施形態の比較。

【図78】Gen2、Gen2.1、およびGen3プロセス（16日プロセス）の実施形態の比較。

【図79】Gen3実施形態の構成要素。

【図80】Gen3実施形態のフローチャート比較（Gen3.0、Gen3.1対照、Gen3.1試験）。

【図81】標準的な細胞培養培地および無血清細胞培養培地を使用した、例示的なGen3実施形態（Gen3.0、Gen3.1対照、およびGen3.1試験）について、総

50

生細胞数および倍率拡張が提示される。

【図 8 2】標準的な細胞培養培地および無血清細胞培養培地を使用した例示的な Gen 3 実施形態 (Gen 3. 0、Gen 3. 1 対照、および Gen 3. 1 試験) について、再活性化、培養スケールアップ、および T I L 採取時の生存率 % スコアが提示される。

【図 8 3】標準的な細胞培養培地および C T S 無血清細胞培養培地を使用して、例示的な Gen 3 プロセス (Gen 3. 0、Gen 3. 1 対照、および Gen 3. 1 試験) において L 4 0 6 3 および L 4 0 6 4 腫瘍試料を処理することによって産生された最終 T I L 産物の表現型特徴が提示される。

【図 8 4】標準的な細胞培養培地および C T S 無血清細胞培養培地を使用して、例示的な Gen 3 プロセス (Gen 3. 0、Gen 3. 1 対照、および Gen 3. 1 試験) において L 4 0 6 3 および L 4 0 6 4 腫瘍試料を処理することによって産生された T I L 産物のメモリーマーカー分析が提示される。

10

【図 8 5】標準的な細胞培養培地および C T S 無血清細胞培養培地を使用して、例示的な Gen 3 プロセス (Gen 3. 0、Gen 3. 1 対照、および Gen 3. 1 試験) において L 4 0 6 3 および L 4 0 6 4 腫瘍試料を処理し、続いて C D 4 + ゲートで細胞選別することによって産生された T I L の活性化および疲弊マーカーが提示される。

【図 8 6】標準的な細胞培養培地および C T S 無血清細胞培養培地を使用して、例示的な Gen 3 プロセス (Gen 3. 0、Gen 3. 1 対照、および Gen 3. 1 試験) において L 4 0 6 3 および L 4 0 6 4 腫瘍試料を処理し、続いて C D 8 + ゲートで細胞選別することによって産生された T I L の活性化および疲弊マーカーが提示される。

20

【図 8 7】標準的な細胞培養培地および C T S 無血清細胞培養培地を使用して、例示的な Gen 3 プロセス (Gen 3. 0、Gen 3. 1 対照、および Gen 3. 1 試験) において L 4 0 6 3 および L 4 0 6 4 腫瘍試料を処理することによって産生された最終 T I L 産物の I F N -  $\gamma$  産生 (p g / m L) スコアが提示される。

【図 8 8】標準的な細胞培養培地および C T S 無血清細胞培養培地を使用して、例示的な Gen 3 プロセス (Gen 3. 0、Gen 3. 1 対照、および Gen 3. 1 試験) において L 4 0 6 3 および L 4 0 6 4 腫瘍試料を処理することからの (再活性化、培養スケールアップ、および T I L 採取時に収集された) 使用済み培地の I L - 2 濃度 (p g / m L) 分析が提示される。

【図 8 9】標準的な細胞培養培地および C T S 無血清細胞培養培地を使用して、例示的な Gen 3 プロセス (Gen 3. 0、Gen 3. 1 対照、および Gen 3. 1 試験) において L 4 0 6 3 および L 4 0 6 4 腫瘍試料を処理することからの (再活性化、培養スケールアップ、および T I L 採取時に収集された) 使用済み培地中のグルコース濃度 (g / L) が提示される。

30

【図 9 0】標準的な細胞培養培地および C T S 無血清細胞培養培地を使用して、例示的な Gen 3 プロセス (Gen 3. 0、Gen 3. 1 対照、および Gen 3. 1 試験) において L 4 0 6 3 および L 4 0 6 4 腫瘍試料を処理することからの (再活性化、培養スケールアップ、および T I L 採取時に収集された) 使用済み培地中の乳酸塩濃度 (g / L) が提示される。

【図 9 1】標準的な細胞培養培地および C T S 無血清細胞培養培地を使用して、例示的な Gen 3 プロセス (Gen 3. 0、Gen 3. 1 対照、および Gen 3. 1 試験) において L 4 0 6 3 および L 4 0 6 4 腫瘍試料を処理することからの (再活性化、培養スケールアップ、および T I L 採取時に収集された) 使用済み培地中のグルタミン濃度 (m m o l / L) が提示される。

40

【図 9 2】標準的な細胞培養培地および C T S 無血清細胞培養培地を使用して、例示的な Gen 3 プロセス (Gen 3. 0、Gen 3. 1 対照、および Gen 3. 1 試験) において L 4 0 6 3 および L 4 0 6 4 腫瘍試料を処理することからの (再活性化、培養スケールアップ、および T I L 採取時に収集された) 使用済み培地中の g l u t a m a x 濃度 (m m o l / L) が提示される。

【図 9 3】標準的な細胞培養培地および C T S 無血清細胞培養培地を使用して、例示的な

50



Gen 3 プロセス (Gen 3. 0、Gen 3. 1 対照、および Gen 3. 1 試験) において L 4 0 6 3 および L 4 0 6 4 腫瘍試料を処理することからの (再活性化、培養スケールアップ、および T I L 採取時に収集された) 使用済み培地中のアンモニア濃度 (mmol / L) が提示される。Gen 3 プロセス (Gen 3. 0、Gen 3. 1 対照、Gen 3. 1 試験) の例示的な実施形態に関するテロメア長分析。腫瘍識別番号 L 4 0 6 3 および L 4 0 6 4 によって産生された細胞のテロメア長分析: 相対テロメア長 (RTL) 値は、DAKO キットを使用した対照細胞株 (1301 白血病細胞株) の染色体 / ゲノムあたりのテロメア蛍光を超える、Gen 3. 0、Gen 3. 1 対照、および Gen 3. 1 試験プロセスによって産生された細胞における染色体 / ゲノムあたりの平均テロメア蛍光を示す。

【図 9 4】標準的な細胞培養培地および C T S 無血清細胞培養培地を使用して、Gen 3 プロセス (Gen 3. 0、Gen 3. 1 対照、および Gen 3. 1 試験) の例示的な実施形態によって産生された T I L に関するテロメア長分析。腫瘍識別番号 L 4 0 6 3 および L 4 0 6 4 によって産生された細胞のテロメア長分析: 相対テロメア長 (RTL) 値は、DAKO キットを使用した対照細胞株 (1301 白血病細胞株) における染色体 / ゲノムあたりのテロメア蛍光を超える、Gen 3. 0、Gen 3. 1 対照、および Gen 3. 1 試験プロセスによって産生された細胞における染色体 / ゲノムあたりの平均テロメア蛍光を示す。

【図 9 5】標準細胞培養培地および C T S 無血清細胞培養培地を使用した Gen 3 プロセス (Gen 3. 0、Gen 3. 1 対照、Gen 3. 1 試験) の例示的な実施形態によって産生された T I L の T C R V  $\beta$  レパートリーの要約。固有の C D R 3 配列の T C R V  $\beta$  レパートリーによって測定された、Gen 3. 0、Gen 3. 1 対照、および Gen 3. 1 試験プロセスによって産生された腫瘍識別番号 L 4 0 6 3 および L 4 0 6 4 によって産生された最終 T I L 産物の T I L のクローン性について説明される。

【図 9 6】L 4 0 6 3 腫瘍試料の処理から採取した T I L 産物中の固有の C D R 3 配列の頻度に関して、Gen 3 プロセス (Gen 3. 0、Gen 3. 1 対照、Gen 3. 1 試験) の例示的な実施形態によって産生された T I L の比較。

【図 9 7】L 4 0 6 3 腫瘍試料の処理から採取された T I L 細胞産物中の共有される固有の C D R 3 配列のパーセンテージに関する、Gen 3 プロセス (Gen 3. 0、Gen 3. 1 対照、Gen 3. 1 試験) の例示的な実施形態によって産生された T I L の比較: 9 7 5 配列が、Gen 3. 0 最終産物と Gen 3. 1 試験最終産物との間で共有され、これは、Gen 3. 1 試験最終産物と共有される Gen 3. 0 の固有の C D R 3 配列の上位 8 0 % の 8 8 % に相当する。

【図 9 8】L 4 0 6 4 腫瘍試料の処理から採取された T I L 細胞産物中の共有される固有の C D R 3 配列のパーセンテージに関する、Gen 3 プロセス (Gen 3. 0、Gen 3. 1 対照、Gen 3. 1 試験) の例示的な実施形態によって産生された T I L の比較: 2 1 6 3 配列が、Gen 3. 0 最終産物と Gen 3. 1 試験最終産物との間で共有され、これは、Gen 3. 1 試験最終産物と共有される Gen 3. 0 の固有の C D R 3 配列の上位 8 0 % の 8 7 % に相当する。

【図 9 9】L 4 0 6 4 腫瘍試料の処理から採取された T I L 産物中の固有の C D R 3 配列の頻度に関して、Gen 3 プロセス (Gen 3. 0、Gen 3. 1 対照、Gen 3. 1 試験) の例示的な実施形態によって産生された T I L の比較。

【図 1 0 0】Gen 3 プロセス (Gen 3 最適化、1 6 ~ 1 7 日プロセス) の例示的な実施形態の構成要素が示される。

【図 1 0 1】承認基準表。

【図 1 0 2】細胞数再活性化日。

【図 1 0 3】細胞数スケールアップ日。

【図 1 0 4】細胞数採取 L 4 0 6 3。

【図 1 0 5】細胞数採取 L 4 0 6 4。

【図 1 0 6】フローデータ。

【図 1 0 7】フローデータ。

10

20

30

40

50

- 【図 1 0 8】フローデータ。
- 【図 1 0 9】フローデータ。
- 【図 1 1 0】IFN- $\gamma$  産生データ図 7-L 4 0 6 3。
- 【図 1 1 1】IFN- $\gamma$  産生データ図 7-L 4 0 6 4。
- 【図 1 1 2】IL-2 濃度データの ELISA 分析。
- 【図 1 1 3】代謝データ要約表。
- 【図 1 1 4】要約データ。
- 【図 1 1 5】要約データ。
- 【図 1 1 6】シャノン多様性指数。

【0 1 3 3】

10

#### 配列表の簡単な説明

配列番号 1 は、ムロモナブの重鎖のアミノ酸配列である。

【0 1 3 4】

配列番号 2 は、ムロモナブの軽鎖のアミノ酸配列である。

【0 1 3 5】

配列番号 3 は、組み換えヒト IL-2 タンパク質のアミノ酸配列である。

【0 1 3 6】

配列番号 4 は、アルデスロイキンのアミノ酸配列である。

【0 1 3 7】

配列番号 5 は、組み換えヒト IL-4 タンパク質のアミノ酸配列である。

20

【0 1 3 8】

配列番号 6 は、組み換えヒト IL-7 タンパク質のアミノ酸配列である。

【0 1 3 9】

配列番号 7 は、組み換えヒト IL-15 タンパク質のアミノ酸配列である。

【0 1 4 0】

配列番号 8 は、組み換えヒト IL-21 タンパク質のアミノ酸配列である。

【0 1 4 1】

配列番号 9 は、ヒト 4-1 BB のアミノ酸配列である。

【0 1 4 2】

配列番号 10 は、マウス 4-1 BB のアミノ酸配列である。

30

【0 1 4 3】

配列番号 11 は、4-1 BB アゴニストモノクローナル抗体ウトミルマブ (PF-05082566) の重鎖である。

【0 1 4 4】

配列番号 12 は、4-1 BB アゴニストモノクローナル抗体ウトミルマブ (PF-05082566) の軽鎖である。

【0 1 4 5】

配列番号 13 は、4-1 BB アゴニストモノクローナル抗体ウトミルマブ (PF-05082566) の重鎖可変領域 (VH) である。

【0 1 4 6】

40

配列番号 14 は、4-1 BB アゴニストモノクローナル抗体ウトミルマブ (PF-05082566) の軽鎖可変領域 (VL) である。

【0 1 4 7】

配列番号 15 は、4-1 BB アゴニストモノクローナル抗体ウトミルマブ (PF-05082566) の重鎖 CDR1 である。

【0 1 4 8】

配列番号 16 は、4-1 BB アゴニストモノクローナル抗体ウトミルマブ (PF-05082566) の重鎖 CDR2 である。

【0 1 4 9】

配列番号 17 は、4-1 BB アゴニストモノクローナル抗体ウトミルマブ (PF-05

50

082566)の重鎖CDR3である。

【0150】

配列番号18は、4-1BBアゴニストモノクローナル抗体ウトミルマブ(PF-05082566)の軽鎖CDR1である。

【0151】

配列番号19は、4-1BBアゴニストモノクローナル抗体ウトミルマブ(PF-05082566)の軽鎖CDR2である。

【0152】

配列番号20は、4-1BBアゴニストモノクローナル抗体ウトミルマブ(PF-05082566)の軽鎖CDR3である。

【0153】

配列番号21は、4-1BBアゴニストモノクローナル抗体ウレルマブ(BMS-663513)の重鎖である。

【0154】

配列番号22は、4-1BBアゴニストモノクローナル抗体ウレルマブ(BMS-663513)の軽鎖である。

【0155】

配列番号23は、4-1BBアゴニストモノクローナル抗体ウレルマブ(BMS-663513)の重鎖可変領域(VH)である。

【0156】

配列番号24は、4-1BBアゴニストモノクローナル抗体ウレルマブ(BMS-663513)の軽鎖可変領域(VL)である。

【0157】

配列番号25は、4-1BBアゴニストモノクローナル抗体ウレルマブ(BMS-663513)の重鎖CDR1である。

【0158】

配列番号26は、4-1BBアゴニストモノクローナル抗体ウレルマブ(BMS-663513)の重鎖CDR2である。

【0159】

配列番号27は、4-1BBアゴニストモノクローナル抗体ウレルマブ(BMS-663513)の重鎖CDR3である。

【0160】

配列番号28は、4-1BBアゴニストモノクローナル抗体ウレルマブ(BMS-663513)の軽鎖CDR1である。

【0161】

配列番号29は、4-1BBアゴニストモノクローナル抗体ウレルマブ(BMS-663513)の軽鎖CDR2である。

【0162】

配列番号30は、4-1BBアゴニストモノクローナル抗体ウレルマブ(BMS-663513)の軽鎖CDR3である。

【0163】

配列番号31は、TNFRSFアゴニスト融合タンパク質のFcドメインである。

【0164】

配列番号32は、TNFRSFアゴニスト融合タンパク質のリンカーである。

【0165】

配列番号33は、TNFRSFアゴニスト融合タンパク質のリンカーである。

【0166】

配列番号34は、TNFRSFアゴニスト融合タンパク質のリンカーである。

【0167】

配列番号35は、TNFRSFアゴニスト融合タンパク質のリンカーである。

10

20

30

40

50

【0168】

配列番号36は、TNFRSFアゴニスト融合タンパク質のリンカーである。

【0169】

配列番号37は、TNFRSFアゴニスト融合タンパク質のリンカーである。

【0170】

配列番号38は、TNFRSFアゴニスト融合タンパク質のリンカーである。

【0171】

配列番号39は、TNFRSFアゴニスト融合タンパク質のリンカーである。

【0172】

配列番号40は、TNFRSFアゴニスト融合タンパク質のリンカーである。

10

【0173】

配列番号41は、TNFRSFアゴニスト融合タンパク質のリンカーである。

【0174】

配列番号42は、TNFRSFアゴニスト融合タンパク質のFcドメインである。

【0175】

配列番号43は、TNFRSFアゴニスト融合タンパク質のリンカーである。

【0176】

配列番号44は、TNFRSFアゴニスト融合タンパク質のリンカーである。

【0177】

配列番号45は、TNFRSFアゴニスト融合タンパク質のリンカーである。

20

【0178】

配列番号46は、4-1BBリガンド(4-1BBL)アミノ酸配列である。

【0179】

配列番号47は、4-1BBLポリペプチドの可溶性部分である。

【0180】

配列番号48は、4-1BBアゴニスト抗体4B4-1-1バージョン1の重鎖可変領域(VH)である。

【0181】

配列番号49は、4-1BBアゴニスト抗体4B4-1-1バージョン1の軽鎖可変領域(VL)である。

30

【0182】

配列番号50は、4-1BBアゴニスト抗体4B4-1-1バージョン2の重鎖可変領域(VH)である。

【0183】

配列番号51は、4-1BBアゴニスト抗体4B4-1-1バージョン2の軽鎖可変領域(VL)である。

【0184】

配列番号52は、4-1BBアゴニスト抗体H39E3-2の重鎖可変領域(VH)である。

【0185】

配列番号53は、4-1BBアゴニスト抗体H39E3-2の軽鎖可変領域(VL)である。

40

【0186】

配列番号54は、ヒトOX40のアミノ酸配列である。

【0187】

配列番号55は、マウスOX40のアミノ酸配列である。

【0188】

配列番号56は、OX40アゴニストモノクローナル抗体タポリキシズマブ(MEDI-0562)の重鎖である。

【0189】

50

配列番号 57 は、OX40 アゴニストモノクローナル抗体タポリキシズマブ (MEDI-0562) の軽鎖である。

【0190】

配列番号 58 は、OX40 アゴニストモノクローナル抗体タポリキシズマブ (MEDI-0562) の重鎖可変領域 (VH) である。

【0191】

配列番号 59 は、OX40 アゴニストモノクローナル抗体タポリキシズマブ (MEDI-0562) の軽鎖可変領域 (VL) である。

【0192】

配列番号 60 は、OX40 アゴニストモノクローナル抗体タポリキシズマブ (MEDI-0562) の重鎖 CDR1 である。

10

【0193】

配列番号 61 は、OX40 アゴニストモノクローナル抗体タポリキシズマブ (MEDI-0562) の重鎖 CDR2 である。

【0194】

配列番号 62 は、OX40 アゴニストモノクローナル抗体タポリキシズマブ (MEDI-0562) の重鎖 CDR3 である。

【0195】

配列番号 63 は、OX40 アゴニストモノクローナル抗体タポリキシズマブ (MEDI-0562) の軽鎖 CDR1 である。

20

【0196】

配列番号 64 は、OX40 アゴニストモノクローナル抗体タポリキシズマブ (MEDI-0562) の軽鎖 CDR2 である。

【0197】

配列番号 65 は、OX40 アゴニストモノクローナル抗体タポリキシズマブ (MEDI-0562) の軽鎖 CDR3 である。

【0198】

配列番号 66 は、OX40 アゴニストモノクローナル抗体 11D4 の重鎖である。

【0199】

配列番号 67 は、OX40 アゴニストモノクローナル抗体 11D4 の軽鎖である。

30

【0200】

配列番号 68 は、OX40 アゴニストモノクローナル抗体 11D4 の重鎖可変領域 (VH) である。

【0201】

配列番号 69 は、OX40 アゴニストモノクローナル抗体 11D4 の軽鎖可変領域 (VL) である。

【0202】

配列番号 70 は、OX40 アゴニストモノクローナル抗体 11D4 の重鎖 CDR1 である。

【0203】

配列番号 71 は、OX40 アゴニストモノクローナル抗体 11D4 の重鎖 CDR2 である。

40

【0204】

配列番号 72 は、OX40 アゴニストモノクローナル抗体 11D4 の重鎖 CDR3 である。

【0205】

配列番号 73 は、OX40 アゴニストモノクローナル抗体 11D4 の軽鎖 CDR1 である。

【0206】

配列番号 74 は、OX40 アゴニストモノクローナル抗体 11D4 の軽鎖 CDR2 であ

50

る。

【0207】

配列番号75は、OX40アゴニストモノクローナル抗体11D4の軽鎖CDR3である。

【0208】

配列番号76は、OX40アゴニストモノクローナル抗体18D8の重鎖である。

【0209】

配列番号77は、OX40アゴニストモノクローナル抗体18D8の軽鎖である。

【0210】

配列番号78は、OX40アゴニストモノクローナル抗体18D8の重鎖可変領域（VH）である。

10

【0211】

配列番号79は、OX40アゴニストモノクローナル抗体18D8の軽鎖可変領域（VL）である。

【0212】

配列番号80は、OX40アゴニストモノクローナル抗体18D8の重鎖CDR1である。

【0213】

配列番号81は、OX40アゴニストモノクローナル抗体18D8の重鎖CDR2である。

20

【0214】

配列番号82は、OX40アゴニストモノクローナル抗体18D8の重鎖CDR3である。

【0215】

配列番号83は、OX40アゴニストモノクローナル抗体18D8の軽鎖CDR1である。

【0216】

配列番号84は、OX40アゴニストモノクローナル抗体18D8の軽鎖CDR2である。

【0217】

配列番号85は、OX40アゴニストモノクローナル抗体18D8の軽鎖CDR3である。

30

【0218】

配列番号86は、OX40アゴニストモノクローナル抗体Hu119-122の重鎖可変領域（VH）である。

【0219】

配列番号87は、OX40アゴニストモノクローナル抗体Hu119-122の軽鎖可変領域（VL）である。

【0220】

配列番号88は、OX40アゴニストモノクローナル抗体Hu119-122の重鎖CDR1である。

40

【0221】

配列番号89は、OX40アゴニストモノクローナル抗体Hu119-122の重鎖CDR2である。

【0222】

配列番号90は、OX40アゴニストモノクローナル抗体Hu119-122の重鎖CDR3である。

【0223】

配列番号91は、OX40アゴニストモノクローナル抗体Hu119-122の軽鎖CDR1である。

50

## 【0224】

配列番号92は、OX40アゴニストモノクローナル抗体Hu119-122の軽鎖CDR2である。

## 【0225】

配列番号93は、OX40アゴニストモノクローナル抗体Hu119-122の軽鎖CDR3である。

## 【0226】

配列番号94は、OX40アゴニストモノクローナル抗体Hu106-222の重鎖可変領域(VH)である。

## 【0227】

配列番号95は、OX40アゴニストモノクローナル抗体Hu106-222の軽鎖可変領域(VL)である。

## 【0228】

配列番号96は、OX40アゴニストモノクローナル抗体Hu106-222の重鎖CDR1である。

## 【0229】

配列番号97は、OX40アゴニストモノクローナル抗体Hu106-222の重鎖CDR2である。

## 【0230】

配列番号98は、OX40アゴニストモノクローナル抗体Hu106-222の重鎖CDR3である。

## 【0231】

配列番号99は、OX40アゴニストモノクローナル抗体Hu106-222の軽鎖CDR1である。

## 【0232】

配列番号100は、OX40アゴニストモノクローナル抗体Hu106-222の軽鎖CDR2である。

## 【0233】

配列番号101は、OX40アゴニストモノクローナル抗体Hu106-222の軽鎖CDR3である。

## 【0234】

配列番号102は、OX40リガンド(OX40L)アミノ酸配列である。

## 【0235】

配列番号103は、OX40Lポリペプチドの可溶性部分である。

## 【0236】

配列番号104は、OX40Lポリペプチドの代替可溶性部分である。

## 【0237】

配列番号105は、OX40アゴニストモノクローナル抗体008の重鎖可変領域(VH)である。

## 【0238】

配列番号106は、OX40アゴニストモノクローナル抗体008の軽鎖可変領域(VL)である。

## 【0239】

配列番号107は、OX40アゴニストモノクローナル抗体011の重鎖可変領域(VH)である。

## 【0240】

配列番号108は、OX40アゴニストモノクローナル抗体011の軽鎖可変領域(VL)である。

## 【0241】

配列番号109は、OX40アゴニストモノクローナル抗体021の重鎖可変領域(V

10

20

30

40

50

H)である。

【0242】

配列番号110は、OX40アゴニストモノクローナル抗体021の軽鎖可変領域(VL)である。

【0243】

配列番号111は、OX40アゴニストモノクローナル抗体023の重鎖可変領域(VH)である。

【0244】

配列番号112は、OX40アゴニストモノクローナル抗体023の軽鎖可変領域(VL)である。

【0245】

配列番号113は、OX40アゴニストモノクローナル抗体の重鎖可変領域(VH)である。

【0246】

配列番号114は、OX40アゴニストモノクローナル抗体の軽鎖可変領域(VL)である。

【0247】

配列番号115は、OX40アゴニストモノクローナル抗体の重鎖可変領域(VH)である。

【0248】

配列番号116は、OX40アゴニストモノクローナル抗体の軽鎖可変領域(VL)である。

【0249】

配列番号117は、ヒト化OX40アゴニストモノクローナル抗体の重鎖可変領域(VH)である。

【0250】

配列番号118は、ヒト化OX40アゴニストモノクローナル抗体の重鎖可変領域(VH)である。

【0251】

配列番号119は、ヒト化OX40アゴニストモノクローナル抗体の軽鎖可変領域(VL)である。

【0252】

配列番号120は、ヒト化OX40アゴニストモノクローナル抗体の軽鎖可変領域(VL)である。

【0253】

配列番号121は、ヒト化OX40アゴニストモノクローナル抗体の重鎖可変領域(VH)である。

【0254】

配列番号122は、ヒト化OX40アゴニストモノクローナル抗体の重鎖可変領域(VH)である。

【0255】

配列番号123は、ヒト化OX40アゴニストモノクローナル抗体の軽鎖可変領域(VL)である。

【0256】

配列番号124は、ヒト化OX40アゴニストモノクローナル抗体の軽鎖可変領域(VL)である。

【0257】

配列番号125は、OX40アゴニストモノクローナル抗体の重鎖可変領域(VH)である。

【0258】

10

20

30

40

50



配列番号 126 は、OX40 アゴニストモノクローナル抗体の軽鎖可変領域（V<sub>L</sub>）である。

【0259】

配列番号 127 ～ 462 は、現在割り当てられていない。

【0260】

配列番号 463 は、PD-1 阻害剤ニボルマブの重鎖アミノ酸配列である。

【0261】

配列番号 464 は、PD-1 阻害剤ニボルマブの軽鎖アミノ酸配列である。

【0262】

配列番号 465 は、PD-1 阻害剤ニボルマブの重鎖可変領域（V<sub>H</sub>）アミノ酸配列である。

10

【0263】

配列番号 466 は、PD-1 阻害剤ニボルマブの軽鎖可変領域（V<sub>L</sub>）アミノ酸配列である。

【0264】

配列番号 467 は、PD-1 阻害剤ニボルマブの重鎖 CDR1 アミノ酸配列である。

【0265】

配列番号 468 は、PD-1 阻害剤ニボルマブの重鎖 CDR2 アミノ酸配列である。

【0266】

配列番号 469 は、PD-1 阻害剤ニボルマブの重鎖 CDR3 アミノ酸配列である。

20

【0267】

配列番号 470 は、PD-1 阻害剤ニボルマブの軽鎖 CDR1 アミノ酸配列である。

【0268】

配列番号 471 は、PD-1 阻害剤ニボルマブの軽鎖 CDR2 アミノ酸配列である。

【0269】

配列番号 472 は、PD-1 阻害剤ニボルマブの軽鎖 CDR3 アミノ酸配列である。

【0270】

配列番号 473 は、PD-1 阻害剤ペムブロリズマブの重鎖アミノ酸配列である。

【0271】

配列番号 474 は、PD-1 阻害剤ペムブロリズマブの軽鎖アミノ酸配列である。

30

【0272】

配列番号 475 は、PD-1 阻害剤ペムブロリズマブの重鎖可変領域（V<sub>H</sub>）アミノ酸配列である。

【0273】

配列番号 476 は、PD-1 阻害剤ペムブロリズマブの軽鎖可変領域（V<sub>L</sub>）アミノ酸配列である。

【0274】

配列番号 477 は、PD-1 阻害剤ペムブロリズマブの重鎖 CDR1 アミノ酸配列である。

【0275】

配列番号 478 は、PD-1 阻害剤ペムブロリズマブの重鎖 CDR2 アミノ酸配列である。

40

【0276】

配列番号 479 は、PD-1 阻害剤ペムブロリズマブの重鎖 CDR3 アミノ酸配列である。

【0277】

配列番号 480 は、PD-1 阻害剤ペムブロリズマブの軽鎖 CDR1 アミノ酸配列である。

【0278】

配列番号 481 は、PD-1 阻害剤ペムブロリズマブの軽鎖 CDR2 アミノ酸配列であ

50

る。

【0279】

配列番号482は、PD-1阻害剤ペムブロリズマブの軽鎖CDR3アミノ酸配列である。

【0280】

配列番号483は、PD-L1阻害剤デュルバルマブの重鎖アミノ酸配列である。

【0281】

配列番号484は、PD-L1阻害剤デュルバルマブの軽鎖アミノ酸配列である。

【0282】

配列番号485は、PD-L1阻害剤デュルバルマブの重鎖可変領域(V<sub>H</sub>)アミノ酸配列である。

10

【0283】

配列番号486は、PD-L1阻害剤デュルバルマブの軽鎖可変領域(V<sub>L</sub>)アミノ酸配列である。

【0284】

配列番号487は、PD-L1阻害剤デュルバルマブの重鎖CDR1アミノ酸配列である。

【0285】

配列番号488は、PD-L1阻害剤デュルバルマブの重鎖CDR2アミノ酸配列である。

20

【0286】

配列番号489は、PD-L1阻害剤デュルバルマブの重鎖CDR3アミノ酸配列である。

【0287】

配列番号490は、PD-L1阻害剤デュルバルマブの軽鎖CDR1アミノ酸配列である。

【0288】

配列番号491は、PD-L1阻害剤デュルバルマブの軽鎖CDR2アミノ酸配列である。

【0289】

配列番号492は、PD-L1阻害剤デュルバルマブの軽鎖CDR3アミノ酸配列である。

30

【0290】

配列番号493は、PD-L1阻害剤アベルマブの重鎖アミノ酸配列である。

【0291】

配列番号494は、PD-L1阻害剤アベルマブの軽鎖アミノ酸配列である。

【0292】

配列番号495は、PD-L1阻害剤アベルマブの重鎖可変領域(V<sub>H</sub>)アミノ酸配列である。

【0293】

配列番号496は、PD-L1阻害剤アベルマブの軽鎖可変領域(V<sub>L</sub>)アミノ酸配列である。

40

【0294】

配列番号497は、PD-L1阻害剤アベルマブの重鎖CDR1アミノ酸配列である。

【0295】

配列番号498は、PD-L1阻害剤アベルマブの重鎖CDR2アミノ酸配列である。

【0296】

配列番号499は、PD-L1阻害剤アベルマブの重鎖CDR3アミノ酸配列である。

【0297】

配列番号500は、PD-L1阻害剤アベルマブの軽鎖CDR1アミノ酸配列である。

50

【0298】

配列番号501は、PD-L1阻害剤アベルマブの軽鎖CDR2アミノ酸配列である。

【0299】

配列番号502は、PD-L1阻害剤アベルマブの軽鎖CDR3アミノ酸配列である。

【0300】

配列番号503は、PD-L1阻害剤アテゾリズマブの重鎖アミノ酸配列である。

【0301】

配列番号504は、PD-L1阻害剤アテゾリズマブの軽鎖アミノ酸配列である。

【0302】

配列番号505は、PD-L1阻害剤アテゾリズマブの重鎖可変領域（V<sub>H</sub>）アミノ酸配列である。

10

【0303】

配列番号506は、PD-L1阻害剤アテゾリズマブの軽鎖可変領域（V<sub>L</sub>）アミノ酸配列である。

【0304】

配列番号507は、PD-L1阻害剤アテゾリズマブの重鎖CDR1アミノ酸配列である。

【0305】

配列番号508は、PD-L1阻害剤アテゾリズマブの重鎖CDR2アミノ酸配列である。

20

【0306】

配列番号509は、PD-L1阻害剤アテゾリズマブの重鎖CDR3アミノ酸配列である。

【0307】

配列番号510は、PD-L1阻害剤アテゾリズマブの軽鎖CDR1アミノ酸配列である。

【0308】

配列番号511は、PD-L1阻害剤アテゾリズマブの軽鎖CDR2アミノ酸配列である。

【0309】

配列番号512は、PD-L1阻害剤アテゾリズマブの軽鎖CDR3アミノ酸配列である。

30

【発明を実施するための形態】

【0310】

I. 導入

急速拡張プロトコル（REP）によってエキスピボで培養されたTILを利用した養子細胞療法は、黒色腫などの癌を有する患者の宿主免疫抑制後の養子細胞療法に成功している。現在の注入受容パラメーターは、TILの組成（例えば、CD28、CD8、またはCD4陽性）の読み取り値、ならびにREP産物の拡張の数値倍率および生存率に依存している。

40

【0311】

現在のREPプロトコルは、患者に注入されるTILの健康状態についてほとんど洞察を与えていない。T細胞は、ナイーブT細胞からエフェクターT細胞への成熟の過程で、重大な代謝シフトを起こす（Chang, et al., Nat. Immunol. 2016, 17, 364を参照、その全体が本明細書に明示的に組み込まれ、特に考察のために、ならびに嫌気性および好気性代謝のマーカー）。例えば、ナイーブT細胞は、ミトコンドリア呼吸に依存してATPを産生するが、TILなどの成熟した健康なエフェクターT細胞は、高度に解糖系であり、好気性解糖に依存して増殖、移動、活性化、および抗腫瘍効果に必要な生体エネルギー基質を提供する。

【0312】

50

現在のTILの製造および治療プロセスは、長さ、コスト、無菌性の懸念、および本明細書に記載される他の要因によって制限されているため、抗PD1に対して不応性であるために患者を治療する可能性は厳しく制限されている。実行可能な治療選択肢がほとんどまたはまったく残っていない患者を治療する際に使用するのに適したTIL製造プロセスおよびかかるプロセスに基づく治療法を提供することが緊急に必要である。本発明は、抗PD-1治療に対して不応性である非小細胞肺癌（NSCLC）患者の治療に用いることができるTILを生成する際に使用するための短縮された製造プロセスを提供することによって、この必要性を満たす。

### 【0313】

#### II. 定義

他に定義されない限り、本明細書で使用されるすべての技術用語および科学用語は、本発明が属する技術分野の当業者によって一般に理解される意味と同じである。本明細書で参照されるすべての特許および刊行物は、参照によりそれらの全体が組み込まれる。

### 【0314】

本明細書で使用される「同時投与」、「同時投与すること」、「組み合わせて投与される」、「組み合わせて投与すること」、「同時（simultaneous）」、および「同時（concurrent）」という用語は、対象への2つ以上の医薬品有効成分（本発明の好ましい実施形態では、例えば、複数のTIL）の投与を包含し、医薬品有効成分および／またはそれらの代謝物の両方が、対象において同時に存在するようにする。同時投与には、別々の組成物での同時投与、別々の組成物での異なる時間での投与、または2つ以上の医薬品有効成分が存在する組成物での投与が含まれる。別々の組成物での同時投与および両方の薬剤が存在する組成物での投与が好ましい。

### 【0315】

「インビボ」という用語は、対象の体内で起こる事象を指す。

### 【0316】

「インビトロ」という用語は、対象の体外で起こる事象を指す。インビトロアッセイには、生きているか死んでいる細胞が用いられる細胞ベースのアッセイが包含され、無傷の細胞が用いられない無細胞アッセイも含み得る。

### 【0317】

「エクスピボ」という用語は、対象の体から除去された細胞、組織、および／または器官に対して治療する、または処置を行うことを伴う事象を指す。適切には、細胞、組織、および／または器官は、外科手術または治療の方法で対象の体に戻され得る。

### 【0318】

「急速拡張」という用語は、1週間の期間にわたって少なくとも約3倍（または4、5、6、7、8、もしくは9倍）、より好ましくは1週間の期間にわたって少なくとも約10倍（または20、30、40、50、60、70、80、もしくは90倍）、あるいは最も好ましくは1週間の期間にわたって少なくとも約100倍の抗原特異的TILの数の増加を意味する。本明細書では、いくつかの急速拡張プロトコルが説明されている。

### 【0319】

本明細書における「腫瘍浸潤リンパ球」または「TIL」とは、対象の血流を離れて腫瘍に移動した白血球として最初に得られた細胞の集団を意味する。TILには、CD8<sup>+</sup>細胞傷害性T細胞（リンパ球）、Th1およびTh17 CD4<sup>+</sup>T細胞、ナチュラルキラー細胞、樹状細胞、ならびにM1マクロファージが含まれるが、これらに限定されない。TILには、一次TILおよび二次TILの両方が含まれる。「一次TIL」は、本明細書に概説されるように患者組織試料から得られるもの（「新たに採取された」と称されることもある）であり、「二次TIL」は、本明細書で考察される拡張または増殖された任意のTIL細胞集団であり、バルクTILおよび拡張TIL（「REP TIL」または「post-REP TIL」）が含まれるが、これらに限定されない。TIL細胞集団には、遺伝子改変TILが含まれ得る。

### 【0320】

10

20

30

40

50

本明細書における「細胞の集団」（TILを含む）とは、共通の形質を共有するいくつかの細胞を意味する。一般に、集団は、概して $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^{10}$ の数の範囲であり、異なるTIL集団は、異なる数を含む。例えば、IL-2の存在下での一次TILの初期成長は、およそ $1 \times 10^8$ 細胞の巨大なTILの集団をもたらす。REP拡張は、一般に、注入用の $1.5 \times 10^9 \sim 1.5 \times 10^{10}$ 細胞の集団を提供するために行われる。

#### 【0321】

本明細書における「凍結保存されたTIL」とは、一次、バルク、または拡張（REP TIL）のいずれかのTILが、約 $-150^\circ\text{C} \sim -60^\circ\text{C}$ の範囲で処理および保存されることを意味する。凍結保存のための一般的な方法は、実施例を含む本明細書の他の場所にも記載されている。明確にするために、「凍結保存されたTIL」は、一次TILのソースとして使用される可能性のある凍結組織試料と区別することができる。

#### 【0322】

本明細書における「解凍された凍結保存TIL」とは、以前に凍結保存され、その後、細胞培養温度またはTILが患者に投与され得る温度を含むがこれらに限定されない、室温以上に戻るように処理されたTILの集団を意味する。

#### 【0323】

TILは、一般に、細胞表面マーカーを使用して生化学的に定義され得るか、または腫瘍に浸潤して治療を行う能力によって機能的に定義され得る。TILは、一般に、CD4、CD8、TCR $\alpha\beta$ 、CD27、CD28、CD56、CCR7、CD45Ra、CD95、PD-1、およびCD25のうちの1つ以上のバイオマーカーを発現させることによって分類され得る。加えておよび代替的に、TILは、患者への再導入時に固形腫瘍に浸潤する能力によって機能的に定義することができる。

#### 【0324】

「凍結保存培地（cryopreservation media）」または「凍結保存培地（cryopreservation medium）」という用語は、細胞の凍結保存に使用できる任意の培地を指す。かかる培地は、7%~10%のDMSOを含む培地を含むことができる。例示的な培地には、CryoStor CS10、Hypert hermasol、およびそれらの組み合わせが含まれる。「CS10」という用語は、Stemcell TechnologiesまたはBiolife Solutionsから入手した凍結保存培地を指す。CS10培地は、商品名「CryoStor（登録商標）CS10」と称され得る。CS10培地は、DMSOを含む無血清の動物成分を含まない培地である。

#### 【0325】

「セントラルメモリーT細胞」という用語は、ヒトではCD45RO+であり、CCR7（CCR7<sup>hi</sup>）およびCD62L（CD62<sup>hi</sup>）を構成的に発現するT細胞のサブセットを指す。セントラルメモリーT細胞の表面表現型には、TCR、CD3、CD127（IL-7R）、およびIL-15Rも含まれる。セントラルメモリーT細胞の転写因子には、BCL-6、BCL-6B、MBD2、およびBMI1が含まれる。セントラルメモリーT細胞は、TCRトリガー後、主にエフェクター分子としてIL-2およびCD40Lを分泌する。セントラルメモリーT細胞は、血液中のCD4コンパートメントで優勢であり、ヒトではリンパ節および扁桃腺において比例して濃縮される。

#### 【0326】

「エフェクターメモリーT細胞」という用語は、セントラルメモリーT細胞と同様にCD45RO+であるが、CCR7の構成的発現を失い（CCR7<sup>lo</sup>）、CD62L発現が不均一であるかまたは低い（CD62L<sup>lo</sup>）、ヒトまたは哺乳動物T細胞のサブセットを指す。セントラルメモリーT細胞の表面表現型には、TCR、CD3、CD127（IL-7R）、およびIL-15Rも含まれる。セントラルメモリーT細胞の転写因子には、BLIMP1が含まれる。エフェクターメモリーT細胞は、抗原刺激後に高レベルの炎症性サイトカイン（インターフェロン $\gamma$ 、IL-4、およびIL-5を含む）を急速に分泌する。エフェクターメモリーT細胞は、血液中のCD8コンパートメントで優勢で

10

20

30

40

50

あり、ヒトでは肺、肝臓、および腸において比例して濃縮される。CD8+エフェクターメモリーT細胞は、大量のパーフォリンを担持する。

【0327】

「閉鎖系」という用語は、外部環境に対して閉じている系を指す。細胞培養法に適した任意の閉鎖系を、本発明の方法で用いることができる。閉鎖系には、例えば、密閉G容器が含まれるが、これに限定されない。腫瘍セグメントが閉鎖系に付加されると、TILを患者に投与する準備ができるまで、系は外部環境に開かれない。

【0328】

腫瘍を破壊するためのプロセスを説明するために本明細書で使用される「断片化すること」、「断片」、および「断片化された」という用語は、腫瘍組織を破碎、スライス、分割、および細切するなどの機械的断片化法、ならびに腫瘍組織の物理的構造を破壊するための任意の他の方法を含む。

【0329】

「末梢血単核細胞」および「PBMC」という用語は、リンパ球（T細胞、B細胞、NK細胞）および単球を含む、丸い核を有する末梢血細胞を指す。抗原提示細胞として使用される場合（PBMCは抗原提示細胞の一種である）、末梢血単核細胞は、好ましくは、照射された同種異系末梢血単核細胞である。

【0330】

「末梢血リンパ球」および「PBL」という用語は、末梢血から拡張したT細胞を指す。いくつかの実施形態では、PBLは、ドナーからの全血またはアフエーシス産物から分離される。いくつかの実施形態では、PBLは、CD3+CD45+のT細胞表現型などのT細胞表現型の正または負の選択によって、ドナーからの全血またはアフエーシス産物から分離される。

【0331】

「抗CD3抗体」という用語は、抗体またはその多様体、例えば、モノクローナル抗体を指し、成熟T細胞のT細胞抗原受容体のCD3受容体に対して向けられるヒト、ヒト化、キメラ、またはマウス抗体を含む。抗CD3抗体には、ムロモナブとしても知られるOKT-3が含まれる。抗CD3抗体には、T3およびCD3εとしても知られるUHC1クローンも含まれる。他の抗CD3抗体には、例えば、オテリキシズマブ、テプリズマブ、およびビシリズマブが含まれる。

【0332】

「OKT-3」（本明細書では「OKT3」とも称される）という用語は、成熟T細胞のT細胞抗原受容体中のCD3受容体に対して向けられるヒト、ヒト化、キメラ、またはマウス抗体を含む、モノクローナル抗体またはそのバイオシミラーもしくは多様体を指し、OKT-3（30 ng/mL、MACS GMP CD3 pure、Miltenyi Biotech, Inc., San Diego, CA, USA）およびムロモナブもしくは多様体、保存的アミノ酸置換、グリコフォーム、またはそれらのバイオシミラーなどの市販の形態を含む。ムロモナブの重鎖および軽鎖のアミノ酸配列を表1に示す（配列番号1および配列番号2）。OKT-3を産生することができるハイブリドーマは、アメリカンタイプカルチャーコレクション（American Type Culture Collection）に寄託され、ATCC受託番号CRL8001が割り当てられている。OKT-3を産生することができるハイブリドーマは、European Collection of Authenticated Cell Cultures（ECACC）にも寄託され、カタログ番号86022706が割り当てられている。

10

20

30

40

50

## 【表 1】

表 1. ムロモナブのアミノ酸配列。

| 識別子               | 配列 (一文字アミノ酸記号) |            |             |            |            |            |  |     |
|-------------------|----------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--|-----|
| 配列番号 1<br>ムロモナブ重鎖 | QVQLQQSGAE     | LARPGASVKM | SCKASGYTFT  | RYTMHWVKQR | PGQGLEWIGY | INPSRGYTNV |  | 60  |
|                   | NQKFKDKATL     | TTDKSSSTAY | MQLSSLTSED  | SAVYYCARYY | DDHYCLDYWG | QGTTLTVSSA |  | 120 |
|                   | KTTAPSVYPL     | APVCGGTGGS | SVTLGCLVKG  | YFPEPVTTLW | NSGSLSSGVH | TFFAVLQSDL |  | 180 |
|                   | YTLSSSVTVT     | SSTWPSQSIT | CNVAHPASST  | KVDKKIEPRP | KSCDKTHTCP | PCPAPELLGG |  | 240 |
|                   | PSVFLFPPKP     | KDTLMISRTP | EVTCTVVVDVS | HEDPEVKFNW | YVDGVEVHNA | KTKPREEQYN |  | 300 |
|                   | STYRVVSVLT     | VLHQDWLNGK | EYCKKVSNKA  | LPAPIEKTIS | KAKGQPREPQ | VYTLPPSRDE |  | 360 |
|                   | LTKNQVSLTC     | LVKGFYPSDI | AVEWESNGQP  | ENNYKTTTPV | LDSDGSFFLY | SKLTVDKSRW |  | 420 |
|                   | QQGNVFSCSV     | MHEALHNHYT | QKSLSLSPGK  |            |            |            |  | 450 |
|                   |                |            |             |            |            |            |  |     |
|                   |                |            |             |            |            |            |  |     |
| 配列番号 2<br>ムロモナブ軽鎖 | QIVLTQSPAI     | MSASPGEKVT | MTCSASSSVS  | YMNWYQQKSG | TSPKRWIYDT | SKLASGVPAH |  | 60  |
|                   | FRGSGSGTSY     | SLTISGMEAE | DAATYYCQQW  | SSNPFTFGSG | TKLEINRADT | APTVSIFPPS |  | 120 |
|                   | SEQLTSGGAS     | VVCFLNNFYP | KDINVWKID   | GSRQNGVLN  | SWTDQDSKDS | TYSMSSTLT  |  | 180 |
|                   | TKDEYERHNS     | YTCEATHKTS | TSPIVKSFNR  | NEC        |            |            |  | 213 |

## 【0333】

「IL-2」（本明細書では「IL2」とも称される）という用語は、インターロイキン-2として知られるT細胞成長因子を指し、ヒトおよび哺乳動物の形態、保存的アミノ酸置換、グリコフォーム、バイオシミラー、およびそれらの多様体を含む、すべての形態のIL-2を含む。IL-2は、例えば、Nelson, J. Immunol. 2004, 172, 3983-88およびMalek, Annu. Rev. Immunol. 2008, 26, 453-79に記載されており、その開示は参照により本明細書に組み込まれる。本発明での使用に適した組み換えヒトIL-2のアミノ酸配列を表2に示す（配列番号3）。例えば、IL-2という用語は、アルデスロイキン（PROLEUKIN、単回使用バイアルあたり2200万IUで複数の供給業者から市販されている）などのヒト組み換え形態のIL-2、ならびにCellGenix, Inc., Portsmouth, NH, USA (CELLGRO GMP) またはProSpec-Tany TechnoGene Ltd., East Brunswick, NJ, USAによって市販されている組み換えIL-2の形態（カタログ番号CYT-209-b）および他のベンダーからの他の商用同等物を包含する。アルデスロイキン（デス-アラニル-1、セリン-125ヒトIL-2）は、およそ15kDaの分子量を有する非グリコシル化ヒト組み換え形態のIL-2である。本発明での使用に適したアルデスロイキンのアミノ酸配列を表2に示す（配列番号4）。IL-2という用語はまた、Nektar Therapeutics (South San Francisco, CA, USA) から入手可能なペグ化IL2プロドラッグNKTR-214を含む、本明細書に記載されるペグ化形態のIL-2を包含する。本発明での使用に適したNKTR-214およびペグ化IL-2は、米国特許出願公開第US2014/0328791A1号および国際特許出願公開番号WO2012/065086A1号に記載されており、それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。本発明での使用に適したIL-2の代替形態は、米国特許第4,766,106号、第5,206,344号、第5,089,261号、および第4,902,502号に記載されており、それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。本発明での使用に適したIL-2の製剤は、米国特許第6,706,289号に記載されており、その開示は参照により本明細書に組み込まれる。

10

20

30

40

50

## 【表 2】

表 2. インターロイキンのアミノ酸配列。

| 識別子                                              | 配列（一文字アミノ酸記号）                                                                                                                                                             |                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 配列番号 3<br>組み換えヒト I L -<br>2 (r h I L - 2)        | MAPTSSSTKK TQLQLEHLLL DLQMILNGIN NYKNPKLTRM LTFKFYMPKK ATELKHLQCL<br>EEELKPLEEV LNLAQSKNFH LRPRDLISNI NVIVLELKGS ETTFMCEYAD ETATIVEFLN<br>RWITFCQSI STLT                  | 60<br>120<br>134 |
| 配列番号 4<br>アルデスロイキン                               | PTSSSTKKTQ LQLEHLLDL QMILNGINNY KNPKLTRMLT FKFYMPKKAT ELKHLQCLEE<br>ELKPLEEVLN LAQSKNFHLR PRDLISNINV IVLELKGS ETTFMCEYAD ETATIVEFLNRW<br>ITFSQSIIST LT                    | 60<br>120<br>132 |
| 配列番号 5<br>組み換えヒト I L -<br>4<br>(r h I L - 4)     | MHKCDITLQE IIKTILNSLTE QKTLCLETV TDIFAASKNT TEKETFCAA TVLRQFYSHH<br>EKDTRCLGAT AQQFHRHKL IRFLKRLDRN LWGLAGLNSC PVKEANQSTL ENFLERLKI<br>MREKYSKCSS                         | 60<br>120<br>130 |
| 配列番号 6<br>組み換えヒト I L -<br>7<br>(r h I L - 7)     | MDCDIEGKDG KQYESVLMVS IDQLLDSMKE IGSNCLNNEF NFFKRHCDA NKEGMFLFRA<br>ARKLRQFLKM NSTGDFDLHL LKVSEGTTL LNCTGQVKG KPAALGEAQP TKSLEENKSL<br>KEQKKLNDLC FLKRLQEI TCWNKILMGT KEH | 60<br>120<br>153 |
| 配列番号 7<br>組み換えヒト I L -<br>1 5<br>(r h I L - 1 5) | MNWNVISDL KKIEDLIQSM HIDATLYTES DVHPSCKVTA MKCFLLLEQV ISLESGDASI<br>HDTVENLIIL ANNSLSSNGN VTESGCKECE ELEEKNIKEF LQSFVHVQM FINTS                                           | 60<br>115        |
| 配列番号 8<br>組み換えヒト I L -<br>2 1<br>(r h I L - 2 1) | MQDRHMIRM QLIDIVDLK NYVNDLVPEF LPAPEDVETN CEWSAFSCFQ KAQLKSANTG<br>NNERLINVSI KKLKRKPPST NAGRRQKHRL TCPSCDSYEK KPPKEFLERF KSLQKMIHQ<br>HLSSRTHGSE DS                      | 60<br>120<br>132 |

## 【0334】

「I L - 4」（本明細書では「I L 4」とも称される）という用語は、インターロイキン 4 として知られるサイトカインを指し、これは、Th 2 T 細胞ならびに好酸球、好塩基球、および肥満細胞によって産生される。I L - 4 は、ナイーブヘルパー T 細胞（Th 0 細胞）から Th 2 T 細胞への分化を調節する。Steinke and Borish, Respir. Res. 2001, 2, 66-70. I L - 4 によって活性化されると、その後 Th 2 T 細胞は、正のフィードバックループで追加の I L - 4 を産生する。I L - 4 はまた、B 細胞増殖およびクラス II MHC 発現を刺激し、B 細胞からの Ig E および Ig G<sub>1</sub> の発現へのクラス切り替えを誘導する。本発明での使用に適した組み換えヒト I L - 4 は、ProSpec-Tany TechnoGene Ltd., East Brunswick, NJ, USA（カタログ番号 CYT-211）および Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, MA, USA（ヒト I L - 15 組み換えタンパク質、カタログ番号 Gibco CTP0043）を含む、複数の供給元から市販されている。本発明での使用に適した組み換えヒト I L - 4 のアミノ酸配列を表 2 に示す（配列番号 5）。

## 【0335】

「I L - 7」（本明細書では「I L 7」とも称される）という用語は、インターロイキン 7 として知られるグリコシル化組織由来のサイトカインを指し、これは、間質細胞および上皮細胞、ならびに樹状細胞から得ることができる。Fry and Mackall, Blood 2002, 99, 3892-904. I L - 7 は、T 細胞の発達を刺激する



ことができる。IL-7は、IL-7受容体 $\alpha$ および共通 $\gamma$ 鎖受容体からなるヘテロ二量体であるIL-7受容体に結合し、これは、胸腺内のT細胞の発達および末梢内の生存に重要な一連のシグナルである。本発明での使用に適した組み換えヒトIL-7は、ProSpec-Tany TechnoGene Ltd., East Brunswick, NJ, USA (カタログ番号CYT-254) およびThermoFisher Scientific, Inc., Waltham, MA, USA (ヒトIL-15組み換えタンパク質、カタログ番号Gibco PHC0071) を含む、複数の供給元から市販されている。本発明での使用に適した組み換えヒトIL-7のアミノ酸配列を表2に示す(配列番号6)。

#### 【0336】

「IL-15」(本明細書では「IL15」とも称される)という用語は、インターロイキン-15として知られるT細胞成長因子を指し、ヒトおよび哺乳動物の形態、保存的アミノ酸置換、グリコフォーム、バイオシミラー、およびそれらの多様体を含む、すべての形態のIL-2を含む。IL-15は、例えば、Fehniger and Caligiuri, Blood 2001, 97, 14-32に記載されており、その開示は参照により本明細書に組み込まれる。IL-15は、 $\beta$ および $\gamma$ シグナル伝達受容体サブユニットをIL-2と共有する。組み換えヒトIL-15は、12.8 kDaの分子量を有する114アミノ酸(およびN末端メチオニン)を含有する単一の非グリコシル化ポリペプチド鎖である。組み換えヒトIL-15は、ProSpec-Tany TechnoGene Ltd., East Brunswick, NJ, USA (カタログ番号CYT-230-b) およびThermoFisher Scientific, Inc., Waltham, MA, USA (ヒトIL-15組み換えタンパク質、カタログ番号34-8159-82) を含む、複数の供給元から市販されている。本発明での使用に適した組み換えヒトIL-15のアミノ酸配列を表2に示す(配列番号7)。

#### 【0337】

「IL-21」(本明細書では「IL21」とも称される)という用語は、インターロイキン-21として知られる多面発現サイトカインタンパク質を指し、ヒトおよび哺乳動物の形態、保存的アミノ酸置換、グリコフォーム、バイオシミラー、およびそれらの多様体を含む、すべての形態のIL-21を含む。IL-21は、例えば、Spolski and Leonard, Nat. Rev. Drug. Disc. 2014, 13, 379-95に記載されており、その開示は参照により本明細書に組み込まれる。IL-21は、主にナチュラルキラーT細胞および活性化ヒトCD4<sup>+</sup>T細胞によって産生される。組み換えヒトIL-21は、15.4 kDaの分子量を有する132アミノ酸を含有する単一の非グリコシル化ポリペプチド鎖である。組み換えヒトIL-21は、ProSpec-Tany TechnoGene Ltd., East Brunswick, NJ, USA (カタログ番号CYT-408-b) およびThermoFisher Scientific, Inc., Waltham, MA, USA (ヒトIL-21組み換えタンパク質、カタログ番号14-8219-80) を含む、複数の供給元から市販されている。本発明での使用に適した組み換えヒトIL-21のアミノ酸配列を表2に示す(配列番号8)。

#### 【0338】

「抗腫瘍有効量」、「腫瘍阻害有効量」、または「治療量」が示された場合、投与される本発明の組成物の正確な量は、年齢、体重、腫瘍の大きさ、感染または転移の程度、および患者(対象)の状態の個人差を考慮して、医師が決定することができる。一般に、本明細書に記載される腫瘍浸潤リンパ球(例えば、二次TILまたは遺伝子改変された細胞傷害性リンパ球)は、体重1 kgあたり $10^4 \sim 10^{11}$ 細胞(例えば、体重1 kgあたり $10^5 \sim 10^6$ 、 $10^5 \sim 10^{10}$ 、 $10^5 \sim 10^{11}$ 、 $10^6 \sim 10^{10}$ 、 $10^6 \sim 10^{11}$ 、 $10^7 \sim 10^{11}$ 、 $10^7 \sim 10^{10}$ 、 $10^8 \sim 10^{11}$ 、 $10^8 \sim 10^{10}$ 、 $10^9 \sim 10^{11}$ 、または $10^9 \sim 10^{10}$ 細胞)(それらの範囲内のすべての整数値を含む)の投与量で投与され得る。腫瘍浸潤リンパ球(場合によっては、遺伝子改変された細胞傷害性

10

20

30

40

50

リンパ球を含む) 組成物もまた、これらの投与量で複数回投与され得る。腫瘍浸潤リンパ球(場合によっては遺伝的を含む)は、免疫療法で一般的に知られている注入技法を使用することによって投与することができる(例えば、Rosenberg et al., New Eng. J. of Med. 319:1676, 1988を参照)。特定の患者に最適な投与量および治療レジメンは、疾患の兆候について患者を監視し、それに応じて治療を調整することにより、医学の当業者によって容易に決定することができる。

#### 【0339】

「血液学的悪性腫瘍」、「血液系悪性腫瘍」という用語または関連する意味の用語は、血液、骨髄、リンパ節、およびリンパ系の組織を含むがこれらに限定されない造血およびリンパ組織の哺乳動物の癌および腫瘍を指す。血液学的悪性腫瘍はまた、「液体腫瘍」と称される。血液学的悪性腫瘍には、急性リンパ芽球性白血病(ALL)、慢性リンパ性リンパ腫(CLL)、小リンパ球性リンパ腫(SLL)、急性骨髄性白血病(AML)、慢性骨髄性白血病(CML)、急性単球性白血病(AMoL)、ホジキンリンパ腫、および非ホジキンリンパ腫が含まれ得るが、これらに限定されない。「B細胞血液学的悪性腫瘍」という用語は、B細胞に影響を与える血液学的悪性腫瘍を指す。

#### 【0340】

「液体腫瘍」という用語は、本質的に流動性である細胞の異常な塊を指す。液体腫瘍癌には、白血病、骨髄腫、およびリンパ腫、ならびに他の血液学的悪性腫瘍が含まれるが、これらに限定されない。液体腫瘍から得られたTILは、本明細書では骨髄浸潤リンパ球(MIL)と称されることもある。末梢血中で循環する液体腫瘍を含む、液体腫瘍から得られるTILは、本明細書ではPBLと称されることもある。MIL、TIL、およびPBLという用語は、本明細書では互換的に使用され、細胞が由来する組織タイプに基づいてのみ異なる。

#### 【0341】

本明細書で使用される「微小環境」という用語は、全体としての固形もしくは血液学的腫瘍微小環境、または微小環境内の細胞の個々のサブセットを指す場合がある。本明細書で使用される腫瘍微小環境は、Swartz, et al., Cancer Res., 2012, 72, 2473に記載されるように、「細胞、可溶性因子、シグナル伝達分子、細胞外マトリックス、および腫瘍性形質転換を促進し、腫瘍の成長および浸潤をサポートし、腫瘍を宿主免疫から保護し、治療抵抗性を促進し、優勢な転移が成功するためのニッチを提供する機械的手がかり」の複雑な混合物を指す。腫瘍はT細胞によって認識されるべき抗原を発現するが、微小環境による免疫抑制のため、免疫系による腫瘍クリアランスはまれである。

#### 【0342】

実施形態では、本発明は、TILの集団で癌を治療する方法を含み、患者は、本発明によるTILの注入の前に非骨髄破壊的化学療法で予め治療される。いくつかの実施形態では、患者が本発明によるTILの注入の前に非骨髄破壊的化学療法で予め治療される、TILの集団が提供され得る。実施形態では、非骨髄破壊的化学療法は、シクロホスファミド60mg/kg/日で2日間(TIL注入の27日前および26日前)、ならびにフルダラビン25mg/m<sup>2</sup>/日で5日間(TIL注入の27日前~23日前)である。実施形態では、本発明による非骨髄破壊的化学療法およびTIL注入(0日目)の後、患者は、生理学的許容範囲まで8時間ごとに720,000IU/kgでIL-2の静脈内注入を受ける。

#### 【0343】

実験結果は、腫瘍特異的Tリンパ球の養子移入前のリンパ球枯渇が、調節性T細胞および免疫系の競合要素(「サイトカインシンク」)を排除することによって治療効果を高める上で重要な役割を果たすことを示している。したがって、本発明のいくつかの実施形態は、本発明のrTILを導入する前に、患者に対してリンパ球枯渇ステップ(「免疫抑制コンディショニング」と称されることもある)を利用する。

#### 【0344】

「有効量」または「治療有効量」という用語は、疾患治療を含むがこれに限定されない、意図された用途を達成するのに十分である、本明細書に記載の化合物または化合物の組み合わせの量を指す。治療有効量は、意図される用途（インビトロもしくはインビボ）、または治療される対象および病状（例えば、対象の体重、年齢、および性別）、病状の重症度、または投与方法に応じて異なり得る。この用語はまた、標的細胞において特定の応答（例えば、血小板粘着および／または細胞遊走の低減）を誘導する用量にも適用される。特定の用量は、選択された特定の化合物、従うべき投薬レジメン、化合物が他の化合物と組み合わせて投与されるかどうか、投与のタイミング、それが投与される組織、および化合物が運ばれる物理的送達系に応じて異なる。

#### 【0345】

「治療」、「治療すること」、「治療する」などの用語は、所望の薬理学的および／または生理学的効果を得ることを指す。その効果は、疾患またはその症状を完全にまたは部分的に予防するという点で予防的であり、かつ／または疾患および／または疾患に起因する副作用の部分的または完全な治療という点で治療的であり得る。本明細書で使用される「治療」は、哺乳動物、特にヒトにおける疾患のあらゆる治療を包含し、（a）疾患にかかりやすい可能性があるが、まだ疾患を有すると診断されていない対象において疾患が生じるのを予防することと、（b）疾患を抑制すること、すなわち、疾患の発達または進行を阻止することと、（c）疾患を緩和すること、すなわち、疾患の退行を引き起こし、かつ／または1つ以上の疾患症状を軽減することと、を含む。「治療」はまた、疾患または状態がない場合でさえ、薬理学的効果を提供するための薬剤の送達を包含することを意味する。例えば、「治療」は、病状がない場合、例えば、ワクチンの場合に免疫応答を誘発するか、または免疫を与えることができる組成物の送達を包含する。

#### 【0346】

核酸またはタンパク質の一部に関して使用される場合の「異種」という用語は、核酸またはタンパク質が、本質的に互いに同じ関係に見出されない2つ以上の部分配列を含むことを示す。例えば、核酸は、典型的には組み換え的に産生され、新たな機能的核酸、例えば、ある供給源からのプロモーターおよび別の供給源からのコード領域、または異なる供給源からのコード領域を作製するように配置された無関係の遺伝子からの2つ以上の配列を有する。同様に、異種タンパク質は、そのタンパク質が、本質的に互いに同じ関係に見出されない2つ以上の部分配列を含むことを示す（例えば、融合タンパク質）。

#### 【0347】

2つ以上の核酸またはポリペプチドの文脈における「配列同一性」、「同一性パーセント」、および「配列同一性パーセント」（もしくはそれらの同義語、例えば「99%同一」という用語は、同じであるか、または配列同一性の一部としていかなる保存的アミノ酸置換も考慮せずに、最大の対応のために比較および整列した場合（必要に応じてギャップを導入する）、特定のパーセンテージの同じヌクレオチドもしくはアミノ酸残基を有する2つ以上の配列または部分配列を指す。同一性パーセントは、配列比較ソフトウェアもしくはアルゴリズムを使用して、または目視検査によって測定することができる。アミノ酸またはヌクレオチド配列のアラインメントを得るために使用することができる様々なアルゴリズムおよびソフトウェアが、当該技術分野で知られている。配列同一性パーセントを決定するための好適なプログラムには、例えば、米国政府の国立バイオテクノロジー情報センターのBLASTウェブサイトから入手可能なBLASTプログラム集が含まれる。2つの配列間の比較は、BLASTNまたはBLASTPアルゴリズムのいずれかを使用して実行することができる。BLASTNは、核酸配列を比較するために使用され、BLASTPは、アミノ酸配列を比較するために使用される。DNASTARから入手可能なALIGN、ALIGN-2（Genentech, South San Francisco, California）またはMegAlignは、配列を整列させるために使用することができる追加の公的に入手可能なソフトウェアプログラムである。当業者は、特定のアラインメントソフトウェアによって最大アラインメントのための適切なパラメーターを決定することができる。特定の実施形態では、アラインメントソフトウェアのデフ

10

20

30

40

50

オルトパラメーターが使用される。

【0348】

本明細書で使用される場合、「多様体」という用語は、参照抗体のアミノ酸配列内または隣接する特定の位置における1つ以上の置換、欠失、および／または付加によって参照抗体のアミノ酸配列とは異なるアミノ酸配列を含む抗体または融合タンパク質を包含するが、これらに限定されない。多様体は、参照抗体のアミノ酸配列と比較して、そのアミノ酸配列に1つ以上の保存的置換を含み得る。保存的置換は、例えば、同様に荷電または非荷電のアミノ酸の置換を含み得る。多様体は、参照抗体の抗原に特異的に結合する能力を保持している。多様体という用語には、ペグ化抗体またはタンパク質も含まれる。

【0349】

本明細書における「腫瘍浸潤リンパ球」または「TIL」とは、対象の血流を離れて腫瘍に移動した白血球として最初に得られた細胞の集団を意味する。TILには、CD8<sup>+</sup>細胞傷害性T細胞（リンパ球）、Th1およびTh17 CD4<sup>+</sup>T細胞、ナチュラルキラー細胞、樹状細胞、ならびにM1マクロファージが含まれるが、これらに限定されない。TILには、一次TILおよび二次TILの両方が含まれる。「一次TIL」は、本明細書に概説されるように患者組織試料から得られるもの（「新たに採取された」と称されることもある）であり、「二次TIL」は、本明細書で考察されるように拡張または増殖された任意のTIL細胞集団であり、本明細書で考察されるバルクTIL、拡張TIL（「REP TIL」）、ならびに「reREP TIL」が含まれるが、これらに限定されない。reREP TILは、例えば、第2の拡張TILまたは第2の追加の拡張TIL（例えば、reREP TILと称されるTILを含む、図8のステップDに記載されているものなど）を含み得る。

【0350】

TILは、一般に、細胞表面マーカーを使用して生化学的に定義され得るか、または腫瘍に浸潤して治療を行う能力によって機能的に定義され得る。TILは、一般に、CD4、CD8、TCR $\alpha\beta$ 、CD27、CD28、CD56、CCR7、CD45Ra、CD95、PD-1、およびCD25のうちの1つ以上のバイオマーカーを発現させることによって分類され得る。加えておよび代替的に、TILは、患者への再導入時に固形腫瘍に浸潤する能力によって機能的に定義することができる。TILは、効力によってさらに特徴付けることができ、例えば、インターフェロン（IFN）の放出が、約50 pg/mLを超える、約100 pg/mLを超える、約150 pg/mLを超える、または約200 pg/mLを超える場合、TILは強力であるとみなすことができる。

【0351】

「デオキシリボヌクレオチド」という用語は、天然および合成の、未修飾および修飾デオキシリボヌクレオチドを包含する。修飾には、糖部分、塩基部分、および／またはオリゴヌクレオチド中のデオキシリボヌクレオチド間の結合への変更が含まれる。

【0352】

「RNA」という用語は、少なくとも1つのリボヌクレオチド残基を含む分子を定義する。「リボヌクレオチド」という用語は、b-D-リボフラノース部分の2'位にヒドロキシル基を有するヌクレオチドを定義する。RNAという用語には、二本鎖RNA、一本鎖RNA、部分的に精製されたRNAなどの単離されたRNA、本質的に純粋なRNA、合成RNA、組み換え的に産生されたRNA、ならびに1つ以上のヌクレオチドの付加、欠失、置換、および／または変化によって天然に存在するRNAとは異なる変化したRNAが含まれる。本明細書に記載のRNA分子のヌクレオチドはまた、非天然に存在するヌクレオチドまたは化学的に合成されたヌクレオチドもしくはデオキシヌクレオチドなどの非標準ヌクレオチドを含み得る。これらの変化したRNAは、類似体または天然に存在するRNAの類似体と称され得る。

【0353】

「薬学的に許容される担体」または「薬学的に許容される賦形剤」という用語は、ありとあらゆる溶媒、分散媒体、コーティング、抗菌剤および抗真菌剤、等張剤および吸収遅

10

20

30

40

50

延剤、ならびに不活性成分を含むことが意図される。医薬品有効成分のためのかかる薬学的に許容される担体または薬学的に許容される賦形剤の使用は、当該技術分野で周知である。任意の従来の薬学的に許容される担体または薬学的に許容される賦形剤が医薬品有効成分と適合しない場合を除いて、本発明の治療用組成物におけるその使用が企図される。他の薬物などの追加の医薬品有効成分を、記載された組成物および方法に組み込むこともできる。

#### 【0354】

「約」および「およそ」という用語は、統計的に意味のある値の範囲内を意味する。かかる範囲は、所与の値または範囲の1桁以内、好ましくは50%以内、より好ましくは20%以内、より好ましくは依然として10%以内、さらにより好ましくは5%以内であり得る。「約」または「およそ」という用語によって包含される許容される変動は、研究中の特定のシステムに依存し、当業者によって容易に理解することができる。さらに、本明細書で使用される場合、「約」および「およそ」という用語は、寸法、サイズ、配合、パラメーター、形状、ならびに他の量および特徴が正確でなく、また正確である必要はないが、およその、かつ／またはより大きいもしくは小さい場合があり、必要に応じて、公差、変換係数、四捨五入、測定誤差など、および当業者に知られている他の要因を反映する。一般に、寸法、サイズ、配合、パラメーター、形状、または他の量もしくは特徴は、そのように明示的に述べられているかどうかにかかわらず、「約」または「およそ」である。非常に異なるサイズ、形状、および寸法の実施形態は、記載された配置を採用し得ることに留意されたい。

#### 【0355】

添付の特許請求の範囲で使用される場合、「含む」、「から本質的になる」、および「からなる」という移行語は、元の形式および補正された形式で、記載されていない追加のクレーム要素またはステップに関して特許請求の範囲を定義し、もしあれば特許請求の範囲から除外される。「含む」という用語は、包括的または自由形式であることが意図されており、いかなる追加の、記載されていない要素、方法、ステップ、または材料を除外するものではない。「からなる」という用語は、特許請求の範囲で指定されたもの以外のいかなる要素、ステップ、または材料、および後者の場合、指定された材料（複数可）に通常関連する不純物も除外する。「から本質的になる」という用語は、特許請求の範囲を、特定の要素、ステップ、または材料（複数可）、および特許請求された発明の基本的および新規の特徴（複数可）に実質的に影響を与えないものに限定する。本発明を具体化する本明細書に記載のすべての組成物、方法、およびキットは、代替の実施形態において、「含む」、「から本質的になる」、および「からなる」という移行語のうちのいずれかによってより具体的に定義することができる。

#### 【0356】

「抗体」およびその複数形の「抗体」という用語は、免疫グロブリン全体および任意の抗原結合断片（「抗原結合部分」）またはその一本鎖を指す。「抗体」はさらに、ジスルフィド結合によって相互接続された少なくとも2つの重鎖（H）鎖および2つの軽（L）鎖を含む糖タンパク質、またはその抗原結合部分を指す。各重鎖は、重鎖可変領域（本明細書では $V_H$ と略される）および重鎖定常領域で構成される。重鎖定常領域は、 $CH1$ 、 $CH2$ 、および $CH3$ の3つのドメインで構成される。各軽鎖は、軽鎖可変領域（本明細書では $V_L$ と略される）および軽鎖定常領域で構成される。軽鎖定常領域は、1つのドメイン、 $CL$ で構成される。抗体の $V_H$ および $V_L$ 領域は、相補性決定領域（ $CDR$ ）または超可変領域（ $HVR$ ）と称され、フレームワーク領域（ $FR$ ）と呼ばれる、より保存された領域が点在し得る、超可変性の領域にさらに細分化することができる。各 $V_H$ および $V_L$ は、アミノ末端からカルボキシ末端へと $FR1$ 、 $CDR1$ 、 $FR2$ 、 $CDR2$ 、 $FR3$ 、 $CDR3$ 、 $FR4$ の順序で配列された3つの $CDR$ および4つの $FR$ で構成される。重鎖および軽鎖の可変領域は、1つまたは複数の抗原エпитープと相互作用する結合ドメインを含む。抗体の定常領域は、免疫系の様々な細胞（例えば、エフェクター細胞）および古典的な補体系の第1の成分（ $C1q$ ）を含む宿主組織または因子への免疫グロブリンの結

合を媒介し得る。

【0357】

「抗原」という用語は、免疫応答を誘導する物質を指す。いくつかの実施形態では、抗原は、主要組織適合遺伝子複合体（MHC）分子によって提示される場合、抗体またはTCRによって結合されることができる分子である。本明細書で使用される「抗原」という用語はまた、T細胞エピトープを包含する。抗原は、追加として免疫系によって認識されることができる。いくつかの実施形態では、抗原は、体液性免疫応答または細胞性免疫応答を誘導することができ、Bリンパ球および／またはTリンパ球の活性化につながる。場合によっては、これは、抗原がTh細胞エピトープを含むか、またはそれに結合されることを必要とし得る。抗原はまた、1つ以上のエピトープ（例えば、B-およびT-エピトープ）を有し得る。いくつかの実施形態では、抗原は、好ましくは、典型的には非常に特異的かつ選択的な方法で、対応する抗体またはTCRと反応し、他の抗原によって誘導され得る多数の他の抗体またはTCRとは反応しない。

10

【0358】

「モノクローナル抗体」、「mAb」、「モノクローナル抗体組成物」という用語、またはそれらの複数形は、単一分子組成の抗体分子の調製物を指す。モノクローナル抗体組成物は、特定のエピトープに対して単一の結合特異性および親和性を示す。特定の受容体に特異的なモノクローナル抗体は、試験対象に好適な抗原を注入し、次いで、所望の配列または機能的特徴を有する抗体を発現するハイブリドーマを単離するという当該技術分野における知識および技術を使用して作製することができる。モノクローナル抗体をコードするDNAは、従来の手順を使用して（例えば、モノクローナル抗体の重鎖および軽鎖をコードする遺伝子に特異的に結合することができるオリゴヌクレオチドプローブを使用することによって）容易に単離され、配列決定される。ハイブリドーマ細胞は、かかるDNAの好ましい供給源として機能する。一旦単離されると、DNAは、発現ベクターに入れられ、次いで、E. coli細胞、サルCOS細胞、チャイニーズハムスター卵巣（CHO）細胞、または免疫グロブリンタンパク質を産生しない骨髄腫細胞などの宿主細胞にトランスフェクトされて、組み換え宿主細胞におけるモノクローナル抗体の合成を取得することができる。抗体の組み換え産生については、以下でより詳細に説明する。

20

【0359】

本明細書で使用される、抗体の「抗原結合部分」または「抗原結合断片」（または単に「抗体部分」もしくは「断片」という用語は、抗原に特異的に結合する能力を保持する抗体の1つ以上の断片を指す。抗体の抗原結合機能は、完全長抗体の断片によって行われ得ることが示されている。抗体の「抗原結合部分」という用語に包含される結合断片の例には、(i) VL、VH、CL、およびCH1ドメインからなる一価断片である、Fab断片、(ii) ヒンジ領域でジスルフィド架橋によって結合された2つのFab断片を含む二価断片である、F(ab')2断片、(iii) VHおよびCH1ドメインからなるFd断片、(iv) 抗体の単一アームのVLおよびVHドメインからなるFv断片、(v) VHまたはVLドメインからなり得るドメイン抗体(dAb)断片(Ward, et al., Nature, 1989, 341, 544-546)、ならびに(vi) 単離した相補性決定領域(CDR)が含まれる。Fv断片の2つのドメイン、VLおよびVHは、別々の遺伝子によってコードされるが、これらは、組み換え方法を使用して、VLおよびVH領域が対合して、一本鎖Fc(Fc)として知られる一価分子を形成する単一タンパク質鎖としてそれらを作製することを可能にする合成リンカーによって接合され得、例えば、Bird, et al., Science 1988, 242, 423-426、およびHouston, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1988, 85, 5879-5883)を参照されたい。かかるFc抗体はまた、抗体の「抗原結合部分」または「抗原結合断片」という用語に包含されることを意図している。これらの抗体断片は、当業者に知られている従来の技法を使用して得られ、断片は、無傷の抗体と同じ方法で有用性についてスクリーニングされる。

30

40

【0360】

50

本明細書で使用される「ヒト抗体」という用語は、フレームワークおよびCDR領域の両方が、ヒト生殖細胞系免疫グロブリン配列に由来する可変領域を有する抗体を含むことを意図している。さらに、抗体が定常領域を含む場合、定常領域はまた、ヒト生殖細胞系免疫グロブリン配列に由来する。本発明のヒト抗体は、ヒト生殖細胞系免疫グロブリン配列によってコードされないアミノ酸残基を含み得る（例えば、インビトロでのランダムもしくはは部位特異的突然変異誘発によって、またはインビボでの体細胞突然変異によって導入される突然変異）。本明細書で使用される「ヒト抗体」という用語は、マウスなどの別の哺乳動物種の生殖細胞系に由来するCDR配列が、ヒトフレームワーク配列に移植されている抗体を含むことを意図しない。

#### 【0361】

「ヒトモノクローナル抗体」という用語は、フレームワーク領域およびCDR領域の両方がヒト生殖細胞系免疫グロブリン配列に由来する可変領域を有する単一の結合特異性を示す抗体を指す。実施形態では、ヒトモノクローナル抗体は、不死化細胞に融合したヒト重鎖導入遺伝子および軽鎖導入遺伝子を含むゲノムを有する、トランスジェニック非ヒト動物、例えばトランスジェニックマウスから得られたB細胞を含むハイブリドーマによって産生される。

#### 【0362】

本明細書で使用される「組み換えヒト抗体」という用語は、組み換え手段によって調製、発現、作成、または単離されるすべてのヒト抗体、例えば（a）ヒト免疫グロブリン遺伝子またはそれから調製されたハイブリドーマ（以下でさらに説明される）についてトランスジェニックまたはトランス染色体である動物（マウスなど）から単離された抗体、（b）ヒト抗体を発現するように形質転換された宿主細胞から、例えば、トランスフェクターマから単離された抗体、（c）組み換えコンビナトリアルヒト抗体ライブラリーから単離された抗体、および（d）ヒト免疫グロブリン遺伝子配列を他のDNA配列にスプライシングすることを含む、任意の他の手段によって調製、発現、作成、または単離された抗体を含む。かかる組み換えヒト抗体は、フレームワークおよびCDR領域がヒト生殖細胞系免疫グロブリン配列に由来する可変領域を有する。しかしながら、特定の実施形態では、かかる組み換えヒト抗体は、インビトロ突然変異誘発（または、ヒトIg配列についてトランスジェニックな動物が使用される場合、インビボ体細胞突然変異誘発）に供され得、したがって、組み換え抗体のV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域のアミノ酸配列は、ヒト生殖細胞系V<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>配列に由来し、関連しているが、インビボでヒト抗体生殖細胞系レパートリー内に自然に存在しない可能性がある配列である。

#### 【0363】

本明細書で使用される場合、「アイソタイプ」は、重鎖定常領域遺伝子によってコードされる抗体クラス（例えば、IgMまたはIgG1）を指す。

#### 【0364】

「抗原を認識する抗体」および「抗原に特異的な抗体」という句は、本明細書では「抗原に特異的に結合する抗体」という用語と交換可能に使用される。

#### 【0365】

「ヒト抗体誘導体」という用語は、抗体と別の医薬品有効成分または抗体とのコンジュゲートを含む、ヒト抗体の任意の修飾形態を指す。「コンジュゲート」、「抗体薬物コンジュゲート」、「ADC」、または「免疫コンジュゲート」という用語は、別の治療部分にコンジュゲートされた抗体またはその断片を指し、これは当該技術分野において使用可能な方法を使用して、本明細書に記載の抗体にコンジュゲートされ得る。

#### 【0366】

「ヒト化抗体」、「ヒト化抗体（複数）」、および「ヒト化」という用語は、マウスなどの別の哺乳動物種の生殖細胞系に由来するCDR配列が、ヒトフレームワーク配列に移植されている抗体を指すことを意図している。追加のフレームワーク領域の修飾は、ヒトフレームワーク配列内で行うことができる。非ヒト（例えば、マウス）抗体のヒト化形態は、非ヒト免疫グロブリンに由来する最小限の配列を含むキメラ抗体である。ほとんどの

10

20

30

40

50

場合、ヒト化抗体は、ヒト免疫グロブリン（レシピエント抗体）であり、レシピエントの超可変領域からの残基が、所望の特異性、親和性、および能力を有するマウス、ラット、ウサギなどの非ヒト種（ドナー抗体）または非ヒト霊長類の15超可変領域からの残基によって置き換えられる。場合によっては、ヒト免疫グロブリンのFvフレームワーク（FR）残基は、対応する非ヒト残基によって置き換えられる。さらに、ヒト化抗体は、レシピエント抗体またはドナー抗体には見られない残基を含み得る。これらの修飾は、抗体の性能をさらに向上させるために行われる。一般に、ヒト化抗体は、超可変ループのすべてまたは実質的にすべてが非ヒト免疫グロブリンのものに対応し、FR領域のすべてまたは実質的にすべてがヒト免疫グロブリン配列のものである、少なくとも1つ、典型的には2つの可変ドメインの実質的すべてを含むことになる。ヒト化抗体はまた、任意に、免疫グロブリン定常領域（Fc）、典型的にはヒト免疫グロブリンの定常領域の少なくとも一部を含むであろう。さらなる詳細については、Jones, et al., Nature 1986, 321, 522-525、Riechmann, et al., Nature 1988, 332, 323-329、およびPresta, Curr. Op. Struct. Biol. 1992, 2, 593-596を参照されたい。本明細書に記載される抗体はまた、エフェクター機能および／またはFcR結合の改善（例えば、低減）を与えることが知られている任意のFc多様体を用いるように修飾され得る。Fc多様体は、例えば、国際特許出願公開第WO1988/07089A1号、同第WO1996/14339A1号、同第WO1998/05787A1号、同第WO1998/23289A1号、同第WO1999/51642A1号、同第WO99/58572A1号、同第WO2000/09560A2号、同第WO2000/32767A1号、同第WO2000/42072A2号、同第WO2002/44215A2号、同第WO2002/060919A2号、同第WO2003/074569A2号、同第WO2004/016750A2号、同第WO2004/029207A2号、同第WO2004/035752A2号、同第WO2004/063351A2号、同第WO2004/074455A2号、同第WO2004/099249A2号、同第WO2005/040217A2号、同第WO2005/070963A1号、同第WO2005/077981A2号、同第WO2005/092925A2号、同第WO2005/123780A2号、同第WO2006/019447A1号、同第WO2006/047350A2号、および同第WO2006/085967A2号、ならびに米国特許第5,648,260号、同第5,739,277号、同第5,834,250号、同第5,869,046号、同第6,096,871号、同第6,121,022号、同第6,194,551号、同第6,242,195号、同第6,277,375号、同第6,528,624号、同第6,538,124号、同第6,737,056号、同第6,821,505号、同第6,998,253号、および同第7,083,784号（それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる）に開示されるアミノ酸置換のうちのいずれか1つを含み得る。

【0367】

「キメラ抗体」という用語は、可変領域配列が1つの種に由来し、定常領域配列が別の種に由来する抗体、例えば、可変領域配列がマウス抗体に由来し、定常領域配列がヒト抗体に由来する抗体を指すことを意図している。

【0368】

「二重特異性抗体（diabody）」は、2つの抗原結合部位を有する小さな抗体断片である。断片は、同じポリペプチド鎖（V<sub>H</sub>-V<sub>L</sub>またはV<sub>L</sub>-V<sub>H</sub>）中に軽鎖可変ドメイン（V<sub>L</sub>）に接続された重鎖可変ドメイン（V<sub>H</sub>）を含む。同じ鎖上の2つのドメインをペアリングするには短すぎるリンカーを使用すると、ドメインは別のチェーンの相補ドメインとペアリングさせられ、2つの抗原結合部位が作成される。二重特異性抗体は、例えば、欧州特許第EP404,097号、国際特許公開第WO93/11161号、およびBolliger, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1993, 90, 6444-6448においてより完全に記載されている。

【0369】



「グリコシル化」という用語は、抗体の修飾誘導体を指す。非グリコシル化抗体は、グリコシル化を欠いている。グリコシル化は、例えば、抗原に対する抗体の親和性を増加させるように変化され得る。かかる炭水化物修飾は、例えば、抗体配列内の1つ以上のグリコシル化部位を変化させることによって達成され得る。例えば、1つ以上の可変領域フレームワークのグリコシル化部位の排除をもたらす、1つ以上のアミノ酸置換を行ない、それによってその部位でのグリコシル化を排除することができる。米国特許第5,714,350号および同第6,350,861号に記載されているように、非グリコシル化は、抗原に対する抗体の親和性を高める可能性がある。加えてまたは代替的に、改変した種類のグリコシル化を有する抗体、例えば、フコシル残基の量が低減した低フコシル化抗体または二分GlcNac構造が増加した抗体が作製され得る。かかるグリコシル化パターン

10

の変化は、抗体の能力を増加させることが実証されている。かかる炭水化物修飾は、例えば、抗体をグリコシル化機構が変化した宿主細胞で発現させることによって達成され得る。グリコシル化機構が変化した細胞については、当該技術分野で説明されており、本発明の組み換え抗体を発現させ、それによりグリコシル化が変化した抗体を産生する宿主細胞として使用され得る。例えば、Ms704、Ms705、およびMs709細胞株で発現される抗体が、それらの炭水化物上のフコースを欠くように、細胞株Ms704、Ms705、およびMs709は、フコシルトランスフェラーゼ遺伝子FUT8( $\alpha(1,6)$ フコシルトランスフェラーゼ)を欠く。Ms704、Ms705、およびMs709 FUT8-/-細胞株は、2つの置換ベクターを使用したCHO/DG44細胞中のFUT8遺伝子の標的破壊によって作成された(例えば、米国特許公開第2004/0110704号またはYamane-Ohnuki, et al., Biotechnol. Bioeng., 2004, 87, 614-622を参照)。別の例として、欧州特許第EP1,176,195号は、フコシルトランスフェラーゼをコードし、それによりかかる細胞株で発現される抗体が、 $\alpha1,6$ 結合関連酵素を低減または排除することによって低フコシル化を示す、機能的に破壊されたFUT8遺伝子を有する細胞株を説明しており、抗体のFc領域に結合するN-アセチルグルコサミンにフコースを付加するための酵素活性が低いか、または酵素活性を有しない細胞株、例えばラット骨髄腫細胞株YB2/0(ATCC CRL 1662)についても説明している。国際特許公開第WO03/035835号は、フコースをAsn(297)結合型炭水化物に付着させる能力が低減し、さらにその宿主細胞で発現される抗体の低フコシル化ももたらす多様体CHO細胞株、Lec13細胞について説明している(Shields, et al., J. Biol. Chem. 2002, 277, 26733-26740も参照)。国際特許公開第WO99/54342号は、糖タンパク質修飾グリコシルトランスフェラーゼ(例えば、 $\beta(1,4)$ -N-アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼIIII(GnTIIII))を発現するように操作され、それにより操作された細胞株で発現される抗体が、二分性GlcNac構造の増加を示し、抗体のADCC活性の増加をもたらす、細胞株について記載している(Umana, et al., Nat. Biotech. 1999, 17, 176-180も参照)。代替てきに、フコシダーゼ酵素を使用して、抗体のフコース残基を切断でき得る。例えば、フコシダーゼ $\alpha$ -L-フコシダーゼは、Tarentino, et al., Biochem. 1975, 14, 5516-5523に記載されているように、抗体からフコシル残基を除去する。

【0370】

「ペグ化」は、1つ以上のPEG基が抗体または抗体断片に付着する条件下で、PEGの反応性エステルまたはアルデヒド誘導体などのポリエチレングリコール(PEG)と反応させる、修飾抗体またはその断片を指す。ペグ化は、例えば、抗体の生物学的(例えば、血清)半減期を増加させることができる。好ましくは、ペグ化は、反応性PEG分子(または類似の反応性水溶性ポリマー)とのアシル化反応またはアルキル化反応を介して実行される。本明細書で使用される場合、「ポリエチレングリコール」という用語は、モノ( $C_1 \sim C_{10}$ )アルコキシもしくはアリールオキシポリエチレングリコール、またはポリエチレングリコール-マレイミドなどの、他のタンパク質を誘導体化するために使用

10

20

30

40

50

されているPEGの形態のうちのいずれかを包含することが意図される。ペグ化される抗体は、非グリコシル化抗体であり得る。ペグ化のための方法は、当該技術分野で知られており、例えば欧州特許第EP0154316号および同第EP0401384号、ならびに米国特許第5,824,778号（各々の開示は参照により本明細書に組み込まれる）に記載されているように、本発明の抗体に適用することができる。

【0371】

「バイオシミラー」という用語は、モノクローナル抗体またはタンパク質を含む、臨床的に不活性な成分にわずかな違いがあるにもかかわらず、米国で認可された参照バイオ製品と非常に類似しており、製品の安全性、純度、および効力に関してバイオ製品と参照製品との間に臨床的に意味のある差異がない、バイオ製品を意味する。さらに、類似のバイオまたは「バイオシミラー」医薬品は、欧州医薬品庁によって既に使用が許可されている別のバイオ医薬品に類似したバイオ医薬品である。「バイオシミラー」という用語は、他の国および地域の規制機関によっても同義的に使用されている。バイオ製品またはバイオ医薬品は、細菌または酵母などの生物源によって作製された、またはそれに由来する医薬品である。それらは、ヒトインスリンもしくはエリスロポエチンなどの比較的小さな分子、またはモノクローナル抗体などの複雑な分子からなり得る。例えば、参照IL-2タンパク質がアルデスロイキン（PROLEUKIN）である場合、アルデスロイキンに関して薬物規制当局によって承認されたタンパク質は、アルデスロイキンの「バイオシミラー」であるか、またはアルデスロイキンの「そのバイオシミラー」である。欧州では、類似のバイオまたは「バイオシミラー」医薬品は、欧州医薬品庁（EMA）によって既に使用が許可されている別のバイオ医薬品に類似したバイオ医薬品である。欧州における同様の生物学的用途に関連する法的根拠は、補正されたRegulation（EC）No 726/2004の第6条およびDirective 2001/83/ECの第10（4）条であり、したがって欧州では、バイオシミラーは、Regulation（EC）No 726/2004の第6条およびDirective 2001/83/ECの第10（4）条の下で、認可または認可申請の対象について認可、承認され得る。すでに認可されているオリジナルのバイオ医薬品は、欧州では「参照医薬品」と称されることがある。バイオシミラーとみなされる製品に対する要件のうちのいくつかは、バイオシミラー医薬品に関するCHMPガイドラインに概説されている。さらに、モノクローナル抗体バイオシミラーに関連するガイドラインを含む製品固有のガイドラインは、EMAによって製品ごとに提供され、そのウェブサイトで公開されている。本明細書に記載のバイオシミラーは、品質特徴、生物活性、作用機序、安全性プロファイル、および／または有効性の点で、参照医薬品に類似している可能性がある。さらに、バイオシミラーは、参照医薬品と同じ状態を治療するために使用され得るか、または使用を意図され得る。したがって、本明細書に記載のバイオシミラーは、参照医薬品と類似または非常に類似した品質特徴を有するとみなされ得る。代替的に、またはさらに、本明細書に記載のバイオシミラーは、参照医薬品と類似または非常に類似した生物活性を有するとみなされ得る。代替的に、またはさらに、本明細書に記載のバイオシミラーは、参照医薬品と類似または非常に類似した安全性プロファイルを有するとみなされ得る。代替的に、またはさらに、本明細書に記載のバイオシミラーは、参照医薬品と類似または非常に類似した効力を有するとみなされ得る。本明細書に記載されているように、欧州におけるバイオシミラーは、EMAによって認可された参照医薬品と比較される。しかしながら、場合によっては、バイオシミラーは、特定の研究で欧州経済領域外で認可されたバイオ医薬品（EEA認可されていない「コンパレーター」）と比較される場合がある。かかる研究には、例えば、特定の臨床研究およびインビボ非臨床研究が含まれる。本明細書で使用される場合、「バイオシミラー」という用語は、EEA認可されていないコンパレーターと比較された、または比較され得るバイオ医薬品にも関する。特定のバイオシミラーは、抗体、抗体断片（例えば、抗原結合部分）、および融合タンパク質などのタンパク質である。タンパク質バイオシミラーは、ポリペプチドの機能に有意な影響を及ぼさない、アミノ酸構造にわずかな修飾（例えば、アミノ酸の欠失、付加、および／または置換を含む）を有するアミノ酸配列を有し得る。バ

10

20

30

40

50

イオシミラーは、その参照医薬品のアミノ酸配列に対して97%以上、例えば、97%、98%、99%、または100%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含み得る。バイオシミラーは、その違いが医薬品の安全性および／または有効性の变化をもたらさないならば、1つ以上の翻訳後修飾、例えば、限定されないが、参照医薬品の翻訳後修飾とは異なる、グリコシル化、酸化、脱アミド化、および／または切断を含み得る。バイオシミラーは、参照医薬品と同一または異なるグリコシル化パターンを有し得る。特に、排他的ではないが、バイオシミラーは、その違いが参照医薬品に関連する安全性の懸念に対処するか、対処することを意図している場合、異なるグリコシル化パターンを有し得る。加えて、バイオシミラーは、医薬品の安全性および有効性が損なわれないならば、例えば、その強度、剤形、製剤、賦形剤、および／または提示において参照医薬品から逸脱する可能性がある。バイオシミラーは、参照医薬品と比較して、例えば薬物動態（PK）および／または薬力学的（PD）プロファイルの違いを含み得るが、それでも、認可される、または認可に適しているとみなされるように、参照医薬品と十分に類似しているとみなされる。特定の状況において、バイオシミラーは、参照医薬品と比較して異なる結合特徴を示し、異なる結合特徴は、EMAなどの規制当局によって類似のバイオ製品としての認可の障壁ではないとみなされる。「バイオシミラー」という用語は、他の国および地域の規制機関によっても同義的に使用されている。

【0372】

#### III. TIL製造プロセス-2A

これらの特徴のうちのいくつかを含むプロセス2Aとして知られる例示的なTILプロセスが図2に示され、プロセス1Cに対する本発明のこの実施形態の利点のうちのいくつかは図FおよびGに記載される。プロセス2Aの実施形態が図1に示される。

【0373】

本明細書で考察されるように、本発明は、凍結保存されたTILを再刺激して、それらの代謝活性、したがって患者への移植前の相対的健康を高めることに関するステップ、および該代謝健康を試験する方法を含み得る。本明細書で一般に概説されるように、TILは、一般に患者試料から採取され、患者への移植前にそれらの数を拡張するように操作される。いくつかの実施形態では、TILは、以下で考察されるように、任意に遺伝子操作され得る。

【0374】

いくつかの実施形態では、TILは、凍結保存され得る。一旦解凍すると、それらを再刺激して、患者への注入前に代謝を高めることができる。

【0375】

いくつかの実施形態では、以下ならびに実施例および図において詳細に考察されるように、第1の拡張（preREPと称されるプロセスおよび図1においてステップAとして示されるプロセスを含む）は、3～14日に短縮され、第2の拡張（REPと称されるプロセスおよび図1においてステップBとして示されるプロセスを含む）は、7～14日に短縮される。いくつかの実施形態では、第1の拡張（例えば、図1においてステップBとして記載される拡張）は、11日に短縮され、第2の拡張（例えば、図1のステップDにおいて記載される拡張）は、11日に短縮される。いくつかの実施形態では、第1の拡張および第2の拡張（例えば、図1においてステップBおよびステップDとして記載される拡張）の組み合わせは、以下ならびに実施例および図において詳細に考察されるように、22日に短縮される。

【0376】

以下のA、B、Cなどの「ステップ」指定は、図1を参照し、本明細書に記載の特定の実施形態を参照している。以下および図1におけるステップの順序は例示であり、ステップの任意の組み合わせまたは順序、ならびに追加のステップ、ステップの繰り返し、および／またはステップの省略は、本出願および本明細書に開示される方法によって企図される。

【0377】

#### A. ステップA：患者の腫瘍試料を取得する

一般に、T I Lは、最初に患者の腫瘍試料（「一次T I L」）から取得され、次いで本明細書に記載されるさらなる操作のためにより大きな集団に拡張され、任意に凍結保存され、本明細書に概説されるように再刺激され、任意にT I L健康の指標として表現型および代謝パラメーターについて評価される。

##### 【0378】

患者の腫瘍試料は、一般に外科的切除、針生検、コア生検、小生検、または腫瘍細胞とT I L細胞との混合物を含有する試料を取得するための他の手段を介して、当該技術分野で知られている方法を使用して取得することができる。いくつかの実施形態では、多病変サンプリングが使用される。いくつかの実施形態では、外科的切除、針生検、コア生検、小生検、または腫瘍細胞とT I L細胞との混合物を含有する試料を取得するための他の手段は、多病変サンプリングを含む（すなわち、患者の1つ以上の腫瘍引用および／または場所、ならびに同じ場所または近接した1つ以上の腫瘍から試料を取得する）。一般に、腫瘍試料は、原発腫瘍、浸潤性腫瘍、または転移性腫瘍を含む、任意の固形腫瘍に由来し得る。腫瘍試料はまた、血液系悪性腫瘍から得られた腫瘍などの液体腫瘍であり得る。固形腫瘍は、肺組織のものであり得る。いくつかの実施形態では、有用なT I Lは、非小細胞肺癌（N S C L C）から得られる。

##### 【0379】

一旦得られると、腫瘍試料は、一般に鋭的剥離を使用して1～約8 mm<sup>3</sup>の間の小片に断片化され、約2～3 mm<sup>3</sup>が特に有用である。T I Lは、酵素腫瘍消化物を使用してこれらの断片から培養される。かかる腫瘍消化物は、酵素培地（例えば、R o s w e l l P a r k M e m o r i a l I n s t i t u t e (R P M I) 1 6 4 0 緩衝液、2 mM グルタメート、1 0 m c g / m L ゲンタマイシン、3 0 単位 / m L の D N a s e、および1 . 0 m g / m L のコラゲナーゼ）でのインキュベーション、続いて機械的解離（例えば、組織解離剤を使用する）によって產生することができる。腫瘍消化物は、腫瘍を酵素培地に入れ、腫瘍をおよそ1分間機械的に解離させ、続いて5 % C O<sub>2</sub> 中3 7 °C で3 0 分間インキュベートし、続いて小さな組織片のみが存在するまで、前述の条件下で機械的解離およびインキュベーションのサイクルを繰り返すことによって產生することができる。このプロセスの最後に、細胞懸濁液に多数の赤血球または死細胞が含まれている場合、F I C O L L 分岐親水性多糖類を使用した密度勾配分離を行い、これらの細胞を除去することができる。米国特許出願公開第2 0 1 2 / 0 2 4 4 1 3 3 A 1 号（その開示は参照により本明細書に組み込まれる）に記載されているものなど、当該技術分野で知られている代替方法を使用することができる。前述の方法のうちのいずれかは、T I Lを拡張する方法または癌を治療する方法についての本明細書に記載される実施形態のうちのいずれかにおいて使用され得る。

##### 【0380】

上に示したように、いくつかの実施形態では、T I Lは、固形腫瘍に由来する。いくつかの実施形態では、固形腫瘍は、断片化されない。いくつかの実施形態では、固形腫瘍は断片化されず、腫瘍全体として酵素消化に供される。いくつかの実施形態では、腫瘍は、コラゲナーゼ、D N a s e、およびヒアルロニダーゼを含む酵素混合物中で消化される。いくつかの実施形態では、腫瘍は、コラゲナーゼ、D N a s e、およびヒアルロニダーゼを含む酵素混合物中で1～2時間消化される。いくつかの実施形態では、腫瘍は、コラゲナーゼ、D N a s e、およびヒアルロニダーゼを含む酵素混合物中で1～2時間、3 7 °C、5 % C O<sub>2</sub> で消化される。いくつかの実施形態では、腫瘍は、コラゲナーゼ、D N a s e、およびヒアルロニダーゼを含む酵素混合物中で1～2時間、3 7 °C、5 % C O<sub>2</sub> で回転を伴って消化される。いくつかの実施形態では、腫瘍は、一定の回転を伴って一晚消化される。いくつかの実施形態では、腫瘍は、3 7 °C、5 % C O<sub>2</sub> で一定の回転を伴って一晚消化される。いくつかの実施形態では、腫瘍全体が酵素と組み合わせられて、腫瘍消化反応混合物を形成する。

##### 【0381】

いくつかの実施形態では、腫瘍は、無菌緩衝液中の凍結乾燥酵素で再構成される。いくつかの実施形態では、緩衝液は、無菌HBSである。

【0382】

いくつかの実施形態では、酵素混合物は、コラゲナーゼを含む。いくつかの実施形態では、コラゲナーゼは、コラゲナーゼIVである。いくつかの実施形態では、コラゲナーゼの作用ストックは、 $100\text{ mg/mL}$ の $10\times$ 作用ストックである。

【0383】

いくつかの実施形態では、酵素混合物は、DNAseを含む。いくつかの実施形態では、DNAseの作用ストックは、 $10,000\text{ IU/mL}$ の $10\times$ 作用ストックである。

【0384】

いくつかの実施形態では、酵素混合物は、ヒアルロニダーゼを含む。いくつかの実施形態では、ヒアルロニダーゼの作用ストックは、 $10\text{ mg/mL}$ の $10\times$ 作用ストックである。

【0385】

いくつかの実施形態では、酵素混合物は、 $10\text{ mg/mL}$ のコラゲナーゼ、 $1000\text{ IU/mL}$ のDNAse、および $1\text{ mg/mL}$ のヒアルロニダーゼを含む。

【0386】

いくつかの実施形態では、酵素混合物は、 $10\text{ mg/mL}$ のコラゲナーゼ、 $500\text{ IU/mL}$ のDNAse、および $1\text{ mg/mL}$ のヒアルロニダーゼを含む。

【0387】

一般に、採取された細胞懸濁液は、「一次細胞集団」または「新たに採取された」細胞集団と呼ばれる。

【0388】

いくつかの実施形態では、断片化は、例えば、剥離および消化を含む物理的断片化を含む。いくつかの実施形態では、断片化は、物理的断片化である。いくつかの実施形態では、断片化は、剥離である。いくつかの実施形態では、断片化は、消化によるものである。いくつかの実施形態では、TILは、最初に、患者から得られた酵素的腫瘍消化物および腫瘍断片から培養され得る。実施形態では、TILは、最初に、患者から得られた酵素的腫瘍消化物および腫瘍断片から培養され得る。

【0389】

腫瘍が固形腫瘍であるいくつかの実施形態では、腫瘍試料が、例えば、ステップA（図1に提供される）で得られた後、腫瘍は物理的断片化を受ける。いくつかの実施形態では、断片化は、凍結保存前に起こる。いくつかの実施形態では、断片化は、凍結保存後に起こる。いくつかの実施形態では、断片化は、腫瘍を得た後、いかなる凍結保存もない場合に起こる。いくつかの実施形態では、腫瘍は断片化され、 $10$ 、 $20$ 、 $30$ 、 $40$ 個またはそれ以上の断片または小片が、第1の拡張のために各容器に配置される。いくつかの実施形態では、腫瘍は断片化され、 $30$ または $40$ 個の断片または小片が、第1の拡張のために各容器に配置される。いくつかの実施形態では、腫瘍は断片化され、 $40$ 個の断片または小片が、最初の拡張のために各容器に配置される。いくつかの実施形態では、複数の断片は、約 $4\sim 50$ 個の断片を含み、各断片は、約 $27\text{ mm}^3$ の体積を有する。いくつかの実施形態では、複数の断片は、約 $30\sim 60$ 個の断片を含み、総体積は約 $1300\text{ mm}^3\sim 1500\text{ mm}^3$ である。いくつかの実施形態では、複数の断片は、約 $50$ 個の断片を含み、総体積は約 $1350\text{ mm}^3$ である。いくつかの実施形態では、複数の断片は、約 $50$ 個の断片を含み、総質量は約 $1\text{ g}\sim 1.5\text{ g}$ である。いくつかの実施形態では、複数の断片は、約 $4$ 個の断片を含む。

【0390】

いくつかの実施形態では、TILは、腫瘍断片から得られる。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、鋭的剥離によって得られる。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、約 $1\text{ mm}^3\sim 10\text{ mm}^3$ の間である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、約 $1\text{ mm}^3\sim 8\text{ mm}^3$ の間である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、約 $1\text{ mm}^3$ である。いくつかの

10

20

30

40

50

実施形態では、腫瘍断片は、約  $2\text{ mm}^3$  である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、約  $3\text{ mm}^3$  である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、約  $4\text{ mm}^3$  である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、約  $5\text{ mm}^3$  である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、約  $6\text{ mm}^3$  である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、約  $7\text{ mm}^3$  である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、約  $8\text{ mm}^3$  である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、約  $9\text{ mm}^3$  である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、約  $10\text{ mm}^3$  である。いくつかの実施形態では、腫瘍は、 $1\text{ mm} \times 1\text{ mm} \times 1\text{ mm}$  である。いくつかの実施形態では、腫瘍は、 $2\text{ mm} \times 2\text{ mm} \times 2\text{ mm}$  である。いくつかの実施形態では、腫瘍は、 $3\text{ mm} \times 3\text{ mm} \times 3\text{ mm}$  である。いくつかの実施形態では、腫瘍は、 $4\text{ mm} \times 4\text{ mm} \times 4\text{ mm}$  である。

【0391】

いくつかの実施形態では、腫瘍は、各小片上の出血性、壊死性、および／または脂肪性組織の量を最小化するために切除される。いくつかの実施形態では、腫瘍は、各小片上の出血性組織の量を最小化するために切除される。いくつかの実施形態では、腫瘍は、各小片上の壊死性組織の量を最小化するために切除される。いくつかの実施形態では、腫瘍は、各小片上の脂肪性組織の量を最小化するために切除される。

【0392】

いくつかの実施形態では、腫瘍の内部構造を維持するために、腫瘍の断片化が行われる。いくつかの実施形態では、腫瘍の断片化は、メスで鋸引き動作を行うことなく実行される。いくつかの実施形態では、TILは、腫瘍消化物から得られる。いくつかの実施形態では、腫瘍消化物は、酵素培地、例えば、限定されないが、RPMI 1640、2mM GlutaMAX、10mg/mL ゲンタマイシン、30U/mL DNase、および 1.0mg/mL コラゲナーゼ中でのインキュベーション、続いて機械的解離によって生成された (GentleMACS, Miltenyi Biotec, Auburn, CA)。腫瘍を酵素培地に入れた後、腫瘍を、およそ1分間機械的に解離することができる。次いで、溶液を5%  $\text{CO}_2$  中37°Cで30分間インキュベートし、その後、およそ1分間再び機械的に破壊することができる。5%  $\text{CO}_2$  中37°Cで30分間再びインキュベートした後、腫瘍を、およそ1分間、3回目に機械的に破壊することができる。いくつかの実施形態では、大きな組織片が存在する場合の3回目の機械的破壊後、5%  $\text{CO}_2$  中37°Cで30分間の追加のインキュベーションの有無にかかわらず、1回または2回の追加の機械的解離を試料に適用した。いくつかの実施形態では、細胞懸濁液が多数の赤血球または死細胞を含む場合、最終インキュベーションの終わりに、Ficollを使用した密度勾配分離を行い、これらの細胞を除去することができる。

【0393】

いくつかの実施形態では、第1の拡張ステップの前に採取された細胞懸濁液は、「一次細胞集団」または「新たに採取された」細胞集団と呼ばれる。

【0394】

いくつかの実施形態では、細胞は、試料採取後に任意に凍結され、ステップBに記載される拡張に入る前に凍結保存され得、これは、以下でさらに詳細に説明されるとともに、図1に例示される。

【0395】

B. ステップB：第1の拡張

いくつかの実施形態では、本方法は、対象／患者への投与時に複製サイクルを増加させることができ、したがって、より古いTIL（すなわち、対象／患者への投与前により多くの複製ラウンドをさらに受けたTIL）よりも追加の治療上の利益を提供し得る、若いTILを得ることを提供する。若いTILの特徴は、文献、例えば、Donia, et al., Scandinavian Journal of Immunology, 75:157-167 (2012)、Dudley et al., Clin Cancer Res, 16:6122-6131 (2010)、Huang et al., J Immunother, 28(3):258-267 (2005)、Besser et al.

10

20

30

40

50

, Clin Cancer Res, 19 (17) : OF1-OF9 (2013)、Besser et al., J Immunother 32:415-423 (2009)、Robbins, et al., J Immunol 2004;173:7125-7130、Shen et al., J Immunother, 30:123-129 (2007)、Zhou, et al., J Immunother, 28:53-62 (2005)、および Tran, et al., J Immunother, 31:742-751 (2008)に記載されており、これらのすべては参照によりそれらの全体が本明細書に組み込まれる。

#### 【0396】

Tリンパ球およびBリンパ球の多様な抗原受容体は、限られた、但し多数の遺伝子セグメントの体細胞組み換えによって産生される。これらの遺伝子セグメント：V（可変）、D（多様性）、J（接合）、およびC（一定）は、免疫グロブリンおよびT細胞受容体（TCR）の結合特異性および下流への応用を決定する。本発明は、T細胞レパートリー多様性を示し、増加させるTILを生成するための方法を提供する。いくつかの実施形態では、本方法によって得られたTILは、T細胞レパートリー多様性の増加を示す。いくつかの実施形態では、本方法によって得られたTILは、新たに採取されたTILおよび／または例えば、図1に具体化されるもの以外の方法を含む、本明細書で提供されるもの以外の方法を使用して調製されたTILと比較して、T細胞レパートリー多様性の増加を示す。いくつかの実施形態では、本方法によって得られたTILは、新たに採取されたTILならびに／または図5および／もしくは図6に例示されるようにプロセス1Cと称される方法を使用して調製されたTILと比較して、T細胞レパートリー多様性の増加を示す。いくつかの実施形態では、第1の拡張において得られたTILは、T細胞レパートリー多様性の増加を示す。いくつかの実施形態では、多様性の増加は、免疫グロブリン多様性および／またはT細胞受容体多様性の増加である。いくつかの実施形態では、多様性は、免疫グロブリンにあり、免疫グロブリン重鎖にある。いくつかの実施形態では、多様性は、免疫グロブリンにあり、免疫グロブリン軽鎖にある。いくつかの実施形態では、多様性は、T細胞受容体にある。いくつかの実施形態では、多様性は、 $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ 、および $\delta$ 受容体からなる群から選択されるT細胞受容体のうちの1つにある。いくつかの実施形態では、T細胞受容体（TCR） $\alpha$ および／または $\beta$ の発現が増加している。いくつかの実施形態では、T細胞受容体（TCR） $\alpha$ の発現が増加している。いくつかの実施形態では、T細胞受容体（TCR） $\beta$ の発現が増加している。いくつかの実施形態では、TCR  $\alpha\beta$ （すなわち、TCR  $\alpha/\beta$ ）の発現が増加している。

#### 【0397】

例えば図1のステップAに記載されているように、腫瘍断片の解剖または消化後、得られた細胞は、腫瘍および他の細胞よりもTILの成長に有利な条件下でIL-2を含む血清中で培養される。いくつかの実施形態では、腫瘍消化物は、2mLウェルにおいて、6000IU/mLのIL-2を含む不活化ヒトAB血清を含む培地中でインキュベートされる。この一次細胞集団は、数日間、一般に3～14日間培養され、その結果、バルクTIL集団、一般に約 $1 \times 10^8$ 個のバルクTIL細胞を生じる。いくつかの実施形態では、この一次細胞集団は、7～14日間培養され、その結果、バルクTIL集団、一般に約 $1 \times 10^8$ 個のバルクTIL細胞を生じる。いくつかの実施形態では、この一次細胞集団は、10～14日間培養され、その結果、バルクTIL集団、一般に約 $1 \times 10^8$ 個のバルクTIL細胞を生じる。いくつかの実施形態では、この一次細胞集団は、約11日間培養され、その結果、バルクTIL集団、一般に約 $1 \times 10^8$ 個のバルクTIL細胞を生じる。

#### 【0398】

好ましい実施形態では、TILの拡張は、以下および本明細書に記載される第1のバルクTIL拡張ステップ（例えば、図1のステップBに記載されるものなど、pre-REPと称されるプロセスを含むことができる）、続いて以下のステップDおよび本明細書に記載される第2の拡張（ステップD、急速拡張プロトコル（REP）ステップと称される

プロセスを含む)、続いて任意の凍結保存、ならびに以下および本明細書に記載される第2のステップD(再刺激REPステップと称されるプロセスを含む)を使用して行われ得る。このプロセスから得られたTILは、本明細書に記載の表現型特徴および代謝パラメーターについて任意に特徴付けることができる。

#### 【0399】

TIL培養物が24ウェルプレートで開始される実施形態では、例えば、Costar 24ウェル細胞培養クラスター、平底(Corning Incorporated, Corning, NY)を使用して、IL-2(6000 IU/mL、Chiron Corp., Emeryville, CA)を含む2 mLの完全培地(CM)中の $1 \times 10^6$ 個の腫瘍消化細胞または1つの腫瘍断片を、各ウェルに播種することができる。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、約 $1 \text{ mm}^3 \sim 10 \text{ mm}^3$ の間である。

#### 【0400】

いくつかの実施形態では、第1の拡張培養培地は、培養培地の略語である「CM」と称される。いくつかの実施形態では、ステップBのCMは、10%ヒトAB血清、25 mM HEPES、および10 mg/mLゲンタマイシンで補足された、GlutaMAXを伴うRPMI 1640からなる。培養物が40 mL容量および $10 \text{ cm}^2$ ガス透過性シリコン底部(例えば、G-Rex10、Wilson Wolf Manufacturing, New Brighton, MN)を有するガス透過性フラスコ内で開始される実施形態では(図1)、IL-2を含む10~40 mLのCM中の $10 \sim 40 \times 10^6$ 個の生きた腫瘍消化細胞または5~30個の腫瘍断片を、各フラスコに入れた。G-Rex10および24ウェルプレートの両方を、5%  $\text{CO}_2$ 中37°Cの加湿インキュベーター内でインキュベートし、培養開始から5日後、培地の半分を取り除き、新たなCMおよびIL-2で置き換え、5日後、培地の半分の2~3日ごとに交換した。

#### 【0401】

腫瘍断片の調製後、得られた細胞(すなわち、断片)は、腫瘍および他の細胞よりもTILの成長に有利な条件下で、IL-2を含有する血清中で培養される。いくつかの実施形態では、腫瘍消化物は、2 mLウェルにおいて、6000 IU/mLのIL-2を含む不活化ヒトAB血清を含む培地中(または、場合によっては、本明細書で概説されるように、APC細胞集団の存在下)でインキュベートされる。この一次細胞集団は、数日間、一般に10~14日間培養され、その結果、バルクTIL集団、一般に約 $1 \times 10^8$ 個のバルクTIL細胞を生じる。いくつかの実施形態では、第1の拡張中の成長培地は、IL-2またはその多様体を含む。いくつかの実施形態では、ILは、組み換えヒトIL-2(rhIL-2)である。いくつかの実施形態では、IL-2ストック溶液は、1 mgバイアルについて $20 \sim 30 \times 10^6$  IU/mgの比活性を有する。いくつかの実施形態では、IL-2ストック溶液は、1 mgバイアルについて $20 \times 10^6$  IU/mgの比活性を有する。いくつかの実施形態では、IL-2ストック溶液は、1 mgバイアルについて $25 \times 10^6$  IU/mgの比活性を有する。いくつかの実施形態では、IL-2ストック溶液は、1 mgバイアルについて $30 \times 10^6$  IU/mgの比活性を有する。いくつかの実施形態では、IL-2ストック溶液は、 $4 \sim 8 \times 10^6$  IU/mgのIL-2の最終濃度を有する。いくつかの実施形態では、IL-2ストック溶液は、 $5 \sim 7 \times 10^6$  IU/mgのIL-2の最終濃度を有する。いくつかの実施形態では、IL-2ストック溶液は、 $6 \times 10^6$  IU/mgのIL-2の最終濃度を有する。いくつかの実施形態では、IL-2ストック溶液は、実施例5に記載されるように調製される。いくつかの実施形態では、第1の拡張培養培地は、約10,000 IU/mLのIL-2、約9,000 IU/mLのIL-2、約8,000 IU/mLのIL-2、約7,000 IU/mLのIL-2、約6,000 IU/mLのIL-2、または約5,000 IU/mLのIL-2を含む。いくつかの実施形態では、第1の拡張培養培地は、約9,000 IU/mLのIL-2~約5,000 IU/mLのIL-2を含む。いくつかの実施形態では、第1の拡張培養培地は、約8,000 IU/mLのIL-2~約6,000 IU/mLのIL-2を含む。いくつかの実施形態では、第1の拡張培養培地は、約7,000 IU/mLのIL-2~



約6,000 IU/mLのIL-2を含む。いくつかの実施形態では、第1の拡張培養培地は、約6,000 IU/mLのIL-2を含む。実施形態では、細胞培養培地は、IL-2をさらに含む。いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、約3000 IU/mLのIL-2を含む。実施形態では、細胞培養培地は、IL-2をさらに含む。好ましい実施形態では、細胞培養培地は、約3000 IU/mLのIL-2を含む。実施形態では、細胞培養培地は、約1000 IU/mL、約1500 IU/mL、約2000 IU/mL、約2500 IU/mL、約3000 IU/mL、約3500 IU/mL、約4000 IU/mL、約4500 IU/mL、約5000 IU/mL、約5500 IU/mL、約6000 IU/mL、約6500 IU/mL、約7000 IU/mL、約7500 IU/mL、または約8000 IU/mLのIL-2を含む。実施形態では、細胞培養培地は、1000~2000 IU/mLの間、2000~3000 IU/mLの間、3000~4000 IU/mLの間、4000~5000 IU/mLの間、5000~6000 IU/mLの間、6000~7000 IU/mL、7000~8000 IU/mL、または8000 IU/mLのIL-2を含む。

10

【0402】

いくつかの実施形態では、第1の拡張培養培地は、約500 IU/mLのIL-15、約400 IU/mLのIL-15、約300 IU/mLのIL-15、約200 IU/mLのIL-15、約180 IU/mLのIL-15、約160 IU/mLのIL-15、約140 IU/mLのIL-15、約120 IU/mLのIL-15、または約100 IU/mLのIL-15を含む。いくつかの実施形態では、第1の拡張培養培地は、約500 IU/mLのIL-15~約100 IU/mLのIL-15を含む。いくつかの実施形態では、第1の拡張培養培地は、約400 IU/mLのIL-15~約100 IU/mLのIL-15を含む。いくつかの実施形態では、第1の拡張培養培地は、約300 IU/mLのIL-15~約100 IU/mLのIL-15を含む。いくつかの実施形態では、第1の拡張培養培地は、約200 IU/mLのIL-15を含む。いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、約180 IU/mLのIL-15を含む。実施形態では、細胞培養培地は、IL-15をさらに含む。好ましい実施形態では、細胞培養培地は、約180 IU/mLのIL-15を含む。

20

【0403】

いくつかの実施形態では、第1の拡張培養培地は、約20 IU/mLのIL-21、約15 IU/mLのIL-21、約12 IU/mLのIL-21、約10 IU/mLのIL-21、約5 IU/mLのIL-21、約4 IU/mLのIL-21、約3 IU/mLのIL-21、約2 IU/mLのIL-21、約1 IU/mLのIL-21、または約0.5 IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第1の拡張培養培地は、約20 IU/mLのIL-21~約0.5 IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第1の拡張培養培地は、約15 IU/mLのIL-21~約0.5 IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第1の拡張培養培地は、約12 IU/mLのIL-21~約0.5 IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第1の拡張培養培地は、約10 IU/mLのIL-21~約0.5 IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第1の拡張培養培地は、約5 IU/mLのIL-21~約1 IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第1の拡張培養培地は、約2 IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、約1 IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、約0.5 IU/mLのIL-21を含む。実施形態では、細胞培養培地は、IL-21をさらに含む。好ましい実施形態では、細胞培養培地は、約1 IU/mLのIL-21を含む。

30

40

【0404】

実施形態では、細胞培養培地は、OKT-3抗体を含む。いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、約30 ng/mLのOKT-3抗体を含む。実施形態では、細胞培養培地は、約0.1 ng/mL、約0.5 ng/mL、約1 ng/mL、約2.5 ng/mL、約5 ng/mL、約7.5 ng/mL、約10 ng/mL、約15 ng/mL、約20 ng/mLのOKT-3抗体を含む。

50

g/mL、約25 ng/mL、約30 ng/mL、約35 ng/mL、約40 ng/mL、約50 ng/mL、約60 ng/mL、約70 ng/mL、約80 ng/mL、約90 ng/mL、約100 ng/mL、約200 ng/mL、約500 ng/mL、および約1 μg/mLのOKT-3抗体を含む。実施形態では、細胞培養培地は、0.1 ng/mL~1 ng/mLの間、1 ng/mL~5 ng/mLの間、5 ng/mL~10 ng/mLの間、10 ng/mL~20 ng/mLの間、20 ng/mL~30 ng/mLの間、30 ng/mL~40 ng/mLの間、40 ng/mL~50 ng/mLの間、および50 ng/mL~100 ng/mLのOKT-3抗体を含む。いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、OKT-3抗体を含まない。いくつかの実施形態では、OKT-3抗体は、ムロモナブである。

#### 【表3】

表3：ムロモナブのアミノ酸配列（例示的なOKT-3抗体）

| 識別子              | 配列（一文字アミノ酸記号）                                                      |     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 配列番号1<br>ムロモナブ重鎖 | QVQLQQSGAE LARPGASVKM SCKASGYTFT RYTMHWVKQR FGQGLEWIGY INPSRGYTNY  | 60  |
|                  | NQKFKDKATL TTDKSSSTAY MQLSSLTSED SAVVYCARYY DDHYCLDYWG QGTTTLTVSSA | 120 |
|                  | KTTAPSVYPL APVCGGTTGS SVTLGCLVKG YFPEPVTLTW NSGSLSSGVH TFPVAVLQSDL | 180 |
|                  | YTLSSSVTVT SSTWPSQSIT CNVAHPASST KVDKKIEPRP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG  | 240 |
|                  | PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN   | 300 |
|                  | STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE  | 360 |
|                  | LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW  | 420 |
|                  | QQGNVFSCSV MHEALHNYT QKSLSLSPGK                                    | 450 |
|                  |                                                                    |     |
|                  |                                                                    |     |
| 配列番号2<br>ムロモナブ軽鎖 | QIVLTQSPAI MSASPGEKVT MTCSASSSVS YMNWYQQKSG TSPKRWIYDT SKLASGVPAAH | 60  |
|                  | FRGSGSGTSY SLTISGMEAE DAATYYCQQW SSNPFTFGSG TKLEINRADT APTVSIFPPS  | 120 |
|                  | SEQLTSGGAS VVCFLNNFYP KDINVKWKID GSERQNGVLN SWTDQDSKDS TYSMSSTLTLL | 180 |
|                  | TKDEYERHNS YTCEATHKTS TSPIVKSFNR NEC                               | 213 |

#### 【0405】

いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、細胞培養培地中に1つ以上のTNFRSFアゴニストを含む。いくつかの実施形態では、TNFRSFアゴニストは、4-1BBアゴニストを含む。いくつかの実施形態では、TNFRSFアゴニストは4-1BBアゴニストであり、4-1BBアゴニストは、ウレルマブ、ウトミルマブ、EU-101、融合タンパク質、ならびにそれらの断片、誘導体、多様体、バイオシミラー、および組み合わせからなる群から選択される。いくつかの実施形態では、TNFRSFアゴニストは、0.1 μg/mL~100 μg/mLの間の細胞培養培地中の濃度を達成するのに十分な濃度で添加される。いくつかの実施形態では、TNFRSFアゴニストは、20 μg/mL~40 μg/mLの間の細胞培養培地中の濃度を達成するのに十分な濃度で添加される。

#### 【0406】

いくつかの実施形態では、1つ以上のTNFRSFアゴニストに加えて、細胞培養培地は、IL-2を約3000 IU/mLの初期濃度で、およびOKT-3を約30 ng/mLの初期濃度でさらに含み、1つ以上のTNFRSFアゴニストが、4-1BBアゴニストを含む。

#### 【0407】

いくつかの実施形態では、第1の拡張培養培地は、培養培地の略語である「CM」と称される。いくつかの実施形態では、それは、CM1（培養培地1）と称される。いくつかの実施形態では、CMは、10%ヒトAB血清、25 mM HEPES、および10 mg/mL ゲンタマイシンで補足された、GlutaMAXを伴うRPMI 1640からなる。培養物が40 mL容量および10 cm<sup>2</sup>ガス透過性シリコン底部（例えば、G-Rex10、Wilson Wolf Manufacturing, New Brighton, MN）を有するガス透過性フラスコ内で開始される実施形態では（図1）、IL-2を含む10~40 mLのCM中の10~40×10<sup>6</sup>個の生きた腫瘍消化細胞または5~30個の腫瘍断片を、各フラスコに入れた。G-Rex10および24ウェルプレートの両方を、5% CO<sub>2</sub>中37°Cの加湿インキュベーター内でインキュベートし、培養開始から5日後、培地の半分を取り除き、新たなCMおよびIL-2で置き換え、5日後、培地の半分を2~3日ごとに交換した。いくつかの実施形態では、CMは、実施例に記載さ

れているCM1であり、実施例1を参照されたい。いくつかの実施形態では、第1の拡張は、最初の細胞培養培地または第1の細胞培養培地中で起こる。いくつかの実施形態では、最初の細胞培養培地または第1の細胞培養培地は、IL-2を含む。

【0408】

いくつかの実施形態では、第1の拡張（例えば、図1のステップBに記載されるものなどのプロセスを含み、これは、pre-REPと称されることもあるものを含み得る）プロセスは、実施例および図において考察されるように、3～14日に短縮される。いくつかの実施形態では、第1の拡張（例えば、図1のステップBに記載されるものなどのプロセスを含み、pre-REPと称されることもあるものを含み得る）は、実施例において考察され、図4および5に示されるように、7～14日に短縮されるとともに、例えば、図1のステップBに記載される拡張も含む。いくつかの実施形態では、ステップBの第1の拡張は、10～14日に短縮される。いくつかの実施形態では、第1の拡張は、例えば、図1のステップBに記載される拡張において考察されるように、11日に短縮される。

【0409】

いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、11日、12日、13日、または14日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、1日～14日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、2日～14日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、3日～14日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、4日～14日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、5日～14日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、6日～14日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、7日～14日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、8日～14日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、9日～14日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、10日～14日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、11日～14日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、12日～14日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、13日～14日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、14日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、1日～11日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、2日～11日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、3日～11日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、4日～11日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、5日～11日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、6日～11日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、7日～11日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、8日～11日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、9日～11日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、10日～11日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のTIL拡張は、11日間進行することができる。

【0410】

いくつかの実施形態では、IL-2、IL-7、IL-15、および／またはIL-21の組み合わせは、第1の拡張中に組み合わせとして用いられる。いくつかの実施形態では、IL-2、IL-7、IL-15、および／またはIL-21、ならびにそれらの任意の組み合わせは、例えば、図1による、ならびに本明細書に記載されるステップBプロセス中を含む、第1の拡張中に含まれ得る。いくつかの実施形態では、IL-2、IL-15、およびIL-21の組み合わせは、第1の拡張中に組み合わせとして用いられる。いくつかの実施形態では、IL-2、IL-15、およびIL-21、ならびにそれらの

任意の組み合わせは、図 1 による、および本明細書に記載されるステップ B プロセス中に含まれ得る。

【0411】

いくつかの実施形態では、第 1 の拡張（pre-REP と称されるプロセスを含む、例えば、図 1 によるステップ B）プロセスは、実施例および図で考察されるように、3～14 日に短縮される。いくつかの実施形態では、ステップ B の第 1 の拡張は、7～14 日に短縮される。いくつかの実施形態では、ステップ B の第 1 の拡張は、10～14 日に短縮される。いくつかの実施形態では、第 1 の拡張は、11 日に短縮される。

【0412】

いくつかの実施形態では、第 1 の拡張、例えば、図 1 によるステップ B は、閉鎖系バイオリアクター内で行われる。いくつかの実施形態では、本明細書に記載されるように、TIL 拡張のために閉鎖系が用いられる。いくつかの実施形態では、単一のバイオリアクターが用いられる。いくつかの実施形態では、用いられる単一のバイオリアクターは、例えば、G-REX-10 または G-REX-100 である。いくつかの実施形態では、閉鎖系バイオリアクターは、単一のバイオリアクターである。

【0413】

C. ステップ C：第 1 の拡張から第 2 の拡張への移行

場合によっては、例えば、図 1 に示されるような、例えばステップ B から得られる TIL 集団を含む、第 1 の拡張から得られるバルク TIL 集団は、以下で考察されるプロトコルを使用して、直ちに凍結保存され得る。代替的に、第 2 の TIL 集団と称される、第 1 の拡張から得られた TIL 集団は、第 2 の拡張（REP と称されることもある拡張を含み得る）を受け、次いで以下で考察されるように凍結保存され得る。同様に、遺伝子改変 TIL が治療に使用される場合、第 1 の TIL 集団（バルク TIL 集団と称されることもある）または第 2 の TIL 集団（いくつかの実施形態では、REP TIL 集団と称される集団を含み得る）は、拡張前または第 1 の拡張後、および第 2 の拡張前に、好適な治療のために遺伝子改変に供され得る。

【0414】

いくつかの実施形態では、第 1 の拡張から（例えば、図 1 に示されるようにステップ B から）得られた TIL は、選択のために表現型決定されるまで保存される。いくつかの実施形態では、第 1 の拡張から（例えば、図 1 に示されるようにステップ B から）得られた TIL は保存されず、第 2 の拡張に直接進行する。いくつかの実施形態では、第 1 の拡張から得られた TIL は、第 1 の拡張後、および第 2 の拡張前に凍結保存されない。いくつかの実施形態では、第 1 の拡張から第 2 の拡張への移行は、断片化が起こってから約 3 日、4 日、5 日、6 日、7 日、8 日、9 日、10 日、11 日、12 日、13 日、または 14 日で起こる。いくつかの実施形態では、第 1 の拡張から第 2 の拡張への移行は、断片化が起こってから約 3 日～14 日で起こる。いくつかの実施形態では、第 1 の拡張から第 2 の拡張への移行は、断片化が起こってから約 4 日～14 日で起こる。いくつかの実施形態では、第 1 の拡張から第 2 の拡張への移行は、断片化が起こってから約 4 日～10 日で起こる。いくつかの実施形態では、第 1 の拡張から第 2 の拡張への移行は、断片化が起こってから約 7 日～14 日で起こる。いくつかの実施形態では、第 1 の拡張から第 2 の拡張への移行は、断片化が起こってから約 14 日で起こる。

【0415】

いくつかの実施形態では、第 1 の拡張から第 2 の拡張への移行は、断片化が起こってから 1 日、2 日、3 日、4 日、5 日、6 日、7 日、8 日、9 日、10 日、11 日、12 日、13 日、または 14 日で起こる。いくつかの実施形態では、第 1 の拡張から第 2 の拡張への移行は、断片化が起こってから 1 日～14 日で起こる。いくつかの実施形態では、第 1 の TIL 拡張は、2 日～14 日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第 1 の拡張から第 2 の拡張への移行は、断片化が起こってから 3 日～14 日で起こる。いくつかの実施形態では、第 1 の拡張から第 2 の拡張への移行は、断片化が起こってから 4 日～14 日で起こる。いくつかの実施形態では、第 1 の拡張から第 2 の拡張への移行は、断片

化が起こってから5日～14日で起こる。いくつかの実施形態では、第1の拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こってから6日～14日で起こる。いくつかの実施形態では、第1の拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こってから7日～14日で起こる。いくつかの実施形態では、第1の拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こってから8日～14日で起こる。いくつかの実施形態では、第1の拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こってから9日～14日で起こる。いくつかの実施形態では、第1の拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こってから10日～14日で起こる。いくつかの実施形態では、第1の拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こってから11日～14日で起こる。いくつかの実施形態では、第1の拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こってから12日～14日で起こる。いくつかの実施形態では、第1の拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こってから13日～14日で起こる。いくつかの実施形態では、第1の拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こってから14日で起こる。いくつかの実施形態では、第1の拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こってから1日～11日で起こる。いくつかの実施形態では、第1の拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こってから2日～11日で起こる。いくつかの実施形態では、第1の拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こってから3日～11日で起こる。いくつかの実施形態では、第1の拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こってから4日～11日で起こる。いくつかの実施形態では、第1の拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こってから5日～11日で起こる。いくつかの実施形態では、第1の拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こってから6日～11日で起こる。いくつかの実施形態では、第1の拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こってから7日～11日で起こる。いくつかの実施形態では、第1の拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こってから8日～11日で起こる。いくつかの実施形態では、第1の拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こってから9日～11日で起こる。いくつかの実施形態では、第1の拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こってから10日～11日で起こる。いくつかの実施形態では、第1の拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こってから11日で起こる。

#### 【0416】

いくつかの実施形態では、TILは、第1の拡張後、および第2の拡張前に保存されず、TILは、第2の拡張に直接進行する（例えば、いくつかの実施形態では、図1に示されるようにステップBからステップDへの移行中の保存がない）。いくつかの実施形態では、移行は、本明細書に記載されるように、閉鎖系で起こる。いくつかの実施形態では、第1の拡張からのTIL、第2のTIL集団は、移行期間なしで第2の拡張に直接進行する。

#### 【0417】

いくつかの実施形態では、第1の拡張から第2の拡張への移行、例えば、図1によるステップCは、閉鎖系バイオリアクター内で行われる。いくつかの実施形態では、本明細書に記載されるように、TIL拡張のために閉鎖系が用いられる。いくつかの実施形態では、単一のバイオリアクターが用いられる。いくつかの実施形態では、用いられる単一のバイオリアクターは、例えば、G-R E X-10またはG-R E X-100である。いくつかの実施形態では、閉鎖系バイオリアクターは、単一のバイオリアクターである。

#### 【0418】

##### 1. サイトカイン

本明細書に記載の拡張方法は、一般に、当該技術分野で知られているように、高用量のサイトカイン、特にIL-2を含む培養培地を使用する。

#### 【0419】

代替的に、国際公開第WO2015/189356号およびW国際公開第WO2015/189357号（参照によりそれらの全体が本明細書に明示的に組み込まれる）に一般に概説されているように、IL-2、IL-15、およびIL-21のうちの2つ以上の組み合わせで、TILSの急速拡張および／または第2の拡張のためにサイトカインの組み合わせを使用することもさらに可能である。したがって、可能な組み合わせには、IL

ー 2 および IL-15、IL-2 および IL-21、IL-15 および IL-21、ならびに IL-2、IL-15、および IL-21 が含まれ、後者は多くの実施形態において特定の用途を見出す。サイトカインの組み合わせの使用は、リンパ球、特にそこに記載されているような T 細胞の生成に特に有利に働く。

#### 【表 4】

表 4：インターロイキンのアミノ酸配列。

| 識別子                             | 配列（一文字アミノ酸記号）                                                                                                                                                                 |                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 配列番号 3<br>組み換えヒト IL-2(rhIL-2)   | MAPTSSSTKK TQLQLEHLL DLQMILNGIN NYKNPKLTRM LTFKPYMPKK ATELKHLQCL<br>EEELKPLEEV LNLAQSKNFH LRPRDLISNI NVIVLELKGS ETTFMCEYAD ETATVEFLN<br>RWITFCQSII STLT                       | 60<br>120<br>134 |
| 配列番号 4<br>アルデスロイキン              | PTSSSTKKTK TQLQLEHLLDL QMILNGINNY KNPKLTRMLT FKFYMPKKAT ELKHLQCLEE<br>ELKPLEEVLN LAQSKNFHLR PRDLISNIN IVLELKGS ETTFMCEYAD ATIVEFLNRW<br>ITFSQSIIST LT                         | 60<br>120<br>132 |
| 配列番号 5<br>組み換えヒト IL-4(rhIL-4)   | MHKCDITLQE IIKTLNSLTE QKTLCTELTV TDIFAASKNT TEKETFCAA TVLRQFYSHH<br>EKDTRCLGAT AQQFHRHKL IRFLKRLDRN LWGLAGLNSC PVKEANQSTL ENFLERLKI<br>MREKYSKCSS                             | 60<br>120<br>130 |
| 配列番号 6<br>組み換えヒト IL-7(rhIL-7)   | MDCDIEGKDG KQYESVLMVS IDQLLDSMKE IGSNCLNNEF NFFKRHICDA NKEGMFLFRA<br>ARKLRQFLKM NSTGDFDLHL LKVSEGTTL LNCTGQVKGR KPAALGEAQP TKSLEENKSL<br>KEQKKLNDLC FLKRLLEQEI TCWNKILMGT KEH | 60<br>120<br>153 |
| 配列番号 7<br>組み換えヒト IL-15(rhIL-15) | MNWNVISDL KKIEDLIQSM HIDATLYTES DVHPSCKVT MKCFLELQV ISLESGDASI<br>HDTVENLIIL ANNSLSSNGN VTESGCKEKE ELEEKNIKEF LQSEFVHIVQM FINTS                                               | 60<br>115        |
| 配列番号 8<br>組み換えヒト IL-21(rhIL-21) | MQDRHMIRM QLIDIVDQLK NYVNDLVPEF LPAPEDVETN CEWSAFSCFQ KAQLKSANTG<br>NNERIINVISI KKLKRKPPST NAGRRQKHRL TCPSCDSYEK KPPKEFLERF KSLQKMIHQ<br>HLSSRTHGSE DS                        | 60<br>120<br>132 |

#### 【0420】

##### D. ステップ D：第 2 の拡張

いくつかの実施形態では、TIL 細胞集団は、採取および最初のバルク処理後、例えば、ステップ A および ステップ B、ならびに図 1 に示されるようにステップ C と称される移行後に数が拡張される）。このさらなる拡張は、本明細書では第 2 の拡張と称され、これは、当該技術分野で一般に急速拡張プロセス（REP、および図 1 のステップ D に示されるプロセス）と称される拡張プロセスを含み得る。第 2 の拡張は、一般に、フィーダー細胞、サイトカイン源、および抗 CD3 抗体を含むいくつかの成分を含む培養培地を使用して、ガス透過性容器内で達成される。

#### 【0421】

いくつかの実施形態では、第 2 の拡張または第 2 の TIL 拡張（REP と称されることもある拡張、ならびに図 1 のステップ D に示されるプロセスを含み得る）は、当業者に知られている任意の TIL フラスコまたは容器を使用して行うことができる。いくつかの実施形態では、第 2 の TIL 拡張は、7 日、8 日、9 日、10 日、11 日、12 日、13 日、または 14 日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第 2 の TIL 拡張は、約 7 日～約 14 日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第 2 の TIL 拡張は、約 8 日～約 14 日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第 2 の TIL 拡張は、約 9 日～約 14 日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第 2 の TIL 拡張は、約 10 日～約 14 日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第 2 の TIL 拡張は、約 11 日～約 14 日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第 2 の TIL 拡張は、約 12 日～約 14 日間進行することができる。いくつかの実

施形態では、第2のTIL拡張は、約13日～約14日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、約14日間進行することができる。

#### 【0422】

実施形態では、第2の拡張は、本開示の方法（例えば、REPと称される拡張、ならびに図1のステップDに示されるプロセスを含む）を使用して、ガス透過性容器内で行うことができる。例えば、TILは、インターロイキン-2（IL-2）またはインターロイキン-15（IL-15）の存在下で非特異的T細胞受容体刺激を使用して、急速に拡張させることができる。非特異的T細胞受容体刺激は、例えば、抗CD3抗体、例えば約30 ng/mLのOKT3、マウスモノクローナル抗CD3抗体（Ortho-McNeil, Raritan, NJもしくはMiltenyi Biotech, Auburn, CAから市販）またはUHCT-1（BioLegend, San Diego, CA, USAから市販）を含み得る。TILは、癌のエピトープ（複数可）などのその抗原性部分を含む、第2の拡張中に1つ以上の抗原を含むことによって、インビトロでTILのさらなる刺激を誘導するように拡張することができ、これは、ヒト白血球抗原A2（HLA-A2）結合ペプチドなどのペクター、例えば、0.3 μM MART-1:26-35（27L）またはgp100:209-217（210M）から、任意に300 IU/mL IL-2またはIL-15などのT細胞成長因子の存在下で任意に発現され得る。他の好適な抗原には、例えば、NY-ESO-1、TRP-1、TRP-2、チロシナーゼ癌抗原、MAGE-A3、SSX-2、およびVEGFR2、またはそれらの抗原性部分が含まれ得る。TILはまた、HLA-A2を発現する抗原提示細胞にパルスされた癌の同じ抗原（複数可）で再刺激することによっても急速に拡張され得る。代替的に、TILは、例えば、例として照射された自己リンパ球、または照射されたHLA-A2+同種異系リンパ球およびIL-2でさらに再刺激され得る。いくつかの実施形態では、再刺激は、第2の拡張の一部として起こる。いくつかの実施形態では、第2の拡張は、照射された自己リンパ球の存在下で、または照射されたHLA-A2+同種異系リンパ球およびIL-2を用いて起こる。

#### 【0423】

実施形態では、細胞培養培地は、IL-2をさらに含む。いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、約3000 IU/mLのIL-2を含む。実施形態では、細胞培養培地は、約1000 IU/mL、約1500 IU/mL、約2000 IU/mL、約2500 IU/mL、約3000 IU/mL、約3500 IU/mL、約4000 IU/mL、約4500 IU/mL、約5000 IU/mL、約5500 IU/mL、約6000 IU/mL、約6500 IU/mL、約7000 IU/mL、約7500 IU/mL、または約8000 IU/mLのIL-2を含む。実施形態では、細胞培養培地は、1000～2000 IU/mLの間、2000～3000 IU/mLの間、3000～4000 IU/mLの間、4000～5000 IU/mLの間、5000～6000 IU/mLの間、6000～7000 IU/mL、7000～8000 IU/mL、または8000 IU/mLのIL-2を含む。

#### 【0424】

実施形態では、細胞培養培地は、OKT-3抗体を含む。いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、約30 ng/mLのOKT-3抗体を含む。実施形態では、細胞培養培地は、約0.1 ng/mL、約0.5 ng/mL、約1 ng/mL、約2.5 ng/mL、約5 ng/mL、約7.5 ng/mL、約10 ng/mL、約15 ng/mL、約20 ng/mL、約25 ng/mL、約30 ng/mL、約35 ng/mL、約40 ng/mL、約50 ng/mL、約60 ng/mL、約70 ng/mL、約80 ng/mL、約90 ng/mL、約100 ng/mL、約200 ng/mL、約500 ng/mL、および約1 μg/mLのOKT-3抗体を含む。実施形態では、細胞培養培地は、0.1 ng/mL～1 ng/mLの間、1 ng/mL～5 ng/mLの間、5 ng/mL～10 ng/mLの間、10 ng/mL～20 ng/mLの間、20 ng/mL～30 ng/mLの間、30 ng/mL～40 ng/mLの間、40 ng/mL～50 ng/mLの間、および50 ng

／mL～100 ng/mLのOKT-3抗体を含む。いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、OKT-3抗体を含まない。いくつかの実施形態では、OKT-3抗体は、ムロモナブである。

【0425】

いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、細胞培養培地中に1つ以上のTNFRSFアゴニストを含む。いくつかの実施形態では、TNFRSFアゴニストは、4-1BBアゴニストを含む。いくつかの実施形態では、TNFRSFアゴニストは4-1BBアゴニストであり、4-1BBアゴニストは、ウレルマブ、ウトミルマブ、EU-101、融合タンパク質、ならびにそれらの断片、誘導体、多様体、バイオシミラー、および組み合わせからなる群から選択される。いくつかの実施形態では、TNFRSFアゴニストは、0.1 µg/mL～100 µg/mLの間の細胞培養培地中の濃度を達成するのに十分な濃度で添加される。いくつかの実施形態では、TNFRSFアゴニストは、20 µg/mL～40 µg/mLの間の細胞培養培地中の濃度を達成するのに十分な濃度で添加される。

【0426】

いくつかの実施形態では、1つ以上のTNFRSFアゴニストに加えて、細胞培養培地は、IL-2を約3000 IU/mLの初期濃度で、およびOKT-3を約30 ng/mLの初期濃度でさらに含み、1つ以上のTNFRSFアゴニストが、4-1BBアゴニストを含む。

【0427】

いくつかの実施形態では、IL-2、IL-7、IL-15、および／またはIL-21の組み合わせは、第2の拡張中に組み合わせとして用いられる。いくつかの実施形態では、IL-2、IL-7、IL-15、および／またはIL-21、ならびにそれらの任意の組み合わせは、例えば、図1による、ならびに本明細書に記載されるステップDプロセス中を含む、第2の拡張中に含まれ得る。いくつかの実施形態では、IL-2、IL-15、およびIL-21の組み合わせは、第2の拡張中に組み合わせとして用いられる。いくつかの実施形態では、IL-2、IL-15、およびIL-21、ならびにそれらの任意の組み合わせは、図1による、および本明細書に記載されるステップDプロセス中に含まれ得る。

【0428】

いくつかの実施形態では、第2の拡張は、IL-2、OKT-3、抗原提示フィーダー細胞、および任意にTNFRSFアゴニストを含む補足された細胞培養培地において実施され得る。いくつかの実施形態では、第2の拡張は、補足された細胞培養培地中で起こる。いくつかの実施形態では、補足された細胞培養培地は、IL-2、OKT-3、および抗原提示フィーダー細胞を含む。いくつかの実施形態では、第2の細胞培養培地は、IL-2、OKT-3、および抗原提示細胞（APC、抗原提示フィーダー細胞とも称される）を含む。いくつかの実施形態では、第2の拡張は、IL-2、OKT-3、および抗原提示フィーダー細胞（すなわち、抗原提示細胞）を含む細胞培養培地中で起こる。

【0429】

いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地は、約500 IU/mLのIL-15、約400 IU/mLのIL-15、約300 IU/mLのIL-15、約200 IU/mLのIL-15、約180 IU/mLのIL-15、約160 IU/mLのIL-15、約140 IU/mLのIL-15、約120 IU/mLのIL-15、または約100 IU/mLのIL-15を含む。いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地は、約500 IU/mLのIL-15～約100 IU/mLのIL-15を含む。いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地は、約400 IU/mLのIL-15～約100 IU/mLのIL-15を含む。いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地は、約300 IU/mLのIL-15～約100 IU/mLのIL-15を含む。いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地は、約200 IU/mLのIL-15を含む。いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、約180 IU/mLのIL-15を含む。実施形態では、細胞培養培地は、IL-15をさらに含む。好ましい実施形態では、細胞培養培地は、約180 I

10

20

30

40

50



U/mLのIL-15を含む。

【0430】

いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地は、約20 IU/mLのIL-21、約15 IU/mLのIL-21、約12 IU/mLのIL-21、約10 IU/mLのIL-21、約5 IU/mLのIL-21、約4 IU/mLのIL-21、約3 IU/mLのIL-21、約2 IU/mLのIL-21、約1 IU/mLのIL-21、または約0.5 IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地は、約20 IU/mLのIL-21～約0.5 IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地は、約15 IU/mLのIL-21～約0.5 IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地は、約12 IU/mLのIL-21～約0.5 IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地は、約10 IU/mLのIL-21～約0.5 IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地は、約5 IU/mLのIL-21～約1 IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地は、約2 IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、約1 IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、約0.5 IU/mLのIL-21を含む。実施形態では、細胞培養培地は、IL-21をさらに含む。好ましい実施形態では、細胞培養培地は、約1 IU/mLのIL-21を含む。

10

【0431】

いくつかの実施形態では、抗原提示フィーダー細胞（APC）は、PBMCである。実施形態では、急速拡張および／または第2の拡張におけるTIL対PBMCおよび／または抗原提示細胞の比は、約1対25、約1対50、約1対100、約1対125、約1対150、約1対175、約1対200、約1対225、約1対250、約1対275、約1対300、約1対325、約1対350、約1対375、約1対400、または約1対500である。実施形態では、急速拡張および／または第2の拡張におけるTIL対PBMCの比は、1対50～1対300の間である。実施形態では、急速拡張および／または第2の拡張におけるTIL対PBMCの比は、1対100～1対200の間である。

20

【0432】

実施形態では、REPおよび／または第2の拡張は、バルクTILが150 mLの培地中の100倍または200倍過剰の不活化フィーダー細胞、30 mg/mLのOKT3抗CD3抗体、および3000 IU/mLのIL-2と混合されているフラスコ内で行われる。細胞が代替の成長チャンバーに移されるまで、培地交換が行われる（一般に、新鮮な培地での呼吸による3分の2の培地交換）。代替の成長チャンバーには、以下でより完全に考察されるように、G-REXフラスコおよびガス透過性容器が含まれる。

30

【0433】

いくつかの実施形態では、第2の拡張（REPプロセスと称されるプロセスを含み得る）は、実施例および図で考察されるように、7～14日に短縮される。いくつかの実施形態では、第2の拡張は、11日に短縮される。

【0434】

実施形態では、REPおよび／または第2の拡張は、以前に記載されたT-175フラスコおよびガス透過性バッグ（Tran, et al., J. Immunother. 2008, 31, 742-51、Dudley, et al., J. Immunother. 2003, 26, 332-42）またはガス透過性培養器具（G-Rexフラスコ）を使用して行うことができる。いくつかの実施形態では、第2の拡張（急速拡張と称される拡張を含む）は、T-175フラスコ内で行われ、150 mLの培地に懸濁された約 $1 \times 10^6$ 個のTILを、各T-175フラスコに添加することができる。TILは、3000 IU/mLのIL-21および30 ng/mLの抗CD3で補足された、CMとAIM-V培地との1対1の混合物中で培養することができる。T-175フラスコを、5% CO<sub>2</sub>中37℃でインキュベートすることができる。培地の半分を、3000 IU/mLのIL-2を含む50/50培地を使用して5日目に交換することができる。いくつかの実

40

50

施形態では、7日目に、2つのT-175フラスコからの細胞を3Lバッグ内で組み合わせ、5%ヒトAB血清および3000IU/mLのIL-2を含む300mLのAIM-Vを、300mLのTIL懸濁液に添加した。各バッグ内の細胞の数を、毎日または隔日カウントし、新鮮な培地を添加して、 $0.5 \sim 2.0 \times 10^6$ 細胞/mLの間の細胞数を維持した。

#### 【0435】

実施形態では、第2の拡張（REPと称される拡張、ならびに図1のステップDで参照される拡張を含み得る）は、100cmのガス透過性シリコン底部（G-Rex 100、Wilson Wolf Manufacturing Corporation, New Brighton, MN, USAから市販）を有する500mL容量のガス透過性フラスコ内で行うことができる。 $5 \times 10^6$ または $10 \times 10^6$ TILは、5%ヒトAB血清、3000IU/mLのIL-2、および30ng/mLの抗CD3（OKT3）で補足された400mLの50/50培地中、PBMCで培養され得る。G-Rex 100フラスコを、5%CO<sub>2</sub>中37°Cでインキュベートすることができる。5日目に、250mLの上清を除去して遠心分離ボトルに入れ、1500rpm（491×g）で10分間遠心分離する。TILペレットを、5%ヒトAB血清、3000IU/mLのIL-2を含む150mLの新鮮な培地で再懸濁し、元のG-Rex 100フラスコに戻すことができる。TILがG-Rex 100フラスコ内で連続的に拡張される場合、7日目に、各G-Rex 100内のTILを、各フラスコに存在する300mLの培地に懸濁することができ、細胞懸濁液を3つの100mLアリコートに分割することができ、それを使用して3つのG-Rex 100フラスコに播種することができる。次いで、5%ヒトAB血清および3000IU/mLのIL-2を含む150mLのAIM-Vを、各フラスコに添加することができる。G-Rex 100フラスコを、5%CO<sub>2</sub>中37°Cでインキュベートし、4日後に3000IU/mLのIL-2を含む150mLのAIM-Vを、各G-Rex 100フラスコに添加することができる。培養14日目に、細胞を採取することができる。

#### 【0436】

実施形態では、第2の拡張（REPと称される拡張を含む）は、バルクTILが150mLの培地中の100倍または200倍過剰の不活化フィーダー細胞、30mg/mLのOKT3抗CD3抗体、および3000IU/mLのIL-2と混合されているフラスコで行われる。いくつかの実施形態では、培地交換は、細胞が代替の成長チャンバーに移されるまで行われる。いくつかの実施形態では、培地の3分の2は、新鮮な培地による呼吸によって置き換えられる。いくつかの実施形態では、代替の成長チャンバーには、以下でより完全に考察されるように、G-Rexフラスコおよびガス透過性容器が含まれる。

#### 【0437】

実施形態では、第2の拡張（REPと称される拡張を含む）が行われ、優れた腫瘍反応性のためにTILが選択されるステップをさらに含む。当該技術分野で知られている任意の選択方法を使用することができる。例えば、米国特許出願公開第2016/0010058A1号に記載されている方法は、その開示が参照により本明細書に組み込まれ、優れた腫瘍反応性のためのTILの選択に使用することができる。

#### 【0438】

任意に、細胞生存率アッセイは、当該技術分野で知られている標準的なアッセイを使用して、第2の拡張（REP拡張と称される拡張を含む）の後に行うことができる。例えば、トリパンブルー排除アッセイは、死細胞を選択的に標識し、生存率の評価を可能にするバルクTILの試料上で行うことができる。いくつかの実施形態では、TIL試料は、Cellometer K2自動セルカウンター（Nexcelom Bioscience, Lawrence, MA）を使用してカウントされ、生存率が決定され得る。いくつかの実施形態では、生存率は、標準的なCellometer K2 Image Cytometer自動セルカウンタープロトコルに従って決定される。

#### 【0439】

いくつかの実施形態では、T I Lの第2の拡張（R E Pと称される拡張を含む）は、以前に記載されているT-175フラスコおよびガス透過性バッグ（T r a n K Q, Z h o u J, D u r f l i n g e r K H, e t a l., 2008, J I m m u n o t h e r., 31:742-751およびD u d l e y M E, W u n d e r l i c h J R, S h e l t o n T E, e t a l. 2003, J I m m u n o t h e r., 26:332-342）またはガス透過性G-R e xフラスコを使用して行われ得る。いくつかの実施形態では、第2の拡張は、フラスコを使用して行われる。いくつかの実施形態では、第2の拡張は、ガス透過性G-R e xフラスコを使用して行われる。いくつかの実施形態では、第2の拡張は、T-175フラスコ内で行われ、約 $1 \times 10^6$ 個のT I Lは、約150 mLの培地に懸濁され、これを各T-175フラスコに添加する。T I Lは、照射された（50 Gy）同種異系P B M Cを「フィーダー」細胞として1対100の比で培養し、細胞は、3000 I U/mLのI L-2および30 ng/mLの抗C D 3で補足された、C MとA I M-V培地との1対1混合物（50/50培地）中で培養した。T-175フラスコを、5% C O<sub>2</sub>中37°Cでインキュベートする。いくつかの実施形態では、培地の半分は、3000 I U/mLのI L-2を含む50/50培地を使用して5日目に交換される。いくつかの実施形態では、7日目に、2つのT-175フラスコからの細胞を3 Lバッグ内で組み合わせ、5% ヒトA B血清および3000 I U/mLのI L-2を含む300 mLのA I M-Vを、300 mLのT I L懸濁液に添加した。各バッグ内の細胞の数は、毎日または隔日カウントすることができ、新鮮な培地を添加して、約0.5〜約2.0  $\times 10^6$  細胞/mLの間の細胞数を維持することができる。

#### 【0440】

いくつかの実施形態では、第2の拡張（R E Pと称される拡張を含む）は、100 cm<sup>2</sup>のガス透過性シリコン底部（G-R e x 100, W i l s o n W o l f）を有する500 mL容量のフラスコ内で行われ（図1）、約 $5 \times 10^6$ または $10 \times 10^6$  T I Lを、3000 I U/mLのI L-2および30 ng/mLの抗C D 3で補足された、400 mLの50/50培地中、1対100の比で照射された同種異系P B M Cとともに培養する。G-R e x 100フラスコを、5% C O<sub>2</sub>中37°Cでインキュベートする。いくつかの実施形態では、5日目に、250 mLの上清を除去し、遠心分離ボトルに入れ、1500 rpm（491 g）で10分間遠心分離する。次いで、T I Lペレットを、3000 I U/mLのI L-2を含む150 mLの新鮮な50/50培地に再懸濁し、元のG-R e x 100フラスコに戻すことができる。T I LがG-R e x 100フラスコ内で連続的に拡張される実施形態では、7日目に、各G-R e x 100内のT I Lを、各フラスコ内に存在する300 mLの培地に懸濁し、細胞懸濁液を3つの100 mLアリコートに分割し、それを使用して3つのG-R e x 100フラスコに播種する。次いで、5% ヒトA B血清および3000 I U/mLのI L-2を含む150 mLのA I M-Vを、各フラスコに添加する。G-R e x 100フラスコを、5% C O<sub>2</sub>中37°Cでインキュベートし、4日後に3000 I U/mLのI L-2を含む150 mLのA I M-Vを、各G-R e x 100フラスコに添加する。培養14日目に、細胞を採取する。

#### 【0441】

Tリンパ球およびBリンパ球の多様な抗原受容体は、限られた、但し多数の遺伝子セグメントの体細胞組み換えによって産生される。これらの遺伝子セグメント：V（可変）、D（多様性）、J（接合）、およびC（一定）は、免疫グロブリンおよびT細胞受容体（T C R）の結合特異性および下流への応用を決定する。本発明は、T細胞レパートリー多様性を示し、増加させるT I Lを生成するための方法を提供する。いくつかの実施形態では、本方法によって得られたT I Lは、T細胞レパートリー多様性の増加を示す。いくつかの実施形態では、第2の拡張において得られたT I Lは、T細胞レパートリー多様性の増加を示す。いくつかの実施形態では、多様性の増加は、免疫グロブリン多様性および／またはT細胞受容体多様性の増加である。いくつかの実施形態では、多様性は、免疫グロブリンにあり、免疫グロブリン重鎖にある。いくつかの実施形態では、多様性は、免疫グロブリンにあり、免疫グロブリン軽鎖にある。いくつかの実施形態では、多様性は、T細胞

胞受容体にある。いくつかの実施形態では、多様性は、 $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ 、および $\delta$ 受容体からなる群から選択されるT細胞受容体のうちの1つにある。いくつかの実施形態では、T細胞受容体(TCR) $\alpha$ および/または $\beta$ の発現が増加している。いくつかの実施形態では、T細胞受容体(TCR) $\alpha$ の発現が増加している。いくつかの実施形態では、T細胞受容体(TCR) $\beta$ の発現が増加している。いくつかの実施形態では、TCR $\alpha\beta$ (すなわち、TCR $\alpha/\beta$ )の発現が増加している。

#### 【0442】

いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地(例えば、CM2または第2の細胞培養培地と称されることもある)は、以下でさらに詳細に考察されるように、IL-2、OKT-3、ならびに抗原提示フィーダー細胞(APC)を含む。

#### 【0443】

いくつかの実施形態では、第2の拡張、例えば、図1によるステップDは、閉鎖系バイオリアクター内で行われる。いくつかの実施形態では、本明細書に記載されるように、TIL拡張のために閉鎖系が用いられる。いくつかの実施形態では、単一のバイオリアクターが用いられる。いくつかの実施形態では、用いられる単一のバイオリアクターは、例えば、G-REX-10またはG-REX-100である。いくつかの実施形態では、閉鎖系バイオリアクターは、単一のバイオリアクターである。

#### 【0444】

##### 1. フィーダー細胞および抗原提示細胞

実施形態では、本明細書に記載される第2の拡張手順(例えば、図1のステップDに記載されるような拡張、ならびにREPと称されるものを含む)は、REP TIL拡張中および/または第2の拡張中に過剰のフィーダー細胞を必要とする。多くの実施形態では、フィーダー細胞は、健康な献血者からの標準的な全血単位から得られる末梢血単核細胞(PBMC)である。PBMCは、Ficoll-Paque勾配分離などの標準的な方法を使用して得られる。

#### 【0445】

一般に、同種異系PBMCは、照射または熱処理のいずれかによって不活化され、実施例に記載されるように、REP手順で使用され、これは、照射された同種異系PBMCの複製能力を評価するための例示的なプロトコルを提供する。

#### 【0446】

いくつかの実施形態では、14日目の生細胞の総数が、REPの0日目および/または第2の拡張の0日目(すなわち、第2の拡張の開始日)に培養された最初の生細胞数よりも少ない場合、PBMCは、複製能力がないとみなされ、本明細書に記載のTIL拡張手順での使用が認められる。

#### 【0447】

いくつかの実施形態では、7日目および14日目のOKT3およびIL-2の存在下で培養された生細胞の総数が、REPの0日目および/または第2の拡張の0日目(すなわち、第2の拡張の開始日)に培養された最初の生細胞数から増加しなかった場合、PBMCは、複製能力がないとみなされ、本明細書に記載のTIL拡張手順での使用が認められる。いくつかの実施形態では、PBMCは、30 ng/mLのOKT3抗体および3000 IU/mLのIL-2の存在下で培養される。

#### 【0448】

いくつかの実施形態では、7日目および14日目のOKT3およびIL-2の存在下で培養された生細胞の総数が、REPの0日目および/または第2の拡張の0日目(すなわち、第2の拡張の開始日)に培養された最初の生細胞数から増加しなかった場合、PBMCは、複製能力がないとみなされ、本明細書に記載のTIL拡張手順での使用が認められる。いくつかの実施形態では、PBMCは、5~60 ng/mLのOKT3抗体および1000~6000 IU/mLのIL-2の存在下で培養される。いくつかの実施形態では、PBMCは、10~50 ng/mLのOKT3抗体および2000~5000 IU/mLのIL-2の存在下で培養される。いくつかの実施形態では、PBMCは、20~40

10

20

30

40

50

ng/mLのOKT3抗体および2000~4000IU/mLのIL-2の存在下で培養される。いくつかの実施形態では、PBMCは、25~35ng/mLのOKT3抗体および2500~3500IU/mLのIL-2の存在下で培養される。

【0449】

いくつかの実施形態では、抗原提示フィーダー細胞は、PBMCである。いくつかの実施形態では、抗原提示フィーダー細胞は、人工抗原提示フィーダー細胞である。実施形態では、第2の拡張におけるTIL対抗原提示フィーダー細胞の比は、約1対25、約1対50、約1対100、約1対125、約1対150、約1対175、約1対200、約1対225、約1対250、約1対275、約1対300、約1対325、約1対350、約1対375、約1対400、または約1対500である。実施形態では、第2の拡張におけるTIL対抗原提示フィーダー細胞の比は、1対50~1対300の間である。実施形態では、第2の拡張におけるTIL対抗原提示フィーダー細胞の比は、1対100~1対200の間である。

10

【0450】

実施形態では、本明細書に記載の第2の拡張手順は、約 $2.5 \times 10^9$ フィーダー細胞対約 $100 \times 10^6$ TILの比を必要とする。実施形態では、本明細書に記載の第2の拡張手順は、約 $2.5 \times 10^9$ フィーダー細胞対約 $50 \times 10^6$ TILの比を必要とする。さらに別の実施形態では、本明細書に記載の第2の拡張手順は、約 $2.5 \times 10^9$ フィーダー細胞対約 $25 \times 10^6$ TILを必要とする。

【0451】

20

実施形態では、本明細書に記載の第2の拡張手順は、第2の拡張中に過剰のフィーダー細胞を必要とする。多くの実施形態では、フィーダー細胞は、健康な献血者からの標準的な全血単位から得られる末梢血単核細胞(PBMC)である。PBMCは、Ficoll-Paque勾配分離などの標準的な方法を使用して得られる。実施形態では、人工抗原提示(aAPC)細胞が、PBMCの代わりに使用される。

【0452】

一般に、同種異系PBMCは、照射または熱処理のいずれかによって不活化され、図および実施例に記載される例示的な手順を含む、本明細書に記載のTIL拡張手順で使用される。

【0453】

30

実施形態では、人工抗原提示細胞は、PBMCの代替として、またはPBMCと組み合わせて、第2の拡張において使用される。

【0454】

## 2. サイトカイン

本明細書に記載の拡張方法は、一般に、当該技術分野で知られているように、高用量のサイトカイン、特にIL-2を含む培養培地を使用する。

【0455】

代替的に、国際公開第WO2015/189356号およびW国際公開第WO2015/189357号(参照によりそれらの全体が本明細書に明示的に組み込まれる)に一般に概説されているように、IL-2、IL-15、およびIL-21のうちの2つ以上の組み合わせで、TILSの急速拡張および/または第2の拡張のためにサイトカインの組み合わせを使用することもさらに可能である。したがって、可能な組み合わせには、IL-2およびIL-15、IL-2およびIL-21、IL-15およびIL-21、ならびにIL-2、IL-15、およびIL-21が含まれ、後者は多くの実施形態において特定の用途を見出す。サイトカインの組み合わせの使用は、リンパ球、特にそこに記載されているようなT細胞の生成に特に有利に働く。

40

【0456】

## E. ステップE: TILを採取する

第2の拡張ステップ後、細胞を採取することができる。いくつかの実施形態では、TILは、例えば、図1に提供されるように、1、2、3、4、またはそれ以上の拡張ステッ

50

ブ後に採取される。いくつかの実施形態では、T I L は、例えば、図 1 に提供されるように、2つの拡張ステップ後に採取される。

【0457】

T I L は、任意の適切で無菌的な方法で、例えば、遠心分離によって採取され得る。T I L 採取のための方法は、当該技術分野で周知であり、かかる既知の方法は、本プロセスで用いることができる。いくつかの実施形態では、T I L は、自動化されたシステムを使用して採取される。

【0458】

細胞採取機および／または細胞処理システムは、例えば、Fresenius Kabi、Tomtec Life Science、Perkin Elmer、および Inotech Biosystems International, Inc を含む様々な供給源から市販されている。任意の細胞ベースの採取機を、本方法で用いることができる。いくつかの実施形態では、細胞採取機および／または細胞処理システムは、膜ベースの細胞採取機である。いくつかの実施形態では、細胞採取は、LOVO システム (Fresenius Kabi によって製造された) などの細胞処理システムを介して行われる。「LOVO 細胞処理システム」という用語はまた、細胞を含む溶液を、無菌および／または閉鎖系環境において、紡糸膜または紡糸フィルターなどの膜またはフィルターを通してポンプ輸送し、ペレット化せずに上清または細胞培養培地を除去するための連続フローおよび細胞処理を可能にする、任意のベンダーによって製造された任意の機器または装置を指す。いくつかの実施形態では、細胞採取機および／または細胞処理システムは、閉鎖された無菌システムにおいて、細胞分離、洗浄、流体交換、濃縮、および／または他の細胞処理ステップを行うことができる。

【0459】

いくつかの実施形態では、採取、例えば、図 1 によるステップ E は、閉鎖系バイオリアクターから行われる。いくつかの実施形態では、本明細書に記載されるように、T I L 拡張のために閉鎖系が用いられる。いくつかの実施形態では、単一のバイオリアクターが用いられる。いくつかの実施形態では、用いられる単一のバイオリアクターは、例えば、G-R E X - 1 0 または G - R E X - 1 0 0 である。いくつかの実施形態では、閉鎖系バイオリアクターは、単一のバイオリアクターである。

【0460】

いくつかの実施形態では、図 1 によるステップ E は、実施例 G に記載のプロセスに従って行われる。いくつかの実施形態では、システムの無菌性および閉鎖性を維持するために、無菌条件下で注射器を介して閉鎖系にアクセスする。いくつかの実施形態では、実施例 G に記載されるような閉鎖系が用いられる。

【0461】

いくつかの実施形態では、T I L は、実施例 G に記載の方法に従って採取される。いくつかの実施形態では、1日目～11日目の間の T I L は、セクション 8.5 に記載の方法を使用して採取される (実施例 G では 11 日目の T I L 採取と称される)。いくつかの実施形態では、12日目～22日目の間の T I L は、セクション 8.12 に記載の方法を使用して採取される (実施例 G では 22 日目の T I L 採取と称される)。

【0462】

F. ステップ F: 最終製剤／注入バッグへの移行

図 1 に例示的な順序で提供され、上記および本明細書に詳細に概説されるステップ A ～ E が完了した後、細胞は、患者への投与に使用するために容器に移される。いくつかの実施形態では、治療上十分な数の T I L が上記の拡張方法を使用して得られると、それらは、患者への投与に使用するために容器に移される。

【0463】

実施形態では、本開示の A P C を使用して拡張された T I L は、薬学的組成物として患者に投与される。実施形態では、薬学的組成物は、無菌緩衝液中の T I L の懸濁液である。本開示の P B M C を使用して拡張された T I L は、当該技術分野で知られている任意の

好適な経路によって投与することができる。いくつかの実施形態では、T細胞は、単一の動脈内または静脈内注入として投与され、これは好ましくは、およそ30～60分続く。他の好適な投与経路には、腹腔内、髄腔内、およびリンパ内が含まれる。

#### 【0464】

##### G. 任意の細胞培地成分

##### 1. 抗CD3抗体

いくつかの実施形態では、本明細書に記載の拡張方法で使用される培養培地（REPと称されるものを含む、例えば、図1を参照）はまた、抗CD3抗体を含む。IL-2と組み合わせた抗CD3抗体は、TIL集団のT細胞活性化および細胞分裂を誘導する。この効果は、完全長抗体、FabおよびF(ab')<sub>2</sub>断片で見られ、前者が一般的に好まれる。例えば、Tsoukas et al., J. Immunol. 1985, 135, 1719（参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）を参照されたい。

#### 【0465】

当業者によって理解されるように、マウス、ヒト、霊長類、ラット、およびイヌ抗体を含むがこれらに限定されない様々な哺乳動物からの抗ヒトCD3ポリクローナルおよびモノクローナル抗体を含む、本発明での使用が見出されるいくつかの好適な抗ヒトCD3抗体が存在する。特定の実施形態では、OKT3抗CD3抗体が使用される（Ortho-McNeil, Raritan, NJまたはMiltenyi Biotech, Auburn, CAから市販されている）。

#### 【表5】

表5：ムロモナブのアミノ酸配列（例示的なOKT-3抗体）

| 識別子              | 配列（一文字アミノ酸記号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配列番号1<br>ムロモナブ重鎖 | QVQLQQSGAE LARPGASVKM SCKASGYTFT RYTMHWVKQR PGQGLEWIGY INPSRGYTNV 60<br>NQKFKDKATL TTDKSSSTAY MQLSSLTSED SAVYYCARYY DDHYCLDYWG QGTTTLTVSSA 120<br>KTTAPSVYPL APVCGGTTGS SVTLGCLVKG YFPEPVTLTW NSGSLSSGVH TFPAYLQSDL 180<br>YTLSSSVTVT SSTWPSQSLT CNVAHPASST KVDKKIEPRP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG 240<br>PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN 300<br>STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE 360<br>LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW 420<br>QQGNVFSCSV MHEALHNNHT QKSLSLSPGK 450 |
| 配列番号2<br>ムロモナブ軽鎖 | QIVLTQSPAI MSASPGEKVT MTCASASSVS YMNWYQKSG TSPKRWIYDT SKLASGVPAAH 60<br>FRGSGSGTSY SLTISGMEAE DAATYQCQW SSNPFTFGSG TKLEINRADT APTVSIFPPS 120<br>SEQLTSGGAS VVCFLNFPY KDINVKWKID GSERQNGVLN SWTDQDSKDS TYSMSSTLT 180<br>TKDEYERHNS YTCEATHKTS TSPIVKSENR NEC 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 【0466】

##### 2. 4-1BB（CD137）アゴニスト

実施形態では、TNFRSFアゴニストは、4-1BB（CD137）アゴニストである。4-1BBアゴニストは、当該技術分野で知られている任意の4-1BB結合分子であり得る。4-1BB結合分子は、ヒトまたは哺乳動物の4-1BBに結合することができるモノクローナル抗体または融合タンパク質であり得る。4-1BBアゴニストまたは4-1BB結合分子は、任意のアイソタイプ（例えば、IgG、IgE、IgM、IgD、IgA、およびIgY）、クラス（例えば、IgG1、IgG2、IgG3、IgG4、IgA1、およびIgA2）またはサブクラスの免疫グロブリン分子の免疫グロブリン重鎖を含み得る。4-1BBアゴニストまたは4-1BB結合分子は、重鎖および軽鎖の両方を有し得る。本明細書で使用される場合、結合分子という用語はまた、抗体（完全長抗体を含む）、モノクローナル抗体（完全長モノクローナル抗体を含む）、ポリクローナル抗体、多重特異性抗体（例えば、二重特異性抗体）、ヒト、ヒト化またはキメラ抗体、および抗体断片、例えば、Fab断片、F(ab')<sub>2</sub>断片、Fab発現ライブラリーによって産生された断片、上記のうちのいずれかのエピトープ結合断片、ならびに4-1BBに結合する操作された形態の抗体、例えば、scFv分子を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、完全なヒト抗体である抗原結合タンパク質である。実施形態では、4-1BBアゴニストは、ヒト化抗体である抗原結合タンパク質である。いくつかの実施形

態では、ここに開示される方法および組成物において使用するための4-1BBアゴニストには、抗4-1BB抗体、ヒト抗4-1BB抗体、マウス抗4-1BB抗体、哺乳動物抗4-1BB抗体、モノクローナル抗4-1BB抗体、ポリクローナル抗4-1BB抗体、キメラ抗4-1BB抗体、抗4-1BBアドネクチン、抗4-1BBドメイン抗体、一本鎖抗4-1BB断片、重鎖抗4-1BB断片、軽鎖抗4-1BB断片、抗4-1BB融合タンパク質、およびそれらの断片、誘導体、コンジュゲート、多様体、またはバイオシミラーが含まれる。アゴニスト抗4-1BB抗体は、強力な免疫応答を誘導することが知られている。Lee, et al., PLOS One 2013, 8, e69677。好ましい実施形態では、4-1BBアゴニストは、アゴニスト、抗4-1BBヒト化、または完全ヒトモノクローナル抗体（すなわち、単一の細胞株に由来する抗体）である。実施形態では、4-1BBアゴニストは、EU-101 (Eutilex Co. Ltd.)、ウトミルマブ、もしくはウレルマブ、またはそれらの断片、誘導体、コンジュゲート、多様体、もしくはバイオシミラーである。好ましい実施形態では、4-1BBアゴニストは、ウトミルマブもしくはウレルマブ、またはそれらの断片、誘導体、コンジュゲート、多様体、もしくはバイオシミラーである。

【0467】

好ましい実施形態では、4-1BBアゴニストまたは4-1BB結合分子はまた、融合タンパク質であり得る。好ましい実施形態では、三量体または六量体4-1BBアゴニスト（3つまたは6つのリガンド結合ドメインを有する）などの多量体4-1BBアゴニストは、典型的に2つのリガンド結合ドメインを有するアゴニストモノクローナル抗体と比較して、優れた受容体（4-1BBL）クラスター化および内部細胞シグナル伝達複合体形成を誘導し得る。3つのTNFRSF結合ドメインおよびIgG1-Fcを含み、任意にこれらの融合タンパク質のうちの2つ以上をさらに結合する三量体（三価）または六量体（もしくは六価）またはそれ以上の融合タンパク質は、例えば、Gieffers, et al., Mol. Cancer Therapeutics 2013, 12, 2735-47に記載されている。

【0468】

アゴニスト4-1BB抗体および融合タンパク質は、強い免疫応答を誘導することが知られている。好ましい実施形態では、4-1BBアゴニストは、毒性を低減するのに十分な方法で4-1BB抗原に特異的に結合するモノクローナル抗体または融合タンパク質である。いくつかの実施形態では、4-1BBアゴニストは、抗体依存性細胞毒性（ADCC）、例えば、NK細胞細胞傷害を無効にするアゴニスト4-1BBモノクローナル抗体または融合タンパク質である。いくつかの実施形態では、4-1BBアゴニストは、抗体依存性細胞食作用（ADCP）を無効にするアゴニスト4-1BBモノクローナル抗体または融合タンパク質である。いくつかの実施形態では、4-1BBアゴニストは、補体依存性細胞傷害（CDC）を無効にするアゴニスト4-1BBモノクローナル抗体または融合タンパク質である。いくつかの実施形態では、4-1BBアゴニストは、Fc領域機能性を無効にするアゴニスト4-1BBモノクローナル抗体または融合タンパク質である。

【0469】

いくつかの実施形態では、4-1BBアゴニストは、ヒト4-1BB（配列番号9）に高い親和性およびアゴニスト活性で結合することを特徴とする。実施形態では、4-1BBアゴニストは、ヒト4-1BB（配列番号9）に結合する結合分子である。実施形態では、4-1BBアゴニストは、マウス4-1BB（配列番号10）に結合する結合分子である。4-1BBアゴニストまたは結合分子が結合する4-1BB抗原のアミノ酸配列を表6に要約する。

10

20

30

40

50



## 【表 6】

表 6. 4-1BB 抗原のアミノ酸配列。

| 識別子                                                                      | 配列 (一文字アミノ酸記号) |            |            |            |            |            |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|--|
| 配列番号 9 ヒト<br>4-1BB、腫瘍壊死<br>因子受容体スーパー<br>ファミリー、メ<br>ンバー 9 (ホモサ<br>ピエンス)   | MGNSCYNIVA     | TLLLVLNFER | TRSLQDPCSN | CPAGTFCDNN | RNQCISPCPP | NSFSSAGGQR | 60  |  |
|                                                                          | TCDICRQCKG     | VFRTRKECSS | TSNAECDCTP | GFHCLGAGCS | MCEQDCKQGG | ELTKKGCKDC | 120 |  |
|                                                                          | CFGTFNDQKR     | GICRPWTNCS | LDGKSVLVNG | TKERDVVCGP | SPADLSPGAS | SVTPPAPARE | 180 |  |
|                                                                          | PGHSPQIISF     | FLALTSTALL | FLLEFLTLRF | SVVKRGRKKL | LYIFKQPFMR | PVQTTQEEDG | 240 |  |
|                                                                          | CSCRFPEEEE     | GGCEL      |            |            |            |            | 255 |  |
| 配列番号 10 マウ<br>ス 4-1BB、腫瘍壊<br>死因子受容体スー<br>パーファミリー、<br>メンバー 9 (ハツ<br>カネズミ) | MGNNCYNVVV     | IVLLLVGCEK | VGAVQNSCDN | CQPGTFCRKY | NPVCKSCPPS | TFSSIGGQPN | 60  |  |
|                                                                          | CNICRVCAGY     | FRFKKFCSS  | HNAECECIEG | FHCLGPQCTR | CEKDCRPGQE | LTKQGCKTCS | 120 |  |
|                                                                          | LGTFNDQNGT     | GVCRPWTNCS | LDGRSVLKTG | TTEKDVVCGP | PVVSFSPSTT | ISVTPEGGPG | 180 |  |
|                                                                          | GHSLLQVLTFL    | LALTSALLLA | LIFITLLFSV | LKWIRKKFPF | IFKQPFKKTT | GAAQEEDACS | 240 |  |
|                                                                          | CRCPQEEEGG     | GGGYEL     |            |            |            |            | 256 |  |

## 【0470】

いくつかの実施形態では、記載される組成物、プロセス、および方法は、ヒトもしくはマウス 4-1BB に約 100 pM 以下の  $K_D$  で結合する、ヒトもしくはマウス 4-1BB に約 90 pM 以下の  $K_D$  で結合する、ヒトもしくはマウス 4-1BB に約 80 pM 以下の  $K_D$  で結合する、ヒトもしくはマウス 4-1BB に約 70 pM 以下の  $K_D$  で結合する、ヒトもしくはマウス 4-1BB に約 60 pM 以下の  $K_D$  で結合する、ヒトもしくはマウス 4-1BB に約 50 pM 以下の  $K_D$  で結合する、ヒトもしくはマウス 4-1BB に約 40 pM 以下の  $K_D$  で結合する、またはヒトもしくはマウス 4-1BB に約 30 pM 以下の  $K_D$  で結合する、4-1BB アゴニストを含む。

## 【0471】

いくつかの実施形態では、記載される組成物、プロセス、および方法は、ヒトもしくはマウス 4-1BB に約  $7.5 \times 10^5 \text{ l/M} \cdot \text{s}$  以上の  $k_{\text{assoc}}$  で結合する、ヒトもしくはマウス 4-1BB に約  $7.5 \times 10^5 \text{ l/M} \cdot \text{s}$  以上の  $k_{\text{assoc}}$  で結合する、ヒトもしくはマウス 4-1BB に約  $8 \times 10^5 \text{ l/M} \cdot \text{s}$  以上の  $k_{\text{assoc}}$  で結合する、ヒトもしくはマウス 4-1BB に約  $8.5 \times 10^5 \text{ l/M} \cdot \text{s}$  以上の  $k_{\text{assoc}}$  で結合する、ヒトもしくはマウス 4-1BB に約  $9 \times 10^5 \text{ l/M} \cdot \text{s}$  以上の  $k_{\text{assoc}}$  で結合する、ヒトもしくはマウス 4-1BB に約  $9.5 \times 10^5 \text{ l/M} \cdot \text{s}$  以上の  $k_{\text{assoc}}$  で結合する、またはヒトもしくはマウス 4-1BB に約  $1 \times 10^6 \text{ l/M} \cdot \text{s}$  以上の  $k_{\text{assoc}}$  で結合する、4-1BB アゴニストを含む。

## 【0472】

いくつかの実施形態では、記載される組成物、プロセス、および方法は、ヒトもしくはマウス 4-1BB に約  $2 \times 10^{-5} \text{ l/s}$  以下の  $k_{\text{dissoc}}$  で結合する、ヒトもしくはマウス 4-1BB に約  $2.1 \times 10^{-5} \text{ l/s}$  以下の  $k_{\text{dissoc}}$  で結合する、ヒトもしくはマウス 4-1BB に約  $2.2 \times 10^{-5} \text{ l/s}$  以下の  $k_{\text{dissoc}}$  で結合する、ヒトもしくはマウス 4-1BB に約  $2.3 \times 10^{-5} \text{ l/s}$  以下の  $k_{\text{dissoc}}$  で結合する、ヒトもしくはマウス 4-1BB に約  $2.4 \times 10^{-5} \text{ l/s}$  以下の  $k_{\text{dissoc}}$  で結合する、ヒトもしくはマウス 4-1BB に約  $2.5 \times 10^{-5} \text{ l/s}$  以下の  $k_{\text{dissoc}}$  で結合する、ヒトもしくはマウス 4-1BB に約  $2.6 \times 10^{-5} \text{ l/s}$  以下の  $k_{\text{dissoc}}$  で結合する、またはヒトもしくはマウス 4-1BB に約  $2.7 \times 10^{-5} \text{ l/s}$  以下の  $k_{\text{dissoc}}$  で結合する、ヒトもしくはマウス 4-1BB に約  $2.8 \times 10^{-5} \text{ l/s}$  以下の  $k_{\text{dissoc}}$  で結合する、ヒトもしくはマウス 4-1BB に約  $2.9 \times 10^{-5} \text{ l/s}$  以

下の $k_{dissoc}$ で結合する、またはヒトもしくはマウス4-1BBに約 $3 \times 10^{-5}$  l/s以下の $k_{dissoc}$ で結合する、4-1BBアゴニストを含む。

【0473】

いくつかの実施形態では、記載される組成物、プロセス、および方法は、ヒトもしくはマウス4-1BBに約10 nM以下の $IC_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約9 nM以下の $IC_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約8 nM以下の $IC_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約7 nM以下の $IC_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約6 nM以下の $IC_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約5 nM以下の $IC_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約4 nM以下の $IC_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約3 nM以下の $IC_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約2 nM以下の $IC_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約1 nM以下の $IC_{50}$ で結合する、4-1BBアゴニストを含む。

【0474】

好ましい実施形態では、4-1BBアゴニストは、PF-05082566もしくはMOR-7480としても知られるウトミルマブ、またはそれらの断片、誘導体、多様体、もしくはバイオシミラーである。ウトミルマブは、Pfizer, Inc. から入手可能である。ウトミルマブは、免疫グロブリンG2- $\lambda$ 、抗[ホモサピエンスTNFRSF9（腫瘍壊死因子受容体（TNFR）スーパーファミリーメンバー9、4-1BB、T細胞抗原IL1A、CD137）]、ホモサピエンス（完全ヒト）モノクローナル抗体である。ウトミルマブのアミノ酸配列を表EEに示す。ウトミルマブは、Asn59およびAsn292におけるグリコシル化部位、22-96位（ $V_H-V_L$ ）、143-199位（ $C_H1-C_L$ ）、256-316位（ $C_H2$ ）、および362-420位（ $C_H3$ ）における重鎖鎖内ジスルフィド架橋；22'-87'位（ $V_H-V_L$ ）および136'-195'位（ $C_H1-C_L$ ）における軽鎖鎖内ジスルフィド架橋；IgG2Aアイソフォーム218-218、219-219、222-222、および225-225位、IgG2A/Bアイソフォーム218-130、219-219、222-222、および225-225位における鎖間重鎖-重鎖ジスルフィド架橋；ならびにIgG2Aアイソフォーム130-213'（2）位、IgG2A/Bアイソフォーム218-213'位および130-213'位、ならびにIgG2Bアイソフォーム218-213'（2）位における鎖間重鎖-軽鎖ジスルフィド架橋を含む。ウトミルマブならびにその多様体および断片の調製および特性は、米国特許第8,821,867号、同第8,337,850号、および同第9,468,678号、ならびに国際特許出願公開第WO2012/032433A1（これらの各々の開示は参照により本明細書に組み込まれる）に記載されている。ウトミルマブの前臨床特徴は、Fisher, et al., Cancer Immunology & Immunotherapy. 2012, 61, 1721-33に記載されている。様々な血液学および固形腫瘍の適応症におけるウトミルマブの現在の臨床試験には、アメリカ国立衛生研究所のclinicaltrials.gov識別子NCT02444793、NCT01307267、NCT02315066、およびNCT02554812が含まれる。

【0475】

実施形態では、4-1BBアゴニストは、配列番号11によって与えられる重鎖および配列番号12によって与えられる軽鎖を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、それぞれ、配列番号11および配列番号12に示される配列を有する重鎖および軽鎖、またはそれらの抗原結合断片、Fab断片、一本鎖可変断片（scFv）、多様体、もしくはコンジュゲートを含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号11および配列番号12に示される配列と少なくとも99%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号11および配列番号12に示される配列と少なくとも98%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号11および配

列番号 1 2 に示される配列と少なくとも 9 7 % 同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、4-1 B B アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 1 1 および配列番号 1 2 に示される配列と少なくとも 9 6 % 同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、4-1 B B アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 1 1 および配列番号 1 2 に示される配列と少なくとも 9 5 % 同一である重鎖および軽鎖を含む。

【0 4 7 6】

実施形態では、4-1 B B アゴニストは、ウトミルマブの重鎖および軽鎖 C D R または可変領域 (V R) を含む。実施形態では、4-1 B B アゴニスト重鎖可変領域 (V<sub>H</sub>) は、配列番号 1 3 に示される配列を含み、4-1 B B アゴニスト軽鎖可変領域 (V<sub>L</sub>) は、配列番号 1 4 に示される配列、およびその保存的アミノ酸置換を含む。実施形態では、4-1 B B アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 1 3 および配列番号 1 4 に示される配列と少なくとも 9 9 % 同一である V<sub>H</sub> および V<sub>L</sub> 領域を含む。実施形態では、4-1 B B アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 1 3 および配列番号 1 4 に示される配列と少なくとも 9 8 % 同一である V<sub>H</sub> および V<sub>L</sub> 領域を含む。実施形態では、4-1 B B アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 1 3 および配列番号 1 4 に示される配列と少なくとも 9 7 % 同一である V<sub>H</sub> および V<sub>L</sub> 領域を含む。実施形態では、4-1 B B アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 1 3 および配列番号 1 4 に示される配列と少なくとも 9 6 % 同一である V<sub>H</sub> および V<sub>L</sub> 領域を含む。実施形態では、4-1 B B アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 1 3 および配列番号 1 4 に示される配列と少なくとも 9 5 % 同一である V<sub>H</sub> および V<sub>L</sub> 領域を含む。実施形態では、4-1 B B アゴニストは、各々が、配列番号 1 3 および配列番号 1 4 に示される配列と少なくとも 9 9 % 同一である V<sub>H</sub> および V<sub>L</sub> 領域を含む、s c F v 抗体を含む。

【0 4 7 7】

実施形態では、4-1 B B アゴニストは、それぞれ、配列番号 1 5、配列番号 1 6、および配列番号 1 7 に示される配列を有する重鎖 C D R 1、C D R 2、および C D R 3 ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、それぞれ、配列番号 1 8、配列番号 1 9、および配列番号 2 0 に示される配列を有する軽鎖 C D R 1、C D R 2、および C D R 3 ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、を含む。

【0 4 7 8】

実施形態では、4-1 B B アゴニストは、ウトミルマブに関して薬物規制当局によって承認された 4-1 B B アゴニストのバイオシミラーモノクローナル抗体である。実施形態では、バイオシミラーモノクローナル抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品のアミノ酸配列に対して少なくとも 9 7 % の配列同一性、例えば、9 7 %、9 8 %、9 9 %、または 1 0 0 % の配列同一性を有するアミノ酸配列を含み、参照医薬品または参照バイオ製品と比較して、1 つ以上の翻訳後修飾を含む、4-1 B B 抗体を含み、参照医薬品または参照バイオ製品は、ウトミルマブである。いくつかの実施形態では、1 つ以上の翻訳後修飾は、グリコシル化、酸化、脱アミド化、および切断のうちの 1 つ以上から選択される。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、認可された、または認可のために提出された 4-1 B B アゴニスト抗体であり、4-1 B B アゴニスト抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品の製剤とは異なる製剤で提供され、参照医薬品または参照バイオ製品は、ウトミルマブである。4-1 B B アゴニスト抗体は、米国 F D A および／または欧州連合の E M A などの薬物規制当局によって認可されている場合がある。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1 つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1 つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、ウトミルマブである。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1 つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1 つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、ウトミルマブである。

10

20

30

40

50

【表 7】

表 7. ウトミルマブに関連する 4-1 BB アゴニスト抗体のアミノ酸配列。

| 識別子                            | 配列 (一文字アミノ酸記号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配列番号 11 ウ<br>トミルマブの重<br>鎖      | EVQLVQSGAE VKKPGESLRI SCKGSGYSFS TYWISWVRQM PGKGLEWMGK IYPGDSYTN 60<br>SPSFQGGVTI SADKSISTAY LQWSSLKASD TAMYYCARGY GIFDYWGQGT LVTVSSASTK 120<br>GPSVFPLAPC SRSTSESTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS 180<br>LSSVTVPSN NFGTQTYTCN VDHKPSNTKV DKTVERKCCV ECPPCPAPPV AGPSVFLFPP 240<br>KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVQF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ FNSTFRVSV 300<br>LTVVHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPAPIEKT ISKTKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL 360<br>TCLVKGFPYS DIAVEWESNG QPENNYKTP PMLDSGGSFF LYSKLTVDKS RWQGGNVFSC 420<br>SVMHEALHNN YTQKSLSLSP G 441 |
| 配列番号 12 ウ<br>トミルマブの軽<br>鎖      | SYELTQPPSV SVSPGQTASI TCSGDNIGDQ YAHWYQQKPG QSPVLVIYQD KNRPSGIPER 60<br>FSGSNSGNTA TLTIISGTQAM DEADYYCATY TGFGLAVFG GGTCLTVLGG PKAAPSVTLF 120<br>PPSSEELQAN KATLVCLISD FYPGAVTVAW KADSSPVKAG VETTTPSKQS NNKYAASSYL 180<br>SLTPEQWKSH RSYSCQVTHE GSTVEKTVAP TECS 214                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 配列番号 13 ウ<br>トミルマブの重<br>鎖可変領域  | EVQLVQSGAE VKKPGESLRI SCKGSGYSFS TYWISWVRQM PGKGLEWMGK KIYPGDSYTN 60<br>YSPSFQGGVT ISADKSISTA YLQWSSLKAS DTAMYYCARG YGIFDYWGQ GTLVTVSS 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 配列番号 14 ウ<br>トミルマブの軽<br>鎖可変領域  | SYELTQPPSV SVSPGQTASI TCSGDNIGDQ YAHWYQQKPG QSPVLVIYQD KNRPSGIPER 60<br>FSGSNSGNTA TLTIISGTQAM DEADYYCATY TGFGLAVFG GGTCLTVL 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 配列番号 15 ウ<br>トミルマブの重<br>鎖 CDR1 | STYWIS 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 配列番号 16 ウ<br>トミルマブの重<br>鎖 CDR2 | KIYPGDSYTN YSPSFQG 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 配列番号 17 ウ<br>トミルマブの重<br>鎖 CDR3 | RGYGIFY 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 配列番号 18 ウ<br>トミルマブ用軽<br>鎖 CDR1 | SGDNIGDQYA H 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 配列番号 19 ウ<br>トミルマブ用軽<br>鎖 CDR2 | QDKNRPS 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 配列番号 20 ウ<br>トミルマブ用軽<br>鎖 CDR3 | ATYTGFGSLA V 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 【0479】

好ましい実施形態では、4-1 BB アゴニストは、BMS-663513 および 20H 4.9.h4a としても知られるモノクローナル抗体ウレルマブ、またはそれらの断片、誘導体、多様体、もしくはバイオシミラーである。ウレルマブは、Bristol-Myers Squibb, Inc. および Creative Biolabs, Inc. から入手可能である。ウレルマブは、免疫グロブリン G4-κ、抗 [ホモサピエンス TNFRSF9 (腫瘍壊死因子受容体スーパーファミリーメンバー 9、4-1 BB、T 細胞抗原 ILA、CD137)]、ホモサピエンス (完全ヒト) モノクローナル抗体である。ウレルマブのアミノ酸配列を表 EE に示す。ウレルマブは、298 位 (および 298'') にお

けるN-グリコシル化部位；22-95位（ $V_H-V_L$ ）、148-204位（ $C_H1-C_L$ ）、262-322位（ $C_H2$ ）、および368-426位（ $C_H3$ ）（22'-95'、148'-204'、262'-322'、および368'-426'位）における重鎖鎖内ジスルフィド架橋；23'-88'位（ $V_H-V_L$ ）および136'-196'位（ $C_H1-C_L$ ）（23'-88'および136'-196'位）における軽鎖鎖内ジスルフィド架橋；ならびに135-216'および135'-216'位における鎖間重鎖-軽鎖ジスルフィド架橋を含む。ウレルマブならびにその多様体および断片の調製および特性は、米国特許第7,288,638号および第8,962,804号に記載されており、それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。ウレルマブの前臨床および臨床特徴は、Segal, et al., Clin. Cancer Res. 2016に記載されており、<http://dx.doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-16-1272>において入手可能である。様々な血液学および固形腫瘍の適応症におけるウレルマブの現在の臨床試験には、アメリカ国立衛生研究所のclinicaltrials.gov識別子NCT01775631、NCT02110082、NCT02253992、およびNCT01471210が含まれる。

#### 【0480】

実施形態では、4-1BBアゴニストは、配列番号21によって与えられる重鎖および配列番号22によって与えられる軽鎖を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、それぞれ、配列番号21および配列番号22に示される配列を有する重鎖および軽鎖、またはそれらの抗原結合断片、Fab断片、一本鎖可変断片（scFv）、多様体、もしくはコンジュゲートを含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号21および配列番号22に示される配列と少なくとも99%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号21および配列番号22に示される配列と少なくとも98%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号21および配列番号22に示される配列と少なくとも97%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号21および配列番号22に示される配列と少なくとも96%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号21および配列番号22に示される配列と少なくとも95%同一である重鎖および軽鎖を含む。

#### 【0481】

実施形態では、4-1BBアゴニストは、ウレルマブの重鎖および軽鎖CDRまたは可変領域（VR）を含む。実施形態では、4-1BBアゴニスト重鎖可変領域（ $V_H$ ）は、配列番号23に示される配列を含み、4-1BBアゴニスト軽鎖可変領域（ $V_L$ ）は、配列番号24に示される配列、およびその保存的アミノ酸置換を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号23および配列番号24に示される配列と少なくとも99%同一である $V_H$ および $V_L$ 領域を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号23および配列番号24に示される配列と少なくとも98%同一である $V_H$ および $V_L$ 領域を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号23および配列番号24に示される配列と少なくとも97%同一である $V_H$ および $V_L$ 領域を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号23および配列番号24に示される配列と少なくとも96%同一である $V_H$ および $V_L$ 領域を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号23および配列番号24に示される配列と少なくとも95%同一である $V_H$ および $V_L$ 領域を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、配列番号23および配列番号24に示される配列と少なくとも99%同一である $V_H$ および $V_L$ 領域を含む、scFv抗体を含む。

#### 【0482】

実施形態では、4-1BBアゴニストは、それぞれ、配列番号25、配列番号26、お

よび配列番号 27 に示される配列を有する重鎖 CDR1、CDR2、および CDR3 ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、それぞれ、配列番号 28、配列番号 29、および配列番号 30 に示される配列を有する軽鎖 CDR1、CDR2、および CDR3 ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、を含む。

【0483】

実施形態では、4-1BB アゴニストは、ウレルマブに関して薬物規制当局によって承認された 4-1BB アゴニストのバイオシミラーモノクローナル抗体である。実施形態では、バイオシミラーモノクローナル抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品のアミノ酸配列に対して少なくとも 97% の配列同一性、例えば、97%、98%、99%、または 100% の配列同一性を有するアミノ酸配列を含み、参照医薬品または参照バイオ製品と比較して、1 つ以上の翻訳後修飾を含む、4-1BB 抗体を含み、参照医薬品または参照バイオ製品は、ウレルマブである。いくつかの実施形態では、1 つ以上の翻訳後修飾は、グリコシル化、酸化、脱アミド化、および切断のうちの 1 つ以上から選択される。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、認可された、または認可のために提出された 4-1BB アゴニスト抗体であり、4-1BB アゴニスト抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品の製剤とは異なる製剤で提供され、参照医薬品または参照バイオ製品は、ウレルマブである。4-1BB アゴニスト抗体は、米国 FDA および／または欧州連合の EMA などの薬物規制当局によって認可されている場合がある。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1 つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1 つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、ウレルマブである。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1 つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1 つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、ウレルマブである。

10

20

30

40

50

## 【表 8】

表 8：ウレルマブに関連する 4-1BB アゴニスト抗体のアミノ酸配列。

| 識別子                          | 配列（一文字アミノ酸記号） |            |            |            |            |             |     |
|------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----|
| 配列番号 21 ウ<br>レルマブの重鎖         | QVQLQQWGAG    | LLKPSETLSL | TCAVYGGSF  | GYWSWIRQS  | PEKGLEWIGE | INHGGYVTYN  | 60  |
|                              | PSLESRVTI     | VDTSKNQFSL | KLSSVTAADT | AVYYCARDYG | PGNYDWYFDL | WGRGTLVTVS  | 120 |
|                              | SASTKGPSVF    | PLAPCSRSTS | ESTAALGCLV | KDYFPEPVT  | SWNSGALTSG | VHTFPAVLQS  | 180 |
|                              | SGLYSLSSVV    | TVPSSSLGTK | TYTCNVDPK  | SNTKVDKRV  | SKYGPPCPCP | PAPEFLGGPS  | 240 |
|                              | VFLFPPKPKD    | TLMISRTPEV | TCVVVDVSQ  | DPEVQFNWY  | DGVEVHNAKT | KPREEQFNST  | 300 |
|                              | YRVVSVLTVL    | HQDWLNGKEY | KCKVSNKGLP | SSIEKTISKA | KGQPREPQVY | TLPPSQEEMT  | 360 |
|                              | KNQVSLTCLV    | KGFYPSDIAV | EWESNGQPEN | NYKTTTPVLD | SDGSFFLYSR | LTVDKSRWQE  | 420 |
|                              | GNVFSQSVMH    | EALHNHYTQK | SLSLSLGK   |            |            |             | 448 |
|                              | EIVLTQSPAT    | LSLSPGERAT | LSCRASQSVS | SYLAWYQQKP | GQAPRLLIYD | ASNRATGIPA  | 60  |
|                              | RFSGSGSGTD    | FTLTISSELP | EDFAVYQCQ  | RSNWPPALTF | CGGTKVEIKR | TVAAPSVEFIF | 120 |
| 配列番号 22 ウ<br>レルマブの軽鎖         | PPSDEQLKSG    | TASVVCLLNN | FYPREAKVQW | KVDNALQSGN | SQESVTEQDS | KDSTYSLSST  | 180 |
|                              | LTLSKADYEK    | HKVYACEVTH | QGLSSPVTKS | FNRGEC     |            |             | 216 |
|                              | MKHLWFFLL     | VAAPRWVLSQ | VQLQQWGAGL | LKPSETLSLT | CAVYGGSFSG | YYWSWIRQSP  | 60  |
| 配列番号 23 ウ<br>レルマブの可変<br>重鎖   | EKGLEWIGE     | NHGGYVTYNP | SLESRTISV  | DTSKNQFSLK | LSSVTAADTA | VYYCARDYGP  | 120 |
|                              | MEAPAQQLFL    | LLWLDPDTTG | EIVLTQSPAT | LSLSPGERAT | LSCRASQSVS | SYLAWYQQKP  | 60  |
| 配列番号 24 ウ<br>レルマブの可変<br>軽鎖   | GQAPRLLIYD    | ASNRATGIPA | RFSGSGSGTD | FTLTISSELP | EDFAVYQCQ  |             | 110 |
|                              | GYYS          |            |            |            |            |             | 5   |
| 配列番号 25 ウ<br>レルマブの重鎖<br>CDR1 |               |            |            |            |            |             |     |
|                              | EINHGGYVTY    | NPSLES     |            |            |            |             | 16  |
| 配列番号 26 ウ<br>レルマブの重鎖<br>CDR2 |               |            |            |            |            |             |     |
|                              | DYGPNGYDWY    | FDL        |            |            |            |             | 13  |
| 配列番号 27 ウ<br>レルマブの重鎖<br>CDR3 |               |            |            |            |            |             |     |
|                              | RASQSVSSYL    | A          |            |            |            |             | 11  |
| 配列番号 28 ウ<br>レルマブの軽鎖<br>CDR1 |               |            |            |            |            |             |     |
|                              | DASNRAT       |            |            |            |            |             | 7   |
| 配列番号 29 ウ<br>レルマブの軽鎖<br>CDR2 |               |            |            |            |            |             |     |
|                              | QQRSDWPPAL    | T          |            |            |            |             | 11  |
| 配列番号 30 ウ<br>レルマブの軽鎖<br>CDR3 |               |            |            |            |            |             |     |
|                              |               |            |            |            |            |             |     |

## 【0484】

実施形態では、4-1BB アゴニストは、1D8、3E1or、4B4 (BioLegend 309809)、H4-1BB-M127 (BD Pharmingen 552532)、BBK2 (Thermo Fisher MS621PABX)、145501 (Leinco Technologies B591)、ATCC 番号 HB-11248 として寄託された細胞株によって産生され、米国特許第 6,974,863 号に開示される抗体、5F4 (BioLegend 311503)、C65-485 (BD Pharmingen 559446)、米国特許出願公開第 US 2005/0095244 号に開示される抗体、米国特許第 7,288,638 号に開示される抗体（例えば、20H4.9-IgG1 (BMS-663031)）、米国特許第 6,887,673 号に開示

される抗体（例えば、4 E 9もしくはBMS-554271）、米国特許第7,214,493号に開示される抗体、米国特許第6,303,121号に開示される抗体、米国特許第6,569,997号に開示される抗体、米国特許第6,905,685号に開示される抗体（例えば、4 E 9もしくはBMS-554271）、米国特許第6,362,325号に開示される抗体（例えば、1 D 8もしくはBMS-469492、3 H 3もしくはBMS-469497、または3 E l）、米国特許第6,974,863号に開示される抗体（例えば、53A2）、米国特許第6,210,669号に開示される抗体（例えば、1 D 8、3 B 8、もしくは3 E l）、米国特許第5,928,893号に開示される抗体、米国特許第6,303,121号に開示される抗体、米国特許第6,569,997号に開示される抗体、国際特許出願公開第WO2012/177788号、同第WO2015/119923号、および同第WO2010/042433号に開示される抗体、ならびにそれらの断片、誘導体、コンジュゲート、多様体、またはバイオシミラーからなる群から選択され、前述の特許または特許出願公開の各々の開示は、参照により本明細書に組み込まれる。

10

#### 【0485】

実施形態では、4-1BBアゴニストは、国際特許出願公開第WO2008/025516A1号、同第WO2009/007120A1号、同第WO2010/003766A1号、同第WO2010/010051A1号、および同第WO2010/078966A1号；米国特許出願公開第US2011/0027218A1号、同第US2015/0126709A1号、同第US2011/0111494A1号、同第US2015/0110734A1号、および同第US2015/0126710A1号；ならびに米国特許第9,359,420号、同第9,340,599号、同第8,921,519号、および同第8,450,460号に記載される4-1BBアゴニスト融合タンパク質であり、それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。

20

#### 【0486】

実施形態では、4-1BBアゴニストは、構造I-A（C末端Fc抗体断片融合タンパク質）もしくは構造I-B（N末端Fc抗体断片融合タンパク質）に示されるような4-1BBアゴニスト融合タンパク質、またはそれらの断片、誘導体、コンジュゲート、多様体、もしくはバイオシミラーである（図50を参照）。構造I-AおよびI-Bにおいて、円筒は、個々のポリペプチド結合ドメインを指す。構造I-AおよびI-Bは、例えば、4-1BBLまたは4-1BBに結合する抗体から誘導される3つの線形に結合したTNFRSF結合ドメインを含み、これらを折り畳んで三価タンパク質を形成し、次いでこれをIgG1-Fc（CH3およびCH2ドメインを含む）によって第2の三価タンパク質に結合させ、次いでこれを使用して、三価タンパク質のうちの2つをジスルフィド結合（小さい長楕円）によって一緒に結合し、構造を安定化し、6つの受容体およびシグナル伝達タンパク質の細胞内シグナル伝達ドメインを一緒にして、シグナル伝達複合体を形成することができるアゴニストを提供する。円筒として示されるTNFRSF結合ドメインは、例えば、親水性残基および柔軟性のためのGlyおよびSer配列、ならびに溶解性のためのGluおよびLysを含み得るリンカーによって接続されたVHおよびVL鎖を含む、scFvドメインであり得る。de Marco, Microbial Cell Factories, 2011, 10, 44、Ahmad, et al., Clin. & Dev. Immunol. 2012, 980250、Monnier, et al., Antibodies, 2013, 2, 193-208、または本明細書の他の場所に組み込まれている参照文献に記載されるものなどの任意のscFvドメイン設計を使用することができる。この形態の融合タンパク質構造は、米国特許第9,359,420号、第9,340,599号、第8,921,519号、および第8,450,460号に記載されており、それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。

30

40

#### 【0487】

構造I-Aの他のポリペプチドドメインのアミノ酸配列を表GGに示す。Fcドメインは、好ましくは、完全な定常ドメイン（配列番号31のアミノ酸17~230）、完全な

50



ヒンジドメイン（配列番号 31 のアミノ酸 1～16）、またはヒンジドメインの部分（例えば、配列番号 31 のアミノ酸 4～16）を含む。C 末端 Fc 抗体を接続するための好ましいリンカーは、追加のポリペプチドの融合に適したリンカーを含む、配列番号 32～配列番号 41 に示される実施形態から選択され得る。

【表 9】

表 9：C 末端 Fc 抗体断片融合タンパク質設計（構造 I-A）を有する、4-1BB 融合タンパク質を含む TNFRSF 融合タンパク質のアミノ酸配列。

| 識別子                | 配列（一文字アミノ酸記号）                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 配列番号 31 Fc<br>ドメイン | KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMIS RTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW<br>YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS<br>KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTLC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV<br>LDS DGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK | 60<br>120<br>180<br>230 |
| 配列番号 32 リ<br>ンカー   | GGPGSSKSCD KTHTCPPCPA PE                                                                                                                                                                                                                                                 | 22                      |
| 配列番号 33 リ<br>ンカー   | GGSGSSKSCD KTHTCPPCPA PE                                                                                                                                                                                                                                                 | 22                      |
| 配列番号 34 リ<br>ンカー   | GGPGSSSSSS SKSCDKTHTC PPCAPE                                                                                                                                                                                                                                             | 27                      |
| 配列番号 35 リ<br>ンカー   | GGSGSSSSSS SKSCDKTHTC PPCAPE                                                                                                                                                                                                                                             | 27                      |
| 配列番号 36 リ<br>ンカー   | GGPGSSSSSS SSSKSCDKTH TCPPCAPE                                                                                                                                                                                                                                           | 29                      |
| 配列番号 37 リ<br>ンカー   | GGSGSSSSSS SSSKSCDKTH TCPPCAPE                                                                                                                                                                                                                                           | 29                      |
| 配列番号 38 リ<br>ンカー   | GGPGSSSGSGS SDKTHTCPPC PAPE                                                                                                                                                                                                                                              | 24                      |
| 配列番号 39 リ<br>ンカー   | GGPGSSSGSGS DKTHTCPPCP APE                                                                                                                                                                                                                                               | 23                      |
| 配列番号 40 リ<br>ンカー   | GGPSSSGSDK THTCPPCPAP E                                                                                                                                                                                                                                                  | 21                      |
| 配列番号 41 リ<br>ンカー   | GGSSSSSSSS GSDKTHTCPP CPAPE                                                                                                                                                                                                                                              | 25                      |

【0488】

構造 I-B の他のポリペプチドドメインのアミノ酸配列を表 H H に示す。Fc 抗体断片が、構造 I-B のように TNFRSF 融合タンパク質の N 末端に融合される場合、Fc モジュールの配列は、好ましくは、配列番号 42 に示されるものであり、リンカー配列は、好ましくは、配列番号 43～配列番号 45 に示されるそれらの実施形態から選択される。

10

20

30

40

50

## 【表 10】

表 10：N末端Fc抗体断片融合タンパク質設計（構造I-B）を有する、4-1BB融合タンパク質を含むTNFRSF融合タンパク質のアミノ酸配列。

| 識別子                | 配列（一文字アミノ酸記号）                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配列番号 42 Fc<br>ドメイン | METDTLLLV LLLWVPAGNG DKHTCTPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT 60<br>CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK 120<br>CKVSNKALPA PIEKTISKAK GPREPOVYT LPPSREEMTK NOVSLTCLVK GFYPSDIAVE 180<br>WESNGQPENN YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVME ALHNHYTQKS 240<br>LSLSPG 246 |
| 配列番号 43 リンカー       | SGSGSGSGSG S 11                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 配列番号 44 リンカー       | SSSSSSSGSGS GS 12                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 配列番号 45 リンカー       | SSSSSSSGSGS GSGSGS 16                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 【0489】

実施形態では、構造I-AまたはI-Bによる4-1BBアゴニスト融合タンパク質は、ウトミルマブの可変重鎖および可変軽鎖、ウレルマブの可変重鎖および可変軽鎖、ウトミルマブの可変重鎖および可変軽鎖、表GGに記載の可変重鎖および可変軽鎖から選択される可変重鎖および可変軽鎖、前述の可変重鎖および可変軽鎖の任意の組み合わせ、ならびにそれらの断片、誘導体、コンジュゲート、多様体、およびバイオシミラーからなる群から選択される1つ以上の4-1BB結合ドメインを含む。

## 【0490】

実施形態では、構造I-AまたはI-Bによる4-1BBアゴニスト融合タンパク質は、4-1BB L配列を含む1つ以上の4-1BB結合ドメインを含む。実施形態では、構造I-AまたはI-Bによる4-1BBアゴニスト融合タンパク質は、配列番号46による配列を含む1つ以上の4-1BB結合ドメインを含む。実施形態では、構造I-AまたはI-Bによる4-1BBアゴニスト融合タンパク質は、可溶性4-1BB L配列を含む1つ以上の4-1BB結合ドメインを含む。実施形態では、構造I-AまたはI-Bによる4-1BBアゴニスト融合タンパク質は、配列番号47による配列を含む1つ以上の4-1BB結合ドメインを含む。

## 【0491】

実施形態では、構造I-AまたはI-Bによる4-1BBアゴニスト融合タンパク質は、各々が、それぞれ、配列番号13および配列番号14に示される配列と少なくとも95%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含むscFvドメインである1つ以上の4-1BB結合ドメインを含み、V<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>ドメインは、リンカーによって接続されている。実施形態では、構造I-AまたはI-Bによる4-1BBアゴニスト融合タンパク質は、各々が、それぞれ、配列番号23および配列番号24に示される配列と少なくとも95%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含むscFvドメインである1つ以上の4-1BB結合ドメインを含み、V<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>ドメインは、リンカーによって接続されている。実施形態では、構造I-AまたはI-Bによる4-1BBアゴニスト融合タンパク質は、各々が表11に示されるV<sub>H</sub>およびV<sub>H</sub>配列と少なくとも95%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含むscFvドメインである1つ以上の4-1BB結合ドメインを含み、V<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>ドメインが、リンカーによって接続されている。

10

20

30

40

50

【表 1 1】

表 1 1：融合タンパク質の 4-1BB 結合ドメインとしてまたは s c F v 4-1BB アゴニスト抗体として有用な追加のポリペプチドドメイン。

| 識別子                                  | 配列（一文字アミノ酸記号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配列番号 46<br>4-1BBL                    | MEYASDASLD PEAPWPPAPR ARACRVLPWA LVAGLLLLLL LAAACAVFLA CPWAVSGARA 60<br>SPGSAASPRL REGPELSPDD PAGLLDLRQG MFAQLVAQNV LLIDGPLSWY SDPGLAGVSL 120<br>TGGLSYKEDT KELVVAKAGV YYVFFQLELR RVVAGEGSGS VSLALHLQPL RSAAGAAALA 180<br>LTVDLPPASS EARNSAFGFQ GRLLHLSAGQ RLGVLHTEA RARHAWQLTQ GATVLGLFRV 240<br>TPEIPAGLPS PRSE 254 |
| 配列番号 47<br>4-1BBL 可溶性ド<br>メイン        | LRQGMFAQLV AQNVLLIDGP LSWYSDPGLA GVSLTGGLSY KEDTKELVVA KAGVYVFFQ 60<br>LELRVVVAGE GSGSVSLALH LQPLRSAAGA AALALTVDLP PASSEARNSA FGFQGRLLHL 120<br>SAGQRLGVHL HTEARARHAW QLTQGATVLG LFRVTPEIPA GLPSRSE 168                                                                                                               |
| 配列番号 48 4B4-<br>1-1 バージョン 1<br>の可変重鎖 | QVQLQQPGAE LVKPGASVKL SCKASGYTFS SYWMHWVKQR PGQVLEWIGE INPGNGHTNY 60<br>NEKFKSKATL TVDKSSSTAY MQLSSLTSED SAVYYCARSF TTARGFAYWG QGTLVTVS 118                                                                                                                                                                           |
| 配列番号 49 4B4-<br>1-1 バージョン 1<br>の可変軽鎖 | DIVMTQSPAT QSVTPGDRVS LSCRASQTIS DYLHWYQKKS HESPRLLIKY ASQSIGSIPS 60<br>RFGSGSGSD FTLINSVPEP EDVGVYVCQD GHSFPPTFGG GTKLEIK 107                                                                                                                                                                                        |
| 配列番号 50 4B4-<br>1-1 バージョン 2<br>の可変重鎖 | QVQLQQPGAE LVKPGASVKL SCKASGYTFS SYWMHWVKQR PGQVLEWIGE INPGNGHTNY 60<br>NEKFKSKATL TVDKSSSTAY MQLSSLTSED SAVYYCARSF TTARGFAYWG QGTLVTVSA 119                                                                                                                                                                          |
| 配列番号 51 4B4-<br>1-1 バージョン 2<br>の可変軽鎖 | DIVMTQSPAT QSVTPGDRVS LSCRASQTIS DYLHWYQKKS HESPRLLIKY ASQSIGSIPS 60<br>RFGSGSGSD FTLINSVPEP EDVGVYVCQD GHSFPPTFGG GTKLEIKR 108                                                                                                                                                                                       |
| 配列番号 52<br>H39E3-2 の可変<br>重鎖         | MDWTWRILFL VAAATGAHSE VQLVESGGGL VQPGGSLRLS CAASGFTFSD YWMSWVRQAP 60<br>GKGLEWVADI KNDGSYTNYA PSLTNRFTIS RDNANKSLYL QMNSLRAEDT AVYYCARELT 120                                                                                                                                                                         |
| 配列番号 53<br>H39E3-2 の可変<br>軽鎖         | MEAPAQLLFL LLLWLPDTTG DIVMTQSPDS LAVSLGERAT INCKSSQSLI SSGNQKNYL 60<br>WYQQKPGQPP KLLIYYASTR QSGVPDRFSG SGSGTDFTLT ISSIQAEDVA 110                                                                                                                                                                                     |

## 【0 4 9 2】

実施形態では、4-1BB アゴニストは、(i) 第1の可溶性 4-1BB 結合ドメイン、(ii) 第1のペプチドリンカー、(iii) 第2の可溶性 4-1BB 結合ドメイン、(iv) 第2のペプチドリンカー、および (v) 第3の可溶性 4-1BB 結合ドメインを含む 4-1BB アゴニスト一本鎖融合ポリペプチドであり、N 末端および／または C 末端に追加のドメインをさらに含み、追加のドメインは、Fab または Fc 断片ドメインである。実施形態では、4-1BB アゴニストは、(i) 第1の可溶性 4-1BB 結合ドメイン、(ii) 第1のペプチドリンカー、(iii) 第2の可溶性 4-1BB 結合ドメイン、(iv) 第2のペプチドリンカー、および (v) 第3の可溶性 4-1BB 結合ドメインを含む 4-1BB アゴニスト一本鎖融合ポリペプチドであり、N 末端および／または C 末端に追加のドメインをさらに含み、追加のドメインは、Fab または Fc 断片ドメインであり、可溶性 4-1BB ドメインの各々が、茎領域（三量体化に寄与し、細胞膜まで一定の距離を提供するが、4-1BB 結合ドメインの一部ではない）を欠き、第1および第2のペプチドリンカーは、独立して、3～8 アミノ酸の長さを有する。

## 【0 4 9 3】

実施形態では、4-1BB アゴニストは、(i) 第1の可溶性腫瘍壊死因子 (TNF)

スーパーファミリーサイトカインドメイン、(i i) 第1のペプチドリンカー、(i i i) 第2の可溶性TNFスーパーファミリーサイトカインドメイン、(i v) 第2のペプチドリンカー、および(v) 第3の可溶性TNFスーパーファミリーサイトカインドメインを含む4-1BBアゴニスト一本鎖融合ポリペプチドであり、可溶性TNFスーパーファミリーサイトカインドメインの各々は、茎領域を欠き、第1および第2のペプチドリンカーは、独立して、3~8アミノ酸の長さであり、各TNFスーパーファミリーサイトカインドメインは、4-1BB結合ドメインである。

【0494】

実施形態では、4-1BBアゴニストは、前述のV<sub>L</sub>ドメインのうちのいずれかに結合された前述のV<sub>H</sub>ドメインのうちのいずれかを含む、4-1BBアゴニストs c F v抗体である。

10

【0495】

実施形態では、4-1BBアゴニストは、BPS Bioscience (San Diego, CA, USA) から市販されているBPS Bioscience 4-1BBアゴニスト抗体カタログ番号79097-2である。実施形態では、4-1BBアゴニストは、Creative Biolabs (Shirley, NY, USA) から市販されているCreative Biolabs 4-1BBアゴニスト抗体カタログ番号MOM-18179である。

【0496】

### 3. OX40 (CD134) アゴニスト

20

実施形態では、TNFRSFアゴニストは、OX40 (CD134) アゴニストである。OX40アゴニストは、当該技術分野で知られている任意のOX40結合分子であり得る。OX40結合分子は、ヒトまたは哺乳動物のOX40に結合することができるモノクローナル抗体または融合タンパク質であり得る。OX40アゴニストまたはOX40結合分子は、任意のアイソタイプ（例えば、IgG、IgE、IgM、IgD、IgA、およびIgY）、クラス（例えば、IgG1、IgG2、IgG3、IgG4、IgA1、およびIgA2）、またはサブクラスの免疫グロブリン分子の免疫グロブリン重鎖を含み得る。OX40アゴニストまたはOX40結合分子は、重鎖および軽鎖の両方を有し得る。本明細書で使用される場合、結合分子という用語はまた、抗体（完全長抗体を含む）、モノクローナル抗体（完全長モノクローナル抗体を含む）、ポリクローナル抗体、多重特異性抗体（例えば、二重特異性抗体）、ヒト、ヒト化またはキメラ抗体、および抗体断片、例えば、Fab断片、F(ab')断片、Fab発現ライブラリーによって産生された断片、上記のうちのいずれかのエピトープ結合断片、ならびにOX40に結合する操作された形態の抗体、例えば、s c F v分子を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、完全なヒト抗体である抗原結合タンパク質である。実施形態では、OX40アゴニストは、ヒト化抗体である抗原結合タンパク質である。いくつかの実施形態では、ここで開示される方法および組成物において使用するためのOX40アゴニストには、抗OX40抗体、ヒト抗OX40抗体、マウス抗OX40抗体、哺乳動物抗OX40抗体、モノクローナル抗OX40抗体、ポリクローナル抗OX40抗体、キメラ抗OX40抗体、抗OX40アドネクチン、抗OX40ドメイン抗体、一本鎖抗OX40断片、重鎖抗OX40断片、軽鎖抗OX40断片、抗OX40融合タンパク質、およびそれらの断片、誘導体、コンジュゲート、多様体、またはバイオシミラーが含まれる。好ましい実施形態では、OX40アゴニストは、アゴニスト、抗OX40ヒト化、または完全ヒトモノクローナル抗体（すなわち、単一の細胞株に由来する抗体）である。

30

40

【0497】

好ましい実施形態では、OX40アゴニストまたはOX40結合分子はまた、融合タンパク質であり得る。OX40Lに融合されたFcドメインを含むOX40融合タンパク質は、例えば、Sadun, et al., J. Immunother. 2009, 182, 1481-89に記載されている。好ましい実施形態では、三量体または六量体OX40アゴニスト（3つまたは6つのリガンド結合ドメインを有する）などの多量体OX40

50

アゴニストは、典型的に2つのリガンド結合ドメインを有するアゴニストモノクローナル抗体と比較して、優れた受容体（OX40L）クラスター化および内部細胞シグナル伝達複合体形成を誘導し得る。3つのTNFRSF結合ドメインおよびIgG1-Fcを含み、任意にこれらの融合タンパク質のうちの2つ以上をさらに結合する三量体（三価）または六量体（もしくは六価）またはそれ以上の融合タンパク質は、例えば、Gieffers, et al., Mol. Cancer Therapeutics 2013, 12, 2735-47に記載されている。

【0498】

アゴニストOX40抗体および融合タンパク質は、強い免疫応答を誘導することが知られている。Curti, et al., Cancer Res. 2013, 73, 7189-98。好ましい実施形態では、OX40アゴニストは、毒性を低減するのに十分な方法でOX40抗原に特異的に結合するモノクローナル抗体または融合タンパク質である。いくつかの実施形態では、OX40アゴニストは、抗体依存性細胞毒性（ADCC）、例えば、NK細胞細胞傷害を無効にするアゴニストOX40モノクローナル抗体または融合タンパク質である。いくつかの実施形態では、OX40アゴニストは、抗体依存性細胞食作用（ADCP）を無効にするアゴニストOX40モノクローナル抗体または融合タンパク質である。いくつかの実施形態では、OX40アゴニストは、補体依存性細胞傷害（CDC）を無効にするアゴニストOX40モノクローナル抗体または融合タンパク質である。いくつかの実施形態では、OX40アゴニストは、Fc領域機能性を無効にするアゴニストOX40モノクローナル抗体または融合タンパク質である。

【0499】

いくつかの実施形態では、OX40アゴニストは、ヒトOX40（配列番号54）に高い親和性およびアゴニスト活性で結合することを特徴とする。実施形態では、OX40アゴニストは、ヒトOX40（配列番号54）に結合する結合分子である。実施形態では、OX40アゴニストは、マウスOX40（配列番号55）に結合する結合分子である。OX40アゴニストまたは結合分子が結合するOX40抗原のアミノ酸配列を表12に要約する。

【表12】

表12：OX40抗原のアミノ酸配列。

| 識別子                             | 配列（一文字アミノ酸記号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配列番号 54<br>ヒト OX40<br>(ホモサピエンス) | MCVGARRLGR GPCAAALLLG LGLSTVTGLH CVGDTYPSND RCCHECRPGN GMVSRCSRSQ 60<br>NTVCRPCGPG FYNDVVS SKP CKPCTWCNLR SGSEKQLCT ATQDTVCRCR AGTQPLDSYK 120<br>PGVDCAPCPP GHFSPGDNQA CKPWTNCTLA GKHTLQPASN SSDAICEDRD PPATQPQETQ 180<br>GPPARPITVQ PTEAWPRTSQ GPSTRPVEVP GGRAVAAILG LGLVLGLLGP LAILLALYLL 240<br>RRDQRLPPDA HKPPGGGSFR TPIQEEQADA HSTLAKI 277 |
| 配列番号 55<br>マウス OX40<br>(ハツカネズミ) | MYVWVQOPTA LLLLGLTLGV TARRLNCVKH TYP SGHKCCR ECQPGHGMVS RCDHTRDTLC 60<br>HPCETGFYNE AVNYDTCKQC TQCNHRSGSE LKQNCPTPTQD TVCRCRPGTQ PRQDSGYKLG 120<br>VDCVPCPPGH FSPGNNQACK PWTNCTLSGK QTRHPASDSL DAVCEDRSL ATLLWETQRP 180<br>TFRPTTVQST TVWPRTSELP SPPTLVTPPEG PAFAVLLGLG LGLLAPLTVL LALYLLRKAW 240<br>RLPNTPKPCW GNSFRTPIQE EHTDAHFTLA KI 272    |

【0500】

いくつかの実施形態では、記載される組成物、プロセス、および方法は、ヒトもしくはマウスOX40に約100 pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約90 pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約80 pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約70 pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約60 pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約50 pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約40 pM以下の $K_D$ で結合する、またはヒトもしくはマウスOX40に約30 pM以下の $K_D$ で結合する、OX40アゴニストを含む。

## 【0501】

いくつかの実施形態では、記載される組成物、プロセス、および方法は、ヒトもしくはマウスOX40に約 $7.5 \times 10^5 \text{ l/M} \cdot \text{s}$ 以上の $k_{\text{assoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約 $7.5 \times 10^5 \text{ l/M} \cdot \text{s}$ 以上の $k_{\text{assoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約 $8 \times 10^5 \text{ l/M} \cdot \text{s}$ 以上の $k_{\text{assoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約 $8.5 \times 10^5 \text{ l/M} \cdot \text{s}$ 以上の $k_{\text{assoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約 $9 \times 10^5 \text{ l/M} \cdot \text{s}$ 以上の $k_{\text{assoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約 $9.5 \times 10^5 \text{ l/M} \cdot \text{s}$ 以上の $k_{\text{assoc}}$ で結合する、またはヒトもしくはマウスOX40に約 $1 \times 10^6 \text{ l/M} \cdot \text{s}$ 以上の $k_{\text{assoc}}$ で結合する、OX40アゴニストを含む。

10

## 【0502】

いくつかの実施形態では、記載される組成物、プロセス、および方法は、ヒトもしくはマウスOX40に約 $2 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約 $2.1 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約 $2.2 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約 $2.3 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約 $2.4 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約 $2.5 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約 $2.6 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約 $2.7 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約 $2.8 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約 $2.9 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、またはヒトもしくはマウスOX40に約 $3 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、OX40アゴニストを含む。

20

## 【0503】

いくつかの実施形態では、記載される組成物、プロセス、および方法は、ヒトもしくはマウスOX40に約 $10 \text{ nM}$ 以下の $\text{IC}_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約 $9 \text{ nM}$ 以下の $\text{IC}_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約 $8 \text{ nM}$ 以下の $\text{IC}_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約 $7 \text{ nM}$ 以下の $\text{IC}_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約 $6 \text{ nM}$ 以下の $\text{IC}_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約 $5 \text{ nM}$ 以下の $\text{IC}_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約 $4 \text{ nM}$ 以下の $\text{IC}_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約 $3 \text{ nM}$ 以下の $\text{IC}_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約 $2 \text{ nM}$ 以下の $\text{IC}_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約 $1 \text{ nM}$ 以下の $\text{IC}_{50}$ で結合する、OX40アゴニストを含む。

30

## 【0504】

いくつかの実施形態では、OX40アゴニストは、MED10562またはMED10562としても知られるタボリキシズマブである。タボリキシズマブは、AstraZeneca, Inc.の子会社であるMedImmuneから入手可能である。タボリキシズマブは、免疫グロブリンG1- $\kappa$ 、抗[ホモサピエンズTNFRSF4（腫瘍壊死因子受容体（TNFR）スーパーファミリーメンバー4、OX40、CD134）]、ヒト化およびキメラモノクローナル抗体である。タボリキシズマブのアミノ酸配列を表KKに示す。タボリキシズマブは、301および301'位における、フコシル化複合体二分性CHO型グリカンを含むN-グリコシル化部位；22-95位（ $V_H-V_L$ ）、148-204位（ $C_H1-C_L$ ）、265-325位（ $C_H2$ ）、および371-429位（ $C_H3$ ）（22'-95'、148'-204'、265'-325'、および371'-429'位）における重鎖鎖内ジスルフィド架橋；23'-88'位（ $V_H-V_L$ ）および134'-194'位（ $C_H1-C_L$ ）（23'-88'および134'-194'位）における軽鎖鎖内ジスルフィド架橋；ならびに224-214'および224'-214'位における鎖間重鎖-軽鎖ジスルフィド架橋を含む。様々な固形腫瘍の適応症におけるタボリキシズマブの現在の臨床試験には、アメ

40

50

リカ国立衛生研究所の `clinicaltrials.gov` 識別子 `NCT02318394` および `NCT02705482` が含まれる。

#### 【0505】

実施形態では、OX40 アゴニストは、配列番号 56 によって与えられる重鎖および配列番号 57 によって与えられる軽鎖を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、それぞれ、配列番号 56 および配列番号 57 に示される配列を有する重鎖および軽鎖、またはそれらの抗原結合断片、Fab 断片、一本鎖可変断片 (scFv)、多様体、もしくはコンジュゲートを含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 56 および配列番号 57 に示される配列と少なくとも 99% 同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 56 および配列番号 57 に示される配列と少なくとも 98% 同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 56 および配列番号 57 に示される配列と少なくとも 97% 同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 56 および配列番号 57 に示される配列と少なくとも 96% 同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 56 および配列番号 57 に示される配列と少なくとも 95% 同一である重鎖および軽鎖を含む。

10

#### 【0506】

実施形態では、OX40 アゴニストは、タポリキシズマブの重鎖および軽鎖 CDR または可変領域 (VR) を含む。実施形態では、OX40 アゴニスト重鎖可変領域 (V<sub>H</sub>) は、配列番号 58 に示される配列を含み、OX40 アゴニスト軽鎖可変領域 (V<sub>L</sub>) は、配列番号 59 に示される配列、およびその保存的アミノ酸置換を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 58 および配列番号 59 に示される配列と少なくとも 99% 同一である V<sub>H</sub> および V<sub>L</sub> 領域を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 58 および配列番号 59 に示される配列と少なくとも 98% 同一である V<sub>H</sub> および V<sub>L</sub> 領域を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 58 および配列番号 59 に示される配列と少なくとも 97% 同一である V<sub>H</sub> および V<sub>L</sub> 領域を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 58 および配列番号 59 に示される配列と少なくとも 96% 同一である V<sub>H</sub> および V<sub>L</sub> 領域を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 58 および配列番号 59 に示される配列と少なくとも 95% 同一である V<sub>H</sub> および V<sub>L</sub> 領域を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、配列番号 58 および配列番号 59 に示される配列と少なくとも 99% 同一である V<sub>H</sub> および V<sub>L</sub> 領域を含む、scFv 抗体を含む。

20

30

#### 【0507】

実施形態では、OX40 アゴニストは、それぞれ、配列番号 60、配列番号 61、および配列番号 62 に示される配列を有する重鎖 CDR1、CDR2、および CDR3 ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、それぞれ、配列番号 63、配列番号 64、および配列番号 65 に示される配列を有する軽鎖 CDR1、CDR2、および CDR3 ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、を含む。

40

#### 【0508】

実施形態では、OX40 アゴニストは、タポリキシズマブに関して薬物規制当局によって承認された OX40 アゴニストのバイオシミラーモノクローナル抗体である。実施形態では、バイオシミラーモノクローナル抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品のアミノ酸配列に対して少なくとも 97% の配列同一性、例えば、97%、98%、99%、または 100% の配列同一性を有するアミノ酸配列を含み、参照医薬品または参照バイオ製品と比較して、1 つ以上の翻訳後修飾を含む、OX40 抗体を含み、参照医薬品または参照バイオ製品は、タポリキシズマブである。いくつかの実施形態では、1 つ以上の翻訳後修飾は、グリコシル化、酸化、脱アミド化、および切断のうちの 1 つ以上から選択される。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、認可された、または認可のために提出され

50

たOX40アゴニスト抗体であり、OX40アゴニスト抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品の製剤とは異なる製剤で提供され、参照医薬品または参照バイオ製品は、タボリキシズマブである。OX40アゴニスト抗体は、米国FDAおよび／または欧州連合のEMAなどの薬物規制当局によって認可されている場合がある。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、タボリキシズマブである。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、タボリキシズマブである。

10

20

30

40

50



## 【表 13】

表 13：タボリキシズマブに関連するOX40アゴニスト抗体のアミノ酸配列。

| 識別子                              | 配列（一文字アミノ酸記号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配列番号 56 タ<br>ポリキシズマブ<br>の重鎖      | QVQLQESGPG LVKPSQTLSTL TCAVYGGSFSS SGYWNWIRKH PGKGLEYIGY ISYNGITYHN 60<br>PSLKSRLTIN RDTSKNQYSL QLNSTVTPEDT AVYYCARYKY DYDGGHAMDY WGQGLTVTS 120<br>SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS 180<br>SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHPK SNTKVDKRVK PKSCDKHTC PPCAPELLG 240<br>GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY 300<br>NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRE 360<br>EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPPP VLDSDGSFLL YSKLTVDKSR 420<br>WQQGNVVFCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K 451 |
| 配列番号 57 タ<br>ポリキシズマブ<br>の軽鎖      | DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRASQDIS NYLNWYQQKP GKAPKLLIYY TSKLHSGVPS 60<br>RFGSGSGTD YTLTISSLQP EDFATYYCQK GSALPWTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP 120<br>SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWVK DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSSLT 180<br>LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 配列番号 58 タ<br>ポリキシズマブ<br>の重鎖可変領域  | QVQLQESGPG LVKPSQTLSTL TCAVYGGSFSS SGYWNWIRKH PGKGLEYIGY ISYNGITYHN 60<br>PSLKSRLTIN RDTSKNQYSL QLNSTVTPEDT AVYYCARYKY DYDGGHAMDY WGQGLTVT 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 配列番号 59 タ<br>ポリキシズマブ<br>の軽鎖可変領域  | DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRASQDIS NYLNWYQQKP GKAPKLLIYY TSKLHSGVPS 60<br>RFGSGSGTD YTLTISSLQP EDFATYYCQK GSALPWTFGQ GTKVEIKR 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 配列番号 60 タ<br>ポリキシズマブ<br>の重鎖 CDR1 | GSFSSGYWN 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 配列番号 61 タ<br>ポリキシズマブ<br>の重鎖 CDR2 | YIGYISYNGI TYH 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 配列番号 62 タ<br>ポリキシズマブ<br>の重鎖 CDR3 | RYKYDYDGGH AMDY 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 配列番号 63 タ<br>ポリキシズマブ<br>の軽鎖 CDR1 | QDISNYLN 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 配列番号 64 タ<br>ポリキシズマブ<br>の軽鎖 CDR2 | LLIYYTSKLH S 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 配列番号 65 タ<br>ポリキシズマブ<br>の軽鎖 CDR3 | QQGSALPW 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 【0509】

いくつかの実施形態では、OX40アゴニストは、Pfizer, Inc. から入手可能な完全ヒト抗体である11D4である。11D4の調製および特性は、米国特許第7,960,515号、同第8,236,930号、および同第9,028,824号に記載されており、それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。11D4のアミノ酸配列を表LLに示す。

## 【0510】

実施形態では、OX40アゴニストは、配列番号66によって与えられる重鎖および配列番号67によって与えられる軽鎖を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、それ

それ、配列番号 66 および配列番号 67 に示される配列を有する重鎖および軽鎖、またはそれらの抗原結合断片、Fab断片、一本鎖可変断片 (scFv)、多様体、もしくはコンジュゲートを含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 66 および配列番号 67 に示される配列と少なくとも 99% 同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 66 および配列番号 67 に示される配列と少なくとも 98% 同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 66 および配列番号 67 に示される配列と少なくとも 97% 同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 66 および配列番号 67 に示される配列と少なくとも 96% 同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 66 および配列番号 67 に示される配列と少なくとも 95% 同一である重鎖および軽鎖を含む。

#### 【0511】

実施形態では、OX40アゴニストは、11D4の重鎖および軽鎖CDRまたは可変領域 (VR) を含む。実施形態では、OX40アゴニスト重鎖可変領域 (VH) は、配列番号 68 に示される配列を含み、OX40アゴニスト軽鎖可変領域 (VL) は、配列番号 69 に示される配列、およびその保存的アミノ酸置換を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 68 および配列番号 69 に示される配列と少なくとも 99% 同一である VH および VL 領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 68 および配列番号 69 に示される配列と少なくとも 98% 同一である VH および VL 領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 68 および配列番号 69 に示される配列と少なくとも 97% 同一である VH および VL 領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 68 および配列番号 69 に示される配列と少なくとも 96% 同一である VH および VL 領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 68 および配列番号 69 に示される配列と少なくとも 95% 同一である VH および VL 領域を含む。

#### 【0512】

実施形態では、OX40アゴニストは、それぞれ、配列番号 70、配列番号 71、および配列番号 72 に示される配列を有する重鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、それぞれ、配列番号 73、配列番号 74、および配列番号 75 に示される配列を有する軽鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、を含む。

#### 【0513】

実施形態では、OX40アゴニストは、11D4に関して薬物規制当局によって承認されたOX40アゴニストのバイオシミラーモノクローナル抗体である。実施形態では、バイオシミラーモノクローナル抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品のアミノ酸配列に対して少なくとも 97% の配列同一性、例えば、97%、98%、99%、または 100% の配列同一性を有するアミノ酸配列を含み、参照医薬品または参照バイオ製品と比較して、1つ以上の翻訳後修飾を含む、OX40抗体を含み、参照医薬品または参照バイオ製品は、11D4である。いくつかの実施形態では、1つ以上の翻訳後修飾は、グリコシル化、酸化、脱アミド化、および切断のうちの1つ以上から選択される。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、認可された、または認可のために提出されたOX40アゴニスト抗体であり、OX40アゴニスト抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品の製剤とは異なる製剤で提供され、参照医薬品または参照バイオ製品は、11D4である。OX40アゴニスト抗体は、米国FDAおよび／または欧州連合のEMAなどの薬物規制当局によって認可されている場合がある。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、11D4である。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上

の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、11D4である。

【表14】

表14：11D4に関連するOX40アゴニスト抗体のアミノ酸配列。

| 識別子                     | 配列（一文字アミノ酸記号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配列番号 66<br>11D4の重鎖      | EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYSMNWVRQA PGKGLEWVSY ISSSSSTIDY 60<br>ADSVKGRFTI SRDPAKNSLY LQMNSLRDED TAVYYCARES GWYLFQYWGQ GTLVTVSSAS 120<br>TKGPSVFPLA PCSRSTSEST AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL 180<br>YSLSSVTVTP SSNFGTQTYT CNVDHKPSNT KVDKTVKRC CVECPCPCAP PVAGPSVFLF 240<br>PFKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV QFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQFNSTFRVV 300<br>SVLTVVHQDW LNGKEYKCKV SNKGLPAPIE KTISKTKGQP REPQVYTLPP SREEMTKNQV 360<br>SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPMLDSGDS FFLYSLKLTVD KSRWQQGNVF 420<br>SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGK 444 |
| 配列番号 67<br>11D4の軽鎖      | DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQGIS SWLAWYQQKP EKAPKSLIYA ASSLQSGVPS 60<br>RFGSGSGGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YNSYPPTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP 120<br>SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSSSTLT 180<br>LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK 214                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 配列番号 68<br>11D4の重鎖可変領域  | EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYSMNWVRQA PGKGLEWVSY ISSSSSTIDY 60<br>ADSVKGRFTI SRDPAKNSLY LQMNSLRDED TAVYYCARES GWYLFQYWGQ GTLVTVSS 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 配列番号 69<br>11D4の軽鎖可変領域  | DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQGIS SWLAWYQQKP EKAPKSLIYA ASSLQSGVPS 60<br>RFGSGSGGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YNSYPPTFGG GTKVEIK 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 配列番号 70<br>11D4の重鎖CD R1 | SYSMN 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 配列番号 71<br>11D4の重鎖CD R2 | YISSSSSTID YADSVKG 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 配列番号 72<br>11D4の重鎖CD R3 | ESGWYLFQY 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 配列番号 73<br>11D4の軽鎖CD R1 | RASQGISSWL A 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 配列番号 74<br>11D4の軽鎖CD R2 | AASSLQS 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 配列番号 75<br>11D4の軽鎖CD R3 | QQYNSYPPT 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 【0514】

いくつかの実施形態では、OX40アゴニストは、Pfizer, Inc. から入手可能な完全ヒト抗体である18D8である。18D8の調製および特性は、米国特許第7,960,515号、同第8,236,930号、および同第9,028,824号に記載されており、それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。18D8のアミノ酸配列を表MMに示す。

10

20

30

40

50

## 【0515】

実施形態では、OX40アゴニストは、配列番号76によって与えられる重鎖および配列番号77によって与えられる軽鎖を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、それぞれ、配列番号76および配列番号77に示される配列を有する重鎖および軽鎖、またはそれらの抗原結合断片、Fab断片、一本鎖可変断片(s c F v)、多様体、もしくはコンジュゲートを含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号76および配列番号77に示される配列と少なくとも99%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号76および配列番号77に示される配列と少なくとも98%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号76および配列番号77に示される配列と少なくとも97%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号76および配列番号77に示される配列と少なくとも96%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号76および配列番号77に示される配列と少なくとも95%同一である重鎖および軽鎖を含む。

10

## 【0516】

実施形態では、OX40アゴニストは、18D8の重鎖および軽鎖CDRまたは可変領域(VR)を含む。実施形態では、OX40アゴニスト重鎖可変領域(VH)は、配列番号78に示される配列を含み、OX40アゴニスト軽鎖可変領域(VL)は、配列番号79に示される配列、およびその保存的アミノ酸置換を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号78および配列番号79に示される配列と少なくとも99%同一であるVHおよびVL領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号78および配列番号79に示される配列と少なくとも98%同一であるVHおよびVL領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号78および配列番号79に示される配列と少なくとも97%同一であるVHおよびVL領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号78および配列番号79に示される配列と少なくとも96%同一であるVHおよびVL領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号78および配列番号79に示される配列と少なくとも95%同一であるVHおよびVL領域を含む。

20

30

## 【0517】

実施形態では、OX40アゴニストは、それぞれ、配列番号80、配列番号81、および配列番号82に示される配列を有する重鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、それぞれ、配列番号83、配列番号84、および配列番号85に示される配列を有する軽鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、を含む。

## 【0518】

実施形態では、OX40アゴニストは、18D8に関して薬物規制当局によって承認されたOX40アゴニストのバイオシミラーモノクローナル抗体である。実施形態では、バイオシミラーモノクローナル抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品のアミノ酸配列に対して少なくとも97%の配列同一性、例えば、97%、98%、99%、または100%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含み、参照医薬品または参照バイオ製品と比較して、1つ以上の翻訳後修飾を含む、OX40抗体を含み、参照医薬品または参照バイオ製品は、18D8である。いくつかの実施形態では、1つ以上の翻訳後修飾は、グリコシル化、酸化、脱アミド化、および切断のうちの1つ以上から選択される。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、認可された、または認可のために提出されたOX40アゴニスト抗体であり、OX40アゴニスト抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品の製剤とは異なる製剤で提供され、参照医薬品または参照バイオ製品は、18D8である。OX40アゴニスト抗体は、米国FDAおよび／または欧州連合のEMAなどの薬物規制当局によって認可されている場合がある。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以

40

50

上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、18D8である。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、18D8である。

【表15】

表15：18D8に関連するOX40アゴニスト抗体のアミノ酸配列。

| 識別子                      | 配列（一文字アミノ酸記号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 配列番号 76<br>18D8 の重鎖      | EVQLVESGGG LVQPGRSLRL SCAASGFTFD DYAMHWVRQA PGKGLEWVSG ISWNSGSGIGY 60<br>ADSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TALYYCAKDQ STADYYFFYG MDVWGQGTTV 120<br>TVSSASTKGP SVFPLAPCSR STSESTAALG CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAV 180<br>LQSSGLYSLS SVVTVPSSNF GTQTYTCNVD HKPSNTKVDK TVERKCCVEC PPCPAPPVAG 240<br>PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVDVS HEDPEVQFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQFN 300<br>STFRVVSILT VVHQDWLNGK EYKCKVSNKG LPAPIEKTIS KTKGQPREPQ VYTLPPSREE 360<br>MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTPPM LDSDGSEFFLY SKLTVDKSRW 420<br>QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK 450 | 10 |
| 配列番号 77<br>18D8 の軽鎖      | EIVVTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKP GQAPRLLIYD ASNRATGIPA 60<br>RFGSGSGSTD FTLTISLEP EDFAVYYCQQ RSNWPTFGQG TKVEIKRTVA APSVFIFPPS 120<br>DEQLKSGTAS VVCLLNNFYP REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYLSSTLTTL 180<br>SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 配列番号 78<br>18D8 の重鎖可変領域  | EVQLVESGGG LVQPGRSLRL SCAASGFTFD DYAMHWVRQA PGKGLEWVSG ISWNSGSGIGY 60<br>ADSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TALYYCAKDQ STADYYFFYG MDVWGQGTTV 120<br>TVSS 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 |
| 配列番号 79<br>18D8 の軽鎖可変領域  | EIVVTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKP GQAPRLLIYD ASNRATGIPA 60<br>RFGSGSGSTD FTLTISLEP EDFAVYYCQQ RSNWPTFGQG TKVEIK 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 配列番号 80<br>18D8 の重鎖 CDR1 | DYAMH 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 配列番号 81<br>18D8 の重鎖 CDR2 | GISWNSGSGIG YADSVKG 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 |
| 配列番号 82<br>18D8 の重鎖 CDR3 | DQSTADYYFY YGMDV 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 配列番号 83<br>18D8 の軽鎖 CDR1 | RASQSVSSYL A 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 配列番号 84<br>18D8 の軽鎖 CDR2 | DASNRAT 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 |
| 配列番号 85<br>18D8 の軽鎖 CDR3 | QQRSNWPT 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |

## 【0519】

いくつかの実施形態では、OX40アゴニストは、GlaxoSmithKlin p l c . から入手可能なヒト化抗体であるHu119-122である。Hu119-122の調製および特性は、米国特許第9,006,399号および同第9,163,085号

10

20

30

40

50

、ならびに国際特許公開第WO2012/027328号に記載されており、それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。Hu119-122のアミノ酸配列を表NNに示す。

【0520】

実施形態では、OX40アゴニストは、Hu119-122の重鎖および軽鎖CDRまたは可変領域（VR）を含む。実施形態では、OX40アゴニスト重鎖可変領域（V<sub>H</sub>）は、配列番号86に示される配列を含み、OX40アゴニスト軽鎖可変領域（V<sub>L</sub>）は、配列番号87に示される配列、およびその保存的アミノ酸置換を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号86および配列番号87に示される配列と少なくとも99%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号86および配列番号87に示される配列と少なくとも98%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号86および配列番号87に示される配列と少なくとも97%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号86および配列番号87に示される配列と少なくとも96%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号86および配列番号87に示される配列と少なくとも95%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。

10

【0521】

実施形態では、OX40アゴニストは、それぞれ、配列番号88、配列番号89、および配列番号90に示される配列を有する重鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、それぞれ、配列番号91、配列番号92、および配列番号93に示される配列を有する軽鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、を含む。

20

【0522】

実施形態では、OX40アゴニストは、Hu119-122に関して薬物規制当局によって承認されたOX40アゴニストのバイオシミラーモノクローナル抗体である。実施形態では、バイオシミラーモノクローナル抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品のアミノ酸配列に対して少なくとも97%の配列同一性、例えば、97%、98%、99%、または100%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含み、参照医薬品または参照バイオ製品と比較して、1つ以上の翻訳後修飾を含む、OX40抗体を含み、参照医薬品または参照バイオ製品は、Hu119-122である。いくつかの実施形態では、1つ以上の翻訳後修飾は、グリコシル化、酸化、脱アミド化、および切断のうちの1つ以上から選択される。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、認可された、または認可のために提出されたOX40アゴニスト抗体であり、OX40アゴニスト抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品の製剤とは異なる製剤で提供され、参照医薬品または参照バイオ製品は、Hu119-122である。OX40アゴニスト抗体は、米国FDAおよび／または欧州連合のEMAなどの薬物規制当局によって認可されている場合がある。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、Hu119-122である。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、Hu119-122である。

30

40

## 【表 16】

表 16 : Hu119-122 に関連する OX40 アゴニスト抗体のアミノ酸配列。

| 識別子                           | 配列 (一文字アミノ酸記号)                                                                                                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配列番号 86<br>Hu119-122 の重鎖可変領域  | EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASEYEFP SHDMSWVRQA PGKGLELVAA INSDGGSTYY 60<br>PDTMERRFIT SRDPAKNSLY LQMSLRAED TAVYYCARHY DDYYAWFAYW GQGTMTVSS 120 |
| 配列番号 87<br>Hu119-122 の軽鎖可変領域  | EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASKSVS TSGYSYMHY QOKPGQAPRL LIYLASNLES 60<br>GVPARFSGSG SGTDFTLTIS SLEPEDFAVY YCQHSRELPL TFGGGTKVEI K 111         |
| 配列番号 88<br>Hu119-122 の重鎖 CDR1 | SHDMS 5                                                                                                                                     |
| 配列番号 89<br>Hu119-122 の重鎖 CDR2 | AINSDGGSTY YPDTMER 17                                                                                                                       |
| 配列番号 90<br>Hu119-122 の重鎖 CDR3 | HYDDYYAWFA Y 11                                                                                                                             |
| 配列番号 91<br>Hu119-122 の軽鎖 CDR1 | RASKSVSTSG YSYMH 15                                                                                                                         |
| 配列番号 92<br>Hu119-122 の軽鎖 CDR2 | LASNLES 7                                                                                                                                   |
| 配列番号 93<br>Hu119-122 の軽鎖 CDR3 | QHSRELPLT 9                                                                                                                                 |

## 【0523】

いくつかの実施形態では、OX40 アゴニストは、GlaxoSmithKlin p l c . から入手可能なヒト化抗体である Hu106-222 である。Hu106-222 の調製および特性は、米国特許第 9,006,399 号および同第 9,163,085 号、ならびに国際特許公開第 WO2012/027328 号に記載されており、それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。Hu106-222 のアミノ酸配列を表 00 に示す。

## 【0524】

実施形態では、OX40 アゴニストは、Hu106-222 の重鎖および軽鎖 CDR または可変領域 (VR) を含む。実施形態では、OX40 アゴニスト重鎖可変領域 (V<sub>H</sub>) は、配列番号 94 に示される配列を含み、OX40 アゴニスト軽鎖可変領域 (V<sub>L</sub>) は、配列番号 95 に示される配列、およびその保存的アミノ酸置換を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 94 および配列番号 95 に示される配列と少なくとも 99% 同一である V<sub>H</sub> および V<sub>L</sub> 領域を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 94 および配列番号 95 に示される配列と少なくとも 98% 同一である V<sub>H</sub> および V<sub>L</sub> 領域を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 94 および配列番号 95 に示される配列と少なくとも 9

7%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号94および配列番号95に示される配列と少なくとも96%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号94および配列番号95に示される配列と少なくとも95%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。

【0525】

実施形態では、OX40アゴニストは、それぞれ、配列番号96、配列番号97、および配列番号98に示される配列を有する重鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、それぞれ、配列番号99、配列番号100、および配列番号101に示される配列を有する軽鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、を含む。

10

【0526】

実施形態では、OX40アゴニストは、Hu106-222に関して薬物規制当局によって承認されたOX40アゴニストのバイオシミラーモノクローナル抗体である。実施形態では、バイオシミラーモノクローナル抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品のアミノ酸配列に対して少なくとも97%の配列同一性、例えば、97%、98%、99%、または100%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含み、参照医薬品または参照バイオ製品と比較して、1つ以上の翻訳後修飾を含む、OX40抗体を含み、参照医薬品または参照バイオ製品は、Hu106-222である。いくつかの実施形態では、1つ以上の翻訳後修飾は、グリコシル化、酸化、脱アミド化、および切断のうちの1つ以上から選択される。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、認可された、または認可のために提出されたOX40アゴニスト抗体であり、OX40アゴニスト抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品の製剤とは異なる製剤で提供され、参照医薬品または参照バイオ製品は、Hu106-222である。OX40アゴニスト抗体は、米国FDAおよび／または欧州連合のEMAなどの薬物規制当局によって認可されている場合がある。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、Hu106-222である。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、Hu106-222である。

20

30

40

50



## 【表 17】

表 17 : Hu106-222 に関連する OX40 アゴニスト抗体のアミノ酸配列。

| 識別子                            | 配列 (一文字アミノ酸記号)                                                                                                                                |                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 配列番号 94<br>Hu106-222 の重鎖可変領域   | QVQLVQSGSE LKKPGASVKV SCKASGYTFT DYSMHWVRQA PGQGLKWMGW INTETGEPTY<br>ADDFKGRFVF SLDTSVSTAY LQISSLKAED TAVYYCANPY YDYVSYIAMD YWGQGTITVTV<br>SS | 60<br>120<br>122 |
| 配列番号 95<br>Hu106-222 の軽鎖可変領域   | DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCKASQDVS TAVAWYQQKP GKAPKLLIYS ASYLYTGVPS<br>RFSGSGSGTD FTFTISLQP EDIATYYCQQ HYSTPRTFGQ GTKLEIK                       | 60<br>107        |
| 配列番号 96<br>Hu106-222 の重鎖 CDR1  | DYSMH                                                                                                                                         | 5                |
| 配列番号 97<br>Hu106-222 の重鎖 CDR2  | WINTETGEPT YADDFKG                                                                                                                            | 17               |
| 配列番号 98<br>Hu106-222 の重鎖 CDR3  | PYYDYVSYIA MDY                                                                                                                                | 13               |
| 配列番号 99<br>Hu106-222 の軽鎖 CDR1  | KASQDVSTAV A                                                                                                                                  | 11               |
| 配列番号 100<br>Hu106-222 の軽鎖 CDR2 | SASYLYT                                                                                                                                       | 7                |
| 配列番号 101<br>Hu106-222 の軽鎖 CDR3 | QQHYSTPRT                                                                                                                                     | 9                |

## 【0527】

いくつかの実施形態では、OX40 アゴニスト抗体は、MEDI6469 (9B12 と称される) である。MEDI6469 は、マウスモノクローナル抗体である。Weinberg, et al., J. Immunother. 2006, 29, 575-585。いくつかの実施形態では、OX40 アゴニストは、Weinberg, et al., J. Immunother. 2006, 29, 575-585 に記載されているように、Biovest Inc. (Malvern, MA, USA) に寄託された 9B12 ハイブリドーマによって産生された抗体であり、その開示は参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。いくつかの実施形態では、抗体は、MEDI6469 の CDR 配列を含む。いくつかの実施形態では、抗体は、MEDI6469 の重鎖可変領域配列および／または軽鎖可変領域配列を含む。

## 【0528】

実施形態では、OX40 アゴニストは、L106 BD (Pharmingen 製品番号 340420) である。いくつかの実施形態では、OX40 アゴニストは、抗体 L106 (BD Pharmingen 製品番号 340420) の CDR を含む。いくつかの実施形態では、OX40 アゴニストは、抗体 L106 (BD Pharmingen 製品番号 340420) の重鎖可変領域配列および／または軽鎖可変領域配列を含む。実施形態

では、OX40アゴニストは、ACT35 (Santa Cruz Biotechnology、カタログ番号20073) である。いくつかの実施形態では、OX40アゴニストは、抗体ACT35 (Santa Cruz Biotechnology、カタログ番号20073) のCDRを含む。いくつかの実施形態では、OX40アゴニストは、抗体ACT35 (Santa Cruz Biotechnology、カタログ番号20073) の重鎖可変領域配列および／または軽鎖可変領域配列を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、InvivoMAb、BioXcell Inc (West Lebanon, NH) から市販されているマウスモノクローナル抗体抗mCD134/mOX40 (クローンOX86) である。

#### 【0529】

実施形態では、OX40アゴニストは、国際特許出願公開第WO95/12673号、同第WO95/21925号、同第WO2006/121810号、同第WO2012/027328号、同第WO2013/028231号、同第WO2013/038191号、および同第WO2014/148895号；欧州特許出願第EP0672141号；米国特許出願公開第US2010/136030号、同第US2014/377284号、同第US2015/190506号、および同第US2015/132288号（クローン20E5および12H3を含む）；ならびに米国特許第7,504,101号、同第7,550,140号、同第7,622,444号、同第7,696,175号、同第7,960,515号、同第7,961,515号、同第8,133,983号、同第9,006,399号、および同第9,163,085号（各々の開示は参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）に記載されるOX40アゴニストから選択される。

#### 【0530】

実施形態では、OX40アゴニストは、構造I-A（C末端Fc抗体断片融合タンパク質）もしくは構造I-B（N末端Fc抗体断片融合タンパク質）に示されるようなOX40アゴニスト融合タンパク質、またはそれらの断片、誘導体、コンジュゲート、多様体、もしくはバイオシミラーである。構造I-AおよびI-Bの特性は、上記および米国特許第9,359,420号、第9,340,599号、第8,921,519号、および第8,450,460号に記載されており、それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。構造I-Aのポリペプチドドメインのアミノ酸配列を表GGに示す。Fcドメインは、好ましくは、完全な定常ドメイン（配列番号31のアミノ酸17～230）、完全なヒンジドメイン（配列番号31のアミノ酸1～16）、またはヒンジドメインの部分（例えば、配列番号31のアミノ酸4～16）を含む。C末端Fc抗体を接続するための好ましいリンカーは、追加のポリペプチドの融合に適したリンカーを含む、配列番号32～配列番号41に示される実施形態から選択され得る。同様に、構造I-Bのポリペプチドドメインのアミノ酸配列を表HHに示す。Fc抗体断片が、構造I-BのようにTNRF5F融合タンパク質のN末端に融合される場合、Fcモジュールの配列は、好ましくは、配列番号42に示されるものであり、リンカー配列は、好ましくは、配列番号43～配列番号45に示されるそれらの実施形態から選択される。

#### 【0531】

実施形態では、構造I-AまたはI-BによるOX40アゴニスト融合タンパク質は、タボリキシズマブの可変重鎖および可変軽鎖、11D4の可変重鎖および可変軽鎖、18D8の可変重鎖および可変軽鎖、Hu119-122の可変重鎖および可変軽鎖、表OOに記載の可変重鎖および可変軽鎖から選択される可変重鎖および可変軽鎖、前述の可変重鎖および可変軽鎖の任意の組み合わせ、ならびにそれらの断片、誘導体、コンジュゲート、多様体、およびバイオシミラーからなる群から選択される1つ以上のOX40結合ドメインを含む。

#### 【0532】

実施形態では、構造I-AまたはI-BによるOX40アゴニスト融合タンパク質は、OX40L配列を含む1つ以上のOX40結合ドメインを含む。実施形態では、構造I-AまたはI-BによるOX40アゴニスト融合タンパク質は、配列番号102による配列

を含む1つ以上のOX40結合ドメインを含む。実施形態では、構造I-AまたはI-BによるOX40アゴニスト融合タンパク質は、可溶性OX40L配列を含む1つ以上のOX40結合ドメインを含む。実施形態では、構造I-AまたはI-BによるOX40アゴニスト融合タンパク質は、配列番号103による配列を含む1つ以上のOX40結合ドメインを含む。実施形態では、構造I-AまたはI-BによるOX40アゴニスト融合タンパク質は、配列番号104による配列を含む1つ以上のOX40結合ドメインを含む。

【0533】

実施形態では、構造I-AまたはI-BによるOX40アゴニスト融合タンパク質は、各々が、それぞれ、配列番号58および配列番号59に示される配列と少なくとも95%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含むscFvドメインである1つ以上のOX40結合ドメインを含み、V<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>ドメインは、リンカーによって接続されている。実施形態では、構造I-AまたはI-BによるOX40アゴニスト融合タンパク質は、各々が、それぞれ、配列番号68および配列番号69に示される配列と少なくとも95%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含むscFvドメインである1つ以上のOX40結合ドメインを含み、V<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>ドメインは、リンカーによって接続されている。実施形態では、構造I-AまたはI-BによるOX40アゴニスト融合タンパク質は、各々が、それぞれ、配列番号78および配列番号79に示される配列と少なくとも95%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含むscFvドメインである1つ以上のOX40結合ドメインを含み、V<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>ドメインは、リンカーによって接続されている。実施形態では、構造I-AまたはI-BによるOX40アゴニスト融合タンパク質は、各々が、それぞれ、配列番号86および配列番号87に示される配列と少なくとも95%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含むscFvドメインである1つ以上のOX40結合ドメインを含み、V<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>ドメインは、リンカーによって接続されている。実施形態では、構造I-AまたはI-BによるOX40アゴニスト融合タンパク質は、各々が、それぞれ、配列番号94および配列番号95に示される配列と少なくとも95%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含むscFvドメインである1つ以上のOX40結合ドメインを含み、V<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>ドメインは、リンカーによって接続されている。

10

20

30

40

50

【表 18-1】

表 18：融合タンパク質（例えば、構造 I-A および I-B）における OX40 結合ドメインとしてまたは s c F v OX40 アゴニスト抗体ドメインとして有用な追加のポリペプチドドメイン。

| 識別子                               | 配列（一文字アミノ酸記号）                                                                                                                                                                                                      |                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 配列番号 102<br>OX40L                 | MERVQPLEEN VGNAARPRFE RNKLLLVASV IQGLGLLLCF TYICLHFSAL QVSHRYPRIQ<br>SIKVQFTEYK KEKGFILTSQ KEDEIMKVQN NSVIINCDGF YLISLKGYSF QEVNISLHYQ<br>KDEEPLFQLK KVRSVNSLMV ASLTYKDKVY LNVTTDNTSL DDFHVNGGEL ILIHQNPGEF<br>CVL | 60<br>120<br>180<br>183 |
| 配列番号 103<br>OX40L 可溶性ド<br>メイン     | SHRYPRIQSI KVQFTEYKKE KGFILTSQKE DEIMKVQNNNS VIINCDGFYL ISLKGYSFQSE<br>VNISLHYQKD EEPLFQLKKV RSVNSLMVAS LTYKDKVYLN VTTDNTSLDD FHVNGGELIL<br>IHQNPGEFCV L                                                           | 60<br>120<br>131        |
| 配列番号 104<br>OX40L 可溶性ド<br>メイン（代替） | YPRIQSIKVQ FTEYKKEKGF ILTSQKEDEI MKVQNNNSVII NCDGFYILISL KGYFSQEVNI<br>SLHYQKDEP LFQLKKVRSV NSLMVASLTY KDKVYLVNVT DNTSLDDFHV NGGELILIHQ<br>NPGEFCVL                                                                | 60<br>120<br>128        |
| 配列番号 105<br>008 の可変重鎖             | EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS NYTMNWVRQA PGKGLEWVSA ISGGSGSTYY<br>ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKDR YSQVHYALDY WQGTTLTVTS                                                                             | 60<br>120               |
| 配列番号 106<br>008 の可変軽鎖             | DIVMTQSPDS LPVTPGEPAS ISCRSSQSLL HSNNGYNYLDW YLQKAGQSPQ LLIYLGSNRA<br>SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCQQYNNHP TTFGQGTK                                                                                         | 60<br>108               |
| 配列番号 107<br>011 の可変重鎖             | EVQLVESGGG VVQPGGSLRL SCAASGFTFS DYTMMNWVRQA PGKGLEWVSS ISGGSGSTYYAD<br>SRKGRFTISR DNSKNTLYLQ MNNSLRAEDTA VYYCARDRYF RQNAFDYWG QGTTLTVSSA                                                                          | 60<br>120               |
| 配列番号 108<br>011 の可変軽鎖             | DIVMTQSPDS LPVTPGEPAS ISCRSSQSLL HSNNGYNYLDW YLQKAGQSPQ LLIYLGSNRA<br>SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCQQYNNHP TTFGQGTK                                                                                         | 60<br>108               |
| 配列番号 109<br>021 の可変重鎖             | EVQLVESGGG LVQPRGSLRL SCAASGFTFS SYAMNWVRQA PGKGLEWVAV ISYDGSNKYY<br>ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKDR YITLPNALDY WQGTTLTVTS                                                                             | 60<br>120               |
| 配列番号 110<br>021 の可変軽鎖             | DIQMTQSPVS LPVTPGEPAS ISCRSSQSLL HSNNGYNYLDW YLQKPGQSPQ LLIYLGSNRA<br>SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCQQYKSNP PTFGQGTK                                                                                         | 60<br>108               |
| 配列番号 111<br>023 の可変重鎖             | EVQLVESGGG LVHPPGSLRL SCAGSGFTFS SYAMHWVRQA PGKGLEWVSA IGTGGGTYYA<br>DSVMGRFTIS RDNSKNTLYL QMNSLRAEDT AVYYCARYDN VMGLYWFYDW QGTTLTVSS                                                                              | 60<br>120               |
| 配列番号 112<br>023 の可変軽鎖             | EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKP QGAPRLIYD ASNRATGIPA<br>RFGSGSGGTD FTLTISLSEF EDFAVYYCQ RSNWPPAFGG GTKVEIKR                                                                                            | 60<br>108               |
| 配列番号 113 重<br>鎖可変領域               | EVQLQQSGPE LVKPGASVKM SCKASGYTFT SYVMHWVKQK PGQGLEWIGY INPYNDGTYK<br>NEKFKGKATL TSDKSSSTAY MELSSLTSED SAVYYCANY YGSLSDMDYWG QGTSVTVSS                                                                              | 60<br>119               |
| 配列番号 114 軽<br>鎖可変領域               | DIQMTQTSS LSASLGDRVT ISCRASQDIS NYLNWYQQKP DGTVKLLIYY TSLHSGVPS<br>RFGSGSGGTD YSLTISNLEQ EDIATYFCQQ GNTLPWTFGG GTKLEIKR                                                                                            | 60<br>108               |
| 配列番号 115 重<br>鎖可変領域               | EVQLQQSGPE LVKPGASVKI SCKTSGYTFK DYTMMHWKQS HGKSLIEWIG IYPNNGGSTY<br>NQNFQDKATL TVDKSSSTAY MEFRSLTSED SAVYYCARMG YHGPHLDFDV WGAGTTTVTS<br>P                                                                        | 60<br>120<br>121        |
| 配列番号 116 軽<br>鎖可変領域               | DIVMTQSHKF MSTSLGDRVS ITCKASQDVG AAVAWYQQKP QGSPKLLIYW ASTRHTGVDP<br>RFTGGSGGTD FTLTISNVQS EDLTDYFCQQ YINYPPLTFGG GTKLEIKR                                                                                         | 60<br>108               |
| 配列番号 117 ヒ<br>ト化抗体の重鎖<br>可変領域     | QIQLVQSGPE LKKPGETVKI SCKASGYTFT DYSMHWVKQA PGKGLKWMGW INTETGEPTY<br>ADDFKGRFAF SLETSASTAY LQINNKNED TATYFCANPY YDYVSYAMD YWGHGTSVTV<br>SS                                                                         | 60<br>120<br>122        |

10

20

30

40

50

【表 18-2】

|                               |                                                                                                                                                              |                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 配列番号 118 ヒ<br>ト化抗体の重鎖<br>可変領域 | QVQLVQSGSE LKKPGASVKV SCKASGYTFT DYSMHWVRQA PGQGLKWMGW INTETGEPTY<br>ADDFKGRFVF SLDTSVSTAY LQISSLKAED TAVYYCANPY YDYVSYAMD YWGQGTITVTV<br>SS                 | 60<br>120<br>122 |
| 配列番号 119 ヒ<br>ト化抗体の軽鎖<br>可変領域 | DIVMTQSHKF MSTSVRDRVS ITCKASQDVS TAVAWYQQKP GQSPKLLIYS ASYLYTGVPD<br>RFTGSGSGTD FTFTISSVQA EDLAVYYCQQ HYSTPRTEFGG GTKLEIK                                    | 60<br>107        |
| 配列番号 120 ヒ<br>ト化抗体の軽鎖<br>可変領域 | DIVMTQSHKF MSTSVRDRVS ITCKASQDVS TAVAWYQQKP GQSPKLLIYS ASYLYTGVPD<br>RFTGSGSGTD FTFTISSVQA EDLAVYYCQQ HYSTPRTEFGG GTKLEIK                                    | 60<br>107        |
| 配列番号 121 ヒ<br>ト化抗体の重鎖<br>可変領域 | EVQLVESGGG LVQPGESLKL SCESNEYEPF SHDMSWVRKT PEKRLELVAA INSDGGSTYY<br>PDTMERRFII SRDNTKKTLY LQMSSLRSED TALYYCARHY DDYAWFAYW GQGTILVTVSA                       | 60<br>120        |
| 配列番号 122 ヒ<br>ト化抗体の重鎖<br>可変領域 | EVQLVESGGG LVQPGGSRL SCAASEYEPF SHDMSWVRQA PGKGLVLA INSDGGSTYY<br>PDTMERRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCARHY DDYAWFAYW GQGTMTVTVSS                          | 60<br>120        |
| 配列番号 123 ヒ<br>ト化抗体の軽鎖<br>可変領域 | DIVLTQSPAS LAVSLGQRAT ISCRASKSVS TSGYSYMHWY QQKPGQPPKL LIYLASNLES<br>GVPARFSGSG SGTDFTLNIH PVEEEDAATY YCQHSRELPL TFGAGTKLEL K                                | 60<br>111        |
| 配列番号 124 ヒ<br>ト化抗体の軽鎖<br>可変領域 | EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASKSVS TSGYSYMHWY QQKPGQAPRL LIYLASNLES<br>GVPARFSGSG SGTDFTLTIS SLEPEDFAVY YCQHSRELPL TFGGKTKVEI K                                | 60<br>111        |
| 配列番号 125 重<br>鎖可変領域           | MYLGLNYVFI VFLLNGVQSE VKLEESGGGL VQPGGSMKLS CAASGFTFSD AWMDWVRQSP<br>EKGLEWVAEI RSKANNHATY YAESVNGRFT ISRDDSKSSV YLQMNSLRAE DTGIYYCTWG<br>EVFYFDYWQ GTTLTVSS | 60<br>120<br>138 |
| 配列番号 126 軽<br>鎖可変領域           | MRPSIQFLGL LLFWLHGAQC DIQMTQSPSS LSASLGKVT ITCKSSQDIN KYIAWYQHQP<br>GKGPRLLIHY TSTLQPGIPS RFGSGSGGRD YSFSISNLEP EDIATYYCLQ YDNLITFGAG<br>TKLELK              | 60<br>120<br>126 |

10

20

30

## 【0534】

実施形態では、OX40アゴニストは、(i) 第1の可溶性OX40結合ドメイン、(ii) 第1のペプチドリンカー、(iii) 第2の可溶性OX40結合ドメイン、(iv) 第2のペプチドリンカー、および(v) 第3の可溶性OX40結合ドメインを含むOX40アゴニスト一本鎖融合ポリペプチドであり、N末端および／またはC末端に追加のドメインをさらに含み、追加のドメインは、FabまたはFc断片ドメインである。実施形態では、OX40アゴニストは、(i) 第1の可溶性OX40結合ドメイン、(ii) 第1のペプチドリンカー、(iii) 第2の可溶性OX40結合ドメイン、(iv) 第2のペプチドリンカー、および(v) 第3の可溶性OX40結合ドメインを含むOX40アゴニスト一本鎖融合ポリペプチドであり、N末端および／またはC末端に追加のドメインをさらに含み、追加のドメインは、FabまたはFc断片ドメインであり、可溶性OX40ドメインの各々が、茎領域（三量体化に寄与し、細胞膜まで一定の距離を提供するが、OX40結合ドメインの一部ではない）を欠き、第1および第2のペプチドリンカーは、独立して、3～8アミノ酸の長さを有する。

40

## 【0535】

実施形態では、OX40アゴニストは、(i) 第1の可溶性腫瘍壊死因子(TNF)スーパーファミリーサイトカインドメイン、(ii) 第1のペプチドリンカー、(iii) 第2の可溶性TNFスーパーファミリーサイトカインドメイン、(iv) 第2のペプチドリンカー、および(v) 第3の可溶性TNFスーパーファミリーサイトカインドメインを

50

含むOX40アゴニスト一本鎖融合ポリペプチドであり、可溶性TNFスーパーファミリーサイトカインドメインの各々は、茎領域を欠き、第1および第2のペプチドリンカーは、独立して、3〜8アミノ酸の長さであり、TNFスーパーファミリーサイトカインドメインは、OX40結合ドメインである。

【0536】

いくつかの実施形態では、OX40アゴニストは、MEDI6383である。MEDI6383は、OX40アゴニスト融合タンパク質であり、米国特許第6,312,700号に記載されているように調製することができ、その開示は参照により本明細書に組み込まれる。

【0537】

実施形態では、OX40アゴニストは、前述のV<sub>L</sub>ドメインのうちのいずれかに結合された前述のV<sub>H</sub>ドメインのうちのいずれかを含む、OX40アゴニストscFv抗体である。

【0538】

実施形態では、OX40アゴニストは、Creative Biolabs, Inc. (Shirley, NY, USA) から市販されているCreative Biolabs OX40アゴニストモノクローナル抗体MOM-18455である。

【0539】

実施形態では、OX40アゴニストは、BioLegend, Inc. (San Diego, CA, USA) から市販されているOX40アゴニスト抗体クローンBer-ACT35である。

【0540】

H. 任意の細胞生存率分析

任意に、細胞生存率アッセイは、当該技術分野で知られている標準的なアッセイを使用して、最初の拡張（初期バルク拡張と称されることもある）の後に行うことができる。例えば、トリパンブルー排除アッセイは、死細胞を選択的に標識し、生存率の評価を可能にするバルクTILの試料上で行うことができる。生存率の試験に使用する他のアッセイには、アラマーブルーアッセイおよびMTTアッセイが含まれるが、これらに限定されない。

【0541】

1. 細胞数、生存率、フローサイトメトリー

いくつかの実施形態では、細胞数および／または生存率が測定される。CD3、CD4、CD8、およびCD56などであるがこれらに限定されないマーカー、ならびに本明細書に開示または記載される任意の他のマーカーの発現は、例えば、BD Biosciences (BD Biosciences, San Jose, CA) から市販されているものに限定されない抗体を用いたフローサイトメトリーによって、FACSCanto（商標）フローサイトメーター（BD Biosciences）を使用して測定することができる。細胞は、使い捨てのcチップ血球計数器（VWR, Batavia, IL）を使用して手動でカウントすることができ、生存率は、トリパンブルー染色を含むがこれに限定されない当該技術分野で知られている任意の方法を使用して評価することができる。細胞生存率はまた、参照によりその全体が本明細書に組み込まれるUSSN15／863,634に基づいてアッセイすることができる。

【0542】

場合によっては、以下で考察されるプロトコルを使用して、バルクTIL集団を直ちに凍結保存することができる。代替的に、バルクTIL集団をREPに供し、以下で考察されるように凍結保存することができる。同様に、遺伝子改変TILが治療に使用される場合、バルクまたはREP TIL集団は、好適な治療のために遺伝子改変を受け得る。

【0543】

本開示によれば、生存率および／または対象への投与におけるさらなる使用についてTILをアッセイするための方法。いくつかの実施形態では、腫瘍浸潤リンパ球（TIL）をアッセイするための方法は、

10

20

30

40

50

(i) 第1のTIL集団を取得することと、

(ii) IL-2および任意にOKT-3を含む細胞培養培地中で第1のTIL集団を培養することによって第1の拡張を行い、第2のTIL集団を産生することと、

(iii) 第2のTIL集団の細胞培養培地を追加のIL-2、OKT-3、および抗原提示細胞(APC)で補足することによって第2の拡張を行い、第3のTIL集団を産生することであって、第3のTIL集団は、第2のTIL集団より数が少なくとも50倍多い、第3のTIL集団を産生することと、

(iv) 第3のTIL集団を採取、洗浄、および凍結保存することと、

(v) 凍結保存されたTILを極低温で保存することと、

(vi) 第3のTIL集団を解凍して、解凍された第3のTIL集団を提供することと、

(vii) 少なくとも3日の追加の拡張期間(reREP期間と称されることもある)にわたって第3の集団の細胞培養培地をIL-2、OKT-3、およびAPCで補足することによって、解凍された第3のTIL集団の部分の追加の第2の拡張を行うことであって、第3の拡張を行って第4のTIL集団を取得し、第4のTIL集団中のTILの数を、第3のTIL集団中のTILの数と比較して比を求める、追加の第2の拡張を行うことと、

(viii) ステップ(vii)の比に基づいて、解凍されたTILの集団が患者への投与に適しているかどうかを判断することと、

(ix) 第4のTIL集団中のTILの数と第3のTIL集団中のTILの数との比が、ステップ(viii)において5:1より大きいと判断された場合、治療上有効な投与量の解凍された第3のTIL集団を患者に投与することと、を含む。

【0544】

いくつかの実施形態では、TILは、ステップ(vii)の後に生存率についてアッセイされる。

【0545】

本開示はまた、TILをアッセイするためのさらなる方法を提供する。いくつかの実施形態では、本開示は、TILをアッセイするための方法であって、

(i) 凍結保存された第1のTIL集団の部分を取得することと、

(ii) 凍結保存された第1のTIL集団の部分を解凍することと、

(iii) IL-2、OKT-3、および抗原提示細胞(APC)を含む細胞培養培地中で第1のTIL集団の部分を、少なくとも3日の追加の拡張期間(reREP期間と称されることもある)培養することによって第1の拡張を行い、第2のTIL集団を産生することであって、第1のTIL集団からの部分を、第2のTIL集団と比較して、TILの数の比を求め、第2のTIL集団中のTILの数と第1のTIL集団の部分におけるTILの数との比が、5:1より大きい、第2のTIL集団を産生することと、

(iv) ステップ(iii)での比に基づいて、第1のTIL集団が、患者への治療的投与での使用に適しているかどうかを判断することと、

(v) 第2のTIL集団中のTILの数と第1のTIL集団中のTILの数との比が、ステップ(iv)において5:1より大きいと判断された場合、第1のTIL集団が、治療的投与での使用に適していると判断することと、を含む、方法を提供する。

【0546】

いくつかの実施形態では、第2のTIL集団中のTILの数と第1のTIL集団中のTILの数との比は、50:1より大きい。

【0547】

いくつかの実施形態では、この方法は、本明細書で提供される実施形態のうちのいずれかに記載の方法に従って、ステップ(i)からの凍結保存された第1のTIL集団全体の拡張を行うことをさらに含む。

【0548】

いくつかの実施形態では、この方法は、ステップ(i)からの凍結保存された第1のTIL集団全体を患者に投与することをさらに含む。

## 【0549】

## 2. 細胞培養

実施形態では、上で考察され、図1に例示されたものを含む、TILを拡張するための方法は、約5,000mL～約25,000mLの細胞培地、約5,000mL～約10,000mLの細胞培地、または約5,800mL～約8,700mLの細胞培地を使用することを含み得る。いくつかの実施形態では、培地は、無血清培地である。いくつかの実施形態では、第1の拡張における培地は、無血清である。いくつかの実施形態では、第2の拡張における培地は、無血清である。いくつかの実施形態では、第1の拡張および第2の拡張における培地は、両方とも無血清である。実施形態では、TILの数を拡張することは、たった1種類の細胞培養培地を使用する。任意の好適な細胞培養培地、例えば、AIM-V細胞培地（L-グルタミン、50μMの硫酸ストレプトマイシン、および10μMの硫酸ゲンタマイシン）細胞培養培地（Invitrogen, Carlsbad CA）を使用することができる。これに関して、本発明の方法は、TILの数を拡張するために必要な培地の量および培地の種類の数を有利に低減する。実施形態では、TILの数を拡張することは、3日または4日に1回以下の頻度で細胞にフィードすることを含み得る。ガス透過性容器内の細胞の数を拡張することは、細胞を拡張するために必要なフィーディング頻度を低減することによって、細胞の数を拡張するために必要な手順を簡素化する。

10

## 【0550】

実施形態では、第1および／または第2のガス透過性容器内の細胞培地は、ろ過されていない。ろ過されていない細胞培地の使用は、細胞の数を拡張するために必要な手順を簡素化することができる。実施形態では、第1および／または第2のガス透過性容器内の細胞培地は、βメルカプトエタノール（BME）を欠いている。

20

## 【0551】

実施形態では、哺乳動物から腫瘍組織試料を取得することと、細胞培地を中に含む第1のガス透過性容器内で腫瘍組織試料を培養することと、腫瘍組織試料からTILを取得することと、細胞培地を含有する第2のガス透過性容器内でTILの数を拡張することと、を含む方法の期間は、約7～14日、例えば、約11日の期間である。いくつかの実施形態では、pre-REPは、約7～14日間、例えば、約11日間である。いくつかの実施形態では、REPは、約7～14日間、例えば、約11日間である。

30

## 【0552】

実施形態では、TILは、ガス透過性容器内で拡張される。ガス透過性容器は、米国特許出願公開第2005/0106717A1号（その開示は参照により本明細書に組み込まれる）に記載されるものを含む、当該技術分野で知られている方法、組成物、およびデバイスを使用し、PBMCを使用してTILを拡張するために使用されてきた。実施形態では、TILは、ガス透過性バッグ内で拡張される。実施形態では、TILは、Xuri細胞拡張システムW25（GE Healthcare）などの、ガス透過性バッグ内のTILを拡張する細胞拡張システムを使用して拡張される。実施形態では、TILは、Xuri細胞拡張システムW5（GE Healthcare）としても知られるWAVEバイオリアクターシステムなどの、ガス透過性バッグ内でTILを拡張する細胞拡張システムを使用して拡張される。実施形態では、細胞拡張システムは、約100mL、約200mL、約300mL、約400mL、約500mL、約600mL、約700mL、約800mL、約900mL、約1L、約2L、約3L、約4L、約5L、約6L、約7L、約8L、約9L、および約10Lからなる群から選択される容量を有するガス透過性細胞バッグを含む。

40

## 【0553】

実施形態では、TILは、G-Rexフラスコ（Wilson Wolf Manufacturingから市販されている）内で拡張することができる。かかる実施形態は、細胞集団が約 $5 \times 10^5$ 細胞/cm<sup>2</sup>から $10 \times 10^6 \sim 30 \times 10^6$ 細胞/cm<sup>2</sup>の間まで拡張するのを可能にする。実施形態では、これは、フィーディングなしである。実施形態

50



では、これは、培地がG-Rexフラスコ内の約10cmの高さに存在する限り、フィーディングなしである。実施形態では、これは、フィーディングなしであるが、1つ以上のサイトカインの添加を伴う。実施形態では、サイトカインを培地と混合する必要なしに、サイトカインをボラスとして添加することができる。かかる容器、装置、および方法は、当該技術分野で知られており、TILを拡張するために使用されており、米国特許出願公開第US2014/0377739A1号、国際公開第WO2014/210036A1号、米国特許出願公開第US2013/0115617A1号、国際公開第WO2013/188427A1、米国特許出願公開第US2011/0136228A1、米国特許第US8,809,050B2号、国際公開第WO2011/072088A2号、米国特許出願公開第US2016/0208216A1号、米国特許出願公開第US2012/0244133A1号、国際公開第WO2012/129201A1号、米国特許出願公開第US2013/0102075A1号、米国特許第US8,956,860B2号、国際公開第WO2013/173835A1号、米国特許出願公開第US2015/0175966A1号（それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる）に記載されるものを含む。かかるプロセスはまた、Jin et al., J. Immunotherapy, 2012, 35:283-292に記載されている。

10

#### 【0554】

##### I. TILの任意の遺伝子操作

いくつかの実施形態では、TILは、高親和性T細胞受容体（TCR）、例えば、MAGE-1、HER2、もしくはNY-ESO-1などの腫瘍関連抗原で標的されるTCR、または腫瘍関連細胞表面分子（例えば、メソセリン）もしくは系統制限細胞表面分子（例えば、CD19）に結合するキメラ抗原受容体（CAR）を含むがこれらに限定されない追加の機能を含むように任意に遺伝子操作される。

20

#### 【0555】

##### J. TILの任意の凍結保存

上で考察されるように、図1に示されるステップA～Eで例示されるように、凍結保存は、TIL拡張プロセス全体の様々な時点で起こり得る。いくつかの実施形態では、第2の拡張後の拡張されたTIL集団（例えば、図1のステップDに従って提供される）を、凍結保存することができる。凍結保存は、一般に、TIL集団を凍結溶液、例えば85%補体不活化AB血清および15%ジメチルスルホキシド（DMSO）に入れることによって達成することができる。溶液中の細胞を極低温バイアルに入れ、-80℃で24時間保存し、任意に、凍結保存のためにガス状窒素冷凍庫に移す。Sadeghi, et al., Acta Oncologica 2013, 52, 978-986を参照されたい。いくつかの実施形態では、TILは、5% DMSO中で凍結保存される。いくつかの実施形態では、TILは、5% DMSOを加えた細胞培養培地中で凍結保存される。いくつかの実施形態では、TILは、実施例FおよびGに提供される方法に従って凍結保存される。

30

#### 【0556】

必要に応じて、細胞を冷凍庫から取り出し、溶液のおよそ5分の4が解凍されるまで、37℃の水浴中で解凍する。細胞は、一般に完全培地に再懸濁され、任意に1回以上洗浄される。いくつかの実施形態では、解凍されたTILは、当該技術分野で知られているようにカウントされ、生存率について評価することができる。

40

#### 【0557】

##### K. TIL製造のための閉鎖系

本発明は、TIL培養プロセス中の閉鎖系の使用を提供する。かかる閉鎖系は、微生物汚染の防止および／または低減を可能にし、より少ないフラスコの使用を可能にし、かつコスト削減を可能にする。いくつかの実施形態では、閉鎖系は、2つの容器を使用する。

#### 【0558】

かかる閉鎖系は当該技術分野でよく知られており、例えば、<http://www.fda.gov/cber/guidelines.htm>および<https://www>

50

. f d a . g o v / B i o l o g i c s B l o o d V a c c i n e s / G u i d a n c e C o m p l i a n c e R e g u l a t o r y I n f o r m a t i o n / G u i d a n c e s / B l o o d / u c m 0 7 6 7 7 9 . h t m で見出すことができる。

【0559】

無菌接続装置（STCD）は、互換性のある2本の管の間の無菌溶接を行う。この手順により、様々な容器と管の直径を無菌接続することができる。いくつかの実施形態では、閉鎖系は、例えば実施例Gに記載されるようなルアーロック系およびヒートシール系を含む。いくつかの実施形態では、閉鎖系は、系の無菌性および閉鎖性を維持するために、無菌条件下で注射器を介してアクセスされる。いくつかの実施形態では、実施例Gに記載されるような閉鎖系が用いられる。いくつかの実施形態では、TILは、実施例Gのセクション「最終製剤および充填」に記載される方法に従って、最終製品製剤容器に配合される。

10

【0560】

いくつかの実施形態では、閉鎖系は、腫瘍断片が得られてから、TILが患者への投与または凍結保存の準備ができるまで、1つの容器を使用する。いくつかの実施形態では、2つの容器が使用される場合、第1の容器は閉じたG容器であり、TILの集団は遠心分離され、第1の閉じたG容器を開かずに注入バッグに移される。いくつかの実施形態では、2つの容器が使用される場合、注入バッグは、HypoThermosoilを含有する注入バッグである。閉鎖系または閉鎖TIL細胞培養系は、腫瘍試料および／または腫瘍断片が追加されると、系が外部からしっかりと密閉され、細菌、真菌、および／またはいかなる他の微生物汚染も侵入しない閉鎖環境を形成することを特徴とする。

20

【0561】

いくつかの実施形態では、微生物汚染の低減は、約5%～約100%の間である。いくつかの実施形態では、微生物汚染の低減は、約5%～約95%の間である。いくつかの実施形態では、微生物汚染の低減は、約5%～約90%の間である。いくつかの実施形態では、微生物汚染の低減は、約10%～約90%の間である。いくつかの実施形態では、微生物汚染の低減は、約15%～約85%の間である。いくつかの実施形態では、微生物汚染の低減は、約5%、約10%、約15%、約20%、約25%、約30%、約35%、約40%、約45%、約50%、約55%、約60%、約65%、約70%、約75%、約80%、約85%、約90%、約95%、約97%、約98%、約99%、または約100%である。

30

【0562】

閉鎖系は、微生物汚染がない状態で、および／または微生物汚染を大幅に低減して、TILの成長を可能にする。

【0563】

さらに、TIL細胞培養環境のpH、二酸化炭素分圧、および酸素分圧は各々、細胞が培養されるにつれて変化する。したがって、細胞培養に適した培地を循環させても、TIL増殖に最適な環境として常に閉鎖環境を一定に維持する必要がある。この目的のために、閉鎖環境の培養液内のpH、二酸化炭素分圧、および酸素分圧の物理的要因をセンサーによって監視すること、そのシグナルを使用して、培養環境の入口に設置されたガス交換器を制御すること、および細胞培養環境を最適化するように、閉鎖環境のガス分圧を培養液の変化に応じてリアルタイムで調整することが望ましい。いくつかの実施形態では、本発明は、閉鎖環境への入口に、閉鎖環境のpH、二酸化炭素分圧、および酸素分圧を測定するモニタリング装置を備えたガス交換器を組み込む閉鎖細胞培養システムを提供し、モニタリング装置からのシグナルに基づいてガス濃度を自動的に調整することによって、細胞培養環境を最適化する。

40

【0564】

いくつかの実施形態では、閉鎖環境内の圧力は、連続的または断続的に制御される。すなわち、閉鎖環境における圧力は、例えば、圧力維持装置によって変化させることができ、したがって、空間が正圧状態でのTILの成長に好適であることを保証するか、または負圧状態での流体の浸出を促進し、したがって、細胞増殖を促進する。さらに、断続的に

50

陰圧を加えることにより、閉鎖環境の体積の一時的な収縮によって、閉鎖環境内の循環液体を均一かつ効率的に置き換えることが可能である。

【0565】

いくつかの実施形態では、TILの増殖のための最適な培養成分を置換または添加することができ、IL-2および／またはOKT3などの因子、ならびに組み合わせを添加することができる。

【0566】

L. TILの任意の凍結保存

バルクTIL集団またはTILの拡張集団のいずれかを、任意に凍結保存することができる。いくつかの実施形態では、凍結保存は、治療的TIL集団上で起こる。いくつかの実施形態では、凍結保存は、第2の拡張後に採取されたTIL上で起こる。いくつかの実施形態では、凍結保存は、図1の例示的なステップFにおいて、TIL上で起こる。いくつかの実施形態では、TILは、注入バッグ内で凍結保存される。いくつかの実施形態では、TILは、注入バッグに入れる前に凍結保存される。いくつかの実施形態では、TILは、凍結保存され、注入バッグに入っていない。いくつかの実施形態では、凍結保存は、凍結保存培地を使用して行われる。いくつかの実施形態では、凍結保存培地は、ジメチルスルホキシド(DMSO)を含有する。これは一般に、TIL集団を凍結溶液、例えば85%補体不活化AB血清および15%ジメチルスルホキシド(DMSO)に入れることによって達成される。溶液中の細胞を極低温バイアルに入れ、-80℃で24時間保存し、任意に、凍結保存のためにガス状窒素冷凍庫に移す。Sadeghi, et al., Acta Oncologica 2013, 52, 978-986を参照されたい。

【0567】

必要に応じて、細胞を冷凍庫から取り出し、溶液のおよそ5分の4が解凍されるまで、37℃の水浴中で解凍する。細胞は、一般に完全培地に再懸濁され、任意に1回以上洗浄される。いくつかの実施形態では、解凍されたTILは、当該技術分野で知られているようにカウントされ、生存率について評価することができる。

【0568】

好ましい実施形態では、TILの集団は、CS10凍結保存培地(Cryostor 10、BioLife Solutions)を使用して凍結保存される。好ましい実施形態では、TILの集団は、ジメチルスルホキシド(DMSO)を含有する凍結保存培地を使用して凍結保存される。好ましい実施形態では、TILの集団は、1:1(体積:体積)比のCS10および細胞培養培地を使用して凍結保存される。好ましい実施形態では、TILの集団は、約1:1(体積:体積)比のCS10および細胞培養培地を使用して凍結保存され、さらに追加のIL-2を含む。

【0569】

上記のステップA～Eで考察されるように、凍結保存は、TIL拡張プロセス全体の様々な時点で起こり得る。いくつかの実施形態では、ステップBによる第1の拡張後のバルクTIL集団、またはステップDによる1回以上の第2の拡張後の拡張されたTIL集団を、凍結保存することができる。凍結保存は、一般に、TIL集団を凍結溶液、例えば85%補体不活化AB血清および15%ジメチルスルホキシド(DMSO)に入れることによって達成することができる。溶液中の細胞を極低温バイアルに入れ、-80℃で24時間保存し、任意に、凍結保存のためにガス状窒素冷凍庫に移す。Sadeghi, et al., Acta Oncologica 2013, 52, 978-986を参照されたい。

【0570】

必要に応じて、細胞を冷凍庫から取り出し、溶液のおよそ5分の4が解凍されるまで、37℃の水浴中で解凍する。細胞は、一般に完全培地に再懸濁され、任意に1回以上洗浄される。いくつかの実施形態では、解凍されたTILは、当該技術分野で知られているようにカウントされ、生存率について評価することができる。

【0571】

場合によっては、以下で考察されるプロトコルを使用して、ステップB TIL集団を直ちに凍結保存することができる。代替的に、バルクTIL集団をステップCおよびステップDに供し、ステップDの後に凍結保存することができる。同様に、遺伝子操作されたTILを治療に使用する場合、ステップBまたはステップD TIL集団を好適な治療のために遺伝子改変に供することができる。

【0572】

IV. TIL製造プロセス (GEN3プロセスの実施形態、任意に合成培地を含む)

いかなる特定の理論にも限定されることなく、本発明の方法に記載される、T細胞の活性化をプライミングする、第1のプライミング拡張と、それに続くT細胞の活性化を促進する第2の急速拡張により、「より若い」表現型を保持する拡張されたT細胞の調製が可能になると考えられ、したがって本発明の拡張されたT細胞は、他の方法によって拡張されたT細胞よりも癌細胞に対してより大きな細胞傷害を示すことが予想される。特に、本発明の方法によって教示される、抗CD3抗体(例えば、OKT-3)、IL-2、および任意に抗原提示細胞(APC)への曝露によってプライミングされ、その後の追加の抗CD-3抗体(例えば、OKT-3)、IL-2、およびAPCへの曝露によって促進されるT細胞の活性化は、培養におけるT細胞の成熟を限定または回避し、成熟度の低い表現型を有するT細胞の集団を産生し、これらのT細胞は、培養における拡張によってあまり疲弊せず、癌細胞に対してより高い細胞傷害を示す。いくつかの実施形態では、第2の急速拡張のステップは、複数のステップに分割され、(a) T細胞を、第1の容器、例えばG-R EX 100 MCS容器内の小規模培養において約3~4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで(b) 小規模培養におけるT細胞を、第1の容器よりも大きい第2の容器、例えばG-R EX 500 MCS容器に移し、小規模培養からのT細胞を、第2の容器内の大規模培養において約4~7日間培養することによって、培養のスケールアップを達成する。いくつかの実施形態では、急速拡張のステップは、複数のステップに分割され、(a) T細胞を、第1の容器、例えばG-R EX 100 MCS容器内の第1の小規模培養において3~4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで(b) 第1の小規模培養からのT細胞を、第1の容器とサイズが等しい少なくとも2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、または20個の第2の容器に移し、配分することによって培養のスケールアウトを達成し、各第2の容器内で、かかる第2の容器に移された第1の小規模培養からのT細胞の部分は、第2の小規模培養において約4~7日間培養される。いくつかの実施形態では、急速拡張のステップは、複数のステップに分割され、(a) T細胞を、第1の容器、例えばG-R EX 100 MCS容器内の小規模培養において約3~4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで(b) 小規模培養からのT細胞を、第1の容器よりも大きい少なくとも2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、または20個の第2の容器、例えば、G-R EX 500 MCS容器に移し、配分することによって培養のスケールアウトおよびスケールアップを達成し、各第2の容器内で、かかる第2の容器に移された小規模培養からのT細胞の部分は、より大規模の培養において約4~7日間培養される。いくつかの実施形態では、急速拡張のステップは、複数のステップに分割され、(a) T細胞を、第1の容器、例えばG-R EX 100 MCS容器内の小規模培養において約4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで(b) 小規模培養からのT細胞を、第1の容器よりも大きい2、3、または4個の第2の容器、例えばG-R EX 500 MCS容器に移し、配分することによって培養のスケールアウトおよびスケールアップを達成し、各第2の容器内で、かかる第2の容器に移された小規模培養からのT細胞の部分は、より大規模の培養において約5日間培養される。

【0573】

いくつかの実施形態では、第2の急速拡張は、第1のプライミング拡張によってもたらされるT細胞の活性化が減少、軽減、衰退、または沈静化し始めた後に行われる。

【0574】

いくつかの実施形態では、第2の急速拡張は、第1のプライミング拡張によってもたらされるT細胞の活性化が、約1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、または100%減少した後に行われる。

【0575】

10

いくつかの実施形態では、第2の急速拡張は、第1のプライミング拡張によってもたらされるT細胞の活性化が、約1%~100%の範囲のパーセンテージで減少した後に行われる。

【0576】

いくつかの実施形態では、第2の急速拡張は、第1のプライミング拡張によってもたらされるT細胞の活性化が、約1%~10%、10%~20%、20%~30%、30%~40%、40%~50%、50%~60%、60%~70%、70%~80%、80%~90%、または90%~100%の範囲のパーセンテージで減少した後に行われる。

【0577】

20

いくつかの実施形態では、第2の急速拡張は、第1のプライミング拡張によってもたらされるT細胞の活性化が、少なくともまたは約1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98または99%減少した後に行われる。

【0578】

30

いくつかの実施形態では、第2の急速拡張は、第1のプライミング拡張によってもたらされるT細胞の活性化が、最大でまたは約1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、または100%減少した後に行われる。

40

【0579】

いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張によってもたらされるT細胞の活性化の減少は、抗原による刺激に应答してT細胞によって放出されるインターフェロン $\gamma$ の量の低減によって決定される。

【0580】

いくつかの実施形態では、T細胞の第1のプライミング拡張は、最大でまたは約7日または約8日の期間中に行われる。

【0581】

いくつかの実施形態では、T細胞の第1のプライミング拡張は、最大でまたは約1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、または8日の期間中に行われる。

50

【0582】

いくつかの実施形態では、T細胞の第1のプライミング拡張は、1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、または8日の期間中に行われる。

【0583】

いくつかの実施形態では、T細胞の第2の急速拡張は、最大でまたは約11日の期間中に行われる。

【0584】

いくつかの実施形態では、T細胞の第2の急速拡張は、最大でまたは約1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、または11日の期間中に行われる。

【0585】

いくつかの実施形態では、T細胞の第2の急速拡張は、1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、または11日の期間中に行われる。

【0586】

いくつかの実施形態では、T細胞の第1のプライミング拡張は、約1日～約7日の期間中に行われ、T細胞の第2の急速拡張は、約1日～約11日の期間中に行われる。

【0587】

いくつかの実施形態では、T細胞の第1のプライミング拡張は、最大でまたは約1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、または8日の期間中に行われ、T細胞の第2の急速拡張は、最大でまたは約1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、または11日の期間中に行われる。

【0588】

いくつかの実施形態では、T細胞の第1のプライミング拡張は、約1日～約8日の期間中に行われ、T細胞の第2の急速拡張は、約1日～約9日の期間中に行われる。

【0589】

いくつかの実施形態では、T細胞の第1のプライミング拡張は、8日の期間中に行われ、T細胞の第2の急速拡張は、9日の期間中に行われる。

【0590】

いくつかの実施形態では、T細胞の第1のプライミング拡張は、約1日～約7日の期間中に行われ、T細胞の第2の急速拡張は、約1日～約9日の期間中に行われる。

【0591】

いくつかの実施形態では、T細胞の第1のプライミング拡張は、7日の期間中に行われ、T細胞の第2の急速拡張は、9日の期間中に行われる。

【0592】

いくつかの実施形態では、T細胞は、腫瘍浸潤リンパ球（TIL）である。

【0593】

いくつかの実施形態では、T細胞は、骨髄浸潤リンパ球（MIL）である。

【0594】

いくつかの実施形態では、T細胞は、末梢血リンパ球（PBL）である。

【0595】

いくつかの実施形態では、T細胞は、癌に罹患しているドナーから得られる。

【0596】

いくつかの実施形態では、T細胞は、癌を患っている患者から切除された腫瘍から得られたTILである。

【0597】

いくつかの実施形態では、T細胞は、血液系悪性腫瘍を患っている患者の骨髄から得られたMILである。

【0598】

いくつかの実施形態では、T細胞は、ドナーからの末梢血単核細胞（PBMC）から得られたPBLである。いくつかの実施形態では、ドナーは、癌を患っている。いくつかの実施形態では、癌は、黒色腫、卵巣癌、子宮内膜癌、甲状腺癌、子宮頸癌、非小細胞肺癌

10

20

30

40

50

(NSCLC)、肺癌、膀胱癌、乳癌、ヒト乳頭腫ウイルスによって引き起こされる癌、頭頸部癌(頭頸部扁平上皮癌(HNSCC)を含む)、神経膠芽細胞腫(GBMを含む)、胃腸癌、腎癌、および腎細胞癌からなる群から選択される癌である。いくつかの実施形態では、癌は、黒色腫、卵巣癌、子宮頸癌、非小細胞肺癌(NSCLC)、肺癌、膀胱癌、乳癌、ヒト乳頭腫ウイルスによって引き起こされる癌、頭頸部癌(頭頸部扁平上皮癌(HNSCC)を含む)、神経膠芽細胞腫(GBMを含む)、胃腸癌、腎癌、および腎細胞癌からなる群から選択される。いくつかの実施形態では、ドナーは、腫瘍を患っている。いくつかの実施形態では、腫瘍は、液体腫瘍である。いくつかの実施形態では、腫瘍は、固形腫瘍である。いくつかの実施形態では、ドナーは、血液系悪性腫瘍を患っている。

【0599】

本開示の特定の態様では、免疫エフェクター細胞、例えばT細胞は、FICOLL分離などの当業者に知られている任意の数の技法を使用して対象から収集された血液の単位から得ることができる。1つの好ましい態様では、個体の循環血液からの細胞は、アフエレーシスによって得られる。アフエレーシス産物には通常、T細胞、単球、顆粒球、B細胞を含むリンパ球、他の有核白血球、赤血球、血小板が含まれる。一態様では、アフエレーシスによって収集された細胞を洗浄して血漿画分を除去し、任意に、後続の処理ステップのために細胞を適切な緩衝液または培地に入れることができる。一実施形態では、細胞をリン酸緩衝生理食塩水(PBS)で洗浄する。代替の実施形態では、洗浄溶液は、カルシウムを欠き、マグネシウムを欠くか、またはすべてではないにしても多くの二価カチオンを欠く可能性がある。一態様では、T細胞は、赤血球を溶解し、単球を枯渇させることによって、例えば、PERCOLL勾配による遠心分離によって、または対向流遠心溶出法によって末梢血リンパ球から単離される。

【0600】

いくつかの実施形態では、T細胞は、ドナーからのリンパ球が濃縮された全血またはアフエレーシス産物から分離されたPBLである。いくつかの実施形態では、ドナーは、癌を患っている。いくつかの実施形態では、癌は、黒色腫、卵巣癌、子宮内膜癌、甲状腺癌、子宮頸癌、非小細胞肺癌(NSCLC)、肺癌、膀胱癌、乳癌、ヒト乳頭腫ウイルスによって引き起こされる癌、頭頸部癌(頭頸部扁平上皮癌(HNSCC)を含む)、神経膠芽細胞腫(GBMを含む)、胃腸癌、腎癌、および腎細胞癌からなる群から選択される癌である。いくつかの実施形態では、癌は、黒色腫、卵巣癌、子宮頸癌、非小細胞肺癌(NSCLC)、肺癌、膀胱癌、乳癌、ヒト乳頭腫ウイルスによって引き起こされる癌、頭頸部癌(頭頸部扁平上皮癌(HNSCC)を含む)、神経膠芽細胞腫(GBMを含む)、胃腸癌、腎癌、および腎細胞癌からなる群から選択される。いくつかの実施形態では、ドナーは、腫瘍を患っている。いくつかの実施形態では、腫瘍は、液体腫瘍である。いくつかの実施形態では、腫瘍は、固形腫瘍である。いくつかの実施形態では、ドナーは、血液系悪性腫瘍を患っている。いくつかの実施形態では、PBLは、正または負の選択法を使用することによって、すなわち、T細胞表現型について、マーカー(複数可)、例えばCD3+CD45+を使用してPBLを除去する、または非T細胞表現型細胞を除去してPBLを残すことによって、リンパ球が濃縮された全血またはアフエレーシス産物から単離される。他の実施形態では、PBLは、勾配遠心分離によって単離される。ドナー組織からPBLを単離すると、PBLの第1のプライミング拡張は、本明細書に記載される方法のうちのいずれかの第1のプライミング拡張ステップに従って、第1のプライミング拡張培養物に好適な数の単離されたPBL(いくつかの実施形態では、およそ $1 \times 10^7$  PBL)を播種することによって開始され得る。

【0601】

これらの特徴のうちのいくつかを含有するプロセス3(本明細書ではGEN3とも称される)として知られる例示的なTILプロセスが、図8(特に、例えば図8Bおよび/または図8C)に示され、プロセス2Aに関する本発明のこの実施形態の利点のうちのいくつかは、図1、2、30、および31(特に、例えば図8Bおよび/または図8C)に記載されている。プロセス3の2つの実施形態は、図1および30(特に、例えば図8Bお

10

20

30

40

50

**【 0 6 0 2 】**

10

## 50



る拡張)は、8日に短縮され、第2の急速拡張(例えば、図8(特に、例えば図8Bおよび/または図8C))においてステップDに記載される拡張)は、8日間である。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張(例えば、図8(特に、例えば図8Bおよび/または図8C))においてステップBとして記載される拡張)は、8日間であり、第2の急速拡張(例えば、図8(特に、例えば図8Bおよび/または図8C))においてステップDに記載される拡張)は、9日間である。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張(例えば、図8(特に、例えば図8Bおよび/または図8C))においてステップBとして記載される拡張)は、8日間であり、第2の急速拡張(例えば、図8(特に、例えば図8Bおよび/または図8C))においてステップDに記載される拡張)は、10日間である。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張(例えば、図8(特に、例えば図8Bおよび/または図8C))においてステップBとして記載される拡張)は、7日間であり、第2の急速拡張(例えば、図8(特に、例えば図8Bおよび/または図8C))においてステップDに記載される拡張)は、7~10日間である。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張(例えば、図8(特に、例えば図8Bおよび/または図8C))においてステップBとして記載される拡張)は、7日間であり、第2の急速拡張(例えば、図8(特に、例えば図8Bおよび/または図8C))においてステップDに記載される拡張)は、8~10日間である。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張(例えば、図8(特に、例えば図8Bおよび/または図8C))においてステップBとして記載される拡張)は、7日間であり、第2の急速拡張(例えば、図8(特に、例えば図8Bおよび/または図8C))においてステップDに記載される拡張)は、9~10日間である。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張(例えば、図8(特に、例えば図8Bおよび/または図8C))においてステップBとして記載される拡張)は、7日に短縮され、第2の急速拡張(例えば、図8(特に、例えば図8Bおよび/または図8C))においてステップDに記載される拡張)は、7~9日間である。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張と第2の急速拡張(例えば、図1(特に、例えば図1Bおよび/または図8C))においてステップBおよびステップDとして記載される拡張)との組み合わせは、以下ならびに実施例および図において詳細に考察されるように、14~16日間である。特に、本発明の特定の実施形態は、抗CD3抗体、例えばIL-2の存在下でのOKT-3への曝露、または少なくともIL-2および抗CD3抗体、例えばOKT-3の存在下での抗原への曝露によってTILが活性化される、第1のプライミング拡張ステップを含むと考えられる。特定の実施形態では、上記のように第1のプライミング拡張ステップで活性化されるTILは、第1のTIL集団であり、すなわち、一次細胞集団である。

#### 【0604】

以下の「ステップ」指定A、B、Cなどは、図8(特に、例えば、図8Bおよび/または図8C))における非限定的な例を参照し、本明細書に記載される特定の非限定的な実施形態を参照している。以下および図8(特に、例えば図8Bおよび/または図8C))におけるステップの順序は例示であり、ステップの任意の組み合わせまたは順序、ならびに追加のステップ、ステップの繰り返し、および/またはステップの省略は、本出願および本明細書に開示される方法によって企図される。

#### 【0605】

##### A. ステップA: 患者の腫瘍試料を取得する

一般に、TILは、最初に患者の腫瘍試料(「一次TIL」)から、またはTIL様の特徴を有する末梢血リンパ球を含む末梢血リンパ球などの循環リンパ球から得られ、その後、本明細書に記載されるように、さらなる操作のためにより大きな集団に拡張され、任意に凍結保存され、任意にTILの健康の指標として表現型および代謝パラメーターについて評価される。

#### 【0606】

患者の腫瘍試料は、一般に外科的切除、針生検、または腫瘍細胞とTIL細胞との混合物を含有する試料を取得するための他の手段を介して、当該技術分野で知られている方法を使用して取得することができる。一般に、腫瘍試料は、原発腫瘍、浸潤性腫瘍、または

転移性腫瘍を含む、任意の固形腫瘍に由来し得る。腫瘍試料はまた、血液系悪性腫瘍から得られた腫瘍などの液体腫瘍であり得る。固形腫瘍は、乳癌、膵臓癌、前立腺癌、結腸直腸癌、肺癌、脳癌、腎癌、胃癌、および皮膚癌を含むが、これらに限定されない（扁平上皮癌、基底細胞癌、および黒色腫を含むが、これらに限定されない）任意の癌の種類であり得る。いくつかの実施形態では、癌は、子宮頸癌、頭頸部癌（例えば、頭頸部扁平上皮癌（HNSCC）を含む）、神経膠芽細胞腫（GBM）、胃腸癌、卵巣癌、肉腫、膵臓癌、膀胱癌、乳癌、トリプルネガティブ乳癌、および非小細胞肺癌から選択される。いくつかの実施形態では、悪性黒色腫腫瘍が特に高レベルのTILを有することが報告されているため、有用なTILは、悪性黒色腫腫瘍から得られる。

#### 【0607】

一旦得られると、腫瘍試料は、一般に鋭的剥離を使用して1～約8mm<sup>3</sup>の間の小片に断片化され、約2～3mm<sup>3</sup>が特に有用である。TILは、酵素腫瘍消化物を使用してこれらの断片から培養される。かかる腫瘍消化物は、酵素培地（例えば、Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640緩衝液、2mMグルタメート、10mcg/mLゲンタマイシン、30単位/mLのDNase、および1.0mg/mLのコラゲナーゼ）でのインキュベーション、続いて機械的解離（例えば、組織解離剤を使用する）によって産生することができる。腫瘍消化物は、腫瘍を酵素培地に入れ、腫瘍をおよそ1分間機械的に解離させ、続いて5%CO<sub>2</sub>中37℃で30分間インキュベートし、続いて小さな組織片のみが存在するまで、前述の条件下で機械的解離およびインキュベーションのサイクルを繰り返すことによって産生することができる。このプロセスの最後に、細胞懸濁液に多数の赤血球または死細胞が含まれている場合、FICOLL分岐親水性多糖類を使用した密度勾配分離を行い、これらの細胞を除去することができる。米国特許出願公開第2012/0244133A1号（その開示は参照により本明細書に組み込まれる）に記載されているものなど、当該技術分野で知られている代替方法を使用することができる。前述の方法のうちのいずれかは、TILを拡張する方法または癌を治療する方法についての本明細書に記載される実施形態のうちのいずれかにおいて使用され得る。

#### 【0608】

上に示したように、いくつかの実施形態では、TILは、固形腫瘍に由来する。いくつかの実施形態では、固形腫瘍は、断片化されない。いくつかの実施形態では、固形腫瘍は断片化されず、腫瘍全体として酵素消化に供される。いくつかの実施形態では、腫瘍は、コラゲナーゼ、DNase、およびヒアルロニダーゼを含む酵素混合物中で消化される。いくつかの実施形態では、腫瘍は、コラゲナーゼ、DNase、およびヒアルロニダーゼを含む酵素混合物中で1～2時間消化される。いくつかの実施形態では、腫瘍は、コラゲナーゼ、DNase、およびヒアルロニダーゼを含む酵素混合物中で1～2時間、37℃、5%CO<sub>2</sub>で消化される。いくつかの実施形態では、腫瘍は、コラゲナーゼ、DNase、およびヒアルロニダーゼを含む酵素混合物中で1～2時間、37℃、5%CO<sub>2</sub>で回転を伴って消化される。いくつかの実施形態では、腫瘍は、一定の回転を伴って一晚消化される。いくつかの実施形態では、腫瘍は、37℃、5%CO<sub>2</sub>で一定の回転を伴って一晚消化される。いくつかの実施形態では、腫瘍全体が酵素と組み合わせられて、腫瘍消化反応混合物を形成する。

#### 【0609】

いくつかの実施形態では、腫瘍は、無菌緩衝液中の凍結乾燥酵素で再構成される。いくつかの実施形態では、緩衝液は、無菌HBSSである。

#### 【0610】

いくつかの実施形態では、酵素混合物は、コラゲナーゼを含む。いくつかの実施形態では、コラゲナーゼは、コラゲナーゼIVである。いくつかの実施形態では、コラゲナーゼの作用ストックは、100mg/mLの10×作用ストックである。

#### 【0611】

いくつかの実施形態では、酵素混合物は、DNaseを含む。いくつかの実施形態では

10

20

30

40

50

、DNAseの作用ストックは、10,000 IU/mLの10X作用ストックである。

【0612】

いくつかの実施形態では、酵素混合物は、ヒアルロニダーゼを含む。いくつかの実施形態では、ヒアルロニダーゼの作用ストックは、10 mg/mLの10X作用ストックである。

【0613】

いくつかの実施形態では、酵素混合物は、10 mg/mLのコラゲナーゼ、1000 IU/mLのDNAse、および1 mg/mLのヒアルロニダーゼを含む。

【0614】

いくつかの実施形態では、酵素混合物は、10 mg/mLのコラゲナーゼ、500 IU/mLのDNAse、および1 mg/mLのヒアルロニダーゼを含む。

10

【0615】

一般に、腫瘍から得られた細胞懸濁液は、「一次細胞集団」または「新たに得られた」または「新たに単離された」細胞集団と呼ばれる。特定の実施形態では、TILの新たに得られた細胞集団は、抗原提示細胞、IL-12、およびOKT-3を含む細胞培養培地に曝露される。

【0616】

いくつかの実施形態では、断片化は、例えば、剥離および消化を含む物理的断片化を含む。いくつかの実施形態では、断片化は、物理的断片化である。いくつかの実施形態では、断片化は、剥離である。いくつかの実施形態では、断片化は、消化によるものである。いくつかの実施形態では、TILは、最初に、患者から得られた酵素的腫瘍消化物および腫瘍断片から培養され得る。実施形態では、TILは、最初に、患者から得られた酵素的腫瘍消化物および腫瘍断片から培養され得る。

20

【0617】

腫瘍が固形腫瘍であるいくつかの実施形態では、腫瘍試料が、例えば、ステップA（図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）に提供される）で得られた後、腫瘍は物理的断片化を受ける。いくつかの実施形態では、断片化は、凍結保存前に起こる。いくつかの実施形態では、断片化は、凍結保存後に起こる。いくつかの実施形態では、断片化は、腫瘍を得た後、いかなる凍結保存もない場合に起こる。いくつかの実施形態では、断片化のステップは、インビトロまたはエクスピボプロセスである。いくつかの実施形態では、腫瘍は断片化され、10、20、30、40個またはそれ以上の断片または小片が、第1のプライミング拡張のために各容器に配置される。いくつかの実施形態では、腫瘍は断片化され、30または40個の断片または小片が、第1のプライミング拡張のために各容器に配置される。いくつかの実施形態では、腫瘍は断片化され、40個の断片または小片が、第1のプライミング拡張のために各容器に配置される。いくつかの実施形態では、複数の断片は、約4～約50個の断片を含み、各断片は、約27 mm<sup>3</sup>の体積を有する。いくつかの実施形態では、複数の断片は、約30～約60個の断片を含み、総体積は約1300 mm<sup>3</sup>～約1500 mm<sup>3</sup>である。いくつかの実施形態では、複数の断片は、約50個の断片を含み、総体積は約1350 mm<sup>3</sup>である。いくつかの実施形態では、複数の断片は、約50個の断片を含み、総質量は約1グラム～約1.5グラムである。いくつかの実施形態では、複数の断片は、約4個の断片を含む。

30

40

【0618】

いくつかの実施形態では、TILは、腫瘍断片から得られる。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、鋭的剥離によって得られる。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、約1 mm<sup>3</sup>～10 mm<sup>3</sup>の間である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、約1 mm<sup>3</sup>～8 mm<sup>3</sup>の間である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、約1 mm<sup>3</sup>である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、約2 mm<sup>3</sup>である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、約3 mm<sup>3</sup>である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、約4 mm<sup>3</sup>である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、約5 mm<sup>3</sup>である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、約6 mm<sup>3</sup>である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、約7 mm<sup>3</sup>である。いくつ

50

かの実施形態では、腫瘍断片は、約  $8\text{ mm}^3$  である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、約  $9\text{ mm}^3$  である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、約  $10\text{ mm}^3$  である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、 $1\sim 4\text{ mm}\times 1\sim 4\text{ mm}\times 1\sim 4\text{ mm}$  である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、 $1\text{ mm}\times 1\text{ mm}\times 1\text{ mm}$  である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、 $2\text{ mm}\times 2\text{ mm}\times 2\text{ mm}$  である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、 $3\text{ mm}\times 3\text{ mm}\times 3\text{ mm}$  である。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、 $4\text{ mm}\times 4\text{ mm}\times 4\text{ mm}$  である。

#### 【0619】

いくつかの実施形態では、腫瘍は、各小片上の出血性、壊死性、および／または脂肪性組織の量を最小化するために断片化される。いくつかの実施形態では、腫瘍は、各小片上の出血性組織の量を最小化するために断片化される。いくつかの実施形態では、腫瘍は、各小片上の壊死性組織の量を最小化するために断片化される。いくつかの実施形態では、腫瘍は、各小片上の脂肪性組織の量を最小化するために断片化される。特定の実施形態では、腫瘍の断片化のステップは、インビトロまたはエクスピボの方法である。

#### 【0620】

いくつかの実施形態では、腫瘍の内部構造を維持するために、腫瘍の断片化が行われる。いくつかの実施形態では、腫瘍の断片化は、メスで鋸引き動作を行うことなく実行される。いくつかの実施形態では、TILは、腫瘍消化物から得られる。いくつかの実施形態では、腫瘍消化物は、酵素培地、例えば、限定されないが、RPMI 1640、2mM GlutaMAX、 $10\text{ mg/mL}$  ゲンタマイシン、 $30\text{ U/mL}$  DNase、および  $1.0\text{ mg/mL}$  コラゲナーゼ中でのインキュベーション、続いて機械的解離によって生成された (GentleMACS, Miltenyi Biotec, Auburn, CA)。腫瘍を酵素培地に入れた後、腫瘍を、およそ1分間機械的に解離することができる。次いで、溶液を  $5\%\text{ CO}_2$  中  $37^\circ\text{C}$  で30分間インキュベートし、その後、およそ1分間再び機械的に破壊することができる。  $5\%\text{ CO}_2$  中  $37^\circ\text{C}$  で30分間再びインキュベートした後、腫瘍を、およそ1分間、3回目に機械的に破壊することができる。いくつかの実施形態では、大きな組織片が存在する場合の3回目の機械的破壊後、  $5\%\text{ CO}_2$  中  $37^\circ\text{C}$  で30分間の追加のインキュベーションの有無にかかわらず、1回または2回の追加の機械的解離を試料に適用した。いくつかの実施形態では、細胞懸濁液が多数の赤血球または死細胞を含む場合、最終インキュベーションの終わりに、Ficollを使用した密度勾配分離を行い、これらの細胞を除去することができる。

#### 【0621】

いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張ステップの前の細胞懸濁液は、「一次細胞集団」または「新たに得られた」または「新たに単離された」細胞集団と呼ばれる。

#### 【0622】

いくつかの実施形態では、細胞は、試料単離後（例えば、腫瘍試料を得た後および／または腫瘍試料から細胞懸濁液を得た後）、任意に凍結され得、ステップBに記載の拡張に入る前に凍結保存され得、これは以下でさらに詳細に説明されるとともに、図8（特に、例えば図8B）に例示される。

#### 【0623】

##### 1. コア／小生検由来のTIL

いくつかの実施形態では、TILは、コア生検または同様の手順によって得られた患者腫瘍試料（「一次TIL」）から最初に得られ、次いで、本明細書に記載されるさらなる操作のためにより大きな集団に拡張され、任意に凍結保存され、任意に表現型および代謝パラメーターについて評価される。

#### 【0624】

いくつかの実施形態では、患者の腫瘍試料は、一般に小生検、コア生検、針生検、または腫瘍細胞とTIL細胞との混合物を含有する試料を取得するための他の手段を介して、当該技術分野で知られている方法を使用して取得することができる。一般に、腫瘍試料は、原発腫瘍、浸潤性腫瘍、または転移性腫瘍を含む、任意の固形腫瘍に由来し得る。腫瘍

試料はまた、血液系悪性腫瘍から得られた腫瘍などの液体腫瘍であり得る。いくつかの実施形態では、試料は、複数の小さな腫瘍試料または生検に由来し得る。いくつかの実施形態では、試料は、同じ患者からの単一の腫瘍からの複数の腫瘍試料を含むことができる。いくつかの実施形態では、試料は、同じ患者からの1つ、2つ、3つ、または4つの腫瘍からの複数の腫瘍試料を含むことができる。いくつかの実施形態では、試料は、同じ患者からの複数の腫瘍からの複数の腫瘍試料を含むことができる。固形腫瘍は、肺癌および／または非小細胞肺癌（NSCLC）であり得る。

#### 【0625】

一般に、腫瘍コアまたは断片から得られた細胞懸濁液は、「一次細胞集団」または「新たに得られた」または「新たに単離された」細胞集団と呼ばれる。特定の実施形態では、TILの新たに得られた細胞集団は、抗原提示細胞、IL-2およびOKT-3を含む細胞培養培地に曝露される。

10

#### 【0626】

いくつかの実施形態では、腫瘍が転移性であり、原発性病変が過去に効率的に治療／除去された場合、転移性病変のうちの1つの除去が必要とされ得る。いくつかの実施形態では、最も侵襲性の低いアプローチは、皮膚病変、または利用可能な場合は首または腋窩領域のリンパ節を除去することである。いくつかの実施形態では、皮膚病変が除去されるか、またはその小生検が除去される。いくつかの実施形態では、リンパ節またはその小生検が除去される。いくつかの実施形態では、肺もしくは肝臓の転移性病変、あるいは腹腔内もしくは胸部リンパ節またはそれらの小生検を用いることができる。

20

#### 【0627】

いくつかの実施形態では、腫瘍は、黒色腫である。いくつかの実施形態では、黒色腫の小さな生検は、ほくろまたはその部分を含む。

#### 【0628】

いくつかの実施形態では、小生検は、パンチ生検である。いくつかの実施形態では、パンチ生検は、皮膚に押し込まれた円形の刃で得られる。いくつかの実施形態では、パンチ生検は、疑わしいほくろの周りの皮膚に押し込まれた円形の刃で得られる。いくつかの実施形態では、パンチ生検は、皮膚に押し込まれた円形の刃で得られ、皮膚の丸い部分が除去される。いくつかの実施形態では、小生検は、パンチ生検であり、腫瘍の丸い部分が除去される。

30

#### 【0629】

いくつかの実施形態では、小生検は、切除生検である。いくつかの実施形態では、小生検は、切除生検であり、ほくろまたは成長の全体が除去される。いくつかの実施形態では、小生検は、切除生検であり、ほくろまたは成長の全体が、正常に見える皮膚の小さな境界とともに除去される。

#### 【0630】

いくつかの実施形態では、小生検は、切開生検である。いくつかの実施形態では、小生検は、切開生検であり、ほくろまたは成長の最も不規則な部分のみが採取される。いくつかの実施形態では、小生検は、切開生検であり、切開生検は、疑わしいほくろが非常に大きい場合など、他の技法を完了できない場合に使用される。

40

#### 【0631】

いくつかの実施形態では、小生検は、肺生検である。いくつかの実施形態では、小生検は、気管支鏡検査によって得られる。一般に、気管支鏡検査では、患者は麻酔下に置かれ、小さな道具が鼻または口を通り、喉を下って気管支通路に入り、そこで小さな道具を使用していくらかの組織を除去する。気管支鏡検査によって腫瘍または成長に到達できないいくつかの実施形態では、経胸腔針生検を用いることができる。一般に、経胸腔針生検の場合もまた、患者は麻酔下にあり、針を皮膚から疑わしい場所に直接挿入して、小さな組織試料を除去する。いくつかの実施形態では、経胸壁針生検は、介入的画像診断（例えば、針を誘導するためのX線またはCT走査の使用）を必要とし得る。いくつかの実施形態では、小生検は、針生検によって得られる。いくつかの実施形態では、小生検は、超音波

50

内視鏡で得られる（例えば、照明付きの内視鏡であり、口を通して食道に配置される）。いくつかの実施形態では、小生検は、外科的に得られる。

#### 【0632】

いくつかの実施形態では、小生検は、頭頸部生検である。いくつかの実施形態では、小生検は、切開生検である。いくつかの実施形態では、小生検は、切開生検であり、組織の小片が異常に見える領域から切り取られる。いくつかの実施形態では、異常な領域に容易にアクセスできる場合、入院せずに試料を採取することができる。いくつかの実施形態では、腫瘍が口または喉のより深いところにある場合、生検は、全身麻酔を用いて手術室で行われる必要があり得る。いくつかの実施形態では、小生検は、切除生検である。いくつかの実施形態では、小生検は、全領域が除去される切除生検である。いくつかの実施形態では、小生検は、細針吸引（FNA）である。いくつかの実施形態では、小生検は、細針吸引（FNA）であり、注射器に取り付けられた非常に細い針を使用して、腫瘍または塊から細胞を抽出（吸引）する。いくつかの実施形態では、小生検は、パンチ生検である。いくつかの実施形態では、小生検は、パンチ生検であり、パンチ鉗子を使用して疑わしい領域の一片を除去する。

10

#### 【0633】

いくつかの実施形態では、小生検は、子宮頸部生検である。いくつかの実施形態では、小生検は、膣鏡検査を介して得られる。一般に、膣鏡検査法は、拡大双眼鏡に取り付けられた照明付きの拡大鏡（膣鏡）を用い、次いでこれを使用して、子宮頸部の表面の小さな切片を生検する。いくつかの実施形態では、小生検は、円錐切除／円錐生検である。いくつかの実施形態では、小生検は、円錐切除／円錐生検であり、子宮頸部からより大きな組織片を除去するために外来手術が必要となる場合がある。いくつかの実施形態では、円錐生検は、診断を確認するのに助けることに加えて、円錐生検が初期治療として役立ち得る。

20

#### 【0634】

「固形腫瘍」という用語は、通常、嚢胞または液体領域を含まない組織の異常な塊を指す。固形腫瘍は、良性または悪性であり得る。「固形腫瘍癌」という用語は、悪性、腫瘍性、または癌性の固形腫瘍を指す。固形腫瘍癌には、肺の癌が含まれる。いくつかの実施形態では、癌は、非小細胞肺癌（NSCLC）である。固形腫瘍の組織構造には、実質（癌細胞）を含む相互依存する組織区画、および癌細胞が分散し、支持微小環境を提供する可能性のある支持間質細胞が含まれる。

30

#### 【0635】

いくつかの実施形態では、腫瘍からの試料は、細針吸引物（FNA）、コア生検、小生検（例えば、パンチ生検を含む）として得られる。いくつかの実施形態では、試料は、最初にG-Rex 10に入れられる。いくつかの実施形態では、1つまたは2つのコア生検および／または小生検試料がある場合、試料は最初にG-Rex 10に入れられる。いくつかの実施形態では、3、4、5、6、8、9、または10個以上のコア生検および／または小生検試料がある場合、試料は最初にG-Rex 100に入れられる。いくつかの実施形態では、3、4、5、6、8、9、または10個以上のコア生検および／または小生検試料がある場合、試料は最初にG-Rex 500に入れられる。

#### 【0636】

FNAは、例えば、NSCLCを含む肺腫瘍から得ることができる。いくつかの実施形態では、FNAは、非小細胞肺癌（NSCLC）を有する患者からの肺腫瘍などの肺腫瘍から得られる。場合によっては、NSCLCを有する患者は、以前に外科的治療を受けたことがある。

40

#### 【0637】

本明細書に記載のTILは、FNA試料から得ることができる。場合によっては、FNA試料は、18ゲージ針～25ゲージ針の範囲の細いゲージ針を使用して、患者から取得または単離される。細いゲージ針は、18ゲージ、19ゲージ、20ゲージ、21ゲージ、22ゲージ、23ゲージ、24ゲージ、または25ゲージであり得る。いくつかの実施形態では、患者からのFNA試料は、少なくとも400,000 TIL、例えば、400

50

、000TIL、450、000TIL、500、000TIL、550、000TIL、600、000TIL、650、000TIL、700、000TIL、750、000TIL、800、000TIL、850、000TIL、900、000TIL、950、000TIL、またはそれ以上を含有し得る。

【0638】

場合によっては、本明細書に記載のTILは、コア生検試料から得られる。場合によっては、コア生検試料は、11ゲージ針～16ゲージ針の範囲の外科用または医療用針を使用して患者から取得または単離される。針は、11ゲージ、12ゲージ、13ゲージ、14ゲージ、15ゲージ、または16ゲージであり得る。いくつかの実施形態では、患者からのコア生検試料は、少なくとも400、000TIL、例えば、400、000TIL、450、000TIL、500、000TIL、550、000TIL、600、000TIL、650、000TIL、700、000TIL、750、000TIL、800、000TIL、850、000TIL、900、000TIL、950、000TIL、またはそれ以上を含有し得る。

【0639】

一般に、採取された細胞懸濁液は、「一次細胞集団」または「新たに採取された」細胞集団と呼ばれる。

【0640】

いくつかの実施形態では、TILは、腫瘍消化物から得られない。いくつかの実施形態では、固形腫瘍コアは、断片化されない。

【0641】

いくつかの実施形態では、TILは、腫瘍消化物から得られる。いくつかの実施形態では、腫瘍消化物は、酵素培地、例えば、限定されないが、RPMI 1640、2mM GlutaMAX、10mg/mLゲンタマイシン、30U/mL DNase、および1.0mg/mLコラゲナーゼ中でのインキュベーション、続いて機械的解離によって生成された(GentleMACS, Miltenyi Biotec, Auburn, CA)。腫瘍を酵素培地に入れた後、腫瘍を、およそ1分間機械的に解離することができる。次いで、溶液を5% CO<sub>2</sub>中37℃で30分間インキュベートし、その後、およそ1分間再び機械的に破壊することができる。5% CO<sub>2</sub>中37℃で30分間再びインキュベートした後、腫瘍を、およそ1分間、3回目に機械的に破壊することができる。いくつかの実施形態では、大きな組織片が存在する場合の3回目の機械的破壊後、5% CO<sub>2</sub>中37℃で30分間の追加のインキュベーションの有無にかかわらず、1回または2回の追加の機械的解離を試料に適用した。いくつかの実施形態では、細胞懸濁液が多数の赤血球または死細胞を含む場合、最終インキュベーションの終わりに、Ficollを使用した密度勾配分離を行い、これらの細胞を除去することができる。

【0642】

2. 末梢血から末梢血リンパ球(PBL)を拡張する方法

PBL法1。本発明の実施形態では、PBLは、本明細書に記載のプロセスを使用して拡張される。本発明の実施形態では、この方法は、全血からPBMC試料を取得することを含む。実施形態では、この方法は、非CD19+画分の負の選択を使用して、PBMCから純粋なT細胞を単離することによってT細胞を濃縮することを含む。実施形態では、この方法は、非CD19+画分の磁気ビーズベースの負の選択を使用して、PBMCから純粋なT細胞を単離することによってT細胞を濃縮することを含む。

【0643】

本発明の実施形態では、PBL法1は、以下のように行われる：0日目に、凍結保存されたPBMC試料を解凍し、PBMCをカウントする。T細胞は、ヒトPan T細胞単離キットおよびLSカラム(Miltenyi Biotec)を使用して単離される。

【0644】

PBL法2。本発明の実施形態では、全血からPBMC試料を取得することを含むPBL法2を使用して、PBLを拡張する。PBMCからのT細胞は、PBMCを37℃で少

なくとも3時間インキュベートし、次いで非接着細胞を単離することによって濃縮される。

【0645】

本発明の実施形態では、PBL法2は、以下のように行われる：0日目に、凍結保存されたPMMC試料を解凍し、PBMC細胞を、CM-2培地中の6ウェルプレートに1ウェルあたり600万細胞で播種し、37℃で3時間インキュベートする。3時間後、PBLである非接着細胞を除去し、カウントする。

【0646】

PBL法3。本発明の実施形態では、末梢血からPBMC試料を取得することを含むPBL法3を使用して、PBLを拡張する。B細胞は、CD19+選択を使用して単離され、T細胞は、PBMC試料の非CD19+画分の負の選択を使用して選択される。

10

【0647】

本発明の実施形態では、PBL法3は、以下のように行われる：0日目に、末梢血に由来する凍結保存されたPBMCを解凍し、カウントする。CD19+B細胞は、CD19 Multisortキット、ヒト(Miltenyi Biotec)を使用して選別される。非CD19+細胞画分のうち、T細胞は、ヒトPan T細胞単離キットおよびLSカラム(Miltenyi Biotec)を使用して精製される。

【0648】

実施形態では、PBMCは、全血試料から単離される。実施形態では、PBMC試料は、PBLを拡張するための出発材料として使用される。実施形態では、試料は、拡張プロセスの前に凍結保存される。別の実施形態では、新鮮な試料が、PBLを拡張するための出発材料として使用される。本発明の実施形態では、T細胞は、当該技術分野で知られている方法を使用してPBMCから単離される。実施形態では、T細胞は、ヒトPan T細胞単離キットおよびLSカラムを使用して単離される。本発明の実施形態では、T細胞は、当該技術分野で知られている抗体選択方法、例えば、CD19負の選択を使用して、PBMCから単離される。

20

【0649】

本発明の実施形態では、PBMC試料は、非接着細胞を同定するのに有効な所望の温度で一定期間インキュベートされる。本発明の実施形態では、インキュベーション時間は、約3時間である。本発明の実施形態では、温度は、約37℃である。次いで、非接着細胞は、上記のプロセスを使用して拡張される。

30

【0650】

いくつかの実施形態では、PBMC試料は、キナーゼ阻害剤またはITK阻害剤を含むレジメンで任意に前処理された対象または患者からのものである。いくつかの実施形態では、腫瘍試料は、キナーゼ阻害剤またはITK阻害剤を含むレジメンで前処理された対象または患者からのものである。いくつかの実施形態では、PBMC試料は、キナーゼ阻害剤またはITK阻害剤を含むレジメンで前治療され、少なくとも1ヶ月、少なくとも2ヶ月、少なくとも3ヶ月、少なくとも4ヶ月、少なくとも5ヶ月、少なくとも6ヶ月、または1年以上治療を受けた対象または患者からのものである。別の実施形態では、PBMCは、イブルチニブなどのITK阻害剤レジメンを現在受けている患者に由来する。

【0651】

いくつかの実施形態では、PBMC試料は、キナーゼ阻害剤またはITK阻害剤を含むレジメンで前治療され、キナーゼ阻害剤またはイブルチニブなどのITK阻害剤での治療に不応性である対象または患者からのものである。

40

【0652】

いくつかの実施形態では、PBMC試料は、キナーゼ阻害剤またはITK阻害剤を含むレジメンで前処理されたが、もはやキナーゼ阻害剤またはITK阻害剤による治療を受けていない対象または患者からのものである。いくつかの実施形態では、PBMC試料は、キナーゼ阻害剤またはITK阻害剤を含むレジメンで前治療されたが、もはやキナーゼ阻害剤またはITK阻害剤による治療を受けておらず、少なくとも1ヶ月、少なくとも2ヶ月、少なくとも3ヶ月、少なくとも4ヶ月、少なくとも5ヶ月、少なくとも6ヶ月、また

50



は少なくとも1年以上治療を受けていない対象または患者からのものである。別の実施形態では、P B M Cは、I T K阻害剤に以前に曝露されたが、少なくとも3ヶ月、少なくとも6ヶ月、少なくとも9ヶ月、または少なくとも1年以内に治療されていない患者に由来する。

#### 【0653】

本発明の実施形態では、0日目に、細胞がC D 1 9 +のために選択され、それに応じて選別される。本発明の実施形態では、抗体結合ビーズを使用して選択が行われる。本発明の実施形態では、純粋なT細胞が、0日目にP B M Cから単離される。

#### 【0654】

本発明の実施形態では、イブルチニブまたは他のI T K阻害剤で前処理されていない患者の場合、10～15mLのパフィーコートは、約 $5 \times 10^9$ 個のP B M Cを産生し、これは次に、約 $5.5 \times 10^7$ 個のP B Lを産生する。

#### 【0655】

本発明の実施形態では、イブルチニブまたは他のI T K阻害剤で前処理された患者の場合、拡張プロセスにより、約 $20 \times 10^9$ 個のP B Lが産生される。本発明の実施形態では、 $40.3 \times 10^6$ 個のP B M Cは、約 $4.7 \times 10^5$ 個のP B Lを産生する。

#### 【0656】

前述の実施形態のうちのいずれかにおいて、P B M Cは、全血試料から、アフエレーションによって、パフィーコートから、またはP B M Cを取得するための当該技術分野で知られている任意の他の方法から誘導され得る。

#### 【0657】

##### 3. 骨髄由来のP B M Cから骨髄浸潤リンパ球(M I L)を拡張する方法

M I L方法3。本発明の実施形態では、この方法は、骨髄からP B M Cを取得することを含む。0日目に、C D 3 + / C D 3 3 + / C D 2 0 + / C D 1 4 + に対してP B M Cを選択し、選別し、非C D 3 + / C D 3 3 + / C D 2 0 + / C D 1 4 + 細胞画分を超音波処理し、超音波処理された細胞画分の部分を、選択された細胞画分に追加する。

#### 【0658】

本発明の実施形態では、M I L方法3は、以下のように行われる：0日目に、凍結保存されたP B M C試料を解凍し、P B M Cをカウントする。細胞をC D 3、C D 3 3、C D 2 0、およびC D 1 4抗体で染色し、選別されたS 3 e細胞(B i o - R a d)を使用して選別する。細胞を、免疫細胞画分(またはM I L画分)(C D 3 + C D 3 3 + C D 2 0 + C D 1 4 +)およびA M L芽球画分(非C D 3 + C D 3 3 + C D 2 0 + C D 1 4 +)の2つの画分に選別される。

#### 【0659】

本発明の実施形態では、P B M Cは、骨髄から取得される。実施形態では、P B M Cは、アフエレーション、吸引、針生検、または当該技術分野で知られている他の同様の手段を介して骨髄から取得される。実施形態では、P B M Cは、新鮮である。別の実施形態では、P B M Cは、凍結保存される。

#### 【0660】

本発明の実施形態では、M I Lは、10～50mLの骨髄吸引物から拡張される。本発明の実施形態では、10mLの骨髄吸引物が患者から取得される。別の実施形態では、20mLの骨髄吸引物が患者から取得される。別の実施形態では、30mLの骨髄吸引物が患者から取得される。別の実施形態では、40mLの骨髄吸引物が患者から取得される。別の実施形態では、50mLの骨髄吸引物が患者から取得される。

#### 【0661】

本発明の実施形態では、約10～50mLの骨髄吸引物から産生されたP B M Cの数は、約 $5 \times 10^7$ ～約 $10 \times 10^7$ 個のP B M Cである。別の実施形態では、産生されたP B M Cの数は、約 $7 \times 10^7$ 個のP B M Cである。

#### 【0662】

本発明の実施形態では、約 $5 \times 10^7$ ～約 $10 \times 10^7$ 個のP B M Cは、約 $0.5 \times 10$

10

20

30

40

50

$6 \sim 1.5 \times 10^6$  個の M I L を産生する。本発明の実施形態では、約  $1 \times 10^6$  個の M I L が産生される。

【0663】

本発明の実施形態では、骨髓吸引物に由来する  $12 \times 10^6$  個の P B M C は、およそ  $1.4 \times 10^5$  個の M I L を産生する。

【0664】

前述の実施形態のうちのいずれかにおいて、P B M C は、全血試料から、骨髓から、アフレーシスによって、バフィーコートから、または P B M C を取得するための当該技術分野で知られている任意の他の方法から誘導され得る。

【0665】

B. ステップ B：第1のプライミング拡張

いくつかの実施形態では、本方法は、より古い T I L（すなわち、対象／患者への投与前により多くの複製ラウンドをさらに受けた T I L）よりも追加の治療上の利益を提供し得る、より若い T I L を提供する。若い T I L の特徴は、文献、例えば、Donia, et al., *Scandinavian Journal of Immunology*, 75:157-167 (2012)、Dudley et al., *Clin Cancer Res*, 16:6122-6131 (2010)、Huang et al., *J Immunother*, 28(3):258-267 (2005)、Besser et al., *Clin Cancer Res*, 19(17):OF1-OF9 (2013)、Besser et al., *J Immunother* 32:415-423 (2009)、Robbins, et al., *J Immunol* 2004;173:7125-7130、Shen et al., *J Immunother*, 30:123-129 (2007)、Zhou, et al., *J Immunother*, 28:53-62 (2005)、および Tran, et al., *J Immunother*, 31:742-751 (2008) に記載されており、これらのすべては参照によりそれらの全体が本明細書に組み込まれる。

【0666】

例えば、図1（特に、例えば図1Bおよび／または図8C）のステップAに記載されるような腫瘍断片および／または腫瘍断片の剥離または消化後、得られた細胞を、腫瘍および他の細胞よりも T I L の成長に有利な条件下、I L - 2、O K T - 3、およびフィーダー細胞（例えば、抗原提示フィーダー細胞）を含有する血清中で培養する。いくつかの実施形態では、I L - 2、O K T - 3、およびフィーダー細胞は、培養開始時に、腫瘍消化物および／または腫瘍断片とともに（例えば、0日目に）添加される。いくつかの実施形態では、腫瘍消化物および／または腫瘍断片は、容器あたり最大60個の断片および  $60000 \text{ IU/mL}$  の I L - 2 を含む容器内でインキュベートされる。いくつかの実施形態では、この一次細胞集団は、数日間、一般に1～8日間培養され、その結果、バルク T I L 集団、一般に約  $1 \times 10^8$  個のバルク T I L 細胞を生じる。いくつかの実施形態では、この一次細胞集団は、数日間、一般に1～7日間培養され、その結果、バルク T I L 集団、一般に約  $1 \times 10^8$  個のバルク T I L 細胞を生じる。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張は、1～8日間起こり、その結果、バルク T I L 集団、一般に約  $1 \times 10^8$  個のバルク T I L 細胞を生じる。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張は、1～7日間起こり、その結果、バルク T I L 集団、一般に約  $1 \times 10^8$  個のバルク T I L 細胞を生じる。いくつかの実施形態では、この第1のプライミング拡張は、5～8日間起こり、その結果、バルク T I L 集団、一般に約  $1 \times 10^8$  個のバルク T I L 細胞を生じる。いくつかの実施形態では、この第1のプライミング拡張は、5～7日間起こり、その結果、バルク T I L 集団、一般に約  $1 \times 10^8$  個のバルク T I L 細胞を生じる。いくつかの実施形態では、この第1のプライミング拡張は、6～8日間起こり、その結果、バルク T I L 集団、一般に約  $1 \times 10^8$  個のバルク T I L 細胞を生じる。いくつかの実施形態では、この第1のプライミング拡張は、6～7日間起こり、その結果、バルク T I L 集団、一般に約  $1 \times 10^8$  個のバルク T I L 細胞を生じる。いくつかの実施形態では、この第1

のプライミング拡張は、7～8日間起こり、その結果、バルクTIL集団、一般に約 $1 \times 10^8$ 個のバルクTIL細胞を生じる。いくつかの実施形態では、この第1のプライミング拡張は、約7日間起こり、その結果、バルクTIL集団、一般に約 $1 \times 10^8$ 個のバルクTIL細胞を生じる。いくつかの実施形態では、この第1のプライミング拡張は、約8日間起こり、その結果、バルクTIL集団、一般に約 $1 \times 10^8$ 個のバルクTIL細胞を生じる。

#### 【0667】

好ましい実施形態では、TILの拡張は、以下および本明細書に記載される第1のプライミング拡張ステップ（例えば、pre-REPまたはプライミングREPと称されるプロセスを含み得、0日目および／または培養開始からのフィーダー細胞を含有する、図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）のステップBに記載されるものなど）、続いて以下のステップDおよび本明細書に記載される第2の急速拡張（ステップD、急速拡張プロトコル（REP）ステップと称されるプロセスを含む）、続いて任意に凍結保存、続いて以下および本明細書に記載される第2のステップD（再刺激REPステップと称されるプロセスを含む）を使用して行うことができる。このプロセスから得られたTILは、本明細書に記載の表現型特徴および代謝パラメーターについて任意に特徴付けることができる。いくつかの実施形態では、腫瘍断片は、約 $1 \text{ mm}^3 \sim 10 \text{ mm}^3$ の間である。

#### 【0668】

いくつかの実施形態では、第1の拡張培養培地は、培養培地の略語である「CM」と称される。いくつかの実施形態では、ステップBのCMは、10%ヒトAB血清、25mM HEPES、および10mg/mLゲンタマイシンで補足された、GLUTAMAXを伴うRPMI 1640からなる。

#### 【0669】

いくつかの実施形態では、240個以下の腫瘍断片が存在する。いくつかの実施形態では、4つ以下の容器に入れられた240個以下の腫瘍断片が存在する。いくつかの実施形態では、容器は、GREX100 MCSフラスコである。いくつかの実施形態では、60個以下の腫瘍断片が、1つの容器に入れられる。いくつかの実施形態では、各容器は、容器あたり500mL以下の培地を含む。いくつかの実施形態では、培地は、IL-2を含む。いくつかの実施形態では、培地は、6000IU/mLのIL-2を含む。いくつかの実施形態では、培地は、抗原提示フィーダー細胞（本明細書では「抗原提示細胞」とも称される）を含む。いくつかの実施形態では、培地は、容器あたり $2.5 \times 10^8$ 個の抗原提示フィーダー細胞を含む。いくつかの実施形態では、培地は、OKT-3を含む。いくつかの実施形態では、培地は、容器あたり30ng/mLのOKT-3を含む。いくつかの実施形態では、容器は、GREX100 MCSフラスコである。いくつかの実施形態では、培地は、6000IU/mLのIL-2、30ngのOKT-3、および $2.5 \times 10^8$ 個の抗原提示フィーダー細胞を含む。いくつかの実施形態では、培地は、容器あたり6000IU/mLのIL-2、30ng/mLのOKT-3、および $2.5 \times 10^8$ 個の抗原提示フィーダー細胞を含む。

#### 【0670】

腫瘍断片の調製後、得られた細胞（すなわち、一次細胞集団である断片）は、腫瘍および他の細胞よりもTILの成長に有利な条件下、IL-2、抗原提示フィーダー細胞、およびOKT-3を含む培地で培養され、0日目の培養開始からTILプライミングと加速された成長を可能にする。いくつかの実施形態では、腫瘍消化物および／または腫瘍断片は、6000IU/mLのIL-2、ならびに抗原提示フィーダー細胞およびOKT-3とともにインキュベートされる。この一次細胞集団は、数日間、一般に1～8日間培養され、その結果、バルクTIL集団、一般に約 $1 \times 10^8$ 個のバルクTIL細胞を生じる。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張中の成長培地は、IL-2またはその多様体、ならびに抗原提示フィーダー細胞およびOKT-3を含む。いくつかの実施形態では、この一次細胞集団は、数日間、一般に1～7日間培養され、その結果、バルクTIL集団、一般に約 $1 \times 10^8$ 個のバルクTIL細胞を生じる。いくつかの実施形態では、

第1のプライミング拡張中の成長培地は、IL-2またはその多様体、ならびに抗原提示フィーダー細胞およびOKT-3を含む。いくつかの実施形態では、IL-2は、組み換えヒトIL-2（rhIL-2）である。いくつかの実施形態では、IL-2ストック溶液は、1mgバイアルについて $20 \sim 30 \times 10^6$  IU/mgの比活性を有する。いくつかの実施形態では、IL-2ストック溶液は、1mgバイアルについて $20 \times 10^6$  IU/mgの比活性を有する。いくつかの実施形態では、IL-2ストック溶液は、1mgバイアルについて $25 \times 10^6$  IU/mgの比活性を有する。いくつかの実施形態では、IL-2ストック溶液は、1mgバイアルについて $30 \times 10^6$  IU/mgの比活性を有する。いくつかの実施形態では、IL-2ストック溶液は、 $4 \sim 8 \times 10^6$  IU/mgのIL-2の最終濃度を有する。いくつかの実施形態では、IL-2ストック溶液は、 $5 \sim 7 \times 10^6$  IU/mgのIL-2の最終濃度を有する。いくつかの実施形態では、IL-2ストック溶液は、 $6 \times 10^6$  IU/mgのIL-2の最終濃度を有する。いくつかの実施形態では、IL-2ストック溶液は、実施例Cに記載されるように調製される。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張培養培地は、約10,000 IU/mLのIL-2、約9,000 IU/mLのIL-2、約8,000 IU/mLのIL-2、約7,000 IU/mLのIL-2、約6,000 IU/mLのIL-2、または約5,000 IU/mLのIL-2を含む。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張培養培地は、約9,000 IU/mLのIL-2～約5,000 IU/mLのIL-2を含む。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張培養培地は、約8,000 IU/mLのIL-2～約6,000 IU/mLのIL-2を含む。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張培養培地は、約7,000 IU/mLのIL-2～約6,000 IU/mLのIL-2を含む。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張培養培地は、約6,000 IU/mLのIL-2を含む。実施形態では、細胞培養培地は、IL-2をさらに含む。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張培養培地は、約3,000 IU/mLのIL-2を含む。実施形態では、第1のプライミング拡張細胞培養培地は、IL-2をさらに含む。好ましい実施形態では、第1のプライミング拡張細胞培養培地は、約3,000 IU/mLのIL-2を含む。実施形態では、第1のプライミング拡張細胞培養培地は、約1,000 IU/mL、約1,500 IU/mL、約2,000 IU/mL、約2,500 IU/mL、約3,000 IU/mL、約3,500 IU/mL、約4,000 IU/mL、約4,500 IU/mL、約5,000 IU/mL、約5,500 IU/mL、約6,000 IU/mL、約6,500 IU/mL、約7,000 IU/mL、約7,500 IU/mL、または約8,000 IU/mLのIL-2を含む。実施形態では、第1のプライミング拡張細胞培養培地は、1,000～2,000 IU/mLの間、2,000～3,000 IU/mLの間、3,000～4,000 IU/mLの間、4,000～5,000 IU/mLの間、5,000～6,000 IU/mLの間、6,000～7,000 IU/mL、7,000～8,000 IU/mL、または8,000 IU/mLのIL-2を含む。

【0671】

いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張培養培地は、約500 IU/mLのIL-15、約400 IU/mLのIL-15、約300 IU/mLのIL-15、約200 IU/mLのIL-15、約180 IU/mLのIL-15、約160 IU/mLのIL-15、約140 IU/mLのIL-15、約120 IU/mLのIL-15、または約100 IU/mLのIL-15を含む。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張培養培地は、約500 IU/mLのIL-15～約100 IU/mLのIL-15を含む。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張培養培地は、約400 IU/mLのIL-15～約100 IU/mLのIL-15を含む。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張培養培地は、約300 IU/mLのIL-15～約100 IU/mLのIL-15を含む。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張培養培地は、約200 IU/mLのIL-15を含む。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張細胞培養培地は、IL-15をさらに含む。好ましい実施形態では、第1の

10

20

30

40

50

プライミング拡張細胞培養培地は、約180 IU/mLのIL-15を含む。

【0672】

いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張培養培地は、約20 IU/mLのIL-21、約15 IU/mLのIL-21、約12 IU/mLのIL-21、約10 IU/mLのIL-21、約5 IU/mLのIL-21、約4 IU/mLのIL-21、約3 IU/mLのIL-21、約2 IU/mLのIL-21、約1 IU/mLのIL-21、または約0.5 IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張培養培地は、約20 IU/mLのIL-21～約0.5 IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張培養培地は、約15 IU/mLのIL-21～約0.5 IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張培養培地は、約12 IU/mLのIL-21～約0.5 IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張培養培地は、約10 IU/mLのIL-21～約0.5 IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張培養培地は、約5 IU/mLのIL-21～約1 IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張培養培地は、約2 IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張培養培地は、約1 IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張培養培地は、約0.5 IU/mLのIL-21を含む。実施形態では、細胞培養培地は、IL-21をさらに含む。好ましい実施形態では、第1のプライミング拡張細胞培養培地は、約1 IU/mLのIL-21を含む。

【0673】

実施形態では、第1のプライミング拡張細胞培養培地は、OKT-3抗体を含む。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張細胞培養培地は、約30 ng/mLのOKT-3抗体を含む。実施形態では、第1のプライミング拡張細胞培養培地は、約0.1 ng/mL、約0.5 ng/mL、約1 ng/mL、約2.5 ng/mL、約5 ng/mL、約7.5 ng/mL、約10 ng/mL、約15 ng/mL、約20 ng/mL、約25 ng/mL、約30 ng/mL、約35 ng/mL、約40 ng/mL、約50 ng/mL、約60 ng/mL、約70 ng/mL、約80 ng/mL、約90 ng/mL、約100 ng/mL、約200 ng/mL、約500 ng/mL、および約1 μg/mLのOKT-3抗体を含む。実施形態では、細胞培養培地は、0.1 ng/mL～1 ng/mLの間、1 ng/mL～5 ng/mLの間、5 ng/mL～10 ng/mLの間、10 ng/mL～20 ng/mLの間、20 ng/mL～30 ng/mLの間、30 ng/mL～40 ng/mLの間、40 ng/mL～50 ng/mLの間、および50 ng/mL～100 ng/mLのOKT-3抗体を含む。いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、15 ng/mL～30 ng/mLの間のOKT-3抗体を含む。実施形態では、細胞培養培地は、30 ng/mLのOKT-3抗体を含む。いくつかの実施形態では、OKT-3抗体は、ムロモナブである。

【表19】

表19：ムロモナブのアミノ酸配列（例示的なOKT-3抗体）

| 識別子              | 配列（一文字アミノ酸記号） |             |            |             |            |            |     |
|------------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----|
| 配列番号1<br>ムロモナブ重鎖 | QVQLQSGAE     | LARPGASVKM  | SCKASGYTFT | RYTMHWVKQR  | PGQGLEWIGY | INPSRGYTNV | 60  |
|                  | NQKFKDKATL    | TTDKSSSTAY  | MQLSSLTSED | SAVYYCARYY  | DDHYCLDYWG | QGTTLTVSSA | 120 |
|                  | KTTAPSVYPL    | APVCGGTGGS  | SVTLGCLVKG | YFPEPVTLTW  | NSGSLSSGVH | TTPAVLQSDL | 180 |
|                  | YTLSSSVTVT    | SSTWPSQSIT  | CNVAHPASST | KVDKKIEPRP  | KSCDKTHTCP | PCPAPELLGG | 240 |
|                  | PSVFLFPPKP    | KDTLMISRTPT | EVTGVVVDVS | HEDPEVKFNW  | YVDGVEVHNA | KTKPREEQYN | 300 |
|                  | STYRVVSVLT    | VLHQDWLNGK  | EYKCKVSNKA | LPAPIEKTIS  | KAKGQPREPQ | VYTLPPSRDE | 360 |
|                  | LTKNQVSLTC    | LVKGFYPSDI  | AVEWESNGQP | ENNYKTTTPPV | LDSDGSFFLY | SKLTVDKSRW | 420 |
|                  | QQGNVFSCSV    | MHEALHNHYT  | QKSLSLSPGK |             |            |            | 450 |
|                  |               |             |            |             |            |            |     |
|                  |               |             |            |             |            |            |     |
|                  |               |             |            |             |            |            |     |
| 配列番号2<br>ムロモナブ軽鎖 | QIVLTQSPAI    | MSASPGEKVT  | MTCSASSSVS | YMNWYQQKSG  | TSPKRWIYDT | SKLASGVPAH | 60  |
|                  | FRGSGSGTSY    | SLTISGMEAE  | DAATYYCQQW | SSNPFTFGSG  | TKLEINRADT | APTVSIFPPS | 120 |
|                  | SEQLTSGGAS    | VVCFLNNFYP  | KDINVKWKID | GSERQNGVLN  | SWTDQDSKDS | TYSMSSTLT  | 180 |
|                  | TKDEYERHNS    | YTCEATHKTS  | TSPIVKSFNR | NEC         |            |            | 213 |

10

20

30

40

50

## 【0674】

いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張細胞培養培地は、細胞培養培地中に1つ以上のTNFRSFアゴニストを含む。いくつかの実施形態では、TNFRSFアゴニストは、4-1BBアゴニストを含む。いくつかの実施形態では、TNFRSFアゴニストは4-1BBアゴニストであり、4-1BBアゴニストは、ウレルマブ、ウトミルマブ、EU-101、融合タンパク質、ならびにそれらの断片、誘導体、多様体、バイオシミラー、および組み合わせからなる群から選択される。いくつかの実施形態では、TNFRSFアゴニストは、 $0.1 \mu\text{g}/\text{mL} \sim 100 \mu\text{g}/\text{mL}$ の間の細胞培養培地中の濃度を達成するのに十分な濃度で添加される。いくつかの実施形態では、TNFRSFアゴニストは、 $20 \mu\text{g}/\text{mL} \sim 40 \mu\text{g}/\text{mL}$ の間の細胞培養培地中の濃度を達成するのに十分な濃度で添加される。

10

## 【0675】

いくつかの実施形態では、1つ以上のTNFRSFアゴニストに加えて、第1のプライミング拡張細胞培養培地は、IL-2を約 $3000 \text{ IU}/\text{mL}$ の初期濃度で、およびOKT-3を約 $30 \text{ ng}/\text{mL}$ の初期濃度でさらに含み、1つ以上のTNFRSFアゴニストが、4-1BBアゴニストを含む。いくつかの実施形態では、1つ以上のTNFRSFアゴニストに加えて、第1のプライミング拡張細胞培養培地は、IL-2を約 $6000 \text{ IU}/\text{mL}$ の初期濃度で、およびOKT-3を約 $30 \text{ ng}/\text{mL}$ の初期濃度でさらに含み、1つ以上のTNFRSFアゴニストが、4-1BBアゴニストを含む。

20

## 【0676】

いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張培養培地は、培養培地の略語である「CM」と称される。いくつかの実施形態では、それは、CM1（培養培地1）と称される。いくつかの実施形態では、CMは、10%ヒトAB血清、25mM HEPES、および $10 \text{ mg}/\text{mL}$ ゲンタマイシンで補足された、GLUTAMAXを伴うRPMI 1640からなる。いくつかの実施形態では、CMは、実施例に記載されるCM1であり、実施例Aを参照されたい。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張は、初期細胞培養培地または第1の細胞培養培地中で起こる。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張培地または初期細胞培養培地または第1の細胞培養培地は、IL-2、OKT-3、および抗原提示フィーダー細胞（本明細書ではフィーダー細胞とも称される）を含む。

30

## 【0677】

いくつかの実施形態では、本明細書に開示される拡張プロセスで使用される培地は、無血清培地または合成培地である。いくつかの実施形態では、無血清または合成培地は、基礎細胞培地および血清サプリメントおよび／または血清代替物を含む。いくつかの実施形態では、無血清または合成培地は、血清含有培地のロット間の変動に部分的に起因する実験的変動を防止および／または減少させるために使用される。

## 【0678】

いくつかの実施形態では、無血清または合成培地は、基礎細胞培地および血清サプリメントおよび／または血清代替物を含む。いくつかの実施形態では、基礎細胞培地には、CTS（商標）OpTmizer（商標）T細胞拡張基礎培地、CTS（商標）OpTmizer（商標）T細胞増殖SFM、CTS（商標）AIM-V培地、CTS（商標）AIM-V SFM、LymphoONE（商標）T細胞拡張ゼノフリー培地、ダルベッコ改変イーグル培地（DMEM）、最小必須培地（MEM）、イーグル基礎培地（BME）、RPMI 1640、F-10、F-12、最小必須培地（ $\alpha$ MEM）、グラスゴーの最小必須培地（G-MEM）、RPMI成長培地、およびイスコフ改変ダルベッコ培地が含まれるが、これらに限定されない。

40

## 【0679】

いくつかの実施形態では、血清サプリメントまたは血清代替物には、CTS（商標）OpTmizer T細胞拡張血清サプリメント、CTS（商標）免疫細胞血清代替物、1つ以上のアルブミンまたはアルブミン代替物、1つ以上のアミノ酸、1つ以上のビタミン

50

、1つ以上のトランスフェリンまたはトランスフェリン代替物、1つ以上の抗酸化剤、1つ以上のインスリンまたはインスリン代替物、1つ以上のコラーゲン前駆体、1つ以上の抗生物質、および1つ以上の微量元素が含まれるがこれらに限定されない。いくつかの実施形態では、合成培地は、アルブミンと、グリシン、L-ヒスチジン、L-イソロイシン、L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-プロリン、L-ヒドロキシプロリン、L-セリン、L-スレオニン、L-トリプトファン、L-チロシン、L-バリン、チアミン、還元型グルタチオン、L-アスコルビン酸-2-リン酸塩、鉄飽和トランスフェリン、インスリン、ならびに微量元素部分  $Ag^+$ 、 $Al^{3+}$ 、 $Ba^{2+}$ 、 $Cd^{2+}$ 、 $Co^{2+}$ 、 $Cr^{3+}$ 、 $Ge^{4+}$ 、 $Se^{4+}$ 、 $Br$ 、 $T$ 、 $Mn^{2+}$ 、 $P$ 、 $Si^{4+}$ 、 $V^{5+}$ 、 $Mo^{6+}$ 、 $Ni^{2+}$ 、 $Rb^+$ 、 $Sn^{2+}$ 、および  $Zr^{4+}$  を含有する化合物からなる群から選択される1つ以上の成分と、を含む。いくつかの実施形態では、合成培地は、L-グルタミン、重炭酸ナトリウム、および/または2-メルカプトエタノールをさらに含む。

10

#### 【0680】

いくつかの実施形態では、CTS (商標) Optmizer (商標) T細胞免疫細胞血清置換は、CTS (商標) Optmizer (商標) T細胞拡張基礎培地、CTS (商標) Optmizer (商標) T細胞拡張SFM、CTS (商標) AIM-V培地、CST (商標) AIM-V SFM、LymphoONE (商標) T細胞拡張ゼノフリー培地、ダルベッコ改変イーグル培地 (DMEM)、最小必須培地 (MEM)、イーグル基礎培地 (BME)、RPMI 1640、F-10、F-2、最小必須培地 ( $\alpha$ MEM)、グラスゴーの最小必須培地 (G-MEM)、RPMI成長培地、およびイスコフ改変ダルベッコ培地を含むがこれらに限定されない従来の成長培地とともに使用される。

20

#### 【0681】

いくつかの実施形態では、無血清または合成培地中の総血清置換濃度 (vol%) は、無血清または合成培地の合計の約1体積%、2体積%、3体積%、4体積%、5体積%、6体積%、7体積%、8体積%、9体積%、10体積%、11体積%、12体積%、13体積%、14体積%、15体積%、16体積%、17体積%、18体積%、19体積%、または20体積%である。いくつかの実施形態では、総血清置換濃度は、無血清または合成培地の総体積の約3%である。いくつかの実施形態では、総血清置換濃度は、無血清または合成培地の総体積の約5%である。いくつかの実施形態では、総血清置換濃度は、無血清または合成培地の総体積の約10%である。

30

#### 【0682】

いくつかの実施形態では、無血清または合成培地は、CTS (商標) Optmizer (商標) T細胞拡張SFM (ThermoFisher Scientific) である。CTS (商標) Optmizer (商標) の任意の製剤は、本発明において有用である。CTS (商標) Optmizer (商標) T細胞拡張SFMは、1LのCTS (商標) Optmizer (商標) T細胞拡張基礎培地および26mLのCTS (商標) Optmizer (商標) T細胞拡張サプリメントの組み合わせであり、これらは使用前に一緒に混合される。いくつかの実施形態では、CTS (商標) Optmizer (商標) T細胞拡張SFMは、約3%のCTS (商標) 免疫細胞血清置換 (SR) (ThermoFisher Scientific) で補足される。いくつかの実施形態では、CTS (商標) Optmizer (商標) T細胞拡張SFMは、55mMの2-メルカプトエタノールとともに、約3%のCTS (商標) 免疫細胞血清置換 (SR) (ThermoFisher Scientific) で補足される。いくつかの実施形態では、CTS (商標) Optmizer (商標) T細胞拡張SFMは、約3%のCTS (商標) 免疫細胞血清置換 (SR) (ThermoFisher Scientific) で補足され、培地中の2-メルカプトエタノールの最終濃度は、55  $\mu$ Mである。

40

#### 【0683】

いくつかの実施形態では、合成培地は、CTS (商標) Optmizer (商標) T細胞拡張SFM (ThermoFisher Scientific) である。CTS (商標) Optmizer (商標) の任意の製剤は、本発明において有用である。CTS (商

50

標) OpTmizer (商標) T細胞拡張SFMは、1 LのCTS (商標) OpTmizer (商標) T細胞拡張基礎培地および26 mLのCTS (商標) OpTmizer (商標) T細胞拡張サプリメントの組み合わせであり、これらは使用前に一緒に混合される。いくつかの実施形態では、CTS (商標) OpTmizer (商標) T細胞拡張SFMは、55 mMの2-メルカプトエタノールとともに、約3%のCTS (商標) 免疫細胞血清置換 (SR) (ThermoFisher Scientific) で補足される。いくつかの実施形態では、CTS (商標) OpTmizer (商標) T細胞拡張SFMは、約3%のCTS (商標) 免疫細胞血清置換 (SR) (ThermoFisher Scientific)、55 mMの2-メルカプトエタノール、および2 mMのL-グルタミンで補足される。いくつかの実施形態では、CTS (商標) OpTmizer (商標) T細胞拡張SFMは、約3%のCTS (商標) 免疫細胞血清置換 (SR) (ThermoFisher Scientific)、55 mMの2-メルカプトエタノール、および2 mMのL-グルタミンで補足され、約1000 IU/mL~約8000 IU/mLのIL-2をさらに含む。いくつかの実施形態では、CTS (商標) OpTmizer (商標) T細胞拡張SFMは、約3%のCTS (商標) 免疫細胞血清置換 (SR) (ThermoFisher Scientific)、55 mMの2-メルカプトエタノール、および2 mMのL-グルタミンで補足され、約3000 IU/mLのIL-2をさらに含む。いくつかの実施形態では、CTS (商標) OpTmizer (商標) T細胞拡張SFMは、約3%のCTS (商標) 免疫細胞血清置換 (SR) (ThermoFisher Scientific)、55 mMの2-メルカプトエタノール、および2 mMのL-グルタミンで補足され、約6000 IU/mLのIL-2をさらに含む。いくつかの実施形態では、CTS (商標) OpTmizer (商標) T細胞拡張SFMは、約3%のCTS (商標) 免疫細胞血清置換 (SR) (ThermoFisher Scientific) および55 mMの2-メルカプトエタノールで補足され、約1000 IU/mL~約8000 IU/mLのIL-2をさらに含む。いくつかの実施形態では、CTS (商標) OpTmizer (商標) T細胞拡張SFMは、約3%のCTS (商標) 免疫細胞血清置換 (SR) (ThermoFisher Scientific) および55 mMの2-メルカプトエタノールで補足され、約3000 IU/mLのIL-2をさらに含む。いくつかの実施形態では、CTS (商標) OpTmizer (商標) T細胞拡張SFMは、約3%のCTS (商標) 免疫細胞血清置換 (SR) (ThermoFisher Scientific) および55 mMの2-メルカプトエタノールで補足され、約1000 IU/mL~約6000 IU/mLのIL-2をさらに含む。いくつかの実施形態では、CTS (商標) OpTmizer (商標) T細胞拡張SFMは、約3%のCTS (商標) 免疫細胞血清置換 (SR) (ThermoFisher Scientific) および約2 mMのグルタミンで補足され、約1000 IU/mL~約8000 IU/mLのIL-2をさらに含む。いくつかの実施形態では、CTS (商標) OpTmizer (商標) T細胞拡張SFMは、約3%のCTS (商標) 免疫細胞血清置換 (SR) (ThermoFisher Scientific) および約2 mMのグルタミンで補足され、約3000 IU/mLのIL-2をさらに含む。いくつかの実施形態では、CTS (商標) OpTmizer (商標) T細胞拡張SFMは、約3%のCTS (商標) 免疫細胞血清置換 (SR) (ThermoFisher Scientific) および約2 mMのグルタミンで補足され、約6000 IU/mLのIL-2をさらに含む。いくつかの実施形態では、CTS (商標) OpTmizer (商標) T細胞拡張SFMは、約3%のCTS (商標) 免疫細胞血清置換 (SR) (ThermoFisher Scientific) で補足され、培地中の2-メルカプトエタノールの最終濃度は、55  $\mu$ Mである。

【0684】

いくつかの実施形態では、無血清培地または合成培地は、約0.1 mM~約10 mM、0.5 mM~約9 mM、1 mM~約8 mM、2 mM~約7 mM、3 mM~約6 mM、または4 mM~約5 mMの濃度でグルタミン (すなわち、GlutaMAX (登録商標)) で補足される。いくつかの実施形態では、無血清培地または合成培地は、約2 mMの濃度で

10

20

30

40

50



グルタミン（すなわち、G l u t a M A X（登録商標））で補足される。

【0685】

いくつかの実施形態では、無血清培地または合成培地は、約5 mM～約150 mM、10 mM～約140 mM、15 mM～約130 mM、20 mM～約120 mM、25 mM～約110 mM、30 mM～約100 mM、35 mM～約95 mM、40 mM～約90 mM、45 mM～約85 mM、50 mM～約80 mM、55 mM～約75 mM、60 mM～約70 mM、または約65 mMの濃度で2-メルカプトエタノールが補足される。いくつかの実施形態では、無血清培地または合成培地は、約55 mMの濃度で2-メルカプトエタノールが補足される。いくつかの実施形態では、培地中の2-メルカプトエタノールの最終濃度は、55  $\mu$ Mである。

【0686】

いくつかの実施形態では、参照により本明細書に組み込まれる国際PCT公開第WO／1998／030679号に記載されている合成培地は、本発明において有用である。その刊行物には、無血清真核細胞培養培地が記載されている。無血清真核細胞培養培地には、無血清培養での細胞の成長をサポートすることができる無血清サプリメントで補足された基礎細胞培養培地が含まれる。無血清真核細胞培養培地サプリメントは、1つ以上のアルブミンまたはアルブミン代替物、1つ以上のアミノ酸、1つ以上のビタミン、1つ以上のトランスフェリンまたはトランスフェリン代替物、1つ以上の抗酸化剤、1つ以上のインスリンまたはインスリン代替物、1つ以上のコラーゲン前駆体、1つ以上の微量元素、および1つ以上の抗生物質からなる群から選択される1つ以上の成分を含むか、またはそれらを組み合わせることによって得られる。いくつかの実施形態では、合成培地は、L-グルタミン、重炭酸ナトリウム、および／または $\beta$ -メルカプトエタノールをさらに含む。いくつかの実施形態では、合成培地は、アルブミンまたはアルブミン代替物と、1つ以上のアミノ酸、1つ以上のビタミン、1つ以上のトランスフェリンまたはトランスフェリン代替物、1つ以上の抗酸化剤、1つ以上のインスリンまたはインスリン代替物、1つ以上のコラーゲン前駆体、および1つ以上の微量元素からなる群から選択される1つ以上の成分と、を含む。いくつかの実施形態では、合成培地は、アルブミンと、グリシン、L-ヒスチジン、L-イソロイシン、L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-プロリン、L-ヒドロキシプロリン、L-セリン、L-スレオニン、L-トリプトファン、L-チロシン、L-バリン、チアミン、還元型グルタチオン、L-アスコルビン酸-2-リン酸塩、鉄飽和トランスフェリン、インスリン、ならびに微量元素部分 $Ag^+$ 、 $Al^{3+}$ 、 $Ba^{2+}$ 、 $Cd^{2+}$ 、 $Co^{2+}$ 、 $Cr^{3+}$ 、 $Ge^{4+}$ 、 $Se^{4+}$ 、 $Br$ 、 $T$ 、 $Mn^{2+}$ 、 $P$ 、 $Si^{4+}$ 、 $V^{5+}$ 、 $Mo^{6+}$ 、 $Ni^{2+}$ 、 $Rb^+$ 、 $Sn^{2+}$ 、および $Zr^{4+}$ を含有する化合物からなる群から選択される1つ以上の成分と、を含む。いくつかの実施形態では、基礎細胞培地は、ダルベッコ改変イーグル培地（DMEM）、最小必須培地（MEM）、イーグル基礎培地（BME）、RPMI 1640、F-10、F-12、最小必須培地（ $\alpha$ MEM）、グラスゴー最小必須培地（G-MEM）、RPMI 成長培地、およびイスコフ改変ダルベッコ培地からなる群から選択される。

【0687】

いくつかの実施形態では、合成培地中のグリシンの濃度は、約5～200 mg/Lの範囲であり、L-ヒスチジンの濃度は、約5～250 mg/Lであり、L-イソロイシンの濃度は、約5～300 mg/Lであり、L-メチオニンの濃度は、約5～200 mg/Lであり、L-フェニルアラニンの濃度は、約5～400 mg/Lであり、L-プロリンの濃度は、約1～1000 mg/Lであり、L-ヒドロキシプロリンの濃度は、約1～45 mg/Lであり、L-セリンの濃度は、約1～250 mg/Lであり、L-スレオニンの濃度は、約10～500 mg/Lであり、L-トリプトファンの濃度は、約2～110 mg/Lであり、L-チロシンの濃度は、約3～175 mg/Lであり、L-バリンの濃度は、約5～500 mg/Lであり、チアミンの濃度は、約1～20 mg/Lであり、還元型グルタチオンの濃度は、約1～20 mg/Lであり、L-アスコルビン酸-2-リン酸塩の濃度は、約1～200 mg/Lであり、鉄飽和トランスフェリンの濃度は、約1～5

10

20

30

40

50

0 mg/Lであり、インスリンの濃度は、約1～100 mg/Lであり、亜セレン酸ナトリウムの濃度は、約0.000001～0.0001 mg/Lであり、アルブミン（例えば、AlbuMAX（登録商標）I）の濃度は、約5000～50,000 mg/Lである。

#### 【0688】

いくつかの実施形態では、合成培地中の非微量元素部分成分は、以下の表Aの「1X培地中の濃度範囲」という見出しの下のにリストされた濃度範囲で存在する。他の実施形態では、合成培地中の非微量元素部分成分は、以下の表Aの「1X培地の好ましい実施形態」という見出しの下のにリストされた最終濃度で存在する。他の実施形態では、合成培地は、無血清サプリメントを含む基礎細胞培地である。これらの実施形態のうちのいくつかにおいて、無血清サプリメントは、以下の表Aの「サプリメントの好ましい実施形態」という見出しの下のにリストされたタイプおよび濃度の非微量元素部分成分を含む。

#### 【表20】

表A：非微量元素の部分成分の濃度

| 成分                                     | サプリメントの好ましい実施形態(mg/L)<br>(約) | 1X培地の濃度範囲<br>(mg/L)<br>(約) | 1X培地の好ましい実施形態(mg/L)<br>(約) |
|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| グリシン                                   | 150                          | 5-200                      | 53                         |
| L-ヒスチジン                                | 940                          | 5-250                      | 183                        |
| L-イソロイシン                               | 3400                         | 5-300                      | 615                        |
| L-メチオニン                                | 90                           | 5-200                      | 44                         |
| L-フェニルアラニン                             | 1800                         | 5-400                      | 336                        |
| L-プロリン                                 | 4000                         | 1-1000                     | 600                        |
| L-ヒドロキシプロリン                            | 100                          | 1-45                       | 15                         |
| L-セリン                                  | 800                          | 1-250                      | 162                        |
| L-トレオニン                                | 2200                         | 10-500                     | 425                        |
| L-トリプトファン                              | 440                          | 2-110                      | 82                         |
| L-チロシン                                 | 77                           | 3-175                      | 84                         |
| L-バリン                                  | 2400                         | 5-500                      | 454                        |
| チアミン                                   | 33                           | 1-20                       | 9                          |
| 還元型グルタチオン                              | 10                           | 1-20                       | 1.5                        |
| アスコルビン酸-2-PO <sub>4</sub><br>(マグネシウム塩) | 330                          | 1-200                      | 50                         |
| トランスフェリン（鉄飽和）                          | 55                           | 1-50                       | 8                          |
| インスリン                                  | 100                          | 1-100                      | 10                         |
| 亜セレン酸ナトリウム                             | 0.07                         | 0.000001-0.0001            | 0.00001                    |
| AlbuMAX(登録商標)I                         | 83,000                       | 5000-50,000                | 12,500                     |

#### 【0689】

いくつかの実施形態では、合成培地の浸透圧は、約260～350 mOsmolの間である。いくつかの実施形態では、浸透圧は、約280～310 mOsmolの間である。いくつかの実施形態では、合成培地は、最大約3.7 g/L、または約2.2 g/Lの重炭酸ナトリウムで補足される。合成培地には、L-グルタミン（最終濃度約2 mM）、1つ以上の抗生物質、非必須アミノ酸（NEAA、最終濃度約100 μM）、2-メルカプ

トエタノール（最終濃度約100 μM）でさらに補足され得る。

【0690】

いくつかの実施形態では、Smith, et al., "Ex vivo expansion of human T cells for adoptive immunotherapy using the novel Xeno-free CTS Immune Cell Serum Replacement," Clin Transl Immunology, 4 (1) 2015 (doi:10.1038/cti.2014.31)に記載の合成培地は、本発明において有用である。簡単に説明すると、RPMIまたはCTS（商標）Optmizerを基礎細胞培地として使用し、0、2%、5%、または10%のCTS（商標）免疫細胞血清代替物で補足した。

10

【0691】

実施形態では、第1および／または第2のガス透過性容器内の細胞培地は、ろ過されていない。ろ過されていない細胞培地の使用は、細胞の数を拡張するために必要な手順を簡素化することができる。実施形態では、第1および／または第2のガス透過性容器内の細胞培地は、βメルカプトエタノール（BMEまたはβME、2-メルカプトエタノールとしても知られる、CAS 60-24-2）を欠いている。

【0692】

いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張（例えば、図1（特に、例えば図1 Bおよび／もしくは図8 C）のステップBに記載されるものなどのプロセスを含み、これは、pre-REPまたはプライミングREPと称されることもあるものを含み得る）プロセスは、実施例および図において考察されるように、1～8日間である。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張（例えば、図1（特に、例えば図1 Bおよび／もしくは図8 C）のステップBに記載されるものなどのプロセスを含み、これは、pre-REPまたはプライミングREPと称されることもあるものを含み得る）プロセスは、2～8日間である。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張（例えば、図1（特に、例えば図1 Bおよび／もしくは図8 C）のステップBに記載されるものなどのプロセスを含み、これは、pre-REPまたはプライミングREPと称されることもあるものを含み得る）プロセスは、3～8日間である。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張（例えば、図1（特に、例えば図8 Bおよび／もしくは図8 C）のステップBに記載されるものなどのプロセスを含み、これは、pre-REPまたはプライミングREPと称されることもあるものを含み得る）プロセスは、実施例および図において考察されるように、4～8日間である。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張（例えば、図8（特に、例えば図8 Bおよび／もしくは図8 C）のステップBに記載されるものなどのプロセスを含み、これは、pre-REPまたはプライミングREPと称されることもあるものを含み得る）プロセスは、2～8日間である。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張（例えば、図8（特に、例えば図8 Bおよび／もしくは図8 C）のステップBに記載されるものなどのプロセスを含み、これは、pre-REPまたはプライミングREPと称されることもあるものを含み得る）プロセスは、2～7日間である。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張（例えば、図8（特に、例えば図8 Bおよび／もしくは図8 C）のステップBに記載されるものなどのプロセスを含み、これは、pre-REPまたはプライミングREPと称されることもあるものを含み得る）プロセスは、3～8日間である。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張（例えば、図8（特に、例えば図8 Bおよび／もしくは図8 C）のステップBに記載されるものなどのプロセスを含み、これは、pre-REPまたはプライミングREPと称されることもあるものを含み得る）プロセスは、3～7日間である。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張（例えば、図8（特に、例えば図8 Bおよび／もしくは図8 C）のステップBに記載さ

20

30

40

50



形態では、第1のプライミングT I L拡張は、断片化が起こったとき、および／または第1のプライミング拡張ステップが開始されたときから5日～7日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のプライミングT I L拡張は、断片化が起こったとき、および／または第1のプライミング拡張ステップが開始されたときから6日～8日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のプライミングT I L拡張は、断片化が起こったとき、および／または第1のプライミング拡張ステップが開始されたときから6日～7日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のプライミングT I L拡張は、断片化が起こったとき、および／または第1のプライミング拡張ステップが開始されたときから7日～8日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のプライミングT I L拡張は、断片化が起こったとき、および／または第1のプライミング拡張ステップが開始されたときから8日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のプライミングT I L拡張は、断片化が起こったとき、および／または第1のプライミング拡張ステップが開始されたときから7日間進行することができる。

#### 【0694】

いくつかの実施形態では、T I Lの第1のプライミング拡張は、1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、または8日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のT I L拡張は、1日～8日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のT I L拡張は、1日～7日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のT I L拡張は、2日～8日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のT I L拡張は、2日～7日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のT I L拡張は、3日～8日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のT I L拡張は、3日～7日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のT I L拡張は、4日～8日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のT I L拡張は、4日～7日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のT I L拡張は、5日～8日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のT I L拡張は、5日～7日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のT I L拡張は、6日～8日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のT I L拡張は、6日～7日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のT I L拡張は、7日～8日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のT I L拡張は、8日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第1のT I L拡張は、7日間進行することができる。

#### 【0695】

いくつかの実施形態では、I L-2、I L-7、I L-15、および／またはI L-21の組み合わせは、第1のプライミング拡張中に組み合わせとして用いられる。いくつかの実施形態では、I L-2、I L-7、I L-15、および／またはI L-21、ならびにそれらの任意の組み合わせは、例えば、図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）による、ならびに本明細書に記載されるステップBプロセス中を含む、第1の拡張中に含まれ得る。いくつかの実施形態では、I L-2、I L-15、およびI L-21の組み合わせは、第1のプライミング拡張中に組み合わせとして用いられる。いくつかの実施形態では、I L-2、I L-15、およびI L-21、ならびにそれらの任意の組み合わせは、図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）による、および本明細書に記載されるステップBプロセス中に含まれ得る。

#### 【0696】

いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張、例えば、図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）によるステップBは、閉鎖系バイオリアクター内で行われる。いくつかの実施形態では、本明細書に記載されるように、T I L拡張のために閉鎖系が用いられる。いくつかの実施形態では、バイオリアクターが用いられる。いくつかの実施形態では、バイオリアクターは、容器として用いられる。いくつかの実施形態では、用いられるバイオリアクターは、例えば、G-R E X-10またはG-R E X-100である。いくつかの実施形態では、用いられるバイオリアクターは、G-R E X-100である。

**【 0 6 9 7 】**

[illegible]

50

書では「抗原提示細胞」とも称される)を必要とせず、むしろ8日目の任意の時点で第1のプライミング拡張中に追加される。

#### 【0698】

実施形態では、本明細書に記載の第1のプライミング拡張手順(例えば、図8(特に、例えば図8B)からのステップBに記載されるもの、ならびにpre-REPまたはプライミングREPと称されるものなどの拡張を含む)は、TIL拡張の開始時および第1のプライミング拡張中にフィーダー細胞(本明細書では「抗原提示細胞」とも称される)を必要とする。多くの実施形態では、フィーダー細胞は、同種異系の健康な献血者からの標準的な全血単位から得られる末梢血単核細胞(PBMC)である。PBMCは、Ficoll-Paque勾配分離などの標準的な方法を使用して得られる。いくつかの実施形態では、 $2.5 \times 10^8$ 個のフィーダー細胞が、第1のプライミング拡張中に使用される。いくつかの実施形態では、容器あたり $2.5 \times 10^8$ 個のフィーダー細胞が、第1のプライミング拡張中に使用される。いくつかの実施形態では、GREX-10あたり $2.5 \times 10^8$ 個のフィーダー細胞が、第1のプライミング拡張中に使用される。いくつかの実施形態では、GREX-100あたり $2.5 \times 10^8$ 個のフィーダー細胞が、第1のプライミング拡張中に使用される。

10

#### 【0699】

一般に、同種異系PBMCは、照射または熱処理のいずれかによって不活化され、実施例に記載されるように、REP手順で使用され、これは、照射された同種異系PBMCの複製能力を評価するための例示的なプロトコルを提供する。

20

#### 【0700】

いくつかの実施形態では、14日目の生細胞の総数が、第1のプライミング拡張の0日目に培養された最初の生細胞数よりも少ない場合、PBMCは、複製能力がないとみなされ、本明細書に記載のTIL拡張手順での使用が認められる。

#### 【0701】

いくつかの実施形態では、7日目のOKT3およびIL-2の存在下で培養された生細胞の総数が、第1のプライミング拡張の0日目に培養された最初の生細胞数から増加しなかった場合、PBMCは、複製能力がないとみなされ、本明細書に記載のTIL拡張手順での使用が認められる。いくつかの実施形態では、PBMCは、 $30 \text{ ng/mL}$ のOKT3抗体および $3000 \text{ IU/mL}$ のIL-2の存在下で培養される。いくつかの実施形態では、PBMCは、 $30 \text{ ng/mL}$ のOKT3抗体および $6000 \text{ IU/mL}$ のIL-2の存在下で培養される。

30

#### 【0702】

いくつかの実施形態では、7日目のOKT3およびIL-2の存在下で培養された生細胞の総数が、第1のプライミング拡張の0日目に培養された最初の生細胞数から増加しなかった場合、PBMCは、複製能力がないとみなされ、本明細書に記載のTIL拡張手順での使用が認められる。いくつかの実施形態では、PBMCは、 $5 \sim 60 \text{ ng/mL}$ のOKT3抗体および $1000 \sim 6000 \text{ IU/mL}$ のIL-2の存在下で培養される。いくつかの実施形態では、PBMCは、 $10 \sim 50 \text{ ng/mL}$ のOKT3抗体および $2000 \sim 5000 \text{ IU/mL}$ のIL-2の存在下で培養される。いくつかの実施形態では、PBMCは、 $20 \sim 40 \text{ ng/mL}$ のOKT3抗体および $2000 \sim 4000 \text{ IU/mL}$ のIL-2の存在下で培養される。いくつかの実施形態では、PBMCは、 $25 \sim 35 \text{ ng/mL}$ のOKT3抗体および $2500 \sim 3500 \text{ IU/mL}$ のIL-2の存在下で培養される。いくつかの実施形態では、PBMCは、 $30 \text{ ng/mL}$ のOKT3抗体および $6000 \text{ IU/mL}$ のIL-2の存在下で培養される。いくつかの実施形態では、PBMCは、 $15 \text{ ng/mL}$ のOKT3抗体および $3000 \text{ IU/mL}$ のIL-2の存在下で培養される。いくつかの実施形態では、PBMCは、 $15 \text{ ng/mL}$ のOKT3抗体および $6000 \text{ IU/mL}$ のIL-2の存在下で培養される。

40

#### 【0703】

いくつかの実施形態では、抗原提示フィーダー細胞は、PBMCである。いくつかの実

50

実施形態では、抗原提示フィーダー細胞は、人工抗原提示フィーダー細胞である。実施形態では、第2の拡張におけるTIL対抗原提示フィーダー細胞の比は、約1対25、約1対50、約1対100、約1対125、約1対150、約1対175、約1対200、約1対225、約1対250、約1対275、約1対300、約1対325、約1対350、約1対375、約1対400、または約1対500である。実施形態では、第2の拡張におけるTIL対抗原提示フィーダー細胞の比は、1対50～1対300の間である。実施形態では、第2の拡張におけるTIL対抗原提示フィーダー細胞の比は、1対100～1対200の間である。

#### 【0704】

実施形態では、本明細書に記載の第1のプライミング拡張手順は、約 $2.5 \times 10^8$ フィーダー細胞対約 $100 \times 10^6$ TILの比を必要とする。別の実施形態では、本明細書に記載の第1のプライミング拡張手順は、約 $2.5 \times 10^8$ フィーダー細胞対約 $50 \times 10^6$ TILの比を必要とする。さらに別の実施形態では、本明細書に記載の第1のプライミング拡張手順は、約 $2.5 \times 10^8$ フィーダー細胞対約 $25 \times 10^6$ TILを必要とする。さらに別の実施形態では、本明細書に記載の第1のプライミング拡張は、約 $2.5 \times 10^8$ フィーダー細胞を必要とする。さらに別の実施形態では、第1のプライミング拡張は、第2の急速拡張で使用されるフィーダー細胞の数の4分の1、3分の1、12分の5、または半分を必要とする。

#### 【0705】

いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張における培地は、IL-2を含む。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張における培地は、 $6000 \text{ IU/mL}$ のIL-2を含む。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張における培地は、抗原提示フィーダー細胞を含む。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張における培地は、容器あたり $2.5 \times 10^8$ 個の抗原提示フィーダー細胞を含む。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張における培地は、OKT-3を含む。いくつかの実施形態では、培地は、容器あたり $30 \text{ ng}$ のOKT-3を含む。いくつかの実施形態では、容器は、GREX100 MCSフラスコである。いくつかの実施形態では、培地は、 $6000 \text{ IU/mL}$ のIL-2、 $30 \text{ ng/mL}$ のOKT-3、および $2.5 \times 10^8$ 個の抗原提示フィーダー細胞を含む。いくつかの実施形態では、培地は、容器あたり $6000 \text{ IU/mL}$ のIL-2、 $30 \text{ ng/mL}$ のOKT-3、および $2.5 \times 10^8$ 個の抗原提示フィーダー細胞を含む。いくつかの実施形態では、培地は、容器あたり $500 \text{ mL}$ の培養培地および $2.5 \times 10^8$ 個の抗原提示フィーダー細胞あたり $15 \mu\text{g}$ のOKT-3を含む。いくつかの実施形態では、培地は、容器あたり $500 \text{ mL}$ の培養培地および $15 \mu\text{g}$ のOKT-3を含む。いくつかの実施形態では、容器は、GREX100 MCSフラスコである。いくつかの実施形態では、培地は、 $500 \text{ mL}$ の培養培地、 $6000 \text{ IU/mL}$ のIL-2、 $30 \text{ ng/mL}$ のOKT-3、および $2.5 \times 10^8$ 個の抗原提示フィーダー細胞を含む。いくつかの実施形態では、培地は、容器あたり $500 \text{ mL}$ の培養培地、 $6000 \text{ IU/mL}$ のIL-2、 $15 \mu\text{g}$ のOKT-3、および $2.5 \times 10^8$ 個の抗原提示フィーダー細胞を含む。いくつかの実施形態では、培地は、容器あたり $500 \text{ mL}$ の培養培地および $2.5 \times 10^8$ 個の抗原提示フィーダー細胞あたり $15 \mu\text{g}$ のOKT-3を含む。

#### 【0706】

実施形態では、本明細書に記載の第1のプライミング拡張手順は、第2の拡張中にTILを超える過剰のフィーダー細胞を必要とする。多くの実施形態では、フィーダー細胞は、同種異系の健康な献血者からの標準的な全血単位から得られる末梢血単核細胞(PBMC)である。PBMCは、Ficoll-Paque勾配分離などの標準的な方法を使用して得られる。実施形態では、人工抗原提示(aAPC)細胞が、PBMCの代わりに使用される。

#### 【0707】

一般に、同種異系PBMCは、照射または熱処理のいずれかによって不活化され、図お

10

20

30

40

50



よび実施例に記載される例示的な手順を含む、本明細書に記載の T I L 拡張手順で使用される。

#### 【0708】

実施形態では、人工抗原提示細胞は、P B M C の代替として、または P B M C と組み合わせて、第 1 のプライミング拡張において使用される。

#### 【0709】

##### 2. サイトカイン

本明細書に記載の拡張方法は、一般に、当該技術分野で知られているように、高用量のサイトカイン、特に I L - 2 を含む培養培地を使用する。

#### 【0710】

代替的に、国際公開第 W O 2 0 1 5 / 1 8 9 3 5 6 号および同第 W O 2 0 1 5 / 1 8 9 3 5 7 号（参照によりそれらの全体が本明細書に明示的に組み込まれる）に一般に概説されているように、I L - 2、I L - 1 5、および I L - 2 1 のうちの 2 つ以上の組み合わせで、T I L の第 1 のプライミング拡張のためにサイトカインの組み合わせを使用することもさらに可能である。したがって、可能な組み合わせには、I L - 2 および I L - 1 5、I L - 2 および I L - 2 1、I L - 1 5 および I L - 2 1、ならびに I L - 2、I L - 1 5、および I L - 2 1 が含まれ、後者は多くの実施形態では特定の用途を見出す。サイトカインの組み合わせの使用は、リンパ球、特にそこに記載されているような T 細胞の生成に特に有利に働く。

#### 【表 2 1】

表 2 0 : インターロイキンのアミノ酸配列。

| 識別子                                 | 配列（一文字アミノ酸記号）                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配列番号 3<br>組み換えヒト IL-2<br>(rhIL-2)   | MAPSSSTKK TQLQLEHLL DLQMLNGIN NYKNPKLTRM LTFKFYMPKK ATELKHLQCL 60<br>EEELKPLEEV LNLAQSKNFH LRPRDLISNI NVIVLELKGS ETTFMCEYAD ETATIVEFLN 120<br>RWITFCQSII STLT 134                        |
| 配列番号 4<br>アルデスロイキン                  | PTSSSTKKTK LQLEHLLLDL QMILNGINNY KNPKLTRMLT FKFYMPKKAT ELKHLQCLEE 60<br>ELKPLEEVLN LAQSKNFHLR PRDLISNINV IVLELKGSSET TFMCEYADET ATIVEFLNRW 120<br>ITFSQSIIST LT 132                      |
| 配列番号 5<br>組み換えヒト IL-4<br>(rhIL-4)   | MHKCDITLQE IIKTLNSLTE QKTLCTELTV TDIFAASKNT TEKETFCAA TVLRQFYSHH 60<br>EKDTRCLGAT AQQFHRHKQL IRFLKRLDRN LWGLAGLNSC PVKEANQSTL ENFLERLKI 120<br>MREKYSKCSS 130                            |
| 配列番号 6<br>組み換えヒト IL-7<br>(rhIL-7)   | MDCDIEGKDG KYESVLMVS IDQLLDSMKE IGSNCLNNEF NFFKRHICDA NKEGMFLFRA 60<br>ARKLRQFLKM NSTGDFDLHL LKVSEGTTIL LNCTGQVKGR KPAALGAEAP TKSLEENKSL 120<br>KEQKRLNDLC FLKRLQEI K TCWNKILMGT KEH 153 |
| 配列番号 7<br>組み換えヒト IL-15<br>(rhIL-15) | MNWNVISDL KKIEDLIQSM HIDATLYTES DVHPSCKVTM MKCFLELQV ISLES GDASI 60<br>HDTVENLIIL ANNSLSSNGN VTESGCKECE ELEEKNIKEF LQSEFVHIVQM FINTS 115                                                 |
| 配列番号 8<br>組み換えヒト IL-21<br>(rhIL-21) | MQDRHMIRM QLIDIVDQLK NYVNDLVPEF LPAPEDVETN CEWSAFSCFQ KAQLKSANTG 60<br>NNERIINVS I KKLKRKPPST NAGRQKHRL TCPSCDSYEK KPPKEFLERF KSL LQKMIHQ 120<br>HLSSRTHGSE DS 132                       |

#### 【0711】

##### C. ステップ C : 第 1 のプライミング拡張から第 2 の急速拡張への移行

場合によっては、例えば図 8（特に、例えば図 8 B および／または図 8 C）に示されるようにステップ B から得られる T I L 集団を含む、第 1 のプライミング拡張から得られたバルク T I L 母集団（pre-REP と称されることもある拡張を含み得る）は、第 2 の急速拡張（これは、急速拡張プロトコル（REP）と称されることもある拡張を含み得る）に供され、次いで、以下で考察されるように凍結保存され得る。同様に、遺伝子改変 T

IELが治療に使用される場合、第1のプライミング拡張からの拡張TIEL集団、または第2の急速拡張からの拡張TIEL集団は、拡張ステップの前または第1のプライミング拡張の後および第2の急速拡張前に好適な治療のために遺伝子改変に供され得る。

#### 【0712】

いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張から（例えば、図1（特に、例えば図1Bおよび／または図8C）に示されるようにステップBから）得られたTIELは、選択のために表現型決定されるまで保存される。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張から（例えば、図1（特に、例えば図1Bおよび／または図8C）に示されるようにステップBから）得られたTIELは保存されず、第2の急速拡張に直接進行する。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張から得られたTIELは、第1のプライミング拡張後、および第2の急速拡張前に凍結保存されない。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張から第2の拡張への移行は、腫瘍の断片化が起こったとき、および／または第1のプライミング拡張ステップが開始されたときから約2日、3日、4日、5日、6日、7日、または8日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張から第2の急速拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のプライミング拡張ステップが開始されたときから約3日～7日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張から第2の急速拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のプライミング拡張ステップが開始されたときから約3日～8日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のプライミング拡張ステップが開始されたときから約4日～7日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のプライミング拡張ステップが開始されたときから約4日～8日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のプライミング拡張ステップが開始されたときから約5日～7日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のプライミング拡張ステップが開始されたときから約5日～8日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のプライミング拡張ステップが開始されたときから約6日～7日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のプライミング拡張ステップが開始されたときから約6日～8日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のプライミング拡張ステップが開始されたときから約7日～8日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のプライミング拡張ステップが開始されたときから約7日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のプライミング拡張ステップが開始されたときから約8日で起こる。

#### 【0713】

いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張から第2の急速拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のプライミング拡張ステップが開始されたときから1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、または8日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張から第2の急速拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のプライミング拡張ステップが開始されたときから1日～7日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張から第2の急速拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のプライミング拡張ステップが開始されたときから1日～8日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のプライミング拡張ステップが開始されたときから2日～7日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のプ

ライミング拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のライミング拡張ステップが開始されたときから2日～8日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のライミング拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のライミング拡張ステップが開始されたときから3日～7日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のライミング拡張から第2の拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のライミング拡張ステップが開始されたときから3日～8日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のライミング拡張から第2の急速拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のライミング拡張ステップが開始されたときから4日～7日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のライミング拡張から第2の急速拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のライミング拡張ステップが開始されたときから4日～8日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のライミング拡張から第2の急速拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のライミング拡張ステップが開始されたときから5日～7日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のライミング拡張から第2の急速拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のライミング拡張ステップが開始されたときから5日～8日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のライミング拡張から第2の急速拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のライミング拡張ステップが開始されたときから6日～7日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のライミング拡張から第2の急速拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のライミング拡張ステップが開始されたときから6日～8日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のライミング拡張から第2の急速拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のライミング拡張ステップが開始されたときから7日～8日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のライミング拡張から第2の急速拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のライミング拡張ステップが開始されたときから7日で起こる。いくつかの実施形態では、第1のライミング拡張から第2の急速拡張への移行は、断片化が起こったとき、および／または第1のライミング拡張ステップが開始されたときから8日で起こる。

#### 【0714】

いくつかの実施形態では、TILは、第1の初期拡張後、および第2の急速拡張前に保存されず、TILは、第2の急速拡張に直接進行する（例えば、いくつかの実施形態では、図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）に示されるようにステップBからステップDへの移行中の保存がない）。いくつかの実施形態では、移行は、本明細書に記載されるように、閉鎖系で起こる。いくつかの実施形態では、第1のライミング拡張からのTIL、第2のTIL集団は、移行期間なしで第2の急速拡張に直接進行する。

#### 【0715】

いくつかの実施形態では、第1のライミング拡張から第2の急速拡張への移行、例えば、図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）によるステップCは、閉鎖系バイオリアクター内で行われる。いくつかの実施形態では、本明細書に記載されるように、TIL拡張のために閉鎖系が用いられる。いくつかの実施形態では、単一のバイオリアクターが用いられる。いくつかの実施形態では、用いられる単一のバイオリアクターは、例えば、GREX-10またはGREX-100である。いくつかの実施形態では、閉鎖系バイオリアクターは、単一のバイオリアクターである。いくつかの実施形態では、第1のライミング拡張から第2の急速拡張への移行は、容器サイズのスケールアップを伴う。いくつかの実施形態では、第1のライミング拡張は、第2の急速拡張よりも小さい容器内で行われる。いくつかの実施形態では、第1のライミング拡張は、GREX-100内で行われ、第2の急速拡張は、GREX-500内で行われる。

#### 【0716】

##### D. ステップD：第2の急速拡張

いくつかの実施形態では、TIL細胞集団は、採取および第1のライミング拡張後、ステップAおよびステップB、ならびに図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C

))に示されるようにステップCと称される移行後に数がさらに拡張される。このさらなる拡張は、本明細書では第2の急速拡張と称され、これは、当該技術分野で一般に急速拡張プロセス（急速拡張プロトコルまたはREP、および図8（特に、例えば図8B）のステップDに示されるプロセス）と称される拡張プロセスを含み得る。第2の拡張は、一般に、フィーダー細胞、サイトカイン源、および抗CD3抗体を含むいくつかの成分を含む培養培地を使用して、ガス透過性容器内で達成される。いくつかの実施形態では、第2の急速拡張の開始後1日、2日、3日、または4日（すなわち、Gen3プロセス全体の8、9、10、または11日目）に、TILは、大容量のコンテナに移される。

#### 【0717】

いくつかの実施形態では、TILの第2の急速拡張（REPと称されることもある拡張、ならびに図1（特に、例えば図1Bおよび／または図8C）のステップDに示されるプロセスを含み得る）は、当業者に知られている任意のTILフラスコまたは容器を使用して行うことができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、または10日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約1日～約9日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約1日～約10日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約2日～約9日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約2日～約10日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約3日～約9日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約3日～約10日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約4日～約9日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約4日～約10日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約5日～約9日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約5日～約10日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約6日～約9日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約6日～約10日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約7日～約9日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約7日～約10日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約8日～約9日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約8日～約10日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約9日～約10日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約1日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約2日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約3日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約4日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約5日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約6日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約7日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約8日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約9日間進行することができる。いくつかの実施形態では、第2のTIL拡張は、第2の急速拡張の開始後、約10日間進行することができる。

10

20

30

40

50

## 【0718】

実施形態では、第2の急速拡張は、本開示の方法（例えば、REPと称される拡張、ならびに図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）のステップDに示されるプロセスを含む）を使用して、ガス透過性容器内で行うことができる。いくつかの実施形態では、TILは、IL-2、OKT-3、およびフィーダー細胞（本明細書では「抗原提示細胞」とも称される）の存在下での第2の急速拡張において拡張される。いくつかの実施形態では、TILは、IL-2、OKT-3、およびフィーダー細胞の存在下での第2の急速拡張において拡張され、フィーダー細胞は、第1のプライミング拡張において存在するフィーダー細胞の濃度の2倍、2.4倍、2.5倍、3倍、3.5倍、または4倍である最終濃度まで添加される。例えば、TILは、インターロイキン-2（IL-2）またはインターロイキン-15（IL-15）の存在下で非特異的T細胞受容体刺激を使用して、急速に拡張させることができる。非特異的T細胞受容体刺激は、例えば、抗CD3抗体、例えば約30ng/mLのOKT3、マウスモノクローナル抗CD3抗体（Ortho-McNeil, Raritan, NJもしくはMiltenyi Biotech, Auburn, CAから市販）またはUHCT-1（BioLegend, San Diego, CA, USAから市販）を含み得る。TILは、癌のエピトープ（複数可）などのその抗原性部分を含む、第2の拡張中に1つ以上の抗原を含むことによって、インビトロでTILのさらなる刺激を誘導するように拡張することができ、これは、ヒト白血球抗原A2（HLA-A2）結合ペプチドなどのベクター、例えば、0.3μM MART-1:26-35（27L）またはgp100:209-217（210M）から、任意に300IU/mL IL-2またはIL-15などのT細胞成長因子の存在下で任意に発現され得る。他の好適な抗原には、例えば、NY-ESO-1、TRP-1、TRP-2、チロシナーゼ癌抗原、MAGE-A3、SSX-2、およびVEGFR2、またはそれらの抗原性部分が含まれ得る。TILはまた、HLA-A2を発現する抗原提示細胞にパルスされた癌の同じ抗原（複数可）で再刺激することによっても急速に拡張され得る。代替的に、TILは、例えば、例として照射された自己リンパ球、または照射されたHLA-A2+同種異系リンパ球およびIL-2でさらに再刺激され得る。いくつかの実施形態では、再刺激は、第2の拡張の一部として起こる。いくつかの実施形態では、第2の拡張は、照射された自己リンパ球の存在下で、または照射されたHLA-A2+同種異系リンパ球およびIL-2を用いて起こる。

## 【0719】

実施形態では、細胞培養培地は、IL-2をさらに含む。いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、約3000IU/mLのIL-2を含む。実施形態では、細胞培養培地は、約1000IU/mL、約1500IU/mL、約2000IU/mL、約2500IU/mL、約3000IU/mL、約3500IU/mL、約4000IU/mL、約4500IU/mL、約5000IU/mL、約5500IU/mL、約6000IU/mL、約6500IU/mL、約7000IU/mL、約7500IU/mL、または約8000IU/mLのIL-2を含む。実施形態では、細胞培養培地は、1000~2000IU/mLの間、2000~3000IU/mLの間、3000~4000IU/mLの間、4000~5000IU/mLの間、5000~6000IU/mLの間、6000~7000IU/mL、7000~8000IU/mL、または8000IU/mLのIL-2を含む。

## 【0720】

実施形態では、細胞培養培地は、OKT-3抗体を含む。いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、約30ng/mLのOKT-3抗体を含む。実施形態では、細胞培養培地は、約0.1ng/mL、約0.5ng/mL、約1ng/mL、約2.5ng/mL、約5ng/mL、約7.5ng/mL、約10ng/mL、約15ng/mL、約20ng/mL、約25ng/mL、約30ng/mL、約35ng/mL、約40ng/mL、約50ng/mL、約60ng/mL、約70ng/mL、約80ng/mL、約90ng/mL、約100ng/mL、約200ng/mL、約500ng/mL、および約

1  $\mu\text{g}/\text{mL}$  の OKT-3 抗体を含む。実施形態では、細胞培養培地は、0.1  $\text{ng}/\text{mL}$  ~ 1  $\text{ng}/\text{mL}$  の間、1  $\text{ng}/\text{mL}$  ~ 5  $\text{ng}/\text{mL}$  の間、5  $\text{ng}/\text{mL}$  ~ 10  $\text{ng}/\text{mL}$  の間、10  $\text{ng}/\text{mL}$  ~ 20  $\text{ng}$  の間、20  $\text{ng}/\text{mL}$  ~ 30  $\text{ng}/\text{mL}$  の間、30  $\text{ng}/\text{mL}$  ~ 40  $\text{ng}/\text{mL}$  の間、40  $\text{ng}/\text{mL}$  ~ 50  $\text{ng}/\text{mL}$  の間、および 50  $\text{ng}/\text{mL}$  ~ 100  $\text{ng}/\text{mL}$  の OKT-3 抗体を含む。いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、15  $\text{ng}/\text{mL}$  ~ 30  $\text{ng}/\text{mL}$  の間の OKT-3 抗体を含む。いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、約 30  $\text{ng}/\text{mL}$  ~ 60  $\text{ng}/\text{mL}$  の間の OKT-3 抗体を含む。いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、約 30  $\text{ng}/\text{mL}$  の OKT-3 を含む。いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、約 60  $\text{ng}/\text{mL}$  の OKT-3 を含む。いくつかの実施形態では、OKT-3 抗体は、ムロモナブである。

10

## 【0721】

いくつかの実施形態では、第2の急速拡張における培地は、IL-2を含む。いくつかの実施形態では、培地は、6000 IU/mL の IL-2 を含む。いくつかの実施形態では、第2の急速拡張における培地は、抗原提示フィーダー細胞を含む。いくつかの実施形態では、第2の急速拡張における培地は、容器あたり  $7.5 \times 10^8$  個の抗原提示フィーダー細胞を含む。いくつかの実施形態では、第2の急速拡張における培地は、OKT-3 を含む。いくつかの実施形態では、第2の急速拡張培地中に、容器あたり 500 mL の培養培地および 30  $\mu\text{g}$  の OKT-3 を含む。いくつかの実施形態では、容器は、GEX 100 MCS フラスコである。いくつかの実施形態では、第2の急速拡張培地中に、6000 IU/mL の IL-2、60  $\text{ng}/\text{mL}$  の OKT-3、および  $7.5 \times 10^8$  個の抗原提示フィーダー細胞を含む。いくつかの実施形態では、培地は、容器あたり 500 mL の培養培地、6000 IU/mL の IL-2、30  $\mu\text{g}$  の OKT-3、および  $7.5 \times 10^8$  個の抗原提示フィーダー細胞を含む。

20

## 【0722】

いくつかの実施形態では、第2の急速拡張における培地は、IL-2を含む。いくつかの実施形態では、培地は、6000 IU/mL の IL-2 を含む。いくつかの実施形態では、第2の急速拡張における培地は、抗原提示フィーダー細胞を含む。いくつかの実施形態では、培地は、容器あたり  $5 \times 10^8$  ~  $7.5 \times 10^8$  個の抗原提示フィーダー細胞を含む。いくつかの実施形態では、第2の急速拡張における培地は、OKT-3 を含む。いくつかの実施形態では、第2の急速拡張における培地は、容器あたり 500 mL の培養培地および 30  $\mu\text{g}$  の OKT-3 を含む。いくつかの実施形態では、容器は、GEX 100 MCS フラスコである。いくつかの実施形態では、第2の急速拡張における培地は、6000 IU/mL の IL-2、60  $\text{ng}/\text{mL}$  の OKT-3、および  $5 \times 10^8$  ~  $7.5 \times 10^8$  個の抗原提示フィーダー細胞を含む。いくつかの実施形態では、第2の急速な拡張における培地は、容器あたり 500 mL の培養培地、ならびに 6000 IU/mL の IL-2、30  $\mu\text{g}$  の OKT-3、および  $5 \times 10^8$  ~  $7.5 \times 10^8$  個の抗原提示フィーダー細胞を含む。

30

## 【0723】

いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、細胞培養培地中に1つ以上の TNFRSF アゴニストを含む。いくつかの実施形態では、TNFRSF アゴニストは、4-1BB アゴニストを含む。いくつかの実施形態では、TNFRSF アゴニストは 4-1BB アゴニストであり、4-1BB アゴニストは、ウレルマブ、ウトミルマブ、EU-101、融合タンパク質、ならびにそれらの断片、誘導体、多様体、バイオシミラー、および組み合わせからなる群から選択される。いくつかの実施形態では、TNFRSF アゴニストは、0.1  $\mu\text{g}/\text{mL}$  ~ 100  $\mu\text{g}/\text{mL}$  の間の細胞培養培地中の濃度を達成するのに十分な濃度で添加される。いくつかの実施形態では、TNFRSF アゴニストは、20  $\mu\text{g}/\text{mL}$  ~ 40  $\mu\text{g}/\text{mL}$  の間の細胞培養培地中の濃度を達成するのに十分な濃度で添加される。

40

## 【0724】

いくつかの実施形態では、1つ以上の TNFRSF アゴニストに加えて、細胞培養培地は、IL-2 を約 3000 IU/mL の初期濃度で、および OKT-3 を約 30  $\text{ng}/\text{mL}$

50

Lの初期濃度でさらに含み、1つ以上のTNFRSFアゴニストが、4-1BBアゴニストを含む。

【0725】

いくつかの実施形態では、IL-2、IL-7、IL-15、および／またはIL-21の組み合わせは、第2の拡張中に組み合わせとして用いられる。いくつかの実施形態では、IL-2、IL-7、IL-15、および／またはIL-21、ならびにそれらの任意の組み合わせは、例えば、図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）による、ならびに本明細書に記載されるステップDプロセス中を含む、第2の拡張中に含まれ得る。いくつかの実施形態では、IL-2、IL-15、およびIL-21の組み合わせは、第2の拡張中に組み合わせとして用いられる。いくつかの実施形態では、IL-2、IL-15、およびIL-21、ならびにそれらの任意の組み合わせは、図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）による、および本明細書に記載されるステップDプロセス中に含まれ得る。

10

【0726】

いくつかの実施形態では、第2の拡張は、IL-2、OKT-3、抗原提示フィーダー細胞、および任意にTNFRSFアゴニストを含む補足された細胞培養培地において実施され得る。いくつかの実施形態では、第2の拡張は、補足された細胞培養培地中で起こる。いくつかの実施形態では、補足された細胞培養培地は、IL-2、OKT-3、および抗原提示フィーダー細胞を含む。いくつかの実施形態では、第2の細胞培養培地は、IL-2、OKT-3、および抗原提示細胞（APC、抗原提示フィーダー細胞とも称される）を含む。いくつかの実施形態では、第2の拡張は、IL-2、OKT-3、および抗原提示フィーダー細胞（すなわち、抗原提示細胞）を含む細胞培養培地中で起こる。

20

【0727】

いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地は、約500IU/mLのIL-15、約400IU/mLのIL-15、約300IU/mLのIL-15、約200IU/mLのIL-15、約180IU/mLのIL-15、約160IU/mLのIL-15、約140IU/mLのIL-15、約120IU/mLのIL-15、または約100IU/mLのIL-15を含む。いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地は、約500IU/mLのIL-15～約100IU/mLのIL-15を含む。いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地は、約400IU/mLのIL-15～約100IU/mLのIL-15を含む。いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地は、約300IU/mLのIL-15～約100IU/mLのIL-15を含む。いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地は、約200IU/mLのIL-15を含む。いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、約180IU/mLのIL-15を含む。実施形態では、細胞培養培地は、IL-15をさらに含む。好ましい実施形態では、細胞培養培地は、約180IU/mLのIL-15を含む。

30

【0728】

いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地は、約20IU/mLのIL-21、約15IU/mLのIL-21、約12IU/mLのIL-21、約10IU/mLのIL-21、約5IU/mLのIL-21、約4IU/mLのIL-21、約3IU/mLのIL-21、約2IU/mLのIL-21、約1IU/mLのIL-21、または約0.5IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地は、約20IU/mLのIL-21～約0.5IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地は、約15IU/mLのIL-21～約0.5IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地は、約12IU/mLのIL-21～約0.5IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地は、約10IU/mLのIL-21～約0.5IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地は、約5IU/mLのIL-21～約1IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、第2の拡張培養培地は、約2IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、約1

40

50

IU/mLのIL-21を含む。いくつかの実施形態では、細胞培養培地は、約0.5 IU/mLのIL-21を含む。実施形態では、細胞培養培地は、IL-21をさらに含む。好ましい実施形態では、細胞培養培地は、約1 IU/mLのIL-21を含む。

#### 【0729】

いくつかの実施形態では、抗原提示フィーダー細胞（APC）は、PBMCである。実施形態では、急速拡張および／または第2の拡張におけるTIL対PBMCおよび／または抗原提示細胞の比は、約1対10、約1対15、約1対20、約1対25、約1対30、約1対35、約1対40、約1対45、約1対50、約1対75、約1対100、約1対125、約1対150、約1対175、約1対200、約1対225、約1対250、約1対275、約1対300、約1対325、約1対350、約1対375、約1対400、または約1対500である。実施形態では、急速拡張および／または第2の拡張におけるTIL対PBMCの比は、1対50～1対300の間である。実施形態では、急速拡張および／または第2の拡張におけるTIL対PBMCの比は、1対100～1対200の間である。

#### 【0730】

実施形態では、REPおよび／または第2の急速拡張は、バルクTILが100倍または200倍過剰の不活化フィーダー細胞と混合されているフラスコ内で行われ、フィーダー細胞濃度は、150 mL培地中の30 ng/mLのOKT3、抗CD3抗体、および6000 IU/mLのIL-2の第1のプライミング拡張におけるフィーダー細胞濃度の少なくとも1.1倍（1.1X）、1.2X、1.3X、1.4X、1.5X、1.6X、1.7X、1.8X、1.8X、2X、2.1X、2.2X、2.3X、2.4X、2.5X、2.6X、2.7X、2.8X、2.9X、3.0X、3.1X、3.2X、3.3X、3.4X、3.5X、3.6X、3.7X、3.8X、3.9X、または4.0Xである。細胞が代替の成長チャンバーに移されるまで、培地交換が行われる（一般に、使用済み培地の3分の2の吸引および等量の新鮮な培地での交換による3分の2の培地交換）。代替の成長チャンバーには、以下でより完全に考察されるように、GREXフラスコおよびガス透過性容器が含まれる。

#### 【0731】

いくつかの実施形態では、第2の急速拡張（REPプロセスと称されるプロセスを含み得る）は、実施例および図で考察されるように、7～9日間である。いくつかの実施形態では、第2の拡張は、7日間である。いくつかの実施形態では、第2の拡張は、8日間である。いくつかの実施形態では、第2の拡張は、9日間である。

#### 【0732】

実施形態では、第2の拡張（REPと称される拡張、ならびに図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）のステップDで参照される拡張を含み得る）は、100 cmのガス透過性シリコン底部（G-Rex 100、Wilson Wolf Manufacturing Corporation, New Brighton, MN, USAから市販）を有する500 mL容量のガス透過性フラスコ内で行うことができる。5×10<sup>6</sup>または10×10<sup>6</sup> TILは、5%ヒトAB血清、3000 IU/mLのIL-2、および30 ng/mLの抗CD3（OKT3）で補足された400 mLの50/50培地中でPBMCとともに培養され得る。G-Rex 100フラスコを、5% CO<sub>2</sub>中37°Cでインキュベートすることができる。5日目に、250 mLの上清を除去して遠心分離ボトルに入れ、1500 rpm（491×g）で10分間遠心分離する。TILペレットを、5%ヒトAB血清、6000 IU/mLのIL-2を含む150 mLの新鮮な培地で再懸濁し、元のGREX-100フラスコに戻すことができる。TILがGREX-100フラスコで連続的に拡張される場合、10日目または11日目に、TILをGREX-500などのより大きなフラスコに移すことができる。培養14日目に、細胞を採取することができる。培養15日目に、細胞を採取することができる。培養16日目に、細胞を採取することができる。いくつかの実施形態では、培地交換は、細胞が代替の成長チャンバーに移されるまで行われる。いくつかの実施形態では、培地の3分の2は、使用済み培地の吸

10

20

30

40

50



引および等量の新鮮な培地との交換によって置き換えられる。いくつかの実施形態では、代替の成長チャンバーには、以下でより完全に考察されるように、GREXフラスコおよびガス透過性容器が含まれる。

【0733】

いくつかの実施形態では、本明細書に開示される拡張プロセスで使用される培地は、無血清培地または合成培地である。いくつかの実施形態では、無血清または合成培地は、基礎細胞培地および血清サプリメントおよび／または血清代替物を含む。いくつかの実施形態では、無血清または合成培地は、血清含有培地のロット間の変動に部分的に起因する実験的変動を防止および／または減少させるために使用される。

【0734】

いくつかの実施形態では、無血清または合成培地は、基礎細胞培地および血清サプリメントおよび／または血清代替物を含む。いくつかの実施形態では、基礎細胞培地には、CTS（商標）Optmizer（商標）T細胞拡張基礎培地、CTS（商標）Optmizer（商標）T細胞増殖SFM、CTS（商標）AIM-V培地、CTS（商標）AIM-V SFM、LymphoONE（商標）T細胞拡張ゼノフリー培地、ダルベッコ改変イーグル培地（DMEM）、最小必須培地（MEM）、イーグル基礎培地（BME）、RPMI 1640、F-10、F-12、最小必須培地（ $\alpha$ MEM）、グラスゴウの最小必須培地（G-MEM）、RPMI成長培地、およびイスコフ改変ダルベッコ培地が含まれるが、これらに限定されない。

【0735】

いくつかの実施形態では、血清サプリメントまたは血清代替物には、CTS（商標）Optmizer T細胞拡張血清サプリメント、CTS（商標）免疫細胞血清代替物、1つ以上のアルブミンまたはアルブミン代替物、1つ以上のアミノ酸、1つ以上のビタミン、1つ以上のトランスフェリンまたはトランスフェリン代替物、1つ以上の抗酸化剤、1つ以上のインスリンまたはインスリン代替物、1つ以上のコラーゲン前駆体、1つ以上の抗生物質、および1つ以上の微量元素が含まれるがこれらに限定されない。いくつかの実施形態では、合成培地は、アルブミンと、グリシン、L-ヒスチジン、L-イソロイシン、L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-プロリン、L-ヒドロキシプロリン、L-セリン、L-スレオニン、L-トリプトファン、L-チロシン、L-バリン、チアミン、還元型グルタチオン、L-アスコルビン酸-2-リン酸塩、鉄飽和トランスフェリン、インスリン、ならびに微量元素部分 $Ag^+$ 、 $Al^{3+}$ 、 $Ba^{2+}$ 、 $Cd^{2+}$ 、 $Co^{2+}$ 、 $Cr^{3+}$ 、 $Ge^{4+}$ 、 $Se^{4+}$ 、Br、T、 $Mn^{2+}$ 、P、 $Si^{4+}$ 、 $V^{5+}$ 、 $Mo^{6+}$ 、 $Ni^{2+}$ 、 $Rb^+$ 、 $Sn^{2+}$ 、および $Zr^{4+}$ を含有する化合物からなる群から選択される1つ以上の成分と、を含む。いくつかの実施形態では、合成培地は、L-グルタミン、重炭酸ナトリウム、および／または2-メルカプトエタノールをさらに含む。

【0736】

いくつかの実施形態では、CTS（商標）Optmizer（商標）T細胞免疫細胞血清置換は、CTS（商標）Optmizer（商標）T細胞拡張基礎培地、CTS（商標）Optmizer（商標）T細胞拡張SFM、CTS（商標）AIM-V培地、CST（商標）AIM-V SFM、LymphoONE（商標）T細胞拡張ゼノフリー培地、ダルベッコ改変イーグル培地（DMEM）、最小必須培地（MEM）、イーグル基礎培地（BME）、RPMI 1640、F-10、F-12、最小必須培地（ $\alpha$ MEM）、グラスゴウの最小必須培地（G-MEM）、RPMI成長培地、およびイスコフ改変ダルベッコ培地を含むがこれらに限定されない従来の成長培地とともに使用される。

【0737】

いくつかの実施形態では、無血清または合成培地中の総血清置換濃度（vol%）は、無血清または合成培地の合計の約1体積%、2体積%、3体積%、4体積%、5体積%、6体積%、7体積%、8体積%、9体積%、10体積%、11体積%、12体積%、13体積%、14体積%、15体積%、16体積%、17体積%、18体積%、19体積%、または20体積%である。いくつかの実施形態では、総血清置換濃度は、無血清または合

10

20

30

40

50

成培地の総体積の約3%である。いくつかの実施形態では、総血清置換濃度は、無血清または合成培地の総体積の約5%である。いくつかの実施形態では、総血清置換濃度は、無血清または合成培地の総体積の約10%である。

【0738】

いくつかの実施形態では、無血清または合成培地は、CTS（商標）OpTmizer（商標）T細胞拡張SFM（ThermoFisher Scientific）である。CTS（商標）OpTmizer（商標）の任意の製剤は、本発明において有用である。CTS（商標）OpTmizer（商標）T細胞拡張SFMは、1LのCTS（商標）OpTmizer（商標）T細胞拡張基礎培地および26mLのCTS（商標）OpTmizer（商標）T細胞拡張サプリメントの組み合わせであり、これらは使用前に一緒に混合される。いくつかの実施形態では、CTS（商標）OpTmizer（商標）T細胞拡張SFMは、55mMの2-メルカプトエタノールとともに、約3%のCTS（商標）免疫細胞血清置換（SR）（ThermoFisher Scientific）で補足される。

10

【0739】

いくつかの実施形態では、合成培地は、CTS（商標）OpTmizer（商標）T細胞拡張SFM（ThermoFisher Scientific）である。CTS（商標）OpTmizer（商標）の任意の製剤は、本発明において有用である。CTS（商標）OpTmizer（商標）T細胞拡張SFMは、1LのCTS（商標）OpTmizer（商標）T細胞拡張基礎培地および26mLのCTS（商標）OpTmizer（商標）T細胞拡張サプリメントの組み合わせであり、これらは使用前に一緒に混合される。いくつかの実施形態では、CTS（商標）OpTmizer（商標）T細胞拡張SFMは、55mMの2-メルカプトエタノールとともに、約3%のCTS（商標）免疫細胞血清置換（SR）（ThermoFisher Scientific）で補足される。いくつかの実施形態では、CTS（商標）OpTmizer（商標）T細胞拡張SFMは、約3%のCTS（商標）免疫細胞血清置換（SR）（ThermoFisher Scientific）、55mMの2-メルカプトエタノール、および2mMのL-グルタミンで補足される。いくつかの実施形態では、CTS（商標）OpTmizer（商標）T細胞拡張SFMは、約3%のCTS（商標）免疫細胞血清置換（SR）（ThermoFisher Scientific）、55mMの2-メルカプトエタノール、および2mMのL-グルタミンで補足され、約1000IU/mL〜約8000IU/mLのIL-2をさらに含む。いくつかの実施形態では、CTS（商標）OpTmizer（商標）T細胞拡張SFMは、約3%のCTS（商標）免疫細胞血清置換（SR）（ThermoFisher Scientific）、55mMの2-メルカプトエタノール、および2mMのL-グルタミンで補足され、約3000IU/mLのIL-2をさらに含む。いくつかの実施形態では、CTS（商標）OpTmizer（商標）T細胞拡張SFMは、約3%のCTS（商標）免疫細胞血清置換（SR）（ThermoFisher Scientific）、55mMの2-メルカプトエタノール、および2mMのL-グルタミンで補足され、約6000IU/mLのIL-2をさらに含む。いくつかの実施形態では、CTS（商標）OpTmizer（商標）T細胞拡張SFMは、約3%のCTS（商標）免疫細胞血清置換（SR）（ThermoFisher Scientific）および55mMの2-メルカプトエタノールで補足され、約1000IU/mL〜約8000IU/mLのIL-2をさらに含む。いくつかの実施形態では、CTS（商標）OpTmizer（商標）T細胞拡張SFMは、約3%のCTS（商標）免疫細胞血清置換（SR）（ThermoFisher Scientific）および55mMの2-メルカプトエタノールで補足され、約3000IU/mLのIL-2をさらに含む。いくつかの実施形態では、CTS（商標）OpTmizer（商標）T細胞拡張SFMは、約3%のCTS（商標）免疫細胞血清置換（SR）（ThermoFisher Scientific）および55mMの2-メルカプトエタノールで補足され、約1000IU/mL〜約6000IU/mLのIL-2をさらに含む。いくつかの実施形態では、CTS（商標）

20

30

40

50

OpTmizer (商標) T細胞拡張SFMは、約3%のCTS (商標) 免疫細胞血清置換 (SR) (ThermoFisher Scientific) および約2mMのグルタミンで補足され、約1000IU/mL~約8000IU/mLのIL-2をさらに含む。いくつかの実施形態では、CTS (商標) OpTmizer (商標) T細胞拡張SFMは、約3%のCTS (商標) 免疫細胞血清置換 (SR) (ThermoFisher Scientific) および約2mMのグルタミンで補足され、約3000IU/mLのIL-2をさらに含む。いくつかの実施形態では、CTS (商標) OpTmizer (商標) T細胞拡張SFMは、約3%のCTS (商標) 免疫細胞血清置換 (SR) (ThermoFisher Scientific) および約2mMのグルタミンで補足され、約6000IU/mLのIL-2をさらに含む。

10

【0740】

いくつかの実施形態では、無血清培地または合成培地は、約0.1mM~約10mM、0.5mM~約9mM、1mM~約8mM、2mM~約7mM、3mM~約6mM、または4mM~約5mMの濃度でグルタミン (すなわち、GlutaMAX (登録商標)) で補足される。いくつかの実施形態では、無血清培地または合成培地は、約2mMの濃度でグルタミン (すなわち、GlutaMAX (登録商標)) で補足される。

【0741】

いくつかの実施形態では、無血清培地または合成培地は、約5mM~約150mM、10mM~約140mM、15mM~約130mM、20mM~約120mM、25mM~約110mM、30mM~約100mM、35mM~約95mM、40mM~約90mM、45mM~約85mM、50mM~約80mM、55mM~約75mM、60mM~約70mM、または約65mMの濃度で2-メルカプトエタノールが補足される。いくつかの実施形態では、無血清培地または合成培地は、約55mMの濃度で2-メルカプトエタノールが補足される。

20

【0742】

いくつかの実施形態では、参照により本明細書に組み込まれる国際PCT公開第WO/1998/030679号に記載されている合成培地は、本発明において有用である。その刊行物には、無血清真核細胞培養培地が記載されている。無血清真核細胞培養培地には、無血清培養での細胞の成長をサポートすることができる無血清サプリメントで補足された基礎細胞培養培地が含まれる。無血清真核細胞培養培地サプリメントは、1つ以上のアルブミンまたはアルブミン代替物、1つ以上のアミノ酸、1つ以上のビタミン、1つ以上のトランスフェリンまたはトランスフェリン代替物、1つ以上の抗酸化剤、1つ以上のインスリンまたはインスリン代替物、1つ以上のコラーゲン前駆体、1つ以上の微量元素、および1つ以上の抗生物質からなる群から選択される1つ以上の成分を含むか、またはそれらを組み合わせることによって得られる。いくつかの実施形態では、合成培地は、L-グルタミン、重炭酸ナトリウム、および/またはβ-メルカプトエタノールをさらに含む。いくつかの実施形態では、合成培地は、アルブミンまたはアルブミン代替物、ならびに1つ以上のアミノ酸、1つ以上のビタミン、1つ以上のトランスフェリンまたはトランスフェリン代替物、1つ以上の抗酸化剤、1つ以上のインスリンまたはインスリン代替物、1つ以上のコラーゲン前駆体、および1つ以上の微量元素からなる群から選択される1つ以上の成分と、を含む。いくつかの実施形態では、合成培地は、アルブミンと、グリシン、L-ヒスチジン、L-イソロイシン、L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-プロリン、L-ヒドロキシプロリン、L-セリン、L-スレオニン、L-トリプトファン、L-チロシン、L-バリン、チアミン、還元型グルタチオン、L-アスコルビン酸-2-リン酸塩、鉄飽和トランスフェリン、インスリン、ならびに微量元素部分 $Ag^+$ 、 $Al^{3+}$ 、 $Ba^{2+}$ 、 $Cd^{2+}$ 、 $Co^{2+}$ 、 $Cr^{3+}$ 、 $Ge^{4+}$ 、 $Se^{4+}$ 、 $Br$ 、 $T$ 、 $Mn^{2+}$ 、 $P$ 、 $Si^{4+}$ 、 $V^{5+}$ 、 $Mo^{6+}$ 、 $Ni^{2+}$ 、 $Rb^+$ 、 $Sn^{2+}$ 、および $Zr^{4+}$ を含有する化合物からなる群から選択される1つ以上の成分と、を含む。いくつかの実施形態では、基礎細胞培地は、ダルベッコ改変イーグル培地 (DMEM)、最小必須培地 (MEM)、イーグル基礎培地 (BME)、RPMI 1640、F-10、F-12、最小必須培地 (

30

40

50

αMEM)、グラスゴー最小必須培地(GMEM)、RPMI成長培地、およびイスコフ改変ダルベッコ培地からなる群から選択される。

【0743】

いくつかの実施形態では、合成培地中のグリシンの濃度は、約5~200mg/Lの範囲であり、L-ヒスチジンの濃度は、約5~250mg/Lであり、L-イソロイシンの濃度は、約5~300mg/Lであり、L-メチオニンの濃度は、約5~200mg/Lであり、L-フェニルアラニンの濃度は、約5~400mg/Lであり、L-プロリンの濃度は、約1~1000mg/Lであり、L-ヒドロキシプロリンの濃度は、約1~45mg/Lであり、L-セリンの濃度は、約1~250mg/Lであり、L-スレオニンの濃度は、約10~500mg/Lであり、L-トリプトファンの濃度は、約2~110mg/Lであり、L-チロシンの濃度は、約3~175mg/Lであり、L-バリンの濃度は、約5~500mg/Lであり、チアミンの濃度は、約1~20mg/Lであり、還元型グルタチオンの濃度は、約1~20mg/Lであり、L-アスコルビン酸-2-リン酸塩の濃度は、約1~200mg/Lであり、鉄飽和トランスフェリンの濃度は、約1~50mg/Lであり、インスリンの濃度は、約1~100mg/Lであり、亜セレン酸ナトリウムの濃度は、約0.000001~0.0001mg/Lであり、アルブミン(例えば、AlbuMAX(登録商標)I)の濃度は、約5000~50,000mg/Lである。

【0744】

いくつかの実施形態では、合成培地中の非微量元素部分成分は、以下の表Aの「1X培地中の濃度範囲」という見出しの下にリストされた濃度範囲で存在する。他の実施形態では、合成培地中の非微量元素部分成分は、以下の表Aの「1X培地の好ましい実施形態」という見出しの下にリストされた最終濃度で存在する。他の実施形態では、合成培地は、無血清サプリメントを含む基礎細胞培地である。これらの実施形態のうちのいくつかにおいて、無血清サプリメントは、以下の表Aの「サプリメントの好ましい実施形態」という見出しの下にリストされたタイプおよび濃度の非微量部分成分を含む。

10

20

30

40

50

## 【表 2 2】

表 A : 非微量元素の部分成分の濃度

| 成分                                     | サブプリメントの好ましい実施形態(mg/L)<br>(約) | 1 X 培地の濃度範囲<br>(mg/L)<br>(約) | 1 X 培地の好ましい実施形態(mg/L)<br>(約) |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| グリシン                                   | 150                           | 5-200                        | 53                           |
| L-ヒスチジン                                | 940                           | 5-250                        | 183                          |
| L-イソロイシン                               | 3400                          | 5-300                        | 615                          |
| L-メチオニン                                | 90                            | 5-200                        | 44                           |
| L-フェニルアラニン                             | 1800                          | 5-400                        | 336                          |
| L-プロリン                                 | 4000                          | 1-1000                       | 600                          |
| L-ヒドロキシプロリン                            | 100                           | 1-45                         | 15                           |
| L-セリン                                  | 800                           | 1-250                        | 162                          |
| L-トレオニン                                | 2200                          | 10-500                       | 425                          |
| L-トリプトファン                              | 440                           | 2-110                        | 82                           |
| L-チロシン                                 | 77                            | 3-175                        | 84                           |
| L-バリン                                  | 2400                          | 5-500                        | 454                          |
| チアミン                                   | 33                            | 1-20                         | 9                            |
| 還元型グルタチオン                              | 10                            | 1-20                         | 1.5                          |
| アスコルビン酸-2-PO <sub>4</sub><br>(マグネシウム塩) | 330                           | 1-200                        | 50                           |
| トランスフェリン (鉄飽和)                         | 55                            | 1-50                         | 8                            |
| インスリン                                  | 100                           | 1-100                        | 10                           |
| 亜セレン酸ナトリウム                             | 0.07                          | 0.000001-0.0001              | 0.00001                      |
| AlbuMAX(登録商標)I                         | 83,000                        | 5000-50,000                  | 12,500                       |

## 【0 7 4 5】

いくつかの実施形態では、合成培地の浸透圧は、約 2 6 0 ~ 3 5 0 m O s m o l の間である。いくつかの実施形態では、浸透圧は、約 2 8 0 ~ 3 1 0 m O s m o l の間である。いくつかの実施形態では、合成培地は、最大約 3 . 7 g / L、または約 2 . 2 g / L の重炭酸ナトリウムで補足される。合成培地には、L-グルタミン（最終濃度約 2 m M）、1 つ以上の抗生物質、非必須アミノ酸（N E A A、最終濃度約 1 0 0 μ M）、2-メルカプトエタノール（最終濃度約 1 0 0 μ M）でさらに補足され得る。

## 【0 7 4 6】

いくつかの実施形態では、Smith, et al., "Ex vivo expansion of human T cells for adoptive immunotherapy using the novel Xeno-free CTS Immune Cell Serum Replacement," Clin Transl Immunology, 4 (1) 2015 (doi:10.1038/cti.2014.31) に記載の合成培地は、本発明において有用である。簡単に説明すると、RPMI または CTS (商標) OpTmizer を基礎細胞培地として使用し、0、2%、5%、または 10% の CTS (商標) 免疫細胞血清代替物で補足した。

## 【0 7 4 7】

実施形態では、第 1 および / または第 2 のガス透過性容器内の細胞培地は、ろ過されて

いない。ろ過されていない細胞培地の使用は、細胞の数を拡張するために必要な手順を簡素化することができる。実施形態では、第1および／または第2のガス透過性容器内の細胞培地は、βメルカプトエタノール（BMEまたはβME、2-メルカプトエタノールとしても知られる、CAS 60-24-2）を欠いている。

【0748】

実施形態では、第2の急速拡張（REPと称される拡張を含む）が行われ、優れた腫瘍反応性のためにTILが選択されるステップをさらに含む。当該技術分野で知られている任意の選択方法を使用することができる。例えば、米国特許出願公開第2016/0010058A1号に記載されている方法は、その開示が参照により本明細書に組み込まれ、優れた腫瘍反応性のためのTILの選択に使用することができる。

10

【0749】

任意に、細胞生存率アッセイは、当該技術分野で知られている標準的なアッセイを使用して、第2の急速拡張（REP拡張と称される拡張を含む）の後に行うことができる。例えば、トリパンブルー排除アッセイは、死細胞を選択的に標識し、生存率の評価を可能にするバルクTILの試料上で行うことができる。いくつかの実施形態では、TIL試料は、Cellometer K2自動セルカウンター（Nexcelom Bioscience, Lawrence, MA）を使用してカウントされ、生存率が決定され得る。いくつかの実施形態では、生存率は、標準的なCellometer K2 Image Cytometer自動セルカウンタープロトコルに従って決定される。

【0750】

20

Tリンパ球およびBリンパ球の多様な抗原受容体は、限られた、但し多数の遺伝子セグメントの体細胞組み換えによって産生される。これらの遺伝子セグメント：V（可変）、D（多様性）、J（接合）、およびC（一定）は、免疫グロブリンおよびT細胞受容体（TCR）の結合特異性および下流への応用を決定する。本発明は、T細胞レパトリー多様性を示し、増加させるTILを生成するための方法を提供する。いくつかの実施形態では、本方法によって得られたTILは、T細胞レパトリー多様性の増加を示す。いくつかの実施形態では、第2の拡張において得られたTILは、T細胞レパトリー多様性の増加を示す。いくつかの実施形態では、多様性の増加は、免疫グロブリン多様性および／またはT細胞受容体多様性の増加である。いくつかの実施形態では、多様性は、免疫グロブリンにあり、免疫グロブリン重鎖にある。いくつかの実施形態では、多様性は、免疫グロブリンにあり、免疫グロブリン軽鎖にある。いくつかの実施形態では、多様性は、T細胞受容体にある。いくつかの実施形態では、多様性は、α、β、γ、およびδ受容体からなる群から選択されるT細胞受容体のうちの1つにある。いくつかの実施形態では、T細胞受容体（TCR）αおよび／またはβの発現が増加している。いくつかの実施形態では、T細胞受容体（TCR）αの発現が増加している。いくつかの実施形態では、T細胞受容体（TCR）βの発現が増加している。いくつかの実施形態では、TCRaβ（すなわち、TCRα／β）の発現が増加している。

30

【0751】

いくつかの実施形態では、第2の急速拡張培養培地（例えば、CM2または第2の細胞培養培地と称されることもある）は、以下でさらに詳細に考察されるように、IL-2、OKT-3、ならびに抗原提示フィーダー細胞（APC）を含む。いくつかの実施形態では、第2の急速拡張培養培地（例えば、CM2または第2の細胞培養培地と称されることもある）は、以下でさらに詳細に考察されるように、6000 IU/mLのIL-2、フラスコあたり30 μgのOKT-3、ならびに $7.5 \times 10^8$ 抗原提示フィーダー細胞（APC）を含む。いくつかの実施形態では、第2の急速拡張培養培地（例えば、CM2または第2の細胞培養培地と称されることもある）は、以下でさらに詳細に考察されるように、IL-2、OKT-3、ならびに抗原提示フィーダー細胞（APC）を含む。いくつかの実施形態では、第2の急速拡張培養培地（例えば、CM2または第2の細胞培養培地と称されることもある）は、以下でさらに詳細に考察されるように、6000 IU/mLのIL-2、フラスコあたり30 μgのOKT-3、ならびに $5 \times 10^8$ 抗原提示フィー

40

50

ダー細胞（APC）を含む。

【0752】

いくつかの実施形態では、第2の急速拡張、例えば、図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）によるステップDは、閉鎖系バイオリアクター内で行われる。いくつかの実施形態では、本明細書に記載されるように、TIL拡張のために閉鎖系が用いられる。いくつかの実施形態では、バイオリアクターが用いられる。いくつかの実施形態では、バイオリアクターは、容器として用いられる。いくつかの実施形態では、用いられるバイオリアクターは、例えば、G-R EX-100またはG-R EX-500である。いくつかの実施形態では、用いられるバイオリアクターは、G-R EX-100である。いくつかの実施形態では、用いられるバイオリアクターは、G-R EX-500である。

10

【0753】

1. フィーダー細胞および抗原提示細胞

実施形態では、本明細書に記載される第2の急速拡張手順（例えば、図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）のステップDに記載されるような拡張、ならびにREPと称されるものを含む）は、REP TIL拡張中および／または第2の急速拡張中に過剰のフィーダー細胞を必要とする。多くの実施形態では、フィーダー細胞は、健康な献血者からの標準的な全血単位から得られる末梢血単核細胞（PBMC）である。PBMCは、Ficoll-Paque勾配分離などの標準的な方法を使用して得られる。

【0754】

一般に、同種異系PBMCは、照射または熱処理のいずれかによって不活化され、実施例に記載されるように、REP手順で使用され、これは、照射された同種異系PBMCの複製能力を評価するための例示的なプロトコルを提供する。

20

【0755】

いくつかの実施形態では、7日目または14日目の生細胞の総数が、REPの0日目および／または第2の拡張の0日目（すなわち、第2の拡張の開始日）に培養された最初の生細胞数よりも少ない場合、PBMCは、複製能力がないとみなされ、本明細書に記載のTIL拡張手順での使用が認められる。

【0756】

いくつかの実施形態では、7日目および14日目のOKT3およびIL-2の存在下で培養された生細胞の総数が、REPの0日目および／または第2の拡張の0日目（すなわち、第2の拡張の開始日）に培養された最初の生細胞数から増加しなかった場合、PBMCは、複製能力がないとみなされ、本明細書に記載のTIL拡張手順での使用が認められる。いくつかの実施形態では、PBMCは、30 ng/mLのOKT3抗体および3000 IU/mLのIL-2の存在下で培養される。いくつかの実施形態では、PBMCは、60 ng/mLのOKT3抗体および6000 IU/mLのIL-2の存在下で培養される。いくつかの実施形態では、PBMCは、60 ng/mLのOKT3抗体および3000 IU/mLのIL-2の存在下で培養される。いくつかの実施形態では、PBMCは、30 ng/mLのOKT3抗体および6000 IU/mLのIL-2の存在下で培養される。

30

【0757】

いくつかの実施形態では、7日目および14日目のOKT3およびIL-2の存在下で培養された生細胞の総数が、REPの0日目および／または第2の拡張の0日目（すなわち、第2の拡張の開始日）に培養された最初の生細胞数から増加しなかった場合、PBMCは、複製能力がないとみなされ、本明細書に記載のTIL拡張手順での使用が認められる。いくつかの実施形態では、PBMCは、30～60 ng/mLのOKT3抗体および1000～6000 IU/mLのIL-2の存在下で培養される。いくつかの実施形態では、PBMCは、30～60 ng/mLのOKT3抗体および2000～5000 IU/mLのIL-2の存在下で培養される。いくつかの実施形態では、PBMCは、30～60 ng/mLのOKT3抗体および2000～4000 IU/mLのIL-2の存在下で培養される。いくつかの実施形態では、PBMCは、30～60 ng/mLのOKT3抗

40

50

体および2500～3500 IU/mLのIL-2の存在下で培養される。いくつかの実施形態では、PBMCは、30～60 ng/mLのOKT3抗体および6000 IU/mLのIL-2の存在下で培養される。

#### 【0758】

いくつかの実施形態では、抗原提示フィーダー細胞は、PBMCである。いくつかの実施形態では、抗原提示フィーダー細胞は、人工抗原提示フィーダー細胞である。実施形態では、第2の拡張におけるTIL対抗原提示フィーダー細胞の比は、約1対10、約1対25、約1対50、約1対100、約1対125、約1対150、約1対175、約1対200、約1対225、約1対250、約1対275、約1対300、約1対325、約1対350、約1対375、約1対400、または約1対500である。実施形態では、第2の拡張におけるTIL対抗原提示フィーダー細胞の比は、1対50～1対300の間である。実施形態では、第2の拡張におけるTIL対抗原提示フィーダー細胞の比は、1対100～1対200の間である。

#### 【0759】

実施形態では、本明細書に記載の第2の急速拡張手順は、約 $5 \times 10^8$ フィーダー細胞対約 $100 \times 10^6$ TILの比を必要とする。実施形態では、本明細書に記載の第2の急速拡張手順は、約 $7.5 \times 10^8$ フィーダー細胞対約 $100 \times 10^6$ TILの比を必要とする。別の実施形態では、本明細書に記載の第2の急速拡張手順は、約 $5 \times 10^8$ フィーダー細胞対約 $50 \times 10^6$ TILの比を必要とする。別の実施形態では、本明細書に記載の第2の急速拡張手順は、約 $7.5 \times 10^8$ フィーダー細胞対約 $50 \times 10^6$ TILの比を必要とする。さらに別の実施形態では、本明細書に記載の第2の拡張手順は、約 $5 \times 10^8$ フィーダー細胞対約 $25 \times 10^6$ TILを必要とする。さらに別の実施形態では、本明細書に記載の第2の拡張手順は、約 $7.5 \times 10^8$ フィーダー細胞対約 $25 \times 10^6$ TILを必要とする。さらに別の実施形態では、第2の急速拡張は、第2の急速拡張の2倍の数のフィーダー細胞を必要とする。さらに別の実施形態では、本明細書に記載の第1のプライミング拡張が、約 $2.5 \times 10^8$ フィーダー細胞を必要とする場合、第2の急速拡張は、約 $5 \times 10^8$ フィーダー細胞を必要とする。さらに別の実施形態では、本明細書に記載の第1のプライミング拡張が、約 $2.5 \times 10^8$ フィーダー細胞を必要とする場合、第2の急速拡張は、約 $7.5 \times 10^8$ フィーダー細胞を必要とする。さらに別の実施形態では、第2の急速拡張は、第1のプライミング拡張の2倍(2.0X)、2.5X、3.0X、3.5X、または4.0Xのフィーダー細胞の数を必要とする。

#### 【0760】

実施形態では、本明細書に記載の第2の急速拡張手順は、第2の急速拡張中に過剰のフィーダー細胞を必要とする。多くの実施形態では、フィーダー細胞は、同種異系の健康な献血者からの標準的な全血単位から得られる末梢血単核細胞(PBMC)である。PBMCは、Ficoll-Paque勾配分離などの標準的な方法を使用して得られる。実施形態では、人工抗原提示(aAPC)細胞が、PBMCの代わりに使用される。いくつかの実施形態では、PBMCは、第1のプライミング拡張に加えられたPBMCの2倍の濃度で、第2の急速拡張に加えられる。

#### 【0761】

一般に、同種異系PBMCは、照射または熱処理のいずれかによって不活化され、図および実施例に記載される例示的な手順を含む、本明細書に記載のTIL拡張手順で使用される。

#### 【0762】

実施形態では、人工抗原提示細胞は、PBMCの代替として、またはPBMCと組み合わせて、第2の急速拡張において使用される。

#### 【0763】

##### 2. サイトカイン

本明細書に記載の第2の急速拡張方法は、一般に、当該技術分野で知られているように、高用量のサイトカイン、特にIL-2を含む培養培地を使用する。



## 【0764】

代替的に、WO2015/189356およびWO2015/189357（参照によりそれらの全体が本明細書に明示的に組み込まれる）に一般に概説されているように、IL-2、IL-15、およびIL-21のうちの2つ以上の組み合わせで、TILの第2の急速拡張のためにサイトカインの組み合わせを使用することもさらに可能である。したがって、可能な組み合わせには、IL-2およびIL-15、IL-2およびIL-21、IL-15およびIL-21、ならびにIL-2、IL-15、およびIL-21が含まれ、後者は多くの実施形態では特定の用途を見出す。サイトカインの組み合わせの使用は、リンパ球、特にそこに記載されているようなT細胞の生成に特に有利に働く。

## 【0765】

E. ステップE：TILを採取する

第2の急速拡張ステップ後、細胞を採取することができる。いくつかの実施形態では、TILは、例えば、図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）に提供されるように、1、2、3、4、またはそれ以上の拡張ステップ後に採取される。いくつかの実施形態では、TILは、例えば、図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）に提供されるように、2つの拡張ステップ後に採取される。いくつかの実施形態では、TILは、2つの拡張ステップ、例えば、図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）に提供されるように、1回の第1のプライミング拡張および1回の第2の急速拡張の後に採取される。

## 【0766】

TILは、任意の適切かつ無菌的な方法で、例えば、遠心分離によって採取され得る。TIL採取のための方法は、当該技術分野で周知であり、かかる既知の方法は、本プロセスで用いることができる。いくつかの実施形態では、TILは、自動化されたシステムを使用して採取される。

## 【0767】

細胞採取機および／または細胞処理システムは、例えば、Fresenius Kabi、Tomtec Life Science、Perkin Elmer、およびInotech Biosystems International, Incを含む様々な供給源から市販されている。任意の細胞ベースの採取機を、本方法で用いることができる。いくつかの実施形態では、細胞採取機および／または細胞処理システムは、膜ベースの細胞採取機である。いくつかの実施形態では、細胞採取は、LOVOシステム（Fresenius Kabiによって製造された）などの細胞処理システムを介して行われる。「LOVO細胞処理システム」という用語はまた、細胞を含む溶液を、無菌および／または閉鎖系環境において、紡糸膜または紡糸フィルターなどの膜またはフィルターを通してポンプ輸送し、ペレット化せずに上清または細胞培養培地を除去するための連続フローおよび細胞処理を可能にする、任意のベンダーによって製造された任意の機器または装置を指す。いくつかの実施形態では、細胞採取機および／または細胞処理システムは、閉鎖された無菌システムにおいて、細胞分離、洗浄、流体交換、濃縮、および／または他の細胞処理ステップを行うことができる。

## 【0768】

いくつかの実施形態では、第2の急速拡張、例えば、図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）によるステップDは、閉鎖系バイオリアクター内で行われる。いくつかの実施形態では、本明細書に記載されるように、TIL拡張のために閉鎖系が用いられる。いくつかの実施形態では、バイオリアクターが用いられる。いくつかの実施形態では、バイオリアクターは、容器として用いられる。いくつかの実施形態では、用いられるバイオリアクターは、例えば、G-Rex-100またはG-Rex-500である。いくつかの実施形態では、用いられるバイオリアクターは、G-Rex-100である。いくつかの実施形態では、用いられるバイオリアクターは、G-Rex-500である。

## 【0769】

いくつかの実施形態では、図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）によるス

10

20

30

40

50

テップ E は、本明細書に記載のプロセスに従って行われる。いくつかの実施形態では、閉鎖系は、システムの無菌性および閉鎖性を維持するために、無菌条件下で注射器を介してアクセスされる。いくつかの実施形態では、本明細書に記載されるような閉鎖系が用いられる。

#### 【0770】

いくつかの実施形態では、TIL は、本明細書に記載の方法に従って採取される。いくつかの実施形態では、14～16日目の間のTIL は、本明細書に記載の方法を使用して採取される。いくつかの実施形態では、TIL は、本明細書に記載の方法を使用して14日で採取される。いくつかの実施形態では、TIL は、本明細書に記載の方法を使用して15日で採取される。いくつかの実施形態では、TIL は、本明細書に記載の方法を使用して16日で採取される。

10

#### 【0771】

##### F. ステップ F：最終製剤／注入バッグへの移行

図8（特に、例えば図8B）に例示的な順序で提供され、上記および本明細書に詳細に概説されるステップA～Eが完了した後、細胞は、患者への投与に使用するために容器に移される。いくつかの実施形態では、治療上十分な数のTILが上記の拡張方法を使用して得られると、それらは、患者への投与に使用するために容器に移される。

#### 【0772】

実施形態では、本開示の方法を使用して拡張されたTILは、薬学的組成物として患者に投与される。実施形態では、薬学的組成物は、無菌緩衝液中のTILの懸濁液である。本明細書に開示されるように拡張されたTILは、当該技術分野で知られている任意の好適な経路によって投与することができる。いくつかの実施形態では、TILは、単一の動脈内または静脈内注入として投与され、これは好ましくは、およそ30～60分続く。他の好適な投与経路には、腹腔内、髄腔内、およびリンパ内が含まれる。

20

#### 【0773】

##### G. PBMCフィーダー細胞比

いくつかの実施形態では、本明細書に記載の拡張方法で使用される培地（例えば、図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）を参照）は、抗CD3抗体、例えばOKT-3を含む。IL-2と組み合わせた抗CD3抗体は、TIL集団のT細胞活性化および細胞分裂を誘導する。この効果は、完全長抗体、FabおよびF(ab')<sub>2</sub>断片で見られ、前者が一般的に好まれる。例えば、Tsoukas et al., J. Immunol. 1985, 135, 1719（参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）を参照されたい。

30

#### 【0774】

実施形態では、PBMCフィーダー層の数は、以下のように計算される：

- A. T細胞（10 μm直径）の体積： $V = (4/3) \pi r^3 = 523.6 \mu\text{m}^3$
- B. 40 μm（4細胞）の高さを有するG-Rex 100（M）のカラム： $V = (4/3) \pi r^3 = 4 \times 10^{12} \mu\text{m}^3$
- C. カラムBを充填するために必要な細胞数： $4 \times 10^{12} \mu\text{m}^3 / 523.6 \mu\text{m}^3 = 7.6 \times 10^8 \mu\text{m}^3 \times 0.64 = 4.86 \times 10^8$
- D. 4D空間で最適に活性化され得る細胞数： $4.86 \times 10^8 / 24 = 20.25 \times 10^6$
- E. G-Rex 500に外挿されたフィーダーおよびTILの数：TIL：100 × 10<sup>6</sup>およびフィーダー：2.5 × 10<sup>9</sup>

40

この計算では、100 cm<sup>2</sup>塩基を含む注射器中のTILの活性化のための二十面体の幾何学的形状を提供するために必要な単核細胞の数の近似値が使用される。計算は、NCI実験データを密接に反映するT細胞の閾値活性化のための約 $5 \times 10^8$ の実験結果を導出する。<sup>(1)</sup> (C) 乗数（0.64）は、1992年にJaegerおよびNagelによって計算された等価球のランダムパッキング密度である<sup>(2)</sup>。(D) 除数24は、4次元空間内の同様のオブジェクトに接触する可能性のある等価球の数「ニュートン数」である

50

。(3)。

(1) Jin, Jianjian, et. al., Simplified Method of the Growth of Human Tumor Infiltrating Lymphocytes (TIL) in Gas-Permeable Flasks to Numbers Needed for Patient Treatment. J Immunother. 2012 Apr; 35 (3) : 283-292.

(2) Jaeger HM, Nagel SR. Physics of the granular state. Science. 1992 Mar 20; 255 (5051) : 1523-31.

(3) O. R. Musin (2003). "The problem of the twenty-five spheres". Russ. Math. Surv. 58 (4) : 794-795.

10

【0775】

実施形態では、第1のプライミング拡張中に外因的に供給される抗原提示フィーダー細胞の数は、第2の急速拡張中に外因的に供給される抗原提示フィーダー細胞の数のおよそ半分である。特定の実施形態では、この方法は、第2の急速拡張の細胞培養培地と比較しておよそ50%少ない抗原提示細胞を含む細胞培養培地中で、第1のプライミング拡張を行うことを含む。

【0776】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給される抗原提示フィーダー細胞 (APC) の数は、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数よりも多い。

20

【0777】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約1.1 : 1 ~ 約20 : 1の範囲から選択される。

【0778】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約1.1 : 1 ~ 約10 : 1の範囲から選択される。

【0779】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約1.1 : 1 ~ 約9 : 1の範囲から選択される。

30

【0780】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約1.1 : 1 ~ 約8 : 1の範囲から選択される。

【0781】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約1.1 : 1 ~ 約7 : 1の範囲から選択される。

40

【0782】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約1.1 : 1 ~ 約6 : 1の範囲から選択される。

【0783】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約1.1 : 1 ~ 約5 : 1の範囲から選択される。

【0784】

50

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約1.1:1~約4:1の範囲から選択される。

【0785】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約1.1:1から約3:1の範囲から選択される。

【0786】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約1.1:1~約2.9:1の範囲から選択される。

10

【0787】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約1.1:1~約2.8:1の範囲から選択される。

【0788】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約1.1:1~約2.7:1の範囲から選択される。

【0789】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約1.1:1~約2.6:1の範囲から選択される。

20

【0790】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約1.1:1~約2.5:1の範囲から選択される。

【0791】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約1.1:1~約2.4:1の範囲から選択される。

30

【0792】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約1.1:1~約2.3:1の範囲から選択される。

【0793】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約1.1:1~約2.2:1の範囲から選択される。

【0794】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約1.1:1~約2.1:1の範囲から選択される。

40

【0795】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約1.1:1~約2:1の範囲から選択される。

【0796】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約2:1~約10:1の範囲

50

から選択される。

【0797】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約2：1～約5：1の範囲から選択される。

【0798】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約2：1～約4：1の範囲から選択される。

【0799】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約2：1～約3：1の範囲から選択される。

【0800】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約2：1～約2.9：1の範囲から選択される。

【0801】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約2：1～約2.8：1の範囲から選択される。

【0802】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約2：1～約2.7：1の範囲から選択される。

【0803】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約2：1～約2.6：1の範囲から選択される。

【0804】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約2：1～約2.5：1の範囲から選択される。

【0805】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約2：1～約2.4：1の範囲から選択される。

【0806】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約2：1～約2.3：1の範囲から選択される。

【0807】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約2：1から約2.2：1の範囲から選択される。

【0808】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約2：1～約2.1：1の範囲から選択される。

【0809】

10

20

30

40

50

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約2:1である。

【0810】

別の実施形態では、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数と、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数との比は、約1.1:1、1.2:1、1.3:1、1.4:1、1.5:1、1.6:1、1.7:1、1.8:1、1.9:1、2:1、2.1:1、2.2:1、2.3:1、2.4:1、2.5:1、2.6:1、2.7:1、2.8:1、2.9:1、3:1、3.1:1、3.2:1、3.3:1、3.4:1、3.5:1、3.6:1、3.7:1、3.8:1、3.9:1、4:1、4.1:1、4.2:1、4.3:1、4.4:1、4.5:1、4.6:1、4.7:1、4.8:1、4.9:1、または5:1である。

10

【0811】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数は、約 $1 \times 10^8$ 、 $1.1 \times 10^8$ 、 $1.2 \times 10^8$ 、 $1.3 \times 10^8$ 、 $1.4 \times 10^8$ 、 $1.5 \times 10^8$ 、 $1.6 \times 10^8$ 、 $1.7 \times 10^8$ 、 $1.8 \times 10^8$ 、 $1.9 \times 10^8$ 、 $2 \times 10^8$ 、 $2.1 \times 10^8$ 、 $2.2 \times 10^8$ 、 $2.3 \times 10^8$ 、 $2.4 \times 10^8$ 、 $2.5 \times 10^8$ 、 $2.6 \times 10^8$ 、 $2.7 \times 10^8$ 、 $2.8 \times 10^8$ 、 $2.9 \times 10^8$ 、 $3 \times 10^8$ 、 $3.1 \times 10^8$ 、 $3.2 \times 10^8$ 、 $3.3 \times 10^8$ 、 $3.4 \times 10^8$ 、または $3.5 \times 10^8$  APCであり、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数は、約 $3.5 \times 10^8$ 、 $3.6 \times 10^8$ 、 $3.7 \times 10^8$ 、 $3.8 \times 10^8$ 、 $3.9 \times 10^8$ 、 $4 \times 10^8$ 、 $4.1 \times 10^8$ 、 $4.2 \times 10^8$ 、 $4.3 \times 10^8$ 、 $4.4 \times 10^8$ 、 $4.5 \times 10^8$ 、 $4.6 \times 10^8$ 、 $4.7 \times 10^8$ 、 $4.8 \times 10^8$ 、 $4.9 \times 10^8$ 、 $5 \times 10^8$ 、 $5.1 \times 10^8$ 、 $5.2 \times 10^8$ 、 $5.3 \times 10^8$ 、 $5.4 \times 10^8$ 、 $5.5 \times 10^8$ 、 $5.6 \times 10^8$ 、 $5.7 \times 10^8$ 、 $5.8 \times 10^8$ 、 $5.9 \times 10^8$ 、 $6 \times 10^8$ 、 $6.1 \times 10^8$ 、 $6.2 \times 10^8$ 、 $6.3 \times 10^8$ 、 $6.4 \times 10^8$ 、 $6.5 \times 10^8$ 、 $6.6 \times 10^8$ 、 $6.7 \times 10^8$ 、 $6.8 \times 10^8$ 、 $6.9 \times 10^8$ 、 $7 \times 10^8$ 、 $7.1 \times 10^8$ 、 $7.2 \times 10^8$ 、 $7.3 \times 10^8$ 、 $7.4 \times 10^8$ 、 $7.5 \times 10^8$ 、 $7.6 \times 10^8$ 、 $7.7 \times 10^8$ 、 $7.8 \times 10^8$ 、 $7.9 \times 10^8$ 、 $8 \times 10^8$ 、 $8.1 \times 10^8$ 、 $8.2 \times 10^8$ 、 $8.3 \times 10^8$ 、 $8.4 \times 10^8$ 、 $8.5 \times 10^8$ 、 $8.6 \times 10^8$ 、 $8.7 \times 10^8$ 、 $8.8 \times 10^8$ 、 $8.9 \times 10^8$ 、 $9 \times 10^8$ 、 $9.1 \times 10^8$ 、 $9.2 \times 10^8$ 、 $9.3 \times 10^8$ 、 $9.4 \times 10^8$ 、 $9.5 \times 10^8$ 、 $9.6 \times 10^8$ 、 $9.7 \times 10^8$ 、 $9.8 \times 10^8$ 、 $9.9 \times 10^8$ または $1 \times 10^9$  APCである。

20

30

【0812】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数は、約 $1.5 \times 10^8$  APC～約 $3 \times 10^8$  APCの範囲から選択され、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数は、約 $4 \times 10^8$  APC～約 $7.5 \times 10^8$  APCの範囲から選択される。

【0813】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数は、約 $2 \times 10^8$  APC～約 $2.5 \times 10^8$  APCの範囲から選択され、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数は、約 $4.5 \times 10^8$  APC～約 $5.5 \times 10^8$  APCの範囲から選択される。

40

【0814】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張中に外因的に供給されるAPCの数は、約 $2.5 \times 10^8$  APCであり、第2の急速拡張中に外因的に供給されるAPCの数は、約 $5 \times 10^8$  APCである。

【0815】

実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目に添加されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数は、第1のプライミング拡張の7日目（例えば、方法の7日目）に添加されるPBMCの数のおよそ半分である。特定の実施形態では、この方法は、第1のプライ

50

ミング拡張の0日目に抗原提示細胞を第1のTIL集団に添加することと、7日目に抗原提示細胞を第2のTIL集団に添加することを含み、0日目に添加される抗原提示細胞の数は、第1のプライミング拡張の7日目（例えば、方法の7日目）に添加される抗原提示細胞の数のおよそ50%である。

【0816】

別の実施形態では、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数は、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるPBMCの数よりも多い。

【0817】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張において外因的に供給されるAPCは、約  $1.0 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  ~ 約  $4.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の範囲から選択される密度で培養フラスコに播種される。

10

【0818】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張において外因的に供給されるAPCは、約  $1.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  ~ 約  $3.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の範囲から選択される密度で培養フラスコに播種される。

【0819】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張において外因的に供給されるAPCは、約  $2 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  ~ 約  $3 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の範囲から選択される密度で培養フラスコに播種される。

20

【0820】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張において外因的に供給されるAPCは、約  $2 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の密度で培養フラスコに播種される。

【0821】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張において外因的に供給されるAPCは、約  $1.0 \times 10^6$ 、 $1.1 \times 10^6$ 、 $1.2 \times 10^6$ 、 $1.3 \times 10^6$ 、 $1.4 \times 10^6$ 、 $1.5 \times 10^6$ 、 $1.6 \times 10^6$ 、 $1.7 \times 10^6$ 、 $1.8 \times 10^6$ 、 $1.9 \times 10^6$ 、 $2 \times 10^6$ 、 $2.1 \times 10^6$ 、 $2.2 \times 10^6$ 、 $2.3 \times 10^6$ 、 $2.4 \times 10^6$ 、 $2.5 \times 10^6$ 、 $2.6 \times 10^6$ 、 $2.7 \times 10^6$ 、 $2.8 \times 10^6$ 、 $2.9 \times 10^6$ 、 $3 \times 10^6$ 、 $3.1 \times 10^6$ 、 $3.2 \times 10^6$ 、 $3.3 \times 10^6$ 、 $3.4 \times 10^6$ 、 $3.5 \times 10^6$ 、 $3.6 \times 10^6$ 、 $3.7 \times 10^6$ 、 $3.8 \times 10^6$ 、 $3.9 \times 10^6$ 、 $4 \times 10^6$ 、 $4.1 \times 10^6$ 、 $4.2 \times 10^6$ 、 $4.3 \times 10^6$ 、 $4.4 \times 10^6$ 、または  $4.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の密度で培養フラスコに播種される。

30

【0822】

別の実施形態では、第2の急速拡張において外因的に供給されるAPCは、約  $2.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  ~ 約  $7.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の範囲から選択される密度で培養フラスコに播種される。

【0823】

別の実施形態では、第2の急速拡張において外因的に供給されるAPCは、約  $3.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  ~ 約  $6.0 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の範囲から選択される密度で培養フラスコに播種される。

40

【0824】

別の実施形態では、第2の急速拡張において外因的に供給されるAPCは、約  $4.0 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  ~ 約  $5.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の範囲から選択される密度で培養フラスコに播種される。

【0825】

別の実施形態では、第2の急速拡張において外因的に供給されるAPCは、約  $4.0 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の範囲から選択される密度で培養フラスコに播種される。

【0826】

別の実施形態では、第2の急速拡張において外因的に供給されるAPCは、約  $2.5 \times$

50

$1.0 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$ 、 $2.6 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$ 、 $2.7 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$ 、 $2.8 \times 10^6$ 、 $2.9 \times 10^6$ 、 $3 \times 10^6$ 、 $3.1 \times 10^6$ 、 $3.2 \times 10^6$ 、 $3.3 \times 10^6$ 、 $3.4 \times 10^6$ 、 $3.5 \times 10^6$ 、 $3.6 \times 10^6$ 、 $3.7 \times 10^6$ 、 $3.8 \times 10^6$ 、 $3.9 \times 10^6$ 、 $4 \times 10^6$ 、 $4.1 \times 10^6$ 、 $4.2 \times 10^6$ 、 $4.3 \times 10^6$ 、 $4.4 \times 10^6$ 、 $4.5 \times 10^6$ 、 $4.6 \times 10^6$ 、 $4.7 \times 10^6$ 、 $4.8 \times 10^6$ 、 $4.9 \times 10^6$ 、 $5 \times 10^6$ 、 $5.1 \times 10^6$ 、 $5.2 \times 10^6$ 、 $5.3 \times 10^6$ 、 $5.4 \times 10^6$ 、 $5.5 \times 10^6$ 、 $5.6 \times 10^6$ 、 $5.7 \times 10^6$ 、 $5.8 \times 10^6$ 、 $5.9 \times 10^6$ 、 $6 \times 10^6$ 、 $6.1 \times 10^6$ 、 $6.2 \times 10^6$ 、 $6.3 \times 10^6$ 、 $6.4 \times 10^6$ 、 $6.5 \times 10^6$ 、 $6.6 \times 10^6$ 、 $6.7 \times 10^6$ 、 $6.8 \times 10^6$ 、 $6.9 \times 10^6$ 、 $7 \times 10^6$ 、 $7.1 \times 10^6$ 、 $7.2 \times 10^6$ 、 $7.3 \times 10^6$ 、 $7.4 \times 10^6$ 、または  $7.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の密度で培養フラスコに播種される。

【0827】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張において外因的に供給される APC は、約  $1.0 \times 10^6$ 、 $1.1 \times 10^6$ 、 $1.2 \times 10^6$ 、 $1.3 \times 10^6$ 、 $1.4 \times 10^6$ 、 $1.5 \times 10^6$ 、 $1.6 \times 10^6$ 、 $1.7 \times 10^6$ 、 $1.8 \times 10^6$ 、 $1.9 \times 10^6$ 、 $2 \times 10^6$ 、 $2.1 \times 10^6$ 、 $2.2 \times 10^6$ 、 $2.3 \times 10^6$ 、 $2.4 \times 10^6$ 、 $2.5 \times 10^6$ 、 $2.6 \times 10^6$ 、 $2.7 \times 10^6$ 、 $2.8 \times 10^6$ 、 $2.9 \times 10^6$ 、 $3 \times 10^6$ 、 $3.1 \times 10^6$ 、 $3.2 \times 10^6$ 、 $3.3 \times 10^6$ 、 $3.4 \times 10^6$ 、 $3.5 \times 10^6$ 、 $3.6 \times 10^6$ 、 $3.7 \times 10^6$ 、 $3.8 \times 10^6$ 、 $3.9 \times 10^6$ 、 $4 \times 10^6$ 、 $4.1 \times 10^6$ 、 $4.2 \times 10^6$ 、 $4.3 \times 10^6$ 、 $4.4 \times 10^6$ 、または  $4.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の密度で培養フラスコに播種され、第2の急速拡張において外因的に供給される APC は、約  $2.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$ 、 $2.6 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$ 、 $2.7 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$ 、 $2.8 \times 10^6$ 、 $2.9 \times 10^6$ 、 $3 \times 10^6$ 、 $3.1 \times 10^6$ 、 $3.2 \times 10^6$ 、 $3.3 \times 10^6$ 、 $3.4 \times 10^6$ 、 $3.5 \times 10^6$ 、 $3.6 \times 10^6$ 、 $3.7 \times 10^6$ 、 $3.8 \times 10^6$ 、 $3.9 \times 10^6$ 、 $4 \times 10^6$ 、 $4.1 \times 10^6$ 、 $4.2 \times 10^6$ 、 $4.3 \times 10^6$ 、 $4.4 \times 10^6$ 、 $4.5 \times 10^6$ 、 $4.6 \times 10^6$ 、 $4.7 \times 10^6$ 、 $4.8 \times 10^6$ 、 $4.9 \times 10^6$ 、 $5 \times 10^6$ 、 $5.1 \times 10^6$ 、 $5.2 \times 10^6$ 、 $5.3 \times 10^6$ 、 $5.4 \times 10^6$ 、 $5.5 \times 10^6$ 、 $5.6 \times 10^6$ 、 $5.7 \times 10^6$ 、 $5.8 \times 10^6$ 、 $5.9 \times 10^6$ 、 $6 \times 10^6$ 、 $6.1 \times 10^6$ 、 $6.2 \times 10^6$ 、 $6.3 \times 10^6$ 、 $6.4 \times 10^6$ 、 $6.5 \times 10^6$ 、 $6.6 \times 10^6$ 、 $6.7 \times 10^6$ 、 $6.8 \times 10^6$ 、 $6.9 \times 10^6$ 、 $7 \times 10^6$ 、 $7.1 \times 10^6$ 、 $7.2 \times 10^6$ 、 $7.3 \times 10^6$ 、 $7.4 \times 10^6$ 、または  $7.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の密度で培養フラスコに播種される。

【0828】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張において外因的に供給される APC は、約  $1.0 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  ～ 約  $4.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の範囲から選択される密度で培養フラスコに播種され、第2の急速拡張において外因的に供給される APC は、約  $2.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  ～ 約  $7.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の範囲から選択される密度で培養フラスコに播種される。

【0829】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張において外因的に供給される APC は、約  $1.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  ～ 約  $3.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の範囲から選択される密度で培養フラスコに播種され、第2の急速拡張において外因的に供給される APC は、約  $3.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  ～ 約  $6 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の範囲から選択される密度で培養フラスコに播種される。

【0830】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張において外因的に供給される APC は、約  $2 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  ～ 約  $3 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の範囲から選択される密度で培養フラスコに播種され、第2の急速拡張において外因的に供給される APC は、約  $4 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  ～ 約  $5.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の範囲から選択される密度で培養フラスコに播種される。



## 【0831】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張において外因的に供給されるAPCは、約  $2 \times 10^6 \text{ APC} / \text{cm}^2$  の密度で培養フラスコに播種され、第2の急速拡張において外因的に供給されるAPCは、約  $4 \times 10^6 \text{ APC} / \text{cm}^2$  の密度で培養フラスコに播種される。

## 【0832】

別の実施形態では、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数と、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるPBMCの数との比は、約1.1 : 1 ~ 約20 : 1の範囲から選択される。

## 【0833】

別の実施形態では、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数と、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるPBMCの数との比は、約1.1 : 1 ~ 約10 : 1の範囲から選択される。

## 【0834】

別の実施形態では、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数と、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるPBMCの数との比は、約1.1 : 1 ~ 約9 : 1の範囲から選択される。

## 【0835】

別の実施形態では、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数と、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数との比は、約1.1 : 1 ~ 約8 : 1の範囲から選択される。

## 【0836】

別の実施形態では、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数と、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数との比は、約1.1 : 1 ~ 約7 : 1の範囲から選択される。

## 【0837】

別の実施形態では、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数と、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数との比は、約1.1 : 1 ~ 約6 : 1の範囲から選択される。

## 【0838】

別の実施形態では、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数と、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数との比は、約1.1 : 1 ~ 約5 : 1の範囲から選択される。

## 【0839】

別の実施形態では、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数と、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数との比は、約1.1 : 1 ~ 約4 : 1の範囲から選択される。

## 【0840】

別の実施形態では、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数と、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数との比は、約1.1 : 1 ~ 約3 : 1の範囲から選択される。

## 【0841】

別の実施形態では、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数と、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数との比は、約1.1 : 1 ~ 約2.9 : 1の範囲から選択される。

## 【0842】

別の実施形態では、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数と、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数との比は、約1.1 : 1 ~ 約2.8 : 1の範囲から選択さ

10

20

30

40

50

れる。

【0843】

別の実施形態では、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、P BMCを含む）の数と、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるAPC（例えば、P BMCを含む）の数との比は、約1.1：1～約2.7：1の範囲から選択される。

【0844】

別の実施形態では、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、P BMCを含む）の数と、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるAPC（例えば、P BMCを含む）の数との比は、約1.1：1～約2.6：1の範囲から選択される。

10

【0845】

別の実施形態では、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、P BMCを含む）の数と、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるAPC（例えば、P BMCを含む）の数との比は、約1.1：1～約2.5：1の範囲から選択される。

【0846】

別の実施形態では、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、P BMCを含む）の数と、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるAPC（例えば、P BMCを含む）の数との比は、約1.1：1～約2.4：1の範囲から選択される。

20

【0847】

別の実施形態では、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、P BMCを含む）の数と、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるAPC（例えば、P BMCを含む）の数との比は、約1.1：1～約2.3：1の範囲から選択される。

【0848】

別の実施形態では、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、P BMCを含む）の数と、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるAPC（例えば、P BMCを含む）の数との比は、約1.1：1～約2.2：1の範囲から選択される。

30

【0849】

別の実施形態では、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、P BMCを含む）の数と、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるAPC（例えば、P BMCを含む）の数との比は、約1.1：1～約2.1：1の範囲から選択される。

【0850】

別の実施形態では、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、P BMCを含む）の数と、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるAPC（例えば、P BMCを含む）の数との比は、約1.1：1～約2：1の範囲から選択される。

40

【0851】

別の実施形態では、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、P BMCを含む）の数と、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるAPC（例えば、P BMCを含む）の数との比は、約2：1～約10：1の範囲から選択される。

【0852】

別の実施形態では、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、P BMCを含む）の数と、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるAPC（例えば、P BMCを含む）の数との比は、約2：1～約5：1の範囲から選択される。

【0853】

別の実施形態では、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、P

50



4 : 1、1 . 5 : 1、1 . 6 : 1、1 . 7 : 1、1 . 8 : 1、1 . 9 : 1、2 : 1、2 . 1 : 1、2 . 2 : 1、2 . 3 : 1、2 . 4 : 1、2 . 5 : 1、2 . 6 : 1、2 . 7 : 1、2 . 8 : 1、2 . 9 : 1、3 : 1、3 . 1 : 1、3 . 2 : 1、3 . 3 : 1、3 . 4 : 1、3 . 5 : 1、3 . 6 : 1、3 . 7 : 1、3 . 8 : 1、3 . 9 : 1、4 : 1、4 . 1 : 1、4 . 2 : 1、4 . 3 : 1、4 . 4 : 1、4 . 5 : 1、4 . 6 : 1、4 . 7 : 1、4 . 8 : 1、4 . 9 : 1、または5 : 1である。

#### 【0866】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数は、約 $1 \times 10^8$ 、1 .  $1 \times 10^8$ 、1 .  $2 \times 10^8$ 、1 .  $3 \times 10^8$ 、1 .  $4 \times 10^8$ 、1 .  $5 \times 10^8$ 、1 .  $6 \times 10^8$ 、1 .  $7 \times 10^8$ 、1 .  $8 \times 10^8$ 、1 .  $9 \times 10^8$ 、 $2 \times 10^8$ 、2 .  $1 \times 10^8$ 、2 .  $2 \times 10^8$ 、2 .  $3 \times 10^8$ 、2 .  $4 \times 10^8$ 、2 .  $5 \times 10^8$ 、2 .  $6 \times 10^8$ 、2 .  $7 \times 10^8$ 、2 .  $8 \times 10^8$ 、2 .  $9 \times 10^8$ 、 $3 \times 10^8$ 、3 .  $1 \times 10^8$ 、3 .  $2 \times 10^8$ 、3 .  $3 \times 10^8$ 、3 .  $4 \times 10^8$ 、または3 .  $5 \times 10^8$  APC（例えば、PBMCを含む）であり、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数は、約3 .  $5 \times 10^8$ 、3 .  $6 \times 10^8$ 、3 .  $7 \times 10^8$ 、3 .  $8 \times 10^8$ 、3 .  $9 \times 10^8$ 、 $4 \times 10^8$ 、4 .  $1 \times 10^8$ 、4 .  $2 \times 10^8$ 、4 .  $3 \times 10^8$ 、4 .  $4 \times 10^8$ 、4 .  $5 \times 10^8$ 、4 .  $6 \times 10^8$ 、4 .  $7 \times 10^8$ 、4 .  $8 \times 10^8$ 、4 .  $9 \times 10^8$ 、 $5 \times 10^8$ 、5 .  $1 \times 10^8$ 、5 .  $2 \times 10^8$ 、5 .  $3 \times 10^8$ 、5 .  $4 \times 10^8$ 、5 .  $5 \times 10^8$ 、5 .  $6 \times 10^8$ 、5 .  $7 \times 10^8$ 、5 .  $8 \times 10^8$ 、5 .  $9 \times 10^8$ 、 $6 \times 10^8$ 、6 .  $1 \times 10^8$ 、6 .  $2 \times 10^8$ 、6 .  $3 \times 10^8$ 、6 .  $4 \times 10^8$ 、6 .  $5 \times 10^8$ 、6 .  $6 \times 10^8$ 、6 .  $7 \times 10^8$ 、6 .  $8 \times 10^8$ 、6 .  $9 \times 10^8$ 、 $7 \times 10^8$ 、7 .  $1 \times 10^8$ 、7 .  $2 \times 10^8$ 、7 .  $3 \times 10^8$ 、7 .  $4 \times 10^8$ 、7 .  $5 \times 10^8$ 、7 .  $6 \times 10^8$ 、7 .  $7 \times 10^8$ 、7 .  $8 \times 10^8$ 、7 .  $9 \times 10^8$ 、 $8 \times 10^8$ 、8 .  $1 \times 10^8$ 、8 .  $2 \times 10^8$ 、8 .  $3 \times 10^8$ 、8 .  $4 \times 10^8$ 、8 .  $5 \times 10^8$ 、8 .  $6 \times 10^8$ 、8 .  $7 \times 10^8$ 、8 .  $8 \times 10^8$ 、8 .  $9 \times 10^8$ 、 $9 \times 10^8$ 、9 .  $1 \times 10^8$ 、9 .  $2 \times 10^8$ 、9 .  $3 \times 10^8$ 、9 .  $4 \times 10^8$ 、9 .  $5 \times 10^8$ 、9 .  $6 \times 10^8$ 、9 .  $7 \times 10^8$ 、9 .  $8 \times 10^8$ 、9 .  $9 \times 10^8$ 、または $1 \times 10^9$  APC（例えば、PBMCを含む）である。

#### 【0867】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数は、約 $1 \times 10^8$  APC（例えば、PBMCを含む）～約3 .  $5 \times 10^8$  APC（例えば、PBMCを含む）の範囲から選択され、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数は、約3 .  $5 \times 10^8$  APC（例えば、PBMCを含む）～約 $1 \times 10^9$  APC（例えば、PBMCを含む）の範囲から選択される。

#### 【0868】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数は、約 $1.5 \times 10^8$  APC～約 $3 \times 10^8$  APC（例えば、PBMCを含む）の範囲から選択され、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数は、約 $4 \times 10^8$  APC（例えば、PBMCを含む）～約 $7.5 \times 10^8$  APC（例えば、PBMCを含む）の範囲から選択される。

#### 【0869】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数は、約 $2 \times 10^8$  APC（例えば、PBMCを含む）～約 $2.5 \times 10^8$  APC（例えば、PBMCを含む）の範囲から選択され、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるAPC（例えば、PBMCを含む）の数は、約 $4.5 \times 10^8$  APC（例えば、PBMCを含む）～約 $5.5 \times 10^8$  APC（例えば、PBMCを含む）の範囲から選択される。

#### 【0870】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるAPC（例

10

20

30

40

50

例えば、P B M Cを含む)の数は、約  $2.5 \times 10^8$  A P C (例えば、P B M Cを含む)であり、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるA P C (例えば、P B M Cを含む)の数は、約  $5 \times 10^8$  A P C (例えば、P B M Cを含む)である。

【0871】

実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目に添加されるA P C (例えば、P B M Cを含む)の層の数は、第2の急速拡張の7日目に添加されるA P C (例えば、P B M Cを含む)の層の数のおよそ半分である。特定の実施形態では、この方法は、第1のプライミング拡張の0日目に抗原提示細胞層を第1のT I L集団に添加することと、7日目に抗原提示細胞を第2のT I L集団に添加することを含み、0日目に添加される抗原提示細胞層の数は、7日目に添加される抗原提示細胞層の数のおよそ50%である。

10

【0872】

別の実施形態では、第2の急速拡張の7日目に外因的に供給されるA P C (例えば、P B M Cを含む)の層の数は、第1のプライミング拡張の0日目に外因的に供給されるA P C (例えば、P B M Cを含む)の層の数よりも多い。

【0873】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、約2細胞層の平均厚さを有する層状A P C (例えば、P B M Cを含む)の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、約4細胞層の平均厚さを有する層状A P C (例えば、P B M Cを含む)の存在下で起こる。

【0874】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、約1細胞層の平均厚さを有する層状A P C (例えば、P B M Cを含む)の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、約3細胞層の平均厚さを有する層状A P C (例えば、P B M Cを含む)の存在下で起こる。

20

【0875】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、約1.5細胞層～約2.5細胞層の平均厚さを有する層状A P C (例えば、P B M Cを含む)の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、約3細胞層の平均厚さを有する層状A P C (例えば、P B M Cを含む)の存在下で起こる。

【0876】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、平均厚さが約1細胞層である層状A P C (例えば、P B M Cを含む)の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、平均厚さが約2細胞層である層状A P C (例えば、P B M Cを含む)の存在下で起こる。

30

【0877】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、約1、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、または3細胞層の平均厚さを有する層状A P C (例えば、P B M Cを含む)の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、約3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、3.9、4、4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、5、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、6、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、6.8、6.9、7、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.9、または8細胞層の平均厚さを有する層状A P C (例えば、P B M Cを含む)の存在下で起こる。

40

【0878】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、約1細胞層～約2細胞層の平均厚さを有する層状A P C (例えば、P B M Cを含む)の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、約3細胞層～約10細胞層の平均厚さを有する層状A P C (例えば、P B M Cを含む)の存在下で起こる。

【0879】

50

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、約2細胞層～約3細胞層の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、約4細胞層～約8細胞層の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こる。

【0880】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、約2細胞層の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、約4細胞層～約8細胞層の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こる。

【0881】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、約1、2、または3細胞層の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、約3、4、5、6、7、8、9、または10細胞層の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こる。

【0882】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数に等しい第1の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、APC（例えば、PBMCを含む）の第2の層の数に等しい第2の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数とAPC（例えば、PBMCを含む）の第2の層の数との比は、約1:1.1～約1:10の範囲から選択される。

【0883】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数に等しい第1の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、APC（例えば、PBMCを含む）の第2の層の数に等しい第2の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数とAPC（例えば、PBMCを含む）の第2の層の数との比は、約1:1.1～約1:8の範囲から選択される。

【0884】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数に等しい第1の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、APC（例えば、PBMCを含む）の第2の層の数に等しい第2の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数とAPC（例えば、PBMCを含む）の第2の層の数との比は、約1:1.1～約1:7の範囲から選択される。

【0885】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数に等しい第1の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、APC（例えば、PBMCを含む）の第2の層の数に等しい第2の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数とAPC（例えば、PBMCを含む）の第2の層の数との比は、約1:1.1～約1:6の範囲から選択される。

【0886】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数に等しい第1の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、APC（例えば、PBMCを含む）の第2の層の数に等しい第2の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数とAPC（例えば、PBMCを含む）の第2の層の数との比は、約1:1.1～約1:6の範囲から選択される。

）の第2の層の数に等しい第2の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数とAPC（例えば、PBMCを含む）の第2の層の数との比は、約1：1.1～約1：5の範囲から選択される。

【0887】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数に等しい第1の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、APC（例えば、PBMCを含む）の第2の層の数に等しい第2の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数とAPC（例えば、PBMCを含む）の第2の層の数との比は、約1：1.1～約1：4の範囲から選択される。

10

【0888】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数に等しい第1の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、APC（例えば、PBMCを含む）の第2の層の数に等しい第2の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数とAPC（例えば、PBMCを含む）の第2の層の数との比は、約1：1.1～約1：3の範囲から選択される。

20

【0889】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数に等しい第1の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、APC（例えば、PBMCを含む）の第2の層の数に等しい第2の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数とAPC（例えば、PBMCを含む）の第2の層の数との比は、約1：1.1～約1：2の範囲から選択される。

【0890】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数に等しい第1の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、APC（例えば、PBMCを含む）の第2の層の数に等しい第2の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数とAPC（例えば、PBMCを含む）の第2の層の数との比は、約1：1.2～約1：8の範囲から選択される。

30

【0891】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数に等しい第1の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、APC（例えば、PBMCを含む）の第2の層の数に等しい第2の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数とAPC（例えば、PBMCを含む）の第2の層の数との比は、約1：1.3～約1：7の範囲から選択される。

40

【0892】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数に等しい第1の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、APC（例えば、PBMCを含む）の第2の層の数に等しい第2の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数とAPC（例え

50

ば、P B M Cを含む)の第2の層の数との比は、約1 : 1.4 ~ 約1 : 6の範囲から選択される。

【0893】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、A P C (例えば、P B M Cを含む)の第1の層の数に等しい第1の平均厚さを有する層状A P C (例えば、P B M Cを含む)の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、A P C (例えば、P B M Cを含む)の第2の層の数に等しい第2の平均厚さを有する層状A P C (例えば、P B M Cを含む)の存在下で起こり、A P C (例えば、P B M Cを含む)の第1の層の数とA P C (例えば、P B M Cを含む)の第2の層の数との比は、約1 : 1.5 ~ 約1 : 5の範囲から選択される。

10

【0894】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、A P C (例えば、P B M Cを含む)の第1の層の数に等しい第1の平均厚さを有する層状A P C (例えば、P B M Cを含む)の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、A P C (例えば、P B M Cを含む)の第2の層の数に等しい第2の平均厚さを有する層状A P C (例えば、P B M Cを含む)の存在下で起こり、A P C (例えば、P B M Cを含む)の第1の層の数とA P C (例えば、P B M Cを含む)の第2の層の数との比は、約1 : 1.6 ~ 約1 : 4の範囲から選択される。

【0895】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、A P C (例えば、P B M Cを含む)の第1の層の数に等しい第1の平均厚さを有する層状A P C (例えば、P B M Cを含む)の存在下で起こり、第3.5の急速拡張の7日目は、A P C (例えば、P B M Cを含む)の第2の層の数に等しい第2の平均厚さを有する層状A P C (例えば、P B M Cを含む)の存在下で起こり、A P C (例えば、P B M Cを含む)の第1の層の数とA P C (例えば、P B M Cを含む)の第2の層の数との比は、約1 : 1.7 ~ 約1 : 3.5の範囲から選択される。

20

【0896】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、A P C (例えば、P B M Cを含む)の第1の層の数に等しい第1の平均厚さを有する層状A P C (例えば、P B M Cを含む)の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、A P C (例えば、P B M Cを含む)の第2の層の数に等しい第2の平均厚さを有する層状A P C (例えば、P B M Cを含む)の存在下で起こり、A P C (例えば、P B M Cを含む)の第1の層の数とA P C (例えば、P B M Cを含む)の第2の層の数との比は、約1 : 1.8 ~ 約1 : 3の範囲から選択される。

30

【0897】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、A P C (例えば、P B M Cを含む)の第1の層の数に等しい第1の平均厚さを有する層状A P C (例えば、P B M Cを含む)の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、A P C (例えば、P B M Cを含む)の第2の層の数に等しい第2の平均厚さを有する層状A P C (例えば、P B M Cを含む)の存在下で起こり、A P C (例えば、P B M Cを含む)の第1の層の数とA P C (例えば、P B M Cを含む)の第2の層の数との比は、約1 : 1.9 ~ 約1 : 2.5の範囲から選択される。

40

【0898】

別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、A P C (例えば、P B M Cを含む)の第1の層の数に等しい第1の平均厚さを有する層状A P C (例えば、P B M Cを含む)の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、A P C (例えば、P B M Cを含む)の第2の層の数に等しい第2の平均厚さを有する層状A P C (例えば、P B M Cを含む)の存在下で起こり、A P C (例えば、P B M Cを含む)の第1の層の数とA P C (例えば、P B M Cを含む)の第2の層の数との比は、約1 : 2である。

【0899】

50



別の実施形態では、第1のプライミング拡張の0日目は、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数に等しい第1の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、第2の急速拡張の7日目は、APC（例えば、PBMCを含む）の第2の層の数に等しい第2の平均厚さを有する層状APC（例えば、PBMCを含む）の存在下で起こり、APC（例えば、PBMCを含む）の第1の層の数とAPC（例えば、PBMCを含む）の第2の層の数との比は、約1:1.1、1:1.2、1:1.3、1:1.4、1:1.5、1:1.6、1:1.7、1:1.8、1:1.9、1:2、1:2.1、1:2.2、1:2.3、1:2.4、1:2.5、1:2.6、1:2.7、1:2.8、1:2.9、1:3、1:3.1、1:3.2、1:3.3、1:3.4、1:3.5、1:3.6、1:3.7、1:3.8、1:3.9、1:4、1:4.1、1:4.2、1:4.3、1:4.4、1:4.5、1:4.6、1:4.7、1:4.8、1:4.9、1:5、1:5.1、1:5.2、1:5.3、1:5.4、1:5.5、1:5.6、1:5.7、1:5.8、1:5.9、1:6、1:6.1、1:6.2、1:6.3、1:6.4、1:6.5、1:6.6、1:6.7、1:6.8、1:6.9、1:7、1:7.1、1:7.2、1:7.3、1:7.4、1:7.5、1:7.6、1:7.7、1:7.8、1:7.9、1:8、1:8.1、1:8.2、1:8.3、1:8.4、1:8.5、1:8.6、1:8.7、1:8.8、1:8.9、1:9、1:9.1、1:9.2、1:9.3、1:9.4、1:9.5、1:9.6、1:9.7、1:9.8、1:9.9、または1:10から選択される。

【0900】

いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張におけるAPCの数は、約 $1.0 \times 10^6$  APC/cm<sup>2</sup>～約 $4.5 \times 10^6$  APC/cm<sup>2</sup>の範囲から選択され、第2の急速拡張におけるAPCの数は、約 $2.5 \times 10^6$  APC/cm<sup>2</sup>～約 $7.5 \times 10^6$  APC/cm<sup>2</sup>の範囲から選択される。

【0901】

いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張におけるAPCの数は、約 $1.5 \times 10^6$  APC/cm<sup>2</sup>～約 $3.5 \times 10^6$  APC/cm<sup>2</sup>の範囲から選択され、第2の急速拡張におけるAPCの数は、約 $3.5 \times 10^6$  APC/cm<sup>2</sup>～約 $6.0 \times 10^6$  APC/cm<sup>2</sup>の範囲から選択される。

【0902】

いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張におけるAPCの数は、約 $2.0 \times 10^6$  APC/cm<sup>2</sup>～約 $3.0 \times 10^6$  APC/cm<sup>2</sup>の範囲から選択され、第2の急速拡張におけるAPCの数は、約 $4.0 \times 10^6$  APC/cm<sup>2</sup>～約 $5.5 \times 10^6$  APC/cm<sup>2</sup>の範囲から選択される。

【0903】

H. 任意の細胞培地成分

1. 抗CD3抗体

いくつかの実施形態では、本明細書に記載の拡張方法で使用される培地（例えば、図8（特に、例えば図8B）を参照）は、抗CD3抗体を含む。IL-2と組み合わせた抗CD3抗体は、TIL集団のT細胞活性化および細胞分裂を誘導する。この効果は、完全長抗体、FabおよびF(ab')<sub>2</sub>断片で見られ、前者が一般的に好まれる。例えば、Tsoukas et al., J. Immunol. 1985, 135, 1719（参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）を参照されたい。

【0904】

当業者によって理解されるように、マウス、ヒト、霊長類、ラット、およびイヌ抗体を含むがこれらに限定されない様々な哺乳動物からの抗ヒトCD3ポリクローナルおよびモノクローナル抗体を含む、本発明での使用が見出されるいくつかの好適な抗ヒトCD3抗体が存在する。特定の実施形態では、OKT3抗CD3抗体が使用される（Ortho-McNeil, Raritan, NJまたはMiltenyi Biotech, Auburn, CAから市販されている）。

## 【表 2 3】

表 2 1 : ムロモナブのアミノ酸配列 (例示的なOKT=3抗体)

| 識別子               | 配列 (一文字アミノ酸記号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配列番号 1<br>ムロモナブ重鎖 | QVQLQQSGAE LARPGASVKM SCKASGYTFT RYTMHWVKQR PGQGLEWIGY INPSRGYTNY 60<br>NQKFKDKATL TTDKSSSTAY MQLSSLTSED SAVYYCARYY DDHYCLDYWG QGTTLTVSSA 120<br>KTTAPSVYPL APVCGGTTGS SVTLGCLVKG YFPEPVTLTW NSGSLSSGVH TFPVAVLQSDL 180<br>YTLSSSVTVT SSTWPSQSIT CNVAHPASST KVDKKIEPRP KSCDKTHTCP PCPAPPELLGG 240<br>PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN 300<br>STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE 360<br>LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSDGSEFFLY SKLTVDKSRW 420<br>QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK 450 |
| 配列番号 2<br>ムロモナブ軽鎖 | QIVLTQSPAI MSASPGEKVT MTCSASSSVS YMNWYQQKSG TSPKRWIYDT SKLASGVPAH 60<br>FRGSGSGTSY SLTISGMEAE DAATYYCQQW SSNPFTFGSG TKLEINRADT APTVSIFFPS 120<br>SEQLTSGGAS VVCFLNFPY KDINVKWKID GSERQNGVLN SWTDQDSKDS TYSMSSLTTL 180<br>TKDEYERHNS YTCEATHKTS TSPIVKSFNR NEC 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 【0905】

## 2. 4-1BB (CD137) アゴニスト

実施形態では、第1のプライミング拡張および／または第2の急速拡張の細胞培養培地は、TNFRSFアゴニストを含む。実施形態では、TNFRSFアゴニストは、4-1BB (CD137) アゴニストである。4-1BBアゴニストは、当該技術分野で知られている任意の4-1BB結合分子であり得る。4-1BB結合分子は、ヒトまたは哺乳動物の4-1BBに結合することができるモノクローナル抗体または融合タンパク質であり得る。4-1BBアゴニストまたは4-1BB結合分子は、任意のアイソタイプ（例えば、IgG、IgE、IgM、IgD、IgA、およびIgY）、クラス（例えば、IgG1、IgG2、IgG3、IgG4、IgA1、およびIgA2）またはサブクラスの免疫グロブリン分子の免疫グロブリン重鎖を含み得る。4-1BBアゴニストまたは4-1BB結合分子は、重鎖および軽鎖の両方を有し得る。本明細書で使用される場合、結合分子という用語はまた、抗体（完全長抗体を含む）、モノクローナル抗体（完全長モノクローナル抗体を含む）、ポリクローナル抗体、多重特異性抗体（例えば、二重特異性抗体）、ヒト、ヒト化またはキメラ抗体、および抗体断片、例えば、Fab断片、Fab'断片、Fab発現ライブラリーによって産生された断片、上記のうちのいずれかのエピソード結合断片、ならびに4-1BBに結合する操作された形態の抗体、例えば、scFv分子を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、完全なヒト抗体である抗原結合タンパク質である。実施形態では、4-1BBアゴニストは、ヒト化抗体である抗原結合タンパク質である。いくつかの実施形態では、ここに開示される方法および組成物において使用するための4-1BBアゴニストには、抗4-1BB抗体、ヒト抗4-1BB抗体、マウス抗4-1BB抗体、哺乳動物抗4-1BB抗体、モノクローナル抗4-1BB抗体、ポリクローナル抗4-1BB抗体、キメラ抗4-1BB抗体、抗4-1BBアドネクチン、抗4-1BBドメイン抗体、一本鎖抗4-1BB断片、重鎖抗4-1BB断片、軽鎖抗4-1BB断片、抗4-1BB融合タンパク質、およびそれらの断片、誘導体、コンジュゲート、多様体、またはバイオシミラーが含まれる。アゴニスト抗4-1BB抗体は、強力な免疫応答を誘導することが知られている。Lee, et al., PLOS One 2013, 8, e69677。好ましい実施形態では、4-1BBアゴニストは、アゴニスト、抗4-1BBヒト化、または完全ヒトモノクローナル抗体（すなわち、単一の細胞株に由来する抗体）である。実施形態では、4-1BBアゴニストは、EU-101 (Eutilex Co. Ltd.)、ウトミルマブ、もしくはウレルマブ、またはそれらの断片、誘導体、コンジュゲート、多様体、もしくはバイオシミラーである。好ましい実施形態では、4-1BBアゴニストは、ウトミルマブもしくはウレルマブ、またはそれらの断片、誘導体、コンジュゲート、多様体、もしくはバイオシミラーである。

## 【0906】

好ましい実施形態では、4-1BBアゴニストまたは4-1BB結合分子はまた、融合

タンパク質であり得る。好ましい実施形態では、三量体または六量体 4-1BB アゴニスト（3つまたは6つのリガンド結合ドメインを有する）などの多量体 4-1BB アゴニストは、典型的に2つのリガンド結合ドメインを有するアゴニストモノクローナル抗体と比較して、優れた受容体（4-1BB L）クラスター化および内部細胞シグナル伝達複合体形成を誘導し得る。3つの TNFRSF 結合ドメインおよび IgG1-Fc を含み、任意にこれらの融合タンパク質のうちの2つ以上をさらに結合する三量体（三価）または六量体（もしくは六価）またはそれ以上の融合タンパク質は、例えば、Gieffers, et al., Mol. Cancer Therapeutics 2013, 12, 2735-47 に記載されている。

#### 【0907】

アゴニスト 4-1BB 抗体および融合タンパク質は、強い免疫応答を誘導することが知られている。好ましい実施形態では、4-1BB アゴニストは、毒性を低減するのに十分な方法で 4-1BB 抗原に特異的に結合するモノクローナル抗体または融合タンパク質である。いくつかの実施形態では、4-1BB アゴニストは、抗体依存性細胞毒性（ADCC）、例えば、NK 細胞細胞傷害を無効にするアゴニスト 4-1BB モノクローナル抗体または融合タンパク質である。いくつかの実施形態では、4-1BB アゴニストは、抗体依存性細胞食作用（ADCP）を無効にするアゴニスト 4-1BB モノクローナル抗体または融合タンパク質である。いくつかの実施形態では、4-1BB アゴニストは、補体依存性細胞傷害（CDC）を無効にするアゴニスト 4-1BB モノクローナル抗体または融合タンパク質である。いくつかの実施形態では、4-1BB アゴニストは、Fc 領域機能性を無効にするアゴニスト 4-1BB モノクローナル抗体または融合タンパク質である。

#### 【0908】

いくつかの実施形態では、4-1BB アゴニストは、ヒト 4-1BB（配列番号 9）に高い親和性およびアゴニスト活性で結合することを特徴とする。実施形態では、4-1BB アゴニストは、ヒト 4-1BB（配列番号 9）に結合する結合分子である。実施形態では、4-1BB アゴニストは、マウス 4-1BB（配列番号 10）に結合する結合分子である。4-1BB アゴニストまたは結合分子が結合する 4-1BB 抗原のアミノ酸配列を表 22 に要約する。

#### 【表 24】

表 22. 4-1BB 抗原のアミノ酸配列。

| 識別子                                                    | 配列（一文字アミノ酸記号） |            |             |            |            |            |     |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----|
| 配列番号 9<br>ヒト 4-1BB、腫瘍壊死因子受容体スーパーファミリー、メンバー 9（ホモサピエンス）  | MGNSCYNIVA    | TLLLVLNFER | TRSLQDPCSN  | CPAGTFCDNN | RNQICSPCPP | NSFSSAGQQR | 60  |
|                                                        | TCDICRQCKG    | VFRTRKECSS | TSNAECDCTP  | GFHCLGAGCS | MCEQDCKQGQ | ELTKKGCKDC | 120 |
|                                                        | CFGTFNDQKR    | GICRPWTNCS | LDGKSVLVNG  | TKERDVVCGP | SPADLSPGAS | SVTPPAPARE | 180 |
|                                                        | PGHSPQIISF    | FLALTSTALL | FLLFFLTLLRF | SVVKRGRKKL | LYIFKQPFMR | PVQTTQEEDG | 240 |
|                                                        | CSCRFPEEEE    | GGCEL      |             |            |            |            | 255 |
| 配列番号 10<br>マウス 4-1BB、腫瘍壊死因子受容体スーパーファミリー、メンバー 9（ハツカネズミ） | MGNNCYNVVV    | IVLLLVGCEK | VGAVQNSCDN  | CQPGTFCKRY | NPVCKSCPPS | TFSSIGGQPN | 60  |
|                                                        | CNLCRVAGY     | FRFKKFCST  | HNAECECIEG  | FHCLGPQCTR | CEKDCRPGQE | LTKQGCKTCS | 120 |
|                                                        | LGTENDQNGT    | GVCRPWTNCS | LDGRSVLKTG  | TTEKDVVCGP | PVVSFSPSTT | ISVTPEGGPG | 180 |
|                                                        | GHSLQVLTLF    | LALTSALLLA | LIFITLLFSV  | LKWIRKKFPH | IFKQPFKTT  | GAAQEEDACS | 240 |
|                                                        | CRCPQEEEGG    | GGGYEL     |             |            |            |            | 256 |

10

20

30

40

50

## 【0909】

いくつかの実施形態では、記載される組成物、プロセス、および方法は、ヒトもしくはマウス4-1BBに約100 pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約90 pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約80 pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約70 pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約60 pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約50 pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約40 pM以下の $K_D$ で結合する、またはヒトもしくはマウス4-1BBに約30 pM以下の $K_D$ で結合する、4-1BBアゴニストを含む。

## 【0910】

いくつかの実施形態では、記載される組成物、プロセス、および方法は、ヒトもしくはマウス4-1BBに約 $7.5 \times 10^5 \text{ l/M} \cdot \text{s}$ 以上の $k_{\text{assoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約 $7.5 \times 10^5 \text{ l/M} \cdot \text{s}$ 以上の $k_{\text{assoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約 $8 \times 10^5 \text{ l/M} \cdot \text{s}$ 以上の $k_{\text{assoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約 $8.5 \times 10^5 \text{ l/M} \cdot \text{s}$ 以上の $k_{\text{assoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約 $9 \times 10^5 \text{ l/M} \cdot \text{s}$ 以上の $k_{\text{assoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約 $9.5 \times 10^5 \text{ l/M} \cdot \text{s}$ 以上の $k_{\text{assoc}}$ で結合する、またはヒトもしくはマウス4-1BBに約 $1 \times 10^6 \text{ l/M} \cdot \text{s}$ 以上の $k_{\text{assoc}}$ で結合する4-1BBアゴニストを含む。

## 【0911】

いくつかの実施形態では、記載される組成物、プロセス、および方法は、ヒトもしくはマウス4-1BBに約 $2 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約 $2.1 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約 $2.2 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約 $2.3 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約 $2.4 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約 $2.5 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約 $2.6 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約 $2.7 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約 $2.8 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約 $2.9 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、またはヒトもしくはマウス4-1BBに約 $3 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、4-1BBアゴニストを含む。

## 【0912】

いくつかの実施形態では、記載される組成物、プロセス、および方法は、ヒトもしくはマウス4-1BBに約10 nM以下の $IC_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約9 nM以下の $IC_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約8 nM以下の $IC_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約7 nM以下の $IC_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約6 nM以下の $IC_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約5 nM以下の $IC_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約4 nM以下の $IC_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約3 nM以下の $IC_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約2 nM以下の $IC_{50}$ で結合する、ヒトもしくはマウス4-1BBに約1 nM以下の $IC_{50}$ で結合する、4-1BBアゴニストを含む。

## 【0913】

好ましい実施形態では、4-1BBアゴニストは、PF-05082566もしくはMOR-7480としても知られるウトミルマブ、またはそれらの断片、誘導体、多様体、もしくはバイオシミラーである。ウトミルマブは、Pfizer, Inc. から入手可能である。ウトミルマブは、免疫グロブリンG2- $\lambda$ 、抗[ホモサピエンスTNFRSF9 (腫瘍壊死因子受容体 (TNFR) スーパーファミリーメンバー9、4-1BB、T細胞

10

20

30

40

50

抗原 I L A、C D 1 3 7) ]、ホモサピエンス（完全ヒト）モノクローナル抗体である。ウトミルマブのアミノ酸配列を表 7 に示す。ウトミルマブは、A s n 5 9 および A s n 2 9 2 におけるグリコシル化部位、2 2 - 9 6 位 (V<sub>H</sub>-V<sub>L</sub>)、1 4 3 - 1 9 9 位 (C<sub>H</sub>1 - C<sub>L</sub>)、2 5 6 - 3 1 6 位 (C<sub>H</sub>2)、および 3 6 2 - 4 2 0 位 (C<sub>H</sub>3) における重鎖鎖内ジスルフィド架橋；2 2 ' - 8 7 ' 位 (V<sub>H</sub>-V<sub>L</sub>) および 1 3 6 ' - 1 9 5 ' 位 (C<sub>H</sub>1 - C<sub>L</sub>) における軽鎖鎖内ジスルフィド架橋；I g G 2 A アイソフォーム 2 1 8 - 2 1 8、2 1 9 - 2 1 9、2 2 2 - 2 2 2、および 2 2 5 - 2 2 5 位、I g G 2 A / B アイソフォーム 2 1 8 - 1 3 0、2 1 9 - 2 1 9、2 2 2 - 2 2 2、および 2 2 5 - 2 2 5 位における鎖間重鎖-重鎖ジスルフィド架橋；ならびに I g G 2 A アイソフォーム 1 3 0 - 2 1 3 ' (2) 位、I g G 2 A / B アイソフォーム 2 1 8 - 2 1 3 ' 位および 1 3 0 - 2 1 3 ' 位、ならびに I g G 2 B アイソフォーム 2 1 8 - 2 1 3 ' (2) 位における鎖間重鎖-軽鎖ジスルフィド架橋を含む。ウトミルマブならびにその多様体および断片の調製および特性は、米国特許第 8, 8 2 1, 8 6 7 号、同第 8, 3 3 7, 8 5 0 号、および同第 9, 4 6 8, 6 7 8 号、ならびに国際特許出願公開第 W O 2 0 1 2 / 0 3 2 4 3 3 A 1 (これらの各々の開示は参照により本明細書に組み込まれる) に記載されている。ウトミルマブの前臨床特徴は、F i s h e r, e t a l., C a n c e r I m m u n o l o g . & I m m u n o t h e r. 2 0 1 2, 6 1, 1 7 2 1 - 3 3 に記載されている。様々な血液学的および固形腫瘍の適応症におけるウトミルマブの現在の臨床試験には、アメリカ国立衛生研究所の c l i n i c a l t r i a l s . g o v 識別子 N C T 0 2 4 4 4 7 9 3、N C T 0 1 3 0 7 2 6 7、N C T 0 2 3 1 5 0 6 6、および N C T 0 2 5 5 4 8 1 2 が含まれる。

10

20

#### 【0914】

実施形態では、4 - 1 B B アゴニストは、配列番号 1 1 によって与えられる重鎖および配列番号 1 2 によって与えられる軽鎖を含む。実施形態では、4 - 1 B B アゴニストは、それぞれ、配列番号 1 1 および配列番号 1 2 に示される配列を有する重鎖および軽鎖、またはそれらの抗原結合断片、F a b 断片、一本鎖可変断片 (s c F v)、多様体、もしくはコンジュゲートを含む。実施形態では、4 - 1 B B アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 1 1 および配列番号 1 2 に示される配列と少なくとも 9 9 % 同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、4 - 1 B B アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 1 1 および配列番号 1 2 に示される配列と少なくとも 9 8 % 同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、4 - 1 B B アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 1 1 および配列番号 1 2 に示される配列と少なくとも 9 7 % 同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、4 - 1 B B アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 1 1 および配列番号 1 2 に示される配列と少なくとも 9 6 % 同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、4 - 1 B B アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 1 1 および配列番号 1 2 に示される配列と少なくとも 9 5 % 同一である重鎖および軽鎖を含む。

30

#### 【0915】

実施形態では、4 - 1 B B アゴニストは、ウトミルマブの重鎖および軽鎖 C D R または可変領域 (V R) を含む。実施形態では、4 - 1 B B アゴニスト重鎖可変領域 (V<sub>H</sub>) は、配列番号 1 3 に示される配列を含み、4 - 1 B B アゴニスト軽鎖可変領域 (V<sub>L</sub>) は、配列番号 1 4 に示される配列、およびその保存的アミノ酸置換を含む。実施形態では、4 - 1 B B アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 1 3 および配列番号 1 4 に示される配列と少なくとも 9 9 % 同一である V<sub>H</sub> および V<sub>L</sub> 領域を含む。実施形態では、4 - 1 B B アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 1 3 および配列番号 1 4 に示される配列と少なくとも 9 8 % 同一である V<sub>H</sub> および V<sub>L</sub> 領域を含む。実施形態では、4 - 1 B B アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 1 3 および配列番号 1 4 に示される配列と少なくとも 9 7 % 同一である V<sub>H</sub> および V<sub>L</sub> 領域を含む。実施形態では、4 - 1 B B アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 1 3 および配列番号 1 4 に示される配列と少なくとも 9 6 % 同一である V<sub>H</sub> および V<sub>L</sub> 領域を含む。実施形態では、4 - 1 B B アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 1 3 および配列番号 1 4 に示される配列と少なくとも 9 5 % 同

40

50

一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、配列番号13および配列番号14に示される配列と少なくとも99%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む、scFv抗体を含む。

【0916】

実施形態では、4-1BBアゴニストは、それぞれ、配列番号15、配列番号16、および配列番号17に示される配列を有する重鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、それぞれ、配列番号18、配列番号19、および配列番号20に示される配列を有する軽鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、を含む。

【0917】

実施形態では、4-1BBアゴニストは、ウトミルマブに関して薬物規制当局によって承認された4-1BBアゴニストのバイオシミラーモノクローナル抗体である。実施形態では、バイオシミラーモノクローナル抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品のアミノ酸配列に対して少なくとも97%の配列同一性、例えば、97%、98%、99%、または100%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含み、参照医薬品または参照バイオ製品と比較して、1つ以上の翻訳後修飾を含む、4-1BB抗体を含み、参照医薬品または参照バイオ製品は、ウトミルマブである。いくつかの実施形態では、1つ以上の翻訳後修飾は、グリコシル化、酸化、脱アミド化、および切断のうちの1つ以上から選択される。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、認可された、または認可のために提出された4-1BBアゴニスト抗体であり、4-1BBアゴニスト抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品の製剤とは異なる製剤で提供され、参照医薬品または参照バイオ製品は、ウトミルマブである。4-1BBアゴニスト抗体は、米国FDAおよび／または欧州連合のEMAなどの薬物規制当局によって認可されている場合がある。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、ウトミルマブである。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、ウトミルマブである。

10

20

30

40

50

## 【表 25】

表 23. ウトミルマブに関連する 4-1BB アゴニスト抗体のアミノ酸配列。

| 識別子                        | 配列 (一文字アミノ酸記号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配列番号 11 ウ<br>トミルマブの重鎖      | EVQLVQSGAE VKKPGESLRI SCKGSGYSFS TYWISWVRQM PGKGLEWMGR IYPGDSYTN 60<br>SPSFQGGVTI SADKSISTAY LQWSSSLKASD TAMYYCARGY GIFDYWGQGT LVTVSSASTK 120<br>GPSVFPLAPC SRSTSESTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS 180<br>LSSVVTVPSS NFGTQTYTCN VDHKPSNTKV DKTVERKCCV ECPPCPAPPV AGPSVFLFPP 240<br>KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVQF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ FNSTFRVVS 300<br>LTVVHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPAPIEKT ISKTKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL 360<br>TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTP PMLDSGGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC 420<br>SVMHEALHNN YTQKSLSLSP G 441 |
| 配列番号 12 ウ<br>トミルマブの軽鎖      | SYELTQPPSV SVSPGQTASI TCSGDNIGDQ YAHWYQQKPG QSPVLVIYQD KNRPSGIPER 60<br>FSGSNSGNTA TLTISGTQAM DEADYYCATY TGFGSLAVFG GGTKLTVLGQ PKAAPSVTLF 120<br>PPSSEELQAN KATLVCLISD FYPGAVTVAV KADSSPVKAG VETTTPSKQS NNKYAASSYL 180<br>SLTPEQWKSH RSYSCQVTHE GSTVEKTVAP TECS 214                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 配列番号 13 ウ<br>トミルマブの重鎖可変領域  | EVQLVQSGAE VKKPGESLRI SCKGSGYSFS TYWISWVRQM PGKGLEWMGR IYPGDSYTN 60<br>YSPSFQGGVTI SADKSISTA YLQWSSSLKAS DTAMYYCARG YGIFDYWGQ GTLVTVSS 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 配列番号 14 ウ<br>トミルマブの軽鎖可変領域  | SYELTQPPSV SVSPGQTASI TCSGDNIGDQ YAHWYQQKPG QSPVLVIYQD KNRPSGIPER 60<br>FSGSNSGNTA TLTISGTQAM DEADYYCATY TGFGSLAVFG GGTKLTVL 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 配列番号 15 ウ<br>トミルマブの重鎖 CDR1 | STYWIS 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 配列番号 16 ウ<br>トミルマブの重鎖 CDR2 | KIYPGDSYTN YSPSFQG 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 配列番号 17 ウ<br>トミルマブの重鎖 CDR3 | RGYGIFDY 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 配列番号 18 ウ<br>トミルマブ用軽鎖 CDR1 | SGDNIGDQYA H 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 配列番号 19 ウ<br>トミルマブ用軽鎖 CDR2 | QDKNRPS 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 配列番号 20 ウ<br>トミルマブ用軽鎖 CDR3 | ATYTGFGSLA V 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 【0918】

好ましい実施形態では、4-1BB アゴニストは、BMS-663513 および 20H4.9.h4a としても知られるモノクローナル抗体ウレルマブ、またはそれらの断片、誘導体、多様体、もしくはバイオシミラーである。ウレルマブは、Bristol-Myers Squibb, Inc. および Creative Biolabs, Inc. から入手可能である。ウレルマブは、免疫グロブリン G4-κ、抗 [ホモサピエンス TNFRSF9 (腫瘍壊死因子受容体スーパーファミリーメンバー 9、4-1BB、T 細胞抗原 ILA、CD137)]、ホモサピエンス (完全ヒト) モノクローナル抗体である。ウレルマブのアミノ酸配列を表 EE に示す。ウレルマブは、298 位 (および 298'') にお

けるN-グリコシル化部位；22-95位（V<sub>H</sub>-V<sub>L</sub>）、148-204位（C<sub>H</sub>1-C<sub>L</sub>）、262-322位（C<sub>H</sub>2）、および368-426位（C<sub>H</sub>3）（22'-95'、148'-204'、262'-322'、および368'-426'位）における重鎖鎖内ジスルフィド架橋；23'-88'位（V<sub>H</sub>-V<sub>L</sub>）および136'-196'位（C<sub>H</sub>1-C<sub>L</sub>）（23'-88'および136'-196'位）における軽鎖鎖内ジスルフィド架橋；ならびに135-216'および135'-216'における鎖間重鎖-軽鎖ジスルフィド架橋を含む。ウレルマブならびにその多様体および断片の調製および特性は、米国特許第7,288,638号および第8,962,804号に記載されており、それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。ウレルマブの前臨床および臨床特徴は、Segal, et al., Clin. Cancer Res. 2016に記載されており、<http://dx.doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-16-1272>において入手可能である。様々な血液学および固形腫瘍の適応症におけるウレルマブの現在の臨床試験には、アメリカ国立衛生研究所のclinicaltrials.gov識別子NCT01775631、NCT02110082、NCT02253992、およびNCT01471210が含まれる。

#### 【0919】

実施形態では、4-1BBアゴニストは、配列番号21によって与えられる重鎖および配列番号22によって与えられる軽鎖を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、それぞれ、配列番号21および配列番号22に示される配列を有する重鎖および軽鎖、またはそれらの抗原結合断片、Fab断片、一本鎖可変断片（scFv）、多様体、もしくはコンジュゲートを含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号21および配列番号22に示される配列と少なくとも99%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号21および配列番号22に示される配列と少なくとも98%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号21および配列番号22に示される配列と少なくとも97%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号21および配列番号22に示される配列と少なくとも96%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号21および配列番号22に示される配列と少なくとも95%同一である重鎖および軽鎖を含む。

#### 【0920】

実施形態では、4-1BBアゴニストは、ウレルマブの重鎖および軽鎖CDRまたは可変領域（VR）を含む。実施形態では、4-1BBアゴニスト重鎖可変領域（V<sub>H</sub>）は、配列番号23に示される配列を含み、4-1BBアゴニスト軽鎖可変領域（V<sub>L</sub>）は、配列番号24に示される配列、およびその保存的アミノ酸置換を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号23および配列番号24に示される配列と少なくとも99%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号23および配列番号24に示される配列と少なくとも98%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号23および配列番号24に示される配列と少なくとも97%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号23および配列番号24に示される配列と少なくとも96%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号23および配列番号24に示される配列と少なくとも95%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、4-1BBアゴニストは、各々が、配列番号23および配列番号24に示される配列と少なくとも99%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む、scFv抗体を含む。

#### 【0921】

実施形態では、4-1BBアゴニストは、それぞれ、配列番号25、配列番号26、お



よび配列番号 27 に示される配列を有する重鎖 CDR1、CDR2、および CDR3 ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、それぞれ、配列番号 28、配列番号 29、および配列番号 30 に示される配列を有する軽鎖 CDR1、CDR2、および CDR3 ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、を含む。

【0922】

実施形態では、4-1BB アゴニストは、ウレルマブに関して薬物規制当局によって承認された 4-1BB アゴニストのバイオシミラーモノクローナル抗体である。実施形態では、バイオシミラーモノクローナル抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品のアミノ酸配列に対して少なくとも 97% の配列同一性、例えば、97%、98%、99%、または 100% の配列同一性を有するアミノ酸配列を含み、参照医薬品または参照バイオ製品と比較して、1 つ以上の翻訳後修飾を含む、4-1BB 抗体を含み、参照医薬品または参照バイオ製品は、ウレルマブである。いくつかの実施形態では、1 つ以上の翻訳後修飾は、グリコシル化、酸化、脱アミド化、および切断のうちの 1 つ以上から選択される。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、認可された、または認可のために提出された 4-1BB アゴニスト抗体であり、4-1BB アゴニスト抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品の製剤とは異なる製剤で提供され、参照医薬品または参照バイオ製品は、ウレルマブである。4-1BB アゴニスト抗体は、米国 FDA および／または欧州連合の EMA などの薬物規制当局によって認可されている場合がある。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1 つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1 つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、ウレルマブである。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1 つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1 つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、ウレルマブである。

10

20

30

40

50

## 【表 2 6】

表 2 4 : ウレルマブに関連する 4-1BB アゴニスト抗体のアミノ酸配列。

| 識別子                          | 配列 (一文字アミノ酸記号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配列番号 21 ウ<br>レルマブの重鎖         | QVQLQQWGAG LLKPSETLSL TCAVYGGSF S GYYWSWIRQS PEKGLEWIGE INHGGYVTYN 60<br>PSLESRVTI S VDTSKNQFSL KLSSVTAADT AVYYCARDYG PGNYDWYFDL WGRGTLVTVS 120<br>SASTKGPSVF PLAPCSRSTS ESTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTEPAVLQS 180<br>SGLYSLSSVV TVPSSSLGTK TYTCNVDHKP SNTKVDKRVE SKYGPPCPPC PAPEFLGGPS 240<br>VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSQE DPEVQFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQFNST 300<br>YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKGLP SSIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSQEEMT 360<br>KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSR LTVDKSRWQE 420<br>GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSLGK 448 |
| 配列番号 22 ウ<br>レルマブの軽鎖         | EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKP GQAPRLLIYD ASNRATGIPA 60<br>RFSGSGSGTD FTLTISSLEP EDFAVYYCQ RSNWPPALTF CGGKKEIKR TVAAPS VFIF 120<br>PPSDEQLKSG TASVVCLLNN FYPREAKVQW KVDNALQSGN SQESVTEQDS KDSTYSL SST 180<br>LTLKADYEK HKVYACEVTH QGLSSPVTKS FNRGEC 216                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 配列番号 23 ウ<br>レルマブの可変<br>重鎖   | MKHLWFFLL L VAAPRWVLSQ VQLQQWGAGL LKPSETLSLT CAVYGGSFSG YYWSWIRQSP 60<br>EKGLEWIGEI NHGGYVTYNP SLESRVTISV DTSKNQFSLK LSSVTAADTA VYYCARDYGP 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 配列番号 24 ウ<br>レルマブの可変<br>軽鎖   | MEAPQQLFL LLLWL PDTTG EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKP 60<br>GQAPRLLIYD ASNRATGIPA RFSGSGSGTD FTLTISSLEP EDFAVYYCQ 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 配列番号 25 ウ<br>レルマブの重鎖<br>CDR1 | GYYWS 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 配列番号 26 ウ<br>レルマブの重鎖<br>CDR2 | EINHGGYVTY NPSLES 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 配列番号 27 ウ<br>レルマブの重鎖<br>CDR3 | DYGP GNYDWY FDL 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 配列番号 28 ウ<br>レルマブの軽鎖<br>CDR1 | RASQSVSSYL A 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 配列番号 29 ウ<br>レルマブの軽鎖<br>CDR2 | DASNRAT 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 配列番号 30 ウ<br>レルマブの軽鎖<br>CDR3 | QQRSDWPPAL T 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 【0923】

実施形態では、4-1BB アゴニストは、1D8、3E1or、4B4 (BioLegend 309809)、H4-1BB-M127 (BD Pharmingen 552532)、BBK2 (Thermo Fisher MS621PABX)、145501 (Leinco Technologies B591)、ATCC 番号 HB-11248 として寄託された細胞株によって産生され、米国特許第 6,974,863 号に開示される抗体、5F4 (BioLegend 311503)、C65-485 (BD Pharmingen 559446)、米国特許出願公開第 US 2005/0095244 号に開示される抗体、米国特許第 7,288,638 号に開示される抗体 (例えば、20H4.9-IgG1 (BMS-663031))、米国特許第 6,887,673 号に開示

される抗体（例えば、4E9もしくはBMS-554271）、米国特許第7,214,493号に開示される抗体、米国特許第6,303,121号に開示される抗体、米国特許第6,569,997号に開示される抗体、米国特許第6,905,685号に開示される抗体（例えば、4E9もしくはBMS-554271）、米国特許第6,362,325号に開示される抗体（例えば、1D8もしくはBMS-469492、3H3もしくはBMS-469497、または3E1）、米国特許第6,974,863号に開示される抗体（例えば、53A2）、米国特許第6,210,669号に開示される抗体（例えば、1D8、3B8、もしくは3E1）、米国特許第5,928,893号に開示される抗体、米国特許第6,303,121号に開示される抗体、米国特許第6,569,997号に開示される抗体、国際特許出願公開第WO2012/177788号、同第WO2015/119923号、および同第WO2010/042433号に開示される抗体、ならびにそれらの断片、誘導体、コンジュゲート、多様体、またはバイオシミラーからなる群から選択され、前述の特許または特許出願公開の各々の開示は、参照により本明細書に組み込まれる。

#### 【0924】

実施形態では、4-1BBアゴニストは、国際特許出願公開第WO2008/025516A1号、同第WO2009/007120A1号、同第WO2010/003766A1号、同第WO2010/010051A1号、および同第WO2010/078966A1号；米国特許出願公開第US2011/0027218A1号、同第US2015/0126709A1号、同第US2011/0111494A1号、同第US2015/0110734A1号、および同第US2015/0126710A1号；ならびに米国特許第9,359,420号、同第9,340,599号、同第8,921,519号、および同第8,450,460号に記載される4-1BBアゴニスト融合タンパク質であり、それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。

#### 【0925】

実施形態では、4-1BBアゴニストは、構造I-A（C末端Fc抗体断片融合タンパク質）もしくは構造I-B（N末端Fc抗体断片融合タンパク質）に示されるような4-1BBアゴニスト融合タンパク質、またはそれらの断片、誘導体、コンジュゲート、多様体、もしくはバイオシミラーである（図50を参照）。構造I-AおよびI-Bにおいて、円筒は、個々のポリペプチド結合ドメインを指す。構造I-AおよびI-Bは、例えば、4-1BBL（4-1BBリガンド、CD137リガンド（CD137L）、もしくは腫瘍壊死因子スーパーファミリーメンバー9（TNFSF9））または4-1BBに結合する抗体から誘導される3つの線形に結合したTNFRSF結合ドメインを含み、これらを折り畳んで三価タンパク質を形成し、次いでこれをIgG1-Fc（CH3およびCH2ドメインを含む）によって第2の三価タンパク質に結合させ、次いでこれを使用して、三価タンパク質のうちの2つをジスルフィド結合（小さい長楕円）によって一緒に結合し、構造を安定化し、6つの受容体およびシグナル伝達タンパク質の細胞内シグナル伝達ドメインと一緒にして、シグナル伝達複合体を形成することができるアゴニストを提供する。円筒として示されるTNFRSF結合ドメインは、例えば、親水性残基および柔軟性のためのGlyおよびSer配列、ならびに溶解性のためのGluおよびLysを含み得るリンカーによって接続されたV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>鎖を含む、scFvドメインであり得る。de Marco, Microbial Cell Factories, 2011, 10, 44、Ahmad, et al., Clin. & Dev. Immunol. 2012, 980250、Monnier, et al., Antibodies, 2013, 2, 193-208、または本明細書の他の場所に組み込まれている参考文献に記載されるものなどの任意のscFvドメイン設計を使用することができる。この形態の融合タンパク質構造は、米国特許第9,359,420号、第9,340,599号、第8,921,519号、および第8,450,460号に記載されており、それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。

#### 【0926】

構造Ⅰ－Ａの他のポリペプチドドメインのアミノ酸配列を表９に示す。Fcドメインは、好ましくは、完全な定常ドメイン（配列番号３１のアミノ酸１７～２３０）、完全なヒンジドメイン（配列番号３１のアミノ酸１～１６）、またはヒンジドメインの部分（例えば、配列番号３１のアミノ酸４～１６）を含む。Ｃ末端Fc抗体を接続するための好ましいリンカーは、追加のポリペプチドの融合に適したリンカーを含む、配列番号３２～配列番号４１に示される実施形態から選択され得る。

【表２７】

表２５：Ｃ末端Fc抗体断片融合タンパク質設計（構造Ⅰ－Ａ）を有する、４－１ＢＢアゴニスト融合タンパク質を含むTNFRSFアゴニスト融合タンパク質のアミノ酸配列。

| 識別子                | 配列（一文字アミノ酸記号）                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 配列番号 31 Fc<br>ドメイン | KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNW<br>YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS<br>KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTCLVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPPV<br>LDSGDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK | 60<br>120<br>180<br>230 |
| 配列番号 32 リ<br>ンカー   | GGPGSSKSCD KHTCPCPPA PE                                                                                                                                                                                                                                              | 22                      |
| 配列番号 33 リ<br>ンカー   | GGSGSSKSCD KHTCPCPPA PE                                                                                                                                                                                                                                              | 22                      |
| 配列番号 34 リ<br>ンカー   | GGPGSSSSSS SKSCDKTHTC PPCAPE                                                                                                                                                                                                                                         | 27                      |
| 配列番号 35 リ<br>ンカー   | GGSGSSSSSS SKSCDKTHTC PPCAPE                                                                                                                                                                                                                                         | 27                      |
| 配列番号 36 リ<br>ンカー   | GGPGSSSSSS SSSKSCDKTH TCPPCAPE                                                                                                                                                                                                                                       | 29                      |
| 配列番号 37 リ<br>ンカー   | GGSGSSSSSS SSSKSCDKTH TCPPCAPE                                                                                                                                                                                                                                       | 29                      |
| 配列番号 38 リ<br>ンカー   | GGPGSSSGSGS SDKTHTCPCP APE                                                                                                                                                                                                                                           | 24                      |
| 配列番号 39 リ<br>ンカー   | GGPGSSSGSGS DKHTCPCPP APE                                                                                                                                                                                                                                            | 23                      |
| 配列番号 40 リ<br>ンカー   | GGPSSSGSDK THTCPCPPA PE                                                                                                                                                                                                                                              | 21                      |
| 配列番号 41 リ<br>ンカー   | GGSSSSSSSS GSKTHTCPCP APE                                                                                                                                                                                                                                            | 25                      |

【０９２７】

構造Ⅰ－Ｂの他のポリペプチドドメインのアミノ酸配列を表１０に示す。Fc抗体断片が、構造Ⅰ－ＢのようにTNRFSS融合タンパク質のＮ末端に融合される場合、Fcモジュールの配列は、好ましくは、配列番号４２に示されるものであり、リンカー配列は、好ましくは、配列番号４３～配列番号４５に示されるそれらの実施形態から選択される。

10

20

30

40

50

## 【表 28】

表 26：N末端Fc抗体断片融合タンパク質設計（構造I-B）を有する、4-1BBアゴニスト融合タンパク質を含むTNFRSFアゴニスト融合タンパク質のアミノ酸配列。

| 識別子                | 配列（一文字アミノ酸記号）                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配列番号 42 Fc<br>ドメイン | METDTLLLV LLLWVPAGNG DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT 60<br>CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK 120<br>CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE 180<br>WESNGQPENN YKTTTPPVLD SGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVME ALHNHYTQKS 240<br>LSLSPG 246 |
| 配列番号 43 リンカー       | SGSGSGSGSG S 11                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 配列番号 44 リンカー       | SSSSSSSGSGS GS 12                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 配列番号 45 リンカー       | SSSSSSSGSGS GSGSGS 16                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 【0928】

実施形態では、構造I-AまたはI-Bによる4-1BBアゴニスト融合タンパク質は、ウトミルマブの可変重鎖および可変軽鎖、ウレルマブの可変重鎖および可変軽鎖、ウトミルマブの可変重鎖および可変軽鎖、表10に記載の可変重鎖および可変軽鎖から選択される可変重鎖および可変軽鎖、前述の可変重鎖および可変軽鎖の任意の組み合わせ、ならびにそれらの断片、誘導体、コンジュゲート、多様体、およびバイオシミラーからなる群から選択される1つ以上の4-1BB結合ドメインを含む。

## 【0929】

実施形態では、構造I-AまたはI-Bによる4-1BBアゴニスト融合タンパク質は、4-1BB L配列を含む1つ以上の4-1BB結合ドメインを含む。実施形態では、構造I-AまたはI-Bによる4-1BBアゴニスト融合タンパク質は、配列番号46による配列を含む1つ以上の4-1BB結合ドメインを含む。実施形態では、構造I-AまたはI-Bによる4-1BBアゴニスト融合タンパク質は、可溶性4-1BB L配列を含む1つ以上の4-1BB結合ドメインを含む。実施形態では、構造I-AまたはI-Bによる4-1BBアゴニスト融合タンパク質は、配列番号47による配列を含む1つ以上の4-1BB結合ドメインを含む。

## 【0930】

実施形態では、構造I-AまたはI-Bによる4-1BBアゴニスト融合タンパク質は、各々が、それぞれ、配列番号13および配列番号14に示される配列と少なくとも95%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含むscFvドメインである1つ以上の4-1BB結合ドメインを含み、V<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>ドメインは、リンカーによって接続されている。実施形態では、構造I-AまたはI-Bによる4-1BBアゴニスト融合タンパク質は、各々が、それぞれ、配列番号23および配列番号24に示される配列と少なくとも95%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含むscFvドメインである1つ以上の4-1BB結合ドメインを含み、V<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>ドメインは、リンカーによって接続されている。実施形態では、構造I-AまたはI-Bによる4-1BBアゴニスト融合タンパク質は、各々が表11に示されるV<sub>H</sub>およびV<sub>H</sub>配列と少なくとも95%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含むscFvドメインである1つ以上の4-1BB結合ドメインを含み、V<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>ドメインが、リンカーによって接続されている。

10

20

30

40

50

## 【表 29】

表 27：融合タンパク質の 4-1BB 結合ドメインとしてまたは s c F v 4-1BB アゴニスト抗体として有用な追加のポリペプチドドメイン。

| 識別子                                      | 配列（一文字アミノ酸記号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配列番号 46<br>4-1BBL                        | MEYASDASLD PEAPWPPAPR ARACRVLPWA LVAGLLLLLL LAAACAVFLA CPWAVSGARA 60<br>SPGSAASPRL REGPELSPDD PAGLLDLRQG MFAQLVAQNV LLIDGPLSWY SDPGLAGVSL 120<br>TGGLSYKEDT KELVVAKAGV YYVFFQLELR RVVAGEGSGS VSLALHLQPL RSAAGAAALA 180<br>LTVDLPPASS EARNSAFGFQ GRLLHLSAGQ RLGVLHTEA RARHAWQLTQ GATVLGLFRV 240<br>TPEIPAGLPS PRSE 254 |
| 配列番号 47<br>4-1BBL 可溶性<br>ドメイン            | LRQGMFAQLV AQNVLLIDGF LSWYSDPGLA GVSLTGGLSY KEDTKELVVA KAGVYYVFFQ 60<br>LELRRVVAGE GSGSVSLALH LQPLRSAAGA AALALTVDLP PASSEARNSA FGFQGRLLHL 120<br>SAGQRLGVHL HTEARARHAW QLTQGATVLG LFRVTPEIPA GLPSRSE 168                                                                                                              |
| 配列番号 48<br>4B4-1-1 パー<br>ジョン 1 の可変<br>重鎖 | QVQLQQPGAE LVKPGASVKL SCKASGYTFS SYWMHWVKQR PGQVLEWIGE INPGNGHTNY 60<br>NEKFKSKATL TVDKSSSTAY MQLSSLTSED SAVYYCARSF TTARGFAYWG QGTLVTVS 118                                                                                                                                                                           |
| 配列番号 49<br>4B4-1-1 パー<br>ジョン 1 の可変<br>軽鎖 | DIVMTQSPAT QSVTPGDRVS LSCRASQTIS DYLHWYQOKS HESPRLLIKY ASQSISGIPS 60<br>RFSGSGSGSD FTLSINSVEP EDVGVYQCQD GHSFPPTFGG GTKLEIK 107                                                                                                                                                                                       |
| 配列番号 50<br>4B4-1-1 パー<br>ジョン 2 の可変<br>重鎖 | QVQLQQPGAE LVKPGASVKL SCKASGYTFS SYWMHWVKQR PGQVLEWIGE INPGNGHTNY 60<br>NEKFKSKATL TVDKSSSTAY MQLSSLTSED SAVYYCARSF TTARGFAYWG QGTLVTVSA 119                                                                                                                                                                          |
| 配列番号 51<br>4B4-1-1 パー<br>ジョン 2 の可変<br>軽鎖 | DIVMTQSPAT QSVTPGDRVS LSCRASQTIS DYLHWYQOKS HESPRLLIKY ASQSISGIPS 60<br>RFSGSGSGSD FTLSINSVEP EDVGVYQCQD GHSFPPTFGG GTKLEIKR 108                                                                                                                                                                                      |
| 配列番号 52<br>H39E3-2 の可変<br>重鎖             | MDWTWRILFL VAAATGAHSE VQLVESGGGL VQPGGSLRLS CAASGFTFSD YWMSWVRQAP 60<br>GKGLEWVADI KNDGSYTNYA PSLTNRFTIS RDNAKNSLYL QMNSLRAEDT AVYYCARELT 120                                                                                                                                                                         |
| 配列番号 53<br>H39E3-2 の可変<br>軽鎖             | MEAPAKLLFL LLLWLPTDTG DIVMTQSPDS LAVSLGERAT INCKSSQSLL SSGNQKNYL 60<br>WYQQKPGQPP KLLIYYASTR QSGVPDRFSG SGSGTDFTLT ISSLQAEDVA 110                                                                                                                                                                                     |

## 【0931】

実施形態では、4-1BB アゴニストは、(i) 第 1 の可溶性 4-1BB 結合ドメイン、(ii) 第 1 のペプチドリンカー、(iii) 第 2 の可溶性 4-1BB 結合ドメイン、(iv) 第 2 のペプチドリンカー、および (v) 第 3 の可溶性 4-1BB 結合ドメインを含む 4-1BB アゴニスト一本鎖融合ポリペプチドであり、N 末端および／または C 末端に追加のドメインをさらに含み、追加のドメインは、F a b または F c 断片ドメインである。実施形態では、4-1BB アゴニストは、(i) 第 1 の可溶性 4-1BB 結合ドメイン、(ii) 第 1 のペプチドリンカー、(iii) 第 2 の可溶性 4-1BB 結合ドメイン、(iv) 第 2 のペプチドリンカー、および (v) 第 3 の可溶性 4-1BB 結合ドメインを含む 4-1BB アゴニスト一本鎖融合ポリペプチドであり、N 末端および／または C 末端に追加のドメインをさらに含み、追加のドメインは、F a b または F c 断片ドメインで

あり、可溶性 4-1 BB ドメインの各々が、茎領域（三量体化に寄与し、細胞膜まで一定の距離を提供するが、4-1 BB 結合ドメインの一部ではない）を欠き、第 1 および第 2 のペプチドリンカーは、独立して、3～8 アミノ酸の長さを有する。

#### 【0932】

実施形態では、4-1 BB アゴニストは、(i) 第 1 の可溶性腫瘍壊死因子 (TNF) スーパーファミリーサイトカインドメイン、(ii) 第 1 のペプチドリンカー、(iii) 第 2 の可溶性 TNF スーパーファミリーサイトカインドメイン、(iv) 第 2 のペプチドリンカー、および (v) 第 3 の可溶性 TNF スーパーファミリーサイトカインドメインを含む 4-1 BB アゴニスト一本鎖融合ポリペプチドであり、可溶性 TNF スーパーファミリーサイトカインドメインの各々は、茎領域を欠き、第 1 および第 2 のペプチドリンカーは、独立して、3～8 アミノ酸の長さであり、各 TNF スーパーファミリーサイトカインドメインは、4-1 BB 結合ドメインである。

10

#### 【0933】

実施形態では、4-1 BB アゴニストは、前述の V<sub>L</sub> ドメインのうちのいずれかに結合された前述の V<sub>H</sub> ドメインのうちのいずれかを含む、4-1 BB アゴニスト s c F v 抗体である。

#### 【0934】

実施形態では、4-1 BB アゴニストは、BPS Bioscience (San Diego, CA, USA) から市販されている BPS Bioscience 4-1 BB アゴニスト抗体カタログ番号 79097-2 である。実施形態では、4-1 BB アゴニストは、Creative Biolabs (Shirley, NY, USA) から市販されている Creative Biolabs 4-1 BB アゴニスト抗体カタログ番号 MOM-18179 である。

20

#### 【0935】

##### 3. OX40 (CD134) アゴニスト

実施形態では、TNFRSF アゴニストは、OX40 (CD134) アゴニストである。OX40 アゴニストは、当該技術分野で知られている任意の OX40 結合分子であり得る。OX40 結合分子は、ヒトまたは哺乳動物の OX40 に結合することができるモノクローナル抗体または融合タンパク質であり得る。OX40 アゴニストまたは OX40 結合分子は、任意のアイソタイプ（例えば、IgG、IgE、IgM、IgD、IgA、および IgY）、クラス（例えば、IgG1、IgG2、IgG3、IgG4、IgA1、および IgA2）、またはサブクラスの免疫グロブリン分子の免疫グロブリン重鎖を含み得る。OX40 アゴニストまたは OX40 結合分子は、重鎖および軽鎖の両方を有し得る。本明細書で使用される場合、結合分子という用語はまた、抗体（完全長抗体を含む）、モノクローナル抗体（完全長モノクローナル抗体を含む）、ポリクローナル抗体、多重特異性抗体（例えば、二重特異性抗体）、ヒト、ヒト化またはキメラ抗体、および抗体断片、例えば、Fab 断片、F(ab') 断片、Fab 発現ライブラリーによって産生された断片、上記のうちのいずれかのエピトープ結合断片、ならびに OX40 に結合する操作された形態の抗体、例えば、s c F v 分子を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、完全なヒト抗体である抗原結合タンパク質である。実施形態では、OX40 アゴニストは、ヒト化抗体である抗原結合タンパク質である。いくつかの実施形態では、ここで開示される方法および組成物において使用するための OX40 アゴニストには、抗 OX40 抗体、ヒト抗 OX40 抗体、マウス抗 OX40 抗体、哺乳動物抗 OX40 抗体、モノクローナル抗 OX40 抗体、ポリクローナル抗 OX40 抗体、キメラ抗 OX40 抗体、抗 OX40 アドネクチン、抗 OX40 ドメイン抗体、一本鎖抗 OX40 断片、重鎖抗 OX40 断片、軽鎖抗 OX40 断片、抗 OX40 融合タンパク質、およびそれらの断片、誘導体、コンジュゲート、多様体、またはバイオシミラーが含まれる。好ましい実施形態では、OX40 アゴニストは、アゴニスト、抗 OX40 ヒト化、または完全ヒトモノクローナル抗体（すなわち、単一の細胞株に由来する抗体）である。

30

40

#### 【0936】

50

好ましい実施形態では、OX40 アゴニストまたはOX40 結合分子はまた、融合タンパク質であり得る。OX40Lに融合されたFcドメインを含むOX40 融合タンパク質は、例えば、Sadun, et al., J. Immunother. 2009, 182, 1481-89に記載されている。好ましい実施形態では、三量体または六量体OX40 アゴニスト（3つまたは6つのリガンド結合ドメインを有する）などの多量体OX40 アゴニストは、典型的に2つのリガンド結合ドメインを有するアゴニストモノクローナル抗体と比較して、優れた受容体（OX40L）クラスター化および内部細胞シグナル伝達複合体形成を誘導し得る。3つのTNFRSF結合ドメインおよびIgG1-Fcを含み、任意にこれらの融合タンパク質のうちの2つ以上をさらに結合する三量体（三価）または六量体（もしくは六価）またはそれ以上の融合タンパク質は、例えば、Gieffers, et al., Mol. Cancer Therapeutics 2013, 12, 2735-47に記載されている。

【0937】

アゴニストOX40 抗体および融合タンパク質は、強い免疫応答を誘導することが知られている。Curti, et al., Cancer Res. 2013, 73, 7189-98。好ましい実施形態では、OX40 アゴニストは、毒性を低減するのに十分な方法でOX40 抗原に特異的に結合するモノクローナル抗体または融合タンパク質である。いくつかの実施形態では、OX40 アゴニストは、抗体依存性細胞毒性（ADCC）、例えば、NK細胞細胞傷害を無効にするアゴニストOX40 モノクローナル抗体または融合タンパク質である。いくつかの実施形態では、OX40 アゴニストは、抗体依存性細胞食作用（ADCP）を無効にするアゴニストOX40 モノクローナル抗体または融合タンパク質である。いくつかの実施形態では、OX40 アゴニストは、補体依存性細胞傷害（CDC）を無効にするアゴニストOX40 モノクローナル抗体または融合タンパク質である。いくつかの実施形態では、OX40 アゴニストは、Fc領域機能性を無効にするアゴニストOX40 モノクローナル抗体または融合タンパク質である。

【0938】

いくつかの実施形態では、OX40 アゴニストは、ヒトOX40（配列番号54）に高い親和性およびアゴニスト活性で結合することを特徴とする。実施形態では、OX40 アゴニストは、ヒトOX40（配列番号54）に結合する結合分子である。実施形態では、OX40 アゴニストは、マウスOX40（配列番号55）に結合する結合分子である。OX40 アゴニストまたは結合分子が結合するOX40 抗原のアミノ酸配列を表12に要約する。

【表30】

表28：OX40 抗原のアミノ酸配列。

| 識別子                              | 配列（一文字アミノ酸記号） |            |             |             |            |            |
|----------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 配列番号 54 ヒト<br>OX40<br>(ホモサピエンス)  | MCVGARRLGR    | GPCAALLLLG | LGLSTVTGLH  | CVGDTYPSND  | RCCHECRPGN | GMVSRCSRSQ |
|                                  | NTVCRPCGPG    | FYNDVSSKP  | CKPCTWCNLR  | SGSERKQLCT  | ATQDTVCRCR | AGTQPLDSYK |
|                                  | PGVDCAPCPP    | GHFSPGDNQA | CKPWTNCTLA  | GKHTLQPASN  | SSDAICEDRD | PPATQPQETQ |
|                                  | GPPARPITVQ    | PTEAWPTSQ  | GPSTRPVEVP  | GGRAVAAILG  | LGLVLGLLGP | LAILLALYLL |
|                                  | RRDQRLPPDA    | HKPPGGGSFR | TPIQEEQADA  | HSTLAKI     |            | 277        |
| 配列番号 55 マウ<br>ス OX40<br>(ハツカネズミ) | MYVWVQPTA     | LLLLGLTLGV | TARRLNCVKH  | TYP SGHKCCR | ECQPGHGMVS | RCDHTRDTLC |
|                                  | HPCETGFYNE    | AVNYDTCKQC | TQCNHRSGSE  | LKQNCPTPTQD | TVCRCRPGTQ | PRQDSGYKLG |
|                                  | VDCVPCPPGH    | FSPGNNQACK | PWTNCTLSGK  | QTRHPASDSL  | DAVCEDRSLL | ATLLWETQRP |
|                                  | TFRPTTVQST    | TWVPRTSELP | SPPTLVTPPEG | PAFAVLLGLG  | LGLLAPLTVL | LALYLLRKAW |
|                                  | RLPNTPKPCW    | GNSFRTPIQE | EHTDAHFTLA  | KI          |            | 272        |

【0939】

いくつかの実施形態では、記載される組成物、プロセス、および方法は、ヒトもしくはマウスOX40に約100 pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約90 pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約80 pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約70 pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約60 pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトもしくはマウスOX40に約



**【 0 9 4 0 】**

10

20

30

40

88' ' 'および134' ' 'ー194' ' '位)における軽鎖鎖内ジスルフィド架橋; 230ー230"および233ー233"位における重鎖鎖内ジスルフィド架橋;ならびに 224ー214'および224' 'ー214' ' 'における鎖間重鎖ー軽鎖ジスルフィド 架橋を含む。様々な固形腫瘍の適応症におけるタボリキシズマブの現在の臨床試験には、 アメリカ国立衛生研究所のclinicaltrials.gov識別子NCT0231 8394およびNCT02705482が含まれる。

#### 【0944】

実施形態では、OX40アゴニストは、配列番号56によって与えられる重鎖および配 列番号57によって与えられる軽鎖を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、それ ぞれ、配列番号56および配列番号57に示される配列を有する重鎖および軽鎖、または 10 それらの抗原結合断片、Fab断片、一本鎖可変断片(scFv)、多様体、もしくはコン ジュゲートを含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番 号56および配列番号57に示される配列と少なくとも99%同一である重鎖および軽鎖 を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号56および 配列番号57に示される配列と少なくとも98%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施 形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号56および配列番号57 に示される配列と少なくとも97%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、O 20 X40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号56および配列番号57に示される配 列と少なくとも96%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、OX40アゴニ ストは、各々が、それぞれ、配列番号56および配列番号57に示される配列と少なくと も95%同一である重鎖および軽鎖を含む。

#### 【0945】

実施形態では、OX40アゴニストは、タボリキシズマブの重鎖および軽鎖CDRまた は可変領域(VR)を含む。実施形態では、OX40アゴニスト重鎖可変領域(VH)は 、配列番号58に示される配列を含み、OX40アゴニスト軽鎖可変領域(VL)は、配 列番号59に示される配列、およびその保存的アミノ酸置換を含む。実施形態では、OX 40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号58および配列番号59に示される配列 と少なくとも99%同一であるVHおよびVL領域を含む。実施形態では、OX40アゴ ニストは、各々が、それぞれ、配列番号58および配列番号59に示される配列と少なく とも98%同一であるVHおよびVL領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは 30 、各々が、それぞれ、配列番号58および配列番号59に示される配列と少なくとも97 %同一であるVHおよびVL領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が 、それぞれ、配列番号58および配列番号59に示される配列と少なくとも96%同一で あるVHおよびVL領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞ れ、配列番号58および配列番号59に示される配列と少なくとも95%同一であるVH およびVL領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、配列番号58お よび配列番号59に示される配列と少なくとも99%同一であるVHおよびVL領域を含 む、scFv抗体を含む。

#### 【0946】

実施形態では、OX40アゴニストは、それぞれ、配列番号60、配列番号61、およ び配列番号62に示される配列を有する重鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイ ン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、それぞれ、配列番号63、配列番号64、 および配列番号65に示される配列を有する軽鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ド 40 メイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、を含む。

#### 【0947】

実施形態では、OX40アゴニストは、タボリキシズマブに関して薬物規制当局によっ て承認されたOX40アゴニストのバイオシミラーモノクローナル抗体である。実施形態 では、バイオシミラーモノクローナル抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品のアミノ 酸配列に対して少なくとも97%の配列同一性、例えば、97%、98%、99%、また は100%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含み、参照医薬品または参照バイオ製品 50

と比較して、1つ以上の翻訳後修飾を含む、OX40抗体を含み、参照医薬品または参照バイオ製品は、タボリキシズマブである。いくつかの実施形態では、1つ以上の翻訳後修飾は、グリコシル化、酸化、脱アミド化、および切断のうちの1つ以上から選択される。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、認可された、または認可のために提出されたOX40アゴニスト抗体であり、OX40アゴニスト抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品の製剤とは異なる製剤で提供され、参照医薬品または参照バイオ製品は、タボリキシズマブである。OX40アゴニスト抗体は、米国FDAおよび／または欧州連合のEMAなどの薬物規制当局によって認可されている場合がある。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、タボリキシズマブである。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、タボリキシズマブである。

10

20

30

40

50

【表 3 1】

表 2 9 : タボリキシズマブに関連する O X 4 0 アゴニスト抗体のアミノ酸配列。

| 識別子                              | 配列 (一文字アミノ酸記号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配列番号 56 タ<br>ポリキシズマブ<br>の重鎖      | QVQLQESGPG LVKPSQTLSTL TCAVYGGSFSS SGYWNWIRKH PGKGLEYIGY ISYNGITYHN 60<br>PSLKSRITIN RDTSKNQYSL QLNSVTPEDT AVYYCARYKY DYDGGHAMDY WQGGTLVTVS 120<br>SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTW SWNSGALTSG VHTFPAVLQS 180<br>SGLYSLSSV TVPSSSLGTQ TYICNVNHKE SNTKVDKRVK PKSCDKHTHC PPCPAPELLG 240<br>GPSVFLFPPK PKDTLMISRT PEVTCVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY 300<br>NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPLEKTI SKAKGQPREP QVYTLPPSRE 360<br>EMTKNQVSLT CLVKGFPYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR 420<br>WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG K 451 |
| 配列番号 57 タ<br>ポリキシズマブ<br>の軽鎖      | DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQDIS NYLNWYQQKPK GKAPKLLIYY TSKLHSGVPS 60<br>RFGSGSGSTD YTLTISSLQP EDFATYYCQQ GSALPWTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP 120<br>SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSTLT 180<br>LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 配列番号 58 タ<br>ポリキシズマブ<br>の重鎖可変領域  | QVQLQESGPG LVKPSQTLSTL TCAVYGGSFSS SGYWNWIRKH PGKGLEYIGY ISYNGITYHN 60<br>PSLKSRITIN RDTSKNQYSL QLNSVTPEDT AVYYCARYKY DYDGGHAMDY WQGGTLVT 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 配列番号 59 タ<br>ポリキシズマブ<br>の軽鎖可変領域  | DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQDIS NYLNWYQQKPK GKAPKLLIYY TSKLHSGVPS 60<br>RFGSGSGSTD YTLTISSLQP EDFATYYCQQ GSALPWTFGQ GTKVEIKR 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 配列番号 60 タ<br>ポリキシズマブ<br>の重鎖 CDR1 | GSFSSGYWN 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 配列番号 61 タ<br>ポリキシズマブ<br>の重鎖 CDR2 | YIGYISYNGI TYH 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 配列番号 62 タ<br>ポリキシズマブ<br>の重鎖 CDR3 | RYKYDYDGGH AMDY 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 配列番号 63 タ<br>ポリキシズマブ<br>の軽鎖 CDR1 | QDISNYLN 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 配列番号 64 タ<br>ポリキシズマブ<br>の軽鎖 CDR2 | LLIYYTSKLH S 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 配列番号 65 タ<br>ポリキシズマブ<br>の軽鎖 CDR3 | QQGSALPW 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 【0948】

いくつかの実施形態では、O X 4 0 アゴニストは、Pfizer, Inc. から入手可能な完全ヒト抗体である 11D4 である。11D4 の調製および特性は、米国特許第 7, 960, 515 号、同第 8, 236, 930 号、および同第 9, 028, 824 号に記載されており、それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。11D4 のアミノ酸配列を表 1 4 に示す。

## 【0949】

実施形態では、O X 4 0 アゴニストは、配列番号 6 6 によって与えられる重鎖および配列番号 6 7 によって与えられる軽鎖を含む。実施形態では、O X 4 0 アゴニストは、それ

それ、配列番号 66 および配列番号 67 に示される配列を有する重鎖および軽鎖、またはそれらの抗原結合断片、Fab断片、一本鎖可変断片 (scFv)、多様体、もしくはコンジュゲートを含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 66 および配列番号 67 に示される配列と少なくとも 99% 同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 66 および配列番号 67 に示される配列と少なくとも 98% 同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 66 および配列番号 67 に示される配列と少なくとも 97% 同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 66 および配列番号 67 に示される配列と少なくとも 96% 同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 66 および配列番号 67 に示される配列と少なくとも 95% 同一である重鎖および軽鎖を含む。

#### 【0950】

実施形態では、OX40 アゴニストは、11D4 の重鎖および軽鎖 CDR または可変領域 (VR) を含む。実施形態では、OX40 アゴニスト重鎖可変領域 (VH) は、配列番号 68 に示される配列を含み、OX40 アゴニスト軽鎖可変領域 (VL) は、配列番号 69 に示される配列、およびその保存的アミノ酸置換を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 68 および配列番号 69 に示される配列と少なくとも 99% 同一である VH および VL 領域を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 68 および配列番号 69 に示される配列と少なくとも 98% 同一である VH および VL 領域を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 68 および配列番号 69 に示される配列と少なくとも 97% 同一である VH および VL 領域を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 68 および配列番号 69 に示される配列と少なくとも 96% 同一である VH および VL 領域を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 68 および配列番号 69 に示される配列と少なくとも 95% 同一である VH および VL 領域を含む。

#### 【0951】

実施形態では、OX40 アゴニストは、それぞれ、配列番号 70、配列番号 71、および配列番号 72 に示される配列を有する重鎖 CDR1、CDR2、および CDR3 ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、それぞれ、配列番号 73、配列番号 74、および配列番号 75 に示される配列を有する軽鎖 CDR1、CDR2、および CDR3 ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、を含む。

#### 【0952】

実施形態では、OX40 アゴニストは、11D4 に関して薬物規制当局によって承認された OX40 アゴニストのバイオシミラーモノクローナル抗体である。実施形態では、バイオシミラーモノクローナル抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品のアミノ酸配列に対して少なくとも 97% の配列同一性、例えば、97%、98%、99%、または 100% の配列同一性を有するアミノ酸配列を含み、参照医薬品または参照バイオ製品と比較して、1 つ以上の翻訳後修飾を含む、OX40 抗体を含み、参照医薬品または参照バイオ製品は、11D4 である。いくつかの実施形態では、1 つ以上の翻訳後修飾は、グリコシル化、酸化、脱アミド化、および切断のうちの 1 つ以上から選択される。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、認可された、または認可のために提出された OX40 アゴニスト抗体であり、OX40 アゴニスト抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品の製剤とは異なる製剤で提供され、参照医薬品または参照バイオ製品は、11D4 である。OX40 アゴニスト抗体は、米国 FDA および／または欧州連合の EMA などの薬物規制当局によって認可されている場合がある。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1 つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1 つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、11D4 である。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1 つ以上

の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、11D4である。

【表32】

表30：11D4に関連するOX40アゴニスト抗体のアミノ酸配列。

| 識別子                      | 配列（一文字アミノ酸記号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 配列番号 66<br>11D4 の重鎖      | EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYSMNWVRQA PGKGLEWVSY ISSSSSTIDY 60<br>ADSVKGRFTI SRD <del>NAKNSLY</del> LQMNSLRDED TAVYYCARES GWYLF <del>FDYWGQ</del> GTLTVSSAS 120<br>TKGPSVFPLA PCSRSTSEST AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL 180<br>YSLSSVVTVP SSNFGTQTYT CNVDHKPSNT KVDK <del>TV</del> VERKC CVECPCPAP PVAGPSVFLF 240<br>PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV QFNWYVDGVE VHN <del>AKT</del> KPRE EQFNSTFRVV 300<br>SVLT <del>VV</del> HQDW LNGKEYKCKV SNKGLPAPIE KTISKTKGQP REPQVYTLPP SREEMTKNQV 360<br>SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TTPMLDS <del>DGS</del> FFLYSLKLTVD KSRWQQGNVF 420<br>SCSVMEALH NHYTQKSLSL SPGK 444 | 10 |
| 配列番号 67<br>11D4 の軽鎖      | DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQGIS SWLAWYQQKP EKAPKSLIYA ASSLQSGVPS 60<br>RFGSGSGTD FTLTISSLPQ EDFATYYCQQ YNSYPPTFGG GTKVEIKRTV AAPSVFI <del>FPP</del> 120<br>SDEQLKSGTA SVVCLLN <del>FY</del> PREAKVQ <del>NKV</del> DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSSLT 180<br><br>LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGE <del>C</del> 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 配列番号 68<br>11D4 の重鎖可変領域  | EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYSMNWVRQA PGKGLEWVSY ISSSSSTIDY 60<br>ADSVKGRFTI SRD <del>NAKNSLY</del> LQMNSLRDED TAVYYCARES GWYLF <del>FDYWGQ</del> GTLTVSS 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 配列番号 69<br>11D4 の軽鎖可変領域  | DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQGIS SWLAWYQQKP EKAPKSLIYA ASSLQSGVPS 60<br>RFGSGSGTD FTLTISSLPQ EDFATYYCQQ YNSYPPTFGG GTKVEIK 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 |
| 配列番号 70<br>11D4 の重鎖 CDR1 | SYSMN 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 配列番号 71<br>11D4 の重鎖 CDR2 | YISSSSSTID YADSVKG 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 配列番号 72<br>11D4 の重鎖 CDR3 | ESGWYLF <del>DY</del> 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 |
| 配列番号 73<br>11D4 の軽鎖 CDR1 | RASQGISSWL A 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 配列番号 74<br>11D4 の軽鎖 CDR2 | AASSLQS 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 配列番号 75<br>11D4 の軽鎖 CDR3 | QQYNSYPPT 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 |

【0953】

いくつかの実施形態では、OX40アゴニストは、Pfizer, Inc. から入手可能な完全ヒト抗体である18D8である。18D8の調製および特性は、米国特許第7,960,515号、同第8,236,930号、および同第9,028,824号に記載されており、それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。18D8のアミノ酸配列を表15に示す。

## 【0954】

実施形態では、OX40アゴニストは、配列番号76によって与えられる重鎖および配列番号77によって与えられる軽鎖を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、それぞれ、配列番号76および配列番号77に示される配列を有する重鎖および軽鎖、またはそれらの抗原結合断片、Fab断片、一本鎖可変断片(s c F v)、多様体、もしくはコンジュゲートを含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号76および配列番号77に示される配列と少なくとも99%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号76および配列番号77に示される配列と少なくとも98%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号76および配列番号77に示される配列と少なくとも97%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号76および配列番号77に示される配列と少なくとも96%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号76および配列番号77に示される配列と少なくとも95%同一である重鎖および軽鎖を含む。

10

## 【0955】

実施形態では、OX40アゴニストは、18D8の重鎖および軽鎖CDRまたは可変領域(VR)を含む。実施形態では、OX40アゴニスト重鎖可変領域(VH)は、配列番号78に示される配列を含み、OX40アゴニスト軽鎖可変領域(VL)は、配列番号79に示される配列、およびその保存的アミノ酸置換を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号78および配列番号79に示される配列と少なくとも99%同一であるVHおよびVL領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号78および配列番号79に示される配列と少なくとも98%同一であるVHおよびVL領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号78および配列番号79に示される配列と少なくとも97%同一であるVHおよびVL領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号78および配列番号79に示される配列と少なくとも96%同一であるVHおよびVL領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号78および配列番号79に示される配列と少なくとも95%同一であるVHおよびVL領域を含む。

20

30

## 【0956】

実施形態では、OX40アゴニストは、それぞれ、配列番号80、配列番号81、および配列番号82に示される配列を有する重鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、それぞれ、配列番号83、配列番号84、および配列番号85に示される配列を有する軽鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、を含む。

## 【0957】

実施形態では、OX40アゴニストは、18D8に関して薬物規制当局によって承認されたOX40アゴニストのバイオシミラーモノクローナル抗体である。実施形態では、バイオシミラーモノクローナル抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品のアミノ酸配列に対して少なくとも97%の配列同一性、例えば、97%、98%、99%、または100%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含み、参照医薬品または参照バイオ製品と比較して、1つ以上の翻訳後修飾を含む、OX40抗体を含み、参照医薬品または参照バイオ製品は、18D8である。いくつかの実施形態では、1つ以上の翻訳後修飾は、グリコシル化、酸化、脱アミド化、および切断のうちの1つ以上から選択される。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、認可された、または認可のために提出されたOX40アゴニスト抗体であり、OX40アゴニスト抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品の製剤とは異なる製剤で提供され、参照医薬品または参照バイオ製品は、18D8である。OX40アゴニスト抗体は、米国FDAおよび／または欧州連合のEMAなどの薬物規制当局によって認可されている場合がある。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以

40

50

上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、18D8である。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、18D8である。

【表 3 3】

表 3 1 : 18D8に関連するOX40アゴニスト抗体のアミノ酸配列。

| 識別子                      | 配列 (一文字アミノ酸記号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 配列番号 76<br>18D8 の重鎖      | EVQLVESGGG LVQPGRSLRL SCAASGFTFD DYAMHWVRQA PGKGLEWVSG ISWNSGSIGY 60<br>ADSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TALYYCAKDQ STADYYFFYG MDVWGQGTTV 120<br>TVSSASTKGP SVFPLAPCSR STSESTAALG CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAV 180<br>LQSSGLYSLG SVVTVPSSNF GTQYTCNVD HKPSNTKVDK TVERKCCVEC PPCPAPPVAG 240<br>PSVFLFPPKP KDTLMISRTF EVTCVVVDVS HEDPEVQFNV YVDGVEVHNA KTKPREEQFN 300<br>STFRVVSFLT VVHQDWLNGK EYKCKVSNKG LPAPIEKTIS KTKGQPREPQ VYTLPPSREE 360<br>MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTPPM LQSDGSFFLY SKLTVDKSRW 420<br>QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK 450 |  |
| 配列番号 77<br>18D8 の軽鎖      | EIVVTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKP GQAPRLLIYD ASNRATGIPA 60<br>RFGSGSGGTD FTLTISSLEP EDFAVYYCQQ RSNWPTFGQG TKVEIKRTVA APSVFIFPPS 120<br>DEQLKSGTAS VVCLLNNFYP REAKVQWKVD NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSSLTLL 180<br>SKADYEKHKV YACEVTHQGL SSPVTKSFNR GEC 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 配列番号 78<br>18D8 の重鎖可変領域  | EVQLVESGGG LVQPGRSLRL SCAASGFTFD DYAMHWVRQA PGKGLEWVSG ISWNSGSIGY 60<br>ADSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TALYYCAKDQ STADYYFFYG MDVWGQGTTV 120<br>TVSS 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 配列番号 79<br>18D8 の軽鎖可変領域  | EIVVTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKP GQAPRLLIYD ASNRATGIPA 60<br>RFGSGSGGTD FTLTISSLEP EDFAVYYCQQ RSNWPTFGQG TKVEIK 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 配列番号 80<br>18D8 の重鎖 CDR1 | DYAMH 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 配列番号 81<br>18D8 の重鎖 CDR2 | GISWNSGSIG YADSVKG 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 配列番号 82<br>18D8 の重鎖 CDR3 | DQSTADYYFY YGMDV 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 配列番号 83<br>18D8 の軽鎖 CDR1 | RASQSVSSYL A 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 配列番号 84<br>18D8 の軽鎖 CDR2 | DASNRAT 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 配列番号 85<br>18D8 の軽鎖 CDR3 | QQRSNWPT 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

【0958】

いくつかの実施形態では、OX40アゴニストは、GlaxoSmithKlin p l c . から入手可能なヒト化抗体であるHu119-122である。Hu119-122の調製および特性は、米国特許第9,006,399号および同第9,163,085号



、ならびに国際特許公開第WO2012/027328号に記載されており、それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。Hu119-122のアミノ酸配列を表16に示す。

【0959】

実施形態では、OX40アゴニストは、Hu119-122の重鎖および軽鎖CDRまたは可変領域（VR）を含む。実施形態では、OX40アゴニスト重鎖可変領域（V<sub>H</sub>）は、配列番号86に示される配列を含み、OX40アゴニスト軽鎖可変領域（V<sub>L</sub>）は、配列番号87に示される配列、およびその保存的アミノ酸置換を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号86および配列番号87に示される配列と少なくとも99%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号86および配列番号87に示される配列と少なくとも98%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号86および配列番号87に示される配列と少なくとも97%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号86および配列番号87に示される配列と少なくとも96%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号86および配列番号87に示される配列と少なくとも95%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。

10

【0960】

実施形態では、OX40アゴニストは、それぞれ、配列番号88、配列番号89、および配列番号90に示される配列を有する重鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、それぞれ、配列番号91、配列番号92、および配列番号93に示される配列を有する軽鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、を含む。

20

【0961】

実施形態では、OX40アゴニストは、Hu119-122に関して薬物規制当局によって承認されたOX40アゴニストのバイオシミラーモノクローナル抗体である。実施形態では、バイオシミラーモノクローナル抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品のアミノ酸配列に対して少なくとも97%の配列同一性、例えば、97%、98%、99%、または100%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含み、参照医薬品または参照バイオ製品と比較して、1つ以上の翻訳後修飾を含む、OX40抗体を含み、参照医薬品または参照バイオ製品は、Hu119-122である。いくつかの実施形態では、1つ以上の翻訳後修飾は、グリコシル化、酸化、脱アミド化、および切断のうちの1つ以上から選択される。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、認可された、または認可のために提出されたOX40アゴニスト抗体であり、OX40アゴニスト抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品の製剤とは異なる製剤で提供され、参照医薬品または参照バイオ製品は、Hu119-122である。OX40アゴニスト抗体は、米国FDAおよび／または欧州連合のEMAなどの薬物規制当局によって認可されている場合がある。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、Hu119-122である。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、Hu119-122である。

30

40

## 【表 3 4】

表 3 2 : Hu119-122 に関連する OX40 アゴニスト抗体のアミノ酸配列。

| 識別子                           | 配列 (一文字アミノ酸記号)                                                                                                                           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配列番号 86<br>Hu119-122 の重鎖可変領域  | EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASEYEFP SHDMSWVRQA PGKGLVAA INSDGGSTYY 60<br>PDTMERFTI SRDPAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCARHY DDYAWFAYW GQGTMTVSS 120 |
| 配列番号 87<br>Hu119-122 の軽鎖可変領域  | EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASKSVS TSGYSYMHY QKPGQAPRL LIYLASNLES 60<br>GVPARFSGSG SGTDFTLTIS SLEPEDFAVY YCQHSRELPL TFGGKTKVEI K 111       |
| 配列番号 88<br>Hu119-122 の重鎖 CDR1 | SHDMS 5                                                                                                                                  |
| 配列番号 89<br>Hu119-122 の重鎖 CDR2 | AINSDGGSTY YPDTMER 17                                                                                                                    |
| 配列番号 90<br>Hu119-122 の重鎖 CDR3 | HYDDYAWFA Y 11                                                                                                                           |
| 配列番号 91<br>Hu119-122 の軽鎖 CDR1 | RASKSVSTSG YSYMH 15                                                                                                                      |
| 配列番号 92<br>Hu119-122 の軽鎖 CDR2 | LASNLES 7                                                                                                                                |
| 配列番号 93<br>Hu119-122 の軽鎖 CDR3 | QHSRELPLT 9                                                                                                                              |

## 【0962】

いくつかの実施形態では、OX40 アゴニストは、GlaxoSmithKlin p l c . から入手可能なヒト化抗体である Hu106-222 である。Hu106-222 の調製および特性は、米国特許第 9,006,399 号および同第 9,163,085 号、ならびに国際特許公開第 WO2012/027328 号に記載されており、それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。Hu106-222 のアミノ酸配列を表 17 に示す。

## 【0963】

実施形態では、OX40 アゴニストは、Hu106-222 の重鎖および軽鎖 CDR または可変領域 (VR) を含む。実施形態では、OX40 アゴニスト重鎖可変領域 (V<sub>H</sub>) は、配列番号 94 に示される配列を含み、OX40 アゴニスト軽鎖可変領域 (V<sub>L</sub>) は、配列番号 95 に示される配列、およびその保存的アミノ酸置換を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 94 および配列番号 95 に示される配列と少なくとも 99% 同一である V<sub>H</sub> および V<sub>L</sub> 領域を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 94 および配列番号 95 に示される配列と少なくとも 98% 同一である V<sub>H</sub> および V<sub>L</sub> 領域を含む。実施形態では、OX40 アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号 94 および配列番号 95 に示される配列と少なくとも 9

7%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号94および配列番号95に示される配列と少なくとも96%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、各々が、それぞれ、配列番号94および配列番号95に示される配列と少なくとも95%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。

【0964】

実施形態では、OX40アゴニストは、それぞれ、配列番号96、配列番号97、および配列番号98に示される配列を有する重鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、それぞれ、配列番号99、配列番号100、および配列番号101に示される配列を有する軽鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、を含む。

10

【0965】

実施形態では、OX40アゴニストは、Hu106-222に関して薬物規制当局によって承認されたOX40アゴニストのバイオシミラーモノクローナル抗体である。実施形態では、バイオシミラーモノクローナル抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品のアミノ酸配列に対して少なくとも97%の配列同一性、例えば、97%、98%、99%、または100%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含み、参照医薬品または参照バイオ製品と比較して、1つ以上の翻訳後修飾を含む、OX40抗体を含み、参照医薬品または参照バイオ製品は、Hu106-222である。いくつかの実施形態では、1つ以上の翻訳後修飾は、グリコシル化、酸化、脱アミド化、および切断のうちの1つ以上から選択される。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、認可された、または認可のために提出されたOX40アゴニスト抗体であり、OX40アゴニスト抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品の製剤とは異なる製剤で提供され、参照医薬品または参照バイオ製品は、Hu106-222である。OX40アゴニスト抗体は、米国FDAおよび／または欧州連合のEMAなどの薬物規制当局によって認可されている場合がある。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、Hu106-222である。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、Hu106-222である。

20

30

40

50

## 【表 3 5】

表 3 3 : Hu 1 0 6 - 2 2 2 に関連する O X 4 0 アゴニスト抗体のアミノ酸配列。

| 識別子                            | 配列 (一文字アミノ酸記号)                                                                                                                                |                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 配列番号 94<br>Hu106-222 の重鎖可変領域   | QVQLVQSGSE LKKPGASVKV SCKASGYTFT DYSMHWVRQA PGQGLKWMGW INTETGEPTY<br>ADDFKGRFVF SLDTSVSTAY LQISSLKAED TAVYYCANPY YDYVSYIAMD YWGQGTITVTV<br>SS | 60<br>120<br>122 |
| 配列番号 95<br>Hu106-222 の軽鎖可変領域   | DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCKASQDVS TAVAWYQQKP GKAPKLLIYS ASYLYTGVPS<br>RFGSGSGSTD FTFTISSLQP EDIATYYCQQ HYSTPRTFGQ GTKLEIK                      | 60<br>107        |
| 配列番号 96<br>Hu106-222 の重鎖 CDR1  | DYSMH                                                                                                                                         | 5                |
| 配列番号 97<br>Hu106-222 の重鎖 CDR2  | WINTETGEPT YADDFKG                                                                                                                            | 17               |
| 配列番号 98<br>Hu106-222 の重鎖 CDR3  | PYYDYVSYIA MDY                                                                                                                                | 13               |
| 配列番号 99<br>Hu106-222 の軽鎖 CDR1  | KASQDVSTAV A                                                                                                                                  | 11               |
| 配列番号 100<br>Hu106-222 の軽鎖 CDR2 | SASYLYT                                                                                                                                       | 7                |
| 配列番号 101<br>Hu106-222 の軽鎖 CDR3 | QQHYSTPRT                                                                                                                                     | 9                |

## 【0 9 6 6】

いくつかの実施形態では、O X 4 0 アゴニスト抗体は、M E D I 6 4 6 9 (9 B 1 2 と  
も称される)である。M E D I 6 4 6 9 は、マウスモノクローナル抗体である。We i n  
b e r g , e t a l . , J . I m m u n o t h e r . 2 0 0 6 , 2 9 , 5 7 5 - 5 8 5  
。いくつかの実施形態では、O X 4 0 アゴニストは、We i n b e r g , e t a l . ,  
J . I m m u n o t h e r . 2 0 0 6 , 2 9 , 5 7 5 - 5 8 5 に記載されているように、  
B i o v e s t I n c . ( M a l v e r n , M A , U S A ) に寄託された9 B 1 2 ハイ  
ブリドーマによって産生された抗体であり、その開示は参照によりその全体が本明細書に  
組み込まれる。いくつかの実施形態では、抗体は、M E D I 6 4 6 9 の C D R 配列を含む  
。いくつかの実施形態では、抗体は、M E D I 6 4 6 9 の重鎖可変領域配列および／または  
軽鎖可変領域配列を含む。

## 【0 9 6 7】

実施形態では、O X 4 0 アゴニストは、L 1 0 6 B D ( P h a r m i n g e n 製品番  
号 3 4 0 4 2 0 ) である。いくつかの実施形態では、O X 4 0 アゴニストは、抗体 L 1 0  
6 ( B D P h a r m i n g e n 製品番号 3 4 0 4 2 0 ) の C D R を含む。いくつかの実  
施形態では、O X 4 0 アゴニストは、抗体 L 1 0 6 ( B D P h a r m i n g e n 製品番  
号 3 4 0 4 2 0 ) の重鎖可変領域配列および／または軽鎖可変領域配列を含む。実施形態

では、OX40アゴニストは、ACT35 (Santa Cruz Biotechnology、カタログ番号20073) である。いくつかの実施形態では、OX40アゴニストは、抗体ACT35 (Santa Cruz Biotechnology、カタログ番号20073) のCDRを含む。いくつかの実施形態では、OX40アゴニストは、抗体ACT35 (Santa Cruz Biotechnology、カタログ番号20073) の重鎖可変領域配列および／または軽鎖可変領域配列を含む。実施形態では、OX40アゴニストは、InvivoMAb、BioXcell Inc (West Lebanon, NH) から市販されているマウスモノクローナル抗体抗mCD134/mOX40 (クローンOX86) である。

#### 【0968】

実施形態では、OX40アゴニストは、国際特許出願公開第WO95/12673号、同第WO95/21925号、同第WO2006/121810号、同第WO2012/027328号、同第WO2013/028231号、同第WO2013/038191号、および同第WO2014/148895号；欧州特許出願第EP0672141号；米国特許出願公開第US2010/136030号、同第US2014/377284号、同第US2015/190506号、および同第US2015/132288号（クローン20E5および12H3を含む）；ならびに米国特許第7,504,101号、同第7,550,140号、同第7,622,444号、同第7,696,175号、同第7,960,515号、同第7,961,515号、同第8,133,983号、同第9,006,399号、および同第9,163,085号（各々の開示は参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）に記載されるOX40アゴニストから選択される。

#### 【0969】

実施形態では、OX40アゴニストは、構造I-A（C末端Fc抗体断片融合タンパク質）もしくは構造I-B（N末端Fc抗体断片融合タンパク質）に示されるようなOX40アゴニスト融合タンパク質、またはそれらの断片、誘導体、コンジュゲート、多様体、もしくはバイオシミラーである。構造I-AおよびI-Bの特性は、上記および米国特許第9,359,420号、第9,340,599号、第8,921,519号、および第8,450,460号に記載されており、それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。構造I-Aのポリペプチドドメインのアミノ酸配列を表9に示す。Fcドメインは、好ましくは、完全な定常ドメイン（配列番号31のアミノ酸17～230）、完全なヒンジドメイン（配列番号31のアミノ酸1～16）、またはヒンジドメインの部分（例えば、配列番号31のアミノ酸4～16）を含む。C末端Fc抗体を接続するための好ましいリンカーは、追加のポリペプチドの融合に適したリンカーを含む、配列番号32～配列番号41に示される実施形態から選択され得る。同様に、構造I-Bのポリペプチドドメインのアミノ酸配列を表10に示す。Fc抗体断片が、構造I-BのようにTNRF5Fc融合タンパク質のN末端に融合される場合、Fcモジュールの配列は、好ましくは、配列番号42に示されるものであり、リンカー配列は、好ましくは、配列番号43～配列番号45に示されるそれらの実施形態から選択される。

#### 【0970】

実施形態では、構造I-AまたはI-BによるOX40アゴニスト融合タンパク質は、タボリキシズマブの可変重鎖および可変軽鎖、11D4の可変重鎖および可変軽鎖、18D8の可変重鎖および可変軽鎖、Hu119-122の可変重鎖および可変軽鎖、Hu106-222の可変重鎖および可変軽鎖、表17に記載の可変重鎖および可変軽鎖から選択される可変重鎖および可変軽鎖、前述の可変重鎖および可変軽鎖の任意の組み合わせ、ならびにそれらの断片、誘導体、コンジュゲート、多様体、およびバイオシミラーからなる群から選択される1つ以上のOX40結合ドメインを含む。

#### 【0971】

実施形態では、構造I-AまたはI-BによるOX40アゴニスト融合タンパク質は、OX40L配列を含む1つ以上のOX40結合ドメインを含む。実施形態では、構造I-AまたはI-BによるOX40アゴニスト融合タンパク質は、配列番号102による配列

を含む1つ以上のOX40結合ドメインを含む。実施形態では、構造I-AまたはI-BによるOX40アゴニスト融合タンパク質は、可溶性OX40L配列を含む1つ以上のOX40結合ドメインを含む。実施形態では、構造I-AまたはI-BによるOX40アゴニスト融合タンパク質は、配列番号103による配列を含む1つ以上のOX40結合ドメインを含む。実施形態では、構造I-AまたはI-BによるOX40アゴニスト融合タンパク質は、配列番号104による配列を含む1つ以上のOX40結合ドメインを含む。

【0972】

実施形態では、構造I-AまたはI-BによるOX40アゴニスト融合タンパク質は、各々が、それぞれ、配列番号58および配列番号59に示される配列と少なくとも95%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含むscFvドメインである1つ以上のOX40結合ドメインを含み、V<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>ドメインは、リンカーによって接続されている。実施形態では、構造I-AまたはI-BによるOX40アゴニスト融合タンパク質は、各々が、それぞれ、配列番号68および配列番号69に示される配列と少なくとも95%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含むscFvドメインである1つ以上のOX40結合ドメインを含み、V<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>ドメインは、リンカーによって接続されている。実施形態では、構造I-AまたはI-BによるOX40アゴニスト融合タンパク質は、各々が、それぞれ、配列番号78および配列番号79に示される配列と少なくとも95%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含むscFvドメインである1つ以上のOX40結合ドメインを含み、V<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>ドメインは、リンカーによって接続されている。実施形態では、構造I-AまたはI-BによるOX40アゴニスト融合タンパク質は、各々が、それぞれ、配列番号86および配列番号87に示される配列と少なくとも95%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含むscFvドメインである1つ以上のOX40結合ドメインを含み、V<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>ドメインは、リンカーによって接続されている。実施形態では、構造I-AまたはI-BによるOX40アゴニスト融合タンパク質は、各々が、それぞれ、配列番号94および配列番号95に示される配列と少なくとも95%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含むscFvドメインである1つ以上のOX40結合ドメインを含み、V<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>ドメインは、リンカーによって接続されている。

10

20

30

40

50

## 【表 3 6 - 1】

表 3 4 : 融合タンパク質 (例えば、構造 I - A および I - B) における OX 4 0 結合ドメインとして  
または s c F v OX 4 0 アゴニスト抗体ドメインとして有用な追加のポリペプチドドメイン。

| 識別子                                | 配列 (一文字アミノ酸記号)                                                                                                                                                                                                 |                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 配列番号 102<br>OX40L                  | MERVQPLEEN VGNAARPRFE RNKLLIVASV IQGLGLLLCF TYICLHFSAL QVSHRYPRIQ<br>SIKVQFTEYK KEGFILTQ KEDEIMKVQN NSVIINCDGF YLISLKGYS QEVNISLHYQ<br>KDEEPLFQLK KRSVNSLMV ASLTYKDKVY LNVTTDNTSL DDFHVNGGEL ILIHQNPGEF<br>CVL | 60<br>120<br>180<br>183 |
| 配列番号 103<br>OX40L 可溶性ド<br>メイン      | SHRYPRIQSI KVQFTEYKKE KGFILTSQKE DEIMKVQNNNS VIINCDGFYL ISLKGYSQSE<br>VNISLHYQKD EEPLFQLKKV RSVNSLMVAS LTYKDKVYLN VTTDNTSLDD FHVNGGELIL<br>IHQNPGEFCV L                                                        | 60<br>120<br>131        |
| 配列番号 104<br>OX40L 可溶性ド<br>メイン (代替) | YPRIQSIKVQ FTEYKKEKGF ILTSQKEDEI MKVQNNNSVII NCDGFYLLISL KGYSQEVNI<br>SLHYQKDEEP LFQLKKVRSV NSLMVASLTY KDKVYLNVT DNTSLDDFHV NGGELILIHQ<br>NPGEFCVL                                                             | 60<br>120<br>128        |
| 配列番号 105<br>008 の可変重鎖              | EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS NYTMNWVRQA PGKGLEWVSA ISGSGGSTYY<br>ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKDR YSQVHYALDY WGQGLTVTS                                                                          | 60<br>120               |
| 配列番号 106<br>008 の可変軽鎖              | DIVMTQSPDS LPVTPGEPAS ISCRSSQSLH HSGNGNYLDW YLQKAGQSPQ LLIYLGSNRA<br>SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCQQYYNHP TTFGQGTK                                                                                      | 60<br>108               |
| 配列番号 107<br>011 の可変重鎖              | EVQLVESGGG VVQPGGSLRL SCAASGFTFS DYTMMWVRQA PGKGLEWVSS ISGSGSTYYAD<br>SRKGRFTISR DNSKNTLYLQ MNLRAEDTA VYYCARDRYF RQNAFDYWG QGTLTVTSSA                                                                          | 60<br>120               |
| 配列番号 108<br>011 の可変軽鎖              | DIVMTQSPDS LPVTPGEPAS ISCRSSQSLH HSGNGNYLDW YLQKAGQSPQ LLIYLGSNRA<br>SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCQQYYNHP TTFGQGTK                                                                                      | 60<br>108               |
| 配列番号 109<br>021 の可変重鎖              | EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYAMNWVRQA PGKGLEWVAV ISYDGSNKYY<br>ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKDR YITLPNALDY WGQGLTVTS                                                                          | 60<br>120               |
| 配列番号 110<br>021 の可変軽鎖              | DIQMTQSPVS LPVTPGEPAS ISCRSSQSLH HSGNGNYLDW YLQKPGQSPQ LLIYLGSNRA<br>SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCQQYKSNP PTFGQGTK                                                                                      | 60<br>108               |
| 配列番号 111<br>023 の可変重鎖              | EVQLVESGGG LVHPPGSLRL SCAGSGFTFS SYAMHWVRQA PGKGLEWVSA IGTGGGTYTA<br>DSVMGRFTIS RDNSKNTLYL QMNSLRAEDT AVYYCARYDN VMGLYWFYDW GQGLTVTVSS                                                                         | 60<br>120               |
| 配列番号 112<br>023 の可変軽鎖              | EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKP GQAPRLIYD ASNRATGIPA<br>RFGSGSGGTD FTLTISNLEP EDFAVYYCQQ RSNWPPAFEGG GTKVEIKR                                                                                      | 60<br>108               |
| 配列番号 113 重<br>鎖可変領域                | EVQLQQSGPE LVKPGASVKM SCKASGYTFT SYVMHWVKQK PGQGLEWIGY INFYNDGTYK<br>NEKFKGKATL TSDKSSSTAY MELSLTSED SAVYYCANY YGSSLSMDYWG QGTSVTVSS                                                                           | 60<br>119               |
| 配列番号 114 軽<br>鎖可変領域                | DIQMTQTTSS LSASLGDRVT ISCRASQDIS NYLNWYQQKP DGTVKLLIY TSRLHSGVPS<br>RFGSGSGGTD YSLTISNLEQ EDIATYFCQQ GNTLPWTFGG GTKLEIKR                                                                                       | 60<br>108               |
| 配列番号 115 重<br>鎖可変領域                | EVQLQQSGPE LVKPGASVKI SCKTSGYTFK DYTMMHWKQS HGKSLWIGG IYPNNGGSTY<br>NQNFKDKATL TVDKSSSTAY MEFRSLTSED SAVYYCARMG YHGPHLDFDV WGAGTTTVTS<br>P                                                                     | 60<br>120<br>121        |
| 配列番号 116 軽<br>鎖可変領域                | DIVMTQSHKF MSTSLGDRVS ITCKASQDVG AAVAWYQQKP GQSPKLLIY ASTRHTGVPD<br>RFTGGSGGTD FTLTISNVQS EDLTDYFCQQ YINYPITFGG GTKLEIKR                                                                                       | 60<br>108               |
| 配列番号 117 ヒ<br>ト化抗体の重鎖<br>可変領域      | QIQLVQSGPE LKKPGETVKI SCKASGYTFT DYSMHWVKQA PGKGLKWMGW INTETGEPTY<br>ADDFKGRFAF SLETSASTAY LQINNKNED TATYFCANFY YDYVSYIAMD YWGHGTSVTV<br>SS                                                                    | 60<br>120<br>122        |

10

20

30

40

50

【表 3 6 - 2】

|                               |                                                                                                                                                              |                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 配列番号 118 ヒ<br>ト化抗体の重鎖<br>可変領域 | QVQLVQSGSE LKKPGASVKV SCKASGYTFT DYSMHWRQA PGQGLKWMGW INTETGEPTY<br>ADDFKGRFVF SLDTSVSTAY LQISSLKAED TAVYYCANPY YDVSYYAMD YWGQGTITVTV<br>SS                  | 60<br>120<br>122 |
| 配列番号 119 ヒ<br>ト化抗体の軽鎖<br>可変領域 | DIVMTQSHKF MSTSVRDRVS ITCKASQDVS TAVAWYQQKP GQSPKLLIYS ASYLYTGVPD<br>RFTGSGSGTD FTFTISSVQA EDLAVYYCQQ HYSTPRTFGG GTKLEIK                                     | 60<br>107        |
| 配列番号 120 ヒ<br>ト化抗体の軽鎖<br>可変領域 | DIVMTQSHKF MSTSVRDRVS ITCKASQDVS TAVAWYQQKP GQSPKLLIYS ASYLYTGVPD<br>RFTGSGSGTD FTFTISSVQA EDLAVYYCQQ HYSTPRTFGG GTKLEIK                                     | 60<br>107        |
| 配列番号 121 ヒ<br>ト化抗体の重鎖<br>可変領域 | EVQLVESGGG LVQPGESLKL SCESNEYEPF SHDMSWVRKT PEKRLVLAA INSDGGSTYY<br>PDTMERRFII SRDNTKTKLY LQMSSLRSER TALYYCARHY DDYYAWFAYW GQGTLTVSA                         | 60<br>120        |
| 配列番号 122 ヒ<br>ト化抗体の重鎖<br>可変領域 | EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASEYEPF SHDMSWVRQA PGKGLVLAA INSDGGSTYY<br>PDTMERRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCARHY DDYYAWFAYW GQGTMTVSS                         | 60<br>120        |
| 配列番号 123 ヒ<br>ト化抗体の軽鎖<br>可変領域 | DIVLTQSPAS LAVSLGQRAT ISCRASKSVS TSGYSYMHWY QQKPGQPPKL LIYLASNLES<br>GVPARFSGSG SGTDFTLNIH PVEEEDAATY YCQHSRELPL TFGAGTKLEL K                                | 60<br>111        |
| 配列番号 124 ヒ<br>ト化抗体の軽鎖<br>可変領域 | EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASKSVS TSGYSYMHWY QQKPGQAPRL LIYLASNLES<br>GVPARFSGSG SGTDFTLTIS SLEPEDFAVY YCQHSRELPL TFGGGTKVEI K                                | 60<br>111        |
| 配列番号 125 重<br>鎖可変領域           | MYLGLNYVFI VFLLNGVQSE VKLEESGGGL VQPGGSMKLS CAASGFTFSD AWMDWVRQSP<br>EKGLEWVAEI RSKANNHATY YAESVNGRFT ISRDDSKSSV YLQMNSLRAE DTGIYYCTWG<br>EVFYFDYWQ GTTLTVSS | 60<br>120<br>138 |
| 配列番号 126 軽<br>鎖可変領域           | MRPSIQFLGL LFWLHGAQC DIQMTQSPSS LSASLGKVT ITCKSSQDIN KYIAWYQHKP<br>GKGPRLLIHY TSTLQPGIPS RFGSGSGGRD YSFSISNLEP EDIATYYCLQ YDNLTFGAG<br>TKLELK                | 60<br>120<br>126 |

10

20

30

## 【0973】

実施形態では、OX40アゴニストは、(i)第1の可溶性OX40結合ドメイン、(ii)第1のペプチドリンカー、(iii)第2の可溶性OX40結合ドメイン、(iv)第2のペプチドリンカー、および(v)第3の可溶性OX40結合ドメインを含むOX40アゴニスト一本鎖融合ポリペプチドであり、N末端および／またはC末端に追加のドメインをさらに含み、追加のドメインは、FabまたはFc断片ドメインである。実施形態では、OX40アゴニストは、(i)第1の可溶性OX40結合ドメイン、(ii)第1のペプチドリンカー、(iii)第2の可溶性OX40結合ドメイン、(iv)第2のペプチドリンカー、および(v)第3の可溶性OX40結合ドメインを含むOX40アゴニスト一本鎖融合ポリペプチドであり、N末端および／またはC末端に追加のドメインをさらに含み、追加のドメインは、FabまたはFc断片ドメインであり、可溶性OX40ドメインの各々が、茎領域（三量体化に寄与し、細胞膜まで一定の距離を提供するが、OX40結合ドメインの一部ではない）を欠き、第1および第2のペプチドリンカーは、独立して、3～8アミノ酸の長さを有する。

40

## 【0974】

実施形態では、OX40アゴニストは、(i)第1の可溶性腫瘍壊死因子(TNF)スーパーファミリーサイトカインドメイン、(ii)第1のペプチドリンカー、(iii)第2の可溶性TNFスーパーファミリーサイトカインドメイン、(iv)第2のペプチドリンカー、および(v)第3の可溶性TNFスーパーファミリーサイトカインドメインを

50



含むOX40アゴニスト一本鎖融合ポリペプチドであり、可溶性TNFスーパーファミリーサイトカインドメインの各々は、茎領域を欠き、第1および第2のペプチドリンカーは、独立して、3～8アミノ酸の長さであり、TNFスーパーファミリーサイトカインドメインは、OX40結合ドメインである。

【0975】

いくつかの実施形態では、OX40アゴニストは、MEDI6383である。MEDI6383は、OX40アゴニスト融合タンパク質であり、米国特許第6,312,700号に記載されているように調製することができ、その開示は参照により本明細書に組み込まれる。

【0976】

実施形態では、OX40アゴニストは、前述のV<sub>L</sub>ドメインのうちのいずれかに結合された前述のV<sub>H</sub>ドメインのうちのいずれかを含む、OX40アゴニストscFv抗体である。

【0977】

実施形態では、OX40アゴニストは、Creative Biolabs, Inc. (Shirley, NY, USA) から市販されているCreative Biolabs OX40アゴニストモノクローナル抗体MOM-18455である。

【0978】

実施形態では、OX40アゴニストは、BioLegend, Inc. (San Diego, CA, USA) から市販されているOX40アゴニスト抗体クローンBer-ACT35である。

【0979】

#### I. 任意の細胞生存率分析

任意に、細胞生存率アッセイは、当該技術分野で知られている標準的なアッセイを使用して、第1のプライミング拡張（初期バルク拡張と称されることもある）の後に行うことができる。したがって、特定の実施形態では、この方法は、第1のプライミング拡張に続いて細胞生存率アッセイを行うことを含む。例えば、トリパンプルー排除アッセイは、死細胞を選択的に標識し、生存率の評価を可能にするバルクTILの試料上で行うことができる。生存率の試験に使用する他のアッセイには、アラマブルアッセイおよびMTTアッセイが含まれるが、これらに限定されない。

【0980】

#### 1. 細胞数、生存率、フローサイトメトリー

いくつかの実施形態では、細胞数および／または生存率が測定される。CD3、CD4、CD8、およびCD56などであるがこれらに限定されないマーカー、ならびに本明細書に開示または記載される任意の他のマーカーの発現は、例えば、BD Biosciences (BD Biosciences, San Jose, CA) から市販されているものに限定されない抗体を用いたフローサイトメトリーによって、FACSCanto（商標）フローサイトメーター（BD Biosciences）を使用して測定することができる。細胞は、使い捨てのcチップ血球計数器（VWR, Batavia, IL）を使用して手動でカウントすることができ、生存率は、トリパンプルー染色を含むがこれに限定されない当該技術分野で知られている任意の方法を使用して評価することができる。細胞生存率はまた、参照によりその全体が本明細書に組み込まれるUSN15/863,634に基づいてアッセイすることができる。細胞生存率は、米国特許公開第2018/0280436号または国際特許公開第WO/2018/081473号（両方とも、あらゆる目的のためにそれらの全体が本明細書に組み込まれる）に基づいてアッセイすることもできる。

【0981】

場合によっては、以下で考察されるプロトコルを使用して、バルクTIL集団を直ちに凍結保存することができる。代替的に、バルクTIL集団をREPに供し、以下で考察されるように凍結保存することができる。同様に、遺伝子改変TILが治療に使用される場

10

20

30

40

50

合、バルクまたはREP TIL集団は、好適な治療のために遺伝子改変を受け得る。

【0982】

## 2. 細胞培養

実施形態では、上で考察され、図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）に例示されたものを含む、TILを拡張するための方法は、約5,000mL～約25,000mLの細胞培地、約5,000mL～約10,000mLの細胞培地、または約5,800mL～約8,700mLの細胞培地を使用することを含み得る。いくつかの実施形態では、培地は、無血清培地である。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張における培地は、無血清である。いくつかの実施形態では、第2の拡張における培地は、無血清である。いくつかの実施形態では、第1のプライミング拡張および第2の拡張（第2の急速拡張とも呼ばれる）における培地は、両方とも無血清である。実施形態では、TILの数を拡張することは、たった1種類の細胞培養培地を使用する。任意の好適な細胞培養培地、例えば、AIM-V細胞培地（L-グルタミン、50μMの硫酸ストレプトマイシン、および10μMの硫酸ゲンタマイシン）細胞培養培地（Invitrogen, Carlsbad, CA）を使用することができる。これに関して、本発明の方法は、TILの数を拡張するために必要な培地の量および培地の種類の数を有利に低減する。実施形態では、TILの数を拡張することは、3日または4日に1回以下の頻度で細胞にフィードすることを含み得る。ガス透過性容器内の細胞の数を拡張することは、細胞を拡張するために必要なフィーディング頻度を低減することによって、細胞の数を拡張するために必要な手順を簡素化する。

【0983】

実施形態では、第1および／または第2のガス透過性容器内の細胞培養培地は、ろ過されていない。ろ過されていない細胞培地の使用は、細胞の数を拡張するために必要な手順を簡素化することができる。実施形態では、第1および／または第2のガス透過性容器内の細胞培地は、βメルカプトエタノール（BME）を欠いている。

【0984】

実施形態では、哺乳動物から腫瘍組織試料を取得することと、第1のプライミング拡張として約1～8日間、例えば約7日間、または第1のプライミング拡張として約8日間にわたってIL-2、1X抗原提示フィーダー細胞、およびOKT-3を含む細胞培地を含有する第1のガス透過性容器内で腫瘍組織試料を培養することと、TILを第2のガス透過性容器に移し、IL-2、2X抗原提示フィーダー細胞、およびOKT-3を含む細胞培地を含有する第2のガス透過性容器内でTILの数を約7～9日間、例えば、約7日間、約8日間、または約9日間にわたって拡張することと、を含む方法の期間。

【0985】

実施形態では、哺乳動物から腫瘍組織試料を取得することと、第1のプライミング拡張として約1～7日間、例えば約7日間にわたってIL-2、1X抗原提示フィーダー細胞、およびOKT-3を含む細胞培地を含有する第1のガス透過性容器内で腫瘍組織試料を培養することと、TILを第2のガス透過性容器に移し、IL-2、2X抗原提示フィーダー細胞、およびOKT-3を含む細胞培地を含有する第2のガス透過性容器内でTILの数を約7～9日間、例えば、約7日間、約8日間、または約9日間にわたって拡張することと、を含む方法の期間。

【0986】

実施形態では、哺乳動物から腫瘍組織試料を取得することと、第1のプライミング拡張として約1～7日間、例えば約7日間にわたってIL-2、1X抗原提示フィーダー細胞、およびOKT-3を含む細胞培地を含有する第1のガス透過性容器内で腫瘍組織試料を培養することと、TILを第2のガス透過性容器に移し、IL-2、2X抗原提示フィーダー細胞、およびOKT-3を含む細胞培地を含有する第2のガス透過性容器内でTILの数を約7～10日間、例えば、約7日間、約8日間、約9日間、または約10日間にわたって拡張することと、を含む方法の期間。

【0987】

実施形態では、TILは、ガス透過性容器内で拡張される。ガス透過性容器は、米国特許出願公開第2005/0106717A1号（その開示は参照により本明細書に組み込まれる）に記載されるものを含む、当該技術分野で知られている方法、組成物、およびデバイスを使用し、PBMCを使用してTILを拡張するために使用されてきた。実施形態では、TILは、ガス透過性バッグ内で拡張される。実施形態では、TILは、Xuri細胞拡張システムW25（GE Healthcare）などの、ガス透過性バッグ内のTILを拡張する細胞拡張システムを使用して拡張される。実施形態では、TILは、Xuri細胞拡張システムW5（GE Healthcare）としても知られるWAVEバイオリアクターシステムなどの、ガス透過性バッグ内でTILを拡張する細胞拡張システムを使用して拡張される。実施形態では、細胞拡張システムは、約100mL、約200mL、約300mL、約400mL、約500mL、約600mL、約700mL、約800mL、約900mL、約1L、約2L、約3L、約4L、約5L、約6L、約7L、約8L、約9L、および約10Lからなる群から選択される容量を有するガス透過性細胞バッグを含む。

10

【0988】

実施形態では、TILは、G-Rexフラスコ（Wilson Wolf Manufacturingから市販されている）内で拡張することができる。かかる実施形態は、細胞集団が約 $5 \times 10^5$ 細胞/cm<sup>2</sup>～ $10 \times 10^6$ ～ $30 \times 10^6$ 細胞/cm<sup>2</sup>の間まで拡張するのを可能にする。実施形態では、これは、フィーディングなしである。実施形態では、これは、培地がG-Rexフラスコ内の約10cmの高さに存在する限り、フィーディングなしである。実施形態では、これは、フィーディングなしであるが、1つ以上のサイトカインの添加を伴う。実施形態では、サイトカインを培地と混合する必要なしに、サイトカインをボラスとして添加することができる。かかる容器、装置、および方法は、当該技術分野で知られており、TILを拡張するために使用されており、米国特許出願公開第US2014/0377739A1号、国際公開第WO2014/210036A1号、米国特許出願公開第US2013/0115617A1号、国際公開第WO2013/188427A1、米国特許出願公開第US2011/0136228A1、米国特許第US8,809,050B2号、国際公開第WO2011/072088A2号、米国特許出願公開第US2016/0208216A1号、米国特許出願公開第US2012/0244133A1号、国際公開第WO2012/129201A1号、米国特許出願公開第US2013/0102075A1号、米国特許第US8,956,860B2号、国際公開第WO2013/173835A1号、米国特許出願公開第US2015/0175966A1号（それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる）に記載されるものを含む。かかるプロセスはまた、Jin et al., J. Immunotherapy, 2012, 35:283-292に記載されている。

20

30

【0989】

J. TILの任意の遺伝子操作

いくつかの実施形態では、本発明の拡張TILは、タンパク質発現を一過的に変化させるために、各々本明細書で提供されるように、閉じた無菌製造プロセス中を含む、拡張ステップの前、最中、または後にさらに操作される。いくつかの実施形態では、一過的に変化したタンパク質発現は、一過性の遺伝子編集によるものである。いくつかの実施形態では、本発明の拡張TILは、転写因子（TF）および／またはTILにおけるタンパク質発現を一過的に変化させることができる他の分子で処理される。いくつかの実施形態では、タンパク質発現を一過的に変化させることができるTFおよび／または他の分子は、腫瘍抗原の発現の変化および／またはTILの集団における腫瘍抗原特異的T細胞の数の変化を提供する。

40

【0990】

特定の実施形態では、この方法は、TILの集団を遺伝子編集することを含む。特定の実施形態では、この方法は、第1のTIL集団、第2のTIL集団、および／または第3のTIL集団を遺伝子編集することを含む。

50

## 【0991】

いくつかの実施形態では、本発明は、1つ以上のタンパク質の発現の促進または1つ以上のタンパク質の発現の阻害、ならびに1つのタンパク質セットの促進および別のタンパク質セットの阻害の両方の同時の組み合わせのために、メッセンジャーRNA (mRNA) または低分子 (もしくは短) 干渉RNA (siRNA) の、TILの集団への挿入を含む、リボ核酸 (RNA) 挿入などによるヌクレオチド挿入による遺伝子編集を含む。

## 【0992】

いくつかの実施形態では、本発明の拡張TILは、タンパク質発現の一過性の変化を受ける。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、例えば、図8 (特に図8Bおよび／または図8C) に示されるようなステップAから得られたTIL集団を含む、第1の拡張前のバルクTIL集団において起こる。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、例えば、図8 (例えば、図8Bおよび／または図8C) に示されるように、例えば、ステップBで拡張されたTIL集団におけるものを含む、第1の拡張中に起こる。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、例えば、第1の拡張と第2の拡張との間の移行中のTIL集団 (例えば、本明細書に記載の第2のTIL集団) であって、例えば、図8に示されるように、ステップBから得られ、ステップCに含まれるTIL集団におけるものを含む、第1の拡張後に起こる。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、例えば、図8に示されるように、例えば、ステップCから得られ、ステップDにおけるその拡張前のTIL集団におけるものを含む、第2の拡張前のバルクTIL集団において起こる。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、例えば、図8 (例えば、第3のTIL集団) に示されるように、例えば、ステップDで拡張されたTIL集団におけるものを含む、第2の拡張中に起こる。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、例えば、図8に示されるように、例えば、ステップDにおける拡張から得られたTIL集団を含む、第2の拡張の後に起こる。

## 【0993】

実施形態では、TIL集団におけるタンパク質発現を一過的に変化させる方法は、エレクトロポレーションのステップを含む。エレクトロポレーション法は、当該技術分野で知られており、例えば、Tsong, Biophys. J. 1991, 60, 297-306 および米国特許出願公開第2014/0227237A1号に記載されており、これらの各々の開示は参照により本明細書に組み込まれる。実施形態では、TILの集団におけるタンパク質発現を一過的に変化させる方法は、リン酸カルシウムトランスフェクションのステップを含む。リン酸カルシウムトランスフェクション法 (リン酸カルシウムDNA沈殿、細胞表面コーティング、およびエンドサイトーシス) は、当該技術分野で知られており、Graham and van der Eb, Virology 1973, 52, 456-467、Wigler, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. 1979, 76, 1373-1376、およびChen and Okayama, Mol. Cell. Biol. 1987, 7, 2745-2752、ならびに米国特許第5,593,875号に記載されており、これらの各々の開示は参照により本明細書に組み込まれる。実施形態では、TIL集団におけるタンパク質発現を一過的に変化させる方法は、リポソームトランスフェクションのステップを含む。リポソームトランスフェクション法、例えばカチオン性脂質N-[1-(2,3-ジオレイルオキシ)プロピル]-n,n,n-トリメチルアンモニウムクロリド (DOTMA) およびジオレオイルホスホチジルエタノールアミン (DOPE) の1:1 (w/w) リポソーム製剤を用いる方法は、当該技術分野において既知であり、Rose, et al., Biotechniques 1991, 10, 520-525 およびFelgner, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1987, 84, 7413-7417、ならびに米国特許第5,279,833号、同第5,908,635号、同第6,056,938号、同第6,110,490号、同第6,534,484号、および同第7,687,070号に記載されており、これらの各々の開示は参照により本明細書に組み込まれる。実施形

10

20

30

40

50

態では、T I Lの集団におけるタンパク質発現を一過的に変化させる方法は、米国特許第5, 766, 902号、同第6, 025, 337号、同第6, 410, 517号、同第6, 475, 994号、および同第7, 189, 705号に記載されている方法を使用するトランスフェクションのステップを含み、これらの各々の開示は参照により本明細書に組み込まれる。

【0994】

いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性的変化は、幹細胞メモリーT細胞（T S C M）の増加をもたらす。T S C Mは、抗原を経験したセントラルメモリーT細胞の初期の前駆細胞である。T S C Mは、一般に、幹細胞を定義する長期生存、自己複製、および多能性の能力を示し、一般に、効果的なT I L産物の生成に望ましいものである。T S C Mは、養子細胞移植のマウスモデルにおいて、他のT細胞サブセットと比較して抗腫瘍活性の強化を示している（Gattinoni et al. Nat Med 2009, 2011, Gattinoni, Nature Rev. Cancer, 2012, Cieri et al. Blood 2013）。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性的変化は、高い割合のT S C Mを含む組成物を有するT I L集団をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性的変化は、T S C Mパーセンテージの少なくとも5%、少なくとも10%、少なくとも10%、少なくとも20%、少なくとも25%、少なくとも30%、少なくとも35%、少なくとも40%、少なくとも45%、少なくとも50%、少なくとも55%、少なくとも60%、少なくとも65%、少なくとも70%、少なくとも75%、少なくとも80%、少なくとも85%、少なくとも90%、または少なくとも95%の増加をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性的変化は、T I L集団におけるT S C Mの少なくとも1倍、2倍、3倍、4倍、5倍、または10倍の増加をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性的変化は、少なくとも少なくとも5%、少なくとも10%、少なくとも10%、少なくとも20%、少なくとも25%、少なくとも30%、少なくとも35%、少なくとも40%、少なくとも45%、少なくとも50%、少なくとも55%、少なくとも60%、少なくとも65%、少なくとも70%、少なくとも75%、少なくとも80%、少なくとも85%、少なくとも90%、または少なくとも95%のT S C Mを有するT I L集団をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性的変化は、少なくとも少なくとも5%、少なくとも10%、少なくとも10%、少なくとも20%、少なくとも25%、少なくとも30%、少なくとも35%、少なくとも40%、少なくとも45%、少なくとも50%、少なくとも55%、少なくとも60%、少なくとも65%、少なくとも70%、少なくとも75%、少なくとも80%、少なくとも85%、少なくとも90%、または少なくとも95%のT S C Mを有する治療的T I L集団をもたらす。

【0995】

いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性的変化は、抗原を経験したT細胞の若返りをもたらす。いくつかの実施形態では、若返りは、例えば、増加した増殖、増加したT細胞活性化、および／または増加した抗原認識を含む。

【0996】

いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性的変化は、腫瘍由来のT C Rレパートリーを保存するために、T細胞の大部分における発現を変化させる。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性的変化は、腫瘍由来のT C Rレパートリーを変化させない。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性的変化は、腫瘍由来のT C Rレパートリーを維持する。

【0997】

いくつかの実施形態では、タンパク質の一過性的変化は、特定の遺伝子の発現の変化をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性的変化は、PD-1（P D C D 1もしくはC C 2 7 9とも称される）、T G F B R 2、C C R 4 / 5、C B L B（C B L - B）、C I S H、C C R（キメラ共刺激受容体）、I L - 2、I L - 1 2、I L - 1 5、I L - 2 1、N O T C H 1 / 2 I C D、T I M 3、L A G 3、T I G I T、T G

Fβ、CCR2、CCR4、CCR5、CXCR1、CXCR2、CSCR3、CCL2 (MCP-1)、CCL3 (MIP-1α)、CCL4 (MIP1-β)、CCL5 (RANTES)、CXCL1/CXCL8、CCL22、CCL17、CXCL1/CXCL8、VHL、CD44、PIK3CD、SOCS1、および/またはcAMPタンパク質キナーゼA (PKA) を含むが、これらに限定されない遺伝子を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、PD-1、TGFB2、CCR4/5、CBLB (CBL-B)、CISH、CCR (キメラ共刺激受容体)、IL-2、IL-12、IL-15、IL-21、NOTCH 1/2 ICD、TIM3、LAG3、TIGIT、TGFB、CCR2、CCR4、CCR5、CXCR1、CXCR2、CSCR3、CCL2 (MCP-1)、CCL3 (MIP-1α)、CCL4 (MIP1-β)、CCL5 (RANTES)、CXCL1/CXCL8、CCL22、CCL17、CXCL1/CXCL8、VHL、CD44、PIK3CD、SOCS1、および/またはcAMPタンパク質キナーゼA (PKA) からなる群から円卓される遺伝子を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、PD-1を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、TGFB2を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CCR4/5を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CBLBを標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CISHを標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CCR (キメラ共刺激受容体) を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、IL-2を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、IL-12を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、IL-15を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、IL-21を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、NOTCH 1/2 ICDを標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、TIM3を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、LAG3を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、TIGITを標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、TGFBを標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CCR1を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CCR2を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CCR4を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CCR5を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CXCR1を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CXCR2を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CSCR3を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CCL2 (MCP-1) を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CCL3 (MIP-1α) を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CCL4 (MIP1-β) を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CCL5 (RANTES) を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CXCL1を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CXCL8を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CCL22を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CCL17を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、VHLを標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CD44を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、PIK3CDを標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、SOCS1を標的とする。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、cAMPタンパク質キナーゼA (PKA) を標的とする。

10

20

30

40

50

## 【0998】

いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、ケモカイン受容体の増加および／または過剰発現をもたらす。いくつかの実施形態では、一過性タンパク質発現によって過剰発現されるケモカイン受容体は、CCL2 (MCP-1)、CCL3 (MIP-1 $\alpha$ )、CCL4 (MIP1- $\beta$ )、CCL5 (RANTES)、CXCL1、CXCL8、CCL22、および／またはCCL17を含むがこれらに限定されないリガンドを有する受容体を含む。

## 【0999】

いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、PD-1、CTLA-4、TIM-3、LAG-3、TIGIT、TGF $\beta$ R2、および／またはTGF $\beta$ の発現の減少および／または低減をもたらす（例えば、TGF $\beta$ 経路の遮断をもたらすことを含む）。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CBLB (CBL-B)の発現の減少および／または低減をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CISHの発現の減少および／または低減をもたらす。

10

## 【1000】

いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、例えば、TIL輸送または腫瘍部位への移動を改善するために、ケモカイン受容体の増加および／または過剰発現をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CCR (キメラ共刺激受容体)の増加および／または過剰発現をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CCR1、CCR2、CCR4、CCR5、CXCR1、CXCR2、および／またはCSCR3からなる群から選択されるケモカイン受容体の増加および／または過剰発現をもたらす。

20

## 【1001】

いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、インターロイキンの増加および／または過剰発現をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、IL-2、IL-12、IL-15、および／またはIL-21からなる群から選択されるインターロイキンの増加および／または過剰発現をもたらす。

## 【1002】

いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、NOTCH1/2 IC Dの増加および／または過剰発現をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、VHLの増加および／または過剰発現をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CD44の増加および／または過剰発現をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、PIK3CDの増加および／または過剰発現をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、SOCS1の増加および／または過剰発現をもたらす。

30

## 【1003】

いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、cAMPタンパク質キナーゼA (PKA)の発現の減少および／または低減をもたらす。

## 【1004】

いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、PD-1、LAG3、TIM3、CTLA-4、TIGIT、CISH、TGF $\beta$ R2、PKA、CBLB、BAFF (BR3)、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される分子の発現の減少および／または低減をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、PD-1、LAG3、TIM3、CTLA-4、TIGIT、CISH、TGF $\beta$ R2、PKA、CBLB、BAFF (BR3)、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される2つの分子の発現の減少および／または低減をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、PD-1、ならびにLAG3、TIM3、CTLA-4、TIGIT、CISH、TGF $\beta$ R2、PKA、CBLB、BAFF (BR3)、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される1つの分子の発現の減少および／または低減をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は

40

50

、PD-1、LAG-3、CISH、CBLB、TIM3、およびそれらの組み合わせの発現の減少および／または低減をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、PD-1、ならびにLAG3、CISH、CBLB、TIM3、およびそれらの組み合わせのうちの1つの発現の減少および／または低減をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、PD-1およびLAG3の発現の減少および／または低減をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、PD-1およびCISHの発現の減少および／または低減をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、PD-1およびCBLBの発現の減少および／または低減をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、LAG3およびCISHの発現の減少および／または低減をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、LAG3およびCBLBの発現の減少および／または低減をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、CISHおよびCBLBの発現の減少および／または低減をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、TIM3およびPD-1の発現の減少および／または低減をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、TIM3およびLAG3の発現の減少および／または低減をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、TIM3およびCISHの発現の減少および／または低減をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、TIM3およびCBLBの発現の減少および／または低減をもたらす。

【1005】

いくつかの実施形態では、CCR2、CCR4、CCR5、CXCR2、CXCR3、CX3CR1、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される接着分子は、γレトロウイルスまたはレンチウイルス法によって、第1のTIL集団、第2のTIL集団、または採取されたTIL集団に挿入される（例えば、接着分子の発現が増加する）。

【1006】

いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、PD-1、LAG3、TIM3、CTLA-4、TIGIT、CISH、TGFβR2、PKA、CBLB、BAFF（BR3）、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される分子の発現の減少および／または低減、ならびにCCR2、CCR4、CCR5、CXCR2、CXCR3、CX3CR1、およびそれらの組み合わせの発現の増加および／または増強をもたらす。いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、PD-1、LAG3、TIM3、CISH、CBLB、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される分子の発現の減少および／または低減、ならびにCCR2、CCR4、CCR5、CXCR2、CXCR3、CX3CR1、およびそれらの組み合わせの発現の増加および／または増強をもたらす。

【1007】

いくつかの実施形態では、約5%、約10%、約10%、約20%、約25%、約30%、約35%、約40%、約45%、約50%、約55%、約60%、約65%、約70%、約75%、約80%、約85%、約90%、または約95%の発現の低減がある。いくつかの実施形態では、少なくとも約65%、約70%、約75%、約80%、約85%、約90%、または約95%の発現の低減がある。いくつかの実施形態では、少なくとも約75%、約80%、約85%、約90%、または約95%の発現の低減がある。いくつかの実施形態では、少なくとも約80%、約85%、約90%、または約95%の発現の低減がある。いくつかの実施形態では、少なくとも約85%、約90%、または約95%の発現の低減がある。いくつかの実施形態では、少なくとも約80%の発現の低減がある。いくつかの実施形態では、少なくとも約85%の発現の低減がある。いくつかの実施形態では、少なくとも約90%の発現の低減がある。いくつかの実施形態では、少なくとも約95%の発現の低減がある。いくつかの実施形態では、少なくとも約99%の発現の低減がある。

【1008】



いくつかの実施形態では、約 5 %、約 10 %、約 10 %、約 20 %、約 25 %、約 30 %、約 35 %、約 40 %、約 45 %、約 50 %、約 55 %、約 60 %、約 65 %、約 70 %、約 75 %、約 80 %、約 85 %、約 90 %、または約 95 %の発現の増加がある。いくつかの実施形態では、少なくとも約 65 %、約 70 %、約 75 %、約 80 %、約 85 %、約 90 %、または約 95 %の発現の増加がある。いくつかの実施形態では、少なくとも約 75 %、約 80 %、約 85 %、約 90 %、または約 95 %の発現の増加がある。いくつかの実施形態では、少なくとも約 80 %、約 85 %、約 90 %、または約 95 %の発現の増加がある。いくつかの実施形態では、少なくとも約 85 %、約 90 %、または約 95 %の発現の増加がある。いくつかの実施形態では、少なくとも約 80 %の発現の増加がある。いくつかの実施形態では、少なくとも約 85 %の発現の増加がある。いくつかの実施形態では、少なくとも約 90 %の発現の増加がある。いくつかの実施形態では、少なくとも約 95 %の発現の増加がある。いくつかの実施形態では、少なくとも約 99 %の発現の増加がある。

10

#### 【1009】

いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性の変化は、転写因子 (TF) および／または TIL におけるタンパク質発現を一過的に変化させることができる他の分子による TIL の処理によって誘導される。いくつかの実施形態では、SQZ ベクターを含まないマイクロ流体プラットフォームは、転写因子 (TF) および／またはタンパク質発現を一過的に変化させることができる他の分子の細胞内送達のために用いられる。転写因子を含むタンパク質を、T 細胞を含む様々な一次ヒト細胞に送達する能力を実証する、かかる方法 (Sharei et al. PNAS 2013、ならびに Sharei et al. PLOS ONE 2015 および Greisbeck et al. J. Immunology vol. 195, 2015) が記載されている。例えば、国際特許公開第 WO2013/059343A1 号、同第 WO2007/808063A1 号、および同第 WO2017/123663A1 号 (これらはすべて参照によりそれらの全体が本明細書に組み込まれる) を参照されたい。国際特許公開第 WO2013/059343A1 号、同第 WO2017/008063A1 号、および同第 WO2017/123663A1 号に記載されている、かかる方法は、TIL の集団を転写因子 (TF) および／または一過性タンパク質発現を誘導することができる他の分子に曝露するために本発明で用いることができ、当該 TF および／または一過性タンパク質発現を誘導することができる他の分子は、腫瘍抗原の発現の増加および／または TIL 集団における腫瘍抗原特異的 T 細胞の数の増加をもたらす。したがって、再プログラミングされていない TIL 集団と比較して、TIL 集団の再プログラミングおよび再プログラミングされた TIL 集団の治療効果の増加をもたらす。いくつかの実施形態では、再プログラミングは、本明細書に記載されるように、TIL の開始または前の集団 (すなわち、再プログラミング前の) 集団と比較して、エフェクター T 細胞および／またはセントラルメモリー T 細胞の亜集団の増加をもたらす。

20

30

#### 【1010】

いくつかの実施形態では、転写因子 (TF) は、TCF-1、NOTCH1/2 ICD、および／または MYB を含むが、これらに限定されない。いくつかの実施形態では、転写因子 (TF) は、TCF-1 である。いくつかの実施形態では、転写因子 (TF) は、NOTCH1/2 ICD である。いくつかの実施形態では、転写因子 (TF) は、MYB である。いくつかの実施形態では、転写因子 (TF) は、追加の TIL 再プログラミングを誘導するために、市販の KNOCKOUT 血清置換 (Gibco/ThermoFisher) などの人工多能性幹細胞培養 (iPSC) とともに投与される。いくつかの実施形態では、転写因子 (TF) は、追加の TIL 再プログラミングを誘導するために、iPSC カクテルとともに投与される。いくつかの実施形態では、転写因子 (TF) は、iPSC カクテルなしで投与される。いくつかの実施形態では、再プログラミングは、TSCM のパーセンテージの増加をもたらす。いくつかの実施形態では、再プログラミングは、TSCM のパーセンテージの約 5 %、約 10 %、約 10 %、約 20 %、約 25 %、約

40

50

30%、約35%、約40%、約45%、約50%、約55%、約60%、約65%、約70%、約75%、約80%、約85%、約90%、または約95% TSCMの増加をもたらす。

#### 【1011】

いくつかの実施形態では、上記のようにタンパク質発現を一過的に変化させる方法は、TILの集団を遺伝子改変する方法と組み合わせることができ、1つ以上のタンパク質の産生のための遺伝子の安定な組み込みのステップを含む。特定の実施形態では、この方法は、TILの集団を遺伝子改変するステップを含む。特定の実施形態では、この方法は、第1のTIL集団、第2のTIL集団、および／または第3のTIL集団を遺伝子改変することを含む。実施形態では、TILの集団を遺伝子改変する方法は、レトロウイルス形質導入のステップを含む。実施形態では、TILの集団を遺伝子改変する方法は、レンチウイルス形質導入のステップを含む。レンチウイルス形質導入システムは、当該技術分野で知られており、例えば、Levine, et al., Proc. Nat'l Acad. Sci. 2006, 103, 17372-77、Zufferey, et al., Nat. Biotechnol. 1997, 15, 871-75、Dull, et al., J. Virology 1998, 72, 8463-71、および米国特許第6,627,442号に記載されており、これらの各々の開示は参照により本明細書に組み込まれる。実施形態では、TILの集団を遺伝子改変する方法は、γレトロウイルス形質導入のステップを含む。γレトロウイルス形質導入システムは、当該技術分野で知られており、例えば、Cepko and Pear, Cur. Prot. Mol. Biol. 1996, 9.9.1-9.9.16に記載されており、この開示は参照により本明細書に組み込まれる。実施形態では、TILの集団を遺伝子改変する方法は、トランスポゾン媒介遺伝子導入のステップを含む。トランスポゾン媒介遺伝子導入系は、当該技術分野で知られており、トランスポザーゼが、DNA発現ベクターとして、または発現可能なRNAもしくはタンパク質として提供される系を含み、それによりトランスポザーゼ、例えばmRNA（例えば、キャップおよびポリA尾部を含むmRNA）として提供されるトランスポザーゼの長期発現が、トランスジェニック細胞で起こらないようにする。SB10、SB11、およびSB100xなどのサケ型Tel様トランスポザーゼ（SBまたはSleeping Beautyトランスポザーゼ）を含む好適なトランスポゾン媒介遺伝子導入システム、ならびに増加した酵素活性を有する操作された酵素は、例えば、Hackett, et al., Mol. Therapy 2010, 18, 674-83および米国特許第6,489,458号に記載されており、これらの各々の開示は参照により本明細書に組み込まれる。

#### 【1012】

いくつかの実施形態では、タンパク質発現の一過性的変化は、自己送達RNA干渉（sdRNA）によって誘導される発現の低減であり、これは高パーセンテージの2'-OH置換（典型的にはフッ素または-OCH<sub>3</sub>）を有する化学的に合成された非対称siRNA二重鎖であり、これはテトラエチレングリコール（TEG）リンカーを使用してその3'端においてコレステロールにコンジュゲートされた、20ヌクレオチドアンチセンス（ガイド）鎖および13～15塩基センス（パッセンジャー）鎖を含む。いくつかの実施形態では、方法は、TILの集団におけるタンパク質発現の一過性的変化を含み、これは、高パーセンテージの2'-OH置換（典型的にはフッ素または-OCH<sub>3</sub>）を有する化学的に合成された非対称siRNA二重鎖である、自己送達RNA干渉（sdRNA）の使用を含み、これはテトラエチレングリコール（TEG）リンカーを使用してその3'端においてコレステロールにコンジュゲートされた、20ヌクレオチドアンチセンス（ガイド）鎖および13～15塩基センス（パッセンジャー）鎖を含む。sdRNAを使用する方法は、Khvorova and Watts, Nat. Biotechnol. 2017, 35, 238-248、Byrne, et al., J. Ocul. Pharmacol. Ther. 2013, 29, 855-864、およびLigtenberg, et al., Mol. Therapy, 2018（印刷中）に記載されており、これらの開示

は参照により本明細書に組み込まれる。実施形態では、T I L 集団への s d R N A の送達  
は、エレクトロポレーション、S Q Z、または他の方法を使用せず、代わりに、T I L 集  
団が培地中  $1 \mu\text{M} / 10, 000$  T I L の濃度で s d R N A に曝露される 1 ~ 3 日の期間  
を使用して達成される。特定の実施形態では、この方法は、T I L 集団を培地中  $1 \mu\text{M} /$   
 $10, 000$  T I L の濃度で 1 ~ 3 日の期間にわたって s d R N A に曝露することを含む  
、T I L 集団への s d R N A の送達を含む。実施形態では、T I L 集団への s d R N A の  
送達は、T I L 集団が培地中  $10 \mu\text{M} / 10, 000$  T I L の濃度で s d R N A に曝露され  
る 1 ~ 3 日の期間を使用して達成される。実施形態では、T I L 集団への s d R N A の  
送達は、T I L 集団が培地中  $50 \mu\text{M} / 10, 000$  T I L の濃度で s d R N A に曝露され  
る 1 ~ 3 日の期間を使用して達成される。実施形態では、T I L 集団への s d R N A の  
送達は、T I L 集団が培地中  $0.1 \mu\text{M} / 10, 000$  T I L ~  $50 \mu\text{M} / 10, 000$   
T I L の間の濃度で s d R N A に曝露される 1 ~ 3 日の期間を使用して達成される。実施  
形態では、T I L 集団への s d R N A の送達は、T I L 集団が培地中  $0.1 \mu\text{M} / 10,$   
 $000$  T I L ~  $50 \mu\text{M} / 10, 000$  T I L の間の濃度で s d R N A に曝露される 1 ~  
3 日の期間を使用して達成され、s d R N A への曝露は、培地に新鮮な s d R N A を添加  
することによって 2、3、4、または 5 回行われる。他の好適なプロセスは、例えば、米  
国特許出願公開第 U S 2 0 1 1 / 0 0 3 9 9 1 4 A 1 号、同第 U S 2 0 1 3 / 0 1 3 1 1  
4 1 A 1 号、および同第 U S 2 0 1 3 / 0 1 3 1 1 4 2 A 1 号、ならびに米国特許第 9,  
0 8 0, 1 7 1 号に記載されており、これらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。  
【1013】

いくつかの実施形態では、s d R N A は、製造中に T I L の集団に挿入される。いくつ  
かの実施形態では、s d R N A は、N O T C H 1 / 2 I C D、P D - 1、C T L A - 4  
T I M - 3、L A G - 3、T I G I T、T G F  $\beta$ 、T G F B R 2、c A M P プロテインキ  
ナーゼ A (P K A)、B A F F B R 3、C I S H、および／または C B L B を干渉する  
R N A をコードする。いくつかの実施形態では、発現の低減は、例えば、フローサイトメ  
トリーおよび／または q P C R によって評価されるように、遺伝子サイレンシングのパー  
センテージに基づいて決定される。いくつかの実施形態では、約 5 %、約 10 %、約 10  
%、約 20 %、約 25 %、約 30 %、約 35 %、約 40 %、約 45 %、約 50 %、約 55  
%、約 60 %、約 65 %、約 70 %、約 75 %、約 80 %、約 85 %、約 90 %、または  
約 95 % の発現の低減がある。いくつかの実施形態では、少なくとも約 65 %、約 70 %  
、約 75 %、約 80 %、約 85 %、約 90 %、または約 95 % の発現の低減がある。いく  
つかの実施形態では、少なくとも約 75 %、約 80 %、約 85 %、約 90 %、または約 9  
5 % の発現の低減がある。いくつかの実施形態では、少なくとも約 80 %、約 85 %、約  
90 %、または約 95 % の発現の低減がある。いくつかの実施形態では、少なくとも約 8  
5 %、約 90 %、または約 95 % の発現の低減がある。いくつかの実施形態では、少な  
くとも約 80 % の発現の低減がある。いくつかの実施形態では、少なくとも約 85 % の発  
現の低減がある。いくつかの実施形態では、少なくとも約 90 % の発現の低減がある。いく  
つかの実施形態では、少なくとも約 95 % の発現の低減がある。いくつかの実施形態では  
、少なくとも約 99 % の発現の低減がある。

【1014】

s i R N A の化学修飾に基づく自己送達可能な R N A i 技術を本発明の方法とともに用  
いて、本明細書に記載されるように、s d R N A を T I L に首尾よく送達することができる。  
骨格修飾と非対称 s i R N A 構造および疎水性リガンドとの組み合わせ（例えば、L  
i g t e n b e r g, e t a l., M o l. T h e r a p y, 2018 および U S 2 0  
1 6 / 0 3 0 4 8 7 3 を参照）により、s d R N A は、s d R N A のヌクレアーゼ安定性  
を利用する培養培地への単純な添加によって、追加の製剤および方法なしで、培養された  
哺乳動物細胞に浸透させることができる。この安定性により、単に培地中の s d R N A の  
活性濃度を維持することによって、R N A i を介した標的遺伝子活性の一定レベルの低減  
をサポートすることができる。理論に拘束されることはないが、s d R N A の骨格安定化  
は、非分裂細胞で数ヶ月続く可能性のある遺伝子発現効果の拡張された低減を提供する。

## 【1015】

いくつかの実施形態では、TILの95%を超えるトランスフェクション効率および様々な特定のsdRNAによる標的の発現の低減が起こる。いくつかの実施形態では、いくつかの未修飾リボース残基を含むsdRNAは、RNAi効果の効力および／または寿命を増加させるために、完全に修飾された配列で置き換えられた。いくつかの実施形態では、発現効果の低減は、12時間、24時間、36時間、48時間、5日、6日、7ダイア、または8日以上維持される。いくつかの実施形態では、発現効果の低減は、TILのsdRNA処理後10日以上で減少する。いくつかの実施形態では、標的発現の発現の70%を超える低減が維持される。いくつかの実施形態では、標的発現の発現の70%を超える低減が維持されるTIL。いくつかの実施形態では、PD-1/PD-L1経路における発現の低減は、TILが、より強力なインビボ効果を示すことを可能にし、これはいくつかの実施形態では、PD-1/PD-L1経路の抑制効果の回避に起因する。いくつかの実施形態では、sdRNAによるPD-1の発現の低減は、TIL増殖の増加をもたらす。

10

## 【1016】

短干渉RNAまたはサイレンシングRNAとして知られることもある、低分子干渉RNA (siRNA) は、一般に長さが19~25塩基対の二本鎖RNA分子である。siRNAは、RNA干渉(RNAi)において使用され、相補的なヌクレオチド配列を有する特定の遺伝子の発現を干渉する。

20

## 【1017】

二本鎖DNA (dsRNA) は、一般に、RNAの相補鎖の対、一般にセンス(パッセンジャー)およびアンチセンス(ガイド)鎖を含む任意の分子を定義するために使用することができ、一本鎖オーバーハング領域を含み得る。siRNAとは対照的に、dsRNAという用語は、一般に、ダイサーを含む切断酵素系の作用によってより大きなdsRNA分子から放出されるsiRNA分子の配列を含む前駆体分子を指す。

## 【1018】

sdRNA (自己送達可能なRNA) は、共有結合で修飾された新しいクラスのRNAi化合物であり、細胞に侵入するために送達媒体を必要とせず、従来のsiRNAと比較して薬理学が改善されている。「自己送達可能なRNA」または「sdRNA」は、疎水的に修飾されたRNA干渉-アンチセンスハイブリッドであり、一次細胞においてインビトロで、および局所投与時にインビボで非常に有効であることが実証されている。毒性のない強力な取り込みおよび／またはサイレンシングが実証されている。sdRNAは、一般に、最小限の二本鎖領域を有する非対称の化学修飾された核酸分子である。sdRNA分子は、典型的に一本鎖領域および二本鎖領域を含み、分子の一本鎖領域および二本鎖領域の両方に様々な化学修飾を含むことができる。さらに、sdRNA分子は、本明細書に記載されているように、従来の高度なステロール型分子などの疎水性コンジュゲートに結合することができる。sdRNAおよびかかるsdRNAを作製するための関連する方法はまた、例えば、US2016/0304873、WO2010/033246、WO2017/070151、WO2009/102427、WO2011/119887、WO2010/033247A2、WO2009/045457、WO2011/119852に広く記載されており、これらはすべて、参照によりそれらの全体があらゆる目的で本明細書に組み込まれる。sdRNA構造、化学的性質、標的位置、配列優先性などを最適化するために、独自のアルゴリズムが開発され、sdRNAの効力予測に利用されている(例えば、US2016/0304873を参照)。これらの分析に基づいて、機能的なsdRNA配列は、一般に、1μMの濃度で発現が70%以上低減し、確率が40%以上であると定義されている。

30

40

## 【1019】

いくつかの実施形態では、本発明で使用するsdRNA配列は、標的遺伝子の発現の70%低減を示す。いくつかの実施形態では、本発明で使用するsdRNA配列は、標的遺伝子の発現の75%低減を示す。

50

いくつかの実施形態では、本発明で使用される s d R N A 配列は、標的遺伝子の発現の 80 % 低減を示す。いくつかの実施形態では、本発明で使用される s d R N A 配列は、標的遺伝子の発現の 85 % 低減を示す。いくつかの実施形態では、本発明で使用される s d R N A 配列は、標的遺伝子の発現の 90 % 低減を示す。いくつかの実施形態では、本発明で使用される s d R N A 配列は、標的遺伝子の発現の 95 % 低減を示す。いくつかの実施形態では、本発明で使用される s d R N A 配列は、標的遺伝子の発現の 99 % 低減を示す。いくつかの実施形態では、本発明で使用される s d R N A 配列は、約 0.25  $\mu$ M ~ 約 4  $\mu$ M の濃度で送達された場合、標的遺伝子の発現の低減を示す。いくつかの実施形態では、本発明で使用される s d R N A 配列は、約 0.25  $\mu$ M の濃度で送達された場合、標的遺伝子の発現の低減を示す。いくつかの実施形態では、本発明で使用される s d R N A 配列は、約 0.5  $\mu$ M の濃度で送達された場合、標的遺伝子の発現の低減を示す。いくつかの実施形態では、本発明で使用される s d R N A 配列は、約 0.75  $\mu$ M の濃度で送達された場合、標的遺伝子の発現の低減を示す。いくつかの実施形態では、本発明で使用される s d R N A 配列は、約 1.0  $\mu$ M の濃度で送達された場合、標的遺伝子の発現の低減を示す。いくつかの実施形態では、本発明で使用される s d R N A 配列は、約 1.25  $\mu$ M の濃度で送達された場合、標的遺伝子の発現の低減を示す。いくつかの実施形態では、本発明で使用される s d R N A 配列は、約 1.5  $\mu$ M の濃度で送達された場合、標的遺伝子の発現の低減を示す。いくつかの実施形態では、本発明で使用される s d R N A 配列は、約 1.75  $\mu$ M の濃度で送達された場合、標的遺伝子の発現の低減を示す。いくつかの実施形態では、本発明で使用される s d R N A 配列は、約 2.0  $\mu$ M の濃度で送達された場合、標的遺伝子の発現の低減を示す。いくつかの実施形態では、本発明で使用される s d R N A 配列は、約 2.25  $\mu$ M の濃度で送達された場合、標的遺伝子の発現の低減を示す。いくつかの実施形態では、本発明で使用される s d R N A 配列は、約 2.5  $\mu$ M の濃度で送達された場合、標的遺伝子の発現の低減を示す。いくつかの実施形態では、本発明で使用される s d R N A 配列は、約 2.75  $\mu$ M の濃度で送達された場合、標的遺伝子の発現の低減を示す。いくつかの実施形態では、本発明で使用される s d R N A 配列は、約 3.0  $\mu$ M の濃度で送達された場合、標的遺伝子の発現の低減を示す。いくつかの実施形態では、本発明で使用される s d R N A 配列は、約 3.25  $\mu$ M の濃度で送達された場合、標的遺伝子の発現の低減を示す。いくつかの実施形態では、本発明で使用される s d R N A 配列は、約 3.5  $\mu$ M の濃度で送達された場合、標的遺伝子の発現の低減を示す。いくつかの実施形態では、本発明で使用される s d R N A 配列は、約 3.75  $\mu$ M の濃度で送達された場合、標的遺伝子の発現の低減を示す。いくつかの実施形態では、本発明で使用される s d R N A 配列は、約 4.0  $\mu$ M の濃度で送達された場合、標的遺伝子の発現の低減を示す。

#### 【1020】

いくつかの実施形態では、オリゴヌクレオチド剤は、治療剤の安定性および／または有効性を高め、治療される細胞または組織へのオリゴヌクレオチドの効率的な送達をもたらすための 1 つ以上の修飾を含む。かかる修飾には、2'-O-メチル修飾、2'-O-フル口修飾、ジホスホロチオエート修飾、2'-F 修飾ヌクレオチド、2'-O-メチル修飾および／または 2'-デオキシヌクレオチドが含まれ得る。いくつかの実施形態では、オリゴヌクレオチドは、例えば、ステロール、コレステロール、ビタミン D、ナフチル、イソブチル、ベンジル、インドール、トリプトファン、および／またはフェニルを含む 1 つ以上の疎水性修飾を含むように修飾される。追加の特定の実施形態では、化学的に修飾されたヌクレオチドは、ホスホロチオエート、2'-O-メチル、2'-デオキシ、疎水性修飾、およびホスホロチオエートの組み合わせである。いくつかの実施形態では、糖は修飾され得、修飾された糖には、D-リボース、2'-O-アルキル（2'-O-メチルおよび 2'-O-エチルを含む）、すなわち、2'-アルコキシ、2'-アミノ、2'-S-アルキル、2'-ハロ（2'-フルオロを含む）、T-メトキシエトキシ、2'-アリルオキシ（ $-\text{OCH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$ ）、2'-プロパルギル、2'-プロピル、エチニル、エテニル、プロペニル、およびシアノなどが含まれ得るが、これらに限定されない。一実施

形態では、糖部分は、ヘキソースであり得、記載されているようにオリゴヌクレオチドに組み込まれ得る (Augustyns, K., et al., Nucl. Acids. Res. 18: 4711 (1992))。

【1021】

いくつかの実施形態では、本発明の二本鎖オリゴヌクレオチドは、その全長にわたって二本鎖であり、すなわち、分子のいずれかの末端に一本鎖配列が突出しておらず、すなわち、平滑末端である。いくつかの実施形態では、個々の核酸分子は、異なる長さであり得る。言い換えれば、本発明の二本鎖オリゴヌクレオチドは、その全長にわたって二本鎖ではない。例えば、2つの別個の核酸分子が使用される場合、分子の1つ、例えば、アンチセンス配列を含む第1の分子は、それにハイブリダイズする(分子の一部を一本鎖のままにする)第2の分子より長くなり得る。いくつかの実施形態では、単一の核酸分子が使用される場合、いずれかの末端の分子の部分は、一本鎖のままであり得る。

【1022】

いくつかの実施形態では、本発明の二本鎖オリゴヌクレオチドは、ミスマッチおよび／またはループもしくはバルジを含むが、オリゴヌクレオチドの長さの少なくとも約70%にわたって二本鎖である。いくつかの実施形態では、本発明の二本鎖オリゴヌクレオチドは、オリゴヌクレオチドの長さの少なくとも約80%にわたって二本鎖である。別の実施形態では、本発明の二本鎖オリゴヌクレオチドは、オリゴヌクレオチドの長さの少なくとも約90%～95%にわたって二本鎖である。いくつかの実施形態では、本発明の二本鎖オリゴヌクレオチドは、オリゴヌクレオチドの長さの少なくとも約96%～98%にわたって二本鎖である。いくつかの実施形態では、本発明の二本鎖オリゴヌクレオチドは、少なくともまたは最大1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、または15のミスマッチを含む。

【1023】

いくつかの実施形態では、オリゴヌクレオチドは、例えば、3'または5'結合を修飾することによって、ヌクレアーゼから実質的に保護され得る(例えば、米国特許第5,849,902号およびWO98/13526)。例えば、オリゴヌクレオチドは、「ブロッキング基」を含めることによって耐性にすることができる。本明細書で使用される「ブロッキング基」という用語は、合成のための保護基またはカップリング基のいずれか(例えば、FITC、プロピル( $\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ )、グリコール( $-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O}-$ )ホスフェート( $\text{PO}_3^{2-}$ )、ホスホン酸水素、またはホスホルアミダイト)としてオリゴヌクレオチドまたはヌクレオチドモノマーに結合され得る置換基(例えば、OH基以外)を指す。「ブロッキング基」はまた、修飾ヌクレオチドおよび非ヌクレオチドエキソヌクレアーゼ耐性構造を含む、オリゴヌクレオチドの5'および3'末端を保護する「末端ブロッキング基」または「エキソヌクレアーゼブロッキング基」を含み得る。

【1024】

いくつかの実施形態では、sdRNA内の隣接するポリヌクレオチドの少なくとも一部は、代替の結合、例えば、ホスホロチオエート結合によって結合されている。

【1025】

いくつかの実施形態では、化学修飾は、細胞取り込みの少なくとも1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、105、110、115、120、125、130、135、140、145、150、155、160、165、170、175、180、185、190、195、200、225、250、275、300、325、350、375、400、425、450、475、500増大につながり得る。いくつかの実施形態では、CまたはU残基の少なくとも1つは、疎水性修飾を含む。いくつかの実施形態では、複数のCおよびUは、疎水性修飾を含む。いくつかの実施形態では、CおよびUの少なくとも10%、15%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、または少なくとも95%は、疎水性修飾を含み得る。いくつかの実施形態では、CおよびUのすべては

、疎水性修飾を含む。

【1026】

いくつかの実施形態では、 $s d R N A$ または $s d - r x R N A$ は、プロトン化可能なアミンの組み込みを介して、 $s d - r x R N A$ 分子のエンドソーム放出の増大を示す。いくつかの実施形態では、プロトン化可能なアミンは、センス鎖（ $R I S C$ 負荷後に廃棄される分子の一部）に組み込まれる。いくつかの実施形態では、本発明の $s d R N A$ 化合物は、二重鎖領域（10～15塩基長の効率的な $R I S C$ エントリーに必要）および4～12ヌクレオチド長の一本鎖領域を含む非対称化合物を、13ヌクレオチド二重鎖とともに含む。いくつかの実施形態では、6ヌクレオチドの一本鎖領域が用いられる。いくつかの実施形態では、 $s d R N A$ の一本鎖領域は、2～12個のホスホロチオエートインテムクレオチド結合（ホスホロチオエート修飾と称される）を含む。いくつかの実施形態では、6～8個のホスホロチオエートインテムクレオチド結合が用いられる。いくつかの実施形態では、本発明の $s d R N A$ 化合物はまた、安定性を提供し、 $R I S C$ エントリーと互換性がある固有の化学修飾パターンを含む。

10

【1027】

例えば、ガイド鎖は、 $R I S C$ 侵入を干渉することなく安定性を確認する任意の化学修飾によって修飾することもできる。いくつかの実施形態では、ガイド鎖における化学修飾パターンは、2' F修飾され、5'末端がリン酸化されているCおよびUヌクレオチドの大部分を含む。

【1028】

いくつかの実施形態では、 $s d R N A$ または $s d - r x R N A$ のヌクレオチドの少なくとも30%が修飾されている。いくつかの実施形態では、 $s d R N A$ または $s d - r x R N A$ のヌクレオチドの少なくとも30%、31%、32%、33%、34%、35%、36%、37%、38%、39%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、46%、47%、48%、49%、50%、51%、52%、53%、54%、55%、56%、57%、58%、59%、60%、61%、62%、63%、64%、65%、66%、67%、68%、69%、70%、71%、72%、73%、74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、88%、89%、90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%、または99%が修飾されている。いくつかの実施形態では、 $s d R N A$ または $s d - r x R N A$ のヌクレオチドの100%が修飾されている。

20

30

【1029】

いくつかの実施形態では、 $s d R N A$ 分子は、最小の二本鎖領域を有する。いくつかの実施形態では、二本鎖である分子の領域は、8～15ヌクレオチド長の範囲である。いくつかの実施形態では、二本鎖である分子の領域は、8、9、10、11、12、13、14、または15ヌクレオチド長である。いくつかの実施形態では、二本鎖領域は、13ヌクレオチド長である。ガイド鎖とパッセンジャー鎖との間に100%の相補性がある場合もあれば、ガイド鎖とパッセンジャー鎖との間に1つ以上の不一致がある場合もある。いくつかの実施形態では、二本鎖分子の一端で、分子は平滑末端であるか、または1ヌクレオチドのオーバーハングを有するかのいずれかである。分子の一本鎖領域は、いくつかの実施形態では、4～12ヌクレオチド長である。いくつかの実施形態では、一本鎖領域は、4、5、6、7、8、9、10、11または12ヌクレオチド長であり得る。いくつかの実施形態では、一本鎖領域はまた、4ヌクレオチド未満または12ヌクレオチドを超える長さであり得る。特定の実施形態では、一本鎖領域は、6または7ヌクレオチド長である。

40

【1030】

いくつかの実施形態では、 $s d R N A$ 分子は、増加した安定性を有する。場合によっては、化学修飾された $s d R N A$ または $s d - r x R N A$ 分子は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、または24時間以上（任意の中間値を含む）の培地中半減期を

50

有する。いくつかの実施形態では、*sd-rxRNA*は、12時間より長い培地中半減期を有する。

#### 【1031】

いくつかの実施形態では、*sdRNA*は、効力の増加および／または毒性の低減のために最適化されている。いくつかの実施形態では、ガイド鎖および／もしくはパッセンジャー鎖のヌクレオチド長、ならびに／またはガイド鎖および／もしくはパッセンジャー鎖におけるホスホロチオエート修飾の数は、いくつかの態様において、RNA分子の効力に影響を与え得るが、2'-フルオロ(2'F)修飾を2'-O-メチル(2'OMe)修飾で置き換えることは、いくつかの態様において、分子の毒性に影響を与え得る。いくつかの実施形態では、分子の2'F含有量の低減は、分子の毒性を低減すると予測される。いくつかの実施形態では、RNA分子におけるホスホロチオエート修飾の数は、細胞への分子の取り込み、例えば、細胞への分子の受動的取り込みの効率に影響を及ぼし得る。いくつかの実施形態では、*sdRNA*は、2'F修飾を有しないが、それでも、細胞取り込みおよび組織浸透における同等の有効性を特徴とする。

#### 【1032】

いくつかの実施形態では、ガイド鎖は、長さがおよそ18~19ヌクレオチドであり、およそ2~14個のリン酸修飾を有する。例えば、ガイド鎖は、リン酸修飾された2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、または14個より多くのヌクレオチドを含み得る。ガイド鎖には、RISCの侵入を干渉することなく安定性を高める1つ以上の修飾が含まれている場合がある。ホスホロチオエート修飾ヌクレオチドなどのリン酸修飾ヌクレオチドは、3'末端、5'末端にあるか、またはガイド鎖全体に広がっている可能性がある。いくつかの実施形態では、ガイド鎖の3'末端10ヌクレオチドは、1、2、3、4、5、6、7、8、9、または10個のホスホロチオエート修飾ヌクレオチドを含む。ガイド鎖はまた、分子全体に位置し得る2'Fおよび／または2'OMe修飾を含み得る。いくつかの実施形態では、ガイド鎖の1位のヌクレオチド(ガイド鎖の最5'位のヌクレオチド)は、2'OMe修飾および／またはリン酸化されている。ガイド鎖内のCおよびUヌクレオチドは、2'F修飾され得る。例えば、19ntガイド鎖の2~10位(または異なる長さのガイド鎖における対応する位置)のCおよびUヌクレオチドは、2'F修飾され得る。ガイド鎖内のCおよびUヌクレオチドはまた、2'OMe修飾され得る。例えば、19ntガイド鎖の11~18位(または異なる長さのガイド鎖における対応する位置)のCおよびUヌクレオチドは、2'OMe修飾され得る。いくつかの実施形態では、ガイド鎖の最3'末端のヌクレオチドは修飾されていない。特定の実施形態では、ガイド鎖内のCおよびUの大部分は2'F修飾されており、ガイド鎖の5'末端はリン酸化されている。他の実施形態では、1位および11~18位のCまたはUは2'OMe修飾されており、ガイド鎖の5'末端はリン酸化されている。他の実施形態では、位置1および位置11~18のCsまたはUsは2'OMe修飾されており、ガイド鎖の5'末端はリン酸化されており、2~10位のCまたはUは2'F修飾されている。

#### 【1033】

自己送達可能なRNAi技術は、追加の製剤または技法を必要とせずに、RNAi剤で細胞を直接トランスフェクトする方法を提供する。トランスフェクションが困難な細胞株をトランスフェクトする能力、高いインピボ活性、および使用の単純さは、従来のsiRNAベースの技法に比べて重要な機能的利点を提示する組成物および方法の特徴であり、したがって、*sdRNA*法は、本発明のTELにおける標的遺伝子の発現の低減の方法に関連するいくつかの実施形態で用いられる。*sdRNAi*法により、化学合成された化合物をエクスピボおよびインピボの両方で広範囲の一次細胞および組織に直接送達することができる。本明細書において本発明のいくつかの実施形態に記載されている*sdRNA*は、Advirna LLC(Worcester, MA, USA)から市販されている。

#### 【1034】

*sdRNA*は、疎水的に修飾されたsiRNA-アンチセンスオリゴヌクレオチドハイブリッド構造として形成され、例えば、Byrne et al., December 2

10

20

30

40

50



013, J. Ocular Pharmacology and Therapeutics, 29 (10): 855-864 (参照によりその全体が本明細書に組み込まれる)に開示されている。

【1035】

いくつかの実施形態では、sdRNAオリゴヌクレオチドは、無菌エレクトロポレーションを使用して、本明細書に記載されるTILに送達され得る。特定の実施形態では、この方法は、sdRNAオリゴヌクレオチドを送達するためのTILの集団の滅菌エレクトロポレーションを含む。

【1036】

いくつかの実施形態では、オリゴヌクレオチドは、膜貫通送達システムと組み合わせて細胞に送達され得る。いくつかの実施形態では、この膜貫通送達システムは、脂質、ウイルスベクター等を含む。いくつかの実施形態では、オリゴヌクレオチド剤は、自己送達RNAi剤であり、いかなる送達剤も必要としない。特定の実施形態では、この方法は、sdRNAオリゴヌクレオチドをTILの集団に送達するための膜貫通送達システムの使用を含む。

【1037】

オリゴヌクレオチドおよびオリゴヌクレオチド組成物は、TILによる受動的取り込みを含む、本明細書に記載のTILと接触され（例えば、接触させられ、本明細書では投与または送達されるとも称される）、TILによって取り込まれる。sdRNAは、第1の拡張中（例えば、ステップB）、第1の拡張後（例えば、ステップC中）、第2の拡張前または最中（例えば、ステップDの前または最中）、ステップD後およびステップEにおける採取前、ステップFにおける採取中または採取後、ステップFにおける最終製剤化および／または注入バッグへの移行前または最中、ならびにステップFにおける任意の凍結保存ステップ前に、本明細書に記載のTILに添加され得る。さらに、sdRNAは、ステップFにおける任意の凍結保存ステップから解凍した後に添加され得る。実施形態では、PD-1、LAG-3、TIM-3、CISH、およびCBLBを含む、本明細書に記載の遺伝子を標的とする1つ以上のsdRNAを、100nM~20mM、200nM~10mM、500nm~1mM、1μM~100μM、および1μM~100μMからなる群から選択される濃度のTILおよび他の薬剤を含む細胞培養培地に添加され得る。実施形態では、PD-1、LAG-3、TIM-3、CISH、およびCBLBを含む、本明細書に記載の遺伝子を標的とする1つ以上のsdRNAは、0.1μM sdRNA/10,000TILs/100μL培地、0.5μM sdRNA/10,000TILs/100μL培地、0.75μM sdRNA/10,000TILs/100μL培地、1μM sdRNA/10,000TILs/100μL培地、1.25μM sdRNA/10,000TILs/100μL培地、1.5μM sdRNA/10,000TILs/100μL培地、2μM sdRNA/10,000TILs/100μL培地、5μM sdRNA/10,000TILs/100μL培地、または10μM sdRNA/10,000TILs/100μL培地からなる群から選択される量でTILおよび他の薬剤を含む細胞培養培地に添加され得る。実施形態では、PD-1、LAG-3、TIM-3、CISH、およびCBLBを含む、本明細書に記載される1つ以上のsdRNA標的遺伝子は、pre-REPまたはREPステージ中に1日2回、1日1回、2日ごと、3日ごと、4日ごと、5日ごと、5日ごと、6日ごと、または7日ごとにTIL培養物に添加され得る。

【1038】

sdRNAを含む本発明のオリゴヌクレオチド組成物は、例えば、細胞培養培地に高濃度でsdRNAを溶解し、受動的取り込みが起こるのに十分な時間を与えることによって、拡張プロセス中に本明細書に記載されるようにTILと接触させることができる。特定の実施形態では、本発明の方法は、TILの集団を、本明細書に記載されるようなオリゴヌクレオチド組成物と接触させることを含む。特定の実施形態では、この方法は、オリゴヌクレオチド、例えばsdRNAを細胞培養培地に溶解することと、細胞培養培地をTIL

10

20

30

40

50

Lの集団と接触させることを含む。TILは、本明細書に記載される第1の集団、第2の集団、および／または第3の集団であり得る。

【1039】

いくつかの実施形態では、細胞へのオリゴヌクレオチドの送達は、リン酸カルシウム、DMSO、グリセロールもしくはデキストラン、エレクトロポレーションを含む好適な当該技術分野で認められた方法によって、あるいはトランスフェクションによって、例えば、カチオン性、アニオン性、もしくは中性脂質組成物またはリポソームを使用し、当該技術分野において知られている方法を使用して強化され得る（例えば、WO90/14074、WO91/16024、WO91/17424、米国特許第4,897,355号、Bergan et al 1993. *Nucleic Acids Research*. 21:3567を参照）。

10

【1040】

いくつかの実施形態では、2つ以上のsdRNAを使用して、標的遺伝子の発現を低減する。いくつかの実施形態では、PD-1、TIM-3、CBLB、LAG3、および／またはCISHのうちの1つ以上を標的とするsdRNAと一緒に使用される。いくつかの実施形態では、PD-1 sdRNAは、2つ以上の遺伝子標的の発現を低減するために、TIM-3、CBLB、LAG3、および／またはCISHのうちの1つ以上とともに使用される。いくつかの実施形態では、LAG3 sdRNAは、両方の標的の遺伝子発現を低減するために、CISHを標的とするsdRNAと組み合わせて使用される。いくつかの実施形態では、本明細書におけるPD-1、TIM-3、CBLB、LAG3、および／またはCISHのうちの1つ以上を標的とするsdRNAは、Advirna LLC (Worcester, MA, USA) から市販されている。

20

【1041】

いくつかの実施形態では、sdRNAは、PD-1、LAG3、TIM3、CTLA-4、TIGIT、CISH、TGFB $\beta$ R2、PKA、CBLB、BAFF (BR3)、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される遺伝子を標的とする。いくつかの実施形態では、sdRNAは、PD-1、LAG3、TIM3、CTLA-4、TIGIT、CISH、TGFB $\beta$ R2、PKA、CBLB、BAFF (BR3)、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される遺伝子を標的とする。いくつかの実施形態では、1つのsdRNAは、PD-1を標的とし、別のsdRNAは、LAG3、TIM3、CTLA-4、TIGIT、CISH、TGFB $\beta$ R2、PKA、CBLB、BAFF (BR3)、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される遺伝子を標的とする。いくつかの実施形態では、sdRNAは、PD-1、LAG3、CISH、CBLB、TIM3、およびそれらの組み合わせから選択される遺伝子を標的とする。いくつかの実施形態では、sdRNAは、PD-1、ならびにLAG3、CISH、CBLB、TIM3のうちの1つ、およびそれらの組み合わせから選択される遺伝子を標的とする。いくつかの実施形態では、1つのsdRNAはPD-1を標的とし、1つのsdRNAはLAG3を標的とする。いくつかの実施形態では、1つのsdRNAはPD-1を標的とし、1つのsdRNAはCISHを標的とする。いくつかの実施形態では、1つのsdRNAはPD-1を標的とし、1つのsdRNAはCBLBを標的とする。いくつかの実施形態では、1つのsdRNAはLAG3を標的とし、1つのsdRNAはCISHを標的とする。いくつかの実施形態では、1つのsdRNAはLAG3を標的とし、1つのsdRNAはCBLBを標的とする。いくつかの実施形態では、1つのsdRNAはCISHを標的とし、1つのsdRNAはCBLBを標的とする。いくつかの実施形態では、1つのsdRNAはTIM3を標的とし、1つのsdRNAはPD-1を標的とする。いくつかの実施形態では、1つのsdRNAはTIM3を標的とし、1つのsdRNAはLAG3を標的とする。いくつかの実施形態では、1つのsdRNAはTIM3を標的とし、1つのsdRNAはCISHを標的とする。いくつかの実施形態では、1つのsdRNAはTIM3を標的とし、1つのsdRNAはCBLBを標的とする。

30

40

【1042】

50

上で考察されたように、本発明の実施形態は、それらの治療効果を強化するために遺伝子編集を介して遺伝子改変された腫瘍浸潤リンパ球（TIL）を提供する。本発明の実施形態は、1つ以上のタンパク質の発現の促進および1つ以上のタンパク質の発現の阻害の両方、ならびにそれらの組み合わせのための、TILの集団へのヌクレオチド挿入（RNAまたはDNA）による遺伝子編集を包含する。本発明の実施形態はまた、TILを治療的集団に拡張するための方法を提供し、この方法は、TILを遺伝子編集することを含む。TILの集団を遺伝子改変するために使用され得るいくつかの遺伝子編集技術があり、それらは本発明による使用に適している。

#### 【1043】

いくつかの実施形態では、この方法は、1つ以上のタンパク質の産生のための遺伝子の安定した組み込みのステップを含む、TILの集団を遺伝子改変する方法を含む。実施形態では、TILの集団を遺伝子改変する方法は、レトロウイルス形質導入のステップを含む。実施形態では、TILの集団を遺伝子改変する方法は、レンチウイルス形質導入のステップを含む。レンチウイルス形質導入システムは、当該技術分野で知られており、例えば、Levine, et al., Proc. Nat'l Acad. Sci. 2006, 103, 17372-77、Zufferey, et al., Nat. Biotechnol. 1997, 15, 871-75、Dull, et al., J. Virology 1998, 72, 8463-71、および米国特許第6,627,442号に記載されており、これらの各々の開示は参照により本明細書に組み込まれる。実施形態では、TILの集団を遺伝子改変する方法は、γレトロウイルス形質導入のステップを含む。γレトロウイルス形質導入システムは、当該技術分野で知られており、例えば、Cepko and Pear, Cur. Prot. Mol. Biol. 1996, 9.9.1-9.9.16に記載されており、この開示は参照により本明細書に組み込まれる。実施形態では、TILの集団を遺伝子改変する方法は、トランスポゾン媒介遺伝子導入のステップを含む。トランスポゾン媒介遺伝子導入系は、当該技術分野で知られており、トランスポザーゼが、DNA発現ベクターとして、または発現可能なRNAもしくはタンパク質として提供される系を含み、それによりトランスポザーゼ、例えばmRNA（例えば、キャップおよびポリA尾部を含むmRNA）として提供されるトランスポザーゼの長期発現が、トランスジェニック細胞で起こらないようにする。SB10、SB11、およびSB100xなどのサケ型Tel様トランスポザーゼ（SBまたはSleeping Beautyトランスポザーゼ）を含む好適なトランスポゾン媒介遺伝子導入システム、ならびに増加した酵素活性を有する操作された酵素は、例えば、Hackett, et al., Mol. Therapy 2010, 18, 674-83および米国特許第6,489,458号に記載されており、これらの各々の開示は参照により本明細書に組み込まれる。

#### 【1044】

実施形態では、この方法は、TILの集団、例えば本明細書に記載される第1の集団、第2の集団、および／または第3の集団を遺伝子改変する方法を含む。実施形態では、TILの集団を遺伝子改変する方法は、1つ以上のタンパク質の産生または阻害（例えば、サイレンシング）のための遺伝子の安定した組み込みのステップを含む。実施形態では、TILの集団を遺伝子改変する方法は、エレクトロポレーションのステップを含む。エレクトロポレーション法は、当該技術分野で知られており、例えば、Tsong, Biophys. J. 1991, 60, 297-306および米国特許出願公開第2014/0227237A1号に記載されており、これらの各々の開示は参照により本明細書に組み込まれる。米国特許第5,019,034号、同第5,128,257号、同第5,137,817号、同第5,173,158号、同第5,232,856号、同第5,273,525号、同第5,304,120号、同第5,318,514号、同第6,010,613号、および同第6,078,490号（これらの開示は参照により本明細書に組み込まれる）に記載されるものなどの、当該技術分野において知られている他のエレクトロポレーション法が使用され得る。実施形態では、エレクトロポレーション法は、無菌エレクトロポレーション法である。実施形態では、エレクトロポレーション法は、パルスエレクトロポレーション法である。

トロポレーション法である。実施形態では、エレクトロポレーション法は、パルス電場で T I L を処理して、T I L の定義され制御された永続的または一時的変更を変える、操作する、または引き起こすステップを含むパルスエレクトロポレーション法であり、 $100\text{ V/cm}$ 以上の電界強度を有する、少なくとも3つの単一オペレーターが制御する、独立してプログラムされた D C 電気パルス列を T I L に適用するステップを含み、少なくとも3つの D C 電気パルス列は、以下の特徴のうちの1つ、2つ、または3つを有する：(1) 少なくとも3つのパルスのうちの少なくとも2つは、パルス振幅が互いに異なる、(2) 少なくとも3つのパルスのうちの少なくとも2つは、パルス幅が互いに異なる、および(3) 少なくとも3つのパルスのうちの2つの第1のセットの第1のパルス間隔は、少なくとも3つのパルスのうちの2つの第2のセットの第2のパルス間隔とは異なる。実施形態では、エレクトロポレーション法は、パルス電場で T I L を処理して、T I L の定義され制御された永続的または一時的変更を変える、操作する、または引き起こすステップを含むパルスエレクトロポレーション法であり、 $100\text{ V/cm}$ 以上の電界強度を有する、少なくとも3つの単一オペレーターが制御する、独立してプログラムされた D C 電気パルス列を T I L に適用するステップを含み、少なくとも3つのパルスのうちの少なくとも2つは、パルス振幅が互いに異なる。実施形態では、エレクトロポレーション法は、パルス電場で T I L を処理して、T I L の定義され制御された永続的または一時的変更を変える、操作する、または引き起こすステップを含むパルスエレクトロポレーション法であり、 $100\text{ V/cm}$ 以上の電界強度を有する、少なくとも3つの単一オペレーターが制御する、独立してプログラムされた D C 電気パルス列を T I L に適用するステップを含み、少なくとも3つのパルスのうちの少なくとも2つの第1のセットの第1のパルス間隔は、少なくとも3つのパルスのうちの2つの第2のセットの第2のパルス間隔とは異なる。実施形態では、エレクトロポレーション法は、パルス電場で T I L を処理して、T I L における細孔形成を誘導するステップを含むパルスエレクトロポレーション法であり、 $100\text{ V/cm}$ 以上の電界強度を有する、少なくとも3つの D C 電気パルス列を T I L に適用するステップを含み、少なくとも3つの D C 電気パルス列は、以下の特徴のうちの1つ、2つ、または3つを有する：(1) 少なくとも3つのパルスのうちの少なくとも2つは、パルス振幅が互いに異なる、(2) 少なくとも3つのパルスのうちの少なくとも2つは、パルス幅が互いに異なる、および(3) 少なくとも3つのパルスのうちの2つの第1のセットの第1のパルス間隔は、少なくとも3つのパルスのうちの2つの第2のセットの第2のパルス間隔とは異なり、それにより誘導された細孔は、比較的長期間にわたって持続され、T I L の生存性が維持される。実施形態では、T I L の集団を遺伝子改変する方法は、リン酸カルシウムトランスフェクションのステップを含む。リン酸カルシウムトランスフェクション法(リン酸カルシウム D N A 沈殿、細胞表面コーティング、およびエンドサイトーシス)は、当該技術分野で知られており、G r a h a m a n d v a n d e r E b, V i r o l o g y 1973, 52, 456-467、W i g l e r, e t a l., P r o c. N a t l. A c a d. S c i. 1979, 76, 1373-1376、および C h e n a n d O k a y a r e a, M o l. C e l l. B i o l. 1987, 7, 2745-2752、ならびに米国特許第5,593,875号に記載されており、これらの各々の開示は参照により本明細書に組み込まれる。実施形態では、T I L の集団を遺伝子改変する方法は、リポソームトランスフェクションのステップを含む。リポソームトランスフェクション法、例えばカチオン性脂質 N - [1-(2,3-ジオレイルオキシ)プロピル]-n, n, n-トリメチルアンモニウムクロリド(D O T M A) およびジオレオイルホスホチジルエタノールアミン(D O P E)の1:1(w/w)リポソーム製剤を用いる方法は、当該技術分野において既知であり、R o

10

20

30

40

50

se, et al., *Biotechniques* 1991, 10, 520-525 および Felgner, et al., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 1987, 84, 7413-7417、ならびに米国特許第5,279,833号、同第5,908,635号、同第6,056,938号、同第6,110,490号、同第6,534,484号、および同第7,687,070号に記載されており、これらの各々の開示は参照により本明細書に組み込まれる。実施形態では、TILの集団を遺伝子改変する方法は、米国特許第5,766,902号、同第6,025,337号、同第6,410,517号、同第6,475,994号、および同第7,189,705号に記載されている方法を使用するトランスフェクションのステップを含み、これらの各々の開示は参照により本明細書に組み込まれる。TILは、本明細書に記載されるTILの第1の集団、第2の集団、および／または第3の集団であり得る。

10

#### 【1045】

実施形態によれば、遺伝子編集プロセスは、1つ以上の免疫チェックポイント遺伝子での二本鎖または一本鎖切断の生成を媒介するプログラム可能なヌクレアーゼの使用を含み得る。かかるプログラム可能なヌクレアーゼは、特定のゲノム遺伝子座に切断を導入することによって正確なゲノム編集を可能にし、すなわち、ゲノム内の特定のDNA配列の認識に依存して、ヌクレアーゼドメインをこの位置に標的し、標的配列における二本鎖切断の生成を媒介する。DNAの二本鎖切断は、その後、内因性修復機構を切断部位に動員して、非相同末端結合（NHEJ）または相同性指向修復（HDR）のいずれかによるゲノム編集を媒介する。したがって、切断の修復は、標的遺伝子産物を破壊する（例えば、サイレンス、抑制、または強化する）挿入／欠失突然変異の導入をもたらす可能性がある。

20

#### 【1046】

部位特異的ゲノム編集を可能にするために開発されたヌクレアーゼの主要なクラスには、ジンクフィンガーヌクレアーゼ（ZFN）、転写活性化因子様ヌクレアーゼ（TALEN）、およびCRISPR関連ヌクレアーゼ（例えば、CRISPR/Cas9）が含まれる。これらのヌクレアーゼシステムは、DNA認識のモードに基づいて大きく2つのカテゴリーに分類され得、ZFNおよびTALENは、タンパク質-DNA相互作用を介して特定のDNA結合を達成するが、Cas9などのCRISPRシステムは、標的DNAと直接およびタンパク質-DNA相互作用によって塩基対を形成する短いRNAガイド分子によって特定のDNA配列を標的とする。例えば、Cox et al., *Nature Medicine*, 2015, Vol. 21, No. 2を参照されたい。

30

#### 【1047】

本発明のTIL拡張法に従って使用することができる遺伝子編集法の非限定的な例には、CRISPR法、TALEN法、およびZFN法が含まれ、これらは以下でより詳細に説明される。実施形態によれば、TILを治療的集団に拡張するための方法は、本明細書に記載の方法の任意の実施形態（例えば、GEN3プロセス）に従って、またはPCT/US2017/058610、PCT/US2018/012605、またはPCT/US2018/012633に記載されるように実行することができ、この方法は、強化された治療効果を提供することができるTILを生成するために、CRISPR法、TALEN法、またはZFN法のうちの1つ以上によって、TILの少なくとも一部を遺伝子編集することをさらに含む。実施形態によれば、遺伝子編集されたTILは、それらをインビトロで非修飾TILと比較することによって、例えば、非修飾TILと比較してインビトロでエフェクター機能、サイトカインプロファイルなどを評価することによって、治療効果の改善について評価することができる。特定の実施形態では、この方法は、CRISPR、TALEN、および／またはZFN法を使用してTILの集団を遺伝子編集することを含む。

40

#### 【1048】

本発明のいくつかの実施形態では、エレクトロポレーションは、CRISPR、TALEN、およびZFNシステムなどの遺伝子編集システムの送達のために使用される。本発明のいくつかの実施形態では、エレクトロポレーションシステムは、フローエレクトロポ

50

レーションシステムである。本発明のいくつかの実施形態での使用に適した好適なフローエレクトロポレーションシステムの例は、市販のMaxCyte STXシステムである。本発明での使用に好適であり得る、BTX-Harvard Apparatusから入手可能なAgilePulseシステムもしくはECM830、Cellaxess Elektra (Celletricon)、Nucleofector (Lonza / Amaxa)、GenePulser MXcell (BIO RAD)、iPorator-96 (Primax)、またはsiPORTer96 (Ambion)などのいくつかの代替の市販エレクトロポレーション器具が存在する。本発明のいくつかの実施形態では、エレクトロポレーションシステムは、TIL拡張法の残りの部分とともに、閉じた無菌システムを形成する。本発明のいくつかの実施形態では、エレクトロポレーションシステムは、本明細書に記載されるようなパルスエレクトロポレーションシステムであり、TIL拡張法の残りの部分とともに、閉じた無菌システムを形成する。

#### 【1049】

TILを治療的集団に拡張するための方法は、本明細書に記載の方法の任意の実施形態（例えば、プロセスGEN3）に従って、またはPCT/US2017/058610、PCT/US2018/012605、またはPCT/US2018/012633に記載されるように実行することができ、この方法は、CRISPR法（例えば、CRISPR/Cas9またはCRISPR/Cpf1）によって、TILの少なくとも一部を遺伝子編集することをさらに含む。特定の実施形態によれば、TIL拡張プロセス中のCRISPR法の使用は、1つ以上の免疫チェックポイント遺伝子の発現を、治療的TIL集団の少なくとも一部においてサイレンスまたは低減させる。代替的に、TIL拡張プロセス中のCRISPR法の使用は、1つ以上の免疫チェックポイント遺伝子の発現を、治療的TIL集団の少なくとも一部において強化させる。

#### 【1050】

CRISPRは、「Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats（クラスター化して規則的な配置の短い回文配列リピート）」の略である。遺伝子編集のためにCRISPRシステムを使用する方法は、本明細書ではCRISPR法とも称される。RNAおよびCasタンパク質を組み込み、本発明に従って使用することができるCRISPRシステムには、3つのタイプ：タイプI、II、およびIIIがある。タイプII CRISPR (Cas9によって例示される) は、最もよく特徴付けられているシステムのうちの1つである。

#### 【1051】

CRISPR技術は、細菌および古細菌（単細胞微生物のドメイン）の自然な防御機序から採用された。これらの生物は、CRISPR由来のRNAおよびCas9を含む様々なCasタンパク質を使用して、外来侵入物のDNAを切り刻んで破壊することにより、ウイルスおよび他の異物による攻撃を阻止する。CRISPRは、ヌクレオチド反復およびスペーサーの存在という2つの異なる特徴を有するDNAの特殊な領域である。ヌクレオチドの反復配列は、CRISPR領域全体に分布しており、外来DNA（スペーサー）の短いセグメントが反復配列の間に散在している。タイプII CRISPR/Casシステムでは、スペーサーは、CRISPRゲノム遺伝子座内に統合され、転写されて短いCRISPR RNA (crRNA) に処理される。これらのcrRNAは、トランス活性化crRNA (tracrRNA) にアニーリングし、Casタンパク質による病原性DNAの配列特異的な切断およびサイレンシングを指示する。Cas9タンパク質による標的認識には、crRNA内の「シード」配列、およびcrRNA結合領域の上流にある保存されたジヌクレオチドを含むプロトスペーサー隣接モチーフ (PAM) 配列が必要である。これにより、CRISPR/Casシステムを再標的して、crRNAを再設計することにより、事実上すべてのDNA配列を切断することができる。ネイティブシステムにおけるcrRNAおよびtracrRNAは、遺伝子工学で使用するために、およそ100ヌクレオチドの単一ガイドRNA (sgRNA) に簡略化され得る。CRISPR/Casシステムは、Cas9エンドヌクレアーゼおよび必要なcrRNA成分を発現する

プラスミドを同時送達することによって、ヒト細胞に直接移動可能である。Cas タンパク質の異なる多様体（例えば、Cpf1などのCas9のオルソログ）を使用して、標的の制限を低減することができる。

#### 【1052】

CRISPR法を介してTILを永久的に遺伝子編集することによってサイレンスまたは阻害され得る遺伝子の非限定的な例には、PD-1、CTLA-4、LAG-3、HAVCR2（TIM-3）、Cish、TGFB $\beta$ 、PKA、CBL-B、PPP2CA、PPP2CB、PTPN6、PTPN22、PDCD1、BTLA、CD160、TIGIT、CD96、CRTAM、LAIR1、SIGLEC7、SIGLEC9、CD244、TNFRSF10B、TNFRSF10A、CASP8、CASP10、CASP3、CASP6、CASP7、FADD、FAS、SMAD2、SMAD3、SMAD4、SMAD10、SKI、SKIL、TGIF1、IL10RA、IL10RB、HMOX2、IL6R、IL6ST、EIF2AK4、CSK、PAG1、SIT1、FOXP3、PRDM1、BATF、GUCY1A2、GUCY1A3、GUCY1B2、およびGUCY1B3が含まれる。

10

#### 【1053】

CRISPR法を介してTILを永久的に遺伝子編集することによって強化され得る遺伝子の非限定的な例には、CCR2、CCR4、CCR5、CXCR2、CXCR3、CXCR1、IL-2、IL12、IL-15、およびIL-21が含まれる。

20

#### 【1054】

CRISPR法によって標的遺伝子配列の発現を変化させるための、本発明の実施形態に従って使用することができるシステム、方法、および組成物の例は、米国特許第8,697,359号、同第8,993,233号、同第8,795,965号、同第8,771,945号、同第8,889,356号、同第8,865,406号、同第8,999,641号、同第8,945,839号、同第8,932,814号、同第8,871,445号、同第8,906,616号、および同第8,895,308号に記載されており、これらは参照により本明細書に組み込まれる。CRISPR/Cas9およびCRISPR/Cpf1を発現するためのプラスミドなどのCRISPR法を実行するためのリソースは、GenScriptなどの企業から市販されている。

30

#### 【1055】

実施形態では、本明細書に記載のTILの集団の遺伝子改変は、米国特許第US9790490号に記載されているCRISPR/Cpf1システムを使用して行うことができ、この開示は参照により本明細書に組み込まれる。

#### 【1056】

TILを治療的集団に拡張するための方法は、本明細書に記載の方法の任意の実施形態（例えば、プロセス2A）に従って、またはPCT/US2017/058610、PCT/US2018/012605、またはPCT/US2018/012633に記載されるように実行することができ、この方法は、TALE法によって、TILの少なくとも一部を遺伝子編集することをさらに含む。特定の実施形態によれば、TIL拡張プロセス中のTALE法の使用は、1つ以上の免疫チェックポイント遺伝子の発現を、治療的TIL集団の少なくとも一部においてサイレンスまたは低減させる。代替的に、TIL拡張プロセス中のTALE法の使用は、1つ以上の免疫チェックポイント遺伝子の発現を、治療的TIL集団の少なくとも一部において強化させる。

40

#### 【1057】

TALEは、TALEN（「転写活性化因子様エフェクターヌクレアーゼ」）を含む、「Transcription Activator-Like Effector（転写活性化因子様エフェクター）」タンパク質の略である。遺伝子編集のためにTALEシステムを使用する方法は、本明細書では、TALE法とも称され得る。TALEは、植物病原菌Xanthomonas属の天然に存在するタンパク質であり、各々が単一の塩基対を認識する一連の33~35アミノ酸反復ドメインで構成されるDNA結合ドメインを含

50

む。T A L Eの特異性は、反復可変二残基（R V D）として知られる2つの超可変アミノ酸によって決定される。モジュラーT A L E反復は、隣接するD N A配列を認識するために一緒に結合される。D N A結合ドメイン内の特定のR V Dは、標的遺伝子座の塩基を認識し、予測可能なD N A結合ドメインを組み立てるための構造的特徴を提供する。T A L EのD N A結合ドメインは、I I S型F o k Iエンドヌクレアーゼの触媒ドメインに融合して、標的可能なT A L Eヌクレアーゼを作製する。部位特異的突然変異を誘導するために、14～20塩基対のスペーサー領域によって分離された2つの個々のT A L E Nアームが、F o k Iモノマーを近接させて二量体化し、標的となる二本鎖切断を産生する。

#### 【1058】

様々な組み立て方法を利用したいくつかの大規模で体系的な研究により、T A L E反復を組み合わせて、事実上すべてのユーザー定義配列を認識できることが示されている。カスタム設計されたT A L Eアレイはまた、C e l l e c t i s B i o r e s e a r c h（P a r i s , F r a n c e）、T r a n s p o s a g e n B i o p h a r m a c e u t i c a l s（L e x i n g t o n , K Y , U S A）、およびL i f e T e c h n o l o g i e s（G r a n d I s l a n d , N Y , U S A）から市販されている。本発明での使用に適したT A L EおよびT A L E N法は、米国特許公開第U S 2 0 1 1 / 0 2 0 1 1 1 8 A 1、U S 2 0 1 3 / 0 1 1 7 8 6 9 A 1、U S 2 0 1 3 / 0 3 1 5 8 8 4 A 1、U S 2 0 1 5 / 0 2 0 3 8 7 1 A 1、およびU S 2 0 1 6 / 0 1 2 0 9 0 6 A 1に記載されており、これらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。

#### 【1059】

T A L E法を介してT I Lを永久的に遺伝子編集することによってサイレンスまたは阻害され得る遺伝子の非限定的な例には、P D - 1、C T L A - 4、L A G - 3、H A V C R 2（T I M - 3）、C i s h、T G F  $\beta$ 、P K A、C B L - B、P P P 2 C A、P P P 2 C B、P T P N 6、P T P N 2 2、P D C D 1、B T L A、C D 1 6 0、T I G I T、C D 9 6、C R T A M、L A I R 1、S I G L E C 7、S I G L E C 9、C D 2 4 4、T N F R S F 1 0 B、T N F R S F 1 0 A、C A S P 8、C A S P 1 0、C A S P 3、C A S P 6、C A S P 7、F A D D、F A S、S M A D 2、S M A D 3、S M A D 4、S M A D 1 0、S K I、S K I L、T G I F 1、I L 1 0 R A、I L 1 0 R B、H M O X 2、I L 6 R、I L 6 S T、E I F 2 A K 4、C S K、P A G 1、S I T 1、F O X P 3、P R D M 1、B A T F、G U C Y 1 A 2、G U C Y 1 A 3、G U C Y 1 B 2、およびG U C Y 1 B 3が含まれる。

#### 【1060】

T A L E法を介してT I Lを永久的に遺伝子編集することによって強化され得る遺伝子の非限定的な例には、C C R 2、C C R 4、C C R 5、C X C R 2、C X C R 3、C X 3 C R 1、I L - 2、I L 1 2、I L - 1 5、およびI L - 2 1が含まれる。

#### 【1061】

T A L E法によって標的遺伝子配列の発現を変化させるための、本発明の実施形態に従って使用することができるシステム、方法、および組成物の例は、米国特許第8,586,526号に記載されており、これは参照により本明細書に組み込まれる。

#### 【1062】

T I Lを治療的集団に拡張するための方法は、本明細書に記載の方法の任意の実施形態（例えば、プロセスG E N 3）に従って、またはP C T / U S 2 0 1 7 / 0 5 8 6 1 0、P C T / U S 2 0 1 8 / 0 1 2 6 0 5、またはP C T / U S 2 0 1 8 / 0 1 2 6 3 3に記載されるように実行することができ、この方法は、ジンクフィンガーまたはジンクフィンガーヌクレアーゼ法によって、T I Lの少なくとも一部を遺伝子編集することをさらに含む。特定の実施形態によれば、T I L拡張プロセス中のジンクフィンガー法の使用は、1つ以上の免疫チェックポイント遺伝子の発現を、治療的T I L集団の少なくとも一部においてサイレンスまたは低減させる。代替的に、T I L拡張プロセス中のジンクフィンガー法の使用は、1つ以上の免疫チェックポイント遺伝子の発現を、治療的T I L集団の少なくとも一部において強化させる。



## 【1063】

個々のジンクフィンガーは、保存された $\beta\beta\alpha$ 構成でおおよそ30個のアミノ酸を含む。 $\alpha$ らせんの表面上のいくつかのアミノ酸は、典型的に、異なる選択性のレベルでDNAの主溝の3bpに接触する。ジンクフィンガーは、2つのタンパク質ドメインを有する。第1のドメインは、DNA結合ドメインであり、真核生物の転写因子を含み、ジンクフィンガーを含有する。第2のドメインは、ヌクレアーゼドメインであり、FokI制限酵素を含み、DNAの触媒的切断を担っている。

## 【1064】

個々のZFNのDNA結合ドメインは、典型的に、3～6個の個々のジンクフィンガー反復を含み、各々9～18塩基対を認識することができる。ジンクフィンガードメインが目的の標的部位に特異的である場合、合計18塩基対を認識する3フィンガーZFNの対でさえ、理論的には、哺乳動物ゲノムの単一遺伝子座を標的とすることができる。新しいジンクフィンガーアレイを生成する1つの方法は、既知の特異性を持つより小さなジンクフィンガー「モジュール」を組み合わせることである。最も一般的なモジュラーアセンブリプロセスは、各々が3塩基対のDNA配列を認識できる3つの別個のジンクフィンガーを組み合わせ、9塩基対の標的部位を認識できる3フィンガーアレイを生成することを伴う。代替的に、オリゴマー化プールエンジニアリング（OPEN）などの選択ベースのアプローチを使用して、隣接するフィンガー間のコンテキスト依存的相互作用を考慮したランダム化ライブラリーから新しいジンクフィンガーアレイを選択することができる。設計されたジンクフィンガーは市販されており、Sangamo Biosciences (Richmond, CA, USA) は、Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) と共同で、ジンクフィンガー構築のための適切なプラットフォーム（CompoZr（登録商標））を開発した。

## 【1065】

ジンクフィンガー法を介してTILを永久的に遺伝子編集することによってサイレンスまたは阻害され得る遺伝子の非限定的な例には、PD-1、CTLA-4、LAG-3、HAVCR2（TIM-3）、CISH、TGF $\beta$ 、PKA、CBL-B、PPP2CA、PPP2CB、PTPN6、PTPN22、PDCD1、BTLA、CD160、TIGIT、CD96、CRTAM、LAIR1、SIGLEC7、SIGLEC9、CD244、TNFRSF10B、TNFRSF10A、CASP8、CASP10、CASP3、CASP6、CASP7、FADD、FAS、SMAD2、SMAD3、SMAD4、SMAD10、SKI、SKIL、TGIF1、IL10RA、IL10RB、HMOX2、IL6R、IL6ST、EIF2AK4、CSK、PAG1、SIT1、FOXP3、PRDM1、BATF、GUCY1A2、GUCY1A3、GUCY1B2、およびGUCY1B3が含まれる。

## 【1066】

ジンクフィンガー法を介してTILを永久的に遺伝子編集することによって強化され得る遺伝子の非限定的な例には、CCR2、CCR4、CCR5、CXCR2、CXCR3、CX3CR1、IL-2、IL12、IL-15、およびIL-21が含まれる。

## 【1067】

ジンクフィンガー法によって標的遺伝子配列の発現を変化させるための、本発明の実施形態に従って使用することができるシステム、方法、および組成物の例は、米国特許第6,534,261号、同第6,607,882号、同第6,746,838号、同第6,794,136号、同第6,824,978号、同第6,866,997号、同第6,933,113号、同第6,979,539号、同第7,013,219号、同第7,030,215号、同第7,220,719号、同第7,241,573号、同第7,241,574号、同第7,585,849号、同第7,595,376号、同第6,903,185号、および同第6,479,626号に記載されており、これらは参照により本明細書に組み込まれる。

## 【1068】

本発明の実施形態に従って使用することができる、ジンクフィンガー法によって標的遺伝子配列の発現を変化させるためのシステム、方法、および組成物の他の例は、Beane, et al., Mol. Therapy, 2015, 23 1380-1390に記載されており、その開示は参照により本明細書に組み込まれる。

#### 【1069】

いくつかの実施形態では、TILは、高親和性T細胞受容体(TCR)、例えば、MAGE-1、HER2、もしくはNY-ESO-1などの腫瘍関連抗原で標的されるTCR、または腫瘍関連細胞表面分子(例えば、メソセリン)もしくは系統制限細胞表面分子(例えば、CD19)に結合するキメラ抗原受容体(CAR)を含むがこれらに限定されない追加の機能を含むように任意に遺伝子操作される。特定の実施形態では、この方法は、高親和性T細胞受容体(TCR)、例えば、MAGE-1、HER2、もしくはNY-ESO-1などの腫瘍関連抗原で標的されるTCR、または腫瘍関連細胞表面分子(例えば、メソセリン)もしくは系統制限細胞表面分子(例えば、CD19)に結合するキメラ抗原受容体(CAR)を含むように、TILの集団を遺伝子操作することを含む。適切には、TILの集団は、本明細書に記載される第1の集団、第2の集団、および／または第3の集団であり得る。

#### 【1070】

##### K. TIL製造のための閉鎖系

本発明は、TIL培養プロセス中の閉鎖系の使用を提供する。かかる閉鎖系は、微生物汚染の防止および／または低減を可能にし、より少ないフラスコの使用を可能にし、かつコスト削減を可能にする。いくつかの実施形態では、閉鎖系は、2つの容器を使用する。

#### 【1071】

かかる閉鎖系は当該技術分野でよく知られており、例えば、<http://www.fda.gov/cber/guidelines.htm>および<https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/Blood/ucm076779.htm>で見出すことができる。

#### 【1072】

無菌接続装置(STCD)は、互換性のある2本の管の間の無菌溶接を行う。この手順により、様々な容器と管の直径を無菌接続することができる。いくつかの実施形態では、閉鎖系は、例えば実施例Gに記載されるようなルアーロック系およびヒートシール系を含む。いくつかの実施形態では、閉鎖系は、系の無菌性および閉鎖性を維持するために、無菌条件下で注射器を介してアクセスされる。いくつかの実施形態では、実施例Gに記載されるような閉鎖系が用いられる。いくつかの実施形態では、TILは、実施例Gのセクション「最終製剤および充填」に記載される方法に従って、最終製品製剤容器に配合される。

#### 【1073】

いくつかの実施形態では、閉鎖系は、腫瘍断片が得られてから、TILが患者への投与または凍結保存の準備ができるまで、1つの容器を使用する。いくつかの実施形態では、2つの容器が使用される場合、第1の容器は閉じたG容器であり、TILの集団は遠心分離され、第1の閉じたG容器を開かずに注入バッグに移される。いくつかの実施形態では、2つの容器が使用される場合、注入バッグは、HypoThermosolを含有する注入バッグである。閉鎖系または閉鎖TIL細胞培養系は、腫瘍試料および／または腫瘍断片が追加されると、系が外部からしっかりと密閉され、細菌、真菌、および／またはいかなる他の微生物汚染も侵入しない閉鎖環境を形成することを特徴とする。

#### 【1074】

いくつかの実施形態では、微生物汚染の低減は、約5%～約100%の間である。いくつかの実施形態では、微生物汚染の低減は、約5%～約95%の間である。いくつかの実施形態では、微生物汚染の低減は、約5%～約90%の間である。いくつかの実施形態では、微生物汚染の低減は、約10%～約90%の間である。いくつかの実施形態では、微生物汚染の低減は、約15%～約85%の間である。いくつかの実施形態では、微生物汚

染の低減は、約 5 %、約 10 %、約 15 %、約 20 %、約 25 %、約 30 %、約 35 %、約 40 %、約 50 %、約 55 %、約 60 %、約 65 %、約 70 %、約 75 %、約 80 %、約 85 %、約 90 %、約 95 %、約 97 %、約 98 %、約 99 %、または約 100 %である。

#### 【1075】

閉鎖系は、微生物汚染がない状態で、および／または微生物汚染を大幅に低減して、TILの成長を可能にする。

#### 【1076】

さらに、TIL細胞培養環境のpH、二酸化炭素分圧、および酸素分圧は各々、細胞が培養されるにつれて変化する。したがって、細胞培養に適した培地を循環させても、TIL増殖に最適な環境として常に閉鎖環境を一定に維持する必要がある。この目的のために、閉鎖環境の培養液内のpH、二酸化炭素分圧、および酸素分圧の物理的要因をセンサーによって監視すること、そのシグナルを使用して、培養環境の入口に設置されたガス交換器を制御すること、および細胞培養環境を最適化するように、閉鎖環境のガス分圧を培養液の変化に応じてリアルタイムで調整することが望ましい。いくつかの実施形態では、本発明は、閉鎖環境への入口に、閉鎖環境のpH、二酸化炭素分圧、および酸素分圧を測定するモニタリング装置を備えたガス交換器を組み込む閉鎖細胞培養システムを提供し、モニタリング装置からのシグナルに基づいてガス濃度を自動的に調整することによって、細胞培養環境を最適化する。

#### 【1077】

いくつかの実施形態では、閉鎖環境内の圧力は、連続的または断続的に制御される。すなわち、閉鎖環境における圧力は、例えば、圧力維持装置によって変化させることができ、したがって、空間が正圧状態でのTILの成長に好適であることを保証するか、または負圧状態での流体の浸出を促進し、したがって、細胞増殖を促進する。さらに、断続的に陰圧を加えることにより、閉鎖環境の体積の一時的な収縮によって、閉鎖環境内の循環液体を均一かつ効率的に置き換えることが可能である。

#### 【1078】

いくつかの実施形態では、TILの増殖のための最適な培養成分を置換または添加することができ、IL-2および／またはOKT3などの因子、ならびに組み合わせを添加することができる。

#### 【1079】

##### L. TILの任意の凍結保存

バルクTIL集団（例えば、第2のTIL集団）または拡張されたTIL集団（例えば、第3のTIL集団）のいずれかを、任意に凍結保存することができる。いくつかの実施形態では、凍結保存は、治療的TIL集団上で起こる。いくつかの実施形態では、凍結保存は、第2の拡張後に採取されたTIL上で起こる。いくつかの実施形態では、凍結保存は、図8の例示的なステップF（特に、例えば、図8Bおよび／または図8C）においてTIL上で起こる。いくつかの実施形態では、TILは、注入バッグ内で凍結保存される。いくつかの実施形態では、TILは、注入バッグに入れる前に凍結保存される。いくつかの実施形態では、TILは、凍結保存され、注入バッグに入っていない。いくつかの実施形態では、凍結保存は、凍結保存培地を使用して行われる。いくつかの実施形態では、凍結保存培地は、ジメチルスルホキシド（DMSO）を含有する。これは一般に、TIL集団を凍結溶液、例えば85%補体不活化AB血清および15%ジメチルスルホキシド（DMSO）に入れることによって達成される。溶液中の細胞を極低温バイアルに入れ、-80℃で24時間保存し、任意に、凍結保存のためにガス状窒素冷凍庫に移す。Sadeghi, et al., Acta Oncologica 2013, 52, 978-986を参照されたい。

#### 【1080】

必要に応じて、細胞を冷凍庫から取り出し、溶液のおよそ5分の4が解凍されるまで、37℃の水浴中で解凍する。細胞は、一般に完全培地に再懸濁され、任意に1回以上洗浄

される。いくつかの実施形態では、解凍されたT I Lは、当該技術分野で知られているようにカウントされ、生存率について評価することができる。

#### 【1081】

好ましい実施形態では、T I Lの集団は、C S 1 0凍結保存培地（C r y o S t o r 1 0、B i o L i f e S o l u t i o n s）を使用して凍結保存される。好ましい実施形態では、T I Lの集団は、ジメチルスルホキシド（D M S O）を含有する凍結保存培地を使用して凍結保存される。好ましい実施形態では、T I Lの集団は、1：1（体積：体積）比のC S 1 0および細胞培養培地を使用して凍結保存される。好ましい実施形態では、T I Lの集団は、約1：1（体積：体積）比のC S 1 0および細胞培養培地を使用して凍結保存され、さらに追加のI L - 2を含む。

10

#### 【1082】

上で考察されたように、図8（特に、例えば図8 Bおよび／または図8 C）に示されるステップA～Eで例示されるように、凍結保存は、T I L拡張プロセス全体の様々な時点で起こり得る。いくつかの実施形態では、第2の拡張後の拡張されたT I L集団（例えば、図8（特に、例えば図8 Bおよび／または図8 C）のステップDに従って提供される）を、凍結保存することができる。凍結保存は、一般に、T I L集団を凍結溶液、例えば8 5 %補体不活化A B血清および1 5 %ジメチルスルホキシド（D M S O）に入れることによって達成することができる。溶液中の細胞を極低温バイアルに入れ、- 8 0 °Cで2 4時間保存し、任意に、凍結保存のためにガス状窒素冷凍庫に移す。S a d e g h i , e t a l . , A c t a O n c o l o g i c a 2 0 1 3 , 5 2 , 9 7 8 - 9 8 6を参照されたい。いくつかの実施形態では、T I Lは、5 % D M S O中で凍結保存される。いくつかの実施形態では、T I Lは、5 % D M S Oを加えた細胞培養培地中で凍結保存される。いくつかの実施形態では、T I Lは、実施例Dに提供される方法に従って凍結保存される。

20

#### 【1083】

必要に応じて、細胞を冷凍庫から取り出し、溶液のおよそ5分の4が解凍されるまで、3 7 °Cの水浴中で解凍する。細胞は、一般に完全培地に再懸濁され、任意に1回以上洗浄される。いくつかの実施形態では、解凍されたT I Lは、当該技術分野で知られているようにカウントされ、生存率について評価することができる。

#### 【1084】

場合によっては、以下で考察されるプロトコルを使用して、ステップB T I L集団を直ちに凍結保存することができる。代替的に、バルクT I L集団をステップCおよびステップDに供し、ステップDの後に凍結保存することができる。同様に、遺伝子操作されたT I Lを治療に使用する場合、ステップBまたはステップD T I L集団を最適な治療のために遺伝子改変に供することができる。

30

#### 【1085】

##### M. 拡張T I Lの表現型特徴

いくつかの実施形態では、T I Lは、本明細書および実施例に記載されているものを含む、拡張後の多数の表現型マーカーの発現について分析される。実施形態では、1つ以上の表現型マーカーの発現が調べられる。いくつかの実施形態では、T I Lの表現型特徴は、ステップBにおける第1の拡張後に分析される。いくつかの実施形態では、T I Lの表現型特徴は、ステップCにおける移行中に分析される。いくつかの実施形態では、T I Lの表現型特徴は、ステップCによる移行中および凍結保存後に分析される。いくつかの実施形態では、T I Lの表現型特徴は、ステップDによる第2の拡張後に分析される。いくつかの実施形態では、T I Lの表現型特徴は、ステップDによる2回以上の拡張後に分析される。

40

#### 【1086】

いくつかの実施形態では、マーカーは、C D 8およびC D 2 8からなる群から選択される。いくつかの実施形態では、C D 8の発現が調べられる。いくつかの実施形態では、C D 2 8の発現が調べられる。いくつかの実施形態では、C D 8および／またはC D 2 8の発現は、他のプロセス（例えば、例えば図8（特に、例えば図8 Bおよび／または図8 C

50

）に提供される Gen 3 プロセス）と比較して、例えば図 8（特に、例えば図 8 B および／または図 8 C）に提供される 2 A プロセスと比較して、本発明のプロセスに従って產生された T I L 上でより高い。いくつかの実施形態では、C D 8 の発現は、他のプロセス（例えば、例えば図 8（特に、例えば図 8 B）に提供される Gen 3 プロセス）と比較して、例えば図 8（特に、例えば図 8 B および／または図 8 C）に提供される 2 A プロセスと比較して、本発明のプロセスに従って產生された T I L 上でより高い。いくつかの実施形態では、C D 2 8 の発現は、他のプロセス（例えば、例えば図 8（特に、例えば図 8 B および／または図 8 C）に提供される Gen 3 プロセス）と比較して、例えば図 8（特に、例えば図 8 A）に提供される 2 A プロセスと比較して、本発明のプロセスに従って產生された T I L 上でより高い。いくつかの実施形態では、高い C D 2 8 発現は、より若く、より永続的な T I L 表現型を示す。実施形態では、1 つ以上の調節マーカーの発現が測定される。

10

## 【1087】

実施形態では、C D 8 および／または C D 2 8 に基づく第 1 の T I L 集団、第 2 の T I L 集団、第 3 の T I L 集団、または採取された T I L 集団の選択は、本明細書に記載される腫瘍浸潤リンパ球（T I L）を拡張するための方法のいずれのステップの間も行われな

## 【1088】

いくつかの実施形態では、セントラルメモリー細胞のパーセンテージは、他のプロセス（例えば、例えば図 8（特に、例えば図 8 B および／または図 8 C）に提供される Gen 3 プロセス）と比較して、例えば図 8（特に、例えば図 8 A）に提供される 2 A プロセスと比較して、本発明のプロセスに従って產生された T I L 上でより高い。いくつかの実施形態では、セントラルメモリー細胞のメモリーマーカーは、C C R 7 および C D 6 2 L からなる群から選択される。

20

## 【1089】

いくつかの実施形態では、C D 4 + および／または C D 8 + T I L メモリーサブセットは、異なるメモリーサブセットに分割することができる。いくつかの実施形態では、C D 4 + および／または C D 8 + T I L は、ナイーブ（C D 4 5 R A + C D 6 2 L +）T I L を含む。いくつかの実施形態では、C D 4 + および／または C D 8 + T I L は、セントラルメモリー（C M、C D 4 5 R A - C D 6 2 L +）T I L を含む。いくつかの実施形態では、C D 4 + および／または C D 8 + T I L は、エフェクターメモリー（E M、C D 4 5 R A - C D 6 2 L -）T I L を含む。いくつかの実施形態では、C D 4 + および／または C D 8 + T I L は、R A + エフェクターメモリー／エフェクター（T E M R A / T E F F、C D 4 5 R A + C D 6 2 L +）T I L を含む。

30

## 【1090】

いくつかの実施形態では、T I L は、グランザイム B、パーフォリン、およびグラニュライシンからなる群から選択されるもう 1 つのマーカーを発現する。いくつかの実施形態では、T I L は、グランザイム B を発現する。いくつかの実施形態では、T I L は、パーフォリンを発現する。いくつかの実施形態では、T I L は、グラニュライシンを発現する。

40

## 【1091】

実施形態では、再刺激された T I L はまた、サイトカイン放出アッセイを使用して、サイトカイン放出について評価され得る。いくつかの実施形態では、T I L は、インターフェロン- $\gamma$ （I F N -  $\gamma$ ）分泌について評価され得る。いくつかの実施形態では、I F N -  $\gamma$  分泌は、E L I S A アッセイによって測定される。いくつかの実施形態では、I F N -  $\gamma$  分泌は、例えば、図 8（特に、例えば、図 8 B および／または図 8 C）に提供されるように、ステップ D の後の第 2 の急速拡張ステップの後の E L I S A アッセイによって測定される。いくつかの実施形態では、T I L の健康は、I F N - ガンマ（I F N -  $\gamma$ ）分泌によって測定される。いくつかの実施形態では、I F N -  $\gamma$  分泌は、活性な T I L を示す。いくつかの実施形態では、I F N -  $\gamma$  産生のための効力アッセイが用いられる。I F N -  $\gamma$  産生は、細胞傷害能に関する別の尺度である。I F N -  $\gamma$  産生は、C D 3、C D 2

50

8、およびCD137／4-1BBに対する抗体で刺激されたTILの培地中のサイトカインIFN- $\gamma$ のレベルを決定することによって測定され得る。これらの刺激されたTILからの培地中のIFN- $\gamma$ レベルは、IFN- $\gamma$ 放出を測定することによって決定され得る。いくつかの実施形態では、例えば図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）TILに提供されるようなGen3プロセスのステップDにおけるIFN- $\gamma$ 産生の増加は、例えば、図8（特に、例えば図8A）に提供される2Aプロセスは、ステップDTILの細胞傷害能の増加を示している。いくつかの実施形態では、IFN- $\gamma$ 分泌は、1倍、2倍、3倍、4倍、または5倍以上に増加する。いくつかの実施形態では、IFN- $\gamma$ 分泌は、1倍増加する。いくつかの実施形態では、IFN- $\gamma$ 分泌は、2倍に増加する。いくつかの実施形態では、IFN- $\gamma$ 分泌は、3倍に増加する。いくつかの実施形態では、IFN- $\gamma$ 分泌は、4倍に増加する。いくつかの実施形態では、IFN- $\gamma$ 分泌は、5倍に増加する。いくつかの実施形態では、IFN- $\gamma$ は、Quantikine ELISAキットを使用して測定される。いくつかの実施形態では、IFN- $\gamma$ は、エクスピボでTILにおいて測定される。いくつかの実施形態では、IFN- $\gamma$ は、例えば図8Bの方法を含む、本発明の方法によって産生されたTILを含む、TILにおいてエクスピボで測定される。

#### 【1092】

いくつかの実施形態では、少なくとも1倍、2倍、3倍、4倍、または5倍以上のIFN- $\gamma$ 分泌が可能なTILは、例えば、図8Bおよび／または図8Cの方法を含む、本発明の拡張方法によって産生されるTILである。いくつかの実施形態では、少なくとも1倍多くのIFN- $\gamma$ 分泌が可能なTILは、例えば、図8Bおよび／または図8Cの方法を含む、本発明の拡張方法によって産生されるTILである。いくつかの実施形態では、少なくとも2倍多くのIFN- $\gamma$ 分泌が可能なTILは、例えば、図8Bおよび／または図8Cの方法を含む、本発明の拡張方法によって産生されるTILである。いくつかの実施形態では、少なくとも3倍多くのIFN- $\gamma$ 分泌が可能なTILは、例えば、図8Bおよび／または図8Cの方法を含む、本発明の拡張方法によって産生されるTILである。いくつかの実施形態では、少なくとも4倍多くのIFN- $\gamma$ 分泌が可能なTILは、例えば、図8Bおよび／または図8Cの方法を含む、本発明の拡張方法によって産生されるTILである。いくつかの実施形態では、少なくとも5倍多くのIFN- $\gamma$ 分泌が可能なTILは、例えば、図8Bおよび／または図8Cの方法を含む、本発明の拡張方法によって産生されるTILである。

#### 【1093】

Tリンパ球およびBリンパ球の多様な抗原受容体は、限られた、但し多数の遺伝子セグメントの体細胞組み換えによって産生される。これらの遺伝子セグメント：V（可変）、D（多様性）、J（接合）、およびC（一定）は、免疫グロブリンおよびT細胞受容体（TCR）の結合特異性および下流への応用を決定する。本発明は、T細胞レパートリー多様性を示し、増加させるTILを生成するための方法を提供する。いくつかの実施形態では、本方法によって得られたTILは、T細胞レパートリー多様性の増加を示す。いくつかの実施形態では、本方法によって得られたTILは、新たに採取されたTILおよび／または例えば、図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）に具体化されるもの以外の方法を含む、本明細書で提供されるもの以外の方法を使用して調製されたTILと比較して、T細胞レパートリー多様性の増加を示す。いくつかの実施形態では、本方法によって得られたTILは、新たに採取されたTILならびに／または図8（特に、例えば図8A）に例示されるようにプロセス2Aと称される方法を使用して調製されたTILと比較して、T細胞レパートリー多様性の増加を示す。いくつかの実施形態では、第1の拡張において得られたTILは、T細胞レパートリー多様性の増加を示す。いくつかの実施形態では、多様性の増加は、免疫グロブリン多様性および／またはT細胞受容体多様性の増加である。いくつかの実施形態では、多様性は、免疫グロブリンにあり、免疫グロブリン重鎖にある。いくつかの実施形態では、多様性は、免疫グロブリンにあり、免疫グロブリン軽鎖にある。いくつかの実施形態では、多様性は、T細胞受容体にある。いくつかの実

10

20

30

40

50

施形態では、多様性は、 $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ 、および $\delta$ 受容体からなる群から選択されるT細胞受容体のうちの1つにある。いくつかの実施形態では、T細胞受容体(TCR) $\alpha$ および/または $\beta$ の発現が増加している。いくつかの実施形態では、T細胞受容体(TCR) $\alpha$ の発現が増加している。いくつかの実施形態では、T細胞受容体(TCR) $\beta$ の発現が増加している。いくつかの実施形態では、TCR $\alpha\beta$ (すなわち、TCR $\alpha/\beta$ )の発現が増加している。いくつかの実施形態では、本明細書に記載のプロセス(例えば、Gen3プロセス)は、他のプロセス、例えば、試料内の固有のペプチドCDRの数に基づいてGen2と称されるプロセスと比較して、より高いクローン多様性を示す(例えば、図12~14を参照)。

【1094】

いくつかの実施形態では、TILの活性化および疲弊は、1つ以上のマーカーを調べることによって決定することができる。いくつかの実施形態では、活性化および疲弊は、多色フローサイトメトリーを使用して決定することができる。いくつかの実施形態では、マーカーの活性化および疲弊は、CD3、PD-1、2B4/CD244、CD8、CD25、BTLA、KLRG、TIM-3、CD194/CCR4、CD4、TIGIT、CD183、CD69、CD95、CD127、CD103、および/またはLAG-3)からなる群から選択される1つ以上のマーカーを含むが、これらに限定されない。いくつかの実施形態では、マーカーの活性化および疲弊は、BTLA、CTLA-4、ICOS、Ki67、LAG-3、PD-1、TIGIT、および/またはTIM-3からなる群から選択される1つ以上のマーカーを含むが、これらに限定されない。いくつかの実施形態では、マーカーの活性化および疲弊は、BTLA、CTLA-4、ICOS、Ki67、LAG-3、CD103+/CD69+、CD103+/CD69-、PD-1、TIGITおよび/またはTIM-3からなる群から選択される1つ以上のマーカーを含むが、これらに限定されない。いくつかの実施形態では、T細胞マーカー(活性化および疲弊マーカーを含む)は、T細胞の活性化、阻害、または機能を調べるために決定および/または分析され得る。いくつかの実施形態では、T細胞マーカーは、TIGIT、CD3、FoxP3、Tim-3、PD-1、CD103、CTLA-4、LAG-3、BTLA-4、ICOS、Ki67、CD8、CD25、CD45、CD4、および/またはCD59からなる群から選択される1つ以上のマーカーを含み得るが、これらに限定されない。

【1095】

いくつかの実施形態では、表現型の特徴付けは、凍結保存後に調べられる。

【1096】

M. 追加のプロセスの実施形態

いくつかの実施形態では、本発明は、腫瘍浸潤リンパ球(TIL)を治療的TIL集団に拡張するための方法を提供し、(a)対象から得られた腫瘍試料を複数の腫瘍断片に処理することによって、対象から切除された腫瘍から第1のTIL集団を得ることと、(b)IL-2およびOKT-3を含む細胞培養培地中で第1のTIL集団を培養することによって第1のプライミング拡張を行うことと、第1のプライミング拡張を約1~7日間または約1~8日間行って第2のTIL集団を取得し、第2のTIL集団が、第1のTIL集団よりも数が多い、第1のプライミング拡張を行うことと、(c)第2のTIL集団を、IL-2、OKT-3、および外因性抗原提示細胞(APC)を含む細胞培養培地と接触させて第2の急速拡張を行って第3のTIL集団を産生することと、第2の急速拡張を約1~11日間または約1~10日間行って第3のTIL集団を取得し、第3のTIL集団が、治療的TIL集団である、第3のTIL集団を産生することと、(d)ステップ(c)から得られた治療的TIL集団を採取することと、を含む。いくつかの実施形態では、第2の急速拡張のステップは、複数のステップに分割され、(1)第2のTIL集団を、第1の容器、例えば、G-REX 100MCS容器内の小規模培養において約3~4日または約2~4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで(2)小規模培養からの第2のTIL集団を、第1の容器よりも大きい第2の容器、例えばG-REX 500MCS容器に移すことによって培養のスケールアップを達成し

、第2の容器内で、小規模培養からの第2のTIL集団は、大規模培養において約4～7日または約4～8日間培養される。いくつかの実施形態では、急速拡張のステップは、複数のステップに分割され、(1)第2のTIL集団を、第1の容器、例えば、G-R E X 100 M C S容器内の第1の小規模培養において約3～4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで(2)第1の小規模培養からの第2のTIL集団を、第1の容器とサイズが等しい少なくとも2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、または20個の第2の容器に移し、配分することによって培養のスケールアウトを達成し、各第2の容器内で、第1の小規模培養からかかる第2の容器に移された第2のTIL集団は、第2の小規模培養において約4～7日または約4～8日間培養される。いくつかの実施形態では、急速拡張のステップは、複数のステップに分割され、(1)第2のTIL集団を、第1の容器、例えば、G-R E X 100 M C S容器内の小規模培養において約3～4日または約2～4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで(2)第1の小規模培養からの第2のTIL集団を、第1の容器よりもサイズが大きい少なくとも2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、または20個の第2の容器、例えば、G-R E X 500 M C S容器に移し、配分することによって培養のスケールアウトおよびスケールアップを達成し、各第2の容器内で、小規模培養からかかる第2の容器に移された第2のTIL集団の部分は、より大規模の培養において約4～7日または約4～8日間培養される。いくつかの実施形態では、急速拡張のステップは、複数のステップに分割され、(1)第2のTIL集団を、第1の容器、例えば、G-R E X 100 M C S容器内の小規模培養において約3～4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで(2)第1の小規模培養からの第2のTIL集団を、第1の容器よりもサイズが大きい少なくとも2、3、または4個の第2の容器、例えば、G-R E X 500 M C S容器に移し、配分することによって培養のスケールアウトおよびスケールアップを達成し、各第2の容器内で、小規模培養からかかる第2の容器に移された第2のTIL集団の部分は、より大規模の培養において約5～7日間培養される。

【1097】

いくつかの実施形態では、本発明は、腫瘍浸潤リンパ球(TIL)を治療的TIL集団に拡張するための方法を提供し、(a)対象から得られた腫瘍試料を複数の腫瘍断片に処理することによって、対象から切除された腫瘍から第1のTIL集団を得ることと、(b)IL-2およびOKT-3を含む細胞培養培地中で第1のTIL集団を培養することによって第1のプライミング拡張を行うことであって、第1のプライミング拡張を約1～8日間行って第2のTIL集団を取得し、第2のTIL集団が、第1のTIL集団よりも数が多い、第1のプライミング拡張を行うことと、(c)第2のTIL集団を、IL-2、OKT-3、および外因性抗原提示細胞(APC)を含む細胞培養培地と接触させることによって第2の急速拡張を行い、第3のTIL集団を産生することであって、第2の急速拡張を約1～8日間行って第3のTIL集団を取得し、第3のTIL集団が、治療的TIL集団である、第3のTIL集団を産生することと、(d)ステップ(c)から得られた治療的TIL集団を採取することと、を含む。いくつかの実施形態では、第2の急速拡張のステップは、複数のステップに分割され、(1)第2のTIL集団を、第1の容器、例えば、G-R E X 100 M C S容器内の小規模培養において約2～4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで(2)小規模培養からの第2のTIL集団を、第1の容器よりも大きい第2の容器、例えばG-R E X 500 M C S容器に移すことによって培養のスケールアップを達成し、第2の容器内で、小規模培養からの第2のTIL集団は、大規模培養において約4～8日間培養される。いくつかの実施形態では、急速拡張のステップは、複数のステップに分割され、(1)第2のTIL集団を、第1の容器、例えば、G-R E X 100 M C S容器内の第1の小規模培養において約2～4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで(2)第1の小規模培養からの第2のTIL集団を、第1の容器とサイズが等しい少なくとも2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、または20個の

10

20

30

40

50



第2の容器に移し、配分することによって培養のスケールアウトを達成し、各第2の容器内で、第1の小規模培養からかかる第2の容器に移された第2のTIL集団の部分は、第2の小規模培養において約4～6日間培養される。いくつかの実施形態では、急速拡張のステップは、複数のステップに分割され、(1)第2のTIL集団を、第1の容器、例えば、G-R E X 100 M C S容器内の小規模培養において約2～4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで(2)第1の小規模培養からの第2のTIL集団を、第1の容器よりもサイズが大きい少なくとも2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、または20個の第2の容器、例えば、G-R E X 500 M C S容器に移し、配分することによって培養のスケールアウトおよびスケールアップを達成し、各第2の容器内で、小規模培養からかかる第2の容器に移された第2のTIL集団の部分は、より大規模の培養において約4～6日間培養される。いくつかの実施形態では、急速拡張のステップは、複数のステップに分割され、(1)第2のTIL集団を、第1の容器、例えば、G-R E X 100 M C S容器内の小規模培養において約3～4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで(2)第1の小規模培養からの第2のTIL集団を、第1の容器よりもサイズが大きい少なくとも2、3、または4個の第2の容器、例えば、G-R E X 500 M C S容器に移し、配分することによって培養のスケールアウトおよびスケールアップを達成し、各第2の容器内で、小規模培養からかかる第2の容器に移された第2のTIL集団の部分は、より大規模の培養において約4～5日間培養される。

【1098】

いくつかの実施形態では、本発明は、腫瘍浸潤リンパ球(TIL)を治療的TIL集団に拡張するための方法を提供し、(a)対象から得られた腫瘍試料を複数の腫瘍断片に処理することによって、対象から切除された腫瘍から第1のTIL集団を得ることと、(b)IL-2およびOKT-3を含む細胞培養培地中で第1のTIL集団を培養することによって第1のプライミング拡張を行うことであって、第1のプライミング拡張を約1～7日間行って第2のTIL集団を取得し、第2のTIL集団が、第1のTIL集団よりも数が多い、第1のプライミング拡張を行うことと、(c)第2のTIL集団を、IL-2、OKT-3、および外因性抗原提示細胞(APC)を含む細胞培養培地と接触させることによって第2の急速拡張を行い、第3のTIL集団を産生することであって、第2の急速拡張を約1～11日間行って第3のTIL集団を取得し、第3のTIL集団が、治療的TIL集団である、第3のTIL集団を産生することと、(d)ステップ(c)から得られた治療的TIL集団を採取することと、を含む。いくつかの実施形態では、第2の急速拡張のステップは、複数のステップに分割され、(1)第2のTIL集団を、第1の容器、例えば、G-R E X 100 M C S容器内の小規模培養において約3～4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで(2)小規模培養からの第2のTIL集団を、第1の容器よりも大きい第2の容器、例えばG-R E X 500 M C S容器に移すことによって培養のスケールアップを達成し、第2の容器内で、小規模培養からの第2のTIL集団は、大規模培養において約4～7日間培養される。いくつかの実施形態では、急速拡張のステップは、複数のステップに分割され、(1)第2のTIL集団を、第1の容器、例えば、G-R E X 100 M C S容器内の第1の小規模培養において約3～4日間培養することによって第2の急速拡張を行うことと、(2)第1の小規模培養からの第2のTIL集団を、第1の容器とサイズが等しい少なくとも2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、または20個の第2の容器に移し、配分することによって培養のスケールアウトを達成し、各第2の容器内で、第1の小規模培養からかかる第2の容器に移された第2のTIL集団の部分は、第2の小規模培養において約4～7日間培養される。いくつかの実施形態では、急速拡張のステップは、複数のステップに分割され、(1)第2のTIL集団を、第1の容器、例えば、G-R E X 100 M C S容器内の小規模培養において約3～4日間培養することによって第2の急速拡張を行うことと、(2)第1の小規模培養からの第2のTIL集団を、第1の容器よりもサイズが大きい少なくとも2、3、4、5、6、7、8、9、10、1

1、12、13、14、15、16、17、18、19、または20個の第2の容器、例えば、G-R EX 500 MCS 容器に移し、配分することによって培養のスケールアウトおよびスケールアップを達成し、各第2の容器内で、小規模培養からかかる第2の容器に移された第2のTIL集団の部分は、より大規模の培養において約4～7日間培養される。いくつかの実施形態では、急速拡張のステップは、複数のステップに分割され、(1)第2のTIL集団を、第1の容器、例えば、G-R EX 100 MCS 容器内の小規模培養において約4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで(2)第1の小規模培養からの第2のTIL集団を、第1の容器よりもサイズが大きい少なくとも2、3、または4個の第2の容器、例えば、G-R EX 500 MCS 容器に移し、配分することによって培養のスケールアウトおよびスケールアップを達成し、各第2の容器内で、小規模培養からかかる第2の容器に移された第2のTIL集団の部分は、より大規模の培養において約5日間培養される。

10

【1099】

別の実施形態では、本発明は、ステップ(b)において、第1のTIL集団を、外因性抗原提示細胞(APC)をさらに含む培養培地と接触させることによって第1の初期拡張が行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、ステップ(c)の培養培地中のAPCの数は、ステップ(b)の培養培地中のAPCの数よりも多い。

【1100】

別の実施形態では、本発明は、ステップ(c)において培養培地が追加の外因性APCで補足されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

20

【1101】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約1:1～約20:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1102】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約1:1～約10:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

30

【1103】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約1:1～約9:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1104】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約1:1～約8:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

40

【1105】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約1:1～約7:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1106】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約1:1～約6:1の範囲から選

50

択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1107】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約1.1:1～約5:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1108】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約1.1:1～約4:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

10

【1109】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約1.1:1～約3:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1110】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約1.1:1～約2.9:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

20

【1111】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約1.1:1～約2.8:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1112】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約1.1:1～約2.7:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

30

【1113】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約1.1:1～約2.6:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1114】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約1.1:1～約2.5:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

40

【1115】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約1.1:1～約2.4:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1116】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約1.1:1～約2.3:1の範囲か

50

ら選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1117】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約1.1:1~約2.2:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1118】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約1.1:1~約2.1:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

10

【1119】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約1.1:1~約2:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1120】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約2:1~約10:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

20

【1121】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約2:1~約5:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1122】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約2:1~約4:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

30

【1123】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約2:1~約3:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1124】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約2:1~約2.9:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1125】

40

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約2:1~約2.8:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1126】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約2:1~約2.7:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1127】

50

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約2:1～約2.6:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1128】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約2:1～約2.5:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1129】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約2:1～約2.4:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1130】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約2:1～約2.3:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1131】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約2:1～約2.2:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1132】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されたAPCの数とステップ(b)において添加されたAPCの数との比が、約2:1～約2.1:1の範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1133】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されるAPCの数とステップ(b)において添加されるAPCの数との比が、約2:1であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1134】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張において添加されるAPCの数とステップ(b)において添加されるAPCの数との比が、約1.1:1、1.2:1、1.3:1、1.4:1、1.5:1、1.6:1、1.7:1、1.8:1、1.9:1、2:1、2.1:1、2.2:1、2.3:1、2.4:1、2.5:1、2.6:1、2.7:1、2.8:1、2.9:1、3:1、3.1:1、3.2:1、3.3:1、3.4:1、3.5:1、3.6:1、3.7:1、3.8:1、3.9:1、4:1、4.1:1、4.2:1、4.3:1、4.4:1、4.5:1、4.6:1、4.7:1、4.8:1、4.9:1、または5:1であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1135】

別の実施形態では、本発明は、第1の初期拡張において添加されるAPCの数が、約 $1 \times 10^8$ 、 $1.1 \times 10^8$ 、 $1.2 \times 10^8$ 、 $1.3 \times 10^8$ 、 $1.4 \times 10^8$ 、 $1.5 \times 10^8$ 、 $1.6 \times 10^8$ 、 $1.7 \times 10^8$ 、 $1.8 \times 10^8$ 、 $1.9 \times 10^8$ 、 $2 \times 10^8$ 、 $2.1 \times 10^8$ 、 $2.2 \times 10^8$ 、 $2.3 \times 10^8$ 、 $2.4 \times 10^8$ 、 $2.5 \times 10^8$ 、 $2.6 \times 10^8$ 、 $2.7 \times 10^8$ 、 $2.8 \times 10^8$ 、 $2.9 \times 10^8$ 、 $3 \times 10^8$ 、 $3.1 \times 10^8$ 、 $3.2 \times 10^8$ 、 $3.3 \times 10^8$ 、 $3.4 \times 10^8$ 、または $3.5 \times 10^8$  APC

10

20

30

40

50

Cであるように、また第2の急速拡張において添加されるAPCの数が、約 $3.5 \times 10^8$ 、 $3.6 \times 10^8$ 、 $3.7 \times 10^8$ 、 $3.8 \times 10^8$ 、 $3.9 \times 10^8$ 、 $4 \times 10^8$ 、 $4.1 \times 10^8$ 、 $4.2 \times 10^8$ 、 $4.3 \times 10^8$ 、 $4.4 \times 10^8$ 、 $4.5 \times 10^8$ 、 $4.6 \times 10^8$ 、 $4.7 \times 10^8$ 、 $4.8 \times 10^8$ 、 $4.9 \times 10^8$ 、 $5 \times 10^8$ 、 $5.1 \times 10^8$ 、 $5.2 \times 10^8$ 、 $5.3 \times 10^8$ 、 $5.4 \times 10^8$ 、 $5.5 \times 10^8$ 、 $5.6 \times 10^8$ 、 $5.7 \times 10^8$ 、 $5.8 \times 10^8$ 、 $5.9 \times 10^8$ 、 $6 \times 10^8$ 、 $6.1 \times 10^8$ 、 $6.2 \times 10^8$ 、 $6.3 \times 10^8$ 、 $6.4 \times 10^8$ 、 $6.5 \times 10^8$ 、 $6.6 \times 10^8$ 、 $6.7 \times 10^8$ 、 $6.8 \times 10^8$ 、 $6.9 \times 10^8$ 、 $7 \times 10^8$ 、 $7.1 \times 10^8$ 、 $7.2 \times 10^8$ 、 $7.3 \times 10^8$ 、 $7.4 \times 10^8$ 、 $7.5 \times 10^8$ 、 $7.6 \times 10^8$ 、 $7.7 \times 10^8$ 、 $7.8 \times 10^8$ 、 $7.9 \times 10^8$ 、 $8 \times 10^8$ 、 $8.1 \times 10^8$ 、 $8.2 \times 10^8$ 、 $8.3 \times 10^8$ 、 $8.4 \times 10^8$ 、 $8.5 \times 10^8$ 、 $8.6 \times 10^8$ 、 $8.7 \times 10^8$ 、 $8.8 \times 10^8$ 、 $8.9 \times 10^8$ 、 $9 \times 10^8$ 、 $9.1 \times 10^8$ 、 $9.2 \times 10^8$ 、 $9.3 \times 10^8$ 、 $9.4 \times 10^8$ 、 $9.5 \times 10^8$ 、 $9.6 \times 10^8$ 、 $9.7 \times 10^8$ 、 $9.8 \times 10^8$ 、 $9.9 \times 10^8$ 、または $1 \times 10^9$  APCであるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

10

## 【1136】

別の実施形態では、本発明は、第1の初期拡張において添加されるAPCの数が、約 $1 \times 10^8$  APC～約 $3.5 \times 10^8$  APCの範囲から選択され、第2の急速拡張において添加されるAPCの数が、約 $3.5 \times 10^8$  APC～約 $1 \times 10^9$  APCの範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

20

## 【1137】

別の実施形態では、本発明は、第1の初期拡張において添加されるAPCの数が、約 $1.5 \times 10^8$  APC～約 $3 \times 10^8$  APCの範囲から選択され、第2の急速拡張において添加されるAPCの数が、約 $4 \times 10^8$  APC～約 $7.5 \times 10^8$  APCの範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1138】

別の実施形態では、本発明は、第1の初期拡張において添加されるAPCの数が、約 $2 \times 10^8$  APC～約 $2.5 \times 10^8$  APCの範囲から選択され、第2の急速拡張において添加されるAPCの数が、約 $4.5 \times 10^8$  APC～約 $5.5 \times 10^8$  APCの範囲から選択されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

30

## 【1139】

別の実施形態では、本発明は、約 $2.5 \times 10^8$  APCが、第1の初期拡張に添加され、約 $5 \times 10^8$  APCが、第2の急速拡張に添加されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1140】

別の実施形態では、本発明は、抗原提示細胞が末梢血単核細胞(PBMC)であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

40

## 【1141】

別の実施形態では、本発明は、複数の腫瘍断片が複数の別個の容器に分配され、その別個の容器の各々において、第1のTIL集団がステップ(a)において得られ、第2のTIL集団がステップ(b)において得られ、第3のTIL集団がステップ(c)において得られ、ステップ(c)の複数の容器からの治療的TIL集団を複合して、ステップ(d)から採取されたTIL集団を産生するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1142】

別の実施形態では、本発明は、複数の腫瘍が複数の別個の容器に均一に分布するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

50

## 【1143】

別の実施形態では、本発明は、複数の別個の容器が少なくとも2個の別個の容器を含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1144】

別の実施形態では、本発明は、複数の別個の容器が2～20個の別個の容器を含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1145】

別の実施形態では、本発明は、複数の別個の容器が2～15個の別個の容器を含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1146】

別の実施形態では、本発明は、複数の別個の容器が2～10個の別個の容器を含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1147】

別の実施形態では、本発明は、複数の別個の容器が2～5個の別個の容器を含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1148】

別の実施形態では、本発明は、複数の別個の容器が2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、または20個の別個の容器を含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1149】

別の実施形態では、本発明は、第1のプライミング拡張がステップ(b)において第1のTIL集団で行われる各容器の場合、ステップ(c)における第2の急速拡張が、同じ容器内でかかる第1のTIL集団から産生された第2のTIL集団で行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1150】

別の実施形態では、本発明は、別個の容器の各々が第1のガス透過性表面積を含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1151】

別の実施形態では、本発明は、複数の腫瘍断片が単一の容器に分布するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1152】

別の実施形態では、本発明は、単一の容器が第1のガス透過性表面積を含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1153】

別の実施形態では、ステップ(b)において、第1の初期拡張が、第1のTIL集団の細胞培養培地を追加の抗原提示細胞(APC)で補足することによって行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、ステップ(c)において添加されるAPCの数は、ステップ(b)において添加されるAPCの数よりも多く、ステップ(b)において、APCは、第1のガス透過性表面積上に約1細胞層～約3細胞層の平均厚さで層状化される。

## 【1154】

別の実施形態では、本発明は、ステップ(b)において、APCが、約1.5細胞層～約2.5細胞層の平均厚さで第1のガス透過性表面積上に層状化されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1155】

別の実施形態では、本発明は、ステップ(b)において、APCが、約2細胞層の平均厚さで第1のガス透過性表面積上に層状化されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1156】

10

20

30

40

50

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、A P Cが、約1、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、または3細胞層の平均厚さで第1のガス透過性表面積上に層状化されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1157】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（c）において、A P Cが、約3細胞層～約10細胞層の平均厚さで第1のガス透過性表面積上に層状化されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1158】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（c）において、A P Cが、約4細胞層～約8細胞層の平均厚さで第1のガス透過性表面積上に層状化されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1159】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（c）において、A P Cが、約3、4、5、6、7、8、9、または10細胞層の平均厚さで第1のガス透過性表面積上に層状化されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1160】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（c）において、A P Cが、約4、4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、5、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、6、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、6.8、6.9、7、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.9、または8細胞層の平均厚さで第1のガス透過性表面積上に層状化されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1161】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第1のプライミング拡張が、第1のガス透過性表面積を含む第1の容器内で行われ、ステップ（c）において、第2の急速拡張が、第2のガス透過性表面積を含む第2の容器内で行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1162】

別の実施形態では、本発明は、第2の容器が、第1の容器よりも大きいように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1163】

別の実施形態では、ステップ（b）において、第1の初期拡張が、第1のT I L集団の細胞培養培地を追加の抗原提示細胞（A P C）で補足することによって行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、ステップ（c）において添加されるA P Cの数は、ステップ（b）において添加されるA P Cの数よりも多く、ステップ（b）において、A P Cは、第1のガス透過性表面積上に約1細胞層～約3細胞層の平均厚さで層状化される。

【1164】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、A P Cが、約1.5細胞層～約2.5細胞層の平均厚さで第1のガス透過性表面積上に層状化されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1165】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、A P Cが、約2細胞層の平均厚さで第1のガス透過性表面積上に層状化されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1166】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、A P Cが、約1、1.1、1

10

20

30

40

50



． 2、 1． 3、 1． 4、 1． 5、 1． 6、 1． 7、 1． 8、 1． 9、 2、 2． 1、 2． 2、 2． 3、 2． 4、 2． 5、 2． 6、 2． 7、 2． 8、 2． 9、 または 3 細胞層の平均厚さで第 1 のガス透過性表面積上に層状化されるように修正された、該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【 1 1 6 7 】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（c）において、A P C が、約 3 細胞層～約 10 細胞層の平均厚さで第 2 のガス透過性表面積上に層状化されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【 1 1 6 8 】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（c）において、A P C が、約 4 細胞層～約 8 細胞層の平均厚さで第 2 のガス透過性表面積上に層状化されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【 1 1 6 9 】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（c）において、A P C が、約 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 または 10 細胞層の平均厚さで第 2 のガス透過性表面積上に層状化されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【 1 1 7 0 】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（c）において、A P C が、約 4、 4． 1、 4． 2、 4． 3、 4． 4、 4． 5、 4． 6、 4． 7、 4． 8、 4． 9、 5、 5． 1、 5． 2、 5． 3、 5． 4、 5． 5、 5． 6、 5． 7、 5． 8、 5． 9、 6、 6． 1、 6． 2、 6． 3、 6． 4、 6． 5、 6． 6、 6． 7、 6． 8、 6． 9、 7、 7． 1、 7． 2、 7． 3、 7． 4、 7． 5、 7． 6、 7． 7、 7． 8、 7． 9、 または 8 細胞層の平均厚さで第 2 のガス透過性表面積上に層状化されるように修正された、該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【 1 1 7 1 】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第 1 のプライミング拡張が、第 1 のガス透過性表面積を含む第 1 の容器内で行われ、ステップ（c）において、第 2 の急速拡張が、第 1 の容器内で行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【 1 1 7 2 】

別の実施形態では、ステップ（b）において、第 1 の初期拡張が、第 1 の T I L 集団の細胞培養培地を追加の抗原提示細胞（A P C）で補足することによって行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、ステップ（c）において添加される A P C の数は、ステップ（b）において添加される A P C の数よりも多く、ステップ（b）において、A P C は、第 1 のガス透過性表面積上に約 1 細胞層～約 3 細胞層の平均厚さで層状化される。

【 1 1 7 3 】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、A P C が、約 1． 5 細胞層～約 2． 5 細胞層の平均厚さで第 1 のガス透過性表面積上に層状化されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【 1 1 7 4 】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、A P C が、約 2 細胞層の平均厚さで第 1 のガス透過性表面積上に層状化されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【 1 1 7 5 】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、A P C が、約 1、 1． 1、 1． 2、 1． 3、 1． 4、 1． 5、 1． 6、 1． 7、 1． 8、 1． 9、 2、 2． 1、 2． 2、 2． 3、 2． 4、 2． 5、 2． 6、 2． 7、 2． 8、 2． 9、 または 3 細胞層の平均厚さで第 1 のガス透過性表面積上に層状化されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1176】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（c）において、APCが、約3細胞層～約10細胞層の平均厚さで第1のガス透過性表面積上に層状化されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1177】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（c）において、APCが、約4細胞層～約8細胞層の平均厚さで第1のガス透過性表面積上に層状化されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1178】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（c）において、APCが、約3、4、5、6、7、8、9、または10細胞層の平均厚さで第1のガス透過性表面積上に層状化されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1179】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（c）において、APCが、約4、4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、5、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、6、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、6.8、6.9、7、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.9、または8細胞層の平均厚さで第1のガス透過性表面積上に層状化されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1180】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第1のTIL集団の細胞培養培地を追加の抗原提示細胞（APC）で補足することによって第1の初期拡張が行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、ステップ（c）において添加されたAPCの数は、ステップ（b）において添加されたAPCの数よりも多く、ステップ（b）において層状化されたAPCの平均層数とステップ（c）において層状化されたAPCの平均層数との比は、約1：1.1～約1：10の範囲から選択される。

## 【1181】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第1のTIL集団の細胞培養培地を追加の抗原提示細胞（APC）で補足することによって第1の初期拡張が行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、ステップ（c）において添加されたAPCの数は、ステップ（b）において添加されたAPCの数よりも多く、ステップ（b）において層状化されたAPCの平均層数とステップ（c）において層状化されたAPCの平均層数との比は、約1：1.1～約1：9の範囲から選択される。

## 【1182】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第1のTIL集団の細胞培養培地を追加の抗原提示細胞（APC）で補足することによって第1の初期拡張が行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、ステップ（c）において添加されたAPCの数は、ステップ（b）において添加されたAPCの数よりも多く、ステップ（b）において層状化されたAPCの平均層数とステップ（c）において層状化されたAPCの平均層数との比は、約1：1.1～約1：8の範囲から選択される。

## 【1183】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第1のTIL集団の細胞培養培地を追加の抗原提示細胞（APC）で補足することによって第1の初期拡張が行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、ステップ（c）において添加されたAPCの数は、ステップ（b）において添加されたAPCの数よりも多く、ステップ（b）において層状化されたAPCの平均層数とステップ（c）

）において層状化されたA P Cの平均層数との比は、約1：1.1～約1：7の範囲から選択される。

【1184】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第1のT I L集団の細胞培養培地を追加の抗原提示細胞（A P C）で補足することによって第1の初期拡張が行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、ステップ（c）において添加されたA P Cの数は、ステップ（b）において添加されたA P Cの数よりも多く、ステップ（b）において層状化されたA P Cの平均層数とステップ（c）において層状化されたA P Cの平均層数との比は、約1：1.1～約1：6の範囲から選択される。

10

【1185】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第1のT I L集団の細胞培養培地を追加の抗原提示細胞（A P C）で補足することによって第1の初期拡張が行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、ステップ（c）において添加されたA P Cの数は、ステップ（b）において添加されたA P Cの数よりも多く、ステップ（b）において層状化されたA P Cの平均層数とステップ（c）において層状化されたA P Cの平均層数との比は、約1：1.1～約1：5の範囲から選択される。

【1186】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第1のT I L集団の細胞培養培地を追加の抗原提示細胞（A P C）で補足することによって第1の初期拡張が行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、ステップ（c）において添加されたA P Cの数は、ステップ（b）において添加されたA P Cの数よりも多く、ステップ（b）において層状化されたA P Cの平均層数とステップ（c）において層状化されたA P Cの平均層数との比は、約1：1.1～約1：4の範囲から選択される。

20

【1187】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第1のT I L集団の細胞培養培地を追加の抗原提示細胞（A P C）で補足することによって第1の初期拡張が行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、ステップ（c）において添加されたA P Cの数は、ステップ（b）において添加されたA P Cの数よりも多く、ステップ（b）において層状化されたA P Cの平均層数とステップ（c）において層状化されたA P Cの平均層数との比は、約1：1.1～約1：3の範囲から選択される。

30

【1188】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第1のT I L集団の細胞培養培地を追加の抗原提示細胞（A P C）で補足することによって第1の初期拡張が行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、ステップ（c）において添加されたA P Cの数は、ステップ（b）において添加されたA P Cの数よりも多く、ステップ（b）において層状化されたA P Cの平均層数とステップ（c）において層状化されたA P Cの平均層数との比は、約1：1.1～約1：2の範囲から選択される。

40

【1189】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第1のT I L集団の細胞培養培地を追加の抗原提示細胞（A P C）で補足することによって第1の初期拡張が行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、ステップ（c）において添加されたA P Cの数は、ステップ（b）において添加されたA P Cの数よりも多く、ステップ（b）において層状化されたA P Cの平均層数とステップ（c）において層状化されたA P Cの平均層数との比は、約1：1.2～約1：8の範囲から選択される。

50

## 【1190】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第1のTIL集団の細胞培養培地を追加の抗原提示細胞（APC）で補足することによって第1の初期拡張が行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、ステップ（c）において添加されたAPCの数は、ステップ（b）において添加されたAPCの数よりも多く、ステップ（b）において層状化されたAPCの平均層数とステップ（c）において層状化されたAPCの平均層数との比は、約1：1.3～約1：7の範囲から選択される。

## 【1191】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第1のTIL集団の細胞培養培地を追加の抗原提示細胞（APC）で補足することによって第1の初期拡張が行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、ステップ（c）において添加されたAPCの数は、ステップ（b）において添加されたAPCの数よりも多く、ステップ（b）において層状化されたAPCの平均層数とステップ（c）において層状化されたAPCの平均層数との比は、約1：1.4～約1：6の範囲から選択される。

## 【1192】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第1のTIL集団の細胞培養培地を追加の抗原提示細胞（APC）で補足することによって第1の初期拡張が行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、ステップ（c）において添加されたAPCの数は、ステップ（b）において添加されたAPCの数よりも多く、ステップ（b）において層状化されたAPCの平均層数とステップ（c）において層状化されたAPCの平均層数との比は、約1：1.5～約1：5の範囲から選択される。

## 【1193】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第1のTIL集団の細胞培養培地を追加の抗原提示細胞（APC）で補足することによって第1の初期拡張が行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、ステップ（c）において添加されたAPCの数は、ステップ（b）において添加されたAPCの数よりも多く、ステップ（b）において層状化されたAPCの平均層数とステップ（c）において層状化されたAPCの平均層数との比は、約1：1.6～約1：4の範囲から選択される。

## 【1194】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第1のTIL集団の細胞培養培地を追加の抗原提示細胞（APC）で補足することによって第1の初期拡張が行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、ステップ（c）において添加されたAPCの数は、ステップ（b）において添加されたAPCの数よりも多く、ステップ（b）において層状化されたAPCの平均層数とステップ（c）において層状化されたAPCの平均層数との比は、約1：1.7～約1：3.5の範囲から選択される。

## 【1195】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第1のTIL集団の細胞培養培地を追加の抗原提示細胞（APC）で補足することによって第1の初期拡張が行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、ステップ（c）において添加されたAPCの数は、ステップ（b）において添加されたAPCの数よりも多く、ステップ（b）において層状化されたAPCの平均層数とステップ（c）において層状化されたAPCの平均層数との比は、約1：1.8～約1：3の範囲から選択される。

## 【1196】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第1のTIL集団の細胞培養

10

20

30

40

50

培地を追加の抗原提示細胞（ＡＰＣ）で補足することによって第１の初期拡張が行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、ステップ（ｃ）において添加されたＡＰＣの数は、ステップ（ｂ）において添加されたＡＰＣの数よりも多く、ステップ（ｂ）において層状化されたＡＰＣの平均層数とステップ（ｃ）において層状化されたＡＰＣの平均層数との比は、約１：１．９～約１：２．５の範囲から選択される。

【１１９７】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（ｂ）において、第１のＴＩＬ集団の細胞培養培地を追加の抗原提示細胞（ＡＰＣ）で補足することによって第１の初期拡張が行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、ステップ（ｃ）において添加されたＡＰＣの数は、ステップ（ｂ）において添加されたＡＰＣの数よりも多く、ステップ（ｂ）において層状化されたＡＰＣの平均層数とステップ（ｃ）において層状化されたＡＰＣの平均層数との比は、約１：２の範囲から選択される。

【１１９８】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（ｂ）において、第１の初期拡張が、第１のＴＩＬ集団の細胞培養培地を追加の抗原提示細胞（ＡＰＣ）で補足することによって行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、ステップ（ｃ）において添加されるＡＰＣの数は、ステップ（ｂ）において添加されるＡＰＣの数よりも多く、ステップ（ｂ）において層状化されるＡＰＣの層の平均数と、ステップ（ｃ）において層状化されるＡＰＣの層の平均数との比は、約１：１．１、１：１．２、１：１．３、１：１．４、１：１．５、１：１．６、１：１．７、１：１．８、１：１．９、１：２、１：２．１、１：２．２、１：２．３、１：２．４、１：２．５、１：２．６、１：２．７、１：２．８、１：２．９、１：３、１：３．１、１：３．２、１：３．３、１：３．４、１：３．５、１：３．６、１：３．７、１：３．８、１：３．９、１：４、１：４．１、１：４．２、１：４．３、１：４．４、１：４．５、１：４．６、１：４．７、１：４．８、１：４．９、１：５、１：５．１、１：５．２、１：５．３、１：５．４、１：５．５、１：５．６、１：５．７、１：５．８、１：５．９、１：６、１：６．１、１：６．２、１：６．３、１：６．４、１：６．５、１：６．６、１：６．７、１：６．８、１：６．９、１：７、１：７．１、１：７．２、１：７．３、１：７．４、１：７．５、１：７．６、１：７．７、１：７．８、１：７．９、１：８、１：８．１、１：８．２、１：８．３、１：８．４、１：８．５、１：８．６、１：８．７、１：８．８、１：８．９、１：９、１：９．１、１：９．２、１：９．３、１：９．４、１：９．５、１：９．６、１：９．７、１：９．８、１：９．９、または１：１０から選択される。

【１１９９】

別の実施形態では、本発明は、第２のＴＩＬ集団中のＴＩＬの数と第１のＴＩＬ集団中のＴＩＬの数との比が、約１．５：１～約１００：１であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【１２００】

別の実施形態では、本発明は、第２のＴＩＬ集団中のＴＩＬの数と第１のＴＩＬ集団中のＴＩＬの数との比が、約５０：１であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【１２０１】

別の実施形態では、本発明は、第２のＴＩＬ集団中のＴＩＬの数と第１のＴＩＬ集団中のＴＩＬの数との比が、約２５：１であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【１２０２】

別の実施形態では、本発明は、第２のＴＩＬ集団中のＴＩＬの数と第１のＴＩＬ集団中のＴＩＬの数との比が、約２０：１であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1203】

別の実施形態では、本発明は、第2のTIL集団中のTILの数と第1のTIL集団中のTILの数との比が、約10：1であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1204】

別の実施形態では、本発明は、第2のTIL集団が、第1のTIL集団よりも数が少なくともまたは約50倍多いように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1205】

別の実施形態では、本発明は、第2のTIL集団が、第1のTIL集団よりも数が少なくともまたは約1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、または50倍多いように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

10

## 【1206】

別の実施形態では、本発明は、ステップ(c)における第2の期間の開始の約2日または約3日後に、細胞培養培地が追加のIL-2で補足されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1207】

別の実施形態では、本発明は、凍結保存プロセスを使用して、ステップ(d)において採取されたTIL集団を凍結保存するステップをさらに含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

20

## 【1208】

別の実施形態では、本発明は、ステップ(d)の後に、(e)ステップ(d)から採取したTIL集団を、任意にHypoThermosealを含有する注入バッグに移す追加のステップを行うことを含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1209】

別の実施形態では、本発明は、凍結保存プロセスを使用して、ステップ(e)において採取されたTIL集団を含む注入バッグを凍結保存するステップを含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

30

## 【1210】

別の実施形態では、本発明は、凍結保存プロセスが、1：1の比の採取されたTIL集団および凍結保存培地を使用して行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1211】

別の実施形態では、本発明は、抗原提示細胞が末梢血単核細胞(PBMC)であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1212】

別の実施形態では、本発明は、PBMCが照射され同種異系であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

40

## 【1213】

別の実施形態では、本発明は、ステップ(b)において細胞培養に添加されるAPCの総数が $2.5 \times 10^8$ であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1214】

別の実施形態では、本発明は、ステップ(c)において細胞培養に添加されるAPCの総数が $5 \times 10^8$ であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

50

## 【1215】

別の実施形態では、本発明は、APCがPBM Cであるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1216】

別の実施形態では、本発明は、PBM Cが照射され同種異系であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1217】

別の実施形態では、本発明は、抗原提示細胞が人工抗原提示細胞であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1218】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（d）での採取が膜ベースの細胞処理システムを使用して行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1219】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（d）での採取がLOVO細胞処理システムを使用して行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1220】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、複数の断片が容器あたり約5～約60個の断片を含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1221】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、複数の断片が容器あたり約10～約60個の断片を含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1222】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、複数の断片が容器あたり約15～約60個の断片を含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1223】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、複数の断片が容器あたり約20～約60個の断片を含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1224】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、複数の断片が容器あたり約25～約60個の断片を含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1225】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、複数の断片が容器あたり約30～約60個の断片を含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1226】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、複数の断片が容器あたり約35～約60個の断片を含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1227】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、複数の断片が容器あたり約40～約60個の断片を含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1228】

10

20

30

40

50

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、複数の断片が容器あたり約 45 ～約 60 個の断片を含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1229】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、複数の断片が容器あたり約 50 ～約 60 個の断片を含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1230】

別の実施形態では、本発明は、複数の断片が、ステップ（b）において、容器あたり約 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、または 60 個の断片（複数可）を含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1231】

別の実施形態では、本発明は、各断片が約  $27\text{ mm}^3$  の体積を有するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1232】

別の実施形態では、本発明は、各断片が約  $20\text{ mm}^3$  ～約  $50\text{ mm}^3$  の体積を有するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1233】

別の実施形態では、本発明は、各断片が約  $21\text{ mm}^3$  ～約  $30\text{ mm}^3$  の体積を有するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1234】

別の実施形態では、本発明は、各断片が約  $22\text{ mm}^3$  ～約  $29.5\text{ mm}^3$  の体積を有するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1235】

別の実施形態では、本発明は、各断片が、約  $23\text{ mm}^3$  ～約  $29\text{ mm}^3$  の体積を有するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1236】

別の実施形態では、本発明は、各断片が約  $24\text{ mm}^3$  ～約  $28.5\text{ mm}^3$  の体積を有するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1237】

別の実施形態では、本発明は、各断片が約  $25\text{ mm}^3$  ～約  $28\text{ mm}^3$  の体積を有するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1238】

別の実施形態では、本発明は、各断片が約  $26.5\text{ mm}^3$  ～約  $27.5\text{ mm}^3$  の体積を有するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1239】

別の実施形態では、本発明は、各断片が約 21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、または  $50\text{ mm}^3$  の体積を有するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1240】

別の実施形態では、本発明は、複数の断片が、約 30 ～約 60 個の断片を含み、約  $1300\text{ mm}^3$  ～約  $1500\text{ mm}^3$  の総体積を有するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1241】



別の実施形態では、本発明は、複数の断片が約50個の断片を含み、約1350mm<sup>3</sup>の総体積を有するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1242】

別の実施形態では、本発明は、複数の断片が約50個の断片を含み、約1グラム～約1.5グラムの総質量を有するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1243】

別の実施形態では、本発明は、細胞培養培地がG容器またはXuriセルバッグである容器内に提供されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1244】

別の実施形態では、本発明は、細胞培養培地中のIL-2濃度が約10,000IU/mL～約5000IU/mLであるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1245】

別の実施形態では、本発明は、細胞培養培地中のIL-2濃度が約6,000IU/mLであるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1246】

別の実施形態では、本発明は、凍結保存培地がジメチルスルホキシド(DMSO)を含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1247】

別の実施形態では、本発明は、凍結保存培地が7%～10%のDMSOを含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1248】

別の実施形態では、本発明は、ステップ(b)の第1の期間が約1日、2日、3日、4日、5日、6日、または7日の期間内に行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1249】

別の実施形態では、本発明は、ステップ(c)の第2の期間が約1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、または11日の期間内に行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1250】

別の実施形態では、本発明は、ステップ(b)の第1の期間およびステップ(c)の第2の期間が各々、約1日、2日、3日、4日、5日、6日、または7日の期間内に個々に行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1251】

別の実施形態では、本発明は、ステップ(b)の第1の期間およびステップ(c)の第2の期間が各々、約5日、6日、または7日の期間内に個々に行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1252】

別の実施形態では、本発明は、ステップ(b)の第1の期間およびステップ(c)の第2の期間が各々、約7日の期間内に個々に行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1253】

別の実施形態では、本発明は、ステップ(a)～(d)が合計で約14日～約18日で行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

10

20

30

40

50

## 【1254】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）～（d）が合計で約15日～約18日で行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1255】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）～（d）が合計で約16日～約18日で行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1256】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）～（d）が合計で約17日～約18日で行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

10

## 【1257】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）～（d）が合計で約14日～約17日で行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1258】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）～（d）が合計で約15日～約17日で行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

20

## 【1259】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）～（d）が合計で約16日～約17日で行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1260】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）～（d）が合計で約14日～約16日で行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1261】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）～（d）が合計で約15日～約16日で行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

30

## 【1262】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）～（d）が合計で約14日で行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1263】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）～（d）が合計で約15日で行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1264】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）～（d）が合計で約16日で行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

40

## 【1265】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）～（d）が合計で約17日で行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1266】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）～（d）が合計で約18日で行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1267】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）～（d）が合計で約14日以内に行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

50

## 【1268】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）～（d）が合計で約15日以内に行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1269】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）～（d）が合計で約16日以内に行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1270】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）～（d）が合計で約18日以内に行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1271】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（d）で採取された治療的TIL集団が、TILの治療上有効な投与量に十分なTILを含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1272】

別の実施形態では、本発明は、治療上有効な投与量に十分なTILの数が、約 $2.3 \times 10^{10}$ ～約 $13.7 \times 10^{10}$ であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1273】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（c）における第3のTIL集団が、増加した効力、増加したインターフェロン $\gamma$ 産生、および／または増加したポリクローン性を提供するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1274】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（c）における第3のTIL集団が、16日より長いプロセスによって調製されたTILと比較して少なくとも1倍～5倍以上のインターフェロン $\gamma$ 産生を提供するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1275】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（c）における第3のTIL集団が、17日より長いプロセスによって調製されたTILと比較して少なくとも1倍～5倍以上のインターフェロン $\gamma$ 産生を提供するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1276】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（c）における第3のTIL集団が、18日より長いプロセスによって調製されたTILと比較して少なくとも1倍～5倍以上のインターフェロン $\gamma$ 産生を提供するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1277】

別の実施形態では、本発明は、第3のTIL集団ステップ（c）から得られたエフェクターT細胞および／またはセントラルメモリーT細胞が、第2の細胞集団ステップ（b）から得られたエフェクターT細胞および／またはセントラルメモリーT細胞に対して増加したCD8およびCD28の発現を示すように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1278】

別の実施形態では、本発明は、方法に列挙された各容器が密閉容器であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1279】

別の実施形態では、本発明は、方法に列挙された各容器がG容器であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1280】

別の実施形態では、本発明は、方法に列挙された各容器がGREX-10であるように

10

20

30

40

50

修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1281】

別の実施形態では、本発明は、方法に列挙された各容器がGREX-100であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1282】

別の実施形態では、本発明は、方法に列挙された各容器がGREX-500であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1283】

別の実施形態では、本発明は、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法によって作製された腫瘍浸潤リンパ球（TIL）の治療的集団を提供する。

10

【1284】

別の実施形態では、本発明は、患者の腫瘍組織から調製された腫瘍浸潤リンパ球（TIL）の治療的集団を提供し、この治療的TIL集団は、第1のTIL拡張が抗原提示細胞（APC）またはOKT3を添加せずに行われるプロセスによって調製されたTILと比較して、増加した有効性、増加したインターフェロン $\gamma$ 産生、および／または増加した多クローン性を提供する。

【1285】

別の実施形態では、本発明は、患者の腫瘍組織から調製された腫瘍浸潤リンパ球（TIL）の治療的集団を提供し、この治療的TIL集団は、第1のTIL拡張が抗原提示細胞（APC）を添加せずに行われるプロセスによって調製されたTILと比較して、増加した有効性、増加したインターフェロン $\gamma$ 産生、および／または増加した多クローン性を提供する。

20

【1286】

別の実施形態では、本発明は、患者の腫瘍組織から調製された腫瘍浸潤リンパ球（TIL）の治療的集団を提供し、この治療的TIL集団は、第1のTIL拡張がOKT3を添加せずに行われるプロセスによって調製されたTILと比較して、増加した有効性、増加したインターフェロン $\gamma$ 産生、および／または増加した多クローン性を提供する。

【1287】

別の実施形態では、本発明は、患者の腫瘍組織から調製された腫瘍浸潤リンパ球（TIL）の治療的集団を提供し、この治療的TIL集団は、第1のTIL拡張が抗原提示細胞（APC）およびOKT3を添加せずに行われるプロセスによって調製されたTILと比較して、増加した有効性、増加したインターフェロン $\gamma$ 産生、および／または増加した多クローン性を提供する。

30

【1288】

別の実施形態では、本発明は、患者の腫瘍組織から調製された腫瘍浸潤リンパ球（TIL）の治療的集団を提供し、この治療的TIL集団は、16日より長いプロセスによってプロセスによって調製されたTILと比較して、増加した有効性、増加したインターフェロン $\gamma$ 産生、および／または増加した多クローン性を提供する。

【1289】

別の実施形態では、本発明は、患者の腫瘍組織から調製された腫瘍浸潤リンパ球（TIL）の治療的集団を提供し、この治療的TIL集団は、17日より長いプロセスによってプロセスによって調製されたTILと比較して、増加した有効性、増加したインターフェロン $\gamma$ 産生、および／または増加した多クローン性を提供する。

40

【1290】

別の実施形態では、本発明は、患者の腫瘍組織から調製された腫瘍浸潤リンパ球（TIL）の治療的集団を提供し、この治療的TIL集団は、18日より長いプロセスによってプロセスによって調製されたTILと比較して、増加した有効性、増加したインターフェロン $\gamma$ 産生、および／または増加した多クローン性を提供する。

【1291】

別の実施形態では、本発明は、インターフェロン $\gamma$ 産生の増加を提供する、上記の該当

50

する前段落のうちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団を提供する。

【1292】

別の実施形態では、本発明は、増加した多クローン性を提供する、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載された治療的 T I L 集団を提供する。

【1293】

別の実施形態では、本発明は、増加した有効性を提供する、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団を提供する。

【1294】

別の実施形態では、本発明は、治療的 T I L 集団が、16 日より長いプロセスによって調製された T I L と比較して、少なくとも 1 倍多いインターフェロン  $\gamma$  産生が可能であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団を提供する。別の実施形態では、本発明は、治療的 T I L 集団が、17 日より長いプロセスによって調製された T I L と比較して、少なくとも 1 倍多いインターフェロン  $\gamma$  産生が可能であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団を提供する。別の実施形態では、本発明は、治療的 T I L 集団が、18 日より長いプロセスによって調製された T I L と比較して、少なくとも 1 倍多いインターフェロン  $\gamma$  産生が可能であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団を提供する。いくつかの実施形態では、T I L は、例えば、上記のステップ A ~ F に記載されるように、または上記のステップ A ~ F に従って（また、例えば、図 8（特に、例えば図 8 B および／または図 8 C）に示されているように）、本明細書に記載される拡張プロセスに起因する少なくとも 1 倍多いインターフェロン  $\gamma$  産生が可能になる。

【1295】

別の実施形態では、本発明は、治療的 T I L 集団が、16 日より長いプロセスによって調製された T I L と比較して、少なくとも 2 倍多いインターフェロン  $\gamma$  産生が可能であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団を提供する。別の実施形態では、本発明は、治療的 T I L 集団が、17 日より長いプロセスによって調製された T I L と比較して、少なくとも 2 倍多いインターフェロン  $\gamma$  産生が可能であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団を提供する。別の実施形態では、本発明は、治療的 T I L 集団が、18 日より長いプロセスによって調製された T I L と比較して、少なくとも 2 倍多いインターフェロン  $\gamma$  産生が可能であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団を提供する。いくつかの実施形態では、T I L は、例えば、上記のステップ A ~ F に記載されるように、または上記のステップ A ~ F に従って（また、例えば、図 8（特に、例えば図 8 B および／または図 8 C）に示されているように）、本明細書に記載される拡張プロセスに起因する少なくとも 2 倍多いインターフェロン  $\gamma$  産生が可能になる。

【1296】

別の実施形態では、本発明は、治療的 T I L 集団が、16 日より長いプロセスによって調製された T I L と比較して、少なくとも 3 倍多いインターフェロン  $\gamma$  産生が可能であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団を提供する。別の実施形態では、本発明は、治療的 T I L 集団が、17 日より長いプロセスによって調製された T I L と比較して、少なくとも 3 倍多いインターフェロン  $\gamma$  産生が可能であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団を提供する。別の実施形態では、本発明は、治療的 T I L 集団が、18 日より長いプロセスによって調製された T I L と比較して、少なくとも 3 倍多いインターフェロン  $\gamma$  産生が可能であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団を提供する。いくつかの実施形態では、T I L は、例えば、上記のステップ A ~ F に記載されるように、または上記のステップ A ~ F に従って（また、例えば、図 8（特に、例えば図 8 B および／または図 8 C）に示されているように）、本明細書に記

載される拡張プロセスに起因する少なくとも3倍多いインターフェロン $\gamma$ 産生が可能になる。

【1297】

別の実施形態では、本発明は、第1のTIL拡張が、抗原提示細胞（APC）を添加せずに行われるプロセスによって調製されるTILと比較して、少なくとも1倍多いインターフェロン $\gamma$ 産生が可能である腫瘍浸潤リンパ球（TIL）の治療的集団を提供する。いくつかの実施形態では、TILは、例えば、上記のステップA～Fに記載されるように、または上記のステップA～Fに従って（また、例えば、図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）に示されているように）、本明細書に記載される拡張プロセスに起因する少なくとも1倍多いインターフェロン $\gamma$ 産生が可能になる。

10

【1298】

別の実施形態では、本発明は、第1のTIL拡張が、OKT3を添加せずに行われるプロセスによって調製されるTILと比較して、少なくとも1倍多いインターフェロン $\gamma$ 産生が可能である腫瘍浸潤リンパ球（TIL）の治療的集団を提供する。いくつかの実施形態では、TILは、例えば、上記のステップA～Fに記載されるように、または上記のステップA～Fに従って（また、例えば、図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）に示されているように）、本明細書に記載される拡張プロセスに起因する少なくとも1倍多いインターフェロン $\gamma$ 産生が可能になる。

【1299】

別の実施形態では、本発明は、第1のTIL拡張が、APCを添加せずに行われるプロセスによって調製されるTILと比較して、少なくとも2倍多いインターフェロン $\gamma$ 産生が可能であるTILの治療的集団を提供する。いくつかの実施形態では、TILは、例えば、上記のステップA～Fに記載されるように、または上記のステップA～Fに従って（また、例えば、図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）に示されているように）、本明細書に記載される拡張プロセスに起因する少なくとも2倍多いインターフェロン $\gamma$ 産生が可能になる。

20

【1300】

別の実施形態では、本発明は、TILの最初の拡張が、OKT3を添加せずに行われるプロセスによって調製されるTILと比較して、少なくとも2倍多いインターフェロン $\gamma$ 産生が可能である治療的TIL集団を提供する。いくつかの実施形態では、TILは、例えば、上記のステップA～Fに記載されるように、または上記のステップA～Fに従って（また、例えば、図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）に示されているように）、本明細書に記載される拡張プロセスに起因する少なくとも2倍多いインターフェロン $\gamma$ 産生が可能になる。

30

【1301】

別の実施形態では、本発明は、第1のTIL拡張が、APCを添加せずに行われるプロセスによって調製されるTILと比較して、少なくとも3倍多いインターフェロン $\gamma$ 産生が可能である治療的TIL集団を提供する。いくつかの実施形態では、TILは、例えば、上記のステップA～Fに記載されるように、または上記のステップA～Fに従って（また、例えば、図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）に示されているように）、本明細書に記載される拡張プロセスに起因する少なくとも1倍多いインターフェロン $\gamma$ 産生が可能になる。

40

【1302】

別の実施形態では、本発明は、第1のTIL拡張が、OKT3を添加せずに行われるプロセスによって調製されるTILと比較して、少なくとも3倍多いインターフェロン $\gamma$ 産生が可能である治療的TIL集団を提供する。いくつかの実施形態では、TILは、例えば、上記のステップA～Fに記載されるように、または上記のステップA～Fに従って（また、例えば、図8（特に、例えば図8Bおよび／または図8C）に示されているように）、本明細書に記載される拡張プロセスに起因する少なくとも3倍多いインターフェロン $\gamma$ 産生が可能になる。

50

## 【1303】

別の実施形態では、本発明は、(a) 第1のT細胞集団を培養することによって、ドナーから得られた第1のT細胞集団の第1のプライミング拡張を行って成長をもたらし、第1の細胞集団の活性化をプライミングすることと、(b) ステップ(a)においてプライミングされた第1のT細胞集団の活性化が減衰し始めた後に、第1のT細胞集団を培養することによって第1のT細胞集団の第2の急速拡張を行って成長をもたらし、第1のT細胞集団の活性化を促進して第2のT細胞集団を得ることと、(c) 第2のT細胞集団を採取することと、を含む、T細胞を拡張する方法を提供する。別の実施形態では、第2の急速拡張のステップは、複数のステップに分割され、(a) 第1のT細胞集団を、第1の容器、例えばG-R E X 100 M C S容器内の小規模培養において約3～4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで(b) 小規模培養からの第1のT細胞集団を、第1の容器よりも大きい第2の容器、例えばG-R E X 500 M C S容器に移し、小規模培養からの第1のT細胞集団を、第2の容器内の大規模培養において約4～7日間培養することによって、培養のスケールアップを達成する。別の実施形態では、急速拡張のステップは、複数のステップに分割され、(a) 第1のT細胞集団を、第1の容器、例えばG-R E X 100 M C S容器内の第1の小規模培養において3～4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで(b) 第1の小規模培養からの第1のT細胞集団を、第1の容器とサイズが等しい少なくとも2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、または20個の第2の容器に移し、配分することによって培養のスケールアウトを達成し、各第2の容器内で、かかる第2の容器に移された第1の小規模培養からの第1のT細胞集団の部分は、第2の小規模培養において約4～7日間培養される。別の実施形態では、急速拡張のステップは、複数のステップに分割され、(a) 第1のT細胞集団を、第1の容器、例えばG-R E X 100 M C S容器内の小規模培養において約3～4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで(b) 小規模培養からの第1のT細胞集団を、第1の容器よりも大きい少なくとも2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、または20個の第2の容器、例えば、G-R E X 500 M C S容器に移し、配分することによって培養のスケールアウトおよびスケールアップを達成し、各第2の容器内で、かかる第2の容器に移された小規模培養からの第1のT細胞集団の部分は、より大規模の培養において約4～7日間培養される。別の実施形態では、急速拡張のステップは、複数のステップに分割され、(a) 第1のT細胞集団を、第1の容器、例えばG-R E X 100 M C S容器内の小規模培養において約4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで(b) 小規模培養からの第1のT細胞集団を、第1の容器よりも大きい2、3、または4個の第2の容器、例えばG-R E X 500 M C S容器に移し、配分することによって培養のスケールアウトおよびスケールアップを達成し、各第2の容器内で、かかる第2の容器に移された小規模培養からの第1のT細胞集団の部分は、より大規模の培養において約5日間培養される。

## 【1304】

別の実施形態では、本発明は、第2の急速拡張のステップが、複数のステップに分割され、(a) 第1のT細胞集団を、第1の容器、例えばG-R E X 100 M C S容器内の小規模培養において約2～4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで(b) 小規模培養からの第1のT細胞集団を、第1の容器よりも大きい第2の容器、例えばG-R E X 500 M C S容器に移し、小規模培養からの第1のT細胞集団を、第2の容器内の大規模培養において約5～7日間培養することによって、培養のスケールアップを達成するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1305】

別の実施形態では、本発明は、急速拡張のステップが、複数のステップに分割され、(a) 第1のT細胞集団を、第1の容器、例えばG-R E X 100 M C S容器内の第1の小規模培養において2～4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで

(b) 第1の小規模培養からの第1のT細胞集団を、第1の容器とサイズが等しい少なくとも2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、または20個の第2の容器に移し、配分することによって培養のスケールアウトを達成するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、各第2の容器内で、かかる第2の容器に移された第1の小規模培養からの第1のT細胞集団の部分は、第2の小規模培養において約5～7日間培養される。

【1306】

別の実施形態では、急速拡張のステップが、複数のステップに分割され、(a) 第1のT細胞集団を、第1の容器、例えばG-R EX 100 MCS 容器内の小規模培養において約2～4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで(b) 小規模培養からの第1のT細胞集団を、第1の容器よりも大きい少なくとも2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、または20個の第2の容器、例えば、G-R EX 500 MCS 容器に移し、配分することによって培養のスケールアウトおよびスケールアップを達成するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、各第2の容器内で、かかる第2の容器に移された小規模培養からの第1のT細胞集団の部分は、より大規模の培養において約5～7日間培養される。

10

【1307】

別の実施形態では、本発明は、急速拡張のステップが、複数のステップに分割され、(a) 第1のT細胞集団を、第1の容器、例えばG-R EX 100 MCS 容器内の小規模培養において約3～4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで(b) 小規模培養からの第1のT細胞集団を、第1の容器よりも大きい2、3、または4個の第2の容器、例えばG-R EX 500 MCS 容器に移し、配分することによって培養のスケールアウトおよびスケールアップを達成するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、各第2の容器内で、かかる第2の容器に移された小規模培養からの第1のT細胞集団の部分は、より大規模の培養において約5～6日間培養される。

20

【1308】

別の実施形態では、本発明は、急速拡張のステップが、複数のステップに分割され、(a) 第1のT細胞集団を、第1の容器、例えばG-R EX 100 MCS 容器内の小規模培養において約3～4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで(b) 小規模培養からの第1のT細胞集団を、第1の容器よりも大きい2、3、または4個の第2の容器、例えばG-R EX 500 MCS 容器に移し、配分することによって培養のスケールアウトおよびスケールアップを達成するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、各第2の容器内で、かかる第2の容器に移された小規模培養からの第1のT細胞集団の部分は、より大規模の培養において約5日間培養される。

30

【1309】

別の実施形態では、本発明は、急速拡張のステップが、複数のステップに分割され、(a) 第1のT細胞集団を、第1の容器、例えばG-R EX 100 MCS 容器内の小規模培養において約3～4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで(b) 小規模培養からの第1のT細胞集団を、第1の容器よりも大きい2、3、または4個の第2の容器、例えばG-R EX 500 MCS 容器に移し、配分することによって培養のスケールアウトおよびスケールアップを達成するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、各第2の容器内で、かかる第2の容器に移された小規模培養からの第1のT細胞集団の部分は、より大規模の培養において約6日間培養される。

40

【1310】

別の実施形態では、本発明は、急速拡張のステップが、複数のステップに分割され、(a) 第1のT細胞集団を、第1の容器、例えばG-R EX 100 MCS 容器内の小規模

50



培養において約3～4日間培養することによって第2の急速拡張を行うこと、次いで（b）小規模培養からの第1のT細胞集団を、第1の容器よりも大きい2、3、または4個の第2の容器、例えばG-R-E-X 500MCS容器に移し、配分することによって培養のスケールアウトおよびスケールアップを達成するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供し、各第2の容器内で、かかる第2の容器に移された小規模培養からの第1のT細胞集団の部分は、より大規模の培養において約7日間培養される。

【1311】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）の第1のプライミング拡張が最大7日の期間中に行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

10

【1312】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）の第2の急速拡張が最大8日の期間中に行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1313】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）の第2の急速拡張が最大9日の期間中に行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1314】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）の第2の急速拡張が最大10日の期間中に行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

20

【1315】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）の第2の急速拡張が最大11日の期間中に行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1316】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）における第1のプライミング拡張が7日の期間中に行われ、ステップ（b）の第2の急速拡張が最大9日の期間中に行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

30

【1317】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）における第1のプライミング拡張が7日の期間中に行われ、ステップ（b）の第2の急速拡張が最大10日の期間中に行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1318】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）における第1のプライミング拡張が7日または8日の期間中に行われ、ステップ（b）の第2の急速拡張が最大9日の期間中に行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

40

【1319】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）における第1のプライミング拡張が7日または8日の期間中に行われ、ステップ（b）の第2の急速拡張が最大10日の期間中に行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1320】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）における第1のプライミング拡張が8日の期間中に行われ、ステップ（b）の第2の急速拡張が最大9日の期間中に行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1321】

50

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）における第1のプライミング拡張が8日の期間中に行われ、ステップ（b）の第2の急速拡張が最大8日の期間中に行われるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1322】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）において、第1のT細胞集団がOKT-3およびIL-2を含む第1の培養培地中で培養されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1323】

別の実施形態では、本発明は、第1の培養培地が4-1BBアゴニスト、OKT-3、およびIL-2を含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

10

【1324】

別の実施形態では、本発明は、第1の培養培地がOKT-3、IL-2、および抗原提示細胞（APC）を含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1325】

別の実施形態では、本発明は、第1の培養培地が4-1BBアゴニスト、OKT-3、IL-2、および抗原提示細胞（APC）を含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1326】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第1のT細胞集団がOKT-3、IL-2、および抗原提示細胞（APC）を含む第2の培養培地中で培養されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

20

【1327】

別の実施形態では、本発明は、第2の培養培地が4-1BBアゴニスト、OKT-3、IL-2、および抗原提示細胞（APC）を含むように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1328】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）において、第1のT細胞集団が、第1のガス透過性表面を含む容器内の第1の培養培地において培養され（ここで、第1の培養培地は、OKT-3、IL-2、および第1の抗原提示細胞（APC）集団を含み、第1のAPC集団は、第1のT細胞集団のドナーに対して外因性であり、第1のAPC集団は、第1のガス透過性表面上に層状化される）、ステップ（b）において、第1のT細胞集団が、容器内の第2の培養培地中で培養される（ここで、第2の培養培地は、OKT-3、IL-2、および第2のAPC集団を含み、第2のAPC集団は、第1のT細胞集団のドナーに対して外因性であり、第2のAPC集団は、第1のガス透過性表面上に層状化され、第2のAPC集団は、第1のAPC集団よりも優れている）ように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

30

【1329】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）において、第1のT細胞集団が、第1のガス透過性表面を含む容器内の第1の培養培地において培養され（ここで、第1の培養培地は、4-1BBアゴニスト、OKT-3、IL-2、および第1の抗原提示細胞（APC）集団を含み、第1のAPC集団は、第1のT細胞集団のドナーに対して外因性であり、第1のAPC集団は、第1のガス透過性表面上に層状化される）、ステップ（b）において、第1のT細胞集団が、容器内の第2の培養培地中で培養される（ここで、第2の培養培地は、OKT-3、IL-2、および第2のAPC集団を含み、第2のAPC集団は、第1のT細胞集団のドナーに対して外因性であり、第2のAPC集団は、第1のガス透過性表面上に層状化され、第2のAPC集団は、第1のAPC集団よりも優れている）ように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

40

【1330】

50

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）において、第1のT細胞集団が、第1のガス透過性表面を含む容器内の第1の培養培地において培養され（ここで、第1の培養培地は、OKT-3、IL-2、および抗原提示細胞（APC）の第1の集団を含み、第1のAPC集団は、第1のT細胞集団のドナーに対して外因性であり、第1のAPC集団は、第1のガス透過性表面上に層状化される）、ステップ（b）において、第1のT細胞集団が、容器内の第2の培養培地中で培養される（ここで、第2の培養培地は、4-1BBアゴニスト、OKT-3、IL-2、および第2のAPC集団を含み、第2のAPC集団は、第1のT細胞集団のドナーに対して外因性であり、第2のAPC集団は、第1のガス透過性表面上に層状化され、第2のAPC集団は、第1のAPC集団よりも優れている）ように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

10

## 【1331】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）において、第1のT細胞集団が、第1のガス透過性表面を含む容器内の第1の培養培地において培養され（ここで、第1の培養培地は、4-1BBアゴニスト、OKT-3、IL-2、および第1の抗原提示細胞（APC）集団を含み、第1のAPC集団は、第1のT細胞集団のドナーに対して外因性であり、第1のAPC集団は、第1のガス透過性表面上に層状化される）、ステップ（b）において、第1のT細胞集団が、容器内の第2の培養培地中で培養される（ここで、第2の培養培地は、4-1BBアゴニスト、OKT-3、IL-2、および第2のAPC集団を含み、第2のAPC集団は、第1のT細胞集団のドナーに対して外因性であり、第2のAPC集団は、第1のガス透過性表面上に層状化され、第2のAPC集団は、第1のAPC集団よりも優れている）ように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

20

## 【1332】

別の実施形態では、本発明は、第2のAPC集団中のAPCの数と第1のAPC集団中のAPCの数との比が、約2：1であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1333】

別の実施形態では、本発明は、第1のAPC集団中のAPCの数が、約 $2.5 \times 10^8$ あり、第2のAPC集団中のAPCの数が、約 $5 \times 10^8$ であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

30

## 【1334】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）において、第1のAPC集団が、2層のAPCの平均厚さで第1のガス透過性表面上に層状化されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1335】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第2のAPC集団が、4～8層のAPCから選択される平均厚さで第1のガス透過性表面積上に層状化されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1336】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において第1のガス透過性表面上に層状化されたAPCの平均層数と、ステップ（a）において第1のガス透過性表面上に層状化されたAPCの平均層数は、2：1である。

40

## 【1337】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）において、第1のAPC集団が約 $1.0 \times 10^6$  APC /  $\text{cm}^2$  ～ 約 $4.5 \times 10^6$  APC /  $\text{cm}^2$  の範囲から選択される密度で第1のガス透過性表面に播種されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

## 【1338】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）において、第1のAPC集団が約 $1.5 \times 10^6$  APC /  $\text{cm}^2$  ～ 約 $3.5 \times 10^6$  APC /  $\text{cm}^2$  の範囲から選択される密度で第

50

1 のガス透過性表面に播種されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1339】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）において、第1のAPC集団が約  $2.0 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  ～約  $3.0 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の範囲から選択される密度で第1のガス透過性表面に播種されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1340】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）において、第1のAPC集団が約  $2.0 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の密度で第1のガス透過性表面に播種されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1341】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第2のAPC集団が約  $2.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  ～約  $7.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の範囲から選択される密度で第1のガス透過性表面に播種されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1342】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第2のAPC集団が約  $3.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  ～約  $6.0 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の範囲から選択される密度で第1のガス透過性表面に播種されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1343】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第2のAPC集団が約  $4.0 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  ～約  $5.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の範囲から選択される密度で第1のガス透過性表面に播種されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1344】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（b）において、第2のAPC集団が約  $4.0 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の密度で第1のガス透過性表面に播種されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1345】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）において、第1のAPC集団が約  $1.0 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  ～約  $4.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の範囲から選択される密度で第1のガス透過性表面に播種され、ステップ（b）において、第2のAPC集団が、約  $2.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  ～約  $7.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の範囲から選択される密度で第1のガス透過性表面に播種されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1346】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）において、第1のAPC集団が約  $1.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  ～約  $3.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の範囲から選択される密度で第1のガス透過性表面に播種され、ステップ（b）において、第2のAPC集団が、約  $3.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  ～約  $6.0 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の範囲から選択される密度で第1のガス透過性表面に播種されるように修正された、該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1347】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）において、第1のAPC集団が約  $2.0 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  ～約  $3.0 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の範囲から選択される密度で第1のガス透過性表面に播種され、ステップ（b）において、第2のAPC集団が、約  $4.0 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  ～約  $5.5 \times 10^6 \text{ APC/cm}^2$  の範囲から選択される密度で第1のガス透過性表面に播種されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのい

ずれかに記載の方法を提供する。

【1348】

別の実施形態では、本発明は、ステップ（a）において、第1のAPC集団が、約 $2.0 \times 10^6$  APC/cm<sup>2</sup>の密度で第1のガス透過性表面に播種され、ステップ（b）において、第2のAPC集団が、約 $4.0 \times 10^6$  APC/cm<sup>2</sup>の密度で第1のガス透過性表面に播種されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1349】

別の実施形態では、本発明は、APCが末梢血単核細胞（PBMC）であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

10

【1350】

別の実施形態では、本発明は、PBMCが照射され、第1のT細胞集団のドナーに対して外因性であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1351】

別の実施形態では、本発明は、T細胞が腫瘍浸潤リンパ球（TIL）であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1352】

別の実施形態では、本発明は、T細胞が骨髄浸潤リンパ球（MIL）であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

20

【1353】

別の実施形態では、本発明は、T細胞が末梢血リンパ球（PBL）であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1354】

別の実施形態では、本発明は、第1のT細胞集団がドナーの全血からの分離によって得られるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1355】

別の実施形態では、本発明は、第1のT細胞集団がドナーのアフェレーシス産物からの分離によって得られるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

30

【1356】

別の実施形態では、本発明は、第1のT細胞集団が、T細胞表現型の正または負の選択によってドナーの全血またはアフェレーシス産物から分離されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1357】

別の実施形態では、本発明は、T細胞表現型がCD3+およびCD45+であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1358】

別の実施形態では、本発明は、第1のT細胞集団の第1のプライミング拡張を行う前に、T細胞がNK細胞から分離されるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。別の実施形態では、T細胞は、第1のT細胞集団からのCD3-CD56+細胞の除去によって、第1のT細胞集団におけるNK細胞から分離される。別の実施形態では、CD3-CD56+細胞は、CD3-CD56+細胞画分を除去し、陰性画分を回復するゲーティング戦略を使用して第1のT細胞集団を細胞選別に供することによって、第1のT細胞集団から除去される。別の実施形態では、前述の方法は、高いパーセンテージのNK細胞を特徴とする第1のT細胞集団におけるT細胞の拡張のために利用される。別の実施形態では、前述の方法は、高いパーセンテージのCD3-CD56+細胞を特徴とする第1のT細胞集団におけるT細胞の拡張のために利用される。別の実施形態では、前述の方法は、多数のNK細胞の存在を特徴とする腫瘍組織における

40

50

T細胞の拡張のために利用される。別の実施形態では、前述の方法は、多数のCD3-CD56+細胞を特徴とする腫瘍組織におけるT細胞の拡張のために利用される。別の実施形態では、前述の方法は、多数のNK細胞の存在を特徴とする腫瘍を患っている患者から得られた腫瘍組織におけるT細胞の拡張のために利用される。別の実施形態では、前述の方法は、多数のCD3-CD56+細胞の存在を特徴とする腫瘍を患っている患者から得られた腫瘍組織におけるT細胞の拡張のために利用される。別の実施形態では、前述の方法は、卵巣癌を患っている患者から得られた腫瘍組織におけるT細胞の拡張のために利用される。

【1359】

別の実施形態では、本発明は、第1のT細胞集団からの約 $1 \times 10^7$  T細胞を容器内に播種して、かかる容器内で第1の初期拡張を開始するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1360】

別の実施形態では、本発明は、第1のT細胞集団が複数の容器に分布し、各容器において、第1のT細胞集団からの約 $1 \times 10^7$  T細胞を播種して、かかる容器内で第1の初期拡張を開始するように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1361】

別の実施形態では、本発明は、ステップ(c)において採取された第2のT細胞集団が治療的TIL集団であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1362】

#### V. 薬学的組成物、投与量、および投薬レジメン

実施形態では、本開示の方法を使用して拡張されたTILは、薬学的組成物として患者に投与される。実施形態では、薬学的組成物は、無菌緩衝液中のTILの懸濁液である。本開示のPBMCを使用して拡張されたTILは、当該技術分野で知られている任意の好適な経路によって投与することができる。いくつかの実施形態では、T細胞は、単一の動脈内または静脈内注入として投与され、これは好ましくは、およそ30～60分続く。他の好適な投与経路には、腹腔内、髄腔内、およびリンパ内投与が含まれる。

【1363】

任意の好適な用量のTILが投与され得る。いくつかの実施形態では、特に癌が黒色腫である場合、約 $2.3 \times 10^{10}$ ～約 $13.7 \times 10^{10}$  TILが投与され、平均は約 $7.8 \times 10^{10}$  TILである。実施形態では、約 $1.2 \times 10^{10}$ ～約 $4.3 \times 10^{10}$ のTILが投与される。いくつかの実施形態では、約 $3 \times 10^{10}$ ～約 $12 \times 10^{10}$  TILが投与される。いくつかの実施形態では、約 $4 \times 10^{10}$ ～約 $10 \times 10^{10}$  TILが投与される。いくつかの実施形態では、約 $5 \times 10^{10}$ ～約 $8 \times 10^{10}$  TILが投与される。いくつかの実施形態では、約 $6 \times 10^{10}$ ～約 $8 \times 10^{10}$  TILが投与される。いくつかの実施形態では、約 $7 \times 10^{10}$ ～約 $8 \times 10^{10}$  TILが投与される。いくつかの実施形態では、治療上有効な投与量は、約 $2.3 \times 10^{10}$ ～約 $13.7 \times 10^{10}$ である。いくつかの実施形態では、特に癌が黒色腫である場合、治療上有効な投与量は、約 $7.8 \times 10^{10}$  TILである。いくつかの実施形態では、治療上有効な投与量は、約 $1.2 \times 10^{10}$ ～約 $4.3 \times 10^{10}$ のTILである。いくつかの実施形態では、治療上有効な投与量は、約 $3 \times 10^{10}$ ～約 $12 \times 10^{10}$  TILである。いくつかの実施形態では、治療上有効な投与量は、約 $4 \times 10^{10}$ ～約 $10 \times 10^{10}$  TILである。いくつかの実施形態では、治療上有効な投与量は、約 $5 \times 10^{10}$ ～約 $8 \times 10^{10}$  TILである。いくつかの実施形態では、治療上有効な投与量は、約 $6 \times 10^{10}$ ～約 $8 \times 10^{10}$  TILである。いくつかの実施形態では、治療上有効な投与量は、約 $7 \times 10^{10}$ ～約 $8 \times 10^{10}$  TILである。

【1364】

いくつかの実施形態では、本発明の薬学的組成物において提供されるTILの数は、約 $1 \times 10^6$ 、 $2 \times 10^6$ 、 $3 \times 10^6$ 、 $4 \times 10^6$ 、 $5 \times 10^6$ 、 $6 \times 10^6$ 、 $7 \times 10^6$

、 $8 \times 10^6$ 、 $9 \times 10^6$ 、 $1 \times 10^7$ 、 $2 \times 10^7$ 、 $3 \times 10^7$ 、 $4 \times 10^7$ 、 $5 \times 10^7$ 、 $6 \times 10^7$ 、 $7 \times 10^7$ 、 $8 \times 10^7$ 、 $9 \times 10^7$ 、 $1 \times 10^8$ 、 $2 \times 10^8$ 、 $3 \times 10^8$ 、 $4 \times 10^8$ 、 $5 \times 10^8$ 、 $6 \times 10^8$ 、 $7 \times 10^8$ 、 $8 \times 10^8$ 、 $9 \times 10^8$ 、 $1 \times 10^9$ 、 $2 \times 10^9$ 、 $3 \times 10^9$ 、 $4 \times 10^9$ 、 $5 \times 10^9$ 、 $6 \times 10^9$ 、 $7 \times 10^9$ 、 $8 \times 10^9$ 、 $9 \times 10^9$ 、 $1 \times 10^{10}$ 、 $2 \times 10^{10}$ 、 $3 \times 10^{10}$ 、 $4 \times 10^{10}$ 、 $5 \times 10^{10}$ 、 $6 \times 10^{10}$ 、 $7 \times 10^{10}$ 、 $8 \times 10^{10}$ 、 $9 \times 10^{10}$ 、 $1 \times 10^{11}$ 、 $2 \times 10^{11}$ 、 $3 \times 10^{11}$ 、 $4 \times 10^{11}$ 、 $5 \times 10^{11}$ 、 $6 \times 10^{11}$ 、 $7 \times 10^{11}$ 、 $8 \times 10^{11}$ 、 $9 \times 10^{11}$ 、 $1 \times 10^{12}$ 、 $2 \times 10^{12}$ 、 $3 \times 10^{12}$ 、 $4 \times 10^{12}$ 、 $5 \times 10^{12}$ 、 $6 \times 10^{12}$ 、 $7 \times 10^{12}$ 、 $8 \times 10^{12}$ 、 $9 \times 10^{12}$ 、 $1 \times 10^{13}$ 、 $2 \times 10^{13}$ 、 $3 \times 10^{13}$ 、 $4 \times 10^{13}$ 、 $5 \times 10^{13}$ 、 $6 \times 10^{13}$ 、 $7 \times 10^{13}$ 、 $8 \times 10^{13}$ 、および $9 \times 10^{13}$ である。実施形態では、本発明の薬学的組成物において提供されるTILの数は、 $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^6$ 、 $5 \times 10^6 \sim 1 \times 10^7$ 、 $1 \times 10^7 \sim 5 \times 10^7$ 、 $5 \times 10^7 \sim 1 \times 10^8$ 、 $1 \times 10^8 \sim 5 \times 10^8$ 、 $5 \times 10^8 \sim 1 \times 10^9$ 、 $1 \times 10^9 \sim 5 \times 10^9$ 、 $5 \times 10^9 \sim 1 \times 10^{10}$ 、 $1 \times 10^{10} \sim 5 \times 10^{10}$ 、 $5 \times 10^{10} \sim 1 \times 10^{11}$ 、 $5 \times 10^{11} \sim 1 \times 10^{12}$ 、 $1 \times 10^{12} \sim 5 \times 10^{12}$ 、および $5 \times 10^{12} \sim 1 \times 10^{13}$ の範囲内である。

10

**【1365】**

いくつかの実施形態では、本発明の薬学的組成物において提供されるTILの濃度は、例えば、100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、20%、19%、18%、17%、16%、15%、14%、13%、12%、11%、10%、9%、8%、7%、6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.5%、0.4%、0.3%、0.2%、0.1%、0.09%、0.08%、0.07%、0.06%、0.05%、0.04%、0.03%、0.02%、0.01%、0.009%、0.008%、0.007%、0.006%、0.005%、0.004%、0.003%、0.002%、0.001%、0.0009%、0.0008%、0.0007%、0.0006%、0.0005%、0.0004%、0.0003%、0.0002%、または0.0001%未満のw/w、w/v、またはv/vの薬学的組成物である。

20

**【1366】**

いくつかの実施形態では、本発明の薬学的組成物において提供されるTILの濃度は、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、20%、19.75%、19.50%、19.25%、19%、18.75%、18.50%、18.25%、18%、17.75%、17.50%、17.25%、17%、16.75%、16.50%、16.25%、16%、15.75%、15.50%、15.25%、15%、14.75%、14.50%、14.25%、14%、13.75%、13.50%、13.25%、13%、12.75%、12.50%、12.25%、12%、11.75%、11.50%、11.25%、11%、10.75%、10.50%、10.25%、10%、9.75%、9.50%、9.25%、9%、8.75%、8.50%、8.25%、8%、7.75%、7.50%、7.25%、7%、6.75%、6.50%、6.25%、6%、5.75%、5.50%、5.25%、5%、4.75%、4.50%、4.25%、4%、3.75%、3.50%、3.25%、3%、2.75%、2.50%、2.25%、2%、1.75%、1.50%、1.25%、1%、0.5%、0.4%、0.3%、0.2%、0.1%、0.09%、0.08%、0.07%、0.06%、0.05%、0.04%、0.03%、0.02%、0.01%、0.009%、0.008%、0.007%、0.006%、0.005%、0.004%、0.003%、0.002%、0.001%、0.0009%、0.0008%、0.0007%、0.0006%、0.0005%、0.0004%、0.0003%、0.0002%、または0.0001%超のw/w、w/v、またはv/vの薬学的組成物である。

30

40

**【1367】**

いくつかの実施形態では、本発明の薬学的組成物において提供されるTILの濃度は、約0.0001%～約50%、約0.001%～約40%、約0.01%～約30%、約

50

0.02%～約29%、約0.03%～約28%、約0.04%～約27%、約0.05%～約26%、約0.06%～約25%、約0.07%～約24%、約0.08%～約23%、約0.09%～約22%、約0.1%～約21%、約0.2%～約20%、約0.3%～約19%、約0.4%～約18%、約0.5%～約17%、約0.6%～約16%、約0.7%～約15%、約0.8%～約14%、約0.9%～約12%、または約1%～約10%のw/w、w/v、またはv/vの薬学的組成物の範囲内である。

【1368】

いくつかの実施形態では、本発明の薬学的組成物において提供されるTILの濃度は、約0.001%～約10%、約0.01%～約5%、約0.02%～約4.5%、約0.03%～約4%、約0.04%～約3.5%、約0.05%～約3%、約0.06%～約2.5%、約0.07%～約2%、約0.08%～約1.5%、約0.09%～約1%、約0.1%～約0.9%のw/w、w/v、またはv/vの薬学的組成物の範囲内である。

10

【1369】

いくつかの実施形態では、本発明の薬学的組成物において提供されるTILの量は、10g、9.5g、9.0g、8.5g、8.0g、7.5g、7.0g、6.5g、6.0g、5.5g、5.0g、4.5g、4.0g、3.5g、3.0g、2.5g、2.0g、1.5g、1.0g、0.95g、0.9g、0.85g、0.8g、0.75g、0.7g、0.65g、0.6g、0.55g、0.5g、0.45g、0.4g、0.35g、0.3g、0.25g、0.2g、0.15g、0.1g、0.09g、0.08g、0.07g、0.06g、0.05g、0.04g、0.03g、0.02g、0.01g、0.009g、0.008g、0.007g、0.006g、0.005g、0.004g、0.003g、0.002g、0.001g、0.0009g、0.0008g、0.0007g、0.0006g、0.0005g、0.0004g、0.0003g、0.0002g、または0.0001g以下である。

20

【1370】

いくつかの実施形態では、本発明の薬学的組成物において提供されるTILの量は、0.0001g、0.0002g、0.0003g、0.0004g、0.0005g、0.0006g、0.0007g、0.0008g、0.0009g、0.001g、0.0015g、0.002g、0.0025g、0.003g、0.0035g、0.004g、0.0045g、0.005g、0.0055g、0.006g、0.0065g、0.007g、0.0075g、0.008g、0.0085g、0.009g、0.0095g、0.01g、0.015g、0.02g、0.025g、0.03g、0.035g、0.04g、0.045g、0.05g、0.055g、0.06g、0.065g、0.07g、0.075g、0.08g、0.085g、0.09g、0.095g、0.1g、0.15g、0.2g、0.25g、0.3g、0.35g、0.4g、0.45g、0.5g、0.55g、0.6g、0.65g、0.7g、0.75g、0.8g、0.85g、0.9g、0.95g、1g、1.5g、2g、2.5g、3g、3.5g、4g、4.5g、5g、5.5g、6g、6.5g、7g、7.5g、8g、8.5g、9g、9.5g、または10gより多い。

30

【1371】

本発明の薬学的組成物で提供されるTILは、広い投与量圏にわたって有効である。正確な投与量は、投与経路、化合物が投与される形態、治療される対象の性別および年齢、治療される対象の体重、ならびに主治医の好みおよび経験に依存するであろう。必要に応じて、臨床的に確立されたTILの投与量を使用することもできる。TILの投与量など、本明細書の方法を使用して投与される薬学的組成物の量は、治療されるヒトまたは哺乳動物、障害または状態の重症度、投与速度、医薬品有効成分の性質、および処方する医師の裁量に依存するであろう。

40

【1372】

いくつかの実施形態では、TILは、単一用量で投与され得る。かかる投与は、注射、例えば、静脈内注射によるものであり得る。いくつかの実施形態では、TILは、複数用

50



量で投与され得る。投薬は、1年に1回、2回、3回、4回、5回、6回、または6回以上であり得る。投薬は、月1回、2週間に1回、週1回、または1日おきに1回であり得る。TILの投与は、必要な限り継続することができる。

#### 【1373】

いくつかの実施形態では、TILの有効な投与量は、約 $1 \times 10^6$ 、 $2 \times 10^6$ 、 $3 \times 10^6$ 、 $4 \times 10^6$ 、 $5 \times 10^6$ 、 $6 \times 10^6$ 、 $7 \times 10^6$ 、 $8 \times 10^6$ 、 $9 \times 10^6$ 、 $1 \times 10^7$ 、 $2 \times 10^7$ 、 $3 \times 10^7$ 、 $4 \times 10^7$ 、 $5 \times 10^7$ 、 $6 \times 10^7$ 、 $7 \times 10^7$ 、 $8 \times 10^7$ 、 $9 \times 10^7$ 、 $1 \times 10^8$ 、 $2 \times 10^8$ 、 $3 \times 10^8$ 、 $4 \times 10^8$ 、 $5 \times 10^8$ 、 $6 \times 10^8$ 、 $7 \times 10^8$ 、 $8 \times 10^8$ 、 $9 \times 10^8$ 、 $1 \times 10^9$ 、 $2 \times 10^9$ 、 $3 \times 10^9$ 、 $4 \times 10^9$ 、 $5 \times 10^9$ 、 $6 \times 10^9$ 、 $7 \times 10^9$ 、 $8 \times 10^9$ 、 $9 \times 10^9$ 、 $1 \times 10^{10}$ 、 $2 \times 10^{10}$ 、 $3 \times 10^{10}$ 、 $4 \times 10^{10}$ 、 $5 \times 10^{10}$ 、 $6 \times 10^{10}$ 、 $7 \times 10^{10}$ 、 $8 \times 10^{10}$ 、 $9 \times 10^{10}$ 、 $1 \times 10^{11}$ 、 $2 \times 10^{11}$ 、 $3 \times 10^{11}$ 、 $4 \times 10^{11}$ 、 $5 \times 10^{11}$ 、 $6 \times 10^{11}$ 、 $7 \times 10^{11}$ 、 $8 \times 10^{11}$ 、 $9 \times 10^{11}$ 、 $1 \times 10^{12}$ 、 $2 \times 10^{12}$ 、 $3 \times 10^{12}$ 、 $4 \times 10^{12}$ 、 $5 \times 10^{12}$ 、 $6 \times 10^{12}$ 、 $7 \times 10^{12}$ 、 $8 \times 10^{12}$ 、 $9 \times 10^{12}$ 、 $1 \times 10^{13}$ 、 $2 \times 10^{13}$ 、 $3 \times 10^{13}$ 、 $4 \times 10^{13}$ 、 $5 \times 10^{13}$ 、 $6 \times 10^{13}$ 、 $7 \times 10^{13}$ 、 $8 \times 10^{13}$ 、および $9 \times 10^{13}$ である。いくつかの実施形態では、TILの有効投与量は、 $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^6$ 、 $5 \times 10^6 \sim 1 \times 10^7$ 、 $1 \times 10^7 \sim 5 \times 10^7$ 、 $5 \times 10^7 \sim 1 \times 10^8$ 、 $1 \times 10^8 \sim 5 \times 10^8$ 、 $5 \times 10^8 \sim 1 \times 10^9$ 、 $1 \times 10^9 \sim 5 \times 10^9$ 、 $5 \times 10^9 \sim 1 \times 10^{10}$ 、 $1 \times 10^{10} \sim 5 \times 10^{10}$ 、 $5 \times 10^{10} \sim 1 \times 10^{11}$ 、 $5 \times 10^{11} \sim 1 \times 10^{12}$ 、 $1 \times 10^{12} \sim 5 \times 10^{12}$ 、および $5 \times 10^{12} \sim 1 \times 10^{13}$ の範囲内である。

#### 【1374】

いくつかの実施形態では、TILの有効な投与量は、約 $0.01 \text{ mg/kg}$ ～約 $4.3 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.15 \text{ mg/kg}$ ～約 $3.6 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.3 \text{ mg/kg}$ ～約 $3.2 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.35 \text{ mg/kg}$ ～約 $2.85 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.15 \text{ mg/kg}$ ～約 $2.85 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.3 \text{ mg/kg}$ ～約 $2.15 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.45 \text{ mg/kg}$ ～約 $1.7 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.15 \text{ mg/kg}$ ～約 $1.3 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.3 \text{ mg/kg}$ ～約 $1.15 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.45 \text{ mg/kg}$ ～約 $1 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.55 \text{ mg/kg}$ ～約 $0.85 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.65 \text{ mg/kg}$ ～約 $0.8 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.7 \text{ mg/kg}$ ～約 $0.75 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.7 \text{ mg/kg}$ ～約 $2.15 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.85 \text{ mg/kg}$ ～約 $2 \text{ mg/kg}$ 、約 $1 \text{ mg/kg}$ ～約 $1.85 \text{ mg/kg}$ 、約 $1.15 \text{ mg/kg}$ ～約 $1.7 \text{ mg/kg}$ 、約 $1.3 \text{ mg/kg}$ ～約 $1.6 \text{ mg/kg}$ 、約 $1.35 \text{ mg/kg}$ ～約 $1.5 \text{ mg/kg}$ 、約 $2.15 \text{ mg/kg}$ ～約 $3.6 \text{ mg/kg}$ 、約 $2.3 \text{ mg/kg}$ ～約 $3.4 \text{ mg/kg}$ 、約 $2.4 \text{ mg/kg}$ ～約 $3.3 \text{ mg/kg}$ 、約 $2.6 \text{ mg/kg}$ ～約 $3.15 \text{ mg/kg}$ 、約 $2.7 \text{ mg/kg}$ ～約 $3 \text{ mg/kg}$ 、約 $2.8 \text{ mg/kg}$ ～約 $3 \text{ mg/kg}$ 、または約 $2.85 \text{ mg/kg}$ ～約 $2.95 \text{ mg/kg}$ の範囲内である。

#### 【1375】

いくつかの実施形態では、TILの有効な投与量は、約 $1 \text{ mg}$ ～約 $500 \text{ mg}$ 、約 $10 \text{ mg}$ ～約 $300 \text{ mg}$ 、約 $20 \text{ mg}$ ～約 $250 \text{ mg}$ 、約 $25 \text{ mg}$ ～約 $200 \text{ mg}$ 、約 $1 \text{ mg}$ ～約 $50 \text{ mg}$ 、約 $5 \text{ mg}$ ～約 $45 \text{ mg}$ 、約 $10 \text{ mg}$ ～約 $40 \text{ mg}$ 、約 $15 \text{ mg}$ ～約 $35 \text{ mg}$ 、約 $20 \text{ mg}$ ～約 $30 \text{ mg}$ 、約 $23 \text{ mg}$ ～約 $28 \text{ mg}$ 、約 $50 \text{ mg}$ ～約 $150 \text{ mg}$ 、約 $60 \text{ mg}$ ～約 $140 \text{ mg}$ 、約 $70 \text{ mg}$ ～約 $130 \text{ mg}$ 、約 $80 \text{ mg}$ ～約 $120 \text{ mg}$ 、約 $90 \text{ mg}$ ～約 $110 \text{ mg}$ 、または約 $95 \text{ mg}$ ～約 $105 \text{ mg}$ 、約 $98 \text{ mg}$ ～約 $102 \text{ mg}$ 、約 $150 \text{ mg}$ ～約 $250 \text{ mg}$ 、約 $160 \text{ mg}$ ～約 $240 \text{ mg}$ 、約 $170 \text{ mg}$ ～約 $230 \text{ mg}$ 、約 $180 \text{ mg}$ ～約 $220 \text{ mg}$ 、約 $190 \text{ mg}$ ～約 $210 \text{ mg}$ 、約 $195 \text{ mg}$ ～約 $205 \text{ mg}$ 、または約 $198 \sim 207 \text{ mg}$ の範囲内である。

#### 【1376】

有効量のTILは、鼻腔内および経皮経路を含む、同様の有用性を有する薬剤の許容される投与様式のうちのいずれかによって、動脈内注射によって、静脈内、腹腔内、非経口

、筋肉内、皮下的、局所的、移植によって、または吸入によって、単一用量または複数用量のいずれかで投与することができる。

【1377】

別の実施形態では、本発明は、上記の前段落のうちのいずれかに記載の治療的TIL集団を含む注入バッグを提供する。

【1378】

別の実施形態では、本発明は、上記の前段落のうちのいずれかに記載の治療的TIL集団および薬学的に許容される担体を含む腫瘍浸潤リンパ球(TIL)組成物を提供する。

【1379】

別の実施形態では、本発明は、上記の前段落のうちのいずれかに記載のTIL組成物を含む注入バッグを提供する。

10

【1380】

別の実施形態では、本発明は、上記の前段落のうちのいずれかに記載の治療的TIL集団の凍結保存された調製物を提供する。

【1381】

別の実施形態では、本発明は、上記の前段落のうちのいずれかに記載の治療的TIL集団および凍結保存された培地を含む腫瘍浸潤リンパ球(TIL)組成物を提供する。

【1382】

別の実施形態では、本発明は、凍結保存培地がDMSOを含むように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載のTIL組成物を提供する。

20

【1383】

別の実施形態では、本発明は、凍結保存培地が7~10%のDMSOを含むように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載のTIL組成物を提供する。

【1384】

別の実施形態では、本発明は、上記の前段落のうちのいずれかに記載のTIL組成物の凍結保存された調製物を提供する。

【1385】

#### VI. 薬学的組成物、投与量、および投薬レジメン

実施形態では、本開示の方法を使用して拡張されたTILは、薬学的組成物として患者に投与される。実施形態では、薬学的組成物は、無菌緩衝液中のTILの懸濁液である。本開示のPBMCを使用して拡張されたTILは、当該技術分野で知られている任意の好適な経路によって投与することができる。いくつかの実施形態では、T細胞は、単一の動脈内または静脈内注入として投与され、これは好ましくは、およそ30~60分続く。他の好適な投与経路には、腹腔内、髄腔内、およびリンパ内投与が含まれる。

30

【1386】

任意の好適な用量のTILが投与され得る。いくつかの実施形態では、特に癌がNSCLCである場合、約 $2.3 \times 10^{10}$ ~約 $13.7 \times 10^{10}$ TILが投与され、平均は約 $7.8 \times 10^{10}$ TILである。実施形態では、約 $1.2 \times 10^{10}$ ~約 $4.3 \times 10^{10}$ のTILが投与される。いくつかの実施形態では、約 $3 \times 10^{10}$ ~約 $12 \times 10^{10}$ TILが投与される。いくつかの実施形態では、約 $4 \times 10^{10}$ ~約 $10 \times 10^{10}$ TILが投与される。いくつかの実施形態では、約 $5 \times 10^{10}$ ~約 $8 \times 10^{10}$ TILが投与される。いくつかの実施形態では、約 $6 \times 10^{10}$ ~約 $8 \times 10^{10}$ TILが投与される。いくつかの実施形態では、約 $7 \times 10^{10}$ ~約 $8 \times 10^{10}$ TILが投与される。いくつかの実施形態では、治療上有効な投与量は、約 $2.3 \times 10^{10}$ ~約 $13.7 \times 10^{10}$ である。いくつかの実施形態では、特に癌がNSCLCである場合、治療上有効な投与量は、約 $7.8 \times 10^{10}$ TILである。いくつかの実施形態では、治療上有効な投与量は、約 $1.2 \times 10^{10}$ ~約 $4.3 \times 10^{10}$ のTILである。いくつかの実施形態では、治療上有効な投与量は、約 $3 \times 10^{10}$ ~約 $12 \times 10^{10}$ TILである。いくつかの実施形態では、治療上有効な投与量は、約 $4 \times 10^{10}$ ~約 $10 \times 10^{10}$ TILである。いくつかの実施形態では、治療上有効な投与量は、約 $5 \times 10^{10}$ ~約 $8 \times 10^{10}$ TILである。いくつか

40

50

の実施形態では、治療上有効な投与量は、約  $6 \times 10^{10}$  ~ 約  $8 \times 10^{10}$  TIL である。  
いくつかの実施形態では、治療上有効な投与量は、約  $7 \times 10^{10}$  ~ 約  $8 \times 10^{10}$  TIL  
である。

【1387】

いくつかの実施形態では、本発明の薬学的組成物において提供される TIL の数は、約  
 $1 \times 10^6$ 、 $2 \times 10^6$ 、 $3 \times 10^6$ 、 $4 \times 10^6$ 、 $5 \times 10^6$ 、 $6 \times 10^6$ 、 $7 \times 10^6$   
、 $8 \times 10^6$ 、 $9 \times 10^6$ 、 $1 \times 10^7$ 、 $2 \times 10^7$ 、 $3 \times 10^7$ 、 $4 \times 10^7$ 、 $5 \times 10^7$   
、 $6 \times 10^7$ 、 $7 \times 10^7$ 、 $8 \times 10^7$ 、 $9 \times 10^7$ 、 $1 \times 10^8$ 、 $2 \times 10^8$ 、 $3 \times 10^8$   
、 $4 \times 10^8$ 、 $5 \times 10^8$ 、 $6 \times 10^8$ 、 $7 \times 10^8$ 、 $8 \times 10^8$ 、 $9 \times 10^8$ 、 $1 \times 10^9$ 、 $2 \times 10^9$ 、 $3 \times 10^9$ 、 $4 \times 10^9$ 、 $5 \times 10^9$ 、 $6 \times 10^9$ 、 $7 \times 10^9$ 、 $8$   
 $\times 10^9$ 、 $9 \times 10^9$ 、 $1 \times 10^{10}$ 、 $2 \times 10^{10}$ 、 $3 \times 10^{10}$ 、 $4 \times 10^{10}$ 、 $5 \times$   
 $10^{10}$ 、 $6 \times 10^{10}$ 、 $7 \times 10^{10}$ 、 $8 \times 10^{10}$ 、 $9 \times 10^{10}$ 、 $1 \times 10^{11}$ 、 $2 \times$   
 $10^{11}$ 、 $3 \times 10^{11}$ 、 $4 \times 10^{11}$ 、 $5 \times 10^{11}$ 、 $6 \times 10^{11}$ 、 $7 \times 10^{11}$ 、 $8 \times$   
 $10^{11}$ 、 $9 \times 10^{11}$ 、 $1 \times 10^{12}$ 、 $2 \times 10^{12}$ 、 $3 \times 10^{12}$ 、 $4 \times 10^{12}$ 、 $5 \times$   
 $10^{12}$ 、 $6 \times 10^{12}$ 、 $7 \times 10^{12}$ 、 $8 \times 10^{12}$ 、 $9 \times 10^{12}$ 、 $1 \times 10^{13}$ 、 $2 \times$   
 $10^{13}$ 、 $3 \times 10^{13}$ 、 $4 \times 10^{13}$ 、 $5 \times 10^{13}$ 、 $6 \times 10^{13}$ 、 $7 \times 10^{13}$ 、 $8 \times$   
 $10^{13}$ 、および  $9 \times 10^{13}$  である。実施形態では、本発明の薬学的組成物において提供  
される TIL の数は、 $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^6$ 、 $5 \times 10^6 \sim 1 \times 10^7$ 、 $1 \times 10^7 \sim 5$   
 $\times 10^7$ 、 $5 \times 10^7 \sim 1 \times 10^8$ 、 $1 \times 10^8 \sim 5 \times 10^8$ 、 $5 \times 10^8 \sim 1 \times 10^9$ 、  
 $1 \times 10^9 \sim 5 \times 10^9$ 、 $5 \times 10^9 \sim 1 \times 10^{10}$ 、 $1 \times 10^{10} \sim 5 \times 10^{10}$ 、 $5 \times$   
 $10^{10} \sim 1 \times 10^{11}$ 、 $5 \times 10^{11} \sim 1 \times 10^{12}$ 、 $1 \times 10^{12} \sim 5 \times 10^{12}$ 、およ  
び  $5 \times 10^{12} \sim 1 \times 10^{13}$  の範囲内である。

【1388】

いくつかの実施形態では、本発明の薬学的組成物において提供される TIL の濃度は、  
例えば、100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、20%  
、19%、18%、17%、16%、15%、14%、13%、12%、11%、10%  
、9%、8%、7%、6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.5%、0.4%、0.  
3%、0.2%、0.1%、0.09%、0.08%、0.07%、0.06%、0.0  
5%、0.04%、0.03%、0.02%、0.01%、0.009%、0.008%  
、0.007%、0.006%、0.005%、0.004%、0.003%、0.00  
2%、0.001%、0.0009%、0.0008%、0.0007%、0.0006  
%、0.0005%、0.0004%、0.0003%、0.0002%、または 0.0  
001% 未満の w/w、w/v、または v/v の薬学的組成物である。

【1389】

いくつかの実施形態では、本発明の薬学的組成物において提供される TIL の濃度は、  
90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、20%、19.75%、1  
9.50%、19.25%、19%、18.75%、18.50%、18.25%、18  
%、17.75%、17.50%、17.25%、17%、16.75%、16.50%  
、16.25%、16%、15.75%、15.50%、15.25%、15%、14.  
75%、14.50%、14.25%、14%、13.75%、13.50%、13.2  
5%、13%、12.75%、12.50%、12.25%、12%、11.75%、1  
1.50%、11.25%、11%、10.75%、10.50%、10.25%、10  
%、9.75%、9.50%、9.25%、9%、8.75%、8.50%、8.25%  
、8%、7.75%、7.50%、7.25%、7%、6.75%、6.50%、6.2  
5%、6%、5.75%、5.50%、5.25%、5%、4.75%、4.50%、4  
.25%、4%、3.75%、3.50%、3.25%、3%、2.75%、2.50%  
、2.25%、2%、1.75%、1.50%、1.25%、1%、0.5%、0.4%、  
0.3%、0.2%、0.1%、0.09%、0.08%、0.07%、0.06%、0  
.05%、0.04%、0.03%、0.02%、0.01%、0.009%、0.00  
8%、0.007%、0.006%、0.005%、0.004%、0.003%、0.

0.02%、0.001%、0.0009%、0.0008%、0.0007%、0.0006%、0.0005%、0.0004%、0.0003%、0.0002%、または0.0001%超のw/w、w/v、またはv/vの薬学的組成物である。

【1390】

いくつかの実施形態では、本発明の薬学的組成物において提供されるTILの濃度は、約0.0001%～約50%、約0.001%～約40%、約0.01%～約30%、約0.02%～約29%、約0.03%～約28%、約0.04%～約27%、約0.05%～約26%、約0.06%～約25%、約0.07%～約24%、約0.08%～約23%、約0.09%～約22%、約0.1%～約21%、約0.2%～約20%、約0.3%～約19%、約0.4%～約18%、約0.5%～約17%、約0.6%～約16%、約0.7%～約15%、約0.8%～約14%、約0.9%～約12%、または約1%～約10%のw/w、w/v、またはv/vの薬学的組成物の範囲内である。

10

【1391】

いくつかの実施形態では、本発明の薬学的組成物において提供されるTILの濃度は、約0.001%～約10%、約0.01%～約5%、約0.02%～約4.5%、約0.03%～約4%、約0.04%～約3.5%、約0.05%～約3%、約0.06%～約2.5%、約0.07%～約2%、約0.08%～約1.5%、約0.09%～約1%、約0.1%～約0.9%のw/w、w/v、またはv/vの薬学的組成物の範囲内である。

【1392】

いくつかの実施形態では、本発明の薬学的組成物において提供されるTILの量は、10g、9.5g、9.0g、8.5g、8.0g、7.5g、7.0g、6.5g、6.0g、5.5g、5.0g、4.5g、4.0g、3.5g、3.0g、2.5g、2.0g、1.5g、1.0g、0.95g、0.9g、0.85g、0.8g、0.75g、0.7g、0.65g、0.6g、0.55g、0.5g、0.45g、0.4g、0.35g、0.3g、0.25g、0.2g、0.15g、0.1g、0.09g、0.08g、0.07g、0.06g、0.05g、0.04g、0.03g、0.02g、0.01g、0.009g、0.008g、0.007g、0.006g、0.005g、0.004g、0.003g、0.002g、0.001g、0.0009g、0.0008g、0.0007g、0.0006g、0.0005g、0.0004g、0.0003g、0.0002g、または0.0001g以下である。

20

【1393】

いくつかの実施形態では、本発明の薬学的組成物において提供されるTILの量は、0.0001g、0.0002g、0.0003g、0.0004g、0.0005g、0.0006g、0.0007g、0.0008g、0.0009g、0.001g、0.0015g、0.002g、0.0025g、0.003g、0.0035g、0.004g、0.0045g、0.005g、0.0055g、0.006g、0.0065g、0.007g、0.0075g、0.008g、0.0085g、0.009g、0.0095g、0.01g、0.015g、0.02g、0.025g、0.03g、0.035g、0.04g、0.045g、0.05g、0.055g、0.06g、0.065g、0.07g、0.075g、0.08g、0.085g、0.09g、0.095g、0.1g、0.15g、0.2g、0.25g、0.3g、0.35g、0.4g、0.45g、0.5g、0.55g、0.6g、0.65g、0.7g、0.75g、0.8g、0.85g、0.9g、0.95g、1g、1.5g、2g、2.5g、3g、3.5g、4g、4.5g、5g、5.5g、6g、6.5g、7g、7.5g、8g、8.5g、9g、9.5g、または10gより多い。

30

【1394】

本発明の薬学的組成物で提供されるTILは、広い投与量範囲にわたって有効である。正確な投与量は、投与経路、化合物が投与される形態、治療される対象の性別および年齢、治療される対象の体重、ならびに主治医の好みおよび経験に依存するであろう。必要に応じて、臨床的に確立されたTILの投与量を使用することもできる。TILの投与量など

40

50

、本明細書の方法を使用して投与される薬学的組成物の量は、治療されるヒトまたは哺乳動物、障害または状態の重症度、投与速度、医薬品有効成分の性質、および処方する医師の裁量に依存するであろう。

【1395】

いくつかの実施形態では、TILは、単一用量で投与され得る。かかる投与は、注射、例えば、静脈内注射によるものであり得る。いくつかの実施形態では、TILは、複数用量で投与され得る。投薬は、1年に1回、2回、3回、4回、5回、6回、または6回以上であり得る。投薬は、月1回、2週間に1回、週1回、または1日おきに1回であり得る。TILの投与は、必要な限り継続することができる。

【1396】

いくつかの実施形態では、TILの有効な投与量は、約 $1 \times 10^6$ 、 $2 \times 10^6$ 、 $3 \times 10^6$ 、 $4 \times 10^6$ 、 $5 \times 10^6$ 、 $6 \times 10^6$ 、 $7 \times 10^6$ 、 $8 \times 10^6$ 、 $9 \times 10^6$ 、 $1 \times 10^7$ 、 $2 \times 10^7$ 、 $3 \times 10^7$ 、 $4 \times 10^7$ 、 $5 \times 10^7$ 、 $6 \times 10^7$ 、 $7 \times 10^7$ 、 $8 \times 10^7$ 、 $9 \times 10^7$ 、 $1 \times 10^8$ 、 $2 \times 10^8$ 、 $3 \times 10^8$ 、 $4 \times 10^8$ 、 $5 \times 10^8$ 、 $6 \times 10^8$ 、 $7 \times 10^8$ 、 $8 \times 10^8$ 、 $9 \times 10^8$ 、 $1 \times 10^9$ 、 $2 \times 10^9$ 、 $3 \times 10^9$ 、 $4 \times 10^9$ 、 $5 \times 10^9$ 、 $6 \times 10^9$ 、 $7 \times 10^9$ 、 $8 \times 10^9$ 、 $9 \times 10^9$ 、 $1 \times 10^{10}$ 、 $2 \times 10^{10}$ 、 $3 \times 10^{10}$ 、 $4 \times 10^{10}$ 、 $5 \times 10^{10}$ 、 $6 \times 10^{10}$ 、 $7 \times 10^{10}$ 、 $8 \times 10^{10}$ 、 $9 \times 10^{10}$ 、 $1 \times 10^{11}$ 、 $2 \times 10^{11}$ 、 $3 \times 10^{11}$ 、 $4 \times 10^{11}$ 、 $5 \times 10^{11}$ 、 $6 \times 10^{11}$ 、 $7 \times 10^{11}$ 、 $8 \times 10^{11}$ 、 $9 \times 10^{11}$ 、 $1 \times 10^{12}$ 、 $2 \times 10^{12}$ 、 $3 \times 10^{12}$ 、 $4 \times 10^{12}$ 、 $5 \times 10^{12}$ 、 $6 \times 10^{12}$ 、 $7 \times 10^{12}$ 、 $8 \times 10^{12}$ 、 $9 \times 10^{12}$ 、 $1 \times 10^{13}$ 、 $2 \times 10^{13}$ 、 $3 \times 10^{13}$ 、 $4 \times 10^{13}$ 、 $5 \times 10^{13}$ 、 $6 \times 10^{13}$ 、 $7 \times 10^{13}$ 、 $8 \times 10^{13}$ 、および $9 \times 10^{13}$ である。いくつかの実施形態では、TILの有効投与量は、 $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^6$ 、 $5 \times 10^6 \sim 1 \times 10^7$ 、 $1 \times 10^7 \sim 5 \times 10^7$ 、 $5 \times 10^7 \sim 1 \times 10^8$ 、 $1 \times 10^8 \sim 5 \times 10^8$ 、 $5 \times 10^8 \sim 1 \times 10^9$ 、 $1 \times 10^9 \sim 5 \times 10^9$ 、 $5 \times 10^9 \sim 1 \times 10^{10}$ 、 $1 \times 10^{10} \sim 5 \times 10^{10}$ 、 $5 \times 10^{10} \sim 1 \times 10^{11}$ 、 $5 \times 10^{11} \sim 1 \times 10^{12}$ 、 $1 \times 10^{12} \sim 5 \times 10^{12}$ 、および $5 \times 10^{12} \sim 1 \times 10^{13}$ の範囲内である。

【1397】

いくつかの実施形態では、TILの有効な投与量は、約 $0.01 \text{ mg/kg}$ ～約 $4.3 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.15 \text{ mg/kg}$ ～約 $3.6 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.3 \text{ mg/kg}$ ～約 $3.2 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.35 \text{ mg/kg}$ ～約 $2.85 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.15 \text{ mg/kg}$ ～約 $2.85 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.3 \text{ mg}$ ～約 $2.15 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.45 \text{ mg/kg}$ ～約 $1.7 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.15 \text{ mg/kg}$ ～約 $1.3 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.3 \text{ mg/kg}$ ～約 $1.15 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.45 \text{ mg/kg}$ ～約 $1 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.55 \text{ mg/kg}$ ～約 $0.85 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.65 \text{ mg/kg}$ ～約 $0.8 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.7 \text{ mg/kg}$ ～約 $0.75 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.7 \text{ mg/kg}$ ～約 $2.15 \text{ mg/kg}$ 、約 $0.85 \text{ mg/kg}$ ～約 $2 \text{ mg/kg}$ 、約 $1 \text{ mg/kg}$ ～約 $1.85 \text{ mg/kg}$ 、約 $1.15 \text{ mg/kg}$ ～約 $1.7 \text{ mg/kg}$ 、約 $1.3 \text{ mg/kg}$ ～約 $1.6 \text{ mg/kg}$ 、約 $1.35 \text{ mg/kg}$ ～約 $1.5 \text{ mg/kg}$ 、約 $2.15 \text{ mg/kg}$ ～約 $3.6 \text{ mg/kg}$ 、約 $2.3 \text{ mg/kg}$ ～約 $3.4 \text{ mg/kg}$ 、約 $2.4 \text{ mg/kg}$ ～約 $3.3 \text{ mg/kg}$ 、約 $2.6 \text{ mg/kg}$ ～約 $3.15 \text{ mg/kg}$ 、約 $2.7 \text{ mg/kg}$ ～約 $3 \text{ mg/kg}$ 、約 $2.8 \text{ mg/kg}$ ～約 $3 \text{ mg/kg}$ 、または約 $2.85 \text{ mg/kg}$ ～約 $2.95 \text{ mg/kg}$ の範囲内である。

【1398】

いくつかの実施形態では、TILの有効な投与量は、約 $1 \text{ mg}$ ～約 $500 \text{ mg}$ 、約 $10 \text{ mg}$ ～約 $300 \text{ mg}$ 、約 $20 \text{ mg}$ ～約 $250 \text{ mg}$ 、約 $25 \text{ mg}$ ～約 $200 \text{ mg}$ 、約 $1 \text{ mg}$ ～約 $50 \text{ mg}$ 、約 $5 \text{ mg}$ ～約 $45 \text{ mg}$ 、約 $10 \text{ mg}$ ～約 $40 \text{ mg}$ 、約 $15 \text{ mg}$ ～約 $35 \text{ mg}$ 、約 $20 \text{ mg}$ ～約 $30 \text{ mg}$ 、約 $23 \text{ mg}$ ～約 $28 \text{ mg}$ 、約 $50 \text{ mg}$ ～約 $150 \text{ mg}$ 、約 $60 \text{ mg}$ ～約 $140 \text{ mg}$ 、約 $70 \text{ mg}$ ～約 $130 \text{ mg}$ 、約 $80 \text{ mg}$ ～約 $120 \text{ mg}$ 、約 $90 \text{ mg}$ ～約 $110 \text{ mg}$ 、または約 $95 \text{ mg}$ ～約 $105 \text{ mg}$ 、約 $98 \text{ mg}$ ～約 $102 \text{ mg}$ 、

約150mg～約250mg、約160mg～約240mg、約170mg～約230mg、約180mg～約220mg、約190mg～約210mg、約195mg～約205mg、または約198～約207mgの範囲内である。

【1399】

有効量のTILは、鼻腔内および経皮経路を含む、同様の有用性を有する薬剤の許容される投与様式のうちのいずれかによって、動脈内注射によって、静脈内、腹腔内、非経口、筋肉内、皮下的、局所的、移植によって、または吸入によって、単一用量または複数用量のいずれかで投与することができる。

【1400】

#### VII. 患者を治療する方法

治療の方法は、最初のTIL収集およびTILの培養から始まる。かかる方法は両方とも、例えば、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる、Jin et al., J. Immunotherapy, 2012, 35 (3): 283-292によって当該技術分野で説明されている。治療方法の実施形態は、実施例を含む以下のセクション全体に記載されている。

【1401】

本明細書に記載の方法に従って、例えば、上記のステップA～Fに記載されるように、または上記のステップA～Fに従って（また例えば、図1に示されるように）産生される拡張TILは、癌を有する患者の治療における特定の用途を見出す（例えば、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる、Goff, et al., J. Clinical Oncology, 2016, 34 (20): 2389-239、および補足内容に記載される）。いくつかの実施形態では、TILは、以前に記載されたように、転移性黒色腫の切除された沈着物から増殖された（参照によりその全体が本明細書に組み込まれる、Dudley, et al., J Immunother., 2003, 26: 332-342を参照）。新鮮な腫瘍は、無菌条件下で解剖することができる。代表的な試料は、正式な病理学的分析のために収集することができる。2mm<sup>3</sup>～3mm<sup>3</sup>の単一断片を使用することができる。いくつかの実施形態では、患者あたり5、10、15、20、25、または30個の試料を取得する。いくつかの実施形態では、患者あたり20、25、または30個の試料を取得する。いくつかの実施形態では、患者あたり20、22、24、26、または28個の試料を取得する。いくつかの実施形態では、患者あたり24個の試料を取得する。試料は、24ウェルプレートの個々のウェルに入れ、高用量IL-2（6,000 IU/mL）を含む成長培地中で維持し、腫瘍の破壊および／またはTILの増殖をモニターすることができる。処理後に生細胞が残っている腫瘍は、本明細書に記載されるように、単一細胞懸濁液中に酵素的に消化され、凍結保存され得る。

【1402】

いくつかの実施形態では、成功裏に成長したTILは、表現型分析（CD3、CD4、CD8、およびCD56）のためにサンプリングされ、利用可能な場合、自己腫瘍に対して試験され得る。一晚の共培養でインターフェロンガンマ（IFN-γ）レベルが200 pg/mLを超え、バックグラウンドの2倍になった場合、TILは、反応性があるとみなすことができる。（Goff, et al., J Immunother., 2010, 33: 840-847、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）。いくつかの実施形態では、自己反応性または十分な成長パターンの証拠を有する培養物は、急速拡張（REP）と称されることもある第2の拡張を含む、第2の拡張（例えば、図1のステップDに従って提供される第2の拡張）のために選択され得る。いくつかの実施形態では、高い自己反応性（例えば、第2の拡張中の高い増殖）を有する拡張TILが、追加の第2の拡張のために選択される。いくつかの実施形態では、高い自己反応性（例えば、図1のステップDで提供されるような第2の拡張中の高い増殖）を有するTILが、図1のステップDに従って、追加の第2の拡張のために選択される。

【1403】

注入バッグTILの凍結保存試料の細胞表現型は、表面マーカーCD3、CD4、CD

10

20

30

40

50

8、CCR7、およびCD45RA (BD Biosciences) のフローサイトメトリー (例えば、FlowJo)、ならびに本明細書に記載の方法のうちのいずれかによって分析され得る。血清サイトカインは、標準的な酵素結合免疫吸着測定法を使用することによって測定された。血清IFN- $\gamma$ の上昇は、 $>100\text{ pg/mL}$ および43ベースラインレベルを超えると定義された。

【1404】

いくつかの実施形態では、本明細書で提供される方法、例えば図1に例示される方法によって産生されるTILは、TILの臨床効果の驚くべき改善を提供する。いくつかの実施形態では、本明細書で提供される方法、例えば図1に例示される方法によって産生されるTILは、例えば、図1に例示されるもの以外の方法を含む、本明細書に記載されるもの以外の方法によって産生されるTILと比較して、増加した臨床効果を示す。いくつかの実施形態では、本明細書に記載されるもの以外の方法は、プロセス1Cおよび／または第1世代 (Gen1) と称される方法を含む。いくつかの実施形態では、効力の増加は、DCR、ORR、および／または他の臨床応答によって測定される。いくつかの実施形態では、本明細書で提供される方法、例えば図1に例示される方法によって産生されるTILSは、例えば、図1に例示されるもの以外の方法、例えば、Gen1プロセスを含む、本明細書に記載されるもの以外の方法によって産生されるTILと比較して、同様の応答時間および安全性プロファイルを示す。

【1405】

いくつかの実施形態では、IFN- $\gamma$  (IFN- $\gamma$ ) は、治療効果および／または増加した臨床効果を示す。いくつかの実施形態では、TILで治療された対象の血液中のIFN- $\gamma$ は、活性なTILを示す。いくつかの実施形態では、IFN- $\gamma$ 産生のための効力アッセイが用いられる。IFN- $\gamma$ 産生は、細胞傷害能に関する別の尺度である。IFN- $\gamma$ 産生は、例えば図1に記載されるものを含む、本発明の方法によって調製されたTILで治療された対象のエクスピボでの血液、血清、またはTIL中のサイトカインIFN- $\gamma$ のレベルを決定することによって測定することができる。いくつかの実施形態では、IFN- $\gamma$ の増加は、本発明の方法によって産生されたTILで治療された患者における治療効果を示す。いくつかの実施形態では、IFN- $\gamma$ は、未治療の患者と比較して、および／または例えば、図1に具体化されるもの以外の方法を含む、本明細書で提供されるもの以外の方法を使用して調製されたTILで治療された患者と比較して、1倍、2倍、3倍、4倍、または5倍以上増加する。いくつかの実施形態では、IFN- $\gamma$ 分泌は、未治療の患者と比較して、および／または例えば、図1に具体化されるもの以外の方法を含む、本明細書で提供されるもの以外の方法を使用して調製されたTILで治療された患者と比較して、1倍増加する。いくつかの実施形態では、IFN- $\gamma$ 分泌は、未治療の患者と比較して、および／または例えば、図1に具体化されるもの以外の方法を含む、本明細書で提供されるもの以外の方法を使用して調製されたTILで治療された患者と比較して、2倍増加する。いくつかの実施形態では、IFN- $\gamma$ 分泌は、未治療の患者と比較して、および／または例えば、図1に具体化されるもの以外の方法を含む、本明細書で提供されるもの以外の方法を使用して調製されたTILで治療された患者と比較して、3倍増加する。いくつかの実施形態では、IFN- $\gamma$ 分泌は、未治療の患者と比較して、および／または例えば、図1に具体化されるもの以外の方法を含む、本明細書で提供されるもの以外の方法を使用して調製されたTILで治療された患者と比較して、4倍増加する。いくつかの実施形態では、IFN- $\gamma$ 分泌は、未治療の患者と比較して、および／または例えば、図1に具体化されるもの以外の方法を含む、本明細書で提供されるもの以外の方法を使用して調製されたTILで治療された患者と比較して、5倍増加する。いくつかの実施形態では、IFN- $\gamma$ は、Quantikine ELISAキットを使用して測定される。いくつかの実施形態では、IFN- $\gamma$ は、例えば図1に記載されるものを含む、本発明の方法によって調製されたTILで治療された対象のエクスピボでのTILにおいて測定される。いくつかの実施形態では、IFN- $\gamma$ は、例えば図1に記載されるものを含む、本発明の方法によって調製されたTILで治療された対象の血液において測定され

10

20

30

40

50

る。いくつかの実施形態では、IFN- $\gamma$ は、例えば図1に記載されるものを含む、本発明の方法によって調製されたTILで治療された対象のTIL血清において測定される。

【1406】

いくつかの実施形態では、例えば図1に記載されるものを含む、本発明の方法によって調製されるTILは、例えばプロセス1C法と称される方法などの、図1に例示されていないものを含む他の方法によって産生されるTILと比較して、増加したポリクローン性を示す。いくつかの実施形態では、有意に改善されたポリクローン性および／または増加したポリクローン性は、治療効果および／または増加した臨床効果を示す。いくつかの実施形態では、ポリクローン性は、T細胞レパートリーの多様性を指す。いくつかの実施形態では、ポリクローン性の増加は、本発明の方法によって産生されたTILの投与に関する治療効果を示すことができる。いくつかの実施形態では、ポリクローン性は、例えば図1に具体化されるもの以外の方法を含む、本明細書で提供されるもの以外の方法を使用して調製されたTILと比較して、1倍、2倍、10倍、100倍、500倍、または1000倍増加する。いくつかの実施形態では、ポリクローン性は、未治療の患者と比較して、および／または例えば、図1に具体化されるもの以外の方法を含む、本明細書で提供されるもの以外の方法を使用して調製されたTILで治療された患者と比較して、1倍増加する。いくつかの実施形態では、ポリクローン性は、未治療の患者と比較して、および／または例えば、図1に具体化されるもの以外の方法を含む、本明細書で提供されるもの以外の方法を使用して調製されたTILで治療された患者と比較して、2倍増加する。いくつかの実施形態では、ポリクローン性は、未治療の患者と比較して、および／または例えば、図1に具体化されるもの以外の方法を含む、本明細書で提供されるもの以外の方法を使用して調製されたTILで治療された患者と比較して、10倍増加する。いくつかの実施形態では、ポリクローン性は、未治療の患者と比較して、および／または例えば、図1に具体化されるもの以外の方法を含む、本明細書で提供されるもの以外の方法を使用して調製されたTILで治療された患者と比較して、100倍増加する。いくつかの実施形態では、ポリクローン性は、未治療の患者と比較して、および／または例えば、図1に具体化されるもの以外の方法を含む、本明細書で提供されるもの以外の方法を使用して調製されたTILで治療された患者と比較して、500倍増加する。いくつかの実施形態では、ポリクローン性は、未治療の患者と比較して、および／または例えば、図1に具体化されるもの以外の方法を含む、本明細書で提供されるもの以外の方法を使用して調製されたTILで治療された患者と比較して、1000倍増加する。

【1407】

有効性の尺度は、当該技術分野で知られている、ならびに本明細書に記載されている、疾患制御率(DCR)ならびに全応答率(ORR)を含むことができる。

【1408】

#### 1. NSCLCを治療する方法

本明細書に記載の組成物および方法は、非小細胞肺癌(NSCLC)を治療するための方法において使用することができ、NSCLCは、抗PD-1抗体による治療に対して不応性である。いくつかの実施形態では、抗PD-1抗体には、例えば、ニボルマブ(BMS-936558, Bristol-Myers Squibb; Opdivo (登録商標))、ペムブロリズマブ(ラムプロリズマブ、MK03475またはMK-3475、Merck; Keytruda (登録商標))、ヒト化抗PD-1抗体JS001(ShangHai JunShi)、モノクローナル抗PD-1抗体TSR-042(Tesaro, Inc.)、ピジリズマブ(抗PD-1 mAb CT-011, Medivation)、抗PD-1モノクローナル抗体BGB-A317(BeiGene)、および／または抗PD-1抗体SHR-1210(ShangHai HengRui)、ヒトモノクローナル抗体REGN2810(Regeneron)、ヒトモノクローナル抗体MDX-1106(Bristol-Myers Squibb)、および／またはヒト化抗PD-1 IgG4抗体PDR001(Novartis)が含まれるが、これらに限定されない。いくつかの実施形態では、PD-1抗体はクローン：RMP1-14(ラ



ットIgG) - BioXcellカタログ番号BP0146に由来する。本明細書に記載のステップA～Fに従って産生されたTILとの同時投与方法での使用に適した他の好適な抗体は、参照により本明細書に組み込まれる米国特許第8,008,449号に開示された抗PD-1抗体である。いくつかの実施形態では、抗体またはその抗原結合部分は、PD-L1に特異的に結合し、PD-1との相互作用を阻害し、それにより免疫活性を増加させる。PD-L1に結合し、PD-1とPD-L1との間の相互作用を破壊し、抗腫瘍immu2740274ne応答を刺激する当該技術分野で知られている任意の抗体が含まれる。例えば、PD-L1を標的とし、臨床試験中の抗体には、BMS-936559 (Bristol-Myers Squibb) およびMPDL3280A (Genentech) が含まれる。PD-L1を標的とする他の好適な抗体は、参照により本明細書に組み込まれる米国特許第7,943,743号に開示されている。PD-1またはPD-L1に結合し、PD-1/PD-L1相互作用を破壊し、抗腫瘍免疫応答を刺激する任意の抗体が含まれることは、当業者には理解されるであろう。

#### 【1409】

いくつかの実施形態では、NSCLCは、抗CTLA-4および／または抗PD-1ならびに化学療法剤に対して不応性である。いくつかの実施形態では、NSCLCは、抗CTLA-4および／または抗PD-1ならびに化学療法剤に対して不応性であり、化学療法剤は、カルボプラチン、パクリタキセル、ペメトレキセド、シスプラチンである。いくつかの実施形態では、イピリムマブ (Yervoy (登録商標)) などの抗CTLA-4抗体。

#### 【1410】

いくつかの実施形態では、NSCLCは、PD-1 (例えば、ペムブロリズマブを含む) と化学療法剤との組み合わせによる治療に対して不応性である。いくつかの実施形態では、化学療法剤 (複数可) は、白金ダブレット化学療法剤である。いくつかの実施形態では、白金ダブレット療法は、シスプラチンおよびカルボプラチンからなる群から選択される第1の化学療法剤と、ビノレルビン、ゲムシタビン、およびタキサン (例えば、パクリタキセル、ドセタキセル、またはナブ-パクリタキセルを含む) からなる群から選択される第2の化学療法剤と、を含む。いくつかの実施形態では、白金ダブレット化学療法剤は、ペメトレキセドと組み合わされている。

#### 【1411】

いくつかの実施形態では、NSCLCは、抗PD-1および化学療法剤を含む併用治療または併用療法に対して不応性である。いくつかの実施形態では、抗PD-1または抗PD-L1抗体は、ニボルマブ、ペムブロリズマブ、JS001、TSR-042、ピジリズマブ、(BGB-A317、SHR-1210、REGN2810、MDX-1106、PDR001、クローン由来の抗PD-1: RMP1-14、米国特許第8,008,449号に開示されている抗PD-1抗体、デュルバルマブ、アテゾリズマブ、アベルマブ、ならびにそれらの断片、誘導体、多様体、およびバイオシミラーからなる群から選択される。いくつかの実施形態では、抗PD-1は、ペムブロリズマブである。いくつかの実施形態では、化学療法剤は、白金ダブレット化学療法剤である。いくつかの実施形態では、化学療法剤は、ペメトレキセドと組み合わされている。いくつかの実施形態では、NSCLCは、カルボプラチン、パクリタキセル、ペメトレキセド、およびシスプラチンを含む併用療法に対して不応性である。いくつかの実施形態では、NSCLCは、カルボプラチン、パクリタキセル、ペメトレキセド、シスプラチン、ニボルマブ、およびイピリムマブを含む併用療法に対して不応性である。

#### 【1412】

いくつかの実施形態では、NSCLCは、抗PD-1または抗PD-L1および白金ダブレット療法を含む併用療法に対して不応性であり、白金ダブレット療法は、

i) シスプラチンおよびカルボプラチンからなる群から選択される第1の化学療法剤と、

ii) ビノレルビン、ゲムシタビン、およびタキサン (例えば、パクリタキセル、ドセタキセル、またはnaab-パクリタキセルを含む) からなる群から選択される第2の化学

10

20

30

40

50

療法剤と、を含む。

【1413】

いくつかの実施形態では、NSCLCは、抗PD-1または抗PD-L1、ペメトレキセド、および白金ダブルット療法を含む併用療法に対して不応性であり、白金ダブルット療法は、

i) シスプラチンおよびカルボプラチンからなる群から選択される第1の化学療法剤と、

ii) ビノレルビン、ゲムシタビン、およびタキサン（例えば、パクリタキセル、ドセタキセル、またはnab-パクリタキセルを含む）からなる群から選択される第2の化学療法剤と、を含む。

【1414】

いくつかの実施形態では、NSCLCは、抗PD-1抗体で治療されている。いくつかの実施形態では、NSCLCは、抗PD-L1抗体で処理されている。いくつかの実施形態では、NSCLC対象は、治療ナイーブである。いくつかの実施形態では、NSCLCは、抗PD-1抗体で治療されていない。いくつかの実施形態では、NSCLCは、抗PD-L1抗体で治療されていない。いくつかの実施形態では、NSCLCは、以前に化学療法剤で治療されている。いくつかの実施形態では、NSCLCは、以前に化学療法剤で治療されているが、もはや化学療法剤で治療されていない。いくつかの実施形態では、NSCLC患者は、抗PD-1/PD-L1ナイーブである。いくつかの実施形態では、NSCLC対象は、低いPD-L1の発現を有する。いくつかの実施形態では、NSCLC対象は、治療ナイーブのNSCLCを有するか、または化学療法治療後であるが、抗PD-1/PD-L1ナイーブである。いくつかの実施形態では、NSCLC対象は、治療ナイーブのNSCLCまたは化学療法治療後であるが、抗PD-1/PD-L1ナイーブであり、低いPD-L1の発現を有する。いくつかの実施形態では、NSCLC対象は、ベースラインで巨大腫瘍病変を有する。いくつかの実施形態では、対象は、ベースラインで巨大腫瘍病変を有し、低いPD-L1の発現を有する。いくつかの実施形態では、NSCLC対象は、治療ナイーブのNSCLCまたは化学療法後（例えば、化学療法剤後）であるが、PD-L1の発現が低く、かつ／またはベースラインで巨大腫瘍病変を有する抗PD-1/PD-L1ナイーブである。いくつかの実施形態では、最大腫瘍直径が横方向または冠状面のいずれかで測定された7cmより大きい場合、巨大腫瘍病変が示される。いくつかの実施形態では、巨大腫瘍病変は、20mm以上の短軸直径を有する腫れたリンパ節がある場合に示される。いくつかの実施形態では、化学療法剤は、NSCLCの標準治療の治療薬を含む。

【1415】

いくつかの実施形態では、例えば図1に記載されるものを含む、本発明の方法によって調製されるTILは、例えばプロセス1C法と称される方法などの、図1に例示されていないものを含む他の方法によって産生されるTILと比較して、増加したポリクローン性を示す。いくつかの実施形態では、有意に改善されたポリクローン性および／または増加したポリクローン性は、癌治療に対する治療効果および／または増加した臨床効果を示す。いくつかの実施形態では、ポリクローン性は、T細胞レパートリーの多様性を指す。いくつかの実施形態では、ポリクローン性の増加は、本発明の方法によって産生されたTILの投与に関する治療効果を示すことができる。いくつかの実施形態では、ポリクローン性は、例えば図1に具体化されるもの以外の方法を含む、本明細書で提供されるもの以外の方法を使用して調製されたTILと比較して、1倍、2倍、10倍、100倍、500倍、または1000倍増加する。いくつかの実施形態では、ポリクローン性は、未治療の患者と比較して、および／または例えば、図1に具体化されるもの以外の方法を含む、本明細書で提供されるもの以外の方法を使用して調製されたTILで治療された患者と比較して、1倍増加する。いくつかの実施形態では、ポリクローン性は、未治療の患者と比較して、および／または例えば、図1に具体化されるもの以外の方法を含む、本明細書で提供されるもの以外の方法を使用して調製されたTILで治療された患者と比較して、2倍増加する。いくつかの実施形態では、ポリクローン性は、未治療の患者と比較して、およ

10

20

30

40

50

び／または例えば、図1に具体化されるもの以外の方法を含む、本明細書で提供されるもの以外の方法を使用して調製されたTILで治療された患者と比較して、10倍増加する。いくつかの実施形態では、ポリクローン性は、未治療の患者と比較して、および／または例えば、図1に具体化されるもの以外の方法を含む、本明細書で提供されるもの以外の方法を使用して調製されたTILで治療された患者と比較して、100倍増加する。いくつかの実施形態では、ポリクローン性は、未治療の患者と比較して、および／または例えば、図1に具体化されるもの以外の方法を含む、本明細書で提供されるもの以外の方法を使用して調製されたTILで治療された患者と比較して、500倍増加する。いくつかの実施形態では、ポリクローン性は、未治療の患者と比較して、および／または例えば、図1に具体化されるもの以外の方法を含む、本明細書で提供されるもの以外の方法を使用して調製されたTILで治療された患者と比較して、1000倍増加する。

10

#### 【1416】

##### a. PD-1およびPD-L1阻害剤

プログラム死1 (PD-1) は、T細胞、B細胞、ナチュラルキラー (NK) T細胞、活性化単球、および樹状細胞によって発現される288アミノ酸の膜貫通免疫チェックポイント受容体タンパク質である。CD279としても知られるPD-1は、CD28ファミリーに属し、ヒトでは第2染色体上のPdcd1遺伝子によってコードされる。PD-1は、1つの免疫グロブリン (Ig) スーパーファミリードメイン、膜貫通領域、ならびに免疫受容体チロシンベースの阻害モチーフ (ITIM) および免疫受容体チロシンベースのスイッチモチーフ (ITSM) を含む細胞内ドメインからなる。PD-1とそのリガンド (PD-L1およびPD-L2) は、Keir, et al., Annu. Rev. Immunol. 2008, 26, 677-704に記載されているように、免疫寛容において重要な役割を果たすことが知られている。PD-1は、T細胞の免疫応答を負に調節する阻害シグナルを提供する。PD-L1 (B7-H1またはCD274としても知られる) およびPD-L2 (B7-DCまたはCD273としても知られる) は、腫瘍細胞および間質細胞上に発現され、PD-1を発現する活性化T細胞が遭遇する可能性があり、T細胞の免疫抑制につながる。PD-L1は、ヒト第9染色体上のCd274遺伝子によってコードされる290アミノ酸の膜貫通タンパク質である。例えば、Topalian, et al., N. Eng. J. Med. 2012, 366, 2443-54に記載される最近の臨床研究で実証されているように、PD-1阻害剤、PD-L1阻害剤、および／またはPD-L2阻害剤の使用による、PD-1とそのリガンドPD-L1およびPD-L2との間の相互作用をブロックすることで、免疫抵抗を克服することができる。PD-L1は、多くの腫瘍細胞株上で発現されるが、PD-L2は、主に樹状細胞およびいくつかの腫瘍株上で発現される。T細胞 (活性化後にPD-1を誘導的に発現する) に加えて、PD-1は、B細胞、ナチュラルキラー細胞、マクロファージ、活性化単球、樹状細胞上でも発現される。

20

30

#### 【1417】

実施形態では、PD-1阻害剤は、当該技術分野で知られている任意のPD-1阻害剤またはPD-1遮断薬であり得る。特に、次の段落でより詳細に記載されるPD-1阻害剤または遮断薬のうちの1つである。「阻害剤」、「アンタゴニスト」、および「遮断薬」という用語は、本明細書では、PD-1阻害剤に関して交換可能に使用される。誤解を避けるために、抗体であるPD-1阻害剤への本明細書での言及は、化合物またはその抗原結合断片、多様体、コンジュゲート、もしくはバイオシミラーを指し得る。誤解を避けるために、PD-1阻害剤への本明細書での言及はまた、小分子化合物またはその薬学的に許容される塩、エステル、溶媒和物、水和物、共結晶、もしくはプロドラッグを指し得る。

40

#### 【1418】

好ましい実施形態では、PD-1阻害剤は、抗体 (すなわち、抗PD-1抗体)、Fab断片を含むその断片、またはその一本鎖可変断片 (scFv) である。いくつかの実施形態では、PD-1阻害剤は、ポリクローナル抗体である。好ましい実施形態では、PD

50

ー1阻害剤は、モノクローナル抗体である。いくつかの実施形態では、PD-1阻害剤は、PD-1との結合について競合し、かつ／またはPD-1上のエピトープに結合する。実施形態では、抗体は、PD-1との結合について競合し、かつ／またはPD-1上のエピトープに結合する。

#### 【1419】

いくつかの実施形態では、PD-1阻害剤は、ヒトPD-1に約100pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトPD-1に約90pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトPD-1に約80pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトPD-1に約70pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトPD-1に約60pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトPD-1に約50pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトPD-1に約40pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトPD-1に約30pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトPD-1に約20pM以下の $K_D$ で結合する、ヒトPD-1に約10pM以下の $K_D$ で結合する、またはヒトPD-1に約1pM以下の $K_D$ で結合するものである。

10

#### 【1420】

いくつかの実施形態では、PD-1阻害剤は、ヒトPD-1に約 $7.5 \times 10^5 \text{ l/M} \cdot \text{s}$ 以上の $k_{\text{assoc}}$ で結合する、ヒトPD-1に約 $7.5 \times 10^5 \text{ l/M} \cdot \text{s}$ 以上の $k_{\text{assoc}}$ で結合する、ヒトPD-1に約 $8 \times 10^5 \text{ l/M} \cdot \text{s}$ 以上の $k_{\text{assoc}}$ で結合する、ヒトPD-1に約 $8.5 \times 10^5 \text{ l/M} \cdot \text{s}$ 以上の $k_{\text{assoc}}$ で結合する、ヒトPD-1に約 $9 \times 10^5 \text{ l/M} \cdot \text{s}$ 以上の $k_{\text{assoc}}$ で結合する、ヒトPD-1に約 $9.5 \times 10^5 \text{ l/M} \cdot \text{s}$ 以上の $k_{\text{assoc}}$ で結合する、またはヒトPD-1に約 $1 \times 10^6 \text{ l/M} \cdot \text{s}$ 以上の $k_{\text{assoc}}$ で結合するものである。

20

#### 【1421】

いくつかの実施形態では、PD-1阻害剤は、ヒトPD-1に約 $2 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトPD-1に約 $2.1 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトPD-1に約 $2.2 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトPD-1に約 $2.3 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトPD-1に約 $2.4 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトPD-1に約 $2.5 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトPD-1に約 $2.6 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、またはヒトPD-1に約 $2.7 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトPD-1に約 $2.8 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、ヒトPD-1に約 $2.9 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、またはヒトPD-1に約 $3 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合するものである。

30

#### 【1422】

いくつかの実施形態では、PD-1阻害剤は、約10nM以下の $IC_{50}$ でのヒトPD-1へのヒトPD-L1もしくはヒトPD-L2の結合を遮断もしくは阻害し、約9nM以下の $IC_{50}$ でのヒトPD-1へのヒトPD-L1もしくはヒトPD-L2の結合を遮断もしくは阻害し、約8nM以下の $IC_{50}$ でのヒトPD-1へのヒトPD-L1もしくはヒトPD-L2の結合を遮断もしくは阻害し、約7nM以下の $IC_{50}$ でのヒトPD-1へのヒトPD-L1もしくはヒトPD-L2の結合を遮断もしくは阻害し、約6nM以下の $IC_{50}$ でのヒトPD-1へのヒトPD-L1もしくはヒトPD-L2の結合を遮断もしくは阻害し、約5nM以下の $IC_{50}$ でのヒトPD-1へのヒトPD-L1もしくはヒトPD-L2の結合を遮断もしくは阻害し、約4nM以下の $IC_{50}$ でのヒトPD-1へのヒトPD-L1もしくはヒトPD-L2の結合を遮断もしくは阻害し、約3nM以下の $IC_{50}$ でのヒトPD-1へのヒトPD-L1もしくはヒトPD-L2の結合を遮断もしくは阻害し、約2nM以下の $IC_{50}$ でのヒトPD-1へのヒトPD-L1もしくはヒトPD-L2の結合を遮断もしくは阻害し、または約1nM以下の $IC_{50}$ でのヒトPD-1へのヒトPD-L1もしくはヒトPD-L2の結合を遮断もしくは阻害するものである。

40

#### 【1423】

50

実施形態では、PD-1阻害剤は、ニボルマブ（Bristol-Myers Squibb Co. からOPDIVOとして市販されている）、またはそれらのバイオシミラー、抗原結合断片、コンジュゲート、もしくは多様体である。ニボルマブは、PD-1受容体を遮断する完全ヒトIgG4抗体である。実施形態では、抗PD-1抗体は、免疫グロブリンG4κ、抗（ヒトCD274）抗体である。ニボルマブには、Chemical Abstracts Service（CAS）登録番号946414-94-4が割り当てられており、5C4、BMS-936558、MDX-1106、およびONO-4538としても知られている。ニボルマブの調製および特性は、米国特許第8,008,449号および国際特許公開第WO2006/121168号に記載されており、それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。様々な形態の癌におけるニボルマブの臨床的安全性および有効性は、Wang, et al., Cancer Immunol Res. 2014, 2, 846-56; Page, et al., Ann. Rev. Med., 2014, 65, 185-202、およびWeber, et al., J. Clin. Oncology, 2013, 31, 4311-4318に記載されており、それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。ニボルマブのアミノ酸配列を表48に示す。ニボルマブは、22-96、140-196、254-314、360-418、22'-96'、140'-196'、254'-314'、および360'-418'における重鎖内ジスルフィド結合；23'-88'、134'-194'、23'-88'、および134'-194'における軽鎖内ジスルフィド結合；127-214'、127'-214'における重鎖-軽鎖間ジスルフィド結合；219-219'および222-222'における重鎖-重鎖間ジスルフィド結合；ならびに290、290'におけるN-グリコシル化部位（H<sub>2</sub>C84.4）を有する。

#### 【1424】

実施形態では、PD-1阻害剤は、配列番号463によって与えられる重鎖および配列番号464によって与えられる軽鎖を含む。実施形態では、PD-1阻害剤は、それぞれ、配列番号463および配列番号464に示される配列を有する重鎖および軽鎖、またはそれらの抗原結合断片、Fab断片、一本鎖可変断片（scFv）、多様体、もしくはコンジュゲートを含む。実施形態では、PD-1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号463および配列番号464に示される配列と少なくとも99%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、PD-1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号463および配列番号464に示される配列と少なくとも98%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、PD-1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号463および配列番号464に示される配列と少なくとも97%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、PD-1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号463および配列番号464に示される配列と少なくとも96%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、PD-1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号463および配列番号464に示される配列と少なくとも95%同一である重鎖および軽鎖を含む。

#### 【1425】

実施形態では、PD-1阻害剤は、ニボルマブの重鎖および軽鎖CDRまたは可変領域（VR）を含む。実施形態では、PD-1阻害剤重鎖可変領域（V<sub>H</sub>）は、配列番号465に示される配列を含み、PD-1阻害剤軽鎖可変領域（V<sub>L</sub>）は、配列番号466に示される配列、およびその保存的アミノ酸置換を含む。実施形態では、PD-1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号465および配列番号466に示される配列と少なくとも99%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、PD-1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号465および配列番号466に示される配列と少なくとも98%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、PD-1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号465および配列番号466に示される配列と少なくとも97%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、PD-1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号465および配列番号466に示される配列と少なくとも96%同一であるV<sub>H</sub>および

V<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、PD-1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号465および配列番号466に示される配列と少なくとも95%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。

【1426】

実施形態では、PD-1阻害剤は、それぞれ、配列番号467、配列番号468、および配列番号469に示される配列を有する重鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、それぞれ、配列番号470、配列番号471、および配列番号472に示される配列を有する軽鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、を含む。実施形態では、抗体は、前述の抗体のうちのいずれかと結合するために競合し、かつ／またはPD-1上の同じエピトープに結合する。

10

【1427】

実施形態では、PD-1阻害剤は、ニボルマブに関して薬物規制当局によって承認された抗PD-1バイオシミラーモノクローナル抗体である。実施形態では、バイオシミラーは、参照医薬品または参照バイオ製品のアミノ酸配列に対して少なくとも97%の配列同一性、例えば、97%、98%、99%、または100%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含み、参照医薬品または参照バイオ製品と比較して、1つ以上の翻訳後修飾を含む、PD-1抗体を含み、参照医薬品または参照バイオ製品は、ニボルマブである。いくつかの実施形態では、1つ以上の翻訳後修飾は、グリコシル化、酸化、脱アミド化、および切断のうちの1つ以上から選択される。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、認可された、または認可のために提出された抗PD-1抗体であり、抗PD-1抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品の製剤とは異なる製剤で提供され、参照医薬品または参照バイオ製品は、ニボルマブである。抗PD-1抗体は、米国FDAおよび／または欧州連合のEMAなどの薬物規制当局によって認可されている場合がある。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、ニボルマブである。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、ニボルマブである。

20

30

40

50

## 【表 3 7】

表 3 5. ニボルマブに関連する P D - 1 阻害剤のアミノ酸配列。

| 識別子                      | 配列 (一文字アミノ酸記号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配列番号 463<br>ニボルマブ重鎖      | QVQLVESGGG VVQPGRSLRL DCKASGITFS NSGMHWVRQA PGKGLEWVAV IWYDGSKRYY 60<br>ADSVKGRFTI SRDNSKNTLF LQMNSLRAED TAVYYCATND DYWGQGT LVT VSSASTKGPS 120<br>VFPLAPCSRS TSESTAALGC LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS 180<br>VVTVPSSSLG TKTYTCNVDH KPSNTKVDKR VESKYGPPCP PCPAPEFLGG PSVFLFPPKP 240<br>KDTLMISRTP EVTCVVVDVS QEDPEVQFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQFN STYRVVSVLT 300<br>VLHQDWLNGK EYKCKVSNKG LPSSIEKTIK KAKGQPREPQ VYTLPPSQEE MTKNQVSLTC 360<br>LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTPPV LDSDGSFFLY SRLTVDKSRW QEGNVFSCSV 420<br>MHEALHNHYT QKSLSLSLGK 440 |
| 配列番号 464<br>ニボルマブ軽鎖      | EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKP GQAPRLLIYD ASNRATGIPA 60<br>RFGSGSGSGTD FTLTISSLEP EDFAVYYCQQ SSNWPRTFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP 120<br>SDEQLKSGTA SVVCLLNPFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSSLT 180<br>LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK 214                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 配列番号 465<br>ニボルマブ可変重鎖    | QVQLVESGGG VVQPGRSLRL DCKASGITFS NSGMHWVRQA PGKGLEWVAV IWYDGSKRYY 60<br>ADSVKGRFTI SRDNSKNTLF LQMNSLRAED TAVYYCATND DYWGQGT LVT VSS 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 配列番号 466<br>ニボルマブ可変軽鎖    | EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SYLAWYQQKP GQAPRLLIYD ASNRATGIPA 60<br>RFGSGSGSGTD FTLTISSLEP EDFAVYYCQQ SSNWPRTFGQ GTKVEIK 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 配列番号 467<br>ニボルマブ重鎖 CDR1 | NSGMH 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 配列番号 468<br>ニボルマブ重鎖 CDR2 | VIWYDGSKRY YADSVKG 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 配列番号 469<br>ニボルマブ重鎖 CDR3 | NDDY 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 配列番号 470<br>ニボルマブ軽鎖 CDR1 | RASQSVSSYL A 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 配列番号 471<br>ニボルマブ軽鎖 CDR2 | DASNRAT 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 配列番号 472<br>ニボルマブ軽鎖 CDR3 | QQSSNWPRT 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 【1 4 2 8】

別の実施形態では、P D - 1 阻害剤は、ペムブロリズマブ (Merck & Co., Inc (Kenilworth, NJ, USA) から KEYTRUDA として市販されている)、またはそれらの抗原結合断片、コンジュゲート、もしくは多様体を含む。ペムブロリズマブには、C A S 登録番号 1 3 7 4 8 5 3 - 9 1 - 4 が割り当てられており、ラムブロリズマブ、MK - 3 4 7 5、および SCH - 9 0 0 4 7 5 としても知られている。ペムブロリズマブは、免疫グロブリン G 4、抗 (ヒトタンパク質 P D C D 1 (プログラム細胞死 1)) (ヒト - ハツカネズミモノクローナル重鎖)、ヒト - ハツカネズミモノクローナル軽鎖、二量体構造を有するジスルフィドを有する。ペムブロリズマブの構造は、免疫グロ

ブリン G 4、抗（ヒトプログラム細胞死 1）；ヒト化マウスモノクローナル κ 軽鎖二量体（226-226'':229-229''）-ビスジスルフィドを有するヒト化マウスモノクローナル [228-L-ブロリン（H10-S>P）] γ 4 重鎖（134-218'）-ジスルフィドとしても記載され得る。ペムブロリズマブの特性、使用、および調製は、国際特許公開第 WO 2008/156712 A1 号、米国特許第 8,354,509 号、ならびに米国特許出願公開第 US 2010/0266617 A1 号、同第 US 2013/0108651 A1 号、および同第 US 2013/0109843 A2 に記載されており、それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。様々な形態の癌におけるペムブロリズマブの臨床的安全性および有効性は、Fuerst, Oncology Times, 2014, 36, 35-36、Robert, et al., Lancet, 2014, 384, 1109-17、および Thomas, et al., Exp. Opin. Biol. Ther., 2014, 14, 1061-1064 に記載されている。ペムブロリズマブのアミノ酸配列を表 49 に示す。ペムブロリズマブは、ジスルフィド架橋：22-96、22''-96''、23'-92'、23'''-92'''、134-218'、134''-218'''、138'-198'、138'''-198'''、147-203、147''-203''、226-226''、229-229''、261-321、261''-321''、367-425、および 367'-425''、ならびにグリコシル化部位（N）：Asn-297 および Asn-297'' を含む。ペムブロリズマブは、Fc 領域に安定化 S228P 突然変異を有する IgG4/κ アイソタイプであり、この突然変異を IgG4 ヒンジ領域に挿入すると、IgG4 抗体で典型的に観察される半分子の形成が防止される。ペムブロリズマブは、各重鎖の Fc ドメイン内の Asn297 で不均一にグリコシル化されており、無傷の抗体の分子量はおよそ 149 kDa になる。ペムブロリズマブの優性グリコフォームは、フコシル化アガラクト二分性グリカンフォーム（G0F）である。

#### 【1429】

実施形態では、PD-1 阻害剤は、配列番号 473 によって与えられる重鎖および配列番号 474 によって与えられる軽鎖を含む。実施形態では、PD-1 阻害剤は、それぞれ、配列番号 473 および配列番号 474 に示される配列を有する重鎖および軽鎖、またはそれらの抗原結合断片、Fab 断片、一本鎖可変断片（scFv）、多量体、もしくはコンジュゲートを含む。実施形態では、PD-1 阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号 473 および配列番号 474 に示される配列と少なくとも 99% 同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、PD-1 阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号 473 および配列番号 474 に示される配列と少なくとも 98% 同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、PD-1 阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号 473 および配列番号 474 に示される配列と少なくとも 97% 同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、PD-1 阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号 473 および配列番号 474 に示される配列と少なくとも 96% 同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、PD-1 阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号 473 および配列番号 474 に示される配列と少なくとも 95% 同一である重鎖および軽鎖を含む。

#### 【1430】

実施形態では、PD-1 阻害剤は、ペムブロリズマブの重鎖および軽鎖 CDR または可変領域（VR）を含む。実施形態では、PD-1 阻害剤重鎖可変領域（V<sub>H</sub>）は、配列番号 475 に示される配列を含み、PD-1 阻害剤軽鎖可変領域（V<sub>L</sub>）は、配列番号 476 に示される配列、およびその保存的アミノ酸置換を含む。実施形態では、PD-1 阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号 475 および配列番号 476 に示される配列と少なくとも 99% 同一である V<sub>H</sub> および V<sub>L</sub> 領域を含む。実施形態では、PD-1 阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号 475 および配列番号 476 に示される配列と少なくとも 98% 同一である V<sub>H</sub> および V<sub>L</sub> 領域を含む。実施形態では、PD-1 阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号 475 および配列番号 476 に示される配列と少なくとも 97% 同一である V<sub>H</sub> および V<sub>L</sub> 領域を含む。実施形態では、PD-1 阻害剤は、各々が、それぞれ、



配列番号 475 および配列番号 476 に示される配列と少なくとも 96% 同一である  $V_H$  および  $V_L$  領域を含む。実施形態では、PD-1 阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号 475 および配列番号 476 に示される配列と少なくとも 95% 同一である  $V_H$  および  $V_L$  領域を含む。

【1431】

実施形態では、PD-1 阻害剤は、それぞれ、配列番号 477、配列番号 478、および配列番号 479 に示される配列を有する重鎖 CDR1、CDR2、および CDR3 ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、それぞれ、配列番号 480、配列番号 481、および配列番号 482 に示される配列を有する軽鎖 CDR1、CDR2、および CDR3 ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、を含む。実施形態では、抗体は、前述の抗体のうちのいずれかと結合するために競合し、かつ／または PD-1 上の同じエピトープに結合する。

【1432】

実施形態では、PD-1 阻害剤は、ペムブロリズマブに関して薬物規制当局によって承認された抗 PD-1 バイオシミラーモノクローナル抗体である。実施形態では、バイオシミラーは、参照医薬品または参照バイオ製品のアミノ酸配列に対して少なくとも 97% の配列同一性、例えば、97%、98%、99%、または 100% の配列同一性を有するアミノ酸配列を含み、参照医薬品または参照バイオ製品と比較して、1 つ以上の翻訳後修飾を含む、PD-1 抗体を含み、参照医薬品または参照バイオ製品は、ペムブロリズマブである。いくつかの実施形態では、1 つ以上の翻訳後修飾は、グリコシル化、酸化、脱アミド化、および切断のうちの 1 つ以上から選択される。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、認可された、または認可のために提出された抗 PD-1 抗体であり、抗 PD-1 抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品の製剤とは異なる製剤で提供され、参照医薬品または参照バイオ製品は、ペムブロリズマブである。抗 PD-1 抗体は、米国 FDA および／または欧州連合の EMA などの薬物規制当局によって認可されている場合がある。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1 つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1 つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、ペムブロリズマブである。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1 つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1 つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、ペムブロリズマブである。

10

20

30

40

50

## 【表 3 8】

表 3 6. ペムプロリズマブに関連する PD-1 阻害剤のアミノ酸配列。

| 識別子                             | 配列 (一文字アミノ酸記号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 配列番号 473<br>ペムプロリズ<br>マブ重鎖      | QVQLVQSGVE VKKPGASVKV SCKASGYTFT NYYMYWVRQA PGQGLEWMGG INPSNGGTNF<br>NEKFKNRVTL TDDSSTTTAY MELKSLQFDD TAVYYCARRD YRFDMGFDYW GQGTITVTSS<br>ASTKGPSVFPLAPCSRSTSE STAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS<br>GLYSLSSVVT VPSSSLGTKT YTCNVDHKPS NTKVDKRVES KYGPPCPPCP APEFLGGPSV<br>FLEPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSQED PEVQFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQFNSTY<br>RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPS SIEKTISKAK GQPREPQVYT LPSPQEEMTK<br>NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPPVLD S DGSFFLYSRL TVDKSRWQEG<br>NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSLGK | 60<br>120<br>180<br>240<br>300<br>360<br>420<br>447 |
| 配列番号 474<br>ペムプロリズ<br>マブ軽鎖      | EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASKGVS TSGYSYLHWY QQKPGQAPRL LIYLASYLES<br>GVPARFSGSG SGTDFTLTIS SLEPEDFAVY YCQHSRDLPL TFGGGTKVEI KRTVAAPSVF<br>IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYLS<br>STLTLSKADY EKHKVYACEV THQGLSSPVT KSFNRGEC                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60<br>120<br>180<br>218                             |
| 配列番号 475<br>ペムプロリズ<br>マブ可変重鎖    | QVQLVQSGVE VKKPGASVKV SCKASGYTFT NYYMYWVRQA PGQGLEWMGG INPSNGGTNF<br>NEKFKNRVTL TDDSSTTTAY MELKSLQFDD TAVYYCARRD YRFDMGFDYW GQGTITVTSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60<br>120                                           |
| 配列番号 476<br>ペムプロリズ<br>マブ可変軽鎖    | EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASKGVS TSGYSYLHWY QQKPGQAPRL LIYLASYLES<br>GVPARFSGSG SGTDFTLTIS SLEPEDFAVY YCQHSRDLPL TFGGGTKVEI K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60<br>111                                           |
| 配列番号 477<br>ペムプロリズ<br>マブ重鎖 CDR1 | NYYMY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                   |
| 配列番号 478<br>ペムプロリズ<br>マブ重鎖 CDR2 | GINPSNGGTN FNEKFK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16                                                  |
| 配列番号 479<br>ペムプロリズ<br>マブ重鎖 CDR3 | RDYRFDMGFD Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                                                  |
| 配列番号 480<br>ペムプロリズ<br>マブ軽鎖 CDR1 | RASKGVSTSG YSYLH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15                                                  |
| 配列番号 481<br>ペムプロリズ<br>マブ軽鎖 CDR2 | LASYLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                   |
| 配列番号 482<br>ペムプロリズ<br>マブ軽鎖 CDR3 | QHSRDLPLT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9                                                   |

## 【1 4 3 3】

実施形態では、PD-1 阻害剤は、抗 m-PD-1 クローン J 4 3 (カタログ番号 BE 0 0 3 3-2) および RMP 1-1 4 (カタログ番号 BE 0 1 4 6) (Bio X Cell, Inc., West Lebanon, NH USA) などの市販の抗 PD-1 モノクローナル抗体である。いくつかの市販の抗 PD-1 抗体が、当業者に知られている。

## 【1 4 3 4】

実施形態では、PD-1 阻害剤は、米国特許第 8, 3 5 4, 5 0 9 号または米国特許出願公開第 2 0 1 0 / 0 2 6 6 6 1 7 A 1 号、同第 2 0 1 3 / 0 1 0 8 6 5 1 A 1 号、同第 2 0 1 3 / 0 1 0 9 8 4 3 A 2 号に開示されている抗体であり、それらの開示は参照によ

10

20

30

40

50

り本明細書に組み込まれる。実施形態では、PD-1阻害剤は、米国特許第8,287,856号、同第8,580,247号、および同第8,168,757号、ならびに米国特許出願公開第2009/0028857A1号、同第2010/0285013A1号、同第2013/0022600A1号、および同第2011/0008369A1号に記載されている抗PD-1抗体であり、それらの教示は参照により本明細書に組み込まれる。別の実施形態では、PD-1阻害剤は、米国特許第8,735,553B1号に開示されている抗PD-1抗体であり、その開示は参照により本明細書に組み込まれる。実施形態では、PD-1阻害剤は、CT-011としても知られるピジリズマブであり、これは米国特許第8,686,119号に記載されており、その開示は参照により本明細書に組み込まれる。

10

#### 【1435】

実施形態では、PD-1阻害剤は、米国特許第8,907,053号、同第9,096,642号、および同第9,044,442号、ならびに米国特許出願公開第US2015/0087581号に記載されるものなどの小分子またはペプチドもしくはペプチド誘導体；米国特許出願公開第2015/0073024号に記載されるものなどの1,2,4-オキサジアゾール化合物および誘導体；米国特許出願公開第US2015/0073042号に記載されるものなどの環状ペプチド模倣化合物および誘導体；米国特許出願公開第US2015/0125491号に記載されるものなどの環状化合物および誘導体；国際特許出願公開第WO2015/033301号に記載されるものなどの1,3,4-オキサジアゾールおよび1,3,4-チアジアゾール化合物ならびに誘導体；国際特許出願公開第WO2015/036927号およびWO2015/04490号に記載されるものなどのペプチド系化合物および誘導体、または米国特許出願公開第US2014/0294898号に記載されるものなどの大環状ペプチド系化合物および誘導体であり得、各々の開示は参照によりそれらの全体が本明細書に組み込まれる。

20

#### 【1436】

実施形態では、PD-L1またはPD-L2阻害剤は、当該技術分野で知られている任意のPD-L1もしくはPD-L2阻害剤、アンタゴニスト、または遮断薬であり得る。特に、次の段落でより詳細に記載されるPD-L1もしくはPD-L2阻害剤、アンタゴニスト、または遮断薬のうちの1つである。「阻害剤」、「アンタゴニスト」、および「遮断薬」という用語は、本明細書では、PD-L1およびPD-L2阻害剤に関して交換可能に使用される。誤解を避けるために、抗体であるPD-L1またはPD-L2阻害剤への本明細書での言及は、化合物またはその抗原結合断片、多様体、コンジュゲート、もしくはバイオシミラーを指し得る。誤解を避けるために、PD-L1またはPD-L2阻害剤への本明細書での言及は、化合物またはその薬学的に許容される塩、エステル、溶媒和物、水和物、共結晶、もしくはプロドラッグを指し得る。

30

#### 【1437】

いくつかの実施形態では、本明細書に記載の組成物、プロセス、および方法は、PD-L1またはPD-L2阻害剤を含む。いくつかの実施形態では、PD-L1またはPD-L2阻害剤は、小分子である。好ましい実施形態では、PD-L1またはPD-L2阻害剤は、抗体（すなわち、抗PD-1抗体）、Fab断片を含むその断片、またはその一本鎖可変断片（scFv）である。いくつかの実施形態では、PD-L1またはPD-L2阻害剤は、ポリクローナル抗体である。好ましい実施形態では、PD-L1またはPD-L2阻害剤は、モノクローナル抗体である。いくつかの実施形態では、PD-L1またはPD-L2阻害剤は、PD-L1もしくはPD-L2との結合について競合し、かつ／またはPD-L1もしくはPD-L2上のエピトープに結合する。実施形態では、抗体は、PD-L1もしくはPD-L2との結合について競合し、かつ／またはPD-L1もしくはPD-L2上のエピトープに結合する。

40

#### 【1438】

いくつかの実施形態では、本明細書で提供されるPD-L1阻害剤は、化合物が、PD-L2受容体を含む他の受容体と結合または相互作用するよりも実質的に低い濃度でPD

50

－L 1 と結合または相互作用するという点で、PD－L 1 に対して選択的である。特定の  
実施形態では、化合物は、PD－L 2 受容体に対するより少なくとも約 2 倍高い濃度、約  
3 倍高い濃度、約 5 倍高い濃度、約 10 倍高い濃度、約 20 倍高い濃度、約 30 倍高い濃  
度、約 50 倍高い濃度、約 100 倍高い濃度、約 200 倍高い濃度、約 300 倍高い濃度  
、または約 500 倍高い濃度である結合定数で PD－L 1 受容体に結合する。

【1439】

いくつかの実施形態では、本明細書で提供される PD－L 2 阻害剤は、化合物が、PD  
－L 1 受容体を含む他の受容体と結合または相互作用するよりも実質的に低い濃度で PD  
－L 2 と結合または相互作用するという点で、PD－L 2 に対して選択的である。特定の  
実施形態では、化合物は、PD－L 1 受容体に対するより少なくとも約 2 倍高い濃度、約  
3 倍高い濃度、約 5 倍高い濃度、約 10 倍高い濃度、約 20 倍高い濃度、約 30 倍高い濃  
度、約 50 倍高い濃度、約 100 倍高い濃度、約 200 倍高い濃度、約 300 倍高い濃度  
、または約 500 倍高い濃度である結合定数で PD－L 2 受容体に結合する。

10

【1440】

いかなる理論にも縛られることなく、腫瘍細胞は PD－L 1 を発現し、T 細胞は PD－  
1 を発現すると考えられている。しかしながら、腫瘍細胞による PD－L 1 の発現は、PD  
－1 または PD－L 1 の阻害剤または遮断薬の有効性には必要とされない。実施形態で  
は、腫瘍細胞は、PD－L 1 を発現する。別の実施形態では、腫瘍細胞は、PD－L 1 を  
発現しない。いくつかの実施形態では、方法は、TIL と組み合わせて、本明細書に記載  
されるものなどの PD－1 および PD－L 1 抗体の組み合わせを含むことができる。PD  
－1 および PD－L 1 抗体と TIL との組み合わせの投与は、同時または連続的であり得  
る。

20

【1441】

いくつかの実施形態では、PD－L 1 および／または PD－L 2 阻害剤は、ヒト PD－  
L 1 および／もしくは PD－L 2 に約 100 pM 以下の  $K_D$  で結合する、ヒト PD－L 1  
および／もしくは PD－L 2 に約 90 pM 以下の  $K_D$  で結合する、ヒト PD－L 1 および  
／もしくは PD－L 2 に約 80 pM 以下の  $K_D$  で結合する、ヒト PD－L 1 および／もし  
くは PD－L 2 に約 70 pM 以下の  $K_D$  で結合する、ヒト PD－L 1 および／もしくは PD  
－L 2 に約 60 pM 以下の  $K_D$  で結合する、ヒト PD－L 1 および／もしくは PD－L  
2 に約 50 pM 以下の  $K_D$  で結合する、ヒト PD－L 1 および／もしくは PD－L 2 に約  
40 pM 以下の  $K_D$  で結合する、またはヒト PD－L 1 および／もしくは PD－L 2 に約  
30 pM 以下の  $K_D$  で結合するものである。

30

【1442】

いくつかの実施形態では、PD－L 1 および／または PD－L 2 阻害剤は、ヒト PD－  
L 1 および／もしくは PD－L 2 に約  $7.5 \times 10^5$  l/M・s 以上の  $k_{assoc}$  で結合  
する、ヒト PD－L 1 および／もしくは PD－L 2 に約  $8 \times 10^5$  l/M・s 以上の  $k_{as  
s o c}$  で結合する、ヒト PD－L 1 および／もしくは PD－L 2 に約  $8.5 \times 10^5$  l/M  
・s 以上の  $k_{assoc}$  で結合する、ヒト PD－L 1 および／もしくは PD－L 2 に約  $9 \times  
10^5$  l/M・s 以上の  $k_{assoc}$  で結合する、ヒト PD－L 1 および／もしくは PD－  
L 2 に約  $9.5 \times 10^5$  l/M・s 以上の  $k_{assoc}$  で結合する、またはヒト PD－L 1  
および／もしくは PD－L 2 に約  $1 \times 10^6$  l/M・s 以上の  $k_{assoc}$  で結合するもの  
である。

40

【1443】

いくつかの実施形態では、PD－L 1 および／または PD－L 2 阻害剤は、ヒト PD－  
L 1 もしくは PD－L 2 に約  $2 \times 10^{-5}$  l/s 以下の  $k_{dissoc}$  で結合する、ヒト PD  
－1 に約  $2.1 \times 10^{-5}$  l/s 以下の  $k_{dissoc}$  で結合する、ヒト PD－1 に約  $2.  
2 \times 10^{-5}$  l/s 以下の  $k_{dissoc}$  で結合する、ヒト PD－1 に約  $2.3 \times 10^{-5}$   
l/s 以下の  $k_{dissoc}$  で結合する、ヒト PD－1 に約  $2.4 \times 10^{-5}$  l/s 以下の  
 $k_{dissoc}$  で結合する、ヒト PD－1 に約  $2.5 \times 10^{-5}$  l/s 以下の  $k_{dissoc}$   
で結合する、ヒト PD－1 に約  $2.6 \times 10^{-5}$  l/s 以下の  $k_{dissoc}$  で結合する、

50

ヒトPD-L1もしくはPD-L1に約 $2.7 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合する、またはヒトPD-L1もしくはPD-L2に約 $3 \times 10^{-5} \text{ l/s}$ 以下の $k_{\text{dissoc}}$ で結合するものである。

【1444】

いくつかの実施形態では、PD-L1および／またはPD-L2阻害剤は、約10 nM以下のIC<sub>50</sub>でのヒトPD-1へのヒトPD-L1もしくはヒトPD-L2の結合を遮断もしくは阻害し、約9 nM以下のIC<sub>50</sub>でのヒトPD-1へのヒトPD-L1もしくはヒトPD-L2の結合を遮断もしくは阻害し、約8 nM以下のIC<sub>50</sub>でのヒトPD-1へのヒトPD-L1もしくはヒトPD-L2の結合を遮断もしくは阻害し、約7 nM以下のIC<sub>50</sub>でのヒトPD-1へのヒトPD-L1もしくはヒトPD-L2の結合を遮断もしくは阻害し、約6 nM以下のIC<sub>50</sub>でのヒトPD-1へのヒトPD-L1もしくはヒトPD-L2の結合を遮断もしくは阻害し、約5 nM以下のIC<sub>50</sub>でのヒトPD-1へのヒトPD-L1もしくはヒトPD-L2の結合を遮断もしくは阻害し、約4 nM以下のIC<sub>50</sub>でのヒトPD-1へのヒトPD-L1もしくはヒトPD-L2の結合を遮断もしくは阻害し、約3 nM以下のIC<sub>50</sub>でのヒトPD-1へのヒトPD-L1もしくはヒトPD-L2の結合を遮断もしくは阻害し、約2 nM以下のIC<sub>50</sub>でのヒトPD-1へのヒトPD-L1もしくはヒトPD-L2の結合を遮断もしくは阻害し、または約1 nM以下のIC<sub>50</sub>でのヒトPD-1へのヒトPD-L1もしくはヒトPD-L2の結合を遮断するものである。

【1445】

実施形態では、PD-L1阻害剤は、MEDI 4736としても知られるデュルバルマブ（これは、AstraZeneca plc.の子会社であるMedimmune, LLC (Gaithersburg, Maryland) から市販されている）、またはその抗原結合断片、コンジュゲート、もしくは多様体である。実施形態では、PD-L1阻害剤は、米国特許第8,779,108号または米国特許出願公開第2013/0034559号に開示されている抗体であり、その開示は参照により本明細書に組み込まれる。デュルバルマブの臨床的有効性は、Page, et al., Rev. Med., 2014, 65, 185-202、Brahmer, et al., J. Clin. Oncol., 2014, 32, 5s（補足、要約8021）、およびMcDermott, et al., Cancer Treatment Rev., 2014, 40, 1056-64に記載されている。デュルバルマブの調製および特性は、米国特許第8,779,108号に記載されており、その開示は参照により本明細書に組み込まれる。デュルバルマブのアミノ酸配列を表50に示す。デュルバルマブモノクローナル抗体は、22-96、22'-96'、23'-89'、23''-89''、135'-195'、135''-195''、148-204、148'-204'、215'-224、215''-224''、230-230'、233-233'、265-325、265''-325''、371-429、および371''-429''におけるジスルフィド結合、ならびにAsn-301およびAsn-301''におけるN-グリコシル化部位を含む。

【1446】

実施形態では、PD-L1阻害剤は、配列番号483によって与えられる重鎖および配列番号484によって与えられる軽鎖を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、それぞれ、配列番号483および配列番号484に示される配列を有する重鎖および軽鎖、またはそれらの抗原結合断片、Fab断片、一本鎖可変断片(scFv)、多様体、もしくはコンジュゲートを含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号483および配列番号484に示される配列と少なくとも99%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号483および配列番号484に示される配列と少なくとも98%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号483および配列番号484に示される配列と少なくとも97%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形

態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号483および配列番号484に示される配列と少なくとも96%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号483および配列番号484に示される配列と少なくとも95%同一である重鎖および軽鎖を含む。

#### 【1447】

実施形態では、PD-L1阻害剤は、デュルバルマブの重鎖および軽鎖CDRまたは可変領域(VR)を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤重鎖可変領域(VH)は、配列番号485に示される配列を含み、PD-L1阻害剤軽鎖可変領域(VL)は、配列番号486に示される配列、およびその保存的アミノ酸置換を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号485および配列番号486に示される配列と少なくとも99%同一であるVHおよびVL領域を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号485および配列番号486に示される配列と少なくとも98%同一であるVHおよびVL領域を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号485および配列番号486に示される配列と少なくとも97%同一であるVHおよびVL領域を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号485および配列番号486に示される配列と少なくとも96%同一であるVHおよびVL領域を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号485および配列番号486に示される配列と少なくとも95%同一であるVHおよびVL領域を含む。

#### 【1448】

実施形態では、PD-L1阻害剤は、それぞれ、配列番号487、配列番号488、および配列番号489に示される配列を有する重鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、それぞれ、配列番号490、配列番号491、および配列番号492に示される配列を有する軽鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、を含む。実施形態では、抗体は、前述の抗体のうちのいずれかと結合するために競合し、かつ／またはPD-L1上の同じエピトープに結合する。

#### 【1449】

実施形態では、PD-L1阻害剤は、ペムブロリズマブに関して薬物規制当局によって承認された抗PD-L1バイオシミラーモノクローナル抗体である。実施形態では、バイオシミラーは、参照医薬品または参照バイオ製品のアミノ酸配列に対して少なくとも97%の配列同一性、例えば、97%、98%、99%、または100%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含み、参照医薬品または参照バイオ製品と比較して、1つ以上の翻訳後修飾を含む、PD-L1抗体を含み、参照医薬品または参照バイオ製品は、デュルバルマブである。いくつかの実施形態では、1つ以上の翻訳後修飾は、グリコシル化、酸化、脱アミド化、および切断のうちの1つ以上から選択される。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、認可された、または認可のために提出された抗PD-L1抗体であり、抗PD-L1抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品の製剤とは異なる製剤で提供され、参照医薬品または参照バイオ製品は、デュルバルマブである。抗PD-L1抗体は、米国FDAおよび／または欧州連合のEMAなどの薬物規制当局によって認可されている場合がある。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、デュルバルマブである。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、デュルバルマブである。

10

20

30

40

50

## 【表 3 9】

表 3 7. デュルバルマブに関連する PD-L1 阻害剤のアミノ酸配列。

| 識別子                        | 配列 (一文字アミノ酸記号) |            |            |            |            |             |     |  |
|----------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----|--|
| 配列番号 483<br>デュルバルマブ重鎖      | EVQLVESGGG     | LVQPGGSLRL | SCAASGFTFS | RYWMSWVRQA | PGKGLEWVAN | IKQDGSEKYY  | 60  |  |
|                            | VDSVKGRFTI     | SRDNAKNSLY | LQMNSLRAED | TAVYYCAREG | GWFGELAFDY | WGQGTILVTVS | 120 |  |
|                            | SASTKGPSVF     | PLAPSSKSTS | GGTAALGCLV | KDYFPEPVTV | SWNSGALTSG | VHTFPAVLQS  | 180 |  |
|                            | SGLYSLSVV      | TVPSSSLGTQ | TYICNVNHKP | SNTKVDKRVE | PKSCDKTHTC | PPCPAPEFEG  | 240 |  |
|                            | GPSVFLFPPK     | PKDTLMISRT | PEVTCVVVDV | SHEDPEVKFN | WYVDGVEVHN | AKTKPREEQY  | 300 |  |
|                            | NSTYRVVSVL     | TVLHQDWLNG | KEYKCKVSNK | ALPASIEKTI | SKAKGQPREP | QVYTLPPSRE  | 360 |  |
|                            | EMTKNQVSLT     | CLVKGFYPSD | IAVEWESNGQ | PENNYKTPPP | VLDSDGSFFL | YSKLTVDKSR  | 420 |  |
|                            | WQQGNVFSCS     | VMHEALHNNY | TQKSLSLSPG | K          |            |             | 451 |  |
| 配列番号 484<br>デュルバルマブ軽鎖      | EVQLVESGGG     | LVQPGGSLRL | SCAASGFTFS | RYWMSWVRQA | PGKGLEWVAN | EIVLTQSPGT  | 60  |  |
|                            | LSLSPGERAT     | LSCRASQVRV | SSYLAWYQQK | PGQAPRLLIY | DASSRATGIP | DRFSGSGSGT  | 120 |  |
|                            | DFTLTISRLE     | PEDFAVYYCQ | QYGSLPWTFG | QGTKVEIKRT | VAAPSVFIFP | PSDEQLKSGT  | 180 |  |
|                            | ASVVCLLNNF     | YPREAKVQWK | VDNALQSGNS | QESVTEQDSK | DSTYSLSTL  | TLSKADYEKH  | 240 |  |
|                            | KVYACEVTHQ     | GLSSPVTKSF | NRGEC      |            |            |             | 265 |  |
| 配列番号 485<br>デュルバルマブ可変重鎖    | EVQLVESGGG     | LVQPGGSLRL | SCAASGFTFS | RYWMSWVRQA | PGKGLEWVAN | IKQDGSEKYY  | 60  |  |
|                            | VDSVKGRFTI     | SRDNAKNSLY | LQMNSLRAED | TAVYYCAREG | GWFGELAFDY | WGQGTILVTVS | 120 |  |
|                            | S              |            |            |            |            |             | 121 |  |
| 配列番号 486<br>デュルバルマブ可変軽鎖    | EIVLTQSPGT     | LSLSPGERAT | LSCRASQVRV | SSYLAWYQQK | PGQAPRLLIY | DASSRATGIP  | 60  |  |
|                            | DRFSGSGSGT     | DFTLTISRLE | PEDFAVYYCQ | QYGSLPWTFG | QGTKVEIK   |             | 108 |  |
| 配列番号 487<br>デュルバルマブ重鎖 CDR1 | RYWMS          |            |            |            |            |             | 5   |  |
| 配列番号 488<br>デュルバルマブ重鎖 CDR2 | NIKQDGSEKY     | YVDSVKG    |            |            |            |             | 17  |  |
| 配列番号 489<br>デュルバルマブ重鎖 CDR3 | EGGWFGELAF     | DY         |            |            |            |             | 12  |  |
| 配列番号 490<br>デュルバルマブ軽鎖 CDR1 | RASQRVSSSY     | LA         |            |            |            |             | 12  |  |
| 配列番号 491<br>デュルバルマブ軽鎖 CDR2 | DASSRAT        |            |            |            |            |             | 7   |  |
| 配列番号 492<br>デュルバルマブ軽鎖 CDR3 | QQYGSLPWT      |            |            |            |            |             | 9   |  |

## 【1450】

実施形態では、PD-L1 阻害剤は、MSB0010718C (Merck KGaA / EMD Serono から市販されている) としても知られるアベルマブ、またはその抗原結合断片、コンジュゲート、もしくは多様体である。アベルマブの調製および特性は、米国特許出願公開第 US 2014 / 0341917 A1 号に記載されており、その開示は参照により本明細書に具体的に組み込まれる。アベルマブのアミノ酸配列を表 5 1 に示す。アベルマブは、22-96、147-203、264-324、370-428、22'-96'、147'-203'、264'-324'、および 370'-428' における重鎖内ジスルフィド結合 (C23-C104) ; 22'-90'

10

20

30

40

50

、138'-197'、22'''-90'''、および138'''-197'''における軽鎖内ジスルフィド結合(C23-C104)；223-215'および223'-215'''における重鎖-軽鎖内ジスルフィド結合(h5-CL126)；229-229'および232-232'における重鎖-重鎖内ジスルフィド結合(h11、h14)；300、300'におけるN-グリコシル化部位(H CH<sub>2</sub> N84.4)；フコシル化複合体二分性CHO型グリカン；ならびに450および450'におけるH CHS K2 C末端リジンクリッピングを有する。

#### 【1451】

実施形態では、PD-L1阻害剤は、配列番号493によって与えられる重鎖および配列番号494によって与えられる軽鎖を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、それぞれ、配列番号493および配列番号494に示される配列を有する重鎖および軽鎖、またはそれらの抗原結合断片、Fab断片、一本鎖可変断片(scFv)、多様体、もしくはコンジュゲートを含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号493および配列番号494に示される配列と少なくとも99%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号493および配列番号494に示される配列と少なくとも98%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号493および配列番号494に示される配列と少なくとも97%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号493および配列番号494に示される配列と少なくとも96%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号493および配列番号494に示される配列と少なくとも95%同一である重鎖および軽鎖を含む。

#### 【1452】

実施形態では、PD-L1阻害剤は、アベルマブの重鎖および軽鎖CDRまたは可変領域(VR)を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤重鎖可変領域(V<sub>H</sub>)は、配列番号495に示される配列を含み、PD-L1阻害剤軽鎖可変領域(V<sub>L</sub>)は、配列番号496に示される配列、およびその保存的アミノ酸置換を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号495および配列番号496に示される配列と少なくとも99%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号496および配列番号496に示される配列と少なくとも98%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号495および配列番号496に示される配列と少なくとも97%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号495および配列番号496に示される配列と少なくとも96%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号495および配列番号496に示される配列と少なくとも95%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。

#### 【1453】

実施形態では、PD-L1阻害剤は、それぞれ、配列番号497、配列番号498、および配列番号499に示される配列を有する重鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、それぞれ、配列番号500、配列番号501、および配列番号502に示される配列を有する軽鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、を含む。実施形態では、抗体は、前述の抗体のうちのいずれかと結合するために競合し、かつ／またはPD-L1上の同じエピトープに結合する。

#### 【1454】

実施形態では、PD-L1阻害剤は、アベルマブに関して薬物規制当局によって承認された抗PD-L1バイオシミラーモノクローナル抗体である。実施形態では、バイオシミラーは、参照医薬品または参照バイオ製品のアミノ酸配列に対して少なくとも97%の配列同一性、例えば、97%、98%、99%、または100%の配列同一性を有するアミ



ノ酸配列を含み、参照医薬品または参照バイオ製品と比較して、1つ以上の翻訳後修飾を含む、PD-L1抗体を含み、参照医薬品または参照バイオ製品は、アベルマブである。いくつかの実施形態では、1つ以上の翻訳後修飾は、グリコシル化、酸化、脱アミド化、および切断のうちの1つ以上から選択される。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、認可された、または認可のために提出された抗PD-L1抗体であり、抗PD-L1抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品の製剤とは異なる製剤で提供され、参照医薬品または参照バイオ製品は、アベルマブである。抗PD-L1抗体は、米国FDAおよび／または欧州連合のEMAなどの薬物規制当局によって認可されている場合がある。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、アベルマブである。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、アベルマブである。

10

20

30

40

50

## 【表 40】

表 38. アベルマブに関連する PD-L1 阻害剤のアミノ酸配列。

| 識別子                      | 配列 (一文字アミノ酸記号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配列番号 493<br>アベルマブ重鎖      | EVQLLESQGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYIMMWVRQA PGKGLEWVSS IYPSGGITFY 60<br>ADTVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARIK LGTVTTVDYW GQGTLLTVSS 120<br>ASTKGPSVFPP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS 180<br>GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKHTTCP PCPAPPELLGG 240<br>PSVFLFPPKP KDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN 300<br>STYRVVSVLT VLNQDNLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE 360<br>LTKNQVSLTCLVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV LDSDGSEFFLY SKLTVDKSRW 420<br>QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK 450 |
| 配列番号 494<br>アベルマブ軽鎖      | QSALTQPASV SGSPGQSITI SCTGTSSDVG GYNYVSWYQQ HPGKAPKLM IYDVSNRPSGV 60<br>SNRFGSGKSG NTASLTISGL QAEDADYYC SSYTSSSTRV FGTGKVTVL GQPKANPTVT 120<br>LFPPSSEELQ ANKATLVCLISDFYPGAVT AWKADGSPVK AGVETTKPSK QSNNKYAASS 180<br>YLSLTPEQWK SHRSYSQCQT HEGSTVEKTV APTECS 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 配列番号 495<br>アベルマブ可変重鎖    | EVQLLESQGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYIMMWVRQA PGKGLEWVSS IYPSGGITFY 60<br>ADTVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARIK LGTVTTVDYW GQGTLLTVSS 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 配列番号 496<br>アベルマブ可変軽鎖    | QSALTQPASV SGSPGQSITI SCTGTSSDVG GYNYVSWYQQ HPGKAPKLM IYDVSNRPSGV 60<br>SNRFGSGKSG NTASLTISGL QAEDADYYC SSYTSSSTRV FGTGKVTVL 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 配列番号 497<br>アベルマブ重鎖 CDR1 | SYIMM 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 配列番号 498<br>アベルマブ重鎖 CDR2 | SIYPSGGITF YADTVKG 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 配列番号 499<br>アベルマブ重鎖 CDR3 | IKLGTVTTVD Y 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 配列番号 500<br>アベルマブ軽鎖 CDR1 | TGTSSDVGGY NYVS 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 配列番号 501<br>アベルマブ軽鎖 CDR2 | DVSNRPS 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 配列番号 502<br>アベルマブ軽鎖 CDR3 | SSYTSSSTRV 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 【1455】

実施形態では、PD-L1 阻害剤は、MPDL3280A または RG7446 としても知られるアテゾリズマブ (Roche Holding AG (Basel, Switzerland) の子会社である Genentech, Inc. から TECENTRIQ として市販されている)、またはその抗原結合断片、コンジュゲート、もしくは多様体である。実施形態では、PD-L1 阻害剤は、米国特許第 8,217,149 号に開示されている抗体であり、その開示は参照により本明細書に具体的に組み込まれる。実施形態では、PD-L1 阻害剤は、米国特許出願公開第 2010/0203056A1 号、同第 2013/0045200A1 号、同第 2013/0045201A1 号、同第 2013/00

45202A1号、または同第2014/0065135A1号に開示されている抗体であり、その開示は参照により本明細書に具体的に組み込まれる。アテゾリズマブの調製および特性は、米国特許第8,217,149号に記載されており、その開示は参照により本明細書に組み込まれる。アテゾリズマブのアミノ酸配列を表52に示す。アテゾリズマブは、22-96、145-201、262-322、368-426、22'-96'、145'-201'、262'-322'、および368'-426'における重鎖内ジスルフィド結合(C23-C104)；23'-88'、134'-194'、23''-88''、および134''-194''における軽鎖内ジスルフィド結合(C23-C104)；221-214'および221''-214''における重鎖-軽鎖内ジスルフィド結合(h5-CL126)；227-227'および230-230'における重鎖-重鎖内ジスルフィド結合(h11、h14)；ならびに298および298'におけるN-グリコシル化部位(H-CH<sub>2</sub>-N84、4>A)を有する。

#### 【1456】

実施形態では、PD-L1阻害剤は、配列番号503によって与えられる重鎖および配列番号504によって与えられる軽鎖を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、それぞれ、配列番号503および配列番号504に示される配列を有する重鎖および軽鎖、またはそれらの抗原結合断片、Fab断片、一本鎖可変断片(scFv)、多様体、もしくはコンジュゲートを含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号503および配列番号504に示される配列と少なくとも99%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号503および配列番号504に示される配列と少なくとも98%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号503および配列番号504に示される配列と少なくとも97%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号503および配列番号504に示される配列と少なくとも96%同一である重鎖および軽鎖を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号503および配列番号504に示される配列と少なくとも95%同一である重鎖および軽鎖を含む。

#### 【1457】

実施形態では、PD-L1阻害剤は、アテゾリズマブの重鎖および軽鎖CDRまたは可変領域(VR)を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤重鎖可変領域(V<sub>H</sub>)は、配列番号505に示される配列を含み、PD-L1阻害剤軽鎖可変領域(V<sub>L</sub>)は、配列番号506に示される配列、およびその保存的アミノ酸置換を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号505および配列番号506に示される配列と少なくとも99%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号505および配列番号506に示される配列と少なくとも98%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号505および配列番号506に示される配列と少なくとも97%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号505および配列番号506に示される配列と少なくとも96%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。実施形態では、PD-L1阻害剤は、各々が、それぞれ、配列番号505および配列番号506に示される配列と少なくとも95%同一であるV<sub>H</sub>およびV<sub>L</sub>領域を含む。

#### 【1458】

実施形態では、PD-L1阻害剤は、それぞれ、配列番号507、配列番号508、および配列番号509に示される配列を有する重鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、それぞれ、配列番号510、配列番号511、および配列番号512に示される配列を有する軽鎖CDR1、CDR2、およびCDR3ドメイン、ならびにそれらの保存的アミノ酸置換と、を含む。実施形態では、抗体は、前述の抗体のうちのいずれかと結合するために競合し、かつ／またはPD-L1上

10

20

30

40

50

の同じエピトープに結合する。

【1459】

実施形態では、抗PD-L1抗体は、アテゾリズマブに関して薬物規制当局によって承認された抗PD-L1バイオシミラーモノクローナル抗体である。実施形態では、バイオシミラーは、参照医薬品または参照バイオ製品のアミノ酸配列に対して少なくとも97%の配列同一性、例えば、97%、98%、99%、または100%の配列同一性を有するアミノ酸配列を含み、参照医薬品または参照バイオ製品と比較して、1つ以上の翻訳後修飾を含む、PD-L1抗体を含み、参照医薬品または参照バイオ製品は、アテゾリズマブである。いくつかの実施形態では、1つ以上の翻訳後修飾は、グリコシル化、酸化、脱アミド化、および切断のうちの1つ以上から選択される。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、認可された、または認可のために提出された抗PD-L1抗体であり、抗PD-L1抗体は、参照医薬品または参照バイオ製品の製剤とは異なる製剤で提供され、参照医薬品または参照バイオ製品は、アテゾリズマブである。抗PD-L1抗体は、米国FDAおよび／または欧州連合のEMAなどの薬物規制当局によって認可されている場合がある。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、アテゾリズマブである。いくつかの実施形態では、バイオシミラーは、1つ以上の賦形剤をさらに含む組成物として提供され、1つ以上の賦形剤は、参照医薬品または参照バイオ製品に含まれる賦形剤と同じまたは異なるものであり、参照医薬品または参照バイオ製品は、アテゾリズマブである。

10

20

30

40

50

## 【表 4 1】

表 3 9. アテゾリズマブに関連する P D - L 1 阻害剤のアミノ酸配列。

| 識別子                            | 配列（一文字アミノ酸記号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配列番号 503<br>アテゾリズマ<br>ブ重鎖      | EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS DSWIHWRQA PGKGLEWVAW ISPYGGSTYY 60<br>ADSVKGRFTI SADTSKNTAY LQMNSLRAED TAVYYCARRH WPGGFDYWGQ GTLTVVSSAS 120<br>TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL 180<br>YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS 240<br>VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSH E DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYAST 300<br>YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPSPREEMT 360<br>KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ 420<br>GNVFSCSVH EALHNHYTQK SLSLSPGK 448 |
| 配列番号 504<br>アテゾリズマ<br>ブ軽鎖      | DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQDVS TAVAWYQQKP GKAPKLLIYS ASFLYSGVPS 60<br>RFGSGSGSDT FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YLYHPATFGQ GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP 120<br>SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSSLT 180<br>LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEK 214                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 配列番号 505<br>アテゾリズマ<br>ブ可変重鎖    | EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS DSWIHWRQA PGKGLEWVAW ISPYGGSTYY 60<br>ADSVKGRFTI SADTSKNTAY LQMNSLRAED TAVYYCARRH WPGGFDYWGQ GTLTVVSA 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 配列番号 506<br>アテゾリズマ<br>ブ可変軽鎖    | DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQDVS TAVAWYQQKP GKAPKLLIYS ASFLYSGVPS 60<br>RFGSGSGSDT FTLTISSLQP EDFATYYCQQ YLYHPATFGQ GTKVEIKR 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 配列番号 507<br>アテゾリズマ<br>ブ重鎖 CDR1 | GFTFSDSWIH 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 配列番号 508<br>アテゾリズマ<br>ブ重鎖 CDR2 | AWISPYGGST YYADSVKG 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 配列番号 509<br>アテゾリズマ<br>ブ重鎖 CDR3 | RHWPGGFDY 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 配列番号 510<br>アテゾリズマ<br>ブ軽鎖 CDR1 | RASQDVSTAV A 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 配列番号 511<br>アテゾリズマ<br>ブ軽鎖 CDR2 | SASFLYS 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 配列番号 512<br>アテゾリズマ<br>ブ軽鎖 CDR3 | QQYLYHPAT 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 【1 4 6 0】

実施形態では、P D - L 1 阻害剤は、米国特許出願公開第 U S 2 0 1 4 / 0 3 4 1 9 1 7 A 1 号に記載されている抗体を含み、その開示は参照により本明細書に組み込まれる。別の実施形態では、P D - L 1 への結合についてこれらの抗体のうちのいずれかと競合する抗体も含まれる。実施形態では、抗 P D - L 1 抗体は、B M S - 9 3 5 5 5 9 としても知られる M D X - 1 1 0 5 であり、これは米国特許第 7 , 9 4 3 , 7 4 3 号に開示されており、その開示は参照により本明細書に組み込まれる。実施形態では、抗 P D - L 1 抗体は、参照により本明細書に組み込まれる米国特許第 7 , 9 4 3 , 7 4 3 号に開示されている抗 P D - L 1 抗体から選択される。

10

20

30

40

50

## 【1461】

実施形態では、PD-L1阻害剤は、INVIVOMAB抗m-PD-L1クローン10F.9G2（カタログ番号BE0101、Bio X Cell, Inc., West Lebanon, NH, USA）などの市販のモノクローナル抗体である。実施形態では、抗PD-L1抗体は、AFFYMETRIX EBIOSCIENCE (MIH1)などの市販のモノクローナル抗体である。いくつかの市販の抗PD-L1抗体が、当業者に知られている。

## 【1462】

実施形態では、PD-L2阻害剤は、BIOLEGEND 24F.10C12マウスIgG2a、 $\kappa$ アイソタイプ（カタログ番号329602 Biolegend, Inc., San Diego, CA）、SIGMA抗PD-L2抗体（カタログ番号SAB3500395, Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO）、または当業者に知られている他の市販のPD-L2抗体などの市販のモノクローナル抗体である。

## 【1463】

## 2. 患者の任意のリンパ球枯渇プレコンディショニング

実施形態では、本発明は、TILの集団で癌を治療する方法を含み、患者は、本開示によるTILの注入の前に非骨髄破壊的化学療法で予め治療される。実施形態では、本発明は、非骨髄破壊的化学療法で前治療された患者の癌の治療に使用するためのTILの集団を含む。実施形態では、TILの集団は、注入による投与用である。実施形態では、非骨髄破壊的化学療法は、シクロホスファミド $60\text{mg}/\text{kg}/\text{日}$ で2日間（TIL注入の27日前および26日前）、ならびにフルダラビン $25\text{mg}/\text{m}^2/\text{d}$ で5日間（TIL注入の27日前～23日前）である。実施形態では、本開示による非骨髄破壊的化学療法およびTIL注入（0日目）の後、患者は、生理学的許容範囲まで8時間ごとに720, 000 IU/kgで静脈内にIL-2（PROLEUKINとして市販されている、アルデスロイキン）の静脈内注入を受ける。特定の実施形態では、TILの集団は、IL-2と組み合わせて癌を治療する際に使用するためのものであり、IL-2は、TILの集団の後に投与される。

## 【1464】

実験結果は、腫瘍特異的Tリンパ球の養子移入前のリンパ球枯渇が、調節性T細胞および免疫系の競合要素（「サイトカインシンク」）を排除することによって治療効果を高める上で重要な役割を果たすことを示している。したがって、本発明のいくつかの実施形態は、本発明のTILを導入する前に、患者に対してリンパ球枯渇ステップ（「免疫抑制コンディショニング」と称されることもある）を利用する。

## 【1465】

一般に、リンパ球枯渇は、フルダラビンまたはシクロホスファミド（活性型はマホスファミドと称される）およびそれらの組み合わせの投与を使用して達成される。かかる方法は、Gassner, et al., Cancer Immunol. Immunother. 2011, 60, 75-85、Muranski, et al., Nat. Clin. Pract. Oncol., 2006, 3, 668-681、Dudley, et al., J. Clin. Oncol. 2008, 26, 5233-5239、およびDudley, et al., J. Clin. Oncol. 2005, 23, 2346-2357に記載されており、それらはすべて、参照によりそれらの全体が本明細書に組み込まれる。

## 【1466】

いくつかの実施形態では、フルダラビンは、 $0.5\mu\text{g}/\text{mL}$ ～ $10\mu\text{g}/\text{mL}$ のフルダラビンの濃度で投与される。いくつかの実施形態では、フルダラビンは、 $1\mu\text{g}/\text{mL}$ のフルダラビンの濃度で投与される。いくつかの実施形態では、フルダラビン治療は、1日、2日、3日、4日、5日、6日、または7日以上投与される。いくつかの実施形態では、フルダラビンは、 $10\text{mg}/\text{kg}/\text{日}$ 、 $15\text{mg}/\text{kg}/\text{日}$ 、 $20\text{mg}/\text{kg}/\text{日}$ 、

10

20

30

40

50

25 mg/kg/日、30 mg/kg/日、35 mg/kg/日、40 mg/kg/日、または45 mg/kg/日の投与量で投与される。いくつかの実施形態では、フルダラビン治療は、35 mg/kg/日で2～7日間投与される。いくつかの実施形態では、フルダラビン治療は、35 mg/kg/日で4～5日間投与される。いくつかの実施形態では、フルダラビン治療は、25 mg/kg/日で4～5日間投与される。

【1467】

いくつかの実施形態では、シクロホスファミドの活性形態であるマホスファミドは、シクロホスファミドの投与により、0.5 µg/mL～10 µg/mLの濃度で得られる。いくつかの実施形態では、シクロホスファミドの活性形態であるマホスファミドは、シクロホスファミドの投与によって1 µg/mLの濃度で得られる。いくつかの実施形態では、シクロホスファミド治療は、1日、2日、3日、4日、5日、6日、または7日以上投与される。いくつかの実施形態では、シクロホスファミドは、100 mg/m<sup>2</sup>/日、150 mg/m<sup>2</sup>/日、175 mg/m<sup>2</sup>/日、200 mg/m<sup>2</sup>/日、225 mg/m<sup>2</sup>/日、250 mg/m<sup>2</sup>/日、275 mg/m<sup>2</sup>/日、または300 mg/m<sup>2</sup>/日の投与量で投与される。いくつかの実施形態では、シクロホスファミドは、静脈内に（すなわち、i.v.）投与される。いくつかの実施形態では、シクロホスファミド治療は、35 mg/kg/日で2～7日間投与される。いくつかの実施形態では、シクロホスファミド治療は、250 mg/m<sup>2</sup>/日 i.v. で4～5日間投与される。いくつかの実施形態では、シクロホスファミド治療は、250 mg/m<sup>2</sup>/日で4日間投与される。

【1468】

いくつかの実施形態では、リンパ球枯渇は、フルダラビンおよびシクロホスファミドと一緒に患者に投与することによって行われる。いくつかの実施形態では、フルダラビンは、25 mg/m<sup>2</sup>/日 i.v. で投与され、シクロホスファミドは、250 mg/m<sup>2</sup>/日 i.v. で4日間にわたって投与される。

【1469】

実施形態では、リンパ球枯渇は、シクロホスファミドを60 mg/m<sup>2</sup>/日の用量で2日間投与し、続いてフルダラビンを25 mg/m<sup>2</sup>/日の用量で5日間投与することによって行われる。

【1470】

### 3. IL-2 レジメン

実施形態では、IL-2 レジメンは、高用量IL-2 レジメンを含み、高用量IL-2 レジメンは、治療的TIL集団の治療有効部分を投与した翌日から静脈内投与されるアルデスロイキン、またはそのバイオシミラーもしくは多様体を含み、アルデスロイキンまたはそのバイオシミラーもしくは多様体が、0.037 mg/kgまたは0.044 mg/kg IU/kg（患者の体重）の用量で、耐性まで8時間ごとに最大14用量にわたって15分のボラス静脈内注入を使用して投与される。9日間の休止後、さらに14用量、合計最大28用量にわたってこのスケジュールを繰り返すことができる。いくつかの実施形態では、IL-2 は、1、2、3、4、5、または6用量で投与される。いくつかの実施形態では、IL-2 は、最大6用量の最大投与量で投与される。

【1471】

実施形態では、IL-2 レジメンは、デクレッシェンドIL-2 レジメンを含む。デクレッシェンドIL-2 レジメンは、O'Day, et al., J. Clin. Oncol. 1999, 17, 2752-61、およびEton, et al., Cancer 2000, 88, 1703-9に記載されており、それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。実施形態では、デクレッシェンドIL-2 レジメンは、6時間にわたって静脈内投与される $1.8 \times 10^6$  IU/m<sup>2</sup>、続いて12時間にわたって静脈内投与される $1.8 \times 10^6$  IU/m<sup>2</sup>、続いて24時間にわたって静脈内投与される $1.8 \times 10^6$  IU/m<sup>2</sup>、続いて72時間かけて静脈内投与される $4.5 \times 10^6$  IU/m<sup>2</sup>を含む。この治療サイクルは、28日ごとに最大4サイクル繰り返すことができる。いくつかの実施形態では、デクレッシェンドIL-2 レジメンは、1日目の $1.8, 000, 000$  IU/m<sup>2</sup>、2

日目の9,000,000 IU/m<sup>2</sup>、3日目および4日目の4,500,000 IU/m<sup>2</sup>を含む。

【1472】

別の実施形態では、IL-2レジメンは、0.10 mg/日～50 mg/日の用量で、1、2、4、6、7、14、または21日ごとにペグ化IL-2を投与することを含む。

【1473】

#### 4. 追加の治療方法

別の実施形態では、本発明は、治療上有効な投与量の、上記の前段落のうちのいずれかに記載の治療的TIL集団を対象に投与することを含む、癌を有する対象を治療するための方法を提供する。

【1474】

別の実施形態では、本発明は、治療上有効な投与量の、上記の前段落のうちのいずれかに記載のTIL組成物を対象に投与することを含む、癌を有する対象を治療するための方法を提供する。

【1475】

別の実施形態では、本発明は、それぞれ治療上有効な投与量の治療的TIL集団および上記の前段落のうちのいずれかに記載のTIL組成物を投与する前に、非骨髄破壊的リンパ球枯渇レジメンが対象に投与されるように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の癌を有する対象を治療するための方法を提供する。

【1476】

別の実施形態では、本発明は、非骨髄破壊的リンパ球枯渇レジメンが、60 mg/m<sup>2</sup>/日の用量で2日間のシクロホスファミドの投与に続いて、25 mg/m<sup>2</sup>/日の用量で5日間のフルダラビン投与するステップを含むように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1477】

別の実施形態では、本発明は、対象にTIL細胞を投与した翌日に開始する、高用量のIL-2レジメンで対象を治療するステップをさらに含むように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の癌を有する対象を治療するための方法を提供する。

【1478】

別の実施形態では、本発明は、高用量IL-2レジメンが、許容範囲まで8時間ごとに15分間のボラス静脈内注入として投与される600,000または720,000 IU/kgを含むように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の癌を有する対象を治療するための方法を提供する。

【1479】

別の実施形態では、本発明は、癌が固形腫瘍であるように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の癌を有する対象を治療するための方法を提供する。

【1480】

別の実施形態では、本発明は、癌が黒色腫、卵巣癌、子宮頸癌、非小細胞肺癌（NSCLC）、肺癌、膀胱癌、乳癌、ヒト乳頭癌ウイルスによって引き起こされる癌、頭頸部癌（頭頸部扁平上皮癌（HNSCC）を含む）、神経膠芽細胞腫（GBMを含む）、胃腸癌、腎癌、または腎細胞癌であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の方法を提供する。

【1481】

別の実施形態では、本発明は、癌が黒色腫、HNSCC、子宮頸癌、NSCLC、膠芽腫（GBMを含む）、および胃腸癌であるように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の癌を有する対象を治療するための方法を提供する。

【1482】

別の実施形態では、本発明は、癌が黒色腫であるように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の癌を有する対象を治療するための方法を提供する。

【1483】

10

20

30

40

50



別の実施形態では、本発明は、癌がHNSCCであるように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の癌を有する対象を治療するための方法を提供する。

【1484】

別の実施形態では、本発明は、癌が子宮頸癌であるように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の癌を有する対象を治療するための方法を提供する。

【1485】

別の実施形態では、本発明は、癌がNSCLCであるように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の癌を有する対象を治療するための方法を提供する。

【1486】

別の実施形態では、本発明は、癌が膠芽腫（GBMを含む）であるように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の癌を有する対象を治療するための方法を提供する。

【1487】

別の実施形態では、本発明は、癌が胃腸癌であるように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の癌を有する対象を治療するための方法を提供する。

【1488】

別の実施形態では、本発明は、癌が超変異癌であるように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の癌を有する対象を治療するための方法を提供する。

【1489】

別の実施形態では、本発明は、癌が小児の超変異癌であるように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の癌を有する対象を治療するための方法を提供する。

【1490】

別の実施形態では、本発明は、治療上有効な投与量の治療的TIL集団を対象に投与することを含む、癌を有する対象を治療するための方法で使用するための、上記の前段落のうちのいずれかに記載の治療的TIL集団を提供する。

【1491】

別の実施形態では、本発明は、治療上有効な投与量のTIL組成物を対象に投与することを含む、癌を有する対象を治療するための方法で使用するための、上記の前段落のうちのいずれかに記載のTIL組成物を提供する。

【1492】

別の実施形態では、本発明は、治療上有効な投与量の、上記の前段落のうちのいずれかに記載の治療的TIL集団または上記の前段落のうちのいずれかに記載のTIL組成物を対象に投与する前に、非骨髄破壊的リンパ球枯渇レジメンが対象に投与されるように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の治療的TIL集団または上記の前段落のうちのいずれかに記載のTIL組成物を提供する。

【1493】

別の実施形態では、本発明は、非骨髄破壊的リンパ球枯渇レジメンが、 $60\text{ mg/m}^2$ ／日の用量で2日間のシクロホスファミドの投与に続いて、 $25\text{ mg/m}^2$ ／日の用量で5日間のフルダラビン投与するステップを含むように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の治療的TIL集団またはTIL組成物を提供する。

【1494】

別の実施形態では、本発明は、TIL細胞を患者に投与した翌日から開始する、高用量IL-2レジメンで患者を治療するステップをさらに含むように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の治療的TIL集団またはTIL組成物を提供する。

【1495】

別の実施形態では、本発明は、高用量IL-2レジメンが、許容範囲まで8時間ごとに15分間のボラス静脈内注入として投与される600，000または720，000IU/kgを含むように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の治療的TIL集団またはTIL組成物を提供する。

【1496】

別の実施形態では、本発明は、癌が固形腫瘍であるように修正された、上記の前段落の

10

20

30

40

50

うちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団または T I L 組成物を提供する。

【1497】

別の実施形態では、本発明は、癌が黒色腫、卵巣癌、子宮頸癌、非小細胞肺癌（N S C L C）、肺癌、膀胱癌、乳癌、ヒト乳頭癌ウイルスによって引き起こされる癌、頭頸部癌（頭頸部扁平上皮癌（H N S C C）を含む）、神経膠芽細胞腫（G B Mを含む）、胃腸癌、腎癌、または腎細胞癌であるように修正された、上記の該当する前段落のうちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団または T I L 組成物を提供する。

【1498】

別の実施形態では、本発明は、癌が黒色腫、H N S C C、子宮頸癌、N S C L C、神経膠芽腫（G B Mを含む）、および胃腸癌であるように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団または T I L 組成物を提供する。

10

【1499】

別の実施形態では、本発明は、癌が黒色腫であるように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団または T I L 組成物を提供する。

【1500】

別の実施形態では、本発明は、癌が H N S C C であるように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団または T I L 組成物を提供する。

【1501】

別の実施形態では、本発明は、癌が子宮頸癌であるように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団または T I L 組成物を提供する。

20

【1502】

別の実施形態では、本発明は、癌が N S C L C であるように修正された上記の前段落のうちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団または T I L 組成物を提供する。

【1503】

別の実施形態では、本発明は、癌が膠芽腫（G B Mを含む）であるように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団または T I L 組成物を提供する。

【1504】

別の実施形態では、本発明は、癌が胃腸癌であるように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団または T I L 組成物を提供する。

【1505】

別の実施形態では、本発明は、癌が超変異癌であるように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団または T I L 組成物を提供する。

30

【1506】

別の実施形態では、本発明は、癌が小児の超変異癌であるように修正された、上記の前段落のうちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団または T I L 組成物を提供する。

【1507】

別の実施形態では、本発明は、治療上有効な投与量の治療的 T I L 集団を対象に投与することを含む、対象の癌を治療する方法における上記の前段落のうちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団の使用を提供する。

【1508】

別の実施形態では、本発明は、治療上有効な投与量の T I L 組成物を対象に投与することを含む、対象の癌を治療する方法における上記の前段落のうちのいずれかに記載の T I L 組成物の使用を提供する。

40

【1509】

別の実施形態では、本発明は、非骨髄破壊的リンパ球枯渇レジメンを対象に投与すること、次いで治療上有効な投与量の、上記の前段落のうちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団または上記の前段落のうちのいずれかに記載の T I L 組成物を対象に投与することと、を含む、対象における癌を治療する方法における、上記の前段落のうちのいずれかに記載の治療的 T I L 集団または上記の前段落のうちのいずれかに記載の T I L 組成物の使用を提供する。

50

## 【実施例】

## 【1510】

本明細書に包含される実施形態は、ここで以下の実施例を参照して説明される。これらの実施例は、例示のみを目的として提供されており、本明細書に包含される開示は、決してこれらの実施例に限定されると解釈されるべきではなく、むしろ、本明細書に提供される教示の結果として明らかになるすべての変形を包含すると解釈されるべきである。

## 【1511】

## 実施例1：PRE-REPおよびREPプロセス用の培地の調製

この実施例は、非小細胞肺癌（NSCLC）を含む様々な腫瘍タイプに由来する腫瘍浸潤リンパ球（TIL）の培養を含むプロトコルで使用するための組織培養培地の調製手順を説明する。この培地は、本出願および実施例に記載されているTILのうちのいずれかの調製に使用することができる。

## 【1512】

## CM1の調製

次の試薬を冷蔵から取り出し、37℃の水浴中で温めた（RPMI 1640、ヒトAB血清、200mM L-グルタミン）。ろ過される容量に適した0.2μmフィルターユニットの上部に各成分を添加することによって、以下の表18に従ってCM1培地を調製した。4℃で保存する。

## 【表42】

表40：CM1の調製

| 成分                 | 最終濃度    | 最終容量 500mL | 最終容量 1L |
|--------------------|---------|------------|---------|
| RPMI1640           | NA      | 450mL      | 900mL   |
| ヒトAB血清、熱不活化<br>10% | 50mL    | 100mL      |         |
| 200mM L-グルタミン      | 2mM     | 5mL        | 10mL    |
| 55mM BME           | 55μM    | 0.5mL      | 1mL     |
| 50mg/mL 硫酸ゲンタマイシン  | 50μg/mL | 0.5mL      | 1mL     |

## 【1513】

使用日に、37℃の水浴中で必要量のCM1を予熱し、6000IU/mLのIL-2を添加した。

## 【1514】

表41に従って必要に応じた追加の補足。

## 【表43】

表41：必要に応じたCM1の追加補足。

| 補足              | ストック濃度                                    | 希釈液   | 最終濃度                                |
|-----------------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| GlutaMAX(商標)    | 200mM                                     | 1:100 | 2mM                                 |
| ペニシリン/ストレプトマイシン | 10,000U/mL ペニシリン<br>10,000μg/mL ストレプトマイシン | 1:100 | 100U/mL ペニシリン<br>100μg/mL ストレプトマイシン |
| アンホテリシン B       | 250μg/mL                                  | 1:100 | 2.5μg/mL                            |

## 【1515】

## CM2の調製

調製したCM1を冷蔵庫から取り出すか、または上記のセクション7.3に従って新鮮なCM1を調製する。AIM-V（登録商標）を冷蔵庫から取り出し、調製したCM1を無菌培地ボトル内で等量のAIM-V（登録商標）と混合することによって、必要な量の

CM2を調製した。使用日に3000 IU/mLのIL-2をCM2培地に添加した。使用日に3000 IU/mLのIL-2を含む十分な量のCM2を作製した。CM2培地ボトルにその名前、調製者のイニシャル、ろ過／調製日、2週間の有効期限をラベル付けし、組織培養に必要なになるまで4℃で保存した。

【1516】

#### CM3の調製

使用が必要な日にCM3を調製した。CM3は、AIM-V（登録商標）培地と同じであり、使用日に3000 IU/mLのIL-2で補足した。AIM-VのボトルまたはバッグにIL-2ストック溶液を直接添加することによって、実験のニーズに十分な量のCM3を調製した。軽く振ってよく混ぜた。AIM-Vに添加した直後に、ボトルに「3000 IU/mL IL-2」のラベルを付ける。過剰のCM3が存在する場合は、培地名、調製者のイニシャル、培地の調製日、およびその有効期限（調製後7日）のラベルを付けたボトル内で4℃で保存した。4℃で7日間保存した後、IL-2で補足された培地を廃棄した。

【1517】

#### CM4の調製

CM4は、CM3と同じであり、2mM Glutamax（商標）（最終濃度）が追加で補足された。1LのCM3ごとに、10mLの200mM Glutamax（商標）を添加した。AIM-VのボトルまたはバッグにIL-2ストック溶液およびGlutamax（商標）ストック溶液を直接添加することによって、実験のニーズに十分な量のCM4を調製した。軽く振ってよく混ぜた。AIM-Vに添加した直後に、ボトルに「3000 IU/mL IL-2およびGlutamax」のラベルを付けた。過剰のCM4が存在する場合は、培地名、「Glutamax」、およびその有効期限（調製後7日）のラベルを付けたボトル内で4℃で保存した。4℃で7日間保存した後、IL-2で補足された培地を廃棄した。

【1518】

#### 実施例2：IL-2、IL-15、およびIL-21サイトカインカクテルの使用

この実施例は、実施例A～GのTILプロセスと組み合わせた、追加のT細胞成長因子として機能するIL-2、IL-15、およびIL-21サイトカインの使用を説明する。

【1519】

本明細書に記載のプロセスを使用して、TILは、培養の開始時に、実験の一方のアームにおいてIL-2の存在下で非小細胞肺癌（NSCLC）腫瘍から、およびもう一方のアームではIL-2の代わりにIL-2、IL-15、およびIL-21の組み合わせから成長させることができる。pre-REPの完了時に、培養物を拡張、表現型、機能（CD107a+およびIFN-γ）ならびにTCR Vβレパートリーについて評価した。IL-15およびIL-21は、本明細書の他の場所に記載されており、Grujil, et al., において、IL-21は、CD27+CD28+腫瘍浸潤リンパ球の拡張を促進し、細胞傷害能が高く、調節性T細胞の側副拡張が少ない、Santegoets, S. J., J Transl Med., 2013, 11:37 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3626797/>)。

【1520】

結果は、IL-2、IL-15、およびIL-21処理条件でのCD4+およびCD8+細胞の両方で、IL-2のみの条件と比較して増強したTIL拡張(>20%)が観察できることを示し得る。IL-2のみの培養物と比較して、IL-2、IL-15、およびIL-21で処理された培養物から得られたTILには、歪んだTCR Vβレパートリーを伴う主にCD8+の集団への歪みがあった。IFN-γおよびCD107aは、IL-2のみで処理されたTILと比較して、IL-2、IL-15、およびIL-21で処理されたTILで上昇した。

【1521】

10

20

30

40

50

### 実施例 3： $\gamma$ 線を照射した末梢血単核細胞の個々のロットの適格性確認

この実施例は、本明細書に記載の例示的な方法において同種異系フィーダー細胞として使用するためのガンマ線照射末梢血単核細胞（P B M C、M N Cとしても知られる）の個々のロットを適格性確認するための新規の簡略化された手順を説明する。

#### 【1522】

照射された各M N Cフィーダーロットは、個々のドナーから調製した。各ロットまたはドナーは、精製された抗C D 3（クローンO K T 3）抗体およびインターロイキン-2（I L - 2）の存在下でR E P内のT I Lを拡張する能力について個々にスクリーニングした。さらに、フィーダー細胞の各ロットを、T I Lを添加せずに試験し、受けた $\gamma$ 線の線量がそれらを複製不全にするのに十分であることを確認した。

10

#### 【1523】

##### 背景

T I LのR E Pには、 $\gamma$ 線を照射し、成長を停止させたM N Cフィーダー細胞が必要であった。フィーダーM N Cの膜受容体は、抗C D 3（クローンO K T 3）抗体に結合し、R E Pフラスコ内のT I Lに架橋し、T I Lを刺激して拡張させる。フィーダーロットは、個々のドナーから採取した全血の白血球アフエーシスから調製した。白血球アフエーシス産物を、F i c o l l - H y p a q u e上で遠心分離し、洗浄し、照射し、G M P条件下で凍結保存した。

#### 【1524】

T I L療法を受けた患者には、移植片対宿主病（G V H D）を引き起こす可能性があるため、生存可能なフィーダー細胞を注入しないことが重要である。したがって、フィーダー細胞は、細胞に $\gamma$ 線を照射することによって成長を停止させ、再培養時に二本鎖D N A切断が起こり、M N C細胞の細胞生存性が喪失する。

20

#### 【1525】

##### 評価基準および実験準備

フィーダーロットを、1）共培養でT I Lを100倍超拡張する能力、および2）複製不全の2つの基準で評価した。

#### 【1526】

フィーダーロットを、直立したT 2 5組織培養フラスコ内で培養された2つの主要なp r e - R E P T I L株を利用して、m i n i - R E P形式で試験した。各T I L株は、R E Pでの活性化に応答して増殖する能力が独特であるため、フィーダーロットを、2つの異なるT I L株に対して試験した。対照として、上記の基準を満たすことが歴史的に示されている多くの照射されたM N Cフィーダー細胞を、試験ロットと並行して実行した。

30

#### 【1527】

1回の実験で試験されたすべてのロットが同等の試験を受けることを保証するために、すべての条件およびすべてのフィーダーロットを試験するために、同じp r e - R E P T I L株の十分なストックが利用可能であった。

#### 【1528】

試験したフィーダー細胞の各ロットについて、P r e - R E P T I L株番号1（2フラスコ）、P r e - R E P T I L株番号2（2フラスコ）、およびフィーダー対照（2フラスコ）の合計6つのT 2 5フラスコがあった。T I L株番号1および番号2を含むフラスコは、フィーダーロットがT I Lを拡張する能力を評価した。フィーダー対照フラスコは、フィーダーロットの複製不全を評価した。

40

##### 実験プロトコル

##### - 2 / 3 日目、T I L株の解凍

C M 2培地を調製した。37℃の水浴中でC M 2を温めた。3000 I U / m LのI L - 2で補足された40 m LのC M 2を調製した。使用まで保温する。I L - 2を含まない20 m Lの予熱したC M 2を、使用したT I L株の名前がラベル付けされた2本の50 m L円錐管の各々に入れた。L N 2ストレージから2つの指定されたp r e - R E P T I L株を取り出し、バイアルを組織培養室に移した。少量の氷が残るまで、37℃の水浴内の

50

密封されたジップーストレージバッグ内にバイアルを入れて解凍した。

【1529】

無菌トランスファーピペットを使用して、バイアルの内容物を、調製され、ラベル付けされた50mLの円錐管内の20mLのCM2にすぐに移した。細胞を洗浄するために、IL-2を含まないCM2を使用してQSを40mLにする。400×CFで5分間遠心分離した。上清を吸引し、3000IU/mLのIL-2で補足された5mLの温かいCM2に再懸濁した。

【1530】

自動セルカウンターを使用して細胞をカウントするために、少量のアリコート(20μL)を重複して取り出した。カウントを記録する。カウントしながら、TIL細胞を含む50mLの円錐管を、加湿した37℃、5% CO<sub>2</sub>インキュベーターに入れ、ガス交換を可能にするためにキャップを緩めた。細胞濃度を決定し、TILを、3000IU/mLのIL-2で補足されたCM2中の1×10<sup>6</sup>細胞/mLに希釈した。

10

【1531】

mini-REPの0日目まで、加湿した37℃のインキュベーターで必要な数のウェルにおいて、24ウェル組織培養プレートの1ウェルあたり2mLで培養した。混乱および潜在的な相互汚染を避けるために、別々の24ウェル組織培養プレートで異なるTIL株を培養した。

【1532】

0日目、Mini-REPを開始する

20

試験されるフィーダーロットの数に十分なCM2培地を調製した。(例えば、一度に4つのフィーダーロットを試験するために、800mLのCM2培地を調製した)。上記で調製したCM2の一部を分注し、それを細胞の培養のために3000IU/mLのIL-2で補足した。(例えば、一度に4つのフィーダーロットを試験するために、3000IU/mLのIL-2を含む500mLのCM2培地を調製する)。

【1533】

相互汚染を防ぐために各TIL株を別々に操作し、TIL培養物を入れた24ウェルプレートをインキュベーターから取り出し、BSCに移した。

【1534】

無菌トランスファーピペットまたは100~1000μLピペッターおよびチップを使用して、約1mLの培地を、使用されるTILの各ウェルから取り出し、24ウェル組織培養プレートの未使用のウェルに入れる。

30

【1535】

新鮮な無菌トランスファーピペットまたは100~1000μLピペッターおよびチップを使用して、残りの培地をウェル内のTILと混合して細胞を再懸濁し、次いで細胞懸濁液を、TIL名のラベルが付いた50mL円錐管に移し、容量を記録した。

【1536】

予備の培地でウェルを洗浄し、その容量を同じ50mL円錐管に移した。細胞を400×CFで回転させて、細胞ペレットを収集する。培地上清を吸引除去し、3000IU/mLのIL-2を含有する2~5mLのCM2培地に細胞ペレットを再懸濁し(採取したウェルの数およびペレットのサイズに基づいて使用される容量)、容量は、1.3×10<sup>6</sup>細胞/mLを超える濃度を保証するのに十分である必要がある。

40

【1537】

血清学的ピペットを使用して、細胞懸濁液を完全に混合し、容量を記録した。自動セルカウンターを使用して細胞をカウントするために、200μLを取り出した。カウントしながら、TIL細胞を含む50mLの円錐管を、加湿した5% CO<sub>2</sub>、37℃インキュベーターに入れ、ガス交換を可能にするためにキャップを緩めた。カウントを記録した。

【1538】

TIL細胞を含有する50mLの円錐管をインキュベーターから取り出し、3000IU/mLのIL-2で補足された温かいCM2中、1.3×10<sup>6</sup>細胞/mLの濃度でそ

50

これらの細胞を再懸濁した。キャップを緩めた状態で、50 mL の円錐管をインキュベーターに戻した。

【1539】

第2のTIL株について、上記のステップを繰り返した。

【1540】

TILを実験用のT25フラスコに入れる直前に、TILを、以下の通り1:10に希釈して $1.3 \times 10^5$  細胞/mLの最終濃度にした。

【1541】

MACS GMP CD3ピュア (OKT3) 作用溶液を調製する

OKT3のストック溶液 (1 mg/mL) を4°Cの冷蔵庫から取り出し、BSCに入れた。mini-REPの培地では、最終濃度30 ng/mLのOKT3を使用した。

【1542】

実験の各T25フラスコ内の20 mLに対して600 ngのOKT3が必要であり、これは、20 mLごとに60 µLの10 µg/mL溶液、または各フィーダーロットについて試験した6つのフラスコすべてで360 µLに相当する。

【1543】

試験した各フィーダーロットについて、10 µg/mLの作用濃度に対して1 mg/mLのOKT3の1:100希釈液400 µLを作製した (例えば、4つのフィーダーロットを一度に試験するために、1 mg/mL OKT3:16 µLの1 mg/mL OKT3 + 3000 IU/mLのIL-2を含む1.584 mLのCM2培地の1:100希釈液1600 µLを作製する)。

【1544】

T25フラスコを調製する

フィーダー細胞を調製する前に、各フラスコにラベルを付け、フラスコにCM2培地を充填した。フラスコを37°Cの加湿した5% CO<sub>2</sub>インキュベーターに入れ、残りの成分を添加するのを待つ間、培地を保温した。一旦フィーダー細胞が調製されると、各フラスコ内のCM2に成分が添加される。

【表44】

表42: 溶液

| 構成要素                                                                                | 共培養フラスコ内の容量 | 対照 (フィーダーのみ) フラスコ内の容量 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| CM2+3000IU/mL IL-2                                                                  | 18mL        | 19mL                  |
| MNC:CM2+3000IU IL-2 中 $1.3 \times 10^7$ /mL<br>(最終濃度 $1.3 \times 10^7$ /フラスコ)       | 1mL         | 1mL                   |
| OKT3:CM2=3000IU IL-2 中 10µL/mL                                                      | 60µL        | 60µL                  |
| TIL:3000IU の IL-2 を含む CM2 中 $1.3 \times 10^5$ /mL<br>(最終濃度 $1.3 \times 10^5$ /フラスコ) | 1mL         | 0                     |

【1545】

フィーダー細胞を調製する

このプロトコルについて試験されたロットあたり  $7.8 \times 10^6$  フィーダー細胞の最小値が必要であった。SDBBによって凍結された各1 mLバイアルには、凍結時に  $1.00 \times 10^6$  個の生細胞を有していた。LN2ストレージからの解凍時の50%の回収率を仮定すると、ロットあたり少なくとも2つの1 mLバイアルのフィーダー細胞を解凍して、各REPに推定  $1.00 \times 10^6$  個の生細胞を与えることが推奨された。代替的に、1.8 mLバイアルで供給された場合、1つのバイアルだけで十分なフィーダー細胞が提供された。

【1546】

フィーダー細胞を解凍する前に、試験される各フィーダーロットにIL-2を含まないおよそ50mLのCM2を予熱した。指定されたフィーダーロットバイアルをLN2ストレージから取り出し、ジッパーストレージバッグに入れ、氷上に置いた。37℃の水浴に浸すことによって、閉じたジッパーストレージバッグ内のバイアルを解凍した。ジッパーストレージバッグからバイアルを取り出し、70% EtOHでスプレーまたはワイプし、バイアルをBSCに移した。

【1547】

トランスファーピペットを使用して、フィーダーバイアルの内容物を50mLの円錐管内の30mLの温かいCM2にすぐに移した。バイアルを少量のCM2で洗浄して、バイアル内の残留細胞をすべて除去した。400×CFで5分間遠心分離した。上清を吸引し、3000IU/mLのIL-2を加えた4mLの温かいCM2に再懸濁した。自動セルカウンターを使用して細胞をカウントするために、200μLを取り出した。カウントを記録した。

【1548】

3000IU/mLのIL-2を加えた温かいCM2中、 $1.3 \times 10^7$ 細胞/mLで細胞を再懸濁した。TIL細胞を $1.3 \times 10^6$ 細胞/mLから $1.3 \times 10^5$ 細胞/mLに希釈した。

【1549】

共培養物を準備する

TIL細胞を $1.3 \times 10^6$ 細胞/mLから $1.3 \times 10^5$ 細胞/mLに希釈した。4.5mLのCM2培地を15mLの円錐管に添加した。インキュベーターからTIL細胞を取り出し、10mLの血清ピペットを使用して十分に再懸濁した。 $1.3 \times 10^6$ 細胞/mLのTIL懸濁液から0.5mLの細胞を取り出し、15mLの円錐管中の4.5mLの培地に添加した。TILストックバイアルをインキュベーターに戻した。よく混ぜた。第2のTIL株に対して繰り返した。

単一フィーダーロット用に予熱した培地を入れたフラスコを、インキュベーターからBSCに移した。1mLのピペットチップで数回上下にピペッティングすることによってフィーダー細胞を混合し、そのフィーダーロットの各フラスコに1mL ( $1.3 \times 10^7$ 細胞) を移した。60μLのOKT3作用ストック (10μg/mL) を各フラスコに添加した。2つの対照フラスコをインキュベーターに戻した。

【1550】

各TILロットの1mL ( $1.3 \times 10^5$ ) を、対応するラベルの付いたT25フラスコに移した。フラスコをインキュベーターに戻し、直立させてインキュベートした。5日目まで乱さなかった。

【1551】

試験したすべてのフィーダーロットについて繰り返した。

5日目、培地変更

3000IU/mLのIL-2を含むCM2を調製した。各フラスコに10mLが必要である。10mLピペットを使用して、3000IU/mLのIL-2を含む10mLの温かいCM2を各フラスコに移した。フラスコをインキュベーターに戻し、7日目まで直立させてインキュベートした。試験したすべてのフィーダーロットについて繰り返した。

【1552】

7日目、採取

インキュベーターからフラスコを取り出し、BSCに移し、フラスコの底部の細胞層を乱さないように注意する。フラスコの底部で成長する細胞を乱すことなく、各試験フラスコから10mLの培地を取り出し、各対照フラスコから15mLの培地を取り出した。

【1553】

10mLの血清ピペットを使用して、残りの培地に細胞を再懸濁し、よく混合して細胞の塊をすべて破壊した。ピペッティングすることによって細胞懸濁液を完全に混合した後、細胞カウントのために200μLを取り出した。自動セルカウンター装置とともに適切

10

20

30

40

50



な標準操作手順を使用して、T I L をカウントした。7 日目にカウントを記録した。

【1 5 5 4】

試験したすべてのフィーダーロットについて繰り返した。

【1 5 5 5】

フィーダー対照フラスコは、複製不全について評価し、T I L を含むフラスコは、以下の表 T T に従って 0 日目からの倍率拡張について評価した。

【1 5 5 6】

7 日目、フィーダー対照フラスコの 1 4 日目までの継続

フィーダー対照フラスコの 7 日目のカウントを完了した後、3 0 0 0 I U / m L の I L - 2 を含む 1 5 m L の新鮮な C M 2 培地を対照フラスコの各々に添加した。対照フラスコをインキュベーターに戻し、1 4 日目まで直立位置でインキュベートした。

【1 5 5 7】

1 4 日目、フィーダー対照フラスコの長期非増殖

インキュベーターからフラスコを取り出し、B S C に移し、フラスコの底部の細胞層を乱さないように注意した。フラスコの底部で成長する細胞を乱すことなく、各対照フラスコからおよそ 1 7 m L の培地を除去した。5 m L の血清ピペットを使用して、残りの培地に細胞を再懸濁し、よく混合して細胞の塊をすべて破壊した。各フラスコの容量を記録した。

【1 5 5 8】

ピペッティングすることによって細胞懸濁液を完全に混合した後、細胞カウントのために 2 0 0  $\mu$  L を取り出した。自動セルカウンター装置とともに適切な標準操作手順を使用して、T I L をカウントした。カウントを記録した。

【1 5 5 9】

試験したすべてのフィーダーロットについて繰り返した。

【1 5 6 0】

結果および承認基準

結果

$\gamma$  線照射の線量は、フィーダー細胞を複製不全にするのに十分であった。すべてのロットは、評価基準を満たすことが予想され、また 0 日目と比較して、R E P 培養の 7 日目に残っているフィーダー細胞の総有効数の低減を示した。

【1 5 6 1】

すべてのフィーダーロットは、R E P 培養の 7 日目までの T I L 成長の 1 0 0 倍拡張の評価基準を満たすことが予想された。

【1 5 6 2】

フィーダー対照フラスコの 1 4 日目のカウントは、7 日目に見られた非増殖傾向を継続すると予想された。

【1 5 6 3】

承認基準

フィーダー細胞の各ロットについて試験された各複製 T I L 株について、以下の承認基準が満たされた。

【1 5 6 4】

承認は、次のように 2 つあった（以下の表 2 7 に概説される）。

10

20

30

40

50

## 【表 4 5】

表 4 3：承認基準

| 試験           | 承認基準                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| MNC の照射／複製不全 | 7 日目および 14 日目に成長は観察されなかった                           |
| TIL 拡張       | 各 T I L の少なくとも 100 倍の拡張（最低 $1.3 \times 10^7$ 個の生細胞） |

10

## 【1 5 6 5】

3 0 n g / m L の O K T 3 抗体および 3 0 0 0 I U / m L の I L - 2 の存在下で培養した場合、放射線の線量が M N C フィーダー細胞を複製不全にするのに十分であるかどうかを評価した。複製不全は、R E P の 7 日目および 1 4 日目の自動細胞カウントによって決定された総生細胞数（T V C）によって評価した。

## 【1 5 6 6】

承認基準は、「成長なし」であり、これは、R E P の 0 日目に培養された最初の生細胞数から 7 日目および 1 4 日目に総生細胞数が増加していないことを意味する。

## 【1 5 6 7】

フィーダー細胞が T I L 拡張をサポートする能力を評価した。T I L 成長は、R E P の 0 日目の培養開始から R E P の 7 日目までの生細胞の倍率拡張の観点から測定された。自動細胞カウントによって評価されるように、7 日目に、T I L 培養物は最低 1 0 0 倍の拡張を達成した（すなわち、R E P 0 日目に培養された生 T I L 細胞の総数の 1 0 0 倍以上）。

20

## 【1 5 6 8】

承認基準を満たさない M N C フィーダーロットの偶発性試験

M N C フィーダーロットが上で概説された承認基準のうちのいずれかを満たさなかった場合は、以下のステップを実行してロットを再試験し、単純な実験者エラーを原因として除外する。

## 【1 5 6 9】

ロットの衛星試験バイアルが 2 つ以上残っている場合は、ロットを再試験した。ロットの衛星試験バイアルが 1 つ残っているか、まったく残っていない場合、上記の承認基準に従ってロットは失敗であった。

30

## 【1 5 7 0】

適格となるには、問題のロットおよび対照ロットが、上記の承認基準を達成する必要があった。これらの基準を満たすと、ロットは使用のために放出された。

## 【1 5 7 1】

実施例 4：γ線を照射した末梢血単核細胞の個々のロットの適格性確認

この実施例は、本明細書に記載の例示的な方法において同種異系フィーダー細胞として使用するためのガンマ線照射末梢単核細胞（P B M C）の個々のロットを適格性確認するための新規の簡略化された手順を説明する。この実施例は、T I L の臨床ロットの産生に使用するための照射された P B M C 細胞ロットの評価のためのプロトコルを提供する。照射された各 P B M C ロットは、個々のドナーから調製した。1 0 0 以上の適格性確認プロトコルの過程で、すべての場合において、S D B B（S a n D i e g o B l o o d B a n k）からの照射された P B M C ロットは、R E P の 7 日目に T I L を 1 0 0 倍より多く拡張することが示された。この修正された適格性確認プロトコルは、S D B B から照射されたドナー P B M C ロットに適用することを意図しており、これをさらに試験して、受け取ったガンマ線の線量がそれらを複製不全にするのに十分であることを検証した。1 4 日間にわたって複製不全が維持されたことが実証されると、ドナー P B M C ロットは、T I L の臨床ロットを産生するための使用に「適格」とであるとみなされた。

40

50

## 【1572】

## 背景

TILの現在の標準REPには、 $\gamma$ 線を照射し、成長を停止させたPBMCが必要であった。PBMCの膜受容体は、抗CD3（クローンOKT3）抗体に結合し、培養中のTILに架橋し、TILを刺激して拡張させる。PBMCロットは、個々のドナーから採取した全血の白血球アフェレーシスから調製した。白血球アフェレーシス産物を、Ficoll-Hypaque上で遠心分離し、洗浄し、照射し、GMP条件下で凍結保存した。

## 【1573】

TIL療法を受けた患者には、移植片対宿主病（GVHD）を引き起こす可能性があるため、生きたPBMCを注入しないことが重要である。したがって、ドナーPBMCは、細胞に $\gamma$ 線を照射することによって成長を停止させ、再培養時に二本鎖DNA切断が起こり、PBMCの細胞生存性が喪失する。

10

## 【1574】

## 評価基準

7.2.1照射されたPBMCロットの評価基準は、それらの複製不全であった。

## 【1575】

## 実験準備

フィーダーロットは、直立したT25組織培養フラスコを使用して、TILと共培養するかのようmini-REP形式で試験した。対照ロット：7.2.1の基準を満たすことが歴史的に示されている照射PBMCの1ロットを、対照として実験ロットと並行して実行した。試験した照射ドナーPBMCの各ロットについて、複製したフラスコを実行した。

20

## 【1576】

## 実験プロトコル

## 0日目

試験されるドナーPBMCの各ロット用に約90mLのCM2培地を調製した。CM2を37℃の水浴中で保温した。 $6 \times 10^6$  IU/mLのIL-2のアリコートを解凍した。CM2培地をBSCに戻し、フードに入れる前に70% EtOHで拭いた。試験したPBMCの各ロットについて、約60mLのCM2を別々の無菌ボトルに取り出した。解凍した $6 \times 10^6$  IU/mLストック溶液からのIL-2をこの培地に添加し、最終濃度を3000 IU/mLにした。このボトルに「CM2/IL2」（または同様のもの）のラベルを付けて、補足されていないCM2と区別した。

30

## 【1577】

## OKT3を調製する

抗CD3（OKT3）のストック溶液を4℃の冷蔵庫から取り出し、BSCに入れた。mini-REPの培地では、最終濃度30 ng/mLのOKT3を使用した。1 mg/mLのストック溶液から抗CD3（OKT3）の10  $\mu$ g/mLの作用溶液を調製した。必要になるまで冷蔵庫に入れた。

## 【1578】

試験した各PBMCロットについて、抗CD3（OKT3）ストックの1:100希釈液150  $\mu$ Lを調製する。例えば、一度に4つのPBMCロットを試験するために、6  $\mu$ Lの1 mg/mLストック溶液を3000 IU/mLのIL-2で補足された594  $\mu$ LのCM2に添加することによって、600  $\mu$ Lの10  $\mu$ g/mL抗CD3（OKT3）を調製する。

40

## 【1579】

## フラスコを調製する

フラスコあたり19mLのCM2/IL-2をラベル付けされたT25フラスコに添加し、細胞を調製しながら37℃の加湿した5% CO<sub>2</sub>インキュベーターにフラスコを入れた。

## 【1580】

50

### 照射PBM Cを調製する

LN2ストレージから試験されるPBM Cロットのバイアルを取得した。これらを $-80^{\circ}\text{C}$ に置くか、または解凍する前にドライアイス上で保持した。解凍される各ロットについて、 $30\text{ mL}$ のCM2 (IL-2補足なし)を、 $50\text{ mL}$ の円錐管に入れた。解凍されるPBM Cの異なるロット番号で各管にラベルを付けた。管にキャップをしっかりと閉め、使用する前に $37^{\circ}\text{C}$ の水浴に入れた。必要に応じて、 $50\text{ mL}$ の円錐管をBSCに戻し、フードに入れる前に $70\%$  EtOHで拭いた。

【1581】

バイアルPBM Cを冷蔵から取り出し、 $37^{\circ}\text{C}$ の水浴中のフローティングチューブラックに入れて解凍する。少量の氷がバイアルに残るまで解凍を進めた。無菌トランスファーピペットを使用して、バイアルの内容物を、 $50\text{ mL}$ の円錐管内の $30\text{ mL}$ のCM2にすぐに移した。約 $1\text{ mL}$ の培地を管から取り出してバイアルをすすぎ、すすぎ液を $50\text{ mL}$ の円錐管に戻した。キャップをしっかりと閉め、穏やかに回転させて細胞を洗浄した。

【1582】

$400\times g$ で5分間、室温で遠心分離した。上清を吸引し、 $1000\text{ }\mu\text{L}$ のピペットチップを使用して、細胞ペレットを $1\text{ mL}$ の温かいCM2/IL-2に再懸濁した。代替的に、培地を添加する前に、キャップをした管を空のチューブラックに沿って引きずることにより、細胞ペレットを再懸濁した。細胞ペレットを再懸濁した後、CM2/IL-2培地を使用して容量を $4\text{ mL}$ にした。容量を記録した。

【1583】

自動セルカウンターを使用して細胞をカウントするために、少量のアリコート（例えば、 $100\text{ }\mu\text{L}$ ）を取り出した。特定の自動セルカウンターSOPに従って、重複してカウントを行った。細胞のカウントを行う前に、PBM Cの希釈を行う必要があった可能性が最も高い。推奨される開始希釈は $1:10$ であったが、これは使用するセルカウンターのタイプによって異なっていた。カウントを記録した。

【1584】

CM2/IL-2培地を使用して、 $1.3\times 10^7$ 細胞/ $\text{mL}$ のPBM Cの濃度を調整した。穏やかに回転させるか、または血清ピペットを使用して上下に穏やかに吸引することによってよく混ぜた。

【1585】

### 培養フラスコを準備する

2つのラベル付きT25フラスコを、組織培養インキュベーターからBSCに戻した。抗CD3/OKT3の $10\text{ }\mu\text{g}/\text{mL}$ バイアルをBSCに戻した。各フラスコに $1\text{ mL}$ の $1.3\times 10^7$  PBM C細胞懸濁液を添加した。各フラスコに $60\text{ }\mu\text{L}$ の $10\text{ }\mu\text{g}/\text{mL}$ 抗CD3/OKT3を添加した。キャップをしたフラスコを組織培養インキュベーターに戻し、乱すことなく14日間成長させた。次のロットで必要になるまで、抗CD3/OKT3バイアルを冷蔵庫に戻した。評価されるPBM Cの各ロットについて繰り返した。

【1586】

### 14日目、PBM Cの非増殖の測定

複製したT25フラスコをBSCに戻した。各フラスコについて、新鮮な $10\text{ mL}$ の血清ピペットを使用して、各フラスコから約 $17\text{ mL}$ を取り出し、残りの培地を注意深く引き上げて、フラスコに残っている容量を測定した。容量を記録した。

【1587】

同じ血清ピペットを使用して上下にピペッティングすることによって、試料をよく混ぜた。

【1588】

カウントのために各フラスコから $200\text{ }\mu\text{L}$ の試料を取り出した。自動セルカウンターを使用して細胞をカウントした。評価されているPBM Cの各ロットについて、ステップ7.4.26~7.4.31を繰り返した。

【1589】

10

20

30

40

50

## 結果および承認基準

## 結果

γ線照射の線量は、フィーダー細胞を複製不全にするのに十分であると予想された。すべてのロットは、評価基準を満たすことが予想され、0日目と比較して、REP培養の14日目に残っているフィーダー細胞の総有効数の低減を示した。

【1590】

## 承認基準

試験された各照射ドナーPBMCロットについて、以下の承認基準が満たされた：「成長なし」-14日目の生細胞の総数が、REPの0日目に培養された最初の生細胞数よりも少なかったことを意味する。

【1591】

## 承認基準を満たさないPBMCロットの偶発性試験

照射ドナーPBMCロットが上記の承認基準を満たさなかった場合は、以下のステップを実行してロットを再試験し、単純な実験者エラーを失敗の原因として除外した。ロットの衛星試験バイアルが2つ以上残っている場合は、ロットを再試験した。ロットの衛星バイアルが1つ残っているか、まったく残っていない場合は、上記の承認基準に従ってロットが失敗した。

【1592】

適格となるために、偶発性試験を通過するPBMCロットは、対照ロットおよび問題のロットの両方の複製がともに承認基準を達成した。この基準を満たすと、ロットは使用のために放出された。

【1593】

## 実施例5：IL-2ストック溶液（CELLGENIX）の調製

この実施例は、精製され、凍結乾燥された組み換えヒトインターロイキン-2を、本出願および実施例に記載されるものすべてを含む、さらなる組織培養プロトコルでの使用に適したストック試料に溶解するプロセスを記載し、rhIL-2を使用することを伴うものを含む。

【1594】

## 手順

0.2%酢酸溶液（HAc）を調製した。29mLの無菌水を、50mLの円錐管に移した。50mLの円錐管に1mLの1N酢酸を添加した。管を2～3回反転させてよく混ぜた。Steri-Flipフィルターを使用したろ過によって、HAc溶液を滅菌した

【1595】

PBS中の1% HSAを調製する。4mLの25% HSAストック溶液を、150mLの無菌フィルターユニット内の96mLのPBSに添加した。溶液をろ過した。4℃で保存した。調製したrhIL-2の各バイアルについて、フォームに記入する。

【1596】

rhIL-2ストック溶液を調製した（ $6 \times 10^6$  IU/mL最終濃度）。rhIL-2の各ロットは異なり、製造元の分析証明書（COA）に、1）バイアルあたりのrhIL-2の質量（mg）、2）rhIL-2の比活性（IU/mg）、および3）推奨される0.2% HAc再構成量（mL）などの必要な情報が見出された。

【1597】

以下の式を使用して、rhIL-2ロットに必要な1% HSAの量を計算した。

【数1】

$$\left( \frac{\text{バイアル質量 (mg)} \times \text{生物活性} \left( \frac{\text{IU}}{\text{mg}} \right)}{6 \times 10^6 \frac{\text{IU}}{\text{mL}}} \right) - \text{HAcの量 (mL)} = 1\% \text{ HSAの量 (mL)}$$

10

20

30

40

50

【1598】

例えば、CellGenixのrhIL-2ロット10200121 COAによると、1mgバイアルの比活性は、 $25 \times 10^6 \text{ IU/mg}$ である。rhIL-2を2mLの0.2% HAc中で再構成することが推奨される。

【数2】

$$\left( \frac{1\text{mg} \times 25 \times 10^6 \frac{\text{IU}}{\text{mg}}}{6 \times 10^6 \frac{\text{IU}}{\text{mL}}} \right) - 2\text{mL} = 2.167\text{mL HSA}$$

10

【1599】

IL-2バイアルのゴム栓をアルコールワイプで拭いた。3mL注射器に取り付けられた16G針を使用して、推奨量の0.2% HAcをバイアルに注入した。針を抜くときに栓が外れないように注意した。バイアルを3回反転させ、すべての粉末が溶解するまで回転させた。栓を慎重に取り外し、アルコールワイプの上に置いた。計算された量の1% HSAをバイアルに添加した。

20

【1600】

rhIL-2溶液の保存。短期間保存(<72時間)の場合、バイアルを4℃で保存した。長期保存(>72時間)の場合、バイアルを小容量に等分し、使用する準備ができるまで-20℃でクライオバイアル中で保存した。凍結/解凍サイクルを回避した。調製日から6ヶ月後に有効期限が切れた。Rh-IL-2ラベルには、ベンダー番号およびカタログ番号、ロット番号、有効期限、オペレーターのイニシャル、濃度、ならびにアリコートの量が含まれていた。

【1601】

実施例6：凍結保存プロセス

この実施例では、CryoMed冷却速度制御フリーザー、モデル7454(Thermo Scientific)を使用して、実施例Gで説明した簡略化されたクローズド手順で調製されたTILの凍結保存プロセス方法について説明する。

30

【1602】

使用した機器は次の通りであった：アルミカセットホルダーラック(CS750フリーザーバッグに対応)、750mLバッグ用低温保存カセット、低圧(22psi)液体窒素タンク、冷蔵庫、熱電対センサー(バッグ用リボンタイプ)、およびCryoStore CS750冷凍バッグ(Origin Scientific)。

【1603】

凍結プロセスは、核形成から-20℃まで0.5℃/分、および-80℃の終了温度まで毎分1℃の冷却速度を提供する。プログラムパラメータは次の通りである：ステップ1-4℃で待機する、ステップ2：-4℃まで1.0℃/分(試料温度)、ステップ3：-45℃まで20.0℃/分(チャンバー温度)、ステップ4：-10.0℃10℃.0℃/分(チャンバー温度)、ステップ5：-20℃まで0.5℃/分(チャンバー温度)、およびステップ6：-80℃まで1.0℃/分(試料温度)。

40

【1604】

実施例7：抗PD-1抗体によるNSCLC治療

患者集団：

治療ナীবのNSCLCまたは化学療法後であるが抗PD-1/PD-L1ナীব

【1605】

治療スケジュール：

50

腫瘍断片は、最大4用量の抗PD-1/PD-L1で治療し、原発性不応性の患者を、凍結保存され、即時進行の際に使用する準備ができていないTIL製品で治療する。原発性不応性の患者は、2用量後に進行した可能性がある。

【1606】

再発患者はまた、進行時に治療することもできる（タイミングは、数ヶ月から数年後まで異なる場合がある）。

【1607】

最大6用量の全強IL-2。

【1608】

前述の同じ製造順列でさらに検討する患者集団：

- 治療ナীবのNSCLCまたは化学療法後であるが抗PD-1/PD-L1ナীব
- 治療ナীবのNSCLCまたは化学療法後であるが、低いPD-L1の発現を有する抗PD-1/PD-L1ナীব

- 治療ナীবのNSCLCまたは化学療法後であるが、低いPD-L1の発現を有する、および/またはベースラインで巨大腫瘍病変を有する抗PD-1/PD-L1ナীব。（例えば、横断面または冠状面のいずれかで測定された最大腫瘍径が7cmを超えるか、またはCTで短軸径が20mm以上の膨れたリンパ節が巨大腫瘍として定義された場合、巨大腫瘍病変が示される。例えば、参照により本明細書に組み込まれる、Samejima, J., Japanese Journal of Clinical Oncology, 45 (11) : 1050-10541 2015を参照）。

【1609】

実施例8：Gen3の例示的なプロセス

この実施例は、Gen2プロセスとGen3プロセスとの比較を提供する。この実施例では、堅牢なTIL拡張プラットフォームの開発について説明する。Gen2プロセスの修正は、オペレーターの介入回数を低減することによってリスクを低減して製造プロセスを合理化し、試薬の使用を最適化し、商業規模でのハイスループット製造に適した柔軟な半閉鎖および半自動細胞産生プロセスを容易にする。

【1610】

プロセスGen2およびGen3 TILは、腫瘍の外科的切除によって個々の患者に由来し、次いでエクスピボで拡張された自己TILで構成されている。Gen3プロセスの第1のプライミング拡張ステップは、インターロイキン-2（IL-2）およびモノクローナル抗体OKT3の存在下での細胞培養であり、照射された末梢血単核細胞（PBMC）の足場上のT細胞共受容体CD3を標的とする。

【1611】

Gen2 TIL製品の製造は、2つの相：1) pre-急速拡張（Pre-REP）および2) 急速拡張プロトコル（REP）で構成されていた。Pre-REPの間に、切除腫瘍を、各寸法が2~3mmの50個以下の断片に裁断し、血清含有培養培地（補足された10% HuSABを含有するRPMI1640培地）および6,000IU/mLのインターロイキン-2（IL-2）で11日間培養した。11日目にTILを採取し、大規模な二次REP拡張に導入した。REPは、5日間の3000IU/mLのrhIL-2で補足された5L量のCM2中の150ugのモノクローナル抗CD3抗体（OKT3）を負荷した5×10<sup>9</sup>個の照射された同種異系PBMCフィーダー細胞の共培養において、pre-REPからの200×10<sup>6</sup>個以下の生細胞の活性化からなる。16日目に、培養物を90%減容し、細胞画分をフラスコあたり1×10<sup>9</sup>個以上の生リンパ球で複数のG-REX-500フラスコに分割し、CM4で5Lにする。TILをさらに6日間インキュベートする。REPは、22日目に採取され、洗浄され、配合され、凍結保存された後、注入のための臨床現場に-150℃で出荷される。

【1612】

Gen3 TIL製品の製造は、1) 第1のプライミング拡張プロトコル、2) 第2の急速拡張プロトコル（急速拡張相またはREPとも称される）、および3) 継代培養分割

10

20

30

40

50

の3つの相で構成された。第1のプライミング拡張TILの伝播を行うために、切除した腫瘍を、各寸法が2～3mm以下の120個以下の断片に裁断した。第1のプライミング拡張の0日目に、OKT-3を負荷したおよそ $2.5 \times 10^8$ 個の同種異系の照射されたPBMCフィーダー細胞を、3つの100MCS容器の各々においておよそ $100\text{ cm}^2$ の表面積上に確立した。腫瘍断片を、各々が500mLの血清含有CM1培養培地および6,000IU/mLのインターロイキン-2(IL-2)および15ugのOKT-3を含む3つの100MCS容器に分配し、その中で7日間培養した。7日目に、OKT-3を負荷したおよそ $5 \times 10^8$ 個の同種異系の照射されたPBMCフィーダー細胞の追加のフィーダー細胞層を、3つの100MCS容器の各々において腫瘍断片化培養相に組み込み、500mLのCM2培養培地および6,000IU/mLのIL-2および30ugのOKT-3で培養することによってREPを開始した。REPの開始は、100MCS容器へのOKT3を負荷したフィーダー細胞の閉鎖系流体移送を使用して、同じ容器内の第1のプライミング拡張培養物全体を活性化することによって強化された。Gen3の場合、TILのスケールアップまたは分割には、細胞培養物全体が閉鎖系の流体移送によってより大きな容器にスケールアップされ、移送され(100Mフラスコから500Mフラスコに)、追加の4LのCM4培地が添加されるプロセスステップが含まれていた。REP細胞は、16日目に採取され、洗浄され、配合され、凍結保存された後、注入のための臨床現場に $-150^\circ\text{C}$ で出荷される。

#### 【1613】

全体として、Gen3プロセスは、より短く、よりスケラブルで、簡単に修正可能な拡張プラットフォームであり、堅牢な製造およびプロセスの比較可能性に適するように適応する。

10

20

30

40

50



## 【表 4 6】

表 4 4 : 例示的な Gen 2 および例示的な Gen 3 製造プロセスの比較。

| ステップ                      | プロセス(Gen2)                                                                                                                                      | プロセス(Gen3)                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pre REP-0<br>日目           | 最大 50 断片/1-G-Rex 100MCS-<br>11 日<br>IL の CM1 培地<br>+IL-2 (6000IU/mL) 中                                                                          | 腫瘍全体で最大 120 個の断片を最大 3 つ<br>のフラスコに均等に分割した。1 フラス<br>コ : 1~60 断片<br>2 フラスコ : 61~89 断片<br>3 フラスコ : 90~120 断片<br>500mL の CM1 培地<br>+IL-2 (6000IU/mL) 中で 7 日間<br>2. $5 \times 10^8$ 個のフィーダー細胞/フラスコ<br>15ug OKT-3/フラスコ |
| REP 開始                    | REP に指向-11 日目-<br>200e <sup>6</sup> 個未満の TIL<br>(1) 5L CM2 培地中の G-Rex<br>500MCS<br>IL-2 (3000IU/mL)<br>$5 \times 10^9$ 個のフィーダー細胞<br>150ug OKT-3 | REP に指向-7 日目-すべての細胞 TIL-<br>同じ G-Rex 100MCS<br>500CM2 培地を添加する<br>IL-2 (6000IU/mL)<br>$5 \times 10^8$ 個のフィーダー細胞/フラスコ<br>30ug OKT-3/フラスコ                                                                          |
| TIL の伝播ま<br>たはスケ<br>ールアップ | 減容し、細胞画分を最大 5 つの G-<br>REX 500MCS に分割する<br>4. 5L CM4 培地+IL-2 (3000IU/<br>mL)<br>$1 \times 10^9$ 個以上の TVC/フラスコ<br>16 日目に分割する                     | 各 G-REX 100MCS (1L) は、1 つの G-<br>REX 500MCS に移す<br>4L CM4 培地+IL-2 (3000IU/mL) を添<br>加する<br>9~11 日目にスケールアップ                                                                                                      |
| 採取                        | 採取 22 日目<br>LOVO-自動細胞洗浄機                                                                                                                        | 採取 16 日目<br>LOVO-自動細胞洗浄機                                                                                                                                                                                        |
| 最終製剤                      | 凍結保存された製品<br>LN <sub>2</sub> 中の 300IU/mL の IL2-CS10、<br>複数のアリコート                                                                                | 凍結保存された製品<br>LN <sub>2</sub> 中の 300IU/mL の IL-2-CS10<br>複数のアリコート                                                                                                                                                |
| プロセス時<br>間                | 22 日                                                                                                                                            | 16 日                                                                                                                                                                                                            |

## 【1 6 1 4】

0 日目に、両方のプロセスで、腫瘍を 3 回洗浄し、断片をランダム化して 2 つのプールに分割した（プロセスごとに 1 つのプール）。Gen 2 プロセスでは、断片を、6, 0 0 0 IU/mL の rh IL-2 を含有する 1 L の CM1 培地を含む 1 つの G R E X 1 0 0 M C S フラスコに移した。Gen 3 プロセスでは、断片を、6, 0 0 0 IU/mL の rh IL-2、15 ug の OKT-3、および  $2.5 \times 10^8$  個のフィーダー細胞を含有する 500 mL の CM1 を含む 1 つの G R E X 1 0 0 M C S フラスコに移した。Rep 開始日の TIL の播種は、各プロセスに応じて異なる日に起こった。G-REX 100MCS フラスコを 90% 減容した Gen 2 プロセスでは、収集した細胞懸濁液を新しい G-R

X 500 MCSに移し、IL-2 (3000 IU/mL) + 5e9フィーダー細胞およびOKT-3 (30 ng/mL) を含有するCM2培地中で11日目にREPを開始した。細胞を拡張し、16日目にプロトコルごとにIL-2 (3000 IU/mL) を含むCM4培地を含む複数のGREX 500 MCSフラスコに分割した。次いで、培養物を採取し、プロトコルに従って22日目に凍結保存した。Gen3プロセスの場合、REPの開始は7日目に起こり、同じG-R EX 100 MCSがREPの開始に使用された。簡潔には、IL-2 (6000 IU/mL) および $5 \times 10^8$ 個のフィーダー細胞を30  $\mu$ gのOKT-3とともに含有する500 mLのCM2培地を各フラスコに添加した。9~11日目に、培養をスケールアップした。G-R EX 100 M (1 L) の全量をG-R EX 500 MCSに移し、IL-2 (3000 IU/mL) を含有する4 LのCM4を添加した。フラスコを5日間インキュベートした。培養物を採取し、16日目に凍結保存した。

10

【1615】

比較には、2つの肺腫瘍 (L4054およびL4055) ならびに1つの黒色腫瘍 (M1085T) の3つの異なる腫瘍が含まれていた。

【1616】

L4054およびL4055の場合、CM1 (培養培地1)、CM2 (培養培地2)、およびCM4 (培養培地4) 培地を事前に調製し、4℃で保持した。CM1およびCM2培地は、培地のろ過がある場合とない場合の細胞増殖を比較するために、ろ過せずに調製した。

20

【1617】

REPの開始およびスケールアップ時にL4055腫瘍について、培地を37℃で事前に最長24時間温めた。

【1618】

結果の要約

達成された生細胞の総数について、Gen3はGen2の30%以内であった。Gen3の最終産物は、再刺激後にINF- $\gamma$ のより高い産生を示した。Gen3の最終産物は、存在する固有のCDR3配列の合計によって測定されるように、クローンの多様性の増加を示した。Gen3の最終産物は、より長い平均テロメア長を示した。

【1619】

30

達成された結果

細胞数および生存率%:

Gen2およびGen3プロセスでのPre REPおよびREP拡張は、上記の詳細に従った。

【1620】

表45: Pre-REP細胞数。各腫瘍について、2つのプールには同数の断片が含まれていた。腫瘍のサイズが小さいため、フラスコあたりの断片の最大数は達成されなかった。総pre-REP細胞(TVC)を採取し、Gen2プロセスでは11日目に、Gen3プロセスでは7日目にカウントした。2つのpre-REPアームを比較するために、細胞数を培養で提供された断片の数で割って、断片あたりの生細胞の平均を計算した。以下の表に示されるように、Gen2プロセスは、Gen3プロセスと比較して断片あたりより多くの細胞を一貫して成長させた。11日目にGen3プロセスで予想されるTVCの数の外挿計算。これは、pre-REP TVCを7で割り、次いで11を掛けて計算した。

40

50

## 【表 4 7】

表 4 5 : p r e - R E P 細胞数

| 腫瘍 I D                       | L4054    |          | L4055*   |          | M1085T   |          |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| プロセス                         | Gen2     | Gen3     | Gen2     | Gen3     | Gen2     | Gen3     |
| pre-REP TVC                  | 1.42E+08 | 4.32E+07 | 2.68E+07 | 1.38E+07 | 1.23E+07 | 3.50E+06 |
| 断片数                          | 21       | 21       | 24       | 24       | 16       | 16       |
| pre-REP における断片あたりの平均 TVC     | 6.65E+06 | 2.06E+06 | 1.12E+06 | 5.75E+05 | 7.66E+05 | 2.18E+05 |
| 11 日目の pre REP における Gen3 外挿値 | N/A      | 6.79E+07 | N/A      | 2.17E+07 | N/A      | 5.49E+06 |

\* L 4 0 5 5、フィルタリングされていない培地。

## 【1 6 2 1】

表 4 6 : T I L 最終産物の総生細胞数および倍率拡張 : G e n 2 および G e n 3 プロセスでは、プロセス条件ごとに TVC をカウントし、プロセスの各日について生存細胞の割合を生成した。採取時に、22 日目 (G e n 2) および 16 日目 (G e n 3) の細胞を収集し、TVC カウントを確立した。次いで、TVC を 0 日目に提供された断片の数で割って、断片あたりの生細胞の平均を計算した。倍率拡張は、採取した TVC を REP 開始 TVC で割ることによって計算した。表に示されるように、G e n 2 と G e n 3 とを比較すると、倍率拡張は L 4 0 5 4 でも同様であり、L 4 0 5 5 の場合、倍率拡張は G e n 2 プロセスの方が高かった。具体的には、この場合、培地を REP 開始日の事前に最長 24 温めた。M 1 0 8 5 T の G e n 3 においても、より高い倍率拡張が観察された。22 日目に G e n 3 プロセスで予想される TVC の数の外挿計算、これは、REP TVC を 16 で割り、次いで 22 を掛けて計算した。

## 【表 4 8】

表 4 6 : T I L 最終産物の総生細胞数および倍率拡張

| 腫瘍 I D                        | L4054    |          | L4055    |          | M1085T   |          |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| プロセス                          | Gen2     | Gen3     | Gen2     | Gen3     | Gen2     | Gen3     |
| 断片数                           | 21       | 21       | 24       | 24       | 16       | 16       |
| TVC / 断片 (採取時)                | 3.18E+09 | 8.77E+08 | 2.30E+09 | 3.65E+08 | 7.09E+08 | 4.80E+08 |
| REP 開始                        | 1.42E+08 | 4.32E+07 | 2.68E+07 | 1.38E+07 | 1.23E+07 | 3.50E+06 |
| スケールアップ                       | 3.36E+09 | 9.35E+08 | 3.49E+09 | 8.44E+08 | 1.99E+09 | 3.25E+08 |
| 採取                            | 6.67E+10 | 1.84E+10 | 5.52E+10 | 8.76E+09 | 1.13E+10 | 7.68E+09 |
| 倍率拡張 採取 / REP 開始              | 468.4    | 425.9    | 2056.8   | 634.6    | 925.0    | 2197.2   |
| 22 日目の REP 採取における G e n 3 外挿値 | N/A      | 2.53E+10 | N/A      | 1.20E+10 | N/A      | 1.06E+10 |

\* L 4 0 5 5、フィルタリングされていない培地。

## 【1 6 2 2】

表 4 7 : T I L 最終産物の生存率% : 採取時に、最終 T I L R E P 産物を生存率%の放出基準と比較した。G e n 2 および G e n 3 プロセスのすべての条件は、7 0 %の生存率基準を超えており、プロセスおよび腫瘍間で同等であった。

【表 4 9】

表 4 7 : R E P の生存率%

| 腫瘍 ID   | L4054  |        | L4055  |        | M1085T |        |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| プロセス    | Gen2   | Gen3   | Gen2   | Gen3   | Gen2   | Gen3   |
| REP 開始  | 98.23% | 97.97% | 97.43% | 92.03% | 81.85% | 68.27% |
| スケールアップ | 94.00% | 93.57% | 90.50% | 95.93% | 78.55% | 71.15% |
| 採取      | 87.95% | 89.85% | 87.50% | 86.70% | 86.10% | 87.45% |

10

【1 6 2 3】

表 4 8 : G e n 3 プロセスの追加フラスコあたりの推定細胞数。フラスコあたりの断片の数が必要な最大数を下回っていたため、採取日の推定細胞数を各腫瘍について計算した。推定は、臨床腫瘍が 0 日目に 2 つまたは 3 つのフラスコに播種するのに十分な大きさであるという予想に基づいていた。

【表 5 0】

表 4 9 : G e n 3 プロセスでのフルスケール 2 および 3 フラスコへの外挿推定細胞数計算

| 腫瘍 ID     | L4054    |          | L4055    |          | M1085T   |          |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Gen3 プロセス | 2 フラスコ   | 3 フラスコ   | 2 フラスコ   | 3 フラスコ   | 2 フラスコ   | 3 フラスコ   |
| 推定採取      | 3.68E+10 | 5.52E+10 | 1.75E+10 | 2.63E+10 | 1.54E+10 | 2.30E+10 |

20

【1 6 2 4】

免疫表現型解析：

T I L 最終産物の表現型マーカーの比較：

3 つの腫瘍 L 4 0 5 4、L 4 0 5 5、および M 1 0 8 5 T は、G e n 2 および G e n 3 プロセスの両方で T I L 拡張を受けた。採取時に、R E P T I L 最終産物をフローサイトメトリー分析にかけ、純度、分化、およびメモリーマーカーを試験した。すべての条件で、T C R a / b + 細胞のパーセンテージは 9 0 % 超であった。

30

【1 6 2 5】

G e n 3 プロセスから採取された T I L は、G e n 2 プロセスから採取された T I L と比較して、C D 8 および C D 2 8 のより高い発現を示した。G e n 2 プロセスは、C D 4 + のより高いパーセンテージを示した。図 3 (A、B、C) を参照されたい。

【1 6 2 6】

T I L 最終産物のメモリーマーカーの比較：

G e n 3 プロセスから採取された T I L は、G e n 2 プロセスからの T I L と比較してセントラルメモリー区画でより高い発現を示した。図 4 (A、B、C) を参照されたい。

【1 6 2 7】

T I L 最終産物の活性化マーカーと疲弊マーカーとの比較：

活性化マーカーおよび疲弊マーカーは、2 つの腫瘍 L 4 0 5 4 および L 4 0 5 5 からの T I L で分析され、G e n 2 および G e n 3 の T I L 拡張プロセスによる最終産物を比較した。活性化マーカーおよび疲弊マーカーは、G e n 2 と G e n 3 とのプロセス間で同等であった。図 5 (A、B)、図 6 (A、B) を参照されたい。

40

【1 6 2 8】

再刺激時のインターフェロン  $\gamma$  分泌：

採取日、G e n 2 では 2 2 日目、G e n 3 では 1 6 日目に、T I L は L 4 0 5 4 および L 4 0 5 5 用のコーティングされた抗 C D 3 プレートで一晩再刺激を受けた。M 1 0 8 5 T での再刺激は、抗 C D 3、C D 2 8、および C D 1 3 7 ビーズを使用して行った。すべ

50

での条件で再刺激の24時間後に上清を収集し、上清を凍結させた。ELISAによるIFN $\gamma$ 分析は、同じELISAプレートを使用して両方のプロセスからの上清で同時に評価された。分析した3つの腫瘍で、Gen3プロセスからのIFN $\gamma$ のより高い産生が観察された。図7（A、B、C）を参照されたい。

#### 【1629】

培養培地中のIL-2レベルの測定：

Gen2プロセスとGen3プロセスとの間のIL-2消費量を比較するために、腫瘍L4054およびL4055で、REPの開始、スケールアップ、および採取日に細胞上清を収集した。細胞培養上清中のIL-2の量は、R&Dからの定量化ELISAキットによって測定した。一般的な傾向は、Gen2プロセスと比較した場合、Gen3プロセスではIL-2濃度が高いままであることを示す。これは、プロセス全体での培地のキャリーオーバーと相まって、Gen3のREP開始時のIL-2の濃度が高い（6000 IU/mL）ことに起因する可能性がある。図8（A、B）を参照されたい。

#### 【1630】

代謝基質および代謝物分析

D-グルコースおよびL-グルタミンなどの代謝基質のレベルを、全体的な培地消費量の代用として測定した。乳酸およびアンモニアなどの相互代謝物を測定した。グルコースは、ミトコンドリアがATPの形でエネルギーを産生するために利用する培地中の単糖である。グルコースが酸化されると、乳酸が産生される（乳酸塩は乳酸のエステルである）。乳酸塩は、細胞の指数関数的成長相中に強く産生される。高レベルの乳酸塩は、細胞培養プロセスに悪影響を及ぼす。図9（A、B）を参照されたい。

#### 【1631】

L4054およびL4055の使用済み培地は、プロセスGen2およびGen3の両方について、REPの開始、スケールアップ、および採取日に収集した。使用済み培地の収集は、Genの場合は11日目、16日目、および22日目、Gen3の場合は7日目、11日目、および16日目であった。上清をCEDEXバイオアナライザーでグルコース、乳酸、グルタミン、glutamax、およびアンモニアの濃度について分析した。

#### 【1632】

L-グルタミンは、細胞培養培地の製剤に必要な不安定な必須アミノ酸である。グルタミンにはアミンが含まれており、このアミド構造基は、窒素を細胞に輸送して送達することができる。L-グルタミンが酸化すると、細胞によって有毒なアンモニア副産物が産生される。L-グルタミンの分解を打ち消すために、Gen2およびGen3プロセスの培地を、水溶液中でより安定であり、自発的に分解しないglutamaxで補足した。2つの腫瘍株では、Gen3アームは、プロセス中のL-グルタミンおよびglutamaxの減少、ならびにREP全体でアンモニアの増加を示した。Gen2アームでは、L-グルタミンおよびglutamaxの濃度が一定であり、アンモニア産生のわずかな増加が観察された。Gen2およびGen3のプロセスは、アンモニアについて採取日に同等であり、L-グルタミン分解にわずかな違いが見られた。図10（A、B、C）を参照されたい。

#### 【1633】

FLOW-FISHによるテロメア反復：

Flow-FISH技術を使用して、Gen2およびGen3プロセスでのL4054およびL4055のテロメア反復の平均長を測定した。相対テロメア長（RTL）の決定は、DAKOからのフローサイトメトリー分析用のテロメアPNAキット/FITCを使用して計算した。Gen3は、Gen2と同等のテロメア長を示した。

#### 【1634】

CD3分析

各プロセスで生成された細胞産物のクローン多様性を決定するために、L4054およびL4055について採取されたTIL最終産物をサンプリングし、T細胞受容体のCDR3部分の配列決定によるクローン多様性分析のためにアッセイした。

## 【1635】

表50：採取されたTIL細胞産物のL4054で共有される固有のCDR3配列のパーセンテージに関するGen2とGen3との比較。199配列は、Gen3最終産物とGen2最終産物との間で共有され、Gen3の最終産物と共有されるGen2からの固有のCDR3配列の上位80%の97.07%に相当する。

## 【表51】

表50：L4054のGen2プロセスとGen3プロセスとの間で共有されるuCDR3配列の比較。

| uCDR3 数<br>(重複率%) | すべての uCDR3 |              | 上位 80%の uCDR3 |             |
|-------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
|                   | Gen2       | Gen3         | Gen2          | Gen3        |
| Gen2-L4054        | 8915       | 4355(48.85%) | 205           | 199(97.07%) |
| Gen3-L4054        | -          | 18130        | -             | 223         |

10

## 【1636】

表51：採取されたTIL細胞産物のL4055で共有される固有のCDR3配列のパーセンテージに関するGen2とGen3との比較。1833配列は、Gen3最終産物とGen2最終産物との間で共有され、Gen3の最終産物と共有されるGen2からの固有のCDR3配列の上位80%の99.45%に相当する。

20

## 【表52】

表51：L4055のGen2プロセスとGen3プロセスとの間で共有されるuCDR3配列の比較。

| uCDR3 数<br>(重複率%) | すべての uCDR3 |              | 上位 80%の uCDR3 |              |
|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------|
|                   | Gen2       | Gen3         | Gen2          | Gen3         |
| Gen2-L4055        | 12996      | 6599(50.77%) | 1843          | 1833(99.45%) |
| Gen3-L4055        | -          | 27246        | -             | 2616         |

## 【1637】

CM1およびCM2培地は、ろ過せずに事前に調製し、腫瘍L4055の場合、Gen2およびGen3プロセスで使用するまで4℃で保持した。

30

## 【1638】

Gen2およびGen3プロセスのREP開始日に、腫瘍L4055の場合、培地を37℃で事前に24時間温めた。

## 【1639】

プロセスで収集された上清ではLDHは測定されなかった。

## 【1640】

M1085T TIL細胞カウントは、K2セロメーターセルカウンターを使用して実施した。

40

## 【1641】

腫瘍M1085Tでは、代謝分析用の上清、活性化および疲弊マーカー分析用のTIL製品、テロメア長、およびCD3-TCR $\alpha$ b分析などの試料は利用できなかった。

## 【1642】

## 結論

この実施例では、3つの独立したドナー腫瘍組織を、機能的品質属性に加えて、拡張された表現型の特徴付け、ならびにGen2およびGen3プロセス間の培地消費の観点から比較する。

## 【1643】

Gen2およびGen3のpre-REPおよびREP拡張の比較は、生成された全生

50

細胞および全有核細胞集団の生存率の観点から評価した。採取日のTVC細胞用量は、Gen 2（22日）とGen 3（16日）との間で同等ではなかった。Gen 3細胞用量は、採取時に収集された全生細胞の約40%でGen 2よりも低かった。

【1644】

pre-REP採取は、7日目ではなく11日目に起こり、REP採取は、16日目ではなく22日目に起こると仮定して、Gen 3プロセスの外挿細胞数を計算した。どちらの場合も、Gen 2プロセスと比較してTVCの数値が近いことを示し、これは初期の活性化により、TILの成長に対する全体的な性能が向上する可能性があることを示す。表4および5の下の方。

【1645】

Gen 3プロセスでの追加フラスコ（2または3）の外挿値の場合、処理される腫瘍のサイズがより大きいと仮定し、記載されるようにプロセスごとに必要な断片の最大数に到達する。22日目のGen 2プロセスと比較して、Gen 3プロセスの16日目の採取ではTVCで同様の用量に到達可能であり得ることが観察された。この観察は重要であり、培養物の初期活性化が、より短い処理時間でTILのより良い性能を可能にし得ることを示す。

【1646】

Gen 2およびGen 3のpre-REPおよびREP拡張の比較は、生成された全生細胞および全有核細胞集団の生存率の観点から評価した。採取日のTVC細胞用量は、Gen 2（22日）とGen 3（16日）との間で同等ではなかった。Gen 3細胞用量は、採取時に収集された全生細胞の約40%でGen 2よりも低かった。

【1647】

表現型の特徴付けに関しては、Gen 2プロセスと比較してGen 3プロセスの3つの腫瘍でより高いCD8+およびCD28+発現が観察された。このデータは、Gen 3プロセスが、Gen 2と比較して最終的なTIL産物の属性を改善したことを示す。

【1648】

Gen 3プロセスは、Gen 2プロセスと比較してわずかに高いセントラルメモリー区画を示した。

【1649】

Gen 2およびGen 3プロセスは、Gen 3プロセスの期間が短いにもかかわらず、同等の活性化および疲弊マーカーを示した。

【1650】

IFNガンマ（IFN $\gamma$ ）の産生は、分析した3つの腫瘍において、Gen 2と比較してGen 3最終産物で3倍高かった。このデータは、おそらくGen 3でのCD8およびCD28の発現が高いために、Gen 3プロセスが、Gen 2プロセスと比較して高機能でより強力なTIL産物を生成したことを示す。表現型の特徴付けは、Gen 2プロセスと比較して3つの腫瘍でCD8+、CD28+発現に向かうGen 3の正の傾向を示唆した。

【1651】

Gen 2とGen 3との間のTIL最終産物のテロメア長は同等であった。

【1652】

グルコースおよび乳酸塩のレベルは、Gen 2最終産物とGen 3最終産物との間で同等であり、Gen 3プロセスの培地の栄養素レベルが、プロセスの各日に減容除去が実施されなかったこと、およびGen 2と比較してプロセスにおける培地全体の体積が少ないことに起因して、影響されなかったことを示唆する。

【1653】

全体として、Gen 3プロセスは、Gen 2プロセスと比較して処理時間のほぼ2倍の低減を示し、これにより、Gen 3プロセスによって拡張されたTIL産物の売上原価（COG）の大幅低減をもたらした。

【1654】

10

20

30

40

50

IL-2消費は、Gen2プロセスでのIL-2消費の一般的な傾向を示しており、Gen3プロセスでは、古い培地が除去されなかったため、IL-2が高くなった。

【1655】

Gen3プロセスは、CDR3 TCRαβ配列分析によって測定されたより高いクローン多様性を示した。

【1656】

pre-REPの0日目でのフィーダーおよびOKT-3の添加は、Gen3プロセスを使用して、TILの初期活性化および全体的なTIL性能の向上を可能にした。

【1657】

表52は、現在のGen2プロセスと比較したGen3プロセスの様々な実施形態および成果を説明する。

【表53】

表52：例示的なGen3プロセス。

| ステップ                   | プロセス Gen2                                                                                                                               | プロセス Gen3—最適化                                                                                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pre REP—0<br>日目        | 50 個以下の断片<br>1X G—Rex 100MCS<br>IL 培地<br>IL—2 (6000IU/mL)<br>11 日                                                                       | 240 個以下の断片<br>60 個以下の断片／フラスコ<br>4 フラスコ以下<br>2L 以下の培地 (500mL／フラスコ)<br>IL—2 (6000IU/mL)<br>2. $5 \times 10^8$ 個のフィーダー細胞／フラスコ<br>15ug OKT3／フラスコ |
| REP 開始                 | REP に指向された新鮮な TIL<br>11 日目<br>$200e^6$ 個以下の生細胞<br>$5 \times 10^9$ 個のフィーダー細胞<br>G—Rex 500MCS<br>5L CM2 培地+IL—2 (3000IU/mL)<br>150ug OKT3 | REP に指向された新鮮な TIL<br>7 日目<br>培養物全体を活性化する<br>$5 \times 10^8$ 個のフィーダー細胞<br>30ug OKT3／フラスコ<br>G—Rex 100MCS<br>500mL 培地+IL—2 (6000IU/mL)         |
| TIL 継代培養<br>またはスケールアップ | 5 つ以下の G—REX 500MCS<br>$1 \times 10$ 個以下の生細胞／フラスコ<br>5L／フラスコ<br>16 日目                                                                   | 4 つ以下の G—REX 500MCS<br>培養物全体をスケールアップする<br>4L／フラスコ<br>10～11 日目                                                                                |
| 採取                     | 採取 22 日目<br>LOVO—自動細胞洗浄機<br>2 回の洗浄サイクル                                                                                                  | 採取 16 日目<br>LOVO—自動細胞洗浄機<br>5 回の洗浄サイクル                                                                                                       |
| 最終製剤                   | 凍結保存された製品<br>LN <sub>2</sub> 中の 300IU/mL の IL2—CS10、<br>複数のアリコート                                                                        | 凍結保存された製品<br>LN <sub>2</sub> 中の 300IU/mL の IL—2—CS10、複<br>数のアリコート                                                                            |
| プロセス時<br>間             | 22 日                                                                                                                                    | 16 日                                                                                                                                         |

【1658】



実施例9：CLL患者のPBMCからPBLを選択および拡張することの例示的な実施形態。

PBMCを患者から収集し、後に使用するために凍結されるか、または新鮮に使用される。十分な量の末梢血を収集して、本発明の方法における出発物質のために少なくとも約400,000,000 ( $400 \times 10^6$ ) 個のPBMCを産生する。方法の0日目に、 $6 \times 10^6$  IU/mLのIL-2を新たに調製するかまたは解凍し、使用する準備ができるまで4℃または氷上で保存する。200mLのCM2培地を、100mLのCM1培地（GlutaMAX（登録商標）を含有する）を複合し、次いでそれを100mL（1：1）のAIM-Vで希釈してCM2を作製することによって調製する。CM2を光から保護し、使用しないときはしっかりと密閉する。

#### 【1659】

以下のステップのすべては、無菌細胞培養条件下で行われる。CM2のアリコートを、凍結したPBMC試料の解凍および／または洗浄に使用するために、37℃の水浴内の50mL円錐管中で温める。凍結したPBMC試料を使用する場合、試料を冷凍庫から取り出し、解凍する準備ができるまでドライアイス上に保管する。PBMCクライオバイアルを解凍する準備ができたなら、5mLのCM2培地を無菌の50mL円錐管に入れる。PBMC試料クライオバイアルを、わずかな氷の結晶が残るまで37℃の水浴に入れる。温めたCM2培地を、1：1の容量比の試料：培地（約1mL）で試料バイアルに滴下添加する。内容物全体をクライオバイアルから取り出し、50mLの円錐管内の残りのCM2培地に移す。追加の1～2mLのCM2培地を使用してクライオバイアルをすすぎ、クライオバイアルの内容物全体を取り出して50mLの円錐管に移す。次いで、円錐管内の容量を追加のCM2培地で15mLに調整し、穏やかに回転させて細胞をすすぐ。次いで、円錐管を400gで5分間、室温で遠心分離して、細胞ペレットを収集する。

#### 【1660】

上清をペレットから除去し、円錐管にキャップをし、次いで、例えば、粗い表面に沿って管をこすることによって、細胞ペレットを破壊する。約1mLのCM2培地を細胞ペレットに添加し、ペレットおよび培地をピペットで5～10回上下に吸引して細胞ペレットを破碎する。さらに3～5mLのCM2培地を管に添加し、ピペットで混合して細胞を懸濁する。この時点で、細胞懸濁液の量を記録する。自動セルカウンター、例えばNexcelom Cellometer K2で細胞をカウントするために、100uLの細胞懸濁液を管から取り出す。試料中の生細胞の数を決定し、記録する。

#### 【1661】

表現型解析および他の特徴付け実験のために、最低 $5 \times 10^6$ 個の細胞を保存する。保存した細胞を室温で5分間、400gで回転させ、細胞ペレットを収集する。細胞ペレットを凍結培地（20% DMSOを含む無菌の熱不活化FBS）に再懸濁する。保存した細胞の1つまたは2つのアリコートを凍結培地中で凍結し、-80℃の冷凍庫内のセルフリーザー（Mr. Frosty）でアリコートをゆっくりと凍結させる。-80℃で最低24時間後、液体窒素貯蔵庫に移す。

#### 【1662】

以下のステップでは、予冷した溶液を使用し、素早く作業して細胞を冷たく保つ。次のステップは、PBMC試料のT細胞画分を精製することである。これは、Pan T細胞単離キット（Miltenyi、カタログ番号130-096-535）を使用して完了する。PBS、0.5% BSA、および2mM EDTAを含有するpH7.2の無菌ろ過洗浄バッファーで細胞を洗浄することによって、精製用の細胞を調製する。PBMC試料を400gで5分間遠心分離して、細胞ペレットを収集する。上清を吸引し、細胞ペレットを、 $10^7$ 個の細胞ごとに40uLの洗浄バッファー中に再懸濁される。 $10^7$ 個の細胞ごとに10uLのPan T細胞ビオチン抗体カクテルを添加する。よく混合し、冷蔵庫または氷上で5分間インキュベートする。 $10^7$ 個の細胞ごとに30uLの洗浄バッファーを添加する。 $10^7$ 個の細胞ごとに20uLのPan T細胞マイクロビーズカクテルを添加する。よく混合し、冷蔵庫または氷上で10分間インキュベートする。LSカ

ラムを調製し、マイクロビーズから細胞を磁氣的に分離する。LSカラムを、QuadroMACS磁場に配置する。LSカラムを、3 mLの冷たい洗浄バッファーで洗浄し、洗浄液を収集して廃棄する。細胞懸濁液をカラムに適用し、フロースルー（非標識細胞）を収集する。このフロースルーは、濃縮されたT細胞画分（PBL）である。3 mLの洗浄バッファーでカラムを洗浄し、最初のフロースルーと同じ管にフロースルーを収集する。管にキャップをして氷上に置く。これは、T細胞画分またはPBLである。LSカラムを磁場から取り除き、5 mLの洗浄バッファーでカラムを洗浄し、非T細胞画分（磁気標識された細胞）を別の管に収集する。両方の画分を400 gで5分間遠心分離し、細胞ペレットを収集する。上清を両方の試料から吸引し、ペレットを破碎し、各ペレットに対して3000 IU/mLのIL-2で補足された1 mLのCM2培地中で細胞を再懸濁し、上下に5～10回ピペットしてペレットを粉碎する。各試料に1～2 mLのCM2を添加し、各試料をよく混合し、次のステップのために組織培養インキュベーターに保存する。各試料から約50 µLのアリコートを取り出し、細胞をカウントし、数および生存率を記録する。

#### 【1663】

次いで、T細胞（PBL）をDunabeads（商標）ヒトT-Expander CD3/CD28で培養する。Dunabeadsのストックバイアルを、中速で30秒間ボルテックスする。ビーズの必要なアリコートを、ストックバイアルから無菌1.5 mLの微細管に取り出す。ビーズを含む1.5 mLの微細管に1 mLのビーズ洗浄液を添加することによって、ビーズをビーズ洗浄液で洗浄する。穏やかに混合する。管をDynaMag（商標）-2磁石に置き、ビーズが磁石に向かって引き寄せられるまで30分間放置する。ビーズから洗浄液を吸引し、磁石から管を取り外す。3000 IU/mLのIL-2で補足された1 mLのCM2培地をビーズに添加する。微細管の内容物全体を、15 mLまたは50 mLの円錐管に移す。IL-2を含むCM2培地を使用して、ビーズを約500,000/mLの最終濃度にする。

#### 【1664】

T細胞（PBL）およびビーズを、次のように一緒に培養する。0日目：G-Rex 24ウェルプレートにおいて、1ウェルあたり合計7 mLで、500,000 T細胞、500,000 CD3/CD28 Dynabeads、およびIL-2で補足されたCM2を添加する。プロセスの次のステップまで、G-Rexプレートを加湿した37℃、5% CO<sub>2</sub>インキュベーターに入れる（4日目）。残りの細胞を、Mr. Frostyセルフリーザーを使用してCS10凍結保存培地中で凍結させる。細胞の非T細胞画分を、Mr. Frostyセルフリーザーを使用してCS10凍結保存培地中で凍結させる。4日目に培地を交換する。培地の半分（約3.5 mL）を、G-r exプレートの各ウェルから取り出す。37℃に温めた3000 IU/mLのIL-2で補足された十分な量（約3.5 mL）のCM4培地を添加して、各試料ウェルから取り出した培地を交換する。G-r exプレートをインキュベーターに戻す。

#### 【1665】

7日目に、細胞をREPによる拡張のために調製する。G-r exプレートをインキュベーターから取り出し、培地の半分を各ウェルから取り出して廃棄する。細胞を残りの培地に再懸濁し、15 mLの円錐管に移す。ウェルを、37℃に温めた3000 IU/mLのIL-2で補足された各1 mLのCM4で洗浄し、洗浄培地を細胞とともに同じ15 mL管に移す。細胞の代表的な試料を取り出し、自動セルカウンターを使用してカウントする。1×10<sup>6</sup>個未満の生細胞が存在する場合、0日目にDunabead拡張プロセスを繰り返す。残りの細胞は、バックアップの拡張または表現型解析および他の特徴付け研究のために凍結される。1×10<sup>6</sup>個以上の生細胞が存在する場合、REP拡張は0日目からのプロトコルに従って複製で設定される。代替的に、十分な細胞を用いて、1フラスコあたり10～15×10<sup>6</sup>個のPBL、および3000 IU/mLのIL-2で補足された最終量100 mL/ウェルのCM4培地中の1:1比のDunabeads:PBLを使用して、G-r ex 10M培養フラスコ内の拡張を設定することができる。プレー

10

20

30

40

50

トおよび／またはフラスコをインキュベーターに戻す。過剰なPBLを等分し、 $-80^{\circ}\text{C}$ の冷凍庫内のMr. Frostyセルフリーザーでゆっくりと凍結し、 $-80^{\circ}\text{C}$ で最低24時間後に液体窒素貯蔵庫に移すことができる。これらのPBLは、拡張のため、または表現型解析もしくは他の特徴付け研究のためのバックアップ試料として使用することができる。

#### 【1666】

11日目に培地を交換する。培地の半分をGrexプレートの各ウェルまたはフラスコのいずれかから取り出し、 $37^{\circ}\text{C}$ で3000IU/mLのIL-2で補足された同量の新鮮なCM4培地と交換する。

#### 【1667】

14日目に、PBLを採取する。Grexプレートを使用する場合、培地の約半分をプレートの各ウェルから取り出し、廃棄する。PBLおよびビーズを残りの培地に懸濁し、無菌の15mL円錐管（管1）に移す。ウェルを $37^{\circ}\text{C}$ に温めた1~2mLの新鮮なAIM-V培地で洗浄し、洗浄液を管1に移す。管1にキャップをして、DynaMag（商標）-15 Magnetに1分間入れ、ビーズが磁石に引き寄せられるようにする。細胞懸濁液を新しい15mLの管（管2）に移し、ビーズを $37^{\circ}\text{C}$ で2mLの新鮮なAIM-Vで洗浄する。管1をさらに1分間磁石に戻し、洗浄培地を管2に移す。最終洗浄ステップの後、必要に応じてウェルを組み合わせることができる。細胞の代表的な試料を取り出し、カウントし、数および生存率を記録する。カウント中、管をインキュベーターに入れることができる。細胞が非常に密に見える場合は、追加のAIM-V培地を管2に添加することができる。フラスコを使用する場合、フラスコ内の容量を約10mLに低減する必要がある。フラスコの内容物を混合し、15mL円錐管（管A）に移す。フラスコを上記のように2mLのAIM-V培地で洗浄し、洗浄培地も管Aに移す。管Aにキャップをして、DynaMag（商標）-15 Magnetに1分間入れ、ビーズが磁石に引き寄せられるようにする。細胞懸濁液を新しい15mLの管（管B）に移し、ビーズを $37^{\circ}\text{C}$ で2mLの新鮮なAIM-Vで洗浄する。管Aをさらに1分間マグネットに戻し、洗浄培地を管Bに移す。最後の洗浄ステップの後、必要に応じてウェルを組み合わせることができる。細胞の代表的な試料を取り出し、カウントし、数および生存率を記録する。カウント中、管をインキュベーターに入れることができる。細胞が非常に密に見える場合は、追加のAIM-V培地を管Bに添加することができる。細胞は、新鮮な状態で使用することも、所望の濃度でCS10保存培地中で凍結させることもできる。

#### 【1668】

実施例10：固形腫瘍を有する患者における自己腫瘍浸潤リンパ球の第2相多施設研究  
研究設計

##### 概要

この実施例では、本出願ならびにこの実施例に記載されるように調製されたTILを使用して、TILをペムブロリズマブと組み合わせて、またはTILを単剤療法として使用してACTを評価する、前向き、非盲検、マルチコホート、非ランダム化、多施設第2相試験について説明する。

#### 【1669】

##### 目的：

##### 一次：

治験責任医師が評価した固形腫瘍の奏効評価基準（RECIST1.1）を使用して、客観的奏効率（ORR）によって決定されるように、MM、HNSCC、もしくはNSCLC患者におけるペムブロリズマブと組み合わせた自己TILの有効性、またはCPIによる治療中もしくは治療後に以前に進行した再発もしくは不応性（r/r）NSCLC患者における単剤療法としてのTILの有効性を評価すること。

#### 【1670】

グレード3以上の治療に起因する有害事象（TEAE）の発生率によって測定される、MM、HNSCC、およびNSCLC患者におけるペムブロリズマブと組み合わせたTIL

10

20

30

40

50

Lの安全性プロファイル、またはr／r NSCLC患者における単剤療法としてのTILの安全性プロファイルを特徴付けること。

【1671】

二次：

完全奏効（CR）率、奏効期間（DOR）、疾患制御率（DCR）、治験責任医師によって評価されたRECIST 1.1を使用した無増悪生存期間（PFS）、および全生存期間（OS）を使用して、MM、HNSCC、およびNSCLC患者におけるペムブロリズマブと組み合わせた自己TILの有効性、またはr／r NSCLC患者における単剤療法としてのTILの有効性をさらに評価すること。

【1672】

コホート：

コホート1A：免疫療法を除く3つ以下の全身療法を伴う、切除不能なステージIIICもしくはステージIV、またはMMの患者におけるペムブロリズマブと組み合わせたTIL療法。以前に治療を受けた場合、患者は、最近の治療中または治療後にX線写真で進行が記録されていないなければならない。

【1673】

コホート2A：免疫療法を除く3つ以下の全身療法を伴う、進行性、再発性、または転移性のHNSCC（例えば、ステージT1N1-N2B、T2-4N0-N2b）の患者におけるペムブロリズマブと組み合わせたTIL療法。以前に治療を受けた場合、患者は、最近の治療中または治療後にX線写真で進行が記録されていないなければならない。

【1674】

コホート3A：免疫療法を除く3つ以下の全身療法を伴う、局所進行性または転移性（ステージIII~IV）NSCLC患者におけるペムブロリズマブと組み合わせたTIL療法。以前に治療を受けた場合、患者は、最近の治療中または治療後にX線写真で進行が記録されていないなければならない。

【1675】

コホート3B：免疫療法を除く3つ以下の全身療法の一部として、CPI（例えば、抗PD-1／抗PD-L1）による全身療法を以前に受けたことがあるステージIIIまたはステージIVのNSCLC患者における単剤としてのTIL療法。以前に治療を受けた場合、患者は、最近の治療中または治療後にX線写真で進行が記録されていない。

【1676】

有効な標的療法が利用可能な癌遺伝子駆動腫瘍を有するコホート3Aおよび3B（NSCLC）の患者は、少なくとも1つの標的療法を受けていなければならない。

【1677】

すべての患者は、シクロホスファミドおよびフルダラビンからなる非骨髄破壊的リンパ球枯渇（NMA-LD）プレコンディショニングレジメンの前に、自己凍結保存TIL療法（コホートの割り当てに応じて、ペムブロリズマブの有無にかかわらず）を受けた。TIL注入後、最大6回のIVインターロイキン-2（IL-2）の最大用量が投与された。

【1678】

以下の一般的な研究期間は、特に明記されていない限り、4つのコホートすべてで行われた。

【1679】

スクリーニングおよび腫瘍切除：研究登録から最大4週間（28日）、TIL製品の製造：腫瘍切除からおよそ22日以内、および以下で考察される治療期間。

【1680】

治療期間（コホート1A、2A、および3A）：NMA-LD（7日）、TIL注入（1日）、続いてIL-2投与（1~4日）を含む最大2年。患者は、TIL産生のための腫瘍切除およびベースライン走査の完了後であるが、NMA-LDレジメンの開始前にペムブロリズマブの単回注入を受ける。ペムブロリズマブの次の用量は、IL-2の完了後

10

20

30

40

50

以降であり、その後2年（24ヶ月）以内または疾患の進行もしくは許容できない毒性のいずれか早い方までQ3W±3日間継続する。治療終了（EOT）訪問は、ペムブロリズマブの最後の用量後30日以内に起こった。該当する場合、この訪問は評価終了（EOA）訪問と組み合わせられ得る（例えば、ペムブロリズマブの中止は、疾患の進行時または新しい抗癌療法の開始時に起こった）。

【1681】

治療期間（コホート3B）：NMA-LD（7日）、TIL、注入（1日）、続いてIL-2投与（1～4日）を含む最大12日。EOT訪問は、患者がIL-2の最後の用量を受けたときに起こった。EOT訪問は、治療中止後30日以内に行われ、評価期間中にこの間隔内に起こる予定の任意の訪問と組み合わせることができる。

10

【1682】

評価期間：0日目のTIL注入後に開始し、疾患の進行時に終了し、新しい抗癌療法の開始、研究評価への同意の部分的撤回、または5年（60ヶ月）のいずれか早い方。患者が疾患の進行に達するか、または新しい抗癌療法を開始すると、評価終了（EOA）訪問が起こった。

【1683】

本明細書に記載されるように調製されたTILを用いたTIL自己療法は、以下のステップから構成されていた。

【1684】

1. TIL細胞製品の供給源として機能する自己組織を提供するための腫瘍切除。

20

【1685】

2. 中央の適正製造基準（GMP）施設で産生されたTIL製品。

【1686】

3. 7日間のNMA-LDプレコンディショニングレジメン。

【1687】

4. コホート1A、2A、および3A：患者は、TIL産生のために腫瘍切除およびベアライン走査の完了後であるが、NMA-LDレジメンの開始前にペムブロリズマブの単回注入を受ける。ペムブロリズマブの次の用量は、IL-2の完了後以降であり、その後Q3W±3日間継続する。

【1688】

5. 自己TIL製品の注入（0日目）、ならびに

30

【1689】

6. 最大6用量までのIV IL-2投与。

【1690】

コホート1A、2A、および3Aでは、ペムブロリズマブの次の用量は、IL-2の完了後以降であり、その後2年（24ヶ月）以内または疾患の進行もしくは許容できない毒性のいずれか早い方までQ3W±3日間継続する。

【1691】

コホート1A、2A、および3Aのフローチャートは、図7に見出すことができる。コホート3Bのフローチャートは、図8に見出すことができる。患者は、腫瘍の適応によって適切なコホートに割り当てられた。

40

【1692】

TIL療法+ペムブロリズマブ（コホート1A、2A、および3A）

患者はスクリーニングされ、腫瘍切除のための手術が予定された。その後、患者は1つ以上の腫瘍病変を切除し、TIL産生のために中央製造施設に送られた。

【1693】

次に、NMA-LDレジメンは模倣され、-7日目および-6日目にメスナ（部位ごとの標準治療またはUSPI/SmPC）を含む2日間のIVシクロホスファミド（60mg/kg）、ならびにその後5日間のIVフルダラビン（25mg/m<sup>2</sup>：-5日目～-1日目）で構成された。

50

## 【1694】

コホート1A、2A、および3Aの患者は、TIL産生のために腫瘍切除の完了後にペムブロリズマブの単回注入を受け、NMA-LDレジメンの開始前にベースライン走査を受けた。600, 000 IU/kgの用量でIVでのIL-2投与は、0日目のTIL注入の完了の3時間後、ただし24時間後までに開始された。追加のIL-2投与は、最大6用量まで、およそ8～12時間ごとに行われる。ペムブロリズマブの第2の用量は、IL-2の完了後以降であった。患者は、第2のペムブロリズマブ投与前に、すべてのIL-2関連毒性（グレード≤2）から回復している必要がある。ペムブロリズマブは、その後2年以内（24ヶ月）または疾患の進行もしくは許容できない毒性のいずれか早い方で、Q3W±3日間継続する。

10

## 【1695】

単剤としてのTIL療法（コホート3B）

患者はスクリーニングされ、腫瘍切除のための手術が予定された。その後、患者は1つ以上の腫瘍病変を切除し、TIL産生のために中央製造施設に送られた。

## 【1696】

次に、NMA-LDレジメンは、-7日目および-6日目にメスナ（部位ごとの標準治療またはUSPI/SmPC）を含む2日間のIVシクロホスファミド（60mg/kg）、ならびにその後5日間のIVフルダラビン（25mg/m<sup>2</sup>：-5日目～-1日目）で構成された。

20

## 【1697】

腫瘍由来の自己TIL製品の注入は、フルダラビンの最後の用量から24時間以内に起こった。600, 000 IU/kgの用量でIVでのIL-2投与は、TIL注入の完了後3時間後、ただし24時間後までに開始された可能性がある。

## 【1698】

追加のIL-2投与は、最大6用量まで、およそ8～12時間ごとに行われた。

## 【1699】

腫瘍浸潤リンパ球の産生および拡張

TIL自己細胞製品は、患者の腫瘍/病変に由来する生存可能な細胞傷害性Tリンパ球で構成されており、中央のGMP施設でエキスピボで製造される。例えば、TIL産生プロセスを示す例示的なフロー図を図9に示す。

30

## 【1700】

TIL製造プロセスは、個々の患者ごとに直径1.5cm以上の原発性または続発性転移性腫瘍病変（複数可）を外科的に切除した後に臨床現場で開始された。様々な解剖学的位置からの複数の腫瘍病変を切除して、腫瘍組織の全凝集体をまとめることができるが、輸送ボトルに存在する生体保存培地の量が限られているため、凝集体は、直径4.0cm、または重量10gを超えてはならない。

## 【1701】

腫瘍病変（複数可）が生体保存輸送ボトルに入れられると、それは中央のGMP製造施設への速達宅配便を使用して2℃～8℃で出荷される。到着時に、腫瘍標本（複数可）を断片に解剖し、その後、ヒト組み換えIL-2を用いたプレ急速拡張プロトコル（Pre-REP）において約11日間培養した。

40

## 【1702】

次いで、これらのpre-REP細胞を、IL-2、OKT3（[ムロモナブ-CD3]としても知られるヒトCD3に対するマウスモノクローナル抗体）、およびフィーダー細胞としての照射された同種異系末梢血単核細胞（PBMC）の存在下で11日間、急速拡張プロトコル（REP）を使用してさらに拡張した。

## 【1703】

次いで、拡張した細胞を採取し、洗浄し、配合し、凍結保存し、速達宅配便で臨床現場に出荷した。TIL細胞製品の剤形は、TILが由来する患者への注入の準備ができている凍結保存された自己の「生細胞懸濁液」であった。患者は、製品仕様あたり1×10<sup>9</sup>

50

～150×10<sup>9</sup>生細胞の間に含まれる、製造および放出された製品の全用量を受容することとした。臨床経験は、客観的な腫瘍応答がこの用量範囲全体で達成されたことを示し、これも安全であることが示されている(Radvanyi L. G., et al., Clin Cancer Res. 2012; 18(24): 6758-70)。製品の全用量は、最大4つの注入バッグで提供された。

【1704】

TIL細胞製品を受容する患者の準備

【1705】

この研究で使用されたNMA-LDプレコンディショニングレジメン（すなわち、2日間のシクロホスファミドおよびメスナ、続いて5日間のフルダリン）は、国立癌研究所によって開発および試験された方法に基づいていた(Rosenberg S. A., et al., Clin Cancer Res. 2011; 17(13): 4550-7、Radvanyi L. G., et al., Clin Cancer Res. 2012; 18(24): 6758-70、Dudley M. E., et al., J Clin Oncol. 2008; 26(32): 5233-9、Pilon-Thomas S, et al., J Immunother. 2012; 35(8): 615-20、Dudley M. E., et al., J Clin Oncol. 2005; 23(10): 2346-57、およびDudley M. E., et al., Science. 2002; 298(5594): 850-4)。7日間のプレコンディショニングレジメンに続いて、患者にTIL細胞製品を注入した。

【1706】

TIL注入後、8～12時間ごとにIV IL-2(600,000IU/kg)を投与し、最初の用量は、TIL注入の完了後3～24時間の間に投与し、最大6回まで継続した。施設の基準に従って、IL-2の用量は、実際の体重に基づいて計算することができる。

【1707】

患者集団の選択

コホート1A:

患者は、切除不能なMMの確定診断を受けた(ステージIIICまたはステージIV、米国癌合同委員会[AJCC]病期分類システムに従って組織学的に確認された)。眼内黒色腫患者は除外された。患者は、以前に免疫腫瘍学を標的とした薬剤を受けていてはならない。BRAF突然変異が陽性の場合、患者は、以前にBRAF/MEK標的療法を受けていた可能性があった。

【1708】

コホート2A:

患者は、進行性、再発性、および／または転移性のHNSCCを有しており、治療ナীবであり得、病理学レポートを介した原発腫瘍の組織学的診断が必要である。患者は、以前に免疫療法レジメンを受けていてはならない。

【1709】

コホート3A:

患者は、ステージIIIまたはステージIVのNSCLC(扁平上皮癌、腺癌、大細胞癌)の確定診断を受けた。有効な標的療法が利用可能な癌遺伝子駆動腫瘍を有する患者は、少なくとも1つの標的療法を受けていた。

【1710】

コホート3B:

患者は、ステージIIIまたはステージIVのNSCLC(扁平上皮癌、腺癌、大細胞癌)の確定診断を受けており、以前にCPI(例えば、抗PD-1/抗PD-L1)による全身療法を受けていた。有効な標的療法が利用可能な癌遺伝子駆動腫瘍を有する患者は、少なくとも1つの標的療法を受けていた。

【1711】

コホート 1 A、2 A、および 3 A の免疫療法を除き、すべての患者は、最大 3 つの全身抗癌療法を受けていた（以下の包含基準を参照）。以前に治療を受けた場合、患者は、最近の治療中または治療後に X 線写真で進行が確認されていた。

【1712】

包含基準

【1713】

患者は、研究に参加するために以下の包含基準をすべて満たしている必要がある。

【1714】

1. すべての患者は、組織学的または病理学的にそれぞれの組織学的悪性腫瘍の確定診断を受けた。

○切除不能または転移性黒色腫（コホート 1 A）

○頭頸部の進行性、再発性、または転移性扁平上皮癌（コホート 2 A）

○ステージ III またはステージ IV の NSCLC（扁平上皮癌、非扁平上皮癌、腺癌、大細胞癌）（コホート 3 A および 3 B）。

【1715】

2. コホート 1 A、2 A、および 3 A のみ：患者は、免疫療法ナীবでであった。以前に治療された場合、患者は、最近の治療中または治療後に進行していた。コホート 1 A、2 A、および 3 A は、最大 3 つの全身性抗癌療法を以前に受けている可能性があり、具体的には以下の通りである。

○コホート 1 A：切除不能または転移性黒色腫（ステージ III C またはステージ IV）を有する患者。BRAF 突然変異陽性の場合、患者は、BRAF 阻害剤を投与されている可能性がある。

○コホート 2 A：切除不能または転移性 HNSCC の患者。最初の化学放射線療法を受けていた患者は許可された。

○コホート 3 A：ステージ III またはステージ IV の NSCLC（扁平上皮癌、非扁平上皮癌、腺癌、または大細胞癌）を有し、免疫療法ナীবであり、局所進行または転移の状況で 3 つ以下の以前の全身療法後に進行した患者。アジュバントもしくはネオアジュバントの設定で、または根治的化学放射線療法の一部として全身療法を受けた患者は適格であり、以前の全身療法の完了から 12 ヶ月以内に疾患が進行した場合、1 つの治療を受けたとみなされた。標的療法に感受性のある突然変異を有する既知の癌遺伝子ドライバー（例えば、EGFR、ALK、ROS）を有する患者は、少なくとも 1 つの標的療法の後に進行したに違いない。

【1716】

3. コホート 3 B のみ：ステージ III またはステージ IV の NSCLC（扁平上皮癌、非扁平上皮癌、腺癌、または大細胞癌）を有し、3 つ以下の全身療法の一部として、CPI（例えば、抗 PD-1 / 抗 PD-L1）による全身療法を以前に受けていた患者。

○患者は、最近の治療中または治療後に X 線写真で進行が確認されていた。

○アジュバントもしくはネオアジュバントの設定で、または根治的化学放射線療法の一部として全身療法を受けた患者は適格であり、以前の全身療法の完了から 12 ヶ月以内に疾患が進行していた場合、1 つの治療を受けたとみなされた。

○標的療法に感受性のある突然変異を有する既知の癌遺伝子ドライバー（例えば、EGFR、ALK、ROS）を有する患者は、少なくとも 1 つの標的療法の後に進行したに違いない。

【1717】

4. 患者は、TIL 治療薬産生のために、切除後に最少直径 1.5 cm の切除可能な病変（または凝集病変）を少なくとも 1 つ有していた。外科的切除が患者に追加のリスクをもたらさない限り、腫瘍組織を、複数の多様な転移性病変から得ることが奨励された。

○TIL 生成のために切除が検討されている病変が、以前に照射された領域内にある場合、その病変は、切除前に X 線写真で進行を示している必要がある。

○患者は、プロトコルが必要とする検査に適正な組織病理標本を有していなければなら

10

20

30

40

50



ない。

【1718】

5. 患者は、TIL製造の腫瘍切除の後に、標準かつ周知のRECIST 1.1ガイドラインによって定義されているように、残留する測定可能な疾患を有していた（例えば、Eisenhauer, European Journal of Cancer 45:228-247 (2009)を参照、[www.project.eortc.org/recist/wp-content/uploads/sites/4/2015/03/RECISTGuidelines.pdf](http://www.project.eortc.org/recist/wp-content/uploads/sites/4/2015/03/RECISTGuidelines.pdf)でも入手可能）。

○以前に照射された領域内の病変は、それらの病変で疾患の進行が示されていない限り、標的病変として選択されなかった。

○RECISTごとに依然として測定可能なTIL生成のために部分的に切除された病変を、非標的病変として選択することができるが、応答評価の標的病変としては機能することができなかった。

【1719】

6. 患者は、同意時に18歳以上であった。

【1720】

7. 患者の米国東海岸癌臨床試験グループ（Eastern Cooperative Oncology Group、ECOG）のパフォーマンスステータスは0または1であり、推定平均余命は3ヶ月以上であった。

【1721】

8. 出産の可能性のある患者または出産の可能性のあるパートナーを持つ患者は、治療中に非常に効果的な承認された避妊方法を実践する意志があり、すべてのプロトコル関連療法を受けた後12ヶ月間継続する必要があった（注記：生殖能力のある女性は、治療中、およびIL-2の最後の用量後12ヶ月間またはペムブロリズマブの最後の用量後4ヶ月のいずれか遅い方で、効果的な避妊を使用することとした。男性は、研究中または治療中止後12ヶ月のいずれか遅い方で、精子を提供することができなかった。

【1722】

9. 患者は、以下の血液学的パラメーターを有していた：

○絶対好中球数（ANC） $\geq 1000/mm^3$ 、

○ヘモグロビン $\geq 9.0g/dL$ 、

○血小板数 $\geq 100,000/mm^3$ 。

【1723】

10. 患者は、適正な臓器機能を有していた：

○血清アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT）／血清グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ（SGPT）およびアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST）／SGOTが、正常上限（ULN）の3倍以下、肝転移がULNの5倍以下の患者。

○スクリーニング時にコッククロフト・ゴールト式を使用して推定されたクレアチニンクリアランス $\geq 40mL/分$ 。

○総ビリルビン $\leq 2mg/dL$ 。

○ジルベール症候群の患者は、総ビリルビン $\leq 3mg/dL$ でなければならない。

【1724】

11. 患者は、ヒト免疫不全ウイルス（HIV1およびHIV2）に対して血清陰性であった。B型肝炎ウイルス表面抗原（HBsAg）、B型肝炎コア抗体（抗HBc）、または急性もしくは慢性感染を示すC型肝炎ウイルス（抗HCV）の血清学が陽性の患者は、ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）に基づくウイルス量および特定のウイルス曝露の局所有病率に応じて登録した。

【1725】

12. 患者は、最初の試験治療（すなわち、NMA-LDまたはペムブロリズマブの開始）の前に、以下に詳述されるように、最小期間の以前の抗癌療法（複数可）からのウォッシュアウト期間を有していた。

10

20

30

40

50

○標的療法：ウォッシュアウトが治療の開始の最低14日前であれば、上皮成長因子受容体（EGFR）、MEK、BRAF、ALK、ROS1または他の標的薬剤（例えば、エルロチニブ、アファチニブ、ダコミチニブ、オシメルチニブ、クリゾチニブ、セリチニブ、ロラチニブ）による以前の標的療法が許可された。

○化学療法：ウォッシュアウトが治療開始の最低21日前であれば、アジュバント、ネオアジュバント、または根治的化学療法／化学放射線療法が許可された。

○コホート3Bのみの免疫療法、抗PD-1、他のmAb、またはワクチンによる以前のチェックポイント標的療法は、NMA-LDの開始前21日以上ウォッシュアウト期間で許可された。

○緩和的放射線療法：脱毛症、皮膚色素沈着の変化、または他の臨床的に重要でない事象、例えば小領域放射線皮膚炎または直腸もしくは尿意切迫感を除いて、すべての放射線関連毒性がグレード1またはベースラインに解決された場合、以前の外部ビーム放射線療法が許可された

10

○RECIST 1.1を介して応答のターゲットとして評価されている腫瘍病変（複数可）は、放射線ポータルの外側にあったが、ポータル内の場合は、進行が実証されていなければならない（上記の包含基準を参照）。

○手術／事前に計画された手順：創傷治癒が起こり、すべての合併症が解消され、腫瘍切除の前に少なくとも14日が経過している場合（主要な手術手順の場合）、以前の外科的手順（複数可）が許可された。

【1726】

20

13. 患者は、コホートの割り当て前に、脱毛症または白斑を除いて、以前のすべての抗癌治療関連有害事象（TRAE）からグレード1以下（有害事象の一般用語基準[CTCAE]による）に回復していた。

【1727】

14. 以前の抗癌療法から安定したグレード2以上の毒性を有する患者は、医療モニターと相談した後、ケースバイケースで検討された。

【1728】

15. ペムブロリズマブによる治療によって悪化すると合理的に予想されない不可逆的毒性を有するコホート1A、2A、および3Aの患者は、医療モニターとの協議後にのみ含まれた。コホート3Bの患者のみ、免疫チェックポイント阻害剤CPI（複数可）による以前の治療の結果として、グレード2以上の下痢または大腸炎が記録されている患者は、少なくとも6ヶ月間無症候性であったか、または治療後腫瘍切除前の目視評価による結腸内視鏡検査で正常でなければならない。

30

【1729】

16. 患者は、保護された健康情報の使用および開示について、書面による承認を提供していなければならない。

【1730】

除外基準

以下の基準のうちのいずれかを満たす患者は、研究から除外した。

【1731】

40

1. ブドウ膜／眼起源の黒色腫を有する患者

【1732】

2. 過去20年以内に非骨髄破壊的または骨髄破壊的化学療法レジメンを含む、臓器同種移植または以前の細胞移植療法を受けていた患者。（注記：この基準は、以前のTIL治療で以前のNMA-LDレジメンがあったことを除いて、TILによる再治療を受けている患者に適用可能であった。）

【1733】

3. 症候性および／または未治療の脳転移を有する患者。

○・脳転移が根治的に治療された患者は、治療開始前に患者が2週間以上にわたって臨床的に安定し、治療後の磁気共鳴画像法（MRI）による新たな脳病変がなく、患者が継

50

続的なコルチコステロイド治療を必要としない場合、メディカルモニターと話し合った後に登録が検討される。

【1734】

4. 登録から21日以内に全身ステロイド療法を受けている患者。

【1735】

5. 妊娠中または授乳中の患者。

【1736】

6. 治験責任医師の意見では、研究参加のリスクが高い、活動性の医学的疾患（複数可）、例えば全身性感染症（例えば、梅毒もしくは抗生物質を必要とする他の感染症）、凝固障害、または心臓血管系、呼吸器系、もしくは免疫系の他の活動性の主要な医学的疾患を有していた患者。

10

【1737】

7. 患者は、活動性または以前に記録された自己免疫または炎症性障害（肺炎、炎症性腸疾患〔例えば、大腸炎もしくはクローン病〕、憩室炎〔憩室症を除く〕、全身性紅斑性狼瘡、サルコイドーシス症候群、またはウェゲナー症候群〔多発血管炎を伴う肉芽腫症、グレイブス病、関節リウマチ、下垂体炎、ブドウ膜炎等〕）を有しない場合がある。以下は、この基準の例外であった。

- 白斑または脱毛症を有する患者。
- 甲状腺機能低下症（例えば、橋本症候群に続く）が安定している患者
- ホルモン補充療法。
- 全身療法を必要としない任意の慢性皮膚疾患。
- 食事療法だけで制御されるセリアック病の患者。

20

【1738】

8. 治療開始前28日以内に生ワクチン接種または弱毒化ワクチン接種を受けていた患者。

【1739】

9. 何らかの形態の原発性免疫不全症（重症複合免疫不全症〔SCID〕および後天性免疫不全症候群〔AIDS〕など）を有していた患者。

【1740】

10. 治験薬のいずれかの成分に対する過敏症の病歴を有する患者。TILは、以下のうちのいずれかを含むがこれらに限定されない、TIL製品製剤のいずれかの成分に対する既知の過敏症を有する患者には投与されなかった。

30

- ・NMA-LD（シクロホスファミド、メスナ、およびフルダラビン）
- ・Proleukin（登録商標）、アルデスロイキン、IL-2
- ・アミノグリコシド系抗生物質（すなわち、ストレプトマイシン、ゲンタマイシン〔ゲンタマイシン過敏症の皮膚検査陰性者を除く〕）
- ・ジメチルスルホキシドを含むTIL製品製剤の任意の成分
- 〔DMSO〕、HSA、IL-2、およびデキストラン-40
- ・ペムブロリズマブ

【1741】

11. 左心室駆出率（LVEF）が45%未満の患者、またはニューヨーク心臓協会クラスII以上の患者。60歳以上の患者、あるいは虚血性心疾患、胸痛、または臨床的に重大な心房性および／もしくは心室性不整脈の病歴のある患者において、不可逆的な壁運動異常を示す心臓ストレス試験。

40

○ スポンサーのメディカルモニターの承認を得て、駆出率および心臓病クリアランスが十分であれば、心臓ストレス試験に異常がある患者を登録することができた。

【1742】

12. 閉塞性または拘束性肺疾患があり、予測正常値の60%以下のFEV1（1秒の強制呼気量）が記録されている患者。

- 患者が上気道の解剖学的構造の異常（すなわち、気管切開）のために信頼できる肺

50

活量測定を行うことができなかった場合は、6分間の歩行試験を使用して呼吸機能を評価した。年齢および性別に対して予測される少なくとも80%の距離を歩くことができなかった患者、または試験中の任意の時点で低酸素症の証拠を示した患者（ $SpO_2 < 90\%$ ）は除外される。

【1743】

13. 過去3年以内に別の原発性悪性腫瘍があった患者（治療を必要としなかった、または1年以上前に治癒的に治療された患者を除き、治験責任医師の判断では、非黒色腫皮膚癌、DCIS、LCIS、前立腺癌グリーソンスコア $\leq 6$ または膀胱癌を含むが、これらに限定されない重大な再発リスクをもたらさなかった）。

【1744】

14. 治療開始から21日以内に治験薬を用いた別の臨床試験への参加。

【1745】

研究エンドポイントおよび計画された分析

一次エンドポイントおよび二次エンドポイントは、コホートによって別々に分析した。

【1746】

一次エンドポイント：

ORRは、有効性分析セットの中でRECIST 1.1に従って治験責任医師が評価した最良の応答として確認されたPRまたはCRのいずれかを達成した患者の割合として定義された。

【1747】

客観的応答を各疾患評価ごとに評価し、ORRは、対応する両側90% CIを用いて二項比率として表された。各コホートの一次分析は、評価期間の早期に進行／期限切れまたは中止されない限り、コホートごとに治療を受けたすべての患者が12ヶ月間追跡される機会があるときに行った。

【1748】

安全性一次エンドポイントは、各コホート内のグレード3以上のTEAE発生率によって測定され、対応する両側90% CIの二項比率として表された。

【1749】

二次エンドポイント：

有効性：

二次有効性エンドポイントは、次のように定義された。

治験責任医師によって評価された確認済みCRを達成した応答者に基づくCR率。DCRは、確認されたPR／CRまたは持続的なSD（少なくとも6週間）を達成した患者数の合計を、有効性分析セットの患者数で割り、100%を掛けたものとして導き出された。CR率およびDCRは、点推定およびその両側90% CIを使用して要約した。

【1750】

DORは、客観的な応答を達成した患者の間で定義された。再発性もしくは進行性疾患が客観的に記録された最初の日付、またはその後の抗癌療法の受容もしくは患者の死亡（最初に記録された方）まで、初回応答（PR／CR）基準が満たされていることから測定した。PDを経験していない、またはデータカットもしくは最終データベースロックの時点より前に死亡していない患者は、腫瘍状態の適切な評価が行われた最終日に事象時間が打ち切られる。

【1751】

PFSは、リンパ球枯渇からPDまでの時間（月単位）、または何らかの原因による死亡のいずれか早い方の事象として定義された。PDを経験していない、またはデータカットもしくは最終データベースロックの時点で死亡していない患者は、腫瘍状態の適切な評価が行われた最終日に事象時間が打ち切られた。

【1752】

OSは、リンパ球枯渇の時点から何らかの原因による死亡までの時間（月単位）として定義された。データカットまたは最終的なデータベースロックの時点までに死亡していな

10

20

30

40

50

い患者は、既知の生存状態の最終日に事象時間が打ち切られた。

【1753】

DOR、PFS、およびOSは、右側打ち切りを受けた。カプラン・マイヤー法を使用して、事象までの時間の有効性エンドポイントを要約する。腫瘍評価のベースラインデータは、すべてのコホートのリンパ球枯渇前の最後の走査であった。

【1754】

上記の有効性パラメーターは、ベースラインの疾患特徴：BRAFステータス（コホート1Aのみ）、HPVステータス（コホート2Aのみ）、扁平上皮または非扁平上皮肺疾患（コホート3Aおよび3Bのみ）、ならびに抗PD-L1ステータスによって定義されたサブセットに適用可能なコホートについて推定される。

【1755】

実施例11：0日目のGEN3拡張プラットフォームの例示的な実施形態

腫瘍洗浄培地を調製した。開始前に培地を温めた。5mLのゲンタマイシン（50mg/mL）を500mLボトルのHBSSに添加した。5mLの腫瘍洗浄培地を、OKT3希釈に使用される15mL円錐管に添加した。室温（RT）で保管する

【1756】

フィーダー細胞バッグを調製した。フィーダー細胞をフィーダー細胞バッグに無菌で移し、使用または凍結させるまで37℃で保存した。37℃の場合、フィーダー細胞をカウントした。凍結させた場合、解凍した後にフィーダー細胞をカウントした。

【1757】

フィーダー細胞濃度についての最適範囲は、 $5 \times 10^4 \sim 5 \times 10^6$ 細胞/mLである。4.5mLのAIM-Vを含む4本の円錐管を調製した。各細胞数に0.5mLの細胞画分を添加した。

【1758】

生フィーダー細胞の総数が $1 \times 10^9$ 細胞以上である場合、次のステップに進んでフィーダー細胞濃度を調整した。 $1 \times 10^9$ 細胞を第2のフィーダー細胞バッグに添加するために、フィーダー細胞の量を計算して、第1のフィーダー細胞バッグから取り出した。

【1759】

p1000マイクロピペットを使用して、900μLの腫瘍洗浄培地をOKT3アリコート（100μL）に移した。注射器および無菌技法を使用して、0.6mLのOKT3を吸引し、第2のフィーダー細胞バッグに添加した。培地量を合計量2Lに調整した。第2のフィーダー細胞バッグをインキュベーターに移した。

【1760】

OKT3製剤の詳細：OKT3を等分し、100uLのアリコートでバイアル（1mg/mL）から元のストック濃度で凍結させることができる。1mLバイアルあたり約10Xアリコート。-80℃で保存した。0日目：15ug/フラスコ、すなわち500mL中30ng/mL—最大60uL約1アリコート。

【1761】

腫瘍試料を調製した。6ウェルプレートおよび100mmペトリ皿（合計4枚）を入手した。6ウェルプレートに「過剰腫瘍片」というラベルを付けた。4つの100mmペトリ皿の各々に「洗浄\_\_01」、「洗浄\_\_02」、「洗浄\_\_03」、「洗浄\_\_04」、および「保持」というラベルを付けた。

【1762】

5mLの腫瘍洗浄培地を、過剰腫瘍片というラベルの付いた6ウェルプレートのすべてのウェルに添加した。解剖中に腫瘍を水和状態に保持する際にさらに使用するために、腫瘍洗浄培地を入手可能にした。

【1763】

50mLの腫瘍洗浄培地を、洗浄\_\_01、洗浄\_\_02、洗浄\_\_03、および保持というラベルの付いた各100mmペトリ皿に添加した。マーカーを使用して、各ペトリ皿に解剖1～解剖4のラベルを付ける。腫瘍を洗浄\_\_01で3分間以上、周囲温度でインキュベ

10

20

30

40

50

ートした。腫瘍を洗浄\_\_02で3分間以上、周囲温度でインキュベートした。腫瘍を洗浄\_\_03で3分間以上、周囲温度でインキュベートした。洗浄が完了した後、腫瘍を「保持」皿に移して、組織が水和したままであることを確認する。

【1764】

腫瘍の培養が進行中である間、10mLの腫瘍出荷培地を腫瘍出荷培地とラベル付けされた管に移した。10mLの腫瘍出荷培地を注射器に引き込み、嫌気性および好気性の各無菌ボトルに5mLの腫瘍出荷培地を接種した。

【1765】

解剖プロセス全体を通して、ペトリ皿のキャップの下に定規を置いた。腫瘍の長さおよび断片の数を測定して記録した。腫瘍を4つの中間片に解剖するか、または同等の体積の4つのグループにグループ化し、各中間片の腫瘍構造を保存する。腫瘍片を水和させておく。

10

【1766】

組織を水和状態で保つために、活発に解剖されていない中間腫瘍片を保持皿に移した。

【1767】

解剖皿のキャップの下にある定規を参照として使用して、腫瘍を27mm<sup>3</sup>断片(3×3×3mm)に解剖した。60断片に達するまで中間断片を解剖した。生成された最終断片の数に応じて、最終断片の総数をカウントし、G-Rex 100MCSフラスコを調製した(一般に、フラスコあたり60断片)。

【1768】

20

断片管1～断片管4としてラベル付けされた円錐管に良好な組織断片を保持した。管が起源とする断片の数に応じて、フィーダー細胞懸濁液を播種するG-Rex 100MCSフラスコの数进行計算した。

【1769】

インキュベーターからフィーダー細胞バッグを取り出し、G-Rex 100MCSを播種する。D0(0日目)としてラベルを付ける。

【1770】

G-Rex 100MCSでの腫瘍断片添加培養

無菌条件下で、腫瘍断片培養(D0)1というラベルが付いたG-Rex 100MCSおよび断片管というラベルが付いた50mLの円錐管のキャップを緩めた。開いた断片管1を回転させ、同時にG-Rex 100MCSのキャップをわずかに持ち上げた。断片を含む培地を、G-Rex 100MCSに回転させながら添加した。G-Rex 100MCSに転送された断片の数を記録した。

30

【1771】

断片がGREXフラスコの底に配置されると、7mLの培地を吸引し、7つの1mLアリコートを作成した(拡張された特徴付け用に5mL、無菌試料用に2mL)。拡張された特徴付け用の5つのアリコート(最終断片培養上清)を、必要になるまで-20℃で保存した。

【1772】

1本の嫌気性BacT/AlerTボトルおよび1本の好気性BacT/AlerTボトルに各々1mLの最終断片培養上清を接種した。サンプリングしたフラスコごとに繰り返す。

40

【1773】

実施例12: 7～8日目のE-GEN3拡張プラットフォームの例示的な実施形態

フィーダー細胞バッグを調製した。凍結時に37℃の水浴中で3～5分間フィーダーバッグを解凍した。凍結されている場合はフィーダー細胞をカウントした。

【1774】

フィーダー細胞濃度についての最適範囲は、 $5 \times 10^4 \sim 5 \times 10^6$ 細胞/mLである。4.5mLのAIM-Vを含む4本の円錐管を調製した。各細胞数に0.5mLの細胞画分を、新しいクライオバイアル管に添加した。試料をよく混合し、細胞数をカウントし

50

た。

【1775】

生フィーダー細胞の総数が $2 \times 10^9$ 細胞以上である場合、次のステップに進んでフィーダー細胞濃度を調整した。 $2 \times 10^9$ 細胞を第2のフィーダー細胞バッグに添加するために、フィーダー細胞の量を計算して、第1のフィーダー細胞バッグから取り出した。

【1776】

p1000マイクロピペットを使用して、900  $\mu$ LのHBSSを100  $\mu$ LのOKT3アリコートに移す。上下に3回ピペッティングして混合する。2つのアリコートを調製した。

【1777】

OKT3製剤の詳細：OKT3を等分し、100  $\mu$ Lのアリコートでバイアル（1mg/mL）から元のストック濃度で凍結させることができる。1mLバイアルあたり約10Xアリコート。-80°Cで保存した。7/8日目：30  $\mu$ g/フラスコ、すなわち500mL中60ng/mL - 最大120  $\mu$ L約2アリコート。

【1778】

注射器および無菌技法を使用して、0.6mLのOKT3を吸引し、フィーダー細胞バッグに添加して、すべてが添加されたことを確認する。培地量を合計量2Lに調整した。第2のOKT3アリコートで繰り返し、フィーダー細胞バッグに添加した。第2のフィーダー細胞バッグをインキュベーターに移した。

【1779】

フィーダー細胞懸濁液を含むG-Rex 100MCSフラスコを調製する

0日目に生成されたG-Rex フラスコの数に従って処理するG-Rex 100MCSフラスコの数記録した。インキュベーターからG-Rex フラスコを取り外し、第2のフィーダー細胞バッグをインキュベーターから取り出した。

【1780】

フィーダー細胞懸濁液を添加する前の上清の除去：

1本の10mL注射器をG-Rex 100フラスコに接続し、5mLの培地を吸引した。5つの1mLアリコート（拡張された特徴付け用に5mL）を作成し、スポンサーからの要求があるまで、拡張された特徴付け用に5つのアリコート（最終断片培養上清）を-20°Cで保存した。各G-Rex 100フラスコにラベルを付けて繰り返した。

【1781】

フラスコの数に応じた、特徴付け用の5~20  $\times$  1mL 試料：

- 5mL = 1フラスコ
- 10mL = 2フラスコ
- 15mL = 3フラスコ
- 20mL = 4フラスコ

【1782】

フィーダー細胞をG-Rex 100MCSに播種し続け、G-Rex 100MCSフラスコごとに繰り返した。無菌移送法を使用して、各G-Rex 100MCSフラスコに重量で500mLの第2のフィーダー細胞バッグを重力移送し（1g = 1mLと想定）、量を記録した。7日目の培養としてラベルを付け、G-Rex 100フラスコごとに繰り返した。G-Rex 100MCSフラスコをインキュベーターに移した。

【1783】

実施例13：10~11日目のGEN3拡張プラットフォームの例示的な実施形態

第1のG-Rex 100MCSフラスコを取り外し、無菌条件を使用して、10mL注射器を使用して7mLの前処理培養上清を除去した。7つの1mLアリコートを作成した（拡張された特徴付け用に5mL、無菌試料用に2mL）。

【1784】

フラスコを注意深く混合し、新しい10mL注射器を使用して10mLの上清を取り出し、D10/11マイコプラズマ上清というラベルの付いた15mL管に移す。

10

20

30

40

50

## 【1785】

フラスコを注意深く混合し、新しい注射器を使用して、処理されるフラスコの数に応じて以下の量を除去した。

- 1 フラスコ = 40 mL
- 2 フラスコ = 20 mL / フラスコ
- 3 フラスコ = 13.3 mL / フラスコ
- 4 フラスコ = 10 mL / フラスコ

## 【1786】

合計 40 mL をすべてのフラスコから取り出し、「10 / 11 日目 QC 試料」というラベルの付いた 50 mL 円錐管にプールし、必要になるまでインキュベーターに保管する必要がある。細胞カウントを行い、細胞を割り当てた。

## 【1787】

必要になるまで  $-20^{\circ}\text{C}$  以下での拡張された特徴付けのために 5 つのアリコート（前処理培養上清）を保存した。1 本の嫌気性 Bact / Alert ボトルと 1 本の好気性 Bact / Alert ボトルに各々 1 mL の前処理培養上清を接種した。

## 【1788】

細胞懸濁液を G-Rex 500 MCS に移し、G-Rex 100 MCS ごとに繰り返した。無菌状態を使用して、各 G-Rex 100 MCS の内容物を G-Rex 500 MCS に移し、一度に約 100 mL の液体移送を監視した。G-Rex 100 MCS の容量が 500 mL に低減したとき、移送を停止した。

## 【1789】

移送ステップ中に、10 mL 注射器を使用し、G-Rex 100 MCS から注射器に 10 mL の細胞懸濁液を吸引した。培養中のフラスコの数に従って指示に従った。フラスコが 1 つしかない場合：2 つの注射器を使用して合計 20 mL を取り出した。2 フラスコの場合：フラスコあたり 10 mL を取り出した。3 フラスコの場合：フラスコあたり 7 mL を取り出した。4 フラスコの場合：フラスコあたり 5 mL を取り出した。細胞懸濁液を 1 本の一般的な 50 mL 円錐管に移した。細胞カウントステップおよび QC 試料までインキュベーターに保管する。QC に必要な細胞の総数は、約  $2.0 \times 10^6$  細胞であった： $4 \times 0.5 \text{ mL}$  細胞数（細胞数は最初に未希釈であった）。

## 【1790】

アッセイに必要な細胞：

- IFN- $\gamma$  アッセイの場合、最小  $1.0 \times 10^6$  細胞
- マイコプラズマの場合、 $1 \times 10^6$  細胞
- $5 \times 10^6$  細胞フロー CD3+ / CD45+

## 【1791】

G-Rex 500 MCS フラスコをインキュベーターに移した。

## 【1792】

QC 試料を調製した

少なくとも  $1.5 \times 10^8$  個を必要とした。アッセイは、細胞数および生存率、マイコプラズマ（ $1 \times 10^6$  細胞 / 平均生存濃度）、フロー（ $5 \times 10^6$  細胞 / 平均生存濃度）、および IFN- $\gamma$  アッセイ（ $5 \times 10^6$  細胞 ~  $1 \times 10^6$  細胞を含み、 $8 \sim 1.0 \times 10^6$  細胞が、IFN- $\gamma$  アッセイに必要である）。

## 【1793】

$1.0 \times 10^6$  細胞 / mL で凍結保存のための細胞画分の量を計算し、調製するバイアルの数を計算した。

## 【1794】

実施例 14：16 ~ 17 日目の GEN3 拡張プラットフォームの例示的な実施形態  
洗浄バッファの調製（1% HAS PLASMA LYTE A）

HAS および Plasma lyte を 5 L バッグに移し、LOVO 洗浄バッファを作成した。滅菌条件を使用して、総量 125 mL の 25% HSA を 5 L 袋に移した。室温

10

20

30

40

50



で保存した。

【1795】

10 mL または 40 mL の洗浄バッファーを取り出して、「IL-2  $6 \times 10^4$  IU/mL」管に移した (IL-2 を事前に調製した場合は 10 mL、IL-2 を新たに調製した場合は 40 mL)。

【1796】

Plasmalyte + 1% HSA に添加する再構成 IL-2 の量を計算した：再構成 IL-2 の量 = (IL-2 の最終濃度  $\times$  最終量) / IL-2 の比活性 (標準アッセイに基づく)。IL-2 の最終濃度は、 $6 \times 10^4$  IU/mL であった。最終量は、40 mL であった。

10

【1797】

再構成された IL-2 の必要な IL-2 の計算された初期量を取り出し、「IL-2  $6 \times 10^4$  IU/mL」管に移す。事前に調製されたアリコートから 100  $\mu$ L の IL-2  $6 \times 10^6$  IU/mL を、10 mL の LOVO 洗浄バッファーを含有する「IL-2  $6 \times 10^4$  IU/mL」とラベル付けされた管に添加した。

【1798】

G-Rex 500 MCS フラスコから約 4500 mL の上清を取り出した。残りの上清を回転させ、細胞を細胞収集プールバッグに移した。すべての G-Rex 500 MCS フラスコで繰り返した。

【1799】

60 mL の上清を除去し、マイコプラズマ検出を含む品質制御アッセイのために上清管に添加する。+2 ~ 8°C で保存した。

20

【1800】

細胞収集

細胞をカウントした。4.5 mL の AIM-V を含む 4 つの 15 mL 円錐管を調製した。これらは事前に調製することができる。最適な範囲は、 $5 \times 10^4$  および  $5 \times 10^6$  細胞/mL の間である。(1:10 希釈が推奨された)。1:10 希釈の場合、あらかじめ調製した 4500  $\mu$ L の AIM-V に、500  $\mu$ L の CF を添加する。希釈因子を記録した。

【1801】

30

TC (総細胞) LOVO 前 (生 + 死) を計算した =  

$$\frac{\text{平均総細胞濃度 (TC 濃度 LOVO 前 (生 + 死))}}{\text{X}} \times \text{ソースバッグの容量}$$

【1802】

TVC (総生細胞) LOVO 前 (生) を計算した =  

$$\frac{\text{平均総生細胞濃度 (TVC LOVO 前 (生))}}{\text{X}} \times \text{LOVO ソースバッグの容量}$$

40

【1803】

全細胞 (TC) の数が  $5 \times 10^9$  超であった場合、 $5 \times 10^8$  細胞を取り出して、MDA 保持試料として凍結保存する。 $5 \times 10^8 \div$  平均 TC 濃度 (ステップ 14.44) = 取り出す量

【1804】

全細胞 (TC) の数が  $5 \times 10^9$  以下であった場合、 $4 \times 10^6$  細胞を取り出して、MDA 保持試料として凍結保存する。 $4 \times 10^6 \div$  平均 TC 濃度 = 取り出す量。

50

## 【1805】

適切なサイズの注射器を使用して、L O V Oソースバッグから必要な量を取り出した。凍結保存ステップまでインキュベーターに保持した。

## 【1806】

総細胞数を決定した場合、取り出す細胞の数は、 $150 \times 10^9$  生細胞の保持を可能にする必要がある。T V C L O V O前、 $5 \times 10^8$  または  $4 \times 10^6$  または該当なしを確認する。取り出す細胞の量を計算した。

## 【1807】

バッグに残っている残りの総細胞を計算した。T C (総細胞) L O V O前を計算した。

[平均総細胞濃度  $\times$  残量 = T C L O V O前残量]

## 【1808】

残りの細胞の総数に応じて、以下の表で対応するプロセスを選択した。

## 【表54】

| 総細胞:                                                | 保持液(mL) |
|-----------------------------------------------------|---------|
| $0 < \text{総細胞} \leq 31 \times 10^9$                | 115     |
| $31 \times 10^9 < \text{総細胞} \leq 71 \times 10^9$   | 165     |
| $71 \times 10^9 < \text{総細胞} \leq 110 \times 10^9$  | 215     |
| $110 \times 10^9 < \text{総細胞} \leq 115 \times 10^9$ | 265     |

## 【1809】

使用されるプロセスに対応して添加するI L - 2の量を選択する。次のように量を計算した：保持液の量  $\times 300 \text{ IU} / \text{mL}$  = 必要なI L - 2のIU。必要なI L - 2のIU  $/ 6 \times 10^4 \text{ IU} / \text{mL}$  = L O V O後バッグに添加するI L - 2の量。添加されたすべての量を記録した。さらなる分析のためにクライオバイアルで試料を取得した。

## 【1810】

細胞産物をよく混合した。該当する場合は凍結保存を含めたさらなる処理のためにすべてのバッグを密封した。

## 【1811】

得られたクライオバイアル試料に対して、必要に応じてエノドキソトン、I F N -  $\gamma$ 、無菌、および他のアッセイを行った。

## 【1812】

実施例15：例示的なG E N 3プロセス (G E N 3. 1とも称される)

## 目的

この実施例では、「T I L 拡張のためのG e n 2プロセスとG e n 3プロセスとの間の比較可能性」に関するさらなる研究について説明する。G e n 3プロセスは、表現型および機能プロファイルを以前に見られたように維持しながら、最終的な総生細胞 (T V C) 出力をG e n 2と同等 (またはそれ以上) に増やすことを目的として、プロセスの初期に活性化ステップを含むように修正した。

## 【1813】

## 範囲

0日目に培養腫瘍断片に活性化ステップを導入することによりT V C出力を評価した。

## 【1814】

2つの独立した患者の腫瘍全体で、G e n 3標準および対照アームとの機能的かつ拡張された表現型の特徴付けに関して比較可能性を実証した。

## 【1815】

処理パラメーターが生理学的条件で維持されたことを確認するために、培地消費および代謝産物産生を分析した。

## 【1816】

この実施例のすべての実行は、出発材料として市販のドナー腫瘍組織を使用して、本格的なプラットフォームで行った。

【1817】

情報

プロセス Gen 3 の実施形態は、さらなる実施形態として修正され、この実施例では本明細書において Gen 3. 1 と称される。

Gen 3. 1 TIL 製造コンセプトは、4つのオペレーター介入を有する。

1. 腫瘍断片の単離および活性化：プロセスの0日目に腫瘍を解剖し、最終断片を各々約  $3 \times 3 \text{ mm}$ （合計で最大240断片）を生成し、1~4つの G-Rex 100 MCS フラスコ内で培養した。各フラスコは、最大60個の断片、6,000 IU rhIL-2、15  $\mu\text{g}$  の OKT3、および  $2.5 \times 10^8$  個の照射された同種異系単核細胞で補足された500 mLの CM1 または DM1 培地を含んでいた。培養物を  $37^\circ\text{C}$  で6~8日間インキュベートした。

10

2. TIL 培養再活性化：7~8日目に、どちらの場合も6,000 IU rhIL-2、30  $\mu\text{g}$  の OKT3、および  $5 \times 10^8$  個の照射された同種異系単核細胞で補足された CM2 または DM1 培地をゆっくり添加することによって、培養物を補足した。フラスコの底にある既存の細胞を乱さないように注意した。培養物を  $37^\circ\text{C}$  で3~4日間インキュベートした。

3. 培養のスケールアップ：10~11日目に起こる。培養のスケールアップ中に、G-Rex 100 MCS の内容物全体を、どちらの場合も3,000 IU/mL の IL-2 で補足された4 Lの CM4 または DM2 を含む G-Rex 500 MCS フラスコに移した。フラスコを、採取まで  $37^\circ\text{C}$  で5~6日間インキュベートした。

20

4. 採取／洗浄／配合：16~17日目に、フラスコを減容してプールする。細胞を濃縮し、1% HSA を含有する PlasmaLyte A pH 7.4 で洗浄した。洗浄した細胞懸濁液を、CryoStor 10 と1:1の比で配合し、300 IU/mL の最終濃度まで rhIL-2 で補足した。

【1818】

DP は、制御された速度の凍結で凍結保存され、気相液体窒素中に保存した。\*完全な標準 TIL 培地1、2、または4（CM1、CM2、CM4）は、上記のように、合成培地（DM1 または DM2）と称される CTS（商標）Optmizer（商標）T細胞無血清拡張培地の代用となり得た。プロセスの概要については、例えば、図78および79を参照されたい。

30

【1819】

プロセスの説明

0日目に、腫瘍を3回洗浄し、次いで  $3 \times 3 \times 3$  の最終断片に断片化した。腫瘍全体が断片化されると、最終的な断片を均等にランダム化し、3つのプールに分割した。1つのランダム化断片プールを各アームに導入し、3つの実験マトリックスごとに同じ数の断片を添加した。

【1820】

TIL 拡張プロセス全体で、腫瘍 L4063 拡張を標準培地を用いて行い、腫瘍 L4064 拡張を合成培地（CTS Optmizer）を用いて行った。培地の構成要素を本明細書に記載する。

40

【1821】

CM1 完全培地1：2 mM Glutamax、10% ヒト AB 血清、ゲンタマイシン（50  $\mu\text{g}/\text{mL}$ ）、2-メルカプトエタノール（55  $\mu\text{M}$ ）で補足された RPMI + グルタミン。6000 IU/mL の IL-2 で補足された最終培地製剤

【1822】

CM2 完全培地2：50% CM1 培地 + 50% AIM-V 培地。6000 IU/mL の IL-2 で補足された最終培地製剤

【1823】

50

CM4完全培地4: Glutamax (2mM) で補足されたAIM-V。3000 IU/mLのIL-2で補足された最終培地製剤

【1824】

CTS (商標) Optmizer (商標) T細胞拡張サプリメント (26mL/L) で補足されたCTS Optmizer CTS (商標) Optmizer (商標) T細胞拡張基礎培地

【1825】

DM1: CTS (商標) Optmizer (商標) T細胞拡張サプリメント (26mL/L)、およびCTS (商標) 免疫細胞SR (3%)、Glutamax (2mM) で補足されたCTS (商標) Optmizer (商標) T細胞拡張基礎培地。6,000 IU/mLのIL-2で補足された最終製剤。

10

【1826】

DM2: CTS (商標) Optmizer (商標) T細胞拡張サプリメント (26mL/L)、およびCTS (商標) 免疫細胞SR (3%)、Glutamax (2mM) で補足されたCTS (商標) Optmizer (商標) T細胞拡張基礎培地。3,000 IU/mLのIL-2で補足された最終製剤。

【1827】

使用したすべてのタイプの培地、すなわち完全 (CM) および定義 (DM) 培地を事前に調製し、使用前日まで4℃で保持し、処理日の前に事前に最長24時間、インキュベーター内で37℃で温めた。

20

【1828】

TIL培養の再活性化は、両方の腫瘍で7日目に起こった。スケールアップは、L4063では10日目、L4064では11日目に起こった。両方の培養物を採取し、16日目に凍結保存した。

【1829】

予想された結果

Gen3.1は、Gen3.0と比較して、16~17日目の採取時に高い総生細胞数に達する可能性がある。

【1830】

Gen3.1は、Gen3.0と比較して、再刺激後に同様のレベルのIFN $\gamma$ を産生する可能性がある。

30

【1831】

Gen3.1およびGen3.0は、最終TIL産物中に存在する固有のCDR3配列の合計によって測定される、同様のクローン多様性を有する可能性がある。

【1832】

Gen3.1プロセスの表現型の特徴付けは、Gen3.0と同様である可能性がある。

【1833】

達成された結果

Gen3.0およびGen3.1プロセスの細胞数および生存率%を測定した。すべての条件での拡張は、この実施例で説明されている詳細に従った。

40

【1834】

総生細胞数および倍率拡張

各腫瘍について、断片を同数の3つのプールに分割した。腫瘍のサイズが小さいため、フラスコあたりの断片の最大数は達成されなかった。3つの異なるプロセスについて、各条件で総生細胞および細胞生存率を評価した。細胞数は、再活性化のための7日目のTV C、スケールアップのための10日目 (L4064) または11日目 (L4063) のTV C、および16/17日目の採取時のTV Cとして決定された。

【1835】

7日目および10/11日目の細胞数をFIOで測定した。倍率拡張は、16/17日目採取時のTV Cを7日目の再活性化日TV Cで割ることによって計算した。3つのアー

50

ムを比較するために、採取日のTVCを、0日目の培養で添加された断片の数で割って、断片あたりの生細胞の平均を計算した。

【1836】

L4063およびL4064について、細胞数および生存率アッセイを行った。図89に示されるように、Gen3.1-試験プロセスは、両方の腫瘍でGen3.0プロセスよりも多くの断片あたりの細胞数を産生した。

【1837】

図90：総生細胞数および倍率拡張

【1838】

プロセス中の生存率%

再活性化時に、スケールアップして採取し、すべての条件で生存率%を行った。16/17日目の採取日に、最終TVCを生存率%の放出基準と比較した。図82に示されるように、評価されたすべての条件は、70%の生存率基準を超え、プロセスおよび腫瘍全体で同等であった。

【1839】

免疫表現解析

TIL最終産物の表現型の特徴付け。

【1840】

最終産物をフローサイトメトリー分析にかけ、純度、分化、およびメモリーマーカーを試験した。集団の割合は、すべての条件でTCR $\alpha/\beta$ 、CD4+およびCD8+細胞で一貫していた。

【1841】

REP TILの拡張表現型分析を行った。TIL産物は、両方の腫瘍でGen3.0と比較してGen3.1条件でCD4+細胞のパーセンテージが高く、両方の条件でGen3.1条件と比較してGen3.0でCD8+集団からのCD28+細胞のパーセンテージが高いことを示した。

【1842】

Gen3.0およびGen3.1プロセスから採取されたTILは、CD4+およびCD8+細胞でのCD27およびCD56発現、ならびにCD4+ゲート細胞集団での同等のCD28発現と同等の表現型マーカーを示した。図83は、Gen3.0およびGen3.1プロセスの最終TIL産物の表現型マーカーを示す。図83：L4063およびL4064の最終TIL産物の表現型の特徴付け。

【1843】

TIL最終産物のメモリーマーカーの比較：

図84は、マルチカラーフローサイトメトリーによって決定されたTIL最終産物のメモリーマーカーを示す。16日目に採取されたTILの凍結試料は、分析のために染色された。TILメモリのステータスは、Gen3.0プロセスとGen3.1プロセスとの間で同等であった。図84：L4063およびL4064のTIL産物のメモリーマーカー分析。

【1844】

TIL最終産物の活性化マーカーと疲弊マーカーとの比較：

図85および86は、マルチカラーフローサイトメトリーによって決定されたTIL最終産物の活性化および疲弊を示す。活性化および疲弊マーカーは、CD4+（図85）およびCD8+（図86）細胞上でゲートされたGen3.0とGen3.1プロセスとの間で同等であった。図85：L4063およびL4064のCD4+細胞上でゲートされた活性化および疲弊マーカー。図86：L4063およびL4064のCD8+細胞上でゲートされた活性化および疲弊マーカー。

【1845】

再刺激時のインターフェロン $\gamma$ 分泌：

採取されたTILは、L4063およびL4064のためのコーティングされた抗CD

10

20

30

40

50

3プレートで一晩再刺激を受けた。Gen 3.0プロセスと比較して、分析された2つの腫瘍では、Gen 3.1プロセスからのIFN $\gamma$ のより高い産生が観察された。各条件でのIFN $\gamma$ 産生を図87に示す。図87：プロセスGen 3.0およびGen 3.1での最終産物のIFN- $\gamma$ 産生 (pg/mL)。

【1846】

培養培地中のIL-2レベルの測定

すべての条件とプロセスとの間でIL-2消費のレベルを比較するために、7日目の再活性化の開始時、10日目(L4064)/11日目(L4063)のスケールアップ時、および16/17日目の採取および凍結時に細胞上清を収集した。続いて、上清を解凍して分析した。細胞培養上清中のIL-2の量を、製造元のプロトコルによって測定した。データを図88に示す。

【1847】

全体的なGen 3およびGen 3.1プロセスは、同じ培地条件で評価された完全なプロセス中のIL-2消費に関して同等であった。図88：L4063およびL4064用に収集された使用済み培地のIL-2濃度 (pg/mL) 分析。

【1848】

代謝物分析

使用済み培地の上清を、7日目の再活性化開始時、10日目(L4064)または11日目(L4063)のスケールアップ時、および16/17日目の採取時にL4063およびL4064について、あらゆる条件でL4063およびL4064から収集した。上清をCEDEXバイオアナライザーでグルコース、乳酸塩、グルタミン、glutamax、およびアンモニアの濃度について分析した。図89は、L4063およびL4064腫瘍のGen 3.0およびGen 3.1プロセスで収集された使用済み培地中のグルコース濃度を示す。

【1849】

合成培地は、完全培地(2g/L)と比較して4.5g/Lの高いグルコース濃度を有する。全体として、グルコースの濃度および消費量は、各培地タイプ内のGen 3.0およびGen 3.1プロセスで同等であった。図89：L4063およびL4064の使用済み培地中のグルコース濃度 (g/L)。

【1850】

すべての試験条件で、L4063とL4064の両方の腫瘍で乳酸塩の増加が観察された。乳酸の増加は、Gen 3.0条件とGen 3.1条件との間、および再活性化の拡張に使用された2つの培地(L4063の完全培地とL4064の合成培地)間で同等であった。

【1851】

図90は、腫瘍L4063およびL4064の両方のGen 3.0およびGen 3.1プロセス条件で収集された使用済み培地上の乳酸塩濃度を示す。図90：L4063およびL4064の使用済み培地中の乳酸塩濃度 (g/L)。

【1852】

L4063の場合、標準基礎培地には、2mMのL-グルタミンが含まれ、培養条件でのL-グルタミンのL-グルタミン酸塩およびアンモニアへの自然分解を補うために、2mMのglutamaxで補足された。

【1853】

L4064腫瘍の場合、使用した合成(無血清)培地は、基礎培地にL-グルタミンを含まず、最終濃度が2mMになるまでglutamaxのみで補足された。Glutamaxは、L-アラニンおよびL-グルタミンのジペプチドであり、水溶液中でL-グルタミンよりも安定しており、グルタミン酸塩およびアンモニアに自然に分解しない。代わりに、ジペプチドは、徐々に個々のアミノ酸に解離し、それによって、強力な細胞成長を維持するために、より低い十分な濃度のL-グルタミンを維持する。図91および図92は、腫瘍L4063およびL4064の両方のGen 3.0およびGen 3.1プ

10

20

30

40

50

ロセス条件で収集された使用済み培地上の、それぞれグルタミンおよび *glutamax* 濃度を示す。

【1854】

L4063の場合、グルタミンおよび *glutamax* の濃度は、スケールアップ日にわずかに減少したが、採取日には再活性化日と比較して同様またはより近いレベルへの増加を示した。L4064の場合、グルタミンと *glutamax* の濃度は、プロセス全体を通じて、異なる条件間で同様の速度でわずかな劣化を示した。図91：L4063およびL4064の使用済み培地中のグルタミン濃度 (mmol/L)。図92：L4063およびL4064の使用済み培地中の *glutamax* 濃度 (mmol/L)。

【1855】

図93は、腫瘍L4063およびL4064の両方のGen3.0およびGen3.1プロセス条件で収集された使用済み培地上のアンモニア濃度を示す。予想通り、アンモニア濃度は、L4064 (2mM *glutamax* を含む合成培地中で成長させた) よりもL4063 (2mMグルタミン+2mM *glutamax* を含む標準培地中で成長させた) の方が高かった。さらに、予想通り、培養の過程でアンモニアの段階的増加または蓄積があった。3つの異なる試験条件間でアンモニア濃度に差はなかった。図93：L4063およびL4064の使用済み培地中のアンモニア濃度 (mmol/L)。

【1856】

Flow-FISHによるテロメア反復：

Flow-FISH技術を使用して、Gen3およびGen3.1プロセスでのL4063およびL4064のテロメア反復の平均長を測定した。相対テロメア長 (RTL) の決定は、DAKOからのフローサイトメトリー分析用のテロメアPNAキット/FITCを使用して計算した。テロメアアッセイを行った。

【1857】

L4063およびL4064の試料のテロメア長を、対照細胞株 (1301白血病) と比較した。対照細胞株は、長く安定したテロメアを有する四倍体細胞株であり、相対的なテロメア長の計算を可能にする。両方の腫瘍で評価されたGen3およびGen3.1プロセスは、図94に示されるように同等のテロメア長を示した。図94：対照 (1301) 細胞株と比較した相対テロメア長 (RTL) の要約。

【1858】

TCR Vβレパートリー分析

各プロセスで生成された細胞産物のクローン多様性を決定するために、TIL最終産物をT細胞受容体のCDR3部分の配列決定によるクローン多様性分析のためにアッセイした。

【1859】

3つのパラメーターを3つの条件間で比較した。

- 固有のCDR3 (uCDR3) の多様性指数
- uCDR3共有率%
- uCDR3の上位80%の場合：
  - uCDR3コピーの共有率%を比較する
  - 固有のクローノタイプの頻度を比較する

【1860】

図95：L4063およびL4064のTCR Vβレパートリーの概要。TCR Vβレパートリーによって測定された、Gen3およびGen3.1条件での腫瘍L4063およびL4064の最終TIL産物に対するTILのクローン性について説明する。

【1861】

図97：Gen3とGen3.1対照およびGen3.1試験との比較、採取されたTIL細胞産物のL4063で共有される固有のCDR3配列の共有パーセンテージ：975配列が、Gen3とGen3.1試験最終産物との間で共有され、Gen3.1試験最終産物と共有されるGen3からの固有のCDR3配列の上位80%の88%に相当する。

## 【1862】

図96：Gen3.0プロセスとGen3.1プロセスとの間の採取されたTIL最終細胞産物の固有のCDR3配列のL4063頻度比較。

## 【1863】

図98：Gen3とGen3.1対照およびGen3.1試験との比較、採取されたTIL細胞産物のL4064で共有される固有のCDR3配列の共有パーセンテージ：2163配列が、Gen3とGen3.1試験最終産物との間で共有され、Gen3.1試験最終産物と共有されるGen3からの固有のCDR3配列の上位80%の87%に相当する。

## 【1864】

図99：Gen3.0プロセスとGen3.1プロセスとの間の採取されたTIL最終細胞産物の固有のCDR3配列のL4064頻度比較。

## 【1865】

異なるプロセスについて、16日目の採取時に収集された $1 \times 10^6$ 個の細胞から同定された固有のCD3配列の数。Gen3.1試験条件は、試料内の固有のペプチドCDRの数に基づいて、Gen3.0と比較してわずかに高いクローン多様性を示した。

## 【1866】

シャノンエントロピー多様性指数は、比較のためのより信頼性の高い一般的なメトリックであり、両方の腫瘍に関するGen3.1条件は、Gen3.1試験条件のTCRVβレパートリーがGen3.0プロセスよりもポリクローナルであることを示唆する。

## 【1867】

さらに、Gen3.1試験条件のTCRVβレパートリーは、腫瘍L4063およびL4064の両方でGen3.0プロセスの対応するレパートリーと87%を超える重複を示した。

## 【1868】

## 追加情報

再活性化日のGen3.1試験L4064の使用済み培地のIL-2濃度の値は、期待値を下回った（Gen3.1対照およびGen3.0条件と同様）。

## 【1869】

低い値はピPETTINGエラーに起因し得るが、採取された試料が最小限であるため、アッセイを繰り返すことができなかった。

## 【1870】

試料L4064の10/11日目のスケールアップからの使用済み培地は収集されず、IL-2濃度の分析および上清の代謝物分析には含まれていなかった。

## 【1871】

## 結論

0日目のフィーダーおよびOKT-3を含むGen3.1試験条件では、Gen3.0およびGen3.1対照と比較して、16日目の採取時の細胞用量のTVCが高いことを示した。Gen3.1試験条件の最終産物のTVCは、Gen3.0の約2.5倍高かった。

## 【1872】

腫瘍L4063およびL4064の両方について、0日目にOKT-3およびフィーダーを添加したGen3.1試験条件は、採取時にフラスコの最大容量に達した。これらの条件下で、0日目に最大4つのフラスコが開始された場合、最終的細胞用量は、 $80 \sim 100 \text{E} + 09 \text{TIL}$ であり得た。

## 【1873】

最終TIL産物の純度、疲弊、活性化、およびメモリーマーカーを含む表現型の特徴付けなどのすべての品質属性が維持され、Gen3.1試験とGen3.0プロセスとの間で同等であった。TIL最終産物のテロメア長および使用済み培地のIL-2消費量は、Gen3.0プロセスとGen3.1プロセスとの間で同等であった。

10

20

30

40

50



## 【1874】

最終TIL産物でのIFN $\gamma$ 産生は、分析した2つの腫瘍におけるGen3.0と比較して、0日目にフィーダーおよびOKT-3を添加したGen3.1で3倍高く、Gen3.1プロセスが強力なTIL産物を生成したことを示唆する。

## 【1875】

試験条件間でグルコースまたは乳酸塩レベルに差は観察されなかった。培地条件全体で、Gen3.0プロセスとGen3.1プロセスとの間でグルタミンおよびアンモニアに差は観察されなかった。培地上の低レベルのグルタミンは、細胞増殖を制限しておらず、培地にのみglutamaxを添加することで、細胞を増殖させるのに必要な栄養素を与えるのに十分であることを示唆する。

10

## 【1876】

L4063およびL4064のスケールアップ日は、それぞれ11日目および10日目であり、プロセスの採取日に到達した細胞数に関して大きな差を示さず、代謝物の消費量は、プロセス全体で両方の場合で同等であった。この観察結果は、Gen3.0に最適化されたプロセスが処理日に柔軟性を有し、それによって製造スケジュールの柔軟性を促進できることを示唆している。

## 【1877】

0日目にフィーダーおよびOKT-3を添加したGen3.1プロセスは、Gen3.0と比較してCDR3 TCR $\alpha$ b配列分析で測定されたクローン多様性が高いことを示した。

20

## 【1878】

図100は、Gen3プロセス（Gen3最適化プロセス）の実施形態を説明する。標準培地およびCTS Optimizer無血清培地を、Gen3最適化プロセスのTIL拡張に使用することができる。CTS Optimizerの場合、培地のglutamaxを最終濃度4mMに上げるために無血清培地が推奨される。

## 【1879】

実現可能性および比較可能性：

実現可能性：

実現可能性を、すべての実験のすべての研究条件に対して確立した。すべての実験および条件にわたって、またドナー腫瘍組織間で、すべての実験を、IL-2、ヒト血清-A B、同種異系フィーダー細胞、OKT-3などの同じロットの重要な原材料を利用して行った。

30

## 【1880】

比較可能性：

比較可能性は、図101に概説されているように、凍結保存された22日目のLFP-002自己腫瘍浸潤リンパ球（TIL）に従って、臨床製品の放出基準を満たす研究の任意のアームの能力によって決定された。

## 【1881】

実施例16：合成培地を用いた腫瘍拡張プロセス。

実施例7～15に開示されるプロセスは、CM1およびCM2培地を、本発明による合成培地（例えば、CTS（商標）Optmizer（商標）T細胞拡張SFM、ThermoFisher、例えば、DM1およびDM2を含む）で置き換えることによって行われる。

40

## 【1882】

実施例17：固形腫瘍を有する患者における自己腫瘍浸潤リンパ球の第2相多施設研究  
研究設計

概要

この実施例では、本出願ならびにこの実施例に記載されるように調製されたTILを使用して、TILをペムブロリズマブと組み合わせて、またはTILを単剤療法として使用してACTを評価する、前向き、非盲検、マルチコホート、非ランダム化、多施設第2相

50

試験について説明する。

【1883】

目的：

一次：

治験責任医師が評価した固形腫瘍の奏効評価基準（RECIST 1.1）を使用して、客観的奏効率（ORR）によって決定されるように、MM、HNSCC、もしくはNSCLC患者におけるペムブロリズマブと組み合わせた自己TILの有効性、またはCPIによる治療中もしくは治療後に以前に進行した再発もしくは不応性（r/r）NSCLC患者における単剤療法としてのTILの有効性を評価すること。

【1884】

グレード3以上の治療に起因する有害事象（TEAE）の発生率によって測定される、MM、HNSCC、およびNSCLC患者におけるペムブロリズマブと組み合わせたTILの安全性プロファイル、またはr/r NSCLC患者における単剤療法としてのTILの安全性プロファイルを特徴付けること。

【1885】

二次：

完全奏効（CR）率、奏効期間（DOR）、疾患制御率（DCR）、治験責任医師によって評価されたRECIST 1.1を使用した無増悪生存期間（PFS）、および全生存期間（OS）を使用して、MM、HNSCC、およびNSCLC患者におけるペムブロリズマブと組み合わせた自己TILの有効性、またはr/r NSCLC患者における単剤療法としてのTILの有効性をさらに評価すること。

【1886】

コホート：

コホート1A：免疫療法を除く3つ以下の全身療法を伴う、切除不能なステージIIICもしくはステージIV、またはMMの患者におけるペムブロリズマブと組み合わせたTIL療法。以前に治療を受けた場合、患者は、最近の治療中または治療後にX線写真で進行が記録されていないなければならない。

【1887】

コホート2A：免疫療法を除く3つ以下の全身療法を伴う、進行性、再発性、または転移性のHNSCC（例えば、ステージT1N1-N2B、T2-4N0-N2b）の患者におけるペムブロリズマブと組み合わせたTIL療法。以前に治療を受けた場合、患者は、最近の治療中または治療後にX線写真で進行が記録されていないなければならない。

【1888】

コホート3A：免疫療法を除く3つ以下の全身療法を伴う、局所進行性または転移性（ステージIII~IV）NSCLC患者におけるペムブロリズマブと組み合わせたTIL療法。以前に治療を受けた場合、患者は、最近の治療中または治療後にX線写真で進行が記録されていないなければならない。

【1889】

コホート3B：免疫療法を除く3つ以下の全身療法の一部として、CPI（例えば、抗PD-1/抗PD-L1）による全身療法を以前に受けたことがあるステージIIIまたはステージIVのNSCLC患者における単剤としてのTIL療法。以前に治療を受けた場合、患者は、最近の治療中または治療後にX線写真で進行が記録されていないなければならない。

【1890】

有効な標的療法が利用可能な癌遺伝子駆動腫瘍を有するコホート3Aおよび3B（NSCLC）の患者は、少なくとも1つの標的療法を受けていなければならない。

【1891】

すべての患者は、シクロホスファミドおよびフルダラビンからなる非骨髄破壊的リンパ球枯渇（NMA-LD）プレコンディショニングレジメンの前に、自己凍結保存TIL療法（コホートの割り当てに応じて、ペムブロリズマブの有無にかかわらず）を受けた。T

10

20

30

40

50

IL 注入後、最大 6 回の IV インターロイキン-2 (IL-2) の最大用量が投与された。  
【1892】

以下の一般的な研究期間は、特に明記されていない限り、4つのコホートすべてで行われた。

【1893】

スクリーニングおよび腫瘍切除：研究登録から最大 4 週間 (28 日)、TIL 製品の製造：腫瘍切除からおおよそ 22 日以内、および以下で考察される治療期間。

【1894】

治療期間 (コホート 1A、2A、および 3A)：NMA-LD (7 日)、TIL 注入 (1 日)、続いて IL-2 投与 (1~4 日) を含む最大 2 年。患者は、TIL 産生のための腫瘍切除およびベースライン走査の完了後であるが、NMA-LD レジメンの開始前にペムブロリズマブの単回注入を受ける。ペムブロリズマブの次の用量は、IL-2 の完了後以降であり、その後 2 年 (24 ヶ月) 以内または疾患の進行もしくは許容できない毒性のいずれか早い方まで Q3W±3 日間継続する。治療終了 (EOT) 訪問は、ペムブロリズマブの最後の用量後 30 日以内に起こった。該当する場合、この訪問は評価終了 (EOA) 訪問と組み合わせられ得る (例えば、ペムブロリズマブの中止は、疾患の進行時または新しい抗癌療法の開始時に起こった)。

【1895】

治療期間 (コホート 3B)：NMA-LD (7 日)、TIL、注入 (1 日)、続いて IL-2 投与 (1~4 日) を含む最大 12 日。EOT 訪問は、患者が IL-2 の最後の用量を受けたときに起こった。EOT 訪問は、治療中止後 30 日以内に行われ、評価期間中にこの間隔内に起こる予定の任意の訪問と組み合わせることができる。

【1896】

評価期間：0 日目の TIL 注入後に開始し、疾患の進行時に終了し、新しい抗癌療法の開始、研究評価への同意の部分的撤回、または 5 年 (60 ヶ月) のいずれか早い方。患者が疾患の進行に達するか、または新しい抗癌療法を開始すると、評価終了 (EOA) 訪問が起こった。

【1897】

本明細書に記載されるように調製された TIL を用いた TIL 自己療法は、以下のステップから構成されていた。

【1898】

1. TIL 細胞製品の供給源として機能する自己組織を提供するための腫瘍切除。

【1899】

2. 中央の適正製造基準 (GMP) 施設で産生された TIL 製品。

【1900】

3. 7 日間の NMA-LD プレコンディショニングレジメン。

【1901】

4. コホート 1A、2A、および 3A：患者は、TIL 産生のために腫瘍切除およびベースライン走査の完了後であるが、NMA-LD レジメンの開始前にペムブロリズマブの単回注入を受ける。ペムブロリズマブの次の用量は、IL-2 の完了後以降であり、その後 Q3W±3 日継続する。

【1902】

5. 自己 TIL 製品の注入 (0 日目)、ならびに

【1903】

6. 最大 6 用量までの IV IL-2 投与。

【1904】

コホート 1A、2A、および 3A では、ペムブロリズマブの次の用量は、IL-2 の完了後以降であり、その後 2 年 (24 ヶ月) 以内または疾患の進行もしくは許容できない毒性のいずれか早い方まで Q3W±3 日間継続する。

【1905】

10

20

30

40

50

コホート 1 A、2 A、および 3 A のフローチャートは、図 7 に見出すことができる。コホート 3 B のフローチャートは、図 8 に見出すことができる。患者は、腫瘍の適応によって適切なコホートに割り当てられた。

【1906】

T I L 療法 + ペムブロリズマブ（コホート 1 A、2 A、および 3 A）

患者はスクリーニングされ、腫瘍切除のための手術が予定された。その後、患者は 1 つ以上の腫瘍病変を切除し、T I L 産生のために中央製造施設に送られた。

【1907】

次に、N M A - L D レジメンは模倣され、- 7 日目および - 6 日目にメスナ（部位ごとの標準治療または U S P I / S m P C）を含む 2 日間の I V シクロホスファミド（60 mg / kg）、ならびにその後 5 日間の I V フルダラビン（25 mg / m<sup>2</sup>：- 5 日目～- 1 日目）で構成された。

【1908】

コホート 1 A、2 A、および 3 A の患者は、T I L 産生のために腫瘍切除の完了後にペムブロリズマブの単回注入を受け、N M A - L D レジメンの開始前にベースライン走査を受けた。600, 000 I U / kg の用量で I V での I L - 2 投与は、0 日目の T I L 注入の完了の 3 時間後、ただし 24 時間後までに開始された。追加の I L - 2 投与は、最大 6 用量まで、およそ 8 ~ 12 時間ごとに行われる。ペムブロリズマブの第 2 の用量は、I L - 2 の完了後以降であった。患者は、第 2 のペムブロリズマブ投与前に、すべての I L - 2 関連毒性（グレード ≤ 2）から回復している必要がある。ペムブロリズマブは、その後 2 年以内（24 ヶ月）または疾患の進行もしくは許容できない毒性のいずれか早い方まで、Q 3 W ± 3 日間継続する。

【1909】

単剤としての T I L 療法（コホート 3 B）

患者はスクリーニングされ、腫瘍切除のための手術が予定された。その後、患者は 1 つ以上の腫瘍病変を切除し、T I L 産生のために中央製造施設に送られた。

【1910】

次に、N M A - L D レジメンは、- 7 日目および - 6 日目にメスナ（部位ごとの標準治療または U S P I / S m P C）を含む 2 日間の I V シクロホスファミド（60 mg / kg）、ならびにその後 5 日間の I V フルダラビン（25 mg / m<sup>2</sup>：- 5 日目～- 1 日目）で構成された。

【1911】

腫瘍由来の自己 T I L 製品の注入は、フルダラビンの最後の用量から 24 時間以内に起こった。600, 000 I U / kg の用量で I V での I L - 2 投与は、T I L 注入の完了後 3 時間後、ただし 24 時間後までに開始された可能性がある。

【1912】

追加の I L - 2 投与は、最大 6 用量まで、およそ 8 ~ 12 時間ごとに行われた。

【1913】

腫瘍浸潤リンパ球の産生および拡張

T I L 自己細胞製品は、患者の腫瘍 / 病変に由来する生存可能な細胞傷害性 T リンパ球で構成されており、中央の G M P 施設でエキスピボで製造される。例えば、T I L 産生プロセスを示す例示的なフロー図を図 9 に示す。

【1914】

T I L 製造プロセスは、個々の患者ごとに直径 1.5 cm 以上の原発性または続発性転移性腫瘍病変（複数可）を外科的に切除した後に臨床現場で開始された。様々な解剖学的位置からの複数の腫瘍病変を切除して、腫瘍組織の全凝集体をまとめることができるが、輸送ボトルに存在する生体保存培地の量が限られているため、凝集体は、直径 4.0 cm、または重量 10 g を超えてはならない。

【1915】

腫瘍病変（複数可）が生体保存輸送ボトルに入られると、それは中央の G M P 製造施

10

20

30

40

50

設への速達宅配便を使用して2℃～8℃で出荷される。到着時に、腫瘍標本（複数可）を断片に解剖し、その後、ヒト組み換えIL-2を用いたプレ急速拡張プロトコル（Pre-REP）において約11日間培養した。

【1916】

次いで、これらのpre-REP細胞を、IL-2、OKT3（[ムロモナブ-CD3]としても知られるヒトCD3に対するマウスモノクローナル抗体）、およびフィーダー細胞としての照射された同種異系末梢血単核細胞（PBMC）の存在下で11日間、急速拡張プロトコル（REP）を使用してさらに拡張した。

【1917】

次いで、拡張した細胞を採取し、洗浄し、配合し、凍結保存し、速達宅配便で臨床現場に出荷した。TIL細胞製品の剤形は、TILが由来する患者への注入の準備ができている凍結保存された自己の「生細胞懸濁液」であった。患者は、製品仕様あたり $1 \times 10^9$ ～ $150 \times 10^9$ 生細胞の間に含まれる、製造および放出された製品の全用量を受容することとした。臨床経験は、客観的な腫瘍応答がこの用量範囲全体で達成されたことを示し、これも安全であることが示されている（Radvanyi L. G., et al., Clin Cancer Res. 2012; 18 (24): 6758-70）。製品の全用量は、最大4つの注入バッグで提供された。

【1918】

TIL細胞製品を受容する患者の準備

この研究で使用されたNMA-LDプレコンディショニングレジメン（すなわち、2日間のシクロホスファミドおよびメスナ、続いて5日間のフルダラビン）は、国立癌研究所によって開発および試験された方法に基づいていた（Rosenberg S. A., et al., Clin Cancer Res. 2011; 17 (13): 4550-7、Radvanyi L. G., et al., Clin Cancer Res. 2012; 18 (24): 6758-70、Dudley M. E., et al., J Clin Oncol. 2008; 26 (32): 5233-9、Pilon-Thomas S, et al., J Immunother. 2012; 35 (8): 615-20、Dudley M. E., et al., J Clin Oncol. 2005; 23 (10): 2346-57、およびDudley M. E., et al., Science. 2002; 298 (5594): 850-4）。7日間のプレコンディショニングレジメンに続いて、患者にTIL細胞製品を注入した。

【1919】

TIL注入後、8～12時間ごとにIV IL-2（600,000 IU/kg）を投与し、最初の用量は、TIL注入の完了後3～24時間の間に投与し、最大6回まで継続した。施設の基準に従って、IL-2の用量は、実際の体重に基づいて計算することができる。

【1920】

患者集団の選択

コホート1A:

患者は、切除不能なMMの確定診断を受けた（ステージIIICまたはステージIV、米国癌合同委員会[AJCC]病期分類システムに従って組織学的に確認された）。眼内黒色腫患者は除外された。患者は、以前に免疫腫瘍学を標的とした薬剤を受けていてはならない。BRAF突然変異が陽性の場合、患者は、以前にBRAF/MEK標的療法を受けていた可能性があった。

【1921】

コホート2A:

患者は、進行性、再発性、および／または転移性のHNSCCを有しており、治療ナイーブであり得、病理学レポートを介した原発腫瘍の組織学的診断が必要である。患者は、以前に免疫療法レジメンを受けていてはならない。

【1922】

10

20

30

40

50

**コホート 3 A :**

患者は、ステージⅡⅡⅡまたはステージⅤのNSCLC（扁平上皮癌、腺癌、大細胞癌）の確定診断を受けた。有効な標的療法が利用可能な癌遺伝子駆動腫瘍を有する患者は、少なくとも1つの標的療法を受けていた。

**【1923】****コホート 3 B :**

患者は、ステージⅡⅡⅡまたはステージⅤのNSCLC（扁平上皮癌、腺癌、大細胞癌）の確定診断を受けており、以前にCPI（例えば、抗PD-1／抗PD-L1）による全身療法を受けていた。有効な標的療法が利用可能な癌遺伝子駆動腫瘍を有する患者は、少なくとも1つの標的療法を受けていた。

**【1924】**

コホート1 A、2 A、および3 Aの免疫療法を除き、すべての患者は、最大3つの全身抗癌療法を受けていた（以下の包含基準を参照）。以前に治療を受けた場合、患者は、最近の治療中または治療後にX線写真で進行が確認されていた。

**【1925】****包含基準**

患者は、研究に参加するために以下の包含基準をすべて満たしている必要がある。

**【1926】**

1. すべての患者は、組織学的または病理学的にそれぞれの組織学的悪性腫瘍の確定診断を受けた。

○切除不能または転移性黒色腫（コホート1 A）

○頭頸部の進行性、再発性、または転移性扁平上皮癌（コホート2 A）

○ステージⅡⅡⅡまたはステージⅤのNSCLC（扁平上皮癌、非扁平上皮癌、腺癌、大細胞癌）（コホート3 Aおよび3 B）。

**【1927】**

2. コホート1 A、2 A、および3 Aのみ：患者は、免疫療法ナীবでであった。以前に治療された場合、患者は、最近の治療中または治療後に進行していた。コホート1 A、2 A、および3 Aは、最大3つの全身性抗癌療法を以前に受けている可能性があり、具体的には以下の通りである。

○コホート1 A：切除不能または転移性黒色腫（ステージⅡⅡⅡCまたはステージⅤ）を有する患者。BRAF突然変異陽性の場合、患者は、BRAF阻害剤を投与されている可能性がある。

○コホート2 A：切除不能または転移性HNSCCの患者。最初の化学放射線療法を受けていた患者は許可された。

○コホート3 A：ステージⅡⅡⅡまたはステージⅤのNSCLC（扁平上皮癌、非扁平上皮癌、腺癌、または大細胞癌）を有し、免疫療法ナীবであり、局所進行または転移の状況で3つ以下の以前の全身療法後に進行した患者。アジュバントもしくはネオアジュバントの設定で、または根治的放射線療法の一部として全身療法を受けた患者は適格であり、以前の全身療法の完了から12ヶ月以内に疾患が進行した場合、1つの治療を受けたとみなされた。標的療法に感受性のある突然変異を有する既知の癌遺伝子ドライバー（例えば、EGFR、ALK、ROS）を有する患者は、少なくとも1つの標的療法の後に進行したに違いない。

**【1928】**

3. コホート3 Bのみ：ステージⅡⅡⅡまたはステージⅤのNSCLC（扁平上皮癌、非扁平上皮癌、腺癌、または大細胞癌）を有し、3つ以下の全身療法の一部として、CPI（例えば、抗PD-1／抗PD-L1）による全身療法を以前に受けていた患者。

○患者は、最近の治療中または治療後にX線写真で進行が確認されていた。

○アジュバントもしくはネオアジュバントの設定で、または根治的放射線療法の一部として全身療法を受けた患者は適格であり、以前の全身療法の完了から12ヶ月以内に疾患が進行していた場合、1つの治療を受けたとみなされた。

10

20

30

40

50

○標的療法に感受性のある突然変異を有する既知の癌遺伝子ドライバー（例えば、EGFR、ALK、ROS）を有する患者は、少なくとも1つの標的療法の後に進行したに違いない。

【1929】

4. 患者は、TIL治療薬産生のために、切除後に最少直径1.5cmの切除可能な病変（または凝集病変）を少なくとも1つ有していた。外科的切除が患者に追加のリスクをもたらさない限り、腫瘍組織を、複数の多様な転移性病変から得ることが奨励された。

○TIL生成のために切除が検討されている病変が、以前に照射された領域内にある場合、その病変は、切除前にX線写真で進行を示している必要がある。

○患者は、プロトコルが必要とする検査に適正な組織病理標本を有していなければならない。

10

【1930】

5. 患者は、TIL製造の腫瘍切除の後に、標準かつ周知のRECIST 1.1ガイドラインによって定義されているように、残留する測定可能な疾患を有していた（例えば、Eisenhauer, European Journal of Cancer 45:228-247 (2009)を参照、[www.project.eortc.org/recist/wp-content/uploads/sites/4/2015/03/RECISTGuidelines.pdf](http://www.project.eortc.org/recist/wp-content/uploads/sites/4/2015/03/RECISTGuidelines.pdf)でも入手可能）。

○以前に照射された領域内の病変は、それらの病変で疾患の進行が示されていない限り、標的病変として選択されなかった。

20

○RECISTごとに依然として測定可能なTIL生成のために部分的に切除された病変を、非標的病変として選択することができるが、応答評価の標的病変としては機能することができなかった。

【1931】

6. 患者は、同意時に18歳以上であった。

【1932】

7. 患者の米国東海岸癌臨床試験グループ（Eastern Cooperative Oncology Group、ECOG）のパフォーマンスステータスは0または1であり、推定平均余命は3ヶ月以上であった。

【1933】

8. 出産の可能性のある患者または出産の可能性のあるパートナーを持つ患者は、治療中に非常に効果的な承認された避妊方法を実践する意志があり、すべてのプロトコル関連療法を受けた後12ヶ月間継続する必要がある（注記：生殖能力のある女性は、治療中、およびIL-2の最後の用量後12ヶ月間またはペムブロリズマブの最後の用量後4ヶ月のいずれか遅い方で、効果的な避妊を使用することとした。男性は、研究中または治療中止後12ヶ月のいずれか遅い方で、精子を提供することができなかった。

30

【1934】

9. 患者は、以下の血液学的パラメーターを有していた：

- 絶対好中球数（ANC） $\geq 1000/mm^3$ 、
- ヘモグロビン $\geq 9.0g/dL$ 、
- 血小板数 $\geq 100,000/mm^3$ 。

40

【1935】

10. 患者は、適正な臓器機能を有していた：

○血清アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT）／血清グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ（SGPT）およびアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST）／SGOTが、正常上限（ULN）の3倍以下、肝転移がULNの5倍以下の患者。

○スクリーニング時にコッククロフト・ゴールト式を使用して推定されたクレアチニンクリアランス $\geq 40mL/分$ 。

○総ビリルビン $\leq 2mg/dL$ 。

○ジルベール症候群の患者は、総ビリルビン $\leq 3mg/dL$ でなければならない。

50

## 【1936】

11. 患者は、ヒト免疫不全ウイルス（HIV1およびHIV2）に対して血清陰性であった。B型肝炎ウイルス表面抗原（HBsAg）、B型肝炎コア抗体（抗HBc）、または急性もしくは慢性感染を示すC型肝炎ウイルス（抗HCV）の血清学が陽性の患者は、ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）に基づくウイルス量および特定のウイルス曝露の局所有病率に応じて登録した。

## 【1937】

12. 患者は、最初の試験治療（すなわち、NMA-LDまたはペムブロリズマブの開始）の前に、以下に詳述されるように、最小期間の以前の抗癌療法（複数可）からのウォッシュアウト期間を有していた。

○標的療法：ウォッシュアウトが治療の開始の最低14日前であれば、上皮成長因子受容体（EGFR）、MEK、BRAF、ALK、ROS1または他の標的薬剤（例えば、エルロチニブ、アファチニブ、ダコミチニブ、オシメルチニブ、クリゾチニブ、セリチニブ、ロラチニブ）による以前の標的療法が許可された。

○化学療法：ウォッシュアウトが治療開始の最低21日前であれば、アジュバント、ネオアジュバント、または根治的化学療法／化学放射線療法が許可された。

○コホート3Bのみの免疫療法、抗PD-1、他のmAb、またはワクチンによる以前のチェックポイント標的療法は、NMA-LDの開始前21日以上ウォッシュアウト期間で許可された。

○緩和的放射線療法：脱毛症、皮膚色素沈着の変化、または他の臨床的に重要でない事象、例えば小領域放射線皮膚炎または直腸もしくは尿意切迫感を除いて、すべての放射線関連毒性がグレード1またはベースラインに解決された場合、以前の外部ビーム放射線療法が許可された

○RECIST 1.1を介して応答のターゲットとして評価されている腫瘍病変（複数可）は、放射線ポータルの外側にあったが、ポータル内の場合は、進行が実証されていなければならない（上記の包含基準を参照）。

○手術／事前に計画された手順：創傷治癒が起こり、すべての合併症が解消され、腫瘍切除の前に少なくとも14日が経過している場合（主要な手術手順の場合）、以前の外科的手順（複数可）が許可された。

## 【1938】

13. 患者は、コホートの割り当て前に、脱毛症または白斑を除いて、以前のすべての抗癌治療関連有害事象（TRAE）からグレード1以下（有害事象の一般用語基準〔CTCAE〕による）に回復していた。

## 【1939】

14. 以前の抗癌療法から安定したグレード2以上の毒性を有する患者は、医療モニターと相談した後、ケースバイケースで検討された。

## 【1940】

15. ペムブロリズマブによる治療によって悪化すると合理的に予想されない不可逆的毒性を有するコホート1A、2A、および3Aの患者は、医療モニターとの協議後にのみ含まれた。コホート3Bの患者のみ、免疫チェックポイント阻害剤CPI（複数可）による以前の治療の結果として、グレード2以上の下痢または大腸炎が記録されている患者は、少なくとも6ヶ月間無症候性であったか、または治療後腫瘍切除前の目視評価による結腸内視鏡検査で正常でなければならない。

## 【1941】

16. 患者は、保護された健康情報の使用および開示について、書面による承認を提供していなければならない。

## 【1942】

除外基準

以下の基準のうちのいずれかを満たす患者は、研究から除外した。

## 【1943】



1. ブドウ膜／眼起源の黒色腫を有する患者

【1944】

2. 過去20年以内に非骨髄破壊的または骨髄破壊的化学療法レジメンを含む、臓器同種移植または以前の細胞移植療法を受けていた患者。（注記：この基準は、以前のTIL治療で以前のNMA-LDレジメンがあったことを除いて、TILによる再治療を受けている患者に適用可能であった。）

【1945】

3. 症候性および／または未治療の脳転移を有する患者。

○・脳転移が根治的に治療された患者は、治療開始前に患者が2週間以上にわたって臨床的に安定し、治療後の磁気共鳴画像法（MRI）による新たな脳病変がなく、患者が継続的なコルチコステロイド治療を必要としない場合、メディカルモニターと話し合った後に登録が検討される。

【1946】

4. 登録から21日以内に全身ステロイド療法を受けている患者。

【1947】

5. 妊娠中または授乳中の患者。

【1948】

6. 治験責任医師の意見では、研究参加のリスクが高い、活動性の医学的疾患（複数可）、例えば全身性感染症（例えば、梅毒もしくは抗生物質を必要とする他の感染症）、凝固障害、または心臓血管系、呼吸器系、もしくは免疫系の他の活動性の主要な医学的疾患を有していた患者。

【1949】

7. 患者は、活動性または以前に記録された自己免疫または炎症性障害（肺炎、炎症性腸疾患〔例えば、大腸炎もしくはクローン病〕、憩室炎〔憩室症を除く〕、全身性紅斑性狼瘡、サルコイドーシス症候群、またはウェゲナー症候群〔多発血管炎を伴う肉芽腫症、グレイブス病、関節リウマチ、下垂体炎、ブドウ膜炎等〕）を有しない場合がある。以下は、この基準の例外であった。

- 白斑または脱毛症を有する患者。
- 甲状腺機能低下症（例えば、橋本症候群に続く）が安定している患者
- ホルモン補充療法。
- 全身療法を必要としない任意の慢性皮膚疾患。
- 食事療法だけで制御されるセリアック病の患者。

【1950】

8. 治療開始前28日以内に生ワクチン接種または弱毒化ワクチン接種を受けていた患者。

【1951】

9. 何らかの形態の原発性免疫不全症（重症複合免疫不全症〔SCID〕および後天性免疫不全症候群〔AIDS〕など）を有していた患者。

【1952】

10. 治験薬のいずれかの成分に対する過敏症の病歴を有する患者。TILは、以下のうちのいずれかを含むがこれらに限定されない、TIL製品製剤のいずれかの成分に対する既知の過敏症を有する患者には投与されなかった。

- ・NMA-LD（シクロホスファミド、メスナ、およびフルダラビン）
- ・Proleukin（登録商標）、アルデスロイキン、IL-2
- ・アミノグリコシド系抗生物質（すなわち、ストレプトマイシン、ゲンタマイシン〔ゲンタマイシン過敏症の皮膚検査陰性者を除く〕）
- ・ジメチルスルホキシドを含むTIL製品製剤の任意の成分
- 〔DMSO〕、HSA、IL-2、およびデキストラン-40
- ・ペムブロリズマブ

【1953】

10

20

30

40

50

11. 左心室駆出率（LVEF）が45%未満の患者、またはニューヨーク心臓協会クラスII以上の患者。60歳以上の患者、あるいは虚血性心疾患、胸痛、または臨床的に重大な心房性および／もしくは心室性不整脈の病歴のある患者において、不可逆的な壁運動異常を示す心臓ストレス試験。

○スポンサーのメディカル 모니터の承認を得て、駆出率および心臓病クリアランスが十分であれば、心臓ストレス試験に異常がある患者を登録することができた。

【1954】

12. 閉塞性または拘束性肺疾患があり、予測正常値の60%以下のFEV1（1秒の強制呼気量）が記録されている患者。

○患者が上気道の解剖学的構造の異常（すなわち、気管切開）のために信頼できる肺活量測定を行うことができなかった場合は、6分間の歩行試験を使用して呼吸機能を評価した。年齢および性別に対して予測される少なくとも80%の距離を歩くことができなかった患者、または試験中の任意の時点で低酸素症の証拠を示した患者（SpO2<90%）は除外される。

【1955】

13. 過去3年以内に別の原発性悪性腫瘍があった患者（治療を必要としなかった、または1年以上前に治療的に治療された患者を除き、治験責任医師の判断では、非黒色腫皮膚癌、DCIS、LCIS、前立腺癌グリーソンスコア≤6または膀胱癌を含むが、これらに限定されない重大な再発リスクをもたらさなかった）。

【1956】

14. 治療開始から21日以内に治験薬を用いた別の臨床試験への参加。

【1957】

研究エンドポイントおよび計画された分析

一次エンドポイントおよび二次エンドポイントは、コホートによって別々に分析した。

【1958】

一次エンドポイント：

ORRは、有効性分析セットの中でRECIST1.1に従って治験責任医師が評価した最良の応答として確認されたPRまたはCRのいずれかを達成した患者の割合として定義された。

【1959】

客観的反応を各疾患評価ごとに評価し、ORRは、対応する両側90% CIを用いて二項比率として表された。各コホートの一次分析は、評価期間の早期に進行／期限切れまたは中止されない限り、コホートごとに治療を受けたすべての患者が12ヶ月間追跡される機会があるときに行った。

【1960】

安全性一次エンドポイントは、各コホート内のグレード3以上のTEAE発生率によって測定され、対応する両側90% CIの二項比率として表された。

【1961】

二次エンドポイント：

有効性：

二次有効性エンドポイントは、次のように定義された。

治験責任医師によって評価された確認済みCRを達成した応答者に基づくCR率。DCRは、確認されたPR／CRまたは持続的なSD（少なくとも6週間）を達成した患者数の合計を、有効性分析セットの患者数で割り、100%を掛けたものとして導き出された。CR率およびDCRは、点推定およびその両側90% CIを使用して要約した。

【1962】

DORは、客観的な応答を達成した患者の間で定義された。再発性もしくは進行性疾患が客観的に記録された最初の日付、またはその後の抗癌療法の受容もしくは患者の死亡（最初に記録された方）まで、初回応答（PR／CR）基準が満たされていることから測定した。PDを経験していない、またはデータカットもしくは最終データベースロックの時

10

20

30

40

50

点より前に死亡していない患者は、腫瘍状態の適切な評価が行われた最終日に事象時間が打ち切られる。

【1963】

PFSは、リンパ球枯渇からPDまでの時間（月単位）、または何らかの原因による死亡のいずれか早い方の事象として定義された。PDを経験していない、またはデータカットもしくは最終データベースロックの時点で死亡していない患者は、腫瘍状態の適切な評価が行われた最終日に事象時間が打ち切られた。

【1964】

OSは、リンパ球枯渇の時点から何らかの原因による死亡までの時間（月単位）として定義された。データカットまたは最終的なデータベースロックの時点までに死亡していない患者は、既知の生存状態の最終日に事象時間が打ち切られた。

【1965】

DOR、PFS、およびOSは、右側打ち切りを受けた。カプラン・マイヤー法を使用して、事象までの時間の有効性エンドポイントを要約する。腫瘍評価のベースラインデータは、すべてのコホートのリンパ球枯渇前の最後の走査であった。

【1966】

上記の有効性パラメーターは、ベースラインの疾患特徴：BRAFステータス（コホート1Aのみ）、HPVステータス（コホート2Aのみ）、扁平上皮または非扁平上皮肺疾患（コホート3Aおよび3Bのみ）、ならびに抗PD-L1ステータスによって定義されたサブセットに適用可能なコホートについて推定される。

【1967】

実施例18：固形腫瘍を有する患者における自己腫瘍浸潤リンパ球の第2相多施設研究

この実施例の研究は、選択された固形腫瘍（転移性黒色腫、頭頸部扁平上皮癌、および非小細胞肺癌（NSCLC））の患者における自己腫瘍浸潤リンパ球（TIL）の第2相多施設グローバル非盲検研究である。この実施例は、実施例10～17を含む本明細書の実施例に従って製造され、本出願全体を通して説明され、凍結保存されるTIL産物を使用し、22日間の製造プロセスを有する。患者がシクロホスファミド（ $60\text{ mg/kg} \times 2\text{ 日}$ ）およびフルダラビン（ $25\text{ mg}^2/\text{m}^2 \times 5\text{ 日}$ ）による非骨髓破壊的リンパ球枯渇の調製レジメンを完了した後、TIL産物の単回注入を行った。以下に説明されるように、4つの患者コホートが存在する。

●コホート1A（併用コホート）：免疫療法ナイーブであり、以前の全身療法が3つ以下である、IIIC期またはIV期の切除不能または転移性黒色腫の患者。これらの患者は、ペムブロリズマブと合わせてTIL製品を受容する。

●コホート2A（併用コホート）：免疫療法ナイーブであり、以前の全身療法が3つ以下である、進行性、再発性、または転移性の頭頸部扁平上皮癌患者。これらの患者は、ペムブロリズマブと合わせてTIL製品を受容する。

●コホート3A（併用コホート）：免疫療法ナイーブであり、以前の全身療法が3つ以下である、局所進行性または転移性（ステージIII-IV）のNSCLC患者。これらの患者は、ペムブロリズマブと合わせてTIL製品を受容する。

●コホート3B：3つ以下の全身療法の一部として、チェックポイント阻害剤（抗PD-1／抗PD-L1）による全身療法を以前に受けたことがある、ステージIII-IVのNSCLC患者。これらの患者は、単剤としてTIL製品を受容する。

【1968】

2人のNSCLC患者がコホート3B（免疫チェックポイント阻害剤後のTIL単独）に登録され、42日目に最初の反応評価訪問を完了した）を以下に説明する。

【1969】

患者Aは、ステージIVA肺腺癌と診断された63歳の女性である。彼女は、ペムブロリズマブ、カルボプラチン／ペバシズマブ、およびビノレルビンを含む3つの以前の全身療法を受けていた。以前のペムブロリズマブ療法に対する彼女の最良の応答は、進行性疾患であり、カルボプラチン／ペバシズマブに対する応答は、部分応答であり、彼女のビノ

10

20

30

40

50

レルビン応答は、評価できなかった（彼女は応答評価の前に中止した）。彼女は、T I Lの生成のために下葉肺切除術を受け、T I L製品の $3.75 \times 10^9$ 個の細胞を注入した。患者は、最初の応答評価（42日目）のために訪問し、そこでのコンピューター断層撮影（C T）走査は、ベースライン走査と比較して腫瘍量の4%低減を示し、これはR E C I S T 1. 1による安定した疾患応答である。

【1970】

患者Bは、ステージI V Bの基底細胞扁平上皮癌と診断された70歳の女性である。彼女は、カルボプラチン／アブラキサン、ニボルマブ、およびシスプラチン／ゲムシタビンを含む3つの以前の治療を受けていた。以前のカルボ／アブラキサンに対する彼女の最良の応答は評価できなかった（毒性のために治療が中止された）、ニボルマブに対する応答は、進行性疾患であり、シスプラチン／ゲムシタビンは部分応答であった。彼女は、T I Lの生成のために脾臓病変切除を受け、T I L製品の $3.9 \times 10^9$ 個の細胞を注入した。患者は、最初の応答評価（42日目）のために訪問し、そこでのC T走査は、ベースライン走査と比較して腫瘍量の44%低減を示し、これはR E C I S T 1. 1による部分応答である。

【1971】

上記の実施例は、当業者に本発明の組成物、システム、および方法の実施形態をどのように作製および使用するかについての完全な開示および説明を与えるために提供されており、本発明者らがそれらの発明とみなすものの範囲を限定することは意図されていない。当業者に明らかである本発明を実施するための上に記載される様式の修正は、以下の特許請求の範囲の範囲内にあることが意図される。本明細書中で言及されているすべての特許および刊行物は、本発明が関係する当業者の技術水準を示している。

【1972】

すべての見出しおよびセクションの指定は、明確さおよび参照目的のためだけに使用されているにすぎず、決して限定的であるとみなされるべきではない。例えば、当業者は、本明細書に記載される本発明の趣旨および範囲に従って、必要に応じて異なる見出しおよびセクションからの様々な態様を組み合わせることの有用性を認識するであろう。

【1973】

本明細書に引用されたすべての参考文献は、あたかも各個々の刊行物または特許または特許出願がすべての目的のためにその全体が参照により組み込まれるように具体的かつ個別に示されるのと同程度までそれらの全体がすべての目的のために本明細書に参照により組み込まれる。

【1974】

当業者には明らかなように、本出願の趣旨および範囲から逸脱することなく、本出願の多くの修正および変形をなすことができる。本明細書に記載された特定の実施形態および実施例は例としてのみ提供され、特許請求の範囲が権利を与えられる同等物の全範囲とともに、添付の特許請求の範囲の用語によってのみ限定されるべきである。

10

20


30

40


50

## 【図面】

## 【図 1】




## 【図 2 A】




10

20

## 【図 2 B】



## 【図 2 C】




30


40

50

【図 3】



【図 4】




【図 5】

| プロセス 1 C : ステップ A～E の場合 4 3 ～ 5 日                                                              | プロセス 2 A : ステップ A～E から約 2 日                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1. ステップ A</b></p> <p>患者の腫瘍材料を取得する</p>                                                    | <p><b>1. ステップ A</b></p> <p>患者の腫瘍材料を取得する</p>                                          |
| <p><b>2. <u>ステップ B</u></b></p> <p>断片化および第 1 の拡張<br/>1 日～2 日</p>                                | <p><b>2. <u>ステップ B</u></b></p> <p>断片化および第 1 の拡張<br/>3 日～1 4 日</p>                    |
| <p><b>3. <u>ステップ C</u></b></p> <p>第 1 の拡張から第 2 の拡張への移行<br/>選択まで任意の保存</p>                       | <p><b>3. <u>ステップ C</u></b></p> <p>第 1 の拡張から第 2 の拡張への移行<br/>保存なしおよび閉鎖系</p>            |
| <p><b>4. <u>ステップ D</u></b></p> <p>第 2 の拡張<br/>I L-2、OKT-3、および抗原提示フィーダー細胞<br/>任意に 1 回以上繰り返す</p> | <p><b>4. <u>ステップ D</u></b></p> <p>第 2 の拡張<br/>I L-2、OKT-3、および抗原提示フィーダー細胞<br/>閉鎖系</p> |
| <p><b>5. <u>ステップ E</u></b></p> <p>ステップ D からの T I L を採取する</p>                                   | <p><b>5. <u>ステップ E</u></b></p> <p>ステップ D からの T I L を採取する<br/>閉鎖系</p>                 |
| <p><b>6. <u>ステップ F</u></b></p> <p>最終製剤および/または注入バッグへの移行</p>                                     | <p><b>6. <u>ステップ F</u></b></p> <p>最終製剤および/または注入バッグへの移行<br/>(任意に凍結保存する)</p>           |

【図 6】

| プロセスステップ            | プロセス 1C 実施形態                                                                                                                                                                                                                                                     | プロセス 2A 実施形態                                                                                                                                                                                                                                                      | 利点                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pre-REP             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 10GREX-107 フラスコあたり 4 冊片</li> <li>● 11 ~ 21 日の期間</li> </ul>                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 GREX-100MP フラスコあたり 9.4 冊片</li> <li>● 11 日の期間</li> </ul>                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● フラスコあたりの増加した膜断片</li> <li>● 短縮された培養時間</li> <li>● 低減したステップ数</li> <li>● 閉鎖系に達している</li> </ul>          |
| Pre-REP から REP への移行 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 表現型選択まで Pre-REP TIL を凍結し、次いで解凍して REP に進行する (約 30 日)</li> <li>● REP は <math>4 \times 10^6</math> 個を超える TIL を必要とする</li> </ul>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pre-REP TIL を 11 日目に REP に直接移動させる</li> <li>● REP は <math>25 \times 200 \times 10^6</math> 個の TIL を必要とする</li> </ul>                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 短縮された pre-REP ~ REP プロセス</li> <li>● 低減したステップ数</li> <li>● 排除した表現型選択</li> <li>● 閉鎖系に達している</li> </ul> |
| REP                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● REP の 0 日目の 6 つの GREX-100MP フラスコ</li> <li>● REP の 0 日目のフラスコあたり <math>5 \times 10^6</math> 個の TIL および <math>5 \times 10^6</math> 個の P BMC フィーダー</li> <li>● REP の 7 日目に 1 ~ 8 × 6 フラスコに分離する</li> <li>● 14 日の期間</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 11 日目の 1 つの GREX-500MP フラスコ</li> <li>● 11 日目の <math>25 \times 200 \times 10^6</math> 個の TIL および <math>5 \times 10^6</math> 個の P BMC フィーダー</li> <li>● 16 日目に 6 ~ 7 以下の GREX-500MP フラスコに分離する</li> <li>● 11 日の期間</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 低減したステップ数</li> <li>● より短い REP 期間</li> <li>● フラスコ間で TIL の閉鎖系移行</li> <li>● 閉鎖系環境交換</li> </ul>        |
| 採取                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 遠心分離により採取された TIL</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● LOVO の自動細胞洗浄システムにより採取された TIL</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 低減したステップ数</li> <li>● 自動化細胞洗浄</li> <li>● 閉鎖系</li> <li>● 低減した洗浄中の産物喪失</li> </ul>                     |
| 最終製剤                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hypothermosol 中の新鮮な製品</li> <li>● 単回注入バッグ</li> <li>● 制限された出荷安定性</li> </ul>                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● PlasmaLyte-A + 1% HSA 中の凍結保存された製品および L.N. 中に保存された CS10</li> <li>● 複数のアリオート</li> <li>● より長い出荷安定性</li> </ul>                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 出荷の柔軟性</li> <li>● 柔軟な患者スケジューリング</li> <li>● より適時の放出試験</li> </ul>                                    |
| 全体指定処理時間            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 43 ~ 55 日</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 22 日</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 患者へのより速いターンアラウンド</li> </ul>                                                                        |

【図 7】




【図 8 A】




10

【図 8 B】



【図 8 C】




20

30


40

50


【図 9】




【図 10】



【図 11】



【図 12】



10

20


30

40


50




【図 13】




【図 14】



【図 15】



【図 16】



10

20


30

40

50


【図 17 A】

A



【図 17 B】


B




10

【図 17 C】

C



【図 18】




20

30


40

50

【図 19】




【図 20】




10

20

【図 21】



【図 22】



30

40

50

【図 2 3】

細胞数 7 日目－Gen 3 REP開始

| 量 (mL) | カウント 1<br>(細胞／mL) | カウント 2<br>(細胞／mL) | カウント 3<br>(細胞／mL) | 平均<br>(細胞／mL) | 総細胞平均＊量  |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| 188    | 合計                | 2.46E+05          | 2.28E+05          | 2.35E+05      | 4.42E+07 |
|        | 生                 | 2.37E+05          | 2.27E+05          | 2.30E+05      | 4.32E+07 |
|        | 死                 | 9.26E+03          | 7.03E+02          | 4.86E+03      | 9.14E+05 |
|        | 生存率％              | 96.20%            | 99.70%            | 97.97%        |          |
| 188    | 合計                | 8.26E+04          | 8.00E+04          | 7.66E+04      | 7.97E+04 |
|        | 生                 | 7.60E+04          | 7.54E+04          | 6.89E+04      | 7.34E+04 |
|        | 死                 | 6.61E+03          | 4.63E+03          | 7.73E+03      | 6.32E+03 |
|        | 生存率％              | 92.00%            | 94.20%            | 89.90%        | 92.03%   |
| 200    | 合計                | 2.44E+04          | 4.20E+04          | 1.05E+04      | 2.56E+04 |
|        | 生                 | 1.74E+04          | 2.80E+04          | 7.03E+03      | 1.75E+04 |
|        | 死                 | 7.03E+03          | 1.40E+04          | 3.48E+03      | 8.17E+03 |
|        | 生存率％              | 71.20%            | 66.70%            | 66.90%        | 68.27%   |

【図 2 4】

細胞数 1 1 日目－Gen 2 REP開始およびGen 3 スケールアップ

| ID                       | 量 (mL) | カウント 1<br>(細胞／mL) | カウント 2<br>(細胞／mL) | カウント 3<br>(細胞／mL) | 平均<br>(細胞／mL) | 総細胞平均＊量  |
|--------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| Gen 3<br># L4054<br>1 回目 | 1000   | 合計                | 9.11E+05          | 1.01E+06          | 1.08E+06      | 1.00E+06 |
|                          |        | 生                 | 8.60E+05          | 9.34E+05          | 1.01E+06      | 9.35E+05 |
|                          |        | 死                 | 5.09E+04          | 7.49E+04          | 6.74E+04      | 6.44E+04 |
|                          |        | 生存率％              | 94.40%            | 92.60%            | 93.70%        | 93.57%   |
| Gen 3<br># L4055<br>2 回目 | 1000   | 合計                | 8.56E+05          | 9.04E+05          | 8.81E+05      | 8.80E+05 |
|                          |        | 生                 | 8.24E+05          | 8.67E+05          | 8.42E+05      | 8.44E+05 |
|                          |        | 死                 | 3.17E+04          | 3.70E+04          | 3.87E+04      | 3.58E+04 |
|                          |        | 生存率％              | 96.30%            | 95.90%            | 95.60%        | 95.93%   |
| Gen 3<br># M1<br>0.85T   | 200    | 合計                | 2.32E+06          | 2.25E+06          | 2.29E+06      | 4.57E+08 |
|                          |        | 生                 | 1.68E+06          | 1.57E+06          | 1.63E+06      | 3.25E+08 |
|                          |        | 死                 | 6.41E+05          | 6.79E+05          | 6.60E+05      | 1.32E+08 |
|                          |        | 生存率％              | 72.40%            | 69.90%            | 71.15%        |          |
| Gen 2<br># L4054<br>1 回目 | 142    | 合計                | 1.08E+06          | 9.84E+05          | 1.00E+06      | 1.45E+08 |
|                          |        | 生                 | 1.06E+06          | 9.71E+05          | 9.79E+05      | 1.00E+06 |
|                          |        | 死                 | 2.05E+04          | 1.26E+04          | 2.12E+04      | 1.81E+04 |
|                          |        | 生存率％              | 98.10%            | 98.70%            | 97.90%        | 98.23%   |
| Gen 2<br># L4055<br>2 回目 | 96     | 合計                | 2.93E+05          | 3.05E+05          | 2.64E+05      | 2.87E+05 |
|                          |        | 生                 | 2.88E+05          | 2.96E+05          | 2.55E+05      | 2.80E+05 |
|                          |        | 死                 | 4.72E+03          | 9.14E+03          | 8.26E+03      | 7.37E+03 |
|                          |        | 生存率％              | 98.40%            | 97.00%            | 96.90%        | 97.43%   |
| Gen 2<br># M1<br>0.85T   | 200    | 合計                | 9.10E+04          | 5.60E+04          | 4.21E+04      | 7.35E+04 |
|                          |        | 生                 | 8.05E+04          | 4.21E+04          | 6.13E+04      | 7.13E+04 |
|                          |        | 死                 | 1.04E+04          | 1.39E+04          | 1.22E+04      | 2.43E+06 |
|                          |        | 生存率％              | 88.50%            | 75.20%            | 81.85%        |          |

【図 2 5】

[0002] 細胞数 1 6 日目－Gen 2 スケールアップおよびGen 3 採取

| ID                                  | 量 (mL) | カウント 1<br>(細胞／mL) | カウント 2<br>(細胞／mL) | カウント 3<br>(細胞／mL) | 平均<br>(細胞／mL) | 総細胞平均＊量  |
|-------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| Gen 3 #L4054<br>1 回目－LOVO前          | 1243.1 | 合計                | 1.40E+07          | 1.46E+07          | 1.43E+07      | 1.78E+10 |
|                                     |        | 生                 | 1.32E+07          | 1.35E+07          | 1.34E+07      | 1.66E+10 |
|                                     |        | 死                 | 8.47E+05          | 1.12E+06          | 9.84E+05      | 1.22E+09 |
|                                     |        | 生存率％              | 94.00%            | 92.40%            | 93.20%        |          |
| Gen 3 #L4054<br>1 回目－LOVO後          | 330    | 合計                | 6.35E+07          | 6.07E+07          | 6.21E+07      | 2.05E+10 |
|                                     |        | 生                 | 5.72E+07          | 5.44E+07          | 5.58E+07      | 1.84E+10 |
|                                     |        | 死                 | 6.35E+06          | 6.27E+06          | 6.31E+06      | 2.08E+09 |
|                                     |        | 生存率％              | 90.00%            | 89.70%            | 89.85%        |          |
| Gen 3 #L4055<br>2 回目－LOVO前          | 1032.6 | 合計                | 9.49E+06          | 1.05E+07          | 1.00E+07      | 1.03E+10 |
|                                     |        | 生                 | 8.90E+06          | 9.79E+06          | 9.35E+06      | 9.65E+09 |
|                                     |        | 死                 | 5.85E+05          | 6.75E+05          | 6.30E+05      | 6.51E+08 |
|                                     |        | 生存率％              | 93.80%            | 93.60%            | 93.70%        |          |
| Gen 3 #L4055<br>2 回目－LOVO後          | 330    | 合計                | 3.31E+07          | 2.82E+07          | 3.18E+07      | 3.07E+07 |
|                                     |        | 生                 | 2.85E+07          | 2.46E+07          | 2.77E+07      | 2.66E+07 |
|                                     |        | 死                 | 4.56E+06          | 3.61E+06          | 4.12E+06      | 4.09E+06 |
|                                     |        | 生存率％              | 86.20%            | 87.20%            | 87.10%        | 86.70%   |
| Gen 3 #M1085<br>LOVO前               | 5000   | 合計                | 2.26E+06          | 2.64E+06          | 2.45E+06      | 1.23E+10 |
|                                     |        | 生                 | 1.97E+06          | 2.31E+06          | 2.14E+06      | 1.07E+10 |
|                                     |        | 死                 | 2.85E+05          | 3.30E+05          | 3.08E+05      | 1.54E+09 |
|                                     |        | 生存率％              | 87.40%            | 87.50%            | 87.45%        |          |
| Gen 3 #1085T<br>－LOVO後、CS10<br>前の添加 | 150    | 合計                | 6.27E+07          | 5.44E+07          | 5.86E+07      | 8.78E+09 |
|                                     |        | 生                 | 5.50E+07          | 4.74E+07          | 5.12E+07      | 7.68E+09 |
|                                     |        | 死                 | 7.70E+06          | 6.96E+06          | 7.33E+06      | 1.10E+09 |
|                                     |        | 生存率％              | 87.70%            | 87.20%            | 87.45%        |          |
| Gen 2 #L4054<br>1 回目                | 913    | 合計                | 3.53E+06          | 4.30E+06          | 3.92E+06      | 3.57E+09 |
|                                     |        | 生                 | 3.35E+06          | 4.00E+06          | 3.68E+06      | 3.36E+09 |
|                                     |        | 死                 | 1.75E+05          | 3.03E+05          | 2.39E+05      | 2.18E+08 |
|                                     |        | 生存率％              | 95.00%            | 93.00%            | 94.00%        |          |
| Gen 2 #L4055<br>2 回目                | 292    | 合計                | 1.29E+07          | 1.36E+07          | 1.33E+07      | 3.87E+09 |
|                                     |        | 生                 | 1.16E+07          | 1.23E+07          | 1.20E+07      | 3.49E+09 |
|                                     |        | 死                 | 1.27E+06          | 1.23E+06          | 1.25E+06      | 3.65E+08 |
|                                     |        | 生存率％              | 90.10%            | 90.90%            | 90.50%        |          |
| Gen 2 #M1085<br>T                   | 369    | 合計                | 6.75E+06          | 6.98E+06          | 6.87E+06      | 2.53E+09 |
|                                     |        | 生                 | 5.22E+06          | 5.58E+06          | 5.40E+06      | 1.99E+09 |
|                                     |        | 死                 | 1.54E+06          | 1.40E+06          | 1.47E+06      | 5.42E+08 |
|                                     |        | 生存率％              | 77.20%            | 79.90%            | 78.55%        |          |

【図 2 6】

[0003] 細胞数 2 2 日目－Gen 2 採取

| ID                               | 量 (mL) | カウント 1<br>(細胞／mL) | カウント 2<br>(細胞／mL) | カウント 3<br>(細胞／mL) | 平均<br>(細胞／mL) | 総細胞平均＊量  |
|----------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| Gen 2 #L4054<br>1 回目－LOVO前       | 1385.7 | 合計                | 3.55E+07          | 4.12E+07          | 4.03E+07      | 3.90E+07 |
|                                  |        | 生                 | 3.26E+07          | 3.73E+07          | 3.67E+07      | 3.55E+07 |
|                                  |        | 死                 | 2.93E+06          | 3.87E+06          | 3.59E+06      | 3.46E+06 |
|                                  |        | 生存率％              | 91.70%            | 90.60%            | 91.10%        | 91.13%   |
| Gen 3 #L4054<br>1 回目－LOVO後       | 330    | 合計                | 1.70E+08          | 1.79E+08          | 1.68E+08      | 1.72E+08 |
|                                  |        | 生                 | 1.49E+08          | 1.58E+08          | 1.48E+08      | 1.52E+08 |
|                                  |        | 死                 | 2.16E+07          | 2.04E+07          | 2.00E+07      | 2.07E+07 |
|                                  |        | 生存率％              | 87.30%            | 88.60%            | 88.10%        | 87.95%   |
| Gen 2 #L4055<br>1 回目－LOVO前       | 1968.2 | 合計                | 3.15E+07          | 2.51E+07          | 2.97E+07      | 2.88E+07 |
|                                  |        | 生                 | 2.89E+07          | 2.25E+07          | 2.72E+07      | 2.62E+07 |
|                                  |        | 死                 | 2.57E+06          | 2.61E+06          | 2.52E+06      | 2.57E+06 |
|                                  |        | 生存率％              | 91.80%            | 89.60%            | 91.50%        | 90.97%   |
| Gen 2 #L4055<br>1 回目－LOVO後       | 330    | 合計                | 2.33E+08          | 1.89E+08          | 1.53E+08      | 1.92E+08 |
|                                  |        | 生                 | 2.03E+08          | 1.66E+08          | 1.33E+08      | 1.67E+08 |
|                                  |        | 死                 | 3.00E+07          | 2.24E+07          | 1.94E+07      | 2.39E+07 |
|                                  |        | 生存率％              | 87.10%            | 88.10%            | 87.30%        | 87.50%   |
| Gen 2 #M1085T<br>－LOVO前          | N/A    | 合計                |                   |                   |               | #DIV/0!  |
|                                  |        | 生                 |                   |                   |               | #DIV/0!  |
|                                  |        | 死                 |                   |                   |               | #DIV/0!  |
|                                  |        | 生存率％              |                   |                   |               | #DIV/0!  |
| Gen 2 #1085T<br>－LOVO後、CS10 前の添加 | 150    | 合計                | 8.51E+07          | 9.05E+07          | 8.78E+07      | 1.32E+10 |
|                                  |        | 生                 | 7.33E+07          | 7.79E+07          | 7.56E+07      | 1.13E+10 |
|                                  |        | 死                 | 1.18E+07          | 1.26E+07          | 1.22E+07      | 1.83E+09 |
|                                  |        | 生存率％              | 86.10%            | 86.10%            | 86.10%        |          |

L4054 Gen 2 の場合、研究の総数であったため、LOVO後のカウントを4つのプラスコに外挿した。1つのプラスコが汚染され、合計＝6. 67 E+10 について外挿を行った

【図 2 7】

| CD4         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CD4+ 28A+   | CD4+ 28A+ | CD4+ 28A+ | CD4+ 28A+ | CD4+ 28A+ | CD4+ 28A+ | CD4+ 28A+ | CD4+ 28A+ | CD4+ 28A+ | CD4+ 28A+ | CD4+ 28A+ | CD4+ 28A+ |
| Gen 2.4.054 | 0.61      | 0.50      | 0.65      | 14.00     | 42.00     | 56.40     | 5.30      | 6.20      | 58.40     | 76.60     |           |
| Gen 2.4.055 | 1.61      | 0.60      | 1.50      | 23.10     | 51.00     | 69.60     | 6.30      | 15.30     | 77.60     | 80.00     | 73.50     |
| Gen 3.4.055 | 3.57      | 0.90      | 2.61      | 54.40     | 57.00     | 69.90     | 48.00     | 6.00      | 61.40     | 47.50     | 84.60     |
| CD8         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| CD8+ 28A+   | CD8+ 28A+ | CD8+ 28A+ | CD8+ 28A+ | CD8+ 28A+ | CD8+ 28A+ | CD8+ 28A+ | CD8+ 28A+ | CD8+ 28A+ | CD8+ 28A+ | CD8+ 28A+ | CD8+ 28A+ |
| Gen 2.4.054 | 35.20     | 99.60     | 74.90     | 11.80     | 99.60     | 59.30     | 99.10     | 33.10     | 80.60     | 99.10     | 88.30     |
| Gen 2.4.055 | 45.50     | 99.60     | 62.40     | 12.10     | 99.90     | 54.00     | 99.30     | 13.40     | 64.90     | 98.50     | 87.50     |
| Gen 3.4.055 | 40.60     | 99.50     | 19.50     | 32.00     | 99.70     | 75.50     | 96.80     | 27.40     | 28.10     | 92.30     | 75.10     |
|             | 62.60     | 99.20     | 29.20     | 45.30     | 99.70     | 59.60     | 99.60     | 13.10     | 16.60     | 94.10     | 71.70     |

【図 2 9】

| CD4         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CD4+ 28A+   | CD4+ 28A+ | CD4+ 28A+ | CD4+ 28A+ | CD4+ 28A+ | CD4+ 28A+ | CD4+ 28A+ | CD4+ 28A+ | CD4+ 28A+ | CD4+ 28A+ | CD4+ 28A+ | CD4+ 28A+ |
| Gen 2.4.054 | 0.61      | 0.50      | 0.65      | 14.00     | 42.00     | 56.40     | 5.30      | 6.20      | 58.40     | 76.60     |           |
| Gen 2.4.055 | 1.61      | 0.60      | 1.50      | 23.10     | 51.00     | 69.60     | 6.30      | 15.30     | 77.60     | 80.00     | 73.50     |
| Gen 3.4.055 | 3.57      | 0.90      | 2.61      | 54.40     | 57.00     | 69.90     | 48.00     | 6.00      | 61.40     | 47.50     | 84.60     |
| CD8         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| CD8+ 28A+   | CD8+ 28A+ | CD8+ 28A+ | CD8+ 28A+ | CD8+ 28A+ | CD8+ 28A+ | CD8+ 28A+ | CD8+ 28A+ | CD8+ 28A+ | CD8+ 28A+ | CD8+ 28A+ | CD8+ 28A+ |
| Gen 2.4.054 | 35.20     | 99.60     | 74.90     | 11.80     | 99.60     | 59.30     | 99.10     | 33.10     | 80.60     | 99.10     | 88.30     |
| Gen 2.4.055 | 45.50     | 99.60     | 62.40     | 12.10     | 99.90     | 54.00     | 99.30     | 13.40     | 64.90     | 98.50     | 87.50     |
| Gen 3.4.055 | 40.60     | 99.50     | 19.50     | 32.00     | 99.70     | 75.50     | 96.80     | 27.40     | 28.10     | 92.30     | 75.10     |
|             | 62.60     | 99.20     | 29.20     | 45.30     | 99.70     | 59.60     | 99.60     | 13.10     | 16.60     | 94.10     | 71.70     |

【図 2 8】

| CD3/CD4       |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CD38          | HUA-DR | CCR7+CD45RA+ | CCR7+CD45RA+ | CCR7+CD45RA+ | CCR7+CD45RA+ | CCR7+CD45RA+ | CCR7+CD45RA+ | CCR7+CD45RA+ | CCR7+CD45RA+ | CCR7+CD45RA+ | CCR7+CD45RA+ |
| GEN2-1 6日目-採取 | 42.4   | 95.2         | 4.96         | 0.7          | 1.22         | 93.1         | 0.06         | 0.06         | 0.06         | 0.06         | 99.9         |
| GEN2-2 2日目-採取 | 50.4   | 98           | 0.61         | 0.13         | 0.3          | 99           | 1.05         | 1.05         | 1.05         | 1.05         | 94.7         |

【図 3 0 A】

| CD3/CD4       |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CD38          | HUA-DR | CCR7+CD45RA+ | CCR7+CD45RA+ | CCR7+CD45RA+ | CCR7+CD45RA+ | CCR7+CD45RA+ | CCR7+CD45RA+ | CCR7+CD45RA+ | CCR7+CD45RA+ | CCR7+CD45RA+ | CCR7+CD45RA+ |
| GEN2-1 6日目-採取 | 42.4   | 95.2         | 4.96         | 0.7          | 1.22         | 93.1         | 0.06         | 0.06         | 0.06         | 0.06         | 99.9         |
| GEN2-2 2日目-採取 | 50.4   | 98           | 0.61         | 0.13         | 0.3          | 99           | 1.05         | 1.05         | 1.05         | 1.05         | 94.7         |

10

20

30

40

50

【図 30 B】

[illegible]

【図 3 1 A】

[illegible]

【図 3 1 B】

[illegible]

【図 3 2 A】

[illegible]

【図 3 2 A】

【図 3 2 B】

[illegible]

【図 3 3 A】

[illegible]

【図 3 3 B】

[illegible]

【図 3 4】

| 試料番号 | 説明                                    | グルコース<br>(g/L) | 乳酸塩  | アンモニア<br>(mmol/L) | グルタミン<br>(mmol/L) | G l u t a m a c<br>x-グルタミン<br>(mmol/L) |
|------|---------------------------------------|----------------|------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 1    | G e n 2 - R e p 開始 1 回目の実行# L 4 0 5 4 | 1.78           | 0.14 | 2.16              | 1.56              | 0.16                                   |
| 2    | G e n 2 - スケールアップ 1 回目の実行# L 4 0 5 4  | 1.36           | 0.89 | 1.40              | 1.76              | 0.15                                   |
| 3    | G e n 2 - 採取 1 回目の実行# L 4 0 5 4       | 0.83           | 1.68 | 2.46              | 1.69              | 0.17                                   |
| 4    | G e n 3 - R e p 開始 1 回目の実行# L 4 0 5 4 | 1.68           | 0.29 | 1.76              | 2.11              | 0.18                                   |
| 5    | G e n 3 - スケールアップ 1 回目の実行# L 4 0 5 4  | 1.28           | 0.94 | 1.64              | 1.70              | 0.16                                   |
| 6    | G e n 3 - 採取 1 回目の実行# L 4 0 5 4       | 1.07           | 1.53 | 2.23              | 1.39              | 0.14                                   |
| 7    | G e n 2 - R e p 開始 2 回目の実行# L 4 0 5   | 1.91           | 0.08 | 2.29              | 1.60              | 0.14                                   |
| 8    | G e n 2 - スケールアップ 2 回目の実行# L 4 0 5 5  | 1.61           | 0.77 | 1.40              | 1.78              | 0.15                                   |
| 9    | G e n 2 - 採取 2 回目の実行# L 4 0 5 5       | 0.85           | 1.86 | 2.46              | 1.39              | 0.16                                   |
| 10   | G e n 3 - R e p 開始 2 回目の実行# L 4 0 5 5 | 1.77           | 0.18 | 1.74              | 2.06              | 0.17                                   |
| 11   | G e n 3 - スケールアップ 2 回目の実行# L 4 0 5 5  | 1.60           | 0.72 | 1.54              | 1.68              | 0.15                                   |
| 12   | G e n 3 - 採取 2 回目の実行# L 4 0 5 5       | 1.44           | 1.32 | 2.07              | 1.79              | 0.16                                   |

【図 3 5】

|          | \$ F I L    | S/L/1301(幾何 | S/L/P t(幾何平均 (F L 0 3-A) |
|----------|-------------|-------------|--------------------------|
| A1 gen2L | A1 gen2L40  | 34.5        | 3.24                     |
| 4054 neg | 54 neg. fcs |             |                          |
| A2 gen2L | A2 gen2L40  | 34          | 3.19                     |
| 4054 neg | 54 neg. fcs |             |                          |
| A3 gen2L | A3 gen2L40  | 1834        | 70.6                     |
| 4054 pos | 54 pos. fcs |             |                          |
| A4 gen2L | A4 gen2L40  | 1872        | 70.3                     |
| 4054 pos | 54 pos. fcs |             |                          |
| A5 gen2L | A5 gen2L405 | 31.9        | 4.23                     |
| 4055 neg | 5 neg. fcs  |             |                          |
| A6 gen2L | A6 gen2L40  | 32.4        | 4.87                     |
| 4055 neg | 55 neg. fcs |             |                          |
| A7 gen2L | A7 gen2L40  | 1941        | 88.7                     |
| 4055 pos | 55 pos. fcs |             |                          |
| A8 gen2L | A8 gen2L40  | 1933        | 91.1                     |
| 4055 pos | 55 pos. fcs |             |                          |
| B1 gen3L | B1 gen3L40  | 31.2        | 3.45                     |
| 4054 neg | 54 neg. fcs |             |                          |
| B2 gen3L | B2 gen3L40  | 31.9        | 3.39                     |
| 4054 neg | 54 neg. fcs |             |                          |
| B3 gen3L | B3 gen3L40  | 2016        | 61.3                     |
| 4054 pos | 54 pos. fcs |             |                          |
| B4 gen3L | B4 gen3L40  | 2014        | 76.2                     |
| 4054 pos | 54 pos. fcs |             |                          |
| B5 gen3L | B5 gen3L40  | 33.7        | 6.76                     |
| 4055 neg | 55 neg. fcs |             |                          |
| B6 gen3L | B6 gen3L40  | 35.4        | 6.7                      |
| 4055 neg | 55 neg. fcs |             |                          |
| B7 gen3L | B7 gen3L40  | 2158        | 99.4                     |
| 4055 pos | 55 pos. fcs |             |                          |
| B8 gen3L | B8 gen3L40  | 1938        | 99.5                     |
| 4055 pos | 55 pos. fcs |             |                          |
| 平均       | —           | 998         | 43.3                     |
| 標準偏差     | —           | 999         | 41.3                     |


【図 3 6】

| 研究                | 試料          | 試料 I D | 種   | 組 | 読み取り値   | C D R 3 | 固有の C D R 3 | D 5 0 |
|-------------------|-------------|--------|-----|---|---------|---------|-------------|-------|
| 20180511_研究 1_FCA | Gen2-L4 054 | 59990  | TRB | h | 1181732 | 1181732 | 8915        | 0     |
| 20180511_研究 1_FCA | Gen3-L4 054 | 59991  | TRB | h | 1145697 | 1145697 | 18130       | 0     |
| 20180511_研究 1_FCA | Gen2-L4 055 | 59987  | TRB | h | 1166465 | 1166465 | 12996       | 0.1   |
| 20180511_研究 1_FCA | Gen3-L4 055 | 59982  | TRB | h | 1059985 | 1059985 | 27246       | 0.9   |

10

20

【図 3 7】



【図 3 8】

| ステップ            | Gen 2                                                     | Gen 2. 1                                                   | Gen 3. 0 最適化                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Pre-REP-0日      | ≤50断片/1G-Rex 10 OMCS-11H                                  | ≤180断片/3G-Rex. 事前に配合されたCM1加温培養地100MC S-11H                 | 新鮮または凍結した断片 1G-Rexあたり≤30断片-最大60断片を有する全断片                                       |
| REP開始           | REPに指向する-11日目-200E6 TIL 1G-Rex 500MCS                     | REPに指向する-11日目-1つのG-Rex 500MCS中の<200e6 TIL 事前に配合されたCM2加温培養地 | 100MCS (最大4つのG-Rex) , 事前に配合された加温培養地-7HPreREP, ファクター-2. 5 E8 細胞+OKT-3 (30ug/mL) |
| TIL増殖またはスケールアップ | 1-5つのG-Rex 500MCS 16日に分ける                                 | 2-5つのG-Rex 500MCS 事前に配合されたCM4加温培養地 16日に分ける                 | G-Rex 100MCSからTIL懸濁液をG-Rex 500MCSに移す. 最大4つのGREX 500MCS-1.0または11日にスケールアップする     |
| 採取              | 22日に採取する. LOVO-自動細胞懸濁液                                    | 22日に採取する. LOVO-自動細胞懸濁液 (5洗浄サイクル)                           | 1.4または16日に採取する LOVO-自動細胞懸濁液 (5洗浄サイクル)                                          |
| 最終製剤            | 凍結保存した製品 LN <sub>2</sub> 凍結アリコート中の300IU/mL IL-2 IL-2-CS10 | 凍結保存した製品 LN <sub>2</sub> 凍結アリコート中の300IU/mL IL-2 IL-2-CS10  | 凍結保存した製品 LN <sub>2</sub> 凍結アリコート中の300IU/mLの1L -2-CS10                          |
| プロセス時間          | 22日                                                       | 22日                                                        | 16日                                                                            |

30

40

50



【図 3 9】

| プロセス日             | 条件                                                         | Gen 3.1  |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 0日目-Pre REP<br>開始 | 培地CM1                                                      | 500 mL   |
|                   | IL-2 (6000 IU/mL)                                          | +        |
|                   | OKT-3 (30ng/mL)                                            | +        |
|                   | フィーダー (250E+06)                                            | +        |
| プロセス日             | 条件                                                         | Gen 3.1  |
|                   | 培地CM2                                                      | 500 mL   |
|                   | IL-2 (6000 IU/mL)                                          | +        |
|                   | 7日目に添加されたOKT-3 (30ng/mL)                                   | +        |
| 7日目-REP開始         | 7日目に添加されたフィーダー                                             | 500 E06  |
|                   | 日目の総フィーダー                                                  | 750 E+06 |
| プロセス日             | 条件                                                         | Gen 3.1  |
|                   | G-REX100MCSからTIL懸液を1つのG-REX 500MCS (最大3つのG-REX 500MCS) に移す | はい       |
|                   | 16日目-採取                                                    | はい       |

【図 4 0】

| プロセス比較                | 重要なプロセス変更                                                                                                                                                                                                                                              | 利点:                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gen 2:<br>Gen 2. 1    | <ul style="list-style-type: none"><li>1つのフラスコの代わりに2つのフラスコでプロセスを開始する</li><li>REP開始フィーダー層を2つのG-REX 500MCSフラスコに分割する</li><li>培地を事前に配合し、使用前に温める</li></ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>TILレパトリーの増加に伴う最終細胞数(用量)の潜在的な倍増</li><li>プロセス全体のプロセス冗長</li></ul>                                                                                                         |
| Gen 2. 1:<br>Gen 3. 1 | <ul style="list-style-type: none"><li>新鮮または凍結した腫瘍</li><li>14~16日プロセス(22日から)</li><li>プロセス上の総フィーダー層を低減する</li><li>0日目に存在するフィーダー層およびOKT3</li><li>REPを断片で開始した</li><li>100MCSを500MCSにスケールする</li><li>複数のPre-REPフラスコにスケールする</li><li>標準培地または合成培地(無血清)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>増加した効力</li><li>改善した表現型</li><li>減少したプロセス時間</li><li>低減した試験試験</li><li>減少したプロセス可変性</li><li>定義された試験</li><li>増加したレパトリー</li><li>不純物を低減する(フィーダー)</li><li>同等またはより高い用量</li></ul> |

10

20

【図 4 1】

| プロセス比較             | 重要なプロセス変更                                                                                                           | 所望の改善                                                                                     | 成功基準                                                                                                                                                 | 成果                                                                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gen 2:<br>Gen 3. 0 | <ul style="list-style-type: none"><li>14~16日</li><li>最大4つのフラスコで断片によりREPを開始する</li><li>100MCSを500MCSにスケールする</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>増加した効力</li><li>改善した表現型</li><li>減少したプロセス時間</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>INF-gによって測定される効力を増加させる✓</li><li>同等の表現型✓</li><li>同等の用量✓</li><li>同等の純度✓(フィーダー細胞)</li><li>クローン多様性を維持する✓</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Gen 2を超えて増加した効力</li><li>改善したCD8細胞上のCD28の発現</li><li>Gen 3. 1上で16日目までに到達したフラスコの最大能力</li><li>低減したフィーダー細胞用途</li><li>増加した多様性</li></ul> |

【図 4 2】

| プロセス  | Gen 3 | Gen 3.1 control | Gen 3.1 |
|-------|-------|-----------------|---------|
| L4063 | 標準培地  | 標準培地            | 標準培地    |
| L4064 | 合成培地  | 合成培地            | 合成培地    |

合成培地:  
プロセスの各日におけるCTS Optimizer (無血清培地)

30


| プロセス   | Gen 2 | Gen 3 |
|--------|-------|-------|
| L4054  | 標準培地  | 標準培地  |
| L4055  | 標準培地  | 標準培地  |
| M1085T | 標準培地  | 標準培地  |

標準培地:  
Pre REP: CM1  
REP開始: CM2  
分割またはスケールアップ: CM4


40

50


【図 4 3】




【図 4 4】



【図 4 5】



【図 4 6】



10


20

30


40

50


【図 47】




【圖 48】




【図 49】



【図 50】



【図 5 1】




【圖 5 2】

|                       |                                                                       |             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| プロセス日                 | 条件                                                                    | Gen 3, 1 試験 |
|                       | 培地CM1                                                                 | 500 mL      |
|                       | IL-2 (6000 IU/mL)                                                     | +           |
|                       | OKT-3 (15 ug)                                                         | +           |
| 0 日目 - p r e R E P 開始 | フイーダー (2.50 E + 06)                                                   | +           |
| プロセス日                 | 条件                                                                    | Gen 3, 1 試験 |
|                       | 培地CM2                                                                 | 500 mL      |
|                       | IL-2 (6000 IU/mL)                                                     | +           |
|                       | 7 日目に追加されたOKT-3 (30 ng/mL)                                            | +           |
| 7 日目 - R E P 開始       | 7 日目に添加されたフイーダー                                                       | 500 E06     |
|                       | 日目の絶フイーダー                                                             | 750 E+06    |
| プロセス日                 | 条件                                                                    | Gen 3, 1 試験 |
| 9 ~ 11 日目 - スケールアップ   | G-REX 100MCS から T11 懸濁液を 1 つの G-REX 500MCS (最大 3 つの GR EX 500MCS) に移す | はい          |
| 16 日目 - 出荷            | LOVO 自働回収歩法                                                           | はい          |


【図 5 3】

| 通称ID       | 標準規格中のL4063 |           | CTS Optimizer増設中のL4064 |          |           |            |
|------------|-------------|-----------|------------------------|----------|-----------|------------|
|            | Gen 3.0     | Gen 3.1初版 | Gen 3.1試験              | Gen 3.0  | Gen 3.1対照 | Gen 3.1試験  |
| プロセス       | 53          | 53        | 53                     | 21       | 21        | 21         |
| 外部の数       | 1.37E+08    | 3.19E+08  | 3.53E+08               | 5.90E+08 | 7.57E+08  | 9.29E+08   |
| 切片あたりの平均VC |             |           |                        |          |           |            |
| 生成物の生存率%   | 79.53%      | 89.43%    | 94.80%                 | 88.80%   | 81.90%    | 84.90%     |
| 生成物の生存率    |             |           |                        |          |           |            |
| VC生成       | 7.26E+09    | 1.69E+10  | 1.87E+10 *             | 1.24E+10 | 1.59E+10  | 1.95E+10 * |


【図 5 4】




【図 5 5】




【図 5 6】



【図 5 7】



【図 5 8】



10


20

30


40

50


【図 59】




【図 60】



【図 61】



【図 62】



10


20

30


40

50

【図 6 3】



【図 6 4】




【図 6 5 A】

| 絶培養時間        | Gen 2                                  | Gen 3                    |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Pre-REP      | 22日                                    | 16~17日                   |
| 断片/プラスコ      | 1プラスコ中≤60断片                            | 最大4つのプラスコ中≤60断片/プラスコ     |
| 培養量          | 1L-単回添加                                | 1L-500mL添加               |
| 標的Pre-REP細胞数 | ≤200e6 TIL                             | 細胞プロセッシングを完了したすべての細胞     |
| スクリーニング      | スクリーニングなし                              | スクリーニングなし                |
| プラスコの選択      | 選択なし                                   | Gen 3.0細胞、万全性について目録参照    |
| REP/スケールアップ  | ファイダー                                  | ファイダー                    |
| 培養           | HSABを含む                                | HSABを含む                  |
| スケールアップ      | 5日目に500mLに凍結し、最大5つのプラスコに分割する (2500cm2) | 断片にスケール3は、サブコンボ-ネットとして使用 |
| OKT3         | 150ug                                  | 最大スケールで≤180ug            |
| IL2          | 高用量                                    | 高用量                      |
| プラスコの数       | 1~5                                    | 1~4                      |
| 採取-凍結        | 間隔10:1                                 | 間隔10:1                   |
| 凍結/洗浄        | LOVO 100:1                             | LOVO 100:1               |
| 配合           | 1:1 CS10 (5% DMSO)                     | 1:1 CS10 (5% DMSO)       |
| 出荷           | 気相LN                                   | 気相LN                     |
| 注入           | 解凍した1V重力                               | 解凍した1V重力                 |


【図 6 5 B】

| 絶培養時間        | Gen 2                                  | Gen 3                    |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 断片培養         | 22日                                    | 16                       |
| 断片/プラスコ      | 1プラスコ中≤60断片                            | 最大4つのプラスコ中≤60断片/プラスコ     |
| 培養量          | 1L-単回添加                                | 1L-500mL添加               |
| 標的Pre-REP細胞数 | ≤200e6 TIL                             | 細胞プロセッシングを完了したすべての細胞     |
| スクリーニング      | スクリーニングなし                              | スクリーニングなし                |
| プラスコの選択      | 選択なし                                   | Gen 3.0細胞、万全性について目録参照    |
| REP/スケールアップ  | ファイダー                                  | ファイダー                    |
| 培養           | HSABを含む                                | HSABを含む                  |
| スケールアップ      | 5日目に500mLに凍結し、最大5つのプラスコに分割する (2500cm2) | 断片にスケール3は、サブコンボ-ネットとして使用 |
| OKT3         | 150ug                                  | 最大スケールで≤180ug            |
| IL2          | 高用量                                    | 高用量                      |
| プラスコの数       | 1~5                                    | 1~4                      |
| 採取-凍結        | 間隔10:1                                 | 間隔10:1                   |
| 凍結/洗浄        | LOVO 100:1                             | LOVO 100:1               |
| 配合           | 1:1 CS10 (5% DMSO)                     | 1:1 CS10 (5% DMSO)       |
| 出荷           | 気相LN                                   | 気相LN                     |
| 注入           | 解凍した1V重力                               | 解凍した1V重力                 |

【図 6 6】



【図 6 7】



10

20

【図 6 8】

16/17日目の試験のデータ表

| 試験パラメーター             | 1回目の操作の実行 17日目<br>2019年3月10日 |     | 2回目の操作の実行 17日目<br>2019年3月11日 |     | 3回目の操作の実行 17日目<br>2019年3月25日 |     | Gen 2 (n=47) |        |
|----------------------|------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|-----|--------------|--------|
|                      | 平均                           | 中央値 | 平均                           | 中央値 | 平均                           | 中央値 | 平均           | 中央値    |
| LOVO前のTVC            | 17.3E+09                     |     | 46.1E+09                     |     |                              |     |              |        |
| LOVO前の生存率%           | 90.5%                        |     | 94.3%                        |     |                              |     |              |        |
| LOVO後のTVC            | 17.9E+09                     |     | 59.4E+09                     |     | 48.2E+09                     |     |              |        |
| LOVO後の生存率%           | 85.3%                        |     | 90.7%                        |     | 89%                          |     |              |        |
| TVC LOVO後の回収率%       | 103.5%                       |     | 128.9%                       |     |                              |     |              |        |
| %CD45+CD3+           | 88.0%                        |     | 98.3%                        |     |                              |     |              |        |
| IFN $\gamma$ (pg/mL) | 11.618                       |     | 19.235                       |     |                              |     | 10.005       | 5.128  |
| GrB (pg/mL)          | 11.326                       |     | 27.441                       |     |                              |     | 19.929       | 16.040 |
| 無菌                   | 検出中 (*)                      |     | 検出中 (*)                      |     |                              |     |              |        |
| エンドトキシン (線EU単位)      | 154.2 EU                     |     | 195.9 EU                     |     |                              |     |              |        |
| マイコプラズマ              | 陰性                           |     |                              |     |                              |     |              |        |
| グラム染色                | 生物は検出されなかった                  |     | 生物は検出されなかった                  |     |                              |     |              |        |

【図 6 9】

\* 最大100%までTIL試料全体を添加する (100%生、CD14-、黒線を除く)

| 特徴                   | 操作の実行 # 1 | 操作の実行 # 2 |
|----------------------|-----------|-----------|
| NK細胞 (CD3-CD56+) (%) | 10.9      | 1.5       |
| B細胞 (CD19+) (%)      | 0.2       | 0.2       |
| 単球 (CD14+) (%)       | 0.0       | 0.0       |
| TCR $\beta$ (%)      | 87.1      | 96.3      |
| TCR $\alpha$ (%)     | 1.2       | 1.6       |
| 合計                   | 99.4      | 99.6      |

\* 最大100%までTCR $\alpha$  bを添加する

| 特徴                           | 操作の実行 # 1 | 操作の実行 # 2 |
|------------------------------|-----------|-----------|
| ナイーブ:CCR7+CD45RA+ (%)        | 0.0       | 0.1       |
| T-EM:CCR7-CD45RA+ (%)        | 92.2      | 84.4      |
| T-OM:CCR7+CD45RA+ (%)        | 7.7       | 15.5      |
| T-EFF:TEMRA:CCR7-CD45RA+ (%) | 0.1       | 0.1       |
| 合計                           | 100.0     | 100.0     |

\* 最大100%まで生CD14-を添加する

| 特徴                    | 操作の実行 # 1 | 操作の実行 # 2 |
|-----------------------|-----------|-----------|
| TCR $\beta$ +CD4+ (%) | 89.6      | 71.8      |
| TCR $\beta$ +CD8+ (%) | 10.0      | 27.8      |
| 合計                    | 99.6      | 99.6      |

30

40

50



【図 7 0】

※最大 T1 L 試料念体を添加する（100%生、CD14<sup>+</sup>、単球を除く）

| 特徴                    | 特徴 | PD実行#1 L4063 | PD実行#2 L4064 |
|-----------------------|----|--------------|--------------|
| NK細胞 (CD3-CD56+)(%)   |    | 1.04         | 0.52         |
| B細胞 (CD3-CD19+)(%)    |    | 0.0076       | 0.013        |
| 単球 (CD14+)(%)         |    | 0.032        | 0.043        |
| TCRβ <sup>+</sup> (%) |    | 95.5         | 96.7         |
| TCRβ <sup>+</sup> (%) |    | 2            | 1.86         |
| 合計                    |    | 98.6         | 99.14        |

※最大100%までTCRαβを添加する

| 特徴                         | 特徴 | PD実行#1 L4063 | PD実行#2 L4064 |
|----------------------------|----|--------------|--------------|
| ナイーブ:CCR7+CD45RA+ (%)      |    | 0.35         | 0.07         |
| TEM:COR7-CD45RA+ (%)       |    | 97.4         | 96.7         |
| TCM:COR7-CD45RA+ (%)       |    | 1.39         | 2.78         |
| TEFFTEMRA:COR7-CD45RA+ (%) |    | 0.88         | 0.44         |
| 合計                         |    | 100.0        | 100.0        |

【図 7 1】

| 特徴                                    | OV-8025 |        | OV-8026 |       | OV-8028 |        | OV-8022 |        |
|---------------------------------------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|
|                                       | FRER*   | Gen 2' | FRER'   | Gen 2 | FRER    | Gen 2' | FRER    | Gen 2' |
| 純度                                    |         |        |         |       |         |        |         |        |
| ↑純度                                   |         |        |         |       |         |        |         |        |
| T細胞 (CD45+CD3+)(%)                    | -       | -      | 99.2    | -     | 75.1    | 97.5   | 97      | -      |
| NK細胞 (CD3-CD56+)(%)                   | -       | -      | 0.2     | -     | 13.4    | 1.1    | 0.4     | -      |
| B細胞 (CD3-CD19+)(%)                    | -       | -      | 0       | -     | 2.1     | 0      | 0       | -      |
| 単球 (CD14+)(%)                         | -       | -      | 0       | -     | 0.2     | 0      | 0       | -      |
| 同一世代細胞                                |         |        |         |       |         |        |         |        |
| TCRβ <sup>+</sup> (%)                 | -       | -      | 98.8    | -     | 71.9    | 96.4   | 98.7    | -      |
| TCRβ <sup>+</sup> (%)                 | -       | -      | 0.3     | -     | 0.8     | 0.6    | 0       | -      |
| CD3 <sup>+</sup> CD4 <sup>+</sup> (%) | -       | -      | 95.7    | -     | 13.1    | 1.1    | 0.1     | -      |
| CD3 <sup>+</sup> CD8 <sup>+</sup> (%) | -       | -      | 12      | -     | 14.4    | 15.3   | -       | -      |
| ナイーブ:CCR7+CD45RA+ (%)                 | -       | -      | 0       | -     | 0.4     | 0      | 2.1     | -      |
| TEM:COR7-CD45RA+ (%)                  | -       | -      | 98.5    | -     | 88.7    | 97.5   | 93.6    | -      |
| TCM:COR7-CD45RA+ (%)                  | -       | -      | 1       | -     | 7.5     | 0.6    | 1.9     | -      |
| TEFFTEMRA:COR7-CD45RA+ (%)            | -       | -      | 0.4     | -     | 3.4     | 1.8    | 2.4     | -      |

FR ER、凍結細胞、初期REP  
\*、試験されない条件  
N、サンプリング問題、低TVC数または解凍時の非生細胞

【図 7 2】

| 特徴                                     | 特徴                                            | 操作の実行#1 | 操作の実行#2 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|
| NK細胞 (CD3-CD56+)(%)                    | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/CD3+/NK134の細胞 (%)           | 10.9    | 1.5     |
| B細胞 (CD3-CD19+)(%)                     | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/CD1918134の細胞 (%)            | 0.2     | 0.2     |
| 単球 (CD14+)(%)                          | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14+/CD1411の細胞 (%)               | 0.0     | 0.0     |
| TCRβ <sup>+</sup> (%)                  | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ134の細胞 (%)             | 87.1    | 96.3    |
| TCRβ <sup>+</sup> (%)                  | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ134の細胞 (%)             | 1.2     | 1.6     |
| TCRβ <sup>+</sup> CD4 <sup>+</sup> (%) | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CD411の細胞 (%)          | 88.6    | 71.8    |
| TCRβ <sup>+</sup> CD8 <sup>+</sup> (%) | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CD811の細胞 (%)          | 10.0    | 27.8    |
| ナイーブ:CCR7+CD45RA+ (%)                  | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CCR7+/CD45RA11の細胞 (%) | 0.0     | 0.1     |
| TEM:COR7-CD45RA+ (%)                   | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CCR7+/CD45RA11の細胞 (%) | 92.2    | 84.4    |
| TCM:COR7-CD45RA+ (%)                   | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CCR7+/CD45RA11の細胞 (%) | 7.7     | 15.5    |
| TEFFTEMRA:COR7-CD45RA+ (%)             | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CCR7+/CD45RA11の細胞 (%) | 0.1     | 0.1     |
| ナイーブ:CCR7+CD45RA+ (%)                  | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CCR7+/CD45RA11の細胞 (%) | 0.2     | 0.1     |
| TEM:COR7-CD45RA+ (%)                   | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CCR7+/CD45RA11の細胞 (%) | 47.7    | 49.5    |
| TCM:COR7-CD45RA+ (%)                   | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CCR7+/CD45RA11の細胞 (%) | 52.1    | 50.4    |
| TEFFTEMRA:COR7-CD45RA+ (%)             | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CCR7+/CD45RA11の細胞 (%) | 0.1     | 0.0     |

※最大CD3+CD45+%を添加する

| 特徴                    | 特徴 | 操作の実行#1 | 操作の実行#2 |
|-----------------------|----|---------|---------|
| TCRβ <sup>+</sup> (%) |    | 87.1    | 96.3    |
| TCRβ <sup>+</sup> (%) |    | 1.2     | 1.6     |
| 合計                    |    | 88.3    | 97.9    |

【図 7 3】

| 特徴         | 特徴                                                      | CD4+    |         | CD8+    |         |
|------------|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|            |                                                         | 操作の実行#1 | 操作の実行#2 | 操作の実行#1 | 操作の実行#2 |
| CD27+ (%)  | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CD4またはCD8/CD4+/8+CD27+11の細胞 (%) | 0.7     | 2.0     | 2.1     | 12.7    |
| CD28+ (%)  | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CD4またはCD8/CD4+/8+CD28+11の細胞 (%) | 41.2    | 50.1    | 3.6     | 13.9    |
| CD57+ (%)  | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CD4+/8+CD57+11の細胞 (%)           | 1.0     | 6.9     | 0.1     | 3.7     |
| 2B4+ (%)   | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CD4+/8+CD57+11の細胞 (%)           | 4.5     | 5.5     | 69.1    | 55.7    |
| BT1A4+ (%) | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CD4+/8+CD57+11の細胞 (%)           | 67.5    | 86.1    | 79.6    | 89.1    |
| CCR4+ (%)  | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CD4+/8+CD57+11の細胞 (%)           | 94.1    | 93.6    | 84.2    | 96.6    |
| CD25+ (%)  | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CD4+/8+CD57+11の細胞 (%)           | 63.1    | 61.0    | 47.5    | 51.8    |
| CD69+ (%)  | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CD4+/8+CD57+11の細胞 (%)           | 47.0    | 22.8    | 45.4    | 25.8    |
| CD95+ (%)  | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CD4+/8+CD57+11の細胞 (%)           | 99.2    | 98.1    | 99.1    | 97.6    |
| CD103+ (%) | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CD4+/8+CD57+11の細胞 (%)           | 4.2     | 10.7    | 25.0    | 36.9    |
| CXCR3+ (%) | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CD4+/8+CD57+11の細胞 (%)           | 55.1    | 76.7    | 89.3    | 88.3    |
| KLRG1+ (%) | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CD4+/8+CD57+11の細胞 (%)           | 0.3     | 8.9     | 3.1     | 35.8    |
| LAG3+ (%)  | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CD4+/8+CD57+11の細胞 (%)           | 5.0     | 3.3     | 19.4    | 21.2    |
| PD1+ (%)   | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CD4+/8+CD57+11の細胞 (%)           | 29.3    | 22.1    | 11.2    | 7.2     |
| TIGIT+ (%) | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CD4+/8+CD57+11の細胞 (%)           | 68.1    | 53.2    | 74.9    | 65.8    |
| TIM3+ (%)  | S1/S2/ナベ/ナベ/CD14-/TCRαβ/CD4+/8+CD57+11の細胞 (%)           | 93.6    | 81.8    | 91.2    | 84.4    |

10

20

30

40

50



【図 7 7】

| ステップ              | Gen 2                                                        | Gen 2. 1                                                             | Gen 3. 0                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pre REP 開始<br>0日目 | 50断片/1G-Rex<br>100MCS-11日                                    | 180断片/3G-Rex、事前に配合されたCM1加温培地100MCS-11日                               | 新鮮または凍結した腫瘍1G-Rexあたり30断片〜最大60断片を有する全腫瘍100MCS (最大4つのG-Rex)、事前に配合された加温培地-7日Pre REP、フィーダー-250e6細胞+OKT-3 (15ug)                 |
| REP開始             | REPに指向する-11日目<br>G-Rex 500MCS                                | REPに指向する-11日目-1つ<br>のG-Rex 500MCS中の<br>200e6 TIL 事前に配合さ<br>れたCM2加温培地 | REPに指向する-7日目すべての細胞 TIL<br>一同G-Rex 100MCS (100MCS、<br>最大4つのG-Rex)、標準培地または合成培地 (無<br>血清) フィーダー-500e6細胞+OKT-3 (3<br>0ug) を添加する |
| TIL増殖またはスケールアップ   | 1〜5つのG-Rex 500MCS 16日目に分割す<br>る                              | 2〜5つのG-Rex 500MCS 事前に配合されたCM4加温培地 16日目に分割する                          | G-Rex 100MCSからTIL懸濁液をG-<br>Rex 500MCSに移す、最大4つのG-Rex<br>500MCS-標準培地または合成培地 (無血清)<br>10または11日目にスケールアップする                      |
| 採取                | 22日目に採取する、LOVO-自動細胞洗浄機                                       | 22日目に採取する、LOVO-自動細胞洗浄機 (5洗浄サイクル)                                     | 14または16日目に採取する<br>LOVO-自動細胞洗浄機 (5洗浄サイクル)                                                                                    |
| 最終処剂              | 凍結保存した製品 LN <sub>2</sub> 複<br>数アリコート中の300IU<br>/mL IL-2-CS10 | 凍結保存した製品 LN <sub>2</sub> 複<br>数アリコート中の300IU<br>/mL IL-2-CS10         | 凍結保存した製品<br>LN <sub>2</sub> 複数アリコート中の300IU/mLのIL<br>2-CS10                                                                  |
| プロセス時間            | 22日                                                          | 22日                                                                  | 16日                                                                                                                         |

【図 7 8】


| プロセス比較               | プロセス変更                                                                                                                                                                                     | 相違点                                                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gen 2 :<br>Gen 2.1   | ・1つのフラスコの代わりに2つのフラス<br>コでプロセスを開始する<br>・REP開始フィーダー層を2つのG-R<br>ex 500MCSフラスコに分割する<br>・培地を事前に配合し、使用前に温める                                                                                      | ・TILレバートリーの増加に伴<br>う最終細胞数 (用量) の潜在的な<br>倍増<br>・プロセス全体のプロセス冗長                                                                    |
| Gen 2.1 :<br>Gen 3.1 | ・新鮮または凍結した腫瘍<br>・14〜16日プロセス (22日から)<br>・プロセス上の総フィーダー層を低減する<br>・0日目に存在するフィーダー層およびO<br>KT 3<br>・REPを断片で開始した<br>・100MCSを500MCSにスケール<br>する<br>・複数のpre-REPフラスコにスケール<br>する<br>・標準培地または合成培地 (無血清) | ・増加した効力<br>・改善した表現型<br>・減少したプロセス時間<br>・低減した試験試験<br>・減少したプロセス可変性<br>・定義された試験<br>・増加したレバートリー<br>・不純物を低減する (フィーダー)<br>・同等またはより高い用量 |

【図 7 9】

| 表2：遺伝子最適化条件の説明        |                                                            |           |           |           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| プロセス日                 | 条件                                                         | Gen3. 0   | Gen3. 1対照 | Gen3. 1試験 |
| 0日目：<br>腫瘍断片の凍結および活性化 | 培地（*）                                                      | 500mL     | 500mL     | 500mL     |
|                       | IL-2                                                       | 6000IU/mL | 6000IU/mL | 6000IU/mL |
|                       | OKT-3                                                      | —         | 15ug      | 15ug      |
|                       | フィーダー                                                      | —         | —         | 2.5E+06   |
|                       | 条件                                                         | Gen3. 0   | Gen3. 1対照 | Gen3. 1試験 |
| 7～8日目：<br>TIL培養再活性化   | 培地（*）                                                      | 500mL     | 500mL     | 500mL     |
|                       | IL-2                                                       | 6000IU/mL | 6000IU/mL | 6000IU/mL |
|                       | OKT-3                                                      | 30ug      | 30ug      | 30ug      |
|                       | フィーダー                                                      | 1E+09     | 500E+06   | 500E+06   |
|                       | 7日目を通して<br>添加された総フ<br>ィーダー                                 | 1E+09     | 500E+06   | 750E+06   |
| プロセス日                 | 条件                                                         | Gen3. 0   | Gen3. 1対照 | Gen3. 1試験 |
| 10～11日目：培養スケールアップ     | GREX100から全TIL懸濁液をIL-2（3000IU/mL）を含む4L培地を含有する1つのGREX 500に移す |           |           |           |
| プロセス日                 | 条件                                                         | Gen3. 0   | Gen3. 1対照 | Gen3. 1試験 |
| 16～17日目：採取/洗浄/配合      | LOVO-自動細胞洗浄機およびCS10での凍結保存                                  |           |           |           |

(\*) 培地は標準培地またはCTS無血清培地であり得る

【図 8 0】



10

20

30

40

50

【図 8 1】

| プロセス日                 | 標準培地中の L4063 |           |           | 無血清培地中の L4064 |           |           |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|                       | Gen3.0       | Gen3.1 対照 | Gen3.1 試験 | Gen3.0        | Gen3.1 対照 | Gen3.1 試験 |
| 断片の数                  | 53           | 53        | 53        | 21            | 21        | 21        |
| 断片あたりの採取時の平均 TVC      | 1.37E+08     | 3.19E+08  | 3.53E+08  | 5.90E+08      | 7.57E+08  | 9.29E+08  |
| 7 日の TVC (※)          | 2.59E+07     | 6.43E+07  | 1.45E+08  | 7.35E+06      | 9.28E+07  | 1.39E+08  |
| 目の TVC (※)            | 6.07E+08     | 1.66E+09  | 1.83E+09  | 7.48E+08      | 1.28E+09  | 1.72E+09  |
| 目の TVC 採取             | 7.26E+09     | 1.69E+10  | 1.87E+10  | 1.24E+10      | 1.59E+10  | 1.95E+10  |
| 倍率拡張 (1 日目 / 7 日目)    | 23.4         | 25.8      | 12.6      | 101.8         | 13.8      | 12.4      |
| 倍率拡張 (1 日目 / 7 日目)の採取 | 280.3        | 262.8     | 129.0     | 1687.1        | 171.3     | 140.3     |

(※) 7 日目および 10 / 11 日目の細胞数を数えた FIO。プロセスの設計に基づいて、減容なしにその内容をかき混ぜた後に試料を各フラスコから直接引き出した。そのようなものとして、これらの試料からの細胞数データ分析および結論は、サンプリング方法論の性質によって制限される。

【図 8 2】

| プロセス日   | 標準培地中の L4063 |           |           | CTS 無血清培地中の L4064 |           |           |
|---------|--------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
|         | Gen3.0       | Gen3.1 対照 | Gen3.1 試験 | Gen3.0            | Gen3.1 対照 | Gen3.1 試験 |
| 再活性化    | 74.6%        | 92.1%     | 88.7%     | 88.0%             | 92.8%     | 95.0%     |
| スケールアップ | 92.1%        | 95.4%     | 94.0%     | 90.4%             | 94.3%     | 95.1%     |
| 採取      | 79.5%        | 89.4%     | 94.8%     | 88.8%             | 81.9%     | 84.9%     |

【図 8 3】

| 腫瘍 ID    | 標準培地中の L4063 |           |           | CTS 無血清培地中の L4064 |           |           |
|----------|--------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
|          | Gen3.0       | Gen3.1 対照 | Gen3.1 試験 | Gen3.0            | Gen3.1 対照 | Gen3.1 試験 |
| マーカー     | 82.2         | 89.4      | 91.0      | 76.6              | 83.1      | 89.5      |
| L/D Aqua | 1.3          | 0.4       | 1.0       | 2.5               | 0.2       | 0.5       |
| NK       | 88.6         | 97.5      | 95.5      | 93.0              | 97.3      | 96.7      |
| TCRa/b+  | 56.4         | 85.8      | 77.5      | 33.8              | 64.8      | 57.4      |
| CD4      | 3.8          | 2.1       | 3.4       | 6.7               | 0.7       | 2.2       |
| CD4/CD27 | 82.7         | 71.8      | 80.2      | 97.5              | 73.5      | 66.8      |
| CD4/CD28 | 0.4          | 0.5       | 0.7       | 0.5               | 0.5       | 0.3       |
| CD4/CD56 | 6.7          | 17.0      | 20.5      | 16.0              | 7.6       | 8.0       |
| CD8      | 29.6         | 11.2      | 16.8      | 51.9              | 28.9      | 36.1      |
| CD8/CD27 | 15.0         | 25.6      | 30.5      | 14.1              | 3.3       | 6.7       |
| CD8/CD28 | 47.5         | 23.0      | 24.5      | 88.0              | 45.1      | 37.3      |
| CD8/CD56 | 3.3          | 2.3       | 4.2       | 6.6               | 10.3      | 10.0      |
| CD8/CD57 | 0.3          | 1.2       | 1.1       | 1.3               | 2.0       | 2.5       |

【図 8 4】

| 腫瘍 ID     | 標準培地中の L4063 |           |           | CTS 無血清培地中の L4064 |           |           |
|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
|           | Gen3.0       | Gen3.1 対照 | Gen3.1 試験 | Gen3.0            | Gen3.1 対照 | Gen3.1 試験 |
| マーカー      | 56.4         | 85.8      | 77.5      | 33.8              | 64.8      | 57.4      |
| CD3/CD4   | 0.4          | 0.7       | 0.4       | 1.1               | 0.7       | 0.2       |
| CD4のTEMRA | 0.3          | 0.2       | 0.2       | 0.5               | 0.1       | 0.0       |
| CD4のナイーブ  | 45.6         | 16.8      | 29.3      | 46.3              | 30.6      | 29.9      |
| CD4のCM    | 53.7         | 82.3      | 70.2      | 52.1              | 68.6      | 69.9      |
| CD4のEM    | 29.6         | 11.2      | 16.8      | 51.9              | 28.9      | 36.1      |
| CD8のTEMRA | 3.1          | 0.5       | 0.9       | 6.1               | 8.0       | 5.4       |
| CD8のナイーブ  | 0.7          | 0.1       | 0.4       | 2.2               | 0.7       | 1.0       |
| CD8のCM    | 22.0         | 15.8      | 29.7      | 61.9              | 18.9      | 18.2      |
| CD8のEM    | 74.3         | 83.5      | 69.0      | 29.8              | 72.4      | 72.5      |

10

20

30

40

50

【図 8 5】

| 腫瘍ID   | 標準培地中のL4063 |           |           | CTS無血清培地中のL4064 |           |           |
|--------|-------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
|        | Gen3. 0     | Gen3. 1対照 | Gen3. 1試験 | Gen3. 0         | Gen3. 1対照 | Gen3. 1試験 |
| マーカー   |             |           |           |                 |           |           |
| 2B4+   | 2.1         | 0.6       | 1.0       | 2.0             | 1.2       | 1.3       |
| BTLA4  | 99.7        | 95.4      | 96.9      | 99.5            | 98.8      | 98.1      |
| CD25+  | 48.6        | 10.5      | 3.9       | 58.2            | 41.7      | 32.1      |
| CD69+  | 27.1        | 37.7      | 21.5      | 39.4            | 35.6      | 30.5      |
| CD95+  | 99.9        | 99.9      | 99.5      | 99.6            | 99.0      | 97.3      |
| CD103+ | 0.7         | 1.2       | 0.4       | 1.4             | 1.3       | 1.2       |
| KLRG1+ | 1.6         | 3.7       | 3.3       | 11.4            | 8.3       | 10.7      |
| LAG3+  | 5.6         | 8.2       | 3.3       | 1.5             | 1.6       | 1.4       |
| PD1+   | 77.4        | 58.4      | 41.6      | 34.1            | 28.4      | 26.7      |
| TIGIT+ | 68.5        | 40.3      | 30.3      | 45.8            | 52.1      | 52.2      |
| TIM3+  | 58.0        | 42.4      | 59.4      | 61.0            | 58.4      | 56.8      |

【図 8 6】

| 腫瘍ID   | 標準培地中のL4063 |           |           |           | CTS無血清培地中のL4064 |           |           |  |
|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--|
|        | Gen3. 0     | Gen3. 1対照 | Gen3. 1試験 | Gen3. 1試験 | Gen3. 0         | Gen3. 1対照 | Gen3. 1試験 |  |
| マーカー   |             |           |           |           |                 |           |           |  |
| 2B4+   | 65.8        | 56.6      | 70.5      |           | 13.6            | 21.5      | 20.7      |  |
| B.TLA4 | 99.5        | 96.6      | 98.2      |           | 99.3            | 97.4      | 96.1      |  |
| CD25+  | 41.4        | 10.5      | 5.9       |           | 60.6            | 32.0      | 17.1      |  |
| CD69+  | 44.9        | 28.0      | 20.0      |           | 33.2            | 30.6      | 22.7      |  |
| CD95+  | 9.66        | 99.6      | 98.9      |           | 98.9            | 96.1      | 93.5      |  |
| CD103+ | 29.4        | 27.9      | 24.5      |           | 10.9            | 6.0       | 7.3       |  |
| CXCR3+ | 99.9        | 99.9      | 99.8      |           | 99.3            | 99.2      | 99.2      |  |
| KLRG1+ | 7.1         | 4.6       | 6.7       |           | 13.2            | 14.5      | 14.1      |  |
| LAG3+  | 28.6        | 22.5      | 11.9      |           | 2.8             | 1.6       | 1.4       |  |
| PD1+   | 56.9        | 54.5      | 51.7      |           | 25.4            | 20.0      | 23.6      |  |
| TIGIT+ | 90.8        | 93.7      | 93.3      |           | 92.1            | 90.4      | 90.5      |  |
| TIM3+  | 66.7        | 49.1      | 58.6      |           | 65.6            | 46.8      | 43.6      |  |

【図 8 7】

| T T Lの特徴付け<br>IFN γ ( p g / m L ) | 標準培地中の L 4 0 6 3 |             |             |             | C T S無血清培地中の L 4 0 6 4 |             |
|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
|                                   | Gen 3. 0         | Gen 3. 1 対照 | Gen 3. 1 試験 | Gen 3. 1 試験 | Gen 3. 0               | Gen 3. 1 対照 |
|                                   | 907              | 428         | 2863        | 1485        | 3130                   | 3863        |

1つの代表的な実験からの三重試料の平均として結果を報告する

【図 8 8】

|         | 標準培地中のL4063 |           |           |         | CTS無血清培地中のL4064 |                      |  |  |
|---------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------------|----------------------|--|--|
|         | Gen3. 0     | Gen3. 1対照 | Gen3. 1試験 | Gen3. 0 | Gen3. 1対照       | Gen3. 1試験            |  |  |
| プロセス日   |             |           |           |         |                 |                      |  |  |
| 再活性化    | 12319.6     | 11928.7   | 11786.7   | 5891.6  | 5671.8          | 389.4 <sup>(1)</sup> |  |  |
| スケールアップ | 32095.1     | 30368.6   | 26145.0   | *       | *               | *                    |  |  |
| 採取      | 17309.3     | 13828.4   | 16019.2   | 656.0   | 826.2           | 768.9                |  |  |

1つの代表的な実験からの三重試料の平均として結果を報告する  
(\*) L4064上の10/11日目からの使用済み培地は、実験の実行中に収集されなかった。  
(1) 再活性化日のGen3. 1試験L4064のデータは、Gen3. 1対照およびGen3. 0条件の対応する値を著しく下回った。  
採取された試料が少量であったため、アッセイを繰り返してこの数の正確性を検証することはできなかった。

10

20

30

40

50

【図 8 9】

| グルコース (g/L)  |         |            |            |                   |            |            |
|--------------|---------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 標準培地中の L4063 |         |            |            | CTS 無血清培地中の L4064 |            |            |
| プロセス日        | Gen3. 0 | Gen3. 1 対照 | Gen3. 1 試験 | Gen3. 0           | Gen3. 1 対照 | Gen3. 1 試験 |
| 再活性化         | 1.8     | 1.7        | 1.4        | 4.3               | 4.1        | 3.8        |
| スケールアップ      | 1.4     | 0.9        | 0.8        | *                 | *          | *          |
| 採取           | 1.5     | 0.9        | 1.0        | 2.8               | 2.1        | 2.2        |

(\*) L4064 上の 10/11 日目からの使用済み培地は、実験の実行中に収集されなかった。

【図 9 0】

| 乳酸値 (g/L)    |         |            |            |                   |            |            |
|--------------|---------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 標準培地中の L4063 |         |            |            | CTS 無血清培地中の L4064 |            |            |
| プロセス日        | Gen3. 0 | Gen3. 1 対照 | Gen3. 1 試験 | Gen3. 0           | Gen3. 1 対照 | Gen3. 1 試験 |
| 再活性化         | 0.2     | 0.2        | 0.5        | 0.1               | 0.2        | 0.5        |
| スケールアップ      | 0.7     | 1.1        | 1.2        | *                 | *          | *          |
| 採取           | 1.1     | 1.7        | 1.6        | 1.5               | 2.0        | 1.9        |

(\*) L4064 上の 10/11 日目からの使用済み培地は、実験の実行中に収集されなかった。

【図 9 1】

| グルタミン (mmol/L) |         |            |            |                   |            |            |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 標準培地中の L4063   |         |            |            | CTS 無血清培地中の L4064 |            |            |
| プロセス日          | Gen3. 0 | Gen3. 1 対照 | Gen3. 1 試験 | Gen3. 0           | Gen3. 1 対照 | Gen3. 1 試験 |
| 再活性化           | 2.0     | 2.0        | 2.0        | 1.3               | 1.2        | 1.1        |
| スケールアップ        | 1.7     | 1.1        | 1.1        | *                 | *          | *          |
| 採取             | 1.9     | 1.3        | 1.3        | 0.7               | 0.6        | 0.6        |

(\*) L4064 上の 10/11 日目からの使用済み培地は、実験の実行中に収集されなかった。

【図 9 2】

| Glutamax (mmol/L) |         |            |            |                   |            |            |
|-------------------|---------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 標準培地中の L4063      |         |            |            | CTS 無血清培地中の L4064 |            |            |
| プロセス日             | Gen3. 0 | Gen3. 1 対照 | Gen3. 1 試験 | Gen3. 0           | Gen3. 1 対照 | Gen3. 1 試験 |
| 再活性化              | 2.2     | 2.2        | 2.2        | 1.4               | 1.3        | 1.2        |
| スケールアップ           | 1.9     | 1.2        | 1.2        | *                 | *          | *          |
| 採取                | 2.1     | 1.5        | 1.5        | 0.8               | 0.7        | 0.7        |

(\*) L4064 上の 10/11 日目からの使用済み培地は、実験の実行中に収集されなかった。

【図 9 3】

| アンモニア (mmol/L) | 標準培地中の L4063 |           |           |                   |           |           |
|----------------|--------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
|                | 標準培地中の L4063 |           |           | CTS 無血清培地中の L4064 |           |           |
|                | Gen3.0       | Gen3.1 対照 | Gen3.1 試験 | Gen3.0            | Gen3.1 対照 | Gen3.1 試験 |
| プロセス日          | 1.9          | 1.9       | 2.0       | 0.7               | 8.0       | 0.9       |
| 再活性化           | 1.8          | 2.2       | 2.3       | *                 | *         | *         |
| スケールアップ        | 2.1          | 2.5       | 2.5       | 1.0               | 1.0       | 0.9       |
| 採取             |              |           |           |                   |           |           |

(\*) L4064 上の 10/11 目からの使用済み培地は、実験の実行中に収集されなかった。


【図 9 4】

| TIL の特徴付け | 標準培地中の L4063 |           |           | CTS 無血清培地中の L4064 |           |           |
|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
|           | Gen3.0       | Gen3.1 対照 | Gen3.1 試験 | Gen3.0            | Gen3.1 対照 | Gen3.1 試験 |
|           | 7.7          | 6.3       | 6.1       | 6.4               | 6.7       | 6.6       |
| 相対プロメア長   |              |           |           |                   |           |           |

【図 9 5】

| TIL の特徴付け   | 標準培地中の L4063 |           |           | CTS 無血清培地中の L4064 |           |           |
|-------------|--------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
|             | Gen3.0       | Gen3.1 対照 | Gen3.1 試験 | Gen3.0            | Gen3.1 対照 | Gen3.1 試験 |
|             | 14005.0      | 18149.0   | 17181.0   | 15107.0           | 21460.0   | 21503.0   |
| uCD3        |              |           |           |                   |           |           |
| シヤノエントロピー指数 | 5.9          | 10.8      | 10.5      | 8.5               | 10.7      | 10.4      |




【図 9 6】



Gen 3.0



Gen 3. 1 対照

Gen 3. 1 試験



【図 9 9】

| uCDR3の数<br>(重複率%)<br>L4063 | すべてのuCDR3 |             |             |          | uCDR3の上位80% |           |             |             |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
|                            | Gen 3. 0  | Gen 3. 1 対照 | Gen 3. 1 試験 | Gen 3. 0 | Gen 3. 1 対照 | Gen 3. 0  | Gen 3. 1 試験 | Gen 3. 1 試験 |
| Gen 3. 0                   | 14005     | 3240 (23%)  | 2959 (21%)  | 1104     | 1000 (90 %) | 975 (88%) |             |             |
| Gen 3. 1 対照                | —         | 18149       | —           | —        | 2437        | —         |             |             |
| Gen 3. 1 試験                | —         | —           | 17181       | —        | —           | 2331      |             |             |



【図 1 0 0】

| uCDR3の数<br>(重複率%)<br>L4064 | すべてのuCDR3 |             |             |          | uCDR3の上位80% |            |             |             |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                            | Gen 3. 0  | Gen 3. 1 対照 | Gen 3. 1 試験 | Gen 3. 0 | Gen 3. 1 対照 | Gen 3. 0   | Gen 3. 1 試験 | Gen 3. 1 試験 |
| Gen 3. 0                   | 15107     | 5486 (36%)  | 5541 (36%)  | 2478     | 2186 (88%)  | 2163 (87%) |             |             |
| Gen 3. 1 対照                | —         | 21460       | —           | —        | 3246        | —          |             |             |
| Gen 3. 1 試験                | —         | —           | 21503       | —        | —           | 3263       |             |             |



【図101】

| 試験        |                        | 承認基準                          | Gen 3. 1試験対Gen 3. 0<br>プロセス |
|-----------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 細胞数 (TVC) |                        | Gen 3. 1>30%対プロセスGen 3. 0     | Met                         |
|           | 生存率%                   | ≧70%生存率                       | Met                         |
|           | 免疫表現型解析 (%CD3+/%CD45+) | Gen 3. 1とGen 3. 0プロセスとの間の≦5%差 | Met                         |
| IFNγ 分泌   |                        | Gen 3. 1≧対プロセスGen 3. 0        | Met                         |

【図102】

| 細胞数                   |        | 再活性化日 |                  |                  |                  |          | 平均<br>(細胞/mL) | 総細胞平均量   |
|-----------------------|--------|-------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------|----------|
| ID                    | 量 (mL) | 合計    | カウント1<br>(細胞/mL) | カウント2<br>(細胞/mL) | カウント3<br>(細胞/mL) | 死        |               |          |
| Gen 3. 0 (A)<br>L4063 | 500    | 合計    | 7.10E+04         | 6.81E+04         |                  | 6.99E+04 | 6.99E+04      | 3.48E+07 |
|                       |        | 生     | 5.27E+04         | 5.09E+04         |                  | 5.18E+04 | 5.18E+04      | 2.59E+07 |
|                       |        | 死     | 1.83E+04         | 1.72E+04         |                  | 1.78E+04 | 1.78E+04      | 8.88E+06 |
|                       |        | 生存率%  | 74.30%           | 74.80%           |                  | 74.55%   |               |          |
|                       |        | 合計    | 1.41E+05         | 1.38E+05         |                  | 1.40E+05 | 1.40E+05      | 6.98E+07 |
| Gen 3. 1対照<br>L4063   | 500    | 合計    | 1.31E+05         | 1.26E+05         |                  | 1.29E+05 | 1.29E+05      | 6.43E+07 |
|                       |        | 生     | 9.84E+03         | 1.21E+04         |                  | 1.10E+04 | 1.10E+04      | 5.49E+06 |
|                       |        | 死     | 93.00%           | 91.20%           |                  | 92.10%   |               |          |
|                       |        | 生存率%  | 3.38E+05         | 3.28E+05         |                  | 3.27E+05 | 3.27E+05      | 1.64E+08 |
|                       |        | 合計    | 2.83E+05         | 2.96E+05         |                  | 2.90E+05 | 2.90E+05      | 1.45E+08 |
| Gen 3. 1試験L4063       | 500    | 合計    | 4.25E+04         | 3.16E+04         |                  | 3.71E+04 | 3.71E+04      | 1.85E+07 |
|                       |        | 生     | 87.00%           | 90.30%           |                  | 88.65%   |               |          |
|                       |        | 死     | 1.59E+04         | 1.73E+04         |                  | 1.67E+04 | 1.67E+04      | 8.53E+06 |
|                       |        | 生存率%  | 1.39E+04         | 1.55E+04         |                  | 1.47E+04 | 1.47E+04      | 7.35E+06 |
|                       |        | 合計    | 1.98E+03         | 2.02E+03         |                  | 2.00E+03 | 2.00E+03      | 1.00E+06 |
| Gen 3. 0 (A)<br>L4064 | 500    | 合計    | 87.50%           | 88.50%           |                  | 88.00%   |               |          |
|                       |        | 生     | 2.02E+05         | 1.98E+05         |                  | 1.98E+05 | 1.98E+05      | 1.00E+08 |
|                       |        | 死     | 1.38E+03         | 1.83E+05         |                  | 1.80E+05 | 1.80E+05      | 9.28E+07 |
|                       |        | 生存率%  | 1.38E+04         | 1.51E+04         |                  | 1.45E+04 | 1.45E+04      | 7.23E+06 |
|                       |        | 合計    | 93.20%           | 92.40%           |                  | 92.80%   |               |          |
| Gen 3. 1対照<br>L4064   | 500    | 合計    | 2.70E+03         | 3.15E+05         |                  | 2.93E+05 | 2.93E+05      | 1.46E+08 |
|                       |        | 生     | 2.55E+05         | 3.01E+05         |                  | 2.78E+05 | 2.78E+05      | 1.39E+08 |
|                       |        | 死     | 1.51E+04         | 1.38E+04         |                  | 1.45E+04 | 1.45E+04      | 7.23E+06 |
|                       |        | 生存率%  | 94.40%           | 95.60%           |                  | 95.00%   |               |          |
|                       |        | 合計    | 1.67E+04         | 1.73E+04         |                  | 1.70E+04 | 1.70E+04      | 8.53E+06 |

【図103】

| 細胞数                   |        | スクリーンアップ日 |                  |                  |                  |          | 平均<br>(細胞/mL) | 総細胞平均量   |
|-----------------------|--------|-----------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------|----------|
| ID                    | 量 (mL) | 合計        | カウント1<br>(細胞/mL) | カウント2<br>(細胞/mL) | カウント3<br>(細胞/mL) | 死        |               |          |
| Gen 3. 0 (A)<br>L4063 | 1000   | 合計        | 6.57E+05         | 6.61E+05         |                  | 6.59E+05 | 6.59E+05      | 6.59E+08 |
|                       |        | 生         | 6.00E+05         | 6.14E+05         |                  | 6.07E+05 | 6.07E+05      | 6.07E+08 |
|                       |        | 死         | 5.71E+04         | 4.68E+04         |                  | 5.20E+04 | 5.20E+04      | 5.20E+07 |
|                       |        | 生存率%      | 91.30%           | 92.80%           |                  | 92.10%   |               |          |
|                       |        | 合計        | 1.66E+06         | 1.82E+06         |                  | 1.74E+06 | 1.74E+06      | 1.74E+09 |
| Gen 3. 1対照<br>L4063   | 1000   | 合計        | 1.59E+06         | 1.72E+06         |                  | 1.66E+06 | 1.66E+06      | 1.66E+09 |
|                       |        | 生         | 7.17E+04         | 9.07E+04         |                  | 8.12E+04 | 8.12E+04      | 8.12E+07 |
|                       |        | 死         | 95.70%           | 95.00%           |                  | 95.35%   |               |          |
|                       |        | 生存率%      | 1.88E+06         | 2.08E+06         |                  | 1.94E+06 | 1.94E+06      | 1.94E+09 |
|                       |        | 合計        | 1.76E+06         | 1.89E+06         |                  | 1.83E+06 | 1.83E+06      | 1.83E+09 |
| Gen 3. 1試験L4063       | 1000   | 合計        | 1.20E+05         | 1.15E+05         |                  | 1.18E+05 | 1.18E+05      | 1.18E+08 |
|                       |        | 生         | 93.60%           | 94.30%           |                  | 93.95%   |               |          |
|                       |        | 死         | 7.95E+05         | 8.58E+05         |                  | 8.27E+05 | 8.27E+05      | 8.27E+08 |
|                       |        | 生存率%      | 7.17E+05         | 7.78E+05         |                  | 7.48E+05 | 7.48E+05      | 7.48E+08 |
|                       |        | 合計        | 7.85E+04         | 8.05E+04         |                  | 7.95E+04 | 7.95E+04      | 7.95E+07 |
| Gen 3. 0 (A)<br>L4064 | 1000   | 合計        | 90.10%           | 90.60%           |                  | 90.35%   |               |          |
|                       |        | 生         | 1.38E+06         | 1.32E+06         |                  | 1.35E+06 | 1.35E+06      | 1.35E+09 |
|                       |        | 死         | 1.31E+06         | 1.24E+06         |                  | 1.28E+06 | 1.28E+06      | 1.28E+09 |
|                       |        | 生存率%      | 7.20E+04         | 8.13E+04         |                  | 7.67E+04 | 7.67E+04      | 7.67E+07 |
|                       |        | 合計        | 94.80%           | 93.80%           |                  | 94.30%   |               |          |
| Gen 3. 1対照<br>L4064   | 1000   | 合計        | 1.85E+06         | 1.78E+06         |                  | 1.81E+06 | 1.81E+06      | 1.81E+09 |
|                       |        | 生         | 1.76E+06         | 1.67E+06         |                  | 1.72E+06 | 1.72E+06      | 1.72E+09 |
|                       |        | 死         | 8.62E+04         | 8.95E+04         |                  | 8.79E+04 | 8.79E+04      | 8.79E+07 |
|                       |        | 生存率%      | 95.30%           | 94.90%           |                  | 95.10%   |               |          |
|                       |        | 合計        | 95.30%           | 94.90%           |                  | 95.10%   |               |          |

【図104】

| 細胞数                         |        | 経路L4063 |                  |                  |                  |          | 平均<br>(細胞/mL) | 総細胞平均量   |
|-----------------------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------|----------|
| ID                          | 量 (mL) | 合計      | カウント1<br>(細胞/mL) | カウント2<br>(細胞/mL) | カウント3<br>(細胞/mL) | 死        |               |          |
| Gen 3. 0 (A)<br>L4063 LOVO前 | 602.4  | 合計      | 1.68E+07         | 1.70E+07         |                  | 1.69E+07 | 1.69E+07      | 1.02E+10 |
|                             |        | 生       | 1.52E+07         | 1.54E+07         |                  | 1.53E+07 | 1.53E+07      | 9.22E+09 |
|                             |        | 死       | 1.65E+06         | 1.65E+06         |                  | 1.65E+06 | 1.65E+06      | 9.79E+08 |
|                             |        | 生存率%    | 90.50%           | 90.30%           |                  | 90.40%   |               |          |
|                             |        | 合計      | 3.39E+07         | 3.90E+07         |                  | 3.65E+07 | 3.65E+07      | 1.81E+10 |
| Gen 3. 1対照<br>L4063 LOVO前   | 407.1  | 合計      | 3.25E+07         | 3.73E+07         |                  | 3.49E+07 | 3.49E+07      | 1.73E+10 |
|                             |        | 生       | 1.41E+06         | 1.63E+06         |                  | 1.52E+06 | 1.52E+06      | 7.56E+08 |
|                             |        | 死       | 95.80%           | 95.80%           |                  | 95.80%   |               |          |
|                             |        | 生存率%    | 3.71E+07         | 3.62E+07         |                  | 3.67E+07 | 3.67E+07      | 2.02E+10 |
|                             |        | 合計      | 3.56E+07         | 3.51E+07         |                  | 3.54E+07 | 3.54E+07      | 1.95E+10 |
| Gen 3. 1試験L4063<br>LOVO前    | 552.3  | 合計      | 1.50E+06         | 1.09E+06         |                  | 1.30E+06 | 1.30E+06      | 7.15E+08 |
|                             |        | 生       | 96.00%           | 97.00%           |                  | 96.50%   |               |          |
|                             |        | 死       | 5.37E+07         | 5.73E+07         |                  | 5.55E+07 | 5.55E+07      | 9.13E+09 |
|                             |        | 生存率%    | 4.32E+07         | 4.52E+07         |                  | 4.40E+07 | 4.40E+07      | 7.26E+09 |
|                             |        | 合計      | 1.04E+07         | 1.21E+07         |                  | 1.14E+07 | 1.14E+07      | 1.86E+09 |
| Gen 3. 0 (A)<br>L4063 LOVO後 | 165    | 合計      | 80.50%           | 78.80%           |                  | 79.65%   |               |          |
|                             |        | 生       | 1.21E+08         | 1.01E+08         |                  | 1.11E+08 | 1.11E+08      | 1.89E+10 |
|                             |        | 死       | 1.10E+08         | 8.85E+07         |                  | 1.09E+08 | 1.09E+08      | 1.69E+10 |
|                             |        | 生存率%    | 1.11E+07         | 1.27E+07         |                  | 1.20E+07 | 1.20E+07      | 1.99E+09 |
|                             |        | 合計      | 90.90%           | 87.80%           |                  | 89.60%   |               |          |
| Gen 3. 1対照<br>L4063 LOVO後   | 165    | 合計      | 1.65E+08         | 1.20E+08         |                  | 1.43E+08 | 1.43E+08      | 1.97E+10 |
|                             |        | 生       | 993E+07          | 1.14E+08         |                  | 1.07E+08 | 1.07E+08      | 1.87E+10 |
|                             |        | 死       | 5.51E+06         | 6.44E+06         |                  | 5.83E+06 | 5.83E+06      | 1.02E+09 |
|                             |        | 生存率%    | 94.70%           | 94.90%           |                  | 94.80%   |               |          |
|                             |        | 合計      | 1.67E+04         | 1.73E+04         |                  | 1.70E+04 | 1.70E+04      | 8.53E+06 |

【図 105】

| ID                         | 量 (mL) | カクツト・1<br>(個数/㎡) | カクツト・2<br>(個数/㎡) | カクツト・3<br>(個数/㎡) | 平均<br>(個数/㎡) | 総細胞数/平均・量 |
|----------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|
| Gen3, 0 (A)<br>L4064 LOYO前 | 641.3  | 合計               | 1.99E+07         | 1.94E+07         | 1.97E+07     | 1.26E+10  |
|                            |        | 生                | 1.83E+07         | 1.94E+07         | 1.89E+07     | 1.21E+10  |
|                            |        | 死                | 1.60E+06         | 1.68E+06         | 1.64E+06     | 1.05E+09  |
|                            |        | 生存率%             | 92.00%           | 92.00%           | 92.00%       |           |
|                            |        | 合計               | 3.98E+07         | 3.87E+07         | 3.93E+07     | 1.94E+10  |
| Gen3, 1初照<br>L4064 LOYO前   | 493.4  | 生                | 3.55E+07         | 3.55E+07         | 3.60E+07     | 1.78E+10  |
|                            |        | 死                | 3.31E+06         | 3.27E+06         | 3.27E+06     | 1.61E+09  |
|                            |        | 生存率%             | 91.70%           | 91.70%           | 91.70%       |           |
|                            |        | 合計               | 3.92E+07         | 3.79E+07         | 3.86E+07     | 2.29E+10  |
|                            |        | 生                | 3.67E+07         | 3.54E+07         | 3.61E+07     | 2.14E+10  |
| Gen3, 1試験L4064<br>LOYO前    | 593.4  | 死                | 2.55E+06         | 2.50E+06         | 2.53E+06     | 1.50E+09  |
|                            |        | 生存率%             | 93.50%           | 93.40%           | 93.45%       |           |
|                            |        | 合計               | 8.58E+07         | 8.34E+07         | 8.46E+07     | 1.40E+10  |
|                            |        | 生                | 7.56E+07         | 7.46E+07         | 7.51E+07     | 1.34E+10  |
|                            |        | 死                | 1.02E+07         | 8.79E+06         | 9.50E+06     | 1.37E+09  |
| Gen3, 0 (A)<br>L4064 LOYO後 | 165    | 生存率%             | 88.10%           | 89.50%           | 88.80%       |           |
|                            |        | 合計               | 1.13E+08         | 1.27E+08         | 1.15E+08     | 1.94E+10  |
|                            |        | 生                | 9.21E+07         | 1.01E+08         | 9.65E+07     | 1.59E+10  |
|                            |        | 死                | 2.13E+07         | 2.07E+07         | 2.14E+07     | 3.52E+09  |
|                            |        | 生存率%             | 81.20%           | 82.60%           | 82.10%       |           |
| Gen3, 1初照<br>L4064 LOYO後   | 165    | 合計               | 1.33E+08         | 1.45E+08         | 1.39E+08     | 2.29E+10  |
|                            |        | 生                | 1.14E+08         | 1.27E+08         | 1.18E+08     | 1.95E+10  |
|                            |        | 死                | 1.94E+07         | 2.26E+07         | 2.10E+07     | 3.47E+09  |
|                            |        | 生存率%             | 85.40%           | 84.40%           | 84.90%       |           |
|                            |        | 合計               | 8.58E+07         | 8.34E+07         | 8.46E+07     | 1.40E+10  |

【図 106】

[illegible]

【図 107】

| S1/S2/S3/S4/S5/S6/S7/S8/S9/S10/S11/S12/S13/S14/S15/S16/S17/S18/S19/S20/S21/S22/S23/S24/S25/S26/S27/S28/S29/S30/S31/S32/S33/S34/S35/S36/S37/S38/S39/S40/S41/S42/S43/S44/S45/S46/S47/S48/S49/S50/S51/S52/S53/S54/S55/S56/S57/S58/S59/S60/S61/S62/S63/S64/S65/S66/S67/S68/S69/S70/S71/S72/S73/S74/S75/S76/S77/S78/S79/S80/S81/S82/S83/S84/S85/S86/S87/S88/S89/S90/S91/S92/S93/S94/S95/S96/S97/S98/S99/S100/S101/S102/S103/S104/S105/S106/S107/S108/S109/S110/S111/S112/S113/S114/S115/S116/S117/S118/S119/S120/S121/S122/S123/S124/S125/S126/S127/S128/S129/S130/S131/S132/S133/S134/S135/S136/S137/S138/S139/S140/S141/S142/S143/S144/S145/S146/S147/S148/S149/S150/S151/S152/S153/S154/S155/S156/S157/S158/S159/S160/S161/S162/S163/S164/S165/S166/S167/S168/S169/S170/S171/S172/S173/S174/S175/S176/S177/S178/S179/S180/S181/S182/S183/S184/S185/S186/S187/S188/S189/S190/S191/S192/S193/S194/S195/S196/S197/S198/S199/S200/S201/S202/S203/S204/S205/S206/S207/S208/S209/S210/S211/S212/S213/S214/S215/S216/S217/S218/S219/S220/S221/S222/S223/S224/S225/S226/S227/S228/S229/S230/S231/S232/S233/S234/S235/S236/S237/S238/S239/S240/S241/S242/S243/S244/S245/S246/S247/S248/S249/S250/S251/S252/S253/S254/S255/S256/S257/S258/S259/S260/S261/S262/S263/S264/S265/S266/S267/S268/S269/S270/S271/S272/S273/S274/S275/S276/S277/S278/S279/S280/S281/S282/S283/S284/S285/S286/S287/S288/S289/S290/S291/S292/S293/S294/S295/S296/S297/S298/S299/S300/S301/S302/S303/S304/S305/S306/S307/S308/S309/S310/S311/S312/S313/S314/S315/S316/S317/S318/S319/S320/S321/S322/S323/S324/S325/S326/S327/S328/S329/S330/S331/S332/S333/S334/S335/S336/S337/S338/S339/S340/S341/S342/S343/S344/S345/S346/S347/S348/S349/S350/S351/S352/S353/S354/S355/S356/S357/S358/S359/S360/S361/S362/S363/S364/S365/S366/S367/S368/S369/S370/S371/S372/S373/S374/S375/S376/S377/S378/S379/S380/S381/S382/S383/S384/S385/S386/S387/S388/S389/S390/S391/S392/S393/S394/S395/S396/S397/S398/S399/S400/S401/S402/S403/S404/S405/S406/S407/S408/S409/S410/S411/S412/S413/S414/S415/S416/S417/S418/S419/S420/S421/S422/S423/S424/S425/S426/S427/S428/S429/S430/S431/S432/S433/S434/S435/S436/S437/S438/S439/S440/S441/S442/S443/S444/S445/S446/S447/S448/S449/S450/S451/S452/S453/S454/S455/S456/S457/S458/S459/S460/S461/S462/S463/S464/S465/S466/S467/S468/S469/S470/S471/S472/S473/S474/S475/S476/S477/S478/S479/S480/S481/S482/S483/S484/S485/S486/S487/S488/S489/S490/S491/S492/S493/S494/S495/S496/S497/S498/S499/S500/S501/S502/S503/S504/S505/S506/S507/S508/S509/S510/S511/S512/S513/S514/S515/S516/S517/S518/S519/S520/S521/S522/S523/S524/S525/S526/S527/S528/S529/S530/S531/S532/S533/S534/S535/S536/S537/S538/S539/S540/S541/S542/S543/S544/S545/S546/S547/S548/S549/S550/S551/S552/S553/S554/S555/S556/S557/S558/S559/S560/S561/S562/S563/S564/S565/S566/S567/S568/S569/S570/S571/S572/S573/S574/S575/S576/S577/S578/S579/S580/S581/S582/S583/S584/S585/S586/S587/S588/S589/S590/S591/S592/S593/S594/S595/S596/S597/S598/S599/S600/S601/S602/S603/S604/S605/S606/S607/S608/S609/S610/S611/S612/S613/S614/S615/S616/S617/S618/S619/S620/S621/S622/S623/S624/S625/S626/S627/S628/S629/S630/S631/S632/S633/S634/S635/S636/S637/S638/S639/S640/S641/S642/S643/S644/S645/S646/S647/S648/S649/S650/S651/S652/S653/S654/S655/S656/S657/S658/S659/S660/S661/S662/S663/S664/S665/S666/S667/S668/S669/S670/S671/S672/S673/S674/S675/S676/S677/S678/S679/S680/S681/S682/S683/S684/S685/S686/S687/S688/S689/S690/S691/S692/S693/S694/S695/S696/S697/S698/S699/S700/S701/S702/S703/S704/S705/S706/S707/S708/S709/S710/S711/S712/S713/S714/S715/S716/S717/S718/S719/S720/S721/S722/S723/S724/S725/S726/S727/S728/S729/S730/S731/S732/S733/S734/S735/S736/S737/S738/S739/S740/S741/S742/S743/S744/S745/S746/S747/S748/S749/S750/S751/S752/S753/S754/S755/S756/S757/S758/S759/S760/S761/S762/S763/S764/S765/S766/S767/S768/S769/S770/S771/S772/S773/S774/S775/S776/S777/S778/S779/S780/S781/S782/S783/S784/S785/S786/S787/S788/S789/S790/S791/S792/S793/S794/S795/S796/S797/S798/S799/S800/S801/S802/S803/S804/S805/S806/S807/S808/S809/S810/S811/S812/S813/S814/S815/S816/S817/S818/S819/S820/S821/S822/S823/S824/S825/S826/S827/S828/S829/S830/S831/S832/S833/S834/S835/S836/S837/S838/S839/S840/S841/S842/S843/S844/S845/S846/S847/S848/S849/S850/S851/S852/S853/S854/S855/S856/S857/S858/S859/S860/S861/S862/S863/S864/S865/S866/S867/S868/S869/S870/S871/S872/S873/S874/S875/S876/S877/S878/S879/S880/S881/S882/S883/S884/S885/S886/S887/S888/S889/S890/S891/S892/S893/S894/S895/S896/S897/S898/S899/S900/S901/S902/S903/S904/S905/S906/S907/S908/S909/S910/S911/S912/S913/S914/S915/S916/S917/S918/S919/S920/S921/S922/S923/S924/S925/S926/S927/S928/S929/S930/S931/S932/S933/S934/S935/S936/S937/S938/S939/S940/S941/S942/S943/S944/S945/S946/S947/S948/S949/S950/S951/S952/S953/S954/S955/S956/S957/S958/S959/S960/S961/S962/S963/S964/S965/S966/S967/S968/S969/S970/S971/S972/S973/S974/S975/S976/S977/S978/S979/S980/S981/S982/S983/S984/S985/S986/S987/S988/S989/S990/S991/S992/S993/S994/S995/S996/S997/S998/S999/1000 |  | S1/S2/S3/S4/S5/S6/S7/S8/S9/S10/S11/S12/S13/S14/S15/S16/S17/S18/S19/S20/S21/S22/S23/S24/S25/S26/S27/S28/S29/S30/S31/S32/S33/S34/S35/S36/S37/S38/S39/S40/S41/S42/S43/S44/S45/S46/S47/S48/S49/S50/S51/S52/S53/S54/S55/S56/S57/S58/S59/S60/S61/S62/S63/S6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

【図 108】

[illegible]

【図 109】

[illegible]

【図 1 1 0 A】

[illegible]

【図 1 1 0 B】

|   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211  | 212  | 213  | 214  | 215  | 216  | 217  | 218  | 219  | 220  | 221  | 222  | 223  | 224  | 225  | 226  | 227  | 228  | 229  | 230  | 231  | 232  | 233  | 234  | 235  | 236  | 237  | 238  | 239  | 240  | 241  | 242  | 243  | 244  | 245  | 246  | 247  | 248  | 249  | 250  | 251  | 252  | 253  | 254  | 255  | 256  | 257  | 258  | 259  | 260  | 261  | 262  | 263  | 264  | 265  | 266  | 267  | 268  | 269  | 270  | 271  | 272  | 273  | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   | 437   | 438   | 439   | 440   | 441   | 442   | 443   | 444   | 445   | 446   | 447   | 448   | 449   | 450   | 451   | 452   | 453   | 454   | 455   | 456   | 457   | 458   | 459   | 460   | 461   | 462   | 463   | 464   | 465   | 466   | 467   | 468   | 469   | 470   | 471   | 472   | 473   | 474   | 475   | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| A | 4.55 | 4.57 | 4.59 | 4.61 | 4.63 | 4.65 | 4.67 | 4.69 | 4.71 | 4.73 | 4.75 | 4.77 | 4.79 | 4.81 | 4.83 | 4.85 | 4.87 | 4.89 | 4.91 | 4.93 | 4.95 | 4.97 | 4.99 | 5.01 | 5.03 | 5.05 | 5.07 | 5.09 | 5.11 | 5.13 | 5.15 | 5.17 | 5.19 | 5.21 | 5.23 | 5.25 | 5.27 | 5.29 | 5.31 | 5.33 | 5.35 | 5.37 | 5.39 | 5.41 | 5.43 | 5.45 | 5.47 | 5.49 | 5.51 | 5.53 | 5.55 | 5.57 | 5.59 | 5.61 | 5.63 | 5.65 | 5.67 | 5.69 | 5.71 | 5.73 | 5.75 | 5.77 | 5.79 | 5.81 | 5.83 | 5.85 | 5.87 | 5.89 | 5.91 | 5.93 | 5.95 | 5.97 | 5.99 | 6.01 | 6.03 | 6.05 | 6.07 | 6.09 | 6.11 | 6.13 | 6.15 | 6.17 | 6.19 | 6.21 | 6.23 | 6.25 | 6.27 | 6.29 | 6.31 | 6.33 | 6.35 | 6.37 | 6.39 | 6.41 | 6.43 | 6.45 | 6.47 | 6.49 | 6.51 | 6.53 | 6.55 | 6.57 | 6.59 | 6.61 | 6.63 | 6.65 | 6.67 | 6.69 | 6.71 | 6.73 | 6.75 | 6.77 | 6.79 | 6.81 | 6.83 | 6.85 | 6.87 | 6.89 | 6.91 | 6.93 | 6.95 | 6.97 | 6.99 | 7.01 | 7.03 | 7.05 | 7.07 | 7.09 | 7.11 | 7.13 | 7.15 | 7.17 | 7.19 | 7.21 | 7.23 | 7.25 | 7.27 | 7.29 | 7.31 | 7.33 | 7.35 | 7.37 | 7.39 | 7.41 | 7.43 | 7.45 | 7.47 | 7.49 | 7.51 | 7.53 | 7.55 | 7.57 | 7.59 | 7.61 | 7.63 | 7.65 | 7.67 | 7.69 | 7.71 | 7.73 | 7.75 | 7.77 | 7.79 | 7.81 | 7.83 | 7.85 | 7.87 | 7.89 | 7.91 | 7.93 | 7.95 | 7.97 | 7.99 | 8.01 | 8.03 | 8.05 | 8.07 | 8.09 | 8.11 | 8.13 | 8.15 | 8.17 | 8.19 | 8.21 | 8.23 | 8.25 | 8.27 | 8.29 | 8.31 | 8.33 | 8.35 | 8.37 | 8.39 | 8.41 | 8.43 | 8.45 | 8.47 | 8.49 | 8.51 | 8.53 | 8.55 | 8.57 | 8.59 | 8.61 | 8.63 | 8.65 | 8.67 | 8.69 | 8.71 | 8.73 | 8.75 | 8.77 | 8.79 | 8.81 | 8.83 | 8.85 | 8.87 | 8.89 | 8.91 | 8.93 | 8.95 | 8.97 | 8.99 | 9.01 | 9.03 | 9.05 | 9.07 | 9.09 | 9.11 | 9.13 | 9.15 | 9.17 | 9.19 | 9.21 | 9.23 | 9.25 | 9.27 | 9.29 | 9.31 | 9.33 | 9.35 | 9.37 | 9.39 | 9.41 | 9.43 | 9.45 | 9.47 | 9.49 | 9.51 | 9.53 | 9.55 | 9.57 | 9.59 | 9.61 | 9.63 | 9.65 | 9.67 | 9.69 | 9.71 | 9.73 | 9.75 | 9.77 | 9.79 | 9.81 | 9.83 | 9.85 | 9.87 | 9.89 | 9.91 | 9.93 | 9.95 | 9.97 | 9.99 | 10.01 | 10.03 | 10.05 | 10.07 | 10.09 | 10.11 | 10.13 | 10.15 | 10.17 | 10.19 | 10.21 | 10.23 | 10.25 | 10.27 | 10.29 | 10.31 | 10.33 | 10.35 | 10.37 | 10.39 | 10.41 | 10.43 | 10.45 | 10.47 | 10.49 | 10.51 | 10.53 | 10.55 | 10.57 | 10.59 | 10.61 | 10.63 | 10.65 | 10.67 | 10.69 | 10.71 | 10.73 | 10.75 | 10.77 | 10.79 | 10.81 | 10.83 | 10.85 | 10.87 | 10.89 | 10.91 | 10.93 | 10.95 | 10.97 | 10.99 | 11.01 | 11.03 | 11.05 | 11.07 | 11.09 | 11.11 | 11.13 | 11.15 | 11.17 | 11.19 | 11.21 | 11.23 | 11.25 | 11.27 | 11.29 | 11.31 | 11.33 | 11.35 | 11.37 | 11.39 | 11.41 | 11.43 | 11.45 | 11.47 | 11.49 | 11.51 | 11.53 | 11.55 | 11.57 | 11.59 | 11.61 | 11.63 | 11.65 | 11.67 | 11.69 | 11.71 | 11.73 | 11.75 | 11.77 | 11.79 | 11.81 | 11.83 | 11.85 | 11.87 | 11.89 | 11.91 | 11.93 | 11.95 | 11.97 | 11.99 | 12.01 | 12.03 | 12.05 | 12.07 | 12.09 | 12.11 | 12.13 | 12.15 | 12.17 | 12.19 | 12.21 | 12.23 | 12.25 | 12.27 | 12.29 | 12.31 | 12.33 | 12.35 | 12.37 | 12.39 | 12.41 | 12.43 | 12.45 | 12.47 | 12.49 | 12.51 | 12.53 | 12.55 | 12.57 | 12.59 | 12.61 | 12.63 | 12.65 | 12.67 | 12.69 | 12.71 | 12.73 | 12.75 | 12.77 | 12.79 | 12.81 | 12.83 | 12.85 | 12.87 | 12.89 | 12.91 | 12.93 | 12.95 | 12.97 | 12.99 | 13.01 | 13.03 | 13.05 | 13.07 | 13.09 | 13.11 | 13.13 | 13.15 | 13.17 | 13.19 | 13.21 | 13.23 | 13.25 | 13.27 | 13.29 | 13.31 | 13.33 | 13.35 | 13.37 | 13.39 | 13.41 | 13.43 | 13.45 | 13.47 | 13.49 | 13.51 | 13.53 | 13.55 | 13.57 | 13.59 | 13.61 | 13.63 | 13.65 | 13.67 | 13.69 | 13.71 | 13.73 | 13.75 | 13.77 | 13.79 | 13.81 | 13.83 | 13.85 | 13.87 | 13.89 | 13.91 | 13.93 | 13.95 | 13.97 | 13.99 | 14.01 | 14.03 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |

【図 1 1 1 A】

[illegible]

【図 1 1 1 B】

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | 1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | 1453 | 1454 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 | 1459 | 1460 | 1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 1465 | 1466 | 1467 | 1468 | 1469 | 1470 | 1471 | 1472 | 1473 | 1474 | 1475 | 1476 | 1477 | 1478 | 1479 | 1480 | 1481 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

【図 1 1 4】

| 順序  | 名称          | 幾何的平均プロ<br>ロープ f i ロープ f i<br>t c - A | 平均 T  | 1 3 0 1 に対す<br>る長さ |
|-----|-------------|---------------------------------------|-------|--------------------|
| A 1 | A1 10.1.fcs | 86                                    | 42.5  |                    |
| A 2 | A2 10.2.fcs | 85.4                                  | 42.3  | 42.4               |
| A 3 | A3 10.3.fcs | 4585                                  | 207   |                    |
| A 4 | A4 10.4.fcs | 4389                                  | 216   | 4487               |
| A 5 | A5 11.1.fcs | 82.7                                  | 33.3  | 211.5              |
| A 6 | A6 11.2.fcs | 86                                    | 32.9  | 84.35              |
| A 7 | A7 11.3.fcs | 4696                                  | 180   |                    |
| A 8 | A8 11.4.fcs | 4641                                  | 175   | 4668.5             |
| B 1 | B1 12.1.fcs | 95.1                                  | 28.8  | 6.29968            |
| B 2 | B2 12.2.fcs | 84.7                                  | 26.7  |                    |
| B 3 | B3 12.3.fcs | 4764                                  | 169   |                    |
| B 4 | B4 12.4.fcs | 4800                                  | 174   | 4782               |
| B 5 | B5 13.1.fcs | 101                                   | 40.3  | 171.5              |
| B 6 | B6 13.2.fcs | 89.6                                  | 34.1  | 37.2               |
| B 7 | B7 13.3.fcs | 4300                                  | 174   |                    |
| B 8 | B8 13.4.fcs | 4367                                  | 172   |                    |
| C 1 | C1 14.1.fcs | 92.1                                  | 31.1  | 4333.5             |
| C 2 | C2 14.2.fcs | 88.6                                  | 29.6  | 173                |
| C 3 | C3 14.3.fcs | 4111                                  | 90.35 | 6.12732            |
| C 4 | C4 14.4.fcs | 4443                                  | 169   |                    |
| C 5 | C5 15.1.fcs | 89.7                                  | 4277  | 170.5              |
| C 6 | C6 15.2.fcs | 85.7                                  | 25.7  | 6.69509            |
| C 7 | C7 15.3.fcs | 4342                                  | 172   |                    |
| C 8 | C8 15.4.fcs | 4560                                  | 166   |                    |
|     |             |                                       | 169   | 6.591341           |


【図 1 1 5】

| 対象        | 元の試料                            | u CDR 3 数 | 比較される試料   | u CDR 3 数 | 共有される u CDR 3 数 | u CDR 3 数   |
|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| L 4 0 6 3 | L 6 3 G A                       | 14005     | L 6 3 G B | 18149     | 3240            | 23.13459479 |
| L 4 0 6 3 | L 6 3 G A                       | 14005     | L 6 3 G C | 17181     | 2959            | 21.12816851 |
| L 4 0 6 3 | L 6 3 G A                       | 15107     | L 6 4 G B | 21460     | 5486            | 36.31429139 |
| L 4 0 6 3 | L 6 3 G A                       | 15107     | L 6 4 G C | 21503     | 5541            | 36.67836102 |
|           |                                 |           |           |           |                 |             |
| コード :     | L 6 3 G A=L 4 0 6 3 Gen 3. 0    |           |           |           |                 |             |
|           | L 6 3 G B=L 4 0 6 3 Gen 3. 1 対照 |           |           |           |                 |             |
|           | L 6 3 G C=L 4 0 6 3 Gen 3. 1 試験 |           |           |           |                 |             |
|           |                                 |           |           |           |                 |             |
|           | L 6 4 G A=L 4 0 6 4 Gen 3. 0    |           |           |           |                 |             |
|           | L 6 4 G B=L 4 0 6 4 Gen 3. 1 対照 |           |           |           |                 |             |
|           | L 6 4 G C=L 4 0 6 4 Gen 3. 1 試験 |           |           |           |                 |             |

上位 8 0 %

| 対象        | 試料 1                            | u CDR 3 数 | 試料 2      | u CDR 3 数 | 共有される u CDR 3 数 | 共有される u CDR 3 数の割合 |
|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|
| L 4 0 6 3 | L 6 3 G A                       | 1104      | L 6 3 G B | 2437      | 1000            | 90.57971           |
| L 4 0 6 3 | L 6 3 G A                       | 1104      | L 6 3 G C | 2331      | 975             | 88.31522           |
| L 4 0 6 4 | L 6 4 G A                       | 2478      | L 6 4 G B | 3246      | 2186            | 88.2163            |
| L 4 0 6 4 | L 6 4 G A                       | 2478      | L 6 4 G C | 3263      | 2163            | 87.28814           |
|           |                                 |           |           |           |                 |                    |
| コード :     | L 6 3 G A=L 4 0 6 3 Gen 3. 0    |           |           |           |                 |                    |
|           | L 6 3 G B=L 4 0 6 3 Gen 3. 1 対照 |           |           |           |                 |                    |
|           | L 6 3 G C=L 4 0 6 3 Gen 3. 1 試験 |           |           |           |                 |                    |
|           | L 6 4 G A=L 4 0 6 4 Gen 3. 0    |           |           |           |                 |                    |
|           | L 6 4 G B=L 4 0 6 4 Gen 3. 1 対照 |           |           |           |                 |                    |
|           | L 6 4 G C=L 4 0 6 4 Gen 3. 1 試験 |           |           |           |                 |                    |

【図 1 1 6】



10

20

30

40

50

【配列表】  
0007688575000001.app

10

20

30

40

50

## フロントページの続き

## (51)国際特許分類

A 6 1 K 31/7076(2006.01)  
A 6 1 K 38/20 (2006.01)  
C 0 7 K 16/28 (2006.01)  
C 1 2 N 5/078(2010.01)  
C 0 7 K 14/55 (2006.01)  
A 6 1 K 39/395 (2006.01)

## F I

A 6 1 K 31/7076  
A 6 1 K 38/20  
C 0 7 K 16/28  
C 1 2 N 5/078  
C 0 7 K 14/55  
A 6 1 K 39/395  
A 6 1 K 39/395  
A 6 1 K 39/395  
A 6 1 K 39/395

Z N A

D  
N  
E  
T

## (33)優先権主張国・地域又は機関

米国(US)

アメリカ合衆国, カリフォルニア州 9 4 0 7 0, サン カルロス, アバディーン ドライブ 1 0 5

## (72)発明者 ナタラジャン, アーヴィンド

アメリカ合衆国, ニュージャージー州 0 7 9 2 0, バスキング リッジ, スモーク ライズ ロード  
1 7 4

審査官 西村 亜希子

## (56)参考文献 国際公開第2 0 1 8 / 1 8 2 8 1 7 (WO, A 1)

Cancer Immunology, Immunotherapy, 2018年05月29日, 67, 1221-1230

## (58)調査した分野 (Int.Cl., D B名)

A 6 1 K

J S T P l u s / J M E D P l u s / J S T 7 5 8 0 (J D r e a m I I I)

C A p l u s / M E D L I N E / E M B A S E / B I O S I S (S T N)