



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221655332 U

(45) 授权公告日 2024. 09. 06

(21) 申请号 202323602991.4

(22) 申请日 2023.12.28

(73) 专利权人 辽宁中医药大学附属医院

地址 110032 辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街33号

(72) 发明人 鲍鑫鑫

(74) 专利代理机构 沈阳亚泰专利商标代理有限公司 21107

专利代理师 王春玲

(51) Int. Cl.

A61M 1/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种便携式引流袋固定带

(57) 摘要

本实用新型属于属于医疗器械技术领域,具体涉及一种便携式引流袋固定带。本实用新型,包括固定带,其特征在于:所述固定带的两端设置有固定扣;所述固定带上还配合固定扣设置有扣眼,所述固定带上还设置有与扣眼连接的卡槽。本实用新型缩短了固定带的长度,避免引流袋晃动,也避免在活动中刮碰到其他物体,且固定装置牢靠,不会发生固定带脱落的情况。本实用新型,在保证固定效果的前提下体积小巧,操作简单,且可根据引流部位及引流要求不同调节固定位置和固定高度,增加使用者的便捷性,提高使用舒适度。



1.一种便携式引流袋固定带,包括固定带(1),其特征在于:所述固定带(1)的两端设置有固定扣(2);所述固定带(1)上还配合固定扣(2)设置有扣眼(3),所述固定带(1)上还设置有与扣眼(3)连接的卡槽(4)。

2.根据权利要求1所述的一种便携式引流袋固定带,其特征在于:固定带(1)中部设置有圆孔(5)。

3.根据权利要求1所述的一种便携式引流袋固定带,其特征在于:所述固定带(1)是扁平的条带形状,所述固定扣(2)分别设置在固定带(1)的上下两面。

4.根据权利要求1所述的一种便携式引流袋固定带,其特征在于:所述固定带(1)的材质为塑料。

一种便携式引流袋固定带

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗器具技术领域,具体涉及一种便携式引流袋固定带。

背景技术

[0002] 临床上有多种情况需要引流。如内科负压吸引器、导尿管引流;外科手术后,用于伤口、胸腔、腹腔均需要引流;介入手术后也需要留置引流管及引流袋。

[0003] 如果不固定引流袋,患者在下床活动的时候就需要用手拿着引流袋,不能解放双手,造成活动时的不便。如果引流袋固定的不好,则容易引起引流管牵拉、扭曲、打折,甚至造成非计划拔管,影响患者的治疗和康复。

[0004] 目前用于引流的引流袋尚无统一的固定带。为了固定引流袋,常见的固定方法有以下几种。一种是用别针别在衣服上,但是别针容易弹开,极易造成划伤或刺伤,带来安全隐患;一种是用短绳固定在衣物上,每次穿脱衣物需要反复解开、系上,既不美观又不方便;还有一种固定带的带子较长,使用时不仅容易造成与其他物体的刮碰,还引起引流袋的晃动。因此,现在急需一种在保证固定牢靠的前提下,既美观又方便的引流袋固定带。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是,提供一种在保证固定牢靠的前提下,既美观又方便的引流袋固定带。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案。

[0007] 一种便携式引流袋固定带,包括固定带,其特征在于:所述固定带的两端设置有固定扣;所述固定带上还配合固定扣设置有扣眼,所述固定带上还设置有与扣眼连接的卡槽。

[0008] 进一步地,固定带中部设置有圆孔。

[0009] 进一步地,所述固定带是扁平的条带形状,所述固定扣分别设置在固定带的上下两面。

[0010] 进一步地,所述固定带的材质为塑料。

[0011] 本实用新型的有益效果。

[0012] 与本实用新型最接近的现有技术相比,本实用新型缩短了固定带的长度,避免引流袋晃动,也避免在活动中刮碰到其他物体,且固定装置牢靠,不会发生固定带脱落的情况。

[0013] 本实用新型,在保证固定效果的前提下体积小巧,操作简单,且可根据引流部位及引流要求不同调节固定位置和固定高度,增加使用者的便捷性,提高使用舒适度。

[0014] 本实用新型,一端用于固定引流袋,另一端固定于使用者衣裤上,固定位置灵活,可根据患者不同需求固定于不同位置

附图说明

[0015] 图1是本实用新型的结构图。

[0016] 图中序号说明:1-固定带、2-固定扣、3-扣眼、4-卡槽、5-圆孔。

具体实施方式

[0017] 本实用新型,包括固定带1,其特征在于:所述固定带1的两端设置有固定扣2;所述固定带1上还配合固定扣2设置有扣眼3,所述固定带1上还设置有与扣眼3连接的卡槽4。

[0018] 进一步地,固定带1中部设置有圆孔5。

[0019] 进一步地,所述固定带1是扁平的条带形状,所述固定扣2分别设置在固定带1的上下两面。

[0020] 进一步地,所述固定带1的材质为塑料。

[0021] 具体地,在使用时将固定带1一端穿过引流袋,用固定扣2穿过固定扣眼3后,将固定扣2固定在卡槽4处;将固定带2另一端穿过患者裤袷/衣服扣眼,用固定扣2穿过固定扣眼3后,将固定扣2固定在卡槽4处。

[0022] 如若患者衣裤均没有适合穿过的位置,将一端引流袋固定好后,用固定针穿过中间圆孔5再穿透患者衣服适合固定的位置。

[0023] 特别强调,使用此方法时固定针穿透患者衣服时针尖由里向外,避免误伤使用者。

[0024] 可以理解的是,以上关于本实用新型的具体描述,仅用于说明本实用新型而并非受限于本实用新型实施方式所描述的技术方案,本领域的普通技术人员应当理解,仍然可以对本实用新型进行修改或等同替换,以达到相同的技术效果;只要满足使用需要,都在本实用新型的保护范围之内。




图1