

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2020-121983

(P2020-121983A)

(43) 公開日 令和2年8月13日(2020.8.13)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
C O 7 C 229/08 (2006.01)	C O 7 C 229/08	4 C O 5 5
C O 7 D 213/81 (2006.01)	C O 7 D 213/81 C S P	4 C O 6 2
C O 7 D 405/12 (2006.01)	C O 7 D 405/12	4 C O 6 3
C O 7 D 409/14 (2006.01)	C O 7 D 409/14	4 H O O 6
C O 7 D 333/16 (2006.01)	C O 7 D 333/16	4 H O 1 1
審査請求 有 請求項の数 30 O L 外国語出願 (全 468 頁) 最終頁に続く		


(21) 出願番号	特願2020-66794 (P2020-66794)	(71) 出願人	501035309
(22) 出願日	令和2年4月2日 (2020.4.2)		ダウ アグロサイエンシズ エルエルシ
(62) 分割の表示	特願2017-534576 (P2017-534576)		ー
原出願日	平成27年12月18日 (2015.12.18)		アメリカ合衆国 インディアナ州 4 6 2
(31) 優先権主張番号	62/098, 120		6 8, インディアナポリス, ジオンス
(32) 優先日	平成26年12月30日 (2014.12.30)	(74) 代理人	ヴィレ ロード, 9 3 3 0
(33) 優先権主張国・地域又は機関	米国 (US)		
(31) 優先権主張番号	62/098, 122	(74) 代理人	100092783
(32) 優先日	平成26年12月30日 (2014.12.30)		弁理士 小林 浩
(33) 優先権主張国・地域又は機関	米国 (US)	(74) 代理人	100095360
			弁理士 片山 英二
(特許庁注：以下のものは登録商標)		(74) 代理人	100120134
			弁理士 大森 規雄
		(74) 代理人	100126354
			弁理士 藤田 尚
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 殺真菌活性を有するピコリンアミド化合物

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 使用が容易であり、安価な殺真菌剤の提供。

【解決手段】 式 I の化合物及び殺真菌剤としてのそれらの使用。



(Xは、H又はC(O)R₅；Yは、H、C(O)R₅又はQ；R₅は、アルコキシ又はベンジルオキシ；R₁は、H又はアルキル；R₂は、メチル；R₃は、アリール又はヘテロアリール；R₄は、H、ハロゲン、ヒドロキシル、アルキル又はアルコキシ；R₁₁は、H又はアルキル；R₁₂は、アリール又はヘテロアリール)


【選択図】 なし

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

式 I :

【化 1】




10

[式中、

Xは、水素またはC(O)R₅であり；Yは、水素、C(O)R₅またはQであり；

Qは、下記式：

【化 2】



20

であり；

ここでZは、NまたはCHであり；

R₁は、水素またはアルキルであり、0、1つまたは複数のR₈で置換されており；R₂は、メチルであり；R₃は、アリールまたはヘテロアリールから選択され、それぞれ0、1つまたは複数のR₈で任意選択で置換されており；R₄は、水素、ハロ、ヒドロキシル、アルキルまたはアルコキシから選択され；R₅は、アルコキシまたはベンジルオキシから選択され、それぞれ0、1つまたは複数のR₈で任意選択で置換されており；R₆は、水素、アルコキシまたはハロから選択され、それぞれ0、1つまたは複数のR₈で任意選択で置換されており；R₇は、水素、-C(O)R₉または-CH₂OC(O)R₉から選択され；R₈は、水素、アルキル、アリール、アシル、ハロ、アルケニル、アルキニル、アルコキシ、シアノまたはヘテロシクリルから選択され、それぞれ0、1つまたは複数のR₁₀で任意選択で置換されており；R₉は、アルキル、アルコキシまたはアリールから選択され、それぞれ0、1つまたは複数のR₈で任意選択で置換されており；R₁₀は、水素、アルキル、アリール、アシル、ハロ、アルケニル、アルコキシまたはヘテロシクリルから選択され；R₁₁は、水素またはアルキルから選択され、0、1つまたは複数のR₈で置換されており；R₁₂は、アリールまたはヘテロアリールから選択され、それぞれ0、1つまたは複数のR₈で任意選択で置換されている」の化合物。

【請求項 2】

XおよびYが水素である、請求項 1 に記載の化合物。

【請求項 3】

R₁およびR₁₁が、水素またはアルキルから独立して選択される、請求項 2 に記載の

50

化合物。

【請求項 4】

R_3 および R_{12} が、独立してアリールであり、それぞれ 0、1 つまたは複数の R_8 で任意選択で置換されている、請求項 2 に記載の化合物。

【請求項 5】

R_4 が H である、請求項 2 に記載の化合物。

【請求項 6】

R_1 および R_{11} が水素またはアルキルから独立して選択され、 R_3 および R_{12} が独立してアリールであり、それぞれ 0、1 つまたは複数の R_8 で任意選択で置換されており、 R_4 が H である、請求項 2 に記載の化合物。

10

【請求項 7】

X が $C(O)R_5$ であり、Y が水素である、請求項 1 に記載の化合物。

【請求項 8】

R_1 および R_{11} が、水素またはアルキルから独立して選択される、請求項 7 に記載の化合物。

【請求項 9】

R_3 および R_{12} が、独立してアリールであり、それぞれ 0、1 つまたは複数の R_8 で任意選択で置換されている、請求項 7 に記載の化合物。

【請求項 10】

R_4 が H である、請求項 7 に記載の化合物。

20

【請求項 11】

R_1 および R_{11} が水素またはアルキルから独立して選択され、 R_3 および R_{12} が独立してアリールであり、それぞれ 0、1 つまたは複数の R_8 で任意選択で置換されており、 R_4 が H である、請求項 7 に記載の化合物。

【請求項 12】

X が水素であり、Y が Q である、請求項 1 に記載の化合物。

【請求項 13】

Z が N である、請求項 12 に記載の化合物。

【請求項 14】

R_6 がアルコキシである、請求項 13 に記載の化合物。

30

【請求項 15】

R_7 が水素である、請求項 14 に記載の化合物。

【請求項 16】

R_1 および R_{11} が、水素またはアルキルから独立して選択される、請求項 15 に記載の化合物。

【請求項 17】

R_3 および R_{12} が、独立してアリールであり、それぞれ 0、1 つまたは複数の R_8 で任意選択で置換されている、請求項 15 に記載の化合物。

【請求項 18】

R_4 が H である、請求項 15 に記載の化合物。

40

【請求項 19】

R_1 および R_{11} が水素またはアルキルから独立して選択され、 R_3 および R_{12} が独立してアリールであり、それぞれ 0、1 つまたは複数の R_8 で任意選択で置換されており、 R_4 が H である、請求項 15 に記載の化合物。

【請求項 20】

R_7 が、 $-C(O)R_9$ または $-CH_2OC(O)R_9$ から選択される、請求項 14 に記載の化合物。

【請求項 21】

R_1 および R_{11} が、水素またはアルキルから独立して選択される、請求項 20 に記載の化合物。

50

【請求項 22】

R₃ および R₁₂ が、独立してアリールであり、それぞれ 0、1 つまたは複数の R₈ で任意選択で置換されている、請求項 20 に記載の化合物。

【請求項 23】

R₄ が H である、請求項 20 に記載の化合物。

【請求項 24】

R₁ および R₁₁ が水素またはアルキルから独立して選択され、R₃ および R₁₂ が独立してアリールであり、それぞれ 0、1 つまたは複数の R₈ で任意選択で置換されており、R₄ が H である、請求項 20 に記載の化合物。

【請求項 25】

R₉ が、-CH₃、-CH₂OCH₂CH₃、-CH₂CH₂OCH₃、-CH(CH₃)₂、-CH₂CH₂CH₂CH₃、-シクロプロピルから選択される、請求項 24 に記載の化合物。

【請求項 26】

請求項 1 に記載の少なくとも 1 つの化合物と、殺真菌剤、殺虫剤、殺線虫剤、殺ダニ剤、節足動物駆除剤、殺菌剤およびこれらの組み合わせを含む別の殺有害生物剤との混合物を含む、真菌病原体の防除のための組成物。

【請求項 27】

請求項 15 に記載の少なくとも 1 つの化合物と、殺真菌剤、殺虫剤、殺線虫剤、殺ダニ剤、節足動物駆除剤、殺菌剤およびこれらの組み合わせを含む別の殺有害生物剤との混合物を含む、真菌病原体の防除のための組成物。

【請求項 28】

請求項 20 に記載の少なくとも 1 つの化合物と、殺真菌剤、殺虫剤、殺線虫剤、殺ダニ剤、節足動物駆除剤、殺菌剤およびこれらの組み合わせを含む別の殺有害生物剤との混合物を含む、真菌病原体の防除のための組成物。

【請求項 29】

植物への真菌攻撃を防除および予防する方法であって、

殺真菌有効量の請求項 1～25 のいずれかに記載の少なくとも 1 つの化合物を、前記植物、前記植物に隣接する区域、前記植物の成長を支持するように適合された土壌、前記植物の根および前記植物の葉のうちの少なくとも 1 つに施用する工程を含む、方法。

【請求項 30】

植物への真菌攻撃を防除および予防する方法であって、

殺真菌有効量の請求項 26～28 のいずれかに記載の少なくとも 1 つの組成物を、前記植物、前記植物に隣接する区域、前記植物の成長を支持するように適合された土壌、前記植物の根および前記植物の葉のうちの少なくとも 1 つに施用する工程を含む、方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本出願は、2014 年 12 月 30 日出願の米国特許仮出願第 62/098120 号および 2014 年 12 月 30 日出願の同第 62/098122 号の利益を主張し、これらは参照として本明細書に明確に組み込まれる。

【背景技術】

【0002】

殺真菌剤は、農学的に関連する真菌により引き起こされる被害に対して植物を保護および／または治療するように作用する、天然または合成由来の化合物である。一般に、全ての状況に有用な単一の殺真菌剤はない。したがって、今よりも良好な性能を有することができ、使用が容易であり、安価である殺真菌剤を製造するために、研究が進行中である。

【発明の概要】

【課題を解決するための手段】

【0003】


本開示は、ピコリンアミドおよび殺真菌剤としてのそれらの使用に関する。本開示の化合物は、子囊菌綱、担子菌綱、不完全菌綱および卵菌綱に対して保護を提供することができる。

【0004】

本開示の1つの実施形態は、式I：

【0005】

【化1】



10


[式中、Xは、水素またはC(O)R₅であり；

Yは、水素、C(O)R₅またはQであり；

Qは、下記式：

【0006】

【化2】



20

であり；

ここでZは、NまたはCHであり；

R₁は、水素またはアルキルであり、それぞれ0、1つまたは複数のR₈で任意選択で置換されており；

30

R₂は、メチルであり；

R₃は、アリールまたはヘテロアリールから選択され、それぞれ0、1つまたは複数のR₈で任意選択で置換されており；

R₄は、水素、ハロ、ヒドロキシル、アルキルまたはアルコキシから選択され；

R₅は、アルコキシまたはベンジルオキシから選択され、それぞれ0、1つまたは複数のR₈で任意選択で置換されており；

R₆は、水素、アルコキシまたはハロから選択され、それぞれ0、1つまたは複数のR₈で任意選択で置換されており；

R₇は、水素、-C(O)R₉またはCH₂OC(O)R₉から選択され；

R₈は、水素、アルキル、アリール、アシル、ハロ、アルケニル、アルキニル、アルコキシ、シアノまたはヘテロシクリルから選択され、それぞれ0、1つまたは複数のR₁₀で任意選択で置換されており；

40

R₉は、アルキル、アルコキシまたはアリールから選択され、それぞれ0、1つまたは複数のR₈で任意選択で置換されており；

R₁₀は、水素、アルキル、アリール、アシル、ハロ、アルケニル、アルコキシまたはヘテロシクリルから選択され；

R₁₁は、水素またはアルキルから選択され、0、1つまたは複数のR₈で置換されており；

R₁₂は、アリールまたはヘテロアリールから選択され、それぞれ0、1つまたは複数のR₈で任意選択で置換されている」の化合物を含むことができる。

50

【0007】

本開示の別の実施形態は、上記に記載された化合物および植物学的に許容される担体材料を含む、真菌攻撃を防除または予防するための殺真菌組成物を含むことができる。

【0008】

本開示のなお別の実施形態は、植物への真菌攻撃を防除または予防する方法であって、殺真菌有効量の上記に記載された1つ以上の化合物を、少なくとも1つの真菌、植物および植物に隣接する区域に施用する工程を含む方法を含むことができる。

【0009】

以下の用語がそれらの定義の範囲内で一般的な「R」基を含むことができ、例えば、「用語アルコキシが、 $-OR$ 置換基を指す」ことは、当業者によって理解される。以下の用語の定義に範囲内で、これらの「R」基が例示目的で含まれ、式Iにおける置換を限定するものまたは式Iにおける置換により限定されるものとして考慮されるべきではないことも、理解される。

10

【0010】

用語「アルキル」は、メチル、エチル、プロピル、ブチル、イソプロピル、イソブチル、第三級ブチル、ペンチル、ヘキシル、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシルなどが含まれるが、これらに限定されない、分岐鎖、非分岐鎖または飽和環状の炭素鎖を指す。

【0011】

用語「アルケニル」は、エテニル、プロペニル、ブテニル、イソプロペニル、イソブテニル、シクロブテニル、シクロペンテニル、シクロヘキセニルなどが含まれるが、これらに限定されない、1つ以上の二重結合を含有する分岐鎖、非分岐鎖または環状の炭素鎖を指す。

20

【0012】

用語「アルキニル」は、プロピニル、ブチニルなどが含まれるが、これらに限定されない、1つ以上の三重結合を含有する分岐鎖または非分岐鎖の炭素鎖を指す。

【0013】

用語「アリール」および「Ar」は、0個のヘテロ原子を含有する、任意の芳香族環の単環式または二環式を指す。

【0014】

用語「ヘテロシクリル」は、1個以上のヘテロ原子を含有する、任意の芳香族または非芳香族環の単環式または二環式を指す。

30

【0015】

用語「アルコキシ」は、 $-OR$ 置換基を指す。

【0016】

用語「アシルオキシ」は、 $-OC(O)R$ 置換基を指す。

【0017】

用語「シアノ」は、 $-C\equiv N$ 置換基を指す。

【0018】

用語「ヒドロキシル」は、 $-OH$ 置換基を指す。

40

【0019】

用語「アミノ」は、 $-N(R)_2$ 置換基を指す。

【0020】

用語「アリールアルコキシ」は、 $-O(CH_2)_nAr$ を指し、ここでnは、1、2、3、4、5または6のリストから選択される整数である。

【0021】

用語「ハロアルコキシ」は、Xが、Cl、F、BrもしくはIまたはこれらの任意の組み合わせである、 $-OR-X$ 置換基を指す。

【0022】

用語「ハロアルキル」は、Cl、F、IもしくはBrまたはこれらの任意の組み合わせ

50

により置換されている、アルキルを指す。

【0023】

用語「ハロゲン」または「ハロ」は、F、Cl、BrおよびIと定義される1個以上のハロゲン原子を指す。

【0024】

用語「ニトロ」は、 —NO_2 置換基を指す。

【0025】

「チオアルキル」という用語は、 —SR 置換基を指す。

【0026】

開示の全体にわたって、式Iの化合物への参照は、その全ての立体異性体、例えば、ジアステレオマー、鏡像異性体およびこれらの混合物も含むものとして読み取られる。別の実施形態において、式Iは、その塩および水和物も含むものとして読み取られる。例示的な塩には、塩酸塩、臭化水素酸塩、ヨウ化水素酸塩、トリフルオロ酢酸塩およびトリフルオロメタンスルホン酸塩が含まれるが、これらに限定されない。

10

【0027】

化学結合の法則および歪みエネルギーが満たされ、生成物が依然として殺真菌活性を示す限り、特に指示のない限りは追加の置換が許容されうることも、当業者により理解される。

【0028】

本開示の別の実施形態は、式Iの化合物または化合物を含む組成物を、土壌、植物、植物の一部、葉、および／または根に施用することを含む、植物病原性生物による攻撃から植物を保護するためまたは植物病原性生物が発生している植物を処理するための式Iの化合物の使用である。

20

【0029】

加えて、本開示の別の実施形態は、式Iの化合物および植物学的に許容される担体材料を含む、植物病原性生物による攻撃から植物を保護するためおよび／または植物病原性生物が発生した植物を処理するために有用な組成物である。

【発明を実施するための形態】

【0030】

本開示の化合物は、化合物としてまたは化合物を含む製剤として、多様な既知の技術のいずれかにより施用することができる。例えば、化合物は、植物の商業的な価値を損なうことなく、多様な真菌の防除のために植物の根または葉に施用することができる。材料は、一般に使用される製剤型、例えば液剤、粉剤、水和剤、フロアブル剤(flowable concentrate)または乳剤のいずれかの形態により施用することができる。

30

【0031】

好ましくは、本開示の化合物は、1つ以上の式Iの化合物を植物学的に許容される担体と共に含む製剤の形態で施用される。濃縮製剤は、施用のために水もしくは他の液体に分散することができるか、または製剤は、粉剤状もしくは粒剤であり、これを更に処理することなく施用することができる。製剤は、農業技術において慣用の手順に従って調製することができる。

40

【0032】

本開示は、1つ以上の化合物が殺真菌剤として送達および使用されるように製剤化されるための全てのビヒクルを考慮する。典型的には、製剤は、水性懸濁剤または乳濁剤として施用される。そのような懸濁剤または乳濁剤は、通常は水和剤として知られている固体である、水溶性、水懸濁性もしくは乳化性製剤から、または通常は乳剤、水性懸濁剤もしくはサスペンション剤として知られている液体から製造することができる。容易に理解されるように、これらの化合物の抗真菌性薬剤としての活性を有意に妨げることなく所望の有用性を生じる限り、これらの化合物を加えることができる任意の材料を使用することができる。

【0033】

50

圧縮して水和粒剤を形成することができる水和剤は、1つ以上の式Iの化合物、不活性担体および界面活性剤の密接な混合物を含む。水和剤における化合物の濃度は、水和剤の総重量に基づいて約10重量パーセントから約90重量パーセント、より好ましくは約25重量パーセントから約75重量パーセントでありうる。水和剤の製剤の調製において、化合物を、パイロフィライト、タルク、白亜、石膏、フラー土、ベントナイト、アタパルジャイト、デンプン、カゼイン、グルテン、モンモリロナイト粘土、珪藻土、精製ケイ酸塩などの任意の微細固体と共に配合することができる。そのような操作では、微細担体および界面活性剤を、典型的には化合物とブレンドし、摩砕する。

【0034】

式Iの化合物の乳剤は、乳剤の総重量に基づいて約1重量パーセントから約50重量パーセントなどの都合の良い濃度の化合物を、適切な液体中に含むことができる。化合物を、水混和性溶媒または水不混和性有機溶媒と乳化剤の混合物のいずれかの不活性担体に溶解することができる。乳剤を水および油で希釈して、水中油乳濁剤の形態の散布混合物を形成することができる。有用な有機溶媒には、ヘビー芳香族ナフサなどの石油の芳香族、特に高沸点ナフタレンおよびオレフィン部分が含まれる。他の有機溶媒、例えば、ロジン誘導体を含むテルペン溶媒、シクロヘキサノンなどの脂肪族ケトンおよび2-エトキシエタノールなどのアルコール錯体を使用することもできる。

【0035】

本明細書において有利に用いることができる乳化剤は、当業者により容易に決定することができ、多様な非イオン性、アニオン性、カチオン性および両性乳化剤または2つ以上の乳化剤のブレンドが含まれうる。乳剤の調製に有用な非イオン性乳化剤の例には、ポリアルキレングリコールエーテル、アルキルおよびアリアルフェノール、脂肪族アルコール、脂肪族アミンまたは脂肪酸とエチレンオキシドとの縮合物、エトキシ化アルキルフェノールなどのプロピレンオキシド、ならびにポリオールまたはポリオキシアルキレンで可溶化されたカルボン酸エステルが含まれる。カチオン性乳化剤には、第四級アンモニウム化合物および脂肪アミン塩が含まれる。アニオン性乳化剤には、アルキルアリアルスルホン酸の油性塩（例えば、カルシウム）、硫酸化ポリグリコールエーテルの油性塩、およびリン酸化ポリグリコールエーテルの適切な塩が含まれる。

【0036】

本開示の化合物の乳剤の調製に用いることができる代表的な有機液体は、キシレン、プロピルベンゼン画分などの芳香族液体；または混合ナフタレン画分、鉱油、フタル酸ジオクチルのような置換芳香族有機液体；灯油；ジエチレングリコールのn-ブチルエーテル、エチルエーテルまたはメチルエーテル、トリエチレングリコールのメチルエーテルなどの多様な脂肪酸のジアルキルアミド、特に脂肪グリコールおよびグリコール誘導体のジメチルアミド、鉱油、芳香族溶媒、パラフィン油などの石油画分または炭化水素；ダイズ油、ナタネ油、オリーブ油、ヒマシ油、ヒマワリ種子油、ヤシ油、トウモロコシ油、綿実油、アマニ油、パーム油、ピーナッツ油、ベニバナ油、ゴマ油、キリ油などの植物油；上記の植物油のエステルなどである。2つ以上の有機液体の混合物を乳剤の調製に用いることもできる。有機液体には、キシレンおよびプロピルベンゼン画分が含まれ、いくつかの場合においてキシレンが最も好ましい。表面活性分散剤は、典型的には、液体製剤に用いられ、分散剤と1つ以上の化合物とを組み合わせた重量に基づいて、0.1~20重量パーセントの量で用いられる。製剤は、他の適合性のある添加剤、例えば植物成長調節剤および農業に使用される他の生物学的に活性な化合物を含有することもできる。

【0037】

水性懸濁剤は、水性懸濁剤の総重量に基づいて約1~約50重量パーセントの範囲の濃度で水性ビヒクルに分散した1つ以上の式Iの水不溶性化合物の懸濁剤を含む。懸濁剤は、1つ以上の化合物を微粉碎し、粉碎材料を、水および上記に考察されたものと同じ種類から選択された界面活性剤から構成されるビヒクルで激しく混合することにより調製される。無機塩および合成または天然ゴムなどの他の成分を加えて、水性ビヒクルの密度および粘度を増加させることもできる。

10

20

30

40

50

【0038】

式 I の化合物は粒剤の製剤として施用することもでき、これは土壌への施用に特に有用である。粒剤の製剤は、通常、粒剤の製剤の総重量に基づいて約 0.5～約 10 重量パーセントの化合物を、アタパルジャイト、ベントナイト、ケイ藻土、粘土または同様の安価な物質などの粗く分割された不活性材料から完全にまたは大部分が構成される不活性担体に分散して含有する。そのような製剤は、通常、化合物を適切な溶媒に溶解し、約 0.5～約 3 mm の範囲の適切な粒径に予め形成された粒状担体に適用することにより調製される。適切な溶媒は、化合物が実質的または完全に可溶性である溶媒である。そのような製剤は、担体、化合物および溶媒の軟塊またはペーストを作製し、碎き、乾燥して、所望の顆粒状粒子を得ることによっても調製することができる。

10

【0039】

式 I の化合物を含有する粉剤は、粉末形態の 1 つ以上の化合物を、例えば、カオリン粘土、粉碎火山岩などの適切な粉状農業用担体と密接に混合して調製することができる。粉剤は、適切には粉剤の総重量に基づいて約 1～約 10 重量パーセントの化合物を含有することができる。

【0040】

製剤は、追加的に補助界面活性剤を含有して、標的作物または生物への化合物の付着、湿潤および浸透を増強することができる。これらの補助界面活性剤を、任意選択で、製剤の成分としてまたはタンクミックスとして用いることができる。補助界面活性剤の量は、水の散布量に基づいて、典型的には 0.01～1.0 容量パーセント、好ましくは 0.05～0.5 容量パーセントに変わる。適切な補助界面活性剤には、エトキシ化ノニルフェノール、エトキシ化化合物または天然アルコール、エステルまたはスルホコハク酸の塩、エトキシ化有機シリコン、エトキシ化脂肪アミン、界面活性剤と鉱油または植物油のブレンド、作物油濃縮剤 (crop oil concentrate) (鉱油 (85%) + 乳化剤 (15%)) ; ノニルフェノールエトキシレート ; ベンジルココアルキルジメチル第四級アンモニウム塩 ; 石油炭化水素とアルキルエステルと有機酸とアニオン性界面活性剤とのブレンド ; $C_9 \sim C_{11}$ アルキルポリグリコシド ; リン酸化アルコールエトキシレート ; 天然第一級アルコール ($C_{12} \sim C_{16}$) エトキシレート ; ジー s e c - ブチルフェノール E O - P O ブロックコポリマー ; ポリシロキサン-メチルキャップ ; ノニルフェノールエトキシレート + 硝酸尿素アンモニウム (urea ammonium nitrate) ; 乳化メチル化種子油 ; ト

20

30

【0041】

製剤は、任意選択で、他の殺有害生物化合物を含有する組み合わせを含むことができる。そのような追加的な殺有害生物化合物は、施用のために選択された媒体中の本開示の化合物と適合性があり、本発明の化合物の活性と拮抗しない殺真菌剤、殺虫剤、除草剤、殺線虫剤、殺ダニ剤、節足動物駆除剤 (arthropodicide)、殺菌剤またはこれらの組み合わせでありうる。したがって、そのような実施形態において、他の殺有害生物化合物は、同じまたは異なる殺有害生物用途において補足毒物として用いられる。組み合わせにおける式 I の化合物と殺有害生物化合物は、一般に、1 : 100～100 : 1 の重量比で存在することができる。

40

【0042】

本開示の化合物を、他の殺真菌剤と組み合わせて殺真菌混合物およびその相乗的混合物を形成することもできる。本開示の殺真菌化合物は、多種多様な望ましくない病気を防除するため、多くの場合に 1 つ以上の他の殺真菌剤と共に施用される。他の殺真菌剤と共に使用される場合、本発明が特許請求する化合物を他の殺真菌剤と製剤化すること、他の殺真菌剤とタンクミックスすることまたは他の殺真菌剤に続けて施用することができる。そ

50

のような他の殺真菌剤には、2-(チオシアナトメチルチオ)-ベンゾチアゾール、2-フェニルフェノール、8-ヒドロキシキノリンスルフェート、アメトクトラジン、アミスルブロム、アンチマイシン、アンペロミセスキスカリス (*Ampelomyces quisqualis*)、アザコナゾール、アゾキシストロビン、バチルススブチリス (*Bacillus subtilis*)、バチルススブチリス (*Bacillus subtilis*) 株 Q S T 7 1 3、ベナラキシル、ベノミル、ベンチアルバリカルブイソプロピル、ベンゾベンディフルピル、ベンジルアミノベンゼンスルホン酸 (B A B S) 塩、重炭酸塩、ビフェニル、ビスメルチアゾール、ピテルタノール、ビキサフェン、ブラストサイジン-S、ホウ砂、ボルドー液、ボスカリド、ブロムコナゾール、ブプリメート、多硫化カルシウム、カプタホール、カプタン、カルベンダジム、カルボキシシン、カプロバミド、カルボン、クラザフェノン (chlazafenone)、クロロネブ、クロロタロニル、クロゾリネート、コニオチリウムミニタンス (*Coniothyrium minitans*)、水酸化銅、オクタン酸銅、オキシ塩化銅、硫酸銅、硫酸銅 (三塩基)、コウモキシストロビン (coumoxystrobin)、酸化第一銅、シアゾファミド、シフルフェンアミド (cyflufenamid)、シモキサニル、シプロコナゾール、シプロジニル、ダゾメット、デバカルブ (debacarb)、ニアンモニウムエチレンビス (ジチオカルバメート)、ジクロフルアニド、ジクロロフェン、ジクロシメット、ジクロメジン、ジクロラン、ジエトフェンカルブ、ジフェノコナゾール、ジフェンゾクアットイオン、ジフルメトリム、ジメトモルフ、ジモキシストロビン、ジニコナゾール、ジニコナゾール-M、ジノブトン、ジノカップ、ジフェニルアミン、ジピメチトロン (dipymetitrone)、ジチアノン、ドデモルフ、酢酸ドデモルフ、ドジン、ドジン遊離塩基、エジフェンホス、エネストロビン、エネストロブリン、エノキサストロビン (enoxastrobin)、エポキシコナゾール、エタボキサム、エトキシキン、エトリジアゾール、ファモキサドン、フェンアミドン、フェナミノストロビン (fenaminostrobin)、フェナリモル、フェンブコナゾール、フェンフラム、フェンヘキサミド、フェノキサニル、フェンピクロニル、フェンプロピジン、フェンプロピモルフ、フェンピラザミン、フェンチン、酢酸フェンチン、水酸化フェンチン、フェルバム、フェリムゾン、フルアジナム、フルジオキシニル、フルフェノキシストロビン (flufenoxystrobin)、フルモルフ、フルオピコリド、フルオピラム、フルオロイミド、フルオキサストロビン、フルキンコナゾール、フルシラゾール、フルスルファミド、フルチアニル、フルトラニル、フルトリアホール、フルキサピロキサド、ホルベット、ホルムアルデヒド、ホセチル、ホセチルアルミニウム、フベリダゾール、フララキシル、フラメトピル、グアザチン、グアザチンアセテート、G Y-8 1、ヘキサクロロベンゼン、ヘキサコナゾール、ヒメキサゾール、イマザリル、イマザリルスルフェート、イミベンコナゾール、イミノクタジン、イミノクタジントリアセテート、イミノクタジントリス (アルベシレート)、ヨードカルブ、イブコナゾール、イブフェンピラゾロン (ipfenpyrazolone)、イプロベンホス、イプロジオン、イプロバリカルブ、イソフェタミド (isofetamid)、イソプロチオラン、イソピラザム、イソチアニル、カスガマイシン、カスガマイシン塩酸塩水和物、クレソキシムメチル、ラミナリン、マンカップ (mancopper)、マンコゼブ、マンDESTROBIN (mandestrobin)、マンジプロバミド、マンネブ、メフェノキサム、メパニピリム、メプロニル、メプチルジノカプ (meptyl-dinocap)、塩化第二水銀、酸化第二水銀、塩化水銀、メタラキシル、メタラキシル-M、メタム、メタムアンモニウム、メタムカリウム、メタムナトリウム、メトコナゾール、メタスルホカルブ、ヨウ化メチル、メチルイソチオシアネート、メチラム、メトミノストロビン、メトラフェノン、ミルジオマイシン、ミクロブタニル、ナバム、ニトロタールイソプロピル、ヌアリモル、オクチリノン、オフラセ、オレイン酸 (脂肪酸)、オリサストロビン、オキサジキシル、オキサチアピプロリン (oxathiapiprolin)、オキシシン銅、オキスポコナゾールフマル酸塩、オキシカルボキシシン、ペフラゾエート、ペンコナゾール、ペンシクロン、ペンフルフェン、ペンタクロロフェノール、ペンタクロロフェノールラウレート、ペンチオピラド、酢酸フェニル水銀、ホスホン酸、フタリド、ピカルブトラゾクス (picarbutrazox)、ピコキシストロビン、ポリオキシシン B、ポリオキシシン、ポリオキシソリム、重炭酸カリウム、カリウムヒドロキシキノリン硫酸塩、プロベナゾール、プロクロラズ、プロシミドン、プロパモカルブ、プロパモ

10

20

30

40

50

カルブ塩酸塩、プロピコナゾール、プロピネブ、プロキナジド、プロチオコナゾール、ピラクロストロビン、ピラメトストロビン、ピラオキシストロビン (pyraoxystrobin)、ピラゾホス、ピリベンカルブ、ピリブチカルブ、ピリフェノキス、ピリメタニル、ピリオフェノン、ピリソオキサゾール (pyrisoxazole)、ピロキロン、キノクラミン、キノキシフェン、キントゼン、レイノウトリアサカリネンシス (*Reynoutria sachalinensis*) 抽出物、セダキサン、シルチオフアム、シメコナゾール、ナトリウム 2-フェニルフェノキシド、重炭酸ナトリウム、ナトリウムペンタクロロフェノキシド、スピロキサミン、硫黄、S Y P-Z 0 4 8、タール油、テブコナゾール、テブフロキン、テクナゼン、テトラコナゾール、チアベンダゾール、チフルザミド、チオフアネートメチル、チラム、チアジニル、トルクロホスメチル、トルプロカルブ (tolprocarb)、トリルフルアニド、トリアジメホン、トリアジメノール、トリアゾキシド、トリクロピリカルブ (triclopyricarb)、トリシクラゾール、トリデモルフ、トリフロキシストロビン、トリフルミゾール、トリホリン、トリチコナゾール、バリダマイシン、バリフェナレート、バリフェナール (valiphenal)、ピンクロゾリン、ジネブ、ジラム、ゾキサミド、カンジダオレオフィラ (*Candida oleophila*)、フザリウムオキシスポラム (*Fusarium oxysporum*)、グリオクラジウム (*Gliocladium*) 種、フレビオプシスギガンテア (*Phlebiopsis gigantea*)、ストレプトミセスグリセオビリジス (*Streptomyces griseoviridis*)、トリコデルマ (*Trichoderma*) 種、(R S)-N-(3, 5-ジクロロフェニル)-2-(メトキシメチル)-スクシンイミド、1, 2-ジクロロプロパン、1, 3-ジクロロ-1, 1, 3, 3-テトラフルオロアセトン水和物、1-クロロ-2, 4-ジニトロナフタレン、1-クロロ-2-ニトロプロパン、2-(2-ヘプタデシル-2-イミダゾリン-1-イル) エタノール、2, 3-ジヒドロ-5-フェニル-1, 4-ジチーイン 1, 1, 4, 4-テトラオキシド、2-メトキシエチル水銀アセテート、2-メトキシエチル水銀クロリド、2-メトキシエチル水銀シリケート、3-(4-クロロフェニル)-5-メチルローダニン、4-(2-ニトロプロパー-1-エニル) フェニルチオシアナテム、アンプロピルホス、アニラジン、アジチラム、バリウムポリスルフィド、Bayer 32394、ベノダニル、ベンキノックス、ベントルロン、ベンザマクリル、ベンザマクリルイソブチル、ベンザモルフ、ビナパクリル、硫酸ビス(メチル水銀)、酸化ビス(トリブチルスズ)、ブチオベート、カドミウムカルシウム銅亜鉛クロメートスルフェート (cadmium calcium copper zinc chromate sulfate)、カルバモルフ、CECA、クロベンチアゾン、クロラニホルメタン、クロルフェナゾール、クロルキノックス、クリンバゾール、銅ビス(3-フェニルサリチレート)、銅-ジンククロメート (copper zinc chromate)、クフラネブ、ヒドラジニウム硫酸銅 (cupric hydrazinium sulfate)、クプロバム (cuprobam)、シクラフラミド、シペンダゾール、シプロフラム、デカフェンチン (decafentin)、ジクロン、ジクロゾリン、ジクロブトラゾール、ジメチリモール、ジノクトン、ジノスルホン、ジノテルボン、ジピリチオン、ジタリンホス、ドジシン (dodacin)、ドラゾキソロン、EBP、ESBP、エタコナゾール、エテム (etem)、エチリム (ethirim)、フェンアミノスルフ (fenaminosulf)、フェナパニル、フェニトロパン、フルオロトリマゾール、フルカルバニル、フルコナゾール、フルコナゾール-シス、フルメシクロックス、フロファナート、グリオジン、グリセオフルビン、ハラクリナート、Hercules 3944、ヘキシルチオホス、ICIA 0858、イソパンホス (isopamphos)、イソバルジオン (isovalledione)、メベニル、メカルビンジド、メタゾキソロン、メトフロキサム、メチル水銀ジシアンジアミド、メトスルホバックス、ミルネブ、ムコクロル酸無水物、ミクロゾリン、N-3, 5-ジクロロフェニル-スクシンイミド、N-3-ニトロフェニルイタコンイミド、ナタマイシン、N-エチルメルクリオ-4-トルエンスルホンアニリド、ニッケルビス(ジメチルジチオカルバメート)、OCH、フェニル水銀ジメチルジチオカルバメート、硝酸フェニル水銀、ホスジフェン、プロチオカルブ、プロチオカルブ塩酸塩、ピラカルボリド、ピリジニトリル、ピロキシクロル、ピロキシフル、キナセトール、キナセトール硫酸塩、キナザミド、キンコナゾール、ラベンザゾール、サリチルアニリド、SSF-109、スルトロベン、テコラム、チアジフルオル (thiadifluor)、チシオフェン、チオクロルフェ

ンフィム、チオファネート、チオキノックス、チオキシミド、トリアミホス、トリアリモール、トリアズブチル、トリクラミド、ウルバシド (urbacid)、ザリラミドおよびこれらの任意の組み合わせが含まれる。

【0043】

加えて、本明細書に記載されている化合物を、施用のために選択された媒体において本開示の化合物と適合性があり、本発明の化合物の活性と拮抗しない、殺虫剤、殺線虫剤、殺ダニ剤、節足動物駆除剤、殺菌剤またはこれらの組み合わせを含む他の殺有害生物剤と組み合わせて、殺有害生物混合物およびその相乗的混合物を形成することができる。本開示の殺真菌化合物は、多種多様な望ましくない有害生物を防除するため、1つ以上の他の殺有害生物剤と共に施用することができる。他の殺有害生物剤と共に使用される場合、本発明が特許請求する化合物を他の殺有害生物剤と製剤化すること、他の殺有害生物剤とタンクミックスすることまたは他の殺有害生物剤に続けて施用することができる。典型的な殺有害生物剤には、1, 2-ジクロロプロパン、アバメクチン、アセフェート、アセタミプリド、アセチオン、アセトプロール、アクリナトリン、アクリロニトリル、アフィドピロペン (afidopyropen)、アラニカルブ、アルジカルブ、アルドキシカルブ、アルドリノ、アレスリン、アロサミジン、アリキシカルブ、アルファ-シベルメトリン、アルファ-エクジソン、アルファ-エンドスルファン、アミジチオン、アミノカルブ、アミトン、アミトンオキサレート、アミトラズ、アナバシン、アチダチオン、アザジラクチン、アザメチホス、アジンホスエチル、アジンホスメチル、アトゾエート、ヘキサフルオロケイ酸バリウム、バルトリン、ベンジオカルブ、ベンフラカルブ、ベンスルタップ、ベーターシフルトリン、ベーターシベルメトリン、ビフェントリン、ビオアレトリン、ビオエタノメトリン (bioethanomethrin)、ビオペルメトリン、ビストリフルロン、ホウ砂、ホウ酸、ブロフラニリド (broflanilide)、ブロンフェンビンホス、プロモシクレン、プロモ-D D T、プロモホス、プロモホスエチル、ブフェンカルブ、ブプロフェジン、ブタカルブ、ブタチオホス、ブトカルボキシム、ブトネート (butonate)、ブトキシカルボキシム、カズサホス、ヒ酸カルシウム、多硫化カルシウム、カンフェクロル、カルバノレート、カルバリル、カルボフラン、二硫化炭素、四塩化炭素、カルボフェノチオン、カルボスルファン、カルタップ、カルタップ塩酸塩、クロラントラニリプロール、クロルビシクレン、クロルデン、クロルデコン、クロルジメホルム、クロルジメホルム塩酸塩、クロレトキシホス、クロルフェナピル、クロルフェンビンホス、クロルフルアズロン、クロルメホス、クロロホルム、クロロピクリン、クロルホキシム、クロルブラゾホス、クロルピリホス、クロルピリホスメチル、クロルチオホス、クロマフェノジド、シネリン I、シネリン I I、シネリン類、シスメトリン、クラシホス (clacyfos)、クロエトカルブ、クロサンテル、クロチアニジン、酢酸亜ヒ酸銅、ヒ酸銅、ナフテン酸銅、オレイン酸銅、クーマホス、クミトエート、クロタミトン、クロトキシホス、クロホメート、クリライト、シアノフェンホス、シアノホス、シアントエート、シアントラニリプロール、シクラニリプロール (cyclaniliprole)、シクレトリン、シクロプロトリン、シフルトリン、シハロトリン、シベルメトリン、シフェノトリン、シロマジン、シチオエート (cythioate)、D D T、デカルボフラン、デルタメトリン、デメフィオン、デメフィオン-O、デメフィオン-S、デメトン、デメトンメチル、デメトン-O、デメトン-O-メチル、デメトン-S、デメトン-S-メチル、デメトン-S-メチルスルホン、ジアフェンチウロン、ジアリホス、珪藻土、ダイアジノン、ジカプトン、ジクロフェンチオン、ジクロルボス、ジクロロメゾチアズ (dicloromezotiaz)、ジクレシル、ジクロトホス、ジシクラニル、ディルドリン、ジフルベンズロン、ジロル (dilor)、ジメフルトリン、ジメホックス、ジメタン、ジメトエート、ジメトリン、ジメチルビンホス、ジメチラン、ジネックス、ジネックス-ジクレキシシン (diclexine)、ジノプロブ、ジノサム、ジノテフラン、ジオフェノラン、ジオキサベンゾホス、ジオキサカルブ、ジオキサチオン、ジスルホトン、ジチクロホス、d-リモネン、D N O C、D N O C-アンモニウム、D N O C-カリウム、D N O C-ナトリウム、ドラメクチン、エクジステロン、エマメクチン、エマメクチン安息香酸塩、E M P C、エンベントリン、エンドスルファン、エンドチオン、エンドリン、E P N、エボフェノ

10

20

30

40

50

ナン、エプリノメクチン、エスデパレトリン (esdepallethrine)、エスフェンバレレー
 ト、エタホス、エチオフエンカルブ、エチオン、エチプロール、エトエートメチル、エト
 プロホス、ギ酸エチル、エチルー D D D、二臭化エチレン、二塩化エチレン、酸化エチレ
 ン、エトフェンプロックス、エトリムホス、E X D、ファミフル、フェナミホス、フェ
 ナザフロル、フェンクロルホス、フェネタカルブ、フェンフルトリン、フェニトロチオン
 、フェノブカルブ、フェノキサクリム、フェノキシカルブ、フェンピリトリン (fenpirit
 hrin)、フェンプロバトリン、フェンスルホチオン、フェンチオン、フェンチオンエチル
 、フェンバレレート、フィプロニル、フロメトキン (flometoquin)、フロニカミド、フ
 ルベンジアミド、フルコフロン、フルシクロクスロン、フルシトリネート、フルフェネリ
 ム、フルフェノクスロン、フルフェンプロックス (flufenprox)、フルフィプロール (fl
 ufirole)、フルヘキサホン (fluhexafon)、フルピラジフロン (flupyradifurone)、
 フルバリネート、ホノホス、ホルメタネート、ホルメタネート塩酸塩、ホルモチオン、ホ
 ルムパラネート、ホルムパラネート塩酸塩、ホスメチラン、ホスピレート、ホスチエタン
 、フラチオカルブ、フレトリン、ガンマーシハロトリン、ガンマー H C H、ハルフェンブ
 ロックス、ハロフェノジド、H C H、H E O D、ヘプタクロル、ヘプタフルトリン (hept
 afluthrin)、ヘプテノホス、ヘテロホス、ヘキサフルムロン、H H D N、ヒドラメチル
 ノン、シアン化水素、ヒドロブレン、ヒキンカルブ、イミダクロプリド、イミプロトリン
 、インドキサカルブ、ヨードメタン、I P S P、イサゾホス、イソベンザン、イソカルボ
 ホス、イソドリル、イソフェンホス、イソフェンホスメチル、イソプロカルブ、イソプロ
 チオラン、イソチオエート、イソキサチオン、イベルメクチン、ジャスモリン I、ジャス
 モリン I I、ジョドフェンホス (jodfenphos)、幼若ホルモン I、幼若ホルモン I I、幼
 若ホルモン I I I、カップービフェントリン (kappa-bifenthrin)、カップーテフルトリ
 ン (kappa-tefluthrin)、ケレバン、キノブレン、ラムダーシハロトリン、ヒ酸鉛、レピ
 メクチン、レプトホス、リンデン、リリンホス、ルフェヌロン、リチダチオン、マラチオ
 ン、マロノベン、マジドックス、メカルバム、メカルホン、メナゾン、メホスホラン、塩
 化第一水銀、メスルフェンホス、メタフルミゾン、メタクリホス、メタミドホス、メチダ
 チオン、メチオカルブ、メトクロトホス、メトミル、メトブレン、メトキシクロル、メト
 キシフェノジド、臭化メチル、イソチオシアン酸メチル、メチルクロロホルム、塩化メチ
 レン、メトフルトリン、メトルカルブ、メトキサジアゾン、メビンホス、メキサカルベ
 ート、ミルベメクチン、ミルベマイシンオキシム、ミパホックス、マイレックス、モロスル
 タップ (molosultap)、モンフルオロトリン (momfluorothrin)、モノクロトホス、モノ
 メヒポ (monomehypo)、モノスルタップ、モルホチオン、モキシデクチン、ナフタロホス
 、ナレド、ナフタレン、ニコチン、ニフルリジド、ニテンピラム、ニチアジン、ニトリ
 ラカルブ、ノバルロン、ノビフルムロン、オメトエート、オキサミル、オキシデメトンメ
 チル、オキシデプロホス、オキシジスルホトン、パラジクロロベンゼン、パラチオン、
 パラチオンメチル、ペンフルロン、ペンタクロロフェノール、ペルメトリン、フェンカブ
 トン、フェノトリン、フェントエート、ホレート、ホサロン、ホスホラン、ホスметト、
 ホスニクロル (phosnichlor)、ホスファミドン、ホスフィン、ホキシム、ホキシムメチ
 ル、ピリメタホス、ピリミカルブ、ピリミホスエチル、ピリミホスメチル、亜ヒ酸カリウ
 ム、チオシアン酸カリウム、p p ' -D D T、プラレトリン、プレコセン I、プレコセン
 I I、プレコセン I I I、プリミドホス、プロフェノホス、プロフルラリン、プロマシル
 、プロメカルブ、プロパホス、プロベタンホス、プロボクスル、プロチダチオン、プロチ
 オホス、プロトエート、プロトリフェンブト、ピフルブミド (pyflubumide)、ピラクロ
 ホス、ピラフルプロール、ピラゾホス、ピレスメトリン、ピレトリン I、ピレトリン I I
 、ピレトリン類、ピリダベン、ピリダリル、ピリダフェンチオン、ピリフルキナゾン、ピ
 リミジフェン、ピリミノストロビン (pyriminostrobin)、ピリミテート、ピリプロール
 、ピリプロキシフェン、ニガキ、キナルホス、キナルホスメチル、キノチオン、ラフォキ
 サニド、レスメトリン、ロテノン、リアニア、サバジラ、シュラダン、セラメクチン、シ
 ラフルオフエン、シリカゲル、亜ヒ酸ナトリウム、フッ化ナトリウム、六フッ化ケイ酸ナ
 トリウム、チオシアン酸ナトリウム、ソファミド、スピネトラム、スピノサド、スピロメ

10

20

30

40

50

シフェン、スピロテトラマト、スルコフロン、スルコフロンナトリウム、スルフルラミド、スルホテップ、スルホキサフロル、フッ化スルフルル、スルプロホス、タウーフルバリネート、タジムカルブ、T D E、テブフェノジド、テブフェンピラド、テブピリムホス、テフルベンズロン、テフルトリン、テメホス、T E P P、テラレトリン、テルブホス、テトラクロロエタン、テトラクロルビンホス、テトラメトリン、テトラメチルフルトリン、テトラニリプロール (tetraniliprole)、シーターシペルメトリン、チアクロプリド、チアメトキサム、チクロホス、チオカルボキシム、チオシクラム、チオシクラムシュウ酸塩、チオジカルブ、チオフアノックス、チオメトン、チオスルタップ、チオスルタップニナトリウム、チオスルタップーナトリウム、ツリンギエンシン、チオキサザフェン (tioxazafen)、トルフェンピラド、トラロメトリン、トランスフルトリン、トランスペルメトリン、トリアラテン、トリアザメート、トリアゾホス、トリクロロホン、トリクロロメタホスー3、トリクロロナト (trichloronat)、トリフェノホス、トリフルメゾピリム (triflumezopyrim)、トリフルムロン、トリメタカルブ、トリプレン、パミドチオン、パニリプロール、X M C、キシリルカルブ、ゼーターシペルメトリン、ゾラプロホスおよびこれらの任意の組み合わせが含まれるが、これらに限定されない。

【0044】

加えて、本明細書に記載されている化合物を、施用のために選択された媒体において本開示の化合物と適合性があり、本発明の化合物の活性と拮抗しない除草剤と組み合わせて、殺有害生物混合物およびその相乗的混合物を形成することができる。本開示の殺真菌化合物は、多種多様な望ましくない植物を防除するため、1つ以上の他の除草剤と共に施用することができる。除草剤と共に使用される場合、本発明が特許請求する化合物を除草剤と製剤化すること、除草剤とタンクミックスすることまたは除草剤に続けて施用することができる。典型的な除草剤には、4-C P A、4-C P B、4-C P P、2, 4-D、3, 4-D A、2, 4-D B、3, 4-D B、2, 4-D E B、2, 4-D E P、3, 4-D P、2, 3, 6-T B A、2, 4, 5-T、2, 4, 5-T B、アセトクロル、アシフルオルフェン、アクロニフェン、アクロレイン、アラクロル、アリドクロル、アロキシジム、アリルアルコール、アロラック、アメトリジオン、アメトリン、アミブジン、アミカルバゾン、アミドスルフロル、アミノシクロピラクロル、アミノピラリド、アミプロホスメチル、アミトロール、アンモニウムスルファメート、アニロホス、アニスロン、アシュラム、アトラトン、アトラジン、アザフェニジン、アジムスルフロル、アジプロトリン、バルバン、B C P C、ベフルブタミド、ベナゾリン、ベンカルバゾン、ベンフルラリン、ベンフレセート、ベンスルフロル、ベンスリド、ベントゾン、ベンザドクス、ベンズフェンジゾン、ベンジブラム、ベンゾビシクロン、ベンゾフェナップ、ベンゾフルオル、ベンゾイルプロップ、ベンズチアズロン、ビシクロピロン、ビフェノックス、ピラナホス、ビスピリバック、ハウ砂、プロマシル、プロモボニル、プロモブチド、プロモフェノキシム、プロモキシニル、プロモピラゾン、ブタクロル、ブタフェナシル、ブタミホス、ブテナクロル、ブチダゾール、ブチウロン、ブトラリン、ブトロキシジム、ブツロン、ブチレート、カコジル酸、カフェンストロール、塩素酸カルシウム、カルシウムシアナミド、カンベンジクロル、カルバスラム、カルベタミド、カルボキサゾールクロルプロカルブ、カルフェントラゾン、C D E A、C E P C、クロメトキシフェン、クロランベン、クロラノクリル、クロラジホップ、クロラジン、クロルブロムロン、クロルブファム、クロレツロン、クロルフェナク、クロルフェンプロップ、クロルフルラゾール、クロルフルレノール、クロリダゾン、クロリムロン、クロルニトロフェン、クロロボン、クロロトルロン、クロロクスロン、クロロキシニル、クロルプロファム、クロルスルフロル、クロルタール、クロルチアミド、シニドンエチル、シンメチリン、シノスルフロル、シスアニリド、クレトジム、クリオジネート、クロジナホップ、クロホップ (clofop)、クロマゾン、クロメプロップ、クロプロップ、クロプロキシジム、クロピラリド、クロランスラム、C M A、硫酸銅、C P M F、C P P C、クレダジン、クレゾール、クミルウロン、シアナトリン、シアナジン、シクロエート、シクロピリモレート (cyclopyrimorate)、シクロスルファムロン、シクロキシジム、シクルロン、シハロホップ、シペルクアット、シブラジン、シブ

10

20

30

40

50

ラゾール、シプロミド、ダイムロン、ダラボン、ダゾメット、デラクロル、デスメジファミン、デスメトリン、ジアレート、ジカンバ、ジクロベニル、ジクロラル尿素、ジクロルメート、ジクロルプロップ、ジクロルプロップーP、ジクロホップ、ジクロスラム、ジエタムクアット、ジエタチル、ジフェノペンテン、ジフェノクスロン、ジフェンゾクアット、ジフルフェニカン、ジフルフェンゾピル、ジメフロノ、ジメピペレート、ジメタクロル、ジメタメトリン、ジメテンアミド、ジメテンアミドーP、ジメキサノ、ジミダゾン、ジニトラミン、ジノフェネート、ジノプロップ、ジノサム、ジノセブ、ジノテルブ、ジフェンアミド、ジプロペトリン、ジクアット、ジスル、ジチオピル、ジウロン、DMPA、DNO C、DSMA、EBEP、エグリナジン、エンドタール、エプロナズ、EPTC、エルボン、エスプロカルブ、エタルフルラリン、エタメトスルフロノ、エチジムロン、エチオレート、エトフメセート、エトキシフェン、エトキシスルフロノ、エチノフェン、エトニプロミド、エトベンザニド、EXD、フェナスラム、フェノプロップ、フェノキサプロップ、フェノキサプロップーP、フェノキサスルホン、フェンキノトリオン (fenquinotri-
ione)、フェンテラコール、フェンチアプロップ、フェントラザミド、フェヌロン、硫酸第一鉄、フランプロップ、フランプロップーM、フラザスルフロノ、フロラスラム、フルアジホップ、フルアジホップーP、フルアゾレート、フルカルバゾン、フルセトスルフロノ、フルクロラリン、フルフェナセット、フルフェニカン、フルフェンピル、フルメツラム、フルメジン、フルミクロラック、フルミオキサジン、フルミプロピン、フルオメツロン、フルオロジフェン、フルオログリコフェン、フルオロミジン、フルオロニトロフェン、フルオチウロン、フルボキサム、フルプロパシル、フルプロパネート、フルピルスルフロノ、フルリドン、フルロクロリドン、フルロキシピル、フルルタモン、フルチアセット、ホメサフェン、ホラムスルフロノ、ホサミン、フリルオキシフェン、グルホシネート、グルホシネートーP、グリフォセート、ハロキシフェン、ハロサフェン、ハロスルフロノ、ハロキシジン、ハロキシホップ、ハロキシホップーP、ヘキサクロロアセトン、ヘキサフルレート、ヘキサジノン、イマザメタベンズ、イマザモックス、イマザピック、イマザピル、イマザキン、イマゼタピル、イマゾスルフロノ、インダノファン、インダジフラム、ヨードボニル、ヨードメタン、ヨードスルフロノ、イオフェンスルフロノ (iofensulfu-
ron)、アイオキシニル、イバジン、イブフェンカルバゾン、イブリミダム、イソカルバミド、イソシル、イソメチオジン、イソノルロン、イソポリネート、イソプロパリン、イソプロツロン、イソウロン、イソキサベン、イソキサクロルトール、イソキサフルトール、イソキサピリホップ、カルブチレート、ケトスピラドックス、ラクトフェン、レナシル、リヌロン、MAA、MAMA、MCPA、MCPAーチオエチル、MCPB、メコプロップ、メコプロップーP、メジノテルブ、メフェナセット、メフルイジド、メソブラジン、メソスルフロノ、メソトリオン、メタム、メタミホップ、メタミトロン、メタザクロル、メタゾスルフロノ、メトフルラゾン、メタベンズチアズロン、メタルプロパリン、メタゾール、メチオベンカルブ、メチオゾリン、メチウロン、メトメトン、メトプロトリン、臭化メチル、メチルイソチオシアネート、メチルジムロン、メトベンズロン、メトブロムロン、メトラクロル、メトスラム、メトクスロン、メトリブジン、メトスルフロノ、モリネート、モナリド、モニソウロン、モノクロロ酢酸、モノリヌロン、モヌロン、モルファミンクアット、MSMA、ナプロアニリド、ナプロバミド、ナプロバアミドーM (napropam-
ide-M)、ナプタラム、ネブロン、ニコスルフロノ、ニピラクロフェン、ニトラリン、ニトロフェン、ニトロフルオルフェン、ノルフルラゾン、ノルロン、OCH、オルベンカルブ、オルトージクロロベンゼン、オルトスルファミンロン、オリザリン、オキサジアリギル、オキサジアゾン、オキサピラゾン、オキサスルフロノ、オキサジクロメホン、オキシフルオルフェン、パラフルロン、バラクアット、ペブレート、ペラルゴン酸、ペンジメタリン、ペノキススラム、ペンタクロロフェノール、ペンタノクロル、ペントキサゾン、ペルフルイドン、ペトキサミド、フェニソファミン、フェンメジファミン、フェンメジファミンエチル、フェノベンズロン、酢酸フェニル水銀、ピクロラム、ピコリナフェン、ピノキサデン、ピペロホス、亜ヒ酸カリウム、アジ化カリウム、シアン化カリウム、プレチラクロル、プリミスルフロノ、プロシアジン、プロジアミン、プロフルアゾール、プロフルラリン、

10

20

30

40

50

プロホキシジム、プログリナジン、プロメトン、プロメトリン、プロパクロル、プロパニル、プロパキザホップ、プロバジン、プロファム、プロピソクロル、プロポキシカルバゾン、プロピリスルフロソ、プロピザミド、プロスルファリン、プロスルホカルブ、プロスルフロソ、プロキサン、プリナクロル、ピダノン、ピラクロニル、ピラフルフェン、ピラスルホトール、ピラゾリネート、ピラゾスルフロソ、ピラゾキシフェン、ピリベンゾキシム、ピリブチカルブ、ピリクロル、ピリダホール、ピリデート、ピリフタリド、ピリミノバック、ピリミスルファン、ピリチオバック、ピロキサスルホン、ピロキシスラム、キンクロラック、キンメラック、キノクラミン、キノナミド、キザロホップ、キザロホップーP、ロデタニル、リムスルフロソ、サフルフェナシル、Sーメトラクロル、セブチラジン、セクブメトン、セトキシジム、シズロン、シマジソ、シメトン、シメトリン、SMA、亜ヒ酸ナトリウム、アジ化ナトリウム、塩素酸ナトリウム、スルコトリオン、スルファレート、スルフェントラゾン、スルホメツロン、スルホスルフロソ、硫酸、スルグリカピン、スウェップ、TCA、テブタム、テブチウロン、テフリルトリオン、テンボトリオン、テブラロキシジム、テルバシル、テルブカルブ、テルブクロル、テルブメトン、テルブチラジン、テルブトリソ、テトラフルロン、テニルクロル、チアザフルロン、チアゾピル、チジアジミン、チジアズロン、チエンカルバゾンメチル、チフェンスルフロソ、チオベンカルブ、チアフエナシル (tiafenacil)、チオカルバジル、チオクロリム、トルピラレート (tolpyralate)、トプラメゾン、トラルコキシジム、トリアファモン、トリーアレート、トリアスルフロソ、トリアジフラム、トリベヌロン、トリカンバ、トリクロピル、トリジファン、トリエタジン、トリフロキシスルフロソ、トリフルジモキサジン (trifludimoxazin)、トリフルラリン、トリフルスルフロソ、トリホップ、トリホブシム、トリヒドロキシトリアジン、トリメツロン、トリプロピンダン、トリタック (tritac) トリトスルフロソ、ベルノレートおよびキシラクロルが含まれるが、これらに限定されない。

10

20

【0045】

本開示の別の実施形態は、真菌の攻撃を防除または予防する方法である。この方法は、殺真菌有効量の1つ以上の式Iの化合物を、土壌、植物、根、葉または真菌が存在する場所もしくは発生が予防される場所へ施用する（例えば、穀物またはブドウの木へ施用する）ことを含む。化合物は、低い植物毒性を示しながら、殺真菌レベルで多様な植物を処理することに適している。化合物は、保護剤および／または根絶剤様式の両方において有用でありうる。

30

【0046】

化合物は、特に農業用途において有意な殺真菌効果を有することが見いだされている。化合物のうちの多くのものは、農作物および園芸植物への使用に特に有効である。

【0047】

前述の真菌に対する化合物の効能が、殺真菌剤としての化合物の一般的な有用性を確立することを、当業者は理解する。

【0048】

化合物は、真菌病原体に対して広範囲な活性を有する。例示的な病原体には、コムギ葉枯病（チモセプトリアトリチシ (*Zymoseptoria tritici*)）、コムギ褐色さび病 (wheat brown rust)（ブッシニアトリチシナ (*Puccinia triticina*)）、コムギ紋さび病 (wheat stripe rust)（ブッシニアストリイホルミス (*Puccinia striiformis*)）、リンゴそうか病（ベンツリアイナエクアリス (*Venturia inaequalis*)）、ブドウうどんこ病（ウンシヌラネカトル (*Uncinula necator*)）、オオムギ雲形病（リンコスボリウムセカリス (*Rhynchosporium secalis*)）、イネのいもち病（ピリクラリア・オリゼ (*Pyricularia oryzae*)）、ダイズのさび病（ファコブソラバキリジ (*Phakopsora pachyrhizi*)）、コムギの包えい枯病（レプトスファエリアノドルム (*Leptosphaeria nodorum*)）、コムギのうどんこ病（ブルメリアグラミニス分化型トリチチ (*Blumeria graminis* f. sp. *tritici*)）、オオムギのうどんこ病（ブルメリアグラミニス分化型ホルデイ (*Blumeria graminis* f. sp. *hordei*)）、ウリ科植物のうどんこ病（エリシフェシコラセアルム (*Erysiphe cichoracearum*)）、ウリ科植物の炭疽病（コレトトリクムラゲナリウム (*Colletotrich*

40

50

hum lagenarium))、カエンサイの葉斑病（セルコスボラベチコラ（*Cercospora beticola*））、トマトの夏疫病（アルテルナリアソラニ（*Alternaria solani*））およびオオムギの斑点病（コクリオボルスサチブス（*Cochliobolus sativus*））の病原菌（causing agent）が含まれるが、これらに限定されない。施用される活性材料の正確な量は、施用される特定の活性材料のみならず、望まれる特定の作用、防除される真菌の種およびその成長段階、ならびに化合物を接触させる植物または他の産物の部分によっても左右される。したがって、全ての化合物およびそれを含有する製剤は、同様の濃度においてまたは同じ真菌の種に対して等しく有効ではないことがある。

【0049】

化合物は、病気抑制的でありかつ植物学的に許容される量での植物への使用に有効である。用語「病気抑制的でありかつ植物学的に許容される量」は、防除が望ましい植物の病気を死滅または抑制するが、植物に対して有意な毒性がない化合物の量を指す。この量は、一般に約0.1～約1000ppm（百万分率）であり、1～500ppmが好ましい。必要とされる化合物の正確な濃度は、防除される真菌病、用いられる製剤の種類、施用方法、特定の植物の種、気候条件などによって変わる。適切な施用率は、典型的には約0.10～約4ポンド／エーカー（1平方メートルあたり約0.01～0.45グラム、g/m²）の範囲である。

【0050】

本明細書において提示される任意の範囲または所望の値は、探求される効果を失うことなく拡大または変更することができ、このことは、本明細書の教示を理解する当業者には明白である。

【0051】

式Iの化合物は、周知の化学的手順を使用して作製することができる。本開示に特定の記述されてはいない中間体は、市販されているまたは化学文献に開示されている経路により作製することができるまたは標準的な手順を利用して市販の出発材料から容易に合成することができる。

【0052】

一般スキーム

以下のスキームは、式Iのピコリンアミド化合物を生成する手法を例示する。以下の記載および例は、例示の目的で提供され、置換基または置換パターンに関して限定するものとして解釈されるべきではない。


【0053】

R₃およびR₁₂が最初に定義されたとおりであり、同一である式1.1の化合物は、スキーム1、工程aに示されている方法によって調製することができる。aに示されているように、式1.0の化合物を、テトラヒドロフラン（THF）などの極性非プロトン性溶媒中の臭化フェニルマグネシウム（PhMgBr）などの有機金属求核剤により、約0℃～23℃の温度で処理して、R₃およびR₁₂が予め定義されたとおりである式1.1の化合物をもたらすことができる。

【0054】

【化3】

スキーム1



10

20

30

40

50


【0055】

R_3 が最初に定義されたとおりであるが、 R_{12} と同じであっても、なくてもよい式 2. 2 の化合物は、スキーム 2、工程 a～c に示されている方法によって調製することができる。a に描写されているように、 R_3 および R_{12} が予め定義されたとおりであるが、電子不足アリールまたはヘテロアリール基ではなく、同一であっても、なくてもよい式 2. 0 の化合物は、 R_3 および R_{12} が予め定義されたとおりであるが、電子不足アリールまたはヘテロアリール基ではなく、同一であっても、なくてもよい式 2. 0 の化合物を、ジクロロメタン (DCM) などのハロゲン化溶媒中の、トリエチルシラン (Et_3SiH) などの水素化物試薬と 2. 2, 2-トリフルオロ酢酸 (TFA) などの酸との混合物により、約 $0^\circ C \sim 23^\circ C$ の温度で処理することによって、得ることができる。あるいは、b に描写されているように、 R_3 および R_{12} が電子不足アリールまたはヘテロアリール基であり、同一であっても、なくてもよい式 2. 1 の化合物は、 R_3 および R_{12} が電子不足アリールまたはヘテロアリール基であり、同一であっても、なくてもよい式 2. 0 の化合物を、THF などの極性非プロトン性溶媒中の水素化ナトリウム (NaH) などの塩基およびイミダゾールなどの触媒により約 $23^\circ C$ の温度で処理し、続いて二硫化炭素 (CS_2) およびヨードメタン (MeI) などのヨウ化アルキルを連続して添加することによって、得ることができる。c に示されているように、 R_3 および R_{12} が電子不足アリールまたはヘテロアリール基であり、同一であっても、なくてもよい式 2. 2 の化合物は、 R_3 および R_{12} が予め定義されたとおりであり、同一であっても、なくてもよい式 2. 1 の化合物を、トルエンなどの非極性溶媒中の水素化トリブチルスズなどのスズ試薬およびアゾビスイソブチロニトリル (AIBN) などのラジカル開始剤により約 $115^\circ C$ の温度で処理することによって、得ることができる。

【0056】

【化 4】

スキーム 2




【0057】

R_3 および R_{12} が最初に定義されたとおりであり、同一であっても、なくてもよい式 3. 1 の化合物は、スキーム 3、工程 a に概説されている方法に従って調製することができる。a に描写されているように、 R_3 および R_{12} が最初に定義されたとおりであり、同一であっても、なくてもよい式 3. 1 の化合物は、N, N-ジメチルホルムアミド (DMF) のような極性非プロトン性溶媒中の NaH などの塩基および MeI などのハロゲン化アルキルにより約 $0^\circ C \sim 23^\circ C$ の温度で処理することによって、 R_3 および R_{12} が予め定義されたとおりであり、同一であっても、なくてもよい式 3. 0 の化合物から調製することができる。

【0058】

【化5】

スキーム3



10

【0059】


R₃ および R₁₂ が最初に定義されたとおりであり、同一であっても、なくてもよい式 4.1 の化合物は、スキーム 4、工程 a に概説されている方法に従って調製することができる。a に描写されているように、R₃ および R₁₂ が最初に定義されたとおりであり、同一であっても、なくてもよい式 4.1 の化合物は、DCM などのハロゲン化溶媒中の（ジエチルアミノ）硫黄トリフルオリド（DAST）などのフッ素化試薬により約 0℃～23℃ の温度で処理することによって、R₃ および R₁₂ が予め定義されたとおりであり、同一であっても、なくてもよい式 4.0 の化合物から調製することができる。

20

【0060】

【化6】

スキーム4



30

【0061】

R₃、R₄ および R₁₂ が最初に定義されたとおりであり、R₃ が R₁₂ と同じであっても、なくてもよい式 5.3 の化合物は、スキーム 5、工程 a～c に概説されている方法に従って調製することができる。a に示されているように、R₃、R₄ および R₁₂ が最初に定義されたとおりであり、R₃ が R₁₂ と同じであっても、なくてもよい式 5.3 の化合物は、シクロヘキセンなどの不飽和炭化水素溶媒およびエタノール（EtOH）などの極性プロトン性溶媒の混合物中のパラジウム担持炭（Pd/C）などの触媒により約 65℃ の高温で処理することによって、R₃、R₄ および R₁₂ が最初に定義されたとおりであり、R₃ が R₁₂ と同じであっても、なくてもよい式 5.0 の化合物から調製することができる。あるいは、b に示されているように、R₃ および R₁₂ が電子不足アリールまたはヘテロアリール基であり、同一であっても、なくてもよく、R₄ がヒドロキシル（OH）またはアルコキシである式 5.3 の化合物は、R₃、R₄ および R₁₂ が予め定義されたとおりであり、R₃ が R₁₂ と同じであっても、なくてもよい式 5.1 の化合物を、DCM などのハロゲン化溶媒中の Et₃SiH などの水素化物試薬および TFA などの酸の混合物により約 0℃～23℃ の温度で処理することによって、得ることができる。加えて、c に描写されているように、R₃ および R₁₂ が最初に定義されたとおりであるが、電子不足アリールまたはヘテロアリール基ではなく、同一であっても、なくてもよく、R₄ がプロトン（H）である式 5.3 の化合物は、R₃、R₄ および R₁₂ が予め定義さ

40


50

れたとおりであり、 R_3 が R_{12} と同じであっても、なくてもよい式5.2の化合物を、DCMなどのハロゲン化溶媒中の Et_3SiH などの水素化物試薬およびTFAなどの酸の混合物により約 $0^{\circ}C \sim 23^{\circ}C$ の温度で処理することによって、得ることができる。

【0062】

【化7】

スキーム5



10

20

【0063】

R_3 および R_{12} が電子不足アリールまたはヘテロアリール基であり、同一である式6.2の化合物は、スキーム6、工程a～bに概説されている方法に従って調製することができる。aに示されているように、 R_3 および R_{12} が予め記載されたとおりである式6.0の化合物は、THFなどの極性非プロトン性溶媒中において、XPhos-Pd-G3 (CAS # 1445085-55-1、Sigma-Aldrichから市販されている)などのPd触媒の存在下、4-プロモベンゾニトリルなどの臭化アリールにより約 $55^{\circ}C$ の温度で処理することによって、式6.1の化合物から調製することができる。bに示されているように、 R_3 および R_{12} が予め記載されたとおりである式6.2の化合物は、メタノール ($MeOH$)などの極性プロトン性溶媒中において、(R)-(+)-2-メチル-CBS-オキサザボロリジンなどの触媒の存在下、ボランジメチルスルフィド錯体などの水素化物試薬により約 $0^{\circ}C$ の温度で処理することによって、 R_3 および R_{12} が予め記載されたとおりである式6.1の化合物から調製することができる。


30

【0064】

【化8】

40

スキーム6



【0065】

50


R_3 および R_{12} が最初に定義されたとおりであり、同一である式 7. 2 の化合物は、スキーム 7、工程 a ~ b に概説されている方法に従って調製することができる。a に示されているように、 R_3 および R_{12} が予め記載されたとおりである式 7. 1 の化合物は、DCM などのハロゲン化溶媒中の SbCl₅ などの触媒により約 23 °C の温度で処理することによって、式 7. 0 の化合物から調製することができる。b に示されているように、 R_3 および R_{12} が予め記載されたとおりである式 7. 2 の化合物は、メタノール (MeOH) などの極性プロトン性溶媒中において、(R) - (+) - 2 - メチル - C B S - オキサザボロリジンなどの触媒の存在下、ボランジメチルスルフィド錯体などの水素化物試薬により約 23 °C の温度で処理することによって、 R_3 および R_{12} が予め記載されたとおりである式 7. 1 の化合物から調製することができる。

10

【0066】

【化9】

スキーム 7



20

【0067】


n が 0 または 1 のいずれかであり、 W が CH₂ または O のいずれかである式 8. 1 の化合物は、スキーム 8、工程 a に概説されている方法に従って調製することができる。a に示されているように、 n が 0 または 1 のいずれかであり、 W が CH₂ または O のいずれかである式 8. 1 の化合物は、THF などの極性非プロトン性溶媒中の n - ブチルリチウム (n - BuLi) などの塩基およびアセトアルデヒドなどのアルデヒドにより約 -78 °C ~ 23 °C の温度で処理することによって、 n が 0 または 1 のいずれかであり、 W が CH₂ または O のいずれかである式 8. 0 の化合物から調製することができる。

【0068】

【化10】

30

スキーム 8



40

【0069】

R_3 および R_{12} が最初に定義されたとおりである式 9. 1 の化合物は、スキーム 9、工程 a に概説されている方法に従って調製することができる。a に示されているように、 R_3 および R_{12} が最初に定義されたとおりである式 9. 1 の化合物は、THF などの極性非プロトン性溶媒中のヨウ化銅 (CuI) などの銅 (I) 塩および 4 - (トリフルオロメチル) フェニルマグネシウムブロミドなどの有機金属求核剤の予備混合懸濁液により約 -78 °C ~ 23 °C の温度で処理することによって、 R_3 が最初に定義されたとおりである式 9. 0 の化合物 (式 9. 0 は、市販されているまたは Wang, Z. -X.; Tu, Y.; Frohn, M.; Zhang, J. -R.; Shi, Y. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 11224 において報告されている


50

ように、対応する E-オレフィン前駆体の史不斉エポキシ化より調製することができる) から調製することができる。

【0070】

【化11】

スキーム9



10

【0071】


R₁、R₂、R₃、R₄ および R₁₂ が最初に定義されたとおりである式 10.2 の化合物は、スキーム 10、工程 a に概説されている方法に従って調製することができる。a に示されているように、R₁ が最初に定義されたとおりである式 10.0 の化合物を、DCM のようなハロゲン化溶媒において、R₂、R₃、R₄ および R₁₂ が最初に定義されたとおりである式 10.1 のアルコール、3-(エチルイミノメチレンアミノ)-N,N-ジメチルプロパン-1-アミン塩酸塩 (EDC) などのカップリング試薬および N,N-ジメチルピリジン-4-アミン (DMA P) などの触媒により処理して、R₁、R₂、R₃、R₄ および R₁₂ が予め定義されたとおりである式 10.2 の化合物をもたらすことができる。

20

【0072】

【化12】

スキーム10



30

【0073】

R₁、R₂、R₃、R₄、R₆、R₁₂ および Z が最初に定義されたとおりである式 11.2 の化合物は、スキーム 11、工程 a~b に概説されている方法に従って調製することができる。a に示されているように、R₁、R₂、R₃、R₄ および R₁₂ が最初に定義されたとおりである式 11.2 の化合物を、DCM などのハロゲン化溶媒中において、ジオキサン中の塩化水素 (HCl) の 4 規定 (N) 溶液などの酸に付して、R₁、R₂、R₃、R₄ および R₁₂ が最初に定義されたとおりである式 9.0 の化合物をもたらすことができる。

40

【0074】


b に示されているように、R₁、R₂、R₃、R₄ および R₁₂ が最初に定義されたとおりである式 11.0 の化合物を、DCM のようなハロゲン化溶媒中において、ジイソプロピルエチルアミン (DIPEA) などの塩基およびベンゾトリアゾール-1-イル-オキシトリピロリジノホスホニウムヘキサフルオロホスフェート (PyBOP) などのペプチドカップリング試薬の存在下で、R₆ および Z が最初に定義されたとおりである式 11.1 の化合物により処理して、R₁、R₂、R₃、R₄、R₆、R₁₂ および Z が最初に定義されたとおりである式 11.2 の化合物をもたらすことができる。

【0075】

50

【化 1 3】

スキーム 11



10

【0076】

20


R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_6 、 R_7 、 R_{12} および Z が最初に定義されたとおりである式 12.0 の化合物は、スキーム 12、工程 a に概説されている方法に従って調製することができる。a に示されているように、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_6 、 R_{12} および Z が最初に定義されたとおりである式 11.2 の化合物を、アセトンのような溶媒中において、ヨウ化ナトリウム (NaI) などの試薬および炭酸ナトリウム (Na_2CO_3) もしくは炭酸カリウム (K_2CO_3) などのアルカリ炭酸塩の塩基を伴って、もしくは伴わないで、適切なハロゲン化アルキルにより約 55°C の温度で処理することによってまたは DCM などの非プロトン性溶媒中において、ピリジン、トリエチルアミン (Et_3N)、 DMAc もしくはこれらの混合物などのアミン塩基の存在下でハロゲン化アシルにより約 23°C の温度で処理することによって、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_6 、 R_7 、 R_{12} および Z が最初に定義されたとおりである式 12.0 の化合物をもたらすことができる。

30

【0077】

【化 1 4】

スキーム 12



40

【0078】

[実施例]

以下の実施例の化学は、2-((tert-ブトキシカルボニル)アミノ)プロパン酸 (Boc-Ala-OH) の鏡像異性体、あるいは乳酸エチルの保護 (PMB もしくは Bn) または非保護鏡像異性体のいずれかを使用して実施することができる。


【0079】

50

実施例 1 : (S)-2-(ベンジルオキシ)-1,1-ビス(4-フルオロフェニル)プロパン-1-オール の調製

【0080】

【化15】



10

【0081】

テトラヒドロフラン (THF、20 ミリリットル (mL)) 中の (S)-エチル 2-(ベンジルオキシ)プロパノエート (2.08 グラム (g)、10.0 ミリモル (mmol)) の溶液に、0℃で、(4-フルオロフェニル)マグネシウムブロミド (31.3 mL、25.0 mmol、THF 中 0.8 モル (M)) を 10 分間 (min) かけてゆっくりと加えた。反応容器を 2 時間 (h) かけて室温にゆっくりと温め、反応混合物を、飽和塩化アンモニウム水溶液 (NH₄Cl、50 mL) の注意深い添加によりクエンチした。混合物をジエチルエーテル (Et₂O、50 mL) で希釈し、相を分離し、水相を Et₂O (2×50 mL) で抽出した。合わせた有機相を、飽和塩化ナトリウム水溶液 (NaCl、ブライン、100 mL) で洗浄し、硫酸ナトリウム (Na₂SO₄) で乾燥し、濾過し、濃縮した。得られた油状物を、フラッシュカラムクロマトグラフィー (シリカゲル (SiO₂)、ヘキサン中 0→5% のアセトン) により精製して、標記化合物 (3.28 g、93%) を無色の油状物として得た。¹H NMR (300 MHz, CDCl₃) δ 7.47 - 7.38 (m, 2H), 7.38 - 7.27 (m, 5H), 7.17 - 7.09 (m, 2H), 7.04 - 6.89 (m, 4H), 4.64 (dd, J= 11.4, 0.7 Hz, 1H), 4.51 - 4.38 (m, 2H), 3.12 (s, 1H), 1.11 (d, J= 6.1 Hz, 3H); ¹⁹F NMR (376 MHz, CDCl₃) δ -116.19, -116.41; ESI-MS m/z 377 ([M+Na]⁺)。


20

【0082】

実施例 2A : (S)-4,4'-(2-(ベンジルオキシ)プロパン-1,1-ジイル)ビス(フルオロベンゼン) の調製

【0083】

【化16】



40

【0084】

ジクロロメタン (DCM、20 mL) 中の (S)-2-(ベンジルオキシ)-1,1-ビス(4-フルオロフェニル)プロパン-1-オール (709 ミリグラム (mg)、2.00 mmol) の溶液に、0℃で、トリエチルシラン (Et₃SiH、3.19 mL、20.0 mmol)、続いて 2,2,2-トリフルオロ酢酸 (TFA、1.53 mL、20.0 mmol) を加えた。混合物を 0℃で 1 h 攪拌した。得られた溶液を、飽和重炭酸ナトリウム水溶液 (NaHCO₃、20 mL) の注意深い添加によりクエンチした。相を分離し、水相を DCM (2×30 mL) で抽出した。合わせた有機相をブライン (50 mL

50


）で洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥し、濾過し、濃縮した。得られた油状物を、フラッシュカラムクロマトグラフィー（ SiO_2 、ヘキサン中0→10%のアセトン）により精製して、標記化合物（627mg、92%）を白色の固体として得た。 ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 7.31 - 7.22 (m, 5H), 7.21 - 7.16 (m, 2H), 7.10 - 7.03 (m, 2H), 7.00 - 6.91 (m, 4H), 4.54 (dd, J = 11.5, 0.7 Hz, 1H), 4.31 (dd, J = 11.6, 0.8 Hz, 1H), 4.14 (dq, J = 8.1, 6.1 Hz, 1H), 3.93 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 1.18 (d, J = 6.0 Hz, 3H); ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ -116.60, -117.10; ESI MS (m/z) 361 ($[\text{M} + \text{Na}]^+$)。

【0085】

実施例2B：（S）-（2-（ベンジルオキシ）-1-メトキシプロパン-1,1-ジイル）ジベンゼンの調製 10

【0086】

【化17】



20

【0087】


N,N-ジメチルホルムアミド（DMF、3mL）中の水素化ナトリウム（NaH、52.0mg、1.30mmol、鉱油中60重量%（w/w））の懸濁液に、0℃で、DMF（1mL）中の（S）-2-（ベンジルオキシ）-1,1-ジフェニルプロパン-1-オール（318mg、1mmol）の溶液を加えた。反応混合物を室温で30min攪拌し、次に0℃に冷却した。ヨードメタン（MeI、93.0マイクロリットル（ μL ）、1.50mmol）を加え、反応混合物を、室温で1h攪拌した。得られた溶液を、飽和 NaHCO_3 水溶液（10mL）の注意深い添加によりクエンチした。混合物をジエチルエーテル（ Et_2O 、10mL）で希釈し、相を分離し、水相を Et_2O （ $2 \times 10\text{mL}$ ）で抽出した。合わせた有機相をブライン（20mL）で洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥し、濾過し、濃縮した。得られた油状物を、フラッシュカラムクロマトグラフィー（ SiO_2 、ヘキサン中0→5%のアセトン）により精製して、標記化合物（295mg、89%）を無色の油状物として得た。 ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 7.47 - 7.41 (m, 2H), 7.40 - 7.35 (m, 2H), 7.33 - 7.18 (m, 11H), 4.69 (d, J = 11.9 Hz, 1H), 4.54 (d, J = 12.3 Hz, 1H), 4.50 (q, J = 6.1 Hz, 1H), 3.13 (s, 3H), 1.10 (d, J = 6.1 Hz, 3H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ 142.96, 141.31, 138.79, 129.13, 128.54, 128.14, 127.61, 127.16, 127.08, 126.95, 126.69, 99.99, 85.35, 78.13, 70.80, 52.46, 13.65; ESI MS (m/z) 333 ($[\text{M} + \text{H}]^+$)。 30

【0088】

実施例2C：（S）-（2-（ベンジルオキシ）-1-フルオロプロパン-1,1-ジイル）ジベンゼンの調製 40

【0089】

【化18】



50

【0090】

DCM (5 mL) 中の (S)-2-(ベンジルオキシ)-1,1-ジフェニルプロパン-1-オール (300 mg、0.942 mmol) の溶液に、0℃で、(ジエチルアミノ)硫黄トリフルオリド (DAST、1.88 mL、1.88 mmol、DCM 中 1 M) を加えた。反応を 3 h かけて室温にゆっくりと温めた。得られた溶液を、飽和 NaHCO₃ 水溶液 (5 mL) の注意深い添加によりクエンチした。相を分離し、水相を DCM (2 × 10 mL) で抽出した。合わせた有機相をブライン (10 mL) で洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥し、濾過し、濃縮した。得られた油状物を、フラッシュカラムクロマトグラフィー (SiO₂、ヘキサン中 0 → 10% のアセトン) により精製して、標記化合物 (300 mg、98%) を無色の油状物として得た。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.58 - 7.49 (m, 2H), 7.43 - 7.37 (m, 2H), 7.36 - 7.20 (m, 9H), 7.09 - 6.99 (m, 2H), 4.47 (d, J = 11.7 Hz, 1H), 4.37 - 4.25 (m, 2H), 1.26 (dd, J = 6.3, 1.3 Hz, 3H); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 142.23 (d, J = 22.7 Hz), 141.00 (d, J = 23.5 Hz), 138.03, 128.21, 128.16, 127.90 (d, J = 1.5 Hz), 127.80, 127.72 (d, J = 1.7 Hz), 127.52, 127.42 (d, J = 1.3 Hz), 126.23 (d, J = 9.6 Hz), 125.93 (d, J = 8.7 Hz), 99.96 (d, J = 180.8 Hz), 78.91 (d, J = 26.9 Hz), 71.68, 14.47 (d, J = 3.6 Hz); ¹⁹F NMR (376 MHz, CDCl₃) δ -159.80.

10


【0091】

実施例 2 D、工程 1: (S)-O-(2-(ベンジルオキシ)-1,1-ビス(3,4,5-トリフルオロフェニル)プロパン-1-オール) S-メチルカルボジチオエートの調製

20

【0092】

【化 19】



30

【0093】

無水 THF (5.8 mL) 中の (S)-2-(ベンジルオキシ)-1,1-ビス(3,4,5-トリフルオロフェニル)プロパン-1-オール (496 mg、1.16 mmol) の溶液に、NaH (93.0 mg、2.33 mmol)、続いてイミダゾール (3.96 mg、0.0580 mmol) を加え、反応混合物を周囲温度で 1 h 攪拌した。二硫化炭素 (562 μL、9.30 mmol) を、シリンジを介して一度に加え、続いて MeI (579 μL、9.30 mmol) を加え、反応混合物を周囲温度で 2 h 攪拌した。反応混合物を Et₂O (5 mL) で希釈し、飽和 NH₄Cl 水溶液 (10 mL) でクエンチした。層を分離し、水層を Et₂O (3 × 10 mL) で抽出した。合わせた有機層を硫酸マグネシウム (MgSO₄) で乾燥し、濾過し、濃縮して、橙色/褐色の油状物を得た。粗油状物を、フラッシュカラムクロマトグラフィー (SiO₂、ヘキサン中 0 → 50% の酢酸エチル (EtOAc)) により精製して、標記化合物 (627 mg、94%) を透明な明黄色の油状物として得た。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.40 - 7.27 (m, 3H), 7.24 - 7.16 (m, 2H), 7.02 (dd, J = 9.1, 6.6 Hz, 2H), 6.96 (dd, J = 8.8, 6.5 Hz, 2H), 5.44 (q, J = 6.1 Hz, 1H), 4.66 (d, J = 11.6 Hz, 1H), 4.51 (d, J = 11.6 Hz, 1H), 2.49 (s, 3H), 1.16 (d, J = 6.1 Hz, 3H); ¹⁹F NMR (376 MHz, CDCl₃) δ -133.89 (d, J = 20.7 Hz), -134.73 (d, J = 20.6 Hz), -159.83 (t, J = 20.6 Hz), -160.56 (t, J = 20.7 Hz); (薄膜) 2922, 1721, 1622, 1595, 1526, 1436, 1344, 1241, 1217, 1197, 1119, 1088, 1040, 965, 908, 861, 822, 730, 712, 697, 672 cm⁻¹.

40


50

【0094】

実施例 2 D、工程 2：(S)-5, 5'-(2-(ベンジルオキシ)プロパン-1, 1-ジイル)ビス(1, 2, 3-トリフルオロベンゼン)の調製

【0095】

【化20】



10

【0096】

トルエン (200 mL) 中の (S)-O-(2-(ベンジルオキシ)-1, 1-ビス(3, 4, 5-トリフルオロフェニル)プロピル) S-メチルカルボジチオエート (598 mg、1.16 mmol) の溶液を、凍結脱気 (freeze-pump-thaw) 操作 (液体窒素 (N₂) を使用して 3 サイクル) により N₂ 雰囲気下で脱ガスした。次に水素化トリブチルスズ (3.12 mL、11.6 mmol) を加え、反応フラスコに還流冷却器を取り付け、反応混合物を、軽く還流する (115 °C) まで加熱した。脱ガストルエン (液体 N₂ により 3 サイクル、32 mL) 中のアゾビスイソブチロニトリル (AIBN、0.200 g、1.22 mmol) の溶液を、シリンジにより還流冷却器に 3 h かけて加えた。AIBN の緩徐添加が完了した後、反応混合物を還流下で一晩攪拌した。溶媒を真空下で除去して、淡黄色の油状物を得た。粗油状物を、フラッシュカラムクロマトグラフィー (SiO₂、ヘキサン中 0→30% の EtOAc) により精製して、標記化合物 (358 mg、72%) を透明な無色の油状物として得た。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.28 (d, J= 6.6 Hz, 3H), 7.17 - 7.06 (m, 2H), 6.92 (dd, J= 8.5, 6.5 Hz, 2H), 6.79 (dd, J= 8.3, 6.4 Hz, 2H), 4.59 (d, J= 11.7 Hz, 1H), 4.31 (d, J= 11.7 Hz, 1H), 4.02 (p, J= 6.2 Hz, 1H), 3.76 (d, J= 6.8 Hz, 1H), 1.19 (d, J= 6.1 Hz, 3H); ¹⁹F NMR (376 MHz, CDCl₃) δ -133.80 (d, J= 20.5 Hz), -134.34 (d, J= 20.5 Hz), -162.54 (t, J= 20.5 Hz), -162.84 (t, J= 20.5 Hz); (薄膜) 2871, 1621, 1526, 1445, 1345, 1262, 1235, 1116, 1096, 1043, 859, 802, 728, 698, 679 cm⁻¹.

20


30

【0097】

実施例 3 A：(S)-1, 1-ビス(4-フルオロフェニル)プロパン-2-オールの調製

【0098】

【化21】



40

【0099】

エタノール (EtOH、11 mL) およびシクロヘキセン (5.5 mL) 中の (S)-4, 4'-(2-(ベンジルオキシ)プロパン-1, 1-ジイル)ビス(フルオロベンゼン) (575 mg、1.70 mmol) の溶液に、室温で、パラジウム担持炭 (Pd/C

50

、362 mg、0.0850 mmol、Pdの2.5% w/w)を加えた。反応混合物を65℃で2 h 攪拌し、室温に冷却し、Celite (登録商標)のプラグで濾過し、濃縮して、標記化合物(415 mg、98%)を無色の油状物として得た。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.36 - 7.29 (m, 2H), 7.25 - 7.18 (m, 2H), 7.09 - 6.93 (m, 4H), 4.47 (dq, J = 8.2, 6.1, 3.3 Hz, 1H), 3.80 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 1.55 (d, J = 3.3 Hz, 1H), 1.19 (d, J = 6.1 Hz, 3H); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 162.90 (d, J = 23.3 Hz), 160.46 (d, J = 23.1 Hz), 138.15 (d, J = 3.1 Hz), 136.94 (d, J = 3.6 Hz), 130.14 (d, J = 7.8 Hz), 129.55 (d, J = 7.8 Hz), 115.70 (d, J = 18.8 Hz), 115.49 (d, J = 18.8 Hz), 70.07, 58.61, 21.63; ¹⁹F NMR (376 MHz, CDCl₃) δ -115.84, -116.19.


【0100】

10

実施例3B: (S)-1,1-ビス(2-フルオロフェニル)プロパン-1,2-ジオールの調製

【0101】

【化22】



20

【0102】

DCM (20 mL) 中の (S)-1,1-ビス(2-フルオロフェニル)-2-((4-メトキシベンジル)オキシ)プロパン-1-オール (790 mg、2.06 mmol) の溶液に、0℃で、Et₃SiH (3.28 mL、20.6 mmol)、続いてTFA (1.57 mL、20.6 mmol)を加えた。混合物を0℃で1 h 攪拌した。得られた溶液を、飽和NaHCO₃水溶液(20 mL)の注意深い添加によりクエンチした。相を分離し、水相をDCM (2×30 mL)で抽出した。合わせた有機相をブライン(50 mL)で洗浄し、Na₂SO₄で乾燥し、濾過し、濃縮した。得られた油状物を、フラッシュカラムクロマトグラフィー(SiO₂、ヘキサン中0→10%のアセトン)により精製して、標記化合物(388 mg、71%)を無色の油状物として得た。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.90 - 7.77 (m, 1H), 7.70 (tt, J = 8.2, 1.5 Hz, 1H), 7.31 - 7.10 (m, 4H), 6.97 (ddd, J = 12.7, 8.1, 1.3 Hz, 1H), 6.88 (ddd, J = 11.8, 8.0, 1.4 Hz, 1H), 5.11 (qd, J = 6.3, 2.3 Hz, 1H), 3.49 (s, 1H), 2.27 (s, 1H), 1.09 (d, J = 6.3 Hz, 3H); ¹⁹F NMR (376 MHz, CDCl₃) δ -112.90 (d, J = 8.3 Hz), -113.92 (d, J = 8.4 Hz); ESI-MS (m/z) 551 ([2M+Na]⁺)。


30

【0103】

実施例3C: (S)-1,1-ビス(4-ブロモフェニル)プロパン-2-オールの調製

【0104】

【化23】



40

【0105】

DCM (18 mL) 中の (S)-1,1-ビス(4-ブロモフェニル)-2-((4-

50

メトキシベンジル) オキシ) プロパン-1-オール (1.80 g、3.56 mmol) の溶液に、0℃で、Et₃SiH (5.68 mL、35.6 mmol)、続いてTFA (2.72 mL、35.6 mmol) を加えた。混合物を3 hかけて室温にゆっくりと温めた。得られた溶液を、飽和NaHCO₃水溶液 (20 mL) の注意深い添加によりクエンチした。相を分離し、水相をDCM (2×30 mL) で抽出した。合わせた有機相をブライン (50 mL) で洗浄し、Na₂SO₄で乾燥し、濾過し、濃縮した。得られた油状物を、フラッシュカラムクロマトグラフィー (SiO₂、ヘキサン中0→10%のアセトン) により精製して、標記化合物 (742 mg、56%) を無色の油状物として得た。¹H NMR (300 MHz, CDCl₃) δ 7.51 - 7.36 (m, 4H), 7.25 - 7.17 (m, 2H), 7.18 - 7.06 (m, 2H), 4.48 (dq, J= 8.2, 6.1 Hz, 1H), 3.76 (d, J= 8.2 Hz, 1H), 2.80 (s, 1H), 1.19 (d, J= 6.2 Hz, 3H); ¹³C NMR (75 MHz, CDCl₃) δ 140.94, 139.85, 131.98, 131.85, 130.39, 129.84, 121.06, 120.72, 69.82, 58.91, 21.65; (薄膜) 3390, 3024, 2969, 2900, 1486, 1072 cm⁻¹.


10

【0106】

実施例3D、工程1: (S)-1, 1-ビス(4-(トリメチルシリル)エチニル)-フェニル)プロパン-2-オールの調製

【0107】

【化24】



20

30

【0108】

THF (9 mL) 中の (S)-1, 1-ビス(4-ブロモフェニル)プロパン-2-オール (1.01 g、2.72 mmol) の溶液に、ビス(トリフェニルホスフィン)パラジウムジクロリド (0.095 g、0.136 mmol) およびヨウ化銅(I) (CuI、0.026 g、0.136 mmol) を加えた。混合物にN₂を20 min噴霧し、トリエチルアミン (Et₃N、4.53 mL) を滴加した。得られた混合物に、エチニルトリメチルシラン (1.15 mL、8.15 mmol) を滴加し、混合物を一晩加熱環流し、攪拌した。混合物を室温に冷却し、反応を飽和NaHCO₃水溶液でクエンチした。生成物をEtOAc (2×) で抽出し、合わせた有機層をブラインで洗浄し、Na₂SO₄で乾燥し、濾過し、濃縮した。次に粗残渣を、フラッシュカラムクロマトグラフィー (SiO₂、ヘキサン中0→20%のアセトン) により精製して、標記化合物 (495 mg、45%) を褐色の泡状物として得た。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.48 - 7.42 (m, 2H), 7.42 - 7.37 (m, 2H), 7.33 - 7.27 (m, 2H), 7.24 - 7.17 (m, 2H), 4.51 (dq, J= 12.2, 6.1, 3.5 Hz, 1H), 3.81 (d, J= 8.3 Hz, 1H), 1.60 (d, J= 3.8 Hz, 1H), 1.18 (d, J= 6.1 Hz, 3H), 0.26 (s, 9H), 0.26 (s, 9H); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 142.55, 141.48, 132.42, 132.29, 128.69, 128.15, 121.90, 121.57, 104.76, 104.71, 94.49, 94.33, 69.76, 59.96, 21.55, 0.00; (薄膜) 3397, 2960, 2156, 1501, 1248, 861, 840 cm⁻¹; HRMS-ESI (m/z) [M+H]⁺ C₂₅H₃₃O Si₂ の計算値 405.2064、実測値 405.2070。

40


50

【0109】

実施例3D、工程2：(S)-1,1-ビス(4-エチニルフェニル)プロパン-2-オール
の調製

【0110】

【化25】



10

【0111】

メタノール (MeOH、5.8 mL) 中の (S)-1,1-ビス(4-(トリメチルシリル)エチニル)フェニル)プロパン-2-オール (0.470 g、1.16 mmol) の溶液に、炭酸カリウム (K_2CO_3 、0.482 g、3.48 mmol) を加えた。混合物を室温で1 h 攪拌し、次に Celite (登録商標) で濾過した。フィルターケーキを MeOH で洗浄し、濾液を濃縮した。粗材料を、フラッシュカラムクロマトグラフィー (SiO_2 、ヘキサン中 0→20% のアセトン) により精製して、標記化合物 (288 mg、95%) を黄色の油状物として得た。 ^1H NMR (300 MHz, $CDCl_3$) δ 7.48 - 7.43 (m, 2H), 7.43 - 7.39 (m, 2H), 7.35 - 7.29 (m, 2H), 7.24 - 7.19 (m, 2H), 4.51 (dq, J = 8.3, 6.1, 3.7 Hz, 1H), 3.82 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 3.05 (s, 1H), 3.04 (s, 1H), 1.63 - 1.55 (m, 1H), 1.18 (d, J = 6.1 Hz, 3H); ^{13}C NMR (101 MHz, $CDCl_3$) δ 142.84, 141.82, 132.60, 132.48, 128.74, 128.22, 120.87, 120.57, 83.31, 83.29, 77.39, 77.29, 69.73, 59.96, 21.66; (薄膜) 3436, 3280, 2968, 2106, 1499, 1075, 825 cm^{-1} ; HRMS-ESI (m/z) $[M+H]^+$ $C_{19}H_{17}O$ の計算値 261.1274、実測値 261.1272。

20


30

【0112】

実施例3D、工程3：(S)-1,1-ビス(4-エチルフェニル)プロパン-2-オール
の調製

【0113】

【化26】



40

【0114】

EtOAc (2.8 mL) 中の (S)-1,1-ビス(4-エチニルフェニル)プロパン-2-オール (0.144 g、0.553 mmol) の溶液に、パラジウム (乾燥重量

50

に基づいて炭素の5重量(wt)%, 0.235g、0.055mmol)を加えた。混合物を水素バルーン下で一晩攪拌した。混合物を、Celite(登録商標)で濾過し、フィルターケーキをEtOAcで洗浄した。次に合わせた濾液を濃縮し、粗残渣をフラッシュカラムクロマトグラフィー(SiO₂、ヘキサン中0→25%のアセトン)により精製して、標記化合物(97.0mg、65%)を透明な油状物として得た。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.33 - 7.25 (m, 2H), 7.22 - 7.15 (m, 2H), 7.18 - 7.11 (m, 2H), 7.10 (d, J= 8.1 Hz, 2H), 4.51 (dq, J= 8.7, 6.1, 2.5 Hz, 1H), 3.74 (d, J= 8.9 Hz, 1H), 2.65 - 2.53 (m, 4H), 1.68 (d, J= 2.8 Hz, 1H), 1.23 - 1.14 (m, 9H); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 142.74, 142.33, 139.94, 138.91, 128.48, 128.40, 128.07, 128.02, 70.19, 60.02, 28.41, 28.39, 21.37, 15.47, 15.46; (薄膜) 3421, 2963, 1510, 1110, 821 cm⁻¹; HRMS-ESI (m/z) ([M+Na]⁺) C₁₉H₂₄NaOの計算値291.1719、実測値291.1725。


10

【0115】

実施例3E: 1-(9H-キサンテン-9-イル)エタノールの調製

【0116】

【化27】



20

【0117】

THF (10 mL) 中の9H-キサンテン (364 mg、2.00 mmol) の溶液に、-78℃で、n-ブチリチウム (ヘキサン中2.5 M、0.880 mL、2.20 mmol) を加えた。混合物を-78℃で30 min攪拌した。アセトアルデヒド (0.226 mL、4.00 mmol) を加え、反応混合物を一晩かけて室温にゆっくりと温めた。得られた溶液を、飽和NH₄Cl水溶液 (10 mL) の注意深い添加によりクエンチした。相を分離し、水相をEt₂O (2×15 mL) で抽出した。合わせた有機相をブライン (20 mL) で洗浄し、Na₂SO₄で乾燥し、濾過し、濃縮した。得られた油状物を、フラッシュカラムクロマトグラフィー (SiO₂、ヘキサン中0→10%のアセトン) により精製して、標記化合物 (216 mg、48%) を無色の油状物として得た。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.33 - 7.22 (m, 4H), 7.17 - 7.04 (m, 4H), 3.99 (d, J= 5.1 Hz, 1H), 3.96 - 3.82 (m, 1H), 1.54 (d, J= 6.0 Hz, 1H), 1.00 (d, J= 6.3 Hz, 3H); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 152.94, 152.65, 129.54, 129.30, 128.19, 128.17, 123.18, 123.14, 122.48, 121.73, 116.59, 116.41, 73.07, 47.06, 18.81; ESI-MS (m/z) 475 ([2M+Na]⁺) 。

30


【0118】

実施例3F: (1S, 2S)-1-フェニル-1-(4-(トリフルオロメチル)フェニル)プロパン-2-オールの調製

40

【0119】

【化28】



【0120】

50


Et₂O (4 mL) 中のマグネシウム削りくず (102 mg、4.20 mmol) の混合物に、1-ブロモ-4-(トリフルオロメチル)ベンゼン (0.588 mL、4.20 mmol) を室温に加え、続いて MeI (5 μL) を加えた。熱線銃を使用して、穏やかに沸騰するまで温めると、混合物は黄色／褐色に変わった。次に反応を、ほぼ全てのマグネシウムが消費されるまで、水浴中において室温で 30 min 撹拌した。これを、Et₂O (4 mL) 中のヨウ化銅 (I) (CuI、400 mg、2.10 mmol) の懸濁液に -78 °C で加えた。反応を -20 °C で 30 min 撹拌し、次に -78 °C に冷却し、(2S, 3S)-2-メチル-3-フェニルオキシラン (0.201 mL、1.50 mmol) を加えた。得られた混合物を一晩かけて室温にゆっくりと温めた。得られた溶液を、飽和 NH₄Cl 水溶液 (10 mL) の注意深い添加によりクエンチした。相を分離し、水相を Et₂O (2 × 15 mL) で抽出した。合わせた有機相をブライン (20 mL) で洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥し、濾過し、濃縮した。得られた油状物を、フラッシュカラムクロマトグラフィー (SiO₂、ヘキサン中 0 → 10 % のアセトン) により精製して、標記化合物 (390 mg、94 %) を薄黄色の油状物として得た。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.60 - 7.50 (m, 2H), 7.48 - 7.38 (m, 2H), 7.38 - 7.33 (m, 4H), 7.30 - 7.23 (m, 1H), 4.58 (dq, J = 8.4, 6.1, 3.5 Hz, 1H), 3.88 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 1.65 (d, J = 3.6 Hz, 1H), 1.20 (d, J = 6.1 Hz, 3H); ¹⁹F NMR (376 MHz, CDCl₃) δ -62.49; ESI MS (m/z) 263 ([M-OH]⁺)。 10

【0121】

実施例 3 G、工程 1 : 4, 4'-(2-オキソプロパン-1, 1-ジイル)ジベンゾニトリルの調製 20

【0122】

【化 29】



30

【0123】


THF (10 mL) 中の 4-ブロモベンゾニトリル (546 mg、3.00 mmol) および炭酸セシウム (977 mg、3.00 mmol) の懸濁液に、N₂ 雰囲気下において、アセトン (1.10 mL、15.00 mmol)、続いて X-Phos PD G3 (50.8 mg、0.060 mmol) を加えた。次にバイアルを密閉し、55 °C で 4 日間加熱した。反応を EtOAc (30 mL) で希釈し、飽和 NH₄Cl (3 × 10 mL)、水 (15 mL) およびブライン (15 mL) で洗浄した。次に有機相を Na₂SO₄ で乾燥し、濾過し、濃縮した。得られた油状物を、フラッシュカラムクロマトグラフィー (SiO₂、ヘキサン中 0 → 40 % の EtOAc) により精製して、標記化合物 (174 mg、22 %) を無色の油状物として得た。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.66 (d, J = 8.4 Hz, 4H), 7.34 (d, J = 8.3 Hz, 4H), 5.21 (s, 1H), 2.29 (s, 3H); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 203.68, 142.15, 132.75, 129.64, 118.21, 112.00, 64.25, 30.43; ESI MS m/z 261 ([M+H]⁺)。 40

【0124】

実施例 3 G、工程 2 : (S)-4, 4'-(2-ヒドロキシプロパン-1, 1-ジイル)ジベンゾニトリルの調製

【0125】

【化 3 0】



【0126】

10

トルエン（4.5 mL）中の4,4'-（2-オキソプロパン-1,1-ジイル）ジベンゾニトリル（174 mg、0.668 mmol）の溶液に、（R）-1-メチル-3,3-ジフェニルヘキサヒドロピロロ[1,2-c][1,3,2]オキサザボロール（トルエン中1 M溶液、66.8 μ L、0.067 mmol）を加えた。次に反応を0℃に冷却し、0.5 mLのトルエン中のBH₃-DMS（69.8 μ L、0.735 mmol）の溶液を2 minかけて加えた。フラスコを0℃で撹拌した。2 h後、反応をメタノール（0.5 mL）でクエンチし、EtOAcで希釈し、水を加えた。相を分離し、水相をEtOAc×2で抽出した。合わせた有機相をブライン（20 mL）で洗浄し、Na₂SO₄で乾燥し、濾過し、濃縮した。得られた油状物を、フラッシュカラムクロマトグラフィー（SiO₂、ヘキサン中0→50%のEtOAc）により精製して、標記化合物（99.7 mg、57%）を無色の油状物として得た。¹H NMR（400 MHz, CDCl₃） δ 7.60（d, J= 8.4, 6.8 Hz, 4H）, 7.51 - 7.46（m, 2H）, 7.43 - 7.37（m, 2H）, 4.63 - 4.47（m, 1H）, 3.97（d, J= 7.5 Hz, 1H）, 1.97（d, J= 3.8 Hz, 1H）, 1.21（d, J= 6.2 Hz, 3H）。¹³C NMR（101 MHz, CDCl₃） δ 146.91, 145.86, 132.60, 132.45, 129.90, 129.19, 118.58, 118.51, 110.96, 110.92, 69.19, 59.56, 22.27; ESI MS m/z 263（[M+H]⁺）。

20


【0127】

実施例 3H、工程 1：3,3-ジフェニルブタン-2-オンの調製

【0128】

【化 3 1】

30



【0129】

40

DCM（10 mL）中の2,3-ジフェニルブタン-2,3-ジオール（500 mg、2.06 mmol）の磁氣的に撹拌した混合物に、五塩化アンチモン（26.5 μ L、0.206 mmol）を空気雰囲気下で加えた。反応混合物を25℃で1 h撹拌し、次に飽和NaHCO₃水溶液のゆっくりとした添加によりクエンチした。得られた混合物を水および更なるDCMで希釈し、有機層を相分離器に通して分離した。得られた油状物を、フラッシュカラムクロマトグラフィー（SiO₂、ヘキサン中0→5%のアセトン）により精製して、標記化合物（330 mg、71%）を無色の油状物として得た。¹H NMR（400 MHz, CDCl₃） δ 7.36 - 7.31（m, 4H）, 7.30 - 7.25（m, 2H）, 7.23 - 7.15（m, 4H）, 2.11（s, 3H）, 1.87（s, 3H）; ¹³C NMR（101 MHz, CDCl₃） δ 209.16, 143.59, 128.36, 126.91, 62.32, 27.62, 26.42; ESI MS m/z 225（[M+H]⁺）。


【0130】

実施例 3H、工程 2：（S）-3,3-ジフェニルブタン-2-オールの調製

【0131】

50

【化 3 2】



【0 1 3 2】


トルエン（4.5 mL）中の 3, 3-ジフェニルブタン-2-オン（150 mg、0.669 mmol）の溶液に、（R）-1-メチル-3, 3-ジフェニルヘキサヒドロピロロ[1, 2-c][1, 3, 2]オキサザボロール（トルエン中 1 M 溶液、134 μ L、0.134 mmol）を加えた。次に、0.5 mL のトルエン中の BH_3 -DMS（70 μ L、0.702 mmol）の溶液を、反応混合物に 2 min かけて加えた。フラスコを室温で攪拌した。1 h 後、反応をメタノール（0.5 mL）でクエンチした。DCM および水を加え、相を分離した。水相を DCM（2 $\times$ ）で抽出した。合わせた有機相をブライン（20 mL）で洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥し、濾過し、濃縮した。得られた油状物を、フラッシュカラムクロマトグラフィー（ SiO_2 、ヘキサン中 0 $\rightarrow$ 20 % のアセトン）により精製して、標記化合物（150 mg、99 %）を無色の油状物として得た。 ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ d 7.39 - 7.17 (m, 10H), 4.70 - 4.61 (m, 1H), 1.67 (s, 3H), 1.51 (d, J = 4.9 Hz, 1H), 1.11 (d, J = 6.3 Hz, 3H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ 147.30, 145.86, 128.40, 128.15, 128.05, 127.79, 126.20, 126.01, 72.28, 51.77, 23.26, 18.39; ESI-MS m/z 227 ($[\text{M}+\text{H}]^+$)。

【0 1 3 3】

実施例 3 I、工程 1：（S）-1, 1-ビス（2, 3-ジメトキシフェニル）プロパン-1, 2-ジオールの調製

【0 1 3 4】

【化 3 3】



【0 1 3 5】

イソプロピルマグネシウムリチウムクロリド（THF 中 1.3 M、6.1 mL、8.00 mmol）の溶液に、THF（2 mL）および 1-ブロモ-2, 3-ジメトキシベンゼン（1.74 g、8.00 mmol）を加えた。得られた褐色の溶液を穏やかに還流するまで（外部温度 75 $^{\circ}\text{C}$ ）2.5 h 加熱し、次に氷水浴で 0 $^{\circ}\text{C}$ に冷却した。次に（S）-メチル 2-ヒドロキシプロパノエート（0.191 mL、2 mmol）をシリンジにより滴加した。反応を 0 $^{\circ}\text{C}$ で 1 h 攪拌し、次に冷浴から取り出し、室温で一晩攪拌した。反応を氷水浴で 0 $^{\circ}\text{C}$ に冷却し、水（20 mL）、ブライン（20 mL）および Et_2O （40 mL）で希釈し、1 N HCl （8 mL）でクエンチした。相を分離し、水相を Et_2O （20 mL）で抽出した。有機相を合わせ、 MgSO_4 で乾燥し、濾過し、濃縮して、油状物を得た。自動シリカゲルカラムクロマトグラフィー（ヘキサン中 5 ~ 50 % の EtOAc ）により精製して、標記化合物（568 mg、82 %）を黄色の結晶固体として得た。 ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ 7.43 (td, J = 8.0, 1.5 Hz, 2H), 7.11 (td, J = 8.1, 4.9 Hz, 2H), 6.83 (dd, J = 8.1, 1.4 Hz, 2H), 5.06 - 4.82 (m, 1H), 4.74 (d, J = 1.2 Hz,

^1H), 3.81 (s, 3H), 3.80 (s, 3H), 3.20 (s, 3H), 3.04 (s, 3H), 2.86 (d, $J=9.5$ Hz, 1H), 0.97 (d, $J=6.4$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (126 MHz, CDCl_3) δ 152.89, 152.82, 146.94, 145.53, 139.56, 138.92, 123.32, 123.26, 122.01, 119.01, 111.30, 79.20, 77.22, 60.07, 59.26, 55.77, 55.64, 18.34; HRMS-ESI (m/z) ($[\text{M}+\text{Na}]^+$) $\text{C}_{19}\text{H}_{24}\text{O}_6\text{Na}$ の計算値 371.1465、実測値 371.1456。


【0136】

実施例 3 I、工程 2 : 1, 1-ビス (2, 3-ジメトキシフェニル) プロパン-2-オンの調製

【0137】

【化 3 4】

10



【0138】

20

無水 CH_2Cl_2 (8 mL) 中の (S)-1, 1-ビス (2, 3-ジメトキシフェニル) プロパン-1, 2-ジオール (560 mg, 1.61 mmol) の溶液に、0℃で、トリエチルシラン (770 μL , 4.82 mmol) およびトリフルオロ酢酸 (TFA、124 μL , 1.61 mmol) を加えた。得られた溶液を 0℃で 2 h 攪拌し、次に冷浴から取り出し、2 h 攪拌した。TFA (248 μL , 3.2 mmol) を加え、次に反応を室温で一晩攪拌した。反応を水 (25 mL) で希釈し、 CH_2Cl_2 (3 $\times$ 25 mL) で抽出した。有機抽出物を Na_2SO_4 で乾燥し、濾過し、濃縮して、油状物を得た。自動シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン中 5~25% のアセトン) により精製して、標記化合物 (396 mg, 75%) を白色の固体として得た。 ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ 6.99 (t, $J=8.0$ Hz, 2H), 6.87 (dd, $J=8.2, 1.5$ Hz, 2H), 6.67 - 6.54 (m, 2H), 5.86 (s, 1H), 3.87 (s, 6H), 3.75 (s, 6H), 2.25 (s, 3H); ^{13}C NMR (126 MHz, CDCl_3) δ 207.18, 152.69, 147.02, 132.23, 123.74, 121.61, 111.64, 60.36, 55.74, 51.96, 29.80; HRMS-ESI (m/z) ($[\text{M}+\text{Na}]^+$) $\text{C}_{19}\text{H}_{22}\text{O}_5\text{Na}$ の計算値 353.1359、実測値 353.1353。

30

【0139】


実施例 3 I、工程 3 : 1, 1-ビス (2, 3-ジメトキシフェニル) プロパン-2-オール

の調製

【0140】

【化 3 5】

40



【0141】

メタノール (3.5 mL) 中の 1, 1-ビス (2, 3-ジメトキシフェニル) プロパン

50

−2−オン（356 mg、1.08 mmol）の溶液に、水素化ホウ素ナトリウム（61 mg、1.6 mmol）を加えた。得られた溶液を室温で20 h 攪拌し、飽和NH₄Cl（1 mL）でクエンチし、水（20 mL）で希釈し、CH₂Cl₂（3×20 mL）で抽出した。有機抽出物を合わせ、Na₂SO₄で乾燥し、濾過し、濃縮して、標記化合物（360 mg、100%）を油状物として得た。¹H NMR（300 MHz, CDCl₃）δ 7.16 - 6.88 (m, 4H), 6.79 (ddd, J = 9.6, 7.8, 1.9 Hz, 2H), 4.81 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 4.53 - 4.32 (m, 1H), 3.84 (s, 3H), 3.84 (s, 3H), 3.77 (s, 3H), 3.76 (s, 3H), 2.04 (d, J = 4.2 Hz, 1H), 1.22 (d, J = 6.2 Hz, 3H); ¹³C NMR (126 MHz, CDCl₃) δ 152.98, 152.83, 147.71, 147.04, 136.17, 135.33, 123.94, 123.62, 120.96, 120.84, 110.76, 110.48, 70.32, 60.26, 60.20, 55.66, 55.63, 45.11, 21.80; IR (ニート膜) 3451, 2935, 2833, 1582, 1473, 1428, 1266, 1215, 1167, 1125, 1088, 1068, 1004, 964, 908, 835, 809, 787, 748, 728.


10

【0142】

実施例4A: (S)−(S)−1, 1−ジフェニルプロパン−2−イル2−((tert−ブトキシカルボニル)アミノ)−プロパノエートの調製

【0143】

【化36】



20

【0144】

DCM（15 mL）中の(S)−1, 1−ジフェニルプロパン−2−オール（317 mg、1.493 mmol）の溶液に、0℃で、(S)−2−((tert−ブトキシカルボニル)アミノ)プロパン酸（Boc−Ala−OH、311 mg、1.64 mmol）およびN, N−ジメチルピリジン−4−アミン（DMA P、18.2 mg、0.149 mmol）、続いてN¹−((エチルイミノ)メチレン)−N³, N³−ジメチルプロパン−1, 3−ジアミン塩酸塩（EDC、573 mg、2.99 mmol）を加え、反応混合物を室温で一晩攪拌し、濃縮して、黄色の油状物を得た。粗材料を、フラッシュカラムクロマトグラフィー（SiO₂、ヘキサン中1→10%のアセトン）により精製して、標記化合物（433 mg、75%）を無色の油状物として得た。¹H NMR（400 MHz, CDCl₃）δ 7.42 - 7.07 (m, 10H), 5.80 (dq, J = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 4.97 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 4.19 - 4.06 (m, 1H), 4.03 (d, J = 10.1 Hz, 1H), 1.41 (s, 9H), 1.23 (d, J = 6.1 Hz, 3H), 0.76 (d, J = 7.2 Hz, 3H); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 172.83, 154.96, 141.52, 141.26, 128.79, 128.50, 128.10, 128.08, 126.91, 126.67, 79.62, 73.10, 57.98, 49.21, 28.33, 19.31, 17.98; ESI MS m/z 384 ([M+H]⁺).

30


【0145】

40

実施例5、工程1: (S)−1−((S)−1, 1−ジフェニルプロパン−2−イルオキシ)−1−オキソプロパン−2−アミニウムクロリドの調製

【0146】

【化37】



50

【0147】

DCM (6 mL) 中の (S) - (S) - 1, 1-ジフェニルプロパン-2-イル-2-((tert-ブトキシカルボニル)アミノ)プロパノエート (化合物2、433 mg、1.13 mmol) の溶液に、ジオキサン中 HCl の 4 N 溶液 (2.8 mL、11.3 mmol) を加え、混合物を室温で 3 h 攪拌した。溶媒を N₂ 流下で蒸発させて、標記化合物 (360 mg、100%) を白色の固体として得た。E S I M S m/z 284 ([M+H]⁺)。


【0148】

実施例5、工程2：(S) - (S) - 1, 1-ジフェニルプロパン-2-イル-2-(3-ヒドロキシ-4-メトキシピコリンアミド)プロパノエートの調製

10

【0149】

【化38】



20

【0150】

DCM (11 mL) 中の (S) - 1-((S) - 1, 1-ジフェニルプロパン-2-イル)オキシ)-1-オキソプロパン-2-アミニウムクロリド (化合物46、361 mg、1.13 mmol) および 3-ヒドロキシ-4-メトキシピコリン酸 (210 mg、1.24 mmol) の溶液に、ベンゾトリアゾール-1-イル-オキシトリピロリジノホスホニウムヘキサフルオロホスフェート (PyBOP、646 mg、1.24 mmol) および N-エチル-N-イソプロピルプロパン-2-アミン (DIPEA、0.651 mL、3.72 mmol) を加え、反応混合物を室温で 2 h 攪拌した。溶媒を蒸発させ、粗油状物をフラッシュカラムクロマトグラフィー (SiO₂、ヘキサン中 1→50% のアセトン) により精製して、標記化合物 (340 mg、70%) を白色の泡状物として得た。

30

¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 12.10 (s, 1H), 8.34 (d, J= 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, J= 5.2 Hz, 1H), 7.38 - 7.06 (m, 10H), 6.86 (d, J= 5.3, 1H), 5.83 (dq, J= 10.1, 6.1 Hz, 1H), 4.52 (dq, J= 8.1, 7.2 Hz, 1H), 4.06 (d, J= 10.2 Hz, 1H), 3.93 (s, 3H), 1.26 (d, J= 6.1 Hz, 3H), 0.97 (d, J= 7.2 Hz, 3H); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 171.67, 168.53, 155.34, 148.72, 141.38, 141.13, 140.40, 130.48, 128.80, 128.50, 128.10, 128.03, 126.95, 126.70, 109.39, 73.57, 57.93, 56.07, 47.85, 19.24, 17.61; H R M S - E S I (m/z) ([M+H]⁺) C₂₅H₂₇N₂O₅ の計算値 435.1920、実測値 435.1925。


【0151】

実施例6A：(S) - (S) - 1, 1-ジフェニルプロパン-2-イル-2-(3-アセトキシ-4-メトキシピコリンアミド)プロパノエートの調製

40

【0152】

【化 3 9】



10

【0153】

DCM (3.2 mL) 中の (S) - (S) - 1, 1-ジフェニルプロパン-2-イル 2-(3-ヒドロキシ-4-メトキシピコリンアミド)-プロパノエート (化合物 90、70.0 mg、0.161 mmol)、Et₃N (44.9 μL、0.332 mmol) および DMAc (3.94 mg、0.032 mmol) の溶液に、塩化アセチル (17.2 μL、0.242 mmol) を室温に加え、反応混合物を 2 h 攪拌した。溶媒を蒸発させ、得られた粗油状物をフラッシュカラムクロマトグラフィー (SiO₂、ヘキサン中 1→40% のアセトン) により精製して、標記化合物 (75.0 mg、97%) を無色の油状物として得た。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 8.41 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 8.30 (d, J = 5.4 Hz, 1H), 7.38 - 7.10 (m, 10H), 6.97 (d, J = 5.4 Hz, 1H), 5.82 (dq, J = 10.0, 6.2 Hz, 1H), 4.52 (dt, J = 8.2, 7.1 Hz, 1H), 4.05 (d, J = 10.1 Hz, 1H), 3.87 (s, 3H), 2.37 (s, 3H), 1.24 (d, J = 6.1 Hz, 3H), 0.89 (d, J = 7.1 Hz, 3H); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 172.23, 168.89, 162.28, 159.42, 146.66, 141.55, 141.44, 141.25, 137.45, 128.77, 128.50, 128.13, 128.11, 126.89, 126.67, 109.73, 73.32, 57.90, 56.27, 47.85, 20.75, 19.25, 17.92; HRMS-ESI (m/z) ([M+H]⁺) C₂₇H₂₉N₂O₆ の計算値 477.2025、実測値 477.2019。

20


【0154】

実施例 6B: (S) - (S) - 1, 1-ジフェニルプロパン-2-イル 2-(3-(アセトキシメトキシ)-4-メトキシピコリンアミド)プロパノエートの調製

【0155】

30

【化 4 0】



40

【0156】

アセトン (4.6 mL) 中の (S) - (S) - 1, 1-ジフェニルプロパン-2-イル 2-(3-ヒドロキシ-4-メトキシピコリンアミド)-プロパノエート (化合物 90、100 mg、0.230 mmol) および K₂CO₃ (63.6 mg、0.460 mmol) の懸濁液に、酢酸ブロモメチル (33.9 μL、0.345 mmol) を室温に加え、混合物を 55℃ に 3 h 加熱し、次に室温に冷却した。溶媒を蒸発させ、得られた粗材料をフラッシュカラムクロマトグラフィー (SiO₂、ヘキサン中 1→40% のアセトン) により精製して、標記化合物 (94.0 mg、収率 80%) を無色の油状物として得た。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 8.25 (d, J = 5.4 Hz, 1H), 8.22 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 7.3

50


4 - 7.09 (m, 10H), 6.92 (d, J = 5.4 Hz, 1H), 5.83 (dq, J = 10.1, 6.2 Hz, 1H), 5.72 (d, J = 0.7 Hz, 2H), 4.60 - 4.49 (m, 1H), 4.06 (d, J = 10.1 Hz, 1H), 3.88 (s, 3H), 2.05 (s, 3H), 1.25 (d, J = 6.1 Hz, 3H), 0.91 (d, J = 7.2 Hz, 3H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ 172.33, 170.25, 162.88, 160.24, 145.70, 143.91, 142.54, 141.48, 141.25, 128.76, 128.49, 128.12, 128.09, 126.89, 126.65, 109.56, 89.50, 73.27, 57.92, 56.17, 48.07, 20.86, 19.25, 17.73; HRMS - ESI (m/z) $[\text{M} + \text{H}]^+$ $\text{C}_{28}\text{H}_{31}\text{N}_2\text{O}_7$ の計算値 507.2131、実測値 507.2125。

【0157】

実施例 6C: (S) - (S) - 1, 1-ジフェニルプロパン-2-イル 2- (3- (イソブチルオキシ) メトキシ) - 4-メトキシピコリンアミド) プロパノエートの調製

【0158】

【化 41】



【0159】

アセトン (4.6 mL) 中の (S) - (S) - 1, 1-ジフェニルプロパン-2-イル 2- (3-ヒドロキシ-4-メトキシピコリンアミド) -プロパノエート (化合物 90、100 mg、0.230 mmol) の溶液に、炭酸ナトリウム (Na_2CO_3 、73.2 mg、0.690 mmol)、ヨウ化ナトリウム (NaI 、6.90 mg、0.046 mmol) およびクロロメチル 2-エトキシアセテート (62.9 mg、0.460 mmol) を加えた。混合物を 55 °C に一晩加熱し、次に室温に冷却し、溶媒を蒸発させた。得られた残渣を、フラッシュカラムクロマトグラフィー (SiO_2 、ヘキサン中 2 → 30 % のアセトン) により精製して、標記化合物 (79.0 mg、64 %) を無色の油状物として得た。 ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 8.28 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 8.25 (d, J = 5.3 Hz, 1H), 7.36 - 7.08 (m, 10H), 6.92 (d, J = 5.4 Hz, 1H), 5.83 (dq, J = 10.1, 6.2 Hz, 1H), 5.79 - 5.69 (m, 2H), 4.62 - 4.44 (m, 1H), 4.06 (d, J = 10.1 Hz, 1H), 3.86 (s, 3H), 2.53 (七重線, J = 7.0 Hz, 1H), 1.25 (d, J = 6.2 Hz, 3H), 1.13 (d, J = 7.0 Hz, 6H), 0.91 (d, J = 7.2 Hz, 3H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ 176.22, 172.34, 162.85, 160.23, 145.55, 144.16, 142.18, 141.48, 141.26, 128.76, 128.49, 128.12, 128.09, 126.89, 126.65, 109.48, 89.90, 73.26, 57.93, 56.12, 48.07, 33.85, 19.26, 18.68, 17.74; HRMS - ESI (m/z) ($[\text{M} + \text{H}]^+$) $\text{C}_{30}\text{H}_{35}\text{N}_2\text{O}_7$ の計算値 535.2444、実測値 535.2431。

【0160】

実施例 A: 殺真菌活性の評価: コムギの葉枯病 (ジモセプトリアトリチチ (*Zymoseptoria tritici*); Bayer コード SEPTTR):

工業銘柄の材料をアセトンに溶解し、次にこれを、110 ppm のトリトン X-100 を含有する 9 容量の水 (H_2O) と混合した。殺真菌剤溶液を、自動吹付散布機 (automated booth sprayer) を使用してコムギ実生に流出するまで施用した。散布された植物を、全て、更なる取り扱いの前に風乾した。特記しない限りは、全ての殺真菌剤を、前述の方法を使用して全ての標的の病気に対するこれらの活性について評価した。コムギの葉枯病および褐色さび病の活性も、軌道散布施用 (track spray application) を使用して評価し、この場合、0.1 % の Trycol 5941 を散布液剤に含有する EC 製剤とし

て、殺真菌剤を製剤化した。

【0161】

コムギ植物（品種Yuma）を、温室において50%鉈質土壌／50%無土壌Metroミックス中の種から、第一葉が完全に出現するまで、1ポットあたり7～10個の実生で成長させた。これらの植物には、殺真菌剤処理の前または後のいずれかにおいてジモセプトリアトリチチ（*Zymoseptoria tritici*）の水性孢子懸濁液を接種した。接種した後、植物を100%の相対湿度で（20℃で暗霧チャンバーに1日、続いて点灯霧チャンバーに2～3日間）保持して、孢子を発芽させ、葉を感染させた。次に植物を、病気が発症するように、20℃に設定した温室に移した。病気の症状が未処理の植物の第一葉に完全に発現した時、感染レベルを0～100パーセントの病気重篤度のスケールで評価した。病

10

【0162】

実施例B：殺真菌活性の評価：コムギ褐色さび病（ブッシニアトリチシナ（*Puccinia triticina*）；異名：ブッシニ レコンジタ分化型トリチチ（*Puccinia recondita* f. sp. tritici）；BayerコードPUC CRT）：

コムギ植物（品種Yuma）を、温室において50%鉈質土壌／50%無土壌Metroミックス中の種から、第一葉が完全に出現するまで、1ポットあたり7～10個の実生で成長させた。これらの植物には、殺真菌剤処理の前または後のいずれかにおいてブッシニアトリチシナ（*Puccinia triticina*）の水性孢子懸濁液を接種した。接種した後、植物を100%の相対湿度で22℃の暗霧室に一晩保持して、孢子を発芽させ、葉を感染させ

20

【0163】

実施例C：殺真菌活性の評価：コムギ包えい枯病（レプトスファエリアノドルム（*Leptosphaeria nodorum*）；BayerコードLEPTNO）：

コムギ植物（品種Yuma）を、温室において50%鉈質土壌／50%無土壌Metroミックス中の種から、第一葉が完全に出現するまで、1ポットあたり7～10個の実生で成長させた。これらの植物には、殺真菌剤処理の24時間後にレプトスファエリアノドルム（*Leptosphaeria nodorum*）の水性孢子懸濁液を接種した。接種した後、植物を100%の相対湿度で（20℃で暗霧チャンバーに1日、続いて点灯霧チャンバーに2日間）

30

【0164】

実施例D：殺真菌活性の評価：リンゴそうか病（ベンツリアイナエクアリス（*Venturia inaequalis*）；BayerコードVENTIN）：

リンゴ実生（品種McIntosh）を無土壌Metroミックスにおいて1ポットあたり1個の植物で成長させた。広がっている2個の若葉を上部に有する（植物の下部の旧葉を刈り込んだ）実生を、試験に使用した。植物を、殺真菌剤処理の24時間後にベンツリアイナエクアリス（*Venturia inaequalis*）の孢子懸濁液で接種し、100%の相対湿度の22℃霧チャンバーに48時間保持し、次に病気が発症するように、20℃に設定した温室に移した。殺真菌剤、施用および散布葉における病気の評価は、実施例Aに記載された手順に従った。

40

【0165】

実施例E：殺真菌活性の評価：テンサイの葉斑病（セルコスボラベチコラ（*Cercospora beticola*）；BayerコードCER CBE）：

テンサイ（品種HH88）を、無土壌Metroミックスで成長させ、試験する前に均一な植物サイズを維持するため、定期的に刈り込んだ。植物には、殺真菌剤処理の24時間後に孢子懸濁液を接種した。接種した植物を22℃の霧チャンバーに48時間保持し、次に病気の症状が完全に発現するまで、底を通気した透明なプラスチックフードの、24

50

℃に設定した温室でインキュベートした。殺真菌製剤、施用および散布葉における病気の評価は、実施例Aに記載された手順に従った。

【0166】

実施例F：殺真菌活性の評価：アジアダイズさび病（ファコプソラパキリジ（*Phakopsora pachyrhizi*）；BayerコードPHAKPA）：

工業銘柄の材料をアセトンに溶解し、次にこれを、0.011%のTween20を含む9容量のH₂Oと混合した。殺真菌剤溶液を、自動吹付散布機を使用してダイズ実生に流出するまで施用した。散布された植物を、全て、更なる取り扱いの前に風乾した。

【0167】

ダイズ実生（品種Williams82）を無土壌Metroミックスにおいて1ポットあたり1個の植物で成長させた。2週齢の実生を試験に使用した。植物を、殺真菌剤処理の3日前または1日後のいずれかに接種した。植物を、22℃および100%の相対湿度の暗霧室で24時間インキュベートし、次に、病気が発症するように、23℃の成長室に移した。病気の重篤度を散布葉において評価した。

【0168】

実施例G：殺真菌活性の評価：オオムギ雲形病（リンコスポリウムセカリス（*Rhynchosporium secalis*）；BayerコードRHYNSE）：

オオムギ実生（品種Harrington）を、それぞれ8～12個の植物を有するポットにより無土壌Metroミックスで繁殖させ、第一葉が完全に出現した時に試験に使用した。試験植物には、殺真菌剤処理の24時間後にリンコスポリウムセカリス（*Rhynchosporium secalis*）の水性孢子懸濁液を接種した。接種した後、植物を100%の相対湿度で22℃の霧室に48時間保持した。次に植物を、病気が発症するように、20℃に設定した温室に移した。殺真菌製剤、施用および散布葉における病気の評価は、実施例Aに記載された手順に従った。

【0169】

実施例H：殺真菌活性の評価：イネのいもち病（ピリクラオリザ（*Pyricularia oryzae*）；BayerコードPYRIOR）：

イネ実生（品種Japonica）を、それぞれ8～14個の植物を有するポットにより無土壌Metroミックスで繁殖させ、12～14日齢の時に試験に使用した。試験植物には、殺真菌剤処理の24時間後にピリクラオリザ（*Pyricularia oryzae*）の水性孢子懸濁液を接種した。接種した後、植物を100%の相対湿度で22℃の霧室に48時間保持して、胞子を発芽させ、葉を感染させた。次に植物を、病気が発症するように、24℃に設定した温室に移した。殺真菌製剤、施用および散布葉における病気の評価は、実施例Aに記載された手順に従った。

【0170】

実施例I：殺真菌活性の評価：トマトの夏疫病（アルテルナリアソラニ（*Alternaria solani*）；BayerコードALTESO）：

トマト植物（品種Outdoor Girl）を、それぞれ1個の植物を有するポットにより無土壌Metroミックスで繁殖させ、12～14日齢の時に使用した。試験植物には、殺真菌剤処理の24時間後にアルテルナリアソラニ（*Alternaria solani*）の水性孢子懸濁液を接種した。接種した後、植物を100%の相対湿度で22℃の霧室に48時間保持して、胞子を発芽させ、葉を感染させた。次に植物を、病気が発症するように、22℃の成長室に移した。殺真菌製剤、施用および散布葉における病気の評価は、実施例Aに記載された手順に従った。

【0171】

実施例J：殺真菌活性の評価：キュウリ炭疽病（コレトトリクムラゲナリウム（*Colletotrichum lagenarium*）；BayerコードCOLLLA）：

キュウリ実生（品種Bush Pickle）を、それぞれ1個の植物を有するポットにより無土壌Metroミックスで繁殖させ、12～14日齢の時に試験に使用した。試験植物には、殺真菌剤処理の24時間後にコレトトリクムラゲナリウム（*Colletotrichum*

10

20

30

40

50

lagenarium) の水性孢子懸濁液を接種した。接種した後、植物を 100% の相対湿度で 22℃ の霧室に 48 時間保持して、孢子を発芽させ、葉を感染させた。次に植物を、病気が発症するように、22℃ に設定した成長室に移した。殺真菌製剤、施用および散布葉における病気の評価は、実施例 A に記載された手順に従った。

【0172】

【表 1 - 1】

表 1. 化合物の構造、調製方法、および外観

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
1		実施例 1; 実施例 3A; 実施例 4A	白色の固体
2		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	無色の油状物
3		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	無色の油状物
4		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	透明な無色の油状物
5		実施例 1; 実施例 2B; 実施例 3A; 実施例 4A	無色の油状物

【表 1 - 2】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
6		実施例 1; 実施例 2B; 実施例 3A; 実施例 4A	無色の油状物
7		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	無色の油状物
8		実施例 1; 実施例 2C; 実施例 3A; 実施例 4A	無色の油状物
9		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	無色の油状物
10		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	無色の油状物






10

20

30

40

【表 1 - 3】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
11		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	無色の油状物
12		実施例 3E; 実施例 4A	無色の油状物
13		実施例 3E; 実施例 4A	無色の油状物
14		実施例 1; 実施例 3C; 実施例 4A	無色の油状物
15		実施例 1; 実施例 3C; 実施例 4A	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 4】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
16		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	無色の油状物
18		実施例 3F; 実施例 4A	無色の油状物
19		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	無色の油状物
20		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	透明な油状物

10

20

30

40

【表 1 - 5】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
21		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	透明な油状物
22		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	透明な油状物
23		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	透明な油状物
24		実施例 1; 実施例 3C; 実施例 4A	粘性のロウ状物

10

20

30

40

【表 1 - 6】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
25		実施例 1; 実施例 3C; 実施例 4A	粘性のロウ状 物
26		実施例 1; 実施例 3C; 実施例 4A	粘性のロウ状 物
27		実施例 1; 実施例 3C; 実施例 4A	粘性のロウ状 物
28		実施例 1; 実施例 3C; 実施例 3D, 工程 1-2; 実施例 4A	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 7】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
29		実施例 1; 実施例 3C; 実施例 3D, 工程 1-3; 実施例 4A	粘性のロウ状物
31		実施例 3F; 実施例 4A	透明な油状物
33		実施例 1; 実施例 3B; 実施例 4A	白色の固体
34		実施例 1; 実施例 3B; 実施例 4A	白色の固体

10

20

30

40

【表 1 - 8】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
35		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	白色の固体
36		実施例 1; 実施例 3B; 実施例 4A	白色の泡状物
37		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	透明な無色の 油状物
38		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	透明な無色の 油状物

10

20

30

40

【表 1 - 9】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
39		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	透明な無色の 油状物
40		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	白色の泡状物
43		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	白色の固体
44		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	白色の固体







10

20

30

40

【表 1 - 1 0】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
45		実施例 5, 工程 1	白色の固体
46		実施例 5, 工程 1	無色の油状物
47		実施例 5, 工程 1	無色の油状物
48		実施例 5, 工程 1	淡黄色の油状 物
49		実施例 5, 工程 1	無色の油状物
50		実施例 5, 工程 1	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 1】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
51	<chem>CC(N)C(=O)O[C@H](C)[C@H](c1ccc(F)c(F)c1)c2cc(F)c(F)cc2</chem>	実施例 5, 工程1	無色の油状物
52	<chem>CC(N)C(=O)O[C@H](C)[C@H](F)(c1ccccc1)c2ccccc2</chem>	実施例 5, 工程1	無色の油状物
53	<chem>CC(N)C(=O)O[C@H](C)[C@H](COc1ccc(O)cc1)c2ccc(OC)cc2</chem>	実施例 5, 工程1	無色の油状物
54	<chem>CC(N)C(=O)O[C@H](C)[C@H](F)[C@H](c1ccc(F)cc1)c2ccccc2</chem>	実施例 5, 工程1	無色の油状物






10

20

30

40

【表 1 - 1 2】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
55		実施例 5, 工程 1	無色の油状物
56		実施例 5, 工程 1	無色の油状物
57		実施例 5, 工程 1	無色の油状物
58		実施例 5, 工程 1	無色の油状物
59		実施例 5, 工程 1	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 3】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
60		実施例 5, 工程 1	無色の油状物
61		実施例 5, 工程 1	白色の固体
63		実施例 5, 工程 1	無色の油状物
64		実施例 5, 工程 1	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 4】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
65		実施例 5, 工程1	粘性の油状物
66		実施例 5, 工程1	粘性の油状物
67		実施例 5, 工程1	粘性の油状物
68		実施例 5, 工程1	粘性のロウ状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 5】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
69		実施例 5, 工程 1	粘性のロウ状 物
70		実施例 5, 工程 1	粘性のロウ状 物
71		実施例 5, 工程 1	白色の固体
72		実施例 5, 工程 1	白色の固体

10

20

30

40

【表 1 - 1 6】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
73		実施例 5, 工程1	白色の固体
74		実施例 5, 工程1	白色の固体
75		実施例 5, 工程1	白色の固体
77		実施例 5, 工程1	白色の固体
78		実施例 5, 工程1	白色の固体

【表 1 - 1 7】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
79		実施例 5, 工程 1	白色の固体
80		実施例 1; 実施例 3B; 実施例 4A; 実施例 5, 工程 1	粘性の油状物
81		実施例 5, 工程 1	粘性の油状物
83		実施例 5, 工程 1	無色の油状物





10

20

30

40

【表 1 - 1 8】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
84		実施例 5, 工程1	透明な無色の 油状物
85		実施例 5, 工程1	透明な無色の 油状物
86		実施例 5, 工程1	白色の固体
87		実施例 5, 工程1	白色の固体

10

20

30

40

【表 1 - 1 9】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
88		実施例 5, 工程 1	白色の固体
89		実施例 5, 工程 2	白色の固体
90		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物
91		実施例 5, 工程 2	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 2 0】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
92		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物
93		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物
95		実施例 5, 工程 2	無色の油状物
96		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 2 1】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
97		実施例 5, 工程2	無色の油状物
98		実施例 5, 工程2	無色の油状物
99		実施例 5, 工程2	無色の油状物
100		実施例 5, 工程2	無色の油状物





10

20

30

40

【表 1 - 2 2】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
101		実施例 5, 工程2	無色の油状物
102		実施例 5, 工程2	無色の油状物
103		実施例 5, 工程2	無色の油状物
104		実施例 5, 工程2	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 2 3】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
105		実施例 5, 工程2	無色の油状物
106		実施例 5, 工程2	無色のゲル状 物
107		実施例 5, 工程2	無色のゲル状 物

10

20

30

40

【表 1 - 2 4】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
109		実施例 5, 工程2	無色の油状物
110		実施例 5, 工程2	透明な無色の 油状物
111		実施例 5, 工程2	透明な無色の 油状物
112		実施例 5, 工程2	透明な無色の 油状物

10

20

30

40

【表 1 - 2 5】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
113		実施例 5, 工程2	白色の固体
114		実施例 5, 工程2	白色の固体
115		実施例 5, 工程2	白色の固体

10

20

30

40

【表 1 - 2 6】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
116		実施例 5, 工程2	白色の固体
117		実施例 5, 工程2	白色の泡状物
118		実施例 5, 工程2	白色の泡状物
119		実施例 5, 工程2	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 2 7】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
120		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物
121		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物
122		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物




10

20

30

40

【表 1 - 2 8】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
123		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物
124		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物
125		実施例 5, 工程 2	白色の固体

10

20

30

40

【表 1 - 2 9】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
127		実施例 5, 工程 2	白色の固体
128		実施例 5, 工程 2	白色の固体
129		実施例 5, 工程 2	白色の固体
130		実施例 5, 工程 2	透明な無色の 油状物

10

20

30

40

【表 1 - 3 0】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
131		実施例 5, 工程 2	透明な無色の 油状物
132		実施例 5, 工程 2	無色の泡状物
133		実施例 5, 工程 2	無色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 3 1】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
135		実施例 5, 工程 2	無色の微粘性の半固体
136		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物
137		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物





10

20

30

40

【表 1 - 3 2】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
138		実施例 6B	無色の半固体
139		実施例 6A	無色の油状物
140		実施例 6A	白色の泡状物
141		実施例 6B	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 3 3】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
142		実施例 6C	白色の泡状物
143		実施例 6A	無色の油状物
144		実施例 6B	無色の油状物
145		実施例 6A	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 3 4】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
146		実施例 6B	無色の油状物
147		実施例 6B	無色の油状物
148		実施例 6B	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 3 5】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
149		実施例 6B	無色の油状物
150		実施例 6A	無色の油状物
152		実施例 6A	無色の油状物
153		実施例 6B	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 3 6】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
155		実施例 6A	無色の油状物
156		実施例 6A	無色の油状物
157		実施例 6A	無色の油状物
158		実施例 6B	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 3 7】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
159		実施例 6B	無色の油状物
160		実施例 6B	無色の油状物
161		実施例 6A	無色の油状物
162		実施例 6A	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 3 8】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
163		実施例 6B	無色の油状物
164		実施例 6B	無色の油状物
165		実施例 6A	無色の油状物

10

20

30

40

10

30

【表 1 - 4 0】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
169		実施例 6B	無色の油状物
170		実施例 6B	無色の油状物
171		実施例 6B	無色の油状物

【表 1 - 4 1】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
173		実施例 6A	無色の油状物
174		実施例 6A	無色の油状物
175		実施例 6B	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 4 2】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
176		実施例 6B	無色の油状物
178		実施例 6B	透明な無色の 油状物
179		実施例 6B	透明な無色の 油状物

【表 1 - 4 3】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
180		実施例 6B	透明な無色の油状物
181		実施例 6B	白色の泡状物
182		実施例 6A	無色の油状物




10

20

30

40

【表 1 - 4 4】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
183		実施例 6B	白色の固体
184		実施例 6B	白色の固体
185		実施例 6B	白色の固体




10

20

30

40

【表 1 - 4 5】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
186		実施例 6B	白色の固体
187		実施例 6A	白色の固体
188		実施例 6A	白色の固体

10

20

30

40

【表 1 - 4 6】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
189		実施例 6A	白色の固体
190		実施例 6A	白色の固体
191		実施例 6B	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 4 7】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
192		実施例 6B	白色の泡状物
193		実施例 6B	粘性のロウ状物
194		実施例 6B	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 4 8】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
195		実施例 6B	白色の泡状物
196		実施例 6B	白色の泡状物
197		実施例 6B	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 4 9】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
198		実施例 6B	粘性のロウ状物
199		実施例 6B	白色の固体
201		実施例 6B	白色の固体

10

20

30

40

【表 1 - 5 0】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
202		実施例 6B	白色の固体
203		実施例 6B	白色の固体
204		実施例 6A	白色の固体

10

20

30

40

【表 1 - 5 1】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
206		実施例6A	白色の固体
207		実施例6A	白色の固体
208		実施例6A	透明な無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 5 2】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
209		実施例 6A	わずかに曇った無色の油状物
210		実施例 6A	わずかに曇った無色の油状物
211		実施例 6C	透明な無色の油状物

【表 1 - 5 3】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
212		実施例 6C	無色透明な膜状物および不透明な油状物
213		実施例 6A	透明な無色の粘稠性の油状物および半固体

10

20

30

40

【表 1 - 5 4】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
214		実施例 6B	透明な無色の油状物
215		実施例 6A	淡黄色の油状物
216		実施例 6A	淡黄色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 5 5】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
217		実施例 6A	淡黄色の油状物
218		実施例 6B	淡黄色の油状物
219		実施例 6B	淡黄色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 5 6】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
220		実施例 6B	淡黄色の油状物
221		実施例 6B	白色の泡状物
222		実施例 6B	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 5 7】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
223		実施例 6A	白色の泡状物
224		実施例 6A	白色の泡状物
225		実施例 6B	わずかに不透明な無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 5 8】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
226		実施例 1; 実施例 2D, 工程 1- 2; 実施例 3A; 実施例 4A	白色の半固体
227		実施例 5, 工程 1	白色のガラス 状物
228		実施例 5, 工程 2	無色の泡状物
229		実施例 6A	透明な無色の 油状物

10

20

30

40

【表 1 - 5 9】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
230		実施例 6B	透明な無色の 油状物
232		実施例 5, 工程 1	白色の半固体
233		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	透明な無色の 粘稠性の油状 物
234		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	透明な無色の 油状物

10

20

30

40

【表 1 - 6 0】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
235		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	透明な無色の 油状物
236		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	透明な無色の 油状物
237		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	透明な無色の 油状物

10

20

30

40

【表 1 - 6 1】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
238		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	わずかに曇った無色の粘稠性の油状物
239		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	わずかに曇った無色の粘稠性の油状物
240		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	白色の泡状物
241		実施例 3H 工程 1-2; 実施例 4A.	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 6 2】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
242		実施例 3G, 工程 1および 2; 実施例 4A	無色の油状物
243		実施例 3G, 工程 1および 2; 実施例 4A	無色の油状物
244		実施例 4A	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 6 3】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
245		実施例 1; 実施例 3C; 実施例 4A.	白色の泡状物
246		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	白色の泡状物
247		実施例 1; 実施例 3C; 実施例 4A.	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 6 4】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
248		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	白色の泡状物
249		実施例 3G, 工程 1および 2; 実施例 4A	白色の泡状物
250		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	白色の半固体
251		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	白色の半固体

10

20

30

40

【表 1 - 6 5】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
252		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	白色の半固体
253		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	透明な無色の 油状物
254		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	透明な無色の 油状物
255		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	透明な無色の 油状物

10

20

30

40

【表 1 - 6 6】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
256		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	透明な無色の 油状物
257		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	透明な無色の 油状物
258		実施例 3I, 実施例 4A	白色の泡状物
259		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 6 7】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
260		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	無色の油状物
261		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	無色の油状物
262		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	無色の油状物
263		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 6 8】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
264		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	白色の泡状物
265		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	無色の油状物
266		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	粘性のロウ状物




10

20

30

40

【表 1 - 6 9】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
267		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A.	粘性のロウ状物
268		実施例 3I, 実施例 4A	油状物
269		実施例 3I, 実施例 4A	油状物

10

20

30

40

【表 1 - 7 0】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
270		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	無色の油状物
271		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	無色の油状物
272		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	無色の油状物
273		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	無色の油状物





10

20

30

40

【表 1 - 7 1】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
274		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	無色の油状物
275		実施例 3F; 実施例 4A	無色の油状物
276		実施例 3F; 実施例 4A	無色の油状物
277		実施例 3F; 実施例 4A	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 7 2】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
278		実施例 3F; 実施例 4A	無色の油状物
279		実施例 3F; 実施例 4A	無色の油状物
280		実施例 3F; 実施例 4A	無色の油状物
281		実施例 3F; 実施例 4A	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 7 3】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
282		実施例 3F; 実施例 4A	無色の油状物
283		実施例 3F; 実施例 4A	無色の油状物
284		実施例 3F; 実施例 4A	無色の油状物
285		実施例 3F; 実施例 4A	無色の油状物

10

20





30

40

10

203040

【表 1 - 7 5】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
290		実施例 3F; 実施例 4A	白色の泡状物
291		実施例 3F; 実施例 4A	黄色の粘性の ロウ状物
292		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	無色の油状物
293		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 7 6】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
294		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A	無色の油状物
295		実施例 3F; 実施例 4A	無色の油状物
296		実施例 3F; 実施例 4A	無色の油状物
297		実施例 3F; 実施例 4A	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 7 7】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
298		実施例 3F; 実施例 4A	無色の油状物
299		実施例 3F; 実施例 4A	無色の油状物
300		実施例 3F; 実施例 4A	無色の油状物
301		実施例 3F; 実施例 4A	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 7 8】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
302		実施例 3F; 実施例 4A	無色の油状物
303		実施例 3F; 実施例 4A	無色の油状物
304		実施例 3F; 実施例 4A	無色の油状物
305		実施例 3F; 実施例 4A	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 7 9】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
306		実施例3F; 実施例4A	無色の油状物
307		実施例3F; 実施例4A	無色の油状物
308		実施例3F; 実施例4A	濃密な油状物
309		実施例3F; 実施例4A	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 8 0】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
310		実施例 5, 工程1.	白色の粉末
311		実施例 5, 工程1.	白色の粉末
312		実施例 5, 工程1.	透明な無色の 濃密な油状物





10

20

30

40

【表 1 - 8 1】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
313		実施例 5, 工程 1.	白色の粉末
314		実施例 5 工程 1.	白色の半固体
315		実施例 5 工程 1.	白色の半固体
316		実施例 5, 工程 1.	透明なガラス 状物

10

20

30

40

【表 1 - 8 2】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
317		実施例 1; 実施例 2A; 実施例 3A; 実施例 4A, 実施例 5, 工程 1.	淡紫色の 粘性のロウ状 物
318		実施例 5 工程 1.	無色の油状物
319		実施例 5, 工程 1	白色の泡状物
320		実施例 5, 工程 1	白色の泡状物




10

20

30

40

【表 1 - 8 3】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
321		実施例 5, 工程1	白色の固体
322		実施例 5, 工程1.	無色の油状物
323		実施例 5, 工程1.	黄色の油状物




10

20

30

40

【表 1 - 8 4】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
324		実施例 5, 工程1.	黄色の油状物
325		実施例 5, 工程1.	黄色の油状物
326		実施例 5, 工程1.	黄色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 8 5】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
327		実施例 5, 工程 1	白色の泡状物
328		実施例 5, 工程 1	白色の泡状物
329		実施例 5, 工程 1	白色の泡状物
330		実施例 5, 工程 1	白色の泡状物





10

20

30

40

【表 1 - 8 6】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
331		実施例 5, 工程 1	白色の泡状物
332		実施例 5, 工程 1.	透明な無色の 油状物
333		実施例 5, 工程 1.	薄褐色の油状 物
334		実施例 5, 工程 1.	淡黄色の油状 物

10

20

30

40

【表 1 - 8 7】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
335		実施例 5, 工程 1.	淡黄色の油状 物
336		実施例 5, 工程 1.	白色の粉末状 の固体
337		実施例 5, 工程 1.	透明な無色の 油状物
338		実施例 5, 工程 1.	白色の粉末状 の固体

10

20

30

40

【表 1 - 8 8】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
339		実施例 5, 工程 1.	透明な無色の 油状物
340		実施例 5, 工程 1.	白色の固体
341		実施例 5, 工程 1.	濃密な油状物
342		実施例 5, 工程 1.	白色の固体

10

20

30

40

【表 1 - 8 9】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
343		実施例 5, 工程1.	白色の固体
344		実施例 5, 工程1.	白色の固体
345		実施例 5, 工程1.	白色の固体
346		実施例 5, 工程1.	濃密な油状物




10

20

30

40

【表 1 - 9 0】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
347		実施例 5, 工程1.	白色の固体
348		実施例 5, 工程1.	白色の固体
349		実施例 5, 工程 1	油状物

10

20

30

40

【表 1 - 9 1】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
350		実施例 5, 工程 1	油状物
351		実施例 5, 工程 1	油状物
352		実施例 5, 工程 1	無色の油状物





10

20

30

40

【表 1 - 9 2】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
353		実施例 5, 工程 1	無色の油状物
354		実施例 5, 工程 1	無色の油状物
355		実施例 5, 工程 1	無色の油状物
356		実施例 5, 工程 1	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 9 3】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
357		実施例 5, 工程 1	無色の油状物
358		実施例 5, 工程 1	無色の油状物
359		実施例 5, 工程 1	無色の油状物
360		実施例 5, 工程 1	無色の油状物





10

20

30

40

【表 1 - 9 4】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
361		実施例 5, 工程1	無色の泡状物
362		実施例 5, 工程1	無色の泡状物
363		実施例 5, 工程1	無色の油状物
364		実施例 5, 工程1	無色の油状物





10

20

30

40

【表 1 - 9 5】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
365		実施例 5, 工程1	白色の泡状物
366		実施例 5, 工程1.	粘性のロウ状物
367		実施例 5, 工程1.	粘性のロウ状物
368		実施例 5, 工程1.	粘性のロウ状物





10

20

30

40

【表 1 - 9 6】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
369		実施例 5, 工程1.	粘性のロウ状物
370		実施例 5, 工程 1	白色の泡状物
371		実施例 5, 工程 1	白色の泡状物
372		実施例 5, 工程 1	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 9 7】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
373		実施例 5, 工程 1	白色の泡状物
374		実施例 5, 工程 1	白色の泡状物
375		実施例 5, 工程 1	無色の油状物
376		実施例 5, 工程 1	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 9 8】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
377		実施例 5, 工程1.	濃密な油状物
378		実施例 5, 工程1.	濃密な油状物
379		実施例 5, 工程1.	白色の固体
380		実施例 5, 工程1.	濃密な油状物





10

20

30

40

【表 1 - 9 9】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
381		実施例 5, 工程1.	濃密な油状物
382		実施例 5, 工程1.	白色の泡状物
383		実施例 5, 工程1.	白色の固体
384		実施例 5, 工程1.	白色の泡状物




10

20

30

40

【表 1 - 1 0 0】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
385		実施例 5, 工程1.	白色の泡状物
386		実施例 5 工程2.	マットホワイトの固体および透明な油状物
387		実施例 5 工程2.	マットホワイトの固体および透明な油状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 0 1】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
388		実施例 5, 工程 2.	透明な無色の 油状物
389		実施例 5, 工程 2.	無色の泡状物
390		実施例 5, 工程 2.	無色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 0 2】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
391		実施例 5, 工程 2.	透明な無色の 油状物
392		実施例 5, 工程 2.	半固体
393		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物




10

20

30

40

【表 1 - 1 0 3】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
394		実施例 5 工程 2.	無色の泡状の 油状物
395		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物
396		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 0 4】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
397		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物
398		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物
399		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 0 5】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
400		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物
401		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物
402		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 0 6】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
403		実施例 5, 工程 2	無色の油状物
404		実施例 5, 工程 2	無色の油状物
405		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 0 7】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
406		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物
407		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物
408		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 0 8】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
409		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物
410		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物
411		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 0 9】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
412		実施例 5, 工程 2	油状物
413		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物
414		実施例 5, 工程 2.	濃密な油状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 1 0】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
415		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物
416		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物
417		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 1 1】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
418		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物
419		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物
420		実施例 5, 工程 2.	無色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 1 2】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
421		実施例 5, 工程 2.	透明な無色の 油状物
422		実施例 5, 工程 2.	透明な無色の 油状物
423		実施例 5, 工程 2.	無色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 1 3】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
424		実施例 5, 工程 2.	無色の泡状物
425		実施例 5, 工程 2.	透明な無色の 油状物
426		実施例 5, 工程 2.	透明な無色の 油状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 1 4】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
427		実施例 5, 工程 2.	透明な無色の 油状物
428		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物
429		実施例 5, 工程 2.	粘性のロウ状 物

10

20

30

40

【表 1 - 1 1 5】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
430		実施例 5, 工程 2	無色のゲル状 物
431		実施例 5, 工程 2	無色のゲル状 物
432		実施例 5, 工程 2	無色のゲル状 物

10

20

30

40

【表 1 - 1 1 6】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
433		実施例 5, 工程 2	無色のゲル状物
434		実施例 5, 工程 2	無色の油状物
435		実施例 5, 工程 2	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 1 7】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
436		実施例 5, 工程 2	無色の油状物
437		実施例 5, 工程 2	無色の油状物
438		実施例 5, 工程 2	無色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 1 8】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
439		実施例 5, 工程 2	無色の泡状物
440		実施例 5, 工程 2	無色の油状物
441		実施例 5, 工程 2	無色の油状物




10

20

30

40

【表 1 - 1 1 9】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
442		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物
443		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物
444		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 2 0】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
445		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物
446		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物
447		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 2 1】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
448		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物
449		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物
450		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 2 2】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
451		実施例 5, 工程 2	白色の泡状物
452		実施例 5, 工程 2	無色の油状物
453		実施例 5, 工程 2	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 2 3】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
454		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物
455		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物
456		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 2 4】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
457		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物
458		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物
459		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 2 5】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
460		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物
461		実施例 5, 工程 2.	白色の泡状物
462		実施例 6B.	わずかに不透明な無色の粘稠性の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 2 6】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
463		実施例 6B.	わずかに不透明な無色の粘稠性の油状物
464		実施例 6B.	黄色の油状物
465		実施例 6B.	透明な無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 2 7】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
466		実施例 6B.	淡黄色の油状物
467		実施例 6B.	淡黄色の油状物
468		実施例 6A.	綿毛状の白色の粉末

10

20

30

40

【表 1 - 1 2 8】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
469		実施例 6A.	透明な無色の 油状物
470		実施例 6A.	透明な無色の 油状物
471		実施例 6A.	透明な無色の 油状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 2 9】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
472		実施例 6B.	白色の泡状物
473		実施例 6B.	粘性のロウ状物
474		実施例 6B.	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 3 0】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
475		実施例 6A.	白色の泡状物
476		実施例 6B.	白色の泡状物
477		実施例 6A.	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 3 1】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
478		実施例 6A.	白色の泡状物
479		実施例 6A.	白色の泡状物
480		実施例 6B.	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 3 2】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
481		実施例 6B.	白色の泡状物
482		実施例 6B.	白色の泡状物
483		実施例 6B.	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 3 3】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
484		実施例 6B.	白色の泡状物
485		実施例 6A	無色の油状物
486		実施例 6A	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 3 4】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
487		実施例 6B	無色の油状物
488		実施例 6A.	白色の泡状物
489		実施例 6A.	白色の泡状物

【表 1 - 1 3 5】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
490		実施例 6A.	白色のロウ状物
491		実施例 6A.	白色の泡状物
492		実施例 6A.	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 3 6】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
493		実施例 6B	白色の泡状物
494		実施例 6C	白色の泡状物
495		実施例 6A	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 3 7】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
496		実施例 6A	白色の泡状物
497		実施例 6A	無色の膜状物
498		実施例 6A.	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 3 8】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
499		実施例 6A.	白色の泡状物
500		実施例 6A.	白色の泡状物
501		実施例 6A.	白色の泡状物
502		実施例 6A.	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 3 9】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
503		実施例 6A.	白色の泡状物
504		実施例 6A.	白色の泡状物
505		実施例 6A.	透明な無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 4 0】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
506		実施例 6A.	透明な無色の油状物
507		実施例 6A.	透明な無色の油状物
508		実施例 6A.	透明な無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 4 1】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
509		実施例 6A.	透明な無色の油状物
510		実施例 6A.	透明な無色の油状物
511		実施例 6A.	透明な無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 4 2】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
512		実施例 6A.	透明な無色の油状物
513		実施例 6B.	透明な無色の油状物
514		実施例 6B.	透明な無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 4 3】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
515		実施例 6B.	透明な無色の 油状物
516		実施例 6B.	透明な無色の 油状物
517		実施例 6B.	透明な無色の 油状物

10

20

30

40

10

30

【表 1 - 1 4 5】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
521		実施例 6A.	白色の泡状物
522		実施例 6A.	粘性の白色の泡状物
523		実施例 6A	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 4 6】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
524		実施例 6A	無色の油状物
525		実施例 6A	無色の油状物
526		実施例 6A	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 4 7】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
527		実施例 6A	無色の泡状物
528		実施例 6A	無色の泡状物
529		実施例 6A	無色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 4 8】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
530		実施例 6A	無色の泡状物
531		実施例 6A	無色の油状物
532		実施例 6A	無色の油状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 4 9】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
533		実施例 6A	無色の油状物
534		実施例 6A	無色の油状物
535		実施例 6A.	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 5 0】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
536		実施例 6A.	白色の泡状物
537		実施例 6A.	白色の泡状物
538		実施例 6A.	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 5 1】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
539		実施例 6A.	白色の泡状物
540		実施例 6A.	白色の泡状物
541		実施例 6A.	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 5 2】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
542		実施例 6A.	白色の泡状物
543		実施例 6A.	白色の泡状物
544		実施例 6A.	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 5 3】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
545		実施例 6A.	白色の泡状物
546		実施例 6A.	白色の泡状物
547		実施例 6A.	白色の泡状物




10

20

30

40

【表 1 - 1 5 4】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた 実施例:	外観
548		実施例 6A.	白色の泡状物
549		実施例 6A.	白色の泡状物
550		実施例 6A.	白色の泡状物

10

20

30

40

【表 1 - 1 5 5】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
551		実施例 6A.	白色の泡状物
552		実施例 6A.	白色の泡状物
553		実施例 6A	無色の泡状物


10

20

30

40

【表 1 - 1 5 6】

*Cmpd. No.	構造	調製に用いた実施例:	外観
554		実施例 6A	無色の泡状物

10

*Cmpd. No. – 化合物番号

20

30

40

【表 2 - 1】

表 2. 分析データ

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
1	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) [M] ⁺ C ₂₃ H ₂₉ NO ₅ の計算値 399.2046; 実測値 399.2048	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 7.53 – 7.41 (m, 4H), 7.32 – 7.23 (m, 4H), 7.23 – 7.13 (m, 2H), 6.01 (q, <i>J</i> = 6.3 Hz, 1H), 4.98 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.13 (p, <i>J</i> = 7.1 Hz, 1H), 2.78 (s, 1H), 1.41 (s, 9H), 1.21 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H), 0.83 (d, <i>J</i> = 7.3 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.55, 154.95, 145.04, 142.86, 128.32, 128.30, 127.17, 127.11, 125.59, 125.52, 79.83, 79.54, 75.16, 49.13, 28.29, 17.95, 14.38
2	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 384.5 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.42 – 7.07 (m, 10H), 5.80 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 4.97 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.19 – 4.06 (m, 1H), 4.03 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 1.41 (s, 9H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.76 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.83, 154.96, 141.52, 141.26, 128.79, 128.50, 128.10, 128.08, 126.91, 126.67, 73.10, 57.98, 28.33, 19.31, 17.98
3	---	--	ESIMS <i>m/z</i> 396.5 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.22 – 7.15 (m, 2H), 7.00 (ddd, <i>J</i> = 3.5, 1.2, 0.6 Hz, 1H), 6.97 – 6.89 (m, 3H), 5.52 (dq, <i>J</i> = 7.3, 6.2 Hz, 1H), 4.99 (d, <i>J</i> = 5.1 Hz, 1H), 4.63 (d, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.29 – 4.18 (m, 1H), 1.43 (s, 9H), 1.28 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.04 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.64, 143.87, 142.87, 126.75, 126.55, 125.98, 125.39, 124.58, 124.56, 79.69, 74.40, 49.31, 47.46, 28.32, 18.74, 18.22

10

20

30

40

【表 2 - 2】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
4	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 420.6 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.31 – 7.16 (m, 4H), 6.97 (td, <i>J</i> = 8.7, 7.0 Hz, 4H), 5.71 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.1 Hz, 1H), 4.95 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.22 – 4.07 (m, 1H), 4.03 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 1.42 (s, 9H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.84 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -115.53, -115.94
5	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 450.6 ([M+Na] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.37 – 7.19 (m, 10H), 6.01 – 5.89 (m, 1H), 5.02 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.27 – 4.10 (m, 1H), 3.38 (dq, <i>J</i> = 8.9, 6.9 Hz, 1H), 3.25 – 3.13 (m, 1H), 1.40 (d, <i>J</i> = 2.1 Hz, 9H), 1.18 (t, <i>J</i> = 7.0 Hz, 3H), 1.15 – 1.06 (m, 6H)
6	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 436.6 ([M+Na] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.38 – 7.21 (m, 10H), 6.01 – 5.82 (m, 1H), 5.01 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.27 – 4.12 (m, 1H), 3.15 (s, 3H), 1.40 (s, 9H), 1.15 – 1.07 (m, 6H)
7	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 456.5 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.36 (td, <i>J</i> = 8.5, 6.1 Hz, 1H), 7.26 – 7.15 (m, 1H), 6.91 – 6.68 (m, 4H), 5.86 – 5.73 (m, 1H), 4.92 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.66 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 4.23 – 4.09 (m, 1H), 1.42 (s, 9H), 1.27 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -111.06 (d, <i>J</i> = 7.6 Hz), -111.55 (d, <i>J</i> = 7.5 Hz), -111.91 (dd, <i>J</i> = 7.9, 2.7 Hz), -112.72 (d, <i>J</i> = 5.9 Hz)
8	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 424.5 ([M+Na] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.48 – 7.41 (m, 4H), 7.38 – 7.19 (m, 6H), 5.97 (dq, <i>J</i> = 25.6, 6.5 Hz, 1H), 4.90 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 4.23 – 4.05 (m, 1H), 1.41 (s, 9H), 1.29 (dd, <i>J</i> = 6.5, 1.0 Hz, 3H), 0.75 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -169.03

10

20

30

40

【表 2 - 3】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
9	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 444.6 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.22 – 7.09 (m, 4H), 6.91 – 6.65 (m, 4H), 5.70 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.1 Hz, 1H), 4.94 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.19 – 4.05 (m, 1H), 3.93 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 3.76 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.21 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.83 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.84, 158.34, 158.22, 133.99, 133.81, 128.96, 114.10, 113.84, 79.64, 73.33, 56.17, 55.22, 49.22, 28.31, 19.28, 18.19
10	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 420.6 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.33 – 7.21 (m, 2H), 7.14 – 7.02 (m, 2H), 7.03 – 6.84 (m, 4H), 5.72 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.2 Hz, 1H), 4.93 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.22 – 4.07 (m, 1H), 4.03 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 1.42 (s, 9H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.84 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -112.14, -112.59
11	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 452.5 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.33 – 7.11 (m, 8H), 5.71 (dq, <i>J</i> = 10.0, 5.9 Hz, 1H), 4.94 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.18 – 4.07 (m, 1H), 3.99 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 1.42 (d, <i>J</i> = 1.7 Hz, 9H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.87 – 0.81 (m, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.79, 154.94, 142.68, 142.43, 134.73, 134.43, 130.21, 129.93, 128.39, 128.32, 127.49, 127.18, 126.28, 126.20, 79.79, 72.40, 57.09, 49.15, 28.30, 19.21, 18.04
12	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 382.5 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.79 – 7.72 (m, 2H), 7.72 – 7.62 (m, 1H), 7.59 – 7.48 (m, 1H), 7.46 – 7.36 (m, 2H), 7.36 – 7.25 (m, 2H), 5.81 – 5.64 (m, 1H), 5.09 (s, 1H), 4.55 – 4.34 (m, 1H), 4.33 – 4.18 (m, 1H), 1.46 (s, 9H), 1.45 (d, <i>J</i> = 3.5 Hz, 3H), 0.70 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H)

10

20

30

40

【表 2 - 4】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
13	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 398.6 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.33 – 7.21 (m, 4H), 7.15 – 7.04 (m, 4H), 5.15 – 5.03 (m, 1H), 5.01 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.35 – 4.24 (m, 1H), 4.27 – 4.15 (m, 1H), 1.44 (s, 9H), 1.29 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H), 1.03 (d, <i>J</i> = 6.4 Hz, 3H)
14	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 542.5 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.46 – 7.36 (m, 4H), 7.17 – 7.07 (m, 4H), 5.71 (dq, <i>J</i> = 9.7, 6.2 Hz, 1H), 4.91 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.13 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.97 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 1.42 (s, 9H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.86 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)
15	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 424.5 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 6.73 (d, <i>J</i> = 3.4 Hz, 1H), 6.67 (d, <i>J</i> = 3.4 Hz, 1H), 6.59 – 6.46 (m, 2H), 5.43 (dq, <i>J</i> = 7.4, 6.2 Hz, 1H), 5.03 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 4.42 (d, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.24 (p, <i>J</i> = 7.1, 6.7 Hz, 1H), 2.41 (d, <i>J</i> = 1.1 Hz, 3H), 2.40 (d, <i>J</i> = 1.1 Hz, 3H), 1.43 (s, 9H), 1.27 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.09 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H)
16	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 412.6 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.18 – 7.11 (m, 4H), 7.11 – 7.02 (m, 4H), 5.75 (dq, <i>J</i> = 10.2, 6.2 Hz, 1H), 4.95 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.11 (p, <i>J</i> = 7.4, 6.5 Hz, 1H), 3.95 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 2.27 (s, 3H), 2.25 (s, 3H), 1.41 (s, 9H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.80 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)
18	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 452.6 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.55 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 2H), 7.41 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 2H), 7.31 – 7.16 (m, 5H), 5.82 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.2 Hz, 1H), 4.92 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.15 – 4.06 (m, 2H), 1.41 (s, 9H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.77 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -62.58

10

20

30

40

【表 2 - 5】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
19	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 452.5 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.30 – 7.22 (m, 4H), 7.22 – 7.15 (m, 4H), 5.71 (dq, <i>J</i> = 9.6, 6.2 Hz, 1H), 4.91 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.21 – 4.06 (m, 1H), 4.00 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 1.42 (s, 9H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.85 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.75, 154.96, 139.41, 139.25, 133.03, 132.77, 129.43, 129.35, 129.05, 128.74, 79.81, 72.51, 56.45, 49.17, 28.30, 19.18, 18.09
20	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 406.5 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.25 – 7.14 (m, 4H), 7.06 – 6.87 (m, 4H), 5.68 (dq, <i>J</i> = 9.3, 6.2 Hz, 1H), 4.83 (s, 1H), 4.02 (d, <i>J</i> = 9.3 Hz, 1H), 3.82 (dd, <i>J</i> = 18.2, 5.9 Hz, 1H), 3.56 (dd, <i>J</i> = 18.2, 5.2 Hz, 1H), 1.43 (s, 9H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 169.66, 161.74 (d, <i>J</i> = 245.9 Hz), 161.63 (d, <i>J</i> = 245.7 Hz), 155.45, 136.74, 129.65 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz), 115.70 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 115.41 (d, <i>J</i> = 21.2 Hz), 79.97, 77.21, 73.15, 55.84, 42.44, 28.29, 19.17
21	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 434.6 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.30 – 7.15 (m, 4H), 7.06 – 6.89 (m, 4H), 5.75 – 5.62 (m, 1H), 4.90 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 4.11 (q, <i>J</i> = 6.7 Hz, 1H), 4.03 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 1.49 – 1.33 (m, 10H), 1.30 – 1.08 (m, 4H), 0.54 (t, <i>J</i> = 7.4 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.10, 161.70 (d, <i>J</i> = 245.6 Hz), 155.20, 136.97, 129.52, 115.71 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 115.44 (d, <i>J</i> = 21.2 Hz), 79.73, 73.12, 56.08, 54.46, 28.30, 25.40, 19.26, 8.95

10

20

30

40

【表 2 - 6】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
22	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 448.6 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.30 – 7.15 (m, 4H), 7.04 – 6.91 (m, 4H), 5.69 (dq, <i>J</i> = 9.7, 6.1 Hz, 1H), 4.86 (d, <i>J</i> = 9.3 Hz, 1H), 4.09 (dd, <i>J</i> = 9.3, 4.2 Hz, 1H), 4.03 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 1.69 – 1.57 (m, 1H), 1.42 (s, 9H), 1.21 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.73 (d, <i>J</i> = 6.9 Hz, 3H), 0.43 (d, <i>J</i> = 6.8 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 171.77, 161.73 (d, <i>J</i> = 246.0 Hz), 155.60, 137.05, 129.61, 129.52, 129.44, 115.71 (d, <i>J</i> = 21.6 Hz), 115.49 (d, <i>J</i> = 21.4 Hz), 79.69, 73.23, 58.49, 56.03, 30.92, 28.28, 19.31, 18.96, 16.54
23	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 462.7 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.30 – 7.20 (m, 4H), 7.04 – 6.92 (m, 4H), 5.68 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.2 Hz, 1H), 4.72 (d, <i>J</i> = 8.9 Hz, 1H), 4.10 (td, <i>J</i> = 9.2, 5.1 Hz, 1H), 4.02 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 1.41 (s, 9H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.96 (ddd, <i>J</i> = 13.7, 9.6, 5.5 Hz, 1H), 0.84 (m, 1H), 0.75 (d, <i>J</i> = 6.5 Hz, 3H), 0.70 (d, <i>J</i> = 6.6 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 173.06, 161.72 (d, <i>J</i> = 245.8 Hz), 155.29, 137.17, 136.83, 129.49, 115.73 (d, <i>J</i> = 21.4 Hz), 115.46 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 79.74, 73.02, 56.27, 52.04, 41.48, 28.28, 24.41, 22.76, 21.53, 19.23
24	---	(薄膜) 3358, 2977, 1708, 1491, 1243, 1162, 1051, 1027	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) [M+Na] ⁺ C ₂₅ H ₃₃ NNaO ₆ の計算値 466.22; 実測値 466.2191	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 7.50 – 7.37 (m, 1H), 7.29 – 7.19 (m, 1H), 7.20 – 7.06 (m, 2H), 6.92 – 6.75 (m, 4H), 5.91 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.4 Hz, 1H), 5.03 – 4.97 (m, 1H), 4.98 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 4.22 – 4.04 (m, 1H), 3.84 (s, 3H), 3.76 (s, 3H), 1.41 (s, 9H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.82 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)

10

20

30

40

【表 2 - 7】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
25	---	(薄膜) 3368, 2978, 1707, 1597, 1488, 1156, 1043	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) [M+Na] ⁺ C ₂₅ H ₃₃ NNaO ₆ の計算値 466.22; 実測値 466.2193	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 7.18 (dt, <i>J</i> = 11.8, 7.9 Hz, 2H), 6.89 (dq, <i>J</i> = 7.6, 1.5 Hz, 2H), 6.83 (dt, <i>J</i> = 4.0, 2.1 Hz, 2H), 6.71 (dddd, <i>J</i> = 10.7, 8.2, 2.6, 0.9 Hz, 2H), 5.77 (dq, <i>J</i> = 10.2, 6.1 Hz, 1H), 4.96 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.20 – 4.01 (m, 1H), 3.96 (d, <i>J</i> = 10.3 Hz, 1H), 3.77 (s, 3H), 3.75 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.79 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)
26	---	(薄膜) 3368 2979, 1706, 1504, 1162, 1052	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₃₁ F ₂ NNaO ₄ の計算値 470.2113; 実測値 470.2122	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 7.14 – 7.02 (m, 2H), 6.99 – 6.84 (m, 4H), 5.67 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.2 Hz, 1H), 4.95 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.22 – 4.05 (m, 1H), 3.94 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 2.20 (d, <i>J</i> = 2.1 Hz, 3H), 2.19 (d, <i>J</i> = 2.2 Hz, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.28 – 1.17 (m, 3H), 0.86 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)
27	---	(薄膜) 3366, 2978, 1706, 1162, 1051	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₃₁ Cl ₂ NNaO ₄ の計算値 502.1522; 実測値 502.1533	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 7.22 (dd, <i>J</i> = 4.6, 1.9 Hz, 2H), 7.13 (t, <i>J</i> = 7.9 Hz, 2H), 7.04 (ddd, <i>J</i> = 7.6, 5.1, 1.9 Hz, 2H), 5.67 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.2 Hz, 1H), 4.96 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.22 – 4.05 (m, 1H), 3.91 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 2.31 (s, 3H), 2.29 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.0 Hz, 3H), 0.87 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)
28	---	(薄膜) 3285, 2979, 2107, 1702, 1501, 1160	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) [M+Na] ⁺ C ₂₇ H ₂₉ NNaO ₄ の計算値 454.1989; 実測値 454.1993	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 7.45 – 7.37 (m, 4H), 7.26 – 7.18 (m, 4H), 5.75 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.1 Hz, 1H), 4.91 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.20 – 4.06 (m, 1H), 4.04 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 3.05 (s, 1H), 3.04 (s, 1H), 1.42 (s, 9H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.82 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)
29	---	(薄膜) 3362, 2964, 1712, 1510, 1163, 1053	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) [M+Na] ⁺ C ₂₇ H ₃₇ NNaO ₄ の計算値 462.2615; 実測値 462.2622	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 7.22 – 7.16 (m, 4H), 7.13 – 7.03 (m, 4H), 5.76 (dq, <i>J</i> = 10.2, 6.1 Hz, 1H), 4.95 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 4.17 – 4.02 (m, 1H), 3.96 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 2.67 – 2.45 (m, 4H), 1.41 (s, 9H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.21 – 1.10 (m, 6H), 0.73 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)

10

20

30

40

【表 2 - 8】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
31	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 402.6 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.32 – 7.20 (m, 6H), 7.20 – 7.14 (m, 1H), 6.97 (t, <i>J</i> = 8.7 Hz, 2H), 5.75 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.2 Hz, 1H), 4.92 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.11 (t, <i>J</i> = 7.4 Hz, 1H), 4.02 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 1.41 (s, 9H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.77 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.81, 161.71 (d, <i>J</i> = 245.7 Hz), 154.94, 141.23, 137.03 (d, <i>J</i> = 3.5 Hz), 129.56 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz), 128.59, 127.99, 126.82, 115.62 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 79.70, 72.94, 57.09, 49.16, 28.31, 14.13
33	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 519.6 ([M-H ₂ O] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.58 (t, <i>J</i> = 2.1 Hz, 2H), 7.38 (dd, <i>J</i> = 8.4, 3.9 Hz, 2H), 7.29 – 7.25 (m, 1H), 7.20 (dd, <i>J</i> = 8.5, 2.2 Hz, 1H), 5.84 (q, <i>J</i> = 6.2 Hz, 1H), 4.94 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 4.14 (t, <i>J</i> = 7.4 Hz, 1H), 3.05 (s, 1H), 1.41 (s, 9H), 1.18 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.37, 155.04, 144.43, 142.16, 132.90 (d, <i>J</i> = 2.7 Hz), 131.93, 131.87, 130.51, 130.46, 128.13, 127.70, 125.08, 124.99, 80.20, 78.55, 74.10, 49.16, 34.67, 28.25, 14.28
34	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 486.5 ([M-H ₂ O] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.37 – 7.28 (m, 4H), 7.18 (ddd, <i>J</i> = 8.4, 2.2, 0.8 Hz, 1H), 7.09 (ddd, <i>J</i> = 8.4, 2.2, 0.9 Hz, 1H), 5.86 (q, <i>J</i> = 6.2 Hz, 1H), 4.93 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 4.14 (t, <i>J</i> = 7.4 Hz, 1H), 3.06 (s, 1H), 1.41 (s, 9H), 1.18 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H), 0.98 (d, <i>J</i> = 6.8 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.28, 158.09 (d, <i>J</i> = 249.9 Hz), 158.06 (d, <i>J</i> = 249.5 Hz), 155.05, 145.31 (d, <i>J</i> = 5.7 Hz), 142.98, 130.64 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz), 121.90 (d, <i>J</i> = 8.8 Hz), 120.38 (d, <i>J</i> = 12.3 Hz), 120.24 (d, <i>J</i> = 12.3 Hz), 114.59 (d, <i>J</i> = 22.6 Hz), 114.20 (d, <i>J</i> = 22.9 Hz), 80.19, 78.60, 74.13, 49.13, 34.67, 28.25, 14.30

10

20

30

40

【表 2 - 9】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
35	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 480.6 ([M] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.24 (dd, <i>J</i> = 10.4, 8.1 Hz, 2H), 7.09 (dd, <i>J</i> = 5.5, 2.2 Hz, 2H), 7.02 (td, <i>J</i> = 8.6, 2.3 Hz, 2H), 5.69 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 4.94 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.13 (t, <i>J</i> = 7.5 Hz, 1H), 3.92 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 2.33 (s, 3H), 2.31 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.21 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.84 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.81, 154.92, 139.66, 139.44, 136.53, 136.10, 133.08, 132.72, 130.69, 130.57, 129.43, 129.12, 126.59, 126.46, 79.77, 72.61, 56.49, 49.17, 28.29, 20.16, 20.09, 19.23, 18.09
36	---	(薄膜) 3385, 2980, 1669, 1486, 1452, 1160, 757	---	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 7.82 (ddd, <i>J</i> = 8.6, 7.3, 1.8 Hz, 1H), 7.51 (tt, <i>J</i> = 7.9, 1.5 Hz, 1H), 7.33 – 7.12 (m, 3H), 7.09 (td, <i>J</i> = 7.6, 1.4 Hz, 1H), 6.94 (dd, <i>J</i> = 8.1, 1.4 Hz, 1H), 6.90 (dd, <i>J</i> = 8.1, 1.4 Hz, 1H), 6.23 (qd, <i>J</i> = 6.3, 1.6 Hz, 1H), 5.02 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.30 – 4.13 (m, 1H), 3.21 (s, 1H), 1.42 (s, 9H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.07 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)
37	---	(薄膜) 3375, 2981, 1703, 1609, 1515, 1453, 1433, 1380, 1367, 1284, 1250, 1208, 1162, 1113, 1053, 1023, 967, 909, 873, 821, 754, 731	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) [M+Na] ⁺ C ₂₃ H ₂₅ F ₄ NNaO ₄ の計算値 478.1612; 実測値 478.1624	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 7.18 – 6.91 (m, 6H), 5.63 (dq, <i>J</i> = 9.4, 6.2 Hz, 1H), 4.92 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.24 – 4.06 (m, 1H), 3.98 (d, <i>J</i> = 9.5 Hz, 1H), 1.42 (s, 9H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.91 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -136.25 (dt, <i>J</i> = 20.6, 9.7 Hz), -136.69 (dt, <i>J</i> = 20.4, 9.9 Hz), -139.30 (dd, <i>J</i> = 21.3, 10.5 Hz), -139.70 (dd, <i>J</i> = 21.1, 10.1 Hz)

10

20

30

40

【表 2 - 1 0】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
38	---	(薄膜) 3440, 2981, 1704, 1600, 1497, 1452, 1379, 1367, 1306, 1250, 1210, 1162, 1095, 1054, 1023, 907, 867, 822, 799, 780, 731, 719, 689	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) [M+Na] ⁺ C ₂₃ H ₂₅ Cl ₂ F ₂ NNaO ₄ の計算値 510.1021; 実測値 510.1033	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 7.32 – 7.22 (m, 2H), 7.18 – 7.02 (m, 4H), 5.64 (dq, <i>J</i> = 9.6, 6.2 Hz, 1H), 4.93 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.25 – 4.03 (m, 1H), 3.98 (d, <i>J</i> = 9.6 Hz, 1H), 1.42 (s, 9H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.92 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -116.98 (q, <i>J</i> = 6.9 Hz), -117.44 (q, <i>J</i> = 6.8 Hz)
39	---	(薄膜) 3364, 2980, 2931, 1707, 1597, 1501, 1451, 1379, 1366, 1307, 1248, 1207, 1163, 1118, 1052, 1023, 959, 908, 881, 821, 781, 731	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) [M+Na] ⁺ C ₂₅ H ₃₁ F ₂ NNaO ₄ の計算値 470.2113; 実測値 470.2120	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 7.13 – 6.98 (m, 4H), 6.90 (td, <i>J</i> = 9.1, 7.4 Hz, 2H), 5.67 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 4.93 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.22 – 4.02 (m, 1H), 3.91 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 2.23 (d, <i>J</i> = 2.0 Hz, 3H), 2.21 (d, <i>J</i> = 2.0 Hz, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.21 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.83 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -119.99 (q, <i>J</i> = 6.8 Hz), -120.57 (q, <i>J</i> = 7.0 Hz)

10

20

30

40

【表 2 - 1 1】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
40	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 536 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.53 (ddd, <i>J</i> = 13.6, 6.7, 4.2 Hz, 8H), 7.45 – 7.37 (m, 8H), 7.35 – 7.29 (m, 2H), 5.87 (dq, <i>J</i> = 12.3, 6.1 Hz, 1H), 4.94 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 1H), 4.18 – 4.09 (m, 2H), 1.41 (s, 9H), 1.31 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.80 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.93, 154.96, 140.72, 140.60, 140.56, 140.21, 139.92, 139.68, 128.76, 128.75, 128.51, 127.58, 127.30, 127.27, 127.23, 127.00, 126.96, 79.70, 73.12, 57.33, 49.22, 28.31, 19.39, 18.04
43	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) [M+Na] ⁺ C ₂₃ H ₂₅ Cl ₄ NNaO ₄ の計算値 542.0430; 実測値 542.0442	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.38 (t, <i>J</i> = 8.1 Hz, 2H), 7.32 (dd, <i>J</i> = 13.6, 2.1 Hz, 2H), 7.10 (dd, <i>J</i> = 8.4, 2.1 Hz, 1H), 7.07 (dd, <i>J</i> = 8.4, 2.1 Hz, 1H), 5.65 (dq, <i>J</i> = 9.5, 6.2 Hz, 1H), 4.93 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.22 – 4.09 (m, 1H), 3.97 (d, <i>J</i> = 9.5 Hz, 1H), 1.42 (d, <i>J</i> = 0.9 Hz, 9H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.93 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.73, 154.93, 140.37, 140.26, 133.10, 132.76, 131.66, 131.34, 130.97, 130.67, 130.23, 130.06, 127.34, 127.27, 79.92, 71.96, 55.79, 49.16, 28.29, 19.14, 18.11

10

20

30

40

【表 2 - 1 2】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
44	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) [M+Na] ⁺ C ₂₃ H ₂₅ Cl ₂ F ₂ NNaO ₄ の計算値 510.1021; 実測値 510.1030	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.38 – 7.28 (m, 2H), 7.06 (dd, <i>J</i> = 10.0, 1.8 Hz, 1H), 7.04 – 6.94 (m, 3H), 5.66 (ddt, <i>J</i> = 9.1, 6.9, 5.5 Hz, 1H), 4.92 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.22 – 4.08 (m, 1H), 4.01 (d, <i>J</i> = 9.4 Hz, 1H), 1.42 (d, <i>J</i> = 1.3 Hz, 9H), 1.24 (dd, <i>J</i> = 6.2, 1.3 Hz, 3H), 0.92 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.68, 158.17 (d, <i>J</i> = 250.1 Hz), 158.03 (d, <i>J</i> = 250.1 Hz), 154.93, 141.08 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz), 140.95 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz), 131.11, 130.80, 124.51 (d, <i>J</i> = 3.3 Hz), 124.36 (d, <i>J</i> = 3.6 Hz), 120.08 (d, <i>J</i> = 17.6 Hz), 119.78 (d, <i>J</i> = 17.6 Hz), 116.48 (d, <i>J</i> = 16.8 Hz), 116.24, 79.92, 72.02, 56.07, 49.15, 28.28, 19.10, 18.10
45	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 300 ([M+H] ⁺)	---
46	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 284.3 ([M+H] ⁺)	---
47	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 296.3 ([M+H] ⁺)	---

10

20

30

40

【表 2 - 1 3】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
48	---	(薄膜) 3395, 2885, 1741, 1603, 1508, 1459, 1381, 1324, 1224, 1159, 1137, 1118, 1049, 1015, 955, 881, 826, 793, 779, 755, 746, 721, 693, 666	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₁₈ H ₂₀ F ₂ NO ₂ の計算値 320.1457; 実測値 320.1457	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.55 (s, 3H), 7.22 (dt, <i>J</i> = 9.0, 4.8 Hz, 4H), 6.98 (q, <i>J</i> = 8.2 Hz, 4H), 5.71 (dq, <i>J</i> = 11.8, 6.1 Hz, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 2H), 1.23 (d, <i>J</i> = 5.9 Hz, 3H), 1.13 (d, <i>J</i> = 6.7 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -115.32, -115.70
49	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 341.5 ([M+Na] ⁺)	---
50	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 314.6 ([M+H] ⁺)	---
51	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 356.4 ([M+H] ⁺)	---
52	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 302.4 ([M+H] ⁺)	¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -169.31
53	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 344.5 ([M+H] ⁺)	---

10

20

30

40

【表 2 - 1 4】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
54	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 320.4 ([M+H] ⁺)	---
55	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 352.4 ([M+H] ⁺)	---
56	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 282.4 ([M+H] ⁺)	---
57	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 298.4 ([M+H] ⁺)	---
58	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 442.4 ([M+H] ⁺)	---
59	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 324.4 ([M+H] ⁺)	---
60	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 312.3 ([M+H] ⁺)	---
61	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 436 ([M+H] ⁺)	---
63	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 375.5 ([M+Na] ⁺)	---
64	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 375.5 ([M+Na] ⁺)	---

10

20

30

40

【表 2 - 1 5】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
65	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 344.5 ([M+H] ⁺)	---
66	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 344.5 ([M+H] ⁺)	---
67	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 348.5 ([M+H] ⁺)	---
68	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 380.5 ([M+H] ⁺)	---
69	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 332.5 ([M+H] ⁺)	---
70	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 340.5 ([M+H] ⁺)	---
71	---	(薄膜) 2959, 1749, 1508, 1401, 1229, 1159, 1055, 830	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₁₇ H ₁₇ F ₂ NO ₂ の計算値 306.1300; 実測値 306.1298	---

10

20

30

40

【表 2 - 1 6】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
72	---	(薄膜) 3452, 2855, 1742, 1601, 1506, 1454, 1220, 1159, 1136, 1046, 824	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₁₉ H ₂₂ F ₂ NO ₂ の計算値 335.1646; 実測値 335.1646	---
73	---	(薄膜) 2966, 1736, 1602, 1507, 1221, 1158, 1120, 1046, 825	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₀ H ₂₄ F ₂ NO ₂ の計算値 349.1803; 実測値 349.1804	---
74	---	(薄膜) 2959, 1739, 1603, 1507, 1219, 1158, 1132, 1046, 825	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₁ H ₂₆ F ₂ NO ₂ の計算値 363.1959; 実測値 363.1959	---
75	---	(薄膜) 3411, 2986, 1740, 1605, 1509, 1453, 1223, 1137, 1116, 1049, 700	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₁₈ H ₂₁ FNO ₂ の計算値 302.1551; 実測値 302.1551	---

10

20

30

40

【表 2 - 1 7】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
77	---	(薄膜) 3363, 2941, 1743, 1467, 1385, 1236, 1201, 1173, 1136, 1117, 1061, 1029, 992, 824, 755, 723, 675	ESIMS <i>m/z</i> 438.0 ([M+H] ⁺)	---
78	---	(薄膜) 3361, 2942, 1742, 1582, 1486, 1419, 1240, 1207, 1141, 1116, 1057, 800	ESIMS <i>m/z</i> 404.0 ([M] ⁺)	---
79	---	(薄膜) 3218, 2980, 2945, 1742, 1522, 1481, 1245, 1216, 1136, 1118, 1048, 758	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₀ H ₂₄ Cl ₂ NO ₂ の計算値 380.1179; 実測値 380.1181	---

10

20

30

40

【表 2 - 1 8】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
80	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 404.4 ([M+H] ⁺)	---
81	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 336.5 ([M+H] ⁺)	---
83	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 408.5 ([M+H] ⁺)	---
84	---	(薄膜) 2881, 2193, 2130, 1742, 1609, 1516, 1457, 1434, 1383, 1325, 1285, 1208, 1118, 1049, 966, 906, 875, 821, 754, 710, 692, 681, 656	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₁₈ H ₁₈ F ₄ NO ₂ の計算値 356.1268; 実測値 356.1273	¹ H NMR (300 MHz, メタノール - <i>d</i> ₄) δ 7.46 – 7.30 (m, 2H), 7.28 – 7.14 (m, 4H), 5.84 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.2 Hz, 1H), 4.24 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.96 (q, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 3.31 (pd, <i>J</i> = 1.6, 0.5 Hz, 3H), 1.27 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.02 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (471 MHz, メタノール - <i>d</i> ₄) δ -139.39 (ddd, <i>J</i> = 19.8, 11.5, 7.5 Hz), -139.57 – -139.84 (m), -142.33 – -142.56 (m), -142.66 – -142.93 (m)

10

20

30

40

【表 2 - 1 9】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
85	---	(薄膜) 3409, 2928, 2026, 1957, 1743, 1597, 1499, 1458, 1408, 1323, 1249, 1208, 1118, 1061, 917, 866, 822, 798, 780, 753, 718, 690, 663	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C18H18Cl2F2NO2</chem> の計算値 388.0677; 実測値 388.0677	¹ H NMR (300 MHz, メタノール- <i>d</i> ₄) δ 7.54 (dt, <i>J</i> = 7.0, 2.7 Hz, 2H), 7.37 (ddt, <i>J</i> = 8.6, 4.3, 2.1 Hz, 2H), 7.21 (td, <i>J</i> = 8.8, 4.7 Hz, 2H), 5.93 – 5.75 (m, 1H), 4.24 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.96 (q, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 3.31 (t, <i>J</i> = 1.7 Hz, 3H), 1.28 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.03 (d, <i>J</i> = 7.3 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (471 MHz, メタノール- <i>d</i> ₄) δ -119.62 – -119.72 (m), -119.99 – -120.08 (m)
86	---	(薄膜) 3374, 2928, 1742, 1596, 1501, 1457, 1379, 1323, 1233, 1206, 1118, 1052, 1003, 956, 933, 886, 824, 780, 752, 721, 711, 690, 681, 671, 664, 655	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C20H24F2NO2</chem> の計算値 348.1770; 実測値 348.1771	¹ H NMR (300 MHz, メタノール- <i>d</i> ₄) δ 7.30 – 7.12 (m, 4H), 6.95 (td, <i>J</i> = 8.9, 6.6 Hz, 2H), 5.91 – 5.74 (m, 1H), 4.07 (d, <i>J</i> = 10.4 Hz, 1H), 3.99 – 3.83 (m, 1H), 3.30 (dtd, <i>J</i> = 3.3, 1.6, 0.6 Hz, 3H), 2.23 (t, <i>J</i> = 2.6 Hz, 6H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.94 (dd, <i>J</i> = 7.3, 0.7 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (471 MHz, メタノール- <i>d</i> ₄) δ -122.00 – -122.37 (m), -122.69 (tt, <i>J</i> = 6.1, 2.9 Hz)

10

20

30

40

【表 2 - 2 0】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
87	---	(薄膜) 2879, 1746, 1587, 1561, 1517, 1468, 1395, 1227, 1194, 1116, 1053, 1029, 871, 822, 747, 727, 669	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₁₈ H ₁₈ Cl ₄ NO ₂ の計算値 420.0086; 実測値 420.0090	---
88	---	(薄膜) 2858, 1747, 1580, 1486, 1458, 1383, 1368, 1278, 1236, 1206, 1119, 1048, 970, 871, 824, 779, 761, 682	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₁₈ H ₁₈ Cl ₂ F ₂ NO ₂ の計算値 388.0677; 実測値 388.0688	---

10

20

30

40

【表 2 - 2 1】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
89	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) [M] ⁺ C ₂₅ H ₂₆ N ₂ O ₆ の計算値 450.1791; 実測値 450.1794	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 11.97 (d, <i>J</i> = 0.5 Hz, 1H), 8.33 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 7.96 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.47 (ddt, <i>J</i> = 8.5, 6.4, 1.3 Hz, 4H), 7.33 – 7.13 (m, 5H), 6.89 – 6.81 (m, 1H), 6.03 (q, <i>J</i> = 6.3 Hz, 1H), 4.62 – 4.49 (m, 1H), 3.93 (s, 3H), 2.74 (s, 1H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H), 1.07 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.30, 168.61, 155.37, 148.71, 144.85, 142.71, 140.44, 130.29, 128.33, 128.32, 127.22, 127.16, 125.51, 125.45, 109.44, 79.57, 75.54, 56.08, 47.85, 17.62, 14.32
90	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₇ N ₂ O ₅ の計算値 435.1920; 実測値 435.1925	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.10 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.34 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.38 – 7.06 (m, 10H), 6.86 (dd, <i>J</i> = 5.3, 0.7 Hz, 1H), 5.83 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 4.52 (dq, <i>J</i> = 8.1, 7.2 Hz, 1H), 4.06 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 3.93 (s, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.97 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 171.67, 168.53, 155.34, 148.72, 141.38, 141.13, 140.40, 130.48, 128.80, 128.50, 128.10, 128.03, 126.95, 126.70, 109.39, 73.57, 57.93, 56.07, 47.85, 19.24, 17.61
91	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₁ H ₂₃ N ₂ O ₅ S ₂ の計算値 447.1048; 実測値 447.1047	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.10 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.41 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.18 – 7.16 (m, 2H), 7.01 (ddd, <i>J</i> = 3.6, 1.3, 0.6 Hz, 1H), 6.94 – 6.88 (m, 3H), 6.86 (dd, <i>J</i> = 5.3, 0.7 Hz, 1H), 5.56 (dq, <i>J</i> = 7.4, 6.2 Hz, 1H), 4.70 – 4.58 (m, 2H), 3.94 (s, 3H), 1.30 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 171.48, 168.62, 155.35, 148.74, 143.75, 142.69, 140.43, 130.48, 126.77, 126.57, 126.05, 125.43, 124.61, 124.58, 109.44, 74.83, 56.08, 47.98, 47.42, 18.69, 17.80

10

20

30

40

【表 2 - 2 2】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
92	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₅ F ₂ N ₂ O ₅ の計算値 471.1731; 実測値 471.1735	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.06 (d, <i>J</i> = 0.7 Hz, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 7.26 – 7.18 (m, 4H), 7.01 – 6.89 (m, 4H), 6.87 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 5.73 (dq, <i>J</i> = 9.7, 6.1 Hz, 1H), 4.59 – 4.49 (m, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.07 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -115.46, -115.80
93	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) [2M+Na] ⁺ C ₅₄ H ₆₀ N ₄ NaO ₁₂ の計算値 979.4106; 実測値 979.4119	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.03 (d, <i>J</i> = 0.7 Hz, 1H), 8.40 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.41 – 7.09 (m, 10H), 6.85 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.97 (q, <i>J</i> = 6.3 Hz, 1H), 4.61 (dq, <i>J</i> = 8.2, 7.2 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.39 (dq, <i>J</i> = 9.1, 6.9 Hz, 1H), 3.18 (dq, <i>J</i> = 9.2, 6.9 Hz, 1H), 1.30 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H), 1.17 (t, <i>J</i> = 6.9 Hz, 3H), 1.13 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 171.45, 168.56, 155.34, 148.71, 141.84, 140.56, 140.38, 130.37, 128.25, 127.87, 127.81, 127.69, 127.33, 127.21, 109.41, 84.05, 74.30, 59.93, 56.08, 48.05, 18.02, 15.67, 14.95
95	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) [M-OCH ₃] ⁺ C ₂₅ H ₂₅ N ₂ O ₅ の計算値 433.1764; 実測値 433.1763	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 12.04 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.41 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.41 – 7.18 (m, 10H), 6.85 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 5.97 (q, <i>J</i> = 6.3 Hz, 1H), 4.75 – 4.49 (m, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.15 (s, 3H), 1.29 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H), 1.13 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 171.42, 168.58, 155.35, 148.72, 141.11, 140.39, 139.89, 130.37, 128.51, 128.11, 127.86, 127.69, 127.52, 127.31, 109.42, 84.47, 74.02, 56.08, 52.55, 48.05, 17.97, 14.97

10

20

30

40

【表 2 - 2 3】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
96	---	---	---	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.03 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.35 (td, <i>J</i> = 8.5, 6.2 Hz, 1H), 7.23 (td, <i>J</i> = 8.4, 6.2 Hz, 1H), 6.91 – 6.74 (m, 4H), 6.69 (ddd, <i>J</i> = 10.4, 8.8, 2.6 Hz, 1H), 5.88 – 5.74 (m, 1H), 4.69 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 4.64 – 4.48 (m, 1H), 3.95 (s, 3H), 1.30 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.17 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -110.97 (d, <i>J</i> = 7.7 Hz), -111.39 (d, <i>J</i> = 7.6 Hz), -111.98 (dd, <i>J</i> = 7.7, 2.6 Hz), -112.83 (dd, <i>J</i> = 7.6, 2.6 Hz)
97	---	---	---	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.06 (s, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.49 – 7.40 (m, 4H), 7.37 – 7.24 (m, 5H), 7.23 – 7.18 (m, 1H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 6.00 (dq, <i>J</i> = 25.4, 6.4 Hz, 1H), 4.63 – 4.51 (m, 1H), 3.94 (s, 3H), 1.32 (dd, <i>J</i> = 6.5, 1.0 Hz, 3H), 0.96 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -169.17
98	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₃₁ N ₂ O ₇ の計算値 495.2131; 実測値 495.2124	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.11 (s, 1H), 8.35 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.22 – 7.12 (m, 4H), 6.90 – 6.73 (m, 5H), 5.73 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.1 Hz, 1H), 4.64 – 4.44 (m, 1H), 3.96 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 3.93 (s, 3H), 3.75 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.05 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 171.65, 168.54, 158.36, 158.20, 155.34, 148.70, 140.40, 133.83, 133.69, 130.45, 128.97, 128.92, 114.11, 113.81, 109.39, 73.77, 56.11, 56.04, 55.20, 55.19, 47.90, 19.20, 17.75

10

20

30

40

【表 2 - 2 4】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
99	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₅ F ₂ N ₂ O ₅ の計算値 471.1731; 実測値 471.1724	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.05 (s, 1H), 8.34 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 7.32 – 7.19 (m, 2H), 7.11 – 7.03 (m, 2H), 7.02 – 6.83 (m, 5H), 5.75 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.1 Hz, 1H), 4.65 – 4.46 (m, 1H), 4.06 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 1.27 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.07 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -112.07, -112.48
100	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₅ Cl ₂ N ₂ O ₅ の計算値 503.1140; 実測値 503.1137	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.04 (s, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 7.7 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 7.31 – 7.10 (m, 8H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.73 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.2 Hz, 1H), 4.60 – 4.48 (m, 1H), 4.01 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 1.27 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.08 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 171.55, 168.60, 155.36, 148.72, 142.54, 142.33, 140.47, 134.73, 134.42, 130.33, 130.23, 129.94, 128.42, 128.33, 127.52, 127.21, 126.18, 125.98, 109.47, 72.83, 57.03, 56.08, 47.85, 19.11, 17.66
101	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₅ N ₂ O ₅ の計算値 433.1763; 実測値 433.1749	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.23 – 11.94 (m, 1H), 8.64 – 8.39 (m, 1H), 8.11 – 7.92 (m, 1H), 7.78 – 7.60 (m, 3H), 7.59 – 7.48 (m, 1H), 7.46 – 7.35 (m, 2H), 7.36 – 7.26 (m, 1H), 7.27 – 7.20 (m, 1H), 6.91 – 6.84 (m, 1H), 5.87 – 5.69 (m, 1H), 4.94 – 4.76 (m, 1H), 4.35 – 4.22 (m, 1H), 4.00 – 3.93 (m, 3H), 1.69 – 1.51 (m, 3H), 0.95 – 0.59 (m, 3H)
102	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₅ N ₂ O ₆ の計算値 449.1712; 実測値 449.1707	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.16 (s, 1H), 8.51 – 8.38 (m, 1H), 8.11 – 7.82 (m, 1H), 7.34 – 7.15 (m, 4H), 7.15 – 6.94 (m, 4H), 6.91 – 6.77 (m, 1H), 5.20 – 5.09 (m, 1H), 4.78 – 4.64 (m, 1H), 4.33 – 4.17 (m, 1H), 3.96 – 3.92 (m, 3H), 1.55 – 1.42 (m, 3H), 1.10 – 0.91 (m, 3H)

10

20

30

40

【表 2 - 2 5】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
103	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₅ Br ₂ N ₂ O ₅ の計算値 591.0130; 実測値 591.0125	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.06 (s, 1H), 8.33 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.50 – 7.31 (m, 4H), 7.24 – 7.01 (m, 4H), 6.87 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.73 (dq, <i>J</i> = 9.6, 6.1 Hz, 1H), 4.55 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.01 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 3.93 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.09 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 171.50, 168.61, 155.39, 148.74, 140.47, 139.69, 139.59, 132.00, 131.69, 130.31, 129.80, 129.73, 121.12, 120.84, 109.52, 72.81, 56.45, 56.08, 47.86, 19.09, 17.67
104	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₇ N ₂ O ₅ S ₂ の計算値 475.1361; 実測値 475.1368	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.13 (s, 1H), 8.44 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.99 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 6.87 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 6.73 (d, <i>J</i> = 3.4 Hz, 1H), 6.67 (d, <i>J</i> = 3.4 Hz, 1H), 6.54 – 6.35 (m, 2H), 5.54 – 5.40 (m, 1H), 4.78 – 4.59 (m, 1H), 4.45 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 2.39 (s, 6H), 1.30 (d, <i>J</i> = 2.8 Hz, 3H), 1.28 (d, <i>J</i> = 3.7 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 171.50, 168.60, 155.35, 148.74, 141.52, 140.47, 140.41, 139.03, 139.00, 130.53, 125.76, 125.08, 124.67, 124.42, 109.41, 74.68, 56.07, 48.00, 47.84, 18.65, 17.88, 15.25
105	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₃₁ N ₂ O ₅ の計算値 463.2233; 実測値 463.2242	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.14 (s, 1H), 8.38 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.94 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.21 – 7.10 (m, 4H), 7.09 – 6.97 (m, 4H), 6.82 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.79 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.2 Hz, 1H), 4.53 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 3.98 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.88 (s, 3H), 2.25 (s, 3H), 2.23 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H), 1.01 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 171.66, 168.57, 155.32, 148.71, 140.43, 138.63, 138.47, 136.37, 136.05, 130.45, 129.44, 129.11, 127.91, 127.85, 109.45, 73.66, 57.08, 56.02, 47.92, 20.97, 20.93, 19.24, 17.64

10

20

30

40

【表 2 - 2 6】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
106	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C26H26F3N2O5</chem> の計算値 503.1794; 実測値 503.1794	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.09 (s, 1H), 8.35 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.54 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 2H), 7.42 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 2H), 7.34 – 7.21 (m, 4H), 7.21 – 7.13 (m, 1H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.85 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.1 Hz, 1H), 4.61 – 4.46 (m, 1H), 4.15 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 3.93 (s, 3H), 1.27 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -62.53
107	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C25H25Cl2N2O5</chem> の計算値 503.1140; 実測値 503.1139	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.05 (s, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.38 – 7.10 (m, 8H), 6.87 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.73 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.2 Hz, 1H), 4.62 – 4.45 (m, 1H), 4.03 (d, <i>J</i> = 9.6 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.09 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 171.52, 168.61, 155.41, 148.74, 140.45, 139.26, 139.15, 133.04, 132.77, 130.32, 129.41, 129.36, 129.05, 128.73, 109.49, 72.95, 56.35, 56.08, 47.86, 19.08, 17.67
109	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 587 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.10 (s, 1H), 8.36 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.95 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.57 – 7.46 (m, 8H), 7.43 – 7.38 (m, 7H), 7.34 – 7.29 (m, 2H), 6.81 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.90 (dq, <i>J</i> = 12.2, 6.1 Hz, 1H), 4.56 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 4.16 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.89 (d, <i>J</i> = 1.9 Hz, 3H), 1.34 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.02 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 171.71, 168.59, 155.33, 148.72, 140.65, 140.58, 140.43, 140.11, 139.94, 139.66, 130.44, 128.77, 128.73, 128.67, 128.53, 127.58, 127.30, 127.26, 127.21, 127.00, 126.94, 109.40, 73.58, 57.25, 56.04, 47.91, 19.33, 17.66

10

20

30

40

【表 2 - 2 7】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
110	---	(薄膜) 3374, 2984, 1735, 1649, 1602, 1577, 1530, 1507, 1449, 1380, 1329, 1296, 1222, 1188, 1159, 1130, 1105, 1049, 1015, 906, 826, 809, 792, 778, 731, 704, 666	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C24H23F2N2O4</chem> の計算値 441.1620; 実測値 441.1620	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 11.80 (s, 1H), 8.30 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 8.07 (dd, <i>J</i> = 4.3, 1.5 Hz, 1H), 7.40 – 7.15 (m, 6H), 7.05 – 6.85 (m, 4H), 5.73 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.2 Hz, 1H), 4.65 – 4.45 (m, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.07 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 171.60, 168.26, 161.76 (d, <i>J</i> = 246.1 Hz), 161.64 (d, <i>J</i> = 245.7 Hz), 157.79, 139.65, 136.82 (d, <i>J</i> = 3.3 Hz), 136.71 (d, <i>J</i> = 3.5 Hz), 131.04, 129.50 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz), 128.80, 126.08, 115.74 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 115.41 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 73.34, 56.14, 47.84, 19.12, 17.69 ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -115.44, -115.76

10

20

30

40

【表 2 - 2 8】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
111	---	(薄膜) 3370, 2984, 2936, 2256, 1735, 1647, 1604, 1574, 1529, 1507, 1483, 1469, 1452, 1381, 1323, 1281, 1262, 1222, 1158, 1109, 1048, 1015, 990, 904, 824, 800, 730	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C26H27F2N2O5</chem> の計算値 485.1883; 実測値 485.1880	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.06 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.33 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.95 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.35 – 7.14 (m, 4H), 7.04 – 6.87 (m, 4H), 6.84 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.73 (dq, <i>J</i> = 9.7, 6.1 Hz, 1H), 4.60 – 4.48 (m, 1H), 4.16 (q, <i>J</i> = 7.0 Hz, 2H), 4.05 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 1.51 (t, <i>J</i> = 7.0 Hz, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.06 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 171.58, 168.66, 161.75 (d, <i>J</i> = 246.1 Hz), 161.64 (d, <i>J</i> = 245.7 Hz), 154.75, 148.82, 140.38, 136.82 (d, <i>J</i> = 3.3 Hz), 136.73 (d, <i>J</i> = 3.3 Hz), 130.41, 129.51 (d, <i>J</i> = 7.6 Hz), 115.72 (d, <i>J</i> = 21.4 Hz), 115.39 (d, <i>J</i> = 21.2 Hz), 110.13, 73.32, 64.67, 56.12, 47.84, 19.11, 17.69, 14.37 ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -115.47, -115.80

10

20

30

40

【表 2 - 2 9】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
112	---	(薄膜) 3370, 2984, 1729, 1641, 1601, 1531, 1507, 1491, 1450, 1361, 1305, 1281, 1254, 1222, 1177, 1158, 1135, 1087, 1048, 1015, 908, 824, 778, 752, 731, 666	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₄ F ₂ NO ₄ の計算値 440.1668; 実測値 440.1676	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.05 (s, 1H), 7.43 – 7.33 (m, 2H), 7.30 – 7.17 (m, 4H), 7.05 – 6.90 (m, 5H), 6.88 – 6.77 (m, 2H), 5.75 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.1 Hz, 1H), 4.57 (p, <i>J</i> = 7.1 Hz, 1H), 4.06 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.22, 169.33, 161.79 (d, <i>J</i> = 246.2 Hz), 161.70 (d, <i>J</i> = 245.9 Hz), 161.59, 136.83 (d, <i>J</i> = 3.4 Hz), 136.61 (d, <i>J</i> = 3.4 Hz), 134.49, 129.49 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz), 129.46 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz), 125.62, 118.70, 118.58, 115.79 (d, <i>J</i> = 21.4 Hz), 115.50 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 113.72, 73.62, 56.17, 48.29, 19.15, 17.79 ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -115.30, -115.60
113	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 457.6 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 11.98 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.30 (t, <i>J</i> = 5.7 Hz, 1H), 7.99 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.24 – 7.15 (m, 4H), 7.03 – 6.85 (m, 5H), 5.71 (dq, <i>J</i> = 9.2, 6.2 Hz, 1H), 4.11 (dd, <i>J</i> = 18.1, 6.0 Hz, 1H), 4.04 (d, <i>J</i> = 9.2 Hz, 1H), 3.95 (s, 3H), 3.90 (dd, <i>J</i> = 18.1, 5.6 Hz, 1H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 169.18, 168.43, 161.74 (d, <i>J</i> = 246.1 Hz), 161.63 (d, <i>J</i> = 245.5 Hz), 155.42, 148.71, 140.55, 136.68, 130.30, 129.68, 129.60, 115.67 (d, <i>J</i> = 29.2 Hz), 115.46 (d, <i>J</i> = 29.1 Hz), 109.55, 73.65, 56.11, 55.77, 40.91, 19.12

10

20

30

40

【表 2 - 3 0】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
114	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 485.6 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.08 (s, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 8.5 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.46 – 7.04 (m, 4H), 7.11 – 6.65 (m, 5H), 5.71 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.2 Hz, 1H), 4.51 (ddd, <i>J</i> = 8.5, 7.0, 5.4 Hz, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 9.6 Hz, 1H), 3.95 (s, 3H), 1.70 – 1.57 (m, 1H), 1.49 – 1.36 (m, 1H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.67 (t, <i>J</i> = 7.5 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 170.87, 168.79, 161.74 (d, <i>J</i> = 245.9 Hz), 161.66 (d, <i>J</i> = 245.8 Hz), 155.43, 148.73, 140.42, 136.80, 130.36, 129.55 (d, <i>J</i> = 2.7 Hz), 129.47 (d, <i>J</i> = 2.7 Hz), 115.67 (d, <i>J</i> = 32.4 Hz), 115.45 (d, <i>J</i> = 32.4 Hz), 109.44, 73.48, 56.09, 56.03, 53.16, 25.16, 19.18, 9.27
115	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 499.6 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.08 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 9.4 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.31 – 7.07 (m, 4H), 6.97 (t, <i>J</i> = 8.6 Hz, 2H), 6.93 – 6.86 (m, 3H), 5.72 (dq, <i>J</i> = 9.7, 6.2 Hz, 1H), 4.48 (dd, <i>J</i> = 9.4, 4.7 Hz, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 3.95 (s, 3H), 1.93 – 1.82 (m, 1H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.82 (d, <i>J</i> = 6.9 Hz, 3H), 0.65 (d, <i>J</i> = 6.8 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 170.46, 168.95, 161.73 (d, <i>J</i> = 246.4 Hz), 161.65 (d, <i>J</i> = 245.6 Hz), 155.43, 148.71, 140.42, 136.85, 130.40, 129.54 (d, <i>J</i> = 4.7 Hz), 129.47 (d, <i>J</i> = 4.7 Hz), 115.71 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 115.40 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 109.43, 73.51, 57.09, 56.09, 55.98, 30.96, 19.22, 19.10, 17.10

10

20

30

40

【表 2 - 3 1】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
116	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 513.7 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.07 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.15 (d, <i>J</i> = 8.9 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.31 – 7.04 (m, 4H), 7.08 – 6.74 (m, 6H), 5.70 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.1 Hz, 1H), 4.54 (ddd, <i>J</i> = 9.7, 8.8, 5.0 Hz, 1H), 4.04 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 1.46 – 1.36 (m, 1H), 1.33 – 1.18 (m, 4H), 1.08 (ddd, <i>J</i> = 13.9, 9.0, 5.0 Hz, 1H), 0.82 (d, <i>J</i> = 6.5 Hz, 3H), 0.77 (d, <i>J</i> = 6.6 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 171.62, 168.81, 161.75 (d, <i>J</i> = 246.2 Hz), 161.66 (d, <i>J</i> = 245.6 Hz), 155.43, 148.74, 140.39, 137.02, 136.76, 130.34, 129.51 (d, <i>J</i> = 3.4 Hz), 129.44 (d, <i>J</i> = 3.5 Hz), 115.73 (d, <i>J</i> = 21.4 Hz), 115.41 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 109.44, 73.37, 56.21, 56.09, 50.52, 41.00, 24.57, 22.76, 21.49, 19.14
117	---	(薄膜) 3368, 2937, 1732, 1648, 1527, 1241, 1144	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₃₁ N ₂ O ₇ の計算値 495.2126; 実測値 495.2104	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 12.15 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.38 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.45 (dd, <i>J</i> = 7.6, 1.7 Hz, 1H), 7.30 – 7.20 (m, 1H), 7.12 (dddd, <i>J</i> = 13.5, 8.1, 7.5, 1.7 Hz, 2H), 6.92 – 6.80 (m, 4H), 6.76 (dd, <i>J</i> = 8.2, 1.1 Hz, 1H), 5.97 (dq, <i>J</i> = 9.0, 5.7, 5.2 Hz, 1H), 5.01 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 4.70 – 4.39 (m, 1H), 3.93 (s, 3H), 3.85 (s, 3H), 3.75 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.01 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)
118	---	(薄膜) 3368, 2937, 1734, 1648, 1527, 1261, 1148, 1041	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₃₁ N ₂ O ₇ の計算値 495.2126; 実測値 495.2106	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 12.10 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.35 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.21 (t, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.15 (t, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 6.93 – 6.81 (m, 5H), 6.74 (ddd, <i>J</i> = 8.2, 2.6, 0.9 Hz, 1H), 6.68 (ddd, <i>J</i> = 8.2, 2.6, 0.9 Hz, 1H), 5.80 (dq, <i>J</i> = 10.3, 6.1 Hz, 1H), 4.60 – 4.43 (m, 1H), 3.99 (d, <i>J</i> = 10.3 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.77 (s, 3H), 3.75 (s, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.0 Hz, 3H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)

10

20

30

40

【表 2 - 3 2】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
119	---	(薄膜) 3367, 2985, 1738, 1647, 1575, 1481, 1263, 1153, 1058, 914	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₃ Cl ₂ F ₂ N ₂ O ₆ の計算値 555.0896; 実測値 555.0909	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 11.92 (s, 1H), 8.36 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 7.95 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.77 (t, <i>J</i> = 8.5 Hz, 1H), 7.37 (t, <i>J</i> = 8.5 Hz, 1H), 7.15 (ddd, <i>J</i> = 8.5, 2.1, 0.7 Hz, 1H), 7.08 – 6.89 (m, 3H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 6.10 (q, <i>J</i> = 6.2 Hz, 1H), 4.66 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 3.95 (s, 3H), 3.22 (s, 1H), 1.36 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H)
120	---	(薄膜) 3369, 2934, 1735, 1648, 1576, 1527, 1451, 1261	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₉ F ₂ N ₂ O ₅ の計算値 499.2039; 実測値 499.2050	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 12.06 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.34 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.16 – 7.01 (m, 2H), 7.01 – 6.79 (m, 5H), 5.70 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.1 Hz, 1H), 4.70 – 4.43 (m, 1H), 3.97 (d, <i>J</i> = 9.3 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 2.20 (d, <i>J</i> = 1.9 Hz, 3H), 2.17 (d, <i>J</i> = 1.9 Hz, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.09 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)
121	---	(薄膜) 3367, 2980, 1735, 1648, 1527, 1450, 1262, 1050	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₉ Cl ₂ N ₂ O ₅ の計算値 531.1448; 実測値 531.1458	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 12.14 – 11.95 (m, 1H), 8.33 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.21 (d, <i>J</i> = 1.5 Hz, 2H), 7.19 – 6.99 (m, 4H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.69 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.1 Hz, 1H), 4.55 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 3.94 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 2.31 (s, 3H), 2.27 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.0 Hz, 3H), 1.10 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)
122	---	(薄膜) 3367, 2986, 1737, 1647, 1611, 1482, 1452, 1215, 1148, 1057	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₅ F ₂ N ₂ O ₆ の計算値 487.1675; 実測値 487.1686	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 12.00 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.41 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.87 – 7.75 (m, 1H), 7.48 (tt, <i>J</i> = 8.0, 1.5 Hz, 1H), 7.28 – 7.12 (m, 3H), 7.10 – 6.98 (m, 1H), 6.99 – 6.86 (m, 2H), 6.90 – 6.82 (m, 1H), 6.26 (qd, <i>J</i> = 6.3, 1.5 Hz, 1H), 4.73 – 4.57 (m, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.19 (dd, <i>J</i> = 2.8, 1.9 Hz, 1H), 1.28 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H), 1.27 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -111.85 – -112.11 (m), -112.15 – -112.47 (m)

10

20

30

40

【表 2 - 3 3】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
123	---	(薄膜) 3285, 2981, 2107, 1736, 1648, 1528, 1263, 1050	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₂₇ N ₂ O ₅ の計算値 483.1914; 実測値 483.1919	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.06 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.33 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.45 – 7.40 (m, 2H), 7.40 – 7.35 (m, 2H), 7.28 – 7.18 (m, 4H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.78 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.1 Hz, 1H), 4.61 – 4.45 (m, 1H), 4.07 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.05 (s, 1H), 3.03 (s, 1H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.04 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)
124	---	(薄膜) 3368, 2963, 1735, 1648, 1527, 1480, 1450, 1280, 1263, 1142, 1053	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₅ N ₂ O ₅ の計算値 491.2540; 実測値 491.2551	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.12 (s, 1H), 8.37 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.24 – 7.18 (m, 4H), 7.14 – 7.08 (m, 2H), 7.08 – 7.02 (m, 2H), 6.85 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.80 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.2 Hz, 1H), 4.63 – 4.40 (m, 1H), 3.99 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 3.93 (s, 3H), 2.65 – 2.50 (m, 4H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.18 (t, <i>J</i> = 7.6 Hz, 3H), 1.14 (t, <i>J</i> = 7.6 Hz, 3H), 0.94 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)
125	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₆ FN ₂ O ₅ の計算値 453.1820; 実測値 453.1831	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.08 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.33 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.32 – 7.20 (m, 5H), 7.19 – 7.10 (m, 1H), 6.97 (t, <i>J</i> = 8.7 Hz, 2H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.78 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.2 Hz, 1H), 4.58 – 4.45 (m, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.98 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.63, 168.54, 161.72 (d, <i>J</i> = 245.7 Hz), 155.35, 148.71, 141.10, 140.41, 136.91 (d, <i>J</i> = 3.5 Hz), 130.42, 129.58 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz), 128.59, 127.95, 126.84, 115.64 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 109.40, 73.39, 57.04, 56.07, 47.83, 19.15, 17.59

10

20

30

40

【表 2 - 3 4】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
127	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 589.5 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 11.77 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.25 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.96 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.53 (dd, <i>J</i> = 20.0, 2.2 Hz, 2H), 7.35 (dd, <i>J</i> = 8.5, 1.8 Hz, 2H), 7.18 (ddd, <i>J</i> = 10.9, 8.5, 2.3 Hz, 2H), 6.88 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.80 (q, <i>J</i> = 6.3 Hz, 1H), 4.68 – 4.47 (m, 1H), 3.95 (s, 3H), 1.27 (d, <i>J</i> = 7.3 Hz, 3H), 1.20 (d, <i>J</i> = 6.4 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 170.98, 168.86, 155.52, 148.74, 144.18, 141.99, 140.57, 132.92, 132.87, 132.02, 131.86, 130.48, 130.37, 129.91, 128.15, 127.74, 125.09, 124.82, 109.64, 78.58, 74.60, 56.11, 48.05, 17.56, 14.13
128	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 555.6 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 11.78 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.25 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.96 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 7.33 – 7.27 (m, 2H), 7.22 (dd, <i>J</i> = 10.4, 2.2 Hz, 1H), 7.08 (dddd, <i>J</i> = 19.0, 8.5, 2.1, 0.8 Hz, 2H), 6.88 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.82 (q, <i>J</i> = 6.3 Hz, 1H), 4.65 – 4.51 (m, 1H), 3.95 (s, 3H), 3.00 (s, 1H), 1.26 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H), 1.20 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 170.92, 168.87, 158.04 (d, <i>J</i> = 249.8 Hz), 157.99 (d, <i>J</i> = 249.5 Hz), 155.54, 148.76, 145.02 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz), 142.77 (d, <i>J</i> = 6.0 Hz), 140.55, 130.65, 130.55, 129.94, 122.05 (d, <i>J</i> = 3.7 Hz), 121.65 (d, <i>J</i> = 3.6 Hz), 120.45 (d, <i>J</i> = 17.8 Hz), 120.25 (d, <i>J</i> = 17.7 Hz), 114.56 (d, <i>J</i> = 22.7 Hz), 114.26 (d, <i>J</i> = 23.0 Hz), 109.62, 78.63, 74.64, 56.12, 48.02, 17.52, 14.30

10

20

30

40

【表 2 - 3 5】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
129	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C27H29Cl2N2O5</chem> の計算値 531.1448; 実測値 531.1454	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.06 (s, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.25 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 7.19 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz, 1H), 7.09 (dd, <i>J</i> = 4.0, 2.3 Hz, 2H), 7.02 (td, <i>J</i> = 8.5, 2.3 Hz, 2H), 6.87 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.71 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.1 Hz, 1H), 4.54 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 3.99 – 3.92 (m, 4H), 2.33 (s, 3H), 2.29 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.07 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.61, 168.57, 155.39, 148.74, 140.44, 139.53, 139.35, 136.56, 136.15, 133.12, 132.77, 130.63, 130.59, 130.34, 129.45, 129.12, 126.59, 126.41, 109.44, 73.05, 56.45, 56.08, 47.85, 20.17, 20.08, 19.15, 17.69

10

20

30

40

【表 2 - 3 6】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
130	---	(薄膜) 3376, 2986, 2360, 2107, 1736, 1652, 1604, 1558, 1530, 1508, 1452, 1427, 1381, 1329, 1287, 1262, 1247, 1223, 1187, 1159, 1137, 1116, 1049, 1015, 911, 826, 792, 779, 729, 680, 668	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₄ H ₂₂ BrF ₂ N ₂ O ₄ の計算値 521.0709; 実測値 521.0713	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.63 (s, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.88 (d, <i>J</i> = 4.9 Hz, 1H), 7.62 (d, <i>J</i> = 4.9 Hz, 1H), 7.29 – 7.15 (m, 4H), 7.05 – 6.85 (m, 4H), 5.74 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.2 Hz, 1H), 4.61 – 4.48 (m, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.06 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 171.39, 167.69, 161.76 (d, <i>J</i> = 246.1 Hz), 161.65 (d, <i>J</i> = 246.0 Hz), 155.39, 139.43, 136.82 (d, <i>J</i> = 3.4 Hz), 136.63 (d, <i>J</i> = 3.1 Hz), 132.21, 131.44, 129.47 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz), 129.44 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz), 122.15, 115.76 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 115.42 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 73.47, 56.15, 48.05, 19.11, 17.61 ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -115.26 – -115.47 (m), -115.64 (ddd, <i>J</i> = 13.7, 8.9, 5.2 Hz)

10

20

30

40

【表 2 - 3 7】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
131	---	(薄膜) 3373, 2940, 1739, 1651, 1609, 1577, 1518, 1481, 1454, 1436, 1382, 1324, 1283, 1243, 1210, 1149, 1120, 1054, 954, 924, 872, 850, 824, 801, 754, 733	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₃ F ₄ N ₂ O ₅ の計算値 507.1538; 実測値 507.1543	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 12.01 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.18 – 6.91 (m, 5H), 6.88 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.66 (dq, <i>J</i> = 9.4, 6.2 Hz, 1H), 4.64 – 4.49 (m, 1H), 4.01 (d, <i>J</i> = 9.4 Hz, 1H), 3.95 (s, 3H), 1.32 – 1.21 (m, 4H), 1.16 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -136.05 – -136.27 (m), -136.61 (ddd, <i>J</i> = 20.1, 11.4, 8.1 Hz), -139.14 – -139.32 (m), -139.45 – -139.68 (m)

10

20

30

40

【表 2 - 3 8】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
132	---	(薄膜) 3372, 2983, 1737, 1649, 1601, 1576, 1529, 1498, 1481, 1453, 1439, 1381, 1323, 1245, 1184, 1145, 1096, 1060, 953, 909, 864, 849, 824, 800, 730, 689	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C25H23Cl2F2N2O5</chem> の計算値 539.0947; 実測値 539.0954	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 12.02 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.27 (td, <i>J</i> = 7.3, 2.1 Hz, 2H), 7.19 – 6.98 (m, 4H), 6.88 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.66 (dq, <i>J</i> = 9.5, 6.1 Hz, 1H), 4.66 – 4.48 (m, 1H), 4.01 (d, <i>J</i> = 9.6 Hz, 1H), 3.95 (s, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.17 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -116.83 – -116.94 (m), -117.22 – -117.34 (m)

10

20

30

40

【表 2 - 3 9】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
133	---	(薄膜) 3372, 2935, 2257, 1735, 1649, 1576, 1528, 1501, 1481, 1452, 1439, 1380, 1324, 1281, 1262, 1241, 1206, 1149, 1118, 1051, 952, 908, 849, 821, 800, 729	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₉ F ₂ N ₂ O ₅ の計算値 499.2039; 実測値 499.2046	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 12.08 (d, <i>J</i> = 0.5 Hz, 1H), 8.34 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.12 – 6.98 (m, 5H), 6.97 – 6.79 (m, 3H), 5.70 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 4.65 – 4.46 (m, 1H), 3.94 (s, 3H), 2.21 (dd, <i>J</i> = 9.8, 1.9 Hz, 6H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.06 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -119.78 – -120.04 (m), -120.30 – -120.53 (m)
135	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₅ F ₂ N ₂ O ₅ の計算値 471.1726; 実測値 471.1742	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 12.08 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.20 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 8.00 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.26 – 7.13 (m, 4H), 7.02 – 6.83 (m, 5H), 5.69 (dq, <i>J</i> = 9.0, 6.2 Hz, 1H), 4.53 (dq, <i>J</i> = 8.0, 7.2 Hz, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 9.1 Hz, 1H), 3.96 (s, 3H), 1.34 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.27, 168.54, 162.68, 162.58, 160.73, 160.63, 155.43, 148.77, 140.44, 136.81, 136.78, 136.46, 136.43, 130.33, 129.72, 129.66, 129.63, 129.57, 115.74, 115.57, 115.43, 115.26, 109.49, 73.33, 56.11, 55.65, 47.80, 18.95, 17.74

10

20

30

40

【表 2 - 4 0】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
136	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₃ Cl ₄ N ₂ O ₅ の計算値 571.0356; 実測値 571.0367	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 12.00 (s, 1H), 8.30 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.1 Hz, 1H), 7.42 – 7.28 (m, 4H), 7.09 (ddd, <i>J</i> = 10.1, 8.3, 2.2 Hz, 2H), 6.87 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.65 (dt, <i>J</i> = 12.2, 6.1 Hz, 1H), 4.57 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.00 (d, <i>J</i> = 9.6 Hz, 1H), 3.95 (s, 3H), 1.27 (d, <i>J</i> = 5.9 Hz, 3H), 1.17 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.45, 168.64, 155.42, 148.74, 140.51, 140.21, 140.16, 133.11, 132.76, 131.70, 131.38, 130.97, 130.67, 130.27, 130.20, 130.08, 127.25, 127.17, 109.53, 72.38, 56.09, 55.71, 47.87, 19.03, 17.71
137	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₃ Cl ₂ F ₂ N ₂ O ₅ の計算値 539.0947; 実測値 539.0953	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 11.99 (s, 1H), 8.30 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.42 – 7.19 (m, 2H), 7.08 – 6.94 (m, 4H), 6.90 – 6.84 (m, 1H), 5.67 (dq, <i>J</i> = 9.4, 6.2 Hz, 1H), 4.65 – 4.48 (m, 1H), 4.03 (d, <i>J</i> = 9.4 Hz, 1H), 3.95 (s, 3H), 1.27 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.16 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.41, 168.64, 158.16 (d, <i>J</i> = 250.2 Hz), 158.01 (d, <i>J</i> = 250.1 Hz), 155.42, 148.75, 140.91 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz), 140.83 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz), 140.51, 131.12, 130.81, 130.20, 124.67 – 123.96 (m), 120.11 (d, <i>J</i> = 17.5 Hz), 119.82 (d, <i>J</i> = 17.7 Hz), 116.78 – 116.06 (m), 109.52, 72.44, 56.09, 47.85, 18.99, 17.71

10

20

30

40

【表 2 - 4 1】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
138	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) [M] ⁺ C ₂₈ H ₃₀ N ₂ O ₈ の計算値 522.2002; 実測値 522.2006	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 8.27 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.13 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.50 – 7.44 (m, 4H), 7.27 (ddd, <i>J</i> = 11.5, 8.5, 7.0 Hz, 4H), 7.20 – 7.14 (m, 2H), 6.94 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 6.01 (q, <i>J</i> = 6.3 Hz, 1H), 5.75 – 5.62 (m, 2H), 4.63 – 4.52 (m, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.94 (s, 1H), 2.06 (s, 3H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H), 1.03 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.88, 170.27, 163.03, 160.26, 145.73, 144.99, 143.90, 142.88, 142.57, 128.31, 128.28, 127.14, 127.07, 125.56, 125.54, 109.58, 89.49, 79.55, 75.21, 56.19, 48.10, 30.93, 20.87, 17.75, 14.36
139	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₉ N ₂ O ₆ の計算値 477.2025; 実測値 477.2019	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.41 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 8.30 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.38 – 7.10 (m, 10H), 6.97 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 5.82 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.2 Hz, 1H), 4.52 (dt, <i>J</i> = 8.2, 7.1 Hz, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.87 (s, 3H), 2.37 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.89 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.23, 168.89, 162.28, 159.42, 146.66, 141.55, 141.44, 141.25, 137.45, 128.77, 128.50, 128.13, 128.11, 126.89, 126.67, 109.73, 73.32, 57.90, 56.27, 47.85, 20.75, 19.25, 17.92

10

20

30

40

【表 2 - 4 2】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
140	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₃ N ₂ O ₆ の計算値 505.2338; 実測値 505.2324	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.35 (d, <i>J</i> = 7.7 Hz, 1H), 8.30 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.34 – 7.09 (m, 10H), 6.95 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 5.81 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.2 Hz, 1H), 4.62 – 4.44 (m, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.85 (s, 3H), 2.93 (hept, <i>J</i> = 7.0 Hz, 1H), 1.34 (d, <i>J</i> = 7.0 Hz, 6H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.88 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 174.69, 172.33, 162.28, 159.39, 146.56, 141.95, 141.45, 141.27, 137.61, 128.76, 128.50, 128.14, 128.12, 126.89, 126.67, 109.58, 73.28, 57.90, 56.27, 47.83, 33.94, 19.24, 18.82, 17.96
141	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₃₁ N ₂ O ₇ の計算値 507.2131; 実測値 507.2125	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.25 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.22 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.34 – 7.09 (m, 10H), 6.92 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 5.83 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.2 Hz, 1H), 5.72 (d, <i>J</i> = 0.7 Hz, 2H), 4.60 – 4.49 (m, 1H), 4.06 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.88 (s, 3H), 2.05 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.91 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.33, 170.25, 162.88, 160.24, 145.70, 143.91, 142.54, 141.48, 141.25, 128.76, 128.49, 128.12, 128.09, 126.89, 126.65, 109.56, 89.50, 73.27, 57.92, 56.17, 48.07, 20.86, 19.25, 17.73

10

20

30

40

【表 2 - 4 3】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
142	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₀ H ₃₅ N ₂ O ₇ の計算値 535.2444; 実測値 535.2431	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.28 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 8.25 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 7.36 – 7.08 (m, 10H), 6.92 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 5.83 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.2 Hz, 1H), 5.79 – 5.69 (m, 2H), 4.62 – 4.44 (m, 1H), 4.06 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.86 (s, 3H), 2.53 (hept, <i>J</i> = 7.0 Hz, 1H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.13 (d, <i>J</i> = 7.0 Hz, 6H), 0.91 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 176.22, 172.34, 162.85, 160.23, 145.55, 144.16, 142.18, 141.48, 141.26, 128.76, 128.49, 128.12, 128.09, 126.89, 126.65, 109.48, 89.90, 73.26, 57.93, 56.12, 48.07, 33.85, 19.26, 18.68, 17.74
143	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₃ H ₂₅ N ₂ O ₆ S ₂ の計算値 489.1154; 実測値 489.1154	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.49 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 7.21 – 7.13 (m, 2H), 7.03 – 6.97 (m, 2H), 6.95 – 6.86 (m, 3H), 5.54 (dq, <i>J</i> = 7.3, 6.2 Hz, 1H), 4.70 – 4.61 (m, 2H), 3.88 (s, 3H), 2.39 (s, 3H), 1.28 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.17 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.03, 168.89, 162.33, 159.44, 146.66, 143.85, 142.75, 141.50, 137.48, 126.75, 126.56, 126.06, 125.43, 124.60, 124.55, 109.78, 74.58, 56.28, 47.96, 47.41, 20.76, 18.68, 18.14
144	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₄ H ₂₇ N ₂ O ₇ S ₂ の計算値 519.1259; 実測値 519.1258	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.30 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 8.26 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.21 – 7.13 (m, 2H), 7.02 (ddd, <i>J</i> = 3.5, 1.2, 0.6 Hz, 1H), 6.96 – 6.88 (m, 4H), 5.73 (d, <i>J</i> = 0.7 Hz, 2H), 5.55 (dq, <i>J</i> = 7.4, 6.2 Hz, 1H), 4.75 – 4.60 (m, 2H), 3.89 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.29 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H), 1.19 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.13, 170.25, 162.91, 160.26, 145.69, 143.96, 143.86, 142.81, 142.46, 126.74, 126.55, 126.03, 125.42, 124.58, 124.54, 109.59, 89.52, 74.55, 56.19, 48.18, 47.42, 20.87, 18.70, 17.95

10

20

30

40

【表 2 - 4 4】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
145	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₇ F ₂ N ₂ O ₆ の計算値 513.1837; 実測値 513.1835	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.48 – 8.37 (m, 1H), 8.30 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.29 – 7.18 (m, 4H), 7.05 – 6.90 (m, 5H), 5.72 (dq, <i>J</i> = 9.7, 6.2 Hz, 1H), 4.55 (dq, <i>J</i> = 8.3, 7.2 Hz, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 9.6 Hz, 1H), 3.88 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -115.58, -115.93
146	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₂₉ F ₂ N ₂ O ₇ の計算値 543.1943; 実測値 543.1938	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.26 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.22 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.32 – 7.16 (m, 4H), 7.05 – 6.89 (m, 5H), 5.78 – 5.68 (m, 1H), 5.72 (s, 2H), 4.64 – 4.50 (m, 1H), 4.06 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -115.59, -115.97
147	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₀ H ₃₅ N ₂ O ₈ の計算値 551.2393; 実測値 551.2396	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.34 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 8.25 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.39 – 7.16 (m, 10H), 6.94 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 5.97 (q, <i>J</i> = 6.2 Hz, 1H), 5.78 – 5.61 (m, 2H), 4.74 – 4.56 (m, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.42 (dq, <i>J</i> = 9.2, 7.0 Hz, 1H), 3.21 (dq, <i>J</i> = 9.2, 7.0 Hz, 1H), 2.05 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H), 1.19 (t, <i>J</i> = 6.9 Hz, 3H), 1.12 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.13, 170.23, 162.87, 160.27, 145.64, 144.02, 142.35, 142.09, 140.72, 128.24, 127.84, 127.81, 127.70, 127.27, 127.18, 109.57, 89.52, 84.04, 74.08, 59.96, 56.18, 48.26, 20.86, 18.23, 15.70, 14.95

10

20

30

40

【表 2 - 4 5】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
148	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₂₇ F ₄ N ₂ O ₇ の計算値 579.1754; 実測値 579.1756	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.26 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 8.22 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.38 (td, <i>J</i> = 8.6, 6.2 Hz, 1H), 7.24 (td, <i>J</i> = 8.4, 6.3 Hz, 1H), 6.96 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.88 – 6.69 (m, 4H), 5.88 – 5.75 (m, 1H), 5.73 (s, 2H), 4.69 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 4.65 – 4.55 (m, 1H), 3.91 (s, 3H), 2.07 (s, 3H), 1.29 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.10 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -111.11 (d, <i>J</i> = 7.6 Hz), -111.57 (d, <i>J</i> = 7.5 Hz), -111.99 (dd, <i>J</i> = 7.7, 2.6 Hz), -112.76 (dd, <i>J</i> = 7.6, 2.5 Hz)
149	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) [M-OCH ₃] ⁺ C ₂₈ H ₂₉ N ₂ O ₇ の計算値 505.1975; 実測値 505.1975	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.33 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 8.25 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.40 – 7.18 (m, 10H), 6.94 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 5.97 (q, <i>J</i> = 6.2 Hz, 1H), 5.81 – 5.63 (m, 2H), 4.72 – 4.52 (m, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.17 (s, 3H), 2.05 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H), 1.12 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.09, 170.24, 162.88, 160.27, 145.65, 144.02, 142.35, 141.39, 140.04, 128.50, 128.08, 127.87, 127.71, 127.45, 127.28, 109.57, 89.53, 84.46, 73.81, 56.19, 52.59, 48.25, 20.86, 18.18, 14.98
150	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₅ F ₄ N ₂ O ₆ の計算値 549.1648; 実測値 549.1645	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.39 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.37 (td, <i>J</i> = 8.5, 6.1 Hz, 1H), 7.23 (td, <i>J</i> = 8.5, 6.2 Hz, 1H), 7.00 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.90 – 6.68 (m, 4H), 5.89 – 5.71 (m, 1H), 4.69 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 4.62 – 4.51 (m, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.39 (s, 3H), 1.28 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.09 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -111.11 (d, <i>J</i> = 7.7 Hz), -111.55 (d, <i>J</i> = 7.5 Hz), -112.01 (dd, <i>J</i> = 7.7, 2.6 Hz), -112.80 (dd, <i>J</i> = 7.6, 2.6 Hz)

10

20

30

40

【表 2 - 4 6】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
152	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₈ FN ₂ O ₆ の計算値 495.1931; 実測値 495.1926	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.38 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz, 1H), 8.30 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.50 – 7.37 (m, 4H), 7.37 – 7.19 (m, 6H), 6.98 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 5.98 (dq, <i>J</i> = 25.1, 6.4 Hz, 1H), 4.63 – 4.54 (m, 1H), 3.87 (s, 3H), 2.37 (s, 3H), 1.30 (d, <i>J</i> = 6.5 Hz, 3H), 0.88 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -168.48
153	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₃₀ FN ₂ O ₇ の計算値 525.2037; 実測値 525.2033	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.26 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 8.20 (d, <i>J</i> = 7.7 Hz, 1H), 7.49 – 7.40 (m, 4H), 7.36 – 7.21 (m, 6H), 6.93 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 5.99 (dq, <i>J</i> = 25.2, 6.4 Hz, 1H), 5.71 (s, 2H), 4.68 – 4.49 (m, 1H), 3.89 (s, 3H), 2.05 (s, 3H), 1.31 (d, <i>J</i> = 6.5 Hz, 3H), 0.90 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -168.67
155	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₃ N ₂ O ₈ の計算値 537.2237; 実測値 537.2226	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.42 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 8.30 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.26 – 7.13 (m, 4H), 6.97 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.85 – 6.71 (m, 4H), 5.71 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.2 Hz, 1H), 4.64 – 4.47 (m, 1H), 3.96 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 3.87 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 3.72 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.98 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.21, 168.88, 162.28, 159.42, 158.33, 158.20, 146.66, 141.53, 137.43, 133.90, 133.82, 129.02, 129.00, 114.09, 113.83, 109.74, 73.54, 56.26, 56.08, 55.19, 47.90, 20.74, 19.22, 18.08

10

20

30

40

【表 2 - 4 7】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
156	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₇ F ₂ N ₂ O ₆ の計算値 513.1837; 実測値 513.1833	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.41 (d, <i>J</i> = 7.6 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 7.32 – 7.18 (m, 2H), 7.12 – 6.82 (m, 7H), 5.73 (dq, <i>J</i> = 9.7, 6.2 Hz, 1H), 4.64 – 4.43 (m, 1H), 4.06 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 3.89 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.99 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -112.15, -112.56
157	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₇ Cl ₂ N ₂ O ₆ の計算値 545.1246; 実測値 545.1239	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.41 (d, <i>J</i> = 7.7 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.31 – 7.10 (m, 8H), 6.99 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 5.72 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.0 Hz, 1H), 4.59 – 4.50 (m, 1H), 4.01 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 3.88 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.10, 168.87, 162.33, 159.43, 146.68, 142.60, 142.44, 141.40, 137.46, 134.67, 134.38, 130.21, 129.95, 128.46, 128.34, 128.10, 127.45, 127.17, 126.23, 126.13, 109.80, 72.61, 56.98, 56.28, 47.82, 20.75, 19.12, 17.98
158	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₀ H ₃₅ N ₂ O ₉ の計算値 567.2342; 実測値 567.2338	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.26 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.23 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.24 – 7.14 (m, 4H), 6.93 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 6.85 – 6.75 (m, 4H), 5.77 – 5.68 (m, 1H), 5.72 (s, 2H), 4.63 – 4.50 (m, 1H), 3.97 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 3.89 (s, 3H), 3.75 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 2.05 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.99 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.34, 170.24, 162.88, 160.24, 158.33, 158.20, 145.70, 143.91, 142.54, 133.95, 133.82, 129.00, 114.09, 113.83, 109.55, 89.51, 73.49, 56.17, 56.10, 55.20, 48.12, 20.85, 19.23, 17.90

10

20

30

40

【表 2 - 4 8】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
159	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₂₉ F ₂ N ₂ O ₇ の計算値 543.1943; 実測値 543.1941	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.26 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.23 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.32 – 7.18 (m, 2H), 7.14 – 7.03 (m, 2H), 7.04 – 6.80 (m, 5H), 5.82 – 5.67 (m, 1H), 5.72 (s, 2H), 4.65 – 4.48 (m, 1H), 4.07 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -112.16, -112.59
160	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₂₉ Cl ₂ N ₂ O ₇ の計算値 575.1352; 実測値 575.1349	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.26 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 8.22 (d, <i>J</i> = 7.6 Hz, 1H), 7.33 – 7.10 (m, 8H), 6.94 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 5.80 – 5.65 (m, 1H), 5.72 (s, 2H), 4.60 – 4.52 (m, 1H), 4.03 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.06 (d, <i>J</i> = 1.8 Hz, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.0 Hz, 3H), 1.02 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.34, 170.24, 162.88, 160.24, 158.33, 158.20, 145.70, 143.91, 142.54, 133.95, 133.82, 129.00, 114.09, 113.83, 109.55, 89.51, 73.49, 56.17, 56.10, 55.20, 48.12, 20.85, 19.23, 17.90
161	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₇ N ₂ O ₆ の計算値 475.1869; 実測値 475.1865	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.77 – 8.53 (m, 1H), 8.40 – 8.29 (m, 1H), 7.79 – 7.62 (m, 3H), 7.61 – 7.47 (m, 1H), 7.47 – 7.34 (m, 2H), 7.34 – 7.20 (m, 2H), 7.05 – 6.94 (m, 1H), 5.83 – 5.66 (m, 1H), 4.93 – 4.77 (m, 1H), 4.37 – 4.21 (m, 1H), 3.89 (s, 3H), 2.47 – 2.37 (m, 3H), 1.63 – 1.47 (m, 3H), 0.84 – 0.67 (m, 3H)
162	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₇ N ₂ O ₇ の計算値 491.1818; 実測値 491.1813	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.58 – 8.43 (m, 1H), 8.40 – 8.32 (m, 1H), 7.36 – 7.19 (m, 4H), 7.13 – 7.03 (m, 4H), 7.02 – 6.97 (m, 1H), 5.17 – 5.05 (m, 1H), 4.77 – 4.64 (m, 1H), 4.35 – 4.19 (m, 1H), 3.96 – 3.85 (m, 3H), 2.40 (d, <i>J</i> = 3.6 Hz, 3H), 1.50 – 1.41 (m, 3H), 1.07 – 0.93 (m, 3H)

10

20

30

40

【表 2 - 4 9】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
163	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₂₉ N ₂ O ₇ の計算値 505.1975; 実測値 505.1961	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.52 – 8.37 (m, 1H), 8.32 – 8.24 (m, 1H), 7.80 – 7.63 (m, 3H), 7.61 – 7.47 (m, 1H), 7.45 – 7.22 (m, 4H), 7.01 – 6.92 (m, 1H), 5.83 – 5.68 (m, 3H), 4.97 – 4.73 (m, 1H), 4.38 – 4.19 (m, 1H), 3.92 (s, 3H), 2.07 (s, 3H), 1.64 – 1.49 (m, 3H), 0.90 – 0.66 (m, 3H)
164	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₂₉ N ₂ O ₈ の計算値 521.1924; 実測値 521.1913	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.39 – 8.25 (m, 2H), 7.39 – 7.20 (m, 4H), 7.15 – 7.00 (m, 4H), 6.99 – 6.92 (m, 1H), 5.81 – 5.72 (m, 2H), 5.16 – 5.09 (m, 1H), 4.79 – 4.67 (m, 1H), 4.37 – 4.17 (m, 1H), 3.91 (s, 3H), 2.08 (s, 3H), 1.51 – 1.43 (m, 3H), 1.09 – 0.93 (m, 3H)
165	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₇ Br ₂ N ₂ O ₆ の計算値 633.0236; 実測値 633.0230	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.39 (d, <i>J</i> = 6.8 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.45 – 7.31 (m, 4H), 7.18 – 7.06 (m, 4H), 7.00 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 5.71 (dq, <i>J</i> = 9.5, 6.2 Hz, 1H), 4.65 – 4.46 (m, 1H), 4.00 (d, <i>J</i> = 9.5 Hz, 1H), 3.89 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.02 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.05, 168.89, 162.33, 159.47, 146.65, 141.39, 139.74, 139.71, 137.49, 131.97, 131.68, 129.89, 129.78, 121.06, 120.79, 109.84, 72.56, 56.41, 56.30, 47.83, 20.76, 19.09, 17.98

10

20

30

40

【表 2 - 5 0】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
166	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₉ N ₂ O ₆ S ₂ の計算値 517.1467; 実測値 517.1465	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.51 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 6.99 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.74 (d, <i>J</i> = 3.4 Hz, 1H), 6.67 (d, <i>J</i> = 2.6 Hz, 1H), 6.60 – 6.42 (m, 2H), 5.53 – 5.39 (m, 1H), 4.72 – 4.58 (m, 1H), 4.44 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 1H), 3.88 (s, 3H), 2.41 – 2.38 (m, 9H), 1.27 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.22 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.07, 168.90, 162.33, 159.44, 146.66, 141.64, 141.56, 140.54, 138.98, 138.92, 137.47, 125.77, 125.08, 124.66, 124.42, 109.76, 74.45, 56.28, 48.01, 47.83, 20.75, 18.64, 18.21, 15.25
167	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₃ N ₂ O ₆ の計算値 505.2338; 実測値 505.2345	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.42 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 8.29 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.20 – 7.10 (m, 4H), 7.10 – 6.99 (m, 4H), 6.96 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 5.77 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.2 Hz, 1H), 4.65 – 4.45 (m, 1H), 3.98 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.85 (s, 3H), 2.37 (s, 3H), 2.26 (s, 3H), 2.23 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.93 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.23, 168.90, 162.28, 159.42, 146.67, 141.58, 138.67, 138.57, 137.44, 136.33, 136.02, 129.41, 129.11, 127.94, 127.91, 109.74, 73.44, 57.06, 56.27, 47.91, 20.97, 20.94, 20.76, 19.26, 17.99

10

20

30

40

【表 2 - 5 1】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
168	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₁ H ₃₇ N ₂ O ₆ の計算値 533.2651; 実測値 533.2655	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.36 (d, <i>J</i> = 8.8 Hz, 1H), 8.29 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.19 – 7.12 (m, 4H), 7.10 – 6.98 (m, 4H), 6.94 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 5.76 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.2 Hz, 1H), 4.60 – 4.45 (m, 1H), 3.97 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 3.84 (s, 3H), 3.00 – 2.85 (m, 1H), 2.26 (s, 3H), 2.24 (s, 3H), 1.34 (d, <i>J</i> = 7.0 Hz, 6H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.93 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 174.69, 172.32, 162.28, 159.39, 146.57, 141.98, 138.67, 138.59, 137.60, 136.31, 136.01, 129.40, 129.10, 127.95, 127.93, 109.58, 73.40, 57.05, 56.27, 47.89, 33.95, 20.97, 20.94, 19.25, 18.84, 18.04
169	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₂₉ Br ₂ N ₂ O ₇ の計算値 663.0341; 実測値 663.0336	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.26 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.21 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.45 – 7.33 (m, 4H), 7.22 – 7.03 (m, 4H), 6.95 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 5.83 – 5.61 (m, 1H), 5.72 (s, 2H), 4.56 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.01 (d, <i>J</i> = 9.6 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.02 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.18, 170.25, 162.91, 160.27, 145.69, 143.97, 142.36, 139.81, 139.71, 131.97, 131.68, 129.87, 129.76, 121.06, 120.77, 109.63, 89.49, 72.51, 56.46, 56.20, 48.06, 20.87, 19.12, 17.81

10

20

30

40

【表 2 - 5 2】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
170	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₆ H ₃₁ N ₂ O ₇ S ₂ の計算値 547.1572; 実測値 547.1585	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.31 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 8.27 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 6.94 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 6.75 (d, <i>J</i> = 3.4 Hz, 1H), 6.70 – 6.62 (m, 1H), 6.57 – 6.50 (m, 2H), 5.77 – 5.70 (m, 2H), 5.52 – 5.40 (m, 1H), 4.75 – 4.58 (m, 1H), 4.45 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.40 (d, <i>J</i> = 1.2 Hz, 3H), 2.39 (d, <i>J</i> = 1.1 Hz, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.36 – 1.14 (m, 6H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.17, 170.25, 162.90, 160.26, 145.69, 143.95, 142.56, 141.64, 140.61, 138.96, 138.93, 125.73, 125.07, 124.65, 124.41, 109.55, 89.54, 74.42, 56.18, 48.23, 47.85, 20.87, 18.66, 18.03, 15.24
171	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₀ H ₃₅ N ₂ O ₇ の計算値 535.2444; 実測値 535.2449	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.33 – 8.15 (m, 2H), 7.22 – 7.10 (m, 4H), 7.10 – 6.99 (m, 4H), 6.92 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 5.84 – 5.69 (m, 3H), 4.55 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 3.99 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.87 (s, 3H), 2.27 (s, 3H), 2.24 (s, 3H), 2.05 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.95 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.34, 170.24, 162.87, 160.24, 145.70, 143.90, 142.59, 138.70, 138.58, 136.32, 135.99, 129.40, 129.10, 127.93, 127.90, 109.55, 89.51, 73.38, 57.07, 56.17, 48.12, 20.96, 20.93, 20.86, 19.26, 17.81
173	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₂₈ F ₃ N ₂ O ₆ の計算値 545.1899; 実測値 545.1902	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 8.42 (d, <i>J</i> = 7.7 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.60 – 7.50 (m, 2H), 7.47 – 7.37 (m, 2H), 7.34 – 7.13 (m, 5H), 6.99 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 5.83 (dq, <i>J</i> = 9.6, 6.2 Hz, 1H), 4.65 – 4.45 (m, 1H), 4.14 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 3.88 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.92 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -62.56

10

20

30

40

【表 2 - 5 3】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
174	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₇ Cl ₂ N ₂ O ₆ の計算値 545.1246; 実測値 545.1244	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 8.40 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 8.30 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 7.31 – 7.12 (m, 8H), 6.99 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 5.72 (dq, <i>J</i> = 9.5, 6.1 Hz, 1H), 4.66 – 4.47 (m, 1H), 4.03 (d, <i>J</i> = 9.5 Hz, 1H), 3.88 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.01 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H) ¹³ C NMR (75 MHz, CDCl ₃) δ 172.06, 168.91, 162.33, 159.45, 146.66, 141.36, 139.32, 139.27, 137.47, 132.94, 132.69, 129.51, 129.41, 129.01, 128.72, 109.85, 72.70, 56.30, 56.27, 47.83, 20.75, 19.09, 17.98
175	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₀ F ₃ N ₂ O ₇ の計算値 575.2005; 実測値 575.2011	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 8.26 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.22 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.58 – 7.49 (m, 2H), 7.42 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz, 2H), 7.35 – 7.12 (m, 5H), 6.95 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 5.84 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.2 Hz, 1H), 5.72 (s, 2H), 4.62 – 4.48 (m, 1H), 4.15 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.93 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -62.57
176	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₂₉ Cl ₂ N ₂ O ₇ の計算値 575.1352; 実測値 575.1352	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 8.26 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.22 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.34 – 7.09 (m, 8H), 6.95 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 5.81 – 5.58 (m, 3H), 4.67 – 4.44 (m, 1H), 4.04 (d, <i>J</i> = 9.5 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.02 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H) ¹³ C NMR (75 MHz, CDCl ₃) δ 172.19, 170.28, 162.91, 160.27, 145.71, 143.95, 142.32, 139.38, 139.28, 132.94, 132.67, 129.49, 129.40, 129.01, 128.71, 109.64, 89.47, 72.65, 56.32, 56.22, 56.18, 48.05, 20.89, 20.86, 19.12, 17.81

10

20

30

40

【表 2 - 5 4】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
178	---	(薄膜) 3387, 2984, 1737, 1673, 1603, 1579, 1506, 1451, 1368, 1304, 1268, 1199, 1159, 1136, 1045, 1007, 969, 825, 779, 730	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₇ F ₂ N ₂ O ₆ の計算値 513.1832; 実測値 513.1833	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.35 (dd, <i>J</i> = 4.5, 1.3 Hz, 1H), 8.15 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.52 (dd, <i>J</i> = 8.4, 1.4 Hz, 1H), 7.42 (dd, <i>J</i> = 8.4, 4.5 Hz, 1H), 7.33 – 7.14 (m, 4H), 7.05 – 6.86 (m, 4H), 5.82 (s, 2H), 5.72 (dq, <i>J</i> = 9.7, 6.1 Hz, 1H), 4.59 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.06 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 2.11 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.01 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -115.57, -115.97
179	---	(薄膜) 3380, 2985, 1737, 1674, 1603, 1578, 1507, 1473, 1455, 1366, 1312, 1274, 1222, 1200, 1158, 1104, 1043, 1003, 968, 910, 886, 824, 792, 728	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₁ F ₂ N ₂ O ₇ の計算値 557.2094; 実測値 557.2089	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.23 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 8.18 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.23 (ddd, <i>J</i> = 13.9, 6.9, 2.6 Hz, 4H), 7.05 – 6.84 (m, 5H), 5.78 – 5.66 (m, 3H), 4.56 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.12 (q, <i>J</i> = 7.0 Hz, 2H), 4.05 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 2.06 (s, 3H), 1.47 (t, <i>J</i> = 7.0 Hz, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -115.60, -115.98

10

20

30

40

【表 2 - 5 5】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
180	---	(薄膜) 3404, 2983, 1737, 1652, 1602, 1508, 1482, 1453, 1369, 1305, 1222, 1197, 1159, 1137, 1106, 1088, 1049, 1010, 976, 911, 828, 792, 759, 732	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₂₈ F ₂ NO ₆ の計算値 512.1879; 実測値 512.1889	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.13 (dd, <i>J</i> = 7.9, 1.8 Hz, 1H), 8.06 (d, <i>J</i> = 6.9 Hz, 1H), 7.45 (ddd, <i>J</i> = 8.5, 7.4, 1.8 Hz, 1H), 7.29 – 7.05 (m, 6H), 7.04 – 6.90 (m, 4H), 5.92 (d, <i>J</i> = 6.4 Hz, 1H), 5.83 (d, <i>J</i> = 6.4 Hz, 1H), 5.73 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.2 Hz, 1H), 4.57 (p, <i>J</i> = 7.1 Hz, 1H), 4.06 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 2.14 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.0 Hz, 3H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -115.62, -116.01
181	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₄₀ H ₃₉ N ₂ O ₇ の計算値 659.2752; 実測値 659.2758	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.24 (t, <i>J</i> = 7.7 Hz, 2H), 7.57 – 7.49 (m, 8H), 7.45 – 7.37 (m, 8H), 7.32 (dt, <i>J</i> = 9.3, 5.8 Hz, 2H), 6.90 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 5.89 (dq, <i>J</i> = 12.4, 6.1 Hz, 1H), 5.71 (s, 2H), 4.58 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.16 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.88 (s, 3H), 2.05 (s, 3H), 1.33 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.96 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.38, 170.26, 162.88, 160.23, 145.68, 143.94, 142.52, 140.73, 140.61, 140.52, 140.23, 139.89, 139.63, 128.74, 128.71, 128.55, 127.55, 127.26, 127.17, 126.99, 126.96, 109.50, 89.54, 73.27, 57.25, 56.15, 48.12, 20.87, 19.34, 17.79

10

20

30

40

【表 2 - 5 6】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
182	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₉ H ₃₇ N ₂ O ₆ の計算値 629.2646; 実測値 629.2651	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.41 (d, <i>J</i> = 5.1 Hz, 1H), 8.29 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.57 – 7.47 (m, 8H), 7.41 (dd, <i>J</i> = 9.3, 6.0 Hz, 8H), 7.32 (dd, <i>J</i> = 12.1, 7.1 Hz, 2H), 6.94 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 5.88 (dq, <i>J</i> = 12.3, 6.1 Hz, 1H), 4.57 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 4.15 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.87 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.31 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.95 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H) ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.24, 168.91, 162.29, 159.40, 146.63, 141.52, 140.73, 140.62, 140.47, 140.23, 139.88, 139.62, 137.45, 128.75, 128.71, 128.56, 127.54, 127.25, 127.16, 127.00, 126.96, 109.69, 73.30, 57.22, 56.25, 47.90, 20.75, 19.31, 17.97
183	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₇ F ₂ N ₂ O ₇ の計算値 530.1813; 実測値 530.1809	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 8.28 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.15 (t, <i>J</i> = 5.6 Hz, 1H), 7.25 – 7.15 (m, 4H), 7.03 – 6.89 (m, 5H), 5.75 – 5.66 (m, 3H), 4.11 (dd, <i>J</i> = 18.3, 5.7 Hz, 1H), 4.04 (d, <i>J</i> = 9.1 Hz, 1H), 3.92 (s, 3H), 3.89 (dd, <i>J</i> = 18.3, 5.4 Hz, 1H), 2.06 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 170.32, 169.11, 161.72 (d, <i>J</i> = 246.0 Hz), 161.62 (d, <i>J</i> = 245.4 Hz), 160.31, 145.73, 144.02, 142.27, 136.67 (d, <i>J</i> = 26.2 Hz), 129.72, 129.66, 115.68 (d, <i>J</i> = 21.5 Hz), 115.41 (d, <i>J</i> = 22.1 Hz), 109.65, 89.48, 73.37, 56.16, 55.69, 41.33, 20.87 ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -115.60 (m), -115.94 (m)

10

20

30

40

【表 2 - 5 7】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
184	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₁ F ₂ N ₂ O ₇ の計算値 558.2121; 実測値 558.2133	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 8.26 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.22 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 7.28 – 7.18 (m, 4H), 7.01 – 6.90 (m, 5H), 5.77 – 5.65 (m, 3H), 4.56 (ddd, <i>J</i> = 8.4, 6.7, 5.3 Hz, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 9.6 Hz, 1H), 3.91 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.63 – 1.52 (m, 1H), 1.40 – 1.29 (m, 1H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.61 (t, <i>J</i> = 7.4 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.56, 170.27, 163.06, 161.72 (d, <i>J</i> = 246.0 Hz), 161.66 (d, <i>J</i> = 245.2 Hz), 160.32, 145.66, 144.03, 142.38, 136.92, 129.60 (d, <i>J</i> = 10.6 Hz), 129.54 (d, <i>J</i> = 10.4 Hz), 115.63 (d, <i>J</i> = 35.4 Hz), 115.46 (d, <i>J</i> = 35.4 Hz), 109.55, 89.59, 73.22, 56.19, 56.02, 53.26, 25.24, 20.87, 19.22, 9.16 ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -115.59 – -115.70 (m), -116.06 (ddd, <i>J</i> = 14.0, 8.7, 5.3 Hz)
185	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₀ H ₃₃ F ₂ N ₂ O ₇ の計算値 572.2283; 実測値 572.2286	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 8.29 – 8.21 (m, 2H), 7.29 – 7.14 (m, 4H), 7.00 – 6.88 (m, 5H), 5.85 – 5.51 (m, 3H), 4.55 (dd, <i>J</i> = 9.3, 4.6 Hz, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 9.6 Hz, 1H), 3.91 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.87 – 1.75 (m, 1H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.78 (d, <i>J</i> = 6.9 Hz, 3H), 0.58 (d, <i>J</i> = 6.8 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.17, 170.27, 163.21, 161.70 (d, <i>J</i> = 246.1 Hz), 161.66 (d, <i>J</i> = 245.3 Hz), 160.38, 145.62, 144.11, 142.32, 136.98, 129.54, 129.54 (d, <i>J</i> = 14.9 Hz), 115.63 (d, <i>J</i> = 32.3 Hz), 115.46 (d, <i>J</i> = 32.3 Hz), 109.54, 89.63, 73.25, 57.14, 56.19, 55.97, 31.09, 20.88, 19.27, 19.10, 17.06 ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -115.69 (ddd, <i>J</i> = 13.8, 8.8, 5.5 Hz), -116.12 (ddd, <i>J</i> = 13.8, 8.7, 5.5 Hz)

10

20

30

40

【表 2 - 5 8】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
186	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₁ H ₃₅ F ₂ N ₂ O ₇ の計算値 585.2407; 実測値 585.2409	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 8.25 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.07 (d, <i>J</i> = 8.8 Hz, 1H), 7.28 – 7.18 (m, 4H), 7.01 – 6.91 (m, 5H), 5.74 – 5.66 (m, 3H), 4.57 (ddd, <i>J</i> = 9.6, 8.7, 5.1 Hz, 1H), 4.04 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.41 – 1.31 (m, 1H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.22 – 1.17 (m, 1H), 1.04 – 0.96 (m, 1H), 0.79 (d, <i>J</i> = 6.5 Hz, 3H), 0.74 (d, <i>J</i> = 6.6 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.38, 170.29, 163.06, 161.73 (d, <i>J</i> = 245.7 Hz), 161.67 (d, <i>J</i> = 245.4 Hz), 160.35, 145.57, 144.14, 142.22, 137.17, 136.90, 129.57 (d, <i>J</i> = 12.1 Hz), 129.50 (d, <i>J</i> = 11.8 Hz), 115.64 (d, <i>J</i> = 35.1 Hz), 115.47 (d, <i>J</i> = 35.0 Hz), 109.55, 89.60, 73.08, 56.20, 56.19, 50.69, 41.20, 24.56, 22.80, 21.63, 20.87, 19.19 ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -115.66 (td, <i>J</i> = 9.1, 4.7 Hz), -116.21 (ddd, <i>J</i> = 13.9, 8.7, 5.3 Hz)
187	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₆ H ₂₅ F ₂ N ₂ O ₆ の計算値 499.1675; 実測値 499.1664	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 8.38 – 8.23 (m, 2H), 7.27 – 7.12 (m, 4H), 7.10 – 6.83 (m, 5H), 5.69 (dq, <i>J</i> = 9.1, 6.2 Hz, 1H), 4.13 – 3.95 (m, 2H), 3.92 (s, 4H), 2.39 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 168.98, 168.92, 162.91, 161.71 (d, <i>J</i> = 245.8 Hz), 161.62 (d, <i>J</i> = 245.4 Hz), 159.51, 146.67, 141.23, 137.55, 136.79, 136.53 (d, <i>J</i> = 3.4 Hz), 129.72 (d, <i>J</i> = 2.9 Hz), 129.65 (d, <i>J</i> = 2.7 Hz), 115.67 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 115.40 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 109.89, 73.42, 56.31, 55.71, 41.17, 20.73, 19.11 ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -115.55 – -115.66 (m), -115.95 (tt, <i>J</i> = 8.3, 4.0 Hz)

10

20

30

40

【表 2 - 5 9】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
188	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₂₉ F ₂ N ₂ O ₆ の計算値 527.1988; 実測値 527.1981	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 8.39 (s, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 7.33 – 7.04 (m, 4H), 7.06 – 6.86 (m, 5H), 5.70 (dq, <i>J</i> = 9.4, 6.1 Hz, 1H), 4.54 (ddd, <i>J</i> = 8.6, 6.5, 5.4 Hz, 1H), 4.04 (d, <i>J</i> = 9.4 Hz, 1H), 3.91 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.62 – 1.49 (m, 1H), 1.40 – 1.30 (m, 1H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.59 (t, <i>J</i> = 7.4 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.41, 168.90, 162.46, 161.71 (d, <i>J</i> = 245.9 Hz), 161.66 (d, <i>J</i> = 245.4 Hz), 159.46, 146.63, 141.46, 137.48, 136.88, 129.63 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz), 129.53 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz), 115.67 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 115.40 (d, <i>J</i> = 21.1 Hz), 109.74, 73.25, 56.30, 55.96, 53.02, 25.34, 20.76, 19.20, 9.04 ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -115.62 – -115.72 (m), -116.07 (td, <i>J</i> = 9.3, 8.9, 4.1 Hz).
189	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₁ F ₂ N ₂ O ₆ の計算値 541.2145; 実測値 541.2143	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 8.35 (s, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.35 – 7.16 (m, 4H), 7.08 – 6.80 (m, 5H), 5.70 (dq, <i>J</i> = 9.5, 6.1 Hz, 1H), 4.51 (dd, <i>J</i> = 9.5, 4.7 Hz, 1H), 4.04 (d, <i>J</i> = 9.5 Hz, 1H), 3.91 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.89 – 1.68 (m, 1H), 1.21 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H), 0.76 (d, <i>J</i> = 6.9 Hz, 3H), 0.58 (d, <i>J</i> = 6.9 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.01, 168.88, 162.63, 161.69 (d, <i>J</i> = 245.9 Hz), 161.65 (d, <i>J</i> = 244.8 Hz), 159.46, 146.61, 141.54, 137.48, 136.97 (d, <i>J</i> = 3.3 Hz), 136.88 (d, <i>J</i> = 3.4 Hz), 129.65 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz), 129.52 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz), 115.66 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 115.41 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 109.71, 73.25, 56.95, 56.30, 55.91, 20.77, 19.25, 18.99, 17.09 ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -115.67 – -115.78 (m), -116.06 – -116.17 (m)

10

20

30

40

【表 2 - 6 0】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
190	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₀ H ₃₃ F ₂ N ₂ O ₆ の計算値 555.2301; 実測値 555.2292	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 8.30 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 8.18 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz, 1H), 7.35 – 7.13 (m, 4H), 7.04 – 6.80 (m, 5H), 5.68 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.2 Hz, 1H), 4.54 (td, <i>J</i> = 9.2, 5.2 Hz, 1H), 4.03 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.20 (dd, <i>J</i> = 16.3, 6.1 Hz, 4H), 1.04 (ddd, <i>J</i> = 13.9, 8.7, 5.2 Hz, 1H), 0.91 – 0.81 (m, 1H), 0.78 (d, <i>J</i> = 6.4 Hz, 3H), 0.73 (d, <i>J</i> = 6.6 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.20, 168.87, 162.46, 161.71 (d, <i>J</i> = 245.7 Hz), 161.66 (d, <i>J</i> = 245.4 Hz), 159.46, 146.57, 141.50, 137.48, 137.07 (d, <i>J</i> = 3.3 Hz), 136.89 (d, <i>J</i> = 3.3 Hz), 129.60 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz), 129.50 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz), 115.68 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 115.40 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 109.71, 73.08, 56.23, 50.54, 24.54, 22.76, 21.71, 20.76, 19.16 ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -115.59 – -115.77 (m), -116.14 – -116.29 (m)
191	---	(薄膜) 3381, 2937, 1735, 1676, 1492, 1245, 1203, 1042	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₀ H ₃₅ N ₂ O ₉ の計算値 567.2335; 実測値 567.2337	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 8.32 – 8.19 (m, 2H), 7.47 (dd, <i>J</i> = 7.7, 1.8 Hz, 1H), 7.23 (s, 1H), 7.24 – 7.04 (m, 2H), 6.93 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.93 – 6.77 (m, 3H), 6.78 (dd, <i>J</i> = 8.3, 1.2 Hz, 1H), 5.95 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.2 Hz, 1H), 5.78 – 5.66 (m, 2H), 5.01 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 4.62 – 4.48 (m, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.85 (s, 3H), 3.76 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.95 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)

10

20

30

40

【表 2 - 6 1】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
192	---	(薄膜) 3378, 2938, 1737, 1675, 1583, 1504, 1488, 1202, 1041	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₀ H ₃₅ N ₂ O ₉ の計算値 567.2341; 実測値 567.2337	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 8.27 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.23 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.26 – 7.14 (m, 1H), 7.16 (t, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 6.93 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 6.92 – 6.87 (m, 2H), 6.87 – 6.80 (m, 2H), 6.73 (ddd, <i>J</i> = 8.2, 2.6, 0.9 Hz, 1H), 6.69 (ddd, <i>J</i> = 8.2, 2.6, 0.9 Hz, 1H), 5.79 (dq, <i>J</i> = 9.7, 5.8 Hz, 1H), 5.73 – 5.69 (m, 2H), 4.71 – 4.44 (m, 1H), 3.99 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.77 (s, 3H), 3.76 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.94 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)
193	---	(薄膜) 3378, 2983, 1741, 1672, 1575, 1483, 1201, 1002	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₂₇ Cl ₂ F ₂ N ₂ O ₈ の計算値 627.1102; 実測値 627.1107	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.24 (dt, <i>J</i> = 5.4, 1.3 Hz, 1H), 7.99 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 7.81 (t, <i>J</i> = 8.5 Hz, 1H), 7.36 (t, <i>J</i> = 8.5 Hz, 1H), 7.19 – 7.10 (m, 1H), 7.07 – 6.98 (m, 1H), 6.99 – 6.86 (m, 3H), 6.14 – 6.04 (m, 1H), 5.70 (d, <i>J</i> = 6.4 Hz, 1H), 5.64 (d, <i>J</i> = 6.4 Hz, 1H), 4.66 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.92 (s, 3H), 3.82 (s, 1H), 2.07 (s, 3H), 1.35 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.9 Hz, 3H)
194	---	(薄膜) 3380, 2984, 1738, 1675, 1504, 1201, 1003	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₀ H ₃₂ F ₂ N ₂ O ₇ の計算値 571.2257; 実測値 571.225	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 8.27 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.23 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.15 – 7.02 (m, 2H), 7.00 – 6.84 (m, 5H), 5.76 – 5.63 (m, 3H), 4.66 – 4.49 (m, 1H), 3.97 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 3.91 (s, 3H), 2.20 (d, <i>J</i> = 1.9 Hz, 3H), 2.18 (d, <i>J</i> = 1.8 Hz, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.02 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -116.63 (t, <i>J</i> = 9.5 Hz), -117.12 (t, <i>J</i> = 9.5 Hz)
195	---	(薄膜) 3377, 2983, 1739, 1675, 1501, 1202, 1050	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₀ H ₃₃ Cl ₂ N ₂ O ₇ の計算値 603.1657; 実測値 603.1659	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 8.27 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.23 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.25 – 7.20 (m, 2H), 7.17 – 7.02 (m, 4H), 6.94 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 5.75 – 5.62 (m, 3H), 4.68 – 4.50 (m, 1H), 3.95 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 3.91 (s, 3H), 2.31 (s, 3H), 2.28 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.03 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)

10

20

30

40

【表 2 - 6 2】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
196	---	(薄膜) 3379, 2987, 1741, 1673, 1507, 1486, 1453, 1203, 1002	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₂₉ F ₂ N ₂ O ₈ の計算値 559.1884; 実測値 559.1886	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.26 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.13 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 7.85 (tt, <i>J</i> = 7.6, 1.9 Hz, 1H), 7.47 (tt, <i>J</i> = 7.7, 1.8 Hz, 1H), 7.28 – 7.20 (m, 1H), 7.22 – 7.11 (m, 2H), 7.09 – 6.99 (m, 1H), 7.01 – 6.79 (m, 3H), 6.29 – 6.20 (m, 1H), 5.71 (d, <i>J</i> = 6.4 Hz, 1H), 5.67 (d, <i>J</i> = 6.4 Hz, 1H), 4.75 – 4.57 (m, 1H), 3.91 (s, 3H), 3.48 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 1H), 2.07 (s, 3H), 1.34 – 1.21 (m, 6H)
197	---	(薄膜) 3379, 3282, 2984, 2107, 1738, 1674, 1503, 1202, 1043, 1004	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₂ H ₃₁ N ₂ O ₇ の計算値 555.2125; 実測値 555.2126	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 8.27 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.21 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.46 – 7.34 (m, 5H), 7.26 – 7.15 (m, 3H), 6.94 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 5.87 – 5.68 (m, 3H), 4.62 – 4.48 (m, 1H), 4.07 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 3.91 (s, 3H), 3.05 (s, 1H), 3.03 (s, 1H), 2.06 (s, 3H), 1.34 – 1.22 (m, 3H), 0.98 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)
198	---	(薄膜) 3379, 2964, 1736, 1675, 1505, 1202, 1042, 1003	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₂ H ₃₉ N ₂ O ₇ の計算値 563.2753; 実測値 563.2752	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 8.27 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.23 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.24 – 7.18 (m, 4H), 7.14 – 7.03 (m, 5H), 6.93 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 5.87 – 5.69 (m, 3H), 4.53 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 3.99 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.90 (d, <i>J</i> = 1.0 Hz, 3H), 2.68 – 2.48 (m, 4H), 2.06 (d, <i>J</i> = 1.1 Hz, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H), 1.22 – 1.10 (m, 6H), 0.88 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 2H)

10

20

30

40

【表 2 - 6 3】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
199	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₃₀ FN ₂ O ₇ の計算値 525.2032; 実測値 525.2045	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.27 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 8.21 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.31 – 7.22 (m, 5H), 7.21 – 7.12 (m, 1H), 7.00 – 6.81 (m, 3H), 5.81 – 5.74 (m, 1H), 5.72 (d, <i>J</i> = 0.8 Hz, 2H), 4.54 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.92 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.31, 170.28, 162.87, 161.70 (d, <i>J</i> = 245.6 Hz), 160.25, 145.69, 143.97, 142.50, 141.20, 137.03 (d, <i>J</i> = 3.3 Hz), 129.60 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz), 128.59, 128.02, 126.80, 115.60 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 109.52, 89.55, 73.11, 57.04, 56.18, 48.05, 20.87, 19.18, 17.74
201	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 661.1 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.26 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.89 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.56 (d, <i>J</i> = 2.2 Hz, 1H), 7.48 (d, <i>J</i> = 2.2 Hz, 1H), 7.34 (dd, <i>J</i> = 8.5, 4.2 Hz, 2H), 7.18 (ddd, <i>J</i> = 10.5, 8.4, 2.2 Hz, 2H), 6.97 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 5.79 (q, <i>J</i> = 6.3 Hz, 1H), 5.68 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 1H), 5.61 (d, <i>J</i> = 6.4 Hz, 1H), 4.63 – 4.52 (m, 1H), 3.92 (s, 3H), 3.55 (s, 1H), 2.07 (s, 3H), 1.27 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H), 1.18 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, アセトン- <i>d</i> ₆) δ 166.30, 165.13, 158.33, 155.10, 140.60, 139.16, 138.49, 137.43, 137.10, 127.58, 126.60, 126.48, 125.21, 123.17, 122.62, 119.99, 119.77, 104.55, 84.15, 73.35, 69.04, 51.05, 43.24, 26.40, 15.69, 9.20

10

20

30

40

【表 2 - 6 4】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
202	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 627.1 ([M] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.26 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.91 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.33 – 7.27 (m, 3H), 7.21 (dd, <i>J</i> = 10.4, 2.1 Hz, 1H), 7.11 (ddd, <i>J</i> = 8.5, 2.2, 0.8 Hz, 1H), 7.06 (ddd, <i>J</i> = 8.6, 2.1, 0.9 Hz, 1H), 6.97 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 5.80 (q, <i>J</i> = 6.3 Hz, 1H), 5.68 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 1H), 5.61 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 1H), 4.63 – 4.51 (m, 1H), 3.92 (s, 3H), 3.54 (s, 1H), 2.07 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H), 1.18 (d, <i>J</i> = 6.4 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.43, 170.32, 163.50, 160.30, 157.99 (d, <i>J</i> = 249.5 Hz), 157.96 (d, <i>J</i> = 249.3 Hz), 145.76, 145.20 (d, <i>J</i> = 5.8 Hz), 143.73, 143.09 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz), 142.58, 130.53 (d, <i>J</i> = 3.2 Hz), 122.14 (d, <i>J</i> = 3.8 Hz), 121.85 (d, <i>J</i> = 3.5 Hz), 120.23 (d, <i>J</i> = 17.8 Hz), 120.05 (d, <i>J</i> = 17.8 Hz), 114.70 (d, <i>J</i> = 22.5 Hz), 114.34 (d, <i>J</i> = 23.0 Hz), 109.72, 89.34, 78.60, 74.30, 56.24, 48.39, 30.94, 20.86, 17.51, 14.43
203	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₀ H ₃₃ Cl ₂ N ₂ O ₇ の計算値 603.1659; 実測値 603.1666	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.27 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.21 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.26 – 7.19 (m, 2H), 7.10 (dd, <i>J</i> = 8.5, 2.2 Hz, 2H), 7.03 (ddd, <i>J</i> = 13.4, 8.2, 2.3 Hz, 2H), 6.94 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 5.77 – 5.62 (m, 3H), 4.56 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.95 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.91 (s, 3H), 2.33 (s, 3H), 2.31 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.30, 170.28, 162.90, 160.27, 145.70, 143.97, 142.42, 139.64, 139.47, 136.51, 136.11, 133.06, 132.71, 130.74, 130.63, 129.42, 129.12, 126.63, 126.49, 109.57, 89.52, 72.78, 56.44, 56.19, 48.06, 20.87, 20.17, 20.09, 19.19 17.82

10

20

30

40

【表 2 - 6 5】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
204	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₇ FN ₂ O ₆ の計算値 495.1926; 実測値 495.1920	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.40 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 7.30 – 7.22 (m, 6H), 7.19 – 7.13 (m, 1H), 7.01 – 6.93 (m, 3H), 5.76 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.2 Hz, 1H), 4.58 – 4.49 (m, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.90 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.19, 168.90, 162.27, 161.69 (d, <i>J</i> = 245.6 Hz), 159.42, 146.64, 141.51, 141.14, 137.46, 137.02 (d, <i>J</i> = 3.2 Hz), 129.60 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz), 128.59, 128.04, 126.81, 115.59 (d, <i>J</i> = 21.2 Hz), 109.72, 73.14, 56.99, 56.28, 47.81, 20.74, 19.15, 17.92
206	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₁ Cl ₂ N ₂ O ₆ の計算値 573.1554; 実測値 573.1551	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.40 (s, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.22 (dd, <i>J</i> = 17.1, 8.2 Hz, 2H), 7.09 (dd, <i>J</i> = 7.2, 2.2 Hz, 2H), 7.06 – 6.96 (m, 3H), 5.69 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.2 Hz, 1H), 4.61 – 4.47 (m, 1H), 3.96 – 3.92 (m, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.32 (s, 3H), 2.30 (s, 3H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.99 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.16, 168.91, 162.30, 159.45, 146.64, 141.45, 139.58, 137.47, 136.50, 136.10, 133.05, 132.71, 130.73, 130.63, 129.41, 129.12, 126.64, 126.51, 109.76, 72.82, 56.34, 47.83, 20.75, 20.16, 20.09, 19.16, 18.00

10

20

30

40

【表 2 - 6 6】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
207	52 – 65	---	HRMS-FAB (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₀ H ₃₃ F ₂ N ₂ O ₆ の計算値 555.2301; 実測値 555.2311	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 8.30 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 8.29 (br s, 1H), 7.26 – 7.18 (m, 4H), 7.01 – 6.88 (m, 5H), 5.70 (dq, <i>J</i> = 9.5, 6.1 Hz, 1H), 4.64 – 4.48 (m, 1H), 4.04 (d, <i>J</i> = 9.5 Hz, 1H), 3.88 (s, 3H), 1.39 (s, 9H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.99 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 176.0, 172.3, 162.2, 161.7 (d, <i>J</i> = 245.8 Hz), 161.6 (d, <i>J</i> = 245.6 Hz), 159.4, 146.5, 142.1, 137.8, 136.9, 136.8, 129.6 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz), 129.5 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz), 115.7 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 115.4 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 109.5, 73.0, 56.3, 56.1, 47.8, 39.1, 27.2, 19.1, 18.1 ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -115.7, -116.0
208	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₁ F ₂ N ₂ O ₆ の計算値 541.2145; 実測値 541.2159	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.30 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 2H), 7.28 – 7.14 (m, 4H), 7.02 – 6.89 (m, 5H), 5.70 (dq, <i>J</i> = 9.5, 6.2 Hz, 1H), 4.63 – 4.48 (m, 1H), 4.04 (d, <i>J</i> = 9.5 Hz, 1H), 3.87 (s, 3H), 2.93 (hept, <i>J</i> = 7.0 Hz, 1H), 1.34 (d, <i>J</i> = 7.0 Hz, 6H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.98 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 174.69, 172.21, 162.69, 162.61, 162.28, 160.74, 160.66, 159.43, 146.54, 141.81, 137.65, 136.86, 136.84, 129.64, 129.57, 129.51, 115.76, 115.59, 115.46, 115.30, 109.61, 73.03, 56.29, 56.07, 47.79, 33.94, 19.12, 18.80, 18.04

10

20

30

40

【表 2 - 6 7】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
209	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₁ F ₂ N ₂ O ₇ の計算値 557.209; 実測値 557.2094	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.45 – 8.25 (m, 2H), 7.30 – 7.15 (m, 4H), 7.05 – 6.86 (m, 5H), 5.71 (dtd, <i>J</i> = 9.7, 7.3, 6.8, 5.5 Hz, 1H), 4.53 (tt, <i>J</i> = 8.3, 6.6 Hz, 1H), 4.04 (d, <i>J</i> = 9.6 Hz, 1H), 3.88 (d, <i>J</i> = 1.2 Hz, 3H), 3.80 (td, <i>J</i> = 6.6, 1.2 Hz, 2H), 3.39 (d, <i>J</i> = 1.2 Hz, 3H), 2.97 (td, <i>J</i> = 6.7, 1.3 Hz, 2H), 1.22 (dd, <i>J</i> = 6.3, 1.3 Hz, 3H), 0.98 (dd, <i>J</i> = 7.2, 1.3 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.13, 169.42, 162.70, 162.61, 162.25, 160.74, 160.66, 159.46, 146.69, 141.44, 137.34, 136.87, 136.84, 136.81, 129.63, 129.56, 129.50, 115.77, 115.60, 115.47, 115.30, 109.78, 73.06, 67.57, 58.76, 56.31, 56.08, 47.81, 34.62, 19.12, 17.99
210	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₂₉ F ₂ N ₂ O ₆ の計算値 539.1985; 実測値 539.1988	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.33 (dd, <i>J</i> = 19.6, 5.4 Hz, 2H), 7.25 – 7.16 (m, 4H), 7.03 – 6.88 (m, 5H), 5.70 (dq, <i>J</i> = 9.5, 6.2 Hz, 1H), 4.65 – 4.52 (m, 1H), 4.04 (d, <i>J</i> = 9.6 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 1.95 (tt, <i>J</i> = 8.0, 4.6 Hz, 1H), 1.25 (dd, <i>J</i> = 4.6, 3.1 Hz, 2H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.05 (dt, <i>J</i> = 8.1, 3.5 Hz, 2H), 0.98 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.45, 172.20, 162.70, 162.61, 162.26, 160.74, 160.66, 159.50, 146.56, 141.80, 137.45, 136.87, 136.85, 136.83, 129.64, 129.57, 129.50, 115.76, 115.59, 115.47, 115.30, 109.68, 73.03, 56.31, 56.08, 47.75, 19.13, 18.09, 13.00, 9.27

10

20

30

40

【表 2 - 6 8】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
211	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₀ H ₃₃ F ₂ N ₂ O ₇ の計算値 571.2242; 実測値 571.225	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.25 (t, <i>J</i> = 6.2 Hz, 2H), 7.32 – 7.11 (m, 4H), 7.04 – 6.85 (m, 5H), 5.79 – 5.65 (m, 3H), 4.55 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.04 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 3.87 (s, 3H), 2.53 (hept, <i>J</i> = 7.0 Hz, 1H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.12 (d, <i>J</i> = 7.0 Hz, 6H), 0.99 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 176.25, 172.25, 162.88, 162.70, 162.60, 160.74, 160.65, 160.26, 145.54, 144.21, 142.02, 136.94, 136.92, 136.86, 136.83, 129.60, 129.56, 129.54, 129.49, 115.77, 115.60, 115.47, 115.30, 109.53, 89.88, 73.01, 56.13, 48.05, 33.85, 19.15, 18.66, 17.81
212	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₀ H ₃₃ F ₂ N ₂ O ₈ の計算値 587.2199; 実測値 587.2217	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.23 (dd, <i>J</i> = 16.1, 6.6 Hz, 2H), 7.25 – 7.18 (m, 4H), 7.02 – 6.89 (m, 5H), 5.82 – 5.66 (m, 3H), 4.54 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.08 (s, 2H), 4.04 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 3.89 (s, 3H), 3.58 (q, <i>J</i> = 7.0 Hz, 2H), 1.25 – 1.20 (m, 6H), 0.99 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.20, 170.05, 162.84, 162.70, 162.61, 160.75, 160.65, 160.21, 145.73, 143.95, 142.23, 136.95, 136.92, 136.85, 136.83, 129.60, 129.56, 129.54, 129.50, 115.78, 115.61, 115.47, 115.30, 109.70, 89.55, 73.04, 67.78, 67.17, 56.23, 56.14, 53.46, 48.04, 19.15, 17.81, 15.00, 14.95

10

20

30

40

【表 2 - 6 9】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
213	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₀ H ₃₃ F ₂ N ₂ O ₆ の計算値 555.2301; 実測値 555.2315	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.45 – 8.22 (m, 2H), 7.30 – 7.15 (m, 4H), 7.04 – 6.89 (m, 5H), 5.71 (dq, <i>J</i> = 9.5, 6.2 Hz, 1H), 4.63 – 4.45 (m, 1H), 4.04 (d, <i>J</i> = 9.6 Hz, 1H), 3.89 (s, 3H), 2.68 (t, <i>J</i> = 7.6 Hz, 2H), 1.76 (p, <i>J</i> = 7.6 Hz, 2H), 1.54 – 1.37 (m, 2H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.06 – 0.88 (m, 6H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.17, 171.61, 162.70, 162.61, 162.31, 160.74, 160.66, 159.47, 146.56, 141.61, 137.57, 136.87, 136.85, 136.82, 129.63, 129.57, 129.50, 115.76, 115.60, 115.47, 115.30, 109.69, 73.05, 56.26, 56.08, 47.80, 33.64, 29.70, 26.61, 22.20, 19.12, 18.02, 13.76
214	---	(薄膜) 3388, 2970, 2363, 2029, 1738, 1677, 1604, 1508, 1449, 1414, 1366, 1307, 1218, 1203, 1159, 1139, 1113, 1042, 1000, 970, 908, 831, 806, 793, 778, 731, 711, 682, 670, 663	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₆ BrF ₂ N ₂ O ₆ の計算値 593.0921; 実測値 593.0925	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.28 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 8.17 (d, <i>J</i> = 4.9 Hz, 1H), 7.68 (d, <i>J</i> = 4.9 Hz, 1H), 7.30 – 7.16 (m, 4H), 7.05 – 6.90 (m, 3H), 5.81 – 5.69 (m, 3H), 4.54 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 2.09 (s, 3H), 1.59 (s, 1H), 1.31 – 1.21 (m, 3H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)

10

20

30

40

【表 2 - 7 0】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
215	---	(薄膜) 3380, 2985, 2362, 1769, 1738, 1674, 1609, 1591, 1572, 1513, 1434, 1367, 1310, 1277, 1202, 1175, 1150, 1113, 1051, 1009, 952, 907, 825, 805, 731, 668, 657	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₅ F ₄ N ₂ O ₆ の計算値 549.1643; 実測値 549.1655	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 8.38 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.18 – 6.88 (m, 7H), 5.64 (dq, <i>J</i> = 9.5, 6.3 Hz, 1H), 4.64 – 4.47 (m, 1H), 4.00 (d, <i>J</i> = 9.3 Hz, 1H), 3.91 (s, 3H), 2.39 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.09 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -136.31 (ddd, <i>J</i> = 20.1, 11.2, 8.2 Hz), -136.74 (ddd, <i>J</i> = 20.3, 11.3, 7.8 Hz), -139.14 – -139.50 (m), -139.70 (dddd, <i>J</i> = 21.4, 10.6, 7.7, 4.1 Hz)

10

20

30

40

【表 2 - 7 1】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
216	---	(薄膜) 3375, 2984, 2361, 2132, 1770, 1738, 1676, 1590, 1572, 1499, 1452, 1437, 1367, 1311, 1251, 1199, 1175, 1098, 1061, 1010, 952, 907, 828, 805, 782, 764, 733, 687, 668, 657, 651	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₅ Cl ₂ F ₂ N ₂ O ₆ の計算値 581.1052; 実測値 581.1061	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 8.38 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.26 (ddd, <i>J</i> = 11.5, 7.2, 2.1 Hz, 2H), 7.18 – 6.95 (m, 5H), 5.63 (dq, <i>J</i> = 9.3, 6.1 Hz, 1H), 4.65 – 4.49 (m, 1H), 4.00 (d, <i>J</i> = 9.4 Hz, 1H), 3.91 (s, 3H), 2.39 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.09 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -116.85 – -117.26 (m), -117.29 – -117.50 (m)

10

20

30

40

【表 2 - 7 2】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
217	---	(薄膜) 3383, 2983, 1771, 1736, 1676, 1591, 1572, 1503, 1451, 1437, 1366, 1311, 1277, 1237, 1201, 1176, 1119, 1099, 1051, 1009, 949, 907, 825, 805, 790, 733, 668, 657	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₁ F ₂ N ₂ O ₆ の計算値 541.2145; 実測値 541.2156	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 8.40 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.14 – 6.96 (m, 5H), 6.96 – 6.81 (m, 2H), 5.68 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.1 Hz, 1H), 4.53 (dt, <i>J</i> = 8.2, 7.1 Hz, 1H), 3.94 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.22 (dd, <i>J</i> = 6.7, 1.9 Hz, 6H), 1.21 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.98 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -119.90 – -120.14 (m), -120.50 – -120.65 (m)

10

20

30

40

【表 2 - 7 3】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
218	---	(薄膜) 3376, 2988, 2363, 1742, 1675, 1609, 1580, 1515, 1454, 1435, 1368, 1310, 1284, 1236, 1203, 1181, 1149, 1120, 1043, 1004, 970, 910, 873, 829, 754, 734	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₂₇ F ₄ N ₂ O ₇ の計算値 579.1749; 実測値 579.1762	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 8.27 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.21 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.18 – 6.85 (m, 7H), 5.72 (s, 2H), 5.65 (dq, <i>J</i> = 10.5, 6.2 Hz, 1H), 4.58 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.01 (d, <i>J</i> = 9.4 Hz, 1H), 3.91 (s, 3H), 2.07 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 5.9 Hz, 3H), 1.09 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -136.29 (ddd, <i>J</i> = 20.1, 11.2, 8.0 Hz), -136.73 (ddd, <i>J</i> = 20.1, 11.3, 8.0 Hz), -139.16 – -139.43 (m), -139.64 – -139.84 (m)

10

20

30

40

【表 2 - 7 4】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
219	---	(薄膜) 3393, 2986, 2364, 1742, 1676, 1580, 1499, 1454, 1437, 1408, 1367, 1310, 1250, 1202, 1180, 1148, 1101, 1061, 1044, 1004, 972, 911, 829, 732, 720, 687	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₂₇ Cl ₂ F ₂ N ₂ O ₇ の計算値 611.1158; 実測値 611.1169	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 8.27 (dd, <i>J</i> = 5.4, 1.1 Hz, 1H), 8.21 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.35 – 7.19 (m, 2H), 7.20 – 7.01 (m, 4H), 6.96 (dd, <i>J</i> = 5.5, 1.1 Hz, 1H), 5.72 (d, <i>J</i> = 1.1 Hz, 2H), 5.64 (dddd, <i>J</i> = 11.6, 9.1, 5.3, 3.3 Hz, 1H), 4.65 – 4.51 (m, 1H), 4.01 (d, <i>J</i> = 9.5 Hz, 1H), 3.92 (d, <i>J</i> = 1.1 Hz, 3H), 2.07 (d, <i>J</i> = 1.1 Hz, 3H), 1.30 – 1.21 (m, 3H), 1.09 (dd, <i>J</i> = 7.1, 1.1 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -116.92 – -117.10 (m), -117.36 – -117.53 (m)

10

20

30

40

【表 2 - 7 5】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
220	---	(薄膜) 3375, 2986, 1738, 1675, 1579, 1501, 1452, 1437, 1366, 1310, 1275, 1237, 1202, 1180, 1151, 1118, 1101, 1043, 1003, 970, 909, 828, 785, 730	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₀ H ₃₃ F ₂ N ₂ O ₇ の計算値 571.2250; 実測値 571.2265	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 8.27 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.21 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.05 (td, <i>J</i> = 9.7, 8.2, 4.2 Hz, 4H), 6.98 – 6.82 (m, 3H), 5.78 – 5.54 (m, 3H), 4.63 – 4.48 (m, 1H), 3.95 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.91 (s, 3H), 2.22 (dd, <i>J</i> = 6.4, 2.0 Hz, 6H), 2.06 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.99 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -120.03 (dt, <i>J</i> = 9.7, 5.9 Hz), -120.57 (dd, <i>J</i> = 8.8, 5.4 Hz)
221	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₂₇ Cl ₄ N ₂ O ₇ の計算値 643.0567; 実測値 643.0578	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 8.27 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.20 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.42 – 7.29 (m, 4H), 7.12 (dd, <i>J</i> = 8.3, 2.2 Hz, 1H), 7.08 (dd, <i>J</i> = 8.3, 2.2 Hz, 1H), 6.95 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 5.72 (s, 2H), 5.70 – 5.58 (m, 1H), 4.58 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 4.00 (d, <i>J</i> = 9.5 Hz, 1H), 3.91 (s, 3H), 2.07 (s, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.10 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.13, 170.29, 162.96, 160.28, 145.71, 144.01, 142.25, 140.34, 133.06, 132.72, 131.62, 131.29, 130.94, 130.67, 130.34, 130.11, 127.32, 109.64, 89.50, 72.10, 56.20, 55.71, 48.07, 20.88, 19.07, 17.85

10

20

30

40

【表 2 - 7 6】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
222	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₂₇ Cl ₂ F ₂ N ₂ O ₇ の計算値 611.1158; 実測値 611.1175	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 8.27 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.20 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.32 (td, <i>J</i> = 8.3, 7.6 Hz, 2H), 7.11 – 6.93 (m, 4H), 5.72 (d, <i>J</i> = 0.5 Hz, 3H), 5.71 – 5.60 (m, 1H), 4.67 – 4.51 (m, 1H), 4.03 (d, <i>J</i> = 9.3 Hz, 1H), 3.91 (s, 3H), 2.07 (s, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.09 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.10, 170.29, 162.95, 160.29, 158.15 (d, <i>J</i> = 250.2 Hz), 158.01 (d, <i>J</i> = 249.8 Hz), 145.70, 144.03, 142.24, 141.03 (d, <i>J</i> = 6.5 Hz), 131.08, 130.80, 124.51 (d, <i>J</i> = 3.5 Hz), 124.40 (d, <i>J</i> = 3.6 Hz), 120.03 (d, <i>J</i> = 17.6 Hz), 119.73 (d, <i>J</i> = 17.7 Hz), 116.55 (d, <i>J</i> = 21.8 Hz), 109.64, 89.51, 72.15, 56.20, 55.99, 48.05, 20.87, 19.03, 17.84
223	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₅ Cl ₄ N ₂ O ₆ の計算値 613.0461; 実測値 613.0468	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 8.80 (d, <i>J</i> = 6.6 Hz, 1H), 8.49 (d, <i>J</i> = 6.8 Hz, 1H), 7.58 (d, <i>J</i> = 6.6 Hz, 1H), 7.40 – 7.27 (m, 4H), 7.14 – 7.01 (m, 2H), 5.67 – 5.52 (m, 1H), 4.61 – 4.46 (m, 1H), 4.18 (s, 3H), 4.10 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 2.44 (s, 3H), 1.27 (dd, <i>J</i> = 6.3, 3.1 Hz, 6H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 174.00, 171.63, 170.13, 140.79, 140.20, 133.07, 132.34, 131.62, 130.97, 130.85, 130.55, 130.04, 127.30, 126.71, 108.57, 72.40, 58.02, 55.48, 34.67, 18.65, 16.34

10

20

30

40

【表 2 - 7 7】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
224	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₅ Cl ₂ F ₂ N ₂ O ₆ の計算値 581.1052; 実測値 581.1059	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 8.88 (d, <i>J</i> = 6.7 Hz, 1H), 8.49 (d, <i>J</i> = 6.7 Hz, 1H), 7.67 (d, <i>J</i> = 6.7 Hz, 1H), 7.38 – 7.28 (m, 2H), 7.09 – 6.95 (m, 4H), 5.68 – 5.49 (m, 1H), 4.59 – 4.48 (m, 1H), 4.21 (s, 3H), 4.12 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 2.44 (s, 3H), 1.31 – 1.24 (m, 6H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 174.30, 171.60, 170.11, 157.88 (d, <i>J</i> = 307.7 Hz), 141.43 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz), 140.87 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz), 131.11, 130.71, 124.43, 123.96 (d, <i>J</i> = 3.6 Hz), 120.02 (d, <i>J</i> = 17.7 Hz), 119.27 (d, <i>J</i> = 17.3 Hz), 116.85 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 116.32 (d, <i>J</i> = 21.5 Hz), 108.58, 72.61, 58.04, 55.77, 50.35, 31.59, 18.66, 16.35 ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -113.83 – -113.93 (m), -114.77 (t, <i>J</i> = 8.7 Hz)
225	---	---	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₂₉ F ₂ N ₂ O ₇ の計算値 543.1937; 実測値 543.1949	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 8.27 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.13 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.25 – 7.14 (m, 4H), 6.93 (dddd, <i>J</i> = 18.3, 8.7, 6.6, 2.1 Hz, 5H), 5.75 – 5.61 (m, 3H), 4.64 – 4.42 (m, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 8.9 Hz, 1H), 3.91 (s, 3H), 2.05 (s, 3H), 1.31 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H), 1.21 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.93, 170.30, 162.76, 162.66, 160.62, 160.36, 145.64, 144.15, 142.26, 136.92, 136.54, 129.80, 129.74, 129.69, 129.62, 115.71, 115.54, 115.42, 115.25, 109.59, 89.62, 73.10, 56.21, 55.59, 48.03, 20.86, 18.95, 18.06

10

20

30

40

【表 2 - 7 8】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
226	---	(薄膜) 3375, 2982, 1704, 1623, 1527, 1448, 1367, 1346, 1239, 1215, 1165, 1117, 1094, 1043, 863, 803, 786, 729, 679	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) [M+Na] ⁺ C ₂₃ H ₂₃ F ₆ NNaO ₄ の計算値 514.1423; 実測値 514.1428	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 6.95 – 6.77 (m, 4H), 5.57 (dq, <i>J</i> = 9.0, 6.2 Hz, 1H), 4.91 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 4.27 – 4.13 (m, 1H), 3.93 (d, <i>J</i> = 9.0 Hz, 1H), 1.42 (s, 9H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -132.38 (d, <i>J</i> = 20.6 Hz), -132.83 (d, <i>J</i> = 20.6 Hz), -160.90 (t, <i>J</i> = 20.5 Hz), -161.25 (t, <i>J</i> = 20.6 Hz)
227	---	(薄膜) 2939, 2031, 1744, 1620, 1526, 1447, 1345, 1234, 1217, 1118, 1041, 1005, 872, 826, 802, 752, 729, 707, 680, 666, 659	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₁₈ H ₁₆ F ₆ NO ₂ の計算値 392.1080; 実測値 392.1083	¹ H NMR (400 MHz, メタノール- <i>d</i> ₄) δ 7.36 – 7.17 (m, 4H), 5.83 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.1 Hz, 1H), 4.26 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 4.00 (q, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.31 (p, <i>J</i> = 1.7 Hz, 3H), 1.28 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.08 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, メタノール- <i>d</i> ₄) δ -137.08 (d, <i>J</i> = 20.0 Hz), -137.39 (d, <i>J</i> = 19.9 Hz), -166.29 (t, <i>J</i> = 19.9 Hz), -166.61 (t, <i>J</i> = 19.9 Hz)

10

20

30

40

【表 2 - 7 9】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
228	---	(薄膜) 3373, 2942, 1738, 1649, 1622, 1577, 1525, 1481, 1446, 1344, 1262, 1239, 1214, 1148, 1117, 1094, 1040, 984, 954, 909, 849, 801, 727, 678	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₁ F ₆ N ₂ O ₅ の計算値 543.1349; 実測値 543.1362	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 11.93 (s, 1H), 8.29 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 6.94 – 6.77 (m, 5H), 5.58 (dq, <i>J</i> = 9.0, 6.2 Hz, 1H), 4.65 – 4.49 (m, 1H), 3.94 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 4H), 1.25 (dd, <i>J</i> = 9.4, 6.7 Hz, 6H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -132.34 (d, <i>J</i> = 20.7 Hz), -132.74 (d, <i>J</i> = 20.5 Hz), -160.82 (t, <i>J</i> = 20.5 Hz), -161.08 (t, <i>J</i> = 20.5 Hz)

10

20

30

40

【表 2 - 8 0】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
229	---	(薄膜) 3384, 2985, 1770, 1741, 1676, 1622, 1592, 1572, 1527, 1447, 1368, 1345, 1312, 1237, 1199, 1176, 1117, 1095, 1042, 1010, 954, 909, 846, 828, 803, 729, 680	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₃ F ₆ N ₂ O ₆ の計算値 585.1455; 実測値 585.1464	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.37 (d, <i>J</i> = 7.6 Hz, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.01 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.88 (dd, <i>J</i> = 8.1, 6.3 Hz, 2H), 6.82 (dd, <i>J</i> = 8.1, 6.2 Hz, 2H), 5.56 (dq, <i>J</i> = 8.7, 6.2 Hz, 1H), 4.65 – 4.50 (m, 1H), 3.94 (d, <i>J</i> = 8.8 Hz, 1H), 3.91 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.18 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -132.51 (d, <i>J</i> = 20.5 Hz), -132.94 (d, <i>J</i> = 20.4 Hz), -161.06 (t, <i>J</i> = 20.5 Hz), -161.30 (t, <i>J</i> = 20.6 Hz)

10

20

30

40

【表 2 - 8 1】

Cmpd. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
230	---	(薄膜) 3384, 2987, 1743, 1675, 1622, 1579, 1526, 1506, 1447, 1366, 1344, 1311, 1237, 1201, 1180, 1149, 1117, 1101, 1040, 1003, 971, 911, 830, 803, 728, 679	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₂₅ F ₆ N ₂ O ₇ の計算値 615.1560; 実測値 615.1570	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.27 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.20 (d, <i>J</i> = 7.7 Hz, 1H), 6.96 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 6.90 (dd, <i>J</i> = 8.2, 6.3 Hz, 2H), 6.84 (dd, <i>J</i> = 8.0, 6.2 Hz, 2H), 5.72 (d, <i>J</i> = 1.0 Hz, 2H), 5.58 (dq, <i>J</i> = 8.9, 6.2 Hz, 1H), 4.59 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 3.96 (d, <i>J</i> = 8.8 Hz, 1H), 3.92 (s, 3H), 2.07 (s, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.17 (d, <i>J</i> = 7.3 Hz, 3H) ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -132.49 (d, <i>J</i> = 20.7 Hz), -132.92 (d, <i>J</i> = 20.6 Hz), -161.02 (t, <i>J</i> = 20.6 Hz), -161.33 (t, <i>J</i> = 20.6 Hz)
232	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 320 ([M+H] ⁺)	---
233	---	---	ESIMS <i>m/z</i> 420 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.21 (ddd, <i>J</i> = 11.8, 8.4, 5.2 Hz, 4H), 6.98 (td, <i>J</i> = 8.6, 5.6 Hz, 4H), 5.67 (dq, <i>J</i> = 9.2, 6.2 Hz, 1H), 4.80 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 4.06 (dd, <i>J</i> = 21.8, 8.4 Hz, 2H), 1.43 (s, 9H), 1.18 (dd, <i>J</i> = 12.5, 6.7 Hz, 6H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.42, 162.70, 162.62, 160.74, 160.67, 136.89, 136.87, 129.74, 129.67, 129.61, 115.76, 115.59, 115.47, 115.30, 79.79, 72.77, 55.76, 49.40, 30.93, 28.30, 19.00, 18.30

10

20

30

40

【表 2 - 8 2】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マスペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
234	12546269		(薄膜) 3367, 2979, 1708, 1495, 1162, 1049, 731	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₅ H ₃₁ F ₂ NNaO ₄ の計算値 470.2113; 実測値 470.2110	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.25 – 7.17 (m, 1H), 7.14 (dd, <i>J</i> = 8.4, 5.8 Hz, 1H), 6.91 – 6.76 (m, 4H), 5.60 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.2 Hz, 1H), 4.94 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.42 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 4.12 (qd, <i>J</i> = 7.2, 2.5 Hz, 1H), 2.37 (s, 3H), 2.32 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.29 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.88 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -116.52, -117.01.
235	12546271		(薄膜) 3440, 2963, 1708, 1365, 1164, 1051, 908, 731	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₃₁ H ₄₅ NNaO ₄ の計算値 518.3241; 実測値 518.3245	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.33 – 7.17 (m, 8H), 5.77 (dq, <i>J</i> = 10.3, 6.1 Hz, 1H), 4.97 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.10 (dq, <i>J</i> = 14.6, 7.2 Hz, 1H), 3.95 (d, <i>J</i> = 10.3 Hz, 1H), 1.41 (s, 9H), 1.26 (s, 9H), 1.25 – 1.20 (m, 12H), 0.64 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.88, 154.92, 149.54, 149.34, 138.80, 138.25, 127.65, 127.61, 125.59, 125.29, 79.54, 73.50, 57.27, 49.13, 34.34, 34.29, 31.30, 28.31, 19.36, 17.73.

10

20

30

40

【表 2 - 8 3】

Cmpd. No.	分子量	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マスペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
236	1250.273		(薄膜) 3373, 2960, 1711, 1163, 1050, 731	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₉ H ₄₁ NNaO ₄ の計算値 490.2928; 実測値 490.2931	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.24 – 7.17 (m, 4H), 7.16 – 7.05 (m, 4H), 5.76 (dq, <i>J</i> = 10.2, 6.1 Hz, 1H), 4.97 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.09 (dq, <i>J</i> = 17.8, 7.3 Hz, 1H), 3.95 (d, <i>J</i> = 10.3 Hz, 1H), 2.82 (dhept, <i>J</i> = 9.4, 6.9 Hz, 2H), 1.41 (s, 9H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.17 (dd, <i>J</i> = 11.6, 6.9 Hz, 12H), 0.67 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.87, 154.93, 147.27, 147.10, 139.20, 138.70, 127.91, 127.88, 126.75, 126.44, 79.54, 73.45, 57.42, 49.16, 33.64, 33.60, 28.31, 24.00, 23.97, 23.91, 19.35, 17.79.
237	1250.273		(薄膜) 3364, 2976, 1712, 1501, 1450, 1162, 1052, 731	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₇ H ₃₇ NNaO ₄ の計算値 462.2615; 実測値 462.2623	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.16 – 6.89 (m, 6H), 5.73 (dq, <i>J</i> = 10.2, 6.1 Hz, 1H), 5.04 – 4.90 (m, 1H), 4.19 – 4.02 (m, 1H), 3.88 (d, <i>J</i> = 10.3 Hz, 1H), 2.17 (dd, <i>J</i> = 10.4, 9.0 Hz, 12H), 1.41 (s, 9H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.79 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H).

10

20

30

40

【表 2 - 8 4】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
238	12508739			ESIMS <i>m/z</i> 442 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.23 (ddd, <i>J</i> = 16.6, 8.5, 5.3 Hz, 4H), 6.97 (td, <i>J</i> = 8.7, 2.2 Hz, 4H), 5.69 (dq, <i>J</i> = 9.1, 6.2 Hz, 1H), 4.93 (d, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.08 (dd, <i>J</i> = 21.8, 8.3 Hz, 2H), 1.43 (s, 9H), 1.18 (dd, <i>J</i> = 13.2, 6.7 Hz, 6H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.40, 162.91, 162.84, 160.46, 160.40, 154.90, 136.97, 136.94, 136.66, 129.81, 129.73, 129.69, 129.61, 129.53, 115.76, 115.71, 115.55, 115.50, 115.43, 115.22, 79.65, 77.45, 77.13, 76.81, 72.71, 55.71, 49.44, 28.25, 18.92, 18.10.

10

20

30

40

【表 2 - 8 5】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
239	12208741			ESIMS <i>m/z</i> 420 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.23 (ddd, <i>J</i> = 15.9, 8.7, 5.4 Hz, 4H), 6.97 (dtd, <i>J</i> = 8.7, 6.4, 2.1 Hz, 4H), 5.71 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.1 Hz, 1H), 4.98 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 4.14 (dq, <i>J</i> = 14.9, 7.6 Hz, 1H), 4.03 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 1.42 (s, 9H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.84 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.75, 162.96, 162.88, 160.51, 160.43, 154.94, 137.01, 136.97, 136.86, 136.82, 129.58, 129.53, 129.51, 129.45, 115.80, 115.59, 115.49, 115.28, 79.71, 72.86, 56.20, 49.18, 28.28, 19.17, 18.02.
240	12209165		(薄膜) 3355, 2978, 1711, 1599, 1500, 1162, 954	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₅ H ₃₁ F ₂ NNaO ₆ の計算値 502.2012; 実測値 502.2021	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.34 (dd, <i>J</i> = 8.6, 6.7 Hz, 1H), 7.12 (dd, <i>J</i> = 8.7, 6.7 Hz, 1H), 6.64 – 6.44 (m, 4H), 5.85 (dq, <i>J</i> = 9.5, 6.1 Hz, 1H), 4.96 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 4.81 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 4.23 – 4.02 (m, 1H), 3.82 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.20 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.88 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.46, -113.83.

10

20

30

40

【表 2 - 8 6】

Cmpd. No.	分子量	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マスペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
241	1281.3781			ESIMS <i>m/z</i> 398 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.30 - 7.13 (m, 10H), 5.83 (q, <i>J</i> = 6.4 Hz, 1H), 5.00 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 4.26 - 4.12 (m, 1H), 1.73 (s, 3H), 1.41 (s, 9H), 1.15 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H), 0.98 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.77, 154.93, 146.56, 145.15, 128.16, 128.10, 127.92, 127.40, 126.28, 126.14, 79.69, 75.78, 50.38, 49.39, 28.31, 23.89, 18.37, 15.98.
242	1251.8327		(薄膜) 3375, 2980, 2934, 2229, 1739, 1708, 1605, 1504	ESIMS <i>m/z</i> 434 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.65 - 7.56 (m, 4H), 7.43 - 7.33 (m, 4H), 5.85 - 5.73 (m, 1H), 4.87 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.19 (dd, <i>J</i> = 9.3, 2.7 Hz, 1H), 4.17 - 4.01 (m, 1H), 1.42 (s, 9H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.85 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).
243	1251.8331		(薄膜) 3357, 2982, 1709, 1617, 1455	ESIMS <i>m/z</i> 520 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.56 (t, <i>J</i> = 8.1 Hz, 4H), 7.44 - 7.36 (m, 4H), 5.89 - 5.76 (m, 1H), 4.89 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 4.19 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 4.12 (t, <i>J</i> = 7.5 Hz, 1H), 1.41 (s, 9H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.79 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).

10

20

30

40

【表 2 - 8 7】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マスペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
244	12515745		(薄膜) 3361, 2978, 1709, 1494, 1450, 1365, 1162, 1050, 1029, 731, 701	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₃ H ₃₀ NO ₄ の計算値 384.2169; 実測値 384.2169	ジアステレオマーの 1:1 混合物 ¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 7.32 – 7.23 (m, 8H), 7.22 – 7.13 (m, 2H), 5.84 – 5.72 (m, 1H), 4.93 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.77 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 1H), 4.15 – 4.00 (m, 2H), 1.42 (s, 9H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.0 Hz, 3H), 1.11 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H), 0.76 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.83, 172.30, 154.93, 141.50, 141.26, 128.77, 128.73, 128.49, 128.46, 128.23, 128.20, 128.08, 128.05, 126.90, 126.87, 126.66, 79.64, 73.11, 73.03, 57.97, 57.54, 49.46, 49.17, 34.67, 28.32, 25.28, 20.70, 19.30, 19.10, 18.31, 18.00.
245	12515879		(薄膜) (Thin film) 3374, 2977, 1711, 1592, 1489, 1247, 1163, 1029	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₅ H ₃₁ Cl ₂ NNaO ₆ の計算値 534.1421; 実測値 534.1427	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.31 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz, 1H), 7.09 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 6.87 (dd, <i>J</i> = 8.2, 2.0 Hz, 1H), 6.83 (dd, <i>J</i> = 8.1, 2.0 Hz, 1H), 6.79 (dd, <i>J</i> = 14.8, 2.0 Hz, 2H), 5.84 (dq, <i>J</i> = 12.4, 6.2 Hz, 1H), 4.95 (d, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.81 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 4.26 – 4.01 (m, 1H), 3.82 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.20 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.89 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)

10

20

30

40

【表 2 - 8 8】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
246	12515893		(薄膜) 3360, 2980, 1710, 1598, 1500, 1274, 1160, 1040, 990, 821	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₇ H ₃₅ F ₂ NNaO ₆ , の計算値 530.2325; 実測値 530.2336	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.30 (dd, <i>J</i> = 8.5, 6.8 Hz, 1H), 7.14 (dd, <i>J</i> = 8.5, 6.8 Hz, 1H), 6.61 – 6.43 (m, 4H), 5.87 (dq, <i>J</i> = 12.6, 6.3 Hz, 1H), 4.97 (d, <i>J</i> = 6.9 Hz, 1H), 4.80 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 4.21 – 4.07 (m, 1H), 4.06 – 3.78 (m, 4H), 1.56 – 1.34 (m, 15H), 1.21 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.90 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.72, -114.20.
247	12515897		(薄膜) 3358, 2979, 1711, 1592, 1491, 1247, 1162, 1042	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₇ H ₃₅ Cl ₂ NNaO ₆ の計算値 562.1734; 実測値 562.1737	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.27 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 7.10 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz, 1H), 6.84 (dd, <i>J</i> = 5.6, 2.6 Hz, 1H), 6.81 (dd, <i>J</i> = 8.2, 2.0 Hz, 1H), 6.75 (dd, <i>J</i> = 14.9, 2.0 Hz, 2H), 5.86 (dq, <i>J</i> = 12.2, 6.1 Hz, 1H), 4.98 (d, <i>J</i> = 6.9 Hz, 1H), 4.80 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 4.23 – 4.07 (m, 1H), 4.07 – 3.75 (m, 4H), 1.52 – 1.34 (m, 15H), 1.21 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.91 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).

10

20

30

40

【表 2 - 8 9】

Cmpd. No.	Fig. B	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
248	12215999		(薄膜) 3360, 2977, 1712, 1504, 1259, 1161, 1044	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₉ H ₄₁ NNaO ₆ の計算値 522.2826; 実測値 522.2819	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.25 (d, <i>J</i> = 7.7 Hz, 1H), 7.12 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 6.69 – 6.52 (m, 4H), 5.89 (dq, <i>J</i> = 12.3, 6.1 Hz, 1H), 5.03 (d, <i>J</i> = 6.7 Hz, 1H), 4.88 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 4.10 (q, <i>J</i> = 12.8, 9.8 Hz, 1H), 4.05 – 3.78 (m, 4H), 2.26 (s, 3H), 2.24 (s, 3H), 1.53 – 1.33 (m, 15H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.86 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H).
249	12215961			ESIMS <i>m/z</i> 528 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.02 – 7.89 (m, 4H), 7.40 – 7.29 (m, 4H), 5.89 – 5.75 (m, 1H), 4.91 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.35 (q, <i>J</i> = 7.1 Hz, 2H), 4.34 (q, <i>J</i> = 7.1 Hz, 2H), 4.18 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 4.16 – 4.03 (m, 1H), 1.41 (s, 9H), 1.37 (t, <i>J</i> = 7.1 Hz, 6H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.81 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.71, 172.69, 166.18, 166.10, 145.69, 145.36, 130.18, 129.91, 129.56, 129.31, 128.25, 128.12, 72.36, 60.98, 60.95, 57.67, 28.29, 19.18, 18.09, 14.29, 14.28.

10

20

30

40

【表 2 - 9 0】

Cmpd. No.	分子量	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
250	12518181		(薄膜) 3378, 2979, 1707, 1592, 1453, 1134, 1050, 731	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₅ H ₃₁ F ₂ NNaO ₆ の計算値 502.2012; 実測値 502.2022	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 6.65 – 6.51 (m, 4H), 6.46 (tt, <i>J</i> = 10.3, 2.3 Hz, 2H), 5.67 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.1 Hz, 1H), 4.98 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.14 (dd, <i>J</i> = 10.5, 4.8 Hz, 1H), 3.92 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 3.76 (s, 3H), 3.75 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.88 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -110.64, -111.21.
251	12518183		(薄膜) 3375, 2978, 1708, 1593, 1456, 1149, 1059, 729	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₇ H ₃₇ NNaO ₈ , の計算値 526.2411; 実測値 526.2409	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 6.45 (dd, <i>J</i> = 4.5, 2.2 Hz, 4H), 6.28 (dt, <i>J</i> = 13.7, 2.2 Hz, 2H), 5.73 (dq, <i>J</i> = 10.3, 6.1 Hz, 1H), 5.00 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.12 (tt, <i>J</i> = 7.1, 3.3 Hz, 1H), 3.87 (d, <i>J</i> = 10.4 Hz, 1H), 3.75 (s, 6H), 3.73 (s, 6H), 1.42 (s, 9H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.84 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.84, 160.97, 160.78, 154.94, 143.51, 143.22, 106.45, 106.20, 98.58, 98.44, 79.63, 72.69, 58.27, 55.28, 55.26, 49.25, 28.31, 19.27, 18.07.

10

20

30

40

【表 2 - 9 1】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
252	12518189		(薄膜) 3370, 2978, 1708, 1594, 1454, 1292, 1153, 1051, 729	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₇ H ₃₇ NNaO ₆ の計算値 494.2513; 実測値 494.2510	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 6.69 (s, 2H), 6.66 – 6.62 (m, 2H), 6.54 (s, 1H), 6.50 (s, 1H), 5.72 (dq, <i>J</i> = 10.4, 6.1 Hz, 1H), 5.00 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.22 – 4.00 (m, 1H), 3.86 (d, <i>J</i> = 10.4 Hz, 1H), 3.74 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 2.28 (s, 3H), 2.25 (s, 3H), 1.41 (s, 9H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.80 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.85, 159.78, 159.65, 154.93, 142.79, 142.49, 139.72, 139.28, 121.29, 112.72, 112.69, 111.34, 110.84, 79.59, 72.99, 57.93, 55.12, 55.11, 49.24, 28.32, 21.65, 21.58, 19.31, 18.02.

10

20

30

40

【表 2 - 9 2】

Cmpd. No.	Fig. B	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
253	12518191		(薄膜) 3377, 2978, 1711, 1508, 1252, 1163, 1041, 732	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₇ H ₃₇ NNaO ₆ の計算値 494.2513; 実測値 494.2493	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.00 (ddd, <i>J</i> = 13.3, 7.6, 0.9 Hz, 2H), 6.85 – 6.68 (m, 4H), 5.78 (dq, <i>J</i> = 10.3, 6.1 Hz, 1H), 5.11 – 4.82 (m, 1H), 4.12 (qd, <i>J</i> = 7.1, 2.3 Hz, 1H), 3.94 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 3.79 (s, 3H), 3.78 (s, 3H), 2.14 (s, 3H), 2.12 (s, 3H), 1.41 (s, 9H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.80 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.87, 157.86, 157.65, 154.93, 140.45, 140.25, 130.75, 130.47, 125.22, 124.79, 119.74, 119.69, 109.82, 109.77, 79.64, 73.09, 57.95, 55.27, 55.25, 49.29, 28.32, 19.35, 18.06, 15.80, 15.75.
254	12518193		(薄膜) 3377, 2979, 1706, 1513, 1274, 1161, 1025, 729	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₅ H ₃₁ F ₂ NNaO ₆ , の計算値 502.2012; 実測値 502.2008	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.06 – 6.92 (m, 4H), 6.88 (td, <i>J</i> = 8.7, 4.6 Hz, 2H), 5.63 (dq, <i>J</i> = 9.6, 6.2 Hz, 1H), 4.99 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.13 (p, <i>J</i> = 6.9 Hz, 1H), 3.91 (d, <i>J</i> = 9.6 Hz, 1H), 3.84 (s, 3H), 3.83 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.90 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -134.14, -134.59.

10

20

30

40

【表 2 - 9 3】

Cmpd. No.	Fig. B	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
255	12518195		(薄膜) 3376, 2978, 1711, 1502, 1247, 1163, 1052, 730	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₇ H ₃₇ NNaO ₆ の計算値 494.2513; 実測値 494.2515	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.05 (ddd, <i>J</i> = 7.8, 4.8, 2.3 Hz, 2H), 7.01 (d, <i>J</i> = 2.2 Hz, 2H), 6.70 (t, <i>J</i> = 8.8 Hz, 2H), 5.68 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 4.98 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.12 (ddp, <i>J</i> = 11.8, 7.9, 4.3 Hz, 1H), 3.85 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 3.76 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 2.16 (s, 3H), 2.14 (s, 3H), 1.41 (s, 9H), 1.21 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.82 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.87, 156.53, 156.36, 154.94, 133.77, 133.55, 130.40, 130.30, 126.81, 126.38, 126.06, 125.86, 110.05, 109.91, 79.58, 73.47, 56.31, 55.32, 55.27, 49.28, 28.32, 19.34, 18.15, 16.32, 16.24.
256	12518197		(薄膜) 3355, 2978, 1712, 1497, 1223, 1161, 1047, 730	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₇ H ₃₇ NNaO ₈ の計算値 526.2411; 実測値 526.2405	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.04 (d, <i>J</i> = 3.0 Hz, 1H), 6.86 (d, <i>J</i> = 3.0 Hz, 1H), 6.74 (dd, <i>J</i> = 19.1, 8.9 Hz, 2H), 6.66 (ddd, <i>J</i> = 9.1, 6.3, 3.0 Hz, 2H), 5.88 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.2 Hz, 1H), 5.03 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 4.91 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 4.12 (m, 1H), 3.80 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 3.71 (s, 3H), 3.70 (s, 3H), 1.41 (s, 9H), 1.30 – 1.19 (m, 3H), 0.86 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).

10

20

30

40

【表 2 - 9 4】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
257	12518199		(薄膜) 3364, 2978, 1710, 1497, 1245, 1160, 1045, 730	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₇ H ₃₇ NNaO ₆ の計算値 494.2513; 実測値 494.2507	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.05 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 6.99 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz, 1H), 6.88 (d, <i>J</i> = 2.7 Hz, 1H), 6.81 (d, <i>J</i> = 2.7 Hz, 1H), 6.63 (ddd, <i>J</i> = 15.9, 8.3, 2.7 Hz, 2H), 5.63 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.1 Hz, 1H), 4.99 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.43 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.72 (s, 3H), 3.72 (s, 3H), 2.32 (s, 3H), 2.26 (s, 3H), 1.46 – 1.39 (m, 10H), 1.30 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.86 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).
258	12518457			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₃₇ NO ₈ Na の計算値 526.2411; 実測値 526.2405	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.08 – 6.91 (m, 3H), 6.89 – 6.82 (m, 1H), 6.76 (ddd, <i>J</i> = 8.0, 3.8, 1.7 Hz, 2H), 5.76 – 5.53 (m, 1H), 5.15 – 5.07 (m, 1H), 5.07 – 4.93 (m, 1H), 4.21 – 4.03 (m, 1H), 3.90 – 3.80 (m, 9H), 3.76 – 3.72 (m, 3H), 1.47 – 1.37 (m, 9H), 1.24 (t, <i>J</i> = 6.0 Hz, 3H), 1.14 (d, <i>J</i> = 6.9 Hz, 1H), 0.86 (d, <i>J</i> = 7.0 Hz, 2H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.73, 172.19, 152.83, 152.74, 147.49, 147.21, 135.15, 135.02, 134.77, 134.64, 123.63, 123.58, 123.52, 120.98, 120.94, 120.51, 120.38, 110.86, 110.74, 110.67, 73.58, 60.35, 60.29, 60.20, 55.65, 42.03, 41.98, 28.31, 18.90, 18.77, 18.52, 18.19.

10

20

30

40

【表 2 - 9 5】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
259	12410851		(薄膜) 3362, 2981, 1713, 1618, 1501, 1475, 1430, 1293, 1252, 1165, 1102, 1058, 951, 748	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₅ H ₂₉ F ₄ NO ₆ Na の計算値 538.1823; 実測値 538.1826	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.09 – 7.02 (m, 1H), 6.88 – 6.74 (m, 3H), 5.70 – 5.59 (m, 1H), 4.95 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.85 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 4.22 – 4.07 (m, 1H), 3.97 (d, <i>J</i> = 2.4 Hz, 3H), 3.86 (d, <i>J</i> = 2.1 Hz, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.96 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.67, 154.91, 151.50, 151.26 (d, <i>J</i> = 11.3 Hz), 149.47 (d, <i>J</i> = 11.3 Hz), 149.28 (d, <i>J</i> = 11.5 Hz), 147.24, 147.18, 147.03, 146.97, 145.35, 145.24, 143.36, 143.25, 129.90 (d, <i>J</i> = 3.5 Hz), 129.59, 123.09 – 122.78 (m), 122.38, 110.96 – 110.60 (m), 79.81, 72.19, 61.23, 61.17, 49.21, 42.46, 28.29, 18.87, 18.29.

10

20

30

40

【表 2 - 9 6】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
260	1251853		(薄膜) 3382, 2977, 2930, 1715, 1501, 1453, 1365, 1249, 1167, 1049, 811, 734	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₇ H ₃₇ NO ₄ Na の計算値 462.2615; 実測値 462.2615	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.07 – 6.84 (m, 6H), 5.64 (dq, <i>J</i> = 11.9, 5.9 Hz, 1H), 4.96 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 4.44 (d, <i>J</i> = 10.3 Hz, 1H), 4.18 – 4.02 (m, 1H), 2.35 (s, 3H), 2.29 (s, 3H), 2.27 (s, 3H), 2.25 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.27 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.82 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.97, 154.93, 139.18, 138.55, 135.43, 135.04, 133.58, 133.35, 130.57, 130.28, 128.58, 127.87, 127.22, 126.90, 79.67, 74.72, 49.26, 47.36, 34.67, 28.32, 21.26, 21.22, 19.77, 19.73, 18.86.

10

20

30

40

【表 2 - 9 7】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
261	1251885		(薄膜) 3364, 2977, 1713, 1499, 1452, 1365, 1209, 1164, 1049, 731	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₇ H ₃₇ NO ₄ Na の計算値 462.2615; 実測値 462.2614	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.15 (d, <i>J</i> = 8.5 Hz, 1H), 7.11 (d, <i>J</i> = 8.5 Hz, 1H), 6.96 – 6.88 (m, 4H), 5.64 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.1 Hz, 1H), 4.94 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.42 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 4.17 – 4.05 (m, 1H), 2.34 (s, 3H), 2.30 (s, 3H), 2.25 (s, 3H), 2.22 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.28 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.84 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.88, 154.95, 136.54, 136.39, 136.19, 136.07, 135.85, 135.52, 131.49, 131.16, 127.74, 127.12, 126.82, 126.56, 79.63, 74.68, 49.24, 46.84, 34.67, 31.59, 28.32, 20.84, 20.10, 20.06, 18.94.

10

20

30

40

【表 2 - 9 8】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
262	12518857		(薄膜) 3381, 2979, 1711, 1609, 1589, 1495, 1454, 1366, 1241, 1165, 1049, 810, 729	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₅ H ₃₁ F ₂ NO ₄ Na の計算値 470.2113; 実測値 470.2120	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.11 (dd, <i>J</i> = 8.4, 6.0 Hz, 1H), 7.07 (dd, <i>J</i> = 8.5, 6.0 Hz, 1H), 7.00 (dd, <i>J</i> = 10.6, 2.6 Hz, 1H), 6.90 (dd, <i>J</i> = 10.3, 2.7 Hz, 1H), 6.87 – 6.77 (m, 2H), 5.55 (dq, <i>J</i> = 9.6, 6.2 Hz, 1H), 4.95 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 4.45 (dt, <i>J</i> = 9.6, 1.2 Hz, 1H), 4.20 – 4.08 (m, 1H), 2.34 (s, 3H), 2.28 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.31 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.89 (d, <i>J</i> = 7.3 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.77, 161.36 (d, <i>J</i> = 243.9 Hz), 161.32 (d, <i>J</i> = 243.5 Hz), 154.96, 140.69 (d, <i>J</i> = 6.7 Hz), 140.10 (d, <i>J</i> = 6.4 Hz), 132.38 (d, <i>J</i> = 3.2 Hz), 132.07, 132.01, 131.69 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz), 114.83 (d, <i>J</i> = 22.3 Hz), 114.34 (d, <i>J</i> = 22.2 Hz), 113.67 (d, <i>J</i> = 20.7 Hz), 113.35 (d, <i>J</i> = 20.7 Hz), 79.79, 73.85, 49.16, 47.74, 34.67, 31.59, 28.31, 19.39, 19.35, 18.82, 18.05.

10

20

30

40

【表 2 - 9 9】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
263	12210859		(薄膜) 2978, 1710, 1497, 1454, 1366, 1249, 1209, 1160, 1036, 814, 728	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₅ H ₃₁ F ₂ NO ₆ の計算値 502.2012; 実測値 502.2011	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.01 – 6.86 (m, 3H), 6.82 (dd, <i>J</i> = 5.8, 3.1 Hz, 1H), 6.74 – 6.64 (m, 2H), 5.82 (dq, <i>J</i> = 12.0, 6.2 Hz, 1H), 4.97 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 4.67 (d, <i>J</i> = 10.5 Hz, 1H), 4.21 – 4.09 (m, 1H), 3.74 (s, 6H), 1.42 (s, 9H), 1.29 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.89 (d, <i>J</i> = 7.3 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.70, 156.13, 155.90, 155.74, 155.57, 154.90, 154.24, 154.00, 127.94 (d, <i>J</i> = 15.8 Hz), 127.63 (d, <i>J</i> = 16.2 Hz), 116.24 (d, <i>J</i> = 24.9 Hz), 115.97 (d, <i>J</i> = 24.8 Hz), 115.14, 114.12, 113.16 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz), 113.03 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz), 79.69, 71.79, 55.70, 49.15, 43.38, 34.66, 28.30, 19.00, 18.12.

10

20

30

40

【表 2 - 1 0 0】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
264	12210861		(薄膜) 2978, 2936, 1712, 1623, 1585, 1506, 1445, 1366, 1288, 1159, 1031, 950, 834, 731	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₅ H ₃₁ F ₂ NO ₆ Na の計算値 502.2012; 実測値 502.2016	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.27 (t, <i>J</i> = 8.6 Hz, 1H), 7.16 (t, <i>J</i> = 8.5 Hz, 1H), 6.65 – 6.50 (m, 4H), 5.82 – 5.72 (m, 1H), 4.96 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.60 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 4.21 – 4.09 (m, 1H), 3.75 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.92 (d, <i>J</i> = 7.3 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.73, 161.24 (d, <i>J</i> = 245.7 Hz), 161.01 (d, <i>J</i> = 246.0 Hz), 159.73 (d, <i>J</i> = 11.1 Hz), 159.50 (d, <i>J</i> = 11.3 Hz), 154.93, 129.86 (d, <i>J</i> = 5.8 Hz), 129.31, 119.70 (d, <i>J</i> = 14.6 Hz), 119.41 (d, <i>J</i> = 15.1 Hz), 110.15 (d, <i>J</i> = 2.9 Hz), 109.77 (d, <i>J</i> = 3.0 Hz), 101.81 (d, <i>J</i> = 26.8 Hz), 79.67, 72.07, 55.51, 49.19, 41.73, 28.31, 19.01, 18.24.

10

20

30

40

【表 2 - 1 0 1】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
265	12518863		(薄膜) 2982, 1714, 1507, 1456, 1417, 1327, 1243, 1212, 1166, 1123, 1033, 860, 739	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₇ H ₃₁ F ₆ NO ₆ Na の計算値 602.1948; 実測値 602.1948	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.53 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.31 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.16 (d, <i>J</i> = 7.6 Hz, 1H), 7.14 – 7.10 (m, 1H), 7.01 (dd, <i>J</i> = 15.7, 1.7 Hz, 2H), 6.01 – 5.91 (m, 1H), 4.97 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 4.93 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.18 – 4.06 (m, 1H), 3.89 (s, 3H), 3.81 (s, 3H), 1.41 (s, 9H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.83 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.77, 157.43, 154.92, 132.51, 132.36, 130.03, 129.43, 125.01, 122.84, 117.27 (q, <i>J</i> = 3.9 Hz), 116.99 (q, <i>J</i> = 3.3 Hz), 107.64 (q, <i>J</i> = 3.0 Hz), 107.44 (q, <i>J</i> = 4.1 Hz), 79.75, 71.76, 55.70, 49.17, 28.29, 18.94, 18.11.

10

20

30

40

【表 2 - 1 0 2】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
266	12518961		(薄膜) 3355, 2961, 1712, 1493, 1366, 1266, 1160, 1095	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₇ H ₃₅ F ₂ NO ₆ Na の計算値 530.2325; 実測値 530.2331	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.39 (dd, <i>J</i> = 8.7, 5.6 Hz, 1H), 7.27 – 7.22 (m, 1H), 7.16 – 7.05 (m, 2H), 6.98 – 6.89 (m, 2H), 5.58 (dq, <i>J</i> = 8.8, 6.2 Hz, 1H), 4.95 (d, <i>J</i> = 7.4 Hz, 1H), 4.68 (d, <i>J</i> = 9.1 Hz, 1H), 4.61 (d, <i>J</i> = 12.4 Hz, 1H), 4.53 (d, <i>J</i> = 12.5 Hz, 1H), 4.42 (d, <i>J</i> = 12.3 Hz, 2H), 4.18 – 4.06 (m, 1H), 3.42 (s, 3H), 3.41 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.27 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.90 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -115.52, -115.88.
267	12518963		(薄膜) 3356, 2977, 1712, 1494, 1366, 1160, 1116, 1096	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₉ H ₃₉ F ₂ NO ₆ Na の計算値 558.2638; 実測値 558.2638	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.40 (dd, <i>J</i> = 8.7, 5.6 Hz, 1H), 7.24 (dd, <i>J</i> = 8.7, 5.6 Hz, 1H), 7.13 (t, <i>J</i> = 3.2 Hz, 1H), 7.10 (t, <i>J</i> = 3.2 Hz, 1H), 6.96 – 6.88 (m, 2H), 5.59 (dq, <i>J</i> = 8.7, 6.2 Hz, 1H), 4.98 (d, <i>J</i> = 7.5 Hz, 1H), 4.69 (d, <i>J</i> = 8.9 Hz, 1H), 4.65 (d, <i>J</i> = 12.5 Hz, 1H), 4.59 (d, <i>J</i> = 12.6 Hz, 1H), 4.46 (d, <i>J</i> = 12.5 Hz, 1H), 4.45 (d, <i>J</i> = 12.6 Hz, 1H), 4.20 – 4.06 (m, 1H), 3.62 – 3.44 (m, 4H), 1.42 (s, 9H), 1.32 – 1.18 (m, 9H), 0.91 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -115.64, -115.97.

10

20

30

40

【表 2 - 1 0 3】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
268	12818423		(薄膜) 3372, 2978, 2936, 2835, 1713, 1582, 1500, 1457, 1366, 1306, 1257, 1211, 1166, 1098, 1048, 910, 752, 734	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₃₇ NO ₆ Na の計算値 494.2513; 実測値 494.2490	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.07 (q, <i>J</i> = 8.0 Hz, 4H), 6.93 (dd, <i>J</i> = 7.7, 3.2 Hz, 2H), 6.85 (t, <i>J</i> = 7.5 Hz, 2H), 6.74 – 6.62 (m, 4H), 5.65 (dq, <i>J</i> = 9.3, 6.1, 3.1 Hz, 2H), 4.96 (d, <i>J</i> = 7.4 Hz, 1H), 4.81 (s, 1H), 4.60 (dd, <i>J</i> = 9.9, 6.0 Hz, 2H), 4.09 (dt, <i>J</i> = 15.3, 6.9 Hz, 2H), 3.79 (s, 6H), 3.77 (s, 3H), 3.76 (s, 3H), 2.27 (d, <i>J</i> = 7.5 Hz, 6H), 2.20 (s, 6H), 1.43 (s, 9H), 1.42 – 1.38 (m, 12H), 1.26 (t, <i>J</i> = 6.0 Hz, 6H), 0.83 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).
269	12819424		(薄膜) 3357, 2978, 1712, 1500, 1467, 1452, 1420, 1365, 1250, 1207, 1162, 1091, 1053, 1006, 909, 866, 765, 730	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₃₇ NO ₆ Na の計算値 494.2513; 実測値 494.2509	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.30 (dd, <i>J</i> = 7.6, 1.4 Hz, 2H), 7.14 (d, <i>J</i> = 7.7 Hz, 2H), 7.11 – 6.99 (m, 4H), 6.99 – 6.87 (m, 4H), 5.73 – 5.49 (m, 2H), 5.20 (d, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 5.14 – 4.98 (m, 3H), 4.11 (s, 2H), 3.81 (s, 3H), 3.76 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 3.71 (s, 3H), 2.35 – 2.23 (m, 12H), 1.43 (d, <i>J</i> = 12.5 Hz, 18H), 1.26 (dd, <i>J</i> = 6.2, 2.1 Hz, 6H), 1.09 (d, <i>J</i> = 6.8 Hz, 3H), 0.82 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H).

10

20

30

40

【表 2 - 1 0 4】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
270	1253345		(薄膜) 3364, 2976, 2935, 2836, 1711, 1608, 1585, 1504, 1453	ESIMS <i>m/z</i> 521 ([M+NH ₄] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.31 (d, <i>J</i> = 8.5 Hz, 1H), 7.11 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 6.41 (dt, <i>J</i> = 5.2, 2.6 Hz, 2H), 6.37 (dt, <i>J</i> = 5.6, 2.7 Hz, 2H), 5.84 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.2 Hz, 1H), 5.01 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.79 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 4.18 – 4.06 (m, 1H), 3.81 (s, 3H), 3.74 (s, 6H), 3.73 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.20 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.88 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).
271	1253346		(薄膜) 3365, 2977, 2934, 1712, 1611, 1504, 1452	ESIMS <i>m/z</i> 489 ([M+NH ₄] ⁺)	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 7.28 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.13 – 7.03 (m, 1H), 6.69 – 6.56 (m, 4H), 5.86 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.2 Hz, 1H), 5.01 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 4.88 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 4.20 – 3.98 (m, 1H), 3.81 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 2.27 (s, 3H), 2.26 (s, 3H), 1.41 (s, 9H), 1.21 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.85 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H).

10

20

30

40

【表 2 - 1 0 5】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
272	125269		(薄膜) 3366, 2978, 2933, 2835, 1714, 1501, 1453	ESIMS <i>m/z</i> 489 ([M+NH ₄] ⁺)	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 7.18 (d, <i>J</i> = 2.1 Hz, 1H), 7.03 (d, <i>J</i> = 2.2 Hz, 1H), 6.95 – 6.88 (m, 2H), 6.73 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz, 1H), 6.68 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz, 1H), 5.83 (dq, <i>J</i> = 12.2, 6.1 Hz, 1H), 5.03 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.93 (d, <i>J</i> = 10.3 Hz, 1H), 4.19 – 4.05 (m, 1H), 3.81 (s, 3H), 3.72 (s, 3H), 2.24 (s, 3H), 2.21 (s, 3H), 1.42 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 9H), 1.21 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.84 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).
273	125375			ESIMS <i>m/z</i> 480 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.05 - 6.93 (m, 2H), 6.91 - 6.75 (m, 4H), 5.71 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.2 Hz, 1H), 4.91 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.20 - 4.07 (m, 1H), 3.96 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.86 (s, 3H), 3.85 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.86 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -137.12, -137.69.
274	125377			ESIMS <i>m/z</i> 472 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.22 - 7.04 (m, 2H), 6.77 - 6.56 (m, 4H), 5.60 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.1 Hz, 1H), 4.95 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.36 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 4.20 - 4.03 (m, 1H), 3.75 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 2.35 (s, 3H), 2.31 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.27 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.87 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).

【表 2 - 1 0 6】

Cmpd. No.	分子量	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マスペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
275	1252.671			ESIMS <i>m/z</i> 432 ([M+H] ⁺)	
276	1252.715			ESIMS <i>m/z</i> 432 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.35 - 7.28 (m, 2H), 7.25 - 7.20 (m, 2H), 7.20 - 7.09 (m, 2H), 6.65 - 6.51 (m, 2H), 5.81 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.2 Hz, 1H), 4.92 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.53 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 4.19 - 4.04 (m, 1H), 3.83 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.78 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.26.
277	1252.717			ESIMS <i>m/z</i> 416 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.33 - 7.20 (m, 5H), 7.19 - 7.10 (m, 1H), 6.92 - 6.81 (m, 2H), 5.75 (dq, <i>J</i> = 10.3, 6.1 Hz, 1H), 4.91 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.26 (d, <i>J</i> = 10.3 Hz, 1H), 4.18 - 4.02 (m, 1H), 2.38 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.79 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -116.70.



10

20

30

40

【表 2 - 1 0 7】

Cmpd. No.		MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
278				ESIMS <i>m/z</i> 432 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.32 - 7.12 (m, 6H), 6.59 (td, <i>J</i> = 8.3, 2.6 Hz, 1H), 6.52 (dd, <i>J</i> = 10.9, 2.5 Hz, 1H), 5.79 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 5.00 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz, 1H), 4.51 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 4.19 - 4.04 (m, 1H), 3.75 (s, 3H), 1.41 (s, 9H), 1.21 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.86 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.59.
279				ESIMS <i>m/z</i> 416 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.38 - 7.15 (m, 6H), 6.90 - 6.77 (m, 2H), 5.72 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 4.97 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 4.23 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 4.19 - 4.03 (m, 1H), 2.31 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.82 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -117.14.

10

20

30

40

【表 2 - 1 0 8】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
280	125.1419			ESIMS <i>m/z</i> 446 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.19 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 2H), 7.13 (dt, <i>J</i> = 8.1, 6.5 Hz, 1H), 7.04 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 2H), 6.61 - 6.50 (m, 2H), 5.78 (dq, <i>J</i> = 9.7, 6.1 Hz, 1H), 4.94 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 4.49 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 3.82 (s, 3H), 2.26 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.21 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.82 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.47.
281	125.1419			ESIMS <i>m/z</i> 430 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.31 - 7.25 (m, 1H), 7.16 - 7.09 (m, 2H), 7.04 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 2H), 6.91 - 6.80 (m, 2H), 5.72 (dq, <i>J</i> = 10.2, 6.2 Hz, 1H), 4.92 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.22 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 4.18 - 4.02 (m, 1H), 2.37 (s, 3H), 2.25 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.83 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -116.91.

10

20

30

40

【表 2 - 1 0 9】

Cmpd. No.	Fig. B	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
282	12824493			ESIMS <i>m/z</i> 446 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.26 (dd, <i>J</i> = 8.5, 6.5 Hz, 1H), 7.16 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 2H), 7.06 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 2H), 6.58 (td, <i>J</i> = 8.3, 2.6 Hz, 1H), 6.52 (dd, <i>J</i> = 10.9, 2.5 Hz, 1H), 5.77 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 5.01 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 4.48 (d, <i>J</i> = 10.3 Hz, 1H), 4.19 - 4.04 (m, 1H), 3.76 (s, 3H), 2.27 (s, 3H), 1.41 (s, 9H), 1.21 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.85 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.81.
283	12824495			ESIMS <i>m/z</i> 430 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.31 (dd, <i>J</i> = 8.6, 5.8 Hz, 1H), 7.14 - 7.04 (m, 4H), 6.87 - 6.77 (m, 2H), 5.70 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 4.97 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 4.19 (d, <i>J</i> = 10.3 Hz, 1H), 4.17 - 4.02 (m, 1H), 2.31 (s, 3H), 2.28 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.81 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -117.35.

10

20

30

40

【表 2 - 1 1 0】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
284	1252249			ESIMS <i>m/z</i> 450 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.35 - 7.22 (m, 2H), 7.12 (dd, <i>J</i> = 8.4, 6.5 Hz, 1H), 6.98 - 6.84 (m, 2H), 6.71 - 6.48 (m, 2H), 5.78 (dq, <i>J</i> = 12.1, 6.3 Hz, 1H), 4.91 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.49 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 4.25 - 4.02 (m, 1H), 3.82 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.84 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -112.92, -116.53.
285	1252251			ESIMS <i>m/z</i> 434 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.31 - 7.16 (m, 3H), 7.00 - 6.79 (m, 4H), 5.70 (dq, <i>J</i> = 10.3, 6.1 Hz, 1H), 4.89 (s, 1H), 4.25 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 4.18 - 4.04 (m, 1H), 2.36 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.87 (d, <i>J</i> = 7.0 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -116.06, -116.38.

10

20

30

40

【表 2 - 1 1 1】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
286	125, 123, 123			ESIMS <i>m/z</i> 450 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.25 - 7.19 (m, 3H), 6.99 - 6.90 (m, 2H), 6.60 (td, <i>J</i> = 8.3, 2.5 Hz, 1H), 6.54 (dd, <i>J</i> = 10.9, 2.5 Hz, 1H), 5.74 (dq, <i>J</i> = 11.9, 6.1 Hz, 1H), 4.94 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 4.48 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 4.19 - 4.05 (m, 1H), 3.77 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.20 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.86 (d, <i>J</i> = 7.3 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.32, -116.11.
287	125, 123, 127			ESIMS <i>m/z</i> 434 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.30 (dd, <i>J</i> = 8.6, 5.7 Hz, 1H), 7.24 - 7.11 (m, 2H), 7.01 - 6.93 (m, 2H), 6.92 - 6.69 (m, 2H), 5.67 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.2 Hz, 1H), 4.92 (d, <i>J</i> = 6.4 Hz, 1H), 4.22 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 4.18 - 4.01 (m, 1H), 2.29 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.83 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -115.53, -116.86.

10

20

30

40

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
288	1252592		(薄膜) 3364, 2978, 1709, 1600, 1496, 1161	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₅ H ₃₁ F ₂ NNaO ₅ の計算値 486.2063; 実測値 486.2063	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.21 (dd, <i>J</i> = 8.5, 6.6 Hz, 1H), 7.16 (dd, <i>J</i> = 8.5, 5.9 Hz, 1H), 6.82 (tt, <i>J</i> = 8.4, 4.1 Hz, 2H), 6.59 (td, <i>J</i> = 8.2, 2.5 Hz, 1H), 6.53 (dd, <i>J</i> = 10.8, 2.4 Hz, 1H), 5.67 (dq, <i>J</i> = 12.3, 6.1 Hz, 1H), 4.97 (d, <i>J</i> = 6.5 Hz, 1H), 4.73 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 4.25 – 4.04 (m, 1H), 3.78 (s, 3H), 2.42 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.21 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.92 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.52, -116.98.
289	1252594		(薄膜) 3364, 2979, 1710, 1601, 1501, 1162	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₄ H ₂₈ F ₃ NNaO ₅ の計算値 490.1812; 実測値 490.1809	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.32 – 7.27 (m, 1H), 7.23 – 7.14 (m, 1H), 6.81 – 6.71 (m, 2H), 6.61 (td, <i>J</i> = 8.3, 2.5 Hz, 1H), 6.54 (dd, <i>J</i> = 10.8, 2.5 Hz, 1H), 5.79 (dq, <i>J</i> = 11.8, 6.1 Hz, 1H), 4.95 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 1H), 4.76 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 4.21 – 4.05 (m, 1H), 3.76 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H), 0.90 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -112.15 (d, <i>J</i> = 44.2 Hz), -112.17 (d, <i>J</i> = 44.3 Hz), -112.91.

【表 2 - 1 1 3】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マスマスペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
290	125.5591		(薄膜) 3365, 2979, 1709, 1497, 1450, 1160	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₅ H ₃₁ F ₂ NNaO ₅ の計算値 486.2063; 実測値 486.2067	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.30 (dd, <i>J</i> = 8.4, 6.2 Hz, 1H), 7.03 (dd, <i>J</i> = 8.6, 6.6 Hz, 1H), 6.80 (d, <i>J</i> = 8.7 Hz, 2H), 6.58 (d, <i>J</i> = 9.2 Hz, 2H), 5.65 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.1 Hz, 1H), 4.93 (d, <i>J</i> = 6.9 Hz, 1H), 4.73 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 4.18 – 4.04 (m, 1H), 3.84 (s, 3H), 2.28 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.85 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -112.94, -117.45.
291	125.5593		(薄膜) 3364, 2980, 1711, 1499, 1163	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₄ H ₂₈ F ₃ NNaO ₄ の計算値 474.1862; 実測値 474.1863	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.30 (dd, <i>J</i> = 8.1, 5.8 Hz, 1H), 7.18 – 7.07 (m, 1H), 6.90 – 6.75 (m, 4H), 5.67 (dq, <i>J</i> = 11.7, 6.5 Hz, 1H), 4.92 (d, <i>J</i> = 6.7 Hz, 1H), 4.61 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 4.19 – 3.95 (m, 1H), 2.29 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.27 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H), 0.85 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -111.50 (d, <i>J</i> = 7.3 Hz), - 112.52 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz), - 116.50.

10

20

30

40

【表 2 - 1 1 4】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
292	12525637		(薄膜) 3363, 2979, 2939, 2838, 1712, 1586, 1477		¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) 1:1 混合物の両ジアステレオ マーについて d 7.18 - 7.09 (m, 2H), 7.01 - 6.87 (m, 10H), 5.76 - 5.58 (m, 2H), 5.03 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 5.01 (d, <i>J</i> = 4.9 Hz, 1H), 5.01 - 4.90 (m, 2H), 4.20 - 4.06 (m, 2H), 3.92 (d, <i>J</i> = 2.1 Hz, 3H), 3.89 (d, <i>J</i> = 2.0 Hz, 3H), 3.81 (d, <i>J</i> = 1.9 Hz, 3H), 3.80 (d, <i>J</i> = 1.9 Hz, 3H), 1.44 (s, 9H), 1.42 (s, 9H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.6 Hz, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H), 1.17 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H), 0.90 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).
293	12525641		(薄膜) 3364, 2980, 2839, 1712, 1495, 1455		¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) 2:1 混合物の主ジアステレ オマー d 7.15 (dt, <i>J</i> = 9.6, 3.0 Hz, 1H), 6.93 (td, <i>J</i> = 8.8, 8.2, 3.1 Hz, 1H), 6.89 - 6.81 (m, 2H), 6.80 - 6.68 (m, 2H), 5.84 (dd, <i>J</i> = 9.6, 6.2 Hz, 1H), 4.98 (s, 1H), 4.86 (d, <i>J</i> = 9.2 Hz, 1H), 4.24 - 4.07 (m, 1H), 3.82 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H), 0.90 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).

10

20

30

40

【表 2 - 1 1 5】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
294	1253819			ESIMS <i>m/z</i> 412 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.19 – 7.10 (m, 2H), 7.10 – 7.07 (m, 4H), 7.03 – 6.98 (m, 1H), 6.98 – 6.92 (m, 1H), 5.76 (dq, <i>J</i> = 10.3, 6.1 Hz, 1H), 4.94 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.18 – 4.03 (m, 1H), 3.94 (d, <i>J</i> = 10.3 Hz, 1H), 2.30 (s, 3H), 2.28 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.76 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) オーバーラップにより 1 つの芳香族 C シグナル 欠如 d 172.84, 141.56, 141.27, 138.32, 137.91, 128.87, 128.87, 128.60, 128.34, 127.62, 127.30, 125.06, 124.89, 73.20, 57.91, 53.39, 49.25, 28.31, 21.46, 21.42, 19.32, 18.01.
295	12537539			ESIMS <i>m/z</i> 416 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.32 – 7.21 (m, 5H), 7.21 – 7.15 (m, 1H), 6.86 (dd, <i>J</i> = 8.0, 1.7 Hz, 1H), 6.79 (dd, <i>J</i> = 11.3, 1.6 Hz, 1H), 5.85 – 5.72 (m, 1H), 5.04 – 4.94 (m, 1H), 4.39 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 4.14 (p, <i>J</i> = 7.4, 6.8 Hz, 1H), 2.26 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.90 – 0.81 (m, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -118.88.

10

20

30

40

10

20

30

【表 2 - 1 1 7】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
298	12527923			ESIMS <i>m/z</i> 416 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.31 - 7.22 (m, 4H), 7.22 - 7.11 (m, 1H), 7.12 - 7.02 (m, 2H), 6.91 (dd, <i>J</i> = 9.4, 8.2 Hz, 1H), 5.74 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.2 Hz, 1H), 4.92 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.17 - 4.04 (m, 1H), 3.97 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 2.23 (d, <i>J</i> = 1.9 Hz, 3H), 1.41 (s, 9H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.76 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -120.18.
299	12527924			ESIMS <i>m/z</i> 464 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.23 (dd, <i>J</i> = 8.6, 6.6 Hz, 1H), 7.07 - 7.01 (m, 2H), 6.88 (t, <i>J</i> = 9.3 Hz, 1H), 6.60 (td, <i>J</i> = 8.3, 2.6 Hz, 1H), 6.54 (dd, <i>J</i> = 10.9, 2.5 Hz, 1H), 5.72 (dq, <i>J</i> = 11.8, 6.0 Hz, 1H), 4.95 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.44 (d, <i>J</i> = 10.3 Hz, 1H), 4.19 - 4.07 (m, 1H), 3.78 (s, 3H), 2.22 (d, <i>J</i> = 1.9 Hz, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.20 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.86 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.49, -120.41.

10

20

30

40

【表 2 - 1 1 8】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
300	~~125, 281, 317~~ 125, 281, 317			ESIMS <i>m/z</i> 448 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.24 (dd, <i>J</i> = 9.6, 5.6 Hz, 1H), 7.16 (t, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 6.85 (dt, <i>J</i> = 10.4, 2.4 Hz, 3H), 6.79 (dt, <i>J</i> = 11.3, 1.1 Hz, 1H), 5.70 (dq, <i>J</i> = 10.2, 6.2 Hz, 1H), 4.99 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.61 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 4.22 – 4.09 (m, 1H), 2.39 (s, 3H), 2.26 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.92 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -116.47, -118.10.
301	~~125, 281, 317~~ 125, 281, 317			ESIMS <i>m/z</i> 452 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.30 – 7.21 (m, 2H), 6.92 – 6.85 (m, 1H), 6.85 – 6.74 (m, 3H), 5.84 – 5.73 (m, 1H), 4.97 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.68 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 4.22 – 4.07 (m, 1H), 2.28 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.90 (d, <i>J</i> = 7.3 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -111.63 (d, <i>J</i> = 7.5 Hz), -112.07 (d, <i>J</i> = 7.0 Hz), -118.16.

10

20

30

40

【表 2 - 1 1 9】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
302	12529179		(薄膜) 3366, 2979, 2932, 1713, 1496, 1452, 1365, 1306, 1248, 1211, 1165, 1053, 699	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₄ H ₃₂ NO ₄ の計算値 398.2326; 実測値 398.2328	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.29 – 7.21 (m, 4H), 7.19 – 7.13 (m, 3H), 7.09 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 2H), 5.77 (dq, <i>J</i> = 10.3, 6.1 Hz, 1H), 4.92 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.17 – 4.04 (m, 1H), 3.99 (d, <i>J</i> = 10.3 Hz, 1H), 2.28 (s, 3H), 1.41 (s, 9H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.75 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.83, 154.94, 141.81, 138.26, 136.50, 129.98, 129.46, 128.47, 127.93 (d, <i>J</i> = 3.6 Hz), 126.56, 120.94, 79.63, 73.17, 57.62, 49.18, 34.67, 28.31, 20.97, 19.30, 18.00.
303	12529181		(薄膜) 3371, 2978, 2931, 1712, 1495, 1451, 1365, 1165, 1051, 699	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₄ H ₃₂ NO ₄ の計算値 398.2326; 実測値 398.2324	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.26 (d, <i>J</i> = 4.5 Hz, 5H), 7.18 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 2H), 7.05 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 2H), 5.77 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.2 Hz, 1H), 4.94 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.18 – 4.05 (m, 1H), 3.99 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 2.26 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.80 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.83, 154.94, 141.52, 138.41, 136.15, 129.12, 128.73, 128.21, 128.05, 127.95, 126.79, 124.35, 79.63, 73.17, 57.47, 49.21, 34.67, 28.31, 20.94, 19.30, 18.08.

【表 2 - 1 2 0】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
304	12529183		(薄膜) 3371, 2979, 2932, 1712, 1508, 1452, 1366, 1222, 1160, 1053, 816	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₄ H ₃₀ FNO ₄ Na の計算値 438.2051; 実測値 438.2052	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.25 – 7.20 (m, 2H), 7.15 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 2H), 7.07 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 2H), 6.96 (t, <i>J</i> = 8.7 Hz, 2H), 5.72 (dq, <i>J</i> = 9.7, 6.2 Hz, 1H), 4.93 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.17 – 4.06 (m, 1H), 3.99 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 2.27 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.21 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.81 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.80, 161.65 (d, <i>J</i> = 245.5 Hz), 154.94, 138.13, 137.32 (d, <i>J</i> = 3.2 Hz), 136.35, 129.52 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz), 129.22, 127.89, 126.12 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz), 115.56 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 79.68, 73.01, 56.60, 49.19, 34.67, 31.59, 28.31, 20.95, 19.22, 18.07.

10

20

30

40

【表 2 - 1 2 1】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
305	12529145		(薄膜) 3371, 2979, 2933, 1710, 1509, 1452, 1366, 1222, 1160, 1051, 699	ESIMS <i>m/z</i> 402.2 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.31 – 7.23 (m, 7H), 6.98 – 6.92 (m, 2H), 5.75 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.2 Hz, 1H), 4.91 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 4.18 – 4.07 (m, 1H), 4.02 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 1.42 (s, 9H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.83 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.80, 161.61 (d, <i>J</i> = 245.2 Hz), 154.93, 141.02, 137.26 (d, <i>J</i> = 3.4 Hz), 129.55 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz), 128.86, 127.99, 127.05, 115.29 (d, <i>J</i> = 21.2 Hz), 79.74, 73.05, 57.10, 49.18, 34.67, 28.31, 19.29, 18.12.

10

20

30

40

【表 2 - 1 2 2】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
306	12539187		(薄膜) 3371, 2979, 2932, 1712, 1509, 1452, 1366, 1222, 1161, 1052, 815	ESIMS <i>m/z</i> 438.2 ([M+Na] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.26 – 7.21 (m, 2H), 7.14 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz, 2H), 7.09 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 2H), 6.98 – 6.90 (m, 2H), 5.73 (dq, <i>J</i> = 10.2, 6.1 Hz, 1H), 4.91 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.17 – 4.06 (m, 1H), 3.98 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 2.29 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.82 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.80, 161.56 (d, <i>J</i> = 245.0 Hz), 154.93, 138.04, 137.58 (d, <i>J</i> = 3.3 Hz), 136.69, 129.54, 129.43 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz), 127.82, 115.25 (d, <i>J</i> = 21.2 Hz), 79.72, 73.11, 56.76, 49.18, 34.67, 28.31, 20.97, 19.28, 18.12.

10

20

30

40

【表 2 - 1 2 3】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
307	128, 129, 137		(薄膜) 3370, 2980, 2936, 1712, 1503, 1453, 1366, 1164, 1053, 966, 851, 698	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₃ H ₂₈ F ₂ NO ₄ の計算値 420.1981; 実測値 420.1995	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.33 – 7.24 (m, 5H), 7.22 – 7.14 (m, 1H), 6.86 – 6.73 (m, 2H), 5.84 – 5.72 (m, 1H), 4.90 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 4.40 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 4.18 – 4.05 (m, 1H), 1.42 (s, 9H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.78 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.74, 162.98 – 161.09 (m), 160.06 (dd, <i>J</i> = 169.5, 12.1 Hz), 154.93, 140.15, 129.79, 128.61, 128.22, 127.00, 124.39 (d, <i>J</i> = 18.6 Hz), 111.62 (d, <i>J</i> = 19.5 Hz), 104.70 – 103.41 (m), 79.71, 72.30, 49.40, 49.15, 34.67, 28.31, 18.97, 17.99.

10

20

30

40

【表 2 - 1 2 4】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
308	125292113		(薄膜) 3364, 2980, 2933, 1713, 1502, 1453, 1366, 1164, 1053, 966, 850	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₄ H ₂₉ F ₂ NO ₄ Na の計算値 456.1957; 実測値 456.1953	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.25 – 7.20 (m, 1H), 7.18 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 2H), 7.07 (d, <i>J</i> = 7.6 Hz, 2H), 6.85 – 6.72 (m, 2H), 5.76 (dtd, <i>J</i> = 9.5, 6.8, 5.5 Hz, 1H), 4.92 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 4.36 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 4.19 – 4.01 (m, 1H), 2.27 (s, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.82 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.74, 161.98 (dd, <i>J</i> = 167.8, 11.9 Hz), 160.01 (dd, <i>J</i> = 167.8, 11.9 Hz), 154.93, 137.05, 136.57, 129.90, 129.24, 128.11, 124.66 (d, <i>J</i> = 11.5 Hz), 111.57 (d, <i>J</i> = 20.4 Hz), 104.69 – 102.95 (m), 79.70, 72.38, 49.18, 48.94, 28.31, 20.97, 18.97, 18.07.

10

20

30

40

【表 2 - 1 2 5】

Cmpd. No.	分子量	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マスペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
309	336.29311		(薄膜) 3364, 2981, 1711, 1604, 1502, 1454, 1380, 1366, 1224, 1161, 1053, 966, 851,	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₂₃ H ₂₆ F ₃ NO ₄ Na の計算値 460.1706; 実測値 460.1712	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 7.29 – 7.19 (m, 3H), 6.99 – 6.93 (m, 2H), 6.86 – 6.75 (m, 2H), 5.81 – 5.70 (m, 1H), 4.90 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 4.37 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 4.21 – 4.06 (m, 1H), 1.42 (s, 9H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.85 (dd, <i>J</i> = 7.8, 1.1 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.71, 162.85, 162.71, 161.37, 161.28, 160.87, 160.75, 159.39, 159.30, 154.93, 135.92, 129.76 (d, <i>J</i> = 7.7 Hz), 115.44 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 111.71 (d, <i>J</i> = 18.0 Hz), 104.71 – 103.96 (m), 79.80, 72.20, 49.16, 48.78, 34.67, 28.30, 18.99, 18.09.
310	336.3417			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₆ H ₃₈ NO ₂ の計算値 396.2897; 実測値 396.2896	
311	336.315			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₄ H ₃₄ NO ₂ の計算値 368.2584; 実測値 368.2584	¹ H NMR (400 MHz, アセトン -d ₆) δ 7.31 – 7.21 (m, 4H), 7.15 (ddd, <i>J</i> = 10.9, 8.5, 2.5 Hz, 4H), 5.87 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.0 Hz, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 10.5 Hz, 1H), 3.85 (q, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.31 (dt, <i>J</i> = 3.3, 1.7 Hz, 3H), 2.91 – 2.73 (m, 2H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.19 (t, <i>J</i> = 6.7 Hz, 12H), 0.81 (dd, <i>J</i> = 7.3, 2.8 Hz, 3H).






10

20

30

40

【表 2 - 1 2 6】

Cmpd. No.		MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マスペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
312				HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₂ H ₃₀ NO ₂ の計算値 340.2271; 実測値 340.2273	
313				HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₀ H ₂₄ F ₂ NO ₂ の計算値 348.1770; 実測値 348.1780	¹ H NMR (400 MHz, アセトン -d ₆) δ 7.34 (dd, <i>J</i> = 8.7, 5.7 Hz, 1H), 7.26 (dd, <i>J</i> = 8.7, 5.8 Hz, 1H), 7.02 – 6.80 (m, 5H), 5.75 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.1 Hz, 1H), 4.59 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 3.96 (q, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.72 – 3.60 (m, 2H), 2.40 (s, 3H), 2.37 (s, 3H), 1.34 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.03 (d, <i>J</i> = 7.3 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, アセトン) δ -119.66, -120.05.
314				ESIMS <i>m/z</i> 320 ([M+H] ⁺)	
315				ESIMS <i>m/z</i> 320 ([M+H] ⁺)	
316				ESIMS <i>m/z</i> 380.5 ([M+H] ⁺)	
317				ESIMS <i>m/z</i> 374.4 ([M+H] ⁺)	

10

20

30

40

【表 2 - 1 2 7】

Cmpd. No.	分子式	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
318	12513797			ESIMS <i>m/z</i> 298 ([M+H] ⁺)	
319	12513335			ESIMS <i>m/z</i> 334 ([M+H] ⁺)	
320	12513339			ESIMS <i>m/z</i> 420 ([M+H] ⁺)	
321	12513349			ESIMS <i>m/z</i> 428 ([M+H] ⁺)	
322	12515765		(薄膜) 2851, 1740, 1494, 1451, 1253, 1231, 1204, 1117, 1080, 1046, 871, 746, 699	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₁₈ H ₂₂ NO ₂ の計算値 284.1645; 実測値 284.1644	
323	12515941			ESIMS <i>m/z</i> 412.3 ([M+H] ⁺)	
324	12515943			ESIMS <i>m/z</i> 408.4 ([M+H] ⁺)	
325	12515945			ESIMS <i>m/z</i> 440.3 ([M+H] ⁺)	
326	12515947			ESIMS <i>m/z</i> 400.4 ([M+H] ⁺)	

10

20

30

40

【表 2 - 1 2 8】

Cmpd. No.	分子量	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マスペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
327	12517447			ESIMS <i>m/z</i> 404 ([M+H] ⁺)	
328	12517449			ESIMS <i>m/z</i> 372 ([M+H] ⁺)	
329	12517451			ESIMS <i>m/z</i> 372 ([M+H] ⁺)	
330	12517453			ESIMS <i>m/z</i> 380 ([M+H] ⁺)	
331	12517455			ESIMS <i>m/z</i> 380 ([M+H] ⁺)	
332	12518231			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C20H24F2NO4</chem> の計算値 380.1668; 実測値 380.1649	¹ H NMR (500 MHz, メタノール -d ₄) δ 6.74 (dddd, <i>J</i> = 17.6, 8.0, 3.7, 1.8 Hz, 4H), 6.58 (ddt, <i>J</i> = 12.2, 10.0, 2.3 Hz, 2H), 5.83 (dq, <i>J</i> = 10.2, 6.1 Hz, 1H), 4.13 (d, <i>J</i> = 10.3 Hz, 1H), 3.93 (q, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.78 (s, 3H), 3.77 (s, 3H), 1.28 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.3 Hz, 3H) (NH プロトン は認められず). ¹⁹ F NMR (471 MHz, メタノール -d ₄) δ -112.85 (t, <i>J</i> = 10.0 Hz), -113.22 (t, <i>J</i> = 10.3 Hz).

10

20

30

40

【表 2 - 1 2 9】

Cmpd. No.	分子量	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マスペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
333	12518213			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₂ H ₃₀ NO ₆ の計算値 404.2068; 実測値 404.2038	¹ H NMR (500 MHz, メタノール-d ₄) δ 6.51 (dd, <i>J</i> = 5.2, 2.3 Hz, 4H), 6.35 (dt, <i>J</i> = 13.0, 2.2 Hz, 2H), 5.82 (dq, <i>J</i> = 10.4, 6.1 Hz, 1H), 3.99 (d, <i>J</i> = 10.4 Hz, 1H), 3.89 (q, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.75 (s, 6H), 3.74 (s, 6H), 1.27 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.96 (d, <i>J</i> = 7.3 Hz, 3H) (NH プロトンは 認められず).
334	12518217			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₂ H ₃₀ NO ₄ の計算値 372.2169; 実測値 372.2146	¹ H NMR (500 MHz, メタノール-d ₄) δ 6.75 (d, <i>J</i> = 4.0 Hz, 2H), 6.69 (dt, <i>J</i> = 6.6, 1.9 Hz, 2H), 6.61 (s, 1H), 6.58 (d, <i>J</i> = 2.3 Hz, 1H), 5.82 (dq, <i>J</i> = 10.4, 6.1 Hz, 1H), 3.97 (d, <i>J</i> = 10.5 Hz, 1H), 3.85 (q, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 3.75 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 2.29 (s, 3H), 2.27 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.92 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) (NH プロトンは認められず).
335	12518219			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₂ H ₃₀ NO ₄ の計算値 372.2169; 実測値 372.2146	¹ H NMR (500 MHz, メタノール-d ₄) δ 6.75 (d, <i>J</i> = 4.0 Hz, 2H), 6.69 (dt, <i>J</i> = 6.6, 1.9 Hz, 2H), 6.61 (s, 1H), 6.58 (d, <i>J</i> = 2.3 Hz, 1H), 5.82 (dq, <i>J</i> = 10.4, 6.1 Hz, 1H), 3.97 (d, <i>J</i> = 10.5 Hz, 1H), 3.85 (q, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 3.75 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 2.29 (s, 3H), 2.27 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.92 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) (NH プロトンは認められず).




10

20

30

40

【表 2 - 1 3 0】

Cmpd. No.		MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マスペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
336				ESIMS <i>m/z</i> 372.1 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (500 MHz, メタノール- <i>d</i> ₄) δ 7.03 (dd, <i>J</i> = 11.9, 7.5 Hz, 2H), 6.92 – 6.80 (m, 4H), 5.88 (dq, <i>J</i> = 10.5, 6.1 Hz, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 10.4 Hz, 1H), 3.88 (q, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.80 (d, <i>J</i> = 1.0 Hz, 6H), 2.12 (s, 3H), 2.11 (s, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.90 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) (NH プロトンは認められず).
337				HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C20H24F2NO4</chem> の計算値 380.1668; 実測値 380.1667	¹ H NMR (500 MHz, メタノール - <i>d</i> ₄) δ 7.15 – 7.06 (m, 4H), 7.03 (q, <i>J</i> = 8.5 Hz, 2H), 5.77 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.2 Hz, 1H), 4.06 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.93 (q, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 3.83 (s, 3H), 3.82 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.3 Hz, 3H) (NH プロトンは認められず). ¹⁹ F NMR (471 MHz, メタノール - <i>d</i> ₄) δ -136.28 (dd, <i>J</i> = 12.6, 8.5 Hz), -136.53 (dd, <i>J</i> = 12.6, 8.9 Hz).
338				ESIMS <i>m/z</i> 372.1 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (500 MHz, メタノール - <i>d</i> ₄) δ 7.14 – 7.03 (m, 4H), 6.80 (dd, <i>J</i> = 12.7, 8.4 Hz, 2H), 5.77 (dq, <i>J</i> = 10.3, 6.2 Hz, 1H), 3.92 (d, <i>J</i> = 10.4 Hz, 1H), 3.86 (q, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.78 (s, 3H), 3.76 (s, 3H), 2.15 (s, 3H), 2.14 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.92 (d, <i>J</i> = 7.3 Hz, 3H) (NH プロトンは 認められず).

10

20

30

40

【表 2 - 1 3 1】

Cmpd. No.	分子量	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
339	339.1317			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₂ H ₃₀ NO ₆ の計算値 404.2068; 実測値 404.2059	¹ H NMR (500 MHz, メタノール- <i>d</i> ₄) δ 7.03 (d, <i>J</i> = 3.0 Hz, 1H), 6.90 – 6.80 (m, 3H), 6.75 (ddd, <i>J</i> = 8.9, 4.5, 3.1 Hz, 2H), 5.99 (dq, <i>J</i> = 10.2, 6.2 Hz, 1H), 4.91 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 3.89 (q, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.81 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 3.70 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.97 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) (NH プロトンは 認められず).
340	340.1845		(薄膜) 2938, 1742, 1617, 1501, 1473, 1429, 1293, 1233, 1189, 1119, 1050, 950, 785	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₀ H ₂₂ F ₄ NO ₄ の計算値 416.1479; 実測値 416.1479	
341	341.1867		(薄膜) 2866, 1742, 1500, 1454, 1378, 1226, 1113, 1048, 808, 792, 737	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₂ H ₃₀ NO ₂ の計算値 340.2271; 実測値 340.2269	
342	342.1869		(薄膜) 2863, 1748, 1736, 1526, 1500, 1456, 1376, 1238, 1187, 1116, 1048, 810, 791, 751	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₂ H ₃₀ NO ₂ の計算値 340.2271; 実測値 340.2274	




10

20

30

40

【表 2 - 1 3 2】

Cmpd. No.		MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マスペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
343			(薄膜) 2878, 1751, 1738, 1587, 1526, 1494, 1459, 1240, 1226, 1188, 1130, 1048, 811, 754	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C20H24F2NO2</chem> の計算値 348.1770; 実測値 348.1771	
344			(薄膜) 2962, 1747, 1596, 1497, 1234, 1205, 1114, 1052, 1034, 829, 811, 713	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C20H24F2NO4</chem> の計算値 380.1668; 実測値 380.1665	
345			(薄膜) 2839, 1744, 1622, 1583, 1506, 1444, 1287, 1254, 1193, 1116, 1050, 1030, 872, 833	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C20H24F2NO4</chem> の計算値 380.1668; 実測値 380.1671	
346			(薄膜) 2941, 1742, 1615, 1588, 1457, 1417, 1326, 1241, 1171, 1116, 1032, 873, 859, 740	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C22H24F6NO4</chem> の計算値 480.1604; 実測値 480.1607	
347				ESIMS <i>m/z</i> 408.2 ([M+H] ⁺)	










10

20

30

40

【表 2 - 1 3 3】

Cmpd. No.	分子式	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マスペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
348				ESIMS <i>m/z</i> 436.2 ([M+H] ⁺)	
349				ESIMS <i>m/z</i> 404.1 ([M+H] ⁺)	
350				ESIMS <i>m/z</i> 372.1 ([M+H] ⁺)	
351				ESIMS <i>m/z</i> 372.1 ([M+H] ⁺)	
352				ESIMS <i>m/z</i> 380 ([M+H] ⁺)	
353				ESIMS <i>m/z</i> 372 ([M+H] ⁺)	
354				ESIMS <i>m/z</i> 332 ([M+H] ⁺)	
355				ESIMS <i>m/z</i> 316 ([M+H] ⁺)	
356				ESIMS <i>m/z</i> 332 ([M+H] ⁺)	
357				ESIMS <i>m/z</i> 316 ([M+H] ⁺)	

10

20

30

40

【表 2 - 1 3 4】

Cmpd. No.	分子式	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
358				ESIMS <i>m/z</i> 346 ([M+H] ⁺)	
359				ESIMS <i>m/z</i> 330 ([M+H] ⁺)	
360				ESIMS <i>m/z</i> 346 ([M+H] ⁺)	
361				ESIMS <i>m/z</i> 350 ([M+H] ⁺)	
362				ESIMS <i>m/z</i> 334 ([M+H] ⁺)	
363				ESIMS <i>m/z</i> 350 ([M+H] ⁺)	
364				ESIMS <i>m/z</i> 334 ([M+H] ⁺)	
365				ESIMS <i>m/z</i> 312([M+H] ⁺)	
366				ESIMS <i>m/z</i> 364.2 ([M+H] ⁺)	
367				ESIMS <i>m/z</i> 368.2 ([M+H] ⁺)	

10

20

30

40

【表 2 - 1 3 5】

Cmpd. No.	分子式	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マスペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
368				ESIMS <i>m/z</i> 364.2 ([M+H] ⁺)	
369				ESIMS <i>m/z</i> 352.2 ([M+H] ⁺)	
370				ESIMS <i>m/z</i> 316([M+H] ⁺)	
371				ESIMS <i>m/z</i> 334([M+H] ⁺)	
372				ESIMS <i>m/z</i> 330 ([M+H] ⁺)	
373				ESIMS <i>m/z</i> 348([M+H] ⁺)	
374				ESIMS <i>m/z</i> 352 ([M+H] ⁺)	
375				ESIMS <i>m/z</i> 316 ([M+H] ⁺)	
376				ESIMS <i>m/z</i> 364 ([M+H] ⁺)	

10

20

30

40

【表 2 - 1 3 6】

Cmpd. No.	分子量	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マスペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
377	1252.191		(薄膜) 3408, 2920, 1740, 1512, 1495, 1452, 1232, 1198, 1114, 1048, 734, 699	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₁₉ H ₂₄ NO ₂ の計算値 298.1802; 実測値 298.1798	
378	1252.193		(薄膜) 2877, 1749, 1599, 1515, 1493, 1452, 1228, 1193, 1139, 1119, 1055, 744, 699	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₁₉ H ₂₄ NO ₂ の計算値 298.1802; 実測値 298.1795	
379	1252.195		(薄膜) 2879, 1747, 1602, 1508, 1454, 1227, 1197, 1116, 1053, 814, 733	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₁₉ H ₂₃ FNO ₂ の計算値 316.1707; 実測値 316.1703	
380	1252.197		(薄膜) 2896, 1741, 1604, 1509, 1453, 1226, 1117, 1047, 732, 699	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₁₈ H ₂₁ FNO ₂ の計算値 302.1551; 実測値 302.1548	
381	1252.199		(薄膜) 2919, 1741, 1603, 1509, 1459, 1229, 1117, 1049, 813	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₁₉ H ₂₃ FNO ₂ の計算値 316.1707; 実測値 316.1705	

10

20

30

40

【表 2 - 1 3 7】

Cmpd. No.	分子量	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マスペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
382	320.215		(薄膜) 3396, 2936, 1743, 1619, 1602, 1503, 1454, 1235, 1208, 1145, 1116, 966, 850, 699	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₁₈ H ₂₀ F ₂ NO ₂ の計算値 320.1457; 実測値 320.1451	
383	334.217		(薄膜) 3440, 2924, 1743, 1603, 1502, 1234, 1208, 1116, 1100, 1083, 966, 849	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₁₉ H ₂₂ F ₂ NO ₂ の計算値 334.1613; 実測値 334.1606	
384	338.236		(薄膜) 3384, 2935, 1743, 1603, 1503, 1228, 1117, 966, 850	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₁₈ H ₁₉ F ₃ NO ₂ の計算値 338.1362; 実測値 338.1356	
385	338.239		(薄膜) 3384, 2935, 1743, 1603, 1503, 1228, 1117, 966, 850	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₁₈ H ₁₉ F ₃ NO ₂ の計算値 338.1362; 実測値 338.1356	

10

20

30

40

【表 2 - 1 3 8】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
386	12546171			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₅ F ₂ N ₂ O ₅ の計算値 471.1728; 実測値 471.1726.	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.05 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.22 (dddd, <i>J</i> = 11.7, 8.5, 5.3, 2.6 Hz, 4H), 7.02 – 6.89 (m, 4H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.72 (dq, <i>J</i> = 9.7, 6.2 Hz, 1H), 4.60 – 4.46 (m, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.06 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 171.56, 168.60, 162.98, 162.87, 160.54, 160.42, 155.41, 148.75, 140.43, 136.83, 136.80, 136.73, 136.70, 130.36, 129.54, 129.46, 115.83, 115.62, 115.50, 115.29, 109.46, 73.32, 56.14, 56.08, 47.87, 30.92, 19.12, 17.67.


10

20

30

40

【表 2 - 1 3 9】

Cmpd. No.		MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
387				HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₅ F ₂ N ₂ O ₅ の計算値 471.1723; 実測値 471.1726.	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.08 (d, <i>J</i> = 0.7 Hz, 1H), 8.20 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.99 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.24 – 7.13 (m, 4H), 7.03 – 6.93 (m, 2H), 6.93 – 6.84 (m, 3H), 5.69 (dq, <i>J</i> = 9.1, 6.2 Hz, 1H), 4.59 – 4.45 (m, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 9.0 Hz, 1H), 3.96 (s, 3H), 1.34 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 171.26, 168.55, 162.94, 162.84, 160.49, 160.40, 155.44, 148.78, 140.44, 136.82, 136.79, 136.46, 136.43, 130.35, 129.74, 129.67, 129.65, 129.57, 115.76, 115.55, 115.46, 115.24, 109.50, 99.99, 73.34, 56.11, 55.66, 47.80, 18.95, 17.74.

10

20

30

40

【表 2 - 1 4 0】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
388	12507121		(薄膜) 3371, 2981, 1735, 1649, 1495, 1261, 954, 800, 728	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₉ F ₂ N ₂ O ₅ の計算値 499.2039; 実測値 499.2044	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 12.05 (s, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.24 (dd, <i>J</i> = 8.7, 5.8 Hz, 1H), 7.14 (dd, <i>J</i> = 8.6, 5.8 Hz, 1H), 6.92 – 6.72 (m, 5H), 5.64 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.2 Hz, 1H), 4.53 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.44 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.31 (s, 3H), 1.31 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.10 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -116.46 (td, <i>J</i> = 8.8, 5.7 Hz), -116.87 (td, <i>J</i> = 9.0, 5.9 Hz).
389	12507123		(薄膜) 3370, 2962, 1735, 1649, 1527, 1264, 1145, 801, 729	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₃ H ₄₃ N ₂ O ₅ の計算値 547.3166; 実測値 547.3163	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 12.12 (s, 1H), 8.38 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.29 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz, 2H), 7.25 (s, 6H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.80 (dq, <i>J</i> = 10.3, 6.2 Hz, 1H), 4.48 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 3.98 (d, <i>J</i> = 10.3 Hz, 1H), 3.93 (s, 3H), 1.28 – 1.25 (m, 12H), 1.24 (s, 9H), 0.83 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.76, 168.50, 155.32, 149.63, 149.44, 148.70, 140.42, 138.71, 138.13, 130.51, 127.66, 127.63, 125.64, 125.36, 109.37, 74.03, 57.25, 56.05, 47.78, 34.37, 34.32, 31.31, 31.30, 19.33, 17.40.

10

20

30

40

【表 2 - 1 4 1】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
390	12207127		(薄膜) 3370, 2959, 1734, 1649, 1527, 1450, 1280, 1145, 1045, 801, 729	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₁ H ₃₉ N ₂ O ₅ の計算値 519.2853; 実測値 519.2848	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 12.12 (s, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.23 (dd, <i>J</i> = 8.3, 2.6 Hz, 5H), 7.13 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 2H), 7.09 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 2H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.80 (dq, <i>J</i> = 10.4, 6.1 Hz, 1H), 4.49 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 3.98 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 3.93 (s, 3H), 2.82 (tp, <i>J</i> = 13.9, 6.9 Hz, 2H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.20 (d, <i>J</i> = 6.9 Hz, 6H), 1.16 (d, <i>J</i> = 6.9 Hz, 6H), 0.86 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.75, 168.50, 155.32, 148.70, 147.36, 147.20, 140.41, 139.09, 138.58, 130.51, 127.91, 126.79, 126.50, 109.37, 73.97, 57.39, 56.05, 47.80, 33.64, 33.62, 23.98, 23.97, 23.93, 19.31, 17.45.

10

20

30

40

【表 2 - 1 4 2】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
391	12507131		(薄膜) 3370, 2959, 1734, 1649, 1576, 1450, 1262, 1147, 1050, 800, 728	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₅ N ₂ O ₅ の計算値 491.2540; 実測値 491.2540	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 12.12 (s, 1H), 8.36 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.07 – 6.89 (m, 6H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 5.76 (dq, <i>J</i> = 10.3, 6.1 Hz, 1H), 4.52 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.91 (d, <i>J</i> = 10.3 Hz, 1H), 2.17 (dd, <i>J</i> = 20.2, 12.3 Hz, 12H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.99 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.72, 168.48, 155.32, 148.69, 140.38, 139.15, 138.98, 136.84, 136.38, 135.01, 134.59, 130.50, 129.93, 129.62, 129.33, 129.28, 125.27, 124.99, 109.35, 73.76, 57.12, 56.05, 47.88, 19.88, 19.79, 19.30, 19.29, 19.24, 17.67.
392	12509183		(薄膜) 3358, 2936, 1749, 1659, 1508, 1223, 1131	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₂ F ₅ N ₂ O ₅ の計算値 525.1443; 実測値 525.1451	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 11.51 – 11.26 (m, 1H), 8.72 – 8.46 (m, 1H), 8.10 – 7.95 (m, 1H), 7.24 – 7.13 (m, 4H), 7.03 – 6.82 (m, 5H), 5.88 – 5.70 (m, 1H), 5.31 – 5.11 (m, 1H), 4.12 – 4.04 (m, 1H), 4.01 – 3.93 (m, 3H), 1.32 – 1.25 (m, 3H).



10

20

30

40

【表 2 - 1 4 3】

Cmpd. No.		MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
393			(薄膜) 3371, 2939, 1734, 1649, 1599, 1500, 1277, 1150, 1034, 953	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₉ F ₂ N ₂ O ₇ の計算値 531.1937; 実測値 531.1926	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 12.11 (d, <i>J</i> = 0.7 Hz, 1H), 8.34 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 7.35 (dd, <i>J</i> = 8.5, 6.7 Hz, 1H), 7.25 – 7.08 (m, 1H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 6.61 – 6.45 (m, 4H), 5.89 (dq, <i>J</i> = 9.6, 6.1 Hz, 1H), 4.83 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 4.71 – 4.44 (m, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.83 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.09 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).
394				HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₆ H ₂₉ N ₂ O ₅ の計算値 448.2071; 実測値 449.2081.	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.09 (s, 1H), 8.41 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.32 – 7.12 (m, 10H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.87 (q, <i>J</i> = 6.3 Hz, 1H), 4.59 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 1.75 (s, 3H), 1.20 – 1.14 (m, 6H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 171.61, 168.58, 155.36, 148.74, 146.44, 144.98, 140.40, 130.48, 128.16, 128.10, 127.93, 127.35, 126.33, 126.16, 109.43, 76.21, 56.06, 50.40, 48.00, 23.98, 17.94, 15.94.

10

20

30

40

【表 2 - 1 4 4】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
395	12514323		(薄膜) 3370, 2981, 1734, 1648, 1575, 1527, 1494, 1480, 1450, 1279, 1262, 1242, 1144, 1047, 909, 729, 702	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₇ N ₂ O ₅ の計算値 435.1914; 実測値 435.1924	ジアステレオマーの 1:1 混合物 ¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 12.14 (s, 1H), 12.09 (s, 1H), 8.34 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 8.24 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 8.00 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.32 – 7.17 (m, 9H), 7.16 – 7.10 (m, 1H), 6.88 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.88 – 5.75 (m, 1H), 4.56 – 4.44 (m, 1H), 4.07 (d, <i>J</i> = 5.6 Hz, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 1H), 3.95 (s, 3H), 3.94 (s, 1H), 1.29 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.97 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).
396	12515341		(薄膜) 3372, 2985, 2228, 1738, 1649, 1576, 1529, 1504, 1452	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₅ N ₄ O ₅ の計算値 485.1819; 実測値 485.1824	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 11.96 (s, 1H), 8.24 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.98 (t, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.63 – 7.59 (m, 2H), 7.57 – 7.50 (m, 2H), 7.40 – 7.37 (m, 2H), 7.37 – 7.33 (m, 2H), 6.93 – 6.84 (m, 1H), 5.83 – 5.71 (m, 1H), 4.61 – 4.46 (m, 1H), 4.21 (d, <i>J</i> = 9.3 Hz, 1H), 3.96 (s, 3H), 1.28 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.13 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).

10

20

30

40

【表 2 - 1 4 5】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
397	12315343		(薄膜) 2984, 1739, 1681, 1617, 1577, 1530, 1482	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C27H25F6N2O5</chem> の計算値 571.1662; 実測値 571.1671	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.01 (s, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.57 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 2H), 7.52 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz, 2H), 7.42 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz, 2H), 7.39 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz, 2H), 6.87 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 5.90 – 5.82 (m, 1H), 4.59 – 4.48 (m, 1H), 4.22 (d, <i>J</i> = 9.6 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 1.29 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.03 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -62.66, -62.69.
398	12315341		(薄膜) 3364, 2981, 1713, 1650, 1607, 1529, 1481, 1418	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C31H35N2O9</chem> の計算値 579.2337; 実測値 579.2349	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.03 (s, 1H), 8.33 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 8.00 – 7.95 (m, 3H), 7.93 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 2H), 7.38 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 2H), 7.35 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz, 2H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.86 (dp, <i>J</i> = 9.1, 7.1, 6.6 Hz, 1H), 4.60 – 4.50 (m, 1H), 4.35 (qd, <i>J</i> = 7.1, 2.8 Hz, 4H), 4.22 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 3.93 (s, 3H), 1.37 (t, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H), 1.37 (t, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H), 1.28 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.05 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).

10

20

30

40

【表 2 - 1 4 6】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
399	12515915		(薄膜) 3364, 2939, 1734, 1649, 1488, 1449, 1243	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C27H29Cl2N2O7</chem> の計算値 563.1346; 実測値 563.1354	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.10 (s, 1H), 8.34 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.96 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.32 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz, 1H), 7.09 (d, <i>J</i> = 8.7 Hz, 1H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 6.85 – 6.80 (m, 3H), 6.74 (d, <i>J</i> = 2.0 Hz, 1H), 5.88 (dq, <i>J</i> = 9.6, 6.2 Hz, 1H), 4.83 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 4.54 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.83 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.11 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).
400	12515919		(薄膜) 3373, 2980, 1734, 1649, 1598, 1480, 1263, 1161, 1040	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C29H33F2N2O7</chem> の計算値 559.225; 実測値 559.2258	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.12 (s, 1H), 8.36 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.96 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.32 (dd, <i>J</i> = 8.5, 6.8 Hz, 1H), 7.15 (dd, <i>J</i> = 9.0, 6.9 Hz, 1H), 6.85 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 6.62 – 6.39 (m, 4H), 5.99 – 5.89 (m, 1H), 4.82 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 4.55 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 4.03 – 3.81 (m, 7H), 1.47 (t, <i>J</i> = 7.0 Hz, 3H), 1.40 (t, <i>J</i> = 7.0 Hz, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.10 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.62, -114.03.

10

20

30

40

【表 2 - 1 4 7】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
401	12515921		(薄膜) 3367, 2980, 1735, 1650, 1576, 1528, 1243, 1147, 1041	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C29H33Cl2N2O7</chem> の計算値 591.1659; 実測値 591.1662	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.10 (s, 1H), 8.36 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.96 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.29 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz, 1H), 7.11 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz, 1H), 6.85 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 6.80 (dd, <i>J</i> = 8.2, 2.0 Hz, 2H), 6.77 (d, <i>J</i> = 2.0 Hz, 1H), 6.70 (d, <i>J</i> = 2.1 Hz, 1H), 5.92 (dq, <i>J</i> = 10.2, 6.2 Hz, 1H), 4.82 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 4.62 – 4.47 (m, 1H), 4.03 – 3.81 (m, 7H), 1.47 (t, <i>J</i> = 6.9 Hz, 3H), 1.39 (t, <i>J</i> = 6.9 Hz, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.12 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).
402	12515923		(薄膜) 3374, 2976, 1733, 1649, 1527, 1450, 1261, 1142, 1044	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C31H39N2O7</chem> の計算値 551.2752; 実測値 551.2716	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.17 (s, 1H), 8.40 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.96 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.28 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.13 (d, <i>J</i> = 7.6 Hz, 1H), 6.84 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 6.70 – 6.50 (m, 4H), 5.96 (dq, <i>J</i> = 10.4, 6.1 Hz, 1H), 4.90 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 4.53 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 4.05 – 3.80 (m, 7H), 2.26 (s, 3H), 2.22 (s, 3H), 1.47 (t, <i>J</i> = 7.0 Hz, 3H), 1.39 (t, <i>J</i> = 6.9 Hz, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.04 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).

10

20

30

40

【表 2 - 1 4 8】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
403	12, 13, 14, 15, 16, 17			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₉ F ₂ N ₂ O ₇ の計算値 531.1944; 実測値 531.1937	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.04 (d, <i>J</i> = 0.7 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.05 - 6.90 (m, 2H), 6.90 - 6.77 (m, 5H), 5.73 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.1 Hz, 1H), 4.63 - 4.47 (m, 1H), 3.99 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.86 (s, 3H), 3.85 (s, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.08 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -137.02, -137.51.

10

20

30

40

【表 2 - 1 4 9】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
404	12516881			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₅ N ₂ O ₇ の計算値 523.2432; 実測値 523.2426	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.11 (s, 1H), 8.35 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.20 (d, <i>J</i> = 8.6 Hz, 1H), 7.16 - 7.08 (m, 1H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 6.71 - 6.63 (m, 3H), 6.59 (d, <i>J</i> = 2.8 Hz, 1H), 5.65 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.1 Hz, 1H), 4.61 - 4.46 (m, 1H), 4.39 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.75 (s, 3H), 3.72 (s, 3H), 2.37 (s, 3H), 2.30 (s, 3H), 1.30 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.09 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 171.70, 168.56, 157.82, 157.67, 155.37, 148.74, 140.37, 137.93, 137.69, 131.88, 131.34, 130.50, 128.88, 128.13, 116.26, 116.08, 111.28, 110.86, 109.41, 75.02, 56.04, 55.08, 47.93, 46.22, 20.36, 20.30, 18.82, 17.78.

10

20

30

40

【表 2 - 1 5 0】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
405	12517457		(薄膜) 3368, 2937, 2837, 1732, 1650, 1609, 1578, 1529, 1504	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₅ N ₂ O ₉ の計算値 555.2337; 実測値 555.2327	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 12.16 (s, 1H), 8.37 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.32 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 7.11 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 6.85 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 6.42 – 6.34 (m, 3H), 6.32 (d, <i>J</i> = 2.5 Hz, 1H), 5.88 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.2 Hz, 1H), 4.82 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 4.61 – 4.46 (m, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.82 (s, 3H), 3.75 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.07 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).
406	12517459		(薄膜) 3373, 2936, 1734, 1650, 1611, 1577, 1529, 1505	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₅ N ₂ O ₇ の計算値 523.2439; 実測値 523.2437	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 12.16 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.38 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.30 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.10 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 6.85 (dd, <i>J</i> = 5.3, 0.6 Hz, 1H), 6.70 – 6.59 (m, 3H), 6.57 – 6.53 (m, 1H), 5.92 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.2 Hz, 1H), 4.90 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 4.60 – 4.43 (m, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.83 (s, 3H), 3.72 (s, 3H), 2.27 (s, 3H), 2.24 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.03 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).

10

20

30

40

【表 2 - 1 5 1】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
407	12517461		(薄膜) 3370, 2937, 2936, 1734, 1650, 1576, 1528, 1501	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C29H35N2O7</chem> の計算値 523.2439; 実測値 523.2429	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 12.16 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.38 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.20 (d, <i>J</i> = 2.2 Hz, 1H), 7.05 (d, <i>J</i> = 2.2 Hz, 1H), 6.98 – 6.84 (m, 2H), 6.85 (dd, <i>J</i> = 5.4, 0.6 Hz, 1H), 6.74 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz, 1H), 6.64 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz, 1H), 5.88 (dq, <i>J</i> = 10.2, 6.1 Hz, 1H), 4.96 (d, <i>J</i> = 10.3 Hz, 1H), 4.60 – 4.45 (m, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.82 (s, 3H), 3.72 (s, 3H), 2.24 (s, 3H), 2.21 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.02 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).
408	12517463		(薄膜) 3368, 2940, 2839, 1736, 1650, 1577, 1528, 1478, 1453, 1434	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C27H29F2N2O7</chem> の計算値 531.1937; 実測値 531.1942	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) 1:1 混合物の両ジアステレオ マーについて d 12.14 (d, <i>J</i> = 0.7 Hz, 1H), 12.07 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 8.6 Hz, 1H), 8.29 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.20 – 7.11 (m, 2H), 7.01 – 6.82 (m, 12H), 5.82 – 5.63 (m, 2H), 5.04 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 5.03 (d, <i>J</i> = 9.3 Hz, 1H), 4.63 – 4.42 (m, 2H), 3.96 (s, 3H), 3.95 (s, 3H), 3.93 (d, <i>J</i> = 2.1 Hz, 3H), 3.90 (d, <i>J</i> = 2.1 Hz, 3H), 3.78 (d, <i>J</i> = 1.8 Hz, 3H), 3.78 (d, <i>J</i> = 1.8 Hz, 3H), 1.37 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H), 1.27 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.13 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).

10

20

30

40

【表 2 - 1 5 2】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
409	123, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000		(薄膜) 3368, 2940, 2839, 1736, 1650, 1528, 1495, 1482	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₉ F ₂ N ₂ O ₇ の計算値 531.1937; 実測値 531.1937	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) ジアステレオマーの 2:1 混合 物の主異性体について d 12.09 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.37 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.16 (dd, <i>J</i> = 9.6, 2.9 Hz, 1H), 6.96 (dd, <i>J</i> = 9.3, 3.2 Hz, 1H), 6.90 – 6.75 (m, 4H), 6.72 (d, <i>J</i> = 4.7 Hz, 1H), 5.98 – 5.79 (m, 1H), 4.91 – 4.83 (m, 1H), 4.62 – 4.46 (m, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.83 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.11 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).

10

20

30

40

【表 2 - 1 5 3】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
410	12818453			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₅ N ₂ O ₉ の計算値 555.2337; 実測値 555.2317	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) ジアステレオマーの 1:1 混合物について δ 12.20 (s, 1H), 12.11 (s, 1H), 8.37 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 2H), 7.97 (t, <i>J</i> = 5.2 Hz, 2H), 7.09 – 6.81 (m, 10H), 6.78 – 6.68 (m, 4H), 5.79 – 5.59 (m, 2H), 5.11 (dd, <i>J</i> = 9.8, 6.2 Hz, 2H), 4.52 (dp, <i>J</i> = 10.0, 7.1 Hz, 2H), 3.95 (s, 3H), 3.94 (s, 3H), 3.89 (s, 3H), 3.86 (s, 3H), 3.84 (s, 3H), 3.83 (s, 3H), 3.81 (s, 3H), 3.79 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 3.70 (s, 3H), 1.35 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H), 1.27 (d, <i>J</i> = 4.7 Hz, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 4.7 Hz, 3H), 1.08 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H) ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) ジアステレオマーの 1:1 混合物について δ 171.68, 171.35, 168.48, 168.46, 155.31, 155.29, 152.81, 152.79, 152.74, 152.72, 148.71, 148.67, 147.33, 147.31, 147.15, 147.12, 140.36, 134.98, 134.79, 134.67, 134.47, 130.57, 130.50, 123.69, 123.65, 123.62, 121.03, 120.94, 120.41, 120.24, 110.79, 110.57, 110.55, 109.35, 109.33, 73.98, 60.39, 60.37, 60.27, 56.07, 56.05, 55.65, 55.57, 55.55, 47.92, 47.90, 41.96, 41.92, 18.80, 18.72, 18.04, 17.74.

10

20

30

40

【表 2 - 1 5 4】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マスペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
411	12518461			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C29H35N2O7</chem> の計算値 523.2439; 実測値 523.2409	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) ジアステレオマーの 1:1 混合物について δ 12.20 (d, <i>J</i> = 0.5 Hz, 1H), 12.11 (d, <i>J</i> = 0.5 Hz, 1H), 8.36 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 2H), 7.98 (dd, <i>J</i> = 5.9, 5.2 Hz, 2H), 7.32 (ddd, <i>J</i> = 12.0, 7.2, 2.1 Hz, 2H), 7.17 – 7.09 (m, 2H), 7.09 – 6.80 (m, 10H), 5.76 – 5.57 (m, 2H), 5.08 (t, <i>J</i> = 9.6 Hz, 2H), 4.59 – 4.41 (m, 2H), 3.96 (s, 3H), 3.94 (s, 3H), 3.83 (s, 3H), 3.79 (s, 3H), 3.69 (s, 3H), 3.68 (s, 3H), 2.36 – 2.19 (m, 12H), 1.33 – 1.23 (m, 9H), 1.02 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) ジアステレオマーの 1:1 混合物について δ 171.66, 171.15, 168.48, 168.46, 156.89, 156.80, 156.76, 155.32, 148.74, 148.69, 140.38, 140.33, 133.98, 133.84, 133.74, 133.69, 131.21, 131.19, 131.02, 130.98, 130.56, 130.47, 130.09, 130.04, 129.77, 129.74, 126.86, 126.71, 126.59, 126.34, 123.84, 123.80, 123.73, 109.36, 74.58, 74.50, 60.29, 60.22, 60.19, 56.08, 56.07, 47.89, 47.85, 41.76, 41.70, 19.02, 18.93, 18.03, 17.65, 16.69, 16.66, 16.48, 16.45.

10

20

30

40

【表 2 - 1 5 5】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
412	12518468				¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) ジアステレオマーの 1:1 混合物について δ 12.18 (s, 1H), 12.11 (s, 1H), 8.36 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 8.28 (d, <i>J</i> = 7.7 Hz, 1H), 8.06 – 7.91 (m, 2H), 7.11 – 7.00 (m, 4H), 6.95 (t, <i>J</i> = 8.6 Hz, 2H), 6.89 – 6.82 (m, 4H), 6.70 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz, 2H), 6.65 (dd, <i>J</i> = 8.0, 4.5 Hz, 2H), 5.70 (ddq, <i>J</i> = 12.3, 6.1, 3.3, 2.6 Hz, 2H), 4.62 (dd, <i>J</i> = 12.2, 9.9 Hz, 2H), 4.49 (dp, <i>J</i> = 22.0, 7.2 Hz, 2H), 3.94 (s, 3H), 3.93 (s, 3H), 3.79 (s, 3H), 3.79 (s, 3H), 3.75 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 2.29 (s, 3H), 2.26 (s, 3H), 2.19 (s, 3H), 2.18 (s, 3H), 1.35 – 1.25 (m, 9H), 1.05 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) ジアステレオマーの 1:1 混合物について δ 171.69, 171.27, 168.52, 157.74, 157.55, 155.32, 148.73, 140.69, 140.38, 140.12, 139.96, 130.52, 126.17, 126.11, 125.90, 125.55, 125.38, 120.47, 120.38, 119.87, 119.66, 109.38, 108.32, 74.97, 74.87, 56.03, 55.46, 55.43, 47.92, 47.89, 47.53, 18.74, 18.72, 17.98, 17.69, 11.84, 11.74, 11.42.

10

20

30

40

【表 2 - 1 5 6】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
413	125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000		(薄膜) 3374, 2941, 1737, 1650, 1529, 1501, 1476, 1453, 1431, 1281, 1263, 1243, 1058, 952, 801	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C27H27F4N2O7</chem> の計算値 567.1749; 実測値 567.1750	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.03 (s, 1H), 8.28 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.96 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 7.05 (ddd, <i>J</i> = 8.4, 5.6, 2.2 Hz, 1H), 6.89 – 6.72 (m, 4H), 5.67 (dq, <i>J</i> = 9.6, 6.2 Hz, 1H), 4.86 (d, <i>J</i> = 9.6 Hz, 1H), 4.56 (dt, <i>J</i> = 8.1, 7.0 Hz, 1H), 3.97 (d, <i>J</i> = 2.4 Hz, 3H), 3.95 (s, 3H), 3.83 (d, <i>J</i> = 2.1 Hz, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.20 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.48, 168.61, 155.43, 148.73, 147.12 (d, <i>J</i> = 7.3 Hz), 146.96 (d, <i>J</i> = 7.6 Hz), 145.26 (d, <i>J</i> = 13.9 Hz), 143.28 (d, <i>J</i> = 13.8 Hz), 140.44, 130.25, 129.70, 129.47, 123.09 (dd, <i>J</i> = 8.2, 3.8 Hz), 122.45 – 122.20 (m), 110.82 (d, <i>J</i> = 17.3 Hz), 110.57, 109.47, 72.53, 61.22 (d, <i>J</i> = 4.1 Hz), 61.16 (d, <i>J</i> = 3.6 Hz), 56.11, 47.96, 42.46, 18.74, 17.75.

10

20

30

40

【表 2 - 1 5 7】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
414	12516847		(薄膜) 3369, 2925, 1735, 1650, 1576, 1528, 1501, 1481, 1451, 1331, 1280, 1263, 1212, 1145, 1045, 801, 733	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₅ N ₂ O ₅ の計算値 491.2540; 実測値 491.2536	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.11 (s, 1H), 8.35 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.11 – 7.00 (m, 3H), 6.94 – 6.84 (m, 4H), 5.73 – 5.64 (m, 1H), 4.55 – 4.44 (m, 2H), 3.94 (s, 3H), 2.36 (s, 3H), 2.28 (s, 3H), 2.26 (s, 6H), 1.30 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.03 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.84, 168.52, 155.34, 148.73, 140.40, 139.09, 138.45, 135.47, 135.11, 133.53, 133.33, 130.60, 130.49, 130.27, 128.60, 127.81, 127.27, 126.95, 109.39, 75.10, 56.07, 47.89, 47.34, 21.29, 21.22, 19.79, 19.75, 18.78, 17.66.

10

20

30

40

【表 2 - 1 5 8】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
415	12518549		(薄膜) 3369, 2937, 1734, 1649, 1576, 1527, 1500, 1480, 1450, 1329, 1280, 1262, 1242, 1139, 1043, 908, 799, 728	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₅ N ₂ O ₅ の計算値 491.2540; 実測値 491.2536	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.11 (s, 1H), 8.35 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.18 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.12 (d, <i>J</i> = 7.7 Hz, 1H), 6.98 – 6.89 (m, 3H), 6.87 – 6.81 (m, 2H), 5.69 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.2 Hz, 1H), 4.58 – 4.48 (m, 1H), 4.45 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 2.35 (s, 3H), 2.29 (s, 3H), 2.25 (s, 3H), 2.21 (s, 3H), 1.30 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.05 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.71, 168.51, 155.32, 148.69, 140.38, 136.43, 136.33, 136.15, 135.95, 135.90, 135.58, 131.50, 131.15, 130.49, 127.77, 127.05, 126.85, 126.58, 109.37, 75.04, 56.06, 47.89, 46.81, 20.84, 20.80, 20.12, 20.07, 18.85, 17.71.

10

20

30

40

【表 2 - 1 5 9】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
416	1241551		(薄膜) 3369, 2938, 1736, 1649, 1576, 1528, 1494, 1480, 1452, 1326, 1279, 1263, 1240, 1184, 1145, 1044, 910, 803, 728	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₉ F ₂ N ₂ O ₅ の計算値 499.2039; 実測値 499.2035	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.05 (s, 1H), 8.36 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.12 (dd, <i>J</i> = 8.4, 6.0 Hz, 1H), 7.06 – 7.00 (m, 2H), 6.93 – 6.77 (m, 4H), 5.60 (dq, <i>J</i> = 9.6, 6.2 Hz, 1H), 4.61 – 4.50 (m, 1H), 4.48 (d, <i>J</i> = 9.6 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 2.35 (s, 3H), 2.28 (s, 3H), 1.34 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.10 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.60, 168.60, 161.36 (d, <i>J</i> = 244.0 Hz), 155.35, 148.72, 140.57 (d, <i>J</i> = 6.5 Hz), 140.48, 139.99 (d, <i>J</i> = 6.6 Hz), 132.34 (d, <i>J</i> = 3.2 Hz), 132.07 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz), 132.00 (d, <i>J</i> = 3.3 Hz), 131.72 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz), 130.39, 114.85 (d, <i>J</i> = 22.3 Hz), 114.32 (d, <i>J</i> = 22.3 Hz), 113.72 (d, <i>J</i> = 20.7 Hz), 113.42 (d, <i>J</i> = 20.5 Hz), 109.44, 74.21, 56.08, 47.79, 47.70, 19.41, 19.36, 18.76, 17.68.

10

20

30

40

【表 2 - 1 6 0】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
417	1251853		(薄膜) 3367, 2940, 1738, 1650, 1530, 1498, 1482, 1453, 1281, 1264, 1242, 1210, 1149, 1037, 802, 730	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C27H29F2N2O7</chem> の計算値 531.1937; 実測値 531.1931	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.07 (s, 1H), 8.34 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.01 – 6.90 (m, 2H), 6.88 – 6.80 (m, 3H), 6.71 (ddd, <i>J</i> = 8.9, 3.9, 3.1 Hz, 1H), 6.64 (ddd, <i>J</i> = 8.9, 3.9, 3.1 Hz, 1H), 5.85 (dq, <i>J</i> = 12.2, 6.1 Hz, 1H), 4.70 (d, <i>J</i> = 10.4 Hz, 1H), 4.61 – 4.52 (m, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.74 (s, 6H), 1.31 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.11 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.53, 168.53, 155.99 (d, <i>J</i> = 24.2 Hz), 155.76 – 155.59 (m), 155.32, 154.09 (d, <i>J</i> = 24.6 Hz), 148.70, 140.40, 130.42, 127.85 (d, <i>J</i> = 15.9 Hz), 127.56 (d, <i>J</i> = 16.3 Hz), 116.26 (d, <i>J</i> = 24.9 Hz), 115.93 (d, <i>J</i> = 24.8 Hz), 115.16, 114.19, 113.04 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz), 109.39, 72.25, 56.07, 55.69, 47.85, 43.42, 18.94, 17.72.

10

20

30

40

【表 2 - 1 6 1】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
418	12518555		(薄膜) 3369, 2938, 1737, 1650, 1623, 1577, 1529, 1507, 1481, 1443, 1320, 1282, 1264, 1242, 1195, 1154, 1031, 951, 849, 834, 800, 731	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₉ F ₂ N ₂ O ₇ の計算値 531.1937; 実測値 531.1933	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.09 (s, 1H), 8.34 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.27 (t, <i>J</i> = 8.6 Hz, 1H), 7.16 (t, <i>J</i> = 8.5 Hz, 1H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 6.64 – 6.54 (m, 3H), 6.47 (dd, <i>J</i> = 12.1, 2.6 Hz, 1H), 5.79 (dq, <i>J</i> = 12.0, 6.1 Hz, 1H), 4.66 – 4.52 (m, 2H), 3.94 (s, 3H), 3.75 (s, 3H), 3.72 (s, 3H), 1.28 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.14 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.55, 168.55, 161.19 (d, <i>J</i> = 245.6 Hz), 161.00 (d, <i>J</i> = 245.8 Hz), 159.75 (d, <i>J</i> = 11.3 Hz), 159.47 (d, <i>J</i> = 11.3 Hz), 155.35, 148.69, 140.39, 130.42, 129.87 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz), 129.23 (d, <i>J</i> = 5.9 Hz), 119.53 (d, <i>J</i> = 14.6 Hz), 119.33 (d, <i>J</i> = 15.0 Hz), 110.16 (d, <i>J</i> = 3.0 Hz), 109.66 (d, <i>J</i> = 3.0 Hz), 109.38, 101.82 (d, <i>J</i> = 26.7 Hz), 101.59 (d, <i>J</i> = 26.6 Hz), 72.49, 56.05, 55.48 (d, <i>J</i> = 6.8 Hz), 47.90, 41.70, 18.91, 17.79.

10

20

30

40

【表 2 - 1 6 2】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
419	12518557		(薄膜) 3370, 2941, 1737, 1651, 1616, 1577, 1529, 1454, 1417, 1326, 1241, 1119, 1080, 1032, 905, 860, 801, 738	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₂₉ F ₆ N ₂ O ₇ の計算値 631.1873; 実測値 631.1876	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.06 (s, 1H), 8.34 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.54 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.30 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.12 (dd, <i>J</i> = 7.9, 1.6 Hz, 2H), 7.04 (d, <i>J</i> = 1.8 Hz, 1H), 6.98 (d, <i>J</i> = 1.7 Hz, 1H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.99 (dq, <i>J</i> = 9.5, 6.2 Hz, 1H), 5.00 (d, <i>J</i> = 9.4 Hz, 1H), 4.59 – 4.48 (m, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.89 (s, 3H), 3.81 (s, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.05 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.62, 168.58, 157.53, 155.38, 148.73, 140.44, 132.32 (d, <i>J</i> = 8.6 Hz), 130.37, 130.18, 130.04, 129.47, 125.02, 122.83, 117.30, 116.98, 109.43, 107.83 – 106.97 (m), 72.18, 56.07, 55.75, 55.69, 47.82, 18.89, 17.66.

10

20

30

40

【表 2 - 1 6 3】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
420	12518737		(薄膜) 3369, 2940, 1737, 1592, 1453, 1135, 1057, 849, 730	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₉ F ₂ N ₂ O ₇ の計算値 531.1937; 実測値 531.1924	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 12.04 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.34 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 6.65 – 6.52 (m, 4H), 6.45 (ddt, <i>J</i> = 24.3, 10.5, 2.2 Hz, 2H), 5.69 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 4.61 – 4.50 (m, 1H), 3.97 – 3.91 (m, 4H), 3.77 (s, 3H), 3.75 (s, 3H), 1.29 – 1.24 (m, 3H), 1.11 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -110.48 – -110.65 (m), - 111.08 (t, <i>J</i> = 10.0 Hz).
421	12518711		(薄膜) 3371, 2938, 1735, 1593, 1454, 1204, 1150, 1063, 730	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₅ N ₂ O ₉ の計算値 555.2337; 実測値 555.2329	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 12.10 (s, 1H), 8.35 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 6.46 – 6.43 (m, 4H), 6.27 (dt, <i>J</i> = 26.6, 2.2 Hz, 2H), 5.75 (dq, <i>J</i> = 10.3, 6.1 Hz, 1H), 4.58 – 4.47 (m, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.89 (d, <i>J</i> = 10.5 Hz, 1H), 3.76 (s, 6H), 3.74 (s, 6H), 1.30 – 1.23 (m, 3H), 1.05 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.70, 168.53, 160.93, 160.75, 155.32, 148.71, 143.38, 143.10, 140.39, 130.45, 109.36, 106.42, 106.08, 98.42, 98.35, 73.11, 58.22, 56.06, 55.30, 55.26, 47.87, 19.21, 17.70.

【表 2 - 1 6 4】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
422	12518715		(薄膜) 3372, 2937, 1735, 1594, 1528, 1452, 1151, 1065, 730	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₅ N ₂ O ₇ の計算値 523.2439; 実測値 523.2434	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 12.11 (s, 1H), 8.36 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 6.69 (dd, <i>J</i> = 3.8, 1.8 Hz, 2H), 6.64 (t, <i>J</i> = 1.9 Hz, 2H), 6.55 (t, <i>J</i> = 2.0 Hz, 1H), 6.49 (t, <i>J</i> = 1.9 Hz, 1H), 5.75 (dq, <i>J</i> = 10.5, 6.2 Hz, 1H), 4.58 – 4.48 (m, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.89 (d, <i>J</i> = 10.5 Hz, 1H), 3.76 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 2.29 (s, 3H), 2.25 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.74, 168.51, 159.74, 159.61, 155.32, 148.70, 142.68, 142.37, 140.40, 139.79, 139.36, 130.47, 121.27, 121.12, 112.62, 112.61, 111.34, 110.82, 109.36, 73.43, 57.89, 56.06, 55.15, 55.11, 47.86, 21.69, 21.61, 19.25, 17.66.

10

20

30

40

【表 2 - 1 6 5】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
423	12518719		(薄膜) 3370, 2937, 1734, 1649, 1528, 1452, 1260, 1137, 1039, 729	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C29H35N2O7</chem> の計算値 523.2439; 実測値 523.2434	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 12.10 (s, 1H), 8.33 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.02 (dd, <i>J</i> = 7.5, 0.9 Hz, 1H), 6.97 (dd, <i>J</i> = 7.6, 0.8 Hz, 1H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 6.80 (dt, <i>J</i> = 7.5, 2.1 Hz, 2H), 6.74 (d, <i>J</i> = 1.6 Hz, 1H), 6.71 (d, <i>J</i> = 1.6 Hz, 1H), 5.80 (dq, <i>J</i> = 10.3, 6.1 Hz, 1H), 4.58 – 4.47 (m, 1H), 3.96 (d, <i>J</i> = 10.3 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.80 (s, 3H), 3.78 (s, 3H), 2.14 (s, 3H), 2.11 (s, 3H), 1.27 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).
424	12518721		(薄膜) 3370, 2938, 1736, 1515, 1442, 1275, 1216, 731	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C27H29F2N2O7</chem> の計算値 531.1937; 実測値 531.1935	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 12.05 (s, 1H), 8.33 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.01 – 6.91 (m, 4H), 6.91 – 6.79 (m, 3H), 5.65 (dq, <i>J</i> = 9.6, 6.2 Hz, 1H), 4.61 – 4.51 (m, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.92 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 3.85 (s, 3H), 3.83 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.13 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (471 MHz, CDCl ₃) δ -134.12 (dd, <i>J</i> = 12.1, 8.5 Hz), -134.58 (dd, <i>J</i> = 12.1, 8.7 Hz).

10

20

30

40

【表 2 - 1 6 6】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
425	12518725		(薄膜) 3370, 2941, 1734, 1649, 1503, 1243, 1135, 1033, 801, 729	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₅ N ₂ O ₇ の計算値 523.2439; 実測値 523.2428	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 12.13 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.36 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.1 Hz, 1H), 7.06 (ddd, <i>J</i> = 9.0, 7.1, 2.4 Hz, 2H), 7.01 (d, <i>J</i> = 2.0 Hz, 2H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 6.72 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 6.68 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 5.71 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 4.58 – 4.48 (m, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.88 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.77 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 2.16 (s, 3H), 2.12 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.03 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H).

10

20

30

40

【表 2 - 1 6 7】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
426	12518731		(薄膜) 3372, 2940, 1735, 1650, 1498, 1223, 1047, 804, 730	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₅ N ₂ O ₉ の計算値 555.2337; 実測値 555.2304	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 12.14 (s, 1H), 8.38 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.05 (d, <i>J</i> = 3.0 Hz, 1H), 6.88 (d, <i>J</i> = 3.1 Hz, 1H), 6.85 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 6.77 (d, <i>J</i> = 8.9 Hz, 1H), 6.72 – 6.55 (m, 3H), 5.94 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 4.93 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 4.60 – 4.49 (m, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.82 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 3.71 (s, 6H), 1.28 – 1.22 (m, 3H), 1.04 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.72, 168.47, 155.28, 153.41, 153.37, 151.78, 151.70, 148.67, 140.35, 130.55, 130.51, 116.43, 115.36, 112.05, 112.00, 111.68, 111.46, 109.31, 73.26, 56.27, 56.05, 55.62, 55.57, 47.90, 18.87, 17.81.

10

20

30

40

【表 2 - 1 6 8】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
427	1251835		(薄膜) 3370, 2939, 1736, 1529, 1452, 1243, 1143, 1043, 801, 730	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₅ N ₂ O ₇ の計算値 523.2439; 実測値 523.2420	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 12.10 (s, 1H), 8.36 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.06 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 6.95 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 6.90 (d, <i>J</i> = 2.7 Hz, 1H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 6.82 (d, <i>J</i> = 2.7 Hz, 1H), 6.66 (dd, <i>J</i> = 8.4, 2.7 Hz, 1H), 6.60 (dd, <i>J</i> = 8.3, 2.7 Hz, 1H), 5.67 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.2 Hz, 1H), 4.58 – 4.49 (m, 1H), 4.46 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 2.34 (s, 3H), 2.26 (s, 3H), 1.32 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.05 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).
428	1251837		(薄膜) 3368, 2933, 1736, 1648, 1528, 1492, 1481, 1263, 1094	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₃ F ₂ N ₂ O ₇ の計算値 560.2283; 実測値 560.2285	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.05 (s, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.43 (dd, <i>J</i> = 8.7, 5.6 Hz, 1H), 7.23 (dd, <i>J</i> = 8.7, 5.6 Hz, 1H), 7.11 (dd, <i>J</i> = 9.6, 2.8 Hz, 1H), 7.04 (dd, <i>J</i> = 9.6, 2.8 Hz, 1H), 6.96 – 6.89 (m, 2H), 6.87 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.63 (dq, <i>J</i> = 8.7, 6.2 Hz, 1H), 4.71 (d, <i>J</i> = 8.8 Hz, 1H), 4.63 (d, <i>J</i> = 12.4 Hz, 1H), 4.58 – 4.36 (m, 4H), 3.94 (s, 3H), 3.43 (s, 3H), 3.38 (s, 3H), 1.30 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.12 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -115.46, -115.76.

【表 2 - 1 6 9】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
429	12518939		(薄膜) 3369, 2975, 1736, 1649, 1527, 1481, 1262, 1093	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C31H37F2N2O7</chem> の計算値 587.2563; 実測値 587.2559	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.06 (s, 1H), 8.33 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.45 (dd, <i>J</i> = 8.7, 5.6 Hz, 1H), 7.21 (dd, <i>J</i> = 8.7, 5.6 Hz, 1H), 7.12 (dd, <i>J</i> = 9.6, 2.8 Hz, 1H), 7.07 (dd, <i>J</i> = 9.7, 2.8 Hz, 1H), 6.94 – 6.84 (m, 3H), 5.73 – 5.56 (m, 1H), 4.78 – 4.63 (m, 2H), 4.60 – 4.38 (m, 4H), 3.94 (s, 3H), 3.62 – 3.42 (m, 4H), 1.33 – 1.25 (m, 6H), 1.23 (t, <i>J</i> = 7.0 Hz, 3H), 1.12 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -115.57, -115.85.
430	12521475			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C26H28FN2O6</chem> の計算値 483.1931; 実測値 483.1928	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.11 (s, 1H), 8.35 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 7.48 - 7.07 (m, 6H), 6.85 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 6.58 (t, <i>J</i> = 8.3 Hz, 2H), 5.85 (dd, <i>J</i> = 10.1, 6.0 Hz, 1H), 4.72 - 4.38 (m, 2H), 3.93 (s, 3H), 3.83 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.99 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.13.

10

20

30

40

【表 2 - 1 7 0】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
431	12521477			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₆ H ₂₈ FN ₂ O ₅ の計算値 467.1982; 実測値 467.1976	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.09 (s, 1H), 8.33 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.36 - 7.07 (m, 6H), 6.94 - 6.78 (m, 3H), 5.78 (dq, <i>J</i> = 10.4, 6.1 Hz, 1H), 4.52 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.29 (d, <i>J</i> = 10.3 Hz, 1H), 3.93 (s, 3H), 2.39 (s, 3H), 1.28 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -116.60.
432	12521479			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₆ H ₂₈ FN ₂ O ₆ の計算値 483.1931; 実測値 483.1931	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.09 (s, 1H), 8.34 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.47 - 7.20 (m, 5H), 7.20 - 7.10 (m, 1H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 6.57 (td, <i>J</i> = 8.3, 2.6 Hz, 1H), 6.49 (dd, <i>J</i> = 10.9, 2.5 Hz, 1H), 5.83 (dq, <i>J</i> = 10.2, 6.1 Hz, 1H), 4.61 - 4.49 (m, 2H), 3.94 (s, 3H), 3.76 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.07 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.49.

10

20

30

40

【表 2 - 1 7 1】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
433	12521687			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₆ H ₂₈ FN ₂ O ₅ の計算値 467.1982; 実測値 467.1974	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.07 (s, 1H), 8.34 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.35 (dd, <i>J</i> = 8.7, 5.7 Hz, 1H), 7.31 - 7.13 (m, 5H), 6.92 - 6.80 (m, 2H), 6.76 (dd, <i>J</i> = 9.7, 2.8 Hz, 1H), 5.75 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 4.53 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.26 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.93 (s, 3H), 2.30 (s, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.05 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -116.99.
434	12521669			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₃₀ FN ₂ O ₆ の計算値 497.2088; 実測値 497.2077	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.12 (s, 1H), 8.35 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.19 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 2H), 7.17 - 7.08 (m, 1H), 7.01 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 2H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 6.64 - 6.51 (m, 2H), 5.82 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.2 Hz, 1H), 4.63 - 4.41 (m, 2H), 3.94 (s, 3H), 3.83 (s, 3H), 2.25 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.03 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.38.

10

20

30

40

【表 2 - 1 7 2】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
435	12521871			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₃₀ FN ₂ O ₅ の計算値 481.2139; 実測値 481.2133	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.11 (s, 1H), 8.34 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.38 - 7.26 (m, 1H), 7.13 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 2H), 7.00 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 2H), 6.95 - 6.80 (m, 3H), 5.76 (dq, <i>J</i> = 10.2, 6.2 Hz, 1H), 4.53 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.25 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 3.93 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.24 (s, 3H), 1.27 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.04 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -116.80.
436	12521873			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₃₀ FN ₂ O ₆ の計算値 497.2088; 実測値 497.2076	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.10 (s, 1H), 8.34 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.33 - 7.22 (m, 1H), 7.19 - 7.13 (m, 2H), 7.06 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 2H), 6.85 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 6.56 (td, <i>J</i> = 8.3, 2.6 Hz, 1H), 6.48 (dd, <i>J</i> = 10.9, 2.5 Hz, 1H), 5.80 (dq, <i>J</i> = 10.4, 6.1 Hz, 1H), 4.62 - 4.44 (m, 2H), 3.94 (s, 3H), 3.76 (s, 3H), 2.28 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.06 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.69.

10

20

30

40

【表 2 - 1 7 3】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
437	12521877			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₃₀ FN ₂ O ₅ の計算値 481.2139; 実測値 481.2121	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.07 (s, 1H), 8.33 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.33 (dd, <i>J</i> = 8.7, 5.8 Hz, 1H), 7.18 - 7.00 (m, 4H), 6.94 - 6.81 (m, 2H), 6.74 (dd, <i>J</i> = 9.7, 2.8 Hz, 1H), 5.73 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 4.52 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.22 (d, <i>J</i> = 10.3 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 2.29 (s, 3H), 2.28 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.04 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -117.22.
438	12524149			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₆ H ₂₇ F ₂ N ₂ O ₆ の計算値 501.1837; 実測値 501.1829	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.09 (s, 1H), 8.33 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.31 - 7.23 (m, 2H), 7.12 (dd, <i>J</i> = 8.2, 6.5 Hz, 1H), 6.94 - 6.80 (m, 3H), 6.64 - 6.52 (m, 2H), 5.81 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.2 Hz, 1H), 4.61 - 4.38 (m, 2H), 3.94 (s, 3H), 3.83 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.06 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -112.82, -116.36.

10

20

30

40

【表 2 - 1 7 4】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
439	12524151			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C26H27F2N2O5</chem> の計算値 485.1888; 実測値 485.1874	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.08 (s, 1H), 8.33 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.33 - 7.12 (m, 3H), 6.97 - 6.83 (m, 5H), 5.73 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.1 Hz, 1H), 4.68 - 4.46 (m, 1H), 4.28 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 2.36 (s, 3H), 1.28 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.09 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -115.88, -116.28.
440	12524157			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C26H27F2N2O6</chem> の計算値 501.1837; 実測値 501.1824	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.08 (s, 1H), 8.33 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.30 - 7.19 (m, 3H), 6.99 - 6.90 (m, 2H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 6.57 (td, <i>J</i> = 8.3, 2.5 Hz, 1H), 6.50 (dd, <i>J</i> = 10.9, 2.5 Hz, 1H), 5.92 - 5.68 (m, 1H), 4.64 - 4.40 (m, 2H), 3.94 (s, 3H), 3.76 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.09 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.15, -116.03.

10

20

30

40

【表 2 - 1 7 5】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
441	12524163			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₆ H ₂₇ F ₂ N ₂ O ₅ の計算値 485.1888; 実測値 485.1876	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.06 (s, 1H), 8.34 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.96 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.33 (dd, <i>J</i> = 8.7, 5.7 Hz, 1H), 7.19 (dd, <i>J</i> = 8.5, 5.4 Hz, 2H), 7.02 - 6.90 (m, 2H), 6.91 - 6.82 (m, 2H), 6.77 (dd, <i>J</i> = 9.7, 2.8 Hz, 1H), 5.71 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.1 Hz, 1H), 4.53 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.26 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 3.93 (s, 3H), 2.27 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.07 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -115.42, -116.65.
442	12524163		(薄膜) 3376, 2929, 1736, 1650, 1576, 1529, 1481, 1452	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₃₁ N ₂ O ₅ の計算値 463.2224; 実測値 463.2227	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.11 (s, 1H), 8.35 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.20 - 7.13 (m, 1H), 7.12 - 7.06 (m, 5H), 7.03 - 6.97 (m, 1H), 6.96 - 6.92 (m, 1H), 6.85 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.79 (dq, <i>J</i> = 10.3, 6.1 Hz, 1H), 4.57 - 4.44 (m, 1H), 3.97 (d, <i>J</i> = 10.4 Hz, 1H), 3.93 (s, 3H), 2.31 (s, 3H), 2.27 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.97 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).

10

20

30

40

【表 2 - 1 7 6】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
443	1222631			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C27H29F2N2O6</chem> の計算値 516.2021; 実測値 516.2018	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.09 (s, 1H), 8.35 (d, <i>J</i> = 7.7 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.23 (dd, <i>J</i> = 8.5, 6.6 Hz, 1H), 7.17 (dd, <i>J</i> = 8.6, 5.8 Hz, 1H), 6.90 – 6.73 (m, 2H), 6.57 (td, <i>J</i> = 8.3, 2.5 Hz, 1H), 6.49 (dd, <i>J</i> = 10.8, 2.5 Hz, 1H), 5.70 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 2H), 4.75 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 4.55 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.76 (s, 3H), 2.43 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.12 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.36, -116.89.
444	1222633			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C26H26F3N2O6</chem> の計算値 519.1737; 実測値 519.1734	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.07 (s, 1H), 8.33 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.29 (dd, <i>J</i> = 8.4, 6.7 Hz, 1H), 7.25 – 7.14 (m, 1H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 6.81 – 6.70 (m, 2H), 6.56 (td, <i>J</i> = 8.3, 2.5 Hz, 1H), 6.50 (dd, <i>J</i> = 10.8, 2.5 Hz, 1H), 5.82 (dq, <i>J</i> = 11.5, 6.2 Hz, 1H), 4.78 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 4.55 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.75 (s, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.12 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -112.12 (d, <i>J</i> = 7.5 Hz), - 112.18 (d, <i>J</i> = 7.5 Hz), - 112.75

【表 2 - 1 7 7】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
445	12525635			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C27H29F2N2O6</chem> の計算値 516.2021; 実測値 516.2021	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.08 (s, 1H), 8.33 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.32 (dd, <i>J</i> = 8.6, 5.8 Hz, 1H), 7.03 (dd, <i>J</i> = 8.3, 6.7 Hz, 1H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 6.81 (td, <i>J</i> = 8.5, 2.8 Hz, 1H), 6.75 (dd, <i>J</i> = 9.7, 2.7 Hz, 1H), 6.62 – 6.51 (m, 2H), 5.69 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.2 Hz, 1H), 4.76 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 4.53 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.84 (s, 3H), 2.26 (s, 3H), 1.27 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.07 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -112.84, -117.29.
446	12525639			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C26H26F3N2O5</chem> の計算値 504.1821; 実測値 504.1818	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.04 (s, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.32 (dd, <i>J</i> = 8.6, 5.7 Hz, 1H), 7.18 – 7.07 (m, 1H), 6.90 – 6.72 (m, 5H), 5.70 (dq, <i>J</i> = 11.7, 6.4 Hz, 1H), 4.64 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 4.54 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 2.27 (s, 3H), 1.29 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.09 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -111.40 (d, <i>J</i> = 7.6 Hz), -112.58 (d, <i>J</i> = 7.6 Hz), -116.32.

10

20

30

40

【表 2 - 1 7 8】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
447	125, 246, 287		(薄膜) 3373, 2980, 2938, 1737, 1650, 1576, 1530, 1481, 1452	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₆ H ₂₈ FN ₂ O ₅ の計算値 467.1977; 実測値 467.1974	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.30 – 12.00 (m, 1H), 8.36 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.96 (dd, <i>J</i> = 5.2, 1.5 Hz, 1H), 7.39 – 7.12 (m, 6H), 6.89 – 6.82 (m, 2H), 6.72 (dd, <i>J</i> = 11.3, 1.6 Hz, 1H), 5.82 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.0 Hz, 1H), 4.56 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.41 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.92 (s, 3H), 2.23 (s, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.09 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -118.95.
448	125, 246, 289		(薄膜) 3377, 2983, 1737, 1650, 1577, 1530, 1510, 1481, 1453, 1440	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₆ H ₂₇ F ₂ N ₂ O ₅ の計算値 485.1883; 実測値 485.1877	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.07 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.34 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.29 – 7.23 (m, 2H), 7.21 (t, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.00 – 6.93 (m, 2H), 6.89 – 6.84 (m, 2H), 6.75 – 6.71 (m, 1H), 5.81 – 5.68 (m, 1H), 4.60 – 4.49 (m, 1H), 4.39 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 2.24 (s, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.10 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -115.56, -118.95.

10

20

30

40

【表 2 - 1 7 9】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
449	12526231		(薄膜) 3378, 2982, 2932, 1738, 1650, 1576, 1530, 1481, 1452	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C27H30FN2O5</chem> の計算値 481.2133; 実測値 481.2133	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.10 (s, 1H), 8.36 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.1 Hz, 1H), 7.28 – 7.12 (m, 3H), 7.08 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 2H), 6.88 – 6.81 (m, 2H), 6.71 (d, <i>J</i> = 11.2 Hz, 1H), 5.80 (dq, <i>J</i> = 12.1, 6.2 Hz, 1H), 4.55 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.38 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.92 (s, 3H), 2.28 (s, 3H), 2.22 (s, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.09 (d, <i>J</i> = 7.0 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -119.09.
450	12526233		(薄膜) 3373, 2982, 1737, 1651, 1577, 1530, 1482, 1453	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C27H29F2N2O5</chem> の計算値 499.2039; 実測値 499.2033	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.09 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.34 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.24 (dd, <i>J</i> = 9.4, 5.5 Hz, 1H), 7.15 (t, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 6.90 – 6.78 (m, 4H), 6.75 – 6.67 (m, 1H), 5.79 – 5.68 (m, 1H), 4.64 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 4.61 – 4.52 (m, 1H), 3.94 (s, 3H), 2.39 (s, 3H), 2.24 (s, 3H), 1.27 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.13 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -116.44, -118.17.



10

20

30

40

【表 2 - 1 8 0】

Cmpd. No.		MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
451			(薄膜) 3375, 2982, 2939, 1739, 1651, 1577, 1530, 1504, 1481, 1453	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₆ H ₂₆ F ₃ N ₂ O ₅ の計算値 503.1788; 実測値 503.1784	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.06 (s, 1H), 8.33 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.32 – 7.20 (m, 2H), 6.91 – 6.70 (m, 5H), 5.86 – 5.76 (m, 1H), 4.70 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 4.62 – 4.51 (m, 1H), 3.94 (s, 3H), 2.25 (s, 3H), 1.29 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.12 (d, <i>J</i> = 7.3 Hz, 3H).
452				HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₆ H ₂₈ FN ₂ O ₅ の計算値 467.1982; 実測値 467.1969	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.08 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.33 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.31 - 7.19 (m, 4H), 7.17 - 7.12 (m, 1H), 7.12 - 7.02 (m, 2H), 6.91 (dd, <i>J</i> = 9.3, 8.3 Hz, 1H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.77 (dq, <i>J</i> = 10.2, 6.1 Hz, 1H), 4.59 - 4.46 (m, 1H), 3.99 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 2.23 (d, <i>J</i> = 1.9 Hz, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.97 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -120.09.

10

20

30

40

【表 2 - 1 8 1】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
453	12527933			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₇ H ₂₉ F ₂ N ₂ O ₆ の計算値 515.1993; 実測値 515.1980	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.08 (s, 1H), 8.33 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.25 - 7.20 (m, 1H), 7.12 - 7.01 (m, 2H), 6.93 - 6.82 (m, 2H), 6.57 (td, <i>J</i> = 8.3, 2.5 Hz, 1H), 6.50 (dd, <i>J</i> = 10.9, 2.5 Hz, 1H), 5.76 (dq, <i>J</i> = 10.3, 6.1 Hz, 1H), 4.61 - 4.48 (m, 1H), 4.45 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.77 (s, 3H), 2.22 (d, <i>J</i> = 1.9 Hz, 3H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.07 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.33, -120.33.
454	12527947		(薄膜) 3373, 2980, 2938, 1735, 1649, 1576, 1528, 1495, 1480, 1451, 1332, 1280, 1263, 1242, 1213, 1144, 1048, 799, 733, 699	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₆ H ₂₉ N ₂ O ₅ の計算値 449.2071; 実測値 449.2063	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.10 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.34 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.31 - 7.27 (m, 2H), 7.24 - 7.15 (m, 4H), 7.15 - 7.06 (m, 3H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.81 (dq, <i>J</i> = 10.2, 6.1 Hz, 1H), 4.57 - 4.46 (m, 1H), 4.02 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 2.28 (s, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.96 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.68, 168.51, 155.33, 148.70, 141.68, 140.40, 138.15, 136.55, 130.48, 129.48, 128.48, 127.93, 126.59, 109.38, 73.63, 57.57, 56.07, 47.85, 20.98, 19.24, 17.61.

【表 2 - 1 8 2】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
455	12527953		(薄膜) 3367, 2981, 2938, 1736, 1649, 1576, 1529, 1480, 1451, 1333, 1281, 1263, 1213, 1146, 1048, 801, 734, 700	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₆ H ₂₉ N ₂ O ₅ の計算値 449.2071; 実測値 449.2068	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.11 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.35 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.29 – 7.24 (m, 4H), 7.20 – 7.15 (m, 3H), 7.03 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 2H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.80 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.2 Hz, 1H), 4.58 – 4.47 (m, 1H), 4.02 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 2.25 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.01 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.65, 168.50, 155.33, 148.69, 141.41, 140.38, 138.28, 136.20, 130.47, 129.12, 128.74, 128.05, 127.90, 126.82, 109.36, 73.61, 57.44, 56.06, 47.86, 20.92, 19.23, 17.67.

10

20

30

40

【表 2 - 1 8 3】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
456	12527461		(薄膜) 3369, 2982, 2937, 1735, 1649, 1576, 1528, 1508, 1480, 1451, 1329, 1280, 1263, 1218, 1157, 1049, 815, 800, 729	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₆ H ₂₈ FN ₂ O ₅ の計算値 467.1977; 実測値 467.1974	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.09 (s, 1H), 8.34 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.25 – 7.21 (m, 2H), 7.18 – 7.13 (m, 2H), 7.04 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 2H), 7.00 – 6.92 (m, 2H), 6.86 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 5.75 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.2 Hz, 1H), 4.59 – 4.47 (m, 1H), 4.02 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 2.26 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.02 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.61, 168.52, 161.66 (d, <i>J</i> = 245.6 Hz), 155.35, 148.71, 140.40, 138.01, 137.20 (d, <i>J</i> = 3.3 Hz), 136.40, 130.44, 129.53 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz), 129.22, 127.84, 115.57 (d, <i>J</i> = 21.1 Hz), 109.39, 73.44, 56.56, 56.07, 47.85, 20.92, 19.14, 17.66.

10

20

30

40

【表 2 - 1 8 4】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
457	12537946		(薄膜) 3373, 2982, 2938, 1736, 1649, 1576, 1529, 1509, 1480, 1452, 1330, 1280, 1263, 1242, 1220, 1159, 1048, 815, 799, 732, 699	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₆ FN ₂ O ₅ の計算値 453.1820; 実測値 453.1810	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 12.07 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.33 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.33 – 7.19 (m, 7H), 6.96 – 6.88 (m, 2H), 6.87 (dd, <i>J</i> = 5.3, 0.6 Hz, 1H), 5.78 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.1 Hz, 1H), 4.61 – 4.47 (m, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.05 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.62, 168.57, 161.59 (d, <i>J</i> = 245.2 Hz), 155.38, 148.73, 140.92, 140.43, 137.11 (d, <i>J</i> = 3.5 Hz), 130.39, 129.53 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz), 128.88, 127.99, 127.08, 115.29 (d, <i>J</i> = 21.2 Hz), 109.43, 73.50, 57.03, 56.08, 47.87, 19.21, 17.69.

10

20

30

40

【表 2 - 1 8 5】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
458	12827867		(薄膜) 3366, 2979, 2939, 1736, 1649, 1576, 1529, 1509, 1481, 1451, 1332, 1264, 1242, 1220, 1159, 1049, 815, 800, 770, 732	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₆ H ₂₈ FN ₂ O ₅ の計算値 467.1977; 実測値 467.1969	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 12.08 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.33 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.30 – 7.21 (m, 2H), 7.14 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz, 2H), 7.09 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz, 2H), 6.95 – 6.84 (m, 3H), 5.76 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 4.59 – 4.47 (m, 1H), 4.01 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 2.29 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.04 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.61, 168.55, 161.53 (d, <i>J</i> = 244.9 Hz), 155.37, 148.71, 140.41, 137.93, 137.41 (d, <i>J</i> = 3.3 Hz), 136.72, 130.39, 129.54, 129.41 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz), 127.82, 115.24 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 109.41, 73.55, 56.67, 56.07, 47.87, 20.96, 19.20, 17.68.

10

20

30

40

【表 2 - 1 8 6】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
459	12527963		(薄膜) 3376, 2984, 2938, 1737, 1649, 1576, 1529, 1503, 1481, 1452, 1327, 1281, 1263, 1243, 1212, 1146, 1050, 966, 849, 800, 733, 699	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₅ F ₂ N ₂ O ₅ の計算値 471.1726; 実測値 471.1726	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.07 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.35 – 7.20 (m, 5H), 7.19 – 7.10 (m, 1H), 6.88 – 6.75 (m, 3H), 5.88 – 5.77 (m, 1H), 4.58 – 4.47 (m, 1H), 4.42 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 1.29 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.56, 168.54, 162.05 (dd, <i>J</i> = 172.5, 11.9 Hz), 161.09 – 159.28 (m), 155.35, 148.72, 140.42, 140.02, 130.41, 130.23 – 129.63 (m), 128.61, 128.18, 127.03, 124.46 – 123.89 (m), 111.63 (d, <i>J</i> = 21.2 Hz), 109.41, 104.54 – 103.81 (m), 72.76, 56.08, 49.36, 47.83, 18.90, 17.60.

10

20

30

40

【表 2 - 1 8 7】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
460	12527971		(薄膜) 3370, 2983, 2937, 1737, 1649, 1576, 1529, 1502, 1481, 1452, 1439, 1329, 1281, 1264, 1243, 1211, 1147, 1050, 966, 849, 801, 732	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₆ H ₂₇ F ₂ N ₂ O ₅ の計算値 485.1883; 実測値 485.1880	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.08 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.33 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.26 – 7.21 (m, 1H), 7.20 – 7.15 (m, 2H), 7.07 – 7.01 (m, 2H), 6.88 – 6.85 (m, 1H), 6.84 – 6.74 (m, 2H), 5.86 – 5.72 (m, 1H), 4.59 – 4.48 (m, 1H), 4.39 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 2.26 (s, 3H), 1.28 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H), 1.04 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.55, 168.53, 161.99 (dd, <i>J</i> = 171.0, 11.9 Hz), 160.02 (dd, <i>J</i> = 170.8, 11.7 Hz), 155.36, 148.72, 140.41, 136.92, 136.63, 130.43, 129.97 – 129.69 (m), 129.24, 128.06, 124.73 – 124.42 (m), 111.58 (d, <i>J</i> = 17.7 Hz), 109.40, 104.83 – 103.37 (m), 72.82, 56.08, 48.91, 47.85, 20.95, 18.90, 17.67.

10

20

30

40

【表 2 - 1 8 8】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
461	12527973		(薄膜) 3371, 2984, 2939, 1738, 1649, 1604, 1577, 1529, 1503, 1481, 1452, 1439, 1326, 1281, 1264, 1242, 1223, 1160, 1050, 966, 849, 810, 732	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₅ H ₂₄ F ₃ N ₂ O ₅ の計算値 489.1632; 実測値 489.1624	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 12.05 (d, <i>J</i> = 0.6 Hz, 1H), 8.30 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.98 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.31 – 7.17 (m, 3H), 6.97 – 6.75 (m, 5H), 5.83 – 5.73 (m, 1H), 4.59 – 4.49 (m, 1H), 4.40 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.95 (s, 3H), 1.28 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.08 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 171.51, 168.59, 162.96 – 162.09 (m), 161.43 – 159.21 (m), 155.41, 148.74, 140.45, 135.75, 130.33, 129.73 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz), 124.13 (dd, <i>J</i> = 15.2, 3.7 Hz), 115.43 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 111.73 (d, <i>J</i> = 25.0 Hz), 109.46, 104.30 (t, <i>J</i> = 25.8 Hz), 72.66, 56.10, 48.70, 47.86, 18.91, 17.67.

10

20

30

40

【表 2 - 1 8 9】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
462	Fig. 233			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H]⁺) C₂₈H₂₉F₂N₂O₇ の計算値 543.1931; 実測値 543.1937.	¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 8.28 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.14 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.26 – 7.15 (m, 4H), 6.94 (dddd, <i>J</i> = 24.3, 8.7, 6.9, 2.1 Hz, 5H), 5.76 – 5.63 (m, 3H), 4.55 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 8.9 Hz, 1H), 3.92 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.32 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H). ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 171.92, 170.28, 162.91, 162.81, 162.77, 160.46, 160.37, 145.63, 144.13, 142.28, 136.93, 136.90, 136.54, 136.51, 129.82, 129.74, 129.70, 129.62, 115.72, 115.51, 115.43, 115.22, 109.60, 89.60, 73.10, 56.20, 55.58, 48.04, 20.85, 20.81, 18.94, 18.05.

10

20

30

40

【表 2 - 1 9 0】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
463	Fig. 235			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H]⁺) C₂₈H₂₉F₂N₂O₇ の計算値 543.1931; 実測値 543.1937.	¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 8.26 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.20 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.28 – 7.17 (m, 4H), 7.02 – 6.89 (m, 5H), 5.76 – 5.66 (m, 3H), 4.55 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.04 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.05 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.99 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 172.24, 170.26, 162.95, 162.90, 162.86, 160.51, 160.42, 160.28, 145.68, 143.98, 142.41, 136.94, 136.91, 136.86, 136.82, 129.62, 129.57, 129.54, 129.49, 115.79, 115.58, 115.49, 115.28, 109.58, 89.51, 73.04, 56.18, 56.13, 48.05, 20.85, 19.14, 17.81.

10

20

30

40

【表 2 - 1 9 1】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マスペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
464	125371889		(薄膜) 3378, 2984, 1738, 1676, 1496, 1202, 1003, 729	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₀ H ₃₃ F ₂ N ₂ O ₇ の計算値 571.2250; 実測値 571.2265	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.26 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 8.21 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.26 – 7.22 (m, 1H), 7.14 (dd, <i>J</i> = 8.6, 5.8 Hz, 1H), 6.94 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 6.89 – 6.77 (m, 4H), 5.73 (s, 2H), 5.62 (dq, <i>J</i> = 9.7, 6.2 Hz, 1H), 4.56 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 4.44 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 3.91 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.33 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.30 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.04 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.30, 170.26, 162.91, 161.19 (d, <i>J</i> = 245.6 Hz), 161.10 (d, <i>J</i> = 245.0 Hz), 160.28, 145.70, 143.98, 142.43, 139.12 (d, <i>J</i> = 7.4 Hz), 138.81 (d, <i>J</i> = 7.5 Hz), 134.89 (d, <i>J</i> = 3.3 Hz), 134.39 (d, <i>J</i> = 3.2 Hz), 129.37 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz), 128.75 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz), 117.41 (d, <i>J</i> = 20.9 Hz), 117.10 (d, <i>J</i> = 20.9 Hz), 112.94 (d, <i>J</i> = 20.9 Hz), 112.63 (d, <i>J</i> = 20.8 Hz), 109.59, 89.52, 74.29, 56.19, 48.07, 46.40, 20.86, 20.20, 20.12, 18.82, 17.86. ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -116.57, -117.03.

10

20

30

40

【表 2 - 1 9 2】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
465	12507991		(薄膜) 3379, 2962, 1737, 1676, 1506, 1201, 1004, 729	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C36H47N2O7</chem> の計算値 619.3378; 実測値 619.3388	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.26 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.23 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.32 – 7.20 (m, 8H), 6.93 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 5.79 (dq, <i>J</i> = 10.2, 6.1 Hz, 1H), 5.73 – 5.70 (m, 2H), 4.50 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.98 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 3.89 (s, 3H), 2.05 (s, 3H), 1.27 – 1.22 (m, 21H), 0.78 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.43, 170.23, 162.84, 160.24, 149.56, 149.37, 145.69, 143.91, 142.62, 138.80, 138.26, 127.69, 127.65, 125.60, 125.33, 109.49, 89.55, 73.71, 57.25, 56.15, 48.04, 34.36, 34.31, 31.30, 20.85, 19.34, 17.50.

10

20

30

40

【表 2 - 1 9 3】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
466	125577935		(薄膜) 3378, 2959, 1737, 1676, 1506, 1202, 1044, 1004, 828, 731	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₄ H ₄₃ N ₂ O ₇ の計算値 591.3065; 実測値 591.3077	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.26 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.22 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.28 – 7.19 (m, 4H), 7.16 – 7.06 (m, 4H), 6.93 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 5.78 (dq, <i>J</i> = 10.2, 6.1 Hz, 1H), 5.72 (d, <i>J</i> = 0.9 Hz, 2H), 4.51 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.98 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 3.89 (s, 3H), 2.81 (dh, <i>J</i> = 10.6, 6.9 Hz, 2H), 2.05 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.18 (dd, <i>J</i> = 13.6, 6.9 Hz, 12H), 0.81 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.42, 170.24, 162.85, 160.24, 147.29, 147.13, 145.69, 143.92, 142.63, 139.19, 138.71, 127.95, 127.92, 126.75, 126.48, 109.49, 89.55, 73.66, 57.39, 56.16, 48.05, 33.65, 33.61, 23.99, 23.97, 23.93, 20.86, 19.33, 17.57.

10

20

30

40

【表 2 - 1 9 4】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
467	125437997		(薄膜) 3388, 2979, 1756, 1677, 1503, 1203, 1044, 1004, 970, 731	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₂ H ₃₉ N ₂ O ₇ の計算値 563.2752; 実測値 563.2764	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.27 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 8.23 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.07 – 6.90 (m, 7H), 5.82 – 5.67 (m, 3H), 4.54 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.17 (t, <i>J</i> = 11.4 Hz, 12H), 2.06 (s, 3H), 1.28 – 1.20 (m, 4H), 0.93 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.41, 170.25, 162.84, 160.23, 145.69, 143.90, 142.67, 139.25, 139.11, 136.78, 136.34, 134.93, 134.51, 129.90, 129.62, 129.39, 129.38, 125.30, 125.08, 109.48, 89.55, 73.49, 57.11, 56.16, 48.12, 20.86, 19.87, 19.80, 19.32, 19.29, 19.24, 17.80.
468	125438029			ESIMS <i>m/z</i> 541.2 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.41 (d, <i>J</i> = 7.7 Hz, 1H), 8.30 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.32 – 7.21 (m, 1H), 7.14 (dd, <i>J</i> = 8.5, 5.8 Hz, 1H), 6.99 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.83 (ddd, <i>J</i> = 15.6, 10.1, 7.6 Hz, 4H), 5.62 (dq, <i>J</i> = 9.6, 6.1 Hz, 1H), 4.62 – 4.50 (m, 1H), 4.43 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 3.88 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.36 (s, 3H), 2.31 (s, 3H), 1.29 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.03 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -116.52, -116.96.

10

20

30

40

【表 2 - 1 9 5】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
469	12548331		(薄膜) 3379, 2962, 1772, 1677, 1508, 1198, 731	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C35H45N2O6</chem> の計算値 589.3272; 実測値 589.3289	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.43 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.26 (d, <i>J</i> = 12.1 Hz, 8H), 6.98 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 5.78 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 4.56 – 4.43 (m, 1H), 3.97 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 3.88 (s, 3H), 2.37 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 12.6 Hz, 21H), 0.77 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.32, 168.88, 162.23, 159.40, 149.55, 149.37, 146.64, 141.60, 138.76, 138.25, 137.43, 127.70, 127.65, 125.60, 125.32, 109.67, 73.75, 57.22, 56.25, 47.81, 34.35, 34.31, 31.31, 31.30, 20.73, 19.32, 17.69.

10

20

30

40

【表 2 - 1 9 6】

Cmpd. No.	分子量	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
470	1254.133		(薄膜) 3379, 2960, 1772, 1677, 1509, 1201, 1175, 1047, 731	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₃ H ₄₁ N ₂ O ₆ の計算値 561.2959; 実測値 561.2977	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.42 (d, <i>J</i> = 7.6 Hz, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 7.22 (dd, <i>J</i> = 8.3, 2.5 Hz, 4H), 7.15 – 7.04 (m, 4H), 6.98 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 5.78 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 4.54 – 4.43 (m, 1H), 3.97 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 3.89 (s, 3H), 2.82 (dp, <i>J</i> = 11.9, 6.9 Hz, 2H), 2.37 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.18 (dd, <i>J</i> = 14.7, 6.9 Hz, 12H), 0.80 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.31, 168.89, 162.23, 159.41, 147.28, 147.13, 146.64, 141.61, 139.14, 138.70, 137.43, 127.96, 127.92, 126.75, 126.47, 109.68, 73.70, 57.36, 56.25, 47.83, 33.64, 33.61, 23.97, 23.93, 20.74, 19.31, 17.75.
471	1254.135		(薄膜) 3379, 2978, 1771, 1676, 1505, 1450, 1310, 1199, 1050, 907, 730	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₁ H ₃₇ N ₂ O ₆ の計算値 533.2646; 実測値 533.2659	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.48 – 8.37 (m, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.09 – 6.90 (m, 7H), 5.74 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.1 Hz, 1H), 4.58 – 4.46 (m, 1H), 3.98 – 3.83 (m, 4H), 2.38 (s, 3H), 2.17 (dd, <i>J</i> = 12.4, 11.0 Hz, 12H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.92 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H).

【表 2 - 1 9 7】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マッススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
472	12510037		(薄膜) 3382, 2982, 1737, 1677, 1501, 1202	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C30H33F2N2O9</chem> の計算値 603.2149; 実測値 603.2163	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.26 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.22 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.38 (m, 1H), 7.13 (m, 1H), 6.94 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 6.61 – 6.47 (m, 4H), 5.87 (dq, <i>J</i> = 9.7, 6.2 Hz, 1H), 5.72 (s, 2H), 4.84 (d, <i>J</i> = 9.6 Hz, 1H), 4.64 – 4.48 (m, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.82 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.03 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).
473	12510057		(薄膜) 3367, 2985, 1749, 1694, 1506, 1201, 1130, 828	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C28H26F5N2O7</chem> の計算値 597.1655; 実測値 597.1672	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.77 – 8.42 (m, 1H), 8.42 – 8.15 (m, 1H), 7.26 – 7.15 (m, 4H), 7.06 – 6.86 (m, 5H), 5.84 – 5.66 (m, 3H), 5.37 – 5.19 (m, 1H), 4.13 – 4.03 (m, 1H), 4.04 – 3.83 (m, 3H), 2.09 – 1.99 (m, 3H), 1.30 – 1.16 (m, 3H).

10

20

30

40

【表 2 - 1 9 8】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
474	1251167			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₃ N ₂ O ₇ の計算値 521.2282; 実測値 521.2292.	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 8.28 (t, <i>J</i> = 7.2 Hz, 2H), 7.35 - 7.12 (m, 10H), 6.94 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 5.86 (q, <i>J</i> = 6.3 Hz, 1H), 5.75 - 5.68 (m, 2H), 4.62 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.75 (s, 3H), 1.16 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H), 1.12 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.27, 170.20, 162.88, 160.26, 146.57, 145.66, 145.11, 143.98, 142.56, 128.18, 128.09, 127.92, 127.40, 126.28, 126.11, 109.53, 89.54, 75.94, 56.17, 50.41, 48.23, 23.95, 20.84, 18.13, 15.97.
475	1251167		(薄膜) 3379, 2940, 1769, 1736, 1677, 1598, 1500, 1277, 1192, 1174, 1151, 1033, 953	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₁ F ₂ N ₂ O ₈ の計算値 573.2043; 実測値 573.2055	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.41 (d, <i>J</i> = 4.6 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.37 (dd, <i>J</i> = 8.5, 6.7 Hz, 1H), 7.12 (dd, <i>J</i> = 8.3, 6.7 Hz, 1H), 6.99 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.63 - 6.44 (m, 4H), 5.86 (dq, <i>J</i> = 9.5, 6.2 Hz, 1H), 4.83 (d, <i>J</i> = 9.5 Hz, 1H), 4.62 - 4.45 (m, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.82 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.21 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.01 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.49, -113.81.

【表 2 - 1 9 9】

Cmpd. No.	分子量	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マスペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
476	1251.445		(薄膜) 3382, 3028, 2984, 1736, 1677, 1498, 1451, 1436, 1310, 1201, 1043, 967, 910, 829, 728, 703	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₃₁ N ₂ O ₇ の計算値 507.2126; 実測値 507.2141	ジアステレオマーの 1:1 混合物 ¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 8.52 – 8.46 (m, 1H), 8.20 (d, <i>J</i> = 7.6 Hz, 1H), 8.16 (d, <i>J</i> = 7.5 Hz, 1H), 7.33 – 7.10 (m, 11H), 5.86 – 5.74 (m, 3H), 4.61 – 4.48 (m, 1H), 4.10 – 4.04 (m, 1H), 4.02 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 2.05 (s, 3H), 1.31 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H), 1.28 – 1.20 (m, 3H), 0.91 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).
477	1251.5345		(薄膜) 3376, 2985, 2228, 1769, 1738, 1674, 1505	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₂₇ N ₄ O ₆ の計算値 527.1925; 実測値 527.1931	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.30 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 7.60 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz, 2H), 7.54 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz, 2H), 7.41 – 7.30 (m, 4H), 7.03 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 5.76 (dq, <i>J</i> = 8.8, 6.1 Hz, 1H), 4.60 – 4.52 (m, 1H), 4.20 (d, <i>J</i> = 9.0 Hz, 1H), 3.95 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 3.92 (s, 3H), 2.39 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.08 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H)
478	1251.6347		(薄膜) 3387, 2986, 1772, 1739, 1677, 1617, 1509	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₂₇ F ₆ N ₂ O ₆ の計算値 613.1768; 実測値 613.178	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.38 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 8.32 – 8.29 (m, 1H), 7.56 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 2H), 7.52 (d, <i>J</i> = 8.5 Hz, 2H), 7.44 – 7.36 (m, 4H), 7.01 (dd, <i>J</i> = 5.5, 3.5 Hz, 1H), 5.88 – 5.79 (m, 1H), 4.59 – 4.53 (m, 1H), 4.22 (d, <i>J</i> = 9.2 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.28 – 1.22 (m, 3H), 0.98 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).

10

20

30

40

【表 2 - 2 0 0】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
479	1251333		(薄膜) 3379, 2980, 1772, 1714, 1678, 1508	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C33H37N2O10</chem> の計算値 621.2443; 実測値 621.2451	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.38 (d, <i>J</i> = 8.7 Hz, 1H), 8.32 – 8.29 (m, 1H), 7.97 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz, 2H), 7.93 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz, 2H), 7.38 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz, 2H), 7.34 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 2H), 7.00 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 5.85 (dq, <i>J</i> = 9.6, 6.1 Hz, 1H), 4.59 – 4.50 (m, 1H), 4.38 – 4.30 (m, 4H), 4.21 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 3.89 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.36 (t, <i>J</i> = 7.3 Hz, 6H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H), 0.98 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H).
480	1251335		(薄膜) 3379, 2983, 1714, 1676, 1607, 1507	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C34H39N2O11</chem> の計算値 651.2548; 実測値 651.2560	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.28 – 8.24 (m, 1H), 8.20 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 8.00 – 7.92 (m, 4H), 7.42 – 7.31 (m, 4H), 6.95 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 5.85 (dp, <i>J</i> = 9.4, 7.2, 6.6 Hz, 1H), 5.73 – 5.67 (m, 2H), 4.56 (p, <i>J</i> = 6.9 Hz, 1H), 4.39 – 4.28 (m, 4H), 4.22 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 3.91 (d, <i>J</i> = 1.5 Hz, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.37 (t, <i>J</i> = 7.2 Hz, 6H), 1.27 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.98 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H).

10

20

30

40

【表 2 - 2 0 1】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
481	12515935		(薄膜) 3379, 2939, 1737, 1677, 1490, 1247, 1202, 1033	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+Na] ⁺) C ₃₀ H ₃₂ Cl ₂ N ₂ NaO ₉ の計算値 657.1377; 実測値 657.1387	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.26 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.22 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.34 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz, 1H), 7.09 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 6.94 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 6.88 – 6.82 (m, 2H), 6.81 (s, 1H), 6.76 (d, <i>J</i> = 2.0 Hz, 1H), 5.86 (dq, <i>J</i> = 9.7, 6.2 Hz, 1H), 5.72 (s, 2H), 4.84 (d, <i>J</i> = 9.6 Hz, 1H), 4.57 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.83 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.04 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).
482	12515927		(薄膜) 3380, 2981, 1736, 1677, 1597, 1500, 1274, 1202, 1003	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₂ H ₃₇ F ₂ N ₂ O ₉ の計算値 631.2462; 実測値 631.2461	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.25 (t, <i>J</i> = 6.6 Hz, 2H), 7.34 (dd, <i>J</i> = 8.5, 6.9 Hz, 1H), 7.13 (td, <i>J</i> = 7.9, 6.7, 4.7 Hz, 1H), 6.93 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 6.60 – 6.36 (m, 4H), 5.90 (dq, <i>J</i> = 10.2, 6.2 Hz, 1H), 5.73 (s, 2H), 4.83 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 4.63 – 4.48 (m, 1H), 4.08 – 3.79 (m, 7H), 2.06 (s, 3H), 1.47 (t, <i>J</i> = 6.9 Hz, 3H), 1.40 (t, <i>J</i> = 6.9 Hz, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.04 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.76, -114.20.

10

20

30

40

【表 2 - 2 0 2】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
483	12515929		(薄膜) 3378, 2980, 1736, 1677, 1591, 1491, 1247, 1201, 1040	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C32H37Cl2N2O9</chem> の計算値 663.1871; 実測値 663.1877	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.29 – 8.19 (m, 2H), 7.31 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz, 1H), 7.11 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz, 1H), 6.94 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 6.86 – 6.73 (m, 3H), 6.72 (d, <i>J</i> = 2.0 Hz, 1H), 5.89 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.2 Hz, 1H), 5.73 (s, 2H), 4.83 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 4.57 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 4.05 – 3.83 (m, 7H), 2.06 (s, 3H), 1.47 (t, <i>J</i> = 6.9 Hz, 3H), 1.39 (t, <i>J</i> = 6.9 Hz, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.06 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).
484	12515931		(薄膜) 3378, 2978, 1758, 1734, 1676, 1504, 1200, 1043	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C34H43N2O9</chem> の計算値 623.2963; 実測値 623.2962	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.29 – 8.18 (m, 2H), 7.30 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.13 (d, <i>J</i> = 7.7 Hz, 1H), 6.92 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 6.67 – 6.57 (m, 3H), 6.54 (s, 1H), 5.93 (dq, <i>J</i> = 10.3, 6.1 Hz, 1H), 5.72 (s, 1H), 5.72 (s, 1H), 4.90 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 4.55 (p, <i>J</i> = 7.1 Hz, 1H), 4.04 – 3.81 (m, 7H), 2.26 (s, 3H), 2.23 (s, 3H), 2.05 (d, <i>J</i> = 1.8 Hz, 3H), 1.47 (t, <i>J</i> = 7.0 Hz, 3H), 1.39 (t, <i>J</i> = 7.0 Hz, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.99 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).

10

20

30

40

【表 2 - 2 0 3】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
485	1251655			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C29H31F2N2O8</chem> の計算値 573.2051; 実測値 573.2044	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.39 (d, <i>J</i> = 6.9 Hz, 1H), 8.29 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.05 - 6.92 (m, 3H), 6.89 (dd, <i>J</i> = 8.1, 2.1 Hz, 1H), 6.82 (dddd, <i>J</i> = 15.8, 8.3, 4.0, 2.1 Hz, 3H), 5.72 (dq, <i>J</i> = 9.7, 6.1 Hz, 1H), 4.65 - 4.48 (m, 1H), 3.99 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 3.88 (s, 3H), 3.85 (s, 6H), 2.38 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.02 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -137.20, -137.68.

10

20

30

40

【表 2 - 2 0 4】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
486	12316557			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₁ H ₃₇ N ₂ O ₈ の計算値 565.2542; 実測値 565.2535	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.43 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 8.28 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.21 (d, <i>J</i> = 8.5 Hz, 1H), 7.17 - 7.09 (m, 1H), 6.96 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.79 - 6.57 (m, 4H), 5.63 (dq, <i>J</i> = 9.7, 6.1 Hz, 1H), 4.64 - 4.50 (m, 1H), 4.38 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 3.86 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 3.71 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.35 (s, 3H), 2.31 (s, 3H), 1.29 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.01 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.25, 168.81, 162.28, 159.43, 157.80, 157.67, 146.63, 141.55, 137.98, 137.71, 137.44, 131.95, 131.46, 128.85, 128.22, 116.24, 116.03, 111.25, 110.94, 109.75, 74.80, 56.24, 55.05, 47.92, 46.23, 20.71, 20.36, 20.28, 18.88, 18.08.
487	12316559			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₀ H ₃₃ F ₂ N ₂ O ₉ の計算値 603.2157; 実測値 603.2150	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.26 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.21 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.06 - 6.92 (m, 3H), 6.92 - 6.74 (m, 4H), 5.84 - 5.61 (m, 3H), 4.56 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.00 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 3.91 (s, 3H), 3.86 (s, 6H), 2.06 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.02 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -137.20, -137.72.

【表 2 - 2 0 5】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
488	12517467		(薄膜) 3383, 2938, 2837, 1770, 1733, 1677, 1609, 1586, 1505, 1453	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C31H37N2O10</chem> の計算値 597.2443; 実測値 597.2438	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 8.44 (s, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.33 (d, <i>J</i> = 8.5 Hz, 1H), 7.10 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 6.98 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.42 – 6.34 (m, 4H), 5.85 (dq, <i>J</i> = 9.7, 6.2 Hz, 1H), 4.81 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 4.59 – 4.49 (m, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.82 (s, 3H), 3.75 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.21 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.99 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).
489	12517471		(薄膜) 3382, 2937, 1771, 1733, 1677, 1572, 1505, 1452	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C31H37N2O8</chem> の計算値 565.2544; 実測値 565.2541	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 8.44 (s, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.31 (d, <i>J</i> = 7.7 Hz, 1H), 7.10 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 6.98 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.69 – 6.65 (m, 1H), 6.65 – 6.62 (m, 2H), 6.60 – 6.54 (m, 1H), 5.89 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.2 Hz, 1H), 4.90 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 4.58 – 4.48 (m, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.82 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.27 (s, 3H), 2.25 (s, 3H), 1.21 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.95 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).

10

20

30

40

【表 2 - 2 0 6】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
490	12517473		(薄膜) 3383, 2937, 2836, 1772, 1735, 1678, 1502, 1453	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C31H37N2O8</chem> の計算値 565.2544; 実測値 565.2538	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 8.45 (s, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.22 (d, <i>J</i> = 2.1 Hz, 1H), 7.03 (d, <i>J</i> = 2.2 Hz, 1H), 6.98 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.93 (ddd, <i>J</i> = 8.3, 2.3, 0.8 Hz, 1H), 6.89 (ddd, <i>J</i> = 8.2, 2.2, 0.8 Hz, 1H), 6.73 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz, 1H), 6.67 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz, 1H), 5.85 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.2 Hz, 1H), 4.95 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 4.58 – 4.46 (m, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.82 (s, 3H), 3.72 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.25 (s, 3H), 2.21 (s, 3H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.95 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H).
491	12517479		(薄膜) 3382, 2985, 2941, 2840, 1771, 1736, 1677, 1578, 1508, 1479	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C29H31F2N2O8</chem> の計算値 573.2043; 実測値 573.2042	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) ジアステレオマーの 1:1 混合 物の両異性体について d 8.40 (s, 1H), 8.38 (s, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.0 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 7.21 – 7.13 (m, 2H), 7.03 – 6.83 (m, 12H), 5.76 – 5.63 (m, 2H), 5.04 (d, <i>J</i> = 11.9 Hz, 1H), 5.02 (d, <i>J</i> = 11.2 Hz, 1H), 4.63 – 4.47 (m, 2H), 3.93 (d, <i>J</i> = 2.0 Hz, 3H), 3.92 (s, 3H), 3.91 – 3.89 (m, 6H), 3.80 (d, <i>J</i> = 1.7 Hz, 3H), 3.76 (d, <i>J</i> = 1.6 Hz, 3H), 2.39 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.31 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H), 1.29 – 1.22 (m, 6H), 1.03 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).

【表 2 - 2 0 7】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
492	2217483		(薄膜) 3383, 2941, 2839, 1770, 1736, 1677, 1592, 1495	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₁ F ₂ N ₂ O ₈ の計算値 573.2043; 実測値 573.2045	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) ジアステレオマーの 2:1 混合 物の主異性体について d 8.44 (s, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 7.18 (dd, <i>J</i> = 9.7, 3.0 Hz, 1H), 6.99 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.96 (dd, <i>J</i> = 9.5, 3.0 Hz, 1H), 6.87 – 6.79 (m, 2H), 6.76 (dd, <i>J</i> = 9.0, 4.6 Hz, 1H), 6.72 (d, <i>J</i> = 4.6 Hz, 1H), 5.87 (dq, <i>J</i> = 9.6, 6.2 Hz, 1H), 4.88 (d, <i>J</i> = 9.6 Hz, 1H), 4.60 – 4.53 (m, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.83 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.02 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).

10

20

30

40

【表 2 - 2 0 8】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
493	22518467			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₂ H ₃₉ N ₂ O ₁₁ の計算値 627.2548; 実測値 627.2546	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) ジアステレオマーの 1:1 混合物について δ 8.26 (t, <i>J</i> = 5.1 Hz, 4H), 7.07 (ddd, <i>J</i> = 13.9, 7.9, 1.1 Hz, 2H), 7.00 – 6.89 (m, 6H), 6.85 (td, <i>J</i> = 8.8, 8.0, 1.3 Hz, 2H), 6.78 – 6.72 (m, 4H), 5.75 – 5.71 (m, 4H), 5.71 – 5.62 (m, 2H), 5.12 (dd, <i>J</i> = 13.7, 9.8 Hz, 2H), 4.63 – 4.47 (m, 2H), 3.91 (s, 3H), 3.90 (s, 3H), 3.89 (s, 3H), 3.86 (s, 3H), 3.84 (s, 3H), 3.83 (s, 3H), 3.81 (s, 3H), 3.80 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 3.71 (s, 3H), 2.06 (s, 6H), 1.32 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.0 Hz, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) ジアステレオマーの 1:1 混合物について δ 172.36, 171.98, 170.28, 162.82, 162.78, 160.26, 160.23, 152.82, 152.78, 152.71, 147.42, 147.31, 147.19, 147.11, 145.68, 143.95, 143.93, 142.70, 142.64, 135.14, 134.87, 134.78, 134.61, 123.66, 123.62, 121.05, 120.97, 120.46, 120.33, 110.74, 110.61, 110.55, 109.44, 99.98, 89.63, 89.59, 73.81, 73.75, 60.40, 60.36, 60.31, 60.25, 56.17, 56.16, 55.64, 55.59, 48.18, 48.12, 41.96, 41.83, 29.28, 20.88, 18.86, 18.71, 18.41, 17.91.

10

20

30

40

【表 2 - 2 0 9】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
494	12818469			IIRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C34H43N2O11</chem> の計算値 655.2861; 実測値 655.2858	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) ジアステレオマーの 1:1 混合物について δ 8.40 – 8.28 (m, 2H), 8.26 (dd, <i>J</i> = 5.3, 3.7 Hz, 2H), 7.07 (ddd, <i>J</i> = 13.1, 8.0, 1.2 Hz, 2H), 7.03 – 6.89 (m, 6H), 6.88 – 6.80 (m, 2H), 6.75 (td, <i>J</i> = 5.6, 2.8 Hz, 4H), 5.81 – 5.72 (m, 4H), 5.72 – 5.62 (m, 2H), 5.12 (dd, <i>J</i> = 13.4, 9.8 Hz, 2H), 4.54 (dp, <i>J</i> = 17.6, 7.2 Hz, 2H), 3.89 (s, 3H), 3.89 (s, 3H), 3.88 (s, 3H), 3.86 (s, 3H), 3.84 (s, 3H), 3.83 (s, 3H), 3.81 (s, 3H), 3.80 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 3.71 (s, 3H), 2.54 (pd, <i>J</i> = 7.0, 4.2 Hz, 2H), 1.32 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.14 (d, <i>J</i> = 3.1 Hz, 6H), 1.13 (d, <i>J</i> = 3.1 Hz, 6H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) ジアステレオマーの 1:1 混合物について δ 176.26, 176.24, 172.37, 171.99, 162.79, 162.73, 160.25, 160.21, 152.82, 152.78, 152.70, 147.42, 147.32, 147.19, 147.11, 145.53, 144.22, 144.16, 142.27, 135.14, 134.88, 134.79, 134.62, 123.66, 123.62, 121.06, 120.97, 120.47, 120.33, 110.76, 110.74, 110.61, 110.55, 109.39, 99.98, 90.02, 89.95, 73.79, 73.73, 60.40, 60.36, 60.31, 60.26, 56.12, 56.10, 55.64, 55.59, 48.18, 48.12, 41.96, 41.82, 33.87, 33.85, 18.85, 18.68, 18.41, 17.91.

10

20

30

40

【表 2 - 2 1 0】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
495	12516471			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₁ H ₃₇ N ₂ O ₁₀ の計算値 597.2443; 実測値 597.2434	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) ジアステレオマーの 1:1 混合物について δ 8.45 (s, 2H), 8.32 (d, <i>J</i> = 3.9 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 3.9 Hz, 1H), 7.07 (ddd, <i>J</i> = 12.2, 8.0, 1.3 Hz, 2H), 7.01 – 6.89 (m, 6H), 6.89 – 6.79 (m, 2H), 6.75 (td, <i>J</i> = 6.8, 1.5 Hz, 4H), 5.73 – 5.60 (m, 2H), 5.12 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 5.10 (d, <i>J</i> = 9.5 Hz, 1H), 4.61 – 4.52 (m, 1H), 4.52 – 4.44 (m, 1H), 3.91 (s, 3H), 3.90 (s, 3H), 3.89 (s, 3H), 3.86 (s, 3H), 3.83 (s, 3H), 3.83 (s, 3H), 3.81 (s, 3H), 3.80 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 3.72 (s, 3H), 2.39 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.30 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H), 1.27 – 1.22 (m, 6H), 0.98 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) ジアステレオマーの 1:1 混合物について δ 172.26, 171.87, 168.91, 162.22, 162.18, 159.42, 159.39, 152.82, 152.77, 152.70, 147.40, 147.32, 147.18, 147.11, 146.63, 141.62, 137.45, 137.41, 135.11, 134.85, 134.76, 134.60, 123.66, 123.64, 121.06, 120.97, 120.48, 120.33, 110.74, 110.61, 110.55, 109.65, 73.83, 73.78, 60.40, 60.38, 60.31, 60.28, 56.28, 56.26, 55.65, 55.63, 55.58, 48.01, 47.91, 41.81, 20.76, 18.84, 18.68, 18.48, 18.07.

10

20

30

40

【表 2 - 2 1 1】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
496	12518473			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₁ H ₃₇ N ₂ O ₈ の計算値 565.2544; 実測値 565.2538	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) ジアステレオマーの 1:1 混合物について δ 8.43 (s, 2H), 8.32 (d, <i>J</i> = 4.4 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 4.4 Hz, 1H), 7.39 – 7.30 (m, 2H), 7.13 (t, <i>J</i> = 9.0 Hz, 2H), 7.05 – 6.86 (m, 10H), 5.74 – 5.58 (m, 2H), 5.09 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 5.06 (d, <i>J</i> = 9.1 Hz, 1H), 4.53 (dq, <i>J</i> = 15.5, 7.5 Hz, 2H), 3.91 (s, 3H), 3.90 (s, 3H), 3.83 (s, 3H), 3.79 (s, 3H), 3.70 (s, 3H), 3.68 (s, 3H), 2.39 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.30 (s, 3H), 2.29 (s, 3H), 2.25 (s, 6H), 1.30 – 1.23 (m, 9H), 0.92 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) ジアステレオマーの 1:1 混合物について δ 172.25, 171.70, 168.90, 162.23, 162.17, 159.44, 159.40, 156.93, 156.89, 156.82, 156.75, 146.64, 146.57, 141.65, 141.59, 137.42, 134.11, 133.96, 133.86, 133.76, 131.20, 131.14, 131.04, 130.95, 130.03, 129.76, 129.70, 126.87, 126.70, 126.65, 126.37, 123.81, 109.65, 74.38, 74.32, 60.31, 60.23, 60.20, 56.29, 56.27, 47.98, 47.84, 41.65, 20.75, 19.06, 18.90, 18.41, 18.00, 16.68, 16.47.

10

20

30

40

【表 2 - 2 1 2】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
497	12518473			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₁ H ₃₇ N ₂ O ₈ の計算値 565.2544; 実測値 565.2529	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) ジアステレオマーの 1:1 混合物について δ 8.50 – 8.23 (m, 4H), 7.13 – 6.92 (m, 8H), 6.86 (t, <i>J</i> = 7.1 Hz, 2H), 6.73 – 6.63 (m, 4H), 5.77 – 5.58 (m, 2H), 4.61 (t, <i>J</i> = 9.4 Hz, 2H), 4.49 (dp, <i>J</i> = 26.5, 7.1 Hz, 2H), 3.90 (s, 3H), 3.89 (s, 3H), 3.79 (s, 3H), 3.78 (s, 3H), 3.76 (s, 3H), 3.75 (s, 3H), 2.38 (d, <i>J</i> = 0.9 Hz, 6H), 2.28 (s, 3H), 2.26 (s, 3H), 2.20 (s, 3H), 2.18 (s, 3H), 1.27 (dt, <i>J</i> = 6.4, 3.2 Hz, 9H), 0.96 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) ジアステレオマーの 1:1 混合物について δ 172.28, 171.77, 168.85, 162.24, 159.41, 157.72, 157.55, 146.61, 141.63, 140.75, 140.51, 140.12, 137.47, 126.12, 126.08, 125.91, 125.42, 120.51, 120.39, 119.92, 119.76, 109.64, 108.32, 74.77, 74.71, 56.26, 55.45, 53.40, 48.08, 47.90, 47.55, 20.72, 18.81, 18.67, 18.29, 17.98, 11.80, 11.73, 11.43.

10

20

30

40

【表 2 - 2 1 3】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
498	12518559		(薄膜) 3384, 2942, 1771, 1737, 1677, 1501, 1475, 1430, 1308, 1200, 1175, 1100, 1057, 950, 908, 731	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₂₉ F ₄ N ₂ O ₈ の計算値 609.1855; 実測値 609.1851	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.35 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 8.30 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.07 (ddd, <i>J</i> = 8.2, 5.7, 2.2 Hz, 1H), 7.00 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.86 – 6.72 (m, 3H), 5.70 – 5.62 (m, 1H), 4.85 (d, <i>J</i> = 9.4 Hz, 1H), 4.62 – 4.54 (m, 1H), 3.97 (d, <i>J</i> = 2.3 Hz, 3H), 3.91 (s, 3H), 3.83 (d, <i>J</i> = 2.0 Hz, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.11 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.04, 168.90, 162.27, 159.48, 149.41, 147.34 – 146.78 (m), 146.60, 143.34, 141.37, 137.50, 129.96 – 129.37 (m), 123.61 – 122.42 (m), 110.81 (d, <i>J</i> = 13.5 Hz), 110.68 (d, <i>J</i> = 13.2 Hz), 109.78, 72.31, 61.44 – 60.78 (m), 56.31, 47.89, 42.40, 20.74, 18.77, 18.11.

10

20

30

40

【表 2 - 2 1 4】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マスペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
499	12518541		(薄膜) 3381, 2938, 1771, 1734, 1677, 1504, 1451, 1310, 1198, 1175, 1147, 1043, 908, 806, 730	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₁ H ₃₇ N ₂ O ₆ の計算値 533.2646; 実測値 533.2651	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.43 (s, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.11 – 6.83 (m, 7H), 5.66 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.1 Hz, 1H), 4.57 – 4.48 (m, 1H), 4.45 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.35 (s, 3H), 2.29 (s, 3H), 2.27 (s, 3H), 2.25 (s, 3H), 1.28 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.94 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.41, 168.91, 162.25, 159.41, 146.64, 141.58, 139.12, 138.59, 137.44, 135.40, 135.07, 133.59, 133.35, 130.56, 130.27, 128.60, 127.91, 127.20, 126.91, 109.68, 74.87, 56.27, 47.90, 47.34, 21.28, 21.22, 20.75, 19.79, 19.73, 18.86, 17.98.

10

20

30

40

【表 2 - 2 1 5】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
500	12518563		(薄膜) 3384, 2938, 1771, 1735, 1677, 1505, 1451, 1309, 1198, 1174, 1100, 1043, 908, 804, 730	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₁ H ₃₇ N ₂ O ₆ の計算値 533.2646; 実測値 533.2642	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.42 (s, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 7.18 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.12 (d, <i>J</i> = 8.6 Hz, 1H), 6.98 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.96 – 6.85 (m, 4H), 5.66 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.2 Hz, 1H), 4.57 – 4.48 (m, 1H), 4.43 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.34 (s, 3H), 2.30 (s, 3H), 2.25 (s, 3H), 2.21 (s, 3H), 1.28 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.96 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.30, 168.92, 162.24, 159.41, 146.64, 141.59, 137.43, 136.50, 136.40, 136.19, 136.10, 135.84, 135.52, 131.49, 131.15, 127.76, 127.14, 126.81, 126.59, 109.67, 74.83, 56.27, 47.89, 46.82, 20.84, 20.81, 20.76, 20.13, 20.07, 18.92, 18.03.

10

20

30

40

【表 2 - 2 1 6】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
501	12518345		(薄膜) 3379, 2983, 1770, 1738, 1677, 1496, 1453, 1310, 1199, 1176, 1148, 1043, 909, 808, 729	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₁ F ₂ N ₂ O ₆ の計算値 541.2145; 実測値 541.2146	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.43 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.13 – 6.98 (m, 4H), 6.91 (dd, <i>J</i> = 10.3, 2.8 Hz, 1H), 6.81 (dtd, <i>J</i> = 12.5, 8.2, 2.7 Hz, 2H), 5.57 (dq, <i>J</i> = 9.6, 6.1 Hz, 1H), 4.61 – 4.51 (m, 1H), 4.46 (d, <i>J</i> = 9.6 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.34 (s, 3H), 2.29 (s, 3H), 1.32 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.02 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.15, 168.90, 162.31, 161.35 (d, <i>J</i> = 243.7 Hz), 159.42, 146.68, 141.44, 140.63 (d, <i>J</i> = 6.5 Hz), 140.14 (d, <i>J</i> = 6.7 Hz), 137.47, 132.40 (d, <i>J</i> = 3.1 Hz), 132.06 (d, <i>J</i> = 2.0 Hz), 132.01 (d, <i>J</i> = 3.1 Hz), 131.69 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz), 114.83 (d, <i>J</i> = 22.2 Hz), 114.37 (d, <i>J</i> = 22.3 Hz), 113.65 (d, <i>J</i> = 20.8 Hz), 113.37 (d, <i>J</i> = 20.6 Hz), 109.75, 74.02, 56.28, 47.77, 47.72, 20.75, 19.42, 19.35, 18.83, 18.00.

10

20

30

40

【表 2 - 2 1 7】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
502	12518367		(薄膜) 3378, 2940, 1770, 1738, 1677, 1498, 1207, 1176, 1151, 1037, 816, 730	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₁ F ₂ N ₂ O ₈ の計算値 573.2043; 実測値 573.2047	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.42 (d, <i>J</i> = 7.6 Hz, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.01 – 6.97 (m, 1H), 6.96 – 6.91 (m, 2H), 6.88 (d, <i>J</i> = 9.3 Hz, 1H), 6.86 – 6.81 (m, 1H), 6.70 (dt, <i>J</i> = 9.0, 3.5 Hz, 1H), 6.65 (dt, <i>J</i> = 9.0, 3.5 Hz, 1H), 5.83 (dq, <i>J</i> = 12.0, 6.1 Hz, 1H), 4.69 (d, <i>J</i> = 10.3 Hz, 1H), 4.57 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.74 (s, 6H), 2.38 (s, 3H), 1.30 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.02 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.11, 168.90, 162.25, 159.42, 155.73 (d, <i>J</i> = 1.8 Hz), 155.57 (d, <i>J</i> = 2.0 Hz), 155.19 (d, <i>J</i> = 238.6 Hz), 154.96 (d, <i>J</i> = 238.7 Hz), 146.63, 141.51, 137.44, 127.90 (d, <i>J</i> = 15.8 Hz), 127.66 (d, <i>J</i> = 16.2 Hz), 116.23 (d, <i>J</i> = 24.8 Hz), 115.96 (d, <i>J</i> = 24.9 Hz), 115.16, 114.23, 113.21 – 112.82 (m), 109.69, 72.01, 56.28, 55.71, 47.85, 43.39, 20.75, 18.96, 18.05.

10

20

30

40

【表 2 - 2 1 8】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
503	12518349		(薄膜) 3379, 2938, 1770, 1736, 1676, 1623, 1585, 1506, 1444, 1310, 1195, 1175, 1154, 1031, 907, 832, 803, 729	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₁ F ₂ N ₂ O ₈ の計算値 573.2043; 実測値 573.2044	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.42 (s, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.29 (t, <i>J</i> = 8.7 Hz, 1H), 7.16 (t, <i>J</i> = 8.5 Hz, 1H), 6.99 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.65 – 6.55 (m, 3H), 6.51 (dd, <i>J</i> = 12.0, 2.6 Hz, 1H), 5.78 (dq, <i>J</i> = 12.1, 6.2 Hz, 1H), 4.66 – 4.52 (m, 2H), 3.90 (s, 3H), 3.75 (s, 3H), 3.72 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.27 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.06 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.11, 168.91, 162.24, 161.24 (d, <i>J</i> = 245.7 Hz), 161.01 (d, <i>J</i> = 245.9 Hz), 159.72 (d, <i>J</i> = 11.2 Hz), 159.46 (d, <i>J</i> = 11.3 Hz), 159.44, 146.60, 141.51, 137.44, 129.90 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz), 129.34 (d, <i>J</i> = 5.6 Hz), 119.60 (d, <i>J</i> = 14.6 Hz), 119.45 (d, <i>J</i> = 15.0 Hz), 110.13 (d, <i>J</i> = 3.0 Hz), 109.85 – 109.61 (m), 101.99 – 101.44 (m), 72.26, 56.28, 55.50, 55.46, 47.88, 41.64, 20.75, 18.93, 18.13.

10

20

30

40

【表 2 - 2 1 9】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
504	12518571		(薄膜) 3381, 2942, 1772, 1728, 1679, 1508, 1456, 1417, 1327, 1242, 1172, 1121, 1033, 904, 739	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₁ H ₃₁ F ₆ N ₂ O ₈ の計算値 673.1979; 実測値 673.1985	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.40 (s, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.54 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.30 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.12 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 2H), 7.04 – 6.97 (m, 3H), 6.01 – 5.91 (m, 1H), 4.99 (d, <i>J</i> = 9.3 Hz, 1H), 4.60 – 4.46 (m, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.89 (s, 3H), 3.81 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.98 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.17, 162.27, 159.47, 157.54, 157.39, 146.61, 141.44, 137.49, 132.44, 130.44 – 129.46 (m), 117.00, 109.74, 107.51 (d, <i>J</i> = 25.6 Hz), 99.99, 71.95, 56.28, 55.73, 55.69, 47.82, 43.70, 20.73, 18.89, 17.97.
505	12518863		(薄膜) 3375, 2939, 1770, 1677, 1592, 1509, 1195, 1136, 1059, 731	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₁ F ₂ N ₂ O ₈ の計算値 573.2043; 実測値 573.2034	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.42 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.99 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.66 – 6.53 (m, 4H), 6.45 (ddt, <i>J</i> = 14.8, 10.5, 2.3 Hz, 2H), 5.67 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.1 Hz, 1H), 4.62 – 4.49 (m, 1H), 3.94 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.76 (s, 3H), 3.75 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 7.6 Hz, 3H), 1.02 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -110.67, -111.17.

10

20

30

40

【表 2 - 2 2 0】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
506	1251888		(薄膜) 3375, 2938, 1770, 1677, 1593, 1203, 1152, 1064, 731	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₁ H ₃₇ N ₂ O ₁₀ の計算値 597.2443; 実測値 597.2442	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.42 (d, <i>J</i> = 7.7 Hz, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 6.98 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.45 (dd, <i>J</i> = 6.5, 2.3 Hz, 4H), 6.28 (dt, <i>J</i> = 17.4, 2.3 Hz, 2H), 5.74 (dq, <i>J</i> = 10.3, 6.1 Hz, 1H), 4.59 – 4.48 (m, 1H), 3.93 – 3.86 (m, 4H), 3.76 (s, 6H), 3.74 (s, 6H), 2.38 (s, 3H), 1.28 – 1.22 (m, 3H), 0.97 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.26, 168.86, 162.29, 160.95, 160.78, 159.43, 146.64, 143.47, 143.25, 141.64, 137.47, 109.69, 106.48, 106.26, 98.54, 98.44, 72.91, 58.21, 56.26, 55.30, 55.28, 47.92, 20.73, 19.23, 18.01.

10

20

30

40

【表 2 - 2 2 1】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
507	12518887		(薄膜) 3384, 2939, 1771, 1677, 1593, 1508, 1172, 1152, 1066, 732	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₁ H ₃₇ N ₂ O ₈ の計算値 565.2544; 実測値 565.2540	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.42 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 6.98 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.69 (d, <i>J</i> = 1.5 Hz, 2H), 6.64 (dt, <i>J</i> = 4.2, 1.9 Hz, 2H), 6.54 (t, <i>J</i> = 1.9 Hz, 1H), 6.49 (t, <i>J</i> = 1.9 Hz, 1H), 5.73 (dq, <i>J</i> = 10.3, 6.1 Hz, 1H), 4.59 – 4.47 (m, 1H), 3.89 (s, 4H), 3.75 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.28 (s, 3H), 2.25 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.93 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.30, 168.86, 162.27, 159.77, 159.64, 159.43, 146.64, 142.75, 142.51, 141.67, 139.73, 139.31, 137.46, 121.35, 121.29, 112.68, 111.36, 110.95, 109.68, 73.23, 57.88, 56.26, 55.15, 55.13, 47.91, 29.30, 21.67, 21.60, 20.73, 19.27, 17.96.

10

20

30

40

【表 2 - 2 2 2】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
508	12518809		(薄膜) 3376, 2939, 1771, 1678, 1508, 1201, 1040, 734	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₁ H ₃₇ N ₂ O ₈ の計算値 565.2544; 実測値 565.2538	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.40 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.06 – 6.94 (m, 3H), 6.80 (ddd, <i>J</i> = 7.7, 6.1, 1.7 Hz, 2H), 6.73 (dd, <i>J</i> = 14.2, 1.6 Hz, 2H), 5.79 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 4.60 – 4.47 (m, 1H), 3.96 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.89 (s, 3H), 3.79 (s, 3H), 3.79 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.14 (s, 3H), 2.11 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.4 Hz, 3H), 0.93 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.31, 168.86, 162.28, 159.44, 157.84, 157.65, 146.62, 141.65, 140.39, 140.28, 137.48, 130.75, 130.48, 125.19, 124.79, 119.76, 119.68, 109.94, 109.85, 109.69, 73.32, 57.89, 56.26, 55.29, 47.93, 29.30, 20.73, 19.30, 17.97, 15.80, 15.75.

10

20

30

40

【表 2 - 2 2 3】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マスペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
509	12518893		(薄膜) 3373, 2939, 1770, 1676, 1513, 1276, 1201, 1026, 731	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₁ F ₂ N ₂ O ₈ の計算値 573.2043; 実測値 573.2033	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.40 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.04 – 6.91 (m, 5H), 6.86 (dt, <i>J</i> = 11.1, 8.7 Hz, 2H), 5.63 (dq, <i>J</i> = 9.4, 6.1 Hz, 1H), 4.64 – 4.51 (m, 1H), 3.92 (d, <i>J</i> = 9.5 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.84 (s, 3H), 3.82 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.05 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -134.20, -134.64.
510	12518895		(薄膜) 3386, 2939, 1771, 1677, 1504, 1201, 1176, 732	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₁ H ₃₇ N ₂ O ₈ の計算値 565.2544; 実測値 565.2526	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.43 (s, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 7.12 – 6.94 (m, 5H), 6.70 (dd, <i>J</i> = 14.1, 8.4 Hz, 2H), 5.69 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.1 Hz, 1H), 4.60 – 4.49 (m, 1H), 3.89 (s, 3H), 3.87 (d, <i>J</i> = 10.6 Hz, 1H), 3.77 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.16 (s, 3H), 2.14 (s, 3H), 1.21 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.95 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.30, 168.86, 162.26, 159.43, 156.52, 156.35, 146.63, 141.69, 137.46, 133.70, 133.57, 130.50, 130.37, 126.79, 126.37, 126.10, 125.87, 110.05, 109.92, 109.67, 73.70, 56.26, 56.23, 55.31, 55.29, 47.94, 20.73, 19.29, 18.08, 16.32, 16.25.

10

20

30

40

【表 2 - 2 2 4】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
511	12518897		(薄膜) 3387, 2940, 1771, 1678, 1499, 1223, 1046, 808, 732	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₁ H ₃₇ N ₂ O ₁₀ の計算値 597.2443; 実測値 597.2410	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.50 – 8.35 (m, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.07 (d, <i>J</i> = 3.0 Hz, 1H), 6.97 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.87 (d, <i>J</i> = 3.0 Hz, 1H), 6.80 – 6.60 (m, 4H), 5.91 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.1 Hz, 1H), 4.93 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 4.62 – 4.45 (m, 1H), 3.89 (s, 3H), 3.81 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 3.71 (s, 3H), 3.70 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.97 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.29, 168.87, 162.24, 159.40, 153.47, 153.45, 151.89, 151.77, 146.63, 141.73, 137.43, 130.69, 116.44, 115.43, 112.14, 112.11, 111.84, 111.55, 109.63, 73.04, 56.33, 56.29, 56.25, 55.68, 55.59, 47.96, 43.90, 29.30, 20.73, 18.91, 18.13.

10

20

30

40

【表 2 - 2 2 5】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
512	12518809		(薄膜) 3381, 2939, 1771, 1677, 1502, 1200, 1175, 1043, 731	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₁ H ₃₇ N ₂ O ₈ の計算値 565.2544; 実測値 565.2543	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.43 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.05 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz, 1H), 7.01 – 6.94 (m, 2H), 6.90 (d, <i>J</i> = 2.7 Hz, 1H), 6.82 (d, <i>J</i> = 2.7 Hz, 1H), 6.63 (ddd, <i>J</i> = 18.7, 8.4, 2.7 Hz, 2H), 5.65 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 4.59 – 4.49 (m, 1H), 4.45 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.89 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.32 (s, 3H), 2.27 (s, 3H), 1.31 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.97 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.26, 168.85, 162.28, 159.43, 157.92, 157.89, 146.64, 141.63, 140.31, 139.86, 137.47, 131.43, 131.10, 128.88, 128.61, 114.65, 113.69, 111.27, 111.11, 109.70, 74.59, 56.26, 55.19, 47.90, 47.86, 29.30, 20.73, 19.29, 19.25, 18.90, 17.99.

10

20

30

40

【表 2 - 2 2 6】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
513	12518901		(薄膜) 3381, 2940, 1740, 1675, 1592, 1505, 1200, 1134, 1045, 829, 730	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C30H33F2N2O9</chem> の計算値 603.2149; 実測値 603.2137	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.27 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.23 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 6.94 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 6.60 (dddd, <i>J</i> = 13.2, 10.8, 3.9, 1.8 Hz, 4H), 6.45 (ddt, <i>J</i> = 13.9, 10.5, 2.3 Hz, 2H), 5.76 – 5.63 (m, 3H), 4.57 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 3.95 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.77 (s, 3H), 3.75 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.04 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -110.67, -111.20.
514	12518903		(薄膜) 3382, 2937, 1737, 1675, 1593, 1457, 1202, 1150, 1062, 829, 729	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C32H39N2O11</chem> の計算値 627.2548; 実測値 627.2555	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.26 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.23 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 6.93 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 6.46 (dd, <i>J</i> = 7.4, 2.2 Hz, 4H), 6.28 (dt, <i>J</i> = 16.6, 2.2 Hz, 2H), 5.81 – 5.68 (m, 3H), 4.55 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.96 – 3.86 (m, 4H), 3.76 (s, 6H), 3.74 (s, 6H), 2.06 (s, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.99 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.37, 170.22, 162.89, 160.96, 160.79, 160.25, 145.70, 143.93, 143.51, 143.26, 142.65, 109.51, 106.49, 106.24, 98.54, 98.43, 89.57, 72.87, 58.24, 56.17, 55.30, 55.28, 48.14, 20.85, 19.25, 17.84.

【表 2 - 2 2 7】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
515	12518915		(薄膜) 3382, 2937, 1738, 1676, 1594, 1504, 1293, 1202, 1152	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₂ H ₃₉ N ₂ O ₉ の計算値 595.2650; 実測値 595.2647	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.27 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.23 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 6.93 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 6.70 (s, 2H), 6.65 (dt, <i>J</i> = 5.7, 1.9 Hz, 2H), 6.55 (t, <i>J</i> = 1.7 Hz, 1H), 6.50 (t, <i>J</i> = 1.7 Hz, 1H), 5.80 – 5.66 (m, 3H), 4.54 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.93 – 3.87 (m, 4H), 3.75 (d, <i>J</i> = 7.3 Hz, 6H), 2.29 (s, 3H), 2.25 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.95 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.41, 170.22, 162.88, 160.25, 159.77, 159.65, 145.70, 143.93, 142.79, 142.70, 142.52, 139.73, 139.31, 121.35, 121.30, 112.69, 111.36, 110.92, 109.50, 89.57, 73.19, 57.91, 56.16, 55.15, 55.14, 48.13, 29.30, 21.67, 21.60, 20.85, 19.29, 17.79.

10

20

30

40

【表 2 - 2 2 8】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
516	12518937		(薄膜) 3382, 2936, 1737, 1676, 1505, 1202, 1040, 969, 730	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₂ H ₃₉ N ₂ O ₉ の計算値 595.2650; 実測値 595.2639	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.26 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.21 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.05 – 6.96 (m, 2H), 6.93 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 6.81 (td, <i>J</i> = 7.4, 1.6 Hz, 2H), 6.76 (d, <i>J</i> = 1.6 Hz, 1H), 6.72 (d, <i>J</i> = 1.6 Hz, 1H), 5.79 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.2 Hz, 1H), 5.72 (d, <i>J</i> = 1.4 Hz, 2H), 4.55 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.97 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.80 (s, 3H), 3.79 (s, 3H), 2.14 (s, 3H), 2.11 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.94 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.43, 170.21, 162.89, 160.26, 157.85, 157.65, 145.68, 143.94, 142.67, 140.44, 140.28, 130.75, 130.48, 125.19, 124.78, 119.75, 119.67, 109.94, 109.86, 109.52, 89.56, 73.28, 57.91, 56.17, 55.29, 55.28, 48.16, 20.85, 19.32, 17.82, 15.80, 15.75.

10

20

30

40

【表 2 - 2 2 9】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
517	125 (594)		(薄膜) 3382, 2984, 1739, 1675, 1512, 1275, 1202, 730	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C30H33F2N2O9</chem> の計算値 603.2149; 実測値 603.2137	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.27 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.23 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.04 – 6.92 (m, 5H), 6.87 (q, <i>J</i> = 8.7 Hz, 2H), 5.72 (s, 2H), 5.64 (dq, <i>J</i> = 9.5, 6.2 Hz, 1H), 4.65 – 4.48 (m, 1H), 3.93 (d, <i>J</i> = 9.7 Hz, 1H), 3.91 (s, 3H), 3.84 (s, 3H), 3.83 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.06 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -134.20, -134.65.
518	125 (591)		(薄膜) 3382, 2941, 1737, 1676, 1503, 1248, 1203, 730	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C32H39N2O9</chem> の計算値 595.2650; 実測値 595.2645	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.27 (s, 1H), 8.23 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 7.11 – 6.99 (m, 5H), 6.93 (d, <i>J</i> = 5.3 Hz, 1H), 6.71 (dd, <i>J</i> = 12.0, 8.4 Hz, 2H), 5.74 – 5.65 (m, 3H), 4.55 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.77 (s, 3H), 3.75 (s, 3H), 2.16 (s, 3H), 2.14 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.97 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.43, 170.22, 162.87, 160.26, 156.53, 156.36, 145.68, 143.94, 142.72, 133.75, 133.58, 130.48, 130.36, 126.81, 126.38, 126.10, 125.87, 110.06, 109.93, 109.49, 89.58, 73.66, 56.27, 56.16, 55.33, 55.30, 48.16, 20.85, 19.32, 17.91, 16.33, 16.25.

【表 2 - 2 3 0】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
519	12538313		(薄膜) 3381, 2939, 1737, 1676, 1498, 1233, 1043, 729	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C32H39N2O11</chem> の計算値 627.2548; 実測値 627.2541	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.25 (dd, <i>J</i> = 6.5, 3.4 Hz, 2H), 7.07 (d, <i>J</i> = 3.0 Hz, 1H), 6.92 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 6.87 (d, <i>J</i> = 3.1 Hz, 1H), 6.77 (d, <i>J</i> = 8.8 Hz, 1H), 6.71 (d, <i>J</i> = 8.8 Hz, 1H), 6.66 (ddd, <i>J</i> = 11.1, 8.9, 3.0 Hz, 2H), 5.92 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.1 Hz, 1H), 5.72 (d, <i>J</i> = 1.7 Hz, 2H), 4.94 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 4.56 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 3.89 (s, 3H), 3.81 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 3.72 (s, 3H), 3.71 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.3 Hz, 3H), 0.99 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.39, 170.22, 162.84, 160.23, 153.47, 153.45, 151.89, 151.78, 145.68, 143.88, 142.78, 130.73, 130.69, 116.45, 115.38, 112.14, 112.13, 111.83, 111.55, 109.45, 89.59, 73.02, 56.34, 56.29, 56.15, 55.67, 55.59, 48.17, 43.90, 20.86, 18.91, 17.97.

10

20

30

40

【表 2 - 2 3 1】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
520	12518912		(薄膜) 3382, 2937, 1739, 1677, 1500, 1455, 1202, 1042, 730	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₂ H ₃₉ N ₂ O ₉ の計算値 595.2650; 実測値 595.2652	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.26 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 8.23 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 1H), 7.05 (d, <i>J</i> = 8.5 Hz, 1H), 6.98 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 6.93 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 6.90 (d, <i>J</i> = 2.7 Hz, 1H), 6.82 (d, <i>J</i> = 2.7 Hz, 1H), 6.63 (ddd, <i>J</i> = 18.1, 8.3, 2.7 Hz, 2H), 5.72 (d, <i>J</i> = 1.6 Hz, 2H), 5.66 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.1 Hz, 1H), 4.56 (p, <i>J</i> = 7.3 Hz, 1H), 4.46 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.73 (s, 6H), 2.33 (s, 3H), 2.28 (s, 3H), 2.06 (s, 3H), 1.32 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.99 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (101 MHz, CDCl ₃) δ 172.37, 170.22, 162.89, 160.25, 157.92, 157.89, 145.69, 143.92, 142.66, 140.37, 139.85, 131.44, 131.11, 128.89, 128.62, 114.67, 113.64, 111.28, 111.11, 109.52, 89.57, 74.55, 56.17, 55.19, 48.13, 47.87, 29.30, 20.86, 19.30, 19.26, 18.88, 17.81.

10

20

30

40

【表 2 - 2 3 2】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
521	12518941		(薄膜) 3380, 2933, 1769, 1737, 1677, 1496, 1195, 1174, 1095	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₃₁ H ₃₅ F ₂ N ₂ O ₈ の計算値 602.2389; 実測値 602.2395	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.39 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.44 (dd, <i>J</i> = 8.7, 5.6 Hz, 1H), 7.23 (dd, <i>J</i> = 8.7, 5.6 Hz, 1H), 7.11 (dd, <i>J</i> = 9.6, 2.8 Hz, 1H), 7.07 (dd, <i>J</i> = 9.7, 2.8 Hz, 1H), 7.00 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.96 – 6.87 (m, 2H), 5.60 (dq, <i>J</i> = 8.5, 6.2 Hz, 1H), 4.69 (d, <i>J</i> = 8.8 Hz, 1H), 4.62 (d, <i>J</i> = 12.4 Hz, 1H), 4.60 – 4.53 (m, 1H), 4.50 (d, <i>J</i> = 12.6 Hz, 1H), 4.44 (d, <i>J</i> = 12.5 Hz, 1H), 4.40 (d, <i>J</i> = 12.5 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.43 (s, 3H), 3.38 (s, 3H), 2.39 (s, 3H), 1.28 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.04 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -115.57, -115.90.

10

20

30

40

【表 2 - 2 3 3】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
522	12518943		(薄膜) 3385, 2976, 1770, 1738, 1678, 1506, 1200, 1175, 1155, 1096	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C33H39F2N2O8</chem> の計算値 629.2669; 実測値 629.2666	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.40 (d, <i>J</i> = 6.4 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.45 (dd, <i>J</i> = 8.7, 5.6 Hz, 1H), 7.21 (dd, <i>J</i> = 8.7, 5.6 Hz, 1H), 7.17 – 7.05 (m, 2H), 7.00 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.97 – 6.82 (m, 2H), 5.62 (dq, <i>J</i> = 8.2, 6.2 Hz, 1H), 4.70 (d, <i>J</i> = 8.7 Hz, 1H), 4.67 (d, <i>J</i> = 12.7 Hz, 1H), 4.62 – 4.50 (m, 2H), 4.48 (d, <i>J</i> = 12.5 Hz, 1H), 4.43 (d, <i>J</i> = 12.7 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.62 – 3.45 (m, 4H), 2.39 (s, 3H), 1.30 – 1.25 (m, 6H), 1.23 (t, <i>J</i> = 7.0 Hz, 3H), 1.05 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -115.69, -115.98.
523	12521663			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C28H30FN2O7</chem> の計算値 525.2037; 実測値 525.2025	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.41 (d, <i>J</i> = 6.8 Hz, 1H), 8.30 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.36 – 7.28 (m, 2H), 7.26 – 7.18 (m, 2H), 7.18 – 7.10 (m, 2H), 6.97 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.67 – 6.46 (m, 2H), 5.83 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.2 Hz, 1H), 4.62 – 4.46 (m, 2H), 3.87 (s, 3H), 3.82 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.91 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.24.

10

20

30

40

【表 2 - 2 3 4】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
524	12521611			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₃₀ FN ₂ O ₆ の計算値 509.2088; 実測値 509.2083	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.40 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 8.30 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.35 - 7.17 (m, 5H), 7.17 - 7.08 (m, 1H), 6.97 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.93 - 6.79 (m, 2H), 5.77 (dq, <i>J</i> = 10.2, 6.1 Hz, 1H), 4.60 - 4.47 (m, 1H), 4.28 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 3.87 (s, 3H), 2.38 (s, 6H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.93 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -116.66.
525	12521613			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₃₀ FN ₂ O ₇ の計算値 525.2037; 実測値 525.2035	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.42 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 8.30 (d, <i>J</i> = 5.6 Hz, 1H), 7.35 - 7.21 (m, 5H), 7.17 (ddt, <i>J</i> = 6.5, 5.4, 1.8 Hz, 1H), 6.98 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 6.58 (td, <i>J</i> = 8.3, 2.6 Hz, 1H), 6.51 (dd, <i>J</i> = 10.9, 2.5 Hz, 1H), 5.81 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 4.63 - 4.43 (m, 2H), 3.87 (s, 3H), 3.75 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.15 (s, 3H), , 0.99 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.59.

10

20

30

40

【表 2 - 2 3 5】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
526	12521615			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C28H30FN2O6</chem> の計算値 509.2088; 実測値 509.2079	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.47 - 8.36 (m, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.35 (dd, <i>J</i> = 8.7, 5.7 Hz, 1H), 7.30 - 7.15 (m, 5H), 6.99 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.85 (td, <i>J</i> = 8.4, 2.8 Hz, 1H), 6.79 (dd, <i>J</i> = 9.8, 2.8 Hz, 1H), 5.73 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.1 Hz, 1H), 4.60 - 4.47 (m, 1H), 4.26 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.89 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.30 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.96 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -117.14.
527	12521879			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C29H32FN2O7</chem> の計算値 539.2193; 実測値 539.2180	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.41 (d, <i>J</i> = 5.0 Hz, 1H), 8.30 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.23 - 7.19 (m, 2H), 7.19 - 7.10 (m, 1H), 7.03 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 2H), 6.97 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.63 - 6.50 (m, 2H), 5.80 (dq, <i>J</i> = 9.6, 6.1 Hz, 1H), 4.61 - 4.46 (m, 2H), 3.88 (s, 3H), 3.81 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.25 (s, 3H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.95 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.44.

10

20

30

40

【表 2 - 2 3 6】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
528	12521881			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₂ FN ₂ O ₆ の計算値 523.2244; 実測値 523.2235	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.40 (d, <i>J</i> = 8.6 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.28 (dd, <i>J</i> = 8.8, 5.9 Hz, 1H), 7.18 - 7.10 (m, 2H), 7.02 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 2H), 6.98 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.92 - 6.78 (m, 2H), 5.74 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.1 Hz, 1H), 4.62 - 4.45 (m, 1H), 4.24 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.88 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.37 (s, 3H), 2.24 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.97 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -116.88.
529	12521883			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₂ FN ₂ O ₇ の計算値 539.2193; 実測値 539.2182	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.41 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.37 - 7.23 (m, 1H), 7.20 - 7.12 (m, 2H), 7.06 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 2H), 6.98 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.57 (td, <i>J</i> = 8.3, 2.5 Hz, 1H), 6.50 (dd, <i>J</i> = 11.0, 2.6 Hz, 1H), 5.78 (dq, <i>J</i> = 10.2, 6.1 Hz, 1H), 4.69 - 4.41 (m, 2H), 3.89 (s, 3H), 3.76 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.27 (s, 3H), 1.21 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.98 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.82.

10

20

30

40

【表 2 - 2 3 7】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
530	12521885			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₂ FN ₂ O ₆ の計算値 523.2244; 実測値 523.2229	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.40 (s, 1H), 8.30 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.33 (dd, <i>J</i> = 8.7, 5.8 Hz, 1H), 7.20 - 7.04 (m, 4H), 6.98 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.84 (td, <i>J</i> = 8.5, 2.9 Hz, 1H), 6.77 (dd, <i>J</i> = 9.6, 2.4 Hz, 1H), 5.71 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 4.61 - 4.45 (m, 1H), 4.21 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.89 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.30 (s, 3H), 2.28 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.0 Hz, 3H), 0.96 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -117.33.
531	12521883			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₂₉ F ₂ N ₂ O ₇ の計算値 543.1943; 実測値 543.1936	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.40 (d, <i>J</i> = 6.0 Hz, 1H), 8.30 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 7.35 - 7.22 (m, 2H), 7.13 (dd, <i>J</i> = 8.3, 6.4 Hz, 1H), 6.99 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.96 - 6.84 (m, 2H), 6.65 - 6.51 (m, 2H), 5.79 (dq, <i>J</i> = 9.7, 6.2 Hz, 1H), 4.64 - 4.47 (m, 2H), 3.88 (s, 3H), 3.81 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.99 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -112.92, -116.48.

10

20

30

40

【表 2 - 2 3 8】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
532	12524155			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C28H29F2N2O6</chem> の計算値 527.1993; 実測値 527.1984	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.39 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.29 - 7.19 (m, 3H), 6.99 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.94 - 6.81 (m, 4H), 5.71 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 4.60 - 4.49 (m, 1H), 4.26 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.89 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.35 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.02 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -116.02, -116.38.
533	12524167			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C28H29F2N2O7</chem> の計算値 543.1943; 実測値 543.1928	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.41 (d, <i>J</i> = 5.8 Hz, 1H), 8.30 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.33 - 7.18 (m, 3H), 7.02 - 6.89 (m, 3H), 6.58 (td, <i>J</i> = 8.4, 2.5 Hz, 1H), 6.52 (dd, <i>J</i> = 10.9, 2.6 Hz, 1H), 5.76 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.2 Hz, 1H), 4.60 - 4.46 (m, 2H), 3.88 (s, 3H), 3.75 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.21 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.01 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.26, -116.11.

10

20

30

40

【表 2 - 2 3 9】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
534	12524409			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₂₉ F ₂ N ₂ O ₆ の計算値 527.1993; 実測値 527.1985	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.40 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 8.30 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.33 (dd, <i>J</i> = 8.6, 5.7 Hz, 1H), 7.23 - 7.13 (m, 2H), 7.04 - 6.92 (m, 3H), 6.86 (td, <i>J</i> = 8.5, 2.8 Hz, 1H), 6.80 (dd, <i>J</i> = 9.7, 2.8 Hz, 1H), 5.69 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.2 Hz, 1H), 4.63 - 4.45 (m, 1H), 4.24 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 3.89 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.28 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.99 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -115.54, -116.80.
535	12524405		(薄膜) 3385, 2982, 1771, 1737, 1679, 1605, 1508	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₃ N ₂ O ₆ の計算値 505.233; 実測値 505.2333	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.49 - 8.39 (m, 1H), 8.30 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 7.19 - 7.05 (m, 6H), 7.01 - 6.92 (m, 3H), 5.78 (dq, <i>J</i> = 10.2, 6.1 Hz, 1H), 4.59 - 4.46 (m, 1H), 3.96 (d, <i>J</i> = 10.2 Hz, 1H), 3.86 (s, 3H), 2.37 (s, 3H), 2.30 (s, 3H), 2.27 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.90 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).

10

20

30

40

【表 2 - 2 4 0】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
536	125, 256, 443		(薄膜) 3377, 2985, 1771, 1736, 1677, 1502, 1195	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₁ F ₂ N ₂ O ₇ の計算値 557.2094; 実測値 557.2082	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.41 (d, <i>J</i> = 5.6 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.23 (dd, <i>J</i> = 8.5, 6.6 Hz, 1H), 7.16 (dd, <i>J</i> = 8.6, 5.9 Hz, 1H), 6.99 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.81 (qd, <i>J</i> = 9.1, 8.3, 2.8 Hz, 2H), 6.57 (td, <i>J</i> = 8.3, 2.5 Hz, 1H), 6.51 (dd, <i>J</i> = 10.8, 2.5 Hz, 1H), 5.68 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.1 Hz, 1H), 4.74 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 4.62 – 4.49 (m, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.76 (s, 3H), 2.42 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.21 (d, <i>J</i> = 5.9 Hz, 3H), 1.04 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.52, -117.02.
537	125, 256, 443		(薄膜) 3376, 2940, 1770, 1737, 1678, 1601, 1502, 1196	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₂₈ F ₃ N ₂ O ₇ の計算値 561.1843; 実測値 561.1836	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.40 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.31 (dd, <i>J</i> = 8.4, 6.7 Hz, 1H), 7.23 – 7.14 (m, 1H), 6.99 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.84 – 6.68 (m, 2H), 6.58 (td, <i>J</i> = 8.3, 2.5 Hz, 1H), 6.52 (dd, <i>J</i> = 10.8, 2.5 Hz, 1H), 5.86 – 5.73 (m, 1H), 4.78 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 4.65 – 4.43 (m, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.75 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.04 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).

10

20

30

40

【表 2 - 2 4 1】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
538	12525647		(薄膜) 3378, 2986, 1770, 1736, 1677, 1501, 1196	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C29H31F2N2O7</chem> の計算値 557.2094; 実測値 557.2091	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.44 – 8.37 (m, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.33 (dd, <i>J</i> = 8.5, 5.8 Hz, 1H), 7.04 (dd, <i>J</i> = 8.4, 6.8 Hz, 1H), 6.99 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.88 – 6.74 (m, 2H), 6.64 – 6.53 (m, 2H), 5.67 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.1 Hz, 1H), 4.74 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 4.62 – 4.45 (m, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.84 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.27 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.98 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -112.97, -117.43.
539	12525649		(薄膜) 3377, 2983, 1771, 1738, 1677, 1502, 1201	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C28H28F3N2O6</chem> の計算値 545.1894; 実測値 545.1896	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.43 – 8.35 (m, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.33 (dd, <i>J</i> = 8.6, 5.7 Hz, 1H), 7.19 – 7.07 (m, 1H), 7.00 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.90 – 6.74 (m, 4H), 5.68 (dq, <i>J</i> = 12.0, 6.1 Hz, 1H), 4.62 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 4.61 – 4.49 (m, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.28 (s, 3H), 1.27 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).

10

20

30

40

【表 2 - 2 4 2】

Cmpd. No.	Fig. No.	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
540	12536337		(薄膜) 3388, 2985, 1771, 1737, 1679, 1572, 1508, 1452	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C28H30FN2O6</chem> の計算値 509.2082; 実測値 509.2078	¹ H NMR (300 MHz, CDCl ₃) δ 8.43 (d, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.37 – 7.21 (m, 5H), 7.24 – 7.14 (m, 1H), 6.98 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.89 – 6.84 (m, 1H), 6.79 – 6.72 (m, 1H), 5.90 – 5.72 (m, 1H), 4.56 (dq, <i>J</i> = 8.1, 7.1 Hz, 1H), 4.41 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.89 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.24 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).
541	12536383		(薄膜) 3378, 2984, 1771, 1737, 1679, 1509	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) <chem>C28H29F2N2O6</chem> の計算値 527.1988; 実測値 527.1975	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.42 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz, 1H), 8.31 (dd, <i>J</i> = 5.5, 1.2 Hz, 1H), 7.29 – 7.17 (m, 3H), 7.07 – 6.89 (m, 3H), 6.87 (dd, <i>J</i> = 8.0, 1.7 Hz, 1H), 6.80 – 6.72 (m, 1H), 5.75 (dq, <i>J</i> = 9.7, 6.1 Hz, 1H), 4.62 – 4.50 (m, 1H), 4.39 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 3.89 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.25 (s, 3H), 1.26 – 1.21 (m, 3H), 1.01 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -115.67, -118.89.

10

20

30

40

【表 2 - 2 4 3】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マスペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
542	12526385		(薄膜) 3390, 2984, 1772, 1737, 1678, 1508, 1452	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₂ FN ₂ O ₆ の計算値 523.2239; 実測値 523.2241	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.48 – 8.36 (m, 1H), 8.29 (d, <i>J</i> = 5.6 Hz, 1H), 7.26 – 7.21 (m, 1H), 7.20 – 7.16 (m, 2H), 7.07 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 2H), 6.96 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.84 (dd, <i>J</i> = 8.1, 1.9 Hz, 1H), 6.74 (dd, <i>J</i> = 11.3, 2.2 Hz, 1H), 5.83 – 5.73 (m, 1H), 4.63 – 4.50 (m, 1H), 4.37 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.86 (s, 3H), 2.37 (s, 3H), 2.27 (s, 3H), 2.22 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -119.02.
543	12526387		(薄膜) 3384, 2983, 1772, 1737, 1679, 1591, 1507, 1452	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₁ F ₂ N ₂ O ₆ の計算値 541.2145; 実測値 541.2138	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.42 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.24 (dd, <i>J</i> = 9.6, 5.7 Hz, 1H), 7.17 (t, <i>J</i> = 7.9 Hz, 1H), 6.99 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.88 – 6.82 (m, 3H), 6.75 (dd, <i>J</i> = 11.3, 2.2 Hz, 1H), 5.72 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.1 Hz, 1H), 4.63 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 4.62 – 4.51 (m, 1H), 3.89 (s, 3H), 2.39 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.24 (s, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.05 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -116.51, -118.10.

10

20

30

40

【表 2 - 2 4 4】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
544	1253389		(薄膜) 3381, 2984, 1771, 1739, 1678, 1504, 1453, 1432	HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₂₈ F ₃ N ₂ O ₆ の計算値 545.1894; 実測値 545.1885	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.45 – 8.39 (m, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 7.32 – 7.20 (m, 2H), 6.99 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.88 – 6.84 (m, 1H), 6.84 – 6.73 (m, 3H), 5.85 – 5.74 (m, 1H), 4.70 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 4.63 – 4.52 (m, 1H), 3.89 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.25 (s, 3H), 1.27 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.04 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H).
545	12527974		(薄膜) 3378, 2982, 1770, 1734, 1675, 1508, 1451, 1309, 1200, 1174, 1046, 907, 802, 730, 699	ESIMS <i>m/z</i> 491.2 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 8.41 (s, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 7.31 – 7.27 (m, 2H), 7.22 (t, <i>J</i> = 7.7 Hz, 2H), 7.17 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 2H), 7.15 – 7.10 (m, 1H), 7.09 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 2H), 6.99 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 5.79 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.1 Hz, 1H), 4.57 – 4.47 (m, 1H), 4.01 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.28 (s, 3H), 1.24 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.88 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.24, 168.91, 162.24, 159.40, 146.64, 141.73, 141.57, 138.27, 137.43, 136.47, 129.44, 128.46, 127.99, 126.56, 109.68, 73.36, 57.53, 56.27, 47.83, 20.97, 20.75, 19.24, 17.92.

10

20

30

40

【表 2 - 2 4 5】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
546	12527977		(薄膜) 3381, 2982, 1770, 1734, 1675, 1507, 1435, 1309, 1199, 1174, 1045, 907, 804, 729, 699	ESIMS <i>m/z</i> 491.2 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 8.42 (s, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.29 – 7.23 (m, 4H), 7.18 (td, <i>J</i> = 6.0, 2.8 Hz, 3H), 7.04 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 2H), 6.99 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 5.79 (dq, <i>J</i> = 9.8, 6.2 Hz, 1H), 4.57 – 4.49 (m, 1H), 4.02 (d, <i>J</i> = 9.9 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.25 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.93 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.23, 168.92, 162.25, 159.41, 146.64, 141.59, 138.34, 137.44, 136.15, 129.13, 128.72, 128.09, 127.99, 126.77, 109.68, 73.38, 57.41, 56.28, 47.87, 20.94, 20.76, 19.25, 18.00.

10

20

30

40

【表 2 - 2 4 6】

Cmpd. No.	Fig. D	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
547	125, 274, 279		(薄膜) 3380, 2982, 1770, 1735, 1676, 1507, 1451, 1310, 1200, 1175, 1158, 1047, 908, 816, 769, 729	ESIMS <i>m/z</i> 509.1 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 8.41 (s, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.23 (dd, <i>J</i> = 8.7, 5.3 Hz, 2H), 7.18 – 7.13 (m, 2H), 7.05 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz, 2H), 7.01 – 6.93 (m, 3H), 5.74 (dq, <i>J</i> = 9.6, 6.2 Hz, 1H), 4.58 – 4.50 (m, 1H), 4.01 (d, <i>J</i> = 9.6 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.26 (s, 3H), 1.22 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.94 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.18, 168.91, 162.26, 161.64 (d, <i>J</i> = 245.3 Hz), 159.43, 146.63, 141.54, 138.05, 137.45, 137.32 (d, <i>J</i> = 3.3 Hz), 136.34, 129.56 (d, <i>J</i> = 7.8 Hz), 129.22, 127.94, 115.53 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 109.70, 73.21, 56.51, 56.28, 47.85, 20.94, 20.75, 19.15, 17.99.

10

20

30

40

【表 2 - 2 4 7】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
548	115, 274, 281		(薄膜) 3379, 2983, 1770, 1736, 1676, 1509, 1452, 1310, 1201, 1175, 1046, 908, 817, 732, 700	ESIMS <i>m/z</i> 495.1 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 8.40 (s, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.33 – 7.23 (m, 6H), 7.23 – 7.17 (m, 1H), 6.99 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.93 (t, <i>J</i> = 8.6 Hz, 2H), 5.76 (dq, <i>J</i> = 9.9, 6.2 Hz, 1H), 4.55 (p, <i>J</i> = 7.2 Hz, 1H), 4.05 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.97 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.17, 168.91, 162.28, 161.59 (d, <i>J</i> = 245.0 Hz), 159.44, 146.64, 141.48, 141.04, 137.47, 137.16 (d, <i>J</i> = 3.4 Hz), 129.60 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz), 128.84, 128.02, 127.02, 115.28 (d, <i>J</i> = 21.1 Hz), 109.74, 73.24, 57.00, 56.28, 47.83, 20.75, 19.22, 18.02.

10

20

30

40

【表 2 - 2 4 8】

Cmpd. No.	Reg. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
549	12527983		(薄膜) 3380, 2983, 1770, 1735, 1676, 1507, 1451, 1436, 1310, 1201, 1175, 1046, 908, 816, 731	ESIMS <i>m/z</i> 509.1 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (500 MHz, CDCl ₃) δ 8.39 (s, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 7.28 – 7.21 (m, 2H), 7.14 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz, 2H), 7.09 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 2H), 6.99 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.95 – 6.89 (m, 2H), 5.74 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.2 Hz, 1H), 4.58 – 4.50 (m, 1H), 4.00 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.29 (s, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.97 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.18, 168.91, 162.27, 161.54 (d, <i>J</i> = 245.1 Hz), 159.44, 146.63, 141.50, 138.06, 137.48 (d, <i>J</i> = 3.6 Hz), 136.65, 129.49 (d, <i>J</i> = 8.3 Hz), 127.86, 115.24 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 109.73, 73.30, 56.66, 56.28, 47.83, 20.98, 20.75, 19.22, 18.02.

10

20

30

40

【表 2 - 2 4 9】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
550	12527984		(薄膜) 3380, 2984, 1770, 1737, 1676, 1503, 1452, 1310, 1200, 1175, 1148, 1048, 907, 731	ESIMS <i>m/z</i> 513.2 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.39 (d, <i>J</i> = 8.1 Hz, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 7.34 – 7.22 (m, 5H), 7.20 – 7.14 (m, 1H), 6.99 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.85 – 6.74 (m, 2H), 5.80 (dtd, <i>J</i> = 9.9, 7.3, 6.7, 5.4 Hz, 1H), 4.55 (dt, <i>J</i> = 8.1, 7.1 Hz, 1H), 4.41 (d, <i>J</i> = 10.0 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.27 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.92 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.13, 168.91, 162.27, 162.03 (dd, <i>J</i> = 168.8, 12.1 Hz), 160.96 – 159.14 (m), 159.43, 146.64, 141.50, 140.06, 137.46, 129.88 (dd, <i>J</i> = 9.6, 5.6 Hz), 128.60, 128.27, 126.99, 124.68 – 124.00 (m), 111.60 (dd, <i>J</i> = 21.3, 3.6 Hz), 109.72, 104.55 – 103.34 (m), 72.51, 56.28, 49.35, 47.80, 20.75, 18.92, 17.92.

10

20

30

40

【表 2 - 2 5 0】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
551	1125, 2719, 2887		(薄膜) 3384, 2983, 1771, 1737, 1677, 1502, 1452, 1310, 1201, 1175, 1148, 1049, 966, 908, 732	ESIMS <i>m/z</i> 527.2 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.40 (s, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 7.25 – 7.16 (m, 3H), 7.05 (d, <i>J</i> = 7.9 Hz, 2H), 6.99 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.84 – 6.73 (m, 2H), 5.77 (dtd, <i>J</i> = 9.5, 6.5, 5.2 Hz, 1H), 4.59 – 4.51 (m, 1H), 4.38 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.26 (s, 3H), 1.25 (d, <i>J</i> = 6.2 Hz, 3H), 0.96 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.12, 168.92, 162.78 – 159.09 (m), 146.64, 141.53, 137.46, 136.96, 136.56, 129.88 (d, <i>J</i> = 5.7 Hz), 129.24, 128.16, 124.64 (d, <i>J</i> = 15.0 Hz), 111.52 (d, <i>J</i> = 20.8 Hz), 109.71, 104.49 – 103.84 (m), 72.59, 56.28, 48.90, 47.84, 20.96, 20.75, 18.92, 18.00.

10

20

30

40

【表 2 - 2 5 1】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
552	125, 274, 293		(薄膜) 3384, 2985, 1770, 1737, 1676, 1503, 1201, 1175, 1160, 1148, 966, 847, 825, 811, 732	ESIMS <i>m/z</i> 531.2 ([M+H] ⁺)	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.37 (d, <i>J</i> = 6.0 Hz, 1H), 8.32 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.28 – 7.18 (m, 3H), 7.00 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.97 – 6.90 (m, 2H), 6.86 – 6.75 (m, 2H), 5.76 (dtd, <i>J</i> = 9.7, 6.5, 5.2 Hz, 1H), 4.62 – 4.48 (m, 1H), 4.39 (d, <i>J</i> = 9.8 Hz, 1H), 3.91 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 1.26 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 1.00 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹³ C NMR (126 MHz, CDCl ₃) δ 172.05, 168.91, 163.09 – 159.02 (m), 146.63, 141.42, 137.50, 135.78, 129.82 (d, <i>J</i> = 8.2 Hz), 124.23 (d, <i>J</i> = 11.3 Hz), 115.42 (d, <i>J</i> = 21.3 Hz), 111.98 – 111.29 (m), 109.77, 104.80 – 103.42 (m), 72.42, 56.30, 48.69, 47.81, 20.75, 18.93, 18.00.

10

20

30

40

【表 2 - 2 5 2】

Cmpd. No.	Fig. ID	MP (°C)	IR (cm ⁻¹)	マススペクトル	NMR (¹ H, ¹³ C, ¹⁹ F)
553	125.28845			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₈ H ₃₀ FN ₂ O ₆ の計算値 509.2088; 実測値 509.2074	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.41 (d, <i>J</i> = 7.4 Hz, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.32 - 7.20 (m, 4H), 7.19 - 7.11 (m, 1H), 7.12 - 7.02 (m, 2H), 6.98 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.90 (dd, <i>J</i> = 9.6, 8.1 Hz, 1H), 5.76 (dq, <i>J</i> = 10.0, 6.2 Hz, 1H), 4.59 - 4.45 (m, 1H), 3.99 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.88 (s, 3H), 2.37 (s, 3H), 2.22 (d, <i>J</i> = 2.0 Hz, 3H), 1.23 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.90 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -120.17.
554	125.28847			HRMS-ESI (<i>m/z</i>) ([M+H] ⁺) C ₂₉ H ₃₁ F ₂ N ₂ O ₇ の計算値 557.2099; 実測値 557.2091	¹ H NMR (400 MHz, CDCl ₃) δ 8.40 (s, 1H), 8.31 (d, <i>J</i> = 5.4 Hz, 1H), 7.32 - 7.23 (m, 1H), 7.11 - 7.01 (m, 2H), 6.99 (d, <i>J</i> = 5.5 Hz, 1H), 6.88 (t, <i>J</i> = 9.3 Hz, 1H), 6.58 (td, <i>J</i> = 8.3, 2.5 Hz, 1H), 6.52 (dd, <i>J</i> = 10.9, 2.5 Hz, 1H), 5.74 (dq, <i>J</i> = 10.1, 6.2 Hz, 1H), 4.55 (dq, <i>J</i> = 8.1, 7.2 Hz, 1H), 4.46 (d, <i>J</i> = 10.1 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.77 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 2.21 (d, <i>J</i> = 1.9 Hz, 3H), 1.20 (d, <i>J</i> = 6.1 Hz, 3H), 0.99 (d, <i>J</i> = 7.1 Hz, 3H). ¹⁹ F NMR (376 MHz, CDCl ₃) δ -113.46, -120.45.

*Cmpd. No. - 化合物番号

【表 3】

表 3.生物学的試験評価スケール

真菌病原体の評価表	
防除%	評価
> 80	A
≤ 80	B
試験せず	C
報告されたアッセイにおいて 活性が観察されない	D

10

20

【 0 5 8 1 】

【表 4－1】

表 4.生物学的活性-高および低容量施用による PUCCRT および SEPTTR の病気の防除

Cmpd. No.	100ppm での HV 活性				121.5g/H での LV 活性			
	PUCCRT*		SEPTTR*		PUCCRT*		SEPTTR*	
	1DP*	3DC*	1DP*	3DC*	1DP*	3DC*	1DP*	3DC*
89	C	C	C	C	C	C	C	C
90	A	A	A	A	C	C	C	C
91	A	B	A	D	C	C	C	C
92	A	A	A	A	A	B	A	A
93	B	D	A	B	C	C	C	C
95	C	C	C	C	C	C	C	C
96	A	A	A	A	C	C	C	C
97	B	D	A	A	C	C	C	C
98	A	A	A	A	C	C	C	C
99	A	B	A	A	C	C	C	C
100	A	A	A	A	C	C	C	C
101	D	D	B	D	C	C	C	C
102	B	D	B	B	C	C	C	C
103	A	B	A	A	C	C	C	C
104	A	D	B	A	C	C	C	C
105	A	A	A	A	C	C	C	C
106	A	D	A	A	C	C	C	C
107	A	B	A	A	C	C	C	C
109	B	D	D	B	C	C	C	C

【 0 5 8 2 】

【表 4 - 2】

	100ppm での HV 活性				121.5g/H での LV 活性			
	PUCCRT*		SEPTTR*		PUCCRT*		SEPTTR*	
110	A	D	A	A	C	C	C	C
111	B	D	B	A	C	C	C	C
112	D	D	B	B	C	C	C	C
113	A	B	A	B	C	C	C	C
114	A	A	A	A	C	C	C	C
115	B	D	A	A	C	C	C	C
116	B	D	B	B	C	C	C	C
117	A	B	A	A	C	C	C	C
118	A	A	B	A	C	C	C	C
119	D	D	A	B	C	C	C	C
120	A	B	A	A	C	C	C	C
121	A	B	A	A	C	C	C	C
122	D	D	B	B	C	C	C	C
123	B	D	B	A	C	C	C	C
124	A	A	A	A	C	C	C	C
125	A	A	A	A	C	C	C	C
127	B	D	B	D	C	C	C	C
128	B	D	A	B	C	C	C	C
129	A	B	A	A	C	C	C	C
130	B	D	A	D	C	C	C	C
131	A	D	A	A	C	C	C	C
132	A	B	A	A	C	C	C	C
133	A	A	A	A	C	C	C	C
135	B	D	B	D	C	C	C	C
136	A	B	A	B	C	C	C	C
137	A	B	A	A	C	C	C	C
138	C	C	C	C	D	B	A	B
139	C	C	C	C	A	A	A	A
140	C	C	C	C	A	B	A	A
141	C	C	C	C	A	A	A	A
142	C	C	C	C	A	A	A	A
143	C	C	C	C	B	D	D	B
144	C	C	C	C	B	B	B	B
145	C	C	C	C	A	A	A	A
146	C	C	C	C	A	A	A	A
147	C	C	C	C	B	B	B	A
148	C	C	C	C	A	A	A	A

【表 4 - 3】

	100ppm での HV 活性				121.5g/H での LV 活性			
	PUCCRT*		SEPTTR*		PUCCRT*		SEPTTR*	
149	C	C	C	C	B	B	A	A
150	C	C	C	C	A	A	A	A
152	C	C	C	C	B	B	A	A
153	C	C	C	C	B	B	A	A
155	C	C	C	C	A	A	A	A
156	C	C	C	C	A	A	A	A
157	C	C	C	C	A	A	A	A
158	C	C	C	C	A	A	A	A
159	C	C	C	C	A	A	A	A
160	C	C	C	C	A	B	A	A
161	C	C	C	C	D	D	B	A
162	C	C	C	C	D	D	D	B
163	C	C	C	C	B	D	B	A
164	C	C	C	C	D	D	B	D
165	C	C	C	C	A	B	A	A
166	C	C	C	C	B	D	B	B
167	C	C	C	C	A	A	A	A
168	C	C	C	C	A	B	A	A
169	C	C	C	C	A	B	A	A
170	C	C	C	C	B	B	B	B
171	C	C	C	C	A	A	A	A
173	C	C	C	C	A	B	A	A
174	C	C	C	C	A	B	A	A
175	C	C	C	C	A	A	A	A
176	C	C	C	C	A	A	A	A
178	C	C	C	C	B	D	A	A
179	C	C	C	C	B	D	A	A
180	C	C	C	C	D	D	B	D
181	C	C	C	C	D	D	B	B
182	C	C	C	C	D	B	D	B
183	C	C	C	C	A	A	A	B
184	C	C	C	C	A	A	A	A
185	C	C	C	C	A	B	A	A
186	C	C	C	C	B	D	A	B
187	C	C	C	C	A	B	B	B
188	C	C	C	C	A	B	A	A
189	C	C	C	C	A	B	A	A

【表 4 - 4】

	100ppm での HV 活性				121.5g/H での LV 活性			
	PUCCRT*		SEPTTR*		PUCCRT*		SEPTTR*	
190	C	C	C	C	B	D	B	B
191	C	C	C	C	A	A	A	A
192	C	C	C	C	A	A	A	A
193	C	C	C	C	B	D	A	A
194	C	C	C	C	A	B	A	A
195	C	C	C	C	A	B	A	B
196	C	C	C	C	D	D	A	B
197	C	C	C	C	A	A	A	A
198	C	C	C	C	A	B	A	A
199	C	C	C	C	A	A	A	A
201	C	C	C	C	B	D	A	A
202	C	C	C	C	D	D	A	A
203	C	C	C	C	A	B	A	A
204	C	C	C	C	A	A	A	A
206	C	C	C	C	A	B	A	A
207	C	C	C	C	D	D	A	A
208	C	C	C	C	A	B	A	A
209	C	C	C	C	A	B	A	A
210	C	C	C	C	A	B	A	A
211	C	C	C	C	A	A	A	A
212	C	C	C	C	A	A	A	A
213	C	C	C	C	B	B	A	A
214	C	C	C	C	D	D	D	D
215	C	C	C	C	A	D	A	A
216	C	C	C	C	A	B	A	B
217	C	C	C	C	A	B	A	A
218	C	C	C	C	A	B	A	A
219	C	C	C	C	A	D	A	A
220	C	C	C	C	A	B	A	A
221	C	C	C	C	B	D	B	A
222	C	C	C	C	A	D	A	A
223	C	C	C	C	B	D	B	B
224	C	C	C	C	B	D	A	A
225	C	C	C	C	D	D	D	D
228	C	C	C	C	C	C	C	C
229	C	C	C	C	D	D	D	B
230	C	C	C	C	D	D	D	D
386	B	D	B	D	C	C	C	C
387	A	B	A	B	C	C	C	C

【表 4 - 5】

	100ppm での HV 活性				121.5g/H での LV 活性			
	PUCCRT*		SEPTTR*		PUCCRT*		SEPTTR*	
388	B	B	A	A	C	C	C	C
389	A	D	D	D	C	C	C	C
390	A	B	A	D	C	C	C	C
391	A	A	A	A	C	C	C	C
392	A	B	A	D	C	C	C	C
393	C	C	C	C	C	C	C	C
394	B	D	A	B	C	C	C	C
395	A	A	A	A	C	C	C	C
396	A	A	A	A	C	C	C	C
397	A	D	A	A	C	C	C	C
398	B	B	B	B	C	C	C	C
399	A	A	A	A	C	C	C	C
400	A	A	A	A	C	C	C	C
401	A	B	A	A	C	C	C	C
402	A	B	A	B	C	C	C	C
403	A	B	A	A	C	C	C	C
404	A	A	A	A	C	C	C	C
405	A	A	A	A	C	C	C	C
406	A	A	A	A	C	C	C	C
407	A	A	A	A	C	C	C	C
408	A	B	A	A	C	C	C	C
409	A	D	A	A	C	C	C	C
410	B	D	B	B	C	C	C	C
411	A	B	A	A	C	C	C	C
412	C	C	C	C	C	C	C	C
413	A	B	A	A	C	C	C	C
414	B	D	A	B	C	C	C	C
415	A	B	A	A	C	C	C	C
416	A	D	A	B	C	C	C	C
417	A	D	B	B	C	C	C	C
418	A	A	A	A	C	C	C	C
419	B	D	B	B	C	C	C	C
420	B	D	B	D	C	C	C	C
421	D	D	D	D	C	C	C	C
422	D	D	B	D	C	C	C	C
423	A	A	A	A	C	C	C	C
424	A	B	A	A	C	C	C	C
425	A	A	A	A	C	C	C	C
426	A	D	A	A	C	C	C	C

【表 4 - 6】

	100ppm での HV 活性				121.5g/H での LV 活性			
	PUCCRT*		SEPTTR*		PUCCRT*		SEPTTR*	
427	B	D	B	B	C	C	C	C
428	B	D	B	A	C	C	C	C
429	B	D	B	B	C	C	C	C
430	A	B	A	A	C	C	C	C
431	A	A	A	A	C	C	C	C
432	B	A	A	A	C	C	C	C
433	A	A	A	A	C	C	C	C
434	A	A	A	A	C	C	C	C
435	A	A	A	A	C	C	C	C
436	A	A	A	A	C	C	C	C
437	A	A	A	A	C	C	C	C
438	A	A	A	A	C	C	C	C
439	A	A	A	A	C	C	C	C
440	A	A	A	A	C	C	C	C
441	A	B	A	A	C	C	C	C
442	A	A	A	A	C	C	C	C
443	A	A	A	A	C	C	C	C
444	A	A	A	A	C	C	C	C
445	A	B	A	A	C	C	C	C
446	A	B	A	A	C	C	C	C
447	A	A	A	A	C	C	C	C
448	A	A	A	A	C	C	C	C
449	A	A	A	A	C	C	C	C
450	A	B	A	A	C	C	C	C
451	A	A	A	A	C	C	C	C
452	A	A	A	A	C	C	C	C
453	A	A	A	A	C	C	C	C
454	A	A	A	A	C	C	C	C
455	A	A	A	A	C	C	C	C
456	A	A	A	A	C	C	C	C
457	A	A	A	A	C	C	C	C
458	A	A	A	A	C	C	C	C
459	A	A	A	A	C	C	C	C
460	A	A	A	A	C	C	C	C
461	A	A	A	A	C	C	C	C
462	C	C	C	C	D	D	D	B
463	C	C	C	C	D	D	D	B

【表 4 - 7】

	100ppm での HV 活性				121.5g/H での LV 活性			
	PUCCRT*		SEPTTR*		PUCCRT*		SEPTTR*	
464	C	C	C	C	A	A	A	A
465	C	C	C	C	B	D	D	D
466	C	C	C	C	B	D	A	B
467	C	C	C	C	B	B	A	B
468	C	C	C	C	A	B	A	A
469	C	C	C	C	B	D	D	D
470	C	C	C	C	B	B	B	B
471	C	C	C	C	A	B	A	A
472	C	C	C	C	A	A	A	A
473	C	C	C	C	B	B	A	A
474	C	C	C	C	B	D	A	A
475	C	C	C	C	A	A	A	A
476	C	C	C	C	A	A	A	A
477	C	C	C	C	B	B	A	A
478	C	C	C	C	B	D	A	B
479	C	C	C	C	D	D	A	B
480	C	C	C	C	D	B	D	D
481	C	C	C	C	B	B	B	A
482	C	C	C	C	B	A	B	A
483	C	C	C	C	B	B	A	B
484	C	C	C	C	A	B	A	B
485	C	C	C	C	A	A	A	A
486	C	C	C	C	A	B	A	A
487	C	C	C	C	A	A	B	A
488	C	C	C	C	A	B	A	A
489	C	C	C	C	A	A	A	A
490	C	C	C	C	A	B	A	A
491	C	C	C	C	A	B	A	A
492	C	C	C	C	B	B	A	A
493	C	C	C	C	B	B	B	B
494	C	C	C	C	B	B	B	B
495	C	C	C	C	B	B	B	D
496	C	C	C	C	A	B	A	A
497	C	C	C	C	A	B	A	B
498	C	C	C	C	A	B	A	A
499	C	C	C	C	B	D	A	A
500	C	C	C	C	A	B	A	A
501	C	C	C	C	B	B	A	B

【 0 5 8 8 】

【表 4－8】

	100ppm での HV 活性				121.5g/H での LV 活性			
	PUCCRT*		SEPTTR*		PUCCRT*		SEPTTR*	
502	C	C	C	C	A	B	B	D
503	C	C	C	C	A	B	A	A
504	C	C	C	C	A	D	B	B
505	C	C	C	C	B	D	B	D
506	C	C	C	C	D	D	D	D
507	C	C	C	C	D	D	B	D
508	C	C	C	C	A	A	A	A
509	C	C	C	C	A	B	B	B
510	C	C	C	C	A	A	A	A
511	C	C	C	C	D	B	D	D
512	C	C	C	C	D	D	D	D
513	C	C	C	C	B	D	D	D
514	C	C	C	C	D	D	D	D
515	C	C	C	C	D	D	D	D
516	C	C	C	C	A	A	A	A
517	C	C	C	C	A	B	D	B
518	C	C	C	C	A	A	A	A
519	C	C	C	C	B	B	A	B
520	C	C	C	C	D	D	D	D
521	C	C	C	C	B	B	A	B
522	C	C	C	C	B	D	A	B
523	C	C	C	C	A	A	A	A
524	C	C	C	C	A	A	A	A
525	C	C	C	C	A	A	A	A
526	C	C	C	C	A	B	A	A
527	C	C	C	C	A	B	A	A
528	C	C	C	C	A	B	A	A
529	C	C	C	C	A	B	A	A
530	C	C	C	C	A	D	A	A
531	C	C	C	C	A	A	A	A
532	C	C	C	C	A	A	A	A
533	C	C	C	C	A	A	A	A
534	C	C	C	C	A	B	A	A
535	C	C	C	C	A	A	A	A
536	C	C	C	C	A	B	A	A
537	C	C	C	C	A	A	A	A
538	C	C	C	C	A	B	A	A
539	C	C	C	C	A	B	A	A
540	C	C	C	C	A	B	A	A

【表 4 - 9】

	100ppm での HV 活性				121.5g/H での LV 活性			
	PUCCRT*		SEPTTR*		PUCCRT*		SEPTTR*	
541	C	C	C	C	A	B	A	A
542	C	C	C	C	A	B	A	A
543	C	C	C	C	A	B	A	A
544	C	C	C	C	A	A	A	A
545	C	C	C	C	A	A	A	A
546	C	C	C	C	A	A	A	A
547	C	C	C	C	A	A	A	A
548	C	C	C	C	A	A	A	A
549	C	C	C	C	A	A	A	A
550	C	C	C	C	A	A	A	A
551	C	C	C	C	A	A	A	A
552	C	C	C	C	A	A	A	A
553	C	C	C	C	A	A	A	A
554	C	C	C	C	A	A	A	A

*Cmpd. No. - 化合物番号

*PUCCRT - コムギ褐色さび病(プッシニアトリチシナ(Puccinia triticina))

*SEPTTR - コムギ葉枯病(チモセプトリアトリチシ(Zymoseptoria tritici))

*1DP - 1 日保護剤

*3DC - 3 日治療剤

*g/H - 1 ヘクタールあたりのグラム

*ppm - 百万分率

【 0 5 9 0 】

【表 5】

表 5.生物学的活性-100ppm での病気の防除

	ALTESO*	CERCBE*	COLLLA*	LEPTNO*
Cmpd. No.	IDP*			
92	B	A	A	A
139	B	A	A	A
140	A	A	A	A
141	B	A	A	A
142	A	A	A	A
145	A	A	A	A
146	A	A	A	A
148	B	A	A	A
150	A	A	A	A
167	A	A	A	A
171	B	A	A	A
174	B	A	A	A
176	B	A	A	A
199	A	A	A	A
204	A	A	A	A
464	B	A	A	A
468	A	A	A	A
472	B	A	A	A
475	B	A	A	A
524	A	A	A	A
528	B	A	A	A
532	B	A	A	A

*Cmpd. No. - 化合物番号

*ALTESO - トマト夏疫病(アルテルナリアソラニ(*Alternaria solani*))*CERCBE - テンサイの葉斑病(セルコスボラベチコラ(*Cercospora beticola*))*COLLLA - キュウリ炭疽病(コレトトリクムラゲナリウム(*Colletotricum lagenarium*))*LEPTNO - コムギ包えい枯病(レプトスファエリアノドルム(*Leptosphaeria nodorum*))

*IDP - 1 日保護剤

【 0 5 9 1 】

10

20

30

40

【表 6】

表 6.生物学的活性-100ppm での病気の防除

	PYRIOR*	RHYNSE*	VENTIN*
Cmpd. No.	1DP*		
92	C	A	C
139	A	A	A
140	A	C	A
141	A	A	A
142	A	A	A
145	A	A	A
146	A	A	A
148	A	A	A
150	A	A	A
167	A	A	C
171	A	A	C
174	A	A	B
176	A	A	A
199	A	A	C
204	A	A	C
464	A	A	A
468	A	A	A
472	A	A	A
475	A	A	B
524	A	A	A
528	A	A	A
532	C	A	C

*Cmpd. No. – 化合物番号

*PYRIOR – イネいもち病(ピリクラオリザ(Pyricularia oryzae))

*RHYNSE – オオムギ雲形病(リンコスポリウムセカリス(Rhynchosporium secalis))

*VENTIN – リンゴそうか病(ベンツリアイナエクアリス(Venturia inaequalis))

*1DP – 1 日保護剤

【 0 5 9 2 】

【表 7－1】

表 7.生物学的活性-25ppm での病気の防除

Cmpd. No.	PHAKPA*	
	1DP*	3DC*
139	A	B
140	B	D
141	A	B
142	A	B
92	B	B
145	A	B
146	A	B
148	A	B
150	A	A
158	A	B
167	A	B
169	A	D
171	A	B
173	B	D
174	A	B
175	B	D
176	B	B
199	A	B
204	A	B
207	B	D
208	A	B
209	A	B

10

20

30

40

【0593】

【表 7 - 2】

Cmpd. No.	PHAKPA*	
	1DP*	3DC*
210	A	D
211	A	B
212	B	D
213	A	B
464	A	A
468	A	B
472	A	B
475	A	B
493	D	D
494	D	D
495	B	D
496	B	D
497	D	D
498	A	B
499	B	B
500	A	B
501	B	B
502	B	D
503	A	D
504	B	D
505	D	D
506	D	D
507	D	D
508	B	D
509	D	D
510	B	D
511	D	D
512	D	D
513	D	D
514	D	D
515	D	D
516	B	D
517	B	D
518	B	D
519	D	B
520	D	D
521	B	D
522	B	D
523	A	B

10

20

30

40

【表 7 - 3】

Cmpd. No.	PHAKPA*	
	1DP*	3DC*
524	A	B
525	A	B
526	A	D
527	A	B
528	A	B
529	A	B
530	A	B
531	A	B
532	A	B
533	A	B
534	A	B
535	B	D
536	A	B
537	A	B
538	B	B
539	A	B
540	A	B
541	A	B
542	B	D
543	A	B
544	A	B
545	B	D
546	A	B
547	A	B
548	A	D
549	B	D
550	A	B
551	A	B
552	A	B
553	B	D
554	B	D

*Cmpd. No. - 化合物番号

*PHAKPA - アジアダイズさび病(ファコプソラパキリジ(Phakopsora pachyrhizi))

*1DP - 1 日保護剤

*3DC - 3 日治療剤

10

20

30

40

フロントページの続き

(51)Int.Cl.		F I		テーマコード (参考)
C 0 7 D	311/80		C 0 7 D	311/80
A 0 1 N	37/02		A 0 1 N	37/02
A 0 1 N	43/40		A 0 1 N	43/40
A 0 1 P	3/00		A 0 1 P	3/00
A 0 1 G	13/00		A 0 1 G	13/00
				1 0 1 D
				A

1. T W E E N

- (74)代理人 100104282
弁理士 鈴木 康仁
- (72)発明者 ブラヴォーアルタミラノ, カーラ
アメリカ合衆国 インディアナ州 4 6 2 6 8 インディアナポリス, ジオンスヴィレ ロード
9 3 3 0
- (72)発明者 ル, ユ
アメリカ合衆国 インディアナ州 4 6 2 6 8 インディアナポリス, ジオンスヴィレ ロード
9 3 3 0
- (72)発明者 ロイ, ブライアン
アメリカ合衆国 インディアナ州 4 6 2 6 8 インディアナポリス, ジオンスヴィレ ロード
9 3 3 0
- (72)発明者 ブチャン, ザカリー
アメリカ合衆国 インディアナ州 4 6 2 6 8 インディアナポリス, ジオンスヴィレ ロード
9 3 3 0
- (72)発明者 ジョーンズ, デヴィッド
アメリカ合衆国 インディアナ州 4 6 2 6 8 インディアナポリス, ジオンスヴィレ ロード
9 3 3 0
- (72)発明者 ウィルモット, ジェレミー
アメリカ合衆国 インディアナ州 4 6 2 6 8 インディアナポリス, ジオンスヴィレ ロード
9 3 3 0
- (72)発明者 リゴリ, ジャレド
アメリカ合衆国 インディアナ州 4 6 2 6 8 インディアナポリス, ジオンスヴィレ ロード
9 3 3 0
- (72)発明者 デコルヴァー, カイル
アメリカ合衆国 インディアナ州 4 6 2 6 8 インディアナポリス, ジオンスヴィレ ロード
9 3 3 0
- (72)発明者 ドーブル, ジョン
アメリカ合衆国 インディアナ州 4 6 2 6 8 インディアナポリス, ジオンスヴィレ ロード
9 3 3 0
- (72)発明者 ヘリック, ジェシカ
アメリカ合衆国 インディアナ州 4 6 2 6 8 インディアナポリス, ジオンスヴィレ ロード
9 3 3 0
- (72)発明者 ワン, シュエリン
アメリカ合衆国 インディアナ州 4 6 2 6 8 インディアナポリス, ジオンスヴィレ ロード
9 3 3 0
- (72)発明者 ヤオ, チェンリン
アメリカ合衆国 インディアナ州 4 6 2 6 8 インディアナポリス, ジオンスヴィレ ロード,
9 3 3 0
- (72)発明者 マイヤー, ケヴィン

アメリカ合衆国 インディアナ州 4 6 2 6 8 インディアナポリス, ジオンスヴィレ ロード,
9 3 3 0

F ターム(参考) 4C055 AA01 BA02 BA34 CA02 CA42 CA43 DA13 DA42
4C062 HH17
4C063 AA01 AA03 BB07 CC79 CC92 DD12 EE03
4H006 AA01 AA03 AB03 BJ50 BP30 BT12 NB11
4H011 AA02 BB06 BB09

【外国語明細書】
2020121983000001.pdf