

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum

Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum

10. November 2016 (10.11.2016)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2016/177650 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

C12M 1/00 (2006.01) *C07K 1/36* (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01) *C12M 1/12* (2006.01)
B01D 15/18 (2006.01)

(74) Anwalt: BIP PATENTS; c/o Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2016/059700

(22) Internationales Anmeldedatum:

29. April 2016 (29.04.2016)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
15166686.4 7. Mai 2015 (07.05.2015) EP

(71) Anmelder: BAYER TECHNOLOGY SERVICES GMBH [DE/DE]; 51368 Leverkusen (DE).

(72) Erfinder: MAISER, Benjamin; Haydnstraße 8, 51375 Leverkusen (DE). SCHWAN, Peter; Carl-Rumpff-Str. 75, 51373 Leverkusen (DE). LOBEDANN, Martin; Dorfheidestr. 32a, 51069 Köln (DE). MÖHRLE, Volker; Jesuitengasse 87f, 50737 Köln (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.


(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: MODULAR SYSTEM AND METHOD FOR CONTINUOUSLY PRODUCING AND/OR PREPARING A PRODUCT IN A DISINFECTED MANNER

(54) Bezeichnung : MODULARE ANLAGE UND VERFAHREN ZUR KONTINUIERLICHEN, KEIMREDUIZIERTEN PRODUKTION UND/ODER AUFBEREITUNG EINES PRODUKTES

FIG. 1



(57) Abstract: The invention relates to a method for continuously producing and/or preparing a biopharmaceutical biological macromolecular product from a heterogeneous cell culture/fluid mixture in a disinfected manner, having the following steps: (a) providing a particle-free fluid from a heterogeneous cell culture/fluid mixture, said fluid containing the product, in the form of a product flow, (b) carrying out at least one filtering process, whereby a filtrate is obtained, (c) carrying out at least two chromatography steps for cleaning the product, (d) carrying out at least one virus-removing process, and (e) carrying out at least one ultrafiltration process and/or at least one diafiltration process on the product flow from step (b), (c), and/or (d), said method being characterized in that the at least two chromatography steps from step (c) include a cleaning process using at least two respective chromatography columns and/or membrane adsorbers and in that the method is carried out in a closed and modular manner. The invention further relates to a corresponding modular system for carrying out the method.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]


Veröffentlicht:

IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,
CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD,
TG).

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii)

Die Erfindung eines Verfahrens zur kontinuierlichen, keimreduzierten Produktion und/oder Aufbereitung eines biopharmazeutischen, biologischen makromolekularen Produktes aus einer heterogenen Zellkultur-Fluid-Mischung zur Verfügung, umfassend die Schritte: (a) Bereitstellen eines partikel-freien Fluids aus einer heterogenen Zellkultur-Fluid-Mischung, welche das Produkt enthält, in Form eines Produktstroms, (b) mindestens eine Filtration, wobei ein Filtrat erhalten wird, (c) wenigstens zwei Chromatographieschritte zur Reinigung des Produktes, (d) mindestens eine Virenabreicherung, (e) mindestens eine Ultrafiltration und/oder mindestens eine Diafiltration des Produktstroms der Schritte (b), (c), und/oder (d), dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei Chromatographieschritte aus (c) eine Reinigung über wenigstens jeweils zwei Chromatographiesäulen und/oder Membranadsorber umfasst und, dass das Verfahren geschlossen und modular durchgeführt wird. Die Erfindung stellt weiterhin eine entsprechende modulare Anlage zur Durchführung dieses Verfahrens zur Verfügung.

- 1 -

Modulare Anlage und Verfahren zur kontinuierlichen, keimreduzierten Produktion und/oder Aufbereitung eines Produktes

Die Erfindung betrifft eine modulare Anlage und ein Verfahren zur kontinuierlichen, keimreduzierten Produktion und/oder Aufbereitung eines Produktes aus einer heterogenen
5 Zellkultur-Fluid-Mischung.

Gewöhnlich werden Proteine in der biotechnologischen Herstellung im Batch aufgereinigt (englisch *batch*: „Stapel“). Das bedeutet, dass die einzelnen Produktionszyklen chargeweise, diskontinuierlich gehandhabt werden, wobei nach dem Abschluss eines Produktionszyklus das Produkt alles Ganzes entnommen wird. Für eine erneute Produktion muss dann separat
10 ein neuere Produktzyklus bzw. Batch gestartet werden.

In den letzten Jahren hat sich nun mehr und mehr gezeigt, dass eine kontinuierliche Verfahrensweise auch in der biotechnologischen Herstellung gefahren werden kann, wobei das Verfahren im Gegensatz zum Batch-Verfahren ohne Unterbrechungen laufen kann.

Die stark regulierte pharmazeutische Produktion erfordert einen großen zeitlichen,
15 technischen und personellen Aufwand für die Bereitstellung gereinigter und sterilisierter Bioreaktoren und Gewährleistung eines keimfreien Produkts. Um Kreuzkontaminationen bei einem Produktwechsel in einer Multi-Purpose-Anlage oder zwischen zwei Produktchargen sicher zu vermeiden, wird außer der Reinigung eine sehr aufwändige Reinigungsvalidierung benötigt, welche bei einer Prozessadaption ggf. wiederholt werden muss.
20 Dies gilt sowohl für das Upstream-Processing (USP), d.h. die Herstellung biologischer Produkte in Fermentern als auch für das Downstream-Processing (DSP), d. h. die Aufreinigung der Fermentationsprodukte.

Gerade bei der Fermentation ist eine keimfreie Umgebung für eine erfolgreiche Kultivierung essentiell. Zur Sterilisation von Batch- oder Fedbatch-Fermentern kommt in der Regel die
25 SIP-Technik zum Einsatz (SIP = sterilization-in-place).

Der durch die Bereitstellungsprozeduren bedingte Nutzungsausfall der Reaktoren kann insbesondere bei kurzen Nutzungsperioden und häufigem Produktwechsel in der Größenordnung der Reaktorverfügbarkeit liegen. Betroffen sind im USP der biotechnologischen Produktion z. B. die Prozessschritte der Medienherstellung und
30 Fermentation und im DSP das Solubilisieren, Einfrieren, Auftauen, pH-Adjustieren,

- 2 -

Produkttrennung wie z. B. durch Chromatographie, Fällen, oder Kristallisieren, das Umpuffern und die Virusinaktivierung.

Die regulatorischen Anforderungen sind dabei im Downstream-Bereich eine keimarme
5 Prozessführung. Daher ist eine sterile Fahrweise im Falle des Batch-Betriebes nicht gefordert. In einem kontinuierlichen Verfahren jedoch wird die Reinigung des Proteins über einen längeren Zeitraum möglichst ohne Reinigungsschritte betrieben. Dies geschieht bevorzugt ohne Sterilisationsschritte während der Reinigung. Dabei ist aber das Verkeimungsrisiko um ein Vielfaches höher als bei einem reinen Batchbetrieb.

10

WO2012/078677 beschreibt ein Verfahren und eine Anlage zur kontinuierlichen Aufbereitung von biopharmazeutischen Produkten durch Chromatographie und deren Integration in einer Produktionsanlage insbesondere in einer Einweg-Anlage. Obwohl WO2012/078677 Ansätze zur kontinuierlichen Produktion von biopharmazeutischen und
15 biologischen Produkten liefert, reicht die offenbarte Lösung in der Praxis nicht aus. WO2012/078677 offenbart auch nicht die Verwendung einer sterilisierten Chromatographiesäule.

US 2014/0255994 A1 offenbart ein integriertes kontinuierliches Verfahren zur Herstellung
20 von therapeutischen Proteinen. US 2014/0255994 A1 offenbart allerdings nicht das Merkmal, dass in so einem Verfahren sterilisierte Chromatographiesäulen verwendet werden könnten.

EP 2 182 990 A1 offenbart ein Verfahren zur Sterilisation von Chromatographiesäulen
25 durch Verwendung von heißem Wasserdampf.

Zunächst seien einige Begriffe näher definiert.

Ein kontinuierliches Verfahren meint im Rahmen der Erfindung jeden Prozess zur Durchführung von mindestens zwei Prozessschritten in Serie, in dem der Ausgangstrom
30 eines vorgeschalteten Schrittes in einen nachgeschalteten Schritt befördert wird. Der nachgeschaltete Schritt beginnt die Bearbeitung des Produktstroms, bevor der vorgeschaltete Schritt abgeschlossen ist. Üblicherweise wird in einem kontinuierlichen Verfahren immer ein Teil des Produktstroms in der Produktionsanlage befördert und wird

- 3 -

als „kontinuierlicher Produktstrom“ bezeichnet. Entsprechend bedeutet eine kontinuierliche Beförderung oder Transfer eines Produktstroms von einer vorgeschalteten Unit in eine nachgeschaltete Unit, dass die nachgeschaltete Unit bereits arbeitet, bevor die vorgeschaltete Unit außer Betrieb genommen wird, d.h. dass zwei nacheinander geschaltete Units den Produktstrom gleichzeitig prozessieren, der sie durchfließt.

Der Begriff „keimreduziert“ meint im Rahmen der Erfindung einen Zustand reduzierter Keimzahl, also einer Zahl an Mikroorganismen pro Flächen- oder Volumeneinheit von nahezu Null, der durch eine geeignete Keimreduktionsmethode erreichbar ist, wobei diese 10 Keimreduktionsmethode ausgewählt sein kann aus Gamma-Bestrahlung, Beta-Bestrahlung, Autoklavieren, Ethylenoxid (ETO)-Behandlung und „steam-in-place“ (SIP)-Behandlung.

Der Begriff „Einwegartikel“ bedeutet im Rahmen der Erfindung, dass die betreffenden produkt-berührten Teile, insbesondere Apparaturen, Behältern, Filter und 15 Verbindungselemente, zum einmaligen Gebrauch mit anschließendem Wegwerfen geeignet sind (Englisch „disposable“), wobei diese Behälter sowohl aus Kunststoff als auch aus Metall sein können. Im Rahmen der Erfindung umfasst der Begriff auch Mehrwegartikel, etwa aus Stahl, die im erfindungsgemäßen Verfahren nur einmal verwendet werden und dann im Verfahren nicht mehr zum Einsatz kommen. Diese 20 Mehrwegartikel, z.B. aus Stahl, werden dann im Rahmen der Erfindung auch „als Einwegartikel benutzte“ Gegenstände bezeichnet. Solche eingesetzten Einwegartikel können dann im erfindungsgemäßen Verfahren auch als „disposabel“ bzw. „Single-Use“-Artikel bezeichnet werden („SU Technologie“). Dadurch wird der keimreduzierte Zustand des erfindungsgemäßen Verfahrens und modularer Anlage noch weiter verbessert.

25

Der Begriff „Produktstrom“ meint im Rahmen der Erfindung das partikel-freie Fluid aus einer heterogenen Zellkultur-Fluid-Mischung, welche das Produkt enthält, sowie das Ergebnis jeder anderen Verfahrensschritte des erfindungsgemäßen Verfahrens, also den Produktstrom nach Filtration, nach Chromatographie, nach Virenabreicherung, nach 30 Ultrafiltration, nach Diafiltration, oder nach weiteren Schritten des erfindungsgemäßen Verfahrens, wobei diese Produktströme dann unterschiedliche Konzentrationen und Reinheitsgrade aufweisen können.

- 4 -

Der Begriff „Virenabreicherung“ meint im Rahmen der Erfindung eine Verringerung der Konzentration an aktiven Viren pro Volumeneinheit des zu behandelnden Fluids, bis hin zur vollständigen Inaktivierung und/oder Entfernung der in dem zu behandelnden Fluid enthaltenen Viren.

5

Der Begriff „Mikrobizid“ meint im Rahmen der Erfindung einen Stoff, welcher das Wachstum von Mikroorganismen verlangsamen oder ganz hemmen kann, wobei dieses Mikrobizid in Form eines mikrobizid-haltigen Puffers, insbesondere im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens während einer Ultrafiltration verwendet werden kann.

10

Der Begriff „Bubble-Trap“ meint im Rahmen der Erfindung eine Vorrichtung zum Auffangen von Gasblasen, wobei dabei das betreffende Fluid ent gast wird.

Der Begriff „modular“ meint im Rahmen der Erfindung, dass die einzelnen Schritte des
15 erfindungsgemäße Verfahrens in separaten, miteinander verbundenen Modulen durchgeführt werden können, wobei die Module vorkonfiguriert und keimreduziert sind und geschlossen, in unterschiedlichen Kombinationen miteinander verschaltet werden können.

20 Der Begriff „modulare Anlage“ meint im Rahmen der Erfindung eine Serie von miteinander verbundenen Modulen („Units“) zur Durchführung von mindestens zwei Downstream- und / oder Upstream-Schritten, in denen ein Fluid („Produktstrom“) befördert werden kann. Erfindungsgemäß sind die Units zur kontinuierlichen Durchführung eines Schrittes geeignet und können mit einem kontinuierlichen Fluidstrom („Produktstrom“) betrieben werden. Die einzelnen Module der „modularen Anlage“ können dabei in jeder Kombination miteinander verschaltet werden. Beispiele für Module im Sinne
25 der Erfindung sind das Filtrationsmodul 2, das Chromatographiemodul 3, das Ultrafiltrationsmodul 6, das Diafiltrationsmodul 7 und das Dialysemodul 8.

30 Der Begriff „geschlossen“ bedeutet im Rahmen der Erfindung die Fahrweise des erfindungsgemäßen Verfahrens und der erfindungsgemäßen modularen Anlage, welche so gefahren werden, dass das Produkt, welches mit diesem Verfahren und dieser modularen Anlage produziert und/oder aufbereitet wird, nicht an die Raumumgebung exponiert wird.

- 5 -

In das erfindungsgemäße geschlossene Verfahren und die entsprechende erfindungsgemäße geschlossene modulare Anlage können von außen Materialien, Gegenstände, Puffer und dergleichen zugegeben werden, wobei aber diese Zugabe in einer solchen Weise erfolgt, dass eine Exposition des produzierten und/oder aufbereiteten
5 Produktes an die Raumumgebung vermieden wird.

- Die im Stand der Technik bekannten, üblichen Verfahren weisen eine Reihe von Nachteilen auf, welche im Folgenden behandelt werden.
- 10 Bekannte Verfahren zur Herstellung von biopharmazeutischen und biologischen Produkten umfassen üblicherweise folgende Produktionsschritte, die miteinander verschaltet werden:
1. Perfusionskultur
 2. Zellrückhaltesystem,
- alternativ zu Schritt 1 und 2 kann auch eine Feedbatchkultur vorgesehen sein,
15
3. Zellabtrennung
 4. Puffer- bzw. Medienaustausch bevorzugt mit Konzentrierung
 5. BioBurden-Reduzierung bevorzugt durch Sterilfiltration
 6. Capture Chromatographie
- 20 Üblicherweise werden weitere Schritte zur weiteren Reinigung des Produktstroms durchgeführt, insbesondere:
7. Virusinaktivierung
 8. Neutralisation, und
 9. Optional eine weitere Tiefenfiltration, BioBurden-Reduzierung (Sterilfiltration).
- 25 Angesichts der hohen Qualitätsstandards bei der Herstellung von Biopharmazeutika folgen üblicherweise darüber hinaus folgende Schritte:
10. Chromatographische Zwischen- und Feinreinigung
 11. BioBurden Reduzierung z. B. Sterilfiltration
 12. Virenfiltration
- 30
13. Pufferaustausch und bevorzugt Konzentrierung, und
 14. Sterilfiltration.

- 6 -

Bei der oben beschriebenen Herstellung stellen Zellen in einem Fermenter mit Nährstofflösung ein biologisches Produkt her, etwa ein Protein, beispielsweise ein therapeutisches Protein. Die Nährstofflösung ist dabei auch ein ideales Wachstumsmedium für Mikroorganismen, wie Bakterien und Sporen, woraus sich ein Problem hinsichtlich des ungewünschten Wachstums solcher Mikroorganismen ergibt. Dieses ungewünschte Wachstum von Mikroorganismen wird besonders bei längeren Laufzeiten ein Problem, weil die Nährstofflösung mit ansteigender Laufzeit des Verfahrens mehr und mehr kontaminiert wird, bis hin zu einem exponentiellen Wachstum von Mikroorganismen und damit Totalverlust der betreffenden Charge an hergestelltem biologischen Produkt.

10

Um der Forderung an ein schnelles und flexibles Neubeschicken der Produktionsanlage unter Wahrung maximaler Sauberkeit und Keimfreiheit gerecht zu werden, erfreuen sich auf dem Markt Konzepte für eine kontinuierliche Produktion bevorzugt mit Einwegtechnologie eines ständig wachsenden Interesses.

15

Für längere Laufzeiten eines solchen Verfahrens von mehreren Stunden über Tage bis Wochen reichen aber gewöhnliche Maßnahmen zur Sanitisierung nicht, etwa die üblichen „Clean-in-Place“ (CIP)-Maßnahmen, wie z.B. Sanitisierung durch 1M NaOH. Bei Laufzeiten ab mehreren Stunden haben solche gewöhnlichen Verfahren und Anlagen daher den Nachteil, dass sie hinsichtlich möglicher Kontamination und/oder möglichen Keimwachstums sehr anfällig sind.

20
25 Es bestand daher ein Bedarf an einem Verfahren zur kontinuierlichen Reinigung eines Produktes aus einer heterogenen Zellkultur-Fluid-Mischung, welches durch seine weitgehende Keimarmut eine kontinuierliche Fahrweise von bis zu mehreren Wochen ermöglicht.

Es war daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren und eine entsprechende Anlage zu entwickeln, mit dem ein Produkt, etwa ein Protein, kontinuierlich über einen Zeitraum von mehreren Stunden bis hin zu mehreren Wochen gereinigt werden kann.

Die Erfindung löst diese Aufgabe durch Bereitstellen eines Verfahrens zur kontinuierlichen, keimreduzierten Produktion und/oder Aufbereitung eines biopharmazeutischen,

- 7 -

biologischen makromolekularen Produktes aus einer heterogenen Zellkultur-Fluid-Mischung, umfassend die Schritte:

- (a) Bereitstellen eines partikel-freien Fluids aus einer heterogenen Zellkultur-Fluid-Mischung, welche das Produkt enthält, in Form eines Produktstroms,
- 5 (b) mindestens eine Filtration, wobei ein Filtrat erhalten wird,
- (c) wenigstens zwei Chromatographieschritte zur Reinigung des Produktes,
- (d) mindestens eine Virenabreicherung,
- (e) mindestens eine Ultrafiltration und/oder mindestens eine Diafiltration des
- 10 Produktstroms der Schritte (b), (c), und/oder (d),

dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei Chromatographieschritte aus (c) eine Reinigung über wenigstens jeweils zwei Chromatographiesäulen und/oder Membranadsorber umfasst und, dass das Verfahren geschlossen und modular durchgeführt wird.

Die Grundprinzipien des erfindungsgemäßen Verfahrens beruhen auf seinen vier Kernprinzipien und damit Kernmerkmalen:

1. kontinuierliche
- 20 2. keimreduzierte
3. geschlossene, und
4. modulare Produktion eines biopharmazeutischen, biologischen makromolekularen Produktes.

Diese vier Merkmale gemeinsam verringern das gewöhnlich auftretende Problem des ungewünschten Wachstums von Mikroorganismen derart drastisch, dass Laufzeiten des erfindungsgemäßen Verfahrens in einer kontinuierlichen Fahrweise von bis zu 8 Wochen möglich werden.

Das in Schritt a) bereitgestellte partikel-freie Fluid aus einer heterogenen Zellkultur-Fluid-Mischung kann bevorzugt aus einem kontinuierlichen Perfusions- und Fermentationsprozesses stammen, etwa eine Zellkultur bzw. Gewebekultur, oder ein Perfusionsreaktor. Dabei können sogar mehr als ein Perfusionsreaktor parallel betrieben werden, etwa zwei Perfusionsreaktoren.

Das Fluid kann zunächst durch geeignete Zellrückhaltesysteme, etwa einen Schrägplattenabscheider (Settler) kontinuierlich abgeführt werden, durch den ein Großteil der Zellen zurückgehalten werden kann. Durch nachfolgende Filtrations- und/oder Zentrifugationsschritte oder andere geeignete Trennverfahren kann dann das Fluid von im 5 Fluid enthaltenden Partikeln befreit werden, wodurch ein partikel-freies Fluid erhalten wird, in welchem sich das biopharmazeutische, biologische makromolekulare Produkt befindet.

Der Filtrationsschritt (b) kann z.B. eine Filtration des nach Schritt (a) erhaltenen partikel-freien Fluids sein, wobei ein Filtrat erhalten wird. Das erfindungsgemäße Verfahren kann aber auch weitere Filtrationsschritte an geeigneten Stellen des Verfahrens umfassen.

Der Filtrationsschritt b) kann durch geeignete Filterverfahren erfolgen, z.B. einen 0,2µm Filter, oder mehrerer parallel betriebene Filter. Ein geeigneter Filter für den Filtrationsschritt ist beispielsweise ein Sartoguard NF 0,2µm Filter, von dem mehrere 15 parallel betrieben werden können.

In einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens umfasst der Filtrationsschritt (b) einen Tiefenfilter mit einer zusätzlichen Möglichkeit der Abreicherung von Kontaminanten wie DNA, ProtA, HCP. Dies können Tiefenfilter mit ausreichendem Zetapotential (Zetapor 3M, Posidyne, Pall) oder Tiefenfilter mit Aktivkohle 20 (Millistak MerckMillipore) sein.

Die wenigstens zwei Chromatographieschritte zur Reinigung des Produktes des Schrittes c) umfassen eine Reinigung über wenigstens jeweils zwei Chromatographiesäulen und/oder Membranadsorber. Dabei können die Chromatographiesäulen und/oder Membranadsorber 25 jedes geeignete Bindungsprinzip aufweisen, etwa Affinität des Produktes zu einem Liganden, ionische Wechselwirkungen, Metalchelat-Bindung, hydrophobe Interaktionen oder van-der-Waals-Kräfte. Beispielsweise kann der erster Chromatographieschritt der wenigstens zwei Chromatographieschritte eine Affinitätschromatographie sein (z.B. ein Ligand mit Affinität zum Produkt, wie z.B. Protein A, Protein G, Protein L, IgM, IgG und 30 ein von Protein A, Protein G und Protein L, IgM, IgG unterschiedlichen rekombinanten Protein, welches eine Affinität für das Produkt hat). Danach folgt dann ein weiterer (zweiter) Chromatographieschritt, etwa eine Chromatographie über ionische Wechselwirkungen.

- 9 -

Das erfindungsgemäße Verfahren ist hier flexibel und kann in Schritt c) je nach zu erzielendem Reinheitsgrad und Konzentration des Produktes jedes geeignete Chromatographieprinzip in jeder Reihenfolge umfassen.

- 5 Der technische Effekt der Verwendung von wenigstens zwei Chromatographieschritten über wenigstens jeweils zwei Chromatographiesäulen und/oder Membranadsorbern gemäß Schritt c), besteht darin, dass in der Regel ein einzelner Chromatographieschritt keine ausreichende Aufreinigung der Kontaminaten wie z.B. Host Cell Impurities, Aggregate, DNA, Protein A usw. gewährleisten kann.
- 10 Außerdem wird dadurch eine kontinuierliche Produktion in einem Chromatographieschritt ermöglicht, da mindestens eine Chromatographiesäule und/oder Membranadsorber mit ungereinigtem Produkt beladen werden kann, während mindestens eine andere Chromatographiesäule und/oder Membranadsorber regeneriert bzw. eluiert werden kann, wodurch eine kontinuierliche und effektive Fahrweise des Verfahrens erzielt werden kann.

15

- In einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgen zwischen den wenigstens zwei Chromatographieschritten in (c) und/oder nach der Virenaktivierung in Schritt (d) ein oder mehrere weitere Schritte zur Einstellung des pH-Wertes und/oder zur Einstellung der Leitfähigkeit und/oder Filtrations- und/oder Konzentrationsschritte und/oder ein Pufferaustausch. Dadurch wird eine an die Bedingungen anpassbare Fahrweise des Prozesses ermöglicht.
- 20

Die mindestens eine Virenabreicherung des Schrittes d) kann insbesondere durch Einstellen des pH-Werts des partikel-freien Fluides erfolgen, bevorzugt auf einen pH-Wert von $\leq 4,0$. Einstellen des pH-Wertes des zu inaktivierenden partikel-freien Fluids auf $\leq 4,0$ kann beispielsweise durch Zugabe von HCl-Lösung erfolgen. Die Zugabe erfolgt typischerweise im Vorfeld der Vorrichtung zur Virusabreicherung. Üblicherweise wird der pH-Wert auf >4 mit einer Base beispielsweise Natriumhydroxid-Lösung (NaOH) eingestellt, um die Virusabreicherung zu beenden.

25

Die mindestens eine Virenabreicherung des Schrittes d) kann aber auch durch eine solvent-detergent Schritt erfolgen, bei dem eine Virenabreicherung durch Lösungsmittel- / Detergenz erzielt wird.

- 10 -

In einer weiteren Ausführungsform kann die Virenabreicherung auch durch UV-Behandlung und/oder durch thermische Behandlung erzielt werden.

Die mindestens eine Virenabreicherung des Schrittes d) kann insbesondere in einer Verweilstrecke erfolgen, in die ein segmentierter Produktstrom eingebracht werden kann.

5

In einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens sind alle in den Schritten (a) bis (e) eingesetzten, produkt-berührten Elemente durch eine geeignete Keimreduktionsmethode keimreduziert.

Bevorzugt kann die Keimreduktionsmethode ausgewählt sein aus der Gruppe bestehend
10 aus Gamma-Bestrahlung, Beta-Bestrahlung, Autoklavieren, Ethylenoxid (ETO)-Behandlung, Ozon-Behandlung (O_3), Wasserstoffperoxid-Behandlung (H_2O_2) und Steam-in-place (SIP) Behandlung.

Entsprechend sind bevorzugt auch die in dem erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten
15 Gegenstände und Elemente der Module, die mit Produktstrom in Kontakt treten, keimreduzierbar und/oder sterilisierbar, bevorzugt autoklavierbar, gamma-bestrahlbar, mit Ethylenoxid (ETO) begasbar, mit Ozon (O_3) behandelbar, mit Wasserstoffperoxid (H_2O_2) behandelbar oder mit einer Steam-in-place (SIP)-Behandlung behandelbar, was einen keimreduzierten oder sogar aseptischen Betrieb des erfindungsgemäßen Verfahrens
20 ermöglicht.

In einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens sind alle ab
Filtrationsschritt (b) verwendeten produktberührten Elemente Einwegartikel oder werden
als Einwegartikel benutzt. Solche eingesetzten Einwegartikel können dann im
25 erfindungsgemäßen Verfahren auch als „disposable“ bzw. „Single-Use“-Artikel bezeichnet werden („SU Technologie“). Dadurch wird der keimreduzierte Zustand des Verfahrens verbessert.

In einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens werden alle
30 Eingangsfluide durch einen Keimreduktionsfilter filtriert, wie etwa einen Sartoguard NF Filter der Firma Sartorius.

- 11 -

- Dabei können bevorzugt alle Ausgänge durch eine Keimbarriere geschützt sein, die ein Rückwachstum von Mikroorganismen verhindern. Beispielsweise kann auch hier ein Sartoguard NF Filter der Firma Sartorius als Keimbarriere verwendet werden. Eine zusätzliche Sicherheit der Keimbarriere 11 kann durch eine Wechselschaltung von Filtern
- 5 und/oder Abfallleitung erzielt werden. Eine weitere Maßnahme zur Gewährleistung der keimreduzierten Bedingungen kann durch eine periodische Sanitisierung der Abfallleitung vorzugsweise nach der Filtration mit z.B. NaOH Lösung erreicht werden. Weitere Verfahren wären UV Bestrahlung und Hitzebehandlung.
- 10 Die modularen Verfahrensschritte des erfindungsgemäßen Verfahrens werden in einer weiteren Ausführungsform bevorzugt in Modulen durchgeführt, wobei die Module miteinander verbunden sind.
- Dabei können bevorzugt die Module durch Verschweißen oder durch aseptische Konnektoren miteinander verbunden sein. Zum Verschweißen der Module kann z.B. das
- 15 Gerät „TC Welder“ der Firma Sartorius verwendet werden.
- In einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens sind in den Schritten (a) bis (e) alle verwendeten Flüssigkeiten, Gase und Feststoffe keimreduziert.
- 20 Dabei erfolgt die Keimreduktion bevorzugt durch eine Filtration durch einen Filter mit einer Porengröße von bevorzugt $\leq 0,45 \mu\text{m}$. Dabei wird bevorzugt während des Verfahrens keine Inprocess-Sterilisierung durchgeführt. In anderen Ausführungsformen kann auch die Keimreduktion durch eine Filtration durch einen Filter mit einer Porengröße von bevorzugt $\leq 0,20 \mu\text{m}$ durchgeführt werden.
- 25 In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird vor dem Chromatographie-Schritt (c) ein Entgasen aller Fluide durchgeführt, welche auf die wenigstens zwei Chromatographiesäulen kommen, wobei das Entgasen vorzugsweise durch mindestens eine Bubble-Trap und/oder durch mindestens eine hydrophobe Mikrofiltrationsmembran über Vakuum und/oder durch Behandeln mit Ultraschall
- 30 und/oder durch Durchperlen mit einem schlecht löslichen Gas, wie z.B. Helium erfolgt.

Dabei ist die Nutzung einer hydrophoben Mikrofiltrationsmembran über Vakuum für die Einhaltung der Keimfreiheit in der kontinuierlichen Führung des erfindungsgemäßen

- 12 -

Verfahrens und der erfindungsgemäßen Anlage bevorzugt, da diese sich als besonders vorteilhaft im Vergleich zur Bubble-Trap erwiesen hat. Die verwendete hydrophobe Mikrofiltrationsmembran kann insbesondere ein MicroModule der Firma Membrana sein.

- 5 In einer besonders bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird das partikel-freie Fluid aus Schritt a) mindestens einer Ultrafiltration gegen einen mikrobizid-haltigen Puffer unterzogen. Durch die Ultrafiltration werden die in dem Fluid enthaltenden Nährstoffe gegen einen mikrobizid-haltigen Puffer ausgetauscht, wodurch Mikroorganismen / Keimen die Wachstumsgrundlage in dem Fluid entzogen werden soll.
- 10 Dadurch wird die Keimreduktion des Verfahrens zusätzlich verbessert.

- Das dabei verwendete Mikrobizid, oder ein oder mehrere Mikrobizide können bevorzugt ausgewählt sein aus der Gruppe bestehend aus Imidazol, Benzoësäure, Sorbinsäure, para-Hydroxybenzoësäure-Ester, Sulfite, Disulfite, Azide, Orthophenylphenol, Nisin, Natamycin, Hexamethylentetramin, Dimethyldicarbonat, Nitrite, Nitrate, Essigsäure, Ascorbinsäure, Isoascorbinsäure, L-Milchsäure, Propionsäure, Borsäure und Lysozym.

Die in dem mikrobizid-haltigen Puffer enthalten Mikrobizide können weiterhin sein ein oder mehrere Mikrobizide aus der Gruppe bestehend aus:

- 20 E210 bis E213 Benzoësäure und ihre Salze, 0,05-0,1% in Lösungsmittel in saurem Milieu, 2-3g/kg in LM;
- E200 bis E203: Sorbinsäure und ihre Salze, 300-2000 mg/kg;
- E214 bis E219: PHB Ester (para-Hydroxybenzoësäure-Ester, Parabene), Butyl- und Propylparaben
- E220 bis E228: Sulfite und Disulfite,
- E231 und E232: Orthophenylphenol, 12 mg/kg;
- E234: Nisin,
- E235: Natamycin,
- 30 E239: Hexamethylentetramin, 25mg/kg;
- E242: Dimethyldicarbonat;
- E249-E252: Nitrite und Nitrate, 300 mg/kg;
- E260: Essigsäure, 0,5-3%;

- 13 -

- E300-E302: Ascorbinsäure, 300 mg/kg;
E315-E316: Isoascorbinsäure, 1500 mg/kg;
E261-E263: Azetat;
E270 L-Milchsäure;
- 5 E280 bis E283: Propionsäure und ihre Salze, 1-3 g/kg;
E284 und E285: Borsäure, max. 4g/kg;
E1105 Lysozym; und
Azide.
- 10 In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens ist das biopharmazeutische, biologischen makromolekulare Produkt ein Protein oder Peptid, dass ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus monoklonalen Antikörpern, polyklonalen Antikörpern, rekombinanten Proteinen und Impfstoffen, bevorzugt DNA- und RNA-Impfstoffen.
- 15 Die in Schritt c) verwendeten die Chromatographiesäulen und/oder Membranadsorber können jedes geeignete Bindungsprinzip aufweisen, etwa Affinität des Produktes zu einem Liganden, ionische Wechselwirkungen, Metalchelat-Bindung, hydrophobe Interaktionen oder reine van-der-Waals-Kräfte. Beispielsweise kann der erster Chromatographieschritt 20 der wenigstens zwei Chromatographieschritte eine Affinitätschromatographie sein (z.B. ein Ligand mit Affinität zum Produkt, wie z.B. Protein A, Protein G, Protein L, IgM, IgG und ein von Protein A, Protein G und Protein L, IgM, IgG unterschiedlichen rekombinanten Protein, welches eine Affinität für das Produkt hat). Danach folgt dann ein weiterer (zweiter) Chromatographieschritt, etwa eine Chromatographie über ionische 25 Wechselwirkungen.
- Das erfindungsgemäße Verfahren ist hier flexibel und kann in Schritt c) je nach zu erzielendem Reinheitsgrad und Konzentration des Produktes jedes geeignete Chromatographieprinzip in jeder Reihenfolge umfassen.
- In einer besonders bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens 30 umfassen die wenigstens zwei Chromatographiesäulen und/oder Membranadsorber des Schrittes (c) einen Ligand, der bevorzugt ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Protein A, Protein G, Protein L, IgM, IgG und einem von Protein A, Protein G und Protein

- 14 -

L, IgM, und IgG unterschiedlichen rekombinanten Protein, welches eine Affinität für das Produkt hat.

In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens weist das
5 Verfahren der Schritte (a) bis (e) eine Laufzeit von mindestens 4 Stunden auf, bevorzugt von mindestens 8 Stunden, bevorzugt von mindestens 12 Stunden, bevorzugt von mindestens 24 Stunden, weiterhin bevorzugt von mindestens 48 Stunden, weiterhin bevorzugt von mindestens 7 Tagen, weiterhin bevorzugt von mindestens 4 Wochen, und besonders bevorzugt von mindestens 8 Wochen auf. Eine derart lange Laufzeit von
10 mehreren Wochen kontinuierlicher Fahrweise wird nur ermöglicht durch die geschlossene, modulare und vor allem keimreduzierte Fahrweise des Prozesses.

In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird zwischen den Schritten a) bis e) und/oder danach mindestens ein Filtrationsschritt umfassend
15 mindestens einen Filter durchgeführt.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird der Filter automatisch unter keimreduzierten Bedingungen gewechselt, wobei bevorzugt der automatische Filterwechsel die folgenden Schritte umfasst:

- 20
- (i) Umschalten des Flussweges auf einen neuen Filter bei Überschreiten eines Schwellenwertes am Drucksensor auf der Unfiltratseite unter Verschließen des Flussweges, wobei das Produkt im verbrauchten Filter bevorzugt durch ein Gas oder eine Flüssigkeit in die Filtratseite gedrückt wird,

25

 - oder bei Überschreiten einer maximalen Zeit des verbrauchten Filters im Flussweg, oder bei Überschreiten eines maximalen Volumens an Filtrat durch den verbrauchten Filter,

30

 - (ii) Entlüften des neuen Filters über eine Luftfilter mit einer Porengröße von bevorzugt $\leq 0,25 \mu\text{m}$ am Entlüftungsventil des neuen Filters, bevorzugt unter Beförderung von Produkt in den neuen Filter durch eine Feedpumpe, oder in einen keimreduziert angeschlossenen, geschlossenen Bag,

- 15 -

- (iii) Detektion der Beendigung der Entlüftung des neuen Filters auf der Unfiltratseite durch den Drucksensor oder einen Füllstandssensor oder eine Waage oder einen Flüssigkeitsdetektor,
- 5 (iv) Öffnen des Filtratausgangs und Verschluss des Flussweges zwischen Entlüftungsventil und Luftfilter durch ein Ventil, und
- (v) Austausch des alten Filters gegen einen neuen Filter.

Die gleichzeitige oder nachgeschaltete Förderung von Produkt in den neuen Filter kann z.B. durch eine Feedpumpe erfolgen.

- 10 Das bedeutet, dass in einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens, der Filterwechsel (Umschalten von einem verbrauchten auf ein neues Filterelement) automatisch erfolgen kann. Als problematisch erweist sich hierbei die Filterentlüftung, die aber erforderlich ist, und die bei den zur Zeit erhältlichen Filtern manuell durchgeführt werden muss. Zunächst wird der Filter einer Keimreduktionsmethode durch ggf. ETO.
- 15 Autoklavieren oder Gammabestrahlung unterworfen und dann mit dem Prozess verbunden. Danach kann der Filter auf der Unfiltratseite befüllt werden, während das Entlüftungsventil offen ist, welches nach dem erfolgreichen Entlüften geschlossen werden muss, damit die eigentliche Filtration durchgeführt werden kann. In einem Batch-Prozess ist eine stark keimreduzierte Handhabung auf der Unfiltratseite nicht erforderlich, da es in den kurzen
- 20 Zeiträumen nur auf möglichst keimfreies Filtrat ankommt. In einem kontinuierlichen Prozess ist jedoch auch die möglichst keimfreie Führung der Unfiltratseite erforderlich, um eine Verkeimung des Prozesses zu verhindern. Im Stand der Technik muss das Entlüftungsventil durch eine Drehbewegung nach dem Befüllen des Filters manuell geschlossen werden, damit die eigentliche Filtration durchgeführt werden kann. Diese Drehbewegung ist nur sehr
- 25 aufwendig zu automatisieren, da dabei auch noch eine axiale Verschiebung des Drehkörpers notwendig ist. Durch das axiale Verschieben des Drehkörpers samt der darauf angebrachten Dichtungen wird die Grenze verschoben. In Kombination mit einer vorher durchgeführten Keimreduktion ergibt sich das Problem, dass beim Keimreduzieren mit geschlossenem Entlüftungsventil die Keimgrenze bei Öffnen des Entlüftungsventils verschoben wird. Dabei
- 30 wird ein keimbehafteter Bereich in den keimreduzierten Bereich eingebracht, und die Keimreduktion damit aufgehoben. Ein Keimreduzieren mit geöffnetem Filterventil ist nicht zu empfehlen, da die offene Position keine feste Position hat, und es dadurch leicht zu einer Beschädigung des Ventils kommen kann. Außerdem ist die offene Position meist wackelig, so

dass es durch das normale Handling des Filters zu einer Verschiebung der Keimgrenze kommen kann.

Für die automatische Filterentlüftung ist es vorteilhaft, die Drehbewegung des
5 Entlüftungsventils während der Inbetriebnahme zu verhindern, damit die Entlüftung nur durch einfache Maßnahmen durchgeführt werden kann. Das Entlüftungsventil kann nun so modifiziert werden, dass es auch im geschlossenen Zustand durchgängig ist, jedoch weiterhin zuverlässig zur Umwelt hin abdichtet. Das Ventil befindet sich dadurch im sicheren Zustand "geschlossen", was durch einen festen Sitz charakterisiert ist. Der Zustand "offen" ist meist
10 nicht eindeutig definiert, da der Ventilkörper in der Führung stark wackelt und ein Verschieben der Grenze ermöglicht. An der Tülle des Drehkörpers wird ein Schlauch angebracht, der in einem hydrophoben $\leq 0,2 \mu\text{m}$ Luftfilter endet. Diese Anordnung wird nun vorzugsweise durch ETO, Gammabestrahlung, Autoklavieren, oder Ozon (O_3)-Behandlung oder durch Wasserstoffperoxid (H_2O_2)-Behandlung keimreduziert. Somit ist die gesamte
15 Unfiltratseite bis zum Luftfilter am Entlüftungsventil keimreduziert bzw. keimarm. Zwischen Entlüftungsventil und Luftfilter wird der Schlauch in ein Schlauchquetschventil eingelegt, welches den Schlauch zuverlässig zu quetschen vermag. Die Entlüftung kann so vollautomatisch und keimarmst erfolgen. Der Filter wird befüllt, bis Flüssigkeit durch das Entlüftungsventil und den Schlauch in den Luftfilter eintritt. Der hydrophobe Entlüftungsfilter
20 blockiert die Flüssigkeit. Gleichzeitig blockiert die Prozessanlage durch ein Ventil auf der Filtratseite den Produktionsstrom, so dass es zu einem Druckanstieg vor dem Filter kommt. Dieser wird über einen geeigneten Sensor detektiert. Ist ein bestimmter Schwellenwert des Drucks überschritten, wird das Quetschventil des Entlüftungsschlauches geschlossen, und das Ventil auf der Filtratseite geöffnet. In dieser Vorgehensweise kann mit einem modifizierten
25 Entlüftungsventil der Filter automatisch ohne manuellen Eingriff modifiziert werden.

Dieser automatische Filterwechsel ist in **Figur 2** beispielhaft gezeigt, wo schematisch das Arbeitsprinzip des Filtrationsschrittes des Verfahrens und der Anlage unter Ersetzen eines verbrauchten Filters 17 durch Einschweißen eines neuen Filters 16 veranschaulicht wird.

30 Das fertig gereinigte biopharmazeutischen, biologischen makromolekularen Produkte aus der heterogenen Zellkultur-Fluid-Mischung kann am Schluss des Verfahrens durch eine finale Filtration, bevorzugt durch einen Filter mit einer Porengröße von $0,2\mu\text{m}$ ein letztes Mal gefiltert werden. Die finale Filtration kann beispielsweise über gammabestrahlte

- 17 -

Sartopore 2 Kapsulen (Midicap size 7, 0,05m²) in ein gammabestrahltes 5L GE ReadCircuit Bag erfolgen. Wenn der Füllstand des finalen Bags ausreichend ist, dann kann dieses Bag abgeschweißt werden und ein neues Bag an den Prozess angeschweißt werden.

- 5 Die Erfindung löst diese Aufgabe weiterhin durch Bereitstellen einer modularen Anlage zur kontinuierlichen, keimreduzierten Produktion und/oder Aufbereitung eines biopharmazeutischen, biologischen makromolekularen Produktes aus einer heterogenen Zellkultur-Fluid-Mischung, umfassend folgende Module:
- 10 (a) mindestens ein Filtrationsmodul,
(b) mindestens ein Chromatographiemodul, umfassend mindestens jeweils zwei Chromatographiesäulen und/oder Membranadsorbern,
(c) mindestens ein Ultrafiltrationsmodul und/oder mindestens ein Diafiltrationsmodul und/oder mindestens ein Dialysemodul, und
15 (d) mindestens ein Modul zur kontinuierlichen Virenabreicherung,
dadurch gekennzeichnet, dass die modulare Anlage geschlossen und keimreduziert ist.

Das mindestens eine Chromatographiemodul, kann aber auch mehr als zwei Chromatographiesäulen und/oder Membranadsorbern umfassen, z.B. drei oder vier Chromatographiesäulen und/oder Membranadsorber.

- In einer weiteren Ausführungsform der erfindungsgemäßen modularen Anlage sind alle in den Modulen (a) bis (d) eingesetzten und mit produktberührten Elementen durch eine 25 Keimreduktionsmethode keimreduziert, wobei die Keimreduktionsmethode bevorzugt ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Gamma-Bestrahlung, Beta-Bestrahlung, Autoklavieren, Ethylenoxid (ETO)-Behandlung, Ozon-Behandlung (O₃), Wasserstoffperoxid-Behandlung (H₂O₂) und steam-in-place (SIP) Behandlung.
- 30 Bevorzugt sind die modular Anlage selber, sowie die Elemente der Module, die mit Produktstrom in Kontakt treten, keimreduzierbar und/oder sterilisierbar, bevorzugt autoklavierbar, gamma-bestrahlbar, mit Ethylenoxid (ETO) begasbar, mit Ozon (O₃) behandelbar, mit Wasserstoffperoxid (H₂O₂) behandelbar oder mit einer Steam-in-place

- 18 -

(SIP)-Behandlung behandelbar, was einen keimarmen oder sogar aseptischen Betrieb der erfindungsgemäßen modularen Anlage ermöglicht.

- In einer weiteren Ausführungsform der erfindungsgemäßen modularen Anlage sind alle in
5 den Modulen (a) bis (d) verwendeten produktberührten Gegenstände Einwegartikel oder werden als Einwegartikel benutzt. Dabei sind die Module bevorzugt durch Verschweißen oder durch aseptische Konnektoren miteinander verbunden. Beispielsweise sind aseptische „ReadyMate“-Konnektoren der Firma GE bevorzugt in der erfindungsgemäßen modularen Anlage verwendete aseptische Konnektoren.
10 Bevorzugt werden fertig einsetzbare Einwegartikel („Disposables“, „ready-to-use“) als gammabestrahlte Elemente verwendet.

- In einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen modularen Anlage gehen alle Eingangsfluide durch einen Keimreduktionsfilter, wobei bevorzugt alle Ausgänge
15 durch eine Keimbarriere geschützt sind, die ein Rückwachstum verhindern.

- Das fertig gereinigte biopharmazeutischen, biologischen makromolekularen Produkte aus der heterogenen Zellkultur-Fluid-Mischung kann am Ende der modularen Anlage durch eine finale Filtration, bevorzugt durch einen Filter mit einer Porengröße von 0,2µm ein
20 letztes Mal gefiltert werden. Die finale Filtration kann beispielsweise über gammabestrahlte Sartopore 2 Kapsulen (Midicap size 7, 0,05m²) in ein gammabestrahltes 5L GE ReadCircuit Bag erfolgen. Wenn der Füllstand des finalen Bags ausreichend ist, dann kann dieses Bag abgeschweißt werden und ein neues Bag an den Prozess angeschweißt werden.

- 25 Die vorliegende Erfindung einschließlich bevorzugter Ausführungsformen wird in Verbindung mit den nachfolgenden Zeichnungen und dem Beispiel erläutert, ohne hierauf beschränkt zu sein. Die Ausführungsformen können beliebig miteinander kombiniert werden, sofern sich nicht eindeutig das Gegenteil aus dem Kontext ergibt.

30

Es zeigen:

- 19 -

FIG. 1 zeigt schematisch ein Verfahrensschema einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens. Die Zahlen in Klammern sind Verweise auf die Massenbilanz, wie in **Beispiel 1** und **Tabelle 1** aufgeführt.

5 **Fig. 2** zeigt schematisch das Arbeitsprinzip des Filtrationsschrittes des Verfahrens und der Anlage unter Ersetzen eines verbrauchten Filters 17 durch Einschweißen eines neuen Filters 16.

10 **Fig. 3** zeigt exemplarisch die zwei Verfahrensschritte Virenaktivierung und Neutralisierung - zwei Units die modular aufgebaut sind, wobei die pH Sonden pH0501 und pH0502 autoklaviert werden und der Rest jeweils gammabestrahlt wird. Die pH Sonden pH0501 und pH0502 werden dann in ein Assembly eingeschweißt. Die Bags sind über aseptische GE ReadyMate® Konnektoren angeschlossen. Die Verbindung zu Prot-A und der Filtrationseinheit ist zunächst zugeschweißt und wird dann an die jeweiligen 15 Einheiten angeschweißt.

20 **Fig. 4** zeigt exemplarisch den modularen Aufbau der Anlage, wobei alle Eingangsströme und Ausgangsströme über eine Keimbarriere 10, 13 mit der Umgebung verbunden sind. Die exemplarische modulare Anlage 1 besteht aus drei Filtrationsmodulen 2 mit jeweils zwei wechselseitig betriebenen Filtern 13, zwei Chromatographiemodule 3 mit zwei Chromatographiesäulen 4 bzw. zwei Membranadsorber 5 ein Virenabreicherungsschritt z.B. Virenaktivierung 9, einem Ultrafiltrationsmodul 6 und einem Diafiltrationsmodul 7. Die Puffer werden über einen hydrophoben Filter 15 oder Bubble-trap 14 von Gasblasen befreit.

25

Tabelle 1 zeigt die gemittelten Flussraten und Antikörper-Konzentrationen der in **Figur 1** dargestellten Positionen.

30 Die verwendeten Bezugsziffern sind:

1 = Modulare Anlage

2 = Filtrationsmodul

- 20 -

3 = Chromatographiemodul

4 = Chromatographiesäule

5 = Membranadsorber

6 = Ultrafiltrationsmodul

5 7 = Diafiltrationsmodul

8 = Dialysemodul

9 = Virenabreicherung

10 = Keimreduktionsfilter

11 = Keimbarriere

10 12 = aseptischer Konnektor

13 = Filter mit einer Porengröße von bevorzugt $\leq 0,45 \mu\text{m}$

14 = Bubble-Trap

15= hydrophobe Mikrofiltrationsmembran

16 = neuer Filter

15 17 = verbrauchter Filter

18 = Drucksensor

19 = Luftfilter, Porengröße bevorzugt $\leq 0,25 \mu\text{m}$

20 = Entlüftungsventil des neuen Filters 16,

21 = Feedpumpe

20 22 = Füllstandssensor

23 = Waage

- 21 -

24 = Ventil

25 = Abfallstrom

26 = Produktstrom

27 = Puffer

5 28 = Flüssigkeitsdetektor

29 = Bag

- 22 -

Beispiel 1

Um ein Protein kontinuierlich und keimreduziert aus einer heterogenen Zellkultur-Fluid-Mischung zu reinigen, wurde eine Miniplant mit folgenden Modulen und zugehörigen Verfahrensschritten aufgebaut:

- 5 Wenn nicht anders vermerkt wurden im Prozess MasterFlex-Schlauchpumpen mit einem EasyLoad-II Pumpenkopf verwendet. Als Schläuche wurden Masterflex LS16 bzw. Cflex oder Sanipure verwendet. Alle eingesetzten produktberührten Bauteile wurden mit 25kGy Gamma-bestrahlt. In Ausnahmen, wenn Gammabestrahlung materialtechnisch nicht zulässig war, wurden Komponenten bei 121°C für 20min autoklaviert. Teilassemblies mit
- 10 pH-Sonden oder Virenfilter. Wenn möglich wurden fertig einsetzbare Einwegartikel („Disposables“, „ready-to-use“) als gammabestrahlte Module verwendet. Dies war ausnahmslos bei allen Beuteln („Bags“) der Fall. Diese Bags wurden in der Regel mit ReadyMate® Konnektoren der Firma General Electric (GE) an die Module verbunden. Zwischen jedem Modul wurde eine Single-Use gammabestrahlte Bag (ReadyCircuit 1L,
- 15 GE) als Ausgleichsbehälter zwischen dem Ausgangstrom des Moduls n-1 und dem Eingangsstrom des Moduls n platziert. In der Regel existierte zu dem Zeitpunkt in jedem Modul ein Eingangs- und ein Ausgangstrom. Wo eine Entlüftung der Produktflüssigkeit vorteilhaft war, wurden die Behälter über einen hydrophoben 0,2 µm Filter von der Umgebung abgeschlossen.

20 A. Upstream

i) Perfusions Reaktor

- 25 Zur kontinuierlichen Herstellung eines monoklonalen Antikörpers IgG wurde ein 10 L Perfusionsreaktor verwendet. Die viable Zelldichte betrug im stationären Zustand 60-70 Mio Zellen / mL. Der Titer betrug ~115 mg/L . Die Produktion wurde mit zwei parallelen Perfusionsreaktoren für 28 Tage betrieben.

ii) Zellrückhaltesystem System

30

Das Produkt wurde kontinuierlich über einen Schrägplattenabscheider (Settler) abgeführt, durch den ein Großteil der Zellen zurückgehalten wurde.

B. Downstream DSP-1**i) Zell-Klärfiltration**

5

Die Klärfiltration erfolgte über parallel betriebene Sartoguard NF 0,2 μ m Filter (T-style, MaxiCap, 0,65m²). **Fig. 2** zeigt wie hier ein geschlossener keimarmer Prozess realisiert wurde. Sowohl die Filter wie auch das Schlauchassembly wurden gammabestrahlt. Die Eingangs- und Ausgangsleitungen wurden über aseptische Konnektoren mit gammabestrahlten Bags (GE ReadyCircuit 1 L) verbunden, die als Ausgleichsvolumina für schwankende Flussraten dienten. Zum Entlüften waren die Filter dabei an hydrophobe 0,2 μ m Luftfilter gekoppelt wodurch das Modul im Sinne der Erfindung geschlossen war (**Fig.2**). Der Luftfilter war entweder ein Emflon II der Pall Corp. oder eine Midisart2000 der Firma Sartorius Stedim. Die Entlüftungsventile waren dabei in der Art modifiziert, dass sie auch im geschlossenen Zustand durchgängig waren, dabei aber immer noch zuverlässig zur Umwelt hin abdichteten. Hierzu wurde am Sartoguard NF der innere Dichtungsring des Entlüftungsventils entfernt und das Ventil vor der Gammabestrahlung geschlossen. Dieses Ventil wurde gegen Öffnen zusätzlich gesichert. Das Ventil befand sich dadurch im sicheren Zustand "geschlossen", was durch einen festen Sitz charakterisiert war. Das Entlüftungsventil war mit dem Luftfilter über einen Schlauch verbunden. Zwischen Entlüftungsventil und Luftfilter war der Schlauch in ein Schlauchquetschventil eingelegt. Der Filter wurde befüllt, bis Flüssigkeit durch das Entlüftungsventil und den Schlauch in den Luftfilter eintrat. Der hydrophobe Entlüftungsfilter blockierte dann die Flüssigkeit. Gleichzeitig blockierte die Prozessanlage durch ein Ventil auf der Filtratseite den Produktionsstrom, so dass es zu einem Druckanstieg vor dem Filter kam. Dieser Druckanstieg wurde über einen Pendotech-Drucksensor detektiert. War ein Schwellenwert von 0,5 bar überschritten, wurde das Quetschventil des Entlüftungsschlauches geschlossen, und das Ventil auf der Filtratseite geöffnet.

30

ii) Konzentration und Umpufferung

Das Filtrat aus der i) Zell-Klärfiltration wurde zunächst über eine Ultrafiltrations-Hohlfaser-Membran (GE Healthcare ReadytoProcess, 0,2m², gammabestrahlt)

- 24 -

kontinuierlich um den Faktor 10 aufkonzentriert. Als Kreislaufpumpe diente eine disposable QuattroFlow 1200 SU Pumpe, dessen Pumpenkopf vor der Gammabestrahlung in das Schlauchassembly eingebunden wurde.

- 5 Die Medienbestandteile des konzentrierten Produkts wurde dann mit einem 50mM Imidazol/NaCl Puffer über eine Gambro Revaclear300 Dialysemembran ausgetauscht. Das Modul wird vom Hersteller steril verpackt geliefert und wurde unter einer Sterilbank mit dem gammabestrahlten Schlauchassembly verbunden. Das Permeat aus der Aufkonzentrierung und der medienbehaftete Abfallstrom wurden in einen
10 gammabestrahlten 200L Sartorius Flexboy geleitet. Das Auswechseln des Flexboys wurde durch Umschweißen mit einem Sartorius Schweißgerät durchgeführt.

0,2µm Filtration

- Das Produkt wurde vor der Abfüllung kontinuierlich mit gammabestrahlten Sartoguard NF
15 Filtern (MaxiCap Size 8) im Wechselbetrieb in ein 200L Flexboy filtriert. Aufbau und Betrieb war Analog zu B. Downstream DSP-1 i) Zell Klärfiltration.

C. Downstream DSP-II

20

0,2µm Filtration

Nach der Lagerung wurde das Produkt aus dem DSP-I nochmals filtriert, um die nachgeschalteten Chromatographiesäulen vor Partikel zu schützen.

25 **1. Capture Chromatography**

Mabselect Sure (GE) wurde als Prot-A Harz zum Isolieren des IgG benutzt. Dabei wurde der IgG bis zu Faktor 10 aufkonzentriert und der größte Teil der Kontaminanten entfernt. Eine kontinuierliche BioSMB-Anlage der Firma Tarpon Biosystems, Inc. wurde benutzt mit 12 Säulen (ID 16 mm, L 80 mm), wobei 8 Säulen in der Ladezone waren (2 Säulen in
30 Serie und 4 parallele Serien). Der gesamte Flussweg inklusive der Säulen wurde durch Sanitisierung oder gamma-Bestrahlung keimarm gemacht. Die Beladung pro Zyklus betrug 32 Säulenvolumina pro Säule. Als Puffer wurden Acetat Puffer mit unterschiedlichen

- 25 -

Molarität, pH und Leitfähigkeiten eingesetzt. Sämtliche Puffer wurden über einen gammabestrahlten oder autoklavierten 0,2µm Filter in ein gammabestrahltes Bag filtriert. Die Ausgangsschläuche der Pufferbags wurden an die Eingänge der BioSMB-Anlage geschweißt. Diese hatte an Ihren Eingängen jeweils eine gammabestrahlte Entgaser
5 Membran (Liquicell Micro Module, Membrana). In gleicherweise wurde die Produktleitung über einen solchen Entgaser an den Eingang der BioSMB-Anlage angeschweißt. Über eine Vakuumpumpe mit 50mbar wurden dann alle Eingangsströme entgast.

10 **1. Virus-Inaktivierung und Neutralisierung**

Das Virus-Inaktivierung und Neutralisierung bestand aus drei Modulen und befand sich zwischen der Capture Chromatography und einer 0,2µm Filtration: (a) eine Homogenisierungsschleife mit einer Schlauchpumpe M0502 (b) einer Verweilzeitschleife schematisch als gewickelter Schlauch dargestellt (c) einem Neutralisierungsbag in dem der
15 pH auf 7,5 eingestellt werden konnte. Die Module wurden entsprechend der Schweißstellen in **Fig.3** einzeln vorgefertigt und gammabestrahlt, wobei die Enden jeweils zugeschweißt wurden.

Leitungsabschnitt mit pH Sonden, hier pH0501 und pH0502, wurden autoklaviert. pH
20 Sonden Abschnitte wurden dann in Assemblies eingeschweißt.

Bags wurden wie gezeigt über aseptische GE ReadyMate® Konnektoren angeschlossen. Die Verbindungen zur Protein A Eluat-Leitung und Filtrationsmodul waren zunächst zugeschweißt und wurden dann an die jeweiligen Module angeschweißt.

25 **0,2µm Filtration**

Proteine konnten nach einem pH-Shift präzipitieren, wobei das präzipitierte Protein abfiltriert wurde.

Chromatographie Intermediat und Polish

30 Das Produkt aus der obigen 0,2µm Filtration wurde über zwei Chromatographieschritte durch zunächst vier sequentiell (4-PCC) betriebenen 2,5ml Capto Adhere (2,5ml GE) und dann zwei wechselseitig betriebenen 20ml Anionentauscher (Pall Hypercel StarAX)

- 26 -

aufgereinigt. Dabei wurden ProtA Leachables, DNA, HCP und Aggregate abgereinigt. Die zwei Chromatographieschritte wurden über ein gammabestrahltes Bag (GE ReadyCircuit® 1 L) miteinander verbunden, in dem durch Zufuhr von Wasser die Leitfähigkeit entsprechend der Anforderung des Anionentauscher auf 7,5mS/cm eingestellt wurden.

- 5 Der gesamte Flussweg inklusive der Säulen wurde sanitisiert oder gammabestrahlt. Die Beladung pro Zyklus betrug 50 Säulenvolumina pro Säule. Als Puffer wurden Acetat Puffer mit unterschiedlichen Molarität, pH und Leitfähigkeiten eingesetzt. Sämtliche Puffer wurden über einen gammabestrahlten oder autoklavierten 0,2µm Filter in ein gammabestrahltes Bag filtriert. Die Ausgangsschläuche der Pufferbags wurden an die
10 Eingänge der BIO- geschweißt. Diese hatte an Ihren Eingängen jeweils eine gammabestrahlte Entgasungsmembran (Liquicell Micro Module, Membrana), In gleicherweise wurde die Produktleitung der obigen 0,2µm Filtration über einen solchen Entgaser an den Eingang der BioSMB-Anlage angeschweißt. Über eine Vakuumpumpe mit 50mbar wurden dann alle Eingangsströme entgast. Der Abfallstrom wurde in einen
15 gammabestrahlten 200L Sartorius Flexboy geleitet. Das Auswechseln des Flexboys wurde durch Umschweißen mit einem Sartorius Schweißgerät durchgeführt.
Der Produktstrom wurde wiederum in einem gammabestrahlten Produktbag (GE ReadyCircuit 1 L) aufgefangen.

20

Vorfiltration

Aus dem Produktbag der Polish Chromatographie wurde die Produktlösung zunächst über eine 0,1 µm Kapsule (Sartopore2, MidiCap size 9, 0,2m²) vorfiltriert. Durchführung und Aufbau waren analog zu der B. Downstream DSP-1 i) Zell Klärfiltration.

25

Virus Filtration

Die Ausgangsleitung aus der Vorfiltration wurde direkt über eine Schlauchpumpe mit dem Eingang der Virusfiltration aus C. Downstream DSP-II über Verschweißen verbunden. Ansonsten war der Aufbau und Betrieb der Virusfiltration aus C. Downstream DSP-II
30 analog zu C. Downstream DSP-II 0,2µm Filtration. Jedoch wurde als Virusfilter ein Virosart CPV Filter (MidiCap size 9, 0,2m²) verwendet, der gemäß der Herstellervorschrift eingespült und autoklaviert wurde. Wiederum wurden die Filter in das Assembly

- 27 -

eingeschweißt. Der Produktstrom wurde wiederum in ein gammabestrahltes Produktbag (GE ReadyCircuit 1 L) gepumpt.

Finale Konzentrierung und Umpufferung

- 5 Die finale Konzentration und Umpufferung war analog zu der obigen B. DSP-I ii) Konzentration und Umpufferung aufgebaut und unterschied sich nur dadurch, dass eine autoklavierte UV-Zelle zur Überwachung der Produktkonzentration in die Konzentrationsschleife eingebunden war. Die Umpufferung erfolgte ebenfalls analog zu der obigen B. DSP-I ii) Konzentration und Umpufferung, wobei hier ein 50mM
10 Phosphatpuffer pH 7,5 eingesetzt wurden. Der Produktstrom wurde wiederum in ein gammabestrahltes Produktbag (GE ReadyCircuit 1 L) gepumpt.

0,2µm Filtration

- Die finale Filtration erfolgte wie oben in B. DSP-1 i) über gammabestrahlte Sartopore 2
15 Kapsulen (Midicap size 7, 0,05m²) in ein gammabestrahltes 5L GE ReadCircuit Bag. Wenn der Füllstand des finalen Bags ausreichend war, wurde dieses Bag abgeschweißt und ein neues Bag an den Prozess angeschweißt.

- Eine regelmäßig gefahrene Laufzeit des erfindungsgemäßen Verfahrens, wie in Beispiel 1
20 beispielhaft beschrieben, war 3 Tage ohne Keimwachstum, wobei die Chromatographiesäulen durch eine 40 % Isopropanol + 0.5 M NaOH sanitisiert wurden. Bei Laufzeiten des erfindungsgemäßen Verfahrens von über 3 Tage wurden die Chromatographiesäulen gamma -bestrahlt.
25 Die gemittelten Flussraten und Antikörperkonzentrationen der in **Figur 1** dargestellten Positionen sind in **Tabelle 1** zusammengefasst.

Tabelle 1

	Process stream	Volumetric flow rate	Antibody concentration	Antibody flow rate
		mL min^{-1}	g L^{-1}	g d^{-1}
Upstream & Downstream I	1	33.3	0.0	0.00
	2	33.3	0.1	5.5
	3	33.3	0.1	5.5
	4	5.3	0.7	5.4
	5	5.3	0.7	5.4
Downstream II	6	30	0.7	30.0
	7	30	0.7	30.0
	8	4.2	4.6	28.0
	9	4.6	4.2	28.0
	10	9.3	1.8	23.6
	11	9.3	1.7	23.3
	12	2.0	8.0	22.8
	13	2.0	8.0	22.7

Die Arbeiten, die zu dieser Anmeldung geführt haben, wurden gemäß der Finanzhilfevereinbarung „Bio.NRW: MoBiDiK - Modulare Bioproduktion - Disposable und Kontinuierlich“ im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale
 5 Entwicklung (EFRE) gefördert.

Patentansprüche

1. Verfahren zur kontinuierlichen, keimreduzierten Produktion und/oder Aufbereitung eines biopharmazeutischen, biologischen makromolekularen Produktes aus einer heterogenen Zellkultur-Fluid-Mischung, umfassend die Schritte:
 - 5 (a) Bereitstellen eines partikel-freien Fluids aus einer heterogenen Zellkultur-Fluid-Mischung, welche das Produkt enthält, in Form eines Produktstroms,
 - (b) mindestens eine Filtration, wobei ein Filtrat erhalten wird,
 - (c) wenigstens zwei Chromatographieschritte zur Reinigung des Produktes,
 - 10 (d) mindestens eine Virenabreicherung,
 - (e) mindestens eine Ultrafiltration und/oder mindestens eine Diafiltration des Produktstroms (26) der Schritte (b), (c), und/oder (d),
- 15 dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei Chromatographieschritte aus (c) eine Reinigung über wenigstens jeweils zwei Chromatographiesäulen (4) und/oder Membranadsorber (5) umfasst und,
dass das Verfahren geschlossen und modular durchgeführt wird.
- 20 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den wenigstens zwei Chromatographieschritten in (c) und/oder nach der Virenaktivierung in Schritt (d) ein oder mehrere weitere Schritte zur Einstellung des pH-Wertes und/oder der Leitfähigkeit und/oder Filtrations- und/oder Konzentrationsschritte und/oder ein Pufferaustausch erfolgen.
- 25 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass alle in den Schritten (a) bis (e) eingesetzten, produkt-berührten Elemente durch eine geeignete Keimreduktionsmethode keimreduziert sind, wobei die Keimreduktionsmethode bevorzugt ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Gamma-Bestrahlung, Beta-Bestrahlung, Autoklavieren, Ethylenoxid (ETO)-Behandlung, Ozon-Behandlung (O_3),
30 Wasserstoffperoxid-Behandlung (H_2O_2) und Steam-in-place (SIP) Behandlung.

- 30 -

4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass alle ab Schritt (b) verwendeten produktberührten Elemente Einwegartikel sind oder als Einwegartikel benutzt werden.
5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass alle Eingangsfluide durch einen Keimreduktionsfilter (10) filtriert werden und, dass bevorzugt alle Ausgänge durch eine Keimbarriere (11) geschützt sind, die ein Rückwachstum verhindern.
6. Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die modularen Verfahrensschritte in Modulen durchgeführt werden, wobei die Module miteinander verbunden sind, wobei die Module bevorzugt durch Verschweißen oder durch aseptische Konnektoren (12) miteinander verbunden sind.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass in den Schritten (a) bis (e) alle verwendeten Flüssigkeiten, Gase und Feststoffe keimreduziert sind, wobei die Keimreduktion bevorzugt durch eine Filtration durch einen Filter (13) mit einer Porengröße von bevorzugt $\leq 0,45 \mu\text{m}$ erfolgt, und, dass bevorzugt während des Verfahrens keine Inprocess-Sterilisierung durchgeführt wird.
8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass vor Schritt (c) ein Entgasen aller Fluide durchgeführt wird, welche auf die wenigstens zwei Chromatographiesäulen (4) kommen, wobei das Entgasen vorzugsweise durch mindestens eine Bubble-Trap (14) und/oder durch mindestens eine hydrophobe Mikrofiltrationsmembran (15) über Vakuum und/oder durch Behandeln mit Ultraschall und/oder durch Durchperlen mit Helium erfolgt.
9. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das partikel-freie Fluid aus Schritt a) mindestens einer Ultrafiltration gegen einen mikrobizid-haltigen Puffer unterzogen wird, wobei das Mikrobizid bevorzugt ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Imidazol, Benzoesäure, Sorbinsäure, para-Hydroxybenzoësäure-Ester, Sulfite, Disulfite, Azide, Orthophenylphenol, Nisin, Natamycin, Hexamethylentetramin, Dimethyldicarbonat, Nitrite, Nitrate, Essigsäure, Ascorbinsäure, Isoascorbinsäure, L-Milchsäure, Propionsäure, Borsäure und Lysozym.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das biopharmazeutische, biologische makromolekulare Produkt ein Protein, Peptid ist oder eine DNA oder RNA umfasst, wobei das Protein oder Peptid ausgewählt ist aus der 5 Gruppe bestehend aus monoklonalen Antikörpern, polyklonalen Antikörpern, rekombinanten Proteinen und Protein-Impfstoffen, und wobei die DNA oder RNA Teil eines DNA- und/oder RNA-Impfstoffes ist.
 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die 10 wenigstens zwei Chromatographiesäulen (4) und/oder Membranadsorber (5) des Schrittes (c) Produkt nach dem Affinitätsprinzip, über ionische Wechselwirkungen, über Metalchelat-Bindung, über hydrophobe Interaktionen oder über van-der-Waals-Kräfte binden, wobei die wenigstens zwei Chromatographiesäulen (4) und/oder Membranadsorber (5) bei Bindung nach dem Affinitätsprinzip einen Ligand umfassen, der bevorzugt 15 ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Protein A, Protein G, Protein L, IgM, IgG und einem von Protein A, Protein G, Protein L, IgM und IgG unterschiedlichen rekombinanten Protein, welches eine Affinität für das Produkt hat.
 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das 20 Verfahren der Schritte (a) bis (e) eine Laufzeit von mindestens 4 Stunden, bevorzugt von mindestens 8 Stunden, bevorzugt von mindestens 12 Stunden, bevorzugt von mindestens 24 Stunden, weiterhin bevorzugt von mindestens 48 Stunden, weiterhin bevorzugt von mindestens 7 Tagen, weiterhin bevorzugt von mindestens 4 Wochen, und besonders bevorzugt von mindestens 8 Wochen aufweist.
- 25
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Schritten a) bis e) und/oder danach mindestens ein Filtrationsschritt umfassend mindestens einen Filter (13) durchgeführt wird.
 - 30 14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Filter (13) automatisch unter keimreduzierten Bedingungen gewechselt wird, wobei bevorzugt der automatische Filterwechsel die folgenden Schritte umfasst:

- 32 -

- (i) Umschalten des Flussweges auf einen neuen Filter (16) bei Überschreiten eines Schwellenwertes an einem Drucksensor (18) auf der Unfiltratseite unter Verschließen des Flussweges, wobei das Produkt im verbrauchten Filter (17) bevorzugt durch ein Gas oder eine Flüssigkeit in die Filtratseite gedrückt wird, oder bei Überschreiten einer maximalen Zeit des verbrauchten Filters (17) im Flussweg, oder bei Überschreiten eines maximalen Volumens an Filtrat durch den verbrauchten Filter (17),
5
 - (ii) Entlüften des neuen Filters (16) über einen Luftfilter (19) mit einer Porengröße von bevorzugt $\leq 0,25 \mu\text{m}$ am Entlüftungsventil (20) des neuen Filters (16), bevorzugt unter Beförderung von Produkt in den neuen Filter (16) durch eine Feedpumpe (21), oder in einen keimreduziert angeschlossenen, geschlossenen Bag (29),
10
 - (iii) Detektion der Beendigung der Entlüftung des neuen Filters (16) auf der Unfiltratseite durch den Drucksensor (18) oder einen Füllstandssensor (22) oder eine Waage (23) oder einen Flüssigkeitsdetektor (28),
15
 - (iv) Öffnen des Filtratausgangs und Verschluss des Flussweges zwischen Entlüftungsventil (20) und Luftfilter (19) durch ein Ventil (24), und
 - (v) Austausch des verbrauchten Filters (17) gegen einen neuen Filter (16).
20
15. Modulare Anlage (1) zur kontinuierlichen, keimreduzierten Produktion und/oder Aufbereitung eines biopharmazeutischen, biologischen makromolekularen Produktes aus einer heterogenen Zellkultur-Fluid-Mischung, umfassend folgende Module:
- (a) mindestens ein Filtrationsmodul (2),
25
 - (b) mindestens ein Chromatographiemodul (3), umfassend mindestens jeweils zwei Chromatographiesäulen (4) und/oder Membranadsorber (5),
 - (c) mindestens ein Ultrafiltrationsmodul (6) und/oder mindestens ein Diafiltrationsmodul (7) und/oder mindestens ein Dialysemodul (8), und
 - (d) mindestens ein Modul zur kontinuierlichen Virenabreicherung (9),
30
- dadurch gekennzeichnet, dass die modulare Anlage (1) geschlossen und keimreduziert ist.

- 33 -

16. Modulare Anlage (1) nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass alle in den Modulen (a) bis (d) eingesetzten und mit produktberührten Elementen durch eine Keimreduktionsmethode keimreduziert sind, wobei die Keimreduktionsmethode bevorzugt ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Gamma-Bestrahlung, Beta-Bestrahlung,
5 Autoklavieren, Ethylenoxid (ETO)-Behandlung, Ozon-Behandlung (O_3), Wasserstoffperoxid-Behandlung (H_2O_2) und steam-in-place (SIP) Behandlung.
17. Modulare Anlage nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass alle in den Modulen (a) bis (d) verwendeten produktberührten Elemente Einwegartikel sind oder als
10 Einwegartikel benutzt werden und, dass die Module bevorzugt durch Verschweißen oder durch aseptische Konnektoren miteinander verbunden sind.
18. Modulare Anlage nach Anspruch 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass alle Eingangsfluide durch einen Keimreduktionsfilter (10) gehen und, dass bevorzugt alle
15 Ausgänge durch eine Keimbarriere (11) geschützt sind, die ein Rückwachstum von Mikroorganismen verhindern.

FIG. 1





FIG. 2







FIG. 3

FIG. 4



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2016/059700

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER	INV. C12M1/00	C12M3/00	B01D15/18	C07K1/36	C12M1/12
ADD.					

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
C12M B01D C07K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>EP 2 682 168 A1 (MILLIPORE CORPORATION) 8 January 2014 (2014-01-08)</p> <p>paragraphs [0001], [0008], [0011], [0013], [0026], [0031], [0089] - [0094], [0096] - [0097]</p> <p>paragraphs [0104], [0119], [0120], [0127], [0130] - [0138], [0158] - [0161], [0164] - [0169]</p> <p>paragraphs [0180], [0182], [0186], [0192], [0194], [0195], [0197], [0214]</p> <p>paragraphs [0220] - [0222], [0226] - [0228], [0232] - [0235], [0240], [0247]</p> <p>figure 2</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-/-</p>	<p>1-7, 10-13, 15-18</p>

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
15 July 2016	22/07/2016

Name and mailing address of the ISA/
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Alvarez Alvarez, C

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No PCT/EP2016/059700

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2014/180852 A1 (SANOFI) 13 November 2014 (2014-11-13) page 1, line 4 - line 6 page 1, line 31 - page 2, line 5 page 2, line 10 - line 12 page 2, line 29 - line 30 page 5, line 23 page 23, line 32 - line 36 page 24, line 22 - line 27 page 26, line 32 - line 36 page 27, line 5 page 27, line 20 - line 23 page 32, line 26 - page 33, line 36 figure 7 -----	1-6,10, 11,13, 15-18
A	US 2014/255994 A1 (KONSTANTINOV ET AL.) 11 September 2014 (2014-09-11) the whole document -----	1-18
A	EP 0 249 932 A2 (THE GREEN CROSS CORPORATION) 23 December 1987 (1987-12-23) the whole document -----	1-18
A	WO 2012/051147 A1 (ABBOTT LABORATORIES ET AL.) 19 April 2012 (2012-04-19) the whole document -----	1-18
1		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No
PCT/EP2016/059700

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)			Publication date
EP 2682168	A1 08-01-2014	CA 2882552 A1 CN 104395341 A EP 2682168 A1 EP 2867256 A1 JP 2015522019 A SG 11201406408R A US 2015133636 A1 WO 2014004281 A1			03-01-2014 04-03-2015 08-01-2014 06-05-2015 03-08-2015 27-11-2014 14-05-2015 03-01-2014
WO 2014180852	A1 13-11-2014	AU 2014264697 A1 CA 2911462 A1 CN 105358572 A EP 2994485 A1 JP 2016519137 A KR 20160005047 A SG 11201508968X A TW 201522363 A US 2016083454 A1 WO 2014180852 A1			26-11-2015 13-11-2014 24-02-2016 16-03-2016 30-06-2016 13-01-2016 27-11-2015 16-06-2015 24-03-2016 13-11-2014
US 2014255994	A1 11-09-2014	AU 2014226126 A1 CA 2902854 A1 CN 105377874 A EP 2964663 A2 JP 2016510981 A KR 20150125714 A SG 11201506775V A TW 201518315 A US 2014255994 A1 US 2015183821 A1 US 2015232505 A1 WO 2014137903 A2			01-10-2015 12-09-2014 02-03-2016 13-01-2016 14-04-2016 09-11-2015 29-09-2015 16-05-2015 11-09-2014 02-07-2015 20-08-2015 12-09-2014
EP 249932	A2 23-12-1987	CA 1286696 C EP 0249932 A2 JP S62298536 A			23-07-1991 23-12-1987 25-12-1987
WO 2012051147	A1 19-04-2012	AU 2011316730 A1 AU 2016201535 A1 BR 112013008738 A2 CA 2813747 A1 CN 103379949 A EP 2627425 A1 JP 2013539787 A KR 20130142128 A NZ 608943 A RU 2013120948 A SG 189872 A1 SG 10201508401T A TW 201221641 A US 2012264920 A1 WO 2012051147 A1			02-05-2013 31-03-2016 06-10-2015 19-04-2012 30-10-2013 21-08-2013 28-10-2013 27-12-2013 24-04-2015 20-11-2014 28-06-2013 27-11-2015 01-06-2012 18-10-2012 19-04-2012

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2016/059700

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES	INV. C12M1/00	C12M3/00	B01D15/18	C07K1/36	C12M1/12
ADD.					

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
C12M B01D C07K

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 2 682 168 A1 (MILLIPORE CORPORATION) 8. Januar 2014 (2014-01-08) Absätze [0001], [0008], [0011], [0013], [0026], [0031], [0089] - [0094], [0096] - [0097] Absätze [0104], [0119], [0120], [0127], [0130] - [0138], [0158] - [0161], [0164] - [0169] Absätze [0180], [0182], [0186], [0192], [0194], [0195], [0197], [0214] Absätze [0220] - [0222], [0226] - [0228], [0232] - [0235], [0240], [0247] Abbildung 2 ----- -/-	1-7, 10-13, 15-18

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
15. Juli 2016	22/07/2016

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Alvarez Alvarez, C
--	---

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2016/059700

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 2014/180852 A1 (SANOFI) 13. November 2014 (2014-11-13) Seite 1, Zeile 4 - Zeile 6 Seite 1, Zeile 31 - Seite 2, Zeile 5 Seite 2, Zeile 10 - Zeile 12 Seite 2, Zeile 29 - Zeile 30 Seite 5, Zeile 23 Seite 23, Zeile 32 - Zeile 36 Seite 24, Zeile 22 - Zeile 27 Seite 26, Zeile 32 - Zeile 36 Seite 27, Zeile 5 Seite 27, Zeile 20 - Zeile 23 Seite 32, Zeile 26 - Seite 33, Zeile 36 Abbildung 7 -----	1-6,10, 11,13, 15-18
A	US 2014/255994 A1 (KONSTANTINOV ET AL.) 11. September 2014 (2014-09-11) das ganze Dokument -----	1-18
A	EP 0 249 932 A2 (THE GREEN CROSS CORPORATION) 23. Dezember 1987 (1987-12-23) das ganze Dokument -----	1-18
A	WO 2012/051147 A1 (ABBOTT LABORATORIES ET AL.) 19. April 2012 (2012-04-19) das ganze Dokument -----	1-18
1		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2016/059700

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 2682168	A1	08-01-2014	CA 2882552 A1 CN 104395341 A EP 2682168 A1 EP 2867256 A1 JP 2015522019 A SG 11201406408R A US 2015133636 A1 WO 2014004281 A1	03-01-2014 04-03-2015 08-01-2014 06-05-2015 03-08-2015 27-11-2014 14-05-2015 03-01-2014
WO 2014180852	A1	13-11-2014	AU 2014264697 A1 CA 2911462 A1 CN 105358572 A EP 2994485 A1 JP 2016519137 A KR 20160005047 A SG 11201508968X A TW 201522363 A US 2016083454 A1 WO 2014180852 A1	26-11-2015 13-11-2014 24-02-2016 16-03-2016 30-06-2016 13-01-2016 27-11-2015 16-06-2015 24-03-2016 13-11-2014
US 2014255994	A1	11-09-2014	AU 2014226126 A1 CA 2902854 A1 CN 105377874 A EP 2964663 A2 JP 2016510981 A KR 20150125714 A SG 11201506775V A TW 201518315 A US 2014255994 A1 US 2015183821 A1 US 2015232505 A1 WO 2014137903 A2	01-10-2015 12-09-2014 02-03-2016 13-01-2016 14-04-2016 09-11-2015 29-09-2015 16-05-2015 11-09-2014 02-07-2015 20-08-2015 12-09-2014
EP 249932	A2	23-12-1987	CA 1286696 C EP 0249932 A2 JP S62298536 A	23-07-1991 23-12-1987 25-12-1987
WO 2012051147	A1	19-04-2012	AU 2011316730 A1 AU 2016201535 A1 BR 112013008738 A2 CA 2813747 A1 CN 103379949 A EP 2627425 A1 JP 2013539787 A KR 20130142128 A NZ 608943 A RU 2013120948 A SG 189872 A1 SG 10201508401T A TW 201221641 A US 2012264920 A1 WO 2012051147 A1	02-05-2013 31-03-2016 06-10-2015 19-04-2012 30-10-2013 21-08-2013 28-10-2013 27-12-2013 24-04-2015 20-11-2014 28-06-2013 27-11-2015 01-06-2012 18-10-2012 19-04-2012



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107995924 A

(43)申请公布日 2018.05.04

(21)申请号 201680039860.3

(74)专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司

(22)申请日 2016.04.29

72001

(30)优先权数据

15166686.4 2015.05.07 EP

代理人 刘维升 李炳爱

(85)PCT国际申请进入国家阶段日

2018.01.05

(51)Int.Cl.

C12M 1/12(2006.01)

(86)PCT国际申请的申请数据

C07K 1/36(2006.01)

PCT/EP2016/059700 2016.04.29

C07K 1/34(2006.01)

C07K 1/22(2006.01)

C07K 1/20(2006.01)

(87)PCT国际申请的公布数据

W02016/177650 DE 2016.11.10

(71)申请人 拜耳股份公司

地址 德国莱沃库森

(72)发明人 B.迈泽 P.施万 M.洛贝丹

V.默尔勒


权利要求书3页 说明书13页 附图4页

(54)发明名称

用于连续且微生物减少地生产和/或处理产品的模块化设备和方法

(57)摘要

本发明提供由非均质细胞培养液混合物连续且微生物减少地生产和/或处理生物制药的生物大分子产品的方法，其包含步骤：(a)以产品料流的形式提供来自含所述产品的非均质细胞培养液混合物的无粒子流体，(b)至少一次过滤，以提供滤液，(c)至少两个用于提纯所述产品的色谱步骤，(d)至少一次病毒耗减，(e)步骤(b)、(c)和/或(d)的产品料流的至少一次超滤和/或至少一次渗滤，其特征在于来自(c)的所述至少两个色谱步骤包含经由至少各两个色谱柱和/或膜吸附器的提纯并且所述方法以封闭和模块化的方式进行。本发明进一步提供进行所述方法的相应模块化设备。



1. 由非均质细胞培养液混合物连续且微生物减少地生产和/或处理生物制药的生物大分子产品的方法, 其包含步骤:

(a) 以产品料流的形式提供来自含所述产品的非均质细胞培养液混合物的无粒子流体,

(b) 至少一次过滤, 以提供滤液,

(c) 至少两个用于提纯所述产品的色谱步骤,

(d) 至少一次病毒耗减,

(e) 步骤(b)、(c) 和/或(d) 的产品料流(26) 的至少一次超滤和/或至少一次渗滤,

其特征在于来自(c) 的所述至少两个色谱步骤包含经由至少各两个色谱柱(4) 和/或膜吸附器(5) 的提纯, 并且

所述方法以封闭和模块化的方式进行。

2. 根据权利要求1的方法, 其特征在于在(c) 中的所述至少两个色谱步骤之间和/或在步骤(d) 中的病毒灭活之后进行一个或多个用于调节pH值和/或电导率的附加步骤和/或过滤步骤和/或浓缩步骤和/或缓冲液更换。

3. 根据权利要求1或2的方法, 其特征在于借助合适的微生物减少方法对步骤(a) 至(e) 中使用的与产品接触的所有元件施以微生物减少, 其中所述微生物减少方法优选选自 γ 辐射、 β 辐射、高压灭菌、环氧乙烷(ETO) 处理、臭氧处理(O_3)、过氧化氢处理(H_2O_2) 和原位蒸汽灭菌(SIP) 处理。

4. 根据权利要求1至3的方法, 其特征在于从步骤(b) 开始使用的与产品接触的所有元件是一次性制品或用作一次性制品。

5. 根据权利要求1至4的方法, 其特征在于所有入口流体经微生物减少过滤器(10) 过滤, 并且所有出口优选被防止反向生长的微生物屏障(11) 保护。

6. 根据权利要求1至5的方法, 其特征在于所述模块化方法步骤在模块中进行, 其中所述模块互相连接, 其中所述模块优选通过焊接或通过无菌连接器(12) 互相连接。

7. 根据权利要求1至6任一项的方法, 其特征在于对步骤(a) 至(e) 中使用的所有液体、气体和固体施以微生物减少, 其中所述微生物减少优选通过经具有优选 $\leq 0.45 \mu\text{m}$ 的孔径的过滤器(13) 过滤实现, 并且在所述方法的过程中优选不进行进程内灭菌。

8. 根据权利要求1至7的方法, 其特征在于在步骤(c) 之前将到达所述至少两个色谱柱(4) 的所有流体脱气, 其中所述脱气优选通过至少一个气泡收集器(14) 和/或通过至少一个借助真空的疏水微滤膜(15) 和/或通过用超声处理和/或通过用氦气鼓泡实现。

9. 根据权利要求1至8的方法, 其特征在于对来自步骤a) 的无粒子流体施以至少一次对着含杀微生物剂的缓冲液的超滤, 其中所述杀微生物剂优选选自咪唑、苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯、亚硫酸盐、焦亚硫酸盐、叠氮化物、邻苯基苯酚、乳酸链球菌素、纳他霉素、六亚甲基四胺、二碳酸二甲酯、亚硝酸盐、硝酸盐、乙酸、抗坏血酸、异抗坏血酸、L-乳酸、丙酸、硼酸和溶菌酶。

10. 根据权利要求1至9任一项的方法, 其特征在于所述生物制药的生物大分子产品是蛋白质、肽或包含DNA或RNA, 其中所述蛋白质或肽选自单克隆抗体、多克隆抗体、重组蛋白和蛋白质疫苗, 且其中所述DNA或RNA是DNA和/或RNA疫苗的一部分。

11. 根据权利要求1至10任一项的方法, 其特征在于步骤(c) 的所述至少两个色谱柱(4)

和/或膜吸附器(5)根据亲和力原理、经由离子相互作用、经由金属螯合物结合、经由疏水相互作用或经由范德华力结合产品，其中所述至少两个色谱柱(4)和/或膜吸附器(5)在根据亲和力原理结合的情况下包含配体，所述配体优选选自蛋白质A、蛋白质G、蛋白质L、IgM、IgG和不同于蛋白质A、蛋白质G、蛋白质L、IgM和IgG并对产品具有亲和力的重组蛋白。

12. 根据权利要求1至11任一项的方法，其特征在于步骤(a)至(e)的方法具有至少4小时，优选至少8小时，优选至少12小时，优选至少24小时，更优选至少48小时，更优选至少7天，更优选至少4周，特别优选至少8周的运行时间。

13. 根据权利要求1至12任一项的方法，其特征在于在步骤a)至e)之间和/或此后进行包含至少一个过滤器(13)的至少一个过滤步骤。

14. 根据权利要求13的方法，其特征在于在微生物减少条件下自动更换过滤器(13)，其中所述自动过滤器更换优选包含下列步骤：

(i) 在超过非滤液侧上的压力传感器(18)处的阈值且其中优选通过气体或液体将旧过滤器(17)中的产品推入滤液侧的情况下，或在超过流路中的旧过滤器(17)的最大时间的情况下，或在超过经过旧过滤器(17)的滤液的最大体积的情况下，在流路关闭下将流路切换至新过滤器(16)，

(ii) 经由新过滤器(16)的排气阀(20)处的具有优选 $\leq 0.25 \mu\text{m}$ 的孔径的空气过滤器(19)将新过滤器(16)排气，优选借助进料泵(21)将产品传送至新过滤器(16)或以微生物减少方式连接的封闭袋(29)，

(iii) 在非滤液侧上借助压力传感器(18)或料位传感器(22)或天平(23)或液体检测器(28)检测新过滤器(16)的排气结束，

(iv) 借助阀(24)打开滤液出口和关闭在排气阀(20)和空气过滤器(19)之间的流路，和

(v) 将旧过滤器(17)换成新过滤器(16)。

15. 用于由非均质细胞培养液混合物连续且微生物减少地生产和/或处理生物制药的生物大分子产品的模块化设备(1)，其包含下列模块：

(a) 至少一个过滤模块(2)，

(b) 至少一个色谱模块(3)，其包含至少各两个色谱柱(4)和/或膜吸附器(5)，

(c) 至少一个超滤模块(6)和/或至少一个渗滤模块(7)和/或至少一个渗析模块(8)，和

(d) 至少一个用于连续病毒耗减的模块(9)，

其特征在于所述模块化设备(1)是封闭的和微生物减少的。

16. 根据权利要求15的模块化设备(1)，其特征在于借助微生物减少方法对模块(a)至(d)中使用且与产品接触的所有元件施以微生物减少，其中所述微生物减少方法优选选自 γ 辐射、 β 辐射、高压灭菌、环氧乙烷(ETO)处理、臭氧处理(O_3)、过氧化氢处理(H_2O_2)和原位蒸汽灭菌(SIP)处理。

17. 根据权利要求15或16的模块化设备，其特征在于模块(a)至(d)中使用的与产品接触的所有元件是一次性制品或用作一次性制品，并且所述模块优选通过焊接或通过无菌连接器互相连接。

18. 根据权利要求15至17的模块化设备，其特征在于所有入口流体经过微生物减少过

滤器(10),且所有出口优选被防止微生物反向生长的微生物屏障(11)保护。

用于连续且微生物减少地生产和/或处理产品的模块化设备 和方法

[0001] 本发明涉及用于由非均质细胞培养液混合物连续且微生物减少地生产和/或处理产品的模块化设备和方法。

[0002] 在生物技术生产中,蛋白质通常分批提纯。这意味着各生产周期以分批方式不连续操作,其中在生产周期结束后取出整个产品。为了再生产,必须然后单独启动新生产周期或批次。

[0003] 近年来,越来越证实,在生物技术生产中也可以进行连续程序,其中不同于分批法,该方法可以无中断地运行。

[0004] 高度管制的制药生产要求在时间、技术和人员方面大量支出以提供清洁且无菌的生物反应器并确保无菌产品。为可靠地避免在多用途设备中或在两个产品批次之间的产品更换时的交叉污染,除清洁外还需要非常复杂的清洁验证,其在工艺调适时任选地必须重复。

[0005] 这既适用于上游处理(USP),即发酵器中的生物产品的生产,又适用于下游处理(DSP),即发酵产品的提纯。

[0006] 恰好在发酵时,无菌环境对成功培养而言是基本的。为了将分批发酵器或补料分批发酵器灭菌,通常使用SIP技术(SIP = 原位灭菌)。

[0007] 由准备程序造成的反应器停工期可能位于反应器可利用性的数量级,尤其是在短使用期和频繁产品更换的情况下。这在生物技术生产的USP中例如影响培养基制备和发酵的工艺步骤并在DSP中影响溶解、冷冻、解冻、pH调节、产品分离(例如通过色谱法、沉淀或结晶)、再缓冲(Umpuffern)和病毒灭活。

[0008] 在下游区域中,法规要求是贫微生物的工艺管理。因此,在分批操作的情况下不需要无菌工艺。但是,在连续工艺中,蛋白质的提纯经较长时间且尽可能无清洁步骤地进行。这优选在提纯过程中没有灭菌步骤的情况下进行。但是在此,微生物污染风险比纯分批操作的情况下高许多倍。

[0009] WO2012/078677描述了借助色谱法连续处理生物制药产品的方法和设备及其集成在生产设备中,特别在一次性设备中。尽管WO2012/078677提供连续生产生物制药产品和生物产品的方法,但所公开的解决方案在实践中不够胜任。WO2012/078677也没有公开灭菌色谱柱的使用。

[0010] US 2014/0255994 A1公开了用于生产治疗性蛋白质的集成连续方法。但是,US 2014/0255994 A1没有公开在这种方法中可以使用灭菌色谱柱的特征。

[0011] EP 2 182 990 A1公开了通过使用热水蒸气将色谱柱灭菌的方法。

[0012] 首先,更详细定义一些术语。

[0013] 在本发明中,连续法是指连续进行至少两个工艺步骤的各种方法,在所述方法中将上游步骤的输出料流传送至下游步骤。在上游步骤结束前,下游步骤开始处理产品料流。通常,在连续法中,在生产设备中始终传送一部分产品料流并被称作“连续产品料流”。相应地,产品料流从上游单元连续传送或转移至下游单元意味着在上游单元停止运行之前下游

单元已经工作,即两个依次连接的单元同时处理流经它们的产品料流。

[0014] 在本发明中,术语“微生物减少”是指通过合适的微生物减少方法可实现的微生物计数减少的状态,即每单位面积或单位体积的微生物计数几乎为0,其中所述微生物减少方法可以选自 γ 辐射、 β 辐射、高压灭菌、环氧乙烷(ETO)处理和“原位蒸汽灭菌”(SIP)处理。

[0015] 在本发明中,术语“一次性制品”是指与产品接触的相关部分,特别是装置、容器、过滤器和连接元件,其适合于一次性使用并随后弃置,其中所述容器既可以由塑料也可以由金属制成。在本发明中,该术语也包括在本发明的方法中仅使用一次并且随后在该方法中不再使用的可重复使用制品,其例如由钢制成。在本发明中,由例如钢制成的所述可重复使用制品此时也被称作“用作一次性制品的物体”。如此使用的一次性制品此时在根据本发明的方法中也可被称作“用后即弃”或“单次使用(Single-Use)”制品(“SU技术”)。由此还进一步改进本发明的方法和模块化设备的微生物减少状态。

[0016] 在本发明中,术语“产品料流”是指来自含产品的非均质细胞培养液混合物的无粒子流体,以及本发明的方法的各其它方法步骤的产品,即过滤后、色谱法后、病毒耗减(Virenabreicherung)后、超滤后、渗滤后或本发明的方法的进一步步骤后的产物料流,其中所述产品料流随后可以具有不同浓度和纯度。

[0017] 在本发明中,术语“病毒耗减”是指待处理的流体的每单位体积活性病毒浓度降低,直至待处理的流体中所含的病毒完全灭活和/或清除。

[0018] 在本发明中,术语“杀微生物剂”是指可以减慢或完全抑制微生物生长的物质,其中所述杀微生物剂可以以含杀微生物剂的缓冲液形式使用,尤其是在本发明的方法中在超滤过程中。

[0019] 在本发明中,术语“气泡收集器”是指用于收集气泡的装置,其中相关流体在此过程中脱气。

[0020] 在本发明中,术语“模块化”是指本发明的方法的各步骤可以在互相连接的单独模块中进行,其中该模块是预配置和微生物减少的,并可以以封闭方式且以不同的组合互相连接。

[0021] 在本发明中,术语“模块化设备”是指用于进行至少两个下游和/或上游步骤的一系列互相连接的模块(“单元”),其中可传送流体(“产品料流”)。根据本发明,这些单元适用于连续进行一个步骤并可以用连续流体制流(“产品料流”)运行。在此,“模块化设备”的各模块可以以各种组合互相连接。在本发明中,模块的实例是过滤模块2、色谱模块3、超滤模块6、渗滤模块7和渗析模块8。

[0022] 在本发明中,术语“封闭”是指本发明的方法和本发明的模块化设备的运行模式,它们的运行使得通过所述方法和所述模块化设备生产和/或处理的产品不暴露在室内环境下。材料、物体、缓冲液等可从外部添加到本发明的封闭方法和相应的本发明的封闭模块化设备中,但是这种添加以避免生产和/或处理的产品暴露在室内环境下的方式进行。

[0023] 现有技术中已知的常见方法具有下文涉及的一系列缺点。

[0024] 用于生产生物制药和生物产品的已知方法通常包含互相连接的下列生产步骤:

1. 灌注培养
2. 细胞截留系统,

作为步骤1和2的替代,也可以使用补料分批培养,

3. 细胞分离(Abtrennung)
4. 缓冲液或培养基更换,优选伴随着浓缩
5. 生物负荷降低,优选通过无菌过滤
6. 捕获色谱法。

[0025] 通常,进行用于进一步提纯产品料流的进一步步骤,特别是:

7. 病毒灭活
8. 中和,和
9. 任选进一步深度过滤,生物负荷降低(无菌过滤)。

[0026] 考虑到生物药品生产中的高质量标准,通常另外接着进行下列步骤:

10. 色谱中间-和精细提纯
11. 生物负荷降低,例如无菌过滤
12. 病毒过滤
13. 缓冲液更换,并优选浓缩,和
14. 无菌过滤。

[0027] 在上述生产中,含营养液的发酵器中的细胞产生生物产品,例如蛋白质,例如治疗性蛋白质。该营养液也是微生物如细菌和孢子的理想生长培养基,由于此类微生物的这种生长不合意,由此出现问题。微生物的所述不合意生长在较长运行时间的情况下尤其成问题,因为随着该方法的运行时间增加,营养液越来越受到污染,直至微生物的指数级生长和因此生产的生物产品批次的完全损失。

[0028] 为了在保持最大洁净度和无菌性的同时应付对该生产设备的快速和灵活再装料的要求,优选使用一次性技术的连续生产概念在市场上引起不断增长的兴趣。

[0029] 但是,对于这种方法的较长运行时间(从数小时经数天至数周),常规消毒措施是不足的,例如常规“原位清洗”(CIP)措施,如例如借助1 M NaOH消毒。在数小时以上的运行时间的情况下,此类常规方法和设备的缺点因此在于它们非常容易发生可能的污染和/或可能的微生物生长。

[0030] 因此,需要从非均质细胞培养液混合物中连续提纯产品的方法,其由于其基本上贫化微生物而实现高达数周的连续运行模式。

[0031] 因此本发明的一个目的是开发可经数小时至数周的时间段连续提纯产品,例如蛋白质的方法和相应设备。

[0032] 本发明通过提供由非均质细胞培养液混合物连续且微生物减少地生产和/或处理生物制药的生物大分子产品的方法实现这一目的,该方法包含步骤:

- (a) 以产品料流的形式提供来自含所述产品的非均质细胞培养液混合物的无粒子流体,
- (b) 至少一次过滤,以提供滤液,
- (c) 至少两个用于提纯所述产品的色谱步骤,
- (d) 至少一次病毒耗减,
- (e) 步骤(b)、(c) 和/或(d) 的产品料流的至少一次超滤和/或至少一次渗滤,

其特征在于来自(c) 的所述至少两个色谱步骤包含经由至少各两个色谱柱和/或膜吸附器的提纯并且所述方法以封闭和模块化的方式进行。

[0033] 本发明的方法的基础原理基于其四个核心原理和因此核心特征：

生物制药的生物大分子产品的

1. 连续
2. 微生物减少
3. 封闭且
4. 模块化的生产。

[0034] 这四个特征一起极大减少常常出现的微生物不合意生长的问题,以实现本发明的方法在连续运行模式下高达8周的运行时间。

[0035] 在步骤a) 中由非均质细胞培养液混合物提供的无粒子流体可优选源自连续灌注和发酵法,例如细胞培养或组织培养,或灌注反应器。甚至可以并列运行多于一个灌注反应器,例如两个灌注反应器。

[0036] 该流体可以首先经合适的细胞截留系统,例如斜板分离器(沉降器)连续排出,借此可截留大部分细胞。然后可以通过后续过滤和/或离心步骤或其它合适的分离方法从该流体中除去该流体中所含的粒子,由此产生含有生物制药的生物大分子产品的无粒子流体。

[0037] 过滤步骤(b)可以例如是在步骤(a)后获得的无粒子流体的过滤,以产生滤液。但是,本发明的方法还可在该方法的合适位置包含附加过滤步骤。

[0038] 过滤步骤b)可通过合适的过滤器方法,例如0.2 μm 过滤器,或并列运行的多个过滤器实现。适用于过滤步骤的过滤器是例如Sartoguard NF 0.2 μm 过滤器,可并列运行其中多个。

[0039] 在本发明的方法的进一步实施方案中,过滤步骤(b)包含另外有可能耗减污染物,如DNA、蛋白质A、HCP的深度过滤器。这些可以是具有足够的 ζ 电位的深度过滤器(Zetapor 3M, Posidyne, Pall)或具有活性炭的深度过滤器(Millistak Merck Millipore)。

[0040] 步骤c)的所述至少两个用于提纯所述产品的色谱步骤包含经由至少各两个色谱柱和/或膜吸附器的提纯。在此,该色谱柱和/或膜吸附器可显示出各种合适的结合原理,例如产品对配体的亲和力、离子相互作用、金属螯合物结合、疏水相互作用或范德华力。例如,所述至少两个色谱步骤的第一色谱步骤可以是亲和色谱法(例如对产品具有亲和力的配体,例如蛋白质A、蛋白质G、蛋白质L、IgM、IgG和不同于蛋白质A、蛋白质G、蛋白质L、IgM、IgG并对产品具有亲和力的重组蛋白)。这之后接着进一步(第二)色谱步骤,例如借助离子相互作用的色谱法。

[0041] 本发明的方法在此是灵活的,并可以在步骤c)中根据要实现的产品纯度和浓度以各种顺序包含各种合适的色谱原理。

[0042] 根据步骤c)使用经由至少各两个色谱柱和/或膜吸附器的至少两个色谱步骤的技术效果在于,单个色谱步骤通常无法确保充分提纯污染物,例如宿主细胞杂质、聚集体、DNA、蛋白质A等。

[0043] 此外,由此实现在一个色谱步骤中连续生产,因为可以向至少一个色谱柱和/或膜吸附器加载未提纯的产品,而至少另一个色谱柱和/或膜吸附器可以再生或洗脱,从而能够实现该方法的连续且高效的运行模式。

[0044] 在本发明的方法的另一个实施方案中,在(c)中的所述至少两个色谱步骤之间和/

或在步骤(d)中的病毒灭活之后进行一个或多个用于调节pH值和/或用于调节电导率的附加步骤和/或过滤步骤和/或浓缩步骤和/或缓冲液更换。这使该方法的运行模式能够与条件匹配。

[0045] 步骤d)的所述至少一次病毒耗减尤其可通过调节无粒子流体的pH值进行,优选调节至pH值 ≤ 4.0 。可以例如通过添加HCl溶液将待灭活的无粒子流体的pH值调节至 ≤ 4.0 。这种添加通常在用于病毒耗减的装置的准备阶段(Vorfeld)中进行。通常,使用碱,例如氢氧化钠溶液(NaOH)将pH值调节至 > 4 ,以结束该病毒耗减。

[0046] 但是,步骤d)的所述至少一次病毒耗减也可以借助溶剂/清洁剂步骤进行,其中通过溶剂/清洁剂实现病毒耗减。

[0047] 在另一个实施方案中,也可以通过UV处理和/或通过热处理实现该病毒耗减。

[0048] 步骤d)的所述至少一次病毒耗减尤其可以在停留段中进行,可向其中引入分段的(segmentiert)产品料流。

[0049] 在本发明的方法的另一个实施方案中,借助合适的微生物减少方法对步骤(a)至(e)中使用的与产品接触的所有元件施以微生物减少。

[0050] 该微生物减少方法可以优选选自 γ 辐射、 β 辐射、高压灭菌、环氧乙烷(ETO)处理、臭氧处理(O_3)、过氧化氢处理(H_2O_2)和原位蒸汽灭菌(SIP)处理。

[0051] 相应地,本发明的方法中使用的模块的与产品料流接触的物体和元件也优选是可微生物减少和/或可灭菌的,优选可高压灭菌,可 γ 辐射,可用环氧乙烷(ETO)吹扫,可用臭氧(O_3)处理,可用过氧化氢(H_2O_2)处理或可用原位蒸汽灭菌(SIP)处理法处理的,这实现本发明的方法的微生物减少的或甚至无菌的运行。

[0052] 在本发明的方法的另一个实施方案中,从过滤步骤(b)开始使用的与产品接触的所有元件是一次性制品或用作一次性制品。所用的这样的一次性制品此时在本发明的方法中也可被称作“用后即弃”或“单次使用”制品(“SU技术”)。由此改进该方法的微生物减少状态。

[0053] 在根据本发明的方法的另一个实施方案中,所有入口流体经微生物减少过滤器,例如Sartorius公司的Sartoguard NF过滤器过滤。

[0054] 在此,所有出口可优选被微生物屏障保护,其防止微生物反向生长(Rückwachstum)。例如,在此也可以使用Sartorius公司的Sartoguard NF过滤器作为微生物屏障。可通过过滤器和/或废物管线的转换连接(Wechselschaltung)实现微生物屏障11的额外可靠性。可通过用例如NaOH溶液定期消毒废物管线(优选在过滤后),实现确保微生物减少条件的另一措施。另外的方法可能是UV辐射和热处理。

[0055] 在另一个实施方案中,本发明的方法的模块化方法步骤优选在模块中进行,其中这些模块互相连接。

[0056] 优选地,可通过焊接或通过无菌连接器将模块互相连接。为了焊接模块,例如可以使用Sartorius公司的“TC Welder”仪器。

[0057] 在本发明的方法的另一个实施方案中,在步骤(a)至(e)中对所有使用的液体、气体和固体施以微生物减少。在此,优选通过具有优选 $\leq 0.45 \mu\text{m}$ 的孔径的过滤器过滤实现微生物减少。在这种情况下,在该方法中优选不进行进程内灭菌(Inprocess-Sterilisierung)。在另一些实施方案中,也可以通过具有优选 $\leq 0.20 \mu\text{m}$ 的孔径的过滤

器过滤实现微生物减少。

[0058] 在本发明的方法的另一个优选实施方案中,在色谱步骤(c)之前对到达所述至少两个色谱柱的所有流体进行脱气,其中该脱气优选通过至少一个气泡收集器和/或通过至少一个疏水微滤膜(借助真空)和/或通过用超声处理和/或通过用难溶气体,例如氦气鼓泡实现。

[0059] 在此,优选使用疏水微滤膜(借助真空)以保持本发明的方法和本发明的设备的连续运载中的无菌性,因为这已被发现与气泡收集器相比尤其有利。所用的疏水微滤膜特别可以是Membrana公司的MicroModule。

[0060] 在本发明的方法的一个尤其优选的实施方案中,对来自步骤a)的无粒子流体施以至少一次对着含杀微生物剂的缓冲液的超滤。由于该超滤,流体中所含的营养素被含杀微生物剂的缓冲液替代,由此应使微生物失去在流体中的生长基础。这另外改进该方法的微生物减少。

[0061] 在此使用的杀微生物剂或一种或多种杀微生物剂可优选选自咪唑、苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯、亚硫酸盐、焦亚硫酸盐(Disulfite)、叠氮化物、邻苯基苯酚、乳酸链球菌素、纳他霉素、六亚甲基四胺、二碳酸二甲酯、亚硝酸盐、硝酸盐、乙酸、抗坏血酸、异抗坏血酸、L-乳酸、丙酸、硼酸和溶菌酶。

[0062] 含杀微生物剂的缓冲液中所含的杀微生物剂还可以是选自下列的一种或多种杀微生物剂:

E210至E213: 苯甲酸及其盐,在酸性环境中在溶剂中0.05-0.1%,在溶剂中2-3 g/kg;

E200至E203: 山梨酸及其盐,300-2000 mg/kg;

E214至E219: PHB酯(对羟基苯甲酸酯,Parabene)、对羟基苯甲酸丁酯和对羟基苯甲酸丙酯;

E220至E228: 亚硫酸盐和焦亚硫酸盐;

E231和E232: 邻苯基苯酚,12 mg/kg;

E234: 乳酸链球菌素;

E235: 纳他霉素;

E239: 六亚甲基四胺,25 mg/kg;

E242: 二碳酸二甲酯;

E249-E252: 亚硝酸盐和硝酸盐,300 mg/kg;

E260: 乙酸,0.5-3%;

E300-E302: 抗坏血酸,300 mg/kg;

E315-E316: 异抗坏血酸,1500 mg/kg;

E261-E263: 乙酸盐;

E270: L-乳酸;

E280至E283: 丙酸及其盐,1-3 g/kg;

E284和E285: 硼酸,最多4 g/kg;

E1105: 溶菌酶;和

叠氮化物。

[0063] 在本发明的方法的一个优选实施方案中,该生物制药的生物大分子产品是蛋白质

或肽，其选自单克隆抗体、多克隆抗体、重组蛋白和疫苗，优选DNA和RNA疫苗。

[0064] 步骤c) 中所用的色谱柱和/或膜吸附器可显示出各种合适的结合原理，例如产品对配体的亲和力、离子相互作用、金属螯合物结合、疏水相互作用或纯范德华力。例如，所述至少两个色谱步骤的第一色谱步骤可以是亲和色谱法(例如对产品具有亲和力的配体，例如蛋白质A、蛋白质G、蛋白质L、IgM、IgG和不同于蛋白质A、蛋白质G、蛋白质L、IgM、IgG并对产品具有亲和力的重组蛋白)。这之后接着进一步(第二)色谱步骤，例如借助离子相互作用的色谱法。

[0065] 在此，本发明的方法是灵活的，并可以在步骤c) 中根据要实现的产品纯度和浓度以各种顺序包含各种合适的色谱原理。

[0066] 在本发明的方法的一个特别优选的实施方案中，步骤(c) 的所述至少两个色谱柱和/或膜吸附器包含优选选自蛋白质A、蛋白质G、蛋白质L、IgM、IgG和不同于蛋白质A、蛋白质G、蛋白质L、IgM、IgG并对产品具有亲和力的重组蛋白的配体。

[0067] 在本发明的方法的一个优选实施方案中，步骤(a) 至(e) 的方法具有至少4小时，优选至少8小时，优选至少12小时，优选至少24小时，更优选至少48小时，更优选至少7天，更优选至少4周，特别优选至少8周的运行时间。连续运行数周的如此长的运行时间只能用该方法的封闭、模块化，尤其是微生物减少的运行模式才可实现。

[0068] 在本发明的方法的一个优选实施方案中，在步骤a) 至e) 之间和/或此后进行包含至少一个过滤器的至少一个过滤步骤。

[0069] 在本发明的方法的一个特别优选的实施方案中，在微生物减少条件下自动更换过滤器，其中该自动过滤器更换优选包含下列步骤：

(i) 在超过非滤液侧上的压力传感器处的阈值的情况下在流路关闭下将流路切换至新过滤器，其中优选通过气体或液体将旧过滤器中的产品推入滤液侧，

或在超过流路中的旧过滤器的最大时间的情况下或在超过经过旧过滤器的滤液的最大体积的情况下，

(ii) 在新过滤器的排气阀处经由具有优选 $\leq 0.25 \mu\text{m}$ 的孔径的空气过滤器将新过滤器排气，优选借助进料泵将产品传送至新过滤器或以微生物减少方式连接的封闭袋，

(iii) 在非滤液侧上借助压力传感器或料位传感器或天平或液体检测器检测新过滤器的排气结束，

(iv) 借助阀打开滤液出口和关闭在排气阀和空气过滤器之间的流路，和

(v) 将旧过滤器换成新过滤器。

[0070] 可以例如借助进料泵将产品同时或下游传送至新过滤器。

[0071] 这意味着，在本发明的方法的另一个实施方案中，可以自动进行过滤器更换(从旧过滤器元件换成新的)。在此发现成问题是过滤器排气，但是其是必要的并且在目前可得的过滤器的情况下必须手动进行。首先，借助任选的ETO、高压灭菌或 γ 辐射对过滤器施以微生物减少法，然后连接到该方法上。此后，可以在非滤液侧填充过滤器，同时该排气阀是打开的，这一阀必须在成功排气后关闭以便可以进行实际过滤。在分批法中，非滤液侧上的严格微生物减少操作是不必要的，这是因为在短时间段中重要的仅仅是尽可能微生物减少的滤液。但是，在连续法中，也要求非滤液侧的尽可能无菌的操作，以防止该方法的微生物污染。在现有技术中，在填充过滤器后必须通过旋转运动来手动关闭排气阀，以便可以进行

实际过滤。所述旋转运动极其难以自动化,因为其也需要旋转体的轴向运动。由于旋转体与安装在其上的密封件一起轴向运动,边界移动。在与事前进行的微生物减少组合时,出现如下问题:在关闭排气阀的情况下进行微生物减少时,在打开该排气阀时微生物边界移动。这将含微生物的区域引入微生物减少的区域,因此使微生物减少失效。不推荐在过滤器阀打开下的微生物减少,因为打开位置没有固定位置,并由此可能容易对阀造成破坏。此外,打开位置通常摇摆不定,因此可由于过滤器的正常操作而发生微生物边界的移动。

[0072] 对于自动过滤器排气而言有利的是,在开始运行过程中避免排气阀的旋转运动,以可仅通过简单措施进行排气。然后可以修改排气阀,以使其甚至在关闭状态下也可透,但仍可靠地对于环境而言密封。因此,该阀在安全状态下“关闭”,这以紧密配合(festen Sitz)为特征。“开放”状态通常没有明确界定,因为阀体在运行过程中非常摇摆不定并使边界可能移动。将末端为疏水的 $\leq 0.2 \mu\text{m}$ 空气过滤器的一段管材安装到该旋转体的插嘴(Tü 11e)上。随后优选通过ETO、 γ 辐射、高压灭菌或臭氧(O_3)处理或通过过氧化氢(H_2O_2)处理对这一布置施以微生物减少。因此,直至排气阀上的空气过滤器的整个非滤液侧都是微生物减少或贫微生物的。在排气阀和空气过滤器之间,将这段管材插入能够可靠地夹紧这段管材的管夹阀中。由此可以以完全自动化和贫微生物的方式实现排气。填充过滤器直至液体经由排气阀和这段管材进入空气过滤器。该疏水排气过滤器阻挡液体。同时,该工艺设备借助滤液侧上的阀阻挡生产料流,因此在过滤器前方出现升压。借助合适的传感器检测所述升压。如果超过一定的压力阈值,关闭排气管的夹阀,并打开滤液侧上的阀。以这种程序,可以使用改良排气阀以自动化的方式改良过滤器而不用手动干预。

[0073] 这种自动过滤器更换例如显示在图2中,其示意性说明该方法和该设备的过滤步骤的操作原理,其中通过焊接新过滤器16替换旧过滤器17。

[0074] 在该方法结束时,来自非均质细胞培养液混合物的最终提纯的生物制药的生物大分子产品可以通过最终过滤,优选经由具有 $0.2 \mu\text{m}$ 的孔径的过滤器最后一次过滤。最终过滤可以例如经过经 γ 辐射的Sartopore 2胶囊(Midicap size 7, 0.05 m²)进入经 γ 辐射的5升GE ReadCircuit袋中实现。当最终袋的料位足够时,可随后脱开(abgeschweißt)所述袋并可将新的袋焊接到该方法上。

[0075] 本发明进一步通过提供用于由非均质细胞培养液混合物连续且微生物减少地生产和/或处理生物制药的生物大分子产品的模块化设备实现所述目的,其包含下列模块:

- (a) 至少一个过滤模块,
- (b) 至少一个色谱模块,其包含至少各两个色谱柱和/或膜吸附器,
- (c) 至少一个超滤模块和/或至少一个渗滤模块和/或至少一个渗析模块,和
- (d) 至少一个用于连续病毒耗减的模块,

其特征在于所述模块化设备是封闭的和微生物减少的。

[0076] 但是,所述至少一个色谱模块也可包含多于两个色谱柱和/或膜吸附器,例如三个或四个色谱柱和/或膜吸附器。

[0077] 在本发明的模块化设备的进一步实施方案中,借助微生物减少方法对用于模块(a)至(d)中并与产品接触的所有元件施以微生物减少,其中该微生物减少方法优选选自 γ 辐射、 β 辐射、高压灭菌、环氧乙烷(ETO)处理、臭氧处理(O_3)、过氧化氢处理(H_2O_2)和原位蒸汽灭菌(SIP)处理。

[0078] 优选地，该模块化设备本身以及与产品料流接触的模块元件可施以微生物减少和/或可灭菌，优选可高压灭菌，可 γ 辐射，可用环氧乙烷(ETO)冲洗，可用臭氧(O_3)处理，可用过氧化氢(H_2O_2)处理或可用原位蒸汽灭菌(SIP)处理法处理，这实现本发明的模块化设备的贫微生物的或甚至无菌的运行。

[0079] 在本发明的模块化设备的另一个实施方案中，模块(a)至(d)中使用的与产品接触的所有物体是一次性制品或用作一次性制品。在此，优选通过焊接或通过无菌连接器将模块互相连接。例如，GE公司的无菌“ReadyMate”连接器是在本发明的模块化设备中优选使用的无菌连接器。

[0080] 优选使用即用型一次性制品(“用后即弃”、“即可使用”)作为经 γ 辐射的元件。

[0081] 在本发明的模块化设备的一个优选实施方案中，所有入口流体经过微生物减少过滤器，而所有出口优选被防止反向生长的微生物屏障保护。

[0082] 在该模块化设备的最后，来自非均质细胞培养液混合物的最终提纯的生物制药的生物大分子产品可以通过最终过滤，优选经由具有0.2 μm 的孔径的过滤器最后一次过滤。最终过滤可以例如经过经 γ 辐射的Sartopore 2胶囊(Midicap size 7, 0.05 m^2)进入经 γ 辐射的5升GE ReadCircuit袋中进行。当最终袋的料位足够时，可随后脱开所述袋并可将新的袋焊接到该方法上。

[0083] 结合下列附图和实施例解释本发明，包括优选实施方案，但不限于此。如果从上下文中没有清楚看出相反的意思，这些实施方案可以任意地互相组合。

[0084] 下面显示：

图1示意性显示本发明的方法的一个实施方案的工艺图。括号中的数字是参考如实施例1和表1中所列的质量平衡。

[0085] 图2示意性显示该方法和该设备的过滤步骤的操作原理，其中通过焊接新过滤器16替换旧过滤器17。

[0086] 图3示例性显示两个方法步骤病毒灭活和中和 - 以模块化方式装配的两个单元，其中将pH探针pH0501和pH0502高压灭菌，并 γ 辐射其余部分。然后将pH探针pH0501和pH0502焊接到组件中。经由无菌GE ReadyMate[®]连接器将所述袋连接。首先焊接封闭(zugeschweißt)与蛋白质A和过滤单元的连接(Verbindung)，然后焊接到各单元上。

[0087] 图4示例性显示该设备的模块化结构，其中所有入口料流和出口料流经由微生物屏障10、13与环境连接。示例性模块化设备1由三个过滤模块2(具有各两个彼此交替(wechselseitig)运行的过滤器13)、两个色谱模块3(具有两个色谱柱4或两个膜吸附器5)、病毒耗减步骤(例如病毒灭活9)、超滤模块6和渗滤模块7构成。经由疏水过滤器15或气泡收集器14从缓冲液中除去气泡。

[0088] 表1显示图1中所示的位置的平均流速和抗体浓度。

[0089] 所用标号是：

1 = 模块化设备

2 = 过滤模块

3 = 色谱模块

4 = 色谱柱

5 = 膜吸附器

- 6 = 超滤模块
- 7 = 渗滤模块
- 8 = 渗析模块
- 9 = 病毒耗减
- 10 = 微生物减少过滤器
- 11 = 微生物屏障
- 12 = 无菌连接器
- 13 = 具有优选 $\leq 0.45 \mu\text{m}$ 的孔径的过滤器
- 14 = 气泡收集器
- 15 = 疏水微滤膜
- 16 = 新过滤器
- 17 = 旧过滤器
- 18 = 压力传感器
- 19 = 空气过滤器, 孔径优选 $\leq 0.25 \mu\text{m}$
- 20 = 新过滤器16的排气阀
- 21 = 进料泵
- 22 = 料位传感器
- 23 = 天平
- 24 = 阀
- 25 = 废物料流
- 26 = 产品料流
- 27 = 缓冲液
- 28 = 液体检测器
- 29 = 袋。

[0090] 实施例1

为了以连续和微生物减少的方式从非均质细胞培养液混合物中提纯蛋白质, 构造具有下列模块和相关方法步骤的小型装置:

除非另行指明, 在该方法中使用具有EasyLoad II泵头的MasterFlex蠕动泵。所用管材是Masterflex LS16或Cflex或Sanipure。对与产品接触的所有使用的部件施以25 kGy γ 辐射。在 γ 辐射在材料技术方面不被允许的例外情况下, 组件在121°C下高压灭菌20分钟。具有pH探针或病毒过滤器的分组装件(Teilassemblies)。如果可能, 使用即用型一次性制品(“用后即弃”、“即可使用”)作为经 γ 辐射的模块。毫无例外, 所有袋都是如此。所述袋通常使用来自General Electric (GE) 公司的ReadyMate[®]连接器连接到模块上。在各模块之间, 安置经 γ 辐射的单次使用的袋(ReadyCircuit 1升, GE)作为模块n-1的出口料流和模块n的入口料流之间的补偿容器。通常, 在各模块中的该时间点存在入口料流和出口料流。在产品液体的排气是有利之处, 经由疏水 $0.2 \mu\text{m}$ 过滤器将这些容器与环境隔绝。

[0091] A. 上游

i) 灌注反应器

为了连续生产IgG单克隆抗体, 使用10升灌注反应器。在稳态下, 活细胞密度为6-7千万

个细胞/毫升。滴定度为~115 mg/1。使用两个并行灌注反应器进行生产28天。

[0092] ii) 细胞截留系统

产品经斜板分离器(沉降器)连续排出,借此截留大部分细胞。

[0093] B. 下游DSP-1

i) 细胞澄清过滤

使用并联运行的Sartoguard NF 0.2 μm 过滤器(T-style, MaxiCap, 0.65 m^2)进行澄清过滤。图2显示如何在此实现封闭的贫微生物法。过滤器和管组件件都经 γ 辐射。入口和出口管线经无菌连接器与经 γ 辐射的袋(GE ReadyCircuit 1升)连接,其用作波动流速的补偿体积。为了排气,将过滤器偶联到疏水0.2 μm 空气过滤器上,由此,该模块在本发明的意义上是封闭的(图2)。该空气过滤器是Pall Corp.的Emflon II或Sartorius Stedim公司的Midisart 2000。修改排气阀以使它们甚至在关闭状态下也可透,但始终仍可靠地对于环境而言密封。为此,在Sartoguard NF上移除排气阀的内密封圈,并在 γ 辐射前关闭该阀。另外防止所述阀打开。因此,该阀在安全状态下“关闭”,这以紧密配合为特征。该排气阀经一段管材与接空气过滤器连接。在排气阀和空气过滤器之间,将这段管材插入管夹阀中。填充过滤器直至液体经由排气阀和管材进入空气过滤器。该疏水排气过滤器随后阻挡液体。同时,该工艺设备借助滤液侧上的阀阻挡生产料流,因此在过滤器前方出现升压。借助Pendotech压力传感器检测所述升压。如果超过0.5巴的阈值,关闭该排气管的夹阀,并打开滤液侧上的阀。

[0094] ii) 浓缩和再缓冲

来自i) 细胞澄清过滤的滤液首先使用超滤中空纤维膜(GE Healthcare ReadytoProcess, 0.2 m^2 , 经 γ 辐射)连续浓缩10倍。所用循环泵是用后即弃的QuattroFlow 1200 SU泵,将其泵头在 γ 辐射前集成到所述管组件件上。

[0095] 然后经过Gambro Revaclear 300透析膜将浓缩产品的培养基成分换成50 mM咪唑/NaCl缓冲液。该模块由制造商无菌包装提供,并在生物安全柜(Sterilbank)中与经 γ 辐射的管组件件连接。将来自该浓缩的渗透液和含培养基的废物料流导入经 γ 辐射的200升Sartorius Flexboy。通过使用Sartorius焊机再焊接而更换Flexboy。

[0096] 0.2 μm 过滤

在填充前,该产品使用交替运行的经 γ 辐射的Sartoguard NF过滤器(MaxiCap size 8)连续过滤到200升Flexboy中。构造和运行类似于“B. 下游DSP-1 - i) 细胞澄清过滤”。

[0097] C. 下游DSP-II

0.2 μm 过滤

在储存后,将来自DSP-I的产品再过滤,以保护下游色谱柱免受粒子影响。

[0098] 1. 捕获色谱法

使用Mabselect Sure (GE)作为蛋白质A树脂以分离IgG。将IgG浓缩最多10倍并除去大部分污染物。使用Tarpon Biosystems, Inc.公司的连续BioSMB设备,其具有12个柱(ID 16 mm,L 80 mm),其中8个柱在加载区中(2个柱串联,4个并联)。通过消毒或 γ 辐射使包括这些柱的整个流路变为贫微生物。每个周期的负荷(Beladung)为32个柱体积/柱。所用缓冲液是具有不同摩尔浓度、pH和电导率的乙酸盐缓冲液。所有缓冲液使用经 γ 辐射的或高压灭菌的0.2 μm 过滤器过滤到经 γ 辐射的袋中。将缓冲液袋的出口管焊接到BioSMB设备的入口

上。所述设备在其入口分别具有经 γ 辐射的脱气器膜(Liquicell Micro Module, Membrana)。同样地,将产品管线经由这样的脱气器焊接到BioSMB设备的入口上。所有入口料流随后借助真空泵在50毫巴下脱气。

[0099] 1. 病毒灭活和中和

病毒灭活和中和由三个模块构成并位于捕获色谱法和0.2 μm 过滤之间:(a) 具有蠕动泵M0502的均质化回路;(b) 示意性显示为盘管的停留时间回路(Verweilzeitschleife);(c) 中和袋,其中可将pH值调节至7.5。所述模块根据图3中的焊接点独立地预制并 γ 辐射,其中末端在每种情况下焊接封闭。

[0100] 将具有pH探针(在这种情况下为pH0501和pH0502)的管线段高压灭菌。然后将pH探针段焊接到组件中。如所示,经由无菌GE ReadyMate[®]连接器将袋连接。首先焊接封闭与蛋白质A洗出液管线和过滤模块的连接,然后焊接到各模块上。

[0101] 0.2 μm 过滤

蛋白质可能在pH变化后沉淀,其中滤出沉淀的蛋白质。

[0102] 色谱法(中度和最终精制)

来自上述0.2 μm 过滤的产品经由两个色谱步骤借助首先四个依序(4-PCC)运行的2.5 ml Capto Adhere(2.5 ml GE)和随后两个彼此交替运行的20 ml阴离子交换器(Pall Hypercel StarAX)提纯。在此,除去蛋白质A可浸出物(Leachables)、DNA、HCP和聚集体。这两个色谱步骤经由经 γ 辐射的袋(GE ReadyCircuit[®]1升)互相连接,其中根据阴离子交换器的要求通过供应水将电导率调节至7.5 mS/cm。

[0103] 将包括这些柱的整个流路消毒或 γ 辐射。每个周期的负荷为50个柱体积/柱。所用缓冲液是具有不同摩尔浓度、pH和电导率的乙酸盐缓冲液。所有缓冲液使用经 γ 辐射的或高压灭菌的0.2 μm 过滤器过滤到经 γ 辐射的袋中。将缓冲液袋的出口管焊接到BIO的入口上。所述设备在其入口分别具有经 γ 辐射的脱气膜(Liquicell Micro Module, Membrana)。同样地,将上述0.2 μm 过滤的产品管线经由这样的脱气器焊接到BioSMB设备的入口上。所有入口料流随后借助真空泵在50毫巴下脱气。将废物料流导入经 γ 辐射的200升Sartorius Flexboy。通过使用Sartorius焊机再焊接而更换Flexboy。

[0104] 将产品料流再收集在经 γ 辐射的产品袋(GE ReadyCircuit 1升)中。

[0105] 预过滤

从最终精制色谱法的产品袋中,首先使用0.1 μm 胶囊(Sartopore2, MidiCap size 9, 0.2 m^2)预过滤产品溶液。实施和构造类似于“B. 下游DSP-1 - i) 细胞澄清过滤”。

[0106] 病毒过滤

来自预过滤的出口管线经由蠕动泵直接与来自“C. 下游DSP-II”的病毒过滤的入口通过焊接连接。在其它方面,来自“C. 下游DSP-II”的病毒过滤的构造和运行类似于“C. 下游DSP-II - 0.2 μm 过滤”。但是,所用病毒过滤器是Virosart CPV过滤器(MidiCap size 9, 0.2 m^2),其已根据制造商的指示冲洗并高压灭菌。又将过滤器焊接到该组件上。将产品料流又泵入经 γ 辐射的产品袋(GE ReadyCircuit 1升)。

[0107] 最终浓缩和再缓冲

最终浓缩和再缓冲类似于上述“B. DSP-I - ii) 浓缩和再缓冲”构造并且区别仅在于,将高压灭菌的UV皿集成到浓缩回路上以监测产品浓度。再缓冲同样类似于上述“B.

DSP-I - ii) 浓缩和再缓冲”进行,其中在此使用50 mM磷酸盐缓冲液pH 7.5。将产品料流又泵入经 γ 辐射的产品袋(GE ReadyCircuit 1升)。

[0108] 0.2 μm 过滤

如上文在“B. DSP-1 i)”中所述,经过经 γ 辐射的Sartopore 2胶囊(Midicap size 7, 0.05 m^2)进行最终过滤到经 γ 辐射的5升GE ReadCircuit袋中。当最终袋的料位足够时,脱开所述袋并可将新的袋焊接到该方法上。

[0109] 如实施例1中示例性所述的本发明的方法的定期执行的运行时间为3天而无微生物生长,其中色谱柱通过40%异丙醇 + 0.5 M NaOH消毒。在本发明的方法的运行时间超过3天的情况下,对色谱柱施以 γ 辐射。

[0110] 图1中所示位置的平均流速和抗体浓度概括在表1中。

[0111] 表1

工艺料流 - I 游 下 & 游 上	体积流速 mL min^{-1}	抗体浓度		抗体流速 g d^{-1}
		g L^{-1}	g L^{-1}	
II 游 下	1	33.3	0.0	0.00
	2	33.3	0.1	5.5
	3	33.3	0.1	5.5
	4	5.3	0.7	5.4
	5	5.3	0.7	5.4
II 游 下	6	30	0.7	30.0
	7	30	0.7	30.0
	8	4.2	4.6	28.0
	9	4.6	4.2	28.0
	10	9.3	1.8	23.6
	11	9.3	1.7	23.3
	12	2.0	8.0	22.8
	13	2.0	8.0	22.7

[0112] 依据欧洲区域发展基金(EFRE)的背景下的“Bio.NRW: MoBiDiK -模块化有机生产—一次性和连续”拨款协议,资助得出本申请的工作。




图 1




图 2




图 3




图 4