

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第4403482号
(P4403482)

(45) 発行日 平成22年1月27日(2010.1.27)

(24) 登録日 平成21年11月13日(2009.11.13)

(51) Int.Cl.

F 1

C O 7 D 213/81 (2006.01)

C O 7 D 213/81 C S P

請求項の数 2 (全 6 頁)

(21) 出願番号	特願2000-525102 (P2000-525102)	(73) 特許権者	399002610
(86) (22) 出願日	平成10年12月22日 (1998.12.22)		バイエル コーポレーション
(65) 公表番号	特表2001-526223 (P2001-526223A)		Bayer corporation
(43) 公表日	平成13年12月18日 (2001.12.18)		アメリカ合衆国 ペンシルヴェニア ピッ
(86) 国際出願番号	PCT/US1998/026080		ツバーグ バイエル ロード 100
(87) 国際公開番号	W01999/032111		100 Bayer Road, Pit
(87) 国際公開日	平成11年7月1日 (1999.7.1)		tsburgh, Pennsylvani
審査請求日	平成17年9月21日 (2005.9.21)		a 15205, USA
(31) 優先権主張番号	08/995,750	(74) 代理人	100060368
(32) 優先日	平成9年12月22日 (1997.12.22)		弁理士 赤岡 迪夫
(33) 優先権主張国	米国 (US)	(72) 発明者	デュマ, ジャック
			アメリカ合衆国06477、コネチカット
			、オレンジ、ピーチウットロード 821

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 置換複素環尿素合成のための中間体およびその製造方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

下記式 (I) を有する、2 - (N - メチルカルバモイル) - 4 - クロロピリジン :

【化 1】



(I)

10

【請求項 2】

4 - クロロピリジンと N - メチルホルムアミドを反応させることよりなる請求項 1 の式 (I) を有する化合物の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、p 38 仲介プロセスによって生産および/または活性化される一以上のサイトカインまたはタンパク分解酵素によって仲介される疾病の処理に有用な置換複素環尿素合成のための中間体およびその製造方法に関する。

20


【発明の開示】

【0002】

本発明は、下記式(I)を有する2-(N-メチルカルバモイル)-4-クロロピリジンに関する。

【0003】

【化2】



(I)

10

【0004】

本発明はまた、4-クロロピリジンとN-メチルホルムアミドを反応させることよりなる式(I)の化合物の製造方法に関する。

【0005】

式(I)の2-(N-メチルカルバモイル)-4-クロロピリジンから合成される置換複素環化合物の例は、

N-(1-メチル-3-フェニル-5-ピラゾリル)-N'-(3-(4-2-メチルカルバモイル)ピリジル)チオフェニル尿素；

20

N-(5-t-ブチル-3-イソオキサゾリル)-N'-(4-(4-(2-メチルカルバモイル)ピリジル)オキシフェニル)尿素；および

N-(5-t-ブチル-3-イソオキサゾリル)-N'-(3-(4-(2-メチルカルバモイル)ピリジル)オキシフェニル)尿素を含む。

【0006】

式(I)の化合物は、ハロゲンピリジンを用いる求核芳香族置換によって対応する置換アニリンに誘導し、次いで以下に述べる反応に従って最終生成物である尿素へ導くことができる。

【0007】

スキームIVに示すように、尿素生成はヘテロアリアルイソシアネート(17)とアリアルアミン(16)の反応を含む。ヘテロアリアルシアネートはヘテロアリアルアミンからホスゲンまたはトリクロロメチルクロロホルメート(ジホスゲン)、ビス(トリクロロメチル)カーボネート(トリホスゲン)またはN,N-カルボニルジイミダゾール(CDI)のようなホスゲン均等物との処理によって合成し得る。イソシアネートはエステル、酸ハライドまたは無水物のような複素環酸誘導体からクルチウスタイプ転位によって誘導することができる。このように酸誘導体(21)のアジドソースとの反応、続いて転位はイソシアネートを与える。対応するカルボン酸(22)はジフェニルフォスフォルアジド(DPPA)または同様な試薬を使用してクルチウスタイプの転位へかけることができる。尿素はアリアルイソシアネート(20)と複素環アミンとの反応から生成することができる。

30


40

【0008】

スキームIV 尿素生成の選択された方法(Het = 複素環)

【0009】

【化3】



10

【実施例】

【0010】

すべての反応は乾燥アルゴンまたは乾燥窒素の陽圧のもとで炎乾燥またはオープン乾燥されたガラス器具内で実施され、そして特記しない限り磁氣的に攪拌された。敏感な液体および溶液はシリンジまたはカニューレにより移され、そしてゴム栓を通して反応容器へ導入された。特記しない限り、「減圧下の濃縮」の用語は約15 mmHgにおけるBuchiroタリエバポレーターの使用を指す。

20

【0011】

すべての温度は未補正の摂氏()で報告される。特記しない限り、すべての部およびパーセントは重量による。

【0012】

市販グレードの試薬および溶剤がさらに精製することなく使用された。薄層クロマトグラフィ(TLC)はWhatmanプレコートガラスバックシリカゲル60A F-254の250 μmプレートを使用して実施した。プレートの可視化は次の技術の—以上によって実施された。(a)紫外線照射、(b)ヨウ素ガスへ曝露、(c)エタノール中リンモリブデン酸10%溶液中プレートの浸漬および続いて加熱、(d)硫酸セリウム溶液中プレートの浸漬および続いて加熱、(e)2,4-ジニトロフェニルヒドラジンの酸性エタノール溶液中プレートの浸漬および続いて加熱。カラムクロマトグラフィ(フラッシュクロマトグラフィ)は230-400メッシュEMサイエンスシリカゲルを使用して実施された。

30

【0013】

融点(mp)は、Thomas-Hoover融点装置またはMettler FP66自動融点装置を使用して決定され、補正しなかった。フーリエ変換赤外スペクトルはMattson 4020 Galaxyシリーズ分光光度計を使用して得られた。プロトン(¹H)核磁気共鳴(NMR)スペクトルは、General Electric GN-オメガ300(300 MHz)スペクトロメータにより、標準としてMe₄Si(d₀.00)またはプロトン化溶媒(CHCl₃ 7.26; MeOH 3.30; DMSO 2.49)で測定された。炭素(¹³C)NMRスペクトルはGeneral Electric GN-オメガ300(75 MHz)スペクトロメータと、標準として溶媒(CDCl₃ 77.0; MeOD-d₃; 49.0; DMSO-d₆ 39.5)で測定された。低解像質量スペクトルは、電子インパクト(EI)質量スペクトルとして、または高速原子衝撃(FAB)質量スペクトルとして得られた。電子インパクト質量スペクトル(EI-MS)はサンプル導入のためVacumetric脱着化学的イオン化プローブを備えたヒューレット-パッカード5989A質量スペクトル計で得られた。イオン源は250に維持された。電子インパクトイオン化は電子エネルギー70

40

50

eVおよびトラップ電流300 μ Aで実施された。液体セリウム二次イオン質量スペクトル(FAB-MS)すなわち高速原子衝撃の最新型はKratos Concept 1-Hスペクトル計を用いて得られた。化学的イオン化質量スペクトル(CI-MS)は試薬ガスとして(1×10^{-4} トルないし 2.5×10^{-4} トル)メタンまたはアンモニアを使用し、ヒューレット-パッカーDMS-エンジン(5989A)を使用して得られた。直接挿入脱着化学的イオン化(DCI)プローブ(Vacumetrics, Inc.)は10秒で0~15Aから立ち上げられ、サンプルの痕跡すべてが消失するまで(~1~2分)10Aに保たれた。スペクトルは2秒/走査において50~800amuから走査された。HPLCエレクトロスプレー質量スペクトル(HPLC ES-MS)は、四級ポンプ、可変波長検出器、C-18カラム、およびエレクトロスプレーイオン化を有するFinnigan LCQイオントラップ質量スペクトル計を備えたヒューレット-パッカー1100HPLCを使用して得られた。スペクトルはソースのイオンの数に従って可変イオン時間を使用して120~800amuから走査された。ガラスクロマトグラフィー/イオン選択性質量スペクトル(GC-MS)は、HP-1メチルシリコンカラム(0.33mMコーティング; 25m \times 0.2mm)を備えたヒューレット-パッカー5890ガスクロマトグラフ、およびヒューレット-パッカー5971質量選択性検出器(イオン化エネルギー70eV)で得られた。元素分析はRobertson Microлит Labs, Madison NJによって実施された。

10

【0014】

すべての化合物は、帰属された構造と一致するNMRスペクトル、LRMSおよび元素分析もしくはHRMSをディスプレイした。

20

【0015】

B10. メニシ反応による2-(N-メチルカルバモイル)ピリジンの生成

アルゴン下のN-メチルホルムアミド(250mL)中の4-クロロピリジン(10.0g)の溶液へ環境温度において濃 H_2SO_4 (3.55mL)を加えた(発熱)。これへ H_2O_2 (17mL, 30%水溶液)と、次いで $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ (0.55g)を加えた。再び発熱した。反応液を暗所で環境温度において1時間攪拌し、次に4時間を要して45 $^{\circ}C$ へゆっくり加熱した。発泡がおさまった時、反応液を60 $^{\circ}C$ において16時間加熱した。不透明な褐色溶液を H_2O (700mL)、次いで10%NaOH溶液(250mL)で希釈した。水性混合物をEtOAc(3 \times 500mL)で抽出し、有機層を飽和NaCl溶液(3 \times 150mL)で別々に洗った。合併した有機層をシリカゲルのパッドを通して濾過し、EtOAcで溶出した。減圧下溶媒を除去し、褐色の残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(50%EtOAc/50%ヘキサンから80%EtOAc/20%ヘキサンまでの勾配)によって精製した。得られた黄色オイルを0 $^{\circ}C$ において72時間にわたって結晶化させ、2-(N-メチルカルバモイル)-4-クロロピリジン(0.61g, 5.3%)を得た。TLC(50%EtOAc/50%ヘキサン)Rf0.50; 1H -NMR($CDCl_3$) 8.44(d, J=5.1Hz, CHN), 8.21(s, 1H, CHCCO), 7.96(bs, 1H, NH), 7.43(dd, 1H, J=2.4, 5.4Hz, ClCHCN), 3.04(d, 3H, J=5.1Hz, メチル); CI-MS m/z 171((M+H) $^+$)

30

40

フロントページの続き

- (72)発明者 キール, ウデイ
アメリカ合衆国06518、コネチカット、ハムデン、タングルウッドドライブ 101
- (72)発明者 ロウインガー, チモシー ブルーノ
兵庫県西宮市千歳町5-7-1203
- (72)発明者 パウルゼン, ホルガー
ドイツ連邦共和国デー42115、ウッパータール、パールケシュトラーセ 5
- (72)発明者 リードル, バート
アメリカ合衆国06405、コネチカット、ブランフォード、セドラスコート 13
- (72)発明者 スコット, ウィリアム ジェイ
アメリカ合衆国06437、コネチカット、ギルフォード、サドルヒルドライブ 210
- (72)発明者 スミス, ロジャー エイ
アメリカ合衆国06443、コネチカット、マディソン、ウインターヒルロード 65
- (72)発明者 ウッド, ジル イー
アメリカ合衆国06517、コネチカット、ハムデン、ピックウィックロード 72
- (72)発明者 ハトゥームーモクダッド, ホリア
アメリカ合衆国06514、コネチカット、ハムデン、ジョセフレーン 43
- (72)発明者 ジョンソン, ジェフリー
アメリカ合衆国06405、コネチカット、ブランフォード、リーテスアイランドロード 213
- (72)発明者 リー, ウエンディ
アメリカ合衆国06518、コネチカット、ハムデン、エパーグリーンアベニュー 282
- (72)発明者 レッドマン, アニコ
アメリカ合衆国06418、コネチカット、ダービー、イーストストリート 66

審査官 福井 悟

- (56)参考文献 特開昭57-136579(JP, A)
米国特許第05162360(US, A)
国際公開第96/040673(WO, A1)
国際公開第97/040028(WO, A1)
特開昭61-268678(JP, A)
米国特許第03990879(US, A)
国際公開第99/023091(WO, A1)
特表2001-526220(JP, A)
Journal of Medicinal Chemistry, 1971年, vol. 14, no. 11, p.p. 1075-1077
Eur. J. Med. Chem., 1989年, vol. 24, p.p. 277-285

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

C07D 213/78
C07D 213/61
C07D 231/40
C07D 257/06
C07D 261/14
C07D 263/48
C07D 271/10
C07D 277/36
C07D 285/135
C07D 333/36
C07D 401/12

C07D 409/12
C07D 409/14
C07D 413/12
C07D 417/12
CAplus(STN)
REGISTRY(STN)