




图 1




图 2




图 3

	参数范围					
脑电双频指数	40	60				
肌松检测 %	30					
	麻醉浓度/MAC		范围: 0~100			
呼气末地弗醚浓度	4.0	8.0	40			
最低肺泡气有效浓度	0.6	1.5	7	8	9	x
	血流动力学					
心率 (每分钟次数)	60	90	4	5	6	Enter
心电间隔 (每分钟次数)	60	90	1	2	3	
收缩压 (无创血压)	90	140	0	.	Off	
收缩压 (有创血压)	90	140				
			取消		确定	

图 4




图 5




图 6a




图 6b




图 6c




图 7a




图 7b




图 7c




图 8a




图 8b

根据该比较结果确定每种临床参数的值在该织网图的对应维度中的所属区域

902



根据该比较结果在该指示视图中每种临床参数的值所属区域显示相应的颜色

904

图 9




图 10a




图 10b




图 11