

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報 (A)

(11) 特許出願公表番号

特表2015-516173

(P2015-516173A)

(43) 公表日 平成27年6月11日 (2015.6.11)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
C 1 2 N 1/21 (2006.01)	C 1 2 N 1/21	4 B 0 2 4
C 1 2 P 5/00 (2006.01)	C 1 2 P 5/00	Z N A 4 B 0 6 4
C 1 2 N 15/09 (2006.01)	C 1 2 N 15/00	A 4 B 0 6 5

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 42 頁)

(21) 出願番号	特願2015-512786 (P2015-512786)	(71) 出願人	512146731
(86) (22) 出願日	平成25年5月15日 (2013.5.15)		グリコス バイオテクノロジーズ インコーポレイテッド
(85) 翻訳文提出日	平成26年11月13日 (2014.11.13)		Glycos Biotechnologies, Inc.
(86) 国際出願番号	PCT/US2013/041108		アメリカ合衆国 77007 テキサス州
(87) 国際公開番号	W02013/173437		ヒューストン レバークーンズストリート
(87) 国際公開日	平成25年11月21日 (2013.11.21)		711
(31) 優先権主張番号	61/688,514		711 Leverkusen Street,
(32) 優先日	平成24年5月16日 (2012.5.16)		Houston, Texas 77007
(33) 優先権主張国	米国 (US)		United States of America
(31) 優先権主張番号	61/776,485	(74) 代理人	100114775
(32) 優先日	平成25年3月11日 (2013.3.11)		弁理士 高岡 亮一
(33) 優先権主張国	米国 (US)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 イソブレン生産用微生物およびプロセス

(57) 【要約】

本発明は、3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールまたは 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールからのイソブレン生成のための新規生成経路を提供する。さらなる実施形態は、3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールまたは 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールからイソブレンを生成するように改変された非天然微生物、および前記微生物を使ってイソブレンを生成する方法を提供する。

【選択図】 図 1




Fig. 1

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

イソプレレン生合成経路を含む非天然微生物生命体であって、前記イソプレレン生合成経路が、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール合成酵素、3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オール合成酵素およびこれらの任意の組み合わせから選択されるイソプレレン生合成経路の少なくとも1種の酵素をコードする外来核酸を含み、さらに、前記イソプレレン生合成経路が、イソプレレンを生成するために十分なレベルで発現される非天然微生物生命体。

【請求項 2】

前記生物体が、メチルエリトリートルホスファート経路の酵素、またはメバロナート経路の酵素から選択される少なくとも1種の酵素をコードする1種または複数種の内在性または外来性遺伝子を過剰発現する、請求項 1 に記載の非天然微生物生命体。

10

【請求項 3】

イソプレレンへの変換に有用なジメチルアリルジホスファートが増加される、請求項 2 に記載の非天然微生物生命体。

【請求項 4】

前記 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素が、リナロール脱水酵素 - 異性化酵素である、請求項 1 に記載の非天然微生物生命体。

【請求項 5】

前記 3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オール合成酵素が、ホスファターゼである、請求項 1 に記載の非天然微生物生命体。

20

【請求項 6】

前記ホスファターゼが、枯草菌 *y q k G*、枯草菌 *y h f R*、または大腸菌 *y t j C* 由来である、請求項 5 に記載の非天然微生物生命体。

【請求項 7】

前記 3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オール合成酵素が、テルペン合成酵素である、請求項 1 に記載の非天然微生物生命体。

【請求項 8】

前記テルペン合成酵素が、ゲラニオール合成酵素である、請求項 7 に記載の非天然微生物生命体。

30

【請求項 9】

前記ゲラニオール合成酵素が、スイートバジル、レモンエゴマ、*Perilla frutescans*、または *Cinnamomum tenuipile* 由来である、請求項 8 に記載の非天然微生物生命体。

【請求項 10】

前記テルペン合成酵素が、ファルネソール合成酵素である、請求項 7 に記載の非天然微生物生命体。

【請求項 11】

前記ファルネソール合成酵素が、トウモロコシまたは *Oryza sativa* 由来である、請求項 10 に記載の非天然微生物生命体。

40

【請求項 12】

前記 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素が *Castellaniella defragrans* 由来のリナロール脱水酵素 - 異性化酵素である、請求項 4 に記載の非天然微生物生命体。

【請求項 13】

前記 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素が、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素活性をさらに含む二官能性の酵素である、請求項 1 に記載の非天然微生物生命体。

【請求項 14】

1 - デオキシ - D - キシルロース - 5 - ホスファート合成酵素、1 - デオキシ - D - キ

50

シルロース - 5 - ホスファートレダクトイソメラーゼ、4 - ジホスホシチジル - 2 - C - メチル - D - エリスリトール合成酵素、4 - ジホスホシチジル - 2 - C - メチル - D - エリスリトールキナーゼ、2 - C - メチル - D - エリスリトール - 2、4 - シクロジホスファート合成酵素、1 - ヒドロキシ - 2 - メチル - 2 - (E) - ブテニル - 4 - ジホスファート合成酵素、ジメチルアリル - ジホスファート / イソペンテニル - ジホスファート : NAD(P)⁺ 酸化還元酵素、イソペンテニルジホスファート異性化酵素、およびこれらの組み合わせから選択される前記メチルエリトリトールホスファート経路の少なくとも1種の酵素をコードする1種または複数種の内在性または外来性遺伝子をさらに含む、請求項1に記載の非天然微生物生命体。

【請求項15】

アセチル - CoA アセチルトランスフェラーゼ、3 - ヒドロキシ - 3 - メチルグルタリル - CoA 合成酵素、3 - ヒドロキシ - 3 - メチルグルタリル - CoA 還元酵素、メバロン酸キナーゼ、ホスホメバロン酸キナーゼ、ジホスホメバロナートデカルボキシラーゼ、イソペンテニル - ジホスファート異性化酵素およびこれらの組み合わせから選択される前記メバロナート経路の少なくとも1種の酵素をコードする1種または複数種の内在性または外来性遺伝子をさらに含む、請求項1に記載の非天然微生物生命体。

【請求項16】

前記微生物生命体が、大腸菌である、請求項1に記載の非天然微生物生命体。

【請求項17】

前記2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール合成酵素が、テルペン合成酵素である、請求項1に記載の非天然微生物生命体。

【請求項18】

前記テルペン合成酵素が、リナロール合成酵素である、請求項17に記載の非天然微生物生命体。

【請求項19】

前記リナロール合成酵素が、クラーキア・ブレウエリ、シロイヌナズナ、セトエゴマ、*Perilla frutescans*、サルナシ、*Actinidia polygama*、クソニンジン、スイートバジル、またはウォーターミント由来である、請求項18に記載の非天然微生物生命体。

【請求項20】

前記テルペン合成酵素が、ネロリドル合成酵素である、請求項17に記載の非天然微生物生命体。

【請求項21】

前記メチルエリトリトールホスファート経路の前記少なくとも1種の酵素が、1 - デオキシ - D - キシルロース - 5 - ホスファート合成酵素、1 - デオキシ - D - キシルロース - 5 - ホスファートレダクトイソメラーゼ、4 - ジホスホシチジル - 2 - C - メチル - D - エリスリトール合成酵素、4 - ジホスホシチジル - 2 - C - メチル - D - エリスリトールキナーゼ、2 - C - メチル - D - エリスリトール - 2、4 - シクロジホスファート合成酵素、1 - ヒドロキシ - 2 - メチル - 2 - (E) - ブテニル - 4 - ジホスファート合成酵素、ジメチルアリル - ジホスファート / イソペンテニル - ジホスファート : NAD(P)⁺ 酸化還元酵素、イソペンテニルジホスファート異性化酵素、およびこれらの組み合わせから選択される、請求項2に記載の非天然微生物生命体。

【請求項22】

前記メチルエリトリトールホスファート経路の前記少なくとも1種の酵素が、1 - デオキシ - D - キシルロース - 5 - ホスファート合成酵素、1 - デオキシ - D - キシルロース - 5 - ホスファートレダクトイソメラーゼおよびイソペンテニルジホスファート異性化酵素から選択される、請求項21に記載の非天然微生物生命体。

【請求項23】

前記メバロナート経路の前記少なくとも1種の酵素が、アセチル - CoA アセチルトランスフェラーゼ、3 - ヒドロキシ - 3 - メチルグルタリル - CoA 合成酵素、3 - ヒドロ

10

20

30

40

50

キシ - 3 - メチルグルタリル - C o A 還元酵素、メバロン酸キナーゼ、ホスホメバロン酸キナーゼ、ジホスホメバロナートデカルボキシラーゼ、イソペンテニル - ジホスファート異性化酵素、およびこれらの組み合わせから選択される、請求項 2 に記載の非天然微生物生命体。

【請求項 2 4】

前記生物体が、3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オール合成酵素、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素、および 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素をコードする外来核酸を含み、さらに、任意選択で、イソブレンへの変換に有用な前記ジメチルアリルジホスファートが増加される、請求項 1 に記載の非天然微生物生命体。

【請求項 2 5】

前記生物体が、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール合成酵素および 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素をコードする外来核酸を含み、さらに、任意選択で、イソブレンへの変換に有用な前記ジメチルアリルジホスファートが増加される、請求項 1 に記載の非天然微生物生命体。

【請求項 2 6】

イソブレンを生成する方法であって、炭素源を含む適切な培地中、前記非天然微生物が少なくとも一部の前記炭素源をイソブレンに変換するような条件下で請求項 2 4 に記載の非天然微生物生命体を培養するステップ、および、任意選択で、前記イソブレンを回収するステップを含む方法。

【請求項 2 7】

イソブレンを生成する方法であって、炭素源を含む適切な培地中、前記非天然微生物が少なくとも一部の前記炭素源をイソブレンに変換するような条件下で請求項 2 5 に記載の非天然微生物生命体を培養するステップ、および、任意選択で、前記イソブレンを回収するステップを含む方法。

【請求項 2 8】

ジメチルアリルジホスファートが、前記生物体により過剰発現され、かつ、メチルエリトリトールホスファート経路または前記メバロナート経路の少なくとも 1 種の酵素が、前記生物体により過剰発現されている、請求項 2 6 に記載の方法。

【請求項 2 9】

ジメチルアリルジホスファートが、前記生物体により過剰発現され、かつ、前記メチルエリトリトールホスファート経路または前記メバロナート経路の少なくとも 1 種の酵素が、前記生物体により過剰発現されている、請求項 2 7 に記載の方法。

【請求項 3 0】

前記ネロリドール合成酵素が、イチゴ由来である、請求項 2 0 に記載の非天然微生物。

【請求項 3 1】

2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール合成酵素、3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オール合成酵素およびこれらの任意の組み合わせから選択されるイソブレン生合成経路の少なくとも 1 種の酵素を含む酵素調製物であって、少なくとも 1 種のイソブレン生合成経路の反応を触媒できる酵素調製物。

【請求項 3 2】

少なくとも 1 種のイソブレン生合成経路の精製された酵素を含むか、または少なくとも 1 種のイソブレン生合成経路の酵素を含む細胞抽出物を含む、請求項 3 1 に記載の酵素調製物。

【請求項 3 3】

前記イソブレン生合成経路が、3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オール合成酵素によるジメチルアリルジホスファートの 3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールへの変換、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素による 3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールの 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールへの変換、および 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素による 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールのイソブレンへの変換を含む 3 ス

10

20

30

40

50

テップを含む、請求項 3 2 に記載の酵素調製物。

【請求項 3 4】

前記イソプレン生合成経路が、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール合成酵素によるジメチルアリルジホスファートの 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールへの変換、および 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素による 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールのイソプレンへの変換を含む 2 ステップを含む、請求項 3 2 に記載の酵素調製物。

【請求項 3 5】

2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素をコードする外来核酸を含む非天然微生物生命体であって、前記 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素が、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールをイソプレンに変換するのに十分なレベルで発現される非天然微生物生命体。

10

【請求項 3 6】

前記 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素が、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素活性をさらに含む二官能性酵素である、請求項 3 5 に記載の非天然微生物生命体。

【請求項 3 7】

前記 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素が、リナロール脱水酵素 - 異性化酵素である、請求項 3 6 に記載の非天然微生物生命体。

【請求項 3 8】

前記 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素が、*Castellaniella defragrans* 由来のリナロール脱水酵素 - 異性化酵素である、請求項 3 7 に記載の非天然微生物生命体。

20

【請求項 3 9】

2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素および 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素をコードする外来核酸を含む非天然微生物生命体であって、前記 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素が、3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールを 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールに変換するのに十分なレベルで発現され、前記 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素が、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールをイソプレンに変換するのに十分なレベルで発現される非天然微生物生命体。

30

【請求項 4 0】

前記 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素および 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素活性が、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素および 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素活性の両方を含む二官能性の酵素により触媒される、請求項 3 9 に記載の非天然微生物生命体。

【請求項 4 1】

前記 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素および 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素活性が、リナロール脱水酵素 - 異性化酵素により触媒される、請求項 4 0 に記載の非天然微生物生命体。

【請求項 4 2】

前記 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素および 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素活性が、*Castellaniella defragrans* 由来のリナロール脱水酵素 - 異性化酵素により触媒される、請求項 4 1 に記載の非天然微生物生命体。

40

【請求項 4 3】

イソプレンを生成する方法であって、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールを含む適切な培地中、前記非天然微生物生命体が少なくとも一部の前記 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールをイソプレンに変換するような条件下で、請求項 3 5 または 3 9 に記載の非天然微生物生命体を培養するステップ、および任意選択で、前記イソプレンを回収するステップ、を含む方法。

【請求項 4 4】

50

イソプレンを生成する方法であって、3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールを含む適切な培地中、前記非天然微生物生命体が少なくとも一部の前記3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールをイソプレンに変換するような条件下で、請求項39に記載の非天然微生物生命体を培養するステップ、および任意選択で、前記イソプレンを回収するステップを含む方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

関連出願

本出願は、2013年3月11日出願の米国特許仮出願第61/776,485号、および2012年5月16日出願の米国特許仮出願第61/688,514号の利益を主張する。上記出願の全教示は、参照により本明細書に組み込まれる。

10

【0002】

本開示は、広義には、イソプレンの生産のための非天然微生物の使用に関する。さらに具体的には、本開示は、異なるアルコール、特に、3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールまたは2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールからのイソプレンを生成可能にする酵素を発現するように改変された非天然微生物に関する。

【背景技術】

【0003】

20

発明の背景

最近では、主として石油や天然ガスなどの炭化水素から多くの高価値化学薬品または燃料が熱化学プロセスにより生産されている。また、高価値化学薬品が、原油を使用可能留分へ処理する際の「副産物」として生産される場合もある。例えば、イソプレンは、主に、原油留分の接触分解の際に生産されてきた。しかし、近年、接触分解装置のユーザーが注力を原油から天然ガスに移したために、原油中に存在するが天然ガス中には存在しない4および5炭素鎖分子の供給源が減少してしまった。

【0004】

短鎖炭素分子であるために、イソプレンは、種々の化学薬品合成用の出発材料として有用である。イソプレンは、高価値ポリマー生産用のモノマーまたはコモノマーとして使用できる。イソプレンを使って生産できる化学薬品の例には、ポリイソプレン、ポリブチレン、スチレン - イソプレン - スチレンブロックコポリマー、などが含まれる。イソプレンを使う産業の一例は、合成ゴム産業である。

30

【0005】

イソプレンの増えている需要、減少している供給および多くの用途を考慮すれば、イソプレン生産の新規方法が望まれる。また、エネルギー保証、オイルおよび天然ガス価格の高騰、ならびに地球温暖化に対する懸念がますます高まっていることを理由に、化学製品製造産業は、環境に優しい手法を使って、再生不可能な供給原料から作られる化学薬品を再生可能な供給原料から作られる化学薬品で置き換えることを模索している。

【0006】

40

イソプレンの生物学的生産は、1950年代から研究されている(Sharkey, T. D. 2009. The Future of Isoprene Research. Bull. Georg. Natl. Acad. Sci. 3: 106 - 113)。イソプレンを放出する多くの異なる生物が知られているが、従来、イソプレン生成に対する生化学的経路は、少数の植物種で明らかになっているに過ぎない。植物では、イソプレンは、ジメチルアリルジホスファート(本明細書ではジメチルアリルピロホスファート(DMAPP)とも呼ばれる)から、葉緑体または他の色素体中で、色素体ターゲティングシグナル配列により色素体に向けられる核内コード化酵素のイソプレン合成酵素により単一ステップで生成されると考えられる。イソプレン合成酵素は、通常、典型的には、1ミリモル以上の高いミカエリスメンテン定数(K_m)を有するため、効率的に機能させるには高濃度

50

のジメチルアリルジホスファートが必要である。

【0007】

天然でイソプレンを生成する微生物が当技術分野で知られている (Kuzma, J., Nemecek-Marshall, M., Pollock, W.H., and R. Fall. 1995. Bacteria produce the volatile hydrocarbon isoprene. Curr. Microbiol. 30: 97-103; Wagner, W.P., Nemecek-Marshall, M., and R. Fall. 1999. Three distinct phases of isoprene formation during growth and sporulation of *Bacillus subtilis*. J. Bact. 181: 4700-4703; Fall, R. and S.D. Copley. 2000. Bacterial sources and sinks of isoprene, a reactive atmospheric hydrocarbon. Env. Microbiol. 2: 123-130; Xue, J., and B.K. Ahning. 2011. Enhancing isoprene production by the genetic modification of the 1-deoxy-D-xylulose-5-phosphate pathway in *Bacillus subtilis*. Appl. Env. Microbiol. 77: 2399-2405) が、しかし、イソプレン生成機序は未知であり、イソプレンの生成レベルは、比較的低い。いくつかの非天然微生物がイソプレンを生成するように操作されており、例えば、米国特許出願第12/335,071号では、イソプレンの生成にはイソプレン合成酵素が必要である。イソプレン合成酵素の効率的な作用のためにジメチルアリルジホスファートの高い細胞内のレベルが必要であるが、しかし、高レベルの細胞内ジメチルアリルジホスファートは、細胞に対し有毒でもあり、増殖を妨げ、イソプレン生成速度と収率を低下させる (Martin, V.J.J., Pitera, D.J., Withers, S.T., Newman, J.D. and J.D. Keasling. 2003. Engineering a mevalonate pathway in *Escherichia coli* for production of terpenoids. Nature Biotech. 21: 796-802; Withers, S.T., Gottlieb, S.S., Lieu, B., Newman, J.D., and J.D. Keasling. 2007. Identification of isopentenol biosynthetic genes from *Bacillus subtilis* by a screening method based on isoprenoid precursor toxicity. Appl. Env. Microbiol. 73: 6277-7283; Sivy, T.L., Fall, R., and T.N. Rosentiel. 2011. Evidence of isoprenoid precursor toxicity in *Bacillus subtilis*. Biosci. Biotechnol. Biochem. 75: 2376-2383)。イソプレン合成酵素によるDMA PPからイソプレンへの直接化学的変換に付随する問題により、商業的に適する量のイソプレンの生物学的生産に対する可能性が制限される。

【0008】

このように、より効率的な生物学的なイソプレン生産のための微生物およびプロセスが必要とされている。

【発明の概要】

【0009】

本発明の実施形態は、広義には、イソプレン生産用酵素、非天然微生物、および方法を提供する。

【0010】

本発明の実施形態は、非天然微生物生命体、すなわち、生合成イソプレン経路を含む微生物を提供する。微生物は、生合成経路の酵素をコードする外来核酸を含む。酵素は、2

10

20

30

40

50

- メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素であり、生合成経路は、イソプレンの生成に十分な量で発現される。生合成経路は、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素をさらに含んでもよい。2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素は、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素活性も同時に備えた二官能性酵素の一部であってもよい。このような二官能性の酵素の一例は、リナロール脱水酵素 - 異性化酵素である。微生物は、3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オール合成酵素をさらに含んでもよい。

【0011】

別の実施形態では、生合成イソブレン経路を含む非天然微生物が提供され、微生物は、生合成イソブレン経路の酵素をコードする外来核酸の2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素を含む。経路は、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール合成酵素をさらに含み、経路は、イソプレンの生成のために十分な量で発現される。

10

【0012】

一実施形態では、本発明は、少なくとも1種または複数種のイソブレン生合成経路の1種または複数種の酵素をコードする外来核酸を含む非天然微生物を提供し、イソブレン生合成経路の1種または複数種の酵素は、イソプレンの生成のために十分な量で発現され、前記イソブレン生合成経路は、3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オール合成酵素、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素、および2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素を含む。

【0013】

別の実施形態では、本発明は、少なくとも1種または複数種のイソブレン生合成経路の1種または複数種の酵素をコードする外来核酸を含む非天然微生物を提供し、1種または複数種のイソブレン生合成経路の酵素は、イソプレンの生成のために十分な量で発現され、前記イソブレン生合成経路は、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール合成酵素および2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素を含む。

20

【0014】

さらなる実施形態では、本発明は、イソブレンを生成する方法を提供し、この方法は、炭素源を含む適切な培地中、非天然微生物が少なくとも一部の炭素源をイソブレンに変換する条件下で、1種または複数種のイソブレン生合成経路の酵素をコードする少なくとも1種または複数種の外来核酸を含む非天然微生物生命体を培養するステップであって、1種または複数種のイソブレン生合成経路の酵素がイソプレンの生成のために十分な量で発現されるステップ、およびイソブレンを回収するステップを含む。

30

【0015】

上記本開示の特徴が詳細に理解できるように、実施形態を参照しながら上記で簡単に要約された本開示のさらに具体的な説明が行われる。また、その説明の一部は、添付図に示される。しかし、添付図は本発明の代表的な実施形態を例示するのみであり、従って、本発明が他の等価な効果のある実施形態を許容できるという理由から、この添付図が本発明の範囲を限定するものと見なされるべきではないことに留意されたい。

【図面の簡単な説明】

【0016】

【図1】3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オール合成酵素、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素、および2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素を含むイソブレン生合成経路を示す図である。

40

【図2】2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール合成酵素および2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素を含むイソブレン生合成経路を示す図である。

【図3】*Castellaniella defragrans* 株65Phenのリナロール脱水酵素 - 異性化酵素のための、人工リボソーム結合部位およびアミノ末端6 - ヒスチジンエピトープタグを含む大腸菌コドン最適化核酸配列（配列番号1）を示す図である。

【図4】ストロベリーアルコールアシル転移酵素のための、人工リボソーム結合部位およびアミノ末端6 - ヒスチジンエピトープタグを含む大腸菌コドン最適化核酸配列（配列番

50

号 2) を示す図である。

【図 5】LB 培地に溶解した 1 mM の 3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールを含む 20 ml バイアルのヘッドスペースの 1 ml の試料のガスクロマトグラムである。ピーク 1 は、保持時間 3 . 96 分の 3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールである。

【図 6】100 μ g / ml のアンピシリンで補充した LB 培地中で 1 mM の 3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールと共に一晚培養したプラスミド p J 404 - L D I 含有大腸菌株 B L 21 を含む 20 ml バイアルのヘッドスペースの 1 ml の試料のガスクロマトグラムである。ピーク 1 は、3 . 96 分の保持時間の 3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールである。ピーク 2 は、2 . 96 分の保持時間の 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールである。ピーク 3 は、2 . 49 分の保持時間のイソブレンである。

【図 7】LB 培地に溶解した 1 mM の 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールを含む 20 ml のヘッドスペースの 1 ml の試料のガスクロマトグラムである。ピーク 1 は、2 . 96 分の保持時間の 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールである。

【図 8】100 μ g / ml のアンピシリンを補充した LB 培地中の 1 mM の 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールと共に一晚培養したプラスミド p J 404 - L D I 含有大腸菌株 B L 21 を含む 20 ミリリットルバイアルのヘッドスペースの 1 ml の試料のガスクロマトグラムである。ピーク 1 は、2 . 96 分の保持時間の 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールである。ピーク 2 は、2 . 49 分の保持時間のイソブレンである。

【図 9】基準イソブレンの GC / MS 分析の結果を示す図である。

【図 10】実施例 1 の 2 . 49 分のピークの GC / MS 分析の結果の図である。イソブレンのピークと同じである事が確認できる。

【図 11】枯草菌 y h f R 遺伝子のための人工リボソーム結合部位を含む大腸菌コドン最適化核酸配列 (配列番号 3) の図である。

【図 12】ストロベリー由来の F a N E S 1 および H . p l u v i a l i s 由来の i d i をコードする合成オペロンのための、人工結合部位およびサブクロニング用制限エンドヌクレアーゼ部位を含む大腸菌コドン最適化ヌクレオチド配列 (配列番号 4) の図である。

【図 13】LB 培地に溶解した 1 mM のリナロールを含む 20 ml バイアルのヘッドスペースの 1 ml の試料のガスクロマトグラムを示す図である。ピーク 1 は、8 . 8 分の保持時間のリナロールである。

【図 14】リナロールの検出に使用したのと同じカラム条件下で LB 培地に溶解した 1 mM の 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールを含む 20 ml バイアルのヘッドスペースの 1 ml の試料のガスクロマトグラムを示す図である。ピーク 1 は、4 . 8 分の保持時間の 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールである。

【図 15】50 μ g / ml のカナマイシンおよび 100 μ M の I P T G を補充した LB 培地中で 24 時間培養したプラスミド p J 401 - N E S 1 - i d i 含有大腸菌 B L 21 を含む 20 ml バイアルのヘッドスペースの 1 ml の試料のガスクロマトグラムを示す図である。ピーク 1 は、8 . 8 分の保持時間のリナロールである。ピーク 2 は、4 . 8 分の保持時間の 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールである。4 . 75 分のピークは、2 - ブタノンと同定された。

【図 16】100 μ g / ml のアンピシリンおよび 100 μ M の I P T G を補充した LB 培地中で 24 時間培養したプラスミド p J 404 - S A A T 含有大腸菌 B L 21 を含む 20 ml バイアルのヘッドスペースの 1 ml の試料のガスクロマトグラムを示す図である。リナロールおよび 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールに対応するピークは存在しない。4 . 75 分のピークは、2 - ブタノンと同定された。

【図 17】基準リナロールの GC / MS 分析の結果を示す図である。

【図 18】図 15 の 8 . 8 分のピークの GC / MS 分析の結果を示す図である。リナロールのピークと同じである事が確認できる。

【図 19】基準 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールの GC / MS 分析の結果を示す図である。

10

20

30

40

50

【図20】図15の4.9分のピークのGC/MS分析の結果を示す図である。2-メチル-3-ブテン-2-オールとのピークと同じである事が確認できる。

【図21】プラスミドpGA31R-mcsのDNA配列(配列番号5)を示す図である。

【図22】プラスミドpGS31R-mcsのDNA配列(配列番号6)を示す図である。

【図23】その後のクローニングステップで使われる組み込まれたリボソーム結合部位および隣接の制限エンドヌクレアーゼ部位を含むフェカリス菌ATCC700802のmvaeおよびmvas遺伝子の大腸菌コドン最適化配列(配列番号7)を示す図である。

【図24】その後のクローニングステップで使われる組み込まれたリボソーム結合部位および隣接の制限エンドヌクレアーゼ部位を含む、タノカルドコックス・ヤナスキイのメバロン酸キナーゼ遺伝子、フェカリス菌ATCC700802のホスホメバロン酸キナーゼ遺伝子、出芽酵母S288Cのメバロン酸ジホスファートデカルボキシラーゼ遺伝子、および大腸菌MG1655のイソペンテニルジホスファート異性化酵素遺伝子をコードする合成オペロンの大腸菌コドン最適化配列(配列番号8)を示す図である。

【図25】プラスミドpGB1026の生成のためのクローニング方法を示す図である。

【図26】プラスミドpGB1033の生成のためのクローニング方法を示す図である。

【図27】プラスミドpGB1036の生成のためのクローニング方法を示す図である。

【図28】50μg/mlカナマイシン、20μg/mlクロラムフェニコール、および200μg/mlアンヒドロテトラサイクリンを補充したLB培地中で24時間培養したプラスミドpJ401-NES1-idiおよびpGB1036含有大腸菌BL21を含む20mlのバイアルのヘッドスペースの1mlの試料のガスクロマトグラムを示す図である。ピーク1は、8.8分の保持時間のリナロールである。ピーク2は、4.8分の保持時間の2-メチル-3-ブテン-2-オールである。4.75分のピークは、2-ブタノンと同定された。

【図29】600ナノメートルの吸光度として測定した細胞密度、発酵培地中の2-メチル-3-ブテン-2-オールの濃度(mM)、および0~48時間にわたりオンラインガス質量分析で測定した発酵オフガスのイソプレン含量のグラフを示す図である。

【図30】600ナノメートルの吸光度として測定した細胞密度、発酵培地中の2-メチル-3-ブテン-2-オールの濃度(mM)、および0~48時間にわたりオンラインガス質量分析で測定した発酵オフガスのイソプレン含量のグラフを示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0017】

前述の一般説明および以下の詳細説明の両方は、代表的で、説明のみの目的のためであり、請求項に係る発明を制限するものではないことを理解されたい。この出願では、特に記載のない限り、単数形の単語は、複数形の単語を含み、単語の「a」または「an」は、「少なくとも1つ(at least one)」を意味し、「または(or)」の使用は、「および/または(and/or)」を意味する。さらに、用語「含む(including)」、ならびに、他の形、例えば、「含む(include)」および「含まれる(included)」の使用は、限定を意味しない。また、「要素(element)」または「成分(component)」などの用語は、特に記載のない限り、1つの単位を含む要素または成分、および2つ以上の単位を含む要素または成分の両方を包含する。

【0018】

本明細書で使われるセクション見出しは、構成上の目的のみのためであり、記載主題を限定するものと解釈されるべきではない。限定されないが、特許、特許出願、論文、本、および論説を含む本出願に引用された全ての文書、または文書の一部は、あらゆる目的に対して、本明細書での参照によりその全体が明示的に本明細書に組み込まれる。組み込まれた文献および類似の資料の1種または複数種で、本出願中のその用語の定義と矛盾するように用語を定義している場合には、本出願が優先する。

10

20

30

40

50

【 0 0 1 9 】

本明細書で使われる用語の「非天然」は、本発明の微生物生命体または微生物に関連して使用される場合、微生物生命体が参照種の天然株には認められない少なくとも1種の遺伝的变化を有することの意味であることが意図されている。これには、参照種の野性型株を含む。遺伝的变化には、例えば、代謝ポリペプチド、他の核酸付加物、核酸欠失および/または微生物の遺伝的物質のその他の機能的破壊をコードする発現可能な核酸を導入する改変が含まれる。このような改変は、例えば、参照種に対して異種の、相同または異種および相同両方のポリペプチドのコード領域およびその機能性断片を含む。さらなる改変は、例えば、改変が遺伝子またはオペロンの発現を変える非コード調節領域を含む。代表的代謝ポリペプチドは、グリセロール異化またはイソプレネン合成経路内の酵素またはタンパク質を含む。本明細書で定義されるように「イソプレネン合成経路」は、経路、例えば、一連の1種または複数種の酵素または生物体による、すなわち、生物学的なイソプレネンの生成に関与する活性を含み、この場合、1種または複数種のこれらの酵素または活性が生物体に対し外来性である。

10

【 0 0 2 0 】

代謝改変は、その天然状態から変えられた生化学的反応を意味する。従って、代謝ポリペプチドまたはその機能性断片をコードする非天然微生物の核酸に対し遺伝子組換えを行うことができる。代表的な代謝改変は、本明細書で開示される。

【 0 0 2 1 】

本明細書で使われる用語の「単離された」は、微生物生命体に関連して使用される場合、天然に認められる参照微生物生命体に比べて、少なくとも1種の成分を実質的に含まない生物体を意味することが意図されている。この用語は、天然の環境で認められるものの一部または全ての成分から取り出されている微生物生命体を含む。また、この用語は、非天然環境で認められるものの一部または全ての成分から取り出されている微生物生命体を含む。従って、単離微生物生命体は、天然に認められるか、または非天然環境で培養され、貯蔵され、もしくは存続させられている他の物質から部分的にまたは完全に分離されている。単離微生物生命体の具体的な例には、部分的に純粋な微生物、実質的に純粋な微生物および非天然の培地中で培養された微生物が含まれる。

20

【 0 0 2 2 】

本明細書で使用される用語の「微生物 (microbe)」、「微生物の (microbial)」、「微生物生命体 (microbial organism)」または「微生物 (microorganism)」は、古細菌、細菌または真核生物のドメイン内に含まれる顕微鏡的細胞として存在する任意の生物体を意味することが意図されている。従って、この用語は、顕微鏡的大きさの原核細胞または真核細胞または生物を包含し、全種類の細菌、古細菌および真正細菌、ならびに酵母および真菌などの真核生物微生物を含むことが意図されている。また、この用語は、生化学的生成のために培養できる任意の種の細胞培養物も含む。

30

【 0 0 2 3 】

本明細書で使われる「外来性の」は、参照分子または参照活性が宿主微生物生命体に導入されることを意味することが意図されている。分子は、例えば、宿主染色体への組み込みなどのコード核酸の宿主遺伝的物質中への導入により、またはプラスミドなどの非染色体遺伝的物質として導入できる。従って、コード核酸の発現に関連して使用されるこの用語は、発現可能な形態での微生物生命体へのコード核酸の導入を意味する。生合成活性に関連して使用される場合は、この用語は、参照宿主生物体中へ導入される活性を意味する。元の物質は、宿主微生物生命体への導入後、参照活性を発現する、例えば、相同または異種のコード核酸であってもよい。従って、用語の「内在性」は、宿主中に存在する参照分子または活性を意味する。同様に、この用語は、コード核酸の発現に関連して使用される場合、微生物生命体内に含まれるコード核酸の発現を意味する。用語の「異種の」は、参照種以外の元の物質由来の分子または活性を意味し、他方、「相同」は、宿主微生物生命体由来の分子または活性を意味する。従って、本発明のコード核酸の外来性発現は、異種ま

40

50

たは相同コード核酸の片方または両方を利用できる。

【0024】

本発明の非天然微生物生命体は、安定な遺伝的变化を得ることができ、変化の消失なしに5世代を超えて培養できる微生物を意味する。通常、安定な遺伝的变化は、10世代を超えて持続する改変を含み、特に、安定な改変は、約25世代を超えて持続し、さらに特別な場合には、安定な遺伝子組換えは50世代を超え、無期限の長い間持続する場合も含まれるであろう。

【0025】

当業者なら、本明細書で例示される代謝改変を含む遺伝的变化は、大腸菌などの適切な宿主生物体および対応するそれらの代謝反応、または所望の代謝経路に対する遺伝子などの所望の遺伝的物質のための適切な元の生物体に関連して記載されることを理解するであろう。しかし、各種生物の完全なゲノムシーケンシングおよびゲノム科学領域での高レベルの技術を考慮すれば、当業者なら、本明細書で提供される教示および手引きを実質的に全ての他の生物に容易に適用できるであろう。例えば、本明細書で例示される大腸菌代謝変化は、参照種以外の種から同じまたは相似のコード核酸を組み込むことにより、他の種に容易に適用できる。このような遺伝的变化は、例えば、一般的に、種相同体の遺伝的变化、および、特に、オーソログ、パラログまたは非オーソログ遺伝子置換を含む。

【0026】

オーソログは、直系により関係する遺伝子または複数遺伝子であり、異なる生物での実質的に同じまたは等価の機能の原因である。例えば、マウスエポキシド加水分解酵素およびヒトエポキシド加水分解酵素は、エポキシドの加水分解の生物学的機能に関してオーソログと見なすことができる。例えば、十分な量の配列類似性を共有して相同であることを示す場合、遺伝子は直系により関連付けられるか、または共通の先祖からの進化によって関連付けられる。また、遺伝子がコードするタンパク質が、一次配列の類似性が特定可能ではない程度に共通の先祖から進化したことを示すのに十分な量の3次元構造（配列の類似性は必ずしも必要ではない）を共有する場合、その遺伝子は、オーソログであると見なすことができる。オーソログである遺伝子は、約25%~100%のアミノ酸配列同一性の配列類似性を有するタンパク質をコードできる。コードするそれらの3次元構造もまた類似性を示す場合、25%未満のアミノ酸類似性を共有するタンパク質をコードする遺伝子は、また、直系により生じたと見なすことができる。組織プラスミノーゲンアクチベーターおよびエラスターゼを含むセリンプロテアーゼ酵素ファミリーのメンバーは、共通の先祖から直系により生じたと見なされる。

【0027】

オーソログには、例えば、進化により構造または全体活性が分岐した遺伝子またはそれらのコード化遺伝子産物が含まれる。例えば、1つの種が2つの機能を示す遺伝子産物をコードする場合で、このような機能が第2の種の異なる遺伝子中に分配される場合、3つの遺伝子およびそれらの対応する産物は、オーソログと見なされる。生化学的産物の生成の場合に、導入されるか、または破壊される代謝活性を含むオーソログ遺伝子は、非天然微生物の作成用に選択されることになることを当業者なら理解するであろう。分離可能活性を示すオーソログの一例は、異なる活性が、2種以上の種の間で、または単一種内で異なる遺伝子産物中に分配された場合である。具体的な例は、2つのタイプのセリンプロテアーゼ活性であるエラスターゼタンパク質分解およびプラスミノーゲンタンパク質分解の、プラスミノーゲン活性化因子およびエラスターゼとして異なる分子中への分離である。2つ目の例は、マイコプラズマ5'-3'エキソヌクレアーゼおよびショウジョウバエDNAポリメラーゼIII活性の分離である。第1の種由来のDNAポリメラーゼは、第2の種由来のエキソヌクレアーゼまたはポリメラーゼとオーソログであると見なすことができ、逆もまた同じである。

【0028】

対照的に、パラログは、構造または祖先により関連付けられるが、異なる機能を有する相同体である。これらは、例えば、遺伝子の複製とそれに続く進化的分岐を行い、類似ま

10

20

30

40

50

たは共通であるが同等ではない機能を有するタンパク質を生成することにより生じる可能性がある。パラログは、同じ種または異なる種が起源であるか、またはそれ由来であり得る。例えば、ミクロソームエポキシド加水分解酵素（エポキシド加水分解酵素Ⅰ）および可溶性エポキシド加水分解酵素（エポキシド加水分解酵素ⅠⅠ）は、パラログであると見なすことができる。理由は、同じ種で異なる反応を触媒し、異なる機能を有する共通の先祖から同時進化した２つの異なる酵素であるためである。パラログは、相同であるか、または共通の先祖からの同時進化により関連付けられることを示唆する相互にかなりの配列類似性を有する同じ種由来のタンパク質である。パラログスタンパク質ファミリーグループには、HipA相同体、ルシフェラーゼ遺伝子、ペプチダーゼ、などが挙げられる。

【００２９】

非オーソログス遺伝子置換は、異なる種中の参照遺伝子機能を置換できる１つの種由来の非オーソログス遺伝子による置換である。置換は、例えば、異なる種中の参照機能に比べて、元の種と実質的に同じまたは類似の機能を行うことができることを含む。通常、非オーソログス遺伝子置換は、参照機能をコードする既知の遺伝子に構造的に関連するとして特定できるが、本明細書で使われるように、構造的関連性は少ないが機能的に類似の遺伝子およびそれらの対応する遺伝子産物の場合でも、まだこの用語の意味に含まれる。機能的類似性には、置換しようとしている機能をコードする遺伝子に比べて、非オーソログス遺伝子産物の活性部位または結合領域の少なくともいくつかの構造的類似性が必要である。従って、非オーソログス遺伝子の例には、パラログまたは非関連遺伝子が含まれる。

【００３０】

従って、本発明のイソプレネン生合成経路を有する非天然微生物生命体の特定および作成では、当業者なら、本明細書で提供される教示および手引きを特定の種に適用して、代謝改変の特定がオーソログの特定および包含または不活性化を含んでもよいことを理解するであろう。パラログ、および／または非オーソログス遺伝子置換が、類似のまたは実質的に類似の代謝反応を触媒する酵素をコードする参照微生物中に存在する限りにおいて、当業者なら、また、これらの進化的に関連する遺伝子を利用できる。オーソログ、パラログおよび非オーソログス遺伝子置換は、当業者によく知られた方法により測定できる。本明細書で定義されるように、生物体「に由来する」と記載または請求される酵素または遺伝子は、実質的に類似の活性を有する任意の相同体、パラログ、非オーソログス遺伝子置換を含む。

【００３１】

本明細書で開示の微生物を培養または生成するために利用される方法および技術は、微生物学および組換えDNA技術を訓練された熟練作業員には既知である。微生物（例えば、細菌性細胞）の培養、単離DNA分子の宿主細胞中への移送、および単離、単離核酸分子のクローニングおよびシーケンシング、特定の遺伝子発現のノックアウト、などのための方法および技術は、このような技術および方法の例である。これらの方法は、下記の標準的文献の多くの項目に記載されている（これらは、その全体が本明細書に組み込まれる）：「Basic Methods In Molecular Biology」（Davis, et al., eds. McGraw-Hill Professional, Columbus, OH, 1986）；Miller, 「Experiments in Molecular Genetics」（Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY, 1972）；Miller, 「A Short Course in Bacterial Genetics」（Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY, 1992）；Singer and Berg, 「Genes and Genomes」（University Science Books, Mill Valley, CA, 1991）；「Molecular Cloning: A Laboratory Manual」, 2nd Ed. (Sambrook, et al., eds., Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harb

10

20

30

40

50

or, NY, 1989); 「Handbook of Molecular and Cellular Methods in Biology and Medicine」 (Kaufman, et al., eds., CRC Press, Boca Raton, FL, 1995); 「Methods in Plant Molecular Biology and Biotechnology」 (Glick and Thompson, eds., CRC Press, Boca Raton, FL, 1993); および Smith - Keary, 「Molecular Genetics of Escherichia coli」 (The Guilford Press, New York, NY, 1989)。

【0032】

イソブレン合成酵素によるジメチルアリルジホスファートからイソブレンへの直接変換が当技術分野で知られているが、我々は、また、*Castellaniella defragrans* 株 65 Phen から単離された酵素であるリナロール脱水酵素 - 異性化酵素を使って、イソブレンが 2 種の異なるアルコールである 3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールおよび 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールからも生成できることを示した (実施例 1 および実施例 2 ならびに図 6 および 8 を参照)。場合によっては、イソブレンおよび酸素の種々の混合物が可燃性になることもあるので、酸素が無い状態でイソブレンを生成するのが望ましいであろう。また、リナロール脱水酵素 - 異性化酵素は、低酸素または無酸素条件下での外来性の 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールまたは 3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールのイソブレンへの酵素変換のための生体触媒および方法の進展を可能とする。外来性の 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールのイソブレンへの酵素変換は、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素を発現する非天然微生物生命体を使って行うことができ (実施例 9)、または変換は、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素を含む酵素調製物を使って行うことができる (実施例 7)。外来性の 3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールのイソブレンへの酵素変換は、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素および 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素を発現する非天然微生物生命体を使って行うことができ (実施例 10)、または変換は、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素および 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素を含む酵素調製物を使って行うことができる (実施例 8)。

【0033】

一実施形態では、本発明の非天然微生物生命体は、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素をコードする外来核酸を含み、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素は、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールをイソブレンに変換するのに十分なレベルで発現される。一実施形態では、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素は、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素活性をさらに含む二官能性の酵素である。一実施形態では、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素は、リナロール脱水酵素 - 異性化酵素である。一実施形態では、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素は、*Castellaniella defragrans* 由来のリナロール脱水酵素 - 異性化酵素である。

【0034】

一実施形態では、本発明の非天然微生物生命体は、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素および 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素をコードする外来核酸を含み、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素は、3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールを 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールに変換するのに十分なレベルで発現され、また、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素は、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールをイソブレンに変換するのに十分なレベルで発現される。一実施形態では、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素および 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素活性は、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素および 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素活性の両方を含む二官能性酵素で触媒される。一実施形態では、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素および 2 - メチル - 3 - ブテン

- 2 - オール脱水酵素活性は、リナロール脱水酵素 - 異性化酵素により触媒される。一実施形態では、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素および 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素活性は、*Castellaniella defragrans* 由来のリナロール脱水酵素 - 異性化酵素により触媒される。

【0035】

一実施形態では、本発明は、イソプレンを生成する方法を提供し、この方法は、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールを含む適切な培地中、非天然微生物生命体が 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールの少なくとも一部をイソプレンに変換する条件下で、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素をコードする外来核酸を含む本発明の非天然微生物生命体を培養するステップ、および任意選択で、イソプレンを回収するステップを含む。一実施形態では、本発明は、イソプレンを生成する方法を提供し、この方法は、3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールを含む適切な培地中、非天然微生物生命体が 3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールの少なくとも一部をイソプレンに変換する条件下で、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素および 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素をコードする外来核酸を含む本発明の非天然微生物生命体を培養するステップ、および任意選択で、イソプレンを回収するステップを含む。

10

【0036】

リナロール脱水酵素 - 異性化酵素は、DMA PP のイソプレンへの変換のための新規合成経路の 2 または 3 ステップによる進展を可能とする。2 ステップイソプレン合成経路では、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール合成酵素などの酵素により、ジメチルアリルジホスファートが 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールに変換され、続けて、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールからイソプレンへ変換される。3 ステップイソプレン合成経路では、ジメチルアリルジホスファートを 3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールに変換できるホスファターゼまたはテルペン合成酵素により、ジメチルアリルジホスファートが 3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールに変換され、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素により、3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールが 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールに変換され、さらに、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素により 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールがイソプレンに変換される。実施例 1 および実施例 2 で示されるように、*Castellaniella defragrans* リナロール脱水酵素 - 異性化酵素は、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素および 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素の両方として機能する。

20

30

【0037】

3 ステップイソプレン合成経路および 2 ステップイソプレン合成経路の両方は、検出可能な量でイソプレンを生成するのに十分なレベルで発現される。イソプレンは、検出でき、例えば、ガスクロマトグラフィー / 質量分析により特性を測定できる。

【0038】

3 ステップイソプレン合成経路

本明細書で使用される酵素名は次のように定義される。2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素は、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールのイソプレンへの変換を触媒する酵素である。2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール合成酵素は、ジメチルアリルジホスファートの 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールへの変換を触媒する酵素である。3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オール合成酵素またはプレノール合成酵素は、ジメチルアリルジホスファートの 3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オール（本明細書では、プレノールとも呼ばれる）への変換を触媒する酵素である。2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素は、3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールの 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールへの異性化を触媒する酵素である。

40

【0039】

本発明の一実施形態では、1 種または複数種のイソプレン合成経路の酵素をコードする外来性の遺伝子を含む非天然微生物は、ジメチルアリルジホスファートを 3 ステップでイソプレンに変換する（本明細書では、「3 ステップイソプレン合成経路」図 1）。第

50

1のステップでは、3-メチル-2-ブテン-1-オール合成酵素により、ジメチルアリルジホスファートが3-メチル-2-ブテン-1-オールに変換される。第2のステップでは、2-メチル-3-ブテン-2-オール異性化酵素により、3-メチル-2-ブテン-1-オールが2-メチル-3-ブテン-2-オールに変換される。第3のステップでは、2-メチル-3-ブテン-2-オール脱水酵素により、2-メチル-3-ブテン-2-オールがイソプレンに変換される。

【0040】

3ステップでジメチルアリルジホスファートのイソプレンへの変換のための天然微生物の好ましい実施形態では、第1のステップは、3-メチル-2-ブテン-1-オール合成酵素により触媒され、第2および第3のステップは、2-メチル-3-ブテン-2-オール異性化酵素および2-メチル-3-ブテン-2-オール脱水酵素の両方の活性を有する単一の、二官能性酵素により触媒される。

10

【0041】

ジメチルアリルジホスファートの3-メチル-2-ブテン-1-オール(ブレノール)への変換は、ホスファターゼによって触媒できる。このようなホスファターゼの例には、枯草菌遺伝子 *yqkG* (*nudF*) および *yhfR* によりコードされる酵素が含まれる (Withers, S. T., Gottlieb, S. S., Lieu, B., Newman, J. D. and J. D. Keasling. 2007. Identification of isopentenol biosynthetic genes from *Bacillus subtilis* by a screening method based on isoprenoid precursor toxicity. Appl. Env. Microbiol. 73: 6277-6283)、しかし、ホスファターゼ活性が予測される他の既知のホスファターゼおよびコード配列、例えば、大腸菌の *ytjC* 遺伝子も使用できる。下表1は、ジメチルアリルジホスファートのブレノールへの変換に使用するためのホスファターゼの例である。

20

【表1】

表1		
遺伝子座	ジェンバンク受入番号	生物体
BAA12639 (<i>YqkG</i>)	BAA12639	枯草菌 (<i>Bacillus subtilis</i>)
CAA74541 (<i>yhfR</i>)	CAA74541	枯草菌亜種サブティリス (<i>Bacillus subtilis</i> subsp. <i>subtilis</i>) 株 168
GPMB_ECOLI	POA7A2	大腸菌 (<i>Escherichia coli</i>) K-12
		牛腸由来アルカリホスファターゼ (Calf Intestine Alkaline Phosphatase)
		エビ由来アルカリホスファターゼ (Shrimp Alkaline Phosphatase)

30

【0042】

ジメチルアリルジホスファートの3-メチル-2-ブテン-1-オールへの変換は、例えば、テルペン合成酵素、ゲラニオール合成酵素もしくはファルネソール合成酵素またはこれらの変異体などにより触媒され得る。下表2は、ジメチルアリルジホスファートの3-メチル-2-ブテン-1-オールへの変換に使用するためのテルペン合成酵素の例である。

40

。

【表 2】

表 2 遺伝子座	ジェンバンク受入番号	生物体
ゲラニオール合成酵素		
AAR11765	AAR11765	スイートバジル (<i>Ocimum basilicum</i>)
ABB30216	ABB30216	レモンエゴマ (<i>Perilla citriodora</i>)
ABB30217	ABB30217	レモンエゴマ
ABB30218	ABB30218	シソ (<i>Perilla frutescens</i>)
CAE52821	CAE52821	<i>Cinnamomum tenuipile</i>
ファルネソール合成酵素		
ACSS_MAIZE	Q84ZW8	トウモロコシ (<i>Zea mays</i>)
ABJ16554	ABJ16554	イネ (<i>Oryza sativa</i>)

10

【 0 0 4 3 】

3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールは、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素により、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールに異性化される。本明細書で使用される場合、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素は、可逆反応で3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オール (プレノール) を2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールに変換する酵素である。このような酵素の一例は、*Castellaniella defragrans* 株 65 Phen のリナロール脱水酵素 - 異性化酵素 (ジェンバンク受入番号 FR 6 6 9 4 4 7) である。この酵素は、3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールの2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールへの異性化、および2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールのイソブレンへの脱水を触媒する (下記実施例 1、および図 6)。リナロール脱水酵素 - 異性化酵素のオーソログ、パラログおよび非オーソログ遺伝子置換は、当業者によく知られた方法で測定できる。

20

【 0 0 4 4 】

本明細書で使用される場合、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素は、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールをイソブレンに変換する酵素である。このような酵素の一例は、*Castellaniella defragrans* 株 65 Phen のリナロール脱水酵素 - 異性化酵素 (ジェンバンク受入番号 FR 6 6 9 4 4 7) である。この酵素は、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールのイソブレンへの脱水を触媒できる (下記実施例 2、および図 8)。リナロール脱水酵素 - 異性化酵素のオーソログ、パラログおよび非オーソログ遺伝子置換は、当業者によく知られた方法で測定できる。例えば、2 種のポリペプチドに対する核酸またはアミノ酸配列の検査により、比較配列間の配列同一性および類似性が明らかになる。このような類似性に基づいて、当業者は、タンパク質が共通の先祖からの進化を通して関係付けられることを示すだけの十分高い類似性を有するか否かを判定できる。Align、BLAST、Clustal Wなどの当業者によく知られたアルゴリズムにより、生の配列類似性または同一性が比較、決定され、また、ウエイトまたはスコアに割り付けることができる配列中のギャップの存在または有意性が判定される。また、このようなアルゴリズムは、当技術分野で既知であり、同様に、ヌクレオチド配列類似性または同一性の判定に適用できる。関連性の判定に必要な類似性のパラメータは、統計的類似性またはランダムポリペプチドの類似適合の検出の確率、および決定された適合の有意性を計算するよく知られた方法に基づいて計算される。また、必要に応じ、当業者により2種以上の配列のコンピュータ比較を視覚的に最適化できる。関連する遺伝子産物またはタンパク質は、例えば、25% ~ 100% 配列同一性などの高い類似性を有することが期待できる。関連性のないタンパク質は、十分な大きさのデータベースがスキャンされる場合には、偶然に発生することが期待される場合と実質的に同じである同一性を

30

40

50

有し得る（約 5 %）。5 %と 24 %との間の配列では、十分な相同性を示して比較配列が関連性を有すると結論づけることができる場合もあり、そのような結論が得られるような十分な相同性を示すことができない場合もある。与えられたデータセットの大きさを前提として、このような適合の有意性を判定する追加の統計的分析を行って、これらの配列の関連性を判定できる。

【 0 0 4 5 】

例えば、BLAST アルゴリズムを使って 2 種以上の配列の関連性を判定するための代表的パラメータは、下記に示す値であってよい。簡単に述べると、アミノ酸配列の整列は、BLASTP バージョン 2.0.8 (1999 年 1 月 5 日) を使って、次のパラメータを使って行うことができる：置換行列：0 BLOSUM62；ギャップ開始ペナルティ：11；ギャップ伸長ペナルティ：1；x_dropoff：50；期待値：10.0；文字列の長さ：3；フィルター：オン。BLASTN バージョン 2.0.6 (1998 年 9 月 16 日) および次記のパラメータを使って核酸配列の整列化を行うことができる：マッチペナルティ：1；ミスマッチペナルティ：-2；ギャップ開始ペナルティ：5；ギャップ伸長ペナルティ：2；x_dropoff：50；期待値：10.0；文字列の長さ：11；フィルター：オフ。当業者なら、例えば、比較の厳密性を高めるか、または低下させるために、上記パラメータにどのような修正を行って、2 種以上の配列の関連性を判定できるかを分かるであろう。

【 0 0 4 6 】

また、2-メチル-3-ブテン-2-オール脱水酵素活性は、*Aquincola tertiaricarbonis* 中でも特定されている (Schuster, J., Schaffer, F., Hubler, N., Brandt, A., Rosell, M., Hartig, C., Harms, h., Muller, R. H. and T. Rohwerder. 2012. Bacterial degradation of tert-amyl alcohol proceeds via hemiterpene 2-methyl-3-buten-2-ol by employing the tertiary alcohol desaturase function of the Rieske nonheme mononuclear iron oxygenase MdpJ. J. Bact. 194: 972-981)。この 2-メチル-3-ブテン-2-オール脱水酵素の配列は、報告されなかった。

【 0 0 4 7 】

2 ステップイソブレン生合成経路

別の実施形態では、1 種または複数種のイソブレン生合成経路の酵素をコードする外来性遺伝子を含む非天然微生物は、2-メチル-3-ブテン-2-オール合成酵素 (MBO 合成酵素) および 2-メチル-3-ブテン-2-オール脱水酵素により、ジメチルアリルジホスファートをイソブレンに 2 ステップで変換する (本明細書では、「2 ステップイソブレン生合成経路」、図 2)。

【 0 0 4 8 】

本明細書で使用される場合、2-メチル-3-ブテン-2-オール合成酵素の一例は、いくつかの植物色素体、特に、葉緑体中で認められ、ジメチルアリルジホスファートを 2-メチル-3-ブテン-2-オールに変換する天然ポリペプチド、および天然でジメチルアリルジホスファートを 2-メチル-3-ブテン-2-オールに変換するポリペプチドの誘導体 (変異体) である。MBO 合成酵素は、一部は、ポリペプチドを葉緑体にするアミノ末端色素体ターゲティング配列により特徴付けられる。葉緑体への移動に際し、輸送ペプチドは、ポリペプチドから切断されて前駆物質タンパク質より小さい分子量の成熟タンパク質を生成することができる。微生物生命体中での外来性の MBO 合成酵素の過剰発現の代わりに、天然に認められる成熟型に近い短縮型 MBO 合成酵素を発現するのが好ましい。基本的に、輸送ペプチドをコードする配列は、MBO 合成酵素コード配列から除去される。当業者なら、目視検査によりイソブレン合成酵素コード配列を短縮する場所を選択することが可能となるが、ChloroP 1.1 などのコンピュータベースアルゴリズム

を使って、どのアミノ酸が輸送ペプチドかを予測するのを容易にすることができる (Emanuelsson, O., Nielsen, H., G. von Heijne. 1999. ChloroP, a neural network-based method for predicting chloroplast transit peptides and their cleavage sites. Protein Sci. 8: 978 - 984)。MBO合成酵素の一例は、Pinus sabiniana (ジェンバンク受入番号 AEB53064.1) 中で認められる。

【0049】

ジメチルアリルジホスファートの2-メチル-3-ブテン-2-オールへの変換は、テルペン合成酵素、例えば、リナロール合成酵素 (例えば、E.C.No. 4.2.3.25 または 4.2.3.26) またはネロリドール合成酵素もしくはそれらの変異体により触媒され得る。下表3は、ジメチルアリルジホスファートの2-メチル-3-ブテン-2-オールへの変換に使用するためのテルペン合成酵素の例である。

【表3】

遺伝子座	ジェンバンク 受入番号	表3 生物体
S-リナロール合成酵素		
LIS_CLABR	Q96376	クラークア・ブレウエリ (Clarkia breweri)
LINS_ARATH	Q84UV0	シロイヌナズナ (Arabidopsis thaliana)
C0KWV3_9LAMI	C0KWV3	セトエゴマ (Perilla setoyensis)
C0KWV5_PERFR	C0KWV5	トラノオジソ (Perilla frutescens var. hirtella)
C0KWV7_PERFR	C0KWV7	トラノオジソ (Perilla frutescens var. hirtella)
D4N3A0_9ERIC	D4N3A0	サルナシ (Actinidia arguta)
D4N3A1_9ERIC	D4N3A1	マタタビ (Actinidia polygama)
R-リナロール合成酵素		
LLOS1_ARTAN	Q9SPN0	クソニンジン (クソニンジン)
LLOS_OCIBA	Q5SBP3	スイートバジル (Ocimum basilicum)
LLOS5_ARTAN	Q9SPN1	クソニンジン (Artemesia annua)
LLOS_MENAQ	Q8H2B4	ウォーターミント (Mentha aquatica)
Q1XBU5_SOLLC	Q1XBU5	トマト (Solanum lycopersicum)
(3S, 6E)-ネロリドール合成酵素		
Q5UB06_MEDTR	Q5UB06	タルウマゴヤシ (Medicago trunculata)
F8TWD1_POPTR	F8TWD1	コットンウッド (Populus trichocarpa)
NES1_FRAVE	P0CV96	エゾヘビイチゴ (Fragaria vesca)
NES1_FRAAN	P0CV94	イチゴ (Fragaria ananassa)
NES2_FRAAN	P0CV95	イチゴ (Fragaria ananassa)

ジメチルアリルジホスファートを2-メチル-3-ブテン-2-オールに変換するテルペン合成酵素の使用の一例は、実施例3に示されている。

【0050】

2-メチル-3-ブテン-2-オールのイソブレンへの変換は、上述のように、2-メ

10

20

30

40

50

チル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素により触媒できる。2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素は、上述のリナロール脱水酵素 - 異性化酵素のように、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素および2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素の両方の活性を有する二官能性の酵素であってよく、または酵素は、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素活性のみをコードして、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素活性がなくてもよい。

【0051】

本発明の好ましい実施形態では、2ステップイソプレン生合成経路または3ステップイソプレン生合成経路によりイソプレンへの変換に利用できるジメチルアリルジホスファートは、1種または複数種の内在性遺伝子の過剰発現により、またはメチルエリトリートルホスファート経路の酵素：1 - デオキシ - D - キシルロース - 5 - ホスファート合成酵素、1 - デオキシ - D - キシルロース - 5 - ホスファートレダクトイソメラーゼ、4 - ジホスホシチジル - 2 - C - メチル - D - エリスリトール合成酵素、4 - ジホスホシチジル - 2 - C - メチル - D - エリスリトールキナーゼ、2 - C - メチル - D - エリスリトール - 2、4 - シクロジホスファート合成酵素、1 - ヒドロキシ - 2 - メチル - 2 - (E) - ブテニル - 4 - ジホスファート合成酵素、ジメチルアリル - ジホスファート / イソペンテニル - ジホスファート：NAD(P)⁺酸化還元酵素、またはイソペンテニルジホスファート異性化酵素、をコードする1種または複数種の外来性の遺伝子の発現により増加してもよい。例えば、1 - デオキシ - D - キシルロース - 5 - ホスファート合成酵素、1 - デオキシ - D - キシルロース - 5 - ホスファートレダクトイソメラーゼ、およびイソペンテニルジホスファート異性化酵素をコードする外来性の遺伝子の発現は、増加したレベルのジメチルアリルジホスファートを生成することができ、2ステップイソプレン生合成経路または3ステップイソプレン生合成経路と共に発現される場合、イソプレンの収量の増加がもたらされる。

【0052】

別の好ましい本発明の実施形態では、2ステップイソプレン生合成経路または3ステップイソプレン生合成経路によりイソプレンへの変換に利用できるジメチルアリルジホスファートは、例えば、限定されないが：アセチル - CoAアセチルトランスフェラーゼ（チオラーゼとしても知られる）、3 - ヒドロキシ - 3 - メチルグルタリル - CoA合成酵素、3 - ヒドロキシ - 3 - メチルグルタリル - CoA還元酵素、メバロン酸キナーゼ、ホスホメバロン酸キナーゼ、ジホスホメバロナートデカルボキシラーゼ、およびイソペンテニルジホスファート異性化酵素などのメバロナート経路の酵素をコードする1種または複数種の外来性の遺伝子の発現により増加させることができる。メバロナート経路をコードする外来性の遺伝子の過剰発現の一例は、実施例4に記載されている。

【0053】

さらなる実施形態では、本発明は、イソプレンを生成する方法を提供し、この方法は、炭素源を含む適切な培地中、非天然微生物が少なくとも一部の炭素源をイソプレンに変換する条件下で、イソプレン生合成経路の1種または複数種の酵素をコードする少なくとも1種または複数種の外来核酸を含む非天然微生物生命体を培養するステップであって、イソプレン生合成経路の1種または複数種の酵素がイソプレンを生成するのに十分な量で発現されるステップ、およびイソプレンを回収するステップを含む。炭素源は、グリセロール、グルコース、キシロース、アラビノース、またはこれらの混合物；ジメチルアリルジホスファート、3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オール、または2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールであっても、これらを含んでもよい。好ましくは、炭素源は、セルロース系バイオマスプロセス由来のグリセロール、グルコースまたは糖であるか、またはこれらを含む。イソプレンは、下記の実施例に記載のように回収されてもよい。

【0054】

別の追加の実施形態では、本発明によるイソプレン生成用全細胞（例えば、本発明の非天然微生物生命体）調製物の代わりに、またはそれに加えて、酵素調製物を使うことができる。酵素調製物は、精製酵素、および / または本発明に対応する酵素を含む細胞抽出物

を含む。このような酵素調製物は、本発明によるイソプレン生合成経路の1種または複数種の反応を触媒できる。一実施形態では、酵素調製物は、本明細書記載の3ステップ経路を経由してイソプレンを生成できる1種または複数種の酵素を含むことができる。一実施形態では、酵素調製物は、本明細書記載の2ステップ経路を経由してイソプレンを生成できる1種または複数種の酵素を含むことができる。一実施形態では、全細胞および酵素調製物の組み合わせを使って、本発明によるイソプレンの生成を触媒できる。

【0055】

次の本発明の実施形態の実施例では、共通の大腸菌株BL21を使用した。BL21 (Life Technologies, Inc., Carlsbad, CA) 細胞をエレクトロコンピテント細胞にして、細胞をエレクトロコンピテントにする際に培養物の育成に塩を含まないLBを使ったこと以外は、MicroPulser Electroporation Apparatus Operating Instructions and Applications Guide (Bio-Rad catalog number 165-2100) のプロトコルに従って電気穿孔を行った。

10

【0056】

実施例1

3-メチル-2-ブテン-1-オールからイソプレンを生成するための微生物
この実施例は、1種または複数種のイソプレン生合成経路の外來性遺伝子を発現する非天然微生物による3-メチル-2-ブテン-1-オールからのイソプレンの生成について示す。

20

【0057】

Castellaniella defragrans 株65Phenのリナロール脱水酵素-異性化酵素(LDI)の大腸菌コドン最適化配列(配列番号1)を使って、DNA2.0 (Menlo Park, CA) によりプラスミドpJ404-LDIを構築した。LDIコード配列を、大腸菌中での発現用としてコドン最適化し、合成して、プラスミド発現ベクターpJexpress404中に挿入した。得られたプラスミドのpJ404-LDIを電気穿孔法により大腸菌BL21エレクトロコンピテント細胞中に導入した。

【0058】

ストロベリーアシル-CoAトランスフェラーゼ(SAAT)のコドン最適化配列(配列番号2)を使って、DNA2.0 (Menlo Park, CA) によりプラスミドpJ404-SAATを構築した。SAATコード配列を大腸菌中での発現用としてコドン最適化し、合成して、プラスミド発現ベクターpJexpress404中に挿入した。得られたプラスミドのpJ404-SAATを電気穿孔法により大腸菌BL21エレクトロコンピテント細胞中に導入した。pJ404-SAATを陰性対照として使用した。

30

【0059】

100 µg/mlのアンピシリンを含むルリア-ベルターニ(LB)寒天プレート(10 g/Lの酵母エキス、5 g/LのBactotripton、10 g/Lの塩化ナトリウム、15 g/LのBacto寒天)を使ってpJ404-LDIまたはpJ404-SAATを含むBL21の形質転換体を選択した。

40

【0060】

LB-寒天プレート由来pJ404-LDIまたはpJ404-SAATを含むBL21の単一コロニーを使って、125 mLのエrlenmeyerフラスコ中の100 µg/mlのアンピシリンを含む10 mLのLB培地(10 g/Lの酵母エキス、5 g/LのBactotripton、10 g/Lの塩化ナトリウム)に播種した。回転振盪インキュベーター中、37 °Cで16時間、フラスコをインキュベートした。16時間後、100 µg/mlのアンピシリンを含む新しいLB培地を使って得られた培養液を600 nmの光学密度0.16に希釈した。50 mLの希釈培養液を300 mLのエrlenmeyerフラスコに入れ、回転振盪インキュベーター中、37 °Cで600 nmの光学密度が約0.6になるまで、典型的な例では、90分間インキュベートした。次に、4 mLの得られた培養

50

液を20 ml ガスクロマトグラフィーヘッドスペースバイアル中に入れた。3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールを1 mMの最終濃度になるように加え、IPTG (イソプロピル - D - 1 - チオガラクトピラノシド) を0.1 mMになるように加え、振盪を加えながらさらに37 で16時間培養液を育成した。

【0061】

イソブレンをCTC - PALオートサンプラーおよびFIDを備えたAgilent 7890A GCでヘッドスペース分析を使って測定した。500 rpmで2分間攪拌しながら50 でヘッドスペースバイアル (20 ml) をインキュベートした。その後、1 mlのヘッドスペースを、50 で、ヘッドスペースシリンジを使って取り出し、GC注入口に注入した (250 、スプリット比; 20:1)。DB - 624 30 m x 530 μ m x 3 μ mカラム (J & W Scientific) に流すキャリアガスとして2 ml / 分の流速のヘリウムを使った300 に設定のFID検出器、および85 で5.25分のオーブンプログラムを使って試料を分析した。試料中のイソブレン濃度は、同じGC / FID法で分析したイソブレン校正標準ガスから生成される校正曲線から計算した。また、5975C MSDおよびCTC - PALオートサンプラーを備えたAgilent 7890A GCを使って、ヘッドスペースGC / MSによりイソブレン生成物を確認した。600 rpmで5分間攪拌して85 でヘッドスペースバイアルをインキュベートした。その後、1 mlのヘッドスペースをヘッドスペースシリンジを使って85 で取り出し、GC注入口に注入した (250 、スプリット比; 25:1)。GC / MSには、HP - 5MS 30 m x 250 μ m x 0.25 μ mカラム (J & W Scientific) に流すキャリアガスとして1 ml / 分の流速のヘリウム、35 で4分保持後25 / 分で150 まで昇温するオーブンプログラム、230 のMSソース温度、および150 の四重極温度を使用した。質量分析計をスキャンモード (25 ~ 160 質量単位) で操作した。NIST 11MSライブラリーにより、ならびに基準試料 (135 ppmイソブレン、ドライ窒素ガス中の135 ppm二酸化炭素、Matheson TRIGAS、Houston、TX) に対する比較により、イソブレンピークを特定した。

【0062】

3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールおよび2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールを、CTC - PALオートサンプラーおよびFIDを備えたAgilent 7890A GCによるヘッドスペース分析を使って測定した。85 、600 rpmで5分間攪拌しながらヘッドスペースバイアル (20 ml) をインキュベートした。その後、85 加熱ヘッドスペースシリンジを使って1 mlのヘッドスペースを取り出し、GC注入口に注入した (250 、スプリット比; 25:1)。DB - 624 30 m x 530 μ m x 3 μ mカラム (J & W Scientific) に流すキャリアガスとして3 ml / 分の流速のヘリウムを使った350 に設定のFID検出器、および90 後、20 / 分で昇温して230 で3分間保持のオーブンプログラムを使用して試料を分析した。同じGC / FID法で分析したそれぞれの化合物希釈標準から生成した校正曲線を使って試料中の3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールおよび2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールの濃度を計算した。

【0063】

この実施例の結果を図5と図6に示す。大腸菌細胞を含まず、1 mMの3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールを含むLB培地は、3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールに対応する3.96分にピークを示した (図5)。同様に、pJ404 - SAAATを含むBL21細胞と共に1 mMの3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールを含む培養液は、3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールに対応する3.96分のピーク、およびアルデヒドの3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オール (プレナル、データは示さず) に対応する追加のピークを示した。対照的に、pJ404 - LDIを含むBL21細胞と共に1 mMの3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールを含む培養液は、3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールを、それぞれ、2.96分のピークおよび2.49分のピークに対応する2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールおよびイソブレンに変換した。このことは、pJ404 - LDIを含む大腸菌

細胞は、3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールを2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールに異性化し、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールをイソブレンに脱水することを示している。図9は、基準イソブレン試料のGC / MS分析を示し、図10は、2.49分の保持時間のピークのGC / MS分析を示し、これは、図9の基準イソブレンと同じ断片化パターンを有する。

【0064】

実施例2

2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールからイソブレンを生成するための微生物
この実施例は、イソブレン生合成経路の1種または複数種の外来性遺伝子を発現する非天然微生物を使った2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールからのイソブレンの生成について示す。

10

【0065】

LB寒天プレートからのpJ404-LDIまたはpJ404-SAATを含むBL21の単一コロニーを使って、125-mLエルレンマイヤーフラスコ中の100 µg / mLのアンピシリンを含む10 mLのLB培地(10 g / L酵母エキス、5 g / LのBactotripton、10 g / L塩化ナトリウム)に播種した。フラスコを回転振盪インキュベーター中、37 °Cで16時間インキュベートした。16時間後、培養液を100 µg / mLのアンピシリンを含む新しいLB培地を使って、600 nmで0.16の光学密度に希釈した。50 mLの希釈培養液を300-mLエルレンマイヤーフラスコ中に入れ、回転振盪インキュベーター中、600 nmの光学密度が約0.6に達するまで、典型的な例では90分間、37 °Cでインキュベートした。その後、4 mLの培養液を20-mLのガスクロマトグラフィーヘッドスペースバイアル中に入れた。2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールを1 mMの最終濃度になるまで加えた。IPTG(イソプロピル-D-1-チオガラクトピラノシド)を0.1 mMの最終濃度になるまで加えた。2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールを含む培養液を37 °Cで16時間、振盪を加えながら培養した。

20

【0066】

イソブレン、3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールおよび2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールを前述のように測定した。実施例1で上述のように、イソブレンピークの同一性もGC / MSを使って同様に確認された。

【0067】

この実施例の結果を図7と図8に示す。大腸菌細胞を含まず、1 mMの2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールを含むLB培地は、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールに対応する2.96分のピークを示した(図7)。同様に、1 mMの2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールおよびpJ404-SAAT含有BL21細胞を含む培養液は、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールに対応する2.96分のピークを示した(データは示さず)。対照的に、1 mMの2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールおよびpJ404-LDI含有BL21細胞を含む培養液は、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールを2.49分のピークに対応するイソブレンに変換した。これは、pJ404-LDI含有大腸菌細胞が2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールをイソブレンに脱水することを実証している。

30

【0068】

実施例3

FaNES1は、ジメチルアリルジホスファートから2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールの形成を触媒する

この実施例は、外来性テルペン合成酵素：イチゴの(3S, 6E) - ネロリドール合成酵素を発現する非天然微生物によるジメチルアリルジホスファートから2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールの生成について示す。

40

【0069】

イチゴの(3S, 6E) - ネロリドール合成酵素：FaNES1(ジェンバンク受入番号P0CV94; Aharoni, A., Giri, A.P., Verstappen, F.W.A., Bertea, C.M., Sevenier, R., Sun, Z., Jo

50

ngsma, M. A., Schwab, W. and H. J. Bouwmeester. 2004. Gain and loss of fruit flavor compounds produced by wild and cultivated strawberry species. The Plant Cell 16:3110-3131) のコドン最適化配列およびヘマトコッカスブルビアリスのコドン最適化イソペンテニルジホスファート異性化酵素遺伝子: idi を使って、DNA 2.0 (Menlo Park, CA) によりプラスミド pJ401-NES1-idi を構築した。FaNES1 および idi の両方のコード配列を大腸菌中での発現用にコドン最適化し、合成し、プラスミド発現ベクター pJexpress401 中に挿入した。得られたプラスミド: pJ401-NES1-idi を、電気穿孔法で大腸菌 BL21 エレクトロコンピテント細胞中に導入した。サブクロニング用の人工リボソーム結合部位および隣接制限エンドヌクレアーゼを含むコドン最適化配列 (配列番号 4) を図 12 に示す。

10

【0070】

ネオリドール、リナロールおよび 2-メチル-3-ブテン-2-オールを以下のように入会した。LB 寒天プレートからのプラスミド pJ401-NES1-idi 含有 BL21 の単一コロニーをを使って、50 µg/ml のカナマイシンを含む 10 ml の LB 培地 (10 g/L 酵母エキス、5 g/L の Bacto トリプトン、10 g/L 塩化ナトリウム) に播種した。フラスコを 37 で 16 時間、回転振盪インキュベーターでインキュベートした。16 時間後、50 µg/ml のカナマイシンおよび 0.1 mM の IPTG を含む新しい LB 培地をを使って培養液を希釈し、600 nm の初期細胞密度を 0.4 ~ 0.5 にした。4 mL の希釈培養液を 20 mL の GC バイアルに入れ、30 で 6 または 24 時間、振盪を加えながらインキュベートした。6 または 24 時間後に、ヘッドスペースガスを GC/MS-SIM で分析した。

20

【0071】

5975C MSD および CTC-PAL オートサンプラーを備えた Agilent 7890A GC をを使って、ヘッドスペース GC/MS によりセレクトイオンモード (SIM) で試料を分析した。ヘッドスペースバイアル (20 mL) を 600 rpm で攪拌しながら 85 で 5 分間インキュベートした。その後、1 mL のヘッドスペース中ガスを 85 でヘッドスペースシリンジをを使って取り出し、GC 注入口に注入した (250、スプリット比: 25:1)。VF-624MS 60 m x 250 µm x 1.4 µm カラム (J&W Scientific) に流すキャリアガスとして 1.5 mL/分の流速のヘリウム、90 で 1 分の保持後 25 / 分で昇温して 230 で 5 分間保持のオープンプログラムを使用した。質量分析計を SIM モードで操作した。MS ソース温度: 230、四重極温度: 150、および溶媒遅延: 3.55 分。対象分析物の濃度を各分析物の校正曲線から求めた。2-メチル-3-ブテン-2-オール、3-メチル-2-ブテン-1-オール、3-メチル-2-ブテナール、およびリナロールの校正標準を 10 mL の脱イオン水中の 1、10、および 100 ppm の濃度で調製した。各校正標準用のヘッドスペースを同じ GC/MS-SIM 法をを使って分析した。イソブレンを 14、135、および 1375 ppm の濃度で認証標準ガスから校正した。校正曲線の線形相関係数は、全不純物成分に対し 0.99 以上であった。図 13 は、GC/MS-SIM 条件で取得した基準リナロールのガスクロマトグラムを示す。図 14 は、GC/MS-SIM 条件で取得した基準 2-メチル-3-ブテン-2-オールのガスクロマトグラムを示す。

30

40

【0072】

この実施例の結果を図 15 に示す。pJ401-NES1-idi 含有 BL21 細胞は、1.47 mg/L の 8.8 分のピークに対応するリナロール、および 0.05 mg/L の 4.8 分のピークに対応する 2-メチル-3-ブテン-2-オールを生成した。これは、pJ401-NES1-idi 含有大腸菌細胞が、リナロールに加えて、2-メチル-3-ブテン-2-オールを生成することを示す。類似の条件下で培養した pJ404-SAAAT 含有 BL21 の対照培養液には、リナロールおよび 2-メチル-3-ブテン-2-オールに対応するピークは存在しない (図 16)。ピークは、NIST 11 MS ライ

50

ブラリーにより特定された。基準試料に対する保持時間およびイオン断片化パターンの比較により、リナロール（図 17 と図 18）および 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール（図 19 と図 20）のピークも特定された。

【0073】

実施例 4

F a N E S 1 による 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールの生成を改善するためのメバロナート経路の過剰発現

この実施例は、外来性テルペン合成酵素のイチゴの（3 S , 6 E）- ネロリドール合成酵素を発現する非天然微生物によるジメチルアリルジホスファートから 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールの生成が異種のメバロナート経路の過剰発現により高められ、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールへの変換に有用なジメチルアリルジホスファートのプールを増加させることを示す。

【0074】

異種のメバロナート経路を以下のようにプラスミド：p G B 1 0 3 6 上に構築した。

【0075】

図 21 に示すヌクレオチド配列（配列番号 5）を使って、DNA 合成によりプラスミド p G A 3 1 R - M C S 全体を構築した。

【0076】

標準的クローニング技術を使って p G A 3 1 R - M C S 上の p 1 5 A 複製起点を、A v r I I / S a c I 断片として低コピー p S C 1 0 1 起点で置換することによりプラスミド p G S 3 1 R - M C S を構築した。ヌクレオチド配列（配列番号 6）を図 22 に示す。

【0077】

フェカリス菌 A T C C 7 0 0 8 0 2 の m v a E および m v a S 遺伝子（m v a E および m v a S のコドン最適化配列は図 23 に示す通り）のコドン最適化配列（配列番号 7）を使ってプラスミド p J 2 4 8 - m v a E S を構築した。フェカリス菌 A T C C 7 0 0 8 0 2 の m v a E および m v a S 遺伝子を大腸菌中での発現用にコドン最適化し、合成し、プラスミド p J 2 4 8 中に挿入した。プラスミド作成に使用する隣接エンドヌクレアーゼ制限酵素部位と共に固有のリボソーム結合部位を各遺伝子の前に入れた。

【0078】

図 24 に示すヌクレオチド配列（配列番号 8）を有する、コドン最適化合成オペロンを含むプラスミド p J 2 4 1 - M K . P M K . M P D . I D I 全体を DNA 合成により構築した。大腸菌中での発現にコドン最適化した合成オペロンの配列は、タノカルドコックス・ヤナスキイのメバロン酸キナーゼ遺伝子、フェカリス菌 A T C C 7 0 0 8 0 2 のホスホメバロン酸キナーゼ、出芽酵母 S 2 8 8 C のメバロン酸ジホスファートデカルボキシラーゼ、および大腸菌 M G 1 6 5 5 のイソペンテニルジホスファート異性化酵素遺伝子をコードし、その後のクローニングステップで使われる組み込まれたリボソーム結合部位および隣接制限エンドヌクレアーゼ部位を含む。

【0079】

標準的クローニング技術を使って、p J 2 4 8 - m v a E S 由来最適化 m v a E S 遺伝子を K p n I / M l u I DNA 断片として p G A 3 1 R - M C S に挿入することによりプラスミド p G B 1 0 0 8 を構築した。

【0080】

プラスミド p G B 1 0 2 6。p G B 1 0 2 6 のクローニング方法を図 25 に示す。大腸菌の p n t A B 遺伝子をコードする約 3 , 0 0 0 塩基対 P C R 産物を p G B 1 0 0 8 の M l u I 部位に挿入することによりプラスミド p G B 1 0 2 6 を構築した。下記のオリゴヌクレオチドプライマーと共に A c c u P r i m e P f x ポリメラーゼを使って、p n t A B 遺伝子をコードする P C R 産物を M G 1 6 5 5 のゲノム DNA から増幅した：

プライマー 1：5' - C C G T A A C T A A A C G C G A A G G G A A T A T C A T G C G A A T T G G - 3'（配列番号 9）

プライマー 2：5' - C T A G A G A T C T A C G C G T C A G G G T

T A C A G A G C T T T C - 3' (配列番号 10)

【0081】

プライマー 1 は、p n t A の開始コドンの前にリボソーム結合部位を組み込んでいる。また、プライマー 1 および 2 は、In - F u s i o n A d v a n t a g e P C R C l o n i n g K i t (C l o n t e c h) で使用するための適切なベクターオーバーラップ 5' 配列を含む。制限エンドヌクレアーゼ M l u I で直鎖化された p G B 1 0 0 8 状態のままで、P C R 産物をゲル精製した。メーカーの説明書に従って、In - F u s i o n クローニングキットおよび G C 5 コンピテント細胞を使って断片を方向を定めて連結した。形質転換体を選別し、制限エンドヌクレアーゼ消化プラスミド DNA のアガロースゲル電気泳動法により、適切なプラスミドを特定した。

10

【0082】

図 26 に示す以下のプロセスによりプラスミド p G B 1 0 3 3 を作製した。p G B 1 0 2 6 を制限エンドヌクレアーゼ N c o I および S p h I で消化し、得られた 8 . 3 k b 断片をゲル精製した。p G B 1 0 2 6 の 2 回目の一定分量を制限エンドヌクレアーゼ M l u I および S p h I で消化し、得られた 1 . 4 k b 断片をゲル精製した。プラスミド p J 2 4 1 - M K . P M K . M P D . I D I を制限エンドヌクレアーゼ N c o I および M l u I で消化し、得られた合成オペロンを含む 4 . 1 k b をゲル精製した。N E B Q u i c k L i g a t i o n K i t (N e w E n g l a n d B i o L a b s) を使って、3 分子連結反応により断片を一緒に連結し、G C 5 コンピテント細胞に挿入して形質転換した。形質転換体を選別し、制限エンドヌクレアーゼ消化プラスミド DNA のアガロースゲル電気泳動法により適切なプラスミドを特定した。

20

【0083】

図 27 に示すような標準的クローニング技術を使って、プロモータおよびターミネーターを有する p G B 1 0 3 3 由来 2 オペロンを B a m H I / A v r I I DNA 断片として p G S 3 1 R - M C S に挿入することによりプラスミド p G B 1 0 3 6 を構築した。断片を N E B Q u i c k L i g a t i o n K i t (N e w E n g l a n d B i o L a b s) を使って一緒に連結し、G C 5 コンピテント細胞中に挿入し形質転換した。形質転換体を選別し、制限エンドヌクレアーゼ消化プラスミド DNA のアガロースゲル電気泳動法により適切なプラスミドを特定した。

30

【0084】

電気穿孔法を使って大腸菌 B L 2 1 エレクトロコンピテント細胞中にプラスミド p G B 1 0 3 6 および p J 4 0 1 - N E S 1 - i d i を挿入することにより同時形質転換した。

【0085】

ネオリドール、リナロールおよび 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール生成を以下のようにアッセイした。L B 寒天プレートからのプラスミド p J 4 0 1 - N E S 1 - i d i および p G B 1 0 3 6 を含む B L 2 1 の単一コロニーを使って、50 μg / ml のカナマイシンおよび 37 μg / ml のクロラムフェニコールを含む 10 ml の L B 培地 (10 g / L の酵母エキス、5 g / L の B a c t o トリプトン、10 g / L の塩化ナトリウム) に播種した。37 で 16 時間、回転振盪インキュベーター中でフラスコをインキュベートした。16 時間後、50 μg / ml のカナマイシン、20 μg / ml のクロラムフェニコール、200 μg / ml のアニドロテトラサイクリン、および 0 . 1 m M の I P T G を含む新しい L B 培地を使って、600 nm で 0 . 4 ~ 0 . 5 の初期細胞密度になるまで培養液を希釈した。4 ml の希釈培養液を 20 ml の G C バイアルに入れ、30 で 6 または 24 時間、振盪を加えながらインキュベートした。実施例 3 で記載のように、6 または 24 時間後、ヘッドスペースガスを G C / M S - S I M により分析した。

40

【0086】

この実施例の結果を図 28 に示す。p J 4 0 1 - N E S 1 - i d i および p G B 1 0 3 6 を含む B L 2 1 細胞は、約 4 . 05 mg / L の 8 . 8 分のピークに対応するリナロール、および 0 . 38 mg / L の 4 . 8 分のピークに対応する 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールを生成した。これは、p J 4 0 1 - N E S 1 - i d i および p G B 1 0 3 6 を含む

50

大腸菌細胞が、pJ401-NES1-idiを単独で含む細胞より7倍多くの2-メチル-3-ブテン-2-オールを生成することを示す。

【0087】

実施例5

2-メチル-3-ブテン-2-オールに対するリナロールの比率を変えるFaNES1変異

この実施例は、FaNES1への変異の導入により、生成される2-メチル-3-ブテン-2-オールの量に対する生成されるリナロールの量を変えることができることを示す。

【0088】

部位特異的変異誘発または完全遺伝子合成を使って、野性型FaNES1アミノ酸配列中に特異的アミノ酸置換を導入した。表4は、変異体酵素名および対応する変異を示す。表4のアミノ酸およびこの実施例の番号付与は、ジェンバンク受入番号P0CV94で公表されている野性型FaNES1酵素のアミノ酸位置に対応する

10

【表4】

表4	
酵素名	導入変異
NES1v2	I266F, S374F およびI490F
NES1#1	I266F
NES1#2	S374F
NES1#3	I490F
NES1#4	G375D
NES1#5	I266F および S374F
NES1#6	I266F および I490F
NES1#7	S374F および I490F
NES1#8	L413F
NES1#9	I490K
NES1#10	I490Y

20

【0089】

30

FaNES1およびH. pluvialis idi遺伝子のコドン最適化配列を使って、プラスミドpJ401-NES1v2-idiからNESv2を生成した。作成中、3種のアミノ酸変異を導入し、位置266のイソロイシンをフェニルアラニンに(I266F)、位置374のセリンをフェニルアラニンに(S374F)、および位置490のイソロイシンをフェニルアラニンに(I490F)置換した。

【0090】

プラスミドpJ401-NES1v2-idiをテンプレートとして使って、標準的部位特異的変異誘発技術によりFaNES1変異体のNES1#1~NES1#10を生成した。部位特異的変異をDNAシーケンシングにより確認した。確認された変異体を電気穿孔法により大腸菌BL21エレクトロコンピテント細胞中に挿入した。それぞれ個別変異体に対するリナロールおよび2-メチル-3-ブテン-2-オールの生成を30で6時間の培養時間を使って実施例3に記載の方法に従ってアッセイした。結果を表5に示す。

40

。

【表 5】

FaNES1変異酵素	表 5	
	リナロール (mg/L)	2-メチル-3-ブテン-2- オール (mg/L)
野性型	0.54	0.02
NESv2	-	-
NES#1	-	-
NES#2	-	-
NES#3	-	-
NES#4	-	-
NES#5	-	-
NES#6	-	-
NES#7	-	-
NES#8	0.05	-
NES#9	-	-
NES#10	-	-

10

【0091】

ジメチルアリルジホスファートの供給を増やすと、野性型 FaNES1 によるリナロールおよび 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールの生成が増加することが示されている（実施例 4）ので、一部の FaNES1 変異体をコードするプラスミドを pGB1036 と共に BL21 エレクトロコンピテント細胞中に挿入して同時形質転換を行った。30 で 24 時間のインキュベーション時間を使って実施例 3 に示す方法に従って、変異体酵素のリナロールおよび 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールを生成する能力をアッセイした。結果を表 6 に示す。

20

【表 6】

FaNES1変異体酵素*	表 6	
	Lin* (mg/L)	232-MB* (mg/L)
野性型	4.05	0.38
NES1#1		0.04
NES1#3	0.08	0.04
NES1#8	0.79	0.05
NES1#9	XX	XX
NES1#10	XX	XX

30

* pGB1036 により供給された高ジメチルアリルジホスファート濃度でインビボアッセイを行った。Lin=リナロール；232-MB=2-メチル-3-ブテン-2-オール。

【0092】

40

実施例 6

ジメチルアリルジホスファートからイソプレンを生成するための微生物

この実施例は、ホスファターゼ、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール異性化酵素、および 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール脱水酵素を発現する非天然微生物を使って、どのようにしてイソプレンを生成できるかを示す。

【0093】

枯草菌の yhfR 遺伝子は大腸菌中での発現用にコドン最適化し、合成し、プラスミドベクター pJex404 に挿入して、pJex404 - yhfR を生成した。リボソーム結合部位を含むコドン最適化 yhfR 配列（配列番号 3）を図 11 に示す。下記のオリゴヌクレオチドプライマーを使って、リボソーム結合部位および yhfR コード配列をポリ

50

メラーゼ連鎖反応 (PCR) で増殖した。

5' - G G G C A A G T A A C T C G A T T A A A G A G G A G A
A A A T A T A A T G A C G G C A G - 3' (配列番号 11)

5' - G C C C T T G G G G C T C G A G T T A T T T G A T G A
A A C C G C T C A G A T G G - 3' (配列番号 12) .

【0094】

酵素 X h o I を使ったエンドヌクレアーゼ制限によりプラスミド p J 4 0 4 - L D I を直鎖化した。y h f R コード配列および X h o I 消化 p J 4 0 4 - L D I を含む PCR 産物を、標準的実験技術を使ってアガロースゲル精製した。メーカーの指示書に従って、I n - F u s i o n A d v a n t a g e P C R C l o n i n g K i t (C l o n t e c h L a b o r a t o r i e s , I n c . , M o u n t a i n V i e w , C A) を使って断片を連結した後、コンピテント大腸菌 G C 5 細胞 (G e n e C h o i c e : S i g m a - A l d r i c h C o . L L C から入手可能) 中に化学的に挿入して形質転換した。形質転換体を選別し、制限エンドヌクレアーゼ消化プラスミド DNA のアガロースゲル電気泳動法により適切なプラスミドを特定した。その後、適切なプラスミドをエレクトロコンピテント大腸菌 B L 2 1 中に挿入して形質転換した。得られたプラスミドを p J 4 0 4 - L D I . y h f R と命名した。

【0095】

プラスミド p J 4 0 4 - L D I . y h f R を含む B L 2 1 によるイソプレンの生成は、以下のようにアッセイできる。LB 寒天プレートからの p J 4 0 4 - L D I . y h f R または p J 4 0 4 - L D I を含む B L 2 1 の単一コロニーを使って、125 mL エルレンマイヤーフラスコ中の、20 g / L のグリセロールおよび 100 μ g / mL のアンピシリンを含む 10 mL の LB 培地 (10 g / L の酵母エキス、5 g / L の B a c t o トリプトン、10 g / L の塩化ナトリウム) に播種する。フラスコを 37 °C で 16 時間、回転振盪インキュベーターでインキュベートする。16 時間後、20 g / L のグリセロールおよび 100 μ g / mL のアンピシリンを含む新しい LB 培地を使って 600 nm で 0.16 の光学密度まで培養液を希釈する。50 mL の希釈培養液を 300 - mL エルレンマイヤーフラスコに入れ、回転振盪インキュベーターで、600 nm の光学密度が約 0.6 になるまで、典型的な例では 90 分間、37 °C でインキュベートする。その後、4 mL の培養液を 20 mL ガスクロマトグラフィーヘッドスペースバイアルに入れる。I P T G (イソプロピル - D - 1 - チオガラクトピラノシド) を加えて 0.1 mM とする。培養液を 37 °C で 16 時間、振盪を加えながら培養する。

【0096】

イソペン、3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールおよび 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールを前述のように測定する。イソペンピークの同一性は、GC / MS を使って前述のように確認できる。

【0097】

実施例 7

2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールのイソペンへの酵素変換

この実施例は、酵素調製物による 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールからのイソペンの生成について示す。

【0098】

p J 4 0 4 - L D I を含む B L 2 1 の形質転換体を 100 μ g / mL のアンピシリンを含むルリア - ベルターニ (LB) 寒天プレート (10 g / L の酵母エキス、5 g / L の B a c t o トリプトン、10 g / L の塩化ナトリウム、15 g / L の B a c t o 寒天) 上で選択した。

【0099】

LB 寒天プレートからの p J 4 0 4 - L D I を含む B L 2 1 の単一コロニーを、125 - mL のエルレンマイヤーフラスコ中の 100 μ g / mL のアンピシリンを含む 10 mL の LB 培地 (10 g / L の酵母エキス、5 g / L の B a c t o トリプトン、10 g / L の

10

20

30

40

50

塩化ナトリウム)に播種した。フラスコを37℃で16時間、回転振盪インキュベーターでインキュベートした。16時間後、100 µg/mlのアンピシリンを含む新しいLB培地を使って600 nmで0.16の光学密度になるまで得られた培養液を希釈した。50 mlの希釈培養液を300-mlのエrlenmeyerフラスコに入れ、回転振盪インキュベーターで、600 nmの光学密度が約0.6になるまで、典型的な例では90分間、37℃でインキュベートした。その後、IPTG (イソプロピル-β-D-1-チオガラクトピラノシド)を加えて1.0 mMとし、培養液を37℃でさらに4時間、振盪を加えながら培養した。

【0100】

遠心分離(6,500 rpm、10分、4℃)により液体培養物から細胞を集め、沈殿物の重量を測定した。沈殿物を、1グラム細胞沈殿物当たり5 mlの室温Novagen Bug Buster Master Mix (EMD Millipore)中に再懸濁し、低速設定の回転ミキサーを使って室温で20分間インキュベートした。不溶性の細胞壊死組織片を遠心分離(16,000 x g、20分、4℃)で除去し、上清を新しいチューブに移した。

【0101】

2-メチル-3-ブテン-2-オールのイソブレンへの酵素変換を以下のように行った。種々の濃度の緩衝液(50 mMのトリスpH 7.8、2 mMのジチオスレイトール)および基質(2-メチル-3-ブテン-2-オール)を氷上の20 mlのヘッドスペースバイアル中で混合した。LDI抽出物(0.15 ml)の添加により反応を開始し、最終反応容量は、1 mlであった。バイアルを37℃の振盪インキュベーターに移し、1~6時間インキュベートした。85℃に5分間加熱することにより反応を停止させた。

【0102】

5975C MSDおよびCTC-PALオートサンプラーを備えたAgilent 7890A GCを使って、ヘッドスペースGC/MSにより2-メチル-3-ブテン-2-オールおよびイソブレン生成物を定量した。ヘッドスペースバイアルを600 rpmで攪拌しながら85℃で5分間インキュベートした。その後、85℃で1 mlのヘッドスペースガスをヘッドスペースシリンジを使って取り出し、GC注入口に注入した(250℃、スプリット比;20:1)。GC/MS法では、VF-624 ms 60 m x 250 µm x 1.4 µmカラム(J&W Scientific)に流すキャリアガスとして1.5 ml/分の流速のヘリウム、90℃で1分保持後25℃/分で昇温し230℃で2分間保持のオーブンプログラム、230℃のMSソース温度、および150℃の四重極温度、を使用した。質量分析計をスキャンモード(20~160質量単位)で操作した。NIST 11 MSライブラリー、ならびに基準試料(2-メチル-3-ブテン-2-オール(Sigma Aldrich);135 ppmvイソブレン、乾燥窒素ガス中の135 ppmv二酸化炭素(Matheson TRIGAS, Houston, TX))に対する比較により2-メチル-3-ブテン-2-オールおよびイソブレンピークを特定した。結果を次の2つの表に示す。

【表7】

インキュベーション 時間(時間)	2-メチル-3-ブテン-2-オール	イソブレン
0(酵素抽出物なし)	10 mM	N.D.
1	10 mM	169.2
3	10 mM	505.0
6	10 mM	846.2

注記: N.D.; 検出されず。

注記: N.D.; 検出されず。

【表 8】

インキュベーション 時間 (時間)	2-メチル-3-ブテン-2-オール	イソプレン
3	0 mM	N.D.
3	0.5 mM	56.6
3	5 mM	356.4
3	50 mM	706.6

10

【0103】

結果は、リナロール脱水酵素 - 異性化酵素は、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールをイソプレンに効率的に変換することを示す。

【0104】

実施例 8

3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールのイソプレンへの酵素変換

この実施例は、酵素調製物による 3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールからのイソプレンの生成について示す。

【0105】

pJ404 - LDIを含むBL21の形質転換体を100 μ g/mlのアンプシリンを含むルリア - ベルターニ (LB) 寒天プレート (10 g/Lの酵母エキス、5 g/LのBactoトリプトン、10 g/Lの塩化ナトリウム、15 g/LのBacto寒天) 上で選択した。

20

【0106】

LB寒天プレートからのpJ404 - LDIを含むBL21の単一コロニーを使って125 - mLエルレンマイヤーフラスコ中の100 μ g/mlのアンプシリンを含む10 mLのLB培地 (10 g/Lの酵母エキス、5 g/LのBactoトリプトン、10 g/Lの塩化ナトリウム) に播種した。37 で16時間、回転振盪インキュベーターでフラスコをインキュベートした。16時間後、100 μ g/mlのアンプシリンを含む新しいLB培地を使って600 nmで0.16の光学密度になるまで得られた培養液を希釈した。50 mLの希釈培養液を300 - mLエルレンマイヤーフラスコに入れ、回転振盪インキュベーターで、600 nmの光学密度が約0.6になるまで、典型的な例では90分間、37 でインキュベートした。その後、IPTG (イソプロピル - D - 1 - チオガラクトピラノシド) を加えて1.0 mMとし、培養液を37 でさらに4時間、振盪を加えながら培養した。

30

【0107】

遠心分離 (6,500 rpm、10分、4) により液体培養物から細胞を集め、沈殿物の重量を測定した。沈殿物を、1グラム細胞沈殿物当たり5 mLの室温Novagen Bug Buster Master Mix (EMD Millipore) 中に再懸濁し、低速設定の回転ミキサーを使って室温で20分間インキュベートした。不溶性の細胞壊死組織片を遠心分離 (16,000 \times g、20分、4) で除去し、上清を新しいチューブに移した。

40

【0108】

3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールのイソプレンへの酵素変換を以下のように行った。種々の濃度の緩衝液 (50 mMのトリス pH 7.8、2 mMのジチオスレイトール) および基質 (3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オール) を氷上の20 mLのヘッドスペースバイアル中で混合した。LDI抽出物 (0.15 mL) の添加により反応を開始し、最終反応容量は、1 mLであった。バイアルを37 の振盪インキュベーターに移し、1 ~ 6時間インキュベートした。85 に5分間加熱することにより反応を停止させた。

【0109】

50

5975C MSDおよびCTC-PALオートサンプラーを備えたAgilent 7890A GCを使って、ヘッドスペースGC/MSにより3-メチル-2-ブテン-1-オール、2-メチル-3-ブテン-2-オールおよびイソブレン生成物を定量した。ヘッドスペースバイアルを600rpmで攪拌しながら85℃で5分間インキュベートした。その後、85℃で1mlのヘッドスペースガスを、ヘッドスペースシリンジを使って取り出し、GC注入口に注入した(250℃、スプリット比; 20:1)。GC/MS法では、VF-624ms 60m×250μm×1.4μmカラム(J&W Scientific)に流すキャリアガスとして1.5ml/分の流速のヘリウム、90℃で1分保持後25℃/分で昇温し230℃で2分間保持のオープンプログラム、230℃のMSソース温度、および150℃の四重極温度、を使用した。質量分析計をスキャンモード(20~160質量単位)で操作した。NIST 11 MSライブラリー、ならびに基準試料(3-メチル-2-ブテン-1-オール、2-メチル-3-ブテン-2-オール(Sigma Aldrich); 135ppmイソブレン、乾燥窒素ガス中の135ppm二酸化炭素(Matheson TRIGAS, Houston, TX))に対する比較により3-メチル-2-ブテン-1-オール、2-メチル-3-ブテン-2-オールおよびイソブレンピークを特定した。結果を次の表7および8に示す。

10

【表9】

表7

インキュベーション 時間(時間)	3-メチル-2-ブテン-1- オール	2-メチル-3-ブテ ン-2-オール	イソブレン
0(酵素抽出物なし)	10 mM	N.D.	N.D.
1	10 mM	0.31	2.35
3	10 mM	0.49	3.8
6	10 mM	0.72	6.85

20

注記: N.D.; 検出されず。

【表10】

表8

インキュベーション 時間(時間)	3-メチル-2-ブテン-1- オール	2-メチル-3-ブテ ン-2-オール	イソブレン
3	0 mM	N.D.	N.D.
3	0.5 mM	N.D.	N.D.
3	5 mM	0.26	2.16
3	50 mM	3.04	8.67

30

【0110】

結果は、リナロール脱水酵素-異性化酵素が、3-メチル-2-ブテン-1-オールを2-メチル-3-ブテン-2-オールおよびイソブレンに効率的に変換することを示す。

【0111】

実施例9

40

2-メチル-3-ブテン-2-オールのイソブレンへの変換用全細胞生体触媒

この実施例は、リナロール脱水酵素-異性化酵素を発現する非天然微生物による2-メチル-3-ブテン-2-オールからのイソブレンの生成について示す。

【0112】

pJ404-LDIを含むBL21の形質転換体を100μg/mlのアンプシリンを含むルリア-ベルターニ(LB)寒天プレート(10g/Lの酵母エキス、5g/LのBactoトリプトン、10g/Lの塩化ナトリウム、15g/LのBacto寒天)上で選択した。

【0113】

LB寒天プレートからのpJ404-LDIを含むBL21の単一コロニーを使って

50

250 - mL エルレンマイヤーフラスコ中の 100 $\mu\text{g}/\text{mL}$ のアンピシリンを含む 50 mL の LB 培地 (10 g/L の酵母エキス、5 g/L の Bactotripton、10 g/L の塩化ナトリウム) に播種した。37 で 16 時間、回転振盪インキュベーターでフラスコをインキュベートした。16 時間後、得られた培養液を使って、60 g/L のグリセロール、100 $\mu\text{g}/\text{mL}$ のアンピシリン、1 mM の IPTG、および 5 mM の 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールを補充した 450 mL の MM32 培地を含むバイオリアクター (Q+、Sartorius) に播種した。

【0114】

MM32 培地は、以下のように調製した。次の化学薬品を約 800 ミリリットルの蒸留水に加えることにより一価陽イオン溶液を調製した：0.66 g の $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 、1.2 g の Na_2HPO_4 、0.25 g の K_2SO_4 、および 1 ミリリットルの 1000 \times 微量栄養素溶液 (下記)。蒸留水を使って容量を 990 ミリリットルにした。オートクレーブを使って溶液を無菌化した。

【0115】

1000 \times 微量栄養素溶液を次の化学薬品約 800 ミリリットルの蒸留水に加えて調製した：0.173 g の亜セレン酸ナトリウム、0.004 g の $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 、0.025 g の H_3BO_3 、0.007 g の $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 、0.003 g の $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 、0.016 g の $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 、および 0.003 g の $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 。3 モル塩酸を使って、pH を 3.0 に調節して化学薬品を完全に溶解し、蒸留水を加えて容量を 1 リットルにした。濾過により 1000 \times 微量栄養素溶液を無菌化した。

【0116】

約 800 ミリリットルの蒸留水に次の化学薬品を加えることにより 100 \times 二価陽イオン溶液を調製した：40 g の $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 、7 g の $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 、および 0.3 g の $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 。オートクレーブにより溶液を無菌化した。

【0117】

10 ミリリットルの無菌の 100 \times 二価陽イオン溶液を 990 ミリリットルの無菌の一価陽イオン溶液に無菌的に加え、混合することにより MM32 培地を調製した。

【0118】

バイオリアクターを 37 で操作した。pH を 7.0 に設定し、9% 水酸化アンモニウムを使って制御した。気流を 100 mL/分 に設定した。攪拌を 550 rpm に設定した。0、2、4、6、24、30 および 48 時間目に、バイオリアクターから 2 - mL の試料を取り出した。これらの試料を 600 nm での細胞密度測定に使用し、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールを定量した。イソブレン生成を質量分析により連続的にモニターした。

【0119】

5975C MSD および CTC - PAL オートサンプラーを備えた Agilent 7890A GC を使って、ヘッドスペース GC/MS で 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールを定量した。種々の時点の 1 - mL の試料培養液を 20 - mL のヘッドスペースバイアルに入れた。ヘッドスペースバイアルを 600 rpm で攪拌しながら 85 で 5 分間インキュベートした。その後、加熱ヘッドスペースシリンジを使って 85 で 1 mL のヘッドスペースガスを取り出し、GC 注入口に注入した (250、スプリット比；20:1)。GC/MS 法では、VF - 624 ms 60 m \times 250 μm \times 1.4 μm カラム (J & W Scientific) に流すキャリアガスとして 1.5 mL/分の流速のヘリウム、90 で 1 分保持後 25 / 分で昇温し 230 で 2 分間保持のオープンプログラム、230 の MS ソース温度、および 150 の四重極温度、を使用した。質量分析計をスキャンモード (20 ~ 160 質量単位) で操作した。NIST 11 MS ライブラリー、ならびに基準試料 (3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オール、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オール (Sigma Aldrich)；135 ppm イソブレン、乾燥窒素ガス中の 135 ppm 二酸化炭素 (Matheson TRIGAS, Houston, TX

10

20

30

40

50

)) に対する比較により 3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オール、2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールおよびイソブレンのピークを特定した。

【0120】

0.5 L バイオリアクターからの発酵オフガスの N_2 、 CO_2 、 H_2 、 O_2 、およびイソブレン含量を Hiden HPR-20 質量分析計 (Hiden Analytical, 英国) を使ってオンラインガス質量分析によりモニターした。Hiden HPR-20 質量分析計の較正に使われた認証イソブレンガス混合物 (1375 ppmv イソブレン、1375 ppmv 二酸化炭素、および乾燥窒素ガス; Matheson TRIGA S, Houston, TX) から相対的オフガスイソブレン濃度を決定した。

【0121】

この実験の結果を図 29 に示す。pJ404-LDI を含む BL21 細胞は、長期間にわたり、5 mM の 2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールをイソブレンに効率的に変換する。2 - メチル - 3 - ブテン - 2 - オールが消費されるに伴い、イソブレン生成速度は低下する。

【0122】

実施例 10

3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールのイソブレンへの変換用全細胞生体触媒

この実施例は、リナロール脱水酵素 - 異性化酵素を発現する非天然微生物による 3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールからのイソブレンの生成について示す。

【0123】

pJ404-LDI を含む BL21 の形質転換体を $100 \mu g / ml$ のアンピシリンを含むルリア - ベルターニ (LB) 寒天プレート ($10 g / L$ の酵母エキス、 $5 g / L$ の Bactotripton、 $10 g / L$ の塩化ナトリウム、 $15 g / L$ の Bacto 寒天) 上で選択した。

【0124】

LB 寒天プレートからの pJ404-LDI を含む BL21 の単一コロニーを使って 250 - mL のエルレンマイヤーフラスコ中の $100 \mu g / ml$ のアンピシリンを含む 50 mL の LB 培地 ($10 g / L$ の酵母エキス、 $5 g / L$ の Bactotripton、 $10 g / L$ の塩化ナトリウム) に播種した。37 で 16 時間、回転振盪インキュベーターでフラスコをインキュベートした。16 時間後、得られた培養液を使って、 $60 g / L$ のグリセロール、 $100 \mu g / mL$ のアンピシリン、1 mM の IPTG、および 30 mM の 3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールを補充した 450 mL の MM32 培地 (実施例 9) を含むバイオリアクター (Q+、Sartorius) に播種した。バイオリアクターを 37 で操作した。pH を 7.0 に設定し、9 % 水酸化アンモニウムを使って制御した。気流を $100 mL / 分$ に設定した。攪拌を 550 rpm に設定した。0、2、4、6、24、30 および 48 時間目に、バイオリアクターから 2 - mL の試料を取り出した。これらの試料を 600 nm での細胞密度測定に使用し、3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールを定量した。イソブレン生成を質量分析により連続的にモニターした。

【0125】

5975C MSD および CTC-PAL オートサンプラーを備えた Agilent 7890A GC を使って、ヘッドスペース GC / MS で 3 - メチル - 2 - ブテン - 1 - オールを定量した。種々の時点の 1 - mL の試料培養液を 20 - mL のヘッドスペースバイアルに入れた。ヘッドスペースバイアルを 600 rpm で攪拌しながら 85 で 5 分間インキュベートした。その後、加熱ヘッドスペースシリッジを使って 85 で 1 mL のヘッドスペースガスを取り出し、GC 注入口に注入した (250 、スプリット比; 20:1)。GC / MS 法では、VF-624 ms $60 m \times 250 \mu m \times 1.4 \mu m$ カラム (J & W Scientific) に流すキャリアガスとして $1.5 mL / 分$ の流速のヘリウム、90 で 1 分保持後 25 / 分で昇温し 230 で 2 分間保持のオープンプログラム、230 の MS ソース温度、および 150 の四重極温度、を使用した。質量分析計をスキャンモード ($20 \sim 160$ 質量単位) で操作した。NIST 11 MS ライブラリ

10

20

30

40

50

ー、ならびに基準試料(3-メチル-2-ブテン-1-オール、2-メチル-3-ブテン-2-オール(Sigma Aldrich); 135 ppm イソブレン、乾燥窒素ガス中の135 ppm 二酸化炭素(Matheson TRIGAS, Houston, TX))に対する比較により3-メチル-2-ブテン-1-オール、2-メチル-3-ブテン-2-オールおよびイソブレンピークを特定した。

【0126】

0.5 L バイオリアクターからの発酵オフガスの N_2 、 CO_2 、 H_2 、 O_2 、およびイソブレン含量をHidden HPR-20 質量分析計(Hidden Analytical, 英国)を使ってオンラインガス質量分析によりモニターした。Hidden HPR-20 質量分析計の較正に使われた認証イソブレンガス混合物(1375 ppmv イソブレン、1375 ppmv 二酸化炭素、および乾燥窒素ガス; Matheson TRIGAS, Houston, TX)から相対的オフガスイソブレン濃度を決定した。

この実験の結果を図30に示す。pJ404-LDIを含むBL21細胞は、長期間にわたり、30 mMの3-メチル-2-ブテン-1-オールを効率的にイソブレンに変換する。

10

【0127】

本明細書で言及された特許および化学的文献は、当業者に利用可能な知識を形成する。本明細書で引用された全ての米国特許および公告または非公告米国特許出願は、参照によって組み込まれる。本明細書で引用された全ての外国の広告特許および特許出願は、本明細書による参照によって組み込まれる。本明細書で引用された全ての他の出版文献、文書、手稿および科学文献は、本明細書による参照によって組み込まれる。

20

【0128】

前述の事項は、本発明の実施形態に関するが、他のおよび追加の本発明の実施形態も、その基本的範囲を逸脱することなく考案でき、その範囲は、次の請求項によって定められる。

【図 1】




Fig. 1

【図 2】






Fig. 2

【図 5】




L B 培地中の 3-メチル-2-ブテン-1-オール

【図 6】



3-メチル-2-ブテン-1-オール + B L 2.1 (pJ404-LDI)

【図 7】



L B 培地中の 2-メチル-3-ブテン-2-オール


【図 3】

AGGAGGTAAAACATATGCACCACCATCATCACCACATGCGCTTTACGTTGAAAACACCGCCAT
CGTGTCCGCTGCGCGGTTCGTGGCAGGTTTCGGTTCGCCACCGCGTGCAGCGAGGTGTCGCCA
GGCCGTCTGCGCACCACCGAAGATTACTTCGCCCAACAGCGAAACAGGCGGTGACGCCGATG
TGATGGCACAACCTGGCTACATGAACCTACATTGACTTCATCAGCCCGTTCTACAGCCGTGGTTG
CAGCTTTGAAGCGTGGGAGTTGAAGCATACGCCGACCGCTCATTAAGTATAGCAATTGCGTTC
TATGCATACGGTCTGGCGTGGCTGCACTGATTGACCGAAGCTGCGTGCCTGGCAGGTACG
ATCTGATATCGCGGTGTCTAAATGAAGTGCAAGCGTGTTCGGGTGACTGGGAAGAGGATGG
TTTGGCAGCGACCCGATCGAGAAAGAGAACATCATGTACAAAGGTGATCTGAACCTGATGTAT
GGCGTGTATCAGCTGGTGACGGGTAGCGGTGCTACGAGGAGAGCACGCGCACTGACCCGTA
TCATCCATGACGAGATTGCCGCTAATCCGTTCCGCCGATCGTATGTGAACCGGACATTAATT
TGTCAGTGAACAGCGTGGCTGCTTGAAGCTGAGCGTGGGTTTATGACCGTCTGCGGCACTGAT
TATCGCGCAGCCACCGGTGCTTGGTGGATTTCATTGAGAAGACCTGATCGACCGCGAGCGCG
GTGATTTCTACCTGTCTTACCACCGGAAAGCGGTGCTGTTAAGCGGTGGATTAGCGCGTATAC
CACTGCATGGAAGCTGGCCATGGTTTCAGGCGATGGATCCGCGTTTACGAGCGGCTACTATCCG
CGCTTCAAAACAGACCTTCGTTGAAGTGTACGACGAGGCGCGTAAAGCCCGGTTTCGTTAAACCG
CCGTTACGACGACCGCGAGCGGTGGCGTGGCTGCGCGAGCGCGTTTACGCTGTGTTGGCAGC
TGAGATGGGCGATCAGCAACTGTTGATCAGCTGCTGAATCCTCTGGAACCGCGCTGCCAAACCG
AGCATTTGTCAGCGCGTCCCTGCGTTATGAACACCTTGGCTCCCTGCGTGTGATGAGCTGCTGT
TCTCGGTAAAGTTTATGCGAGGTTTGGTGGCGTGTGCTGATGCGCGCACCGGCGAGCGAAGCT
GGCGGCGAAGTAACCTCGAG (配列番号 : 1)

【図 4】


AGGAGGTAAAACATATGCATCATCACCACCCACATGGAAAGATCGAGGTAAAGCATTAAACAG
CAAACATACGATTAAACCGAGCACGAGCTCCACCCCGTTGCAGCGGTATAAGCTGACCCGCTG
GACCACTGACCCACCGGATACATCCCAATCGTCTTTTCTATCCGATTACGATCAGCACT
TCAATCTGCGCAGACGCTGGCAGACCTGCCCTCAAGCCCTGTCGAAACCCCTGACTCTGTATTA
CCCGCTGAGCGGTGCTGTGAAGAATAACTTGTACATTGACGACTTCGAAGAGCGGCTTCCGTAC
CTGGAAGCGGTGCTCAATTGTGATATGACGAGCTTCTCTGCGCTGCTGAAGATTGAGTGTGTTGA
ACGAGTTCGTGCGGATTAAAGCGGTTTACGATGGAAGCCATTAGCGAGCGGTTTACCGTTGCT
GGTGTTCAGTCAACCTGTTGATAGCGGTATCGCGATCGGTGTTTCGCTTCTCATAAACTG
ATCGACCGCGCGCACCGCGGACTGCTTCTGAAATCCTGSGGTGCGGTTTTCGCGGTGCGCGG
AGAATATCATCCACCCGAGCCTGAGCGAGGCGGCACTGCTGTTCCACCGCGGATGATTTCGCG
GGAGAAATATGTTGATCAGATGGAAGCCCTGCTGTTTCGCGGTAAAGGTTTCCGACCGCTGCG
TTTGTCTTGTGTTAAGCGGATCAGCAGCATCCAGGACGAGGCAAGTCTGAATCGGTGCTT
AGCCGTCCCGTGTGACCGCGGTACCGGCTTCTGTTGAAGCACCTGATTGCGGCAGCGCTGCT
TCTGACCTCTGGCACCCCTGAGCGCGCTGAGCATTCGCGCACGCGGCTTAATCTGCGTACC
CGCATGAACATGGAACCTGCTGGCAATGCGACCGGCAAGCTGTTTGGTGGCGCGAGGCTA
TTCTGGAGTTGAGCCACACCCCGGAGATCAGGATCTGAAGCTGTCGATCTGCTGGAATCT
GTTGAATGGCAGCGTTAAACATGCAATGGTGAATTAATCTGGAACGTTTAAAGGTAAGAGGCG
TATGGCGGTATGTTGAATATCTGGATTTCAGCGTACGATGAGCAGCATGGAGCCGCGACCGG
ATATCTACCTGTTAGCAGCTGGACGAACCTCTTAAACCGCTGGACTTGGTTGGGTGCTAC
CAGCTGATCGGTGTCGAGGTAAAGATCGAGAGCGCCAGCTGCAAAATCATTATCTGGTGGCT
ACCCAATGTCGCTGTTATCGAGGCTTGGTGAACCTGGAAGAAAGAGAAATGGCCATGCTGG
AACAAGACCGCATTTCTTGGCGCTGGCTAGCCCGAAAACCTTGATTAACTCGAG
(配列番号 : 2)

【図 8】



2-メチル-3-ブテン-2-オール + B L 2.1 (pJ404-LDI)

【図 9】



保持時間 2.49 分のデータ


[illegible][illegible]

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 16

蒸留リナロール

Mass spectrum showing relative intensity (Y-axis, 0 to 7×10^5) versus mass-to-charge ratio (m/z , X-axis, 26 to 136). The base peak is at m/z 72. Other significant peaks are labeled at m/z 26, 38, 42, 44, 54, 66, 84, 94, 96, 104, 112, 120, and 136.

【図 26】




Fig. 26

【図 27】




Fig. 27

【図 28】






Fig. 28

【図 29】



【図 30】



【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/US2013/041108

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC(8) - C12P 5/02 (2013.01)

USPC - 585/614

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC(8) - C07C 11/18; C12N 1/20, 1/21, 15/29; C12P 5/00, 5/02, 7/00, 7/02, 7/04 (2013.01)
USPC - 435/132, 157, 166, 167, 252.33, 252.8, 471; 585/614

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
CPC - C07C 4/10; C12N 15/70; C12P 7/04; C12R 1/19; Y02E 50/343 (2013.01)

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

Orbit, Google Patents, Google Scholar

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X — Y	US 2010/0144893 A1 (AHARONI et al) 10 June 2010 (10.06.2010) entire document	1-3, 7, 14-18, 20-23, 30-32 4-6, 8-13, 19, 24-29, 33, 34
X — Y	BRODKORB et al. "Linalool Dehydratase-Isomerase, a Bifunctional Enzyme in the Anaerobic Degradation of Monoterpenes" J. Biol. Chem. 2010, 285: Pages 30436-30442 originally published online 27 July 2010 (27.07.2010) entire document	35-42 4, 12, 13, 24-29, 33, 34, 43, 44
Y	WITHERS et al "Identification of Isopentenol Biosynthetic Genes from Bacillus subtilis by a Screening Method Based on Isoprenoid Precursor Toxicity" APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, Vol. 73, No. 19 Oct. 2007, Pages 6277-6283 entire document	5, 6, 24, 26, 28, 33, 34
Y	US 2007/0141574 A1 (KEASLING et al) 21 June 2007 (21.06.2007) entire document	6, 9
Y	US 2010/0331800 A1 (MCPHEE) 30 December 2010 (30.12.2010) entire document	10, 11
Y	US 2009/0137014 A1 (TSURUTA et al) 28 May 2009 (28.05.2009) entire document	19
Y	US 2010/0113848 A1 (MCAULIFFE et al) 06 May 2010 (06.05.2010) entire document	26-29, 43, 44

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

20 September 2013

Date of mailing of the international search report

04 OCT 2013

Name and mailing address of the ISA/US

Mail Stop PCT, Attn: ISA/US, Commissioner for Patents
P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450
Facsimile No. 571-273-3201

Authorized officer:

Blaine R. Copenheaver

PCT Helpdesk: 571-272-4300

PCT OSP: 571-272-1774

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC

(74)代理人 100121511

弁理士 小田 直

(74)代理人 100191086

弁理士 高橋 香元

(72)発明者 キャンベル, ポール

アメリカ合衆国, テキサス州 77027, ヒューストン, 3806 ウィッカーズハム レーン

(72)発明者 ブレドウ, セバスチャン

アメリカ合衆国, テキサス州 77025, ヒューストン, 9502 ペムバートン トレース

(72)発明者 ジョウ, ファイジン

アメリカ合衆国, テキサス州 77007, ヒューストン, ユニット ビー, 4217 ギブソン
ストリート

(72)発明者 ドネスケ, ステファニー

アメリカ合衆国, テキサス州 77494, ケイティ, 5119 アゼーリア メドウ レーン

(72)発明者 モンティチェッロ, ダニエル ジェー.

アメリカ合衆国, テキサス州 77381, ザ ウッドランズ, 152 ノース ミル トレース

F ターム(参考) 4B024 AA03 BA07 BA08 BA80 CA02 CA04 CA20 DA06 EA04 GA11

HA01

4B064 AB04 CA02 CA19 CA21 CB04 CB22 CB28 CC24 CD06 CE01

DA16

4B065 AA01Y AA15Y AA26X AA26Y AA88Y AB01 AC14 BA02 BB06 BD13

CA03 CA27