



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN
[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11) (21) Patentihakemus-Patentansökan 841199
(51) Kv.lk.³/Int.Cl.³ A 61 K 31/40
(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 26.3.84
(23) Alkupäivä-Löpdag
(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 29.9.84
(86) Kv. hakemus-Int. ansökan
(30) Etuoikeus-Prioritet 28.3.83 DE P 3311288.6

- (71) Hakija/Sökande: Behringwerke Aktiengesellschaft, Marburg,
Tyskland-BRD
(72) Keksijä/Uppfinnare: Zilg, Harald
(74) Asiamies/Ombud: Kolster
(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Menetelmä hematiinin
stabiloimiseksi. Förfarande för stabilisering av hematin.

(57) Tiivistelmä

Keksintö koskee menetelmää hematiinin
stabiloimiseksi albumiinin avulla.
Stabiloitua hematiinia voidaan käyttää
lääkeaineena, erityisesti tietyissä
porfyriataudin muodoissa.

(57) Sammandrag

Uppfinningen hänför sig till stabilise-
ring av hematin med albumin. Det
stabiliserade hematinet kan användas
som läkemedel, speciellt vid vissa
former av porfyria.