



Office de la Propriété
Intellectuelle
du Canada

Un organisme
d'Industrie Canada

Canadian
Intellectual Property
Office

An agency of
Industry Canada

CA 2523627 C 2013/11/19

SECTION 8 CORRECTION

SEE CERTIFICATE

CORRECTION-ARTICLE 8 (12)

VOIR CERTIFICAT

(11)(21) **2 523 627**

**BREVET CANADIEN
CANADIAN PATENT**

(13) **C**

(86) Date de dépôt PCT/PCT Filing Date: 2004/04/28

(87) Date publication PCT/PCT Publication Date: 2004/11/11

(45) Date de délivrance/Issue Date: 2013/11/19

(85) Entrée phase nationale/National Entry: 2005/10/25

(86) N° demande PCT/PCT Application No.: FR 2004/001031

(87) N° publication PCT/PCT Publication No.: 2004/096292

(30) Priorité/Priority: 2003/04/29 (FR03/05228)

(51) Cl.Int./Int.Cl. **A61K 51/08** (2006.01)

(72) Inventeurs/Inventors:

AZIZI, MICHEL, FR;

EZAN, ERIC, FR

(73) Propriétaires/Owners:


ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, FR;

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, FR

(74) Agent: ROBIC

(54) Titre : UTILISATION D'UN ANALOGUE DU TETRAPEPTIDE ACSDKP RESISTANT A L'ENZYME DE CONVERSION DE L'ANGIOTENSINE I, POUR LA MESURE DU DEBIT DE FILTRATION GLOMERULAIRE CHEZ L'HOMME OU L'ANIMAL ET KIT LE CONTENANT

(54) Title: USE OF A TETRAPEPTIDE ACSDKP ANALOGUE RESISTANT TO THE ANGIOTENSIN I CONVERSION ENZYME, FOR MEASURING GLOMERULAR FILTRATION RATE IN A HUMAN OR AN ANIMAL AND KIT CONTAINING SAME



Acetyl	Ser (CO-NH)	Asp (CO-NH)	Lys (CO-N)	Pro	(AcSDKP)
Acetyl	Ser (<u>CH₂-NH</u>)	Asp	Lys	Pro	(SΨ)
Acetyl	Ser	Asp (<u>CH₂-NH</u>)	Lys	Pro	(DΨ)
Acetyl	Ser	Asp	Lys (<u>CH₂-N</u>)	Pro	(KΨ)
Acetyl	Ser	Asp	Lys	Pro-NH ₂	(AcSDKP-NH ₂)
Acetyl	Ser	DAsp	Lys	Pro	(AcS _D DKP)

(57) Abrégé/Abstract:

Utilisation des analogues du N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro, résistants à l'ECA, pour la préparation d'un réactif ou traceur adapté à la mesure du débit de filtration glomérulaire.

Canada

<http://opic.gc.ca> • Ottawa/Gatineau K1A 0C9 • <http://cipo.gc.ca>

OPIC • CIPQ 191

OPIC



CIPQ



Office de la propriété
intellectuelle
du Canada

Un organisme
d'Industrie Canada

Canadian
Intellectual Property
Office

An Agency of
Industry Canada

*Bureau canadien
des brevets
Certificat de correction*

*Canadian Patent
Office
Certificate of Correction*

Numéro de demande: 2,523,627

Date de dépôt: le 28 avril 2004

Les corrections suivantes sont faites en
raison de l'article 8 de la *Loi sur les
brevets* et le document doit être lu tel
que corrigé.

The following corrections are made
pursuant to section 8 of the *Patent Act*
and the document should read as
corrected.

Dans la demande mentionnée ci-haut:

Le titre de l'invention devrait se lire UTILISATION D'UN ANALOGUE DU
TETRAPEPTIDE ACSDKP RESISTANT A L'ENZYME DE CONVERSION DE
L'ANGIOTENSINE I, POUR LA MESURE DU DEBIT DE FILTRATION
GLOMERULAIRE CHEZ L'HOMME OU L'ANIMAL ET KIT LE CONTENANT.


Agent certificateur / Certifying Officer

3 décembre, 2013

Date

Canada

(CIP0 25)
01/07/05



(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international(43) Date de la publication internationale
11 novembre 2004 (11.11.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2004/096292 A3(51) Classification internationale des brevets⁷ :

A61K 51/08

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : AZIZI, Michel [FR/FR]; 2, place Alfred Sauvy, F-75015 Paris (FR). EZAN, Eric [FR/FR]; 16, rue Victor Hugo, F-92240 Malakoff (FR).

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2004/001031

(22) Date de dépôt international : 28 avril 2004 (28.04.2004)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

03/05228

29 avril 2003 (29.04.2003)

FR

(71) Déposants (pour tous les États désignés sauf US) :

ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS [FR/FR]; 3, avenue Victoria, F-75004 Paris (FR). COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR]; 31-33, rue de la Fédération, F-75015 Paris (FR).


(74) Mandataire : CABINET ORES; 36, rue de St Pétersbourg, F-75008 Paris (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: USE OF A TETRAPEPTIDE ACSDKP ANALOGUE RESISTANT TO THE ANGIOTENSIN I CONVERSION ENZYME, FOR MEASURING GLOMERULAR FILTRATION RATE IN A HUMAN OR AN ANIMAL AND KIT CONTAINING SAME

(54) Titre : UTILISATION D'UN ANALOGUE DU TETRAPEPTIDE ACSDKP RESISTANT A L'ENZYME DE CONVERSION DE L'ANGIOTENSINE I, POUR LA MESURE DU DEBIT DE FILTRATION GLOMERULAIRE CHEZ L'HOMME OU L'ANIMAL ET KIT LE CONTENANT



Acetyl	Ser (CO-NH)	Asp (CO-NH)	Lys (CO-N)	Pro	(AcSDKP)
Acetyl	Ser (<u>CH₂-NH</u>)	Asp	Lys	Pro	(SΨ)
Acetyl	Ser	Asp (<u>CH₂-NH</u>)	Lys	Pro	(DΨ)
Acetyl	Ser	Asp	Lys (<u>CH₂-N</u>)	Pro	(KΨ)
Acetyl	Ser	Asp	Lys	Pro-NH ₂	(AcSDKP-NH ₂)
Acetyl	Ser	DAsp	Lys	Pro	(AcS _D DKP)

[Suite sur la page suivante]

WO 2004/096292 A3

WO 2004/096292 A3



(84) **États désignés** (*sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible*) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale

— avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

(88) **Date de publication du rapport de recherche internationale:**

20 janvier 2005

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(57) **Abstract:** The invention concerns the use of ACE-resistant N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro analogues for preparing a reagent or marker adapted to measure a glomerular filtration rate.

(57) **Abbrégé :** Utilisation des analogues du N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro, résistants à l'ECA, pour la préparation d'un réactif ou traceur adapté à la mesure du débit de filtration glomérulaire.

**UTILISATION D'UN ANALOGUE DU TETRAPEPTIDE AcSDKP
RESISTANT A L'ENZYME DE CONVERSION DE L'ANGIOTENSINE I,
POUR LA MESURE DU DEBIT DE FILTRATION GLOMERULAIRE CHEZ
L'HOMME OU L'ANIMAL ET KIT LE CONTENANT.**

5 La présente invention est relative à la mesure du débit de filtration glomérulaire (DFG) chez l'homme normal ou malade ainsi que chez l'animal, par une nouvelle méthode mettant en œuvre un analogue du tétrapeptide N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro (AcSDKP), résistant à l'enzyme de conversion de l'angiotensine I. La mesure du DFG permet d'évaluer avec précision la fonction rénale ; elle constitue un résultat
10 intermédiaire en pratique clinique, pour ainsi identifier une insuffisance rénale débutive et assurer le suivi d'une insuffisance rénale chronique ou après transplantation rénale en pratique clinique. Cette évaluation fine de la fonction rénale est aussi indispensable pour la réalisation de protocoles de recherche clinique et d'expérimentation animale.

15 Le recours à des méthodes de mesures précises du DFG, indice global de la fonction rénale, est indispensable du fait des nombreuses limitations liées à la seule estimation de ce paramètre physiologique par la clairance de la créatinine ou par la valeur de la créatininémie (marqueur endogène) (Froissart M. et al., Médecine Nucléaire, 1995, **19**, 263-276 ; Médecine Nucléaire, 1995, **19**, 251-262). Ces mesures
20 font appel à des marqueurs de filtration glomérulaire. L'inuline reste le marqueur de référence mais les difficultés méthodologiques liées à son utilisation limitent son emploi à un petit nombre d'équipes expérimentées (Froissart et al., précités). Ainsi la méthode de la clairance rénale à l'équilibre de l'inuline avec recueil urinaire nécessite un personnel qualifié et disponible, la mise en place d'une perfusion continue et une
25 vidange vésicale complète itérative pour chaque période, particulièrement difficile à mettre en œuvre chez les sujets âgés et les jeunes enfants. Le calcul de la clairance à partir du débit de perfusion du marqueur ou traceur, réalisée à l'état d'équilibre, a tendance à surestimer de façon systématique la mesure de la clairance urinaire, du fait d'une sortie lente de l'inuline vers le secteur extra-cellulaire interstitiel, liée à une
30 faible diffusibilité (Froissart et al. précités). De plus, l'inuline se prête mal aux méthodes de clairance après injection unique car l'atteinte de l'état d'équilibre entre les secteurs plasmatiques et interstitiels est tardive. Finalement, l'utilisation de

l'inuline est limitée par des contraintes méthodologiques. Ainsi, la dissolution par chauffage dans un volume important est nécessaire avant administration d'inuline, et le dosage de l'inuline repose sur une méthode colorimétrique, pouvant poser problème en présence de chromogènes.

5 On peut aussi utiliser des éléments marqués (radiopharmaceutiques) éliminés par filtration glomérulaire comme le ^{51}Cr -EDTA, le $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -DTPA ou le ^{125}I -iothalamate. Le principal avantage des radiopharmaceutiques est la précision de leur mesure par comptage tant pour les prélèvements sanguins qu'urinaires. Leurs inconvénients multiples résident dans leur coût, la nécessité d'un laboratoire de radio-
10 isotopes, et l'irradiation entraînée par leur injection (Froissart et al., précités).

Compte tenu de l'importance de la mesure du DFG en physiologie, en pathologie, en pharmacologie, et en recherche clinique et expérimentale, et des limitations de toutes les techniques à disposition du corps médical, le développement d'un nouveau marqueur de filtration glomérulaire, d'utilisation simple au lit du
15 malade tout en permettant une mesure fiable du DFG est justifié.

Une substance peut être utilisée comme marqueur ou indicateur pour la mesure du DFG lorsqu'elle répond essentiellement aux critères suivants :

- être totalement filtrable par le glomérule,
- ne pas être sécrétée, ni réabsorbée ultérieurement dans le tubule,
- 20 - ne pas être métabolisée lors du passage dans le rein,
- ne pas avoir d'effet physiologique sur la fonction rénale,
- ne pas être liée aux protéines plasmatiques,
- ne pas être éliminée par voie extra-rénale,
- être dépourvue de toxicité et
- 25 - avoir une clairance constante pour une large plage de concentrations plasmatiques. (Smith H.W. et al., Smith HW., ed. *Principles of renal physiology*. New York: Oxford University Press, 1957, 25-35).

En conséquence, le Demandeur s'est donné pour but de pourvoir à un indicateur (marqueur ou traceur) de la filtration glomérulaire qui réponde mieux et
30 plus facilement aux besoins de la pratique que les indicateurs de l'état de la technique (inuline, créatinine ou radiopharmaceutiques).

Le tétrapeptide hémorégulateur N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro (acétyl-SDKP ou AcSDKP) est un inhibiteur naturel de l'entrée en phase S de la cellule souche hématopoïétique murine (Lenfant M. et al., Proc. Natl. Acad. Sci., 1989, **86**, 779-782). Chez la souris, l'administration exogène du peptide protège les cellules médullaires contre les effets cytotoxiques de médicaments anticancéreux et de l'irradiation et augmente significativement la survie des animaux traités (Masse A. et al., Blood, 1998, **91**, 441-9). Les propriétés biologiques de l'AcSDKP permettent notamment son utilisation comme nouvel agent hématoprotecteur susceptible d'être utilisé *in vivo* au cours de chimio- et radiothérapie anti-tumorale ainsi qu'*in vitro* comme un adjuvant des méthodes de purge de moelle osseuse dans le cas d'autogreffes chez l'homme (voir pour revue Azizi M. et al., Clin. Exp. Pharmacol. Physiol., 2001, **28**, 1066-1069). L'utilisation de l'AcSDKP chez l'homme a nécessité l'étude de sa stabilité dans les fluides biologiques. *In vitro*, l'enzyme de conversion de l'angiotensine I (ECA), qui possède 2 sites actifs N- et C-terminaux homologues et participe à la régulation de l'homéostasie cardiovasculaire, est la principale enzyme impliquée dans le catabolisme de l'AcSDKP (Rieger K.J. et al., Biochem. J., 1993, **296**, 1-6). Le site N-terminal de l'ECA est impliqué de façon préférentielle dans l'hydrolyse du peptide *in vitro* car son efficacité catalytique vis-à-vis de ce substrat est 50 fois supérieure à celle du site C-terminal (Rousseau A. et al., J. Biol. Chem., 1995, **270**, 3656-3661). Chez l'homme, les concentrations plasmatiques et urinaires d'AcSDKP augmentent, de manière significative, au cours de l'inhibition aiguë ou chronique de l'ECA (Azizi M. et al., J. Clin. Invest., 1996, **97**, 839-844). L'AcSDKP est épuré de l'organisme par deux mécanismes : l'hydrolyse par l'ECA d'une part, et la filtration glomérulaire, d'autre part (Azizi M. et al., Hypertension, 1999, **33**, 879-886). Lorsque l'ECA est active, la quantité d'AcSDKP mesurée dans l'urine est faible. Elle représente la quantité résiduelle d'AcSDKP intact, non dégradé par l'ECA plasmatique et endothéliale, qui est filtré au niveau des glomérules, puis dégradé par l'ECA présente à la surface des cellules tubulaires proximales. Quand l'hydrolyse du peptide est inhibée après administration d'un inhibiteur de l'ECA, on observe une augmentation massive de l'excrétion urinaire de l'AcSDKP qui est liée à deux mécanismes :

. à la filtration glomérulaire de la fraction libre d'AcSDKP intact dans le plasma,

. et surtout, à l'inhibition de l'ECA tubulaire par l'inhibiteur filtré au niveau du glomérule.

5 Sous inhibiteur de l'ECA, la clairance urinaire de l'AcSDKP est augmentée mais reste inférieure à la clairance de la créatinine endogène (69 ± 27 %) (Azizi M. et al., 1999, précité). Cette différence est probablement due à l'intermittence de la dégradation du peptide par l'ECA entre les prises de l'inhibiteur et non à une réabsorption tubulaire du peptide, car l'AcSDKP est ionisé au pH urinaire et faible-
10 ment lié aux protéines plasmatiques ($< 1\%$, Azizi M. et al., 1999, précité). En effet, la concentration d'AcSDKP plasmatique varie entre une valeur minimale de 2 pmol/ml et maximale de 4 à 6 pmol/ml entre deux prises de captopril 50 mg, et ce, de façon très parallèle à l'inhibition de l'ECA qui oscille entre 60 et 99 % entre 2 prises (Azizi M. et al., 1999, précité). Le parallélisme strict entre l'évolution des concentrations
15 plasmatiques d'AcSDKP et l'activité de l'ECA démontre clairement une réactivation intermittente de l'ECA entre deux prises de captopril. La contribution exacte des deux mécanismes (clairance rénale et réactivation intermittente de l'ECA) apparaît clairement chez les patients ayant une insuffisance rénale chronique. En effet, on observe une accumulation majeure de l'AcSDKP dans le plasma chez les patients en insuffi-
20 sance rénale, traités par inhibiteur de l'ECA (Azizi M. et al., 1999, précité). Les patients ayant une insuffisance rénale, non-traités par inhibiteur de l'ECA ont une discrète accumulation du peptide dans le plasma. Au cours de l'insuffisance rénale terminale, deux phénomènes concourent à l'augmentation massive des concentrations plasmatiques d'AcSDKP chez les patients traités par un inhibiteur de l'ECA :

25 . le peptide ne peut plus être éliminé par filtration glomérulaire,
 . aucune réactivation intermittente de l'ECA ne peut avoir lieu, du fait de l'accumulation de l'inhibiteur de l'ECA dans le plasma et les tissus, en particulier chez les patients hémodialysés.

 Dans le cadre de leurs travaux précédents, les Inventeurs ont en
30 particulier observé que l'AcSDKP perfusé, en association avec un inhibiteur de l'ECA, pourrait servir de marqueur de la filtration glomérulaire (Azizi M. et al., J. Mol. Med., 2002, **80**, 492-8). Au cours d'une étude qui avait pour objectif d'évaluer

les effets du polymorphisme insertion/délétion du gène de l'ECA sur le métabolisme de l'AcSDKP, les inventeurs ont perfusé l'AcSDKP à 1,12 µg/kg/min pendant 15 minutes à des volontaires sains qui recevaient pour la moitié d'entre eux un inhibiteur de l'ECA, le captopril à la dose de 50 mg 3 fois/jour pendant 3 jours et pour l'autre moitié, un placebo (Azizi M. et al., 2002, précité). Parmi les résultats obtenus, les Inventeurs montrent que sous inhibiteur de l'ECA, la clairance urinaire du peptide exogène est très proche du débit de filtration glomérulaire, estimée par la clairance de la créatinine endogène. Toutefois, cette procédure a l'inconvénient d'être complexe, puisque la perfusion du peptide doit être réalisée au pic de l'inhibition de l'ECA. De plus, il existe aussi une forte variabilité interindividuelle de l'inhibition de l'ECA liée à une biodisponibilité variable de l'inhibiteur.

Le Demandeur a ainsi sélectionné des marqueurs ou indicateurs qui répondent aux conditions énoncées ci-dessus tout en ne présentant pas les inconvénients des méthodes antérieures décrites. Elle a trouvé que, de manière inattendue, les analogues du térapeptide hémorégulateur N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro (AcSDKP) résistants à l'ECA sont adaptés à une utilisation comme marqueurs, traceurs ou indicateurs spécifiques de filtration glomérulaire et répondent ainsi mieux aux besoins de la pratique que les méthodes antérieurement utilisées pour mesurer le débit de filtration glomérulaire.

Ainsi la présente invention couvre l'utilisation des analogues du N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro résistants à l'ECA, sélectionnés dans le groupe constitué par les pseudopeptides dans lesquels l'une des liaisons peptidiques a été remplacée par un groupe amino-méthylène $\Psi(\text{CH}_2\text{-NH})$ et un peptide modifié à son extrémité C-terminale par amidation, pour la préparation d'un réactif ou traceur adapté à la mesure du débit de filtration glomérulaire.

La présente invention a pour objet l'utilisation des analogues du N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro résistants à l'ECA, sélectionnés dans le groupe constitué par des pseudopeptides dans lesquels l'une des liaisons peptidiques a été

5a

remplacée par un groupe amino-méthylène $\Psi(\text{CH}_2\text{-NH})$ et un peptide modifié à son extrémité C-terminale par amidation, lesdits analogues étant sélectionnés dans le groupe constitué par: le N-acétyl-Ser ($\text{CH}_2\text{-NH}$)-Asp-Lys-Pro: $\text{S}\Psi$, le N-acétyl-Ser-Asp ($\text{CH}_2\text{-NH}$)-Lys-Pro : $\text{D}\Psi$, le N-acétyl-Ser-Asp-Lys($\text{CH}_2\text{-NH}$)-Pro : $\text{K}\Psi$ et N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro- NH_2 , pour la préparation d'un réactif ou traceur adapté à la mesure du débit de filtration glomérulaire.

En conséquence, la présente invention a pour objet l'utilisation des analogues du N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro, résistants à l'ECA, pour la préparation d'un réactif ou traceur adapté à la mesure du DFG.

10


Les analogues du N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro, résistants à l'ECA et leurs procédés de préparation sont notamment décrits dans les articles au nom de Gaudron S. et al. (*Stem Cells*, 1999, 17, 2,100-106 ; *J. Med. Chem.*, 1997, 40, 24, 3963-3968) ; ces analogues sont les suivants :

- trois pseudopeptides, dans lesquels l'une des liaisons peptidiques a été remplacée par un groupe amino-méthylène $\Psi(\text{CH}_2\text{-NH})$:

N-acétyl-Ser ($\text{CH}_2\text{-NH}$)-Asp-Lys-Pro: $\text{S}\Psi$

N-acétyl-Ser-Asp ($\text{CH}_2\text{-NH}$)-Lys-Pro : $\text{D}\Psi$

N-acétyl-Ser-Asp-Lys($\text{CH}_2\text{-NH}$)-Pro : $\text{K}\Psi$ et



- un peptide modifié à son extrémité C-terminale par amidation : N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro-NH₂. Ce produit ne diffère de la molécule initiale que par amidification de la fonction carboxyle du résidu proline situé en position C-terminale du peptide.

5 Ces différentes modifications confèrent auxdits analogues de l'AcSDKP une grande stabilité vis-à-vis de l'hydrolyse induite par l'ECA.

Conformément à ladite utilisation, lesdits analogues du N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro, résistants à l'ECA sont avantageusement radiomarqués.

10 La présente invention a également pour objet un procédé de mesure du DFG, caractérisé en ce qu'il comprend la détermination de la clairance plasmatique et/ou la mesure de la clairance rénale à l'état d'équilibre de l'un desdits analogues du N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro après injection intravasculaire, de préférence unique, dudit analogue.

15 De manière surprenante, la mise en œuvre de ces analogues du N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro, pourrait permettre en déterminant la clairance plasmatique totale (Ct) ou, de préférence, en calculant par une méthode simplifiée, la valeur de la clairance plasmatique (C) selon des méthodes connues en soi et notamment décrites dans les articles aux noms de Froissart et al. (précités), d'éviter les mesures de clairance urinaire fractionnées, plus lourdes à mettre en œuvre chez l'homme [mais
20 qui peuvent néanmoins être utiles, chez l'animal, et dans le cadre d'études cliniques] et de réduire le nombre de prélèvements à quelques points et même à un seul point, tout en ne présentant pas les inconvénients des radiopharmaceutiques.

Selon un mode de mise œuvre avantageux dudit procédé, l'analogue du N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro est sélectionné dans le groupe constitué par le N-acétyl-Ser (CH₂-NH)-Asp-Lys-Pro (SΨ), le N-acétyl-Ser-Asp (CH₂-NH)-Lys-Pro (DΨ), le
25 N-acétyl-Ser-Asp-Lys(CH₂-NH)-Pro (KΨ) et le N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro-NH₂.

Conformément à l'invention, la mesure de la concentration dudit analogue du N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro est effectuée par tout moyen de détection sensible et spécifique dudit analogue dans au moins un échantillon biologique et
30 notamment par immunodosage ou par les techniques de chromatographie et/ou de spectrométrie de masse.

De manière avantageuse, ledit immunodosage est un immunodosage très spécifique, n'ayant pas de réaction croisée ni avec la molécule naturelle (AcSDKP) ni avec d'autres peptides amidés ni avec des inhibiteurs de l'enzyme de conversion (Junot C. et al., J. Immunoassay Immunochem., 2001, **22**, 15-31). Cette technique de dosage par EIA (immunoessai enzymatique) a une bonne précision et une bonne reproductibilité. Sa limite de quantification est de 1 nM dans le plasma. Par ailleurs, AcSDKP-NH₂ n'est pas dégradé par l'ECA présente dans le plasma de souris (Junot C. et al., 2001 précité). Sa stabilité évaluée dans les conditions expérimentales et de réalisation des dosages est satisfaisante. De plus, aucune altération n'a été constatée après 3 cycles de congélation-décongélation. Les coefficients de variation (CV) de répétabilité, de reproductibilité sont compris entre 1,4 et 18% et les valeurs d'exactitude sont comprises entre 85 et 115% des valeurs théoriques (Junot C. et al., 2001 précité).


Egalement conformément à l'invention, ledit analogue du N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro peut être radiomarké. Dans ce cas, la mesure de la concentration en peptide est réalisée par une technique d'imagerie ou par comptage radioactif des échantillons.

La présente invention a également pour objet un kit de mesure du débit de filtration glomérulaire, caractérisé en ce qu'il comprend un analogue du N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro sélectionné dans le groupe constitué par le N-acétyl-Ser (CH₂-NH)-Asp-Lys-Pro (SΨ), le N-acétyl-Ser-Asp (CH₂-NH)-Lys-Pro (DΨ), le N-acétyl-Ser-Asp-Lys(CH₂-NH)-Pro (KΨ) et le N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro-NH₂, un moyen de détection dudit analogue dans au moins un échantillon biologique et une notice d'utilisation dudit kit.

Selon un mode de réalisation avantageux dudit kit ou coffret, ledit moyen de détection dudit analogue est sélectionné dans le groupe constitué par les immunodosages, les techniques de chromatographie et/ou de spectrométrie de masse.

7a

Selon un autre mode de réalisation avantageux dudit kit ou coffret, ledit analogue est radiomarké et ledit moyen de détection est sélectionné dans le groupe constitué par les techniques d'imagerie et les techniques de comptage radioactif.



Les analogues du N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro répondent aux critères de choix d'un marqueur ou indicateur idéal de la filtration glomérulaire :

- ils sont librement filtrés,
- ils ne se lient pas aux protéines plasmatiques,
- 5 - il ne sont ni sécrétés, ni réabsorbés ni métabolisés par le tubule,
- ils sont sans effet physiologique lors d'une administration unique,
- ils sont dépourvus de toxicité et sans élimination par voie extra rénale,
- ils résistent à l'hydrolyse par l'ECA de rat et humaine, *in vitro* et *in*
- 10 *vivo* contrairement au peptide naturel.

Outre les dispositions qui précèdent, l'invention comprend encore d'autres dispositions, qui ressortiront de la description qui va suivre, qui se réfère à des exemples de mise en œuvre du procédé objet de la présente invention ainsi qu'aux dessins annexés, dans lesquels :

- 15 - la figure 1 représente les formules des analogues du N-Acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro
- les figures 2A et 2B représentent la cinétique plasmatique de l'inuline avec et sans captopril
- les figures 3A et 3B représentent la cinétique plasmatique de
- 20 l'analogue N-Acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro-NH₂, avec et sans captopril.
- les figures 4A et 4B représentent la cinétique plasmatique du N-Acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro, avec et sans captopril.

Il doit être bien entendu, toutefois, que ces exemples sont donnés uniquement à titre d'illustration de l'objet de l'invention, dont ils ne constituent en

25 aucune manière une limitation.

EXEMPLE 1 :

I Matériels et Méthodes

I.1. Produits

Les deux peptides (AcSDKP et AcSDKP-NH₂ – 97 % de pureté)

30 proviennent de la société NEOSYSTEME. Le captopril et l'Inuline-³H (95 % de pureté-Activité spécifique : 200 mCi/g) proviennent de la société SIGMA. Chaque

solution d'injection a été préparée séparément en eau physiologique un jour avant les expérimentations animales.

Le contrôle de la concentration des solutions administrées ainsi que le dosage des échantillons ont été réalisés par dosage immunologique, conformément à la méthode exposée dans Junot C. et al., précité pour les groupes traités avec l'AcSDKP et avec l'AcSDKP-NH₂ et par scintillation liquide pour les groupes témoins traités avec de l'Inuline-³H (G).

La limite de détection choisie pour le groupe AcSDKP est de 0,2 nM pour les échantillons plasmatiques et de 0,5 nM pour les échantillons urinaires. Pour le groupe AcSDKP-NH₂ la limite de détection est de 0,15 ng/ml pour les échantillons plasmatiques et en urinaires.

I.2. Animaux

L'étude a été réalisée sur des rats mâles Wistar (poids moyen environ 320 g) préalablement cathéthérisés au niveau de l'artère fémorale. Le nombre de rats était de cinq par groupe (6 groupes).

- Groupe 1 : 1 mg/kg d'AcSDKP en I.V. (bolus),
- Groupe 2 : captopril (10 mg/kg/j) pendant 7 jours par gavage puis 1 mg/kg d'AcSDKP + 1 mg/kg de captopril en I.V. (bolus) le jour de la cinétique,
- Groupe 3 : 1 mg/kg d'AcSDKP-NH₂ en I.V. (bolus),
- Groupe 4 : captopril (10 mg/kg/j) pendant 7 jours par gavage puis 1 mg/kg d'AcSDKP-NH₂ + 1 mg/kg de captopril en I.V. (bolus) le jour de la cinétique,
- Groupe 5 : 1 mg/kg d'inuline-³H(G) (environ 78 µci/rat) en I.V. (bolus),
- Groupe 6 : captopril (10 mg/kg/j) pendant 7 jours par gavage puis 1 mg/kg d'inuline-³H(G) (environ 60 µci/rat) en I.V. (bolus).

Déviations au protocole :

- Un rat supplémentaire a été pris en compte pour le groupe n°3 (AcSDKP-NH₂ seul)
- Doses administrées : 1,20 mg/kg pour l'AcSDKP – 0,82 mg/kg pour l'AcSDKP-NH₂ – 1,05 mg/kg pour l'inuline -³H

- Prélèvements urinaires : des prélèvements supplémentaires ont été réalisés pour les groupes (1-2-3-4-5) afin d'avoir un pool d'informations le plus important possible :

- 5
- Groupe n°1 : $T_{0-2h} - T_{2-4h} - T_{4-5h} - T_{5-24h} - T_{24-36h} - T_{36-48h}$
- Groupe n°2 : $T_{24-30h} - T_{30-48h}$
- Groupe n°3 : $T_{4-7h} - T_{7-24h} - T_{24-48h}$
- Groupe n°4 : $T_{0-4h} - T_{4-24h} - T_{24-48h} - T_{48-72h}$
- Groupe n°5 : $T_{2-5h} - T_{5-7h} - T_{7-24h} - T_{24-30h} - T_{30-48h} - T_{48-72h}$

I.3. Mesures

10 La concentration plasmatique des composés a été mesurée aux temps suivants : T_0 - T_5 - T_{10} - T_{30} T_{60} - T_{120} - T_{240} - T_{300} minutes.

15 La concentration urinaire des composés a été mesurée aux temps suivants : T_{-24-0h} (avant le début des expériences), T_{0-2h} , T_{2-4h} , T_{4-24h} et aux temps décrits dans la partie « déviations au protocole » pour les prélèvements urinaires supplémentaires.

II Analyse pharmacocinétique

Les principaux paramètres pharmacocinétiques obtenus par modélisation sur logiciel Siphar V04 (Simed, Créteil) ont été :

- 20
- $AUC_{0-T_{last}}$: aire sous la courbe jusqu'au dernier point mesurable
 - AUC_{0-inf} : aire sous la courbe jusqu'à l'infini
 - $T_{1/2}$: demi-vie d'élimination
 - clairance plasmatique
 - clairance urinaire : (quantité urinaire excrétée totale/ AUC plasmatique)/poids du rat
- 25

La modélisation pharmacocinétique a été réalisée de la manière suivante :

- 30
- ✓ Analyse bicompartimentale pour les groupes traités avec l'inuline- ^3H
 - ✓ Analyse monocompartimentale pour les groupes traités avec l'AcSDKP et l'AcSDKP-NH $_2$.

III Résultats

Les concentrations plasmatiques et urinaires mesurée ainsi que les paramètres pharmacocinétiques modélisées pour chaque rat sont présentés :

	Tableau I	AcSDKP	groupe n°1
5	Tableau II	AcSDKP en présence de captopril	groupe n°2
	Tableau III	AcSDKP-NH ₂	groupe n°3
	Tableau IV	AcSDKP-NH ₂ en présence de captopril	groupe n°4
	Tableau V	Inuline- ³ H	groupe n°5
	Tableau VI	Inuline- ³ H en présence de captopril	groupe n°6
10	Tableau VII	Tableau Récapitulatif	

L'AcSDKP est un peptide endogène chez le rat. De par ce fait, pour les groupes n°1 et n°2, l'AcSDKP endogène a dû être retranché des résultats. Le taux d'AcSDKP endogène a été déterminé en faisant la somme de la quantité d'AcSDKP (nmol) de la période T_{24-48h} (on estime que 24 heures après l'administration du peptide en I.V., seul l'AcSDKP endogène est présent). Ce résultat a été multiplié par 2 (pour la période T_{0-24h} et T_{24-48h}) et retranché au total de la quantité urinaire pour chaque rat.

Les représentations graphiques des concentrations plasmatiques moyennes de chaque groupe sont représentées :

	Figures 2A et 2B	Inuline- ³ H	Groupes n°5 et n°6
20	Figures 3A et 3B	AcSDKP-NH ₂	Groupes n°3 et n°4
	Figures 4A et 4B	AcSDKP	Groupes n°1 et n°2

Tableau I - Groupe n°1 - AcSDKP sans captopril
Concentration plasmatique, urinaire et paramètres pharmacocinétiques pour l'AcSDKP

Concentration plasmatique (nM)							
	rats						
temps (min)	1	3	4	5	8	moyenne	SD
5	2188	1759	1239	2100	1802	1818	373
10	729	400	265	671	508	514	191
15	268	96	135	328	143	194	99
30	34	14	10	121	10	38	47,6
60	5	0,36	0,15	33	2	8,2	14,2
120	ILQ	ILQ	ILQ	2	ILQ	2,2	-
180	ILQ	ILQ	ILQ	ILQ	ILQ	-	-
240	ILQ	ILQ	ILQ	ILQ	ILQ	-	-
300	ILQ	ILQ	ILQ	ILQ	ILQ	-	-
AUC _{0-inf} nM*min	230401	16319	13026	18178	16223	17393	3625
t1/2 (min)	6,4	4,7	4,4	12,8	5,9	6,8	3,4
VD (ml/kg)	894	1070	1034	2600	1346	1389	697
Concentration urinaire (nM)							
0-2h	22830	NS	27250	135	NS		
2-4h	11810	NS	16220	14270	NS		
4-5h	12050	14060	NS	7806	NS		
5-24h	299	2494	NS	965	1334		
21-36h	244	333	2697	93	NS		
36-48h	77	61	214	55	141		
Volume urinaire (ml)							
0-2h	1,1	NS	1,7	0,7	NS		
2-4h	0,6	NS	1,0	2,5	NS		
4-5h	2,8	3,7	NS	1,9	NS		
5-24h	33,2	4,1	NS	21,3	58,9		
24-36h	16,9	10,1	5,2	9,1	NS		
36-48h	51,6	27,1	16,1	36,7	56,1		
Q urinaire (nmol)							
0-2h	25,1	0,0	46,7	0,1	NS		
2-4h	7,1	0,0	15,7	36,4	NS		
4-5h	33,5	51,3	0,0	14,6	NS		
5-24h	9,9	10,2	0,0	20,6	78,5		
24-36h	4,1	3,4	15,5	0,9	NS		
36-48h	4,0	1,7	3,4	2,0	7,9		
total (nmol)	83,7	66,6	81,3	74,5	86,5		
Q administrée (nmol)	757,7	706,5	771,9	833	832,0		
poids (kg)	0,3392	0,3265	0,3035	0,3210	0,3258	0,32	0,01
dose (mg/kg)	1,09	1,05	1,24	1,27	1,24	1,18	0,1
% excrété	11	9,4	10,5	8,9	10,4	10,07	0,86
% excrété - endog	8,9	8,0	5,6	8,3	8,5	7,86	1,29
CL _R (ml/min/kg)	10,7	12,5	20,3	12,8	16,4	14,52	3,82
CL _R (ml/min/kg)-endog	8,6	11,1	11,5	11,8	13,0	11,21	1,61
Ctotale (ml/min/kg)dose/AUC	97	132,6	192,6	142,8	157,4	144,46	34,95
NS : pas d'échantillon							

Tableau II - Groupe n°2 - AcSDKP avec captopril
Concentration plasmatique, urinaire et paramètres pharmacocinétiques pour
l'AcSDKP en présence de Captopril

Concentration plasmatique (nM)							
temps (min)	1	2	rats 6	7	8	moyenne	SD
5	6707	5413	5511	5293	5393	5663	588
10	5920	4813	4288	5439	4445	4981	687
15	5571	4016	3399	3876	3343	4041	904
30	3645	2176	2485	2173	1804	2457	707
60	1759	735	848	1069	590	1000	459
120	501	151	145	197	97	218	162
180	159	32	39	48	21	60	56
240	52	10	18	23	7	22	18
300	26	9	6	11	4	11	9
AUC 0-INF nM*min	341133	196456	200683	217932	167504	224742	67543
t1/2 (min)	35,5	29,2	29,5	31,4	28,1	30,7	2,9
Vd(ml/kg)	353	653	499	505	567	515	110
Concentration urinaire (nM)							
0-2h	NS	NS	NS	NS	NS		
2-4h	253	821500	126214	NS	126118		
4-24h	25502	2119	7607	58597	5746		
24-30h	202	1081	NS	NS	NS		
30-48h	248	55	197	69	165		
Volume urinaire (ml)							
0-2h	NS	NS	NS	NS	NS		
2-4h	0,8	0,9	6,5	NS	4,2		
4-24h	19,8	23,1	28,9	11,1	35,2		
24-30h	8,2	8,9	NS	NS	NS		
30-48h	32,4	44,3	53,9	6,5	64,4		
total	61,1	77,2	89,2	17,6	103,9		
Q urinaire (nmol)							
0-2h	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2-4h	0,2	744,4	820,9	0,0	535,3		
4-6h	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6-24h	504,6	49,0	219,7	649,1	202,3		
24-30h	1,6	9,6	0,0	0,0	0,0		
30-48h	8,0	2,5	10,6	0,4	10,6		
total (nmol)	514,5	805,5	1051,2	649,5	748,3		
Q administrée (nmol)							
poids (kg)	0,2796	0,3017	0,3135	0,2955	0,3211	0,30	0,02
dose (mg/kg)	1,15	1,48	1,15	1,19	1,16	1,23	0,15
% excrété	78,2	87,7	142,2	90,4	97,9	99,27	25,00
% excrété - endog	75,3	85,1	139,3	90,2	95,1	97,00	24,77
CL _R (ml/min/kg)							
CL _R (ml/min/kg)- endog	5,39	13,59	16,71	10,09	13,91	11,94	4,35
	5,2	13,2	16,4	10,1	13,5	11,67	4,25
Ctotale (ml/min/kg)dose/AUC							
	6,9	15,5	11,8	11,2	14,2	11,9	3,31

NS : pas d'échantillon

Tableau III - Groupe n°3 - AcSDKP- NH₂ avec Captopril
Concentration plasmatique, urinaire et paramètres pharmacocinétiques pour l'AcSDKP-NH₂

Concentration plasmatique (ng/ml)							
temps (min)	rats						SD
	1	2	1 bis	4	5	6	
5	2581	3139	2865	2491	3250	2663	309
10	1611	2288	2425	2152	2918	2595	442
15	1655	985	2204	1796	1930	1750	407
30	748	880	1317	1329	930	867	248
60	233	443	598	545	416	463	126
120	47	45	163	118	48	69	48
180	6	8	25	32	9	19	11
240	ILQ	ILQ	3	5	2	4	1
300	ILQ	ILQ	ILQ	ILQ	ILQ	ILQ	
AUC _{0-INF} ng/ml*min	73978	87407	125025	111894	101003	96190	17976
t _{1/2} (min)	20,7	20,7	24,5	26,8	21,8	25,1	2,5
Vd(ml/kg)	338	270	220	253	256	261	39
Concentration urinaire (ng/ml)							
0-2h	41655	NS	NS	NS	NS	NS	
2-4h	NS	67056	NS	22941	148362	NS	
4-7h	19076	9228	NS	NS	NS	NS	
7-24h	462	192	8467	965	815	6202	
24-48h	10	42	986	16	ILQ	59	
Volume urinaire (ml)							
0-2h	4,22	NS	NS	NS	NS	NS	
2-4h	NS	2,69	NS	6,16	1,96	NS	
4-7h	4,41	2,55	NS	NS	NS	NS	
7-24h	34,69	44,55	24,98	43,42	35,87	25,7	
24-48h	53,33	31,19	47,91	37,26	64,86	53,41	
Q urinaire (ng)							
0-2h	175685,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2-4h	0,0	180325,8	0,0	141210,2	290581,1	0,0	
4-7h	84030,9	23548,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
7-24h	16014,8	8570,5	211497,2	41898,9	29223,7	159391,7	
24-48h	513,0	1304,8	47218,0	603,6	ILQ	3161,4	
total (ng)	276243,9	213749,7	258715,2	183712,7	319804,8	162553,1	
Q administrée (ng)	264881	251981	253401	246391	264881	233921,0	
poids (kg)	0,3162	0,3196	0,3253	0,3363	0,3221	0,3375	0,33
dose (mg/kg)	0,84	0,79	0,78	0,73	0,82	0,69	0,78
% excrété	104,3	84,8	102,1	74,6	120,7	69,5	92,67
CL _R (ml/min/kg)	11,8	7,7	6,4	4,9	9,8	5,0	7,59
C _{totale} (ml/min/kg)dose/AUC	11,3	9	6,2	6,5	8,1	7,2	8,08

NS : pas d'échantillon

Tableau IV - Groupe n°4 - AcSDKP-NH₂ avec Captopril
Concentration plasmatique, urinaire et paramètres pharmacocinétiques pour
l'AcSDKP-NH₂ en présence de captopril

Concentration plasmatique (ng/ml)							
	rats						
temps (min)	1	2	3	4	6 bis	moyenne	SD
5	3623	3115	4099	2863	3280	3396	480
10	1750	3571	3075	2682	2346	2685	694
15	1432	1978	2363	1635	1960	1874	357
30	1128	891	1173	889	1986	1213	452
60	312	338	346	357	910	453	256
120	31	63	64	73	140	74	40
180	7	11	18	16	23	15	6
240	2	3	3	3	2	3	0
300	ILQ	ILQ	ILQ	ILQ	0	0	
AUC _{0-INF} ng/ml*min	89343	100543	114983	92278	153339	110097	26140
t _{1/2} (min)	21,9	23,0	23,1	24,1	23,3	23,1	0,8
Vd(ml/kg)	284	230	260	327	242	269	38
Concentration urinaire (ng/ml)							
0-4h	NS	NS	NS	NS	NS		
4-24h	10906	3107	11032	22749	10380		
24-48h	239	35	337	171	178		
48-72h	11	ILQ	11	70	NS		
Volume urinaire (ml)							
0-4h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4-24h	19,12	46,46	25,93	12,05	34,09		
24-48h	44,93	62,22	48,50	58,89	37,78		
48-72h	70,88	57,86	58,98	57,25	0,00		
Q urinaire (ng)							
0-4h							
4-24h	208504,2	144361,5	286064,8	274157,3	353834,5		
24-48h	10737,7	2183,9	16360,4	10087,6	6728,5		
48-72h	758,4	ILQ	619,3	4008,3	0,0		
total (ng)	220000	146545,0	303045	288253	360563		
Q administrée (ng)	242311	216121	259558	255512	341274	262955,22	
poids (kg)	0,3009	0,3100	0,2900	0,2951	0,3092	0,30	0,01
dose (mg/kg)	0,81	0,7	0,9	0,87	1,1	0,87	0,15
% excrété	90,8	67,8	116,8	112,8	105,7	98,76	19,94
CL _R (ml/min/kg)	8,2	4,7	9,1	10,6	7,6	8,03	2,18
C _{totale} (ml/min/kg)dose/AUC	9,0	6,9	7,8	9,4	7,2	8,06	1,09

NS : Pas d'échantillon

Tableau V - Groupe n°5 - Inuline-³NH sans Captopril
Concentration plasmatique, urinaire et paramètres pharmacocinétiques pour l'Inuline-³H

Concentration plasmatique (DPM/ml)							
temps (min)	rats					moyenne	SD
	6	7	8	9	10		
5	1,44E+06	2,10E+08	1,93E+06	1,67E+06	1,21E+06	1,67E+06	3,60E+05
10	1,31E+06	1,62E+06	1,38E+06	1,01E+06	7,85E+05	1,22E+06	3,25E+08
15	1,15E+06	1,14E+06	1,07E+06	7,84E+05	5,65E+05	9,41E+05	2,57E+05
30	9,86E+05	7,67E+05	6,05E+05	3,95E+05	3,38E+05	6,18E+05	2,67E+05
60	5,00E+05	4,03E+05	2,97E+05	1,58E+05	1,64E+05	3,04E+05	1,49E+05
120	2,52E+05	2,19E+05	1,98E+05	5,80E+04	4,33E+04	1,54E+05	9,65E+04
180	1,94E+05	1,77E+05	1,71E+05	4,17E+04	2,45E+04	1,21E+05	8,13E+04
240	1,72E+05	1,59E+05	1,74E+05	2,76E+04	1,56E+04	1,09E+05	8,06E+04
300	1,55E+05	1,78E+05	1,57E+05	2,25E+04	1,38E+04	1,05E+05	8,01E+04
AUC _{0-inf} -DPM/ml*min	1,75E+08	1,47E+08	1,64E+08	5,40E+07	4,22E+07	1,16E+08	6,34E+07
t _{1/2} B (min)	264,4	136,8	295,6	69,7	52,5	163,8	111,2
t _{1/2} A (min)	23,9	7,4	11,0	7	5,2	10,9	7,5
Vd(ml/kg)	1221	796	1450	824	707	1,00E+03	3,20E+02
AUC _{0-300min} -DPM*min	1,16E+08	1,12E+08	9,75E+07	5,17E+07	4,11E+07	8,36E+07	3,48E+07
Concentration urinaire (DPM/ml)							
0-2h	1,63E+07	4,44E+07	NS	NS	1,55E+07		
2-5h	1,51E+07	1,38E+07	3,26E+07	NS	9,66E+06		
5-7h	1,22E+07	8,00E+05	1,05E+07	NS	NS		
7-24h	1,44E+05	2,24E+05	5,00E+05	6,78E+06	4,12E+05		
24-30h	3,54E+05	1,56E+05	1,92E+05	9,42E+05	5,08E+04		
30-48h	1,13E+05	1,02E+05	1,12E+05	1,80E+04	2,25E+04		
48-72h	6,94E+04	7,03E+04	8,60E+04	NS	NS		
Volume urinaire (ml)							
0-2h	0,96	2,61	NS	NS	3,24		
2-5h	7,54	1,58	4,59	NS	4,49		
5-7h	2,84	2,27	1,23	NS	NS		
7-24h	40,08	44,14	30,53	16,3	24,03		
24-30h	5,27	8,61	5,32	5,99	14,76		
30-48h	41,58	41,16	31,8	19,06	48,87		
48-72h	61,46	58,63	46,55	NS	NS		
Q urinaire (DPM)							
0-2h	1,56E+07	1,16E+08	0,00E+00	0,00E+00	5,03E+07		
2-5h	1,14E+08	2,18E+07	1,50E+08	0,00E+00	4,34E+07		
5-7h	3,45E+07	1,81E+06	1,28E+07	0,00E+00	0,00E+00		
7-24h	5,78E+06	9,87E+06	1,53E+07	1,11E+08	9,89E+06		
24-30h	1,87E+06	1,35E+06	1,02E+06	5,64E+06	7,50E+05		
30-48h	4,69E+06	4,22E+06	3,56E+06	3,43E+05	1,10E+06		
48-72h	4,26E+06	4,12E+06	4,00E+06	0,00E+00	0,00E+00		
Total(DPM)	1,81E+08	1,59E+08	1,86E+08	1,17E+08	1,05E+08		
Q administrée (DPM)	1,77E+08	1,90E+08	1,96E+08	1,49E+08	1,27E+08		
poids (kg)	0,3162	0,3196	0,3507	0,3363	0,3221	0,33	0,01
dose (mg/kg)	0,93	1,04	1,05	1,12	0,87	1,00	0,1
% excrété	102,0	83,9	94,9	78,4	83	88,44	9,70
CL _{R(0inf)} (ml/min/kg)	3,3	3,4	3,2	6,4	7,8	4,81	2,13
CL _{R(0-300min)} (ml/min/kg)	4,9	4,5	5,4	6,7	8	5,9	1,42
C _{totale} (ml/min/kg)dose/AUC	3,2	4	3,4	8,2	9,4	5,64	2,91

NS : pas d'échantillon

Tableau VI - Groupe n°6 - Inuline-³NH avec Captopril
Concentration plasmatique, urinaire et paramètres pharmacocinétiques pour
l'Inuline-³H en présence de captopril

Concentration plasmatique (DPM/ml)							
temps (min)	rats					moyenne	SD
	1	2	3	4	5		
5	1,64E+06	2,14E+06	8,72E+05	1,26E+06	5,51E+05	1,29E+06	6,26E+05
10	9,19E+05	1,64E+06	6,67E+05	7,82E+05	6,47E+05	9,32E+05	4,12E+05
15	7,16E+05	1,48E+06	5,84E+05	6,32E+05	6,15E+05	8,06E+05	3,82E+05
30	3,94E+05	1,15E+06	4,20E+05	3,62E+05	6,93E+05	6,04E+05	3,34E+05
60	1,64E+05	7,41E+05	2,52E+05	1,58E+05	5,02E+05	3,63E+05	2,53E+05
120	4,97E+04	3,67E+05	1,08E+05	4,60E+04	1,89E+05	1,52E+05	1,33E+05
180	4,21E+04	1,94E+05	6,79E+04	2,61E+04	6,34E+04	7,87E+04	6,66E+04
240	2,20E+04	1,09E+05	2,18E+04	2,06E+04	4,46E+04	4,36E+04	3,80E+04
300	2,53E+04	2,95E+04	2,24E+04	1,66E+04	4,25E+04	2,73E+04	9,71E+03
AUC _{0-inf} -DPM/ml*min	5,25E+07	1,47E+08	5,16E+07	4,38E+07	8,40E+07	7,57E+07	4,26E+07
t1/2 B (min)	69,9	54,4	60,6	62,7	207,8	91,1	65,5
T1/2 A (min)	6,4	2,2	7,7	7,1	54,9	15,7	22
Vd(ml/kg)	952	283	883	886	1732	9,47E+02	5,16E+02
AUC _{0-300min} -DPM*min	4,99E+07	1,45E+08	4,96E+07	4,23E+07	7,05E+07	7,14E+07	4,22E+07
Concentration urinaire (DPM/ml)							
0-2h	7,81E+07	NS	3,77E+07	NS	NS		
2-4h	8,16E+06	NS	1,92E+07	NS	NS		
4-24h	6,83E+04	3,66E+06	4,48E+04	1,72E+06	3,76E+07		
Volume urinaire (ml)							
0-2h	1,50	NS	1,75	NS	NS		
2-4h	2,7	NS	2,75	NS	NS		
4-24h	19,50	39,00	52,00	52,00	3,00		
Q urinaire (DPM)							
0-2h	1,17E+08	0,00E+00	6,60E+07	0,00E+00	0,00E+00		
2-4h	2,20E+07	0,00E+00	5,28E+07	0,00E+00	0,00E+00		
4-24h	1,33E+06	1,43E+08	2,33E+06	8,93E+07	1,13E+08		
total(DPM)	1,40E+08	1,43E+08	1,21E+08	8,93E+07	1,13E+08		
Q administrée (DPM)	1,50E+08	1,60E+08	1,58E+08	1,37E+08	1,51E+08		
poids (kg)	0,3030	0,3016	0,3043	0,3185	0,3111	0,31	0,01
dose (mg/kg)	1,12	1,19	1,17	0,97	1,09	1,11	0,09
% excrété	93,5	89,3	76,4	65,3	74,7	79,84	11,46
CL _{R0-inf} (ml/min/kg)	8,8	3,2	7,7	6,4	4,3	6,10	2,33
CL _{R(0-300min)} (ml/min/kg)	9,3	3,3	8	6,6	5,1	6,47	2,36
Ctotale (ml/min/kg)	9,5	3,6	10,1	9,8	5,8	7,75	2,9

NS : pas d'échantillon

Tableau VII - Tableau Récapitulatif


	AcSDKP sans captopril	AcSDKP avec captopril	AcSDKP - NH ₂ sans captopril	AcSDKP- NH ₂ avec captopril	Inuline- ³ H sans captopril	Inuline- ³ H avec captopril
% excrété	10	99	93	99	88	80
T 1/2 vie (min)	6,8	30,7	23,3	23,1	10,9 (α) 163,8 (β)	15,7 (α) 91,1 (β)
Clairance Rénale (ml/min/kg)	11,2	11,7	7,6	8,0	5,9	6,47
Clairance Totale (ml/min/kg)	144,4	11,9	8,1	8,1	5,6	7,7

IV Conclusions

D'après les données de la littérature, la clairance rénale chez le
 5 rat est comprise entre 5 et 10 ml/min/kg (Woods et al., *Perinatal ANG II Programs
 Adult Blood Pressure, Glomerular Number, and Renal Function in Rats*'', the
 American Journal of Physiology 275 (Regulatory Integrative Comp. Physiol. 44):
 p. R1593-R1599, 1998 : 10 ml/min/kg — Lin, '' *Species Similarities and Differences
 in Pharmacokinetics*'', Drug Metabolism and Disposition, Vol. 23, No. 10, p. 1008-
 10 1021, 1995 : 8,07 ml/min/kg — Davies et al., '' *Physiological Parameters in
 Laboratory Animals and Humans* '', Pharmaceutical Research, Vol. 10, No. 7, p.1093-
 1095, 1993 : 5,2 ml/min/kg).

Les pourcentages moyens d'inuline-³H retrouvés dans les urines
 pour les groupes témoins sont de 88,44 % (sans captopril) et de 79,84 % (avec
 15 captopril). Ces valeurs démontrent que (aux erreurs de mesure près), l'inuline-³H est
 totalement excrétée et que son élimination n'a pas été modifiée par l'administration de

captopril. Les clairances rénales moyennes sont de 5,90 ml/min/kg (sans captopril) et de 6,47 ml/min/kg (avec captopril). Les groupes témoins valident le système utilisé (système animal).

- 5 Les pourcentages moyens d'AcSDKP retrouvés dans les urines pour les groupes n°1 et n°2 sont de 7,86 % (sans captopril) et de 97% (avec captopril). Ces valeurs démontrent que l'AcSDKP est protégé par l'inhibiteur de l'enzyme de conversion (le captopril) et qu'en absence de captopril, l'AcSDKP est rapidement dégradé *in*
- 

vivo. Les clairances rénales moyennes sont de 11,21 ml/min/kg (sans captopril) et de 11,67 ml/min/kg (avec captopril).

Les pourcentages moyens d'AcSDKP-NH₂ retrouvés dans les urines pour les groupes n°3 et n°4 sont de 92,67 % (sans captopril) et de 98,76 % (avec captopril). Ils ne sont donc pas modifiés par l'administration de captopril. La moyenne de l'air sous la courbe (AUC) d'AcSDKP-NH₂ pour le groupe traité sans captopril est inférieure d'environ 10% par rapport à la moyenne de la concentration plasmatique du groupe traité avec le captopril (il faut noter que la dose injectée moyenne pour le groupe traité en présence de captopril est de 11% supérieure au groupe traité sans captopril). Les clairances rénales moyennes sont de 7,59 ml/min/kg (sans captopril) et de 8,03 ml/min/kg (avec captopril). Le temps moyen de ½ vie du peptide est de 23,3 minutes pour le groupe traité sans captopril et de 23,1 minutes pour le groupe traité avec le captopril.

Au vu de ces résultats, on peut conclure que l'AcSDKP-NH₂ n'est dégradé *in vivo* chez le rat ni par l'ECA ni par d'autres systèmes enzymatiques et qu'il est totalement excrété par voie urinaire sans être réabsorbé ni secrété. La courbe de décroissance en fonction du temps, la demi-vie d'élimination, et la clairance urinaire d'AcSDKP-NH₂ ne sont pas influencés par la co-administration de captopril confirmant que le peptide n'est pas dégradé par l'ECA *in vivo*.

Le DFG mesuré après administration d'inuline-[³H] ou d'AcSDKP-NH₂ ne diffère pas significativement entre les différents groupes de rats.

EXEMPLE 2 : Etude comparative de la dégradation des deux peptides in vitro en présence d'enzyme de conversion animale et humaine.

Les peptides (100 nM) ont été incubés avec un broyat de poumon de rat (à 0,1 mg/ml) ou d'enzyme de conversion humaine (5 mU final) en présence ou non de captopril (10 µM final) dans du tampon Tris/HCl 0,1 M + 0,3 mM de NaCl pH=7,5. Un témoin comportant uniquement les peptides en présence de tampon Tris/HCl 0,1 M + 0,3 mM de NaCl pH=7,5 a été réalisé.

Les incubations ont été : T₀ min-T₃₀ min-T₆₀ min-T₁₂₀ min-T₂₄₀ min (un temps T₂₄ heures a été réalisé pour l'AcSDKP-NH₂).

Pour arrêter la réaction, une extraction au méthanol a été réalisée. A chaque temps, la concentration du peptide non dégradé a été mesurée par enzymo-immunodosage.

Les résultats sont exprimés en pourcentage de peptide dosé par rapport au témoin pour chaque temps de prélèvement.

Tableau VIII : Résultats de la dégradation *in vitro* de l'AcSDKP et de l'AcSDKP-NH₂ en présence d'ACE de poumon de rat.

Temps incubation (min)	AcSDKP	AcSDKP + captopril	AcSDKP-NH ₂	AcSDKP-NH ₂ + captopril
T _{30 min} (1/1)	28 %	129 %	100 %	125 %
T _{60 min} (1/1)	9 %	111 %	65 %	65 %
T _{120 min} (1/1)	5 %	75 %	95 %	109 %
T _{240 min} (1/1)	5 %	89 %	126 %	136 %

Tableau IX : Résultats de la dégradation *in vitro* de l'AcSDKP et de l'AcSDKP-NH₂ en présence d'ACE humaine.

Temps incubation (min)	AcSDKP	AcSDKP + captopril	AcSDKP-NH ₂	AcSDKP-NH ₂ + captopril
T _{10 min} (1/1)	82 %	90 %	79 %	90 %
T _{30 min} (1/1)	75 %	100 %	100 %	162 %
T _{60 min} (1/1)	50 %	85 %	116 %	78 %
T _{120 min} (1/1)	25 %	85 %	116 %	95 %
T _{240 min} (1/1)	7 %	100 %	107 %	104 %
T _{1440 min} (1/1)	-	-	86 %	117 %

- non réalisé.


Ces résultats montrent que l'AcSDKP est dégradé par l'ECA de rat ou d'origine humaine et que cette dégradation est inhibée en présence de captopril.

A l'inverse, l'AcSDKP-NH₂ ne semble pas dégradé par l'enzyme de conversion de rat ou d'origine humaine. En effet, les concentrations retrouvées sont de 100 ± 25 %, c'est-à-dire dans les limites de variabilités du dosage.

REVENDEICATIONS

1. Utilisation des analogues du N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro résistants à l'ECA, sélectionnés dans le groupe constitué par des pseudopeptides dans lesquels l'une des liaisons peptidiques a été remplacée par un groupe amino-méthylène $\Psi(\text{CH}_2\text{-NH})$ et un peptide modifié à son extrémité C-terminale par amidation, lesdits analogues étant sélectionnés dans le groupe constitué par: le N-acétyl-Ser ($\text{CH}_2\text{-NH}$)-Asp-Lys-Pro: $\text{S}\Psi$, le N-acétyl-Ser-Asp ($\text{CH}_2\text{-NH}$)-Lys-Pro : $\text{D}\Psi$, le N-acétyl-Ser-Asp-Lys($\text{CH}_2\text{-NH}$)-Pro : $\text{K}\Psi$ et le N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro- NH_2 , pour la préparation d'un réactif ou traceur adapté à la mesure du débit de filtration glomérulaire.
- 10 2. L'utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que ledit analogue est radiomarqué.
3. Kit de mesure du débit de filtration glomérulaire, caractérisé en ce qu'il comprend un analogue du N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro sélectionné dans le groupe constitué par le N-acétyl-Ser ($\text{CH}_2\text{-NH}$)-Asp-Lys-Pro ($\text{S}\Psi$), le N-acétyl-Ser-Asp ($\text{CH}_2\text{-NH}$)-Lys-Pro ($\text{D}\Psi$), le N-acétyl-Ser-Asp-Lys($\text{CH}_2\text{-NH}$)-Pro ($\text{K}\Psi$) et le N-acétyl-Ser-Asp-Lys-Pro- NH_2 , un moyen de détection dudit analogue dans au moins un échantillon biologique et une notice d'utilisation dudit kit.
4. Le kit selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit analogue est non marqué.
- 20 5. Le kit selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit analogue est radiomarqué.


1 / 4



Acetyl	Ser (<i>CO-NH</i>)	Asp (<i>CO-NH</i>)	Lys (<i>CO-N</i>)	Pro	(AcSDKP)
Acetyl	Ser (<u><i>CH₂-NH</i></u>)	Asp	Lys	Pro	(SΨ)
Acetyl	Ser	Asp (<u><i>CH₂-NH</i></u>)	Lys	Pro	(DΨ)
Acetyl	Ser	Asp	Lys (<u><i>CH₂-N</i></u>)	Pro	(KΨ)
Acetyl	Ser	Asp	Lys	Pro-NH ₂	(AcSDKP-NH ₂)
Acetyl	Ser	DAsp	Lys	Pro	(AcSDDKP)

FIGURE 1

2 / 4



Echelle : Log 10





FIGURE 2

3/4

AcSDKP-NH2

Echelle : Log 10





FIGURE 3

4 / 4

AcSDKP

Cinétique plasmatique de l'AcSDKP

Echelle : Log 10





FIGURE 4



Acetyl	Ser (<i>CO-NH</i>)	Asp (<i>CO-NH</i>)	Lys (<i>CO-N</i>)	Pro	(AcSDKP)
Acetyl	Ser (<u><i>CH₂-NH</i></u>)	Asp	Lys	Pro	(SΨ)
Acetyl	Ser	Asp (<u><i>CH₂-NH</i></u>)	Lys	Pro	(DΨ)
Acetyl	Ser	Asp	Lys (<u><i>CH₂-N</i></u>)	Pro	(KΨ)
Acetyl	Ser	Asp	Lys	Pro-NH ₂	(AcSDKP-NH ₂)
Acetyl	Ser	<u>D</u> Asp	Lys	Pro	(AcS _D DKP)