

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202386796 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 22

(21) 申请号 201120552885. 8

(22) 申请日 2011. 12. 27

(73) 专利权人 周荣国

地址 255000 山东省淄博市张店区淄博市中心
医院妇产科

(72) 发明人 周荣国 周晨

(74) 专利代理机构 青岛发思特专利商标代理有
限公司 37212

代理人 马俊荣

(51) Int. Cl.

A61B 19/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

妇产科专用清洗刷

(57) 摘要

本实用新型涉及一种医疗用具,具体涉及一种妇产科专用清洗刷,包括刷头,刷头的一端连接药液管,其特征在于药液管内置有与药液管内壁贴合的活塞,活塞连接有活塞杆。本实用新型结构简单,使用方便,消毒液只会一次性的使用,避免了重复使用带来的交叉感染,大大提高了医务人员的工作效率。



1. 一种妇产科专用清洗刷,包括刷头,刷头的一端连接药液管,其特征在于药液管内置有与药液管内壁贴合的活塞,活塞连接有活塞杆。

2. 根据权利要求 1 所述的妇产科专用清洗刷,其特征在于刷头的另一端底部表面设置有毛刷,刷头的内部均匀分散设有分流管。

妇产科专用清洗刷

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗用具,具体涉及一种妇产科专用清洗刷。

背景技术

[0002] 在产妇进行分娩前,需要对产妇的会阴进行消毒,目前的做法是采用消毒后的镊子夹住药棉,蘸取消毒药液后对会阴部位进行反复擦拭,药棉用后需要丢弃掉,不能重复蘸取消毒液使用,这样在整个消毒的过程中,就需要反复的夹取药棉,反复的蘸取消毒药水,这样存在的问题是反复更换,不便于医护人员操作,从而消毒时间长,造成医护人员的工作效率低,另外也容易造成交叉感染,给产妇带来不应有的麻烦。

实用新型内容

[0003] 根据以上现有技术的不足,本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种妇产科专用清洗刷,能够具有操作简单,有效避免交叉感染的特点。

[0004] 本实用新型所述的妇产科专用清洗刷,包括刷头,刷头的一端连接药液管,药液管内置有与药液管内壁贴合的活塞,活塞连接有活塞杆。

[0005] 其中,刷头优选按照以下方案设计:刷头的另一端底部表面设置有毛刷,刷头的内部均匀分散设有分流管。

[0006] 使用时,只需先将活塞拔出,在药液管内倒入适量的消毒液,然后再将活塞推入到药液管内,慢慢推动活塞,消毒液会经分流管从刷头表面的毛刷流出,然后对病人进行擦拭即可,这样使用避免了消毒液带来的交叉感染,方便了医务人员的操作。

[0007] 本实用新型所具有的有益效果是:结构简单,使用方便,消毒液只会一次性的使用,避免了重复使用带来的交叉感染,大大提高了医务人员的工作效率。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0009] 图中:1、刷头 2、药液管 3、活塞 4、活塞杆 5、分流管 6、毛刷。

具体实施方式

[0010] 以下结合附图对本实用新型做进一步描述。

[0011] 如图1所示,本实用新型所述的妇产科专用清洗刷,包括刷头1,刷头1的一端连接药液管2,药液管2内置有与药液管2内壁贴合的活塞3,活塞3连接有活塞杆4。

[0012] 其中,刷头1按照以下方案设计:刷头1的另一端底部表面设置有毛刷6,刷头1的内部均匀分散设有分流管5。

[0013] 使用时,只需先将活塞3拔出,在药液管2内倒入适量的消毒液,然后再将活塞3推入到药液管2内,慢慢推动活塞3,消毒液会经分流管5从刷头1表面的毛刷6流出,然后对病人进行擦拭即可,这样使用避免了消毒液带来的交叉感染,方便了医务人员的操作。

[0014] 本实用新型结构简单,使用方便,消毒液只会一次性的使用,避免了重复使用带来的交叉感染,大大提高了医务人员的工作效率。




图 1