



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202437127 U

(45) 授权公告日 2012. 09. 19

(21) 申请号 201220024026. 6

(22) 申请日 2012. 01. 19

(73) 专利权人 张雪峰

地址 251900 山东省滨州市无棣县新区腾达大街无棣县人民医院

(72) 发明人 张雪峰

(51) Int. Cl.

A61B 5/15(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

可调式婴幼儿颈静脉采血固定床

(57) 摘要

可调式婴幼儿颈静脉采血固定床,属于医疗检验用器械技术领域,其主体构造包括底座和床板;其特征是底座设为可调式底座,床板上设有生理曲度床托、升降肩档突、固定侧板、活动侧板、固定肩袖、带抓扣固定带及软垫等。所述升降肩档突设在床托一端,床托的一侧设有固定侧板,另一侧设有活动侧板,在胸部和腿部设有带抓扣的固定带,所述固定肩袖为分离式圆筒状塑料管,一侧为硬肩袖,另一侧为软肩袖。本实用新型的显著效果是:方便快捷,固定效果好,减少了婴幼儿的痛苦,提高了采血的成功率,减轻了医护人员的工作量。



1. 一种可调式婴幼儿颈静脉采血固定床,其主体构造包括底座和床板,其特征是底座设为可调式底座,床板上设有生理曲度床托、升降肩档突、固定侧板、活动侧板、固定肩袖、带抓扣固定带及软垫。

2. 根据权利要求 1 所述的可调式婴幼儿颈静脉采血固定床,其特征是所述升降肩档突设在床托一端,床托的一侧设有固定侧板,另一侧设有活动侧板;在胸部和腿部设有带抓扣的固定带;所述固定肩袖为分离式圆筒状塑料管,一侧为硬肩袖,另一侧为软肩袖。

可调式婴幼儿颈静脉采血固定床

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗检验用器械技术领域，具体地说是一种可调式婴幼儿颈静脉采血固定床。

背景技术

[0002] 目前，血液检验是辅助临床诊断和治疗的一种常用方法，对于成年患者来说，血液标本的采集是没有什么问题的，但对于婴幼儿患者，因恐惧心理哭闹、挣扎而难以使肢体制动，因此给医护人员的采血工作带来不便，尤其在需要从婴幼儿的颈静脉采集血液的时候，采血体位和姿势是标本采集成功与否的关键，往往需要家长的配合，但是很多家长不得要领，不但给患儿带来了不应有的痛苦，而且也给医护人员增加了工作量。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是克服上述现有技术的不足，提供一种构造简单、使用方便简捷的可调式婴幼儿颈静脉采血固定床。

[0004] 本实用新型解决其上述技术问题所采用的技术方案是：一种可调式婴幼儿颈静脉采血固定床，其主体构造包括底座和床板；其特征是底座设为可调式底座，床板上设有生理曲度床托、升降肩档突、固定侧板、活动侧板、固定肩袖、带抓扣固定带及软垫等。所述升降肩档突设在床托一端，床托的一侧设有固定侧板，另一侧设有活动侧板，在胸部和腿部设有带抓扣的固定带，所述固定肩袖为分离式圆筒状塑料管，一侧为硬肩袖，另一侧为软肩袖。

[0005] 本实用新型用于婴幼儿颈静脉采血，使用时将婴幼儿侧放到床板上，背靠固定侧板，根据患儿体型垫好软垫，将手臂放在肩袖里面，硬肩袖在上面，软肩袖在下面，然后将活动侧板竖起，再用固定带固定好，升降肩档突调到合适位置，婴幼儿被固定在舒适的床托上，医护人员即可顺利采到婴幼儿颈静脉血。

[0006] 本实用新型的显著效果是：方便快捷，固定效果好，减少了婴幼儿的痛苦，提高了采血的成功率，减轻了医护人员的工作量。

附图说明

[0007] 下面结合附图对本实用新型进一步说明。

[0008] 附图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中：1、床板，2、固定侧板，3、肩档突，4、硬肩袖，5、软肩袖，6、床托，7、胸部固定带，8、活动侧板，9、腿部固定带，10、软垫。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图和具体实施方式进一步对本实用新型加以说明：

[0011] 实施方案：如图 1 所示，此种可调式婴幼儿颈静脉采血固定床，包括底座和床板（1），底座设为可调式底座，床板（1）上设有生理曲度床托（6）、升降肩档突（3）、固定侧板

(2)、活动侧板(8)、固定肩袖、带抓扣固定带。所述升降肩档突(3)设在床托(6)一端,床托(6)的一侧设有固定侧板(2),另一侧设有活动侧板(8),在胸部和腿部设有带抓扣的胸部固定带(7)和腿部固定带(9),所述固定肩袖分离式圆筒状塑料管,上面用硬肩袖(4),下面用软肩袖(5)。本实用新型用于婴幼儿颈静脉采血,使用时将婴幼儿侧放到床板(1)上,背靠固定侧板(2),根据患儿体型垫好软垫,将手臂放在肩袖里面,硬肩袖(4)在上面,软肩袖(5)在下面,然后将活动侧板(8)竖起,再用固定带固定好,升降肩档突(3)调到合适位置,婴幼儿被固定在舒适的床托上,即可顺利采到婴幼儿颈静脉血。




图 1