



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203943810 U

(45) 授权公告日 2014. 11. 19

(21) 申请号 201420286726. 1

(22) 申请日 2014. 05. 30

(73) 专利权人 上海亚澳医用保健品有限公司

地址 201202 上海市浦东新区六陈路 999 号

(72) 发明人 胡伟

(51) Int. Cl.

A61F 13/02 (2006. 01)

A61M 27/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种可引流伤口渗出液的负压引流敷料

(57) 摘要

一种可引流伤口渗出液的负压引流敷料,用于患者体表创面的引流,促进伤口速愈合。该产品能进行持续或间断的负压吸引,从分子水平上创造了一个适当湿润和保护性的环境,使创面的渗液得以充分引流、水肿消除,创面局部血流量增加、创面细菌数量降低,肉芽组织生长速度加快,可有效地促进创面的愈合。



1. 一种可引流伤口渗出液的负压引流敷料,其特征在于包括导管及接头、棉片、隔离膜、聚氨酯薄膜、导管阻断器、离型纸;其中所述的导管及接头的一端与负压引流敷料相连;所述的导管及接头安装有导管阻断器。

2. 根据权利要求1所述的一种可引流伤口渗出液的负压引流敷料,其特征在于所述的负压引流装置采用导管与接头、导管阻断器。

3. 根据权利要求1所述的一种可引流伤口渗出液的负压引流敷料,其特征在于所述的负压引流敷料包括导管及接头、棉片、隔离膜、聚氨酯薄膜、导管阻断器、离型纸;其中所述的负压引流敷料接头与薄膜固定安装,所述的负压引流敷料接头通过导管相连,导管上安装有导管阻断器。

4. 根据权利要求3所述的一种可引流伤口渗出液的负压引流敷料,其特征在于所述的负压引流敷料采用棉片的一种。

一种可引流伤口渗出液的负压引流敷料

技术领域

[0001] 本发明涉及一种负压引流敷料,特别是一种可引流伤口渗出液的负压引流敷料。

背景技术

[0002] 一种可引流伤口渗出液的负压引流敷料相对于传统一般敷料而言,本产品是带有引流管的无菌特殊敷料覆盖清创之后的创面,用透明密封贴膜封闭,形成密闭的空间,接上专门用的创伤负压治疗仪,进行持续或间断的负压吸引,从分子水平上创造了一个适当湿润和保护性的环境,使创面的渗液得以充分引流、水肿消除,创面局部血流量增加、创面细菌数量降低,肉芽组织生长速度加快,可有效地促进创面的愈合。

实用新型内容:

[0003] 本发明的目的在于提供了一种可引流伤口渗出液的负压引流敷料,针对现有技术的不足,在原有的一般敷料基础上改装而成,将负压引流与伤口治疗方法相结合,传统的伤口渗液清洁需更换敷料,本产品在使用过程中医护人员可不取下负压引流敷料使用,可通过负压源引流伤口渗出液,操作方便简单。

[0004] 为了达到上述目的,本发明的技术方案是:

[0005] 一种可引流伤口渗出液的负压引流敷料,包括导管及接头、隔离膜棉片、聚氨酯薄膜、导管阻断器;其中所述的负压引流敷料接头与薄膜固定安装,所述的负压引流敷料接头通过导管相连,导管上安装有导管阻断器。

[0006] 所述的负压引流敷料介质采用医用棉垫。

[0007] 本实用新型有益效果是用于患者体表创面的引流,促进伤口速愈合。该一种可引流伤口渗出液的负压引流敷料是弹性无纺复合聚胺酯膜,并在薄膜面涂布丙烯酸医用压敏胶,在产品的居中位置安装有引流装置以及吸液棉片和隔离膜,覆盖或填充皮肤、软组织缺损的创面,最后把引流管接通负压源,通过可控制的负压来促进创面愈合的一种全新的治疗方法。

附图说明:

[0008] 附图 1 平面示意图

[0009] 图中 1. 导管及接头 2. 聚氨酯薄膜 3. 隔离膜 4. 棉片 5. 导管阻断器 6. 离型纸

具体实施方式:

[0010] 本实施例的一种可引流伤口渗出液的负压引流敷料,包括导管及接头 1、隔离膜 3、棉片 4、聚氨酯薄膜 2、导管阻断器 5、离型纸 6;其中离型纸 6 表面有防粘的处理层,能与涂有粘结剂聚氨酯薄膜胶面粘合、能保护好胶面的清洁卫生,也能容易地聚氨酯薄膜的胶面分离。隔离膜 3 起到防止与伤口粘连,棉片 4 吸收伤口渗液保持干燥。聚氨酯薄膜 2 是聚氨酯薄膜有一层涂胶层起到粘贴、密封,聚氨酯薄膜且极薄、软、使用后无任何不适的感

觉。导管及接头 1 与接上专门用的创伤负压治疗仪,进行持续或间断的负压吸引,使创面的渗液得以充分引流、水肿消除,创面局部血流量增加、创面细菌数量降低,肉芽组织生长速度加快,可有效地促进创面的愈合。导管阻断器 5 是在伤口引流渗液结束以后,将关闭创伤负压治疗仪电源,再关闭导管阻断器,取下积液灌更换新的积液灌。

[0011] 一种可引流伤口渗出液的负压引流敷料的使用方法,包括如下步骤:将产品上面的离型纸揭除,将产品的棉垫部位对准患者伤口轻轻压上,将产品离型把手揭除,依顺时针或逆时针方向将产品裙边部分与患者的皮肤粘合,粘合完成后,将产品背面的保护材料从切口部分以 180 度的角度缓慢揭除,用纱布将薄膜抚平,使薄膜与皮肤充分接触,将敷料产品上的导管与引流管连接,将引流管与一端创伤负压治疗仪密封固定连接,打开接入电源开启仪器,通过负压治疗仪引流伤口渗液,进行持续或间断的负压吸引,从分子水平上创造了一个适当湿润和保护性的环境,使创面的渗液得以充分引流、水肿消除,创面局部血流量增加、创面细菌数量降低,肉芽组织生长速度加快,可有效地促进创面的愈合。




图 1