

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A61J 7/00 (2006.01)

A61J 1/22 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720158168.0

[45] 授权公告日 2008 年 10 月 15 日

[11] 授权公告号 CN 201131924Y

[22] 申请日 2007. 12. 10

[21] 申请号 200720158168.0

[73] 专利权人 颜红梅

地址 273500 山东省济宁市邹城市兖矿集团
第二医院药剂科

[72] 发明人 颜红梅

[74] 专利代理机构 济南鲁科专利代理有限公司
代理人 左建华


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种药液计量饮用装置

[57] 摘要

一种药液计量饮用装置，属于医疗器械装置技术领域。病人用糖浆瓶饮药液时要将其倒入汤匙中进行，倒药液数量仅凭估量不能精确计量毫升数达不到定量喝药要求，操作过程也麻烦还要洗刷汤匙。该实用新型的技术方案为：装糖浆瓶(1)的瓶口拧在螺纹接口(2)上，带阀门(7)的引流管(6)一端与螺纹接口(2)固定连接相通，其另一端与标有计量刻度(5)的计量杯(3)固定连接相通；饮用嘴(4)与计量杯(3)固定连接相通。它的优点是：此药液计量饮用装置结构设计合理实用，构思巧妙新颖，它的使用大大方便了病人定量饮用药液，操作简单方便省时省力。



1、一种药液计量饮用装置，其特征是：装糖浆瓶（1）的瓶口拧在螺纹接口（2）上，带阀门（7）的引流管（6）一端与螺纹接口（2）固定连接相通，其另一端与标有计量刻度（5）的计量杯（3）固定连接相通；饮用嘴（4）与计量杯（3）固定连接相通。

一种药液计量饮用装置

技术领域：本实用新型涉及医疗器械装置技术领域，更具体的讲是一种药液计量饮用装置。

背景技术：病人用糖浆瓶饮药液时要将其倒入汤匙中来进行，倒药液数量仅凭估量不能精确计量毫升数达不到定量喝药要求，操作过程也麻烦还要洗刷汤匙。

发明内容：为克服上述缺点，本实用新型的目的是设计一种药液计量饮用装置。它的技术方案为：装糖浆瓶的瓶口拧在螺纹接口上，带阀门的引流管一端与螺纹接口固定连接相通，其另一端与标有计量刻度的计量杯固定连接相通；饮用嘴与计量杯固定连接相通。该实用新型的优点是：此药液计量饮用装置结构设计合理实用，构思巧妙新颖，把从医院药房拿来的装糖浆瓶去盖拧上螺纹接口，饮药液时把装糖浆瓶倒置药液经引流管进入计量杯中，用计量刻度计量药液毫升数当达到要求药量后关闭阀门，然后病人通过饮用嘴饮计量杯内的药液；平时不饮用药液时，把装糖浆瓶正常放置即可；它的使用大大方便了病人定量饮用药液，操作简单方便省时省力。

附图说明：该附图为本实用新型结构示意图。附图中：1、装糖浆瓶，2、螺纹接口，3、计量杯，4、饮用嘴，5、计量刻度，6、引流管，7、阀门。

具体实施方式：装糖浆瓶1的瓶口拧在螺纹接口2上，带阀门7的引流管6一端与螺纹接口2固定连接相通，其另一端与标有计量刻度5的计量杯3固定连接相通；饮用嘴4与计量杯3固定连接相通。把从医院药房拿来的装糖浆瓶1去盖拧上螺纹接口2，饮药液时把装糖浆瓶1倒置药液经引流管6进入计量杯3中，用计量刻度5计量药液毫升数当达到要求药量后关闭阀门7，然后病人通过饮用嘴4饮计量杯3内的药液；平时不饮用药液时，把装糖浆瓶1正常放置即可。

