



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201643376 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 24

(21) 申请号 201020160338. 0

(22) 申请日 2010. 04. 16

(73) 专利权人 孟钥

地址 276200 山东省临沂市蒙阴县蒙山路
87 号蒙阴县妇幼保健院妇产科

(72) 发明人 孟钥 彭慧敏

(51) Int. Cl.

A61M 31/00 (2006. 01)

A61M 3/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

妇产科用会阴清洗装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种妇产科用会阴清洗装置,涉及医疗器械技术领域,它包括管体(1),所述管体(1)上设有海绵体座(2),所述海绵体座(2)上设有海绵体(3),所述管体(1)的一个端部设有清洗管(4),所述清洗管(4)与所述管体(1)倾斜设置,所述清洗管(4)的端部设有消毒液注射装置(5),所述清洗管(4)上设有接污装置。该妇产科用会阴清洗装置,结构简单,便于对阴部进行清洗和消毒,不仅可有效防止交叉感染,保证医生的安全,而且可有效减轻医生的劳动负担。



1. 一种妇产科用会阴清洗装置,包括管体(1),所述管体(1)上设有海绵体座(2),所述海绵体座(2)上设有海绵体(3),其特征在于:所述管体(1)的一个端部设有清洗管(4),所述清洗管(4)与所述管体(1)倾斜设置,所述清洗管(4)的端部设有消毒液注射装置(5),所述清洗管(4)上设有接污装置。

2. 根据权利要求1所述的妇产科用会阴清洗装置,其特征在于:所述接污装置包括在所述清洗管(4)上移动的接污座(6)和设置在所述接污座(6)上的吸收层(7)。

妇产科用会阴清洗装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域，具体的说是一种妇产科用会阴清洗装置。

背景技术

[0002] 目前，妇产科的医生在对孕妇进行产前和产后检查时，都需要先对孕妇的会阴进行清洗和消毒处理，以防止在生产过程中交叉感染或引发其他并发症。传统的做法是通过镊子夹持棉球，然后蘸取消毒液，从而对孕妇的会阴部进行清洗和消毒，这种方法不仅操作麻烦，增加医生的工作负担，而且所需要的药棉量大，容易造成大量的浪费，同时，为了防止交叉感染，所使用的镊子需要进行多次消毒处理，这样既费时费力，增加医生的工作强度，而且不经济，造成许多不便；另外，传统的清洗方法容易使消毒液顺着镊子或清洗管流到手上，从而造成交叉感染，严重影响医生的健康。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种结构简单，使用方便，便于对阴部进行清洗和消毒，且不易产生交叉感染，从而有效减轻医生劳动负担的妇产科用会阴清洗装置。

[0004] 为了达到以上目的，本实用新型所采用的技术方案是：该妇产科用会阴清洗装置，包括管体，所述管体上设有海绵体座，所述海绵体座上设有海绵体，其特征在于：所述管体的一个端部设有清洗管，所述清洗管与所述管体倾斜设置，所述清洗管的端部设有消毒液注射装置，所述清洗管上设有接污装置。

[0005] 本实用新型还通过如下措施实施：所述接污装置包括在所述清洗管上移动的接污座和设置在所述接污座上的吸收层。

[0006] 本实用新型的有益效果在于：通过在管体上设置海绵体座，并在海绵体座上可拆卸安装有海绵体，然后通过消毒液注射装置可以使消毒液经清洗管进入管体，最终使消毒液进入海绵体，通过这种结构可以取代多次取用药棉来完成对孕妇会阴部的清洗和消毒，而且通过消毒液注射装置可一次性对会阴进行清洗，防止了镊子多次蘸取消毒液所引起的交叉感染，保证了医生的安全；通过将清洗管与管体倾斜设置，这样防止海绵体上的消毒液顺着管体和清洗管流到手部，从而有效避免了交叉感染，使用安全方便；通过在清洗管上活动设置接污装置，可以进一步防止清洗和消毒后的消毒液顺着管体和清洗管流到手部或滴落在被褥或衣物上，从而进一步防止了交叉感染，保证了医生的安全。本实用新型结构简单，便于对阴部进行清洗和消毒，不仅可有效防止交叉感染，保证医生的安全，而且可有效减轻医生的劳动负担。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构主视局剖示意图。

具体实施方式

[0008] 参照附图 1 制作本实用新型。该妇产科用会阴清洗装置,包括管体 1,在管体 1 上设有海绵体座 2,海绵体座 2 可以设置为圆滑形状,防止刮伤会阴部,保证孕妇的安全;在海绵体座 2 上可拆卸安装有海绵体 3,通过将管体 1 伸入海绵体 3 内,并在管体 1 上设置多个出液孔,这样可均匀地使消毒液浸湿海绵体 3,从而方便对会阴部进行清洗和消毒处理。

[0009] 在管体 1 的一个端部安装有清洗管 4,清洗管 4 与管体 1 倾斜设置,这样通过倾斜设置可以防止清洗或消毒后的消毒液顺着管体 1 和清洗管 4 流到手部,从而有效避免了交叉感染,使用安全方便。

[0010] 在清洗管 4 的端部安装有消毒液注射装置 5,消毒液注射装置 5 可以是注射器,通过在消毒液注射装置 5 内盛装消毒液,然后通过消毒液注射装置 5 可以将消毒液通过清洗管 4 进入管体 1,最终使消毒液进入海绵体 3,通过这种结构可以取代多次取用药棉来完成对孕妇会阴部的清洗和消毒,而且通过消毒液注射装置 5 可一次性对会阴进行清洗,不仅防止了镊子多次蘸取消毒液所引起的交叉感染,保证了医生的安全,而且使用方便,可有效减轻医生的工作强度。

[0011] 在清洗管 4 上还活动设有接污装置,而接污装置包括在清洗管 4 上移动的接污座 6 和设置在接污座 6 上的吸收层 7,接污座 6 的直径大于清洗管 4 的直径,这样可以接取顺着管体 1 和清洗管 4 流下的消毒液,防止了清洗和消毒后的消毒液流到手部或滴落在被褥或衣物上,通过吸收层 7 可有效防止消毒液溅出,从而进一步防止了交叉感染,保证了医生的安全。

[0012] 本实用新型结构简单,便于对阴部进行清洗和消毒,不仅可有效防止交叉感染,保证医生的安全,而且可有效减轻医生的劳动负担。




图 1