


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 279 372**

21 Número de solicitud: 202131651

51 Int. Cl.:

A61F 13/02 (2006.01)

A61M 5/158 (2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación:

10.08.2021

43 Fecha de publicación de la solicitud:

15.10.2021

71 Solicitantes:

CRISTO DE GANZO BRITO, Óscar (100.0%)
C/ Francisco de Enzinas, N° 22, 1º
09003 Burgos (Burgos) ES

72 Inventor/es:

CRISTO DE GANZO BRITO, Óscar

74 Agente/Representante:

GARCÍA GALLO, Patricia

54 Título: **Apósito**

ES 1 279 372 U

DESCRIPCIÓN

Apósito

5 SECTOR DE LA TÉCNICA

La presente solicitud se refiere a un apósito especialmente diseñado para curar y asegurar las heridas próximas a agujas de Kirschner y otros elementos que atraviesan la piel.

10

ESTADO DE LA TÉCNICA

Cuando se coloca una aguja de Kirschner en el cuerpo de un paciente se produce una herida que ha de ser curada y mantenida en condiciones sanitarias e higiénicas. La solución más habitual es colocar una gasa alrededor de la herida, ya sea envolviendo la aguja o creando una raja por la que se pasa el cuerpo de la aguja. Sin embargo, el exudado propio de la herida adhiere la gasa a la aguja de Kirschner. Por lo tanto, al quitar la gasa para realizar la cura es posible arrastrar y sacar de su posición a la aguja. Además, las gasas no logran impedir la creación de escaras en la piel, alrededor del punto donde se apoya la aguja en la piel.

20

El solicitante no conoce ningún tipo de solución que permita resolver todos estos problemas de forma tan sencilla como la invención.

25 BREVE EXPLICACIÓN DE LA INVENCION

La invención consiste en un apósito, según la reivindicación primera. Sus diferentes variantes resuelven los problemas reseñados.

30 Es un apósito que absorbe con eficacia el exudado y que es sencillo de retirar, sin arrastrar la aguja de Kirschner u otro material que atraviesa la piel.

Así, el apósito, para cura de heridas por agujas de Kirschner, está formado por un cuerpo plano de material hidrocoloide, con un primer lado adhesivo, y con un corte desde el perímetro a un punto central del cuerpo. La ranura puede estar rematada en un orificio pasante.

35

Para retirarlo, basta con tirar hacia los lados para abrir la ranura o corte y el apósito se separará con facilidad de la aguja.

Otras variantes se aprecian en el resto de la memoria.

5

DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

Para una mejor comprensión de la invención, se incluyen las siguientes figuras.

- 10 Figura 1: Vista en perspectiva de un primer ejemplo de realización utilizado en un cuerpo.

Figura 2: Vista en perspectiva del ejemplo anterior.

MODOS DE REALIZACIÓN DE LA INVENCION

A continuación, se pasa a describir de manera breve un modo de realización de la invención, como ejemplo ilustrativo y no limitativo de ésta.

- 20 En la figura 1 se aprecia un ejemplo de realización formado por un cuerpo (1) plano de material hidrocoloide, que posee un primer lado (2) adhesivo. El cuerpo (1) puede tener un grosor de varios milímetros, por ejemplo 5 mm. En la figura 2 se ha representado con forma de disco, pero otras formas de cuerpos (1) son posibles.

- 25 El cuerpo (1) posee un corte (3) desde el perímetro hasta un punto aproximadamente central. El final del corte (3) puede tener un orificio (4), de pequeño diámetro, correspondiente grosso modo al diámetro de una aguja de Kirschner.

- 30 Los apósitos se pueden comercializar en varias formas y dimensiones según el uso previsto.

REIVINDICACIONES

1- Apósito, para cura de heridas por agujas de Kirschner, caracterizado por que está formado por un cuerpo (1) plano de material hidrocoloide, con un primer lado (2) adhesivo, y con un corte (3) desde el perímetro a un punto central del cuerpo (1).

2- Apósito, según la reivindicación 1, caracterizado por que la ranura (3) está rematada en un orificio (4).

