

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第6407151号
(P6407151)

(45) 発行日 平成30年10月17日(2018.10.17)

(24) 登録日 平成30年9月28日(2018.9.28)

(51) Int.Cl.

F I

C O 7 H 21/02 (2006.01)
C 1 2 N 15/10 (2006.01)
G O 1 N 33/58 (2006.01)
G O 1 N 33/50 (2006.01)
C 1 2 Q 1/6806 (2018.01)

C O 7 H 21/02
C 1 2 N 15/10 Z
G O 1 N 33/58 A
G O 1 N 33/50 P
C 1 2 Q 1/6806

請求項の数 23 (全 42 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2015-524746 (P2015-524746)
(86) (22) 出願日 平成25年7月26日(2013.7.26)
(65) 公表番号 特表2015-526076 (P2015-526076A)
(43) 公表日 平成27年9月10日(2015.9.10)
(86) 国際出願番号 PCT/EP2013/065854
(87) 国際公開番号 W02014/019966
(87) 国際公開日 平成26年2月6日(2014.2.6)
審査請求日 平成28年5月12日(2016.5.12)
(31) 優先権主張番号 1257526
(32) 優先日 平成24年8月2日(2012.8.2)
(33) 優先権主張国 フランス (FR)

前置審査

(73) 特許権者 304043936
ビオメリュー
B I O M E R I E U X
フランス国 F-69280 マーシー
レトワール
(74) 代理人 110002077
園田・小林特許業務法人
(72) 発明者 カイイ, トマ
フランス国 エフ-14000 カーン,
リュ デュ ヴォギュー 80
(72) 発明者 ファビズ, フレデリク
フランス国 エフ-14920 マチュー
, シュマン デュ クロ ドゥ サル
10

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 アザイサト酸無水物又はその誘導体の一つを用いた官能化の方法及びこの方法において使用される試薬、このように処置された生物学的分子及びキット

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

液体試料中に含有される、少なくとも1のリボ核酸(RNA)分子を官能化する方法であって、

a) 少なくとも

－アザイサト酸無水物又はその誘導体からなる一の結合分子と、
－目的の基と、
－当該結合分子を、当該目的の基と連結する一のリンケージと
を提供する工程と、

b) 結合分子の無水物官能基を

－RNAヌクレオチドの1個のリボースの2'位、及び／又は
－RNAの3'末端のヌクレオチドのリボースの2'位及び／又は3'位
に位置する少なくとも1個のヒドロキシル基と反応させる工程と、

c) リンケージによってRNAを目的の基と連結するアザアントラニレートを得る工程と
を含む方法。

【請求項 2】

官能化は、液体試料中に含まれる少なくとも一のリボ核酸(RNA)分子を標識するためであり、前記結合分子は内部蛍光を有するアザイサト酸無水物又はその誘導体からなり、及び前記目的の基は結合分子により発せられるシグナルとは異なる内部蛍光シグナルを

有するか、又は内部蛍光シグナルを有さない、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

官能化は、少なくとも一のリボ核酸（RNA）分子を、リガンドー抗リガンドの間の反応を介して捕捉又は分離するためであり、前記目的の基は抗リガンドに相補的なリガンドを含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】

液体試料は DNA 及び RNA を含有し、官能化は、RNA 分子を捕捉又は分離して捕捉又は分離された RNA 分子を貯蔵又は廃棄し、DNA 濃縮試料の残りを使用するためである、請求項 3 に記載の方法。

【請求項 5】

リンケージは、目的の基と結合する前に結合分子に結合する、請求項 1 から 4 の何れか一項に記載の方法。

【請求項 6】

リンケージは、目的の基と結合した後に結合分子に結合する、請求項 1 から 4 の何れか一項に記載の方法。

【請求項 7】

工程 b) は、工程 a) の前に実行される、請求項 5 又は 6 に記載の方法。

【請求項 8】

請求項 3 若しくは 4 に記載の方法、又は請求項 3 若しくは 4 に従属する場合の請求項 5 から 7 の何れか一項に記載の方法であって、官能化は、少なくとも一のリボ核酸（RNA）分子の選択的捕捉のためであり、前記結合分子は、

－RNA ヌクレオチドの一のリボースの 2' 位、及び／又は
－RNA の 3' 位の末端ヌクレオチドのリボースの 2' 位及び 3' 位
に位置するヒドロキシ基のレベルで共有結合により結合される、方法。

【請求項 9】


RNA 分子を、他の生物学的成分から分離する方法であって、

・区別されていない核酸（RNA 及び DNA）、生物学的試料の残りから容易に分離することができる少なくとも一の固体支持体と結合している目的の基を含有する生物学的試料に対して、請求項 8 に記載の方法を適用すること、及び

・生物学的試料の残りから RNA 分子を保有する結合分子を分離することを含む方法。

【請求項 10】

式（I）



[ここで、

・ Y は Z⁴ 又は C－X³－R³ の基を表し、

・ R¹、R² 及び R³ は、互いに独立に H 又は目的の基を表し、ラジカル R¹、R² 及

10

20

30

40

50

び R^3 の少なくとも一は目的の基を表す、及び

・目的の基は、

—マーカー、標識化前駆体、又はリガンド

から選択され、


・ X^1 、 X^2 及び X^3 は各々は、互いに独立に、目的の基を結合分子に連結するリンケージを表し、

・ラジカル Z^1 、 Z^2 、 Z^3 及び Z^4 の一つのみが窒素原子 (N) を表し、及び他のラジカルは炭素原子 (C) を表す]

の化合物を含む、少なくとも一のリボ核酸 (RNA) 分子を官能化するための試薬。

【請求項 11】

請求項 10 に記載の試薬であって、Y は $C-X^3-R^3$ の基を表し、従って前記化合物は以下の式 (2)



[ここで、

— R^1 、 R^2 及び R^3 は、互いに独立に H 又は目的の基を表し、ラジカル R^1 、 R^2 及び R^3 の少なくとも一は目的の基を表し、及び目的の基は、マーカー、標識化前駆体、又はリガンドから選択され、

— X^1 、 X^2 及び X^3 の各々は、互いに独立に、目的の基を結合分子に連結するリンケージを表し、

—ラジカル Z^1 、 Z^2 、及び Z^3 の一つのみが窒素原子 (N) を表し、及び他のラジカルは炭素原子 (C) を表す]

によって表される、試薬。

【請求項 12】

官能化は、RNA 分子を捕捉又は分離するためであり、前記試薬が固体支持体により固定化される、請求項 10 又は 11 に記載の試薬。

【請求項 13】

固体支持体は磁性又は非磁性のポリマー粒子若しくはシリカ粒子、フィルター、又は容器の内壁である、請求項 12 に記載の試薬。

【請求項 14】

リンケージ X は、結合分子と目的の基を一緒に連結することを可能にする有機スペーサーである、請求項 10 又は 11 に記載の試薬。

【請求項 15】

有機スペーサーは、結合分子と目的の基の間の単純な共有結合、置換されていてもよい単一炭素原子、又は芳香族構造及び／又はヘテロ原子を任意で含む少なくとも 2 個の炭素原子の鎖である、請求項 14 に記載の試薬。

【請求項 16】

ヘテロ原子は酸素、硫黄及び／又は窒素である、請求項 15 に記載の試薬。

【請求項 17】

目的の基はマーカー又は標識化前駆体である、請求項 10 から 16 の何れか一項に記載の試薬。

【請求項 18】

目的の基はマーカーであり、前記マーカーは、結合分子により発せられるシグナルとは異なる内部蛍光シグナルを有するか、又は内部蛍光シグナルを有さない、請求項 17 に記載の試薬。

【請求項 19】

少なくとも一のリボ核酸（RNA）分子を官能化するための、請求項 10 から 18 の何れか一項に記載の試薬の使用。

10

【請求項 20】

請求項 10 から 18 の何れか一項に記載の試薬を含む、標的 RNA 分子を検出するためのキット。

【請求項 21】

少なくとも一の標的 RNA 分子を検出するための、請求項 20 に記載のキットの使用。

【請求項 22】

工程 a) と b) との間に、官能化される各 RNA 鎖の 3' 位の末端一リン酸基を加水分解することからなる付加的工程を含む、請求項 1 から 9 の何れか一項に記載の官能化の方法。

【請求項 23】

20

以下の工程

一 請求項 1 から 9 及び 22 のいずれか一項に記載の方法により官能化された RNA を得ること、及び

一 リガンド及び抗リガンド間の反応を介し RNA を捕捉又は分離することを含む、少なくとも一のリボ核酸（RNA）分子を捕捉又は分離するための方法であって、
前記目的の基は抗リガンドと相補するリガンドである、方法。

【発明の詳細な説明】

【発明の開示】

【0001】

30

本発明は、生体分子、より正確には天然若しくは合成リボ核酸（RNA）又は合成 DNA/RNA キメラ核酸を、特に官能化、標識、捕捉又は分離する新規な方法に関する。以下では、用語「官能化」又は関連する用語（例えば、「官能化する」）を使用するが、これらの用語は、生体分子を検出可能な分子で標識化すること、生体分子を捕捉、分離又は阻害することを可能にする付加物を付加することを同様に意味することができる。これらはまた、このように処理又は標識化した生体分子、並びに核酸の検出及び分析を用いる診断の分野、特に分子診断の分野に使用することができるキットに関する。

【0002】

目的の基でヌクレオチド、オリゴヌクレオチド又は天然若しくは増幅技術により生成された核酸を官能化する従来技術の多くの方法が存在する。

40

【0003】

第 1 の方法は、目的の基を塩基（それが天然であれ修飾されたものであれ）上に固定することにある。第 2 の方法は、目的の基を糖（ここでも、それが天然であるか修飾されたものであるかにかかわらず）上に固定することを提案している。第 3 の方法の目的は、目的の基をリン酸上に固定することである。

【0004】

塩基上の目的の基は、特に、直接標識されたヌクレオチドの組み込みにより、核酸を標識化するアプローチに用いられてきた。

【0005】

一般的に、糖のレベルでの官能化は、特異性及び感受性に影響を与える、リン酸又は塩

50

基上で実行されるものよりもはるかに中性である。

【0006】

実際には、ヌクレオチドの若しくはヌクレオチドアナログの又は核酸の官能化を行う必要がある当業者は、この固定化を、塩基又は糖で行う傾向があり、大きな利便性とより多くの選択肢を提供する。これは、特に、塩基についてEP-A-0、063、879、EP-A-0、097、373、EP-A-0、302、175、EP-A-0、329、198、EP-A-0、567、841、US-A-5、449、767、US-A-5、328、824、WO-A-93/16094又はDE-A-3、910、151、糖についてEP-B-0、063、879又はEP-B-0、286、898などの標識化を扱う多数の文献の研究から明らかになっていることである。

10

【0007】

より具体的には、糖上の官能化は、しばしば、化学合成によって調製された核酸プローブの場合に使用される。しかし、リボヌクレオチド、オリゴリボヌクレオチド、天然又は転写により調製されるかどうかによらずRNA核酸、逆転写により又は酵素増幅により、少なくとも一のRNA部分及び少なくとも一のDNA部分を同時に含む核酸を無頓着に官能化するために、固定の位置のレベルに特異的であり、かつ特に、水素結合を介した二重らせんの形成に参与する塩基のハイブリダイゼーション特性に影響を及ぼさず、そしてまたRNAに特異的である目的の基の必要性が存在する。

【0008】

標識化の場合、また標的をDNAチップ上で検出可能にするために、標識を前もってDNAチップ上に固定することが必要である。これは、単独で核酸の存在を検出すること及び診断を確定することを可能にするので重要な工程である。そのため、標識化技術が、非常に再現性があり、堅牢かつ敏感であることが重要である。これは、化学標識化試薬の品質及び有効性に直接つながる。

20

【0009】

更に、化学的な官能化のための技術において、目的の基は、核酸のハイブリダイゼーション特性に影響を及ぼしてはならない。

【0010】

過去に、本出願人は、ジアゾ化合物を含む分子に関する一定数の特許出願を出願した：
— 2002年5月3日に出願され、2010年2月17日に付与された特許EP-B
— 1383732、
— 2005年3月24日に出願された出願EP05/739660、8、
— 2008年6月9日に出願された出願EP08/805961、3、
— 2008年6月29日に出願された出願FR08/55190。

30

【0011】

情報について、ジアゾ機能に基づいた目的の基は、RNAに化学特異的でも特定の位置に位置特異的でもない。したがってそれらは、DNA又はRNAを区別することなく官能化する。更に、ジアゾ官能基は、例えば、Cy5などの特定のシアニンとのコンジュゲーションと調和させることが困難である。

【0012】

今や、標識化のために、官能化のメカニズムにおいてより特異的とすることができることが重要である：

40

A) mRNA発現のレベルを測定するDNAチップの場合、RNAのみを標識しなければならない。さて、複合生体試料では、DNA及びmRNAが存在し得るので、同時に標識され得る。RNAに化学特異的でないマーカを用いると、これはハイブリダイゼーション中に、バックグラウンドノイズの増加をもたらす可能性がある。

B) 一般的には大過剰に使用されるマーカは、標識された核酸をチップ上に固定化されたプローブと接触させる前に破壊又は除去する必要がある。実は、それ以外の場合は、解釈するのが不可能であるような結果をもたらし得るプローブの標識化の危険性が存在し得る。したがって、RNA特異的マーカを所有することは、過剰の非加水分解性マーカ

50

に起因してプローブを標識するこの問題を回避することを可能にするであろう。

C) 立体効果のために、内側よりもむしろ標的RNA鎖の末端(5'又は3')を標識することはオリゴヌクレオチドプローブと核酸からなる標的との間のハイブリダイゼーションにとってあまり破壊的でない。市販の標識化技術は、このような標識化位置特異性を可能としていない。本発明者らの知る限りでは、過ヨウ素酸塩を用いた酸化の化学技術のみがこの程度の特異性を提供するが、これらは標識化プロトコルの複雑さにひどく影響される(3~4種を超える試薬及び標識RNAを得る前の2~3回の精製)。この点については、

—Ru-Qiang LiangのNucleic Acids Research, 2005, Vol. 33, No. 2 e17による「An oligonucleotide microarray for microRNA expression analysis based on labeling RNA with quantum dot and nanogold probe」、又は

—Dmitri Proudnikovによる「Chemical methods of DNA and RNA fluorescent Labeling」Nucleic Acids Research, 1996, Vol. 24, No. 22 4535-4532」を参照されたい。

【0013】

実は、RNAの3'末端の位置特異的官能化は、非常に特異的な酵素技術を用いてのみ得ることができる。このような技術は、例えば、アフィメトリクス(Santa Clara, USA)による、又はアジレント・テクノロジー(Santa Clara, USA)による、T4 RNAリガーゼを用いたRNAの3'でのpCp-マーカータイプの基質による特異的標識化で使用され、又は特定の参考文献：

—Huang Z. 「Selective labeling and detection of specific RNAs in an RNA mixture」 Analytical Biochemistry 2003 129-133、

—Martin G. 「Tailing and 3'-end labeling of RNA with yeast poly(A) polymerase and various nucleotides」 RNA 1998 22-230、又は

—Huang Z. 「A simple method for 3'-labeling of RNA」 Nucleic Acids Research 1996 4360-4361

に記載された他の酵素技術によって使用される。

【0014】

酵素技術を用いる問題は、基質のタイプ(標識するRNAのサイズ及び配列)に対するその感受性、並びに当然、基質及び中でも酵素の両者に関するコストである。

【0015】

また、病理学的状態のマーカースとなりうるマイクロRNA又はmiRNA(短い非コードRNA、真核細胞に固有)の検出の最近の開発は、RNAに対して、そして特に小さな二本鎖に関して特に顕著である立体障害の影響を最大限に制限するためその3'末端に対して実用的かつ特に位置特異的である化学的標識技術を必要とする。更に、参考文献Nucleic Acids Research, 2007, Vol. 35, No. 7 e52のF. Nattにより記載されるように、これらの小さいオリゴマーは、他ならぬそのサイズのため、酵素技術による標識化は非常に不十分である。

【0016】

したがって、低コストの化学的官能化のための技術であって、RNAに特異的であるだけでなく、標識される基質の大きさと配列に関して完全に独立して、3'末端に特異的でもある技術を持つことに大きな関心が存在する。

D) ジアゾ標識化技術は優れた技術であるが、これらの分子に至る合成工程の性質は、特定のフルオロフォア(例えば、ヒドラジンの存在下で不安定であるCy5)の化学的性質に適合性でない。ジアゾ技術は、したがって好ましくは、目的の基としてビオチンとともに使用される。さて、蛍光ストレプトアビジン分子によってビオチン化合物を検出する工程など付加的工程を不要にするために、フルオロフォアを保有する目的の直接的基を有することが本当に必要とされている。したがって、核酸と反応する基(例えば、イサト酸無水物)が、例えばCy3又はCy5のような様々な基とのコンジュゲーションに化学的に適合性である汎用性の高い技術を我々の意のままに持つことが重要である。

E) 最後に、RNAとDNA間の化学選択性はまた、DNAアーゼを用いることのないRN

10

20

30

40

50

Aの選択、DNAを含む培地中でのRNAの選択的捕捉、汚染除去、増幅の選択的阻害など、「サンプルプレップ (sample prep)」とも呼ばれる試料調製における用途を有し得る。

【0017】

1982年に、Moorman (Moorman JACS 1982 104 6785-6786)は、タンパク質の不活性化をもたらす、キモトリプシンのセリンとの選択的反応のためのイサト酸無水物の使用を公表した。この刊行物は、水性媒体中で、生体分子のヒドロキシル基におけるイサト酸無水物の反応性を実証する最初の1つである。しかし、不思議なことに、アミン官能基がより求核性であるので、イサト酸無水物はタンパク質上に存在するアミン官能基との優先的な反応性を有することが予想されるのに、アルコール官能基が最初に反応することが明らかになった。

10

【0018】

1983年に、Hiratsuka (Hiratsuka BBA 1983742 496-508)は、イサト酸無水物又はメチル化イサト酸無水物の遊離型リボヌクレオシド (5'三リン酸又は5'-OH) への反応性に関して最初の論文の一つを公開した。これは後者を研究するための酵素の蛍光基質を合成するためであった。実際、イサト酸無水物は、いったん開環すると、蛍光性になる。しかしながら、混乱を避けるために、アントラニレート分子になる開環イサト酸無水物の内部蛍光 (励起: 335~350 nm及び発光: 427~446 nm) と発蛍光団とのコンジュゲーションによりもたらされる蛍光とを区別することが必要である。実際、イサト酸無水物によるRNAの標識化に言及しているが、これを検出するためにアントラニル酸の内部蛍光を用いている多数の論文が存在する。これらの結論は以下の通りである:

20

- イサト酸無水物は、2'-OHよりもはるかに求核性であると一般的に記載されているにもかかわらず、塩基の環外アミンに反応を示さない、
- イサト酸無水物は5'-OHに反応性を示すことが知られていない、
- イサト酸無水物は、3'-OH (熱的に好ましい) よりも2'-OHに優先的に (動力学的に) 反応性を示す。しかしながら、2'位と3'位との間のアシル基の転位のために、90%程度の3'のエステルの混合物が得られる。

【0019】

1990年、Ovodov (Ovodov, FEBS 1990 270 111-114)は、1963年のKhornaの研究 (Stark, Journal of the American Chemical Society 1963 75 2546及びKnorre Biokhimiya 1965 1218-1224) に基づく研究を通して、RNAアーゼの作用からRNAを保護するための、無水酢酸による水性媒体中でのメッセンジャーRNAのアシル化を記載している (DMF 5%、1M酢酸ナトリウム、pH 7、室温で2~3時間)。それは、RNAアーゼの作用を阻害するのに十分な70~75%のアシル化レベルを記載している。

30

【0020】

1993年、Servillo (Servillo Eur. J. Biochem. 1993 583-589) は、水性媒体中、pH 8.8で3時間、室温でのイサト酸無水物 (Molecular Probes、Eugene、USA) とのインキュベーション後のトランスファーRNAの3'での特異的な「標識化」を示す論文を公開した。彼は、種々の技術を用いた、3'での絶対位置特異的官能化を示している。RNAアーゼA及びRNAアーゼT2による完全加水分解を通して、彼は、単一の蛍光ヌクレオシドの存在を示している。ホスホジエステラーゼの阻害により、彼は、5'での標識化は言うまでもなく、位置特異的標識化に相当する3'位における完全標識化を示している。

40

【0021】

2000年、K.M.WeeksによるRNAの2'のヒドロキシルの選択的アシル化についての進行中の一連の最初の論文が出た。Weeksはこの時、RNAの2'位OHの選択的アシル化を記載しているので、この一連の論文は、アシル化の位置特異性の点からServilloの結果を検討している。これは、SHAPE (選択的2'-ヒドロキシルアシル化及びプライマー伸長) 技術の文献を取り扱っており、特に、以下の論文を含む:

- K.A. Wilkinson, S.M.Vasa, K.E.Deigan, S.A.Mortimer, M.C.Giddings and K.M.We

50

eks, Influence of nucleotide identity on ribose 2'-hydroxyl reactivity in RNA. *RNA* 15, 1314-1321 (2009).

- K.E.Deigan, T.W.Li, D.H.Mathews and K.M.Weeks, Accurate SHAPE-directed RNA structure determination. *Proc.Natl.Acad.Sci.USA* 106, 97-102 (2009).

- S.A. Mortimer and K.M.Weeks, Time-resolved RNA SHAPE chemistry. *J. Am. Chem.Soc.* 130, 16178-16180 (2008).

- C.M.Gherghe, S.A. Mortimer, J.M.Krahn, N.L.Thompson and K.M.Weeks, Slow conformational dynamics at C2'-endo nucleotides in RNA. *J. Am. Chem.Soc.* 130, 8884-8885 (2008).

- S.A. Mortimer and K.M.Weeks, A fast acting reagent for accurate analysis of RNA secondary and tertiary structure by SHAPE chemistry. *J. Am. Chem.Soc.* 129, 4144-4145 (2007). 10

- K.A. Wilkinson, E.J.Merino and K.M.Weeks, Selective 2'-hydroxyl acylation analyzed by primer extension (SHAPE): quantitative RNA structure analysis at single nucleotide resolution. *Nature Protocols* 1, 1610-1616 (2006).

- K.A. Wilkinson, E.J.Merino and K.M.Weeks, RNA SHAPE chemistry reveals non-hierarchical interactions dominate equilibrium structural transitions in tRNA^{Asp} transcripts. *J. Am. Chem.Soc.* 127, 4659-4667 (2005).

- E.J.Merino, K.A. Wilkinson, J.L.Coughlan and K.M.Weeks, RNA structure analysis at single nucleotide resolution by Selective 2'-Hydroxyl Acylation and Primer Extension (SHAPE). *J. Am. Chem.Soc.* 127, 4223-4231 (2005). 20

- S.I. Chamberlin and K.M.Weeks, Mapping local nucleotide flexibility by selective acylation of 2'-amine substituted RNA. *J. Am. Chem.Soc.* 122, 216-224 (2000)、及び

- K.M.Weeks, The mechanism of RNA SHAPE chemistry, *J. Am. Chem.Soc.* 134, 6617-24 (2012).

【0022】

著者は、トランスファーRNA又は短い型のオリゴリボヌクレオチドに反応性を示すイサト酸無水物の誘導体（N-メチル化イサト酸無水物、イサト酸無水物、N-メチル化ニトロイサト酸無水物、ニトロイサト酸無水物）を用いている（水性媒体、pH 8、室温又は37℃、数時間）。接近可能でありかつリン酸ジエステル骨格からより遠いので、制約の少ない、すなわち、二次又は三次構造にほとんど関与しない2'-OHのみがアシル化される。そのため、これらはより反応性となる。次いで、この部分アシル化RNAを、可変長のDNA断片を産生するインビトロ転写に供し、かさ高い2'-O-アントラニル酸、すなわち、糖の2'-OH上に固定されている開環イサト酸無水物分子に遭遇したらいつでも伸長を終結する。キャピラリー電気泳動によるこれらの断片の配列決定又は解析後に、この技術に供したメッセンジャーRNAの三次構造のマップを確立することが可能である。これがSHAPE技術（プライマー伸長により解析する選択的2'-ヒドロキシルアシル化）の原理である。

【0023】

2008年、Liによる論文、「Aptamers that recognize drug-resistant HIV-1 reverse transcriptase」Na Li, *Nucleic Acids Research*, 2008, Vol. 36, No. 21 6739-6751は、最も接近可能であり得る2'-OHを特異的に内部標識するために、したがって、当のRNAの構造マップを記載するためにWeeksによる研究を引用している。

【0024】

2007年、Thomas Cech (Cech T. R. *RNA* 2007 536-548)はまた、この技術を用いて結晶化RNAの構造を研究している。

【0025】

従来技術はまた、捕捉に関する他の特許を含む。

【0026】

30

40

50

特許US-B-7, 244, 568は、疎水基（対応する無水物のブチリル又はペンタノイル）によるRNAの2'-OHの多少部分的な選択的アシル化に関する。したがって、RNAは、有機溶媒により選択的に抽出される又は選択的に固定化される（例えば、逆相、シリカ相、膜等）のに十分疎水性となる。この特許はまた、DNA分子に対してRNA分子を選択的に固定化することを可能にする、酸塩化物又は無水物により活性化した固相を記載している。この工程は、固定化イサト酸無水物又はBCPB（ポリスチレン上に固定化された塩化ベンジル）により行うことができる。最後に、この技術はまた、固相に吸着されたRNAを分析するための技術も記載している：固定化RNAの2'-OHがイサト酸無水物と反応し、生成した内部蛍光が固定化RNAを分析することを可能にする。

【0027】

更に詳細な研究は、使用される無水物は化学特異的でなく、糖のヒドロキシル基と塩基の環外アミンを両方とも攻撃するので、この特許により主張されている条件では、DNAが同様に官能化されることを示している。

【0028】

特許EP-B-1196631は、水性媒体中のRNAの位置特異的アシル化と適合するアシル化剤を提案している。これらのアシル化剤は、このように修飾されたRNAのハイブリダイゼーション特性を維持するために、過剰な立体障害を与えてはならない。それは、主には、使用されるアセチル基又はホルミル基を導入するためのアシル化剤である。このようにして、部分的に修飾されたRNAは、次いで、重合反応のためのマトリックスとして機能し、それはまた、ノーザンブロット反応におけるプローブとしても機能し得る。この考え方は、ハイブリダイゼーション特性を維持するもの（修飾されたRNAが伸長反応の基質のままである）である一方で、2'の基の存在を通して二次構造を破壊し、このように修飾されたRNAをヌクレアーゼ抵抗性にする。更に、実施例22は、RNAの蛍光標識化が想像されるが、メチル化イサト酸無水物を添加することによってのみであることを示しており、したがってこれは内部蛍光の問題である。

【0029】

特許EP-B-1,196,631は、mRNA、rRNA又はウイルスRNAを含むポリヌクレオチドを提案しており、そのリボースの25%超は2'-OH位で共有結合的に修飾されている。更に、この特許は、ポリメラーゼ及び任意でプライマーの存在下で、複数のモノヌクレオチド（UTP、dTTP及び／又はdUTP、ATP及び／又はdATP、GTP及び／又はdGTP並びにCTP及び／又はdCTP）から出発して、出発核酸鎖から二本鎖オリゴヌクレオチド及びポリヌクレオチドを生成して、出発核酸に相補的な核酸の鎖の形成を可能にする方法に関する。

【0030】

特許出願WO-A-2004/013155は、DNAとRNAを区別するための、糞便、血液等の型の混合物中のRNAの化学修飾を記載している。この区別を行うことができる試薬は無水酢酸である。次にエステル官能基は、生物学的に活性なRNAを再生するために加水分解される。このために、この出願は、RNAに対して「ごくわずかに」攻撃的である有機塩基（リジン、ジアミン等）の、脱保護プロトコルと組み合わせた使用を促進することを提案する。

【0031】

これらの文献全体から、いったん開環したイサト酸無水物の内部蛍光のみが用いられていることに留意すべきである。更に、他の用途のためのこの分子及びその誘導体の使用は、本発明により提案されているので、記載されていない。

【0032】

イサト酸無水物の蛍光に関する限り、RNAを検出を可能とするためにイサト酸無水物の蛍光を得ることだけでは利点はほとんどない。このように、この蛍光は、他の蛍光化合物に比べて弱く、そして自動検出のためのデバイスで現在使用されるレーザーの波長と必ずしも適合性でない。更に、開環イサト酸無水物の内部蛍光では、用途が単一（monoplex）検出に限られ、分子生物学でますますよくあるような多重検出ではない。例えば、使

10

20

30

40

50

用者は共にイサト酸無水物で標識した、核酸の第一型の検出と核酸の第二型の検出を区別することができないので、DNAチップの分野の用途のための標識化は、これらの特許では不可能である。

【0033】

従来技術では、イサト酸無水物の全部で4つの異なる用途が存在する。第一は、特定の酵素の機構を研究するためにアントラニル酸エステルの内部蛍光特性を活用する問題である。第二に、位置選択的に核酸の重合を阻害するためのイサト酸無水物のアシル化の特性の使用であって；したがってそれは多かれ少なかれ制御された様式で、できるだけ穏やかな条件で、2'に嵩高い置換基を導入する単なる問題である。第三に、従来技術は、抽出工程中にそれらの分解を防止するためにイサト酸無水物を使用する。最後に、第四に、それは、非アシル化DNAに対してアシル化RNAを選択的に抽出する問題である。遊離の2'OH官能基、したがって、官能性RNAを再生するための、エステル官能基の可逆性という考え方がある。

10

【0034】

目的の基とのコンジュゲーションは、予測することが困難な特性である、イサト酸無水物のアシル化特性及び安定性においてさえ変化をもたらし得るので、少なくとも2種の異なるスポット又はDNAチップ上のハイブリダイゼーションのためのmRNAの標識化の用途のためのビオチン又はCy3とイサト酸無水物分子をコンジュゲートする考え方は明らかではない。特に、イサト酸無水物の目的の基とのコンジュゲーションは、構造の極めて顕著な不安定化、合成の極めて大きな困難さ、水への乏しい溶解性、蛍光の減衰による目的の基の物理化学的特性の喪失、RNAに関する極めて乏しい反応性、標識されたRNAとDNA（特に過剰な立体障害による又は官能化RNA/DNAハイブリッドがもはやポリメラーゼ基質ではないという事実による捕捉用プローブ）との間に形成される二本鎖の極めて大きな不安定性を引き起こし得る原子及び結合によって起こらなければならない。

20

【0035】

更に、本発明者らは、固体支持体が有していてもよく又は有していなくてもよい認識分子により捕捉されることを可能にするためのイサト酸無水物化合物によるRNAの官能化の重要性を理解した。

【0036】

更に、彼らは、その内部蛍光のためでなく、RNAに特異的に結合し及び後で定義されるように目的の基との結合を可能にするその能力のためにイサト酸無水物を使用することからなる発明WO-A-2012/076794を以前に提案した。

30

【0037】

上述したように、核酸の抽出のために最も広く使用される技術の一つは、カオトロピック塩の存在下でシリカ上に吸着させる技術（いわゆるBOOM技術）であるが、それはその有効性と自動化されるためのその大きな潜在的可能性にもかかわらず、組成が依然として経験的である複雑な製剤の溶出緩衝液を使用する場合を除き、一般的であってRNAに対してほとんど特異性を有しないという欠点がある。

【0038】

簡潔には、「Sample Preparation Techniques in Analytical Chemistry, Vol 162 Edited by S. Mitra Wiley-Interscience 2003」に記載されるように、その技術は、リン酸基及びシリカの表面に存在するシラノール残基との間に結合を形成するであろう、核酸、シリカ及び陽イオンの間に生じる特定の親和性に基づいている。

40

【0039】

BOOM技術の非常に多くの異形は、抽出収率を向上させ、増幅阻害剤の共精製を回避するために保護されている。

【0040】

これに関連して、我々はBOOM化学の改善を説明する幾つかなの特許を挙げることができる。

50

【0041】

特許EP-B-1, 367, 137は、はるかに容易に自動化を可能にする核酸の抽出のための磁性シリカ粒子を用いたBOOM技術の改善を記載している。

【0042】

特許EP-B-1, 476, 550は、チオエーテルで修飾された固相とリオトロピック塩からなる溶出液を使用する、核酸を精製するための方法を提示している。

【0043】

特許EP-B-1, 266, 385は、核酸の精製のための強磁性又はフェリ磁性のシリカ粒子を提案している。

【0044】

特許EP-B-1, 762, 618は、15～35%のグアニジンと界面活性剤からなる、血液から核酸を抽出するための溶液を開示している。

【0045】

特許EP-B-1, 771, 562は、有機助剤の存在下でシリカに基づく核酸の抽出のための新たな方法を記載している。

【0046】

最後に、特許EP-B-1, 589, 105は、シリカで覆われていない磁性粒子上における酸性pHでの核酸の抽出を提案している。

【0047】

しかし、これらの技術は、核酸と固体支持体との間の非共有結合性相互作用に基づいて、現在まで核酸の抽出のために使用される自動システムで主に使用されているが、どれも、DNAからRNAの特異的区別を可能としていない。選択的な技術を開発する必要性がある。

【0048】

固体支持体との非共有結合性相互作用により核酸を抽出するための若干より選択的な技術も提案されている。複雑な生物学的混合物から、RNAのみの又はDNAのみのどちらかの自動化された選択的抽出を明確に説明する文書はほとんどない。

【0049】

しかし、特許EP-B-1, 448, 799は、様々な陰イオンの存在下で、アルカリ性pHでシリカ上における、核酸の多かれ少なかれ選択的な精製を提示している。

【0050】

特許出願EP-A-1, 510, 577は、RNAに対するDNAの分離を最適化するための、カオトロピック塩と親水性添加剤の混合物の使用を保護しようとしている。

【0051】

特許EP-B-1, 479, 769は、RNAとDNAとの間の選択的分離を説明し、特許請求している。これは、特定の緩衝溶液の温度変化、イオン強度及び化学組成の変化に基づいている。

【0052】

特許EP-B-1, 869, 179は、DNAに対するRNAの特異的抽出のためのRNA又はDNAに特異的なリガンドの使用を提案している。

【0053】

特許出願US-A-2007/0148651は、リン酸アニオンの存在下でのマグネタイト粒子上のRNAの吸着によるDNA及びRNAの混合物からのRNAの特異的抽出を提示する。

【0054】

特許出願WO-A-2009/040444は、DNA/RNA混合物からの、キトサン被覆マグネタイト粒子上のゲノムDNAの選択的沈殿について記載している。次いで、RNAはアルコールで沈殿によって上清から回収される。

【0055】

最後に、我々は、切断可能なリンケージによって固体支持体に結合された核酸結合部分

10

20

30

40

50

(NABP)を保護する、特許US-A-2005/0106576及びUS-A-2005/0106577を述べる。NABPは、核酸に対する親和性を有するが、DNAと比較してRNAに対する選択性を有しない荷電分子である。また、NABPは、我々の発明と比較して、非特異的吸着、立体障害などを伴うといった全ての欠点を持つ固体支持体に担持される。

【0056】

これらの全ての技術はまた、多かれ少なかれ選択的吸着を調節する種々の添加剤の存在下での、核酸(RNA又はDNA)と固相との間の非共有結合性相互作用に基づいていることに留意すべきである。核酸の吸着に關与する相互作用は、共有結合と比較して弱い性質のもの(静電、イオン性、疎水性、水素結合、等)である。

10

【0057】

したがって、改善の試みにもかかわらず、RNAとDNAとの間の絶対的選択を可能にする本当に満足できる技術は無いことがわかる。新しい革新的な技術を提案する真の必要性がある。

【0058】

更に、DNAに対するRNAの選択的抽出のための技術が提案されている。DNAの混入を最小限にして、比較的選択的RNAを抽出するための唯一の技術は、

- 効果的ではあるが、有機溶媒の使用を必要とし、したがって、毒性、自動化の困難さ等の点で欠点を有する、例えばフェノール/クロロホルム(Trizol(登録商標))抽出などの化学的技術、

20

- DNアーゼ又はRNアーゼを添加する酵素的技術(しかしコストの欠点とその作用後に、これらの酵素の変性の必要性がある)、

- 自動化が非常に複雑であって、生体分子の相対密度に基づいた、塩化セシウム塩勾配に関する分画遠心法などの物理化学的技術、

- メッセンジャーRNAのポリA配列を特異的に認識するためのポリdTオリゴヌクレオチドで被覆された磁性粒子を用いた特異的捕捉のための技術(認識されているリボソームRNA、μRNAs、その他の「小さな」RNAは含まれず、mRNAのみが捕捉されるという欠点を有する)

に基づいている。

【0059】

30

対応する特許出願WO-A-2012/076794が、参照により本明細書に援用される。本出願において、出願人は、複合培地からのRNAとDNAとの間の分離に関する問題を解決するために着手した。それらの化学組成に基づいてDNAからRNAを識別することが提案された。実際には、RNAとDNAとの間の唯一の違いは、リボースの2'の水酸基の存在である。目的は、目的の基の特異的認識に基づいて、分子ソーティングが2つの巨大分子との間で実行されるようにする、目的の基を備えたそれ(イサト酸無水物の誘導体)に対して、結合分子を特異的に結合させるために、この機能を利用することであった。反応性結合分子は、温和な条件下(65℃で、水性媒体中で1時間未満)で反応できなければならなかった。

【0060】

40

RNA上に供給される目的の基、例えば、固相に特定の親和性を有する特定の基を適切に選択することによって、したがって、複合培地から特異的にRNAを抽出することが可能である。RNAの特異的官能化の後、後者は、固相上に固定することができるが、一方精製されたDNAは溶出された(しかし、特異的に増幅されるために回収することができる)。DNAを含まない捕捉されたRNAは、今度は特異的に溶出され増幅されることができるように、その後、固相上で直接に目的の基から分離され得る。

【0061】

この方法は、したがって、非常に高い選択性でDNAからRNAを選別し分離することを可能とし：

- 1 — RNAと目的の基を有する結合分子(イサト酸無水物の誘導体)との間に共有

50

結合を形成し；

2 — 官能化されていないものに対して、目的の基によって、このように官能化された核酸を選別し；

3 — DNAを完全に含まない（アントラニル酸塩又は裸の）生物学的に活性なRNAを放出するために、RNAと目的のグループとの間の結合を切断する

ことからなる。しかし、出願人は、特に実施例14において、DNAに対してRNAを選別する現実性を完全に実証したが、本質的にこれらの問題に応答することがより可能であるアザイサト化合物に基づく分子の新しいファミリーを設計することによって、このプロトコルの有効性を改善する要望が依然として存在する。

【0062】

したがって、本発明は、

— 工業的に使用可能な自動診断システムでこの方法の統合を容易にするように、65℃でなく、室温で官能化することができる、

・この方法の工業的応用を視野に入れて（試薬のコストを下げる）、アザイサト酸無水物のアシル化試薬の消費を最小限に抑える、

・診断プラットフォームにおけるこのプロトコルの統合を改善するために、過剰な試薬の除去を容易にする、

・DNAに対するRNAの濃縮度をより一層高める、
ようにイサト酸無水物の反応性をより一層増加させ、

— 過剰試薬の除去を促進し、その反応性を増大させることを常に目的として、水性媒体における溶解性をより一層高める、

— 結合分子の反応及び結合の開裂後、（アザアントラニレートに起因する任意の阻害を回避することを目的として）アザアントラニレート基を持たない「裸の」RNAを得る、

— RNAの制御されない官能化により、ヌクレアーゼに対する絶対的な耐性を有するRNAを賦与し、

・RNA/DNA混合物中のRNAの選択的増幅の阻害、

・DNAチップの用途又はその他のためのリボ核酸の標識化
などの、他の用途への概念を適用する
ことを可能とする。

【0063】

本特許出願の文脈において、我々は、新しい分子、すなわち：

— 室温でRNAを官能化することができるので、より反応性でより効果的であり、

— 同じ効果について低濃度を必要とし、それに応じて除去するのが容易であるので、より経済的であり、

— ピリジニル基の導入により水性媒体中での溶解度が増加するため、より可溶性であり、

— より選択的であり、したがって選択的抽出の問題を一層解決することができ、

— 切断により裸のRNAを再生することを可能とし、続く増幅の阻害の任意の問題を回避する、置換されたメチルジスルフィドアームを有する付加的な官能性が任意で賦与され、

— 他の用途に適用可能である

ものを用いて他の分子に対するRNAの選別のための新規な解決策を提供する。

【0064】

定義により、「目的の基」は、

・特定の条件下（求核試薬及び求電子試薬の例としては、アジドを有するアルキン、チオールを有するマレイミド、アルケンを有するジエン等）で別の反応性分子又は別の反応性基と反応することができる反応性分子又は反応性基であり、及び／又は

・開環イサト酸無水物（アントラニル酸エステル）のものとは異なる内部蛍光を有し、及び／又は

・認識分子若しくは表面、又は粒子等により認識することができ、ビオチン／ストレプ

10

20

30

40

50

トアビジン型、疎水性若しくは親水性分子／疎水性若しくは親水性担体、抗原／抗体、糖
類若しくは多糖類／レクチン等の安定な（かつ任意に可逆性の）複合体を形成することが
できる、リガンドであり、及び／又は

・以下の型のリガンド／受容体ペア：

- － ビオチン／ストレプトアビジン、
- － ハプテン／抗体、
- － 抗原／抗体、
- － ペプチド／抗体、
- － 糖類又は多糖類／レクチン、
- － 求電子分子／求核性分子、
- － ポリヌクレオチド／ポリヌクレオチドの相補体、
- － 疎水性リガンド／疎水性固相、又は
- － リガンド／配位金属

10

からなる間接反応のためのマーカー分子である、
分子である。

【0065】

「結合分子」は、アザイサト酸無水物又はその誘導体を意味する。アザイサト酸無水物が求核試薬との反応後に開環すると、アザアントラニレートという名称を有することに留意すべきである。

【0066】

20

アザイサト酸無水物誘導体は、アザイサト酸無水物に相当する部分を含み、アザイサト酸無水物の芳香族部分又は複素環部分に、例えば化学又は有機基などの少なくとも1種のラジカルを有する任意の有機化合物を意味する。

【0067】

「少なくとも一のリボ核酸分子の官能化」は、共有又は非共有結合による目的の基の前期核酸上へのグラフト作用を意味する。グラフトされた目的の基のタイプ（マーカー、標識化前駆体、少なくとも一の捕捉手段による、生体分子の捕捉、分離又は阻害を可能にする基、など）に応じて、用語「官能化」又は関連する用語（例えば、「官能化する」）は、検出可能な分子を用いた一直接的又は間接的な前記リボ核酸分子の標識化、前記リボ核酸分子の捕捉、分離又は阻害を可能とする基の前記リボ核酸分子上への付加を意味する。

30

【0068】

「リンケージ」は、単純な共有結合などの、結合分子及び目的の基を連結することができる有機質のスペーサーとして定義される。これには、物理化学的、光化学的、酵素的、化学的、熱的手段等により切断することができる官能基が含まれ得る。

【0069】

「認識若しくは捕捉の手段又は分子」は、目的の基との強い親和性を有する、固体支持体上に固定されていてもされていなくてもよい分子として定義される。

【0070】

「RNA」の定義は、少なくとも2個の修飾若しくは非修飾連続リボヌクレオチド単位から構成される天然又は合成ポリマーである。

40

【0071】

「DNA」という用語は、少なくとも2個の修飾若しくは非修飾連続デオキシリボヌクレオチド単位から構成される天然又は合成ポリマーにより定義される。

【0072】

少なくとも一のDNAセグメント及び少なくとも一のRNAセグメントから構成される単一キメラ鎖を用いることも可能である。

【0073】

「阻害」とは、イサト酸無水物誘導体により過剰に官能化されたRNAを、遺伝物質を増幅するための技術（NASBA、PCR等）により増幅することができないことである

50

と理解される。

【0074】

定義により、「糖」という単語は、リボース又はデオキシリボース化合物を意味する。

【0075】

「液体試料」とは、核酸は完全に可溶性である均一又は不均一の水溶液を意味する。溶液は、例えば、固体支持体を、任意でその表面上にRNAを固定して含む場合に、不均一であると言われている。

【0076】

「ピリジニル」基は、溶解性に加えて、その電子を引きつける能力が、カルボニル官能基の反応性を増加させ、RNAのヒドロキシル基への求核攻撃をより可能にすることを意味するという事実に基づいて選択される。

10

【0077】

出願人による、6位、7位又は8位のピリジニル核の置換のための位置の選択はまた、最終分子の安定性に影響を及ぼしうる。当業者にとっては、BiotPEG4SSPyrrIA Me分子(14)の場合には6位に置換することは技術的に容易であるが、7位又は8位を置換するための技術的解決法を採用することも可能である。

【0078】

任意で目的の基に結合した2つのリンケージを導入する場合、アントラニレート²の自己犠牲を可能とするリンケージが必ず5位に組み込まなければならないので、合成の困難さは更に増加する(参照:以下の式(2)及び図2)。リンケージにより2回置換されたアザイサト分子は、生体分子の選別のための適用のために記載されたことはない。

20

【0079】

本発明は、液体試料中に含有される、少なくとも一のリボ核酸(RNA)分子を官能化する方法であって、

a) 少なくとも

- アザイサト酸無水物又はその誘導体からなる一結合分子と、
- 目的の基と、
- 結合分子を目的の基と連結する一のリンケージを提供する工程と、

b) 結合分子の無水物官能基を

- RNAヌクレオチドの一のリボースの2'位、及び／又は
- RNAの3'末端のヌクレオチドのリボースの2'及び／又は3'位

30

に位置する少なくとも一のヒドロキシル基と反応させる工程と、

c) リンケージによってRNAを目的の基と連結するアザアントラニレートを得る工程と

を含む方法に関する。

【0080】

本方法は、液体試料中に含有される、少なくとも一のリボ核酸(RNA)分子を標識する方法であって、

a) 少なくとも

- 内部蛍光を有する、アザイサト酸無水物又はその誘導体により構成される結合分子と、
- 結合分子により発せられるシグナルとは異なる内部蛍光シグナルを有するか、又は内部蛍光シグナルを有さない目的の基と、
- 結合分子を目的の基と連結する一のリンケージとを提供する工程と、

40

b) 結合分子の無水物官能基を

- RNAヌクレオチドの一のリボースの2'位、及び／又は
- RNAの3'位の末端ヌクレオチドのリボースの2'及び／又は3'位

に位置する少なくとも一のヒドロキシル基と反応させ、

— リンケージによってRNAを目的の基と連結するアザアントラニレートを得る工程と

50

を含む。

【0081】

本発明は、少なくとも一のリボ核酸（RNA）分子を捕捉又は分離するための方法であって、

a) 少なくとも

- － アザイサト酸無水物又はその誘導体からなる一結合分子と、
- － 抗リガンドに相補的なリガンドからなる目的の基と、
- － 結合分子を目的の基と連結する一のリンケージとを提供する工程と、

b) 結合分子の無水物官能基を

- － RNAヌクレオチドの一のリボースの2'位、及び／又は
- － RNAの3'位の末端ヌクレオチドのリボースの2'及び／又は3'位

に位置する少なくとも一のヒドロキシル基と反応させる工程と、

c) リンケージによってRNAを目的の基と連結するアザアントラニレートを得る工程と、

d) リガンドー抗リガンドの間の反応を介してRNAを捕捉又は分離する工程とを含む方法に関する。

【0082】

本発明の捕捉又は分離のための方法において、

e) こうして捕捉又は分離されたRNA分子を貯蔵又は廃棄し、DNA濃縮試料の残りを使用すること

を含む付加的工程があってもよい。

【0083】

前述の方法の全ての場合において、及び第一の実施態様によれば、リンケージは、目的の基と結合する前に結合分子に結合する。

【0084】

前述の方法の全ての場合において、及び第二の実施態様によれば、リンケージは、目的の基と結合した後結合分子に結合する。

【0085】

当該実施態様にもかかわらず、結合分子は、予めRNAと結合している。

【0086】

本方法は、少なくとも一の結合分子、抗リガンドに相補的なリガンドからなる一の目的の基、及び該目的の基と該結合分子を連結する一のリンケージを用いた、RNAの少なくとも一分子の選択的捕捉の方法であって、該結合分子は、

- － RNAヌクレオチドの一のリボースの2'位に、及び／又は、
- － RNAの3'位の末端ヌクレオチドのリボースの2'位及び3'位に、及び／又は
- － RNAの3'位の前記末端ヌクレオチドのリボースの3'位に

位置するヒドロキシル基のレベルで共有結合により結合される、アザイサト酸無水物又はその誘導体からなる、方法に常に関する。

【0087】

本発明は最終的には、RNA分子を、他の生物学的成分、特にDNA分子に対して分離する方法であって、

・ 区別されていない核酸（RNA及びDNA）、生物学的試料の残りから容易に分離することができる少なくとも一の固体支持体と結合している目的の基を含有する生物学的試料に対して、前述の捕捉方法を適用し、

・ 生物学的試料の残りからRNA分子を保有する結合分子を分離することを含む方法に関する。

【0088】


本発明は、式（1）：

10

20

30

40



10

[式中、

・ R¹ 及び R² は、互い独立に H 又は目的の基を表し、ラジカル R¹ 及び R² の少なくとも一は、目的の基を表す、及び

・ 目的の基は、

a. マーカー若しくは標識化前駆体、又は

b. 認識分子若しくは表面又は粒子等によって認識することができ安定な複合体を形成することができるリガンドであって良く、

20


・ X¹ 及び X² は各々は、互いに独立に、目的の基を結合分子に連結する リンケージ を表し、

・ ラジカル Z¹、Z²、Z³ 及び Z⁴ の一つのみが窒素原子 (N) から構成され、及び他のラジカルは炭素原子 (C) から構成される]

の官能化試薬を提供する。

【0089】

より詳細には、本発明は、式 (2) の官能化試薬を、提案している。



30

[式中、

・ R¹、R² 及び R³ は、互い独立に H 又は目的の基を表し、ラジカル R¹ 及び R² の少なくとも一は目的の基を表し、及び

・ 目的の基は、

a. マーカー若しくは標識化前駆体、又は

b. 認識分子若しくは表面又は粒子等によって認識することができ安定な複合体を形成することができるリガンドであって良く、

40

・ X¹、X² 及び X³ は各々は、互いに独立に、目的の基を結合分子に連結する リンケ


50

ージを表し、

・ラジカル Z^1 、 Z^2 、及び Z^3 の一つのみは窒素原子 (N) から構成され、及び他のラジカルは炭素原子 (C) から構成される。]

【0090】

式 (1) 及び式 (2) の官能化試薬からなるアセンブリーは、以下の式 (I) により表すこともできる。



[式中、

・Yは Z^4 又は $C-X^3-R^3$ の基を表し、

・ R^1 、 R^2 及び R^3 ($Y=C-X^3-R^3$ である場合) は、互いに独立にH又は目的の基を表し、ラジカル R^1 、 R^2 及び R^3 ($Y=C-X^3-R^3$ である場合) の少なくとも一は、目的の基を表し、及び

・目的の基は、

c. マーカー若しくは標識化前駆体、又は

d. 認識分子若しくは表面又は粒子等によって認識することができ安定な複合体を形成することができるリガンド

から選択され、

・ X^1 、 X^2 及び X^3 ($Y=C-X^3-R^3$ である場合) は各々は、互いに独立に、目的の基を結合分子に連結するリンケージを表し、

・ラジカル Z^1 、 Z^2 、 Z^3 及び Z^4 ($Y=Z^4$ である場合) の一つのみが窒素原子 (N) を含み、及び他のラジカルは炭素原子 (C) を含む。]

【0091】

どのような試薬を用いても、後者は、捕捉又は分離のために使用される場合、捕捉手段又は分離手段は、磁性又は非磁性のポリマー粒子又はシリカ粒子、又はフィルター、あるいは容器の内壁などの、固体支持体からなる。

【0092】

どのような試薬を用いても、後者は、官能化のために使用される場合、リンケージXは、結合分子と目的の基の間の単純な共有結合、又は置換されていてもよい単一炭素原子、芳香族構造及び／又はヘテロ原子 (酸素、硫黄、窒素等) を任意で含む少なくとも2個の炭素原子の鎖など、結合分子と目的の基と一緒に連結することを可能にする有機スペーサーである。

【0093】

官能化試薬のこの後者の実施態様によれば、リンケージXは、光の、温度の、酵素的若しくは化学的特定条件下で結合分子をRNAから分離する、物理化学的、光化学的、熱的、酵素的及び／又は化学的手段により切断することができる官能基又は結合を含む。

【0094】

本発明はまた、前記のような方法の一つにより得ることができる官能化RNAの生物学的分子に関する。

【0095】

本発明はまた、前記のような試薬を含む、標的RNA分子を検出するためのキットを網羅することを提案する。

【0096】

本方法に関係なく、本発明は、最後に、官能化する各RNA鎖の3'位の末端一リン酸基を加水分解することからなる、工程a)とb)との間の以下の付加的工程を含む、官能化の方法に関する。

【0097】

一実施態様において、リンケージは、目的の基への結合の有無によらず、ピリジニル基を置換する。更に、切断可能な官能基は、切断後、アザアントラニレートRNAのカルボニル官能基を有する5から8環員を有する環式複素環を形成し、したがって、RNAの増幅、検出又は保護の何れかの方法で使用可能であって、必要ならば、アザアントラニレートによるものであろう任意の潜在的な障害を絶対的に回避する、2'-OHをフリーにした裸のRNAを放出することができるように、設計され、配置される。

【0098】

この最後に述べた実施態様は、好ましくは、5位に位置するリンケージの切断可能なジスルフィド(—S—S—)官能基の切断中に自発的に形成する、アザチオラク톤の形成に基づく。このような自己犠牲のシステムは、RNAを放出する目的で、アザイサト酸のシリーズでは説明されてこなかった。

【0099】

この最後に述べた実施態様は更に、DTTによる加水分解の際に副生成物、支持体上に残ったチオラク톤の放出を回避することができる。また、—OR、—NRのタイプの切断可能な官能基を持ち、R基を除去した後、それぞれアルコール又はアミン官能基を放出させ、「裸の」RNAを放出するためにも、RNA-アントラニル酸のカルボニル官能基による環化を可能にする同様のシステムを想倒することも可能である。

【0100】

本発明は添付の図面に関して以下に述べる詳細な説明によってより良く理解されるだろう。

【図面の簡単な説明】

【0101】

【図1】図1は、第一の実施態様によるアザイサト酸無水物を用いたRNAソーティングの原理を示す。

【図2】図2は、第二の実施態様において「裸の」RNA分子の放出を誘導する基を備えた、自己犠牲アザイサト酸無水物と呼ばれるアザイサト酸無水物の存在下におけるRNAソーティングの原理を示す。

【図3】図3は、目的のビオチン化基を備えたアザイサト酸誘導体の合成を説明する。

【図4】図4は、イサト酸化合物のものと比較して、溶液中のアザイサト酸化合物の安定性を調べるためのグラフを示す。

【図5】図5は、イサト酸とアザイサト酸無水物の誘導体による、27-merのORNの官能化試験のためのグラフを示している。

【図6】図6は、DNAのアザイサト酸に対する、RNAに対するアザイサト酸シリーズの化学選択性を強調することを目的としている。

【0102】

以下の略語を、以下に記載する実施例に使用する。

- ・ACN：アセトニトリル、
- ・EtOAc：酢酸エチル、
- ・Boc₂O：二炭酸ジ-tert-ブチル、
- ・DNA：デオキシリボ核酸、

10

20

30

40

50

- ・RNA：リボ核酸、
- ・Biot-peg₄-COPFP：3-(2-(2-(3-ビオチン-dPEG₃-プロパンアミド)エチル)ジスルファニル)プロパン酸とペンタフルオロフェノールのエステル
- ・Biot-peg₄-SS-aZaI AMe：本出願の分子14 (1-{5-[(3aS, 6aR)-2-オキソヘキサヒドロ-1H-チエノ[3, 4-d]イミダゾリジン-4-イル]ペンタンアミド}-N-(2-{[2-(3-{1-メチル-2, 4-ジオキソ-1H, 2H, 4H-ピリド[2, 3-d][1, 3]オキサジン-6-yl}プロパンアミド)エチル]ジスルファニル}エチル)-3, 6, 9, 12-テトラオキサペンタデカン-15-アミド)、
- ・出願WO-A-2012/076794の実施例1~10に記載される、Biot-peg₄-SS-I AMe：5-(3-(2-(2-(ビオチン-dPEG₃-プロパンアミド)エチル)ethy1)ジスルファニル)プロパンアミド)イサト酸無水物、
- ・TLC：薄層クロマトグラフィー、
- ・CDCl₃：重水素化クロロホルム、
- ・d：二重項、
- ・DCM：ジクロロメタン、
- ・dd：分裂二重項、
- ・DMF：ジメチルホルムアミド、
- ・DMSO：ジメチルスルホキシド、
- ・DMSO-d₆：重水素化ジメチルスルホキシド、
- ・MilliQ水：超純水(Millipore、Molsheim、フランス)、
- ・EDC：1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド、
- ・Eq：当量、
- ・PE：石油エーテル、
- ・Et₂O：ジエチルエーテル、
- ・HPLC：高速液体クロマトグラフィー、
- ・HOBt：ヒドロキシベンゾトリアゾール、
- ・IA：イサト酸無水物、
- ・IVT：インビトロ転写産物、
- ・m：多重項、
- ・Me：メチル、
- ・MeOH：メタノール、
- ・Nbexp：実験反復数
- ・nd：未決定、
- ・NHS：N-ヒドロキシスクシンイミド、
- ・NIS：N-ヨードスクシンイミド、
- ・NMO：N-メチルモルフォリン、
- ・NP1：ヌクレアーゼP1、
- ・ODN：オリゴデオキシリボヌクレオチド、
- ・ORN：オリゴリボヌクレオチド、
- ・AP：アルカリホスファターゼ、
- ・PBS 1x：リン酸緩衝食塩水=(0.01M PO₄⁻、0.0027M KCl、0.137M NaCl、25℃でpH=7.4 SIGMA 参照番号4417、Saint Louis、USA)、
- ・PFP：ペンタフルオロフェノール、
- ・q：四重項、
- ・Yld：収率、
- ・Rf又はTR：保持時間、
- ・NMR：核磁気共鳴、

10

20

30

40

50

- ・ r p m：毎分回転数、
- ・ s：一重項、
- ・ S S：ジスルフィド結合、
- ・ t：三重項、
- ・ R t又はR T：室温、
- ・ T E A A c：酢酸トリエチルアンモニウム、
- ・ D f：官能化度、
- ・ T F A：トリフルオロ酢酸、
- ・ T H F：テトラヒドロフラン、
- ・ U V：紫外線。

10

以下の実施例に用いる化合物の分析及び合成のための一般的条件を以下に記載する：
 L C－M S分析は、30℃で1ml／分の流れを用いて（260nm又は最大プロットで検出）、P D A 9 9 6（Waters）ダイオードアレイ検出器、Z Q 2 0 0 0（Waters）質量分析検出器、E m p o w e r バージョン2ソフトウェア及びW A T E R S X T e r r a M S C 1 8カラム（4.6×302.5μM）を備えるH P L C W A T E R S A l l i a n c e 2 7 9 5 c h a i nにより行った。Z Q 2 0 0 0質量分析器はエレクトロスプレーイオン化源を有する。イオン化は、20Vのコーン電圧及び3.5kVのキャピラリー電圧を用いてポジティブモードで行った。

H P L C分析に用いた条件は以下の通りである（条件1）：

20

溶出液A	溶出液B	溶出液C	直線勾配
MilliQ 水	アセトニトリル	ギ酸アンモニウム 500 mM pH 7	アイソクラティックモード で、溶出液C 2%を含み、 18分で、A 98%/ B0% からA 24%/ B74%

30

表 1:H P L C分析に用いた条件

【0103】

NMRスペクトルは、J e o l L a m b d a 400MHz分光計又はB r u e k e r A v a n c e 500MHz分光計で記録した。化学シフト（δ）は、内部標準とみなす溶媒ピーク（C D C l ₃：7.24ppm；D M S O－d₆：2.49ppm）に対するppmで与える。スペクトルは、上記略語：s、d、t、q、qu、m及びMで記載する。カップリング定数（J）はヘルツ（Hz）で表す。スペクトルは、上記略語：s、d、t、q、qu、m及びMで記載する。カップリング定数（J）はヘルツ（Hz）で表す。

【0104】

40

カラムクロマトグラフィーは、シリカゲルM a c h e r e y－N a g e l K i e s e l g e l 60、0.063－0.2mm／70－230メッシュ又はM e r c k L i c h r o p r e p（登録商標）R P－18 40－63μmで実施した。

【0105】

薄層クロマトグラフィーによる分析は、M a c h e r e y－N a g e l p l a t e s P O L Y G R A M（登録商標）S I L G／U V 254、0.20mm又はA L U G R A M（登録商標）R P－18 W／U V 254 0.15mmで実施した。

【0106】

実施例1：目的の基とコンジュゲートしたアザイサト酸無水物誘導体の合成

序論：実施例1に記載される化合物の合成の一般的詳述。

50



アザイサト酸無水物又はその誘導体の目的の基とのコンジュゲーションは、反応性官能基を備えたアザイサト酸無水物と同様に反応性官能基を備えた目的の分子との間の化学反応を想定している。このカップリングの間アザイサト酸無水物部分の完全性を維持することが特に重要であることに留意のこと。当業者は、両方に共通の特性を有する新たな分子を得るために、このように2つの分子をコンジュゲートさせる多くの方法を知っている。

【0107】

この合成のために選択された戦略は、化合物4を得るために、tert-ブチルエステルの形態で保護された2、ニコチン酸の6位でのヨウ素化に基づいている。次いで、これをカルボン酸官能基の前駆体を6位に挿入することを可能とし（化合物5）、前記官能基は、リンケージの導入、次いで擬似ペプチドタイプのカップリングによる目的の基の導入のための付着点となるであろう。図3に明らかに示されるように、最後の工程では、ホスゲンの存在下で、tert-ブチルアミノエステル11又は12の分子内環化により、アザイサト酸無水物の形成が起こる。この戦略によって、合成を通じて、それが安定前駆体上で機能することが可能となる。より壊れやすいアザイサト酸無水物が合成され、精製され、最後に精製される。tert-ブチルアミノエステルから出発して、アザイサト酸無水物への直接アクセスを可能にするプロトコルでは、一般的に、無水物の形成は、適切に置換されたアザアントラニレートから出発して行われた。最後に、この合成経路は汎用性があり、非常に多くのリンケージ及び目的の基に適用させることができ；その主な利点は、目的の基若しくはリンケージ又は塩基に不安定なそれらの前駆体の1つを使用する可能性である。

【0108】

実施例1.1：tert-ブチル2-クロロニコチン酸の合成：



$$M=213.66 \text{ g/mol}$$

【0109】

250 mLのフラスコ中で、2-クロロニコチン酸5 g（31.73 mmol；1当量）を無水THF 100 mLに溶解する。塩化オキサリルの5.37 mLの容積（63.47 mmol；2当量）と、DMF 5滴を0℃で反応混合物に連続的に加える。この混合物を2時間室温で磁氣的に攪拌する。次いで、反応混合物を蒸発乾固させ、得られた油を無水THF 100 mLに溶解させる。tBuOKの4.27 g（38.08 mmol、1.2当量）の量を-10℃で添加し、反応混合物を室温で2時間磁氣的に攪拌する。

【0110】

反応混合物を蒸発乾固し、K₂CO₃の5%水溶液200 mLに溶解し、次いで、ジクロロメタン（3×150 mL）で抽出する。次に有機相を混合し、無水硫酸ナトリウム上で乾燥し、濾過し、最後に蒸発させる。最終生成物は、88%の収率で油の形態で得られる（5.97 g；27.94 mmol）。

【0111】

IR (KBr) : ν 1732 (C=O)、1579、1403、1370、1315、1288、1173、1144、1065、1056 cm⁻¹。


¹H NMR (400 MHz、CDCl₃) : δ 1.62 (s、9H)；7.31 (dd、1H、³J=7.8 Hz、³J=4.4 Hz)；8.07 (dd、1H、³J=7.8 Hz、⁴J=1.9 Hz)；7.31 (dd、1H、³J=4.4 Hz、⁴J=1.9 Hz

).

^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3): δ 28.0 (3C); 83.3; 122.0; 128.8; 139.8; 149.4; 151.2; 163.9.
HRMS (ESI) 理論値 $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{NO}_2\text{Cl}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 214.0635; 実験値 214.0638.

【0112】

実施例 1. 2: tert-ブチル 2-(メチルアミノ)ニコチン酸の合成:



3

$\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_2$

$M=208.26 \text{ g/mol}$

10

【0113】

30 mL の密封管に、tert-ブチル 2-クロロニコチン酸 2 の 2.82 g (13.20 mmol; 1 当量) をメタノール 4.6 mL に溶解する。メチルアミンの 40% 水溶液 4.6 mL (53.26 mmol; 4 当量) を室温で反応混合物に添加する。反応物を 100 °C で 2 時間磁氣的に攪拌する。

20

【0114】

反応混合物を蒸発乾固し、水 75 mL に溶解し、次いで、ジクロロメタン (3 × 75 mL) で抽出する。次に有機相を混合し、無水硫酸ナトリウム上で乾燥し、濾過し、最後に蒸発させる。次いで、得られた油を溶離液の勾配 (PE 次いで PE/Et₂O 9.5:0.5) を用いてシリカゲルカラムで精製する。最終生成物は、85% の収率で油の形態で得られる (2.35 g; 11:28 mmol)。

【0115】

IR (KBr): ν 3380 (NH), 1684 (C=O), 1595, 1583, 1520, 1392, 1305, 1262, 1250, 1172, 1126 cm^{-1} .

30

^1H NMR (400 MHz, CDCl_3): δ 1.57 (s, 9H); 3.05 (d, 3H, $^3J=4.9 \text{ Hz}$); 6.49 (dd, 1H, $^3J=7.5 \text{ Hz}$, $^3J=4.4 \text{ Hz}$); 7.98 (s, 1H); 8.04 (dd, 1H, $^3J=7.5 \text{ Hz}$, $^4J=2.0 \text{ Hz}$); 8.28 (dd, 1H, $^3J=4.4 \text{ Hz}$, $^4J=2.0 \text{ Hz}$).


^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3): δ 27.8; 28.2 (3C); 81.2; 107.5; 110.4; 139.9; 153.0; 159.3; 167.1.

HRMS (IE) 理論値 $\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_2$ $[\text{M}]^+$ 208.1212; 実験値 208.1213.

【0116】

実施例 1. 3: tert-ブチル 5-ヨード-2-(メチルアミノ)ニコチン酸の合成:

40

4 $C_{11}H_{15}IN_2O_2$ $M=334.15 \text{ g/mol}$

10

【0117】

100 mL のフラスコ中で、tert-ブチル 2- (メチルアミノ) ニコチン酸 3 を 4.5 g (21.61 mmol; 1 当量) を、ジクロロメタン/酢酸混合物 (6:1) の 30 mL に溶解させる。N-ヨードスクシンイミド 5.83 g (25.93 mmol; 1.2 当量) を室温で反応混合物に添加する。反応物を室温で 30 分間磁氣的に攪拌する。

【0118】

次いで、反応混合物はチオ硫酸ナトリウムの飽和水溶液 7 mL で中和し、 K_2CO_3 の 5% 水溶液 100 mL に溶解し、次いで、ジクロロメタン (3 × 100 mL) で抽出する。次に有機相を混合し、無水硫酸ナトリウム上で乾燥し、濾過し、最後に蒸発させる。次いで、得られた個体を溶離液の勾配 (PE 次いで PE/Et₂O 9:1) を用いてシリカゲルカラムで精製する。最終生成物は、96% の収率で黄色い粉末形態で得られる (6.92 g; 20.71 mmol)。

20

【0119】

融点: 101 °C.

IR (KBr): ν 3371 (NH)、1679 (C=O)、1588、1569、1505、1367、1307、1243、1167、1140、1107、796 cm^{-1} .

¹H NMR (400 MHz, CDCl₃): δ 1.57 (s, 9H); 3.01 (d, 3H, ³J = 4.9 Hz); 7.97 (s, 1H); 8.21 (d, 1H, ⁴J = 2.0 Hz); 8.40 (d, 1H, ⁴J = 2.0 Hz).


30

¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃): δ 27.8; 28.2 (3C); 73.1; 82.0; 109.8; 146.8; 157.9; 158.3; 166.0.

HRMS (IE) 理論値 $C_{11}H_{15}N_2O_2I$ [M]⁺ 334.0179; 実験値 334.0167.

【0120】

実施例 1. 4: tert-ブチル 5- [(1E)-3-メトキシ-3-オキソプロペ-1-イン-1-イル]-2- (メチルアミノ) ニコチン酸の合成:

5 $C_{15}H_{20}N_2O_4$ $M=292.33 \text{ g/mol}$

40

【0121】

250 mL のフラスコ中で、トリフェニルホスフィン 394 mg (1.50 mmol; 0.1 当量)、酢酸パラジウム 168 mg (0.75 mmol; 0.05 当量) 及び 2.

50

0.8 mLのトリエチルアミン (14.96 mmol、1当量) を、先に窒素下で脱気したジオキサン 50 mL に溶解させる。混合物を 100 °C で 5 分間磁氣的に攪拌する。ヨウ化誘導体 4 の 5 g (14.96 mmol ; 1 当量) とアクリル酸メチル 6.74 mL (74.82 mmol ; 5 当量) を添加し、反応物を 4 時間 100 °C で磁氣的に攪拌する。

【0122】

反応混合物を蒸発乾固し、ジクロロメタン 50 mL に溶解し、次いで、セライトで濾過する。水 200 mL を添加し、混合物をジクロロメタン (3 × 150 mL) で抽出する。次に有機相を混合し、無水硫酸ナトリウム上で乾燥し、濾過し、最後に蒸発させる。次いで、得られた個体を溶離液の勾配 (PE から PE/Et₂O 7:3) を用いてシリカゲルカラムで精製する。最終生成物は、76 % の収率で黄色い粉末形態で得られる (3.33 g ; 11.39 mmol)。

【0123】

融点 : 114 °C.

IR (KBr) : ν 3373 (NH)、1720 (C=O)、1693 (C=O)、1634、1604、1585、1526、1317、1266、1253、1203、1188、1161、1134 cm⁻¹.


¹H NMR (400 MHz、CDCl₃) : δ 1.59 (s、9H) ; 3.09 (d、3H、³J = 4.9 Hz) ; 3.80 (s、3H) ; 6.27 (d、1H、³J = 15.8 Hz) ; 7.59 (d、1H、³J = 15.8 Hz) ; 8.22 (d、1H、⁴J = 2.4 Hz) ; 8.30 (s、1H) ; 8.41 (d、1H、⁴J = 2.4 Hz).

¹³C NMR (100 MHz、CDCl₃) : δ 28.0 ; 28.2 (3C) ; 51.5 ; 82.1 ; 107.7 ; 113.7 ; 117.6 ; 138.2 ; 141.2 ; 153.9 ; 159.6 ; 166.5 ; 167.6.

HRMS (IE) 理論値 C₁₅H₂₀N₂O₄ [M]⁺ 292.1423 ; 実験値 292.1413.

【0124】

実施例 1.5 : tert-ブチル 5-(3-メトキシ-3-オキソプロピル)-2-(メチルアミノ)ニコチン酸の合成 :



6

C₁₅H₂₂N₂O₄

M=294.35 g/mol

【0125】

500 mL のフラスコ中で、ビニル誘導体 5 の 6 g (20.52 mmol ; 1 当量) を、酢酸エチル 250 mL に溶解させる。Pd/C の 2.1 g を添加し、反応物を 24 時間水素気流下、室温で磁氣的に攪拌する。

【0126】

反応混合物をビューヒナーで次いでセライト上で濾過し、最終的に蒸発乾固する。次いで、得られた個体を溶離液の勾配 (PE から PE/Et₂O 7:3) を用いてシリカゲルカラムで精製する。最終生成物は、81 % の収率で黄色い粉末形態で得られる (4.88 g ; 16.58 mmol)。

【0127】

融点 : 69 °C.

IR (KBr) : ν 3392 (NH)、1736 (C=O)、1690 (C=O)、1

574、1520、1371、1227、1194、1173、1156、1127、1090、802 cm^{-1} .


$^1\text{H NMR}$ (400 MHz、 CDCl_3) : δ 1.57 (s、9H) ; 2.58 (t、2H、 $^3J=7.8\text{ Hz}$) ; 2.82 (t、2H、 $^3J=7.8\text{ Hz}$) ; 3.03 (d、3H、 $^3J=4.9\text{ Hz}$) ; 3.68 (s、3H) ; 7.85 (s1、1H) ; 7.87 (s、1H) ; 8.14 (s、1H).

$^{13}\text{C NMR}$ (100 MHz、 CDCl_3) : δ 27.1 ; 27.9 ; 28.2 (3C) ; 35.8 ; 51.7 ; 81.4 ; 107.3 ; 122.0 ; 139.7 ; 152.7 ; 158.2 ; 167.0 ; 173.1.

HRMS (ESI) 理論値 $\text{C}_{10}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O}_4$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 295.1658 ; 実験値 295.1655. 10

【0128】

実施例 1. 6 : 3- {5- [(tert-ブトキシ)カルボニル] -6- (メチルアミノ)ピリジン-3-イル} プロパン酸の合成 :



7

$\text{C}_{14}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{O}_4$

$\text{M}=280.32\text{ g/mol}$

20

【0129】

250 mL のフラスコ中で、誘導体 6 の 4.87 g (16.54 mmol ; 1 当量) を、テトラヒドロフラン 50 mL に溶解させる。水酸化リチウムの 1 M 水溶液を 50 mL (50 mmol ; 3 当量) を加え、反応物を 45 分間室温で磁気的に攪拌する。

【0130】

反応混合物を、テトラヒドロフランを除去するために、蒸発させる。得られた水溶液の pH を酢酸で 6 に調整する。次いで、この溶液を酢酸エチル (4 × 50 mL) で抽出する。次に有機相を混合し、無水硫酸ナトリウム上で乾燥し、濾過し、そして最後に、トルエンで共蒸発させる。最終生成物は、92% の収率で黄色い粉末形態で得られる (4.25 g ; 15.16 mmol)。

【0131】

融点 : 106 °C.

IR (KBr) : ν 3374 (NH)、1713 (C=O)、1683 (C=O)、1584、1538、1367、1342、1304、1282、1245、1192、1169、1139、1101、801 cm^{-1} .

$^1\text{H NMR}$ (400 MHz、 CDCl_3) : δ 1.57 (s、9H) ; 2.62 (d、2H、 $^3J=7.8\text{ Hz}$) ; 2.85 (t、2H、 $^3J=7.8\text{ Hz}$) ; 3.02 (t、3H、 $^3J=4.9\text{ Hz}$) ; 7.92 (d、1H、 $^4J=2.0\text{ Hz}$) ; 7.95 (s1、1H) ; 8.20 (s、1H).

$^{13}\text{C NMR}$ (100 MHz、 CDCl_3) : δ 27.0 ; 28.1 ; 28.2 (3C) ; 35.9 ; 81.6 ; 107.8 ; 122.2 ; 140.5 ; 152.6 ; 157.9 ; 166.8 ; 177.0.


HRMS (ESI) 理論値 $\text{C}_{14}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{O}_4$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 281.1501 ; 実験値 281.1500. 40

【0132】


実施例 1. 7 : tert-ブチル N- {2- [(2-アミノエチル)ジスルファニル]

50

エチル} カルバミン酸の合成：



8



$M=252.40 \text{ g/mol}$

【0133】

250 mL のフラスコ中で、シスタミン 6 g (26.64 mmol ; 1 当量) をメタノール 50 mL に溶解する。TEA の 11.14 mL 中に、Boc₂O の 5.814 g (26.64 mmol ; 1 当量) と TFA の 11.14 mL (79.12 mmol ; 3 当量) の溶液が、次いで、シスタミン溶液に対して、45 分間、室温で磁気攪拌しながら滴下される。

10

【0134】

次いで、反応混合物を、蒸発乾固させ、白色の固体を得る。得られた固体は、NaH₂PO₄ の 1 M 溶液 70 mL 中に取り込まれる。次いで、この溶液をジエチルエーテル (3 × 90 mL) で抽出する。水相を、1 M の NaOH 溶液を用いて pH 9 にアルカリ化する。次いで、混合物を酢酸エチル (6 × 50 mL) で抽出する。有機相を混合し、MgSO₄ で乾燥し、次いで、真空下で蒸発させる。

20

【0135】

生成物は、42 % の収率で油の形態で得られる (2.82 g ; 11.19 mmol)。

【0136】

IR (KBr) : ν 3356 (NH)、2976、2930、1694 (CO)、1517、1392、1366、1275、1253、1170 cm⁻¹。


¹H NMR (400 MHz、CDCl₃) : δ 1.45 (s、9H) ; 1.75 (s、2H) ; 2.78 (m、4H) ; 3.03 (m、2H、J = 5 Hz) ; 3.46 (m、2H) ; 5.01 (s、1H)。

30


¹³C NMR (100 MHz、CDCl₃) : δ 38.1 ; 39.2 ; 40.1 ; 41.3 ; 79.4 ; 155.7。

【0137】

実施例 1. 8 : tert-ブチル 5- [2- ({2- [(2- { [(tert-ブトキシ) カルボニル] アミノ} エチル) ジスルファニル] エチル} カルバモイル) エチル] -2- (メチルアミノ) ニコチン酸の合成：



9



$M=514.7 \text{ g/mol}$

40

【0138】

250 mL のフラスコ中で、酸誘導体 7 を 3 g (10.70 mmol ; 1 当量)、EDC を 3.08 g (16.06 mmol ; 1.5 当量) 及び HOBt を 2.17 g (16.06 mmol ; 1.5 当量) がジクロロメタン 50 mL に溶解される。室温で 10 分後、

50

2. 97 g のアミノ誘導体 8 を添加し、次いで反応物を 2 時間室温で撹拌する。

【0139】

反応混合物を蒸発乾固させ、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液 75 mL に溶解し、次いで酢酸エチル (4 × 75 mL) で抽出する。次いで有機相を混合し、無水硫酸ナトリウム上で乾燥し、濾過する。次いで、得られた個体を溶離液の勾配 (DCM/EtOAc 8/2 から DCM/EtOAc 2/8) を用いてシリカゲルカラムで精製する。最終生成物は、94% の収率で白い粉末形態で得られる (5.2 g; 10.10 mmol)。

【0140】

融点: 106 °C.

IR (KBr): ν 3385 (NH)、3338 (NH)、3275 (NH)、1682 (C=O)、1654 (C=O)、1569、1547、1538、1511、1389、1366、1303、1289、1253、1229、1165、1126 cm^{-1}

10

$^1\text{H NMR}$ (400 MHz, CDCl_3): δ 1.43 (s, 9H); 1.57 (s, 9H); 2.47 (t, 2H, $^3J = 7.5 \text{ Hz}$); 2.74 (t, 2H, $^3J = 6.8 \text{ Hz}$); 2.83 (m, 4H); 3.03 (d, 3H, $^3J = 4.9 \text{ Hz}$); 3.42 (q, 2H, $^3J = 6.4 \text{ Hz}$); 3.55 (q, 2H, $^3J = 5.8 \text{ Hz}$); 5.03 (s, 1H); 6.51 (s, 1H); 7.84 (s, 1H); 7.87 (d, 1H, $^4J = 1.3 \text{ Hz}$); 8.14 (d, 1H, $^4J = 1.3 \text{ Hz}$).


$^{13}\text{C NMR}$ (100 MHz, CDCl_3): δ 27.9 (2C); 28.2 (3C); 28.3 (3C); 37.4; 38.0; 38.3; 38.5; 39.5; 79.7; 81.3; 107.2; 122.4; 139.8; 152.8; 155.9; 158.2; 167.0; 172.2.

20

HRMS (ESI) 理論値 $\text{C}_{23}\text{H}_{38}\text{N}_4\text{O}_5\text{S}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 515.2362; 実験値 515.2342.

【0141】

実施例 1. 9: tert-ブチル 5-[2-({2-[(2-アミノエチル) ジスルファニル] エチル} カルバモイル) エチル] -2-(メチルアミノ) ニコチン酸の合成:



30

10

$\text{C}_{18}\text{H}_{30}\text{N}_4\text{O}_3\text{S}_2$

$\text{M}=414.59 \text{ g/mol}$

【0142】

100 mL のフラスコ中に窒素下で、誘導体 9 の 2 g (3.89 mmol; 1 当量) を、ジクロロメタン 15 mL に溶解させる。トリフルオロ酢酸 5 mL (65.29; 16.8 当量) を加え、反応物を 30 分間室温で磁氣的に撹拌する。

40

【0143】

反応混合物を蒸発乾固させ、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液 50 mL に溶解し、次いで酢酸エチル (4 × 50 mL) で抽出する。次いで有機相を混合し、水 (2 × 50 mL) で洗浄し、無水硫酸ナトリウム上で乾燥し、濾過する。最終生成物は、定量的収率で油の形態で得られる (1.6 g; 3.86 mmol)。

【0144】

IR (KBr): ν 3378 (NH)、2977、2931、1682 (CO)、1612、1578、1520、1368、1304、1228、1160、1131、10

50

95、910、732 cm^{-1} .


$^1\text{H NMR}$ (400 MHz、 CDCl_3) : δ 1.58 (s、9H) ; 1.64 (s1、2H) ; 2.42 (t、2H、 $^3J=7.6\text{ Hz}$) ; 2.76 (t、4H、 $^3J=6.1\text{ Hz}$) ; 2.84 (t、4H、 $^3J=7.6\text{ Hz}$) ; 3.03 (d、3H、 $^3J=4.9\text{ Hz}$) ; 3.03 (m、2H) ; 3.58 (q、2H、 $^3J=6.1\text{ Hz}$) ; 6.00 (s1、1H) ; 7.84 (s1、1H) ; 7.87 (d、1H、 $^4J=2.4\text{ Hz}$) ; 8.14 (d、1H、 $^4J=2.4\text{ Hz}$).

$^{13}\text{C NMR}$ (100 MHz、 CDCl_3) : δ 27.7 ; 27.8 ; 28.1 (3C) ; 37.4 ; 37.9 ; 38.3 ; 40.3 ; 41.9 ; 81.3 ; 107.1 ; 122.2 ; 139.7 ; 152.5 ; 158.0 ; 166.8 ; 171.9.

HRMS (ESI) 理論値 $\text{C}_{18}\text{H}_{30}\text{N}_4\text{O}_3\text{S}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 415.1838 ; 実験値 415.1821.

【0145】

実施例1. 10 : tert-ブチル 5-[2-({2-[(2-{5-[(3aS, 6aR)-2-オキソヘキサヒドロ-1H-チエノ [3, 4-d] イミダゾリジン-4-イル] ペンタンアミド} エチル) ジスルファニル] エチル} カルバモイル) エチル] -2-(メチルアミノ) ニコチン酸の合成 :



11

$\text{C}_{28}\text{H}_{44}\text{N}_6\text{O}_5\text{S}_3$

$\text{M}=640.88\text{ g/mol}$

【0146】

100 mL のフラスコ中で、アミノ誘導体10の500 mg (1.21 mmol ; 1当量) を、無水ジメチルホルムアミド20 mL に溶解させる。Biot-CONHSの412 mg (15、14.96 mmol ; 1当量) とトリエチルアミンの168 μL (1.21 mmol ; 1当量) を添加し、反応物を室温で1時間磁氣的に攪拌する。

【0147】

反応混合物を蒸発乾固し、溶離液の勾配 (H_2O から $\text{H}_2\text{O}/\text{ACN}$ 3/7) を用いて、グラフトされたC18シリカゲルカラムで直接精製した。最終生成物は、70%の収率で白い粉末形態で得られる (545 mg ; 0.85 mmol)。

【0148】

融点 : 108 $^{\circ}\text{C}$.

IR (KBr) : ν 3297 (NH)、3074、2928、2853、1704 (CO)、1683 (CO)、1642 (CO)、1613、1578、1520、1226、1159、1094、803、727、597 cm^{-1} .

$^1\text{H NMR}$ (500 MHz、 $\text{DMSO}-d_6$) : δ 1.42 (m、2H) ; 1.57 (s、9H) ; 1.60-1.73 (m、4H) ; 2.23 (td、2H、 $^4J=2.9\text{ Hz}$ 、 $^3J=7.2\text{ Hz}$) ; 2.47 (t、2H、 $^3J=7.5\text{ Hz}$) ; 2.71 (d、1H、 $^2J=12.8\text{ Hz}$) ; 2.78-2.88 (m、6H) ; 2.89 (dd、1H、 $^3J=4.9\text{ Hz}$ 、 $^2J=12.8\text{ Hz}$) ; 3.01 (d、3H、 $^3J=4.9\text{ Hz}$) ; 3.10-3.15 (m、1H) ; 3.50-3.54 (m、4H) ; 4.30 (dd、1H、 $^3J=4.5\text{ Hz}$ 、 $^3J=7.5\text{ Hz}$) ; 4.50 (dd、1H、 $^3J=4.9\text{ Hz}$


z、 $^3J = 7.5 \text{ Hz}$) ; 5.71 (s1、1H) ; 6.58 (s1、1H) ; 6.85 (t、1H、 $^3J = 5.8 \text{ Hz}$) ; 7.09 (t、1H、 $^3J = 5.8 \text{ Hz}$) ; 7.83 (q、1H、 $^3J = 4.9 \text{ Hz}$) ; 7.88 (d、1H、 $^4J = 2.4 \text{ Hz}$) ; 8.14 (d、1H、 $^4J = 2.4 \text{ Hz}$) .

^{13}C NMR (125 MHz、DMSO-d6) : 82.5 ; 27.9 ; 27.9 ; 28.0 ; 28.1 ; 28.3 (3C) ; 35.7 ; 37.6 ; 38.0 ; 38.2 ; 38.4 ; 38.5 ; 40.6 ; 55.7 ; 60.2 ; 61.7 ; 81.5 ; 107.4 ; 122.6 ; 140.0 ; 152.6 ; 158.2 ; 164.1 ; 167.0 ; 172.6 ; 173.8 .

HRMS (ESI) 理論値 $\text{C}_{28}\text{H}_{44}\text{N}_6\text{O}_5\text{S}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 641.2614 ; 実験値 641.2626 . 10

【0149】

実施例 1.11 : [(3aS, 6aR) - 2-オキソヘキサヒドロ-1H-チエノ[3, 4-d]イミダゾリジン-4-イル] - N - (2 - { [2 - (3 - {1-メチル-2, 4-ジオキソ-1H, 2H, 4H-ピリド[2, 3-d][1, 3]オキサジン-6-イル} プロパンアミド) エチル] ジスルファニル} エチル) ペンタンアミド) の合成 :



12

$\text{C}_{25}\text{H}_{34}\text{N}_6\text{O}_6\text{S}_3$

$M = 610.77 \text{ g/mol}$

【0150】

30 mL のフラスコ中で、誘導体 11 の 500 mg (0.78 mmol ; 1 当量) を、ジエチルエーテル 20 mL に溶解させる。トルエン中 20% ホスゲン溶液の 1.23 mL の (2.34 mmol ; 1 当量) 及びトリエチルアミン 325 μL (2.34 mmol ; 3 当量) が添加され、反応物を室温で 30 分間磁氣的に攪拌する。 30

【0151】

反応混合物を蒸発乾固し、溶離液の勾配 (H_2O から $\text{H}_2\text{O}/\text{ACN}$ 4/6) を用いて、グラフトされた C18 シリカゲルカラムで直接精製した。最終生成物は、42% の収率で白い粉末形態で得られる (200 mg ; 0.33 mmol) 。

【0152】

融点 : 125 °C .

IR (KBr) : ν 3299 (NH)、2927、1785 (CO)、1735 (CO)、1704 (CO)、1641 (CO)、1612、1488、1326、1232、1179、1069、1045、979、787、745、674 cm^{-1} . 40

^1H NMR (500 MHz、DMSO-d6) : 8.24 - 1.34 (m、2H) ; 1.41 - 1.59 (m、4H) ; 2.05 (t、 $^3J = 7.4 \text{ Hz}$ 、2H) ; 2.44 (t、2H、 $^3J = 7.4 \text{ Hz}$) ; 2.56 (d、1H、 $^2J = 12.4 \text{ Hz}$) ; 2.68 - 2.73 (m、4H) ; 2.80 (dd、1H、 $^3J = 5.0 \text{ Hz}$ 、 $^2J = 12.4 \text{ Hz}$) ; 2.90 (t、2H、 $^3J = 7.4 \text{ Hz}$) ; 3.26 - 3.29 (m、4H) ; 3.47 (s、3H) ; 4.11 (m、1H) ; 4.28 (m、1H) ; 6.35 (s1、1H) ; 6.41 (s1、1H) ; 7.97 (t、1H、 $^3J = 5.5 \text{ Hz}$) ; 8.06 (t、1H、 $^3J = 5.5 \text{ Hz}$) ; 8.21 (d、1H、 $^4J = 2.2 \text{ Hz}$) ; 8.62 50

(d、1H、 $^4J = 2.2\text{ Hz}$).


$^{13}\text{C NMR}$ (125 MHz、DMSO-d₆) : δ 25.2 ; 26.9 ; 27.9 ; 28.1 ; 29.9 ; 35.1 ; 36.0 ; 37.2 (2C) ; 37.8 ; 37.8 ; 39.8 ; 55.4 ; 59.2 ; 61.0 ; 107.2 ; 132.7 ; 137.8 ; 147.7 ; 150.9 ; 155.4 ; 158.4 ; 162.7 ; 170.9 ; 172.2.

HRMS (ESI) 理論値 $\text{C}_{25}\text{H}_{34}\text{N}_6\text{O}_6\text{S}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 611.1780 ; 実験値 611.1777.

【0153】

実施例 1. 12 : tert-ブチル 5- {2- [(2- { [2- (1- {5- [(3a S, 6a R) - 2-オキソヘキサヒドロ-1H-チエノ [3, 4-d] イミダゾリジン-4-イル] ペンタンアミド} - 3, 6, 9, 12-テトラオキサペンタデカン-15-アミド) エチル] ジスルファニル} エチル) カルバモイル] エチル} - 2- (メチルアミノ) ニコチン酸 : の合成 :

10



20

13

$\text{C}_{39}\text{H}_{65}\text{N}_7\text{O}_{10}\text{S}_3$

$M=888.17\text{ g/mol}$

【0154】

100 mL のフラスコ中で、アミノ誘導体 10 の 400 mg (0.965 mmol ; 1 当量) を、ジクロロメタン 15 mL に溶解させる。Biot-peg₄-COPFP の 635 mg (0.965 mmol ; 1 当量、QuantaBioDesign, Powell, USA) とトリエチルアミンの 134 μL (0.965 mmol ; 1 当量) を添加し、反応物を室温で 45 分間磁氣的に攪拌する。

30

【0155】

反応混合物を蒸発乾固し、溶離液の勾配 (H_2O から $\text{H}_2\text{O}/\text{ACN}$ 4/6) を用いて、グラフトされた C18 シリカゲルカラムで直接精製した。最終生成物は、85% の収率で白い粉末形態で得られる (730 mg ; 0.822 mmol)。

【0156】

IR (KBr) : ν 3400 (NH)、2925、1681 (CO)、1644 (CO)、1579、1525、1157、1124、804、618 cm^{-1} .

$^1\text{H NMR}$ (500 MHz、DMSO-d₆) : δ 1.40-1.46 (m、2H) ; 1.57 (s、9H) ; 1.61-1.78 (m、4H) ; 2.22 (t、2H、 $^3J = 7.1\text{ Hz}$) ; 2.46-2.49 (m、4H) ; 2.73 (d、1H、 $^2J = 12.7\text{ Hz}$) ; 2.77-2.83 (m、6H) ; 2.90 (dd、 $^3J = 5.0\text{ Hz}$ 、1H、 $^2J = 12.7\text{ Hz}$) ; 3.02 (d、3H、 $^3J = 4.9\text{ Hz}$) ; 3.13 (m、1H) ; 3.39-3.44 (m、2H) ; 3.52-3.55 (m、6H) ; 3.62-3.63 (m、12H) ; 3.72 (t、2H、 $^3J = 5.9\text{ Hz}$) ; 4.31 (m、1H) ; 4.50 (m、1H) ; 5.41 (sl、1H) ; 6.33 (sl、1H) ; 6.85 (t、1H、 $^3J = 5.5\text{ Hz}$) ; 6.95 (t、1H、 $^3J = 5.6\text{ Hz}$) ; 7.28 (t、1H、 $^3J = 5.8\text{ Hz}$) ; 7.82 (q、1H、 $^3J = 4.9\text{ Hz}$) ; 7.88 (d、1H、 $^4J = 2.5\text{ Hz}$) ; 8.14 (d、1H、 $^4J = 2.5\text{ Hz}$).

40

$^{13}\text{C NMR}$ (125 MHz、DMSO-d₆) : δ 24.6 ; 26.9 ; 26.9 ; 2


50

7. 1 ; 27. 1 ; 27. 3 (3C) ; 34. 8 ; 35. 8 ; 36. 2 ; 37. 2 ; 37. 3 ; 37. 4 ; 37. 5 ; 38. 2 ; 39. 5 ; 54. 5 ; 59. 1 ; 60. 8 ; 66. 2 ; 68. 9 ; 69. 0 ; 69. 2 ; 69. 3 ; 69. 5 (3C) ; 80. 4 ; 106. 3 ; 121. 7 ; 138. 9 ; 151. 8 ; 157. 2 ; 162. 7 ; 166. 1 ; 171. 0 ; 171. 5 ; 172. 3.

HRMS (ESI) 理論値 $C_{39}H_{65}N_7O_{10}S_3$ $[M+H]^+$ 888. 4033 ; 実験値 1888. 4020.

【0157】

実施例1. 13 : [(3aS, 6aR) - 2-オキソヘキサヒドロ-1H-チエノ[3, 4-d]イミダゾリジン-4-イル]ペンタンアミド}-N-(2-{[2-(3-{1-メチル-2, 4-ジオキソ-1H, 2H, 4H-ピリド[2, 3-d][1, 3]オキサジン-6-イル}プロパンアミド)エチル]ジスルファニル})-3, 6, 9, 12-テトラオキサペンタデカン-15-アミドの合成:



14

$C_{36}H_{55}N_7O_{11}S_3$

M=858.06 g/mol

【0158】

30 mLの封管中で、前にC18のグラフトされたシリカの500 mg上に吸着された誘導体13を200 mg (225 μ mol ; 1当量)が、ジエチルエーテル20 mLに溶解される。トルエン中20%ホスゲン溶液の355 μ Lの(675 μ mol ; 1当量)及びトリエチルアミン94 μ L (675 μ mol ; 3当量)が添加され、反応物を室温で30分間磁氣的に攪拌する。

【0159】

反応混合物を蒸発乾固し、溶離液の勾配 (H_2O から H_2O/ACN 4/6)を用いて、グラフトされたC18シリカゲルカラムで直接精製した。最終生成物は、26%の収率で白い粉末形態で得られる(50 mg ; 58.2 μ mol)。

【0160】

IR (KBr) : ν 3426 (NH)、2926、2875、1782 (CO)、1729 (CO)、1641 (CO)、1550、1490、1369、1330、1093、788、746、677 cm^{-1} .

^1H NMR (500 MHz、DMSO- d_6) : δ 1. 41-1. 47 (m、2H) ; 1. 58-1. 78 (m、4H) ; 2. 23 (t、2H、 $^3J=7.4$ Hz) ; 2. 49 (t、2H、 $^3J=5.7$ Hz) ; 2. 64 (t、2H、 $^3J=7.2$ Hz) ; 2. 75 (m、3H) ; 2. 78 (t、2H、 $^3J=5.9$ Hz) ; 2. 91 (dd、1H、 $^3J=4.9$ Hz、 $^2J=12.5$ Hz) ; 3. 05 (t、2H、 $^3J=7.2$ Hz) ; 3. 15 (m、1H) ; 3. 39-3. 45 (m、2H) ; 3. 46-3. 51 (m、4H) ; 3. 56 (t、2H、 $^3J=5.0$ Hz) ; 3. 63-3. 64 (m、12H) ; 3. 66 (s、3H) ; 3. 74 (t、2H、 $^3J=5.7$ Hz) ; 4. 33 (m、1H) ; 4. 52 (m、1H) ; 5. 51 (s1、1H) ; 6. 37 (s1、1H) ; 6. 90 (t、1H、 $^3J=5.4$ Hz) ; 7. 38 (t、1H、 $^3J=5.7$ Hz) ; 7. 49 (t

、1H、 $^3J = 5.7 \text{ Hz}$); 8.29 (d、1H、 $^4J = 2.2 \text{ Hz}$); 8.60 (d、1H、 $^4J = 2.2 \text{ Hz}$) .


^{13}C NMR (125 MHz、DMSO-d₆) : δ 24.6; 26.7; 27.0; 27.1; 29.4; 34.8; 35.6; 35.7; 35.8; 37.1; 37.6; 37.7; 38.2; 39.5; 54.5; 59.2; 60.8; 64.8; 66.2; 68.9; 69.0; 69.1; 69.2; 69.4 (2C); 105.8; 132.3; 137.7; 146.8; 150.1; 155.5; 157.1; 162.8; 170.8; 171.2; 172.4.

HRMS (ESI) 理論値 $\text{C}_{35}\text{H}_{56}\text{N}_7\text{O}_{11}\text{S}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 858.3200; 実験値 858.3185.

10

【0161】

実施例 1.14: Biot-CONHS の合成:



15

$\text{C}_{14}\text{H}_{19}\text{N}_3\text{O}_5\text{S}$

$\text{M}=341.38 \text{ g/mol}$

20

【0162】

100 mL のフラスコ中で、D-ビオチンの 2.5 g (10.23 mmol; 1 当量) と N-ヒドロキシスクシンイミド 1.18 g (10.23 mmol; 1 当量) を、無水ジメチルホルムアミド 40 mL に溶解させる。試薬が完全に溶解するまで、反応物を 70 °C で磁気的に攪拌する。次いで、EDC の 2.55 g (13.30 mmol; 1.3 当量) が添加され、反応混合物を室温で 12 時間攪拌する。

30

【0163】

混合物を蒸発乾固し、次いで 30 mL のメタノールに溶解する。その後得られた沈殿物をフリット上で濾過し、次いで、MeOH (3 x mL) 及びジエチルエーテル (3 x 90 mL) で洗浄する。

【0164】

生成物は、70 % の収率で白い粉末形態で得られる (2.46 g; 7.21 mmol)。

【0165】

融点: 210 °C.

IR (KBr) : ν 3234; 1820; 1789; 1747 (CO); 1730 (CO); 1705 (CO); 1216; 1072 cm^{-1} .

40

^1H NMR (400 MHz、DMSO-d₆) : δ 1.39–1.67 (m、6H); 2.57 (m、1H); 2.66 (t、2H、 $^3J = 7.3 \text{ Hz}$); 2.68 (s、4H); 2.84 (m、1H); 3.09 (m、1H); 4.14 (m、1H); 4.29 (m、1H); 6.37 (s、1H); 6.43 (s、1H).

^{13}C NMR (100 MHz、DMSO-d₆) : δ 24.3; 25.5 (2C); 27.6; 27.9; 30.0; 39.9; 55.3; 59.1; 61.0; 162.8; 169.0; 174.4 (2C).

【0166】

結果と結論: 目的の基を備えたアザイサト酸誘導体の合成は実現可能であることが実証

50

される。

【0167】

実施例2：目的の基を備えたアザイサト化合物の溶液中における安定性の実証。

目的：出願FR1060102に記載されているように、参照化合物Biot-peg₄-SS-IAMeに対して、アザイサト酸誘導体14の化学的安定性を検証しかつ実証することを意図した幾つかの試験が実施された。これらの比較試験は、室温と4℃で、DMSO溶液中で行った。

【0168】

手順：各イサト酸誘導体については、DMSO中で120mMの二つの溶液を調製し、それぞれ室温と4℃で2週間保存した。溶液のそれぞれに対して、3種のLC-MS分析（条件1）が、t=0、t=4日及びt=7日で実施された。各分析において、化合物の純度は、イサト酸誘導体に対応するピーク並びに分解生成物に対応する任意のピークの積分によって、UV-PDAマックスプロットで決定される。図4は、得られた結果を示す。

10

【0169】

結果と結論：得られた結果は、2つのイサト酸誘導体が時間と共に分解しないことを示している。分解生成物は、これらの実験では検出されなかった。それらは、少なくとも7日間、4℃だけでなく室温でも、DMSO溶液中で安定である。そこで我々は、アザイサトシリーズにおける化学的安定性の維持を実証した。

【0170】

20

当業者は、アザイサト分子は、より反応性であり、したがって安定性が低いだろうと思うかもしれない。今や、驚くべきことに、実施例2は、これは、そうではなく、全く逆に、分子は、より反応性であるにもかかわらず、室温で経時的に完全に安定のままであることを実証している（標識化を扱う実施例3も参照）。

【0171】

実施例3：アザイサト化合物対27個の塩基を有するモデルオリゴリボヌクレオチド（ORN）の室温での反応性の実証—官能化の程度の測定：

目的：アザイサト酸シリーズの反応性の増加を実証するために、室温及び65℃での27-merのORNの官能化の比較試験を、参照のイサト酸誘導体のBiot-peg₄-SS-IAMe、及びアザイサト酸誘導体のBiot-peg₄-SS-azaIAMe（14）について実施した。

30

【0172】

参照のイサト酸誘導体に対するアザイサト酸無水物誘導体14の反応性の比較が、WO-A-2012/076794に記載されているように、27塩基モデルORN（配列：5'-AAC-CGC-AGU-GAC-ACC-CUC-AUC-AUU-ACA-3'、Eurogentec, Liege Science Park, Belgium）に関して行われる。このために、一定量のORNを、65℃及び室温で、目的の分子とコンジュゲートしたイサト酸無水物誘導体と反応させる。反応は、先に実施例3で特許出願WO-A-2012/076794において説明したように、260nmでHPLCによりモニターされる。この分析は、初期ORNに相当するピークの消失及びアシル化ORNに相当するピークの出現を検出することが可能になる。

40

【0173】

これらの生成物は、より長い保持時間を有し、ORNのものとそして官能化試薬のものの両者に相当する吸収スペクトルを有する。

官能化の程度（Df）の正確な評価のために、ORNの集団（標識されたもの及び標識されていないもの）がアセトン／過塩素酸リチウムを用いた沈殿により過剰マーカから分離される。そして、このようにして得られたORN類は、ORNのリン酸ジエステル結合を加水分解するために、ヌクレアーゼP1（Aldrich, Saint Louis, USA）及びアルカリホスファターゼ（Aldrich, Saint Louis, USA）による加水分解を受ける。

次いで、この混合物のLC-MS分析により、いくつかの集団が特徴づけられ、同定され

50

ることが可能になる：

- － 標識されていないリボヌクレオシド；
- － より長い保持時間並びに核酸及び官能化試薬のUVスペクトル特性により極めて明確に異なる標識モノヌクレオシド付加物；
- － 2'で目的の基により置換されたアントラニル酸基のために、ヌクレアーゼP1により切断することができない2'でアシル化されたジヌクレオチド；
- － 過アシル化(per-acylated) 2' OHのトリヌクレオチド又はテトラヌクレオチドは、これは理論的に形成してもよいが統計的には滅多に示されないものであり（これはその後の2' OHの2つ又は3つの連続したアシル化を必要とするので）、調査されない。

【0174】

10

5'－O－アルル化誘導体は、ごく僅かにしか見受けられないに過ぎず、Servillo (Eur. J. Biochem. 1993 583-589)により説明されるように目に見えないことに留意すべきである。

【0175】

ORNの官能化の程度(Df)は、

- － (2'と3'で官能化された) 末端モノヌクレオシド付加物に相当する面積及びアシルジヌクレオチド(2' OHで内部で官能化されている)に相当する面積
 - － 4つのリボヌクレオシドに相当するピーク的面積と比較して
- を測定することによって評価される。

【0176】

20

手順：標準的な実験では、27塩基を有するORN(5'－AAC－CGC－AGU－GAC－ACC－CUC－AUC－AUU－ACA－3'、Eurogentec, Liege Science Park, Belgium)の8ナノモルの当量の水溶液を、最初に2mLプラスチックエッペンチューブ中で遠心エバポレーター(RCT60、Jouan, St Herblain, France)で乾燥する。

【0177】

得られた乾燥残渣は最初に水40µLに溶解し、その後、緩衝化溶液(実施例では、1Mのトリエチルアンモニウムアセテート緩衝液、pH7、Aldrich, St Louis, USA 参照番号：09748－100ml)の20mLを添加する。最後に、イサト酸無水物誘導体の120mMのDMSO溶液20µlが、前の溶液(FR 1060102に記載の参照分子Biot－peg₄－SS－IAMe又はこの実施例中のアザイサト酸誘導体Biot－peg₄－SS－azaIAMe(14)の何れか)に加えられる。

30

【0178】

混合物を、予め温度を平衡化したラック上のオープン中で、室温で又は65℃で60分間インキュベートする。塩と過剰マーカを除去するために、次いで、混合物を180mMアセトン/LiClO₄ 75/25混合液1.2mL中に3回沈殿させることによって精製する。最後に、沈渣をアセトンで乾燥させ、遠心エバポレーター(RCT60, Jouan, St Herblain, France)で蒸発させる。次いで、残渣をH₂O/DMSO 85/15溶液20µLに溶解し、官能化試薬の欠損を確認するためにHPLC注入(条件1)を行う。その緩衝液：20mM酢酸ナトリウムpH5.5；；1mM ZnCl₂；50mM NaCl中1U/µl溶液のヌクレアーゼP1 2µL(参照番号：N8630 Sigma-Aldrich, St Louis, USA)及び水中7U/µlアルカリホスファターゼ(参照番号P7923－2KU Sigma-Aldrich, St Louis, USA)1µLを混合物に添加する。混合物を4から5時間室温に放置する。次いで、ORNの完全加水分解を確認し、その断片の性質を分析するために、HPLC注入(条件1)を実施する。

40

【0179】

官能化の程度は、4つのリボヌクレオシドに対応する多重項に対して、アシル化ジヌクレオチド及びアシル化ヌクレオチド相当する多重項の積分によって、260nmのUVで評価される。

【0180】

注意：本発明の文脈において示される官能化の程度の値は、それらがヌクレオシド又は

50

ヌクレオチドであるかどうかによらず、ヌクレオシドの各々の260nmにおけるモル吸光係数の関数として適用されなければならない補正係数を考慮してはいない。

【0181】

図5は、室温及び65℃において、FR1060102に記載されているように、誘導体のBiot-peg₄-SS-IAMe、及びBiot-peg₄-SS-azaIAMe 14を用いた27-merのORN類の官能化試験で得られた結果を示す。

【0182】

議論と結論：65℃において、未補正の官能化の程度は、参照化合物であるBiot-peg₄-SS-IAMeの7.5%に対して、アザイサト酸誘導体の13.5%で評価された。オリゴリボヌクレオチドに関する反応性は、したがって、65℃で、アザイサト酸シリーズにおいて、1.8倍に増加している。より興味深いことに、アザ誘導体14は、室温でRNAを官能化することが可能とするが（未補正のDf=7.8%）、一方参照化合物は、これらの条件下で非常に低い反応性を有している（未補正Df=1%）。

10

【0183】

この実施例は、我々は、アザイサト酸誘導体14とのORNに関する反応性の増加並びに室温でORNを官能化するための能力を実証する。試薬の全く同じ濃度において、ORNは、室温でアザイサト酸誘導体により、65℃でイサト酸誘導体によるのと同じDfで官能化される。

【0184】

実施例4：アザイサト酸シリーズにおけるDNAへのRNAの相対的な化学選択性の実証：

20

目的：アザイサト酸シリーズにおいてRNA対DNAの官能化の選択性を実証するために、比較試験が、27塩基を有するODNと、アザイサト酸誘導体Biot-peg₄-SS-azaIAMe (14)と反応させた27塩基を有するORNとの間で行われた。

【0185】

手順：27塩基を有するODN：配列：5'-AAC-CGC-AGT-GAC-ACC-CTC-ATC-ATT-ACA-3' (Eurogentec, Liege Science Park, Belgium) の8nmol、又は27塩基を有するORN：配列：5'-AAC-CGC-AGU-GAC-ACC-CUC-AUC-AUU-ACA-3' (Eurogentec, Liege Science Park, Belgium) の8nmolを、DMSO/TEAAcの25/75混合物緩衝液（250mM pH7）中30mMのアザイサト酸誘導体（14）と室温で1時間反応させる。アセトンによる沈殿並びにヌクレアーゼP1及びアルカリホスファターゼによる加水分解の後、加水分解した断片を実施例3に記載するようにLC-MSにより分析する。ODN又はORNと化合物14の反応を監視するクロマトグラムの例を図6に示し、ここではトレースA、B及びCはそれぞれ、ORN、化合物14で官能化し沈殿させたORN、及び14で官能化し、沈殿させ、加水分解したORNを表す。トレースD、E及びFは、ODNを用いて得られた同じ結果である。

30

【0186】

結果と結論：ORNの未補正の官能化の程度は、化合物14で7.8%で評価する一方で、ODNのそれは0.5%で評価する。これらの実験条件では、ODNはほとんど官能化されていない。これらの結果は、RNAについてのアザイサト酸無水物の誘導体14の官能化の選択性及び塩基への反応性の欠如を確認している。実際、塩基が化合物14に反応したならば、ODNとの反応から生じたアントラニル酸ヌクレオシド付加物が観察されるであろう。ODNの0.5%の官能化は、DNAの5'-OH及び3'-OH末端の極めて低い反応性に由来するものであることに留意すべきである（この点に関しては、Nawrot Nucleosides and Nucleotides 1998 815-829を参照）。

40

【0187】

この実施例は、ODNに対する、ORNについてのアザイサト酸シリーズの化学選択性の保存を実証している。ORNに特異的な2'-OH基の存在は、ORNへの化学特異的反応の原因である。

50

【0188】

実施例5：HIVのRNA転写物とゲノムDNAの混合物を含む溶液からのHIV RNA転写物の選択的抽出。

目的：本目的は、室温で官能化試薬としてアザイサト酸誘導体14を使用した、RNAとDNAの混合物を含有する生物学的溶液のRNA濃縮の概念は可能であることを実証することである。このために、核酸の2つの生物学的モデル、RNAについてはHIV転写物及びDNAについては仔ウシのゲノムを選択した。アザイサト酸誘導体14の有効性を比較するために、これらの試験はまた、参照化合物Biot-peg₄-SS-IAMeで65℃で及び室温で行った。

【0189】

手順：この実施例で使用される核酸は以下の通りである：

- －1. 94 µg / µLで、HIV転写物 WT 1500塩基。
- －1. 92 µg / µLで、ウシ胸腺gDNA、SIGMA (Saint Louis, USA)、参照番号D4764-5UN。

【0190】

1－官能化：

以下の試薬が3本の0.2 mLのプラスチックチューブに入れられる（下記表2）：

試験	2 µg / µLでのHIV転写物 / gDNA 1 / 9の混合物 (µL)	TEAAc 1M pH 7 (µL)	6 mM / DMSO での Biot-peg ₄ -SS-IAMe (µL)	6 mM / DMSO での Biot-peg ₄ -SS-azaIAMe (µL)	温度
1	6	3	3	－	65℃
2	6	3	3	－	室温
3	6	3	－	3	室温

表 2：実施例5に記載される実験条件の概要

各々の場合において、TEAAcと官能化試薬の最終濃度は、それぞれ250 mMと1.5 mMである。

【0191】

3本のチューブは、加熱されたラック上で室温又は65℃で1時間インキュベートする。

【0192】

2－磁性シリカでの精製による過剰な官能化試薬の除去：

各試験のための核酸の精製は、この工程のための最適な条件を満たすために（即ち、2 µgの核酸あたり1 mgの磁性シリカ）、等量の5つの異なるチューブ中で行った。したがって、各試験は5つの1.5 mLのエッペンドルフチューブに、即ち、2.1 µLを5回分配される（2 µgのAN）。溶解緩衝液（Easy Mag buffer、参照番号280134、bioMerieux, Marcy l'Etoile, France）900 µL及び磁性シリカ粒子（EasyMAG silica、参照番号280133、bioMerieux, Marcy l'Etoile, France）50 µLを各チューブに添加する。後者は、シリカを添加した後、ボルテックス効果によりただちに攪拌し、次いで室温で10分間インキュベートする。DYNAL磁石上で磁化した後、上清をピペットで吸引して除去する。次の洗浄工程では、チューブは常にボルテックス効果により攪拌され、磁化され、続いて上清を除去する。最初の洗浄は、洗浄緩衝液1（Easy Mag buffer、参照番号280130、bioMerieux, Marcy l'Etoile, France）を500 µL用いて行われる。2回の洗浄が、洗浄緩衝液2（Easy Mag buffer、参照番号280131、bioMerieux, Marcy l'Etoile, France）の900 µL次いで500 µLで実施される。最

後に、最終洗浄工程は、室温で、洗浄緩衝液3 (Easy Mag buffer、参照番号280132、bioMerieux、Marcy l'Etoile, France) を500 μ L用いて行われる。核酸の溶出は、70°Cで加熱したスターラーで攪拌した(1400 rpm) 溶出緩衝液3の20 μ Lを用いて行われる。5分後、チューブはボルテックス効果により攪拌され、次いで上清を回収するために磁化される。後者は、量子ビット (登録商標) フルオロメーター装置、参照番号Q32857、Invitrogen (Carlsbad, California, United States of America) により、キットのQuant-iT RNAアッセイキット5-100 ng (参照番号Q32855、Invitrogen, Carlsbad, California, United States of America)、及びQuant-iT dsDNA HSアッセイキット0.2-100 ng (参照番号Q32854、Invitrogen, Carlsbad, California, United States of America) を使用して分析する。これらの分析キットは、RNA/DNA比が混合物中で決定されることを可能にする。

10

【0193】

3-ストレプトアビジンでコーティングされた磁性粒子上の核酸の捕捉：

磁性粒子上でこの捕捉を行うためには、先行する精製工程で5つのチューブに分割された試験の各々を保管しておく必要がある。この工程のための最適条件、即ち、2 μ gの核酸を完全に捕捉するための磁性粒子40 μ gの使用は、したがって満たされている。各試験のために、8 μ L (40 μ gに等価) のMag Prep P-25ストレプトアビジン、MERCK (Darmstadt, Germany) が、あらかじめ0.2 mlのプラスチックチューブに入れられる。これらの粒子は、磁気分離のために、テーパチップ及びMPC 9600 Dynal マグネット Invitrogen (Carlsbad, California, United States of America) を使用して、PBS 1X+SDS 0.1%の80 μ Lで2回洗浄する。粒子が洗浄されたら、工程2で精製した核酸を15 μ L、次いでPBS 4X+SDS 0.4%の5 μ Lが各ペレットに添加される。チューブを10分間インキュベートし、室温で緩やかに (最低速度でボルテックススターラーで) 攪拌する。磁気分離後、上清をテーパチップを使用して回収する。この上清は、量子ビット (登録商標) フルオロメーター装置で以前のように分析される。

20

【0194】

4-官能化されたRNAの溶出：

ストレプトアビジン磁性粒子のペレットは、その上に官能化された核酸が固定化され、65°C (加熱したラック) で5分間、PBS 1X+0.1% SDSの80 μ Lで洗浄される。種々の試験は、ボルテックス効果によって攪拌され、5分後に、洗浄緩衝液は、テーパチップを用いた磁気分離後に除去される。この操作を2回繰り返す。ペレットの最終洗浄はPBS 1Xの20 μ Lを用いて行われる。各試験に対応する5つのペレットが次いで単一チューブ内で混合される。そのときの容量は各試験について100 μ LのPBS 1Xである。これらは、ボルテックス効果により攪拌し、次いで上清をテーパチップを用いて磁気分離後に除去する。各ペレットをPBS 1X中の100 mMでのDTTの溶液8 μ Lに懸濁する。各試験は、次いで、ボルテックス効果によって攪拌され、次いで、40°C、300 rpmで1時間インキュベートする。磁気分離後、上清をテーパチップを使用して回収する。この上清を、以前と同様に (約100 ngのRNAが回収される) 、量子ビット (登録商標) フルオロメーター装置 (Invitrogen, Carlsbad, California, United States of America) を用いて分析する。

30

40

【0195】

結果と結論：

1-結果：

量子ビット (登録商標) フルオロメーターによる溶出液の分析は、上記のように、プロセスの各工程に存在する核酸の定量化を可能にする。

【0196】

得られた測定値より、一方ではRNA及びDNAの抽出の収率を、他方で、S*と呼ばれる中間選択指数を算出することができる。この指数は、異なるイサト誘導体を用いて行

50

われた幾つかの試験を比較することを可能とする。

$$S^* = \frac{Yld\ RNA\ 抽出}{Yld\ DNA\ 抽出} = \frac{[RNA]_{最終} / [RNA]_{精製工程2}}{[DNA]_{最終} / [DNA]_{精製工程2}}$$

【0197】

注意：中間選択性の評価は、第2の精製工程によって供給され得るバイアスを考慮することを不要とする。得られた測定と行った計算に基づいて、以下の表3が確立される。

	1.5 mM の タグ	官能化の温度	初期の DNA/RNA の比率	最終的な DNA/RNA の比率	S*
試験 1	Biot-peg4-SS- IAME	65° C	90/10	14/86	6
試験 2	Biot-peg4-SS- IAME	室温	90/10	未決定	未決 定
試験 3	Biot-peg4-SS- azaIAME	室温	90/10	4/96	30

表 3：RNAの官能化/捕捉/切断/溶出のプロセスにおいて工程2及び4で測定されたDNA/RNAの比率の概要

【0198】

2-結果：

室温でアザイサト酸誘導体14によるRNAの選択的官能化に基づくRNAの濃縮プロセスが実証される。DNA/RNAの比率は、したがって、精製工程の終了時の90/10から、プロセス完結後の比率4/96（試験3）へと変化する。この結果は、室温におけるRNAの選択的抽出のためのアザイサト酸誘導体14の有効性を示す。

更に、参照化合物Biot-peg4-SS-IAMEに対して、この誘導体は、室温で官能化工程を行うことにより、RNAとの混合物を濃縮することを可能にする。最終的に、中間体選択性は、65℃で、同一条件下における参照化合物に比して、室温で5倍に増加する。

【0199】

アザイサト酸誘導体14は、リボ核酸を室温で官能化することができ、結果としてRNAに関して抽出プロセスの選択性が増加する。

【0200】

実施例6：ビオチン化アザイサト酸無水物に結合した自己犠牲基の概念の実証。芳香族部分にジスルフィド基を備えたアザイサト酸誘導体の合成


一例が図2で説明されている、アザイサト酸無水物誘導体の合成が実施された（BiotPE4（SSMe）Py r IAME）。それは、一カルボニル基のオルト且つベンジル位にジメチルジスルフィド結合を有するリンケージベンジル位にビオチン化誘導体を備えている。

【0201】


リボ核酸とこの誘導体の反応後、形成するリボ核酸-アザアントラニレートコンジュゲートは、ジスルフィド結合を加水分解するDDTで処理され、その後生成されたチオールは、非常に安定したアザチオラク톤の形成によってアザアントラニレートのエステル官

能基に分子内で反応する。アザアントラニレートを含まない裸のリボ核酸がその後遊離される（図2）。


【図1】



【図2】



【図 4】



Compound	65°CでのTf (%)	室温でのTf (%)
Biot-peg-SS-IAMe	~8.2	~1.8
Biot-peg-SS-azalAme	~14.2	~8.8

フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I
C 1 2 Q 1/6811 (2018.01) C 1 2 Q 1/6811
 C 0 7 D 519/00 (2006.01) C 0 7 D 519/00

(72)発明者 ラアユーン, アリ
 フランス国 エフ-38260 ラ フレット, シュマン デュ トゥリヴォズ 214
 (72)発明者 ローラン, アラン
 フランス国 エフ-38100 グルノーブル, リュ シャトーブリアン 3
 (72)発明者 ユールスーギー, シルヴァン
 フランス国 エフ-14000 カーン, アヴェニュー アルベール ソレル 5

審査官 早川 裕之

(56)参考文献 特開昭49-086397 (JP, A)
 国際公開第2002/030911 (WO, A1)
 国際公開第2012/076794 (WO, A1)
 国際公開第2007/145940 (WO, A1)
 J. Heterocyclic Chem., 1985年, 22, 193-206
 J. Am. Chem. Soc., 2007年, 129, 4144-4145

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
 C 1 2 N 15/10
 G 0 1 N 33/50
 G 0 1 N 33/58
 C 1 2 Q 1/6806
 C 1 2 Q 1/6811
 C 0 7 H 21/02
 C 0 7 D 519/00
 C A p l u s / R E G I S T R Y (S T N)
 J S T P l u s / J M E D P l u s / J S T 7 5 8 0 (J D r e a m I I I)