



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204766964 U

(45) 授权公告日 2015. 11. 18

(21) 申请号 201520431713. 3

(22) 申请日 2015. 06. 19

(73) 专利权人 夏瑾梅

地址 225599 江苏省泰州市姜堰市姜堰镇干
河东路 55 号

(72) 发明人 夏瑾梅

(51) Int. Cl.

A61M 25/02(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

深静脉置管固定保护套

(57) 摘要

深静脉置管固定保护套,它涉及医疗用具技术领域,它包含固定保护套本体、透明塑料膜、第一粘条、第二粘条、卷筒、保鲜膜;所述固定保护套本体包含透明塑料膜、第一粘条、第二粘条,塑料膜的一侧固定连接有第一粘条,塑料膜的另一侧固定连接有第二粘条;所述固定保护套本体的一端固定有保鲜膜,保鲜膜包覆在卷筒上;所述保鲜膜为自粘保鲜膜;所述保鲜膜由 PE 材质制成。本实用新型能减轻患者痛苦,避免深静脉导管受外界污染而使伤口感染,使用方便,本实用新型具有结构简单、设置合理、制作成本低等优点。



1. 深静脉置管固定保护套,其特征在于:它包含固定保护套本体(1)、透明塑料膜(2)、第一粘条(3)、第二粘条(4)、卷筒(5)、保鲜膜(6);所述固定保护套本体(1)包含透明塑料膜(2)、第一粘条(3)、第二粘条(4),塑料膜(2)的一侧固定连接有第一粘条(3),塑料膜(2)的另一侧固定连接有第二粘条(4);所述固定保护套本体(1)的一端固定有保鲜膜(6),保鲜膜(6)包覆在卷筒(5)上。

2. 根据权利要求1所述的深静脉置管固定保护套,其特征在于:所述保鲜膜(6)为自粘保鲜膜。

3. 根据权利要求1所述的深静脉置管固定保护套,其特征在于:所述保鲜膜(6)由PE材质制成。

深静脉置管固定保护套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗用具技术领域，具体涉及深静脉置管固定保护套。

背景技术

[0002] 深静脉穿刺留置导管是重症监护中常用的操作技术之一，是危重、大手术及慢性消耗性疾病患者进行中心静脉压监测、输液、输血、血液透析和实施完全胃肠外营养最有效的途径之一。由于其具有保留时间长、操作简单、输液种类广泛、导管弹性好等优点，目前已广泛应用于临床，但如果置管后护理不当，不但影响置管的继续使用，而且也给患者造成不必要的痛苦及经济损失，如何预防置管术后并发症的发生，无疑对护理人员提出了越来越高的要求。

[0003] 临床上在侧卧、俯卧等长时间大手术中，深静脉置管作为围术期液体管理的重要手段之一被采用，但侧卧、俯卧位时深静脉导管体外段常受到口腔分泌物、术野血液等污染，导致可能发生导管相关性感染，现有技术的深静脉置管固定保护套与人体固定时，有的采用胶带，容易产生过敏的现象，有的则需要与皮肤缝合，加重患者痛苦，且制作成本高。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足，提供一种结构简单、设计合理、使用方便的深静脉置管固定保护套。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：它包含固定保护套本体、透明塑料膜、第一粘条、第二粘条、卷筒、保鲜膜；所述固定保护套本体包含透明塑料膜、第一粘条、第二粘条，塑料膜的一侧固定连接有第一粘条，塑料膜的另一侧固定连接有第二粘条；所述固定保护套本体的一端固定有保鲜膜，保鲜膜包覆在卷筒上；所述保鲜膜为自粘保鲜膜；所述保鲜膜由 PE 材质制成。

[0006] 本实用新型操作时，将保鲜膜从卷筒上剥离，保鲜膜与深静脉导管自粘固定，起到密封的效果，从而保护深静脉导管不受污染，由于保鲜膜的柔软性，可以缓冲深静脉导管与皮肤的压迫感，从而减轻患者的疼痛，最后将第一粘条与第二粘条粘合。

[0007] 采用上述结构后，本实用新型产生的有益效果为：本实用新型所述的深静脉置管固定保护套，能减轻患者痛苦，避免深静脉导管受外界污染而使伤口感染，使用方便，本实用新型具有结构简单、设置合理、制作成本低等优点。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型结构图。

[0009] 附图标记说明：

[0010] 1、固定保护套本体；2、透明塑料膜；3、第一粘条；4、第二粘条；5、

[0011] 卷筒；6、保鲜膜。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0013] 参看如图 1 所示,本具体实施方式采用如下技术方案:它包含固定保护套本体 1、透明塑料膜 2、第一粘条 3、第二粘条 4、卷筒 5、保鲜膜 6;所述固定保护套本体 1 包含透明塑料膜 2、第一粘条 3、第二粘条 4,塑料膜 2 的一侧固定连接有第一粘条 3,塑料膜 1 的另一侧固定连接有第二粘条 4;所述固定保护套本体 1 的一端固定有保鲜膜 6,保鲜膜 6 包覆在卷筒 5 上;所述保鲜膜 6 为自粘保鲜膜;所述保鲜膜 6 由 PE 材质制成。

[0014] 本实用新型操作时,将保鲜膜 6 从卷筒 5 上剥离,保鲜膜 6 与深静脉导管自粘固定,起到密封的效果,从而保护深静脉导管不受污染,由于保鲜膜 6 的柔软性,可以缓冲深静脉导管与皮肤的压迫感,从而减轻患者的疼痛,最后将第一粘条 3 与第二粘条 4 粘合。

[0015] 以上所述,仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案所做的其它修改或者等同替换,只要不脱离本实用新型技术方案的精神和范围,均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。




图 1