

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201572194 U

(45) 授权公告日 2010.09.08

(21) 申请号 200920243566.1

(22) 申请日 2009.11.30

(73) 专利权人 黄文霞

地址 610041 四川省成都市外南国学巷 37 号

(72) 发明人 黄文霞

(74) 专利代理机构 成都科奥专利事务所 51101

代理人 尹光成 余丽生

(51) Int. Cl.

A61B 19/02 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

移动式手术用储物柜

(57) 摘要

一种移动式手术用储物柜,适用于医院手术室,专门用来存放在手术时能向手术台提供所需药品和器械的储物柜。该储物柜包含有柜体,在柜体内新设计有抽屉式放物隔板和固定式放物隔箱。柜体门面采用卷帘门,在柜体下方设置有敞开式堆物区,柜体的四只脚上分别安装有可定位的万向轮。该储物柜在手术时能十分方便、及时地向手术台提供所需的药品和器械,能很大程度上减轻巡回护士的劳动强度,且手术完毕后可移出手术室,不会占用手术室空间。



1. 一种移动式手术用储物柜包含有柜体(1),其特征是在柜体(1)内设置有2-5层抽屉式放物隔板(2),同时在柜体(1)内还设置有1-2个相互独立的固定式放物隔箱(3),另外该柜体(1)的门面采用卷帘门(4),其卷帘门(4)的收卷滚筒(5)设置在柜体(1)内的上顶面下方,在柜体(1)的下方还设置有四周都开放的敞开式堆物区(6),在该柜体(1)的四个脚上还分别装有可定位的万向轮(7)。

2. 根据权利要求1所述的移动式手术用储物柜,其特征是在柜体(1)的左、右两侧还分别设置有推拉杆(8)。

移动式手术用储物柜

所属技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种储物柜,它是用于医院手术间的一种可移动的专门存放手术药品和器械的储物柜。

背景技术

[0002] 在医院的手术过程中随时需要使用各种医疗物品和器械。可是在现有手术间的设计上,都是将手术用储物柜修建在离手术台有一定距离的地方,且位置固定不能搬动。这在实际使用中,巡回护士为了拿取物品,就会在固定储物柜与手术台之间不停地来回穿梭,这样不仅给巡回护士带来麻烦和困难,而且往往不能及时地向手术台提供所需物品,这会给手术质量造成一定的影响。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于避免现有技术中的不足之处,提供一种使用方便,能及时向手术台提供所需药品和器械,且手术完毕后可移出手术室不占手术室空间的移动式手术用储物柜。

[0004] 本实用新型的目的在于通过以下技术措施来达到的:该储物柜包含有柜体,其创新之处是在柜体内设置有 2-5 层抽屉式放物隔板,同时在柜体内还设置有 1-2 个相互独立的固定式放物隔箱。另外该柜体的门面采用卷帘门,其卷帘门的收卷滚筒设置在柜体内的上顶面下方。在柜体的下方还设置有四周都开放的敞开式堆物区,在该柜体的四个脚上还分别装有可定位的万向轮。

[0005] 本实用新型还可以在柜体的左、右两侧分别设置有推拉杆,以此来方便该柜的移动。

[0006] 本实用新型与现有技术相比的有益效果是该移动式储物柜使用方便,能及时地向手术台提供所需的手术用物。而且带锁卷帘门的设计能使柜门开启方便迅速,又不占手术室的空間,上锁后能保证柜内物品的存放安全,抽屉式放隔板抽出后使柜内物品更容易拿取,同时也易于隔板的清洁。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图号说明:

[0009] 柜体 1 抽屉式放物隔板 2 固定式放物隔箱 3

[0010] 卷帘门 4 收卷滚筒 5 敞开式堆物区 6

[0011] 可定位的万向轮 7 推拉杆 8

具体实施方式

[0012] 本实用新型下面结合实施例和附图作进一步详述:如图所示该储物柜有一个柜体

1,在该柜体 1 内上顶面的下方安装有一个卷帘门的收卷滚筒 5,以卷帘门 4 作为该柜体 1 的门面,并且该卷帘门 4 上带有锁具。在柜体 1 内于收卷滚筒 5 的下方,依次设置有抽屉式放物隔板 2,共有三层。在这三层抽屉式放物隔板 2 的下方,设置有一个固定式放物隔箱 3。在这个固定式放物隔箱 3 的下方还设置有四周都开放的敞开式堆物区 6。为了方便该储物柜的移动和固定,在柜体 1 的四个脚上分别装有可定位的万向轮 7。同时在柜体 1 的左、右两侧分别设置有铅垂的推拉杆 8。

[0013] 该储物柜使用时,在手术前先根据手术的内容将所需药品和器械按规定摆放在不同的抽屉式放物隔板上和固定式放物隔箱内。手术时再将该储物柜推入手术室,并固定放置在手术台旁,再打开卷帘门,做好准备工作。手术中巡回护士就能及时方便地向手术台提供所需的药品和器械,同时将手术中的废物放入敞开式堆物区。手术完毕先将卷帘门关闭并上好锁,然后将该储物柜推出手术室,再对它进行清理和清洁,为下次手术的使用作好准备。




图 1