



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 106794247 B

(45) 授权公告日 2022.12.02

(21) 申请号 201580054042.6

A61P 9/10 (2006.01)

(22) 申请日 2015.09.15

A61P 27/02 (2006.01)

(65) 同一申请的已公布的文献号

A61P 17/06 (2006.01)

申请公布号 CN 106794247 A

A61P 19/02 (2006.01)

(43) 申请公布日 2017.05.31

A61P 13/12 (2006.01)

(30) 优先权数据

A61P 29/00 (2006.01)

62/050,739 2014.09.15 US

A61P 11/06 (2006.01)

(85) PCT国际申请进入国家阶段日

A61P 15/00 (2006.01)

2017.04.05

(56) 对比文件

CN 102319430 A, 2012.01.18

(86) PCT国际申请的申请数据

CN 101883588 A, 2010.11.10

PCT/US2015/050278 2015.09.15

CN 101883588 A, 2010.11.10

(87) PCT国际申请的公布数据

CN 102319430 A, 2012.01.18

W02016/044334 EN 2016.03.24

CN 102319430 A, 2012.01.18

(73) 专利权人 豪夫迈·罗氏有限公司

Satish K.Singh等.Frozen State Storage

地址 瑞士巴塞尔

Instability of a Monoclonal Antibody:

(72) 发明人 L·勒 B·康诺利

Aggregation as a Consequence of Trehalose

(74) 专利代理机构 北京坤瑞律师事务所 11494

Crystallization and Protein Unfolding.

专利代理人 岑晓东

《Research Paper》.2011, 第28卷(第4期), 第

873-885页.

审查员 蒋红云

(51) Int.Cl.

权利要求书3页 说明书57页

A61K 39/395 (2006.01)

序列表15页 附图14页

(54) 发明名称




图1A

抗体配制剂




图1B

(57) 摘要




图1C

本发明提供稳定的含水药物制剂，其包含治疗性抗体、海藻糖、缓冲剂、和任选的表面活性剂，且具有在约5.5至约7.0的范围中的pH。本发明还提供用于制备此类制剂的方法和使用此类制剂的方法。




图1D

1. 一种稳定的含水药物制剂，该制剂包含 (a) 量为25mg/mL至100mg/mL的单克隆抗体；(b) 量为45mM至634mM的海藻糖；和(c) 量为大于35mM至100mM的磷酸钠，其中所述制剂具有5.5至7.0的pH，其中该制剂中所述单克隆抗体对所述海藻糖的重量比为大于或等于0.49且小于或等于0.74或者大于或等于0.97且小于或等于1.47，其中该制剂于-20℃贮藏时稳定至少6个月，且其中该单克隆抗体是贝伐珠单抗，其中用于计算抗体对海藻糖的重量比的，制剂中海藻糖的重量基于海藻糖二水合物(MW 378.33)的量。

2. 权利要求1的制剂，其中制剂中所述单克隆抗体对所述海藻糖的重量比为0.49至0.73。

3. 权利要求1的制剂，其中制剂中所述单克隆抗体对所述海藻糖的重量比为0.97至1.47。

4. 权利要求1的制剂，其中该制剂中所述单克隆抗体对所述海藻糖的重量比为0.49、0.58、0.65、0.73、0.74、0.97、1.16、和1.47任一。

5. 权利要求1-4任一项的制剂，其中所述单克隆抗体的量为35mg/mL至85mg/mL。

6. 权利要求1-4任一项的制剂，其中所述单克隆抗体的量为45mg/mL至55mg/mL。

7. 权利要求1-4任一项的制剂，其中所述单克隆抗体的量为50mg/mL。

8. 权利要求1-7任一项的制剂，其中所述海藻糖的量为45mM至135mM。

9. 权利要求1-7任一项的制剂，其中所述海藻糖的量为180mM至634mM。

10. 权利要求1-7任一项的制剂，其中所述海藻糖的量为60mM。

11. 权利要求1-10任一项的制剂，其中所述磷酸钠的量为45mM至90mM。

12. 权利要求1-10任一项的制剂，其中所述磷酸钠的量为50mM至75mM。

13. 权利要求1-10任一项的制剂，其中所述磷酸钠的量为51mM。

14. 权利要求1-13任一项的制剂，其进一步包含表面活性剂(surfactant)。

15. 权利要求14的制剂，其中所述表面活性剂为聚山梨酯(polysorbate)或泊洛沙姆(poloxamer)。

16. 权利要求15的制剂，其中所述聚山梨酯为聚山梨酯20。

17. 权利要求15的制剂，其中所述泊洛沙姆为泊洛沙姆188。

18. 权利要求14-17任一项的制剂，其中所述表面活性剂的浓度为0.01%至0.1%。

19. 权利要求14-17任一项的制剂，其中所述表面活性剂的浓度为0.01%至0.05%。

20. 权利要求14-17任一项的制剂，其中所述表面活性剂的浓度为0.04%。

21. 权利要求1-20任一项的制剂，其中所述制剂具有5.9至6.5的pH。

22. 权利要求1-20任一项的制剂，其中所述制剂具有6.2或6.0的pH。

23. 权利要求1-22任一项的制剂，其中所述单克隆抗体未进行冷冻干燥。

24. 权利要求1-23任一项的制剂，其中该制剂于-20℃稳定至少12个月。

25. 权利要求1-23任一项的制剂，其中该制剂于-20℃稳定至少18个月。

26. 权利要求1-23任一项的制剂，其中该制剂于-20℃稳定至少24个月。

27. 权利要求1-26任一项的制剂，其中该制剂于-40℃贮藏时稳定6个月或12个月。

28. 权利要求1-27任一项的制剂，其是无菌的。

29. 权利要求1-28任一项的制剂，其中所述制剂用于对受试者施用。

30. 权利要求1-29任一项的制剂，其用于静脉内(IV)、皮下(SQ)、眼内(I0)、或肌肉内

(IM) 施用。

31. 一种制品,其包含装有权利要求1-30任一项的稳定的含水药物制剂的容器。

32. 一种降低治疗性单克隆抗体聚集的方法,其包括在包含量为45mM至634mM的海藻糖和量为大于35mM至100mM的磷酸钠的制剂中配制所述抗体,且所述制剂具有5.5至7.0的pH,其中在该制剂中以25mg/mL至100mg/mL的量配制所述单克隆抗体,其中该制剂中所述单克隆抗体对所述海藻糖的重量比为大于或等于0.49且小于或等于0.74或者大于或等于0.97且小于或等于1.47,其中该制剂于-20℃贮藏时稳定至少6个月,且其中该单克隆抗体是贝伐珠单抗,其中用于计算抗体对海藻糖的重量比的,制剂中海藻糖的重量基于海藻糖二水合物(MW378.33)的量。

33. 权利要求32的方法,其中该制剂中所述单克隆抗体对所述海藻糖的重量比为0.49至0.73。

34. 权利要求32的方法,其中该制剂中所述单克隆抗体对所述海藻糖的重量比为0.97至1.47。

35. 权利要求32的方法,其中该制剂中所述单克隆抗体对所述海藻糖的重量比为0.49、0.58、0.65、0.73、0.74、0.97、1.16、和1.47任一。

36. 权利要求32-35任一项的方法,其中所述磷酸钠的量为45mM至90mM。

37. 权利要求32-35任一项的方法,其中所述磷酸钠的量为50mM至75mM。

38. 权利要求32-35任一项的方法,其中所述磷酸钠的量为51mM。

39. 权利要求32-38任一项的方法,其中所述单克隆抗体的量为45mg/mL至55mg/mL。

40. 权利要求32-38任一项的方法,其中所述单克隆抗体的量为50mg/mL。

41. 权利要求32-38任一项的方法,其中所述单克隆抗体的量为35mg/mL至75mg/mL。

42. 权利要求32-41任一项的方法,其中所述海藻糖的量为45mM至135mM。

43. 权利要求32-41任一项的方法,其中所述海藻糖的量为60mM。

44. 权利要求32-41任一项的方法,其中所述海藻糖的量为180mM至634mM。

45. 权利要求32-44任一项的方法,其中所述制剂进一步包含表面活性剂。

46. 权利要求45的方法,其中所述表面活性剂为聚山梨酯或泊洛沙姆。

47. 权利要求46的方法,其中所述聚山梨酯为聚山梨酯20。

48. 权利要求46的方法,其中所述泊洛沙姆为泊洛沙姆188。

49. 权利要求45-48任一项的方法,其中所述表面活性剂的浓度为0.01%至0.1%。

50. 权利要求45-48任一项的方法,其中所述表面活性剂的浓度为0.01%至0.05%。

51. 权利要求45-48任一项的方法,其中所述表面活性剂的浓度为0.04%。

52. 权利要求32-51任一项的方法,其中所述制剂具有5.9至6.5的pH。

53. 权利要求32-51任一项的方法,其中所述制剂具有6.2或6.0的pH。

54. 权利要求32-53任一项的方法,其中该制剂于-20℃稳定至少12个月。

55. 权利要求32-53任一项的方法,其中该制剂于-20℃稳定至少18个月。

56. 权利要求32-53任一项的方法,其中该制剂于-20℃稳定至少24个月。

57. 权利要求32-56任一项的方法,其中该制剂于-40℃贮藏时稳定6个月或12个月。

58. 一种生成药物制剂的方法,其包括:

(a) 制备权利要求1-30任一项的制剂;并

(b) 评估该配制剂中的抗体的物理稳定性、化学稳定性、或生物学活性。

59. 有效量的权利要求1-30任一项的配制剂制造用于治疗受试者中的疾病或病症的药物的用途。

60. 权利要求59的用途,其中所述疾病或病症为癌症。

61. 权利要求60的用途,其中所述癌症为结肠直肠癌,肺癌,乳腺癌,肾癌,或成胶质细胞瘤。

62. 一种用于静脉内施用的稳定的含水药物配制剂,该配制剂包含(a)量为25mg/mL至100mg/mL的单克隆抗体;和(b)量为50mM至600mM的海藻糖,其中所述配制剂具有5.5至7.0的pH,其中该配制剂中所述单克隆抗体对所述海藻糖的重量比为大于或等于0.49且小于或等于0.73或者大于或等于0.97且小于或等于1.47,其中该配制剂于-20℃贮藏时稳定至少6个月,且其中该单克隆抗体是贝伐珠单抗,其中用于计算抗体对海藻糖的重量比的,配制剂中海藻糖的重量基于海藻糖二水合物(MW 378.33)的量。

63. 权利要求62的含水药物配制剂,其中该配制剂于-40℃贮藏时稳定6个月或12个月。

64. 一种用于皮下或眼内施用的稳定的含水药物配制剂,该配制剂包含(a)量为25mg/mL至100mg/mL的单克隆抗体;和(b)量为150mM至400mM的海藻糖,其中所述配制剂具有5.5至7.0的pH,其中该配制剂中所述单克隆抗体对所述海藻糖的重量比为大于或等于0.49且小于或等于0.73或者大于或等于0.97且小于或等于1.47,其中该配制剂于-20℃贮藏时稳定至少6个月,且其中该单克隆抗体是贝伐珠单抗,其中用于计算抗体对海藻糖的重量比的,配制剂中海藻糖的重量基于海藻糖二水合物(MW 378.33)的量。

65. 权利要求64的含水药物配制剂,其中该配制剂于-40℃贮藏时稳定6个月或12个月。

抗体制剂

[0001] 对相关申请的交叉引用

[0002] 本申请要求2014年9月15日提交的流水号62/050,739的美国临时申请的 优先权，通过援引将其完整收入本文。

[0003] ASCII文本文件上的序列表的提交

[0004] 通过援引将ASCII文本文件上的下述提交的内容完整收入本文：计算机 可读形式 (CRF) 的序列表 (文件名称：146392028240SEQLIST.txt, 记录日期：2015年9月3日, 大小：29KB)。

发明领域

[0005] 本发明涉及包含抗体的稳定的含水药物制剂 (aqueous pharmaceutical formulation)。

发明背景

[0007] 在过去几年里,生物技术的进步使之可能使用重组DNA技术来生产多种 蛋白质,供药物应用。因为蛋白质比传统的有机和无机药物更大且更复杂(例 如在复杂的三维结构之外还拥有多种官能团),所以此类蛋白质的制剂提 出了特殊问题。为了使蛋白质维持生物学活性,制剂必须至少使蛋白质氨 基酸的核心序列的构象完整性保持完整,同时保护蛋白质的多种官能团免于 降解。蛋白质的降解途径可涉及化学不稳定性(例如任何涉及通过键形成或 切割来修饰蛋白质,产生新化学实体的过程)或物理不稳定性(例如蛋白质的高级结构的变化)。化学不稳定性可源自脱酰胺、外消旋、水解、氧化、 β 消除或二硫化物交换。物理不稳定性可源自例如变性、聚集、沉淀或吸附。三种最常见的蛋白质降解途径为蛋白质聚集、脱酰胺和氧化。Cleland et al., Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems 10 (4) :307-377 (1993)。

[0008] 用于药物应用的蛋白质包括抗体。已经为药用抗体开发了稳定的含水制剂。参见例如WO 2011/084750。本领域仍然需要包含抗体(诸如抗VEGF 抗体和抗CD20抗体)的稳定的含水药物制剂,其减少二聚体、可溶性聚 集体、和颗粒形成。

发明概述

[0010] 一方面,本发明提供一种稳定的含水药物制剂,该制剂包含单克隆 抗体、海藻糖 (trehalose) 和缓冲剂 (buffer),其中该制剂中单克隆抗体对海 藻糖的重量比为大于或等于0.41且小于1.65,且其中该制剂具有约5.5至约 7.0的pH。在一些实施方案中,单克隆抗体对海藻糖的重量比为0.49至1.47。在一些实施方案中,单克隆抗体对海藻糖的重量比为约0.41至0.73。在一些 实施方案中,单克隆抗体对海藻糖的重量比为约0.73至1.47。在一些实施方 案中,单克隆抗体对海藻糖的重量比为0.41,0.45,0.50,0.55,0.60, 0.65, 0.70,0.75,0.80,0.85,0.90,0.95,1.00,1.05,1.10,1.15,1.20,1.25, 1.30,1.35, 1.40,1.45,1.50,1.55,1.60,和1.64任一,包括这些数值之间 的每一个数值。在一些实施方案中,该制剂中的单克隆抗体为约25mg/mL 至约100mg/mL。在一些实施方案中,该制剂中的单克隆抗体为约45 mg/mL至约55mg/mL。在一些实施方案中,该制剂中的单克隆抗

体为约35 mg/mL至约75mg/mL。在一些实施方案中,该配制剂中的海藻糖为约45mM 至约634mM。在一些实施方案中,该配制剂中的海藻糖为约50mM至约600 mM。在一些实施方案中,该配制剂中的海藻糖为约150mM至约400mM。在一些实施方案中,该配制剂中的海藻糖为约45mM至约135mM。在一些 实施方案中,该配制剂中的海藻糖为约180mM至约634mM。在一些实 施方 案中,缓冲剂的量为约15mM至约100mM。在一些实施方案中,缓冲剂的 量为大于35mM至约100mM。在一些实施方案中,缓冲剂包含组氨酸(例 如组氨酸乙酸酯,组氨酸氢氯化物)或磷酸盐(例如磷酸钠)。

[0011] 另一方面,本发明提供稳定的含水药物配制剂,其包含 (a) 量为约25 mg/mL至约100mg/mL的单克隆抗体; (b) 量为约45mM至约634mM的海藻 糖; 和(c) 量为大于35mM至约100mM的磷酸钠,其中所述配制剂具有约5.5 至约7.0的pH,其中该配制剂中所述单克隆抗体对所述海藻糖的重量比为大 于或等于0.41且小于1.65 ,和任选的表面活性剂(surfactant)。在一些实施方案 中,该配制剂中单克隆抗体对海藻糖的重量比为0.41至0.73。在一些实施方 案中,单克隆抗体对海藻糖的重量比为0.73至1.47。在一些实施方案中,单克隆抗体 对海藻糖的重量比为0.49至1.47。在一些实施方案中,单克隆抗体 对海藻糖的重量比为0.41,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65,0.70,0.75,0.80, 0.85,0.90,0.95, 1.00,1.05,1.10,1.15,1.20,1.25,1.30,1.35,1.40, 1.45,1.50,1.55,1.60,和1.64任一,包括这些数值之间的每一个数值。

[0012] 另一方面,本发明提供稳定的含水药物配制剂,该配制剂包含 (a) 量为 小于或等于约100mg/mL的抗体(例如单克隆抗体); 和 (b) 量为约150mM 至约400mM的海藻糖,其中所 述配制剂具有约5.5至约7.0的pH,且其中该配 制剂中所述单克隆抗体对所述海藻糖的重 量比为大于或等于0.41且小于 1.65。在一些实施方案中,该配制剂用于皮下施用。在一些 实施方案中,该 配制剂用于眼内施用。在一些实施方案中,该配制剂是等张的。在一些实 施方案中,该配制剂具有大于约240mOsm/kg的摩尔渗透压浓度(osmolality)。

[0013] 另一方面,本发明提供稳定的含水药物配制剂,该配制剂包含 (a) 量为 小于或等于约100mg/mL的抗体(例如单克隆抗体); 和 (b) 量为约50mM至 约600mM的海藻糖,其中所 述配制剂具有约5.5至约7.0的pH,且其中该配制 剂中所述单克隆抗体对所述海藻糖的重 量比为大于或等于0.41且小于1.65。在一些实施方案中,该配制剂用于静脉内施用。

[0014] 在一些实施方案中,本文所述配制剂中单克隆抗体的量为约30mg/mL 至约90mg/mL,约35mg/mL至约85mg/mL,约35mg/mL至约75mg/mL,约 40mg/mL至约80mg/mL,约45mg/mL至约70mg/mL,或约45mg/mL至约55 mg/mL。在一些实施方案中,该配制剂中的单克隆抗体为约25mg/mL,约30 mg/mL,约35mg/mL,约40mg/mL,约45mg/mL,约50mg/mL,约55mg/mL, 约60mg/mL,约65mg/mL,约70mg/mL,约75mg/mL,约80mg/mL,约85 mg/mL,约90mg/mL,约95mg/mL,或约100mg/mL,包括这些数值之间的 每一个数值。在一些实施方案中,该配制剂中的单 克隆抗体为约45mg/mL, 约50mg/mL,或约55mg/mL。

[0015] 在一些实施方案中,本文所述配制剂包含约45mM至约600mM,约45 mM至约550mM,约45mM至约500mM,约45mM至约450mM,约45mM 至约400mM,约45mM至约350mM,约45mM至约300mM,约45mM至约 250mM,约45mM至约200mM,约45mM至约180mM,约45mM至约150 mM,约45mM至约140mM,约45mM至约135mM,约45mM至约130mM, 约45mM至约120mM,约45mM至约110mM,约45mM至约100mM,约180 mM至约634mM,约50mM至约600mM,或约150mM至约400mM的

海藻糖。在一些实施方案中，该制剂中的海藻糖为约45mM, 约50mM, 约60mM, 约70mM, 约80mM, 约90mM, 约100mM, 约110mM, 约120mM, 约130 mM, 约135mM, 约140mM, 约150mM, 约180mM, 约200mM, 约250mM, 约300mM, 约350mM, 约400mM, 约450mM, 约500mM, 约550mM, 约600mM, 约610mM, 约620mM, 约630mM, 或约634mM, 包括这些数值之间的每一个数值。在一些实施方案中，该制剂包含磷酸盐(例如磷酸钠)作为缓冲剂。在一些实施方案中，该制剂中的磷酸盐缓冲剂(例如磷酸钠)为约15mM至约30mM, 约20mM至约30mM, 约22mM至约28mM, 大于35mM至约100mM, 约40mM至约100mM, 约45mM至约90mM, 约50mM至约75mM, 或约15mM至约100mM。在一些实施方案中，该制剂中的磷酸盐(例如磷酸钠)为约15mM, 约20mM, 约22mM, 约25mM, 约28mM, 约30mM, 约35mM, 约36mM, 约40mM, 约45mM, 约50mM, 约51mM, 约55mM, 约60mM, 约65mM, 约70mM, 约75mM, 约80mM, 约85mM, 约90mM, 约95mM, 或约100mM, 包括这些数值之间的每一个数值。在一些实施方案中，该制剂包含组氨酸(诸如L-组氨酸)作为缓冲剂。在一些实施方案中，该制剂的组氨酸为约15mM至约30mM, 约20mM至约30mM, 约22mM至约28mM, 大于35mM至约100mM, 约40mM至约100mM, 约45mM至约90mM, 约50mM至约75mM, 或约15mM至约100mM。在一些实施方案中，该制剂的组氨酸为约15mM, 约20mM, 约22mM, 约25mM, 约28mM, 约30mM, 约35mM, 约36mM, 约40mM, 约45mM, 约50mM, 约51mM, 约55mM, 约60mM, 约65mM, 约70mM, 约75mM, 约80mM, 约85mM, 约90mM, 约95mM, 或约100mM, 包括这些数值之间的每一个数值。

[0016] 在一些实施方案中，本文所述制剂进一步包含表面活性剂。在一些实施方案中，表面活性剂为聚山梨酯(polysorbate)(诸如聚山梨酯20)或泊洛沙姆(poloxamer)(诸如泊洛沙姆188)。在一些实施方案中，表面活性剂的浓度为约0.01%至约0.1%，约0.01%至约0.05%，或约0.02%至约0.04%。在一些实施方案中，表面活性剂的浓度为约0.01%，约0.02%，约0.03%，约0.04%，约0.05%，或约0.1%，包括这些数值之间的每一个数值。

[0017] 在一些实施方案中，本文所述制剂具有约5.5至约6.5, 约5.8至约6.8, 约5.9至约6.5, 约6.0至约6.5, 约6.0至约6.4, 或约6.0至约6.2的pH。在一些实施方案中，该制剂具有约5.6, 约5.8, 约5.9, 约6.0, 约6.2, 约6.4, 约6.5, 约6.8, 或约7.0的pH，包括这些数值之间的每一个数值。

[0018] 在一些实施方案中，本文所述制剂中的单克隆抗体未进行先冻干。在一些实施方案中，该单克隆抗体为全长抗体。在一些实施方案中，该单克隆抗体为IgG1, IgG2, 或IgG4抗体。在一些实施方案中，该单克隆抗体为人源化抗体，嵌合抗体或人抗体。在一些实施方案中，该单克隆抗体为包含抗原结合区的抗体片段。在一些实施方案中，该抗体片段为Fab或F(ab')₂片段。在一些实施方案中，该单克隆抗体结合VEGF。在一些实施方案中，该抗体为贝伐珠单抗(bevacizumab)。在一些实施方案中，该单克隆抗体容易聚集。

[0019] 在一些实施方案中，本文所述制剂中的单克隆抗体未进行先冻干。在一些实施方案中，该单克隆抗体为全长抗体。在一些实施方案中，该单克隆抗体为IgG1, IgG2, 或IgG4抗体。在一些实施方案中，该单克隆抗体为人源化抗体，嵌合抗体或人抗体。在一些实施方案中，该单克隆抗体为包含抗原结合区的抗体片段。在一些实施方案中，该抗体片段为Fab或F(ab')₂片段。在一些实施方案中，该单克隆抗体结合CD20。在一些实施方案中，该结合CD20的抗体为本文所述人源化B-Ly1抗体。在一些实施方案中，该结合CD20的抗体为包含选自SEQ ID NO:3至SEQ ID NO:19的重链可变区氨基酸序列和SEQ ID NO:20的轻链

可变区氨基酸序列的抗体。在一些实施方案中，该抗体为奥滨尤妥珠单抗(obinutuzumab)。在一些实施方案中，该单克隆抗体容易聚集。

[0020] 在一些实施方案中，本文所述配制剂于-20°C稳定至少约6个月，至少约12个月，至少约15个月，至少约18个月，至少约19个月，至少约20个月，或至少约2年。在一些实施方案中，该配制剂是无菌的。在一些实施方案中，该配制剂用于对受试者施用。在一些实施方案中，该配制剂用于静脉内(IV)，皮下(SQ)，眼内(IQ)，或肌肉内(IM)施用。

[0021] 另一方面，本发明提供制品，其包含装有本文所述稳定的含水药物配制剂的容器。在一些实施方案中，该配制剂包含单克隆抗体、海藻糖、和缓冲剂，其中该配制剂中所述单克隆抗体对所述海藻糖的重量比为大于或等于0.41且小于1.65，且其中该配制剂具有约5.5至约7.0的pH。在一些实施方案中，该配制剂包含(a)量为约25至约100mg/mL的单克隆抗体；(b)量为约45mM至约634mM的海藻糖；和(c)量为大于35mM至约100mM的磷酸钠，其中所述配制剂具有约5.5至约7.0的pH，其中该配制剂中所述单克隆抗体对所述海藻糖的重量比为大于或等于0.41且小于1.65，和任选的表面活性剂。在一些实施方案中，该配制剂中单克隆抗体对海藻糖的重量比为0.41至0.73。在一些实施方案中，单克隆抗体对海藻糖的重量比为0.73至1.47。在一些实施方案中，单克隆抗体对海藻糖的重量比为0.49至1.47。在一些实施方案中，该配制剂中单克隆抗体对海藻糖的重量比为0.41, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00, 1.05, 1.10, 1.15, 1.20, 1.25, 1.30, 1.35, 1.40, 1.45, 1.50, 1.55, 1.60, 和1.64任一，包括这些数值之间的每一个数值。

[0022] 在一些实施方案中，该配制剂中单克隆抗体的量为约30mg/mL至约90mg/mL，约35mg/mL至约85mg/mL，约35mg/mL至约75mg/mL，约40mg/mL至约80mg/mL，约45mg/mL至约70mg/mL，或约45mg/mL至约55mg/mL。在一些实施方案中，该配制剂中的单克隆抗体为约25mg/mL，约30mg/mL，约35mg/mL，约40mg/mL，约45mg/mL，约50mg/mL，约55mg/mL，约60mg/mL，约65mg/mL，约70mg/mL，约75mg/mL，约80mg/mL，约85mg/mL，约90mg/mL，约95mg/mL，或约100mg/mL，包括这些数值之间的每一个数值。在一些实施方案中，该配制剂中的单克隆抗体为约45mg/mL，约50mg/mL，或约55mg/mL。

[0023] 在一些实施方案中，该配制剂包含约45mM至约600mM，约45mM至约550mM，约45mM至约500mM，约45mM至约450mM，约45mM至约400mM，约45mM至约350mM，约45mM至约300mM，约45mM至约250mM，约45mM至约200mM，约45mM至约180mM，约45mM至约150mM，约45mM至约140mM，约45mM至约135mM，约45mM至约130mM，约45mM至约120mM，约45mM至约110mM，约45mM至约100mM，约180mM至约634mM，约50mM至约600mM，或约150mM至约400mM的海藻糖。在一些实施方案中，该配制剂中的海藻糖为约45mM，约50mM，约60mM，约70mM，约80mM，约90mM，约100mM，约110mM，约120mM，约130mM，约135mM，约140mM，约150mM，约180mM，约200mM，约250mM，约300mM，约350mM，约400mM，约450mM，约500mM，约550mM，约600mM，约610mM，约620mM，约630mM，或约634mM，包括这些数值之间的每一个数值。在一些实施方案中，该配制剂包含磷酸钠作为缓冲剂。在一些实施方案中，该配制剂中的磷酸钠为约15mM至约30mM，约20mM至约30mM，约22mM至约28mM，大于35mM至约100mM，约40mM至约100mM，约45mM至约90mM，约50mM至约75mM，或约15mM至约100mM。在一些实施方案中，该配制剂中的磷酸钠为约15mM，约20mM，约22mM，约25mM，约28mM，约30mM，约35mM，约36mM，约40mM，约45mM，约50mM，约51mM，约55mM，约60mM，约65mM，约70mM，约75mM，约80mM，约85mM，约90mM，约95mM，

或约100mM,包括 这些数值之间的每一个数值。在一些实施方案中,该配制剂包含组氨酸(诸 如L-组氨酸)作为缓冲剂。在一些实施方案中,该配制剂的组氨酸为约15mM 至约30mM,约20mM至约30mM,约22mM至约28mM,大于35mM至约 100mM,约40mM至约100mM,约45mM至约90mM,约50mM至约75mM, 或约15mM至约100mM。在一些实施方案中,该配制剂的组氨酸为约15mM, 约20mM,约22mM,约25mM,约28mM,约30mM,约35mM,约36mM, 约40mM,约45mM,约50mM, 约51mM,约55mM,约60mM,约65mM, 约70mM,约75mM,约80mM,约85mM,约90mM,约95mM,或约100 mM,包括这些数值之间的每一个数值。

[0024] 在一些实施方案中,该配制剂进一步包含表面活性剂。在一些实施方案 中,表面活性剂为聚山梨酯(诸如聚山梨酯20)或泊洛沙姆(诸如泊洛沙姆 188)。在一些实施方案中,表面活性剂的浓度为约0.01%至约0.1%,约0.01% 至约0.05%,或约0.02%至约0.04%。在一些实施方案中,表面活性剂的浓度 为约0.01%,约0.02%,约0.03%,约0.04%,约0.05%,或约0.1%,包括这些 数值之间的每一个数值。

[0025] 在一些实施方案中,该配制剂具有约5.5至约6.5,约5.8至约6.8,约5.9 至约6.5,约6.0至约6.5,约6.0至约6.4,或约6.0至约6.2的pH。在一些实施方 案中,该配制剂具有约5.6,约5.8,约5.9,约6.0,约6.2,约6.4,约6.5,约 6.8,或约7.0的pH,包括这些数值之间的每一个数值。

[0026] 在一些实施方案中,该单克隆抗体未进行在先冻干。在一些实施方案中, 该单克隆抗体为全长抗体。在一些实施方案中,该单克隆抗体为IgG1,IgG2, 或IgG4抗体。在一些实施方案中,该单克隆抗体为人源化抗体,嵌合抗体或 人抗体。在一些实施方案中,该单克隆抗体为包含抗原结合区的抗体片段。在一些实施方案中,该抗体片段为Fab或F(ab')₂片段。在一些实施方案中,该 单克隆抗体结合VEGF。在一些实施方案中,该抗体为贝伐珠单抗。在一些 实施方案中,该单克隆抗体容易聚集。

[0027] 在一些实施方案中,该单克隆抗体未进行在先冻干。在一些实施方案中, 该单克隆抗体为全长抗体。在一些实施方案中,该单克隆抗体为IgG1,IgG2, 或IgG4抗体。在一些实施方案中,该单克隆抗体为人源化抗体,嵌合抗体或 人抗体。在一些实施方案中,该单克隆抗体为包含抗原结合区的抗体片段。在一些实施方案中,该抗体片段为Fab或F(ab')₂片段。在一些实施方案中,该 单克隆抗体结合CD20。在一些实施方案中,该结合CD20的抗体为本文所述 人源化B-Ly1抗体。在一些实施方案中,该结合CD20的抗体为包含选自SEQ ID NO:3至SEQ ID NO:19的重链可变区氨基酸序列和SEQ ID NO:20的轻链 可变区氨基酸序列的抗体。在一些实施方案中,该抗体为奥滨尤妥珠单抗。在一些实施方案中,该单克隆抗体容易聚集。

[0028] 在一些实施方案中,该配制剂于-20℃稳定至少约6个月,至少约12个月, 至少约15个月,至少约18个月,至少约19个月,至少约20个月,或至少约2 年。在一些实施方案中,该配制剂是无菌的。在一些实施方案中,该配制剂 用于对受试者施用。在一些实施方案中,该配制剂为用于静脉内(IV),皮下 (SQ),眼内(I0),或肌肉内(IM) 施用。

[0029] 在一些实施方案中,该容器为带注射器可刺穿的塞子的管形瓶,其中该 管形瓶装有本文所述任一配制剂。在一些实施方案中,该管形瓶贮藏于约 2-8℃。在一些实施方案中,该管形瓶贮藏于约-20℃。在一些实施方案中, 该管形瓶为3cc,20cc或50cc管形瓶。

[0030] 另一方面,本发明提供不锈钢罐,其在罐内部装有本文所述任一配制剂。在一些

实施方案中,该配制剂是冷冻的。

[0031] 另一方面,本发明提供降低治疗性单克隆抗体聚集的方法。在一些实施 方案中,该方法包括在包含海藻糖和缓冲剂的配制剂中配制单克隆抗体,其 中该配制剂中单克隆抗体对海藻糖的重量比为大于或等于0.41且小于1.65,且其中该配制剂具有约5.5至约 7.0的pH。在一些实施方案中,该方法包括在 包含量为约45mM至约634mM,约50mM至约 600mM,或约150mM至约400 mM的海藻糖和量为大于35mM至约100mM的磷酸钠的配制剂中配制抗体,且所述配制剂具有约5.5至约7.0的pH,其中在该配制剂中以约25mg/mL至约 100mg/mL的量配制所述单克隆抗体,且其中该配制剂中所述单克隆抗体对 所述海藻糖的重量比为大于或等于0.41且小于1.65。

[0032] 在本文所述方法的一些实施方案中,该配制剂中所述单克隆抗体对所述 海藻糖的重量比为大于或等于0.41且小于1.65。在本文所述方法的一些实施 方案中,单克隆抗体对海藻糖的重量比为0.73至1.47。在一些实施方案中, 单克隆抗体对海藻糖的重量比为0.49至1.47。在一些实施方案中,单克隆抗 体对海藻糖的重量比为0.41,0.45,0.50,0.55, 0.60,0.65,0.70,0.75,0.80, 0.85,0.90,0.95,1.00,1.05,1.10,1.15,1.20,1.25,1.30, 1.35,1.40, 1.45,1.50,1.55,1.60,和1.64任一,包括这些数值之间的每一个数值。

[0033] 在一些实施方案中,该配制剂中单克隆抗体的量为约30mg/mL至约90 mg/mL,约 35mg/mL至约85mg/mL,约35mg/mL至约75mg/mL,约40mg/mL 至约80mg/mL,约45mg/mL至约 70mg/mL,或约45mg/mL至约55mg/mL。在一些实施方案中,该配制剂中的单克隆抗体为约 25mg/mL,约30mg/mL, 约40mg/mL,约45mg/mL,约50mg/mL,约55mg/mL,约60mg/mL,约65 mg/ mL,约70mg/mL,约75mg/mL,约80mg/mL,约85mg/mL,约90mg/mL, 约95mg/mL,或约100mg/mL,包括这些数值之间的每一个数值。在一些实 施方案中,该配制剂中的单克隆抗体为约 45mg/mL,约50mg/mL,或约55 mg/mL。

[0034] 在一些实施方案中,该配制剂包含约45mM至约600mM,约45mM至约 550mM,约45mM 至约500mM,约45mM至约450mM,约45mM至约400 mM,约45mM至约350mM,约45mM至约300mM,约 45MM至约250mM, 约45mM至约200mM,约45mM至约180mM,约45mM至约150mM,约45 mM至约 140mM,约45mM至约135mM,约45mM至约130mM,约45mM 至约120mM,约45mM至约110mM,约45mM 至约100mM,约180mM至 约634mM,约50mM至约600mM,或约150mM至约400mM的海藻糖。在 一些实施方案中,该配制剂中的海藻糖为约45mM,约50mM,约60mM, 约70mM,约80mM,约90mM, 约100mM,约110mM,约120mM,约130 mM,约135mM,约140mM,约150mM,约180mM,约200mM,约 250mM, 约300mM,约350mM,约400mM,约450mM,约500mM,约550mM, 约600mM,约610mM,约 620mM,约630mM,或约634mM。在一些实施 方案中,该配制剂包含磷酸钠作为缓冲剂。在一些 实施方案中,该配制剂中 的磷酸钠为约15mM至约30mM,约20mM至30mM,约22mM至约28mM, 大于35mM至约100mM,约40mM至约100mM,约45mM至约90mM,约 50mM至约75mM,或约15mM至约 100mM。在一些实施方案中,该配制剂 中的磷酸钠为约15mM,约20mM,约22mM,约 25mM,约 28mM,约30mM, 约35mM,约36mM,约40mM,约45mM,约50mM,约51mM,约55mM, 约60mM,约65mM, 约70mM,约75mM,约80mM,约85mM,约90mM, 约95mM,或约100mM,包括这些数值之间的每一个 数值。在一些实施方 案中,该配制剂包含组氨酸(诸如L-组氨酸)作为缓冲剂。在一些实施 方案 中,该配制剂的组氨酸为约15mM至约30mM,约20mM至约30mM,约22 mM至约28mM,大于 35mM至约100mM,约40mM至约100mM,约45mM 至约90mM,约50mM至约75mM,或约15mM至约

100mM。在一些实施方案中，该配制剂的组氨酸为约15mM, 约20mM, 约22mM, 约25mM, 约28mM, 约30mM, 约35mM, 约36mM, 约40mM, 约45mM, 约50mM, 约51mM, 约55mM, 约60mM, 约65mM, 约70mM, 约75mM, 约80mM, 约85mM, 约90mM, 约95mM, 或约100mM, 包括这些数值之间的每一个数值。

[0035] 在一些实施方案中，该配制剂进一步包含表面活性剂。在一些实施方案中，表面活性剂为聚山梨酯(诸如聚山梨酯20)或泊洛沙姆(诸如泊洛沙姆188)。在一些实施方案中，表面活性剂的浓度为约0.01%至约0.1%，约0.01%至约0.05%，或约0.02%至约0.04%。在一些实施方案中，表面活性剂的浓度为约0.01%，约0.02%，约0.03%，约0.04%，约0.05%，或约0.1%，包括这些数值之间的每一个数值。

[0036] 在一些实施方案中，该配制剂具有约5.5至约6.5, 约5.8至约6.8, 约5.9至约6.5, 约6.0至约6.5, 约6.0至约6.4, 或约6.0至约6.2的pH。在一些实施方案中，该配制剂具有约5.6, 约5.8, 约5.9, 约6.0, 约6.2, 约6.4, 约6.5, 约6.8, 或约7.0的pH, 包括这些数值之间的每一个数值。

[0037] 在一些实施方案中，该单克隆抗体未进行先冻干。在一些实施方案中，该单克隆抗体为全长抗体。在一些实施方案中，该单克隆抗体为IgG1, IgG2, 或IgG4抗体。在一些实施方案中，该单克隆抗体为人源化抗体，嵌合抗体或人抗体。在一些实施方案中，该单克隆抗体为包含抗原结合区的抗体片段。在一些实施方案中，该抗体片段为Fab或F(ab')₂片段。在一些实施方案中，该单克隆抗体结合VEGF。在一些实施方案中，该抗体为奥滨尤妥珠单抗。在一些实施方案中，该单克隆抗体容易聚集。

[0038] 在一些实施方案中，该单克隆抗体未进行先冻干。在一些实施方案中，该单克隆抗体为全长抗体。在一些实施方案中，该单克隆抗体为IgG1, IgG2, 或IgG4抗体。在一些实施方案中，该单克隆抗体为人源化抗体，嵌合抗体或人抗体。在一些实施方案中，该单克隆抗体为包含抗原结合区的抗体片段。在一些实施方案中，该抗体片段为Fab或F(ab')₂片段。在一些实施方案中，该单克隆抗体结合CD20。在一些实施方案中，该结合CD20的抗体为本文所述人源化B-Ly1抗体。在一些实施方案中，该结合CD20的抗体为包含选自SEQ ID NO:3至SEQ ID NO:19的重链可变区氨基酸序列和SEQ ID NO:20的轻链可变区氨基酸序列的抗体。在一些实施方案中，该抗体为奥滨尤妥珠单抗。在一些实施方案中，该单克隆抗体容易聚集。

[0039] 在一些实施方案中，该配制剂于-20°C稳定至少约6个月，至少约12个月，至少约15个月，至少约18个月，至少约19个月，至少约20个月，或至少约2年。在一些实施方案中，该配制剂是无菌的。在一些实施方案中，该配制剂用于对受试者施用。在一些实施方案中，该配制剂用于静脉内(IV), 皮下(SQ), 眼内(IO), 或肌肉内(IM)施用。

[0040] 另一方面，本发明提供生成药物配制剂的方法，其包括：(a)制备本文所述任一配制剂；并(b)评估该配制剂中的抗体的物理稳定性、化学稳定性、或生物学活性。在一些实施方案中，在该配制剂贮藏(例如于-20°C或-40°C)后约6个月、约12个月、约18个月、或约24个月评估该配制剂中的抗体的物理稳定性、化学稳定性、或生物学活性。

[0041] 另一方面，本发明提供治疗受试者中的疾病或病症的方法，其包括以有效治疗该疾病或病症的量对受试者施用本文所述任一配制剂。在一些实施方案中，该配制剂包含结合VEGF的抗体。在一些实施方案中，该抗体为贝伐珠单抗。在一些实施方案中，该疾病为癌

症。在一些实施方案中，该癌症选自结肠直肠癌，肺癌，乳腺癌，肾癌，和成胶质细胞瘤。

[0042] 另一方面，本发明提供治疗受试者中的疾病或病症的方法，其包括以有效治疗该疾病或病症的量对受试者施用本文所述任一制剂。在一些实施方案中，该制剂包含结合CD20的抗体。在一些实施方案中，该抗体为奥滨尤妥珠单抗。在一些实施方案中，该疾病为癌症。在一些实施方案中，该癌症为表达CD20的癌症，例如淋巴瘤，淋巴细胞性白血病，和多发性骨髓瘤。

[0043] 要理解，可以组合本文所述各个实施方案的一个、一些、或所有特性以形成本发明的其它实施方案。本发明的这些和其它方面对本领域技术人员会变得显而易见。通过下面的详述进一步描述本发明的这些和其它实施方案。

[0044] 附图简述

[0045] 图1A, 1B, 1C和1D显示诱导成核后含药学相关浓度的海藻糖的冷冻样品的表面上的直观海藻糖结晶，(图1A) 0.0% (wt/v) 海藻糖，(图1B) 2.0% (wt/v) 海藻糖，(图1C) 4.0% (wt/v) 海藻糖，和(图1D) 8.0% (wt/v) 海藻糖。

[0046] 图2A显示蔗糖(1)，海藻糖(2)，和甘露醇(3)的溶解度，作为温度的函数，如标注的。图2B描绘于-20°C冷冻和诱导成核28天之前和之后多种防冻配制剂中贝伐珠单抗的百分比高分子量种类，如通过HP-SEC测定的，如标注的。

[0047] 图3A, 3B和3C显示于-20°C (1), -14°C (2), 和-8°C (3) 冷冻保存的单抗1 (图3A), 贝伐珠单抗 (图3B), 和单抗3 (图3C) 快速冷冻样品的聚集的时间依赖性升高，如标注的。

[0048] 图4A和4B显示单抗3单体，二聚体，和高分子量种类 (HMWS) 的代表性大小排阻层析 (SEC) 层析图。(图4A) 冷冻速率的影响。单抗3样品以慢速(1)，正常(2)，和快速(3)冷冻速率(如标注的)冷冻并于-20°C储存12个月。显示了用于比较的研究对照(储存于-70°C)。(图4B) 储存温度的影响。单抗3样品以快速冷冻速率冷冻并于-20°C (3), -14°C (2), 和-8°C (1) 储存12个月，如标注的。显示了用于比较的研究对照(储存于-70°C)。

[0049] 图5显示此项研究中讨论的三种海藻糖形式的标准化NIR谱：无定形海藻糖(1)，海藻糖无水物(晶体)(2)，和海藻糖二水合物(晶体)(3)，如标注的。

[0050] 图6A1-图6C3显示使用(图6A1, 6B1, 和6C1)慢速冷冻，(图6A2, 6B2, 和6C2)正常冷冻，和(3)快速冷冻速率冷冻的(图6A1, 6A2和6A3)单抗1，(图6B1, 6B2, 和6B3)贝伐珠单抗，和(图6C1, 6C2, 和6C3)单抗3样品于-20°C, -14°C, 和-8°C储存12个月后的标准化NIR谱。

[0051] 图7A, 7B和7C显示于-20°C储存12个月后含(图7A) 0mg/mL贝伐珠单抗，(图7B) 25mg/mL贝伐珠单抗，和(图7C) 100mg/mL贝伐珠单抗的制剂中无定形(1)和结晶(2)海藻糖的浓度。图7D和7E显示框图，展示于-20°C储存12个月后含(图7D) 25mg/mL贝伐珠单抗和(图7E) 100mg/mL贝伐珠单抗的海藻糖制剂的百分比高分子量种类。

[0052] 图8A和8B显示结晶海藻糖二水合物(图8A)和百分比高分子量种类(图8B)的百分比，作为总海藻糖：单抗比(wt/wt)的函数。高分子量种类是使用HP-SEC测量的，而海藻糖二水合物浓度是使用FT-NIR测定的。

[0053] 发明详述

[0054] I. 定义

[0055] 在详细描述本发明之前，应当理解本发明不限于特定组合物或生物学系统，它们当然可以有所变化。还应理解本文中所使用的术语仅出于描述特定实施方案的目的，并非

意图对其进行限制。如本说明书和所附权利要求中使用的，单数形式“一个”、“一种”和“该”包括复数所指物，除非另有明确说明。如此，例如，提及“一个/种分子”任选包括两个/种或更多个/种此类分子的组合，诸如此类。

[0056] 如本文中使用的，术语“约”指技术领域技术人员容易知道的相应数值的常规误差范围。本文中提到“约”数值或参数包括(且描述)涉及该数值或参数本身的实施方案。

[0057] 理解的是，本文所述发明的各个方面和实施方案包括“包含”、“由……组成”、和“基本上由……组成”方面和实施方案。

[0058] 术语“药物制剂”指如下形式的制备物，使得容许活性组分的生物学活性有效，且不含别的对会施用制剂的受试者有不可接受的毒性的成分。此类制剂是无菌的。“药学可接受”赋形剂(媒介、添加剂)为那些可合理施用于受试哺乳动物以提供有效剂量的所采用的活性组分。

[0059] “无菌”制剂没有活菌或者没有或基本上没有所有活的微生物及其孢子。

[0060] “冷冻”制剂为一种处于0°C以下的温度的。一般地，冷冻制剂不是冷冻干燥的，也未进行在先或后续冻干。在某些实施方案中，冷冻制剂包含供贮藏的冷冻药物物质(在不锈钢罐中)或冷冻药物产品(在最终管形瓶构造中)。

[0061] “稳定”制剂为一种其中的蛋白质在贮藏后基本上保留其物理稳定性和/或化学稳定性和/或生物学活性的。优选地，制剂在贮藏后基本上保留其物理和化学稳定性，以及其生物学活性。贮藏期一般基于制剂的预定架存期来选择。多种用于测量蛋白质稳定性的分析技术是本领域可得的且综述于例如Peptide and Protein Drug Delivery, 247-301, Vincent Lee Ed., Marcel Dekker, Inc., New York, N.Y., Pubs. (1991) 及 Jones, A. Adv. Drug Delivery Rev. 10:29-90 (1993)。可测量在预定温度贮藏预定时间段后的稳定性。在某些实施方案中，制剂于约40°C稳定至少约1、2、3、4、5、6、7、14、21、28、或更多天。在某些实施方案中，制剂于约40°C稳定至少约1、2、3、4、5、6、7、8、或更多周。在某些实施方案中，制剂于约25°C稳定至少1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、或更多个月。在某些实施方案中，制剂于约5°C稳定至少1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、或更多个月。在某些实施方案中，制剂于5°C或-20°C稳定至少1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、或更多个月。另外，制剂优选在冷冻(至例如-20°C、-40°C或-70°C)和融化制剂后(例如在1、2、3、4或5个循环的冷冻和融化后)稳定。可以多种不同方式定性和/或定量评估稳定性，包括评估聚集形式(例如使用大小排阻层析、通过测量浊度、和/或通过视觉检查)；使用阳离子交换层析、图像毛细管等电聚焦(icIEF)或毛细管区带电泳评估电荷异质性；氨基末端或羧基末端序列分析；质谱分析；SDS-PAGE分析以比较还原型(reduced)和完整抗体；肽图(例如胰蛋白酶或LYS-C)分析；评估抗体的生物学活性或抗原结合功能；等。不稳定性可涉及下述一项或多项：聚集，脱酰胺(例如Asn脱酰胺)，氧化(例如Met氧化)，异构化(例如Asp异构化)，修剪/水解/片段化(例如铰链区片段化)，琥珀酰亚胺形成，不配对的半胱氨酸，N端延伸，C

端加工,糖基化差异,等。

[0062] 若在视觉检查颜色和/或澄清度时,或根据UV光散射或大小排阻层析的 测量,蛋白质显示很少的聚集、沉淀和/或变性或没有上述迹象的话,则它在 药物制剂中“保留其物理稳定性”。

[0063] 若在给定时间的化学稳定性使得蛋白质被认定为仍然保留其生物学活性,如下文定义的,则蛋白质在药物制剂中“保留其化学稳定性”。化学稳定性可通过检测和定量蛋白质的化学改变形式来评估。化学改变可涉及大小 修饰(例如修剪),这可使用例如大小排阻层析、SDS-PAGE 和/或基质辅助 激光解吸电离/飞行时间质谱术(MALDI/TOF MS) 来评估。其它类型的化学改 变包括电荷改变(例如因脱酰胺而发生的),其可通过例如离子交换层析或 icIEF 来评估。

[0064] 若抗体在给定时间的生物学活性在制备药物制剂时展现的生物学活性的约 10%之内(在测定法的误差之内),如在例如抗原结合测定法中测定 的,则抗体在药物制剂中“保留其生物学活性”。本文中下文详述了用于抗 体的其它“生物学活性”测定法。

[0065] 如本文中使用的,单克隆抗体的“生物学活性”指抗体结合抗原的能力。它可进一步包括抗体结合抗原并导致可测量的生物学应答,其可在体外或在 体内测量。此类活性可以是拮抗性的或激动性的。

[0066] “脱酰胺”单克隆抗体在本文中为它的一个或多个天冬酰胺残基已被衍 生例如天冬氨酸或异天冬氨酸的单克隆抗体。

[0067] “对脱酰胺易感的”抗体为包含一个或多个发现倾向于脱酰胺的残基的 抗体。

[0068] “对聚集易感的”抗体为发现与其它抗体分子聚集(尤其在冷冻和/或搅动 时)的抗体。

[0069] “对片段化易感的”抗体为发现被切割成两个或更多个片段(例如在其铰 链区处)的抗体。

[0070] “降低脱酰胺、聚集、或片段化”意图相对于在不同制剂中配制的单克 隆抗体,阻止或降低脱酰胺、聚集、或片段化的量。

[0071] 配制的抗体优选基本上纯的且希望基本上同质的(例如没有污染性蛋白 质等)。“基本上纯的”抗体表示基于组合物的总重量,组合物包含以重量计 至少约90%、优选以重量计至少约95%的抗体。“基本上同质的”抗体表示基 于组合物的总重量,组合物包含以重量计至少约99%的抗体。

[0072] “等张”表示感兴趣的制剂与人血液具有基本上相同的渗透压。等张配 制剂一般会具有约250至350m0sm的渗透压。等张性可使用例如蒸气压或冰 冻型渗透压计来测量。在一些实施方案中,制剂具有大于约240m0sm/kg 的摩尔渗透压浓度。

[0073] 如本文中使用的,“缓冲液”指通过其酸-碱配合成分的作用来抵抗pH变 化的缓冲溶液。本发明的缓冲液优选具有在约4.5至约7.0,优选约5.6至约7.0, 例如约5.6至6.9、5.7至6.8、5.8至6.7、5.9至6.6、5.9至6.5、6.0、6.0至6.4、或 6.1至6.3的范围中的pH。在一个实施方案中,缓冲液具有pH 5.6、5.7、5.8、5.9、6.0、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、6.8、6.9、或7.0。例如,会控 制pH在此范围中的缓冲液的一个例子是磷酸钠。

[0074] 如本文中使用的,“表面活性剂”指表面活性作用剂,优选非离子型表面 活性剂。本文中的表面活性剂的例子包括聚山梨酯(例如聚山梨酯20和聚山 梨酯80);泊洛沙姆(例

如泊洛沙姆188) ; Triton; 十二烷基硫酸钠(SDS) ; 月桂基硫酸钠; 辛基糖昔钠; 月桂基-、肉豆蔻基-、亚油基-、或硬脂酰基- 磺基甜菜碱; 月桂基-、肉豆蔻基-、亚油基-、或硬脂酰基- 肌氨酸; 亚油基-、肉豆蔻基、或鲸蜡基- 甜菜碱; 月桂酰氨基丙基-、椰油酰氨基丙基-、亚油酰 氨基丙基-、肉豆蔻酰氨基丙基-、棕榈酰氨基丙基-、或异硬脂酰氨基丙基- 甜菜碱(例如月桂酰氨基丙基); 肉豆蔻酰氨基丙基-、棕榈酰氨基丙基-、或 异硬脂酰氨基丙基-二甲胺; 甲基椰油基牛磺酸钠或甲基油基牛磺酸二钠; 和MONAQUATTM系列(Mona Industries, Inc., Paterson, N.J.) ; 聚乙二醇、聚丙二醇、及乙二醇和丙二醇共聚物(例如Pluronics、PF68等); 等。在一个实施方案中,本文中的表面活性剂为聚山梨酯20。

[0075] 在药理学意义上,在本发明的语境中,抗体的“治疗有效量”指有效预防 或治疗抗体可有效治疗的病症的量。“病症”为会受益于抗体处理的任何状 况。这包括慢性和急性病症或疾病,包括那些使哺乳动物易患所讨论病症的 病理状况。

[0076] “防腐剂”为如下的化合物,其可任选地包括在制剂中以本质上降低其中的细菌作用,如此便于生产例如多次使用制剂。潜在防腐剂的例子包括 十八烷基二甲基苯甲基氯化铵、氯己双胺、苯扎氯铵(烃基苯甲基二甲基氯 化铵的混合物,其中烃基是长链化合物)、和苄索氯铵。其它类型的防腐剂 包括芳香醇诸如酚、丁醇和苯甲醇,烃基对羟基苯甲酸酯诸如对羟基苯甲酸 甲酯或丙酯,邻苯二酚,间苯二酚,环己醇,3-戊醇,和间甲酚。在一个实 施方案中,本文中的防腐剂为苯甲醇。

[0077] 如本文中使用的,术语“VEGF”或“VEGF-A”指165个氨基酸的人血管内 皮细胞生长因子及相关的121个、189个和206个氨基酸的人血管内皮细胞生 长因子,如Leung et al. (1989) Science 246:1306; 及Houck et al. (1991) Mol. Endocrin.5:1806所述,及其天然存在等位基因形式和加工形式。术语“VEGF” 还指来自非人物种诸如小鼠、大鼠或灵长类动物的VEGF。有时,来自特定 物种的VEGF表示如下,hVEGF表示人VEGF,mVEGF表示小鼠VEGF, 等 等。术语“VEGF”还用于指包含165个氨基酸的人血管内皮细胞生长因子的氨 基酸第8-109位或第1-109位的截短形式多肽。本申请中可能通过例如“VEGF (8-109)”、“VEGF (1-109)”或“VEGF₁₆₅”来鉴别任何此类形式VEGF。“截短的” 天然VEGF的氨基酸位置如天然VEGF 序列中所示编号。例如,截短的天然 VEGF中的第17位氨基酸(甲硫氨酸)也是天然VEGF中的 第17位(甲硫氨酸)。截短的天然VEGF具有与天然VEGF相当的对KDR和Flt-1受体的结合亲 和力。

[0078] “VEGF生物学活性”包括对任何VEGF受体的结合或任何VEGF信号传导 活性,诸如 调节正常的和异常的血管发生(angiogenesis) 和脉管发生 (vasculogenesis) 二者 (Ferrara and Davis-Smyth (1997) Endocrine Rev.18:4-25; Ferrara (1999) J.Mol.Med.77:527-543) ;促进胚胎脉管发生和血管发生 (Carmeliet et al. (1996) Nature 380:435-439; Ferrara et al. (1996) Nature 380:439-442) ;及调控雌性生殖道中的 和为了骨生长和软骨形成的周期性血 管增殖(Ferrara et al. (1998) Nature Med.4: 336-340; Gerber et al. (1999) Nature Med.5:623-628) 。在作为血管发生和脉管发生中的 血管发生因子之外, VEGF,作为多效生长因子,在其它生理过程诸如内皮细胞存活、血管通透 性和血管舒张、单核细胞趋化性和钙内流中展现出多种生物学效应(Ferrara and Davis-Smyth (1997) ,见上文;及Cebe-Suarez et al. Cell.Mol.Life Sci. 63:601-615 (2006))。此外,最近的研究报道了VEGF对少数非内皮细胞类型 诸如视网膜色素上皮细胞、

胰导管细胞、和许旺 (Schwann) 细胞的促有丝分裂效应 (Guerrin et al. (1995) J. Cell Physiol. 164:385-394; Oberg-Welsh et al. (1997) Mol. Cell. Endocrinol. 126:125-132; Sondell et al. (1999) J. Neurosci. 19:5731-5740)。

[0079] “VEGF拮抗剂”或“VEGF特异性拮抗剂”指能够结合VEGF,降低VEGF 表达水平,或者中和、阻断、抑制、消除、降低或干扰VEGF生物学活性(包括但不限于VEGF与一种或多种VEGF受体的结合及由VEGF介导的血管发生和内皮细胞存活或增殖)的分子。在本发明的方法中有用的VEGF特异性 拮抗剂包括特异性结合VEGF的多肽、抗VEGF抗体及其抗原结合片段、特异 性结合VEGF由此使其隔绝与一种或多种受体结合的受体分子和衍生物、融合蛋白(例如VEGF-Trap (Regeneron))、和VEGF₁₂₁-白树毒素 (Peregrine)。VEGF特异性拮抗剂还包括VEGF多肽的拮抗性变体、针对VEGF的反义核碱 基寡聚物、针对VEGF的小RNA分子、RNA适体、肽体、和针对VEGF的核 酶。VEGF特异性拮抗剂还包括结合VEGF且能够阻断、抑制、消除、降低、或干扰VEGF生物学活性的非肽小分子。如此,术语“VEGF活性”明确包括 VEGF介导的VEGF生物学活性。在某些实施方案中,VEGF拮抗剂将VEGF 的表达水平或生物学活性降低或抑制了至少10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%或更多。

[0080] “抗VEGF抗体”指以足够亲和力和特异性结合VEGF的抗体。在某些实施 方案中,所选择的抗体通常会具有足够的对VEGF的结合亲和力,例如,该 抗体可以以介于100nM-1pM之间的K_d值结合hVEGF。抗体亲和力可通过例 如基于表面等离振子共振的测定法(诸如PCT申请公开文本No. WO2005/012359中所记载的BIAcore测定法);酶联免疫吸附测定法(ELISA) ; 和竞争测定法(例如RIA) 来测定。

[0081] 在某些实施方案中,抗VEGF抗体可用作治疗剂,用于靶向和干扰其中 牵涉VEGF活性的疾病或疾患。还有,该抗体可进行其它生物学活性测定法, 例如为了评估其作为治疗剂的效力。此类测定法是本领域已知的,而且取决于抗体的靶抗原和预定用途。例子包括HUVEC抑制测定法;肿瘤细胞生长 抑制测定法(如例如WO 89/06692中所记载的);抗体依赖性细胞的细胞毒性 (ADCC) 和补体介导的细胞毒性 (CDC) 测定法(美国专利No. 5,500,362) ; 及激 动活性或造血测定法(参见WO 95/27062)。抗VEGF抗体通常不会结合其它 VEGF同系物,诸如VEGF-B或VEGF-C,也不会结合其它生长因子,诸如 P1GF、PDGF或bFGF。在一个实施方案中,抗VEGF抗体是与杂交瘤ATCC HB 10709所生成的单克隆抗VEGF抗体A4.6.1结合相同表位的单克隆抗体。在另 一个实施方案中,抗VEGF抗体是依照Presta et al. (1997) Cancer Res. 57:4593-4599生成的重组人源化抗VEGF单克隆抗体,包括但不限于称作贝伐 珠单抗(Bevacizumab,BV;AVASTIN®)的抗体。

[0082] 抗VEGF抗体“贝伐珠单抗(BV)”,也称作“rhuMAb VEGF”或 “AVASTIN®”,是一种依照Presta et al. (1997) Cancer Res. 57:4593-4599生成 的重组人源化抗VEGF单克隆抗体。它涵盖突变的人IgG1框架区和来自鼠抗 hVEGF单克隆抗体A.4.6.1(其阻断人VEGF对其受体的结合)的抗原结合互 补决定区。贝伐珠单抗大约93%的氨基酸序列,包括大部分框 架区,衍生自 人IgG1,而大约7%的序列衍生自小鼠抗体A4.6.1。贝伐珠单抗具有约149,000 道尔顿的分子量,而且是糖基化的。贝伐珠单抗和其它人源化抗VEGF抗体 进一步记载于2005年2月26日公告的美国专利No.6,884,879,通过述及明确将 其完整公开内容收入本文。

[0083] 如本文中使用的,术语“B20系列多肽”指包括结合VEGF的抗体的多肽。B20系列多

肽包括但不限于自B20抗体的序列衍生的抗体或美国公开文本No. 20060280747, 美国公开文本No.20070141065和/或美国公开文本No. 20070020267中记载的B20衍生抗体,通过述及明确将这些专利申请的内容收入本文。在一个实施方案中,B20系列多肽是美国公开文本No.20060280747, 美国公开文本No.20070141065和/或美国公开文本No.20070020267中记载的 B20-4.1。在另一个实施方案中,B20系列多肽是美国专利No.7,910,098中记载的B20-4.1.1,通过述及将其完整公开内容收入本文。

[0084] 如本文中使用的,术语“G6系列多肽”指包括结合VEGF的抗体的多肽。G6系列多肽包括但不限于自G6抗体的序列衍生的抗体或美国公开文本No. 20060280747, 美国公开文本No.20070141065和/或美国公开文本No. 20070020267中记载的G6衍生抗体。美国公开文本No.20060280747, 美国公开文本No.20070141065和/或美国公开文本No.20070020267中记载的G6系列多肽包括但不限于G6-8,G6-23和G6-31。

[0085] 对于别的抗体,参见美国专利No.7,060,269,6,582,959,6,703,020; 6,054,297; W098/45332; WO 96/30046; WO94/10202; EP 0666868B1; 美国专利申请公开 No.2006009360,20050186208,20030206899,20030190317, 20030203409, 和20050112126; 及Popkov et al., Journal of Immunological Methods 288:149-164 (2004)。在某些实施方案中,其它抗体包括那些结合人 VEGF上包含残基F17,M18,D19,Y21,Y25,Q89,I91,K101, E103, 和C104或者包含残基F17,Y21,Q22,Y25,D63,I83和Q89的功能性表位的。

[0086] 还知道其它抗VEGF抗体,而且记载于例如Liang et al., J Biol Chem 281, 951-961 (2006)。

[0087] 如本文中使用的,“CD20”指人B淋巴细胞抗原CD20(也称为CD20、B 淋巴细胞表面抗原B1、Leu-16、Bp35、BM5、和LF5;序列以SwissProt数据 库条目P11836为特征)是一种位于前B和成熟B淋巴细胞上的具有约35kD分子量的疏水性跨膜蛋白(Valentine, M.A. et al., J. Biol. Chem. 264 (19) (1989) 11282-11287; Tedder, T.F. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 85 (1988) 208-12; Stamenkovic, I. et al., J. Exp. Med. 167 (1988) 1975-80; Einfeld, D.A. et al., EMBO J. 7 (1988) 711-7; Tedder, T.F. et al., J. Immunol. 142 (1989) 2560-8)。相应的人基因是跨膜4域,A亚家族,成员1,又称为MS4A1。此基因编码跨膜 4A基因家族的一个成员。此初生蛋白质家族的成员以共同的结构特征和相似 的内含子/外显子剪接边界为特征,并且在造血细胞和非淋巴样组织中展现出 独特的表达样式。此基因编码B淋巴细胞表面分子,其在B细胞发育及分化 成浆细胞中发挥作用。在一簇家族成员中,此家族成员定位于11q12。此基 因的可变剪接产生编码相同蛋白质的两种转录物变体。

[0088] 术语“CD20”和“CD20抗原”在本文中可互换使用,包括由细胞天然表达 的或者在用CD20基因转染的细胞上表达的人CD20的任何变体、同等型和物种同系物。本发明的抗体对CD20抗原的结合通过灭活CD20而介导对表达 CD20的细胞(例如肿瘤细胞)的杀伤。可以通过下列一项或多项机制而发 生对表达CD20的细胞的杀伤:细胞死亡/凋亡诱导、ADCC和CDC。

[0089] 如本领域中认可的,CD20的同义词包括B淋巴细胞抗原CD20、B淋巴细胞表面抗原B1、Leu-16、Bp35、BM5、和LF5。

[0090] 依照本发明的术语“抗CD20抗体”是特异性结合CD20抗原的抗体。根据 抗CD20抗

体对CD20抗原的结合特性和生物学活性,两种类型的抗CD20抗体(I型和II型抗CD20抗体)可以依照Cragg,M.S.et al.,Blood 103(2004) 2738-2743;及Cragg,M.S.et al.,Blood 101(2003) 1045-1052区别,参见表1。

[0091] 表1:I型和II型抗CD20抗体的特性

	I型 抗CD20抗体	II型 抗CD20抗体
	I型 CD20表位	II型 CD20表位
[0092]	将CD20定位于脂筏	不将CD20定位于脂筏
	升高的CDC (若为IgG1同种型的话)	降低的CDC (若为IgG1同种型的话)
	ADCC活性	ADCC活性
	(若为IgG1同种型的话)	(若为IgG1同种型的话)
[0093]	完全的结合性能	降低的结合性能
	同型聚集	更强的同型聚集
	交联后的凋亡诱导	在没有交联的情况下强烈的细胞死亡诱导

[0094] II型抗CD20抗体的例子包括例如人源化B-Ly1抗体IgG1(一种嵌合的人源化IgG1抗体,如披露于WO 2005/044859中的)、11B8IgG1(如披露于WO 2004/035607中的)、和AT80IgG1。通常,IgG1同种型的II型抗CD20抗体显示特征性的CDC特征。与IgG1同种型的I型抗体相比,II型抗CD20抗体具有降低的CDC(若为IgG1同种型的话)。

[0095] I型抗CD20抗体的例子包括例如利妥昔单抗、HI47IgG3(ECACC,杂交瘤)、2C6IgG1(如披露于WO 2005/103081中的)、2F2IgG1(如披露于 WO 2004/035607和WO 2005/103081的)和2H7IgG1(如披露于WO 2004/056312中的)。

[0096] 依照本发明的无岩藻糖基化抗CD20抗体优选是II型抗CD20抗体,更优选是WO 2005/044859和WO 2007/031875中描述的无岩藻糖基化人源化B-Ly1抗体。

[0097] “利妥昔单抗”抗体(参照抗体;I型抗CD20抗体的例子)是一种针对人CD20抗原的含有人γ1鼠恒定域的遗传工程嵌合单克隆抗体。然而,这种抗体不是糖工程化的且不是无岩藻糖基化的,因此具有至少85%的岩藻糖量。此嵌合抗体含有人γ1恒定域,并且在1998年4月17日公告的归于IDEC Pharmaceuticals Corporation的US 5,736,137(Andersen等)中以名称“C2B8”鉴定。利妥昔单抗批准用于治疗复发性或顽固性低级或滤泡性、CD20阳性、B细胞非何杰金氏淋巴瘤患者。体外作用机制研究已经显示了利妥昔单抗展现出人补体依赖性细胞毒性(CDC)(Reff,M.E.et al.,Blood 83(2)(1994) 435-445)。另外,它在测量抗体依赖性细胞的细胞毒性(ADCC)的测定法中展现出活性。

[0098] 术语“人源化B-Ly1抗体”指如WO 2005/044859和WO 2007/031875中所披露的人源化B-Ly1抗体,其通过用来自IgG1的人恒定域嵌合化及接着的人源化自鼠单克隆抗CD20抗体B-Ly1(鼠重链可变区(VH):SEQ ID NO:1;鼠轻链可变区(VL):SEQ ID NO:2(参见

Poppema, S. and Visser, L., Biotest Bulletin 3 (1987) 131-139) 获得(参见WO 2005/044859和WO 2007/031875)。这些“人源化B-Ly1抗体”详细披露于WO 2005/044859和WO 2007/031875中。

[0099] 在一个实施方案中,“人源化B-Ly1抗体”具有选自下组的重链可变区 (VH) :SEQ ID NO:3至SEQ ID NO:19 (WO 2005/044859和WO 2007/031875 的B-HH2至B-HH9和B-HL8至B-HL17)。在一个具体的实施方案中,此类可 变域选自下组:SEQ ID No.3、4、7、9、11、13和15 (WO 2005/044859和 WO 2007/031875的B-HH2、B-HH3、B-HH6、B-HH8、B-HL8、B-HL11和 B-HL13)。在一个具体的实施方案中,“人源化B-Ly1抗体”具有轻链可变区 (VL) SEQ ID No:20 (WO 2005/044859和WO 2007/031875的B-KV1)。在一个 具体的实施方案中,“人源化B-Ly1抗体”具有重链可变区 (VH) SEQ ID No:7 (WO 2005/044859和WO 2007/031875的B-HH6) 和轻链可变区 (VL) SEQ ID No:20 (WO 2005/044859和WO 2007/031875的B-KV1)。此外,在一个实施 方案中,人源化B-Ly1抗体是IgG1抗体。依照本发明,依照记载于WO 2005/044859、WO 2004/065540、WO 2007/031875、Umana, P. et al., Nature Biotechnol. 17 (1999) 176-180及 WO 99/154342中的规程在Fc区中糖工程化改 造(GE) 此类无岩藻糖基化人源化B-Ly1抗体。在一个实施方案中,无岩藻糖 基化糖工程人源化B-Ly1是B-HH6-B-KV1 GE。在一个实施方案中,抗CD20 抗体为奥滨尤妥珠单抗 (recommended INN, WHO Drug Information, Vol. 26, No. 4, 2012, p. 453)。如本文中使用的,奥滨尤妥珠单抗与GA101或 R05072759同义。这替换所有先前的版本(例如Vol. 25, No. 1, 2011, p. 75-76), 而且以前称作afutuzumab (recommended INN, WHO Drug Information, Vol. 23, No. 2, 2009, p. 176; Vol. 22, No. 2, 2008, p. 124)。在一些实施方案中,人源化 B-Ly1抗体为包含如下重链和轻链的抗体或其抗原结合片段,该重链包含 SEQ ID NO:21的氨基酸序列,该轻链包含SEQ ID NO:22的氨基酸序列。在 一些实施方案中,人源化B-Ly1抗体包含如下重链可变区和轻链可变区,该 重链可变区包含SEQ ID NO:21的三个重链CDR,该轻链可变区包含SEQ ID NO:22的三个轻链CDR。

[0100] 重链 (SEQ ID NO:21)

QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYAFS YSWINWVRQA PGQGLEWMGR 50

[0101] IFPGDGDTDY NGKFKGRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARNV 100

FDGYWLVYWG QGTLTVVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD 150

YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFPAVLQSSG LYSLSSVVTV PSSSLGTQTY 200

ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK 250

DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNKA TKPREEQYNS 300

[0102] TYRVSLSLTW LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV 350

YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESENQPE NNYKTPPPVL 400

DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK 449

[0103] 轻链 (SEQ ID NO:22)

DIVMTQTPLS LPVTPGEPAS ISCRSSKSLL HSNGITYLYW YLQKPGQSPQ 50
 LLIYQMSNLV SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCAQNLELP 100
 [0104] YTFGGGTKE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK 150
 VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEHKVYACE 200
 VTHQGLSSPV TKSFNRGEC 219

[0105] 在一些实施方案中,人源化B-Ly1抗体是无岩藻糖基化糖工程化人源化 B-Ly1。此类糖工程人源化B-Ly1抗体在Fc区中具有改变的糖基化样式,优选 具有降低的岩藻糖残基水平。优选地,岩藻糖量占Asn297处的寡糖总量的 60%或更少(在一个实施方案中,岩藻糖的量是40%至60%,在另一个实施 方案中,岩藻糖的量是50%或更少,且在又一个实施方案中,岩藻糖的量是 30%或更少)。而且,Fc区的寡糖优选是两分的。这些糖工程人源化B-Ly1抗 体具有升高的ADCC。

[0106] 寡糖组分可以显著影响与治疗性糖蛋白的功效有关的特性,包括物理稳 定性、对蛋白酶攻击的抗性、与免疫系统的相互作用、药动学、和特定生物 学活性。此类特性可以不仅取决于寡糖的存在或缺乏,而且还取决于寡糖的 特定结构。可以做出寡糖结构与糖蛋白功能间的一些概括。例如,某些寡糖 结构经由与特定碳水化合物结合蛋白的相互作用来介导糖蛋白自血流的快 速清除,而其它寡糖结构可以被抗体结合,并且触发不想要的免疫反应。(Jenkins,N.,Nature Biotechnol.14(1996) 975-81)。

[0107] 哺乳动物细胞由于其以对于人应用最相容的形式使蛋白质糖基化的性 能而成为 用于生产治疗性糖蛋白的优选宿主(Cumming,D.A. et al., Glycobiology 1(1991) 115-30; Jenkins,N. et al.,Nature Biotechnol.14(1996) 975-81)。细菌糖基化蛋白质非常罕 见,并且与其它类型的常见宿主,诸如酵 母、丝状真菌、昆虫和植物细胞一样,其产生与自 血流快速清除、不想要的 免疫相互作用、和(在一些特定的情况下)降低的生物学活性有关 的糖基化 样式。在哺乳动物细胞中,在过去二十年期间最常使用中国仓鼠卵巢(CHO) 细胞。在给出合适的糖基化样式外,这些细胞容许遗传稳定的、高生产性克 隆细胞系的一致 生成。它们可以使用无血清培养基在简单的生物反应器中培 养至高密度,并且容许开发安 全且可再现的生物工艺。其它常用的动物细胞 包括幼仓鼠肾(BHK) 细胞、NS0和SP2/0-小鼠 骨髓瘤细胞。新近,还已经测试 了来自转基因动物的生成(Jenkins,N.,Nature Biotechnol.14(1996) 975-981)。

[0108] 所有抗体在重链恒定区中的保守位置处都含有碳水化合物结构,其中每 种同种型拥有独特的一批N连接的碳水化合物结构,其易变地影响蛋白质装 配、分泌或功能性活 性。(Wright,A. and Morrison,S.L., Trends Biotech.15 (1997) 26-32)。根据加工程度,附 着的N连接的碳水化合物的结构变化得相 当大,并且可以包括高甘露糖的、多分支的及双 触角(biantennary) 复合寡糖。(Wright,A. and Morrison,S.L., Trends Biotech.15 (1997) 26-32)。通常,存在 着对特定糖基化位点处附着的核心寡糖结构的异质加工,使得 甚至单克隆抗 体以多种糖化同种型(glycoform)存在。同样地,已经显示了细胞系间存在抗 体糖基化的重大差异,并且甚至对在不同培养条件下培养的给定细胞系看到 轻微差 异。(Lifely,M.R. et al.,Glycobiology 5 (8) (1995) 813-22)。

[0109] 一种在维持简单的生产工艺并潜在地避免显著的、不想要的副作用的情 况中获

得效力大幅升高的方式是通过工程化改造单克隆抗体的寡糖组分来 增强其天然的、细胞介导的效应器功能,如记载于Umana,P.et al.,Nature Biotechnol.17(1999) 176-180和US 6,602,684的。IgG1型抗体(即癌症免疫疗法中最常使用的抗体)是在每个CH2域中的Asn297处具有保守的N连接的糖基化位点的糖蛋白。附着于Asn297的两个复合双触角寡糖掩埋于各CH2域间,与多肽主链形成广泛的接触,并且其存在对于抗体介导效应器功能诸如 抗体依赖性细胞的细胞毒性(ADCC)是至关重要的(Lifely,M.R.et al., Glycobiology 5 (1995) 813-822; Jefferis,R.et al., Immunol Rev.163 (1998) 59-76; Wright,A.and Morrison,S.L., Trends Biotechnol.15 (1997) 26-32)。

[0110] 先前显示了 β (1,4)-N-乙酰葡萄糖胺转移酶II1("GnTII17y") (一种催化两分型寡糖形成的糖基转移酶)在中国仓鼠卵巢(CHO)细胞中的过表达显著提高 由工程化改造的CHO细胞生成的抗成神经细胞瘤嵌合单克隆抗体(chCE7)的 体外ADCC活性。(参见Umana, P.et al.,Nature Biotechnol.17(1999) 176-180; 及WO 99/154342,在此通过提及而收录其全部内容)。抗体chCE7属于具有 高肿瘤亲和力和特异性,但是在缺乏GnTIII酶的标准工业细胞系中生产时具有太少的效力以致在临幊上无用的一大类未缀合的单克隆抗体(Umana,P.et al.,Nature Biotechnol.17(1999) 176-180)。该研究第一次显示了可以通过工程化改造抗体生成细胞以表达GnTIII来获得ADCC活性的大幅升高,其还导致 恒定区(Fc)结合的两分型寡糖(包括两分型非岩藻糖基化寡糖)比例的增加, 高于天然存在的抗体中找到的水平。

[0111] “治疗”指治疗性处理和预防性或防范性措施二者。需要治疗的受试者包括早就患有病症的受试者以及要预防病症的受试者。

[0112] “病症”指将会从处理中获益的任何疾患,包括但不限于慢性和急性病症,或者包括那些使哺乳动物趋向于所讨论病症的病理状况的疾病。病症包括血管发生性病症。如本文中使用的,“血管发生性病症”指涉及异常血管发 生或异常血管通透性或渗漏的任何疾患。本文中要治疗的血管发生性病症的 非限制性例子包括恶性和良性肿瘤;非白血病和淋巴样恶性肿瘤;和特别是 肿瘤(癌症)转移。

[0113] “异常血管发生”发生于病情中的或引起病情的新血管生长过度或其它 方面不当(例如从医学观点看不良的血管发生位置、时机、程度、或启动) 时。在一些情况下,过度的、失控的、或其它方面不当的血管发生发生于有 促成病情恶化或引起病情的新血管生长时。新血管可供应患病组织,破坏正 常组织,而且,在癌症的情况下,新血管可容许肿瘤细胞逃入循环并停留在 其它器官中(肿瘤转移)。涉及异常血管发生的病症的例子包括但不限于 癌 症,尤其是血管化实体瘤和转移瘤(包括结肠癌、肺癌(尤其是小细胞肺癌、或前列腺癌),由眼部新血管形成引起的疾病尤其是糖尿病性失明、视网膜 病变、原发性糖尿病性视网膜病变(principally diabetic retinopathy)或老年性黄 斑变性,脉络膜新血管形成(CNV),糖尿病黄斑水肿,病理性近视,von Hippel-Lindau病,眼部组织胞浆菌病,视网膜中央静脉阻塞(CRVO),角膜新 血管形成,视网膜新血管形成和发红;银屑病、银屑病关节炎、成血管细胞 瘤诸如血管瘤;炎性肾病,诸如肾小球肾炎,尤其是膜增生性肾小球肾炎、溶 血性尿毒综合征(haemolytic uremic syndrome)、糖尿病肾病或高血压肾硬 化;各种炎性 疾病,诸如关节炎,尤其是类风湿性关节炎、炎性肠病、银屑 病、结节病、动脉硬化和移植后 发生的疾病、子宫内膜异位症或慢性哮喘, 及其它疾患。

[0114] “异常血管通透性”发生于疾病状态中的或引起疾病状态的血管与血管 外区室之间的流体、分子(例如离子和营养物)和细胞(例如淋巴细胞)的 流动过度或其它方面不当(例如从医学观点看不良的血管通透性位置、时间、程度、或启动)时。异常血管通透性可导致过度的或其它方面不当的离子、水、营养物、或细胞经由血管系统“渗漏”。在有些情况下,过度的、失控的、或其它方面不当的血管通透性或血管渗漏加剧或诱发疾病状态,包括例如与 肿瘤(包括脑瘤)有关的水肿;与恶性肿瘤有关的腹水;梅格斯氏(Meigs) 综合征;肺部炎症;肾病综合症;心包积液;胸腔积液;与心血管疾病(诸 如心肌梗死和中风后的疾患)有关的通透性等等。本发明涵盖治疗那些形成 或有风险形成与异常血管通透性或渗漏有关的疾病和病症的患者。

[0115] 术语“细胞增殖性病症”和“增殖性病症”指与一定程度的异常细胞增殖有关的病症。在一个实施方案中,细胞增殖性病症指癌症。在一个实施方案中,细胞增殖性病症是肿瘤。

[0116] “肿瘤”在用于本文时指所有赘生性(neoplastic)细胞生长和增殖,无论是 恶性的还是良性的,及所有癌前(pre-cancerous)和癌性细胞和组织。术语“癌 症”、“癌性”、“细胞增殖性病症”、“增殖性病症”和“肿瘤”在本文中提到时并 不互相排斥。

[0117] 术语“癌症”和“癌性”指向或描述哺乳动物中特征通常为细胞生长不受调节的生理疾患。癌症的例子包括但不限于癌,淋巴瘤、母细胞瘤、肉瘤和白 血病或淋巴样恶性肿瘤。此类癌症的更具体例子包括但不限于鳞状细胞癌 (例如上皮鳞状细胞癌)、肺癌(包括小细胞肺癌、非小细胞肺癌、肺的腺 癌、和肺的鳞癌)、腹膜癌、肝细胞癌、胃癌(包括胃肠癌 和胃肠基质癌)、胰腺癌、成胶质细胞瘤、宫颈癌、卵巢癌、肝癌、膀胱癌、尿道癌、肝瘤、乳 腺癌、结肠癌、直肠癌、结肠直肠癌、子宫内膜癌或子宫癌、唾液腺癌、肾癌、前列腺癌、外阴 癌、甲状腺癌、肝癌、肛门癌、阴茎癌、黑素瘤、浅 表扩散性黑素瘤、恶性雀斑样痣黑素瘤、肢 端黑素瘤、结节性黑素瘤、多发 性骨髓瘤和B细胞淋巴瘤(包括低级/滤泡性非何杰金氏淋 巴瘤(NHL)、小淋 巴细胞性(SL)NHL、中级/滤泡性NHL、中级弥漫性NHL、高级成免疫细胞 性NHL、高级成淋巴细胞性NHL、高级小无核裂细胞性NHL、贮积病(bulky disease)NHL、套细胞 淋巴瘤、AIDS相关淋巴瘤、和瓦尔登斯特伦氏 (Waldenstrom)巨球蛋白血症)、慢性淋巴细 胞性白血病(CLL)、急性成淋巴细 胞性白血病(ALL)、毛细胞性白血病、慢性成髓细胞性白 血病、和移植后淋 巴增殖性病症(PTLD)、以及与瘤病(phakomatoses)、水肿(诸如与脑瘤 有关的)和梅格斯氏(Meigs) 综合征有关的异常血管增殖、脑瘤和脑癌、以及头 颈癌、及相关转移。在某些实施方案中,适合于通过本发明的抗体来治疗的 癌症包括乳腺癌、结肠直 肠癌、直肠癌、非小细胞肺癌、成胶质细胞瘤、非 何杰金氏淋巴瘤(NHL)、肾细胞癌、前列 腺癌、肝癌、胰腺癌、软组织肉瘤、卡波西(Kaposi)氏肉瘤、类癌癌(carcinoid carcinoma)、头颈癌、卵巢癌、间皮 瘤、和多发性骨髓瘤。在一些实施方案中,癌症选自:小细胞肺癌、成 胶质 细胞瘤、成神经细胞瘤、黑素瘤、乳腺癌、胃癌、结肠直肠癌(CRC)、和肝 细胞癌。还有, 在一些实施方案中,癌症选自:非小细胞肺癌、结肠直肠癌、成胶质细胞瘤和乳腺癌,包括 那些癌症的转移性形式。

[0118] 术语“抗癌疗法”指在治疗癌症中有用的疗法。抗癌治疗剂的例子包括但 不限于例如化疗剂、生长抑制剂、细胞毒剂、放射疗法中所使用的药剂、抗 血管发生剂、凋亡剂、抗微管蛋白剂、和其它治疗癌症的药剂,诸如抗HER-2 抗体、抗CD20抗体、表皮生长因子受体

(EGFR) 拮抗剂(例如酪氨酸激酶抑制剂)、HER1/EGFR抑制剂(例如erlotinib (TarcevaTM))、血小板衍生生长因子抑制剂(例如GleevecTM(Imatinib Mesylate))、COX-2抑制剂(例如 celecoxib)、干扰素、细胞因子、结合一种或多种以下靶物的拮抗剂(例如中和性抗体)(ErbB2、ErbB3、ErbB4、PDGFR-β、BlyS、APRIL、BCMA 或VEGF受体、TRAIL/Apo2)、和其它生物活性和有机化学剂,等。本发明还包括它们的组合。

[0119] “血管发生因子”或“血管发生剂”指涉及刺激血管发育,例如促进血管发生(angiogenesis)、内皮细胞生长、血管稳定性和/或血管生成(vasculogenesis)等的生长因子或其受体。例如,血管发生因子包括但不限于例如VEGF和 VEGF家族的成员及其受体(VEGF-B、VEGF-C、VEGF-D、VEGFR1、VEGFR2 和VEGFR3)、P1GF、PDGF家族、成纤维细胞生长因子家族(FGF)、TIE配体(血管生成素、ANGPT1、ANGPT2)、TIE1、TIE2、ephrin、Bv8、德尔塔样配体4(DLL4)、Del-1、酸性(aFGF)和碱性(bFGF)成纤维细胞生长因子、FGF4、FGF9、BMP9、BMP10、卵泡抑素(Follistatin)、粒细胞集落刺激因子(G-CSF)、GM-CSF、肝细胞生长因子(HGF)/散射因子(SF)、白介素-8(IL-8)、CXCL-12、瘦蛋白(Leptin)、Midkine、神经毡蛋白、NRP1、NRP2、胎盘生长因子、血小板衍生内皮细胞生长因子(PD-ECGF)、血小板衍生生长因子尤其是PDGF-BB、PDGFR-α、或PDGFR-β、Pleiotrophin(PTN)、Progranulin、Proliferin、转化生长因子-α(TGF-α)、转化生长因子-β(TGF-β)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、Alk1、CXCR4、刻缺蛋白1(Notch1)、刻缺蛋白4(Notch4)、Sema3A、Sema3C、Sema3F、Robo4、等。它会进一步包括促进血管发生的因子,诸如ESM1和Perlecan。它还包括加速伤口愈合的因子,诸如生长激素、胰岛素样生长因子-I(IGF-I)、VIGF、表皮生长因子(EGF)、EGF样域,多重7(EGFL7)、CTGF及其家族的成员、及TGF-α和TGF-β。参见例如Klagsbrun and D' Amore (1991) Annu. Rev. Physiol. 53:217-39; Streit and Detmar (2003) Oncogene 22:3172-3179; Ferrara&Alitalo (1999) Nature Medicine 5 (12) :1359-1364; Tonini et al. (2003) Oncogene 22:6549-6556 (例如列举已知血管发生因子的表1); Sato (2003) Int.J.Clin.Oncol.8:200-206。

[0120] “抗血管发生剂”或“血管发生抑制剂”指或直接或间接抑制血管发生(angiogenesis)、血管生成(vasculogenesis)、或不想要的血管通透性的小分子量物质、多核苷酸(包括例如抑制性RNA(RNAi或siRNA))、多肽、分离的蛋白质、重组蛋白、抗体、或其缀合物或融合蛋白。应当理解,抗血管发生剂包括那些结合并阻断血管发生因子或其受体的血管发生活性的药剂。例如,抗血管发生剂是上文定义的血管发生剂的抗体或其它拮抗剂,例如 VEGF-A的或VEGF-A受体(例如KDR受体或Flt-1受体)的抗体、抗PDGFR抑制剂、阻断VEGF受体信号传导的小分子(例如PTK787/ZK2284、SU6668、**SUTENT®/SU11248**(sunitinib malate)、AMG706、或那些记载于例如国际专利公开文本WO 2004/113304的)。抗血管发生剂包括但不限于下述药剂: VEGF抑制剂诸如VEGF特异性拮抗剂、EGF抑制剂、EGFR抑制剂、**Erbitux®** (cetuximab, ImClone Systems, Inc., Branchburg, N.J.)、**Vectibix®** (panitumumab, Amgen, Thousand Oaks, Calif.)、TIE2抑制剂、IGF1R抑制剂、COX-II(环氧合酶II)抑制剂、MMP-2(基质金属蛋白酶2)抑制剂、和MMP-9(基质金属蛋白酶9)抑制剂、CP-547,632(Pfizer Inc., NY, USA)、Axitinib(Pfizer Inc.; AG-013736)、ZD-6474(AstraZeneca)、AEE788(Novartis)、AZD-2171)、VEGF Trap(Regeneron/Aventis)、Vatalanib(也称作PTK-787,ZK-222584:Novartis& Schering A G)、Macugen(pegaptanib

octasodium, NX-1838, EYE-001, Pfizer Inc./Gilead/Eyetech)、IM862 (Cytran Inc. of Kirkland, Wash., USA); 和 angiozyme (一种来自Ribozyme (Boulder, Colo.) 和 Chiron (Emeryville, Calif.) 的合成核酶) 及其组合。其它血管发生抑制剂包括血小板反应蛋白 1、血小板反应蛋白 2、胶原 IV 和 胶原 XVIII。VEGF 抑制剂披露于美国专利 No. 6,534,524 和 No. 6,235,764, 完整收录二者用于所有目的。抗血管发生剂还包括天然血管发生抑制剂, 例如血管他丁 (angiostatin)、内皮他丁 (endostatin)、等。参见例如 Klagsbrun and D'Amore (1991) Annu. Rev. Physiol. 53:217-39; Streit and Detmar (2003) Oncogene 22: 3172-3179 (例如列举恶性黑素瘤中抗血管发生疗法的表3); Ferrara & Alitalo (1999) Nature Medicine 5(12):1359-1364; Tonini et al. (2003) Oncogene 22:6549-6556 (例如列举已知抗血管发生因子的 表2); 及 Sato (2003) Int. J. Clin. Oncol. 8:200-206 (例如列举临床试验中所使用的抗血管发生剂的表1)。

[0121] 术语“抗血管发生疗法”指对于抑制血管发生有用的疗法, 其包括施用抗血管发生剂。

[0122] 如本文中所使用的, 术语“表达CD20的癌症”指癌细胞显示CD20抗原表达的所有癌症。优选地, 如本文中所使用的表达CD20的癌症指淋巴瘤 (优选B细胞非何杰金氏淋巴瘤 (NHL)) 和淋巴细胞性白血病。此类淋巴瘤和淋巴细胞性白血病包括例如a) 滤泡性淋巴瘤、b) 小无核裂细胞淋巴瘤 (Small Non-Cleaved Cell Lymphoma) /伯基特 (Burkitt) 氏淋巴瘤 (包括地方性伯基特氏 淋巴瘤、散发性伯基特氏淋巴瘤和非伯基特氏淋巴瘤)、c) 边缘区淋巴瘤 (包括结外边缘区B细胞淋巴瘤 (粘膜相关淋巴组织淋巴瘤, MALT)、结边缘区 B细胞淋巴瘤和脾边缘区淋巴瘤)、d) 套细胞淋巴瘤 (MCL)、e) 大细胞淋巴瘤 (包括B细胞弥漫性大细胞淋巴瘤 (DLCL)、弥漫性混合细胞淋巴瘤、免疫母 细胞性淋巴瘤、原发性纵隔B细胞淋巴瘤、血管中心性淋巴瘤-肺B细胞淋巴瘤)、f) 毛细胞白血病、g) 淋巴细胞性淋巴瘤、瓦尔登斯特朗 (waldenstrom) 氏 巨球蛋白血症、h) 急性淋巴细胞性白血病 (ALL)、慢性淋巴细胞性白血病 (CLL) /小淋巴细胞性淋巴瘤 (SLL)、B细胞幼淋巴细胞白血病、i) 浆细胞赘生物、浆细胞骨髓瘤、多发性骨髓瘤、浆细胞瘤、j) 何杰金氏病。

[0123] 更优选地, 表达CD20的癌症是B细胞非何杰金氏淋巴瘤 (NHL)。尤其是, 表达CD20的癌症是套细胞淋巴瘤 (MCL)、急性淋巴细胞性白血病 (ALL)、慢性淋巴细胞性白血病 (CLL)、B细胞弥漫性大细胞淋巴瘤 (DLCL)、伯基特氏 淋巴瘤、毛细胞白血病、滤泡性淋巴瘤、多发性骨髓瘤、边缘区淋巴瘤、移植后淋巴增殖性病症 (PTLD)、HIV相关淋巴瘤、瓦尔登斯特朗氏巨球蛋白血症、或原发性CNS淋巴瘤。

[0124] 术语“细胞毒剂”在用于本文时指抑制或防止细胞的功能和/或引起细胞死亡或破坏的物质。该术语意图包括: 放射性同位素, 例如At²¹¹、I¹³¹、I¹²⁵、Y⁹⁰、Re¹⁸⁶、Re¹⁸⁸、Sm¹⁵³、Bi²¹²、P³²、Pb²¹²和Lu的放射性同位素; 化疗剂, 例如甲氨蝶呤 (methotrexate)、阿霉素 (adriamycin)、长春花生物碱类 (vinca alkaloids) (长春新碱 (vincristine)、长春碱 (vinblastine)、依托泊苷 (etoposide))、多柔比星 (doxorubicin)、美法仑 (melphalan)、丝裂霉素 (mitomycin) C、苯丁酸 氮芥 (chlorambucil)、柔红霉素 (daunorubicin) 或其它嵌入剂; 酶及其片段, 诸如溶核酶; 抗生素; 和毒素, 诸如小分子毒素或者细菌、真菌、植物或动物 起源的酶活毒素, 包括其片段和/或变体; 及下文披露的各种抗肿瘤药或抗癌药。下文记载了其它细胞毒剂。杀肿瘤药引起肿瘤细胞的破坏。

- [0125] “毒素”指能够对细胞的生长或增殖产生有害效果的任何物质。
- [0126] “化疗剂”指可用于治疗癌症的化学化合物。化疗剂的实例包括烷化剂类(alkylating agents),诸如塞替派(thiotepa)和环磷酰胺(cyclophosphamide)(CYTOXAN®);磺酸烷基酯类(alkyl sulfonates),诸如白消安(busulfan)、英丙舒凡(improsulfan)和哌泊舒凡(piposulfan);氮丙啶类(aziridines),诸如苯佐替派(benzodopa)、卡波醌(carboquone)、美妥替派(meturedopa)和乌瑞替派(uredopa);乙撑亚胺类(ethylenimines)和甲基蜜胺类(methylamelamines),包括六甲蜜胺(altratamine)、三乙撑蜜胺(triethylenemelamine)、三乙撑磷酰胺(triethylenephosphoramide)、三乙撑硫代磷酰胺(triethylenethiophosphoramide)和三羟甲蜜胺(trimethylolmelamine);番荔枝内酯类(acetogenin)(尤其是布拉他辛(bullatacin)和布拉他辛酮(bullatacinone));δ-9-四氢大麻酚(tetrahydrocannabinol)(屈大麻酚(dronabinol),MARINOL®);β-拉帕醌(lapachone);拉帕醇(lapachol);秋水仙素类(colchicines);白桦脂酸(betulinic acid);喜树碱(camptothecin)(包括合成类似物托泊替康(topotecan)(HYCAMTIN®)、CPT-11(伊立替康(irinotecan),CAMPTOSAR®)、乙酰喜树碱、东莨菪亭(scopoletin)和9-氨基喜树碱);苔藓抑素(bryostatin);callystatin;CC-1065(包括其阿多来新(adozelesin)、卡折来新(carzelesin)和比折来新(bizelesin)合成类似物);鬼臼毒素(podophyllotoxin);鬼臼酸(podophyllinic acid);替尼泊昔(teniposide);隐藻素类(cryptophycins)(特别是隐藻素1和隐藻素8);多拉司他汀(dolastatin);duocarmycin(包括合成类似物,KW-2189和CB1-TM1);艾榴塞洛素(eleutherobin);pancratistatin;sarcodictyin;海绵抑素(spongistatin);氮芥类(nitrogen mustards),诸如苯丁酸氮芥(chlorambucil)、萘氮芥(chlornaphazine)、胆磷酰胺(chlorophosphamide)、雌莫司汀(estramustine)、异环磷酰胺(ifosfamide)、双氯乙基甲胺(mechlorethamine)、盐酸氧氮芥(mechlorethamine oxide hydrochloride)、美法仑(melphalan)、新氮芥(novembichin)、苯芥胆甾醇(phenesterine)、泼尼莫司汀(prednimustine)、曲磷胺(trofosfamide)、尿嘧啶氮芥(uracil mustard);亚硝脲类(nitrosoureas),诸如卡莫司汀(carmustine)、氯脲菌素(chlorozotocin)、福莫司汀(fotemustine)、洛莫司汀(lomustine)、尼莫司汀(nimustine)和雷莫司汀(ranimustine);抗生素类,诸如烯二炔类抗生素(enediyne)(如加利车霉素(calicheamicin),尤其是加利车霉素γ I和加利车霉素ω I(参见例如Nicolaou et al.,Angew.Chem Intl.Ed. Engl.,33:183-186(1994));CDP323,一种口服α-4整联蛋白抑制剂;蒽环类抗生素(dynemicin),包括dynemicin A;埃斯波霉素(esperamicin);以及新制癌素(neocarzinostatin)发色团和相关色蛋白烯二炔类抗生素发色团)、阿克拉霉素(aclacinomycin)、放线菌素(actinomycin)、氨茴霉素(authramycin)、偶氮丝氨酸(azaserine)、博来霉素(bleomycin)、放线菌素C(cactinomycin)、carabacin、洋红霉素(caminomycin)、嗜癌霉素(carzinophilin)、色霉素(chromomycin)、放线菌素D(dactinomycin)、柔红霉素(daunorubicin)、地托比星(detorubicin)、6-二氮-5-氧-L-正亮氨酸、多柔比星(doxorubicin)(包括ADRIAMYCIN®、吗啉代多柔比星、氰基吗啉代

多柔比星、2-吡咯代多柔比 星、盐酸多柔比星脂质体注射剂(DOXIL®)、脂质体多柔比星TLC D-99 (MYOCET®)、PEG化脂质体多柔比星(CAELYX®)、和脱氧多柔比星)、表柔比星(epirubicin)、依索比星(esorubicin)、伊达比星(idarubicin)、麻西罗霉素(marcellomycin)、丝裂霉素类(mitomycins)诸如丝裂霉素C、霉酚酸(mycophenolic acid)、诺拉霉素(nogalamycin)、橄榄霉素(olivomycin)、培洛霉素(peplomycin)、泊非霉素(porfiriomycin)、嘌呤霉素(puromycin)、三铁阿霉素(quelamycin)、罗多比星(rodorubicin)、链黑菌素(streptonigrin)、链佐星(streptozocin)、杀结核菌素(tubercidin)、乌苯美司(ubenimex)、净司他丁(zinostatin)、佐柔比星(zorubicin);抗代谢物类,诸如甲氨蝶呤、吉西他滨(gemcitabine)(GEMZAR®)、替加氟(tegafur)(UFTORAL®)、卡培他滨(capecitabine)(XELODA®)、埃坡霉素(epothilone)和5-氟尿嘧啶(5-FU);考布他汀(combretastatin);叶酸类似物,诸如二甲叶酸(denopterin)、甲氨蝶呤、蝶酰三谷氨酸(pteropterin)、三甲曲沙(trimetrexate);嘌呤类似物,诸如氟达拉滨(fludarabine)、6-巯基嘌呤(mercaptopurine)、硫咪嘌呤(thiamiprime)、硫鸟嘌呤(thioguanine);嘧啶类似物,诸如安西他滨(ancitabine)、阿扎胞苷(azacitidine)、6-氮尿苷、卡莫氟(carmofur)、阿糖胞苷(cytarabine)、双脱氧尿苷(dideoxyuridine)、去氧氟尿苷(doxifluridine)、依诺他滨(enocitabine)、氟尿苷(floxuridine);雄激素类,诸如卡鲁睾酮(calusterone)、丙酸屈他雄酮(dromostanolone propionate)、表硫雄醇(epitiostanol)、美雄烷(mepitiostane)、睾内酯(testolactone);抗肾上腺类,诸如氨鲁米特(aminoglutethimide)、米托坦(mitotane)、曲洛司坦(trilostane);叶酸补充剂,诸如亚叶酸(folinic acid);醋葡醛内酯(aceglatone);醛磷酰胺糖苷(aldophosphamide glycoside);氨基乙酰丙酸(aminolevulinic acid);恩尿嘧啶(eniluracil);安吖啶(amsacrine);bestrabucil;比生群(bisanthrene);依达曲沙(edatraxate);地磷酰胺(defofamine);地美可辛(demecolcine);地吖醒(diaziquone);elformithine;依利醋铵(elliptinium acetate);epothilone;依托格鲁(etoglucid);硝酸镓;羟脲(hydroxyurea);香菇多糖(lentinan);氯尼达明(lonidainine);美登木素生物碱类(maytansinoids),诸如美登素(maytansine)和安丝菌素(ansamitocin);米托胍腙(mitoguazone);米托蒽醌(mitoxantrone);莫哌达醇(mopidanmol);二胺硝吖啶(nitroarene);喷司他丁(pentostatin);蛋氨氮芥(phenaemet);吡柔比星(pirarubicin);洛索蒽醌(losoxanthrone);2-乙基酰肼(ethylhydrazide);丙卡巴肼(procarbazine);PSK®多糖复合物(JHS Natural Products, Eugene, Oreg.);雷佐生(razoxane);根霉素(rhizoxin);西索菲兰(sizofuran);螺旋锗(spirogermanium);细交链孢菌酮酸(tenuazonic acid);三亚胺醌(triaziqone);2,2',2"-三氯三乙胺;单端孢菌素类(trichothecenes)(尤其是T-2毒素、疣孢菌素(verracurin)A、杆孢菌素(roridin)A和蛇行菌素(anguidine));乌拉坦(urethan);长春地辛(vindesine)(ELDISINE®, FILDESIN®);达卡巴嗪(dacarbazine);甘露醇氮芥(mannomustine);二溴甘露醇(mitobronitol);二溴卫矛醇(mitolactol);哌泊溴烷(pipobroman);gacytosine;阿糖胞苷(arabinoside)(“Ara-C”);

塞替派(thiotepa)；类紫杉醇(taxoids),例如帕利他塞(paclitaxel)(TAXOL®, Bristol-Myers Squibb Oncology, Princeton, N.J.)、清蛋白改造的纳米颗粒剂型帕利他塞(ABRAXANE™)和多西他塞(doxetaxel)(TAXOTERE®, Rhône-Poulenc Rorer, Antony, France)；苯丁酸氮芥(chlorambucil)；6-硫鸟嘌呤(thioguanine)；巯基嘌呤(mercaptopurine)；甲氨蝶呤(methotrexate)；铂剂,诸如顺铂(cisplatin)、奥沙利铂(oxaliplatin)(例如ELOXATIN®)和卡铂(carboplatin)；长春药类(vincas),其阻止微管蛋白聚合形成微管,包括长春碱(vinblastine)(VELBAN®)、长春新碱(vincristine)(ONCOVIN®)、长春地辛(vindesine)

(ELDISINE®, FILDESIN®)、和长春瑞滨(vinorelbine)(NAVELBINE®)；依托泊昔(etoposide)(VP-16)；异环磷酰胺(ifosfamide)；米托蒽醌(mitoxantrone)；亚叶酸(leucovorin)；能灭瘤(novantrone)；依达曲沙(edatrexate)；道诺霉素(daunomycin)；氨基蝶呤(aminopterin)；伊本膦酸盐(ibandronate)；拓扑异构酶抑制剂RFS 2000；二氟甲基鸟氨酸(DMFO)；类维A酸(retinoids),诸如维A酸(retinoic acid),包括贝沙罗汀(bexarotene)(TARGRETIN®)；二膦酸盐类(bisphosphonates),诸如氯膦酸盐(clodronate)(例如BONEFOS®或OSTAC®)、依替膦酸钠(etidronate)(DIDROCAL®)、NE-58095、唑来膦酸/唑来膦酸盐(zoledronic acid/zoledronate)(ZOMETA®)、阿伦膦酸盐(alendronate)(FOSAMAX®)、帕米膦酸盐(pamidronate)(AREDIA®)、替鲁膦酸盐(tiludronate)(SKELID®)或利塞膦酸盐(risedronate)(ACTONEL®)；以及曲沙他滨(troxaciclib)(1,3-二氧戊环核苷胞嘧啶类似物)；反义寡核苷酸,特别是抑制牵涉异常细胞增殖的信号途径中的基因表达的反义寡核苷酸,诸如例如PKC-α、Raf、H-Ras和表皮生长因子受体(EGF-R)(例如依洛替尼(erlotinib)(Tarceva™))；和降低细胞增殖的VEGF-A；疫苗,诸如THERATOPE®疫苗和基因疗法疫苗,例如ALLOVECTIN®疫苗、LEUVECTIN®疫苗和VAXID®疫苗；拓扑异构酶1抑制剂(例如LURTOTECAN®)；rmRH(例如ABARELIX®)；BAY439006(sorafenib;Bayer)；SU-11248(sunitinib,SUTENT®, Pfizer)；哌立福辛(perifosine),COX-2抑制剂(如塞来考昔(celecoxib)或艾托考昔(etoricoxib)),蛋白体抑制剂(例如PS341)；bortezomib(VELCADE®)；CCI-779；tipifarnib(R11577)；orafenib,ABT510；Bcl-2抑制剂,诸如oblimersen sodium(GENASENSE®)；pixantrone；EGFR抑制剂；酪氨酸激酶抑制剂；丝氨酸-苏氨酸激酶抑制剂,诸如雷帕霉素(rapamycin)(sirolimus,RAPAMUNE®)；法尼基转移酶抑制剂,诸如lonafarnib(SCH 6636,SARASAR™)；及任何上述各项的药学可接受盐、酸或衍生物；以及两种或更多种上述各项的组合,诸如CHOP(环磷酰胺、多柔比星、长春新碱和泼尼松龙联合疗法的缩写)和FOLFOX(奥沙利铂(ELOXATIN™)联合5-FU和亚叶酸的治疗方案的缩写),及任何上述物质的药剂学可接受的盐、酸或衍生物；以及两种或多种上述物质的组合。

[0127] 本文中所定义的化疗剂包括“抗激素剂”或“内分泌治疗剂”,其作用于调节、降低、阻断、或抑制能促进癌症生长的激素的效果。它们自身可以是激素,包括但不限于:抗雌激素类和选择性雌激素受体调控物类(SERM),包括例如他莫昔芬(tamoxifen)(包括NOLVADEX®他莫昔芬)、雷洛昔芬(raloxifene)、屈洛昔芬(droloxifene)、4-羟基他莫昔芬、曲沃昔芬(trioxifene)、那洛昔芬(keoxifene)、LY117018、奥那司酮(onapristone)和FARESTON®托瑞米芬(toremifene);抑制在肾上腺中调节雌激素生成的芳香酶的芳香酶抑制剂,诸如例如4(5)-咪唑、氨鲁米特(aminoglutethimide)、MEGASE®醋酸甲地孕酮(megestrol acetate)、AROMASIN®依西美坦(exemestane)、福美坦(formestan)、法洛唑(fadrozole)、RIVISOR®伏罗唑(vorozole)、FEMARA®来曲唑(letrozole)和ARIMIDEX®阿那曲唑(anastrozole);抗雄激素类,诸如氟他米特(flutamide)、尼鲁米特(nilutamide)、比卡米特(bicalutamide)、亮丙瑞林(leuprolide)、和戈舍瑞林(goserelin);以及曲沙他滨(troxacicabine)(1,3-二氧戊环核苷胞嘧啶类似物);反义寡核苷酸,特别是抑制牵涉异常(abherent)细胞增殖的信号途径中的基因表达的反义寡核苷酸,诸如例如PKC- α 、Raf和H-Ras;核酶,诸如VEGF表达抑制剂(例如ANGIOZYME®核酶)和HER2表达抑制剂;疫苗,诸如基因疗法疫苗,例如ALLOVECTIN®疫苗、LEUVECTIN®疫苗和VAXID®疫苗;PROLEUKIN®rIL-2;LURTOTECAN®拓扑异构酶1抑制剂;ABARELIX®rmRH;长春瑞滨(Vinorelbine)和埃斯波霉素(Esperamicins)(见美国专利No.4,675,187);及任何上述物质的药剂学可接受的盐、酸或衍生物;以及两种或多种上述物质的组合。

[0128] “生长抑制剂”在用于本文时指在体外或在体内抑制细胞生长的化合物或组合物。在一个实施方案中,生长抑制剂是阻止或降低表达抗体所结合的抗原的细胞增殖的生长抑制性抗体。在另一个实施方案中,生长抑制剂可以显著降低处于S期的细胞百分比的药剂。生长抑制剂的例子包括阻断细胞周期行进(处于S期以外的位置)的药剂,诸如诱导G1停滞和M期停滞的药剂。经典的M期阻断剂包括长春药类(vincas)(长春新碱(vincristine)和长春碱(vinblastine))、紫杉烷类(taxanes)、和拓扑异构酶II抑制剂诸如多柔比星(doxorubicin)、表柔比星(epirubicin)、柔红霉素(daunorubicin)、依托泊苷(etoposide)和博来霉素(bleomycin)。那些阻滞G1的药剂也溢出进入S期停滞,例如DNA烷化剂类诸如他莫昔芬(tamoxifen)、泼尼松(prednisone)、达卡巴嗪(dacarbazine)、双氯乙基甲胺(mechlorethamine)、顺铂(cisplatin)、甲氨蝶呤(methotrexate)、5-氟尿嘧啶(5-fluorouracil)和ara-C。更多信息可参见Mendelsohn和Israel编,《The Molecular Basis of Cancer》,第1章,题为“Cell cycle regulation, oncogenes, and antineoplastic drugs”,Murakami等人,WB Saunders,Philadelphia,1995,例如第13页。紫杉烷类(紫杉醇(paclitaxel)和多西他赛(docetaxel))是衍生自紫杉树的抗癌药。衍生自欧洲紫杉的多西他赛(TAXOTERE®,Rhone-Poulenc Rorer)是紫杉醇(TAXOL®,Bristol-Myers Squibb)的半合成类似物。紫杉醇和多西他赛促进由微管蛋白二聚体装配成微管并通过防止解聚使微管稳定,导致对细胞中有丝分裂的抑制。

[0129] “放射疗法”或“放疗”指使用定向伽马射线或贝塔射线来诱发对细胞的足够损伤,以限制细胞正常发挥功能的能力或全然破坏细胞。应当领会,本领域知道许多方式来确定治疗的剂量和持续时间。典型的治疗作为一次施用来给予,而典型的剂量范围为每天10-200个单位(戈瑞(Gray))。

[0130] 用于治疗目的的“受试者”或“个体”指归入哺乳类的任何动物,包括人,家畜和牲畜,及动物园动物、体育运动用动物、或宠物动物,诸如犬、马、猫、牛等。优选地,哺乳动物为人。

[0131] 本文中术语“抗体”以最广义使用,明确覆盖单克隆抗体(包括全长单克隆抗体)、多克隆抗体、多特异性抗体(例如双特异性抗体)、及抗体片段,只要它们展现出期望的生物学活性。

[0132] “分离的”抗体指已经鉴定且自其天然环境的成分分开和/或回收的抗体。其天然环境的污染性成分指将会干扰该抗体的研究、诊断或治疗用途的物质,可包括酶、激素、和其它蛋白质性质或非蛋白质性质的溶质。在有些实施方案中,将抗体纯化至(1)根据例如Lowry法的测定,抗体重量超过95%,而在有些实施方案中,重量超过99%, (2)足以通过使用例如转杯式测序仪获得至少15个残基的N-末端或内部氨基酸序列的程度,或(3)根据还原性或非还原性条件下的SDS-PAGE及使用例如考马斯蓝或银染色,达到同质。既然抗体天然环境的至少一种成分不会存在,那么分离的抗体包括重组细胞内的原位抗体。然而,分离的抗体通常将通过至少一个纯化步骤来制备。

[0133] “天然抗体”指通常由两条相同的轻(L)链和两条相同的重(H)链构成的约150,000道尔顿的异四聚体糖蛋白。每条轻链通过一个共价二硫键与重链连接,而二硫键的数目在不同免疫球蛋白同种型的重链间有变化。每条重链和轻链还具有间隔规律的链内二硫桥。每条重链在一端具有一个可变域(V_H),接着是多个恒定域。每条轻链在一端具有一个可变域(V_L),而另一端是一个恒定域。轻链的恒定域与重链的第一恒定域排列在一起,而轻链的可变域与重链的可变域排列在一起。认为特定的氨基酸残基在轻链与重链可变域之间形成界面。

[0134] 术语“恒定域”指免疫球蛋白分子中的如下部分,其相对于免疫球蛋白的其它部分,即含有抗原结合位点的可变域,具有更加保守的氨基酸序列。恒定域含有重链的 C_H1 、 C_H2 和 C_H3 域(合成CH)及轻链的CHL(或CL)域。

[0135] 抗体的“可变区”或“可变域”指抗体重链或轻链的氨基末端结构域。重链的可变域可以称为“ V_H ”。轻链的可变域可以称为“ V_L ”。这些结构域一般是抗体的最易变部分且包含抗原结合位点。

[0136] 术语“可变的”指可变域中的某些部分在抗体间序列差异广泛且用于每种特定抗体对其特定抗原的结合和特异性的实情。然而,变异性并非均匀分布于抗体的整个可变域。它集中于轻链和重链可变域中称作高变区(HVR)的三个区段。可变域中更加高度保守的部分称作框架区(FR)。天然重链和轻链的可变域各自包含四个FR区,它们大多采取 β -折叠片构象,通过形成环状连接且在有些情况中形成 β -折叠片结构一部分的三个HVR连接。每条链中的HVR通过FR区非常接近的保持在一起,并与另一条链的HVR一起促成抗体的抗原结合位点的形成(参见Kabat et al., Sequences of Proteins of Immunological Interest,第5版,National Institute of Health,Bethesda,Md. (1991))。恒定域不直接

参与抗体与抗原的结合,但展现出多种效应器功能,诸如抗体在抗体依赖性细胞的细胞毒性中的参与。

[0137] 根据其恒定域的氨基酸序列,来自任何哺乳动物物种的抗体(免疫球蛋白)的“轻链”可归入两种截然不同的型中的一种,称作卡帕(“ κ ”)和拉姆达(“ λ ”)。

[0138] 如本文中使用的,术语IgG“同种型”或“亚类”意指由其恒定区的化学和抗原特征定义的任何免疫球蛋白亚类。

[0139] 根据其重链恒定域的氨基酸序列,抗体(免疫球蛋白)可归入不同的类。免疫球蛋白有五大类:IgA、IgD、IgE、IgG和IgM,其中有些可进一步分为亚类(同种型),例如IgG₁、IgG₂、IgG₃、IgG₄、IgA₁和IgA₂。将与不同类的免疫球蛋白对应的重链恒定域分别称作 α 、 δ 、 ϵ 、 γ 和 μ 。不同类别免疫球蛋白的亚基结构和三维构造是众所周知的,一般性描述于例如Abbas et al., Cellular and Mol. Immunology, 4th ed. (W.B.Saunders, Co., 2000)。抗体可以是抗体与一种或多种其它蛋白质或肽共价或非共价连接而形成的更大融合分子的一部分。

[0140] 术语“全长抗体”和“完整抗体”在本文中可互换使用,指基本上完整形式的抗体,而非下文定义的抗体片段。该术语具体指重链包含Fc区的抗体。

[0141] “裸抗体(裸露的抗体)”为本发明目的指未缀合细胞毒性模块或放射性标记物的抗体。

[0142] “抗体片段”包含完整抗体的一部分,优选包含其抗原结合区。抗体片段的例子包括Fab、Fab'、F(ab')₂和Fv片段;双抗体;线性抗体;单链抗体分子;及由抗体片段形成的多特异性抗体。

[0143] 用木瓜蛋白酶消化抗体产生两个相同的抗原结合片段,称为“Fab”片段,各自具有一个抗原结合位点,及一个剩余的“Fc”片段,其名称反映了它易于结晶的能力。胃蛋白酶处理产生一个F(ab')₂片段,它具有两个抗原结合位点且仍能够交联抗原。

[0144] “Fv”是包含完整抗原结合位点的最小抗体片段。在一个实施方案中,双链Fv种类由紧密、非共价结合的一个重链可变域和一个轻链可变域的二聚体组成。在单链Fv(scFv)种类中,一个重链可变域和一个轻链可变域可以通过柔性肽接头共价相连接,使得轻链和重链可以在与双链Fv种类类似的“二聚体”结构中相结合。正是在这种构造中,每个可变域的三个HVR相互作用而在VH-VL二聚体表面上限定了一个抗原结合位点。六个HVR一起赋予抗体以抗原结合特异性。然而,即使是单个可变域(或是只包含对抗原特异性的三个HVR的半个Fv)也具有识别和结合抗原的能力,只是亲和力低于完整结合位点。

[0145] Fab片段包含重链和轻链可变域,而且还包含轻链的恒定域和重链的第一恒定域(CH1)。Fab'片段与Fab片段的不同之处在于重链CH1结构域的羧基末端增加了少数残基,包括来自抗体铰链区的一个或多个半胱氨酸。Fab'-SH是本文中对其中恒定域半胱氨酸残基携带游离硫醇基的Fab'的称谓。F(ab')₂抗体片段最初是作为在Fab'片段之间有铰链半胱氨酸的成对Fab'片段生成的。还知道抗体片段的其它化学偶联。

[0146] “单链Fv”或“scFv”抗体片段包含抗体的VH和VL结构域,其中这些结构域存在于一条多肽链上。一般而言,scFv多肽在VH与VL结构域之间进一步包含多肽接头,其使得scFv能够形成结合抗原的期望结构。关于scFv的综述参见例如Plückthun,于《The Pharmacology of Monoclonal Antibodies》,第113卷,Rosenburg和Moore编,Springer-

Verlag, New York, 1994, 第269-315页。

[0147] 术语“双抗体”指具有两个抗原结合位点的抗体片段，该片段在同一条多肽链(VH-VL)中包含相连的重链可变域(VH)和轻链可变域(VL)。通过使用过短的接头使得同一条链上的两个结构域之间不能配对，迫使这些结构域与另一条链的互补结构域配对，从而产生两个抗原结合位点。双抗体可以是二价的或双特异性的。双抗体更完整的记载于例如EP 404,097; WO 1993/01161; Hudson et al., Nat. Med. 9:129-134 (2003); 及 Hollinger et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90:6444-6448 (1993)。三抗体(Triabody)和四抗体(tetrabody)也记载于Hudson et al., Nat. Med. 9:129-134 (2003)。

[0148] 术语“单克隆抗体”在用于本文时指从一群基本上同质的抗体获得的抗体，例如构成群体的各个抗体相同，除了可能以极小量存在的可能的突变，例如天然存在的突变。如此，修饰语“单克隆”表明抗体不是分立的抗体的混合物的特征。在某些实施方案中，此类单克隆抗体典型的包括包含结合靶物的多肽序列的抗体，其中靶物结合多肽序列是通过包括从众多多肽序列中选择单一靶物结合多肽序列在内的过程得到的。例如，选择过程可以是从众多克隆诸如杂交瘤克隆、噬菌体克隆或重组DNA克隆的集合中选择独特克隆。应当理解，所选择的靶物结合序列可进一步改变，例如为了提高对靶物的亲和力、将靶物结合序列人源化、提高其在细胞培养物中的产量、降低其在体内的免疫原性、创建多特异性抗体等，而且包含改变后的靶物结合序列的抗体也是本发明的单克隆抗体。与典型的包含针对不同决定簇(表位)的不同抗体的多克隆抗体制备物不同，单克隆抗体制备物的每个单克隆抗体针对抗原上的单一决定簇。在它们的特异性外，单克隆抗体制备物的优势在于它们通常未受到其它免疫球蛋白的污染。

[0149] 修饰语“单克隆”表明抗体从基本上同质的抗体群获得的特征，不应解释为要求通过任何特定方法来生产抗体。例如，依照本发明使用的单克隆抗体可通过多种技术来生成，包括例如杂交瘤法(例如Kohler and Milstein, Nature, 256:495-97 (1975); Hongo et al., Hybridoma, 14 (3) :253-260 (1995), Harlow et al., Antibodies: A Laboratory Manual, (Cold Spring Harbor Laboratory Press, 第2版1988); Hammerling et al., In: Monoclonal Antibodies and T-Cell Hybridomas 563-681 (Elsevier, N.Y., 1981))、重组DNA法(参见例如美国专利No.4,816,567)、噬菌体展示技术(参见例如Clackson et al., Nature 352:624-628 (1991); Marks et al., J. Mol. Biol. 222:581-597 (1992); Sidhu et al., J. Mol. Biol. 338 (2) :299-310 (2004); Lee et al., J. Mol. Biol. 340 (5) :1073-1093 (2004); Fellouse, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101 (34) :12467-12472 (2004); Lee et al., J. Immunol. Methods 284 (1-2) :119-132 (2004))、及用于在具有部分或整个人免疫球蛋白基因座或编码人免疫球蛋白序列的基因的动物中生成人或人样抗体的技术(参见例如WO 1998/24893; WO 1996/34096; WO 1996/33735; WO 1991/10741; Jakobovits et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90:2551 (1993); Jakobovits et al., Nature 362:255-258 (1993); Bruggemann et al., Year in Immuno. 7:33 (1993); 美国专利No.5,545,807; 5,545,806; 5,569,825; 5,625,126; 5,633,425; 和5,661,016; Marks et al., Bio/Technology 10:779-783 (1992); Lonberg et al., Nature 368:856-859 (1994); Morrison, Nature 368:812-813 (1994); Fishwild et al., Nature Biotechnol. 14:845-851 (1996); Neuberger, Nature Biotechnol. 14:826 (1996); Lonberg and Huszar,

Intern. Rev. Immunol. 13:65-93 (1995)。

[0150] 单克隆抗体在本文中明确包括“嵌合”抗体，其中重链和/或轻链的一部分与衍生自特定物种或属于特定抗体类别或亚类的抗体中的相应序列相同或同源，而链的剩余部分与衍生自另一物种或属于另一抗体类别或亚类的抗体中的相应序列相同或同源，以及此类抗体的片段，只要它们展现出期望的生物学活性(参见例如美国专利No.4,816,567; Morrison et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81:6851-6855 (1984))。嵌合抗体包括“灵长类化”抗体，其中抗体的抗原结合区衍生自通过例如用感兴趣抗原免疫猕猴而生成的抗体。

[0151] 非人(例如鼠)抗体的“人源化”形式指最低限度包含衍生自非人免疫球蛋白的序列的嵌合抗体。在一个实施方案中，人源化抗体指人免疫球蛋白(受体抗体)中的HVR残基用具有期望特异性、亲和力和/或能力的非人物种(供体抗体)诸如小鼠、大鼠、家兔、或非人灵长类动物的HVR残基替换的免疫球蛋白。在有些情况下，将人免疫球蛋白的FR残基用相应的非人残基替换。此外，人源化抗体可包含在受体抗体或供体抗体中没有找到的残基。可以进行这些修饰来进一步改进抗体的性能。一般而言，人源化抗体将包含至少一个、通常两个基本上整个如下可变域，其中所有或基本上所有高变环对应于非人免疫球蛋白的高变环，且所有或基本上所有FR是人免疫球蛋白序列的FR。人源化抗体任选还将包含至少部分免疫球蛋白恒定区(Fc)，通常是人免疫球蛋白的恒定区。更多细节参见例如 Jones et al., Nature 321:522-525 (1986); Riechmann et al., Nature 332:323-329 (1988); 和 Presta, Curr. Op. Struct. Biol. 2:593-596 (1992)。还可参见例如 Vaswani and Hamilton, Ann. Allergy, Asthma & Immunol. 1:105-115 (1998); Harris, Biochem. Soc. Transactions 23:1035-1038 (1995); Hurle and Gross, Curr. Op. Biotech. 5:428-433 (1994); 及美国专利No. 6,982,321和7,087,409。

[0152] “人抗体”指拥有与由人生成的抗体的氨基酸序列对应的氨基酸序列和/或使用本文所公开的用于生成人抗体的任何技术生成的抗体。人抗体的这种定义明确排除包含非人抗原结合残基的人源化抗体。人抗体可使用本领域已知的多种技术来生成，包括噬菌体展示文库(Hoogenboom and Winter, J. Mol. Biol. 227:381 (1991); Marks et al., J. Mol. Biol. 222:581 (1991))。还可用于制备人单克隆抗体的是以下文献中记载的方法：Cole et al., Monoclonal Antibodies and Cancer Therapy, Alan R. Liss, p.77 (1985); Boerner et al., J. Immunol. 147 (1):86-95 (1991)。还可参见 van Dijk and van de Winkel, Curr. Opin. Pharmacol. 5:368-74 (2001)。可通过给已经修饰以应答抗原性刺激而生成人抗体但其内源基因座已经失能的转基因动物例如经过免疫的异种小鼠(xenomice)施用抗原来制备人抗体(参见例如美国专利6,075,181和6,150,584，关于XENOMOUSETM技术)。还可参见例如 Li et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 103:3557-3562 (2006)，关于经人B-细胞杂交瘤技术生成的人抗体。

[0153] “物种依赖性抗体”指对来自第一哺乳动物物种的抗原的结合亲和力强于对来自第二哺乳动物物种的该抗原同系物的亲和力的抗体。通常，物种依赖性抗体“特异性结合”人抗原(例如结合亲和力(K_d)数值不超过大约 1×10^{-7} M，优选不超过大约 1×10^{-8} M，且优选不超过大约 1×10^{-9} M)，但是对来自第二非人哺乳动物物种的该抗原同系物的结合亲和力比对人抗原的结合亲和力弱至少大约50倍、或至少大约500倍、或至少大约1000倍。物种依

赖性 抗体可以是上文所定义的各种类型抗体中的任一种,但是优选人源化抗体或 人抗体。

[0154] 术语“高变区”、“HVR”或“HV”在用于本文时指抗体可变域中序列上高度 可变和/或形成结构上定义的环的区域。通常,抗体包含六个HVR:三个在 VH中(H1、H2、H3),三个在 VL中(L1、L2、L3)。在天然抗体中,H3和 L3展示这六个HVR的最大多样性,而且认为特别是H3 在赋予抗体以精密特 异性中发挥独特作用。参见例如Xu et al., Immunity 13:37-45 (2000); Johnson and Wu, In:Methods in Molecular Biology 248:1-25 (Lo, ed., Human Press, Totowa, NJ, 2003)。事实上,仅由重链组成的天然存在camelid抗体在缺乏轻 链时是有功能的且稳定的。参见例如Hamers-Casterman et al.Nature 363:446-448, (1993); Sheriff et al.Nature Struct.Biol.3:733-736, (1996)。

[0155] 本文中使用且涵盖许多HVR的叙述.Kabat互补决定区(CDR)是以序列变 异性为基础的,而且是最常用的(Kabat et al., Sequences of Proteins of Immunological Interest, 5th Ed. Public Health Service, National Institutes of Health, Bethesda, MD. (1991))。Chothia改为指结构环的位置(Chothia and Lesk J.Mol.Biol.196:901-917 (1987))。AbM HVR代表Kabat HVR与Chothia结构环 之间的折衷,而且得到Oxford Molecular的AbM抗体建模软件的使用。“接 触”HVR是以对可获得的复合物晶体结构的分析为基础的。下文记录了这些 HVR中每一个的残基。

环	Kabat	AbM	Chothia	接触	
--	-----	-----	-----	-----	
L1	L24-L34	L24-L34	L26-L32	L30-L36	
L2	L50-L56	L50-L56	L50-L52	L46-L55	
[0156]	L3	L89-L97	L89-L97	L91-L96	L89-L96
	H1	H31-H35B (Kabat编号)	H26-H35B	H26-H32	H30-H35B
	H1	H31-H35 (Chothia编号)	H26-H35	H26-H32	H30-H35
	H2	H50-H65	H50-H58	H53-H55	H47-H58
[0157]	H3	H95-H102	H95-H102	H96-H101	H93-H101

[0158] HVR可包括如下“延伸的HVR”:VL中的24-36或24-34(L1)、46-56或 50-56(L2) 和 89-97或89-96(L3) 及VH中的26-35(H1)、50-65或49-65(H2) 和 93-102、94-102或95-102 (H3)。对于这些定义中的每一个,可变域残基是依 照Kabat等,见上文编号的。

[0159] “框架”或“FR”残基指可变域中除本文中所定义的HVR残基外的那些残 基。

[0160] 术语“依照Kabat的可变域残基编号方式”或“依照Kabat的氨基酸位置编 号方式”及其变化形式指Kabat et al.,见上文中的用于抗体重链可变域或轻链 可变域编辑的编号系统。使用此编号系统,实际的线性氨基酸序列可包含较 少或另外的氨基酸,对应于可变域FR或HVR的缩短或插入。例如,重链可 变域可包含H2残基52后的单一氨基酸插入(依照

Kabat为残基52a) 及重链FR 残基82后的插入残基(例如依照Kabat为残基82a、82b和82c等)。给定抗体的 Kabat残基编号方式可通过将抗体序列与“标准”Kabat编号序列对比同源区来 确定。

[0161] Kabat编号系统一般在提及可变域中的残基(大约是轻链残基1-107和重 链残基1-113)时使用(例如Kabat et al., Sequences of Immunological Interest. 5th Ed. Public Health Service, National Institutes of Health, Bethesda, Md. (1991))。“EU编号系统”或“EU索引”一般在提及免疫球蛋白重链恒定区中的 残基时使用(例如Kabat et al., 见上文中报道的EU索引)。“如Kabat中的EU 索引”指人IgG1EU抗体的残基编号方式。

[0162] 表述“线性抗体”指Zapata et al. (1995) Protein Eng, 8 (10) :1057-1062中所 描述的抗体。简言之,这些抗体包含一对串联的Fd区段 (VH-CH1-VH-CH1) , 该区段与互补的轻链多肽一起形成一对抗原结合区。线性抗体可以是双特异 性的,或者是单特异性的。

[0163] II. 抗体制剂和制备

[0164] 本文中的发明涉及稳定的包含抗体的含水制剂。在一些实施方案中, 该制剂包含单克隆抗体、海藻糖、和缓冲剂, 其中制剂中单克隆抗体对 海藻糖的重量比为大于或等于0.41且小于1.65, 且其中该制剂具有约5.5至 约7.0的pH。在一些实施方案中, 该制剂进一步包含缓冲剂(诸如磷酸钠 或组氨酸)。在一些实施方案中, 该制剂包含(a) 量为约25mg/mL至约100 mg/mL的单克隆抗体; (b) 量为约45mM至约634mM的海藻糖; 和(c) 量为 大于35mM至约100mM的磷酸钠, 其中所述制剂具有约5.5至约7.0的pH, 且其中该制剂中所述单克隆抗体对所述海藻糖的重量比为大于或等于约 0.41且小于1.65。在一些实施方案中, 制剂中的抗体于-20℃稳定至少约6 个月、至少约12个月、或至少约18个月。在一些实施方案中, 该海藻糖可以 用非海藻糖多元醇代替。在一些实施方案中, 该抗体结合 VEGF。

[0165] A. 抗体制备

[0166] 制剂中的抗体使用本领域中用于生成抗体的可用技术来制备, 下述各 节更为详细地描述了其例示性方法。

[0167] 抗体针对感兴趣抗原。优选地, 抗原是生物学重要多肽, 而且对罹患病 症的哺乳动物施用抗体可在该哺乳动物中导致治疗好处。然而, 也涵盖针对 非多肽抗原的抗体。

[0168] 在抗原是多肽的情况下, 它可以是跨膜分子(例如受体)或配体, 诸如 生长因子。例示性抗原包括如下分子, 诸如血管内皮生长因子 (VEGF) ; CD20; ox-LDL; ox-ApoB100; 肾素; 生长激素, 包括人生长激素和牛生长激素; 生长激素释放因子; 甲状腺旁腺激素; 促甲状腺激素; 脂蛋白; α-1-抗胰蛋白 酶; 胰岛素A-链; 胰岛素B-链; 胰岛素原; 促卵泡激素; 降钙素; 黄体化激 素; 高血糖素; 凝固因子, 诸如因子VIIIC、因子IX、组织因子、和(冯)维勒 布兰德(von Willebrand)氏因子; 抗凝固因子, 诸如蛋白C; 心房钠尿因子; 肺表面活性剂; 纤溶酶原活化剂, 诸如尿激酶或人尿型或组织型纤溶酶原激 活剂(t-PA); 林蟾肽; 凝血酶; 造血生长因子; 肿瘤坏死因子-α和-β; 脑啡肽 酶; RANTES(活化时受到调节, 正常情况由T-细胞表达和分泌); 人巨噬细 胞炎性蛋白 (MIP-1-α); 血清清蛋白, 诸如人血清清蛋白; 穆勒 (Muellerian) 抑制性物质; 松弛素A-链; 松弛素B-链; 松弛素原; 小鼠促性腺素相关肽; 微生物蛋白质, 诸如β- 内酰胺酶; DNA酶; IgE; 细胞毒性T-淋巴细胞相关 抗原 (CTLA), 诸如

CTLA-4;抑制素;活化素;激素或生长因子的受体;蛋白A或D;类风湿因子;神经营养因子,诸如骨衍生神经营养因子(BDNF)、神经营养蛋白-3、-4、-5、或-6(NT-3、NT-4、NT-5、或NT-6),或神经生长因子,诸如NGF- β ;血小板衍生生长因子(PDGF);成纤维细胞生长因子,诸如aFGF和bFGF;表皮生长因子(EGF);转化生长因子(TGF),诸如TGF- α 和TGF- β ,包括TGF- β 1、TGF- β 2、TGF- β 3、TGF- β 4、或TGF- β 5;胰岛素样生长因子-I和-II(IGF-I和IGF-II);des(1-3)-IGF-I(脑IGF-I),胰岛素样生长因子结合蛋白;CD蛋白,诸如CD3、CD4、CD8、CD19和CD20;红细胞生成素;骨诱导因子;免疫毒素;骨形态生成蛋白(BMP);干扰素,诸如干扰素- α 、- β 、和- γ ;集落刺激因子(CSF),例如M-CSF、GM-CSF、和G-CSF;白介素(IL),例如IL-1至IL-10;超氧化物歧化酶;T-细胞受体;表面膜蛋白;衰变加速因子;病毒抗原,诸如例如AIDS被膜的一部分;运输蛋白;归巢受体;地址素;调节蛋白;整联蛋白,诸如CD11a、CD11b、CD11c、CD18、ICAM、VLA-4和VCAM;肿瘤相关抗原,诸如HER2、HER3或HER4受体;和任何上文所列多肽的片段。

[0169] 在本发明的某些实施方案中,本发明所涵盖的抗体的分子靶包括VEGF 和CD20。在一些实施方案中,本文中的抗体为一种结合人VEGF的抗体。在一些实施方案中,本文中的抗体为一种结合人CD20的抗体。

[0170] (i) 抗原制备

[0171] 可溶性抗原或其片段(任选缀合有其它分子的)可作为免疫原用于生成抗体。对于跨膜分子,诸如受体,它们的片段(例如受体的胞外结构域)可用作免疫原。或者,表达跨膜分子的细胞可用作免疫原。此类细胞可衍生自天然来源(例如癌细胞系),或者可以是经重组技术转化而表达跨膜分子的细胞。对于制备抗体有用的其它抗原及其形式对于本领域技术人员会是显而易见的。

[0172] (ii) 某些基于抗体的方法

[0173] 多克隆抗体优选通过在动物中多次皮下(sc)或腹膜内(ip)注射相关抗原和佐剂来生成。使用双功能或衍生化试剂,例如马来酰亚胺苯甲酰碘基琥珀酰亚胺酯(通过半胱氨酸残基缀合)、N-羟基琥珀酰亚胺(通过赖氨酸残基)、戊二醛、琥珀酸酐、SOC1₂或R¹N=C=NR,其中R和R¹是不同的烃基,将相关抗原与在待免疫物种中有免疫原性的蛋白质缀合可能是有用的,例如匙孔虫戚血蓝蛋白、血清清蛋白、牛甲状腺球蛋白或大豆胰蛋白酶抑制剂。

[0174] 通过将例如100 μ g或5 μ g蛋白质或缀合物(分别用于兔或小鼠)与3倍体积的弗氏完全佐剂混和并将该溶液皮内注射于多个部位,将动物针对抗原、免疫原性缀合物或衍生物进行免疫。一个月后,通过多个部位的皮下注射,用弗氏完全佐剂中初始量1/5-1/10的肽或缀合物对动物进行加强免疫。7-14天后,采集动物的血液,并测定血清的抗体滴度。对动物进行加强免疫,直到滴度达到平台(plateau)。优选的是,将动物用相同抗原但与不同蛋白质和/或通过不同交联剂缀合得到的缀合物进行加强免疫。缀合物还可在重组细胞培养中作为蛋白质融合物来制备。同样,适当使用凝聚剂诸如明矾来增强免疫应答。

[0175] 本发明的单克隆抗体可使用杂交瘤方法来生成,其首先记载于Kohler et al., Nature, 256:495 (1975),并进一步记载于例如Hongo et al., Hybridoma, 14 (3):253-260 (1995), Harlow et al., Antibodies:A Laboratory Manual, (Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2nd ed.1988); Hammerling et al., in: Monoclonal Antibodies and

T-Cell Hybridomas 563-681 (Elsevier, N.Y., 1981), 和 Ni, Xiandai Mianyixue, 26 (4) : 265-268 (2006), 关于人-人杂交瘤。别的方法 包括那些记载于例如 U.S.Pat.No.7,189,826 的, 其关于自杂交瘤细胞系生成 单克隆人天然 IgM 抗体。人杂交瘤技术(三元杂交瘤 (Trioma) 技术) 记载 于 Vollmers and Brandlein, Histology and Histopathology, 20 (3) : 927-937 (2005) 和 Vollmers and Brandlein, Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology, 27 (3) : 185-91 (2005)。

[0176] 关于各种其它杂交瘤技术, 参见例如 US 2006/258841; US 2006/183887 (完全人的抗体); US 2006/059575; US 2005/287149; US 2005/100546; US 2005/026229; 和 U.S.Pat.Nos.7,078,492 和 7,153,507。一种使用杂交瘤方法来 生成单克隆抗体的示例性方案记载如下。在一个实施方案中, 免疫小鼠或其 它适宜宿主动物(诸如仓鼠)以引发生成或能够生成会特异性结合用于免疫 的蛋白质的抗体的淋巴细胞。通过多次皮下 (sc) 或腹膜内 (ip) 注射本发 明的多肽或其片段和佐剂诸如单磷脂酰胆脂质A (MPL) /海藻糖二棒分枝菌酸 酯 (TDM) (Ribi Immunochem. Research, Inc., Hamilton, Mont.), 在动物中生 成抗体。本发明的多肽(例如抗原)或其片段可使用本领域公知方法来制备, 诸如重组方法, 其中一些在本文中有进一步描述。对来自经免疫动物的血清 测定抗抗原抗体, 并任选施用加强免疫。自生成抗抗原抗体的动物分离淋巴 细胞。或者, 在体外免疫淋巴细胞。

[0177] 然后使用合适的融合剂诸如聚乙二醇将淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合以 形成杂交瘤细胞。参见例如 Goding, Monoclonal Antibodies: Principles and Practice, pp.59-103 (Academic Press, 1986)。可使用高效融合、支持选定的抗 体生成细胞稳定地高水平生成抗体、且对培养基诸如HAT培养基敏感的骨髓 瘤细胞。示例性的骨髓瘤细胞包括但不限于鼠骨髓瘤系, 诸如那些衍生自 MOPC-21 和 MPC-11 小鼠肿瘤(可得自索尔克 (Salk) 研究所细胞分发中心, San Diego, Calif. USA) 的, 及 SP-2 或 X63-Ag8-653 细胞(可得自美国典型培养物 保藏中心, Rockville, Md. USA) 的。人骨髓瘤和小鼠 - 人异源骨髓瘤细胞系也 记载用于生成人单克隆抗体 (Kozbor, J. Immunol., 133:3001 (1984); Brodeur et al., Monoclonal Antibody Production Techniques and Applications, pp.51-63 (Marcel Dekker, Inc., New York, 1987))。

[0178] 将如此制备的杂交瘤细胞在合适的培养基中接种和培养, 例如含有抑制 未融合的亲本骨髓瘤细胞生长或存活的一种或多种物质的培养基。例如, 若 亲本骨髓瘤细胞缺乏 次黄嘌呤鸟嘌呤磷酸核糖基转移酶 (HGPRT 或 HPRT), 则用于杂交瘤的培养基典型的会含有 次黄嘌呤、氨基喋呤和胸昔 (HAT 培养 基), 这些物质阻止 HGPRT 缺陷细胞生长。优选地, 使用无血清杂交瘤细胞 培养方法来降低动物衍生血清的使用, 诸如胎牛血清, 如记载于例如 Even et al., Trends in Biotechnology, 24 (3), 105-108 (2006)。

[0179] 作为提高杂交瘤细胞培养物生产力的工具的寡肽记载于 Franek, Trends in Monoclonal Antibody Research, 111-122 (2005)。具体地, 标准培养基富含 某些氨基酸 (丙氨酸、丝氨酸、天冬酰胺、脯氨酸) 或蛋白质水解产物级分, 而且可通过由 3-6 个氨基酸 残基构成的合成寡肽来显著遏制凋亡。所述肽以 毫摩尔或更高浓度存在。

[0180] 可对杂交瘤细胞正在其中生长的培养液测定结合本发明抗原的单克隆 抗体的生成。可通过免疫沉淀或通过体外结合测定法, 诸如放射免疫测定法 (RIA) 或酶联免疫吸附测定法 (ELISA), 测定由杂交瘤细胞生成的单克隆抗体 的结合特异性。单克隆抗体的结合

亲和力可通过例如Scatchard分析来测定。参见例如Munson et al., Anal.Biochem. 107: 220 (1980)。

[0181] 在鉴定得到生成具有期望特异性、亲和力和/或活性的抗体的杂交瘤细胞后,该克隆可通过有限稀释规程进行亚克隆并通过标准方法进行培养(参见 例如Goding, supra)。适于这一目的的培养基包括例如D-MEM或RPMI-1640 培养基。另外,杂交瘤细胞可以在动物中作为腹水瘤进行体内培养。可通过 常规免疫球蛋白纯化规程,诸如例如蛋白A-Sepharose、羟磷灰石层析、凝胶 电泳、透析或亲和层析,将亚克隆分泌的单克隆抗体与培养液、腹水或血清 适当分开。一种用于自杂交瘤细胞分离蛋白质的规程记载于US 2005/176122 和U.S.Pat.No.6,919,436。该方法包括在结合过程中最低限度地使用盐,诸 如易溶盐,而且优选还在洗脱过程中使用少量的有机溶剂。

[0182] (iii) 某些文库筛选方法

[0183] 本发明的抗体可以通过使用组合库筛选具有期望活性的抗体来生成。例 如,本领域知道用于构建噬菌体展示库及对此类文库筛选具有期望的结合特性的抗体的多种方法。此类方法一般记载于Hoogenboom et al.in Methods in Molecular Biology 178:1-37 (O'Brien et al.,ed.,Human Press,Totowa,N.J., 2001)。例如,一种产生感兴趣抗体的方法是经由使用如Lee et al.,J.Mol.Biol. (2004),340 (5):1073-93中所描述的噬菌体抗体文库。

[0184] 原则上,通过筛选噬菌体文库来选择合成的抗体克隆,所述噬菌体文库 含有展示融合至噬菌体外壳蛋白的各种抗体可变区(Fv)片段的噬菌体。通过 针对所需抗原的亲和层析来淘选此类噬菌体文库。表达能够结合所需抗原的 Fv片段的克隆被吸附至抗原,从而与文库中不结合的克隆分开。然后将结合 的克隆从抗原上洗脱,而且可以通过额外的抗原吸附/洗脱循环进一步富集。本发明的任何抗体可以如下获得,即设计合适的抗原筛选规程来选择感兴趣的噬菌体克隆,接着使用来自感兴趣的噬菌体克隆的Fv序列和Kabat et al., Sequences of Proteins of Immunological Interest,第5版,NIH Publication 91-3242,Bethesda Md. (1991),卷1-3中记载的合适的恒定区(Fc) 序列来构建 全长抗体克隆。

[0185] 在某些实施方案中,抗体的抗原结合域由两个约110个氨基酸的可变(V) 区形成,分别来自轻链(VL) 和重链(VH),都呈现三个高变环(HVR) 或互补决定区(CDR)。可变域可以功能性的展示在噬菌体上,或是作为单链Fv(scFv) 片段(其中VH和VL通过短的、柔性的肽共价相连),或者作为Fab片段(其 中它们各自与恒定域融合且非共价相互作用),如Winter et al., Ann.Rev. Immunol.,12:433-455 (1994) 所述。在用于本文时,编码scFv的噬菌体克隆和 编码Fab的噬菌体克隆统称为“Fv噬菌体克隆”或“Fv克隆”。

[0186] VH和VL基因的全集可以通过聚合酶链式反应(PCR) 分开克隆,并在噬 菌体文库中随机重组,然后可以搜索抗原结合克隆,如Winter et al., Ann.Rev. Immunol.,12:433-455 (1994) 所述。来自经免疫来源的文库提供对免疫原有高 亲和力的抗体,无需构建杂交瘤。或者,可以克隆未免疫的全集,用于为广泛的非自身的及自身的抗原提供单一人抗体来源,无需任何免疫,如Griffiths et al., EMBO J,12:725-734 (1993) 所述。最后,未免疫的文库还可以以合成方 式来构建,即从干细胞克隆未重排的V基因区段,并使用包含随机序列的PCR 引物来编码高度可变的CDR3区及用来在体外实现重排,如Hoogenboom and

Winter, J. Mol. Biol., 227:381-388 (1992) 所述。

[0187] 在某些实施方案中,通过与次要外壳蛋白pIII融合,使用丝状噬菌体来 展示抗体片段。抗体片段可以展示为单链Fv片段,其中VH与VL结构域通过 柔性多肽间隔物在同一多肽链上相连,例如如Marks et al., J. Mol. Biol., 222: 581-597 (1991) 所述,或者展示为Fab片段,其中一条链与pIII融合,另一条链 分泌入细菌宿主细胞周质,在此装配Fab-外壳蛋白结构,其通过替换一些野 生型外壳蛋白而展示在噬菌体表面上,例如如Hoogenboom et al., Nucl. Acids Res., 19:4133-4137 (1991) 所述。

[0188] 一般而言,从收获自人或动物的免疫细胞获得编码抗体基因片段的核 酸。如果希望文库偏向抗抗原克隆,那么可以给受试者免疫接种抗原以产生 抗体应答,并回收脾细胞和/或循环B细胞或其它外周血淋巴细胞(PBL)用于 文库构建。在一个实施方案中,如下得到了偏向抗抗原克隆的人抗体基因片 段文库,即在携带功能性人免疫球蛋白基因阵列(且缺乏功能性内源抗体生 成系统)的转基因小鼠中产生抗抗原抗体应答,使得抗原免疫接种产生生成 针对抗原的人抗体的B细胞。生成人抗体的转基因小鼠的生成在下文中有描 述。

[0189] 可以如下获得抗抗原反应性细胞群的进一步富集,即使用合适的筛选规 程来分离表达抗原特异性膜结合抗体的B细胞,例如通过使用抗原亲和层析 进行的细胞分离或者细胞对荧光染料标记的抗原的吸附及后续的荧光激活 细胞分选(flow-activated cell sorting, FACS)。

[0190] 或者,来自未免疫供体的脾细胞和/或B细胞或其它PBL的使用提供了可 能的抗体全集的更佳展现,而且还容许使用抗原在其中没有抗原性的任何动 物(人或非人的)物种构建抗体文库。对于构建体外掺入抗体基因的文库,从受试者收获干细胞以提供编码未重排抗体基因区段的核酸。可以从多种动 物物种(诸如人、小鼠、大鼠、兔类、luprine、犬、猫、猪、牛、马和禽类 物种等)获得感兴趣的免疫细胞。

[0191] 从感兴趣的细胞回收编码抗体可变基因区段(包括VH和VL区段)的核 酸并扩增。就重排的VH和VL基因文库而言,可以如下获得所需DNA,即从 淋巴细胞分离基因组DNA或 mRNA,接着用与重排的VH和VL基因的5' 和3' 末端匹配的引物进行聚合酶链式反应(PCR),如Orlandi et al., Proc. Natl. Acad. Sci. (USA), 86:3833-3837 (1989) 所述,由此构建多样性V基因全集供表达。可以从cDNA和基因组DNA扩增V基因,反向引物位于编码成熟V结构域的外 显子的5' 末端,正向引物基于J区段内部,如Orlandi等(1989) 和Ward et al., Nature, 341:544-546 (1989) 所述。然而,为了从cDNA进行扩增,反向引物还 可基于前导外 显子内,如Jones et al., Biotechnol., 9:88-89 (1991) 所述,正向 引物基于恒定区内,如 Sastry et al., Proc. Natl. Acad. Sci. (USA), 86:5728-5732 (1989) 所述。为了使互补性最大 化,引物中可以掺入简并性,如Orlandi等(1989) 或Sastry等(1989) 所述。在某些实施方案中,如下将文库多样性最大化,即使 用靶向每个V基因家族的PCR引物来扩增免疫细胞核 酸样品中存在的所有可 获得的VH和VL重排,例如如Marks et al., J. Mol. Biol., 222:581-597 (1991) 的 方法中所述或Orum et al., Nucleic Acids Res., 21:4491-4498 (1993) 的方法中 所述。为了将所扩增的DNA克隆入表达载体,可以在PCR引物的一端引入罕 见的限制 性位点作为标签,如Orlandi等(1989) 所述,或者用带标签的引物进 行进一步的PCR扩增,如Clackson et al., Nature, 352:624-628 (1991) 所述。

[0192] 合成重排的V基因全集可以在体外从V基因区段衍生。大多数人VH基因 区段已经

克隆和测序(Tomlinson et al., J.Mol.Biol., 227:776-798 (1992)), 并定位(Matsuda et al., Nature Genet., 3:88-94 (1993)); 这些克隆的区段(包括 H1和H2环的所有主要构造)可用于生成多样性VH基因全集, 用到编码序列 和长度多样性的H3环的PCR引物, 如 Hoogenboom and Winter, J.Mol.Biol., 227:381-388 (1992) 所述。VH全集还可如下生成, 所有序列多样性集中于单一长度的长H3环, 如Barbas et al., Proc.Natl.Acad.Sci.USA, 89:4457-4461 (1992) 所述。人V κ 和V λ 区段已经克隆和测序(Williams and Winter, Eur.J. Immunol., 23:1456-1461 (1993)), 而且可用于生成合成轻链全集。基于一系列VH和VL折叠结构及L3和H3长度的合成V基因全集将编码具有可观结构多样性的抗体。扩增编码V基因的DNA后, 依照Hoogenboom and Winter, J. Mol.Biol., 227:381-388 (1992) 的方法, 可以在体外重排种系V基因区段。

[0193] 抗体片段全集可以如下构建, 即以数种方式将VH与VL基因全集联合在一起。可以在不同载体中创建各个全集, 并在体外重组载体, 例如如Hogrefe et al., Gene, 128:119-126 (1993) 所述, 或者在体内通过组合感染来重组载体, 例如Waterhouse et al., Nucl.Acids Res., 21:2265-2266 (1993) 中记载的loxP系统。体内重组方法利用Fab片段的双链性质来克服因大肠杆菌转化效率施加的库容量限制。分开克隆未免疫的VH和VL全集, 一个克隆入噬菌粒, 另一个克隆入噬菌体载体。然后通过用噬菌体感染含噬菌粒的细菌使得每个细胞包含一种不同组合来联合两个文库, 库容量只受细胞存在数的限制(约10¹²个克隆)。两种载体都包含体内重组信号, 使得VH与VL基因重组到单一复制子上, 并共包装成噬菌体病毒粒。这些巨型文库提供了大量的具有优良亲和力(K_d^{-1} 为约10⁻⁸M) 的多样性抗体。

[0194] 或者, 可以将全集序贯克隆入同一载体, 例如如Barbas et al., Proc.Natl.Acad.Sci.USA, 88:7978-7982 (1991) 所述, 或者通过PCR装配到一起, 然后克隆, 例如如Clackson et al., Nature, 352:624-628 (1991) 所述。PCR装配还可用于将VH和VL DNA与编码柔性肽间隔物的DNA连接以形成单链Fv (scFv) 全集。在另一种技术中, “细胞内PCR装配”用于通过PCR在淋巴细胞内联合VH与VL基因, 然后克隆所连接基因的全集, 如Embleton et al., Nucl.Acids Res., 20:3831-3837 (1992) 所述。

[0195] 未免疫文库(天然的或合成的)生成的抗体可具有中等亲和力(K_d^{-1} 为约10⁶-10⁷M⁻¹), 但还可以如下在体外模拟亲和力成熟, 即构建次生文库并再次选择, 如Winter等(1994), 见上文所述。例如, 在Hawkins et al., J.Mol.Biol., 226:889-896 (1992) 的方法或Gram et al., Proc.Natl.Acad.Sci USA, 89: 3576-3580 (1992) 的方法中, 使用易错聚合酶在体外随机引入突变(Leung et al., Technique, 1:11-15 (1989))。另外, 可以通过随机突变一个或多个CDR来进行亲和力成熟, 例如在选定的个别Fv克隆中使用携带跨越感兴趣CDR的随机序列的引物进行PCR并筛选更高亲和力的克隆。WO 9607754 (公布于1996年3月14日) 记载了用于在免疫球蛋白轻链的互补决定区中诱导诱变以创建轻链基因文库的方法。另一种高效方法是将通过噬菌体展示选出的VH或VL结构域与得自未免疫供体的天然存在V结构域变体全集重组, 并在数轮链改组中筛选更高亲和力, 如Marks et al., Biotechnol., 10:779-783 (1992) 所述。此技术容许生成亲和力约10⁻⁹M或小于10⁻⁹M的抗体和抗体片段。

[0196] 文库的筛选可通过本领域已知的多种技术来实现。例如, 抗原可用于包被吸附板

的孔,在附着至吸附板的宿主细胞上表达,或用于细胞分选,或者 缀合至生物素以用链霉亲合素包被的珠捕捉,或者用于淘选噬菌体展示库的 任何其它方法。

[0197] 在适于至少部分噬菌体颗粒结合吸附剂的条件下,使噬菌体文库样品接 触固化的抗原。正常情况下,选择包括pH、离子强度、温度等等的条件来 模拟生理学条件。结合至固相的噬菌体进行清洗,然后用酸洗脱,例如如 Barbas et al., Proc.Natl.Acad.Sci USA, 88:7978-7982 (1991) 所述,或者用碱 洗脱,例如如Marks et al., J.Mol.Biol., 222: 581-597 (1991) 所述,或者通过抗 原竞争洗脱,例如在与Clackson et al., Nature, 352: 624-628 (1991) 的抗原竞争 法类似的规程中。噬菌体在单轮选择中可以富集20-1,000倍。此外,富集的 噬菌体可以在细菌培养物中进行培养,并进行更多轮选择。

[0198] 选择的效率取决于许多因素,包括清洗过程中解离的动力学,及单个噬 菌体上的多个抗体片段是否能同时结合抗原。具有较快解离动力学(和弱结 合亲和力)的抗体可以通过使用短时间的清洗、多价噬菌体展示、及固相中 的高抗原包被密度来保留。高密度不仅通过多价相互作用而稳定了噬菌体,而且有利于已解离的噬菌体的再结合。具有较慢解 离动力学(和强结合亲和 力)的抗体的选择可以通过使用长时间的清洗和单价噬菌体展示 (如Bass et al., Proteins, 8:309-314 (1990) 和WO 92/09690所述) 及低抗原包被密度(如 Marks et al., Biotechnol., 10:779-783 (1992) 所述) 来促进。

[0199] 有可能在对抗原具有不同亲和力的噬菌体抗体之间进行选择,甚至是亲 和力略有差异的。然而,选定抗体的随机突变(例如如有些亲和力成熟技术 中所进行的) 有可能产生许多突变体,多数结合抗原,少数具有更高的亲和 力。通过限制抗原,罕见的高亲和力噬 菌体能竞争胜出。为了保留所有较高 亲和力的突变体,可以将噬菌体与过量的生物素化抗 原一起温育,但是生物 素化抗原的浓度以摩尔计低于抗原的目标摩尔亲和常数。然后可以用链霉亲 合素包被的顺磁珠捕捉高亲和力的结合噬菌体。此类“平衡捕捉”容许依照结 合亲和力来选择抗体,其灵敏性容许从大大过量的低亲和力噬菌体中分离出 亲和力只有原值2倍的突变体克隆。还可以操作用于清洗结合至固相的噬菌 体的条件来进行基于解离动 力学的区分。

[0200] 抗抗原克隆可以基于活性进行选择。在某些实施方案中,本发明提供了 结合天然 表达抗原的活细胞或结合游离漂浮抗原或附着于其它细胞结构的 抗原的抗抗原抗体。对应于此类抗抗原抗体的Fv克隆可以如下选出:(1) 如 上所述从噬菌体文库分离抗抗原克 隆,并任选通过在合适的细菌宿主中培养 所分离的噬菌体克隆群来扩增该群体;(2) 选出 分别想要阻断和不阻断其活 性的第二蛋白质和抗原;(3) 使抗抗原噬菌体克隆吸附至固定化的抗原;(4) 使用过量的第二蛋白质来洗脱任何不想要的、识别抗原结合决定簇(其与第 二蛋白质的结合决定簇交叠或共享)的克隆;并(5) 洗脱在步骤(4) 后仍然吸 附的克隆。任 选的是,具有期望的阻断/不阻断特性的克隆可以通过一次或多 次重复本文所述选择规程 来进一步富集。

[0201] 编码本发明杂交瘤衍生单克隆抗体或噬菌体展示Fv克隆的DNA易于使 用常规规 程分离和测序(例如通过使用设计成自杂交瘤或噬菌体DNA模板特 异性扩增感兴趣的重链 和轻链编码区的寡核苷酸引物)。一旦分离,可将DNA 置于表达载体中,然后将该表达载体 转染入原本不生成免疫球蛋白蛋白质的 宿主细胞,诸如大肠杆菌细胞、猿COS细胞、中国仓鼠 卵巢(CHO) 细胞或骨 髓瘤细胞,以在重组宿主细胞中获得所需单克隆抗体的合成。关于

编码抗体的DNA在细菌中的重组表达的综述性论文包括Skerra et al., Curr.Opinion in Immunol., 5:256 (1993) 及Pluckthun, Immunol.Revs, 130:151 (1992)。

[0202] 编码本发明Fv克隆的DNA可以联合编码重链和/或轻链恒定区的已知DNA序列(例如适宜的DNA序列可得自Kabat等,见上文)以形成编码全长或部分长度重链和/或轻链的克隆。应当领会,任何同种型的恒定区都可用于此目的,包括IgG、IgM、IgA、IgD和IgE恒定区,而且此类恒定区可以得自任何人或动物物种。衍生自一种动物(诸如人)物种的可变域DNA,然后与另一动物物种的恒定区DNA融合以形成“杂合的”全长重链和/或轻链的编码序列的Fv克隆包括在本文所用“嵌合”和“杂合”抗体的定义中。在某些实施方案中,衍生自人可变DNA的Fv克隆与人恒定区DNA融合以形成全长或部分长度人重链和/或轻链的编码序列。

[0203] 还可以修饰编码衍生自本发明杂交瘤的抗原抗体的DNA,例如通过替代,即用人重链和轻链恒定域的编码序列替换衍生自杂交瘤克隆的同源鼠序列(例如如Morrison et al., Proc.Natl.Acad.Sci.USA, 81:6851-6855 (1984) 中的方法)。可以进一步修饰编码杂交瘤或Fv克隆衍生抗体或片段的DNA,通过共价连接免疫球蛋白编码序列和非免疫球蛋白多肽的整个或部分编码序列。可以以该方式制备具有本发明的Fv克隆或杂交瘤克隆衍生抗体的结合特异性的“嵌合”或“杂合”抗体。

[0204] (iv) 人源化抗体和人抗体

[0205] 本领域知道用于人源化非人抗体的多种方法。例如,人源化抗体具有一个或多个从非人来源引入的氨基酸残基。这些非人氨基酸残基常常称为“输入”残基,它们通常取自“输入”可变域。基本上可遵循Winter及其同事的方法进行人源化(Jones et al., Nature, 321:522-525 (1986); Riechmann et al., Nature, 332:323-327 (1988); Verhoeyen et al., Science, 239:1534-1536 (1988)),即用啮齿类CDR或CDR序列替代人抗体的对应序列。因此,此类“人源化”抗体是嵌合抗体(美国专利4,816,567),其中显著少于完整的人可变域用非人物种的相应序列替代。在实践中,人源化抗体通常是如下人抗体,其中有些CDR残基和可能的有些FR残基用啮齿类抗体类似位点的残基替代。

[0206] 用于制备人源化抗体的人轻链和重链可变域的选择对于降低抗原性是非常重要的。依照所谓的“最适(best-fit)”方法,用啮齿类抗体的可变域序列对已知人可变域序列的整个文库进行筛选。然后选择与啮齿类最接近的人序列作为人源化抗体的人框架(FR)(Sims et al., J.Immunol., 151:2296 (1993); Chothia et al., J.Mol.Biol., 196:901 (1987))。另一种方法使用由特定轻链或重链亚类(subgroup)的所有人抗体的共有序列衍生的特定框架。相同框架可用于几种不同的人源化抗体(Carter et al., Proc.Natl.Acad.Sci.USA, 89:4285 (1992); Presta et al., J.Immunol., 151:2623 (1993))。

[0207] 更为重要的是抗体在人源化后保留对抗原的高亲和力和其它有利的生物学特性。为了达到此目的,依照该方法的一个实施方案,通过使用亲本序列和人源化序列的三维模型分析亲本序列和各种概念性人源化产物的过程来制备人源化抗体。通常可获得免疫球蛋白三维模型,这是本领域技术人员所熟悉的。还可获得图解和显示所选候选免疫球蛋白序列的可能三维构象结构的计算机程序。通过检查这些显示图像能分析残基在候选免疫球蛋白序列发挥功能中的可能作用,即分析影响候选免疫球蛋白结合其抗原的能力的残基。这样,可以从受体序列和输入序列中选出FR残基并组合,从而得到期望的抗体特

征,诸如对靶抗原的亲和力升高。一般而言,高变区残基直接且最实质的涉及对抗原结合的影响。

[0208] 本发明的人抗体可以通过如上所述联合选自人衍生噬菌体展示库的Fv 克隆可变域序列与已知的人恒定域序列来构建。或者,可以通过杂交瘤方法 来生成本发明的人单克隆抗体。用于生成人单克隆抗体的人骨髓瘤和小鼠 - 人异源骨髓瘤细胞系已有记载,例如 Kozbor J. Immunol., 133:3001 (1984) ; Brodeur et al., Monoclonal Antibody Production Techniques and Applications, pp. 51-63 (Marcel Dekker, Inc., New York, 1987) ; 及 Boerner et al., J. Immunol., 147:86 (1991) .

[0209] 例如,有可能生成在缺乏内源免疫球蛋白生成的情况下能够在免疫后生成成人抗体完整全集的转基因动物(例如小鼠)。例如,已经记载了嵌合和种系突变小鼠中抗体重链连接区 (J_H) 基因的纯合删除导致内源抗体生成的完全抑制。在此类种系突变小鼠中转移大量人种系免疫球蛋白基因将导致在抗原 攻击后生成人抗体。参见例如 Jakobovits et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 90:2551 (1993) ; Jakobovits et al., Nature, 362:255-258 (1993) ; Bruggermann et al., Year in Immuno., 7:33 (1993) ; 及 Duchosal et al. Nature 355:258 (1992) 。

[0210] 基因改组也可用于自非人(例如啮齿类)抗体衍生人抗体,其中人抗体 具有与起始非人抗体相似的亲和力和特异性。依照此方法,它也称为“表位 印记”(epitope imprinting),如本文所述通过噬菌体展示技术得到的非人抗体 片段的重链或轻链可变区用人V结构域基因全集替换,产生非人链-人链scFv 或Fab嵌合物群。用抗原进行的选择导致非人链/人链嵌合scFv或Fab的分离, 其中人链恢复了在一级噬菌体展示克隆中消除相应的非人链后破坏的抗原 结合位点,即表位决定(印记,imprint)人链配偶体的选择。在重复该过程 以替换剩余非人链时,得到人抗体(参见PCT WO 93/06213,公开于1993年4 月1 日)。与传统的通过CDR移植进行的非人抗体的人源化不同,此技术提供 完全人的抗体,它们不含非人起源的FR或CDR残基。

[0211] (v) 抗体片段

[0212] 抗体片段可以通过传统手段来生成,诸如酶促消化,或者通过重组技术 来生成。在某些情况下,使用抗体片段,而不是完整抗体有优势。片段的较 小尺寸容许快速清除,而且可导致更易于到达实体瘤。某些抗体片段的综述 参见Hudson et al. (2003) Nat. Med. 9: 129-134。

[0213] 已经开发了用于生成抗体片段的多种技术。传统上,通过蛋白水解消化 完整抗体来衍生这些片段(参见例如 Morimoto et al., Journal of Biochemical and Biophysical Methods 24:107-117 (1992) ; 及 Brennan et al., Science 229:81 (1985))。然而,现在可直接由重组宿主细胞生成这些片段。Fab、Fv和scFv 抗体片段都可在大肠杆菌中表达和由大肠杆菌分泌,如此容许容易地生成大量的这些片段。可从上文讨论的噬菌体抗体库中分离抗体片段。或者,可直接从大肠杆菌回收Fab'-SH片段并化学偶联以形成F(ab')₂片段(Carter et al., Bio/Technology 10:163-167 (1992))。依照另一种方法,可直接从重组宿主细胞培养物分离F(ab')₂片段。包含补救受体结合表位残基、具有延长的体内半衰期的Fab和F(ab')₂片段记载于美国专利No.5,869,046。用于生成抗体片段的 其它技术对于熟练从业人员会是显而易见的。在某些实施方案中,抗体是单 链Fv片段 (scFv)。参见WO

93/16185;美国专利No.5,571,894;及5,587,458。Fv和scFv是具有完整结合位点、缺少恒定区的唯一类型;如此,它们可能适于在体内使用时降低非特异性结合。可构建scFv融合蛋白以生成效应器蛋白质在scFv的氨基或羧基末端的融合。参见Antibody Engineering, Borrebaeck编, 见上文。抗体片段还可以是“线性抗体”,例如如美国专利No.5,641,870中所记载的。此类线性抗体可以是单特异性的或双特异性的。

[0214] (vi) 多特异性抗体

[0215] 多特异性抗体具有对至少两种不同表位的结合特异性,其中所述表位通常来自不同抗原。尽管此类分子通常只结合两种不同表位(即双特异性抗体, BsAb),但是此表述在用于本文时涵盖具有额外特异性的抗体,诸如三特异性抗体。可将双特异性抗体制备成全长抗体或抗体片段(例如F(ab')₂,双特异性抗体)。

[0216] 用于构建双特异性抗体的方法是本领域已知的。全长双特异性抗体的传统生产基于两对免疫球蛋白重链-轻链的共表达,其中两种链具有不同的特异性(Millstein et al., Nature, 305:537-539 (1983))。由于免疫球蛋白重链和轻链的随机分配,这些杂交瘤(四源杂交瘤(quadroma))生成10种不同抗体分子的潜在混合物,其中只有一种具有正确的双特异性结构。通常通过亲和层析步骤进行的正确分子的纯化相当麻烦且产物产量低。类似的规程披露于WO 93/08829及Traunecker et al., EMBO J., 10:3655-3659 (1991)。

[0217] 依照一种不同的方法,将具有期望结合特异性(抗体-抗原结合位点)的抗体可变域与免疫球蛋白恒定域序列融合。优选的是,与包含至少部分铰链、CH2和CH3区的免疫球蛋白重链恒定域进行融合。通常在至少一种融合物中存在包含轻链结合所必需的位点的第一重链恒定区(CH1)。将编码免疫球蛋白重链融合物和,在需要时,免疫球蛋白轻链的DNA插入分开的表达载体中,并共转染到合适的宿主生物体中。在用于构建的三种多肽链比例不等时提供所期望的最佳产量的实施方案中,这为调整三种多肽片段的相互比例提供了很大的灵活性。然而,在至少两种多肽链以相同比例表达导致高产量时或在该比例没有特别意义时,有可能将两种或所有三种多肽链的编码序列插入一个表达载体。

[0218] 在该方法的一个实施方案中,双特异性抗体由一个臂上具有第一结合特异性的杂合免疫球蛋白重链,和另一个臂上的杂合免疫球蛋白重链-轻链对(提供第二结合特异性)构成。由于免疫球蛋白轻链仅在半个双特异性分子中的存在提供了便利的分离途径,因此发现这种不对称结构便于将期望的双特异性化合物与不想要的免疫球蛋白链组合分开。该方法披露于WO 94/04690。关于生成双特异性抗体的进一步详情参见例如Suresh et al., Methods in Enzymology, 121:210 (1986)。

[0219] 依照W096/27011中记载的另一种方法,可改造一对抗体分子间的界面,以将从重组细胞培养物回收的异二聚体的百分比最大化。一种界面包含抗体恒定域的至少部分CH3结构域。在该方法中,将第一抗体分子界面的一个或多个氨基酸侧链用较大侧链(例如酪氨酸或色氨酸)替换。通过将大氨基酸侧链用较小氨基酸侧链(例如丙氨酸或苏氨酸)替换,在第二抗体分子的界面上产生与大侧链相同或相似大小的补偿性“空腔”。这提供了较之其它不想要的终产物诸如同二聚体提高异二聚体产量的机制。

[0220] 双特异性抗体包括交联的或“异源缀合的”抗体。例如,可以将异源缀合物中的一种抗体与亲合素偶联,而将另一种抗体与生物素偶联。此类抗体已经建议用于例如将免疫系统细胞靶向不想要的细胞(美国专利No.4,676,980)和用于治疗HIV感染(WO 91/00360,

WO 92/200373, 和 EP 03089)。异源缀合 抗体可以使用任何方便的交联方法来制备。合适的交联剂连同许多交联技术 是本领域众所周知的,而且披露于美国专利No.4,676,980。

[0221] 文献中还记载了由抗体片段生成双特异性抗体的技术。例如,可使用化 学连接来制备双特异性抗体。Brennan et al., Science, 229:81 (1985) 记载了通 过蛋白水解切割完整抗体以生成 $F(ab')_2$ 片段的规程。将这些片段在存在二硫 醇络合剂亚砷酸钠的情况下还原,以稳定邻近的二硫醇并防止分子间二硫键 的形成。然后将产生的 Fab' 片段转变为硫代硝基苯甲酸酯(TNB)衍生物。然 后将 Fab' -TNB衍生物之一通过巯基乙胺的还原重新恢复成 Fab' -硫醇,并与等 摩尔量的另一种 Fab' -TNB衍生物混合,以形成双特异性抗体。产生的双特异 性抗体可用作酶的选择性固定化试剂。

[0222] 最新的进展便于从大肠杆菌直接回收 Fab' -SH片段,这些片段可化学偶联 以形成双特异性抗体。Shalaby et al., J.Exp.Med., 175:217-225 (1992) 记载了 完全人源化的双特异性抗体 $F(ab')_2$ 分子的生成。由大肠杆菌分开分泌每种 Fab' 片段,并在体外进行定向化学偶联以形成双特异性抗体。

[0223] 还记载了从重组细胞培养物直接生成和分离双特异性抗体片段的多种 技术。例 如,已使用亮氨酸拉链生成双特异性抗体。Kostelny et al., J.Immunol., 148(5):1547-1553 (1992)。将来自Fos和Jun蛋白的亮氨酸拉链肽通过基因融合 与两种不同抗体的 Fab' 部分连接。抗体同二聚体在铰链区还原以形成单体, 然后重新氧化以形成抗体异二聚体。这种方法也可用于生成抗体同二聚体。Hollinger et al., Proc.Natl.Acad.Sci.USA, 90: 6444-6448 (1993) 记载的“双抗 体”技术提供了构建双特异性抗体片段的替代机制。该片段包含通过接头相 连的重链可变域(V_H) 和轻链可变域(V_L),所述接头太短使得同一条链上的两 个结构域之间不能配对。因此,迫使一个片段上的 V_H 和 V_L 结构域与另一个 片段上的互补 V_L 和 V_H 结构域配对,由此形成两个抗原结合位点。还报道了 通过使用单链Fv(sFv) 二聚体构 建双特异性抗体片段的另一种策略。参见 Gruber et al., J.Immunol., 152:5368 (1994)。

[0224] 设想了具有超过两个效价的抗体。例如,可制备三特异性抗体。Tuft et al., J.Immunol., 147:60 (1991)。

[0225] (vii) 单域抗体

[0226] 在有些实施方案中,本发明的抗体是单域抗体 (single-domain antibody)。单域 抗体是包含抗体的整个或部分重链可变域或者整个或部分轻链可变域 的单一多肽链。在 某些实施方案中,单域抗体是人单域抗体 (Domantis, Inc., Waltham, Mass.; 参见例如美国 专利No.6,248,516B1)。在一个实施方案中, 单域抗体由抗体的整个或部分重链可变域组 成。

[0227] (viii) 抗体变体

[0228] 在有些实施方案中,涵盖本文所述抗体的氨基酸序列修饰。例如,可能 希望改进 抗体的结合亲和力和/或其它生物学特性。抗体的氨基酸序列变体可 以是通过将适宜的 变化引入编码抗体的核苷酸序列或通过肽合成制备的。此 类修饰包括例如抗体氨基酸序列 内的残基删除和/或插入和/或替代。可进行 任何删除、插入和替代组合以获得最终的构建 物,倘若最终的构建物具有期 望的特征。可在制备序列时将氨基酸改变引入受试抗体的氨 基酸序列。

[0229] (ix) 抗体衍生物

[0230] 可进一步修饰本发明的抗体以包含本领域知道的且易于获得的额外非蛋白质性质模块。在某些实施方案中，适于抗体衍生化的模块是水溶性聚合物。水溶性聚合物的非限制性例子包括但不限于聚乙二醇(PEG)、乙二醇/丙二醇共聚物、羧甲基纤维素、右旋糖苷、聚乙烯醇、聚乙烯吡咯烷酮、聚-1,3-二氧戊环、聚-1,3,6-三口恶烷、乙烯/马来酸酐共聚物、聚氨基酸(均聚物或随机共聚物)、右旋糖苷或聚(n-乙烯吡咯烷酮)聚乙二醇、丙二醇均聚物、环氧丙烷/环氧乙烷共聚物、聚氧乙烯化多元醇(例如甘油)、聚乙烯醇、及其混合物。由于其在水中的稳定性，聚乙二醇丙醛在生产中可能具有优势。聚合物可以是任何分子量，而且可以是分支的或不分支的。附着于抗体的聚合物数目可以变化，而且如果附着了超过一个聚合物，那么它们可以是相同或不同的分子。一般而言，可根据下列考虑来确定用于衍生化的聚合物的数目和/或类型，包括但不限于待改进抗体的具体特性或功能、抗体衍生物是否将用于指定条件下的治疗等。

[0231] (x) 载体、宿主细胞、和重组方法

[0232] 也可以使用重组方法来生成抗体。为了重组生产抗原抗体，分离编码抗体的核酸，并将其插入可复制载体，用于进一步克隆(DNA扩增)或表达。可使用常规规程容易的分离编码抗体的DNA并测序(例如通过使用能够与编码抗体重链和轻链的基因特异结合的寡核苷酸探针)。可利用许多载体。载体构件通常包括但不限于下列一种或多种：信号序列、复制起点、一种或多种标志基因、增强子元件、启动子、和转录终止序列。

[0233] (a) 信号序列构件

[0234] 本发明的抗体不仅可以直接重组生产，而且可以作为与异源多肽的融合多肽重组生产，所述异源多肽优选是成熟蛋白质或多肽的N-末端处的信号序列或具有特异性切割位点的其它多肽。所选择的异源信号序列优选是受到宿主细胞识别并加工(例如受到信号肽酶切割)的。对于不识别和加工天然抗体信号序列的原核宿主细胞，所述信号序列用例如选自碱性磷酸酶、青霉素酶、1pp或热稳定肠毒素II前导序列的原核信号序列取代。为了酵母分泌，天然信号序列可以用例如酵母转化酶前导序列、 α 因子前导序列(包括糖酵母属和克鲁维氏酵母属 α 因子前导序列)、酸性磷酸酶前导序列、白色假丝酵母葡萄糖淀粉酶前导序列、或WO 90/13646中记载的信号取代。在哺乳动物细胞表达中，可以利用哺乳动物信号序列以及病毒分泌前导序列，例如单纯疱疹gD信号。

[0235] (b) 复制起点

[0236] 表达和克隆载体都包含能够使载体在一种或多种所选择的宿主细胞中复制的核酸序列。通常，在克隆载体中，这种序列是能够使载体不依赖于宿主染色体DNA而复制的序列，包括复制起点或自主复制序列。众所周知多种细菌、酵母和病毒的此类序列。来自质粒pBR322的复制起点适合于大多数革兰氏阴性细菌， 2μ 质粒起点适合于酵母，而各种病毒起点(SV40、多瘤病毒、腺病毒、VSV或BPV)可用于哺乳动物细胞中的克隆载体。一般而言，哺乳动物表达载体不需要复制起点构件(SV40起点的使用通常可能只是因为它包含早期启动子)。

[0237] (c) 选择基因构件

[0238] 表达和克隆载体可包含选择基因，也称为选择标志。典型的选择基因编码如下蛋白：(a)赋予抗生素或其它毒素抗性，例如氨苄青霉素、新霉素、甲氨蝶呤、或四环素；(b)补足营养缺陷；或(c)提供不能由复合培养基获得的关键营养物，例如编码芽孢杆菌D-丙

氨酸消旋酶的基因。

[0239] 选择方案的一个实例利用药物来阻滞宿主细胞的生长。用异源基因成功 转化的那些细胞生成赋予药物抗性的蛋白质,因而幸免于选择方案。此类显 性选择的实例使用药物新霉素、霉酚酸和潮霉素。

[0240] 适于哺乳动物细胞的选择标志的另一个例子是能够鉴定有能力摄取抗 体编码核酸的选择标志,诸如DHFR、谷氨酰胺合酶(GS)、胸苷激酶、金属硫蛋白-I和-II优选灵长类金属硫蛋白基因、腺苷脱氨酶、鸟氨酸脱羧酶 等。

[0241] 例如,通过将转化子在含有甲氨蝶呤(Mtx)(DHFR的一种竞争性拮抗 剂)的培养基中进行培养来鉴定经DHFR基因转化的细胞。在这些条件下, DHFR基因与任何其它共转化的核酸一起扩增。可使用内源DHFR活性缺陷 的中国仓鼠卵巢(CHO)细胞系(例如ATCC CRL-9096)。

[0242] 或者,通过将转化子在含有L-甲硫氨酸亚砜亚胺(Msx)(L-methionine sulfoximine)(GS的一种抑制剂)的培养基中进行培养来鉴定经GS基因转化 的细胞。在这些条件下,GS基因与任何其它共转化的核酸一起扩增。可以与 上文描述的DHFR选择/扩增系统组合地使用GS选择/扩增系统。

[0243] 或者,可以通过在含有针对选择标志的选择剂诸如氨基糖昔抗生素例如 卡那霉素、新霉素、或G418的培养基中的细胞生长来选择经编码感兴趣抗体、野生型DHFR基因、和另一种选择标志诸如氨基糖昔3'-磷酸转移酶(APH)的 DNA序列转化或共转化的宿主细胞(特别是包含内源DHFR的野生型宿主)。参阅美国专利4,965,199。

[0244] 适用于酵母的选择基因为存在于酵母质粒YRp7中的trp1基因 (Stinchcomb et al., Nature 282:39 (1979))。trp1基因为缺乏在色氨酸中生长能 力的酵母突变株,例如 ATCC No. 44076或PEP4-1提供了选择标志。Jones, Genetics 85:12 (1977) .酵母宿主细胞基因组中存在trp1损害随之提供了用于 通过在不存在色氨酸下生长来检测转化的有效环境。类似的,用携带Leu2基 因的已知质粒补足Leu2缺陷型酵母菌株(ATCC 20,622或38,626)。

[0245] 此外,衍生自1.6μm环状质粒pKD1的载体可用于转化克鲁维氏酵母属酵 母。或者,报导了用于在乳酸克鲁维氏酵母中大规模生产重组小牛凝乳酶的 表达系统。Van den Berg,Bio/Technology 8:135 (1990)。还披露了适用于通过 克鲁维氏酵母属的工业菌株分泌成熟重组人血清清蛋白的稳定多拷贝表达 载体。Fleer et al.,Bio/Technology 9: 968-975 (1991)。

[0246] (d) 启动子构件

[0247] 表达和克隆载体一般包含受到宿主生物体识别的启动子,而且它与编码 抗体的核酸可操作连接。适用于原核宿主的启动子包括phoA启动子、β-内酰 胺酶和乳糖启动子系统、碱性磷酸酶启动子、色氨酸(trp)启动子系统、和杂 合启动子诸如tac启动子。然而,其它已知的细菌启动子也是合适的。用于细 菌系统的启动子还将包含与编码抗体的DNA可操作连接的Shine-Dalgarno (S.D.)序列。

[0248] 已知真核细胞的启动子序列。事实上,所有真核基因都具有富含AT区, 它位于起始转录的位点上游大约25至30个碱基处。在许多基因的转录起点上 游70至80个碱基处找到的另一种序列是CNCAAT区,其中N可以是任何核苷 酸。在大多数真核基因的3' 端是

AATAAA序列,它可能是向编码序列的3'端 添加聚腺苷酸尾的信号。所有这些序列合适地插入真核表达载体。

[0249] 适用于酵母宿主的启动子序列的例子包括3-磷酸甘油酸激酶或其它糖 酶解酶的启动子,诸如烯醇酶、甘油醛-3-磷酸脱氢酶、己糖激酶、丙酮酸脱 羧酶、磷酸果糖激酶、葡萄糖-6-磷酸异构酶、3-磷酸甘油酸变位酶、丙酮酸 激酶、磷酸丙糖异构酶、磷酸葡萄糖异构酶和葡糖激酶。

[0250] 作为具有通过生长条件控制转录的额外优点的诱导型启动子的其它酵 母启动子是醇脱氢酶2、异细胞色素C、酸性磷酸酶、与氮代谢有关的降解酶、金属硫蛋白、甘油醛-3-磷酸脱氢酶、及负责麦芽糖和半乳糖利用的酶的启动 子区。适用于酵母表达的载体和启动子进一步记载于EP 73,657。酵母增强子 也可以有利的与酵母启动子一起使用。

[0251] 抗体在哺乳动物宿主细胞中自载体的转录可通过例如从病毒诸如多瘤 病毒、禽痘病毒、腺病毒(诸如腺病毒2)、牛乳头瘤病毒、禽类肉瘤病毒、巨细胞病毒、逆转录病毒、乙肝病毒、猿猴病毒40(SV40)基因组,或从异源 哺乳动物启动子例如肌动蛋白启动子或免疫球蛋白启动子,及从热休克启动 子获得的启动子来控制,倘若此类启动子与宿主细胞系统相容的话。

[0252] 方便的以SV40限制性片段的形式获得SV40病毒的早期和晚期启动子, 该片段还包含SV40病毒复制起点。方便的以HindIII E限制性片段的形式获得 人巨细胞病毒的立即早期启动子。美国专利No. 4,419,446中披露了使用牛乳 头瘤病毒作为载体在哺乳动物宿主中表达DNA的系统。美国专利No. 4,601,978中记载了该系统的一种改良。关于在小鼠细 胞中在来自单纯疱疹病 毒的胸苷激酶启动子的控制下表达人 β -干扰素cDNA还可参见 Reyes et al., Nature 297:598-601 (1982)。或者,可以使用劳氏肉瘤病毒长末端重复序 列作 为启动子。

[0253] (e) 增强子元件构件

[0254] 常常通过将增强子序列插入载体来提高高等真核细胞对编码本发明抗 体的DNA的转录。现在知道来自哺乳动物基因(球蛋白、弹性蛋白酶、清蛋白、甲胎蛋白和胰岛素)的许多增强子序列。然而,通常使用来自真核细胞 病毒的增强子。例子包括SV40复制起点晚期一侧的增强子(bp 100-270)、巨细胞病毒早期启动子增强子、多瘤病毒复制起点晚期一侧的增强子、和腺 病毒增强子。关于激活真核启动子的增强元件还可参见 Yaniv, Nature 297:17-18 (1982)。可以将增强子剪接到载体中,位于抗体编码序列的5'或3' 位置,但是优 选位于启动子的5'位点。

[0255] (f) 转录终止构件

[0256] 用于真核宿主细胞(酵母、真菌、昆虫、植物、动物、人或来自其它多 细胞生物体的有核细胞)的表达载体还将包含终止转录和稳定mRNA所必需 的序列。此类序列通常可以从真核或病毒DNA或cDNA非翻译区的5'端和偶 尔的3'端获得。这些区域包含在编码抗体的 mRNA的非翻译部分中转录成聚 腺苷酸化片段的核苷酸区段。一种有用的转录终止构件是牛生长激素聚腺苷 酸化区。参见 WO 94/11026及其中披露的表达载体。

[0257] (g) 宿主细胞的选择和转化

[0258] 适于克隆或表达本文载体中的DNA的宿主细胞是上文描述的原核生物、酵母或高 等真核细胞。适于此目的的原核生物包括真细菌,诸如革兰氏阴性 或革兰氏阳性生物体,

例如肠杆菌科,诸如埃希氏菌属(*Escherichia*)例如大肠埃希氏菌或大肠杆菌(*E.coli*)、肠杆菌属(*Enterobacter*)、欧文氏菌属(*Erwinia*)、克雷伯氏菌属(*Klebsiella*)、变形菌属(*Proteus*)、沙门氏菌属(*Salmonella*)例如鼠伤寒沙门氏菌(*Salmonella typhimurium*)、沙雷氏菌属(*Serratia*)例如粘质沙雷氏菌(*Serratia marcescans*)、志贺氏菌属(*Shigella*)、以及芽孢杆菌属(*Bacilli*)诸如枯草芽孢杆菌(*B.subtilis*)和地衣芽孢杆菌(*B. licheniformis*) (例如1989年4月12日公布的DD 266,710中披露的地衣芽孢杆菌41P)、假单胞菌属(*Pseudomonas*)诸如铜绿假单胞菌(*P.aeruginosa*)、和链霉菌属(*Streptomyces*)。一种优选的大肠杆菌克隆宿主是大肠杆菌294(ATCC 31,446),尽管其它菌株诸如大肠杆菌B、大肠杆菌X1776(ATCC 31,537)和大肠杆菌W3110(ATCC 27,325)也是合适的。这些例子是例示性的,而不是限制性的。

[0259] 可以在细菌中生产全长抗体、抗体融合蛋白、和抗体片段,特别是在不需要糖基化和Fc效应器功能时,诸如在将治疗性抗体缀合至自身在肿瘤细胞破坏方面显示出效力的细胞毒剂(例如毒素)时。全长抗体在循环中具有较长的半衰期。大肠杆菌中的生成是较快的且较合算的。对于在细菌中表达抗体片段和多肽,参见例如美国专利No.5,648,237(Carter et.al.),美国专利No. 5,789,199(Joly et al.),美国专利No.5,840,523(Simmons et al.),其描述了使表达和分泌优化的翻译起始区(TIR)和信号序列。还可参见Charlton, *Methods in Molecular Biology*,卷248(B.K.C.Lo,编,Human Press, Totowa,NJ,2003), pp.245-254,其描述了在大肠杆菌中表达抗体片段。表达后,可以在可溶性级分中自大肠杆菌细胞浆液分离抗体,并通过例如蛋白A或G柱(取决于同种型)来纯化抗体。可以实施最终的纯化,其类似于用于纯化在例如CHO 细胞中表达的抗体的工艺。

[0260] 在原核生物以外,真核微生物(诸如丝状真菌或酵母)也是编码抗体的载体的合适克隆或表达宿主。啤酒糖酵母或酿酒酵母(*Saccharomyces cerevisiae*)或常用的面包酵母在最常用的低等真核宿主微生物之中。然而,通常可获得许多其它属、种和菌株且可用于本发明,诸如栗酒裂殖糖酵母(*Schizosaccharomyces pombe*) ;克鲁维酵母属(*Kluyveromyces*)宿主,诸如例如乳酸克鲁维酵母(*K.lactis*)、脆壁克鲁维酵母(*K.fragilis*) (ATCC 12,424)、保加利亚克鲁维酵母(*K.bulgaricus*) (ATCC 16,045)、威克克鲁维酵母(*K.wickeramii*) (ATCC 24,178)、*K.waltii* (ATCC 56,500)、果蝇克鲁维酵母(*K.drosophilarum*) (ATCC 36,906)、耐热克鲁维酵母(*K.thermotolerans*)和马克思克鲁维酵母(*K.marxianus*) ;亚罗酵母属(*Yarrowia*) (EP 402,226) ;巴斯德毕赤酵母(*Pichia pastoris*) (EP 183,070) ;假丝酵母属(*Candida*) ;瑞氏木霉(*Trichoderma reesia*) (EP 244,234) ;粗糙脉孢菌(*Neurospora crassa*) ;许旺酵母属(*Schwanniomyces*),诸如*Schwanniomyces occidentalis*;和丝状真菌,诸如例如脉孢菌属(*Neurospora*)、青霉属(*Penicillium*)、弯颈霉属(*Tolypocladium*)、和曲霉属(*Aspergillus*)宿主诸如构巢曲霉(*A.nidulans*)和黑曲霉(*A.niger*)。关于讨论酵母和丝状真菌用于生产治疗性蛋白质的用途的综述参见例如 Gerngross, *Nat.Biotech.*22:1409-1414 (2004)。

[0261] 可选择如下的某些真菌和酵母株,其中糖基化途径已经“人源化”,导致具有部分或完全人的糖基化样式的抗体的生成。参见例如Li et al., *Nat. Biotech.*24:210-215 (2006) (记载了巴斯德毕赤氏酵母中糖基化途径的人源化);及Gerngross et al., 见上

文。

[0262] 适于表达糖基化抗体的宿主细胞也衍生自多细胞生物体(无脊椎动物和 脊椎动物)。无脊椎动物细胞的例子包括植物和昆虫细胞。已经鉴定了许多 杆状病毒株和变体及相应的允许昆虫宿主细胞,它们来自诸如草地夜蛾 (*Spodoptera frugiperda*) (毛虫)、埃及伊蚊 (*Aedes aegypti*) (蚊子)、白纹伊蚊 (*Aedes albopictus*) (蚊子)、黑腹果蝇 (*Drosophila melanogaster*) (果蝇) 和家 蚕(*Bombyx mori*) 等宿主。公众可获得多种病毒株用于转染,例如苜蓿尺蠖 *Autographa californica* NPV的L-1变体和家蚕*Bombyx mori* NPV的Bm-5株,而 且此类病毒可依照本发明用作本文中的病毒,特别是用于转染草地夜蛾细 胞。

[0263] 还可利用棉、玉米、马铃薯、大豆、矮牵牛、番茄、浮萍 (*Leninaceae*) 、苜蓿 (*M. truncatula*) 、和烟草的植物细胞培养物作为宿主。参见例如美国专 利No.5,959,177; 6,040,498; 6,420,548; 7,125,978; 和6,417,429 (描述用于在转 基因植物中生产抗体的 PLANTIBODIES™技术)。

[0264] 可使用脊椎动物细胞作为宿主,而且培养(组织培养) 中脊椎动物细胞 的繁殖已经成为常规规程。有用哺乳动物宿主细胞系的例子是经SV40转化的 猴肾CV1系 (COS-7, ATCC CRL 1651) ;人胚肾系(293或为了在悬浮培养中生 长而亚克隆的293细胞,Graham et al., J.Gen Virol. 36:59 (1977)) ;幼仓鼠肾 细胞(BHK, ATCC CCL 10) ;小鼠塞托利 (sertoli) 细胞(TM4,Mather,Biol. Reprod. 23:243-251 (1980)) ;猴肾细胞(CV1,ATCC CCL 70) ;非洲绿猴肾细胞 (VERO-76,ATCC CRL-1587) ;人宫颈癌细胞(HELA,ATCC CCL 2) ;犬肾细 胞(MDCK,ATCC CCL 34) ;牛鼠(buffalo rat) 肝细胞(BRL 3A,ATCC CRL 1442) ;人肺细 胞(W138,ATCC CCL 75) ;人肝细胞(Hep G2,HB 8065) ;小鼠 乳瘤(MMT 060562,ATCC CCL 51) ;TRI细胞(Mather et al.,Annals N.Y.Acad. Sci.383:44-68 (1982) ;MRC5细胞;FS4细 胞;和人肝瘤系(Hep G2) 。其它有 用的哺乳动物宿主细胞系包括中国仓鼠卵巢(CHO) 细胞,包括DHFR-CHO细 胞(Urlaub et al.,Proc.Natl.Acad.Sci.USA77:4216 (1980)) ;和骨髓瘤细 胞系,诸如NS0和Sp2/0。关于适合于抗体生产的某些哺乳动物宿主细胞系的 综述参阅例如Yazaki and Wu,Methods in Molecular Biology,卷248 (B.K.C. Lo,编,Human Press,Totowa,NJ,2003) ,pp.255-268。

[0265] 用上文所述用于生产抗体的表达或克隆载体转化宿主细胞,并在为了诱 导启动子、选择转化子或扩增编码期望序列的基因而适当更改的常规营养培 养基中进行培养。

[0266] (h) 培养宿主细胞

[0267] 可以在多种培养基中培养用于生产本发明抗体的宿主细胞。商品化培养 基诸如 Ham氏F10 (Sigma) 、极限必需培养基 (MEM, Sigma) 、RPMI-1640 (Sigma) 、和Dulbecco氏改良的Eagle氏培养基(DMEM, Sigma) 适于培养宿主细 胞。另外,可以使用下列文献中记载的任 何培养基作为宿主细胞的培养基: Ham et al.,Meth.Enz.58:44 (1979) ; Barnes et al., Anal.Biochem.102:255 (1980) ;美国专利No.4,767,704;4,657,866;4,927,762;4,560,655;或5,122,469; WO 90/03430;WO 87/00195;或美国专利Re.30,985。任何这些培养基可 以 根据需要补充激素和/或其它生长因子(诸如胰岛素、运铁蛋白或表皮生长因 子)、盐 (诸如氯化钠、钙、镁和磷酸盐) 、缓冲剂(诸如HEPES) 、核苷酸 (诸如腺昔和胸昔) 、抗生素 (诸如GENTAMYCIN™药物) 、痕量元素(定 义为通常以微摩尔范围的终浓度存在的无机化合

物)、和葡萄糖或等效能源。还可以以适宜浓度包含本领域技术人员知道的任何其它必需补充物。培养条件(诸如温度、pH等)就是先前为表达而选择用于宿主细胞的,这对于普通技术人员而言是显而易见的。

[0268] (xi) 抗体的纯化

[0269] 在使用重组技术时,可以在细胞内、在周质空间中生成抗体,或者直接分泌到培养基中。如果在细胞内生成抗体,那么作为第一步,通过例如离心或超滤除去宿主细胞或裂解片段的微粒碎片。Carter et al., Bio/Technology 10:163-167 (1992) 记载了用于分离分泌到大肠杆菌周质空间的抗体的规程。简单的说,在存在乙酸钠(pH 3.5)、EDTA和苯甲基碘酰氟(PMSF)时使细胞糊融化约30分钟。可通过离心除去细胞碎片。如果将抗体分泌到培养基中,那么一般首先使用商品化蛋白质浓缩滤器,例如Amicon或Millipore Pellicon超滤单元浓缩来自此类表达系统的上清液。在任何上述步骤中,可以包括蛋白酶抑制剂诸如PMSF来抑制蛋白水解,而且可以包括抗生素来防止外来污染物的生长。

[0270] 可以使用例如羟磷灰石层析、疏水相互作用层析、凝胶电泳、透析和亲和层析来纯化由细胞制备的抗体组合物,其中亲和层析是通常优选的纯化步骤之一。蛋白A作为亲和配体的适宜性取决于抗体中存在的任何免疫球蛋白Fc域的种类和同种型。蛋白A可用于纯化基于人 γ 1、 γ 2或 γ 4重链的抗体(Lindmark et al., J. Immunol. Meth. 62:1-13 (1983))。蛋白G推荐用于所有小鼠同种型和人 γ 3(Guss et al., EMBO J. 5:1567-1575 (1986))。亲和配体所附着的基质最常用的是琼脂糖,但是可以使用其它基质。物理稳定的基质诸如可控孔径玻璃或聚(苯乙烯二乙烯)能够获得比琼脂糖更快的流速和更短的加工时间。若抗体包含 C_H 3结构域,则可使用Bakerbond ABXTM树脂(J.T.Baker, Phillipsburg, NJ)进行纯化。根据待回收的抗体,也可使用其它蛋白质纯化技术,诸如离子交换柱上的分级、乙醇沉淀、反相HPLC、硅土上的层析、肝素SEPHAROSETM上的层析、阴离子或阳离子交换树脂(诸如聚天冬氨酸柱)上的层析、层析聚焦、SDS-PAGE、和硫酸铵沉淀。

[0271] 一般而言,用于制备供研究、测试、和临床中使用的抗体的各种方法学是本领域完善建立的,与上文所述方法学一致,和/或是本领域技术人员认为适合于特定的兴趣抗体的。

[0272] B. 选择生物学活性抗体

[0273] 可对如上所述生成的抗体进行一种或多种“生物学活性”测定法以选择从治疗观点看具有有益特性的抗体。可对抗体筛选其结合生成它时所针对的抗原的能力。例如,对于抗VEGF抗体,可在检测结合VEGF的能力的测定法中评估抗体的抗原结合特性。又例如,对于抗CD20抗体,可在检测结合CD20的能力的测定法中评估抗体的抗原结合特性。

[0274] 在另一个实施方案中,可通过例如饱和结合;ELISA;和/或竞争测定法(例如RIA)来测定抗体的亲和力。

[0275] 还有,可对抗体进行其它生物学活性测定法,例如为了评估它作为治疗剂的有效性。此类测定法是本领域已知的且依赖于抗体的靶抗原和预定用途。

[0276] 为了筛选结合感兴趣抗原上的特定表位的抗体(例如那些阻断例如抗VEGF抗体结合VEGF的),可实施常规交叉阻断测定法,诸如Antibodies, A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory, Ed Harlow and David Lane (1988) 中记载的。或者,可实施表位作图例如如Champe et al., J. Biol. Chem. 270:1388-1394 (1995) 所述来测定抗体是

否结合感兴趣表位。

[0277] 术语“表达CD20”抗原意图指示细胞中的CD20抗原的显著水平的表达，优选在T或B细胞，更优选分别来自肿瘤或癌症，优选非实体瘤的B细胞的细胞表面上的。可以通过本领域已知的标准测定法来确定具有“表达CD20的癌症”的患者。例如，使用免疫组织化学(IHC)检测、FACS或者经由相应mRNA的基于PCR的检测来测量CD20抗原表达。

[0278] C.配制剂的制备

[0279] 在制备感兴趣抗体之后(例如用于生产可如本文所述配制的抗体的技术会在下文中详述且是本领域已知的)，制备包含它的药物制剂。在某些实施方案中，要配制的抗体未进行先冻干，而且本文中的感兴趣制剂是含水制剂。在某些实施方案中，抗体为全长抗体。在一个实施方案中，配制剂中的抗体为抗体片段，诸如 $F(ab')_2$ ，在该情况下可能需要解决全长抗体可能不会发生的问题(诸如将抗体修剪成Fab)。考虑例如施用的期望剂量体积和模式来决定配制剂中存在的抗体的治疗有效量。约25mg/mL至约100mg/mL、或约30mg/mL至约100mg/mL或约45mg/mL至约55mg/mL是配制剂中的示例性抗体浓度。

[0280] 制备在pH缓冲溶液中包含抗体的含水制剂。本发明的缓冲液具有在约5.5至约7.0的范围中的pH。在某些实施方案中，pH在pH 5.5至6.5的范围内，在pH 5.7至6.8的范围内，在pH 5.8至6.5的范围内，在pH 5.9至6.5的范围内，在pH 6.0至6.5的范围内，或在pH 6.2至6.5的范围内。在本发明的某些实施方案中，配制剂具有6.2或约6.2的pH。在本发明的某些实施方案中，配制剂具有6.0或约6.0的pH。会控制pH在此范围内的缓冲液的例子包括磷酸钠和组氨酸(诸如L-组氨酸)。如本文中使用的，在配制剂或缓冲液中提到“组氨酸”可以指本领域已知的任何形式的组氨酸，包括但不限于组氨酸-HCl或组氨酸氯化物，组氨酸乙酸酯，组氨酸磷酸酯，组氨酸硫酸酯，等等。

[0281] 在一些实施方案中，缓冲液含有浓度为大于35mM且小于或等于约100mM的磷酸盐(例如磷酸钠)。在一些实施方案中，缓冲液含有浓度为约15mM至约100mM的磷酸盐(例如磷酸钠)。在本发明的某些实施方案中，缓冲液含有浓度为约15mM，约20mM，约22mM，约25mM，约28mM，约30mM，约35mM，约40mM，约45mM，约50mM，约51mM，约55mM，约60mM，约65mM，约70mM，约75mM，约80mM，约85mM，约90mM，约95mM，或约100mM的磷酸钠。在一些实施方案中，缓冲液含有浓度为小于下述浓度任一的磷酸钠：约100mM，95mM，90mM，85mM，80mM，75mM，70mM，65mM，60mM，55mM，51mM，50mM，45mM，40mM，36mM，35mM，30mM，28mM，25mM，22mM，或20mM。在一些实施方案中，缓冲液含有浓度为大于下述浓度任一的磷酸钠：15mM，20mM，22mM，25mM，28mM，30mM，35mM，36mM，40mM，45mM，50mM，51mM，55mM，60mM，65mM，70mM，75mM，80mM，85mM，90mM，或95mM。就是说，缓冲液中磷酸钠的浓度可以是具有上限约100mM，95mM，90mM，85mM，80mM，75mM，70mM，65mM，60mM，55mM，51mM，50mM，45mM，40mM，36mM，35mM，30mM，28mM，25mM，22mM，或20mM和独立选择的下限约15mM，20mM，22mM，25mM，28mM，30mM，35mM，36mM，40mM，45mM，50mM，51mM，55mM，60mM，65mM，70mM，75mM，80mM，85mM，90mM，或95mM的任何浓度范围，其中下限小于上限。

[0282] 在某些实施方案中，缓冲液含有浓度为约40mM至约100mM的组氨酸。在某些实施方案中，缓冲液含有浓度为约15mM至约100mM的组氨酸。在本发明的某些实施方案中，缓冲液含有浓度为约15mM，约20mM，约22mM，约25mM，约28mM，约30mM，约35mM，约36mM，约40mM，约45mM，约50mM，约51mM，约55mM，约60mM，约65mM，约70mM，约75mM，约80mM，约85mM，约90mM，或约95mM的组氨酸。

90mM, 约95mM, 或约100mM的组氨酸。在一些实施方案中, 缓冲液含有浓度为小于下述浓度任一的组氨酸: 约100mM, 95mM, 90mM, 85mM, 80mM, 75mM, 70mM, 65mM, 60mM, 55mM, 51mM, 50mM, 45mM, 40mM, 36mM, 35mM, 30mM, 28mM, 25mM, 22mM, 或20mM。在一些实施方案中, 缓冲液含有浓度为大于下述浓度任一的组氨酸: 约15mM, 20mM, 22mM, 25mM, 28mM, 30mM, 35mM, 36mM, 40mM, 45mM, 50mM, 51mM, 55mM, 60mM, 65mM, 70mM, 75mM, 80mM, 85mM, 90mM, 或95mM。就是说, 缓冲液中组氨酸的浓度可以是具有上限约100mM, 95mM, 90mM, 85mM, 80mM, 75mM, 70mM, 65mM, 60mM, 55mM, 51mM, 50mM, 45mM, 40mM, 36mM, 35mM, 30mM, 28mM, 25mM, 22mM, 或20mM和独立选择的下限约15mM, 20mM, 22mM, 25mM, 28mM, 30mM, 35mM, 36mM, 40mM, 45mM, 50mM, 51mM, 55mM, 60mM, 65mM, 70mM, 75mM, 80mM, 85mM, 90mM, 或95mM的任何浓度范围, 其中下限小于上限。

[0283] 配制剂进一步包含量为约45mM至约634mM, 约50mM至约600mM, 或约150mM至约400mM的海藻糖。在一些实施方案中, 配制剂中的海藻糖为约45mM至约600mM, 约45mM至约550mM, 约45mM至约500mM, 约45mM至约450mM, 约45mM至约400mM, 约45mM至约350mM, 约45mM至约300mM, 约45mM至约250mM, 约45mM至约200mM, 约45mM至约180mM, 约45mM至约150mM, 约45mM至约140mM, 约45mM至约135mM, 约45mM至约130mM, 约45mM至约120mM, 约45mM至约110mM, 约45mM至约100mM, 约180mM至约634mM, 约50mM至约600mM, 或约150mM至约400mM。在一些实施方案中, 配制剂中的海藻糖为约45mM, 约50mM, 约60mM, 约70mM, 约80mM, 约90mM, 约100mM, 约110mM, 约120mM, 约130mM, 约135mM, 约140mM, 约150mM, 约180mM, 约200mM, 约250mM, 约300mM, 约350mM, 约400mM, 约450mM, 约500mM, 约550mM, 约600mM, 约610mM, 约620mM, 约630mM, 或约634mM。在一些实施方案中, 配制剂含有浓度为小于下述浓度任一的海藻糖: 约634mM, 630mM, 620mM, 610mM, 600mM, 550mM, 500mM, 450mM, 400mM, 350mM, 300mM, 250mM, 200mM, 180mM, 150mM, 140mM, 135mM, 130mM, 120mM, 110mM, 100mM, 90mM, 80mM, 70mM, 60mM, 或50mM。在一些实施方案中, 配制剂含有浓度为大于下述浓度任一的海藻糖: 约45mM, 50mM, 60mM, 70mM, 80mM, 90mM, 100mM, 110mM, 120mM, 130mM, 135mM, 140mM, 150mM, 180mM, 200mM, 250mM, 300mM, 350mM, 400mM, 450mM, 500mM, 550mM, 600mM, 610mM, 620mM, 或630mM。就是说, 配制剂中海藻糖的浓度可以是具有上限约634mM, 630mM, 620mM, 610mM, 600mM, 550mM, 500mM, 450mM, 400mM, 350mM, 300mM, 250mM, 200mM, 180mM, 150mM, 140mM, 135mM, 130mM, 120mM, 110mM, 100mM, 90mM, 80mM, 70mM, 60mM, 或50mM和独立选择的下限约45mM, 50mM, 60mM, 70mM, 80mM, 90mM, 100mM, 110mM, 120mM, 130mM, 135mM, 140mM, 150mM, 180mM, 200mM, 250mM, 300mM, 350mM, 400mM, 450mM, 500mM, 550mM, 600mM, 610mM, 620mM, 或630mM的任何浓度范围, 其中下限小于上限。

[0284] 在一些实施方案中, 配制剂中单克隆抗体对海藻糖的重量比为大于或等于0.41且小于1.65。在一些实施方案中, 配制剂中单克隆抗体对海藻糖的重量比为0.41至0.73。在一些实施方案中, 单克隆抗体对海藻糖的重量比为0.73至1.47。在一些实施方案中, 单克隆抗体对海藻糖的重量比为0.41, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00, 1.05, 1.10, 1.15, 1.20, 1.25, 1.30, 1.35, 1.40, 1.45, 1.50, 1.55, 1.60, 和1.64任一, 包括这些数值之间的每个数值。如本文中使用的, 用于计算抗体对海藻糖的重量比的, 配制剂中海藻糖的重量基于海藻糖二水合物(MW 378.33)的量。如果使用其它形式的海藻糖(例如无

水海藻糖),那么制剂中海藻糖的重量应当换算成相同摩尔浓度的海藻糖二水合物的重量。

[0285] 在一些实施方案中,除海藻糖外的多元醇可以代替海藻糖。例如,蔗糖,甘露醇,乳糖,甘油,和/或丙二醇可以代替海藻糖。因此,在本文所述抗体制剂中提到海藻糖的任何情况中,所述海藻糖可以任选用除海藻糖外的多元醇(例如上文所列那些)代替。

[0286] 可任选地将表面活性剂添加至抗体制剂。例示性表面活性剂包括非离子型表面活性剂,诸如聚山梨酯(例如聚山梨酯20、80等)或泊洛沙姆(例如泊洛沙姆188等)。所添加的表面活性剂的量使得它降低所配制的抗体的聚集和/或使制剂中的颗粒形成降至最低和/或降低吸附。例如,制剂中存在的表面活性剂的量可以为约0.001%至约0.5%,约0.005%至约0.2%,约0.01%至约0.1%,或约0.02%至约0.06%,或约0.03%至约0.05%。在某些实施方案中,表面活性剂以0.04%或约0.04%的量存在于制剂中。在某些实施方案中,表面活性剂以0.02%或约0.02%的量存在于制剂中。在一个实施方案中,制剂不包含表面活性剂。

[0287] 在一个实施方案中,制剂含有上文所述药剂(例如抗体、缓冲剂、海藻糖、和/或表面活性剂)且基本上没有一种或多种防腐剂,诸如苯甲醇、酚、间甲酚、氯丁醇和苯索氯铵。在另一个实施方案中,制剂中可包括防腐剂,特别是制剂为多剂制剂的情况。防腐剂的浓度可以在约0.1%至约2%,优选约0.5%至约1%的范围内。制剂中可包括一种或多种其它药学可接受载体、赋形剂或稳定剂,诸如那些在Remington's Pharmaceutical Sciences 16th edition, 0sol, A.Ed. (1980) 中记载的,只要它们对制剂的期望特征没有不利影响。可接受载体、赋形剂或稳定剂在所采用的剂量和浓度对接受者是无毒的,而且包括别的缓冲剂;共溶剂;抗氧化剂,包括抗坏血酸和甲硫氨酸;螯合剂,诸如EDTA;金属复合物(例如Zn-蛋白质复合物);生物可降解聚合物,诸如聚酯;和/或成盐反荷离子。本文中的例示性药学可接受载体进一步包括间质药物分散剂诸如可溶性中性透明质酸酶糖蛋白(sHASEGP),例如人可溶性PH-20透明质酸酶糖蛋白,诸如rHuPH20(HYLENEX®, Baxter International, Inc.)。某些例示性sHASEGP及使用方法(包括rHuPH20)记载于美国专利公开文本No.2005/0260186和No.2006/0104968。在一个方面,sHASEGP与一种或多种别的糖胺聚糖酶诸如软骨素酶组合。

[0288] 虽然本文中对螯合剂的各种描述常常集中于EDTA,但是要领会其它金属离子螯合剂也涵盖在本发明内。金属离子螯合剂是本领域技术人员公知的,而且包括但不限于氨基聚羧酸酯、EDTA(乙二胺四乙酸)、EGTA(乙二醇-二(β-氨基乙基醚)-N,N,N',N'-四乙酸)、NTA(氮川三乙酸)、EDDS(乙二胺二琥珀酸盐)、PDTA(1,3-丙二胺四乙酸)、DTPA(二乙撑三胺五乙酸)、ADA(β-丙氨酸二乙酸)、MGCA(甲基甘氨酸二乙酸)、等。另外,本文中的一些实施方案包含膦酸盐/膦酸螯合剂。

[0289] 本文中的制剂还可含有超过一种对所治疗的特定适应证必需的蛋白质,优选那些具有互补活性的、对其它蛋白质没有不利影响的。例如,在抗体是抗VEGF抗体的情况下,可将它与另一药剂(例如化疗剂和抗肿瘤剂)组合。

[0290] 在一些实施方案中,评估或测量制剂中的抗体的物理稳定性、化学稳定性、或生物学活性。可使用本领域已知的任何方法来评估稳定性和生物学活性。在一些实施方案中,制剂中的抗体于-20°C稳定至少约12个月、至少约18个月、至少约21个月、或至少约

24个月(或至少约52周)。在一些实施方案中,通过贮藏后配制剂中高分子量种类(HMWS)的形成来测量稳定性。在一些实施方案中,于-20°C贮藏至少约6个月、至少约12个月、至少约18个月、或至少约24个月后配制剂中HMWS的百分比少于约0.8%、约0.9%、或约1%任一。在一些实施方案中,于-20°C贮藏至少约6个月、至少约12个月、至少约18个月、或至少约24个月后配制剂中的总聚集体少于约2.5%、或约3%任一。

[0291] 要用于体内施用的配制剂应当是无菌的。这容易通过在制备配制剂之前或之后经由无菌过滤膜过滤来实现。

[0292] III. 抗体配制剂的施用

[0293] 在一些实施方案中,本文所述配制剂用于对受试者施用。可以依照已知方法将配制剂施用于需要用抗体治疗的哺乳动物,优选人,诸如静脉内施用,作为推注(bolus)或通过一段时间里的连续输注,通过肌肉内、腹膜内、脑脊髓内、皮下、眼内、关节内、滑膜内、鞘内、口服、表面、或吸入路径。在一个实施方案中,通过静脉内施用将配制剂施用于哺乳动物。为了此类目的,可例如使用注射器或经IV线注射配制剂。在一个实施方案中,通过皮下施用将配制剂施用于哺乳动物。

[0294] 抗体的适宜剂量(“治疗有效量”)将取决于例如要治疗的状况、状况的严重性和过程、施用抗体是为了预防还是治疗目的、先前的疗法、患者的临床史和对抗体的响应、所使用的抗体的类型、和主治内科医师的判断。将抗体以一次或在一系列治疗中合适地施用于患者,而且可在诊断后的任何时间施用于患者。可作为唯一治疗或与在治疗所讨论的状况中有用的其它药物或疗法联合施用抗体。

[0295] 作为一般建议,所施用的抗体的治疗有效量会在约0.1至约50mg/kg患者体重的范围内,无论是通过一次或多次施用,所使用的抗体的典型范围为约0.3至约20mg/kg、优选约0.3至约15mg/kg,例如每日施用。然而,其它剂量方案也是有用的。在一个实施方案中,拮抗剂是抗VEGF抗体,以每1、2、3、或4周约100或400mg的剂量施用或以每1、2、3、或4周约1、3、5、7.5、10、15、或20mg/kg的剂量施用。剂量可以作为单剂或作为多剂(例如2或3剂)施用,诸如输注。此疗法的进展容易通过常规技术来监测。

[0296] IV. 制品

[0297] 在本发明的另一个实施方案中,提供制品,其包含装有本发明含水药物配制剂的容器,而且任选提供它的使用说明。合适的容器包括例如瓶、管形瓶和注射器。容器可用各种材料制成,诸如玻璃或塑料。一种示例性的容器为3-20cc一次使用的玻璃管形瓶。或者,对于多剂配制剂,容器可以是3-100cc玻璃管形瓶。容器装有配制剂,而且该容器上或关联的标签可指示使用说明。制品可进一步包括从商业和用户立场看想要的其它材料,包括其它缓冲剂、稀释剂、滤器、针头、注射器、和印有使用说明的包装插页。

[0298] 认为本说明书足以使得本领域技术人员实施本发明。根据上述描述,在本文所示和所述之外对本发明的各种更改对本领域技术人员会变得显然,且落在所附权利要求的范围之内。通过述及将本文中引用的所有出版物、专利、和专利申请完整收入本文,用于所有目的。

实施例

[0299] 通过参考下述实施例,会更加全面地理解本发明。然而,它们不应解释为限制本

发明的范围。要理解,本文中描述的实施例和实施方案只是出于示例目的,而且根据它们,本领域技术人员会想到各种变更和变化,而且它们被包括在本申请的精神和范围及所附权利要求的范围内。

[0300] 实施例1:赋形剂溶解度对冷冻海藻糖制剂中单抗稳定性的影响

[0301] 此项研究设计用于评估冷冻速率,储存温度,和配制剂组成对冷冻溶液 中海藻糖相分布和蛋白质稳定性的影响。在阐明冷冻溶液中海藻糖结晶的相 分布以外,此项研究的结果还具有众多实际意义。海藻糖作为蛋白质的稳定 剂的有效性大概取决于溶液中海藻糖的相分布。因而,了解不同组成,冷冻 速率,和储存温度所致海藻糖的相分布使得开发稳健的配制剂和冷冻工艺。

[0302] 材料和方法

[0303] 材料和样品制备

[0304] 对三种具有适宜分子量145千道尔顿的IgG1全长单克隆抗体(单抗1,贝 伐珠单抗,和单抗3)克隆,在中国仓鼠卵巢细胞系中表达,并纯化。

[0305] 对于储存温度和冷冻速率研究,单抗1以25mg/mL在2.1% (wt/v) 海藻 糖,5mM组氨酸-氢氯化物,pH 6.0及0.01%聚山梨酯20 (wt/v) ,和注射用 水,USP中配制;贝伐珠单抗以25mg/mL在5.4% (wt/v) 海藻糖,51mM磷 酸钠,pH 6.2及0.04%聚山梨酯20 (wt/v) ,和注射用水,USP中配制;而单 抗3以20mg/mL在8.2% (wt/v) 海藻糖,20mM组氨酸-乙酸酯,pH 6.2 及 0.02%聚山梨酯20 (wt/v) ,和注射用水,USP中配制。

[0306] 对于赋形剂溶解度研究,贝伐珠单抗以25mg/mL在51mM磷酸钠,pH 6.2及0.04%聚 山梨酯20 (wt/v) ,注射用水,USP(对照样品) 及6.0% (wt/v) 蔗 糖,海藻糖,或甘露醇任一中配制。

[0307] 对于配制剂研究,贝伐珠单抗以三种单抗浓度(0,25,和100mg/mL) 在 20mM组氨酸-氢氯化物,pH 6.0及不同量的海藻糖(0%,1.7%,3.4%,5.1%, 6.8%,8.6%,10.3%, 12.0%,13.7%,15.4%,17.1%,20.5%,24.0%,27.4%, 30.8%,和34.2%wt/v),有和无 0.04%聚山梨酯20中评估。这64种不同配制 剂以及32种含有0mg/mL贝伐珠单抗的媒介空 白在96孔Greiner微量板中配 制。

[0308] 另外的溶液用0.0,2.0,4.0,和8.0% (wt/v) 海藻糖在20mM组氨酸- 乙酸酯,pH 5.5,和注射用水中配制。将50μL pHdrion (pH范围:0-7) pH指 示剂染料(Micro Essential Laboratory, NY) 分配入10cc玻璃管形瓶并容许蒸 发。将大约4ml各种海藻糖配制剂添加至管形瓶,并容许染料在溶液中溶解。使用Olympus Stylus 770SW数码相机(Olympus America Inc., NJ) 以超大 (supermacro) 模式获得冷冻海藻糖溶液的照片。

[0309] 用药典级 (USP, NP, EP) 化学制品和使用Elga PURELAB Ultra (Celle, Germany) 水纯化系统纯化的去离子水制备用于所有样品的配制缓冲液。使用 Pierce Slide-A-Lyzer 透析盒或Millipore(Billerica, MA) Amicon Ultra离心管(10 kD MWCO) 将配制剂研究样品彻底透析入配制缓冲液,并对每份经过透析的 样品验证单抗储液pH。透析后,通过使用 Amicon Ultra离心过滤装置(10kD MWCO) 超滤来浓缩样品。

[0310] 受控冷冻

[0311] 为了制备用于慢速和正常冷冻的样品,在具有层流空气流的通风生物安 全罩中 使用无菌技术将2ml样品小样分配入经过高压灭菌的5cc玻璃管形瓶 并用20mm Lyo-

Stopper密封。通过将样品管形瓶放置在冻干机中在预冷却的架上并于-1°C和-3°C之间保持24小时,完成慢速冷冻。为了控制过冷,通过对每个管形瓶的侧面应用冷冻CO₂直至冰形成,使冰成核,然后以大约-0.3 °C/min的速率在144小时里将温度线性降低至-40°C。

[0312] 通过将样品管形瓶放置在-20°C的冰箱中直至样品完全冷冻,完成正常冷冻。为了控制过冷,通过对每个管形瓶的侧面应用冷冻CO₂直至冰形成,使冰成核。

[0313] 通过将50μl样品小样逐滴在液氮中骤然冷却,完成快速冷冻。通过不透明性升高和球体自表面下沉入不锈钢网收集篮来确定冷冻终点。冷冻后,自液氮取出大批药物物质冷冻团粒的1ml小样并转移至无菌预冷冻的5cc玻璃管形瓶。然后将管形瓶储存在冷冻CO₂上,并用20mm Lyo-Stopper密封。使用液氮在96孔微量板中快速冷冻配制剂筛选样品。冷冻微量板后,立即通过用24号针(BD, Franklin Lakes, NJ)刮擦冰表面,使样品成核。

[0314] 等温保持

[0315] 将通过所述方法以三种冷冻速率(慢速,正常,和快速)冷冻的样品转移至设定点为-20°C,-14°C,和-8°C及范围为±2°C的三个冰箱单元进行冷冻储存。使用Yokogawa温度监测系统(Yokogawa Meters and Instruments Corporation, Tokyo, Japan)监测冰箱温度。0,1,2,3,6,9和12个月的等温冷冻储存后取出样品管形瓶,在环境条件(大约22°C)下放置在试验台上,并容许融化,之后进行分析。

[0316] 将配制剂筛选样品微量板储存于两种温度(-20±2°C和-40±2°C)。使用Yokogawa温度监测系统(Yokogawa Meters and Instruments Corporation, Tokyo, Japan)监测冰箱温度。

[0317] 将用于SEC分析的样品微量板等温储存直至365天。冷冻储存后,在环境条件(大约22°C)下在实验台上融化微量板,之后进行分析。冷冻工艺完成后立即融化对照(0天)样品。365天的等温冷冻储存后取出用于FTIR分析的样品玻璃微量板,并冻干用于海藻糖结晶分析。冷冻工艺完成后立即冻干对照(0个月)样品。

[0318] 冻干

[0319] 首先使用受到LyoManager II软件(FTS Systems, Stone Ridge, NY)控制的LyoStar II冻干机单元冷冻干燥旨在海藻糖结晶测定的样品。将冷冻样品放置在预冷却的架上并于-35°C保持7小时,之后进行初级干燥。通过以0.2°C/min的速率线性升高架温度至20°C,接着于20°C保持40小时,在系统压力150μm Hg下实现初级干燥。通过以0.2°C/min线性升高架温度至30°C,接着于30°C保持8小时,实施次级干燥。在冷冻干燥期间将热电偶放置在各个样品管形瓶中以监测温度。次级干燥后,仍在真空下时就塞上样品管形瓶以防止样品在分析前水合。使用相同冻干方法在96孔玻璃板(Zinsser, Germany)中冻干小体积(300μl)配制剂筛选样品。

[0320] 大小排阻层析

[0321] 为了测量三种药物物质的分子量分布,使用0.2M磷酸钾,0.25M氯化钾,pH 6.2流动相溶液在Agilent 1200HPLC系统(Agilent Technologies, Santa Clara, CA)或等同物上使用TosohHaas TSKgel G3000SWx1(7.8mm×30cm, 250 Å孔径, 5μm粒度)柱执行HPSEC(高效大小排阻层析)分析。流速为0.5 mL/min且运行时间为30分钟。样品槽温度为5°C且注射质量为100μg。用二极管阵列检测器监测柱出口信号,测量280nm的吸光度,使用360nm作为参照信号。然后使用Chromelion软件(Dionex, Sunnyvale, CA)实施数据分析和UV峰积分

以量化每份样品中存在的分子聚集体,单体和片段的百分比。使用所述SEC法在Greiner (GREINER INFO,CITY),96孔聚丙烯微量板中分析 小体积制剂筛选样品,流速为1.0mL/min且运行时间为15分钟。在SEC分析之前,将贝伐珠单抗样品在20mM组氨酸-氢氯化物pH 6.0中稀释并于 30°C保持24小时以在SEC分析之前分解可分解的聚集体。样品槽温度为30 °C 且注射质量为100μg。

[0322] 浓度测量

[0323] 通过使用Chemstation软件(Agilent Technologies,Santa Clara,CA)记录 Agilent 8453分光光度计上具有1-cm路径长度的石英杯中于279nm和320nm 的吸光度,测量每份样品的UV吸光度。通过分别对单抗1,贝伐珠单抗和单 抗3使用吸光系数1.50,1.70, 和 $1.45\text{ (mg/ml)}^{-1}\text{cm}^{-1}$,计算UV浓度测定。测 量以适宜的缓冲液作为空白。

[0324] 浊度分析

[0325] 通过使用Chemstation软件(Agilent Technologies,Santa Clara,CA)记录 HP8453分光光度计上具有1-cm路径长度的石英杯中于340-360nm的平均吸 光度(Eckhardt,B.M.,et al.(1991) Pharm.Res.8:1360-4),测量样品的浊度。在分析前使用无菌注射用水作为仪器的空白。使用Spectramax M2仪器 (Molecular Devices,Sunnyvale) 在UV透明,Corning半面积,96孔微量板上实 施制剂筛选样品的浊度分析。针对无菌注射用水空白测量浊度,并通过记 录于340-360nm的平均吸光度来测量浊度值。

[0326] FT-NIR光谱学

[0327] 使用近红外漫反射系数光谱学测定百分比海藻糖结晶。此项研究中使用的数据收集,校准,和分析方法改编自先前聚焦于表征无定形海藻糖和晶体 海藻糖多形体之间的光谱差异的工作(Connolly,B.等 (2010) Anal.Biochem. 399 (1) :48-57)。使用这些方法,在配备有积分球模块的Nicolet Antaris FT-Near IR分析仪(Thermo Fisher Scientific, Waltham,MA) 上以 4cm^{-1} 分辨率使用32 次平均扫描记录样品于 $10,000\text{-}4,000\text{cm}^{-1}$ 的NIR谱。使用于 4306cm^{-1} 和 4291 cm^{-1} 的条带的标准化峰积分亮度比来计算百分比海藻糖结晶(Connolly,B.等 (2010) Anal.Biochem.399 (1) :48-57)。用MATLAB (R2007a, The MathWorks, Natick,Massachusetts) 使用线性回归分析进行数据分析(Connolly,B.等 (2010) Anal.Biochem.399 (1) :48-57)。将小体积 (300μl) 配制剂筛选样品冻干, 然后使用相同方法分析百分比海藻糖结晶。

[0328] 结果

[0329] 特别感兴趣的是了解海藻糖结晶于药学相关($\leq 10\%\text{wt/v}$)浓度是否影响 蛋白质稳定性。为了评估标称海藻糖浓度对赋形剂结晶的影响,在pH指示染 料存在下(为了更好地显现结晶)用0.0,2.0,4.0和8.0% (wt/v) 海藻糖二水合物 制备溶液。对样品使用正常冷冻速率冷冻并于-20°C储存6天。在诱导成核后, 在所有冷冻海藻糖溶液中目测观察到海藻糖结晶(图1)。对冷冻溶液的目测检 查指示结晶的程度与标称海藻糖浓度成比例升高。例如,所评估的最高标称 海藻糖浓度(图1D:8.0%wt/v) 导致与含有0.0% (图1A),2.0% (图 1B), 和4.0% (图1C) 海藻糖 (wt/v) 的溶液相比实质性更多的结晶。

[0330] 虽然药学相关海藻糖浓度($\leq 10\%\text{wt/v}$)完全在非冷冻溶液中的溶解限度 以下(图2A),但是在冷冻工艺期间,海藻糖实质性浓缩,海藻糖于更低温度 的溶解度显著更低(Miller,D.P.等 (1997) Pharm.Res.14:578-90)。始于环境 温度的更高浓度当然超出于冷

冻储存温度的溶解度。由于海藻糖在它在冷冻 浓缩液中的溶解限度以上,它会只需要成核事件来启动结晶。

[0331] 实施例2:赋形剂结晶对冷冻海藻糖制剂中单抗稳定性的影响

[0332] 已经显示冷冻,冷冻-干燥,和冷冻储存期间碳水化合物的结晶影响蛋白药物的物理稳定性。例如,已经显示甘露醇在冷冻-干燥期间结晶并对 多种蛋白质导致构象变化,聚集,和活性损失 (Sharma, V.K. 和Kalonia, D.S. (2004) AAPS PharmSciTech. 5:E10; Cavatur, R.K. 等 (2002) Pharm. Res. 19: 894-900); Izutsu, K. 等 (1994) Chem. Pharm. Bull. (Tokyo) 42:5-8; 及 Izutsu, K. 等 (1993) Pharm. Res. 10:1232-7)。虽然于<40°C海藻糖比甘露醇更加易溶,但是它显著不如蔗糖易溶,一般将蔗糖看作非结晶赋形剂(图2A)。

[0333] 为了评估赋形剂溶解度对冷冻溶液中蛋白质稳定性的影响,用等同浓度 的蔗糖,海藻糖,和甘露醇制备贝伐珠单抗溶液。对样品以正常冷冻速率冷冻,诱导成核,并于-20°C冷冻储存28天。SEC数据证明在冷冻储存后在蔗糖 配制剂中没有观察到聚集的升高;在海藻糖制剂中观察到聚集有较小升高 (~1%);而在甘露醇制剂中观察到聚集的较大升高 (~3%) (图2B)。

[0334] 这些结果建立了赋形剂溶解度和蛋白质聚集之间的秩序关联。正如预期 的,于-20°C具有更低溶解度的碳水化合物导致聚集的更大升高(图2B)。特别 感兴趣的是,结果提示海藻糖于-20°C的溶解度低得足以使它可能于药学相 关浓度 (2-10%wt/v) 结晶并导致蛋白质聚集。

[0335] 实施例3:冷冻速率对冷冻海藻糖制剂中单抗稳定性的影响

[0336] 三种单抗制剂的SEC数据证明冷冻速率确实影响蛋白质稳定性(见下 文表1)。

[0337] 表1-冷冻储存12个月后海藻糖相的汇总

蛋白质	总 海藻糖 (% wt/v)	冷冻 速率	Δ聚集 (%)			结晶海藻糖 (% wt/v)			无定形海藻糖 (% wt/v)		
			-20°C	-14°C	-8°C	-20°C	-14°C	-8°C	-20°C	-14°C	-8°C
[0338]	单抗1 2.1	快速	0.1	0.6	0.2	0.2	0.1	0.2	1.8	1.9	1.9
		正常	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	2.0	2.0	2.1
		慢速	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.1
[0339]	贝伐珠单抗 5.4	快速	1.7	1.4	0.4	2.5	2.5	1.6	3.0	2.9	3.8
		正常	0.1	0.0	0.1	0.3	0.3	0.3	5.1	5.1	5.2
		慢速	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	5.1	5.2	5.2
[0340]	单抗3 8.2	快速	3.1	2.1	0.9	5.1	5.7	5.5	3.2	2.5	2.7
		正常	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	0.2	8.1	7.7	8.0
		慢速	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.2	7.9	8.1	8.0

[0340] 一般而言,单克隆抗体在以较快速率 (>100°C/min) 冷冻后聚集,而且以 更慢的冷冻速率 (<1°C/min) 不聚集。观察到在以更慢冷冻速率 (<1°C/min) 冷 冻的三种药物物质(单抗1,贝伐珠单抗和单抗3)任一中没有测量到显著聚集,不管长期储存温度(表1)。然而,所有以更快冷冻速率 (>100°C/min) 冷冻的贝 伐珠单抗和单抗3样品显示聚集随时间显著升高(表1)。甚至作为阴性对照包 括在内的快速冷冻单抗1也在研究过程期间显示聚集的微小升高(表1)。对于 所有快速冷冻样品,储存期间观察到的大部分聚集看来在头六个月内发生 (图3)。随后,聚集的速率在6和12个月之间显著降低—这个时段期间的变化 足够小,使得测量到的聚集可能潜在可归于样品和/或测定法可变性。

[0341] 不希望受理论束缚,认为快速速率的冷冻代表抗体稳定性的一种应力条件

(stress condition)。例如,一旦以快速速率冷冻,在1个月后观察到抗体配制剂中聚集的变化,而在商业性冷冻和储存条件下,聚集可保持恒定达9个月或更多。认为快速冷冻代表一种应力条件,在该应力条件下抗体配制剂经历聚集比商业性冷冻和储存条件要快得多。结果是,可独立于配制剂储存时间的量使用此应力条件来评估抗体配制剂对聚集的易感性。

[0342] 以三种冷冻速率冷冻并于-20°C储存12个月的单抗3样品的SEC覆盖图证明快速冷冻单抗3样品中的聚集种类(二聚体和高分子量)有可观察的升高(图4A)。反之,以慢速和正常冷冻速率冷冻的样品显示百分比聚集体没有显著升高,而且数据覆盖图与研究对照紧密相当(图4A)。还有,快速冷冻贝伐珠单抗样品显示可溶性聚集体升高(表1)和沉淀物的形成,如通过浊度分析和目测检查测定的。这些沉淀物先前已经表征为蛋白质相关的,而且伴随有通过使用0.2微米PVDF滤器过滤来去除后的UV吸光度降低。

[0343] 通过利用先前表征的4000-4500cm⁻¹之间的谱区中的明显差异(Connolly,B.等(2010)Anal.Biochem.399(1):48-57),应用与线性回归模型组合使用的近红外漫反射系数光谱学方法证明能够在蛋白质存在下量化无定形和晶体海藻糖的相对量。三种已知海藻糖相的纯样品的FT-NIR谱图示了无定形,晶体无水物和晶体二水合物之间的关键谱差异(图5)。通过FT-NIR光谱学对12个月样品的分析证明单抗1(图6A3),贝伐珠单抗,(图6B3),和单抗3(图6C3)的快速冷冻样品中有可测量量的海藻糖结晶(表1),单抗1(图6A1-2),贝伐珠单抗(图6B1-2),或单抗3(图6C1-2)的慢速和正常冷冻样品中没有可测量量的海藻糖结晶。于多种储存温度冷冻储存12个月后获得的快速冷冻样品谱展示与海藻糖二水合物有关的关键谱区中的尖峰位移(图6B3和6C3),而且含有介于30和70%之间的(1.6%至5.7%wt/v)晶体海藻糖二水合物,保留冷冻溶液中的≥2.5%(wt/v)无定形海藻糖。

[0344] 有趣的是,观察到的蛋白质聚集的升高与海藻糖结晶的升高有关。例如,发现于-20°C储存12个月的快速冷冻单抗1样品具有0.2%(wt/v)晶体海藻糖二水合物和聚集升高0.1%,而发现快速冷冻并于-20°C储存12个月的贝伐珠单抗和单抗3样品分别具有2.5%和5.1%(wt/v)晶体海藻糖二水合物和聚集升高1.7%和3.1%(表1)。百分比海藻糖二水合物和单抗聚集的秩序关联提示结晶海藻糖的浓度影响蛋白质稳定性。

[0345] 作为对照,对样品快速冷冻并立即通过SEC和FT-NIR分析以评估快速冷却和冷冻-干燥对晶体形成和蛋白质聚集的即时影响。没有观察到蛋白质聚集的变化(数据未显示)。另外,对快速冷冻T₀样品集合获得的FT-NIR谱揭示糖主要是无定形性质,含有<5%的晶体海藻糖二水合物,这接近该方法的检测限度。这些结果证明对快速冷冻后的蛋白质聚集或海藻糖相分布没有即时影响。如此,此项研究期间测量到的海藻糖结晶和蛋白质聚集升高代表储存期间以时间依赖性方式发生的变化。

[0346] 来自冷冻速率研究的结果给出了关于冷冻速率对海藻糖结晶和单抗聚集二者的影响的见解。正如先前讨论的,快速冷冻提高冰晶的界面表面积并提供另外的成核位点。不希望受理论束缚,认为快速冷冻样品中形成的这些另外的成核位点提高成核事件可能发生的概率。反之,以慢速和正常冷冻速率冷冻的样品中形成的更大冰晶具有更低的表面积,认为它降低成核事件的概率。

[0347] 实施例4:储存温度对冷冻海藻糖配制剂中单抗稳定性的影响

[0348] 12个月聚集数据证明储存温度确实影响蛋白质稳定性(图3)。一般而言,快速冷冻并于-20°C储存12个月的单抗3样品聚集程度最大(图3C)。有趣的是,贝伐珠单抗和单抗3的初始聚集速率在于-14°C储存的快速冷冻样品中更加快速,聚集速率降低比于-20°C储存的样品要早(图3),这可能是由于成核事件的混乱性质。快速冷冻并于-8°C(最暖的储存温度)储存的样品一般贯穿研究过程显示最慢的聚集速率和程度二者(图3)。图4B中的层析图覆盖显示在于三种相应储存温度储存12个月的快速冷冻单抗3样品的SEC谱中观察到的差异。对于贝伐珠单抗和单抗3,于更高的温度(例如-8°C)储存的快速冷冻样品聚集程度更小;反之,于更低的温度(例如-20°C)储存的样品聚集程度更大。

[0349] 此项研究中蛋白质聚集的储存温度依赖性对于冷冻溶液中蛋白质聚集的机制给出了另外的见解。有趣的是,储存温度决定蛋白质聚集和海藻糖结晶之间的依赖性(表1)。一般地,快速冷冻并于-8°C,-14°C和-20°C储存的样品显示海藻糖结晶程度没有显著差异,但是于更低温度(-20°C)储存的样品聚集程度比于更高温度(分别为-14°C和-8°C)储存的样品要大(图3)。例如,尽管储存12个月的快速冷冻单抗3样品对于所有储存温度有61%-69%的海藻糖结晶,然而聚集的量于更负的储存温度升高。例如,冷冻样品于-8°C,-14°C, 和-20°C储存12个月后分别聚集0.3%,2.1%,和3.1%(表1)。这种趋势证明两种样品中相当量的海藻糖结晶可导致于更低温度(-20°C)比于更高温度(分别为-14°C和-8°C)储存时蛋白质聚集要多。

[0350] 这些温度依赖性趋势提示冷冻环境的分子迁移率和物理特性(即冰形态)可能在海藻糖结晶诱导的蛋白质聚集中发挥关键作用。所调查的储存温度(-20°C,-14°C和-8°C)的范围在这些溶液的玻璃转变温度(T_g 范围:-29.5至-32°C)以上,因而预期有一些迁移率。所有快速冷冻样品是以相同方式冷冻的,因而具有相同组成的样品在冷冻后不久大概具有相似的冰形态和溶质分布。然而,在冷冻后,储存温度规定冷冻浓缩液中海藻糖和蛋白质分子的长期溶质浓度和扩散速率。由于海藻糖(342Da)和IgG1($\geq 145,000$ Da)之间的大小差异,可以假设海藻糖分子扩散穿过冷冻浓缩液比较大球形蛋白质要快得多。另外的研究证明海藻糖结晶在冷冻储存2周内达到平台(数据未显示)。既然海藻糖结晶较早发生且数据显示聚集于多个储存温度随时间的动力学,这可能提示分子迁移率规定冷冻介质的重排速率和程度,并由此规定IgG1单克隆抗体的聚集速率和程度。在快速冷冻后,于-14°C储存的单抗3样品较早开始聚集但在3和6个月之间达到平台,而于-20°C储存的样品在其后不久开始聚集但以时间依赖性方式继续聚集并在6至12个月之间达到平台(图3C)。处于更高温度(-14°C和-8°C)的样品大概具有更高的分子迁移率,所以蛋白质最初一起扩散并形成聚集体。然而,随着相分离溶液成分(即海藻糖)重分布,蛋白质通过与共定位的无定形海藻糖分子的相互作用而稳定化。

[0351] 实施例5:制剂组成对冷冻海藻糖制剂中单抗稳定性的影响

[0352] 为了测定冷冻储存期间制剂组成对海藻糖结晶和单抗聚集的影响,于一个海藻糖浓度范围([海藻糖]范围:0至34.2% (wt/v)和一个贝伐珠单抗浓度范围([贝伐珠单抗]范围:0,25,和100mg/mL)评估贝伐珠单抗。将样品于玻璃转变温度以上(-20°C)和以下(-40°C)的温度快速冷冻12个月,并分别使用FT-NIR和SEC分析海藻糖结晶和蛋白质聚集。

[0353] 来自此项研究的结果证明在快速冷冻后,海藻糖在于-20°C储存12个月的冷冻溶液中结晶(图7)。然而,在于-40°C储存12个月的冷冻溶液中没有观察到海藻糖结晶或单抗

聚集。在快速冷冻和刮擦 (scratching) 后不久, 有微量 的结晶海藻糖 (<10%wt/v)。然而, 于-20°C冷冻储存12个月后, 海藻糖结晶 显著增加(图7A-C)。

[0354] 一般而言, 结果证明提高海藻糖浓度导致更高百分比的结晶海藻糖。例 如, 随着海藻糖浓度自1.7%升高至34.2% (wt/v), 百分比结晶海藻糖自47%升 高至86% ([贝伐珠单抗]=0mg/mL), 自22%升高至61% ([贝伐珠单抗]=25 mg/mL), 及自10%升高至47% ([贝伐珠单抗]=100mg/mL) (图7)。类似地, 贝伐珠单抗聚集也在于-20°C冷冻储存12个月后升高(图7D-E)。一般而言, 结 果显示长期冷冻储存期间稳定化贝伐珠单抗溶液的海藻糖有最佳范围。或 者, 在最佳范围以上的海藻糖:单抗比导致海藻糖结晶和蛋白质聚集(图 7D-E)。处于在最佳范围以下的海藻糖:单抗比时, 蛋白质聚集升高但海藻糖 结晶没有升高—大概是由于另一种机制(例如防冻不足)。

[0355] 数据指示所形成的结晶海藻糖的百分比取决于蛋白质和海藻糖二者的 浓度。有趣的是, 更高的贝伐珠单抗浓度导致更少量的海藻糖结晶。例如, 于固定的海藻糖浓度 (1.7%wt/v) 将贝伐珠单抗浓度自0mg/mL提高至100 mg/mL则将结晶海藻糖的百分比自 53%降低至9%。

[0356] 图8展示海藻糖与单抗比 (wt/wt) 对海藻糖结晶 (图8A) 和贝伐珠单抗聚集 (图8B) 的重要性。如图8A和B中显示的, 贝伐珠单抗物理稳定性分析证明长 期冷冻期间稳定化贝伐珠单抗溶液需要足够的海藻糖:单抗 ($\geq 0.2:1\text{wt/wt}$) ;然 而, 过度的海藻糖:单抗 ($\geq 2.4:1\text{wt/wt}$) 导致更高比例的结晶海藻糖二水合物和 显著升高的贝伐珠单抗聚集。提高海藻糖:单抗大概导致冷冻溶液中海藻糖超 饱和且导致海藻糖结晶和单抗聚集。这些结果鉴定长期冷冻储存期间海藻糖 对贝伐珠单抗制剂的物理稳定化所需的海藻糖:单抗的最佳范围 ($>0.2:1$ 和 $<2.4:1\text{wt/wt}$)。

[0357] 换言之, 这些结果鉴定长期冷冻储存期间海藻糖对贝伐珠单抗制剂的 物理稳定化所需的单抗:海藻糖的最佳范围 ($>0.417:1$ 和 $<5.0:1\text{wt/wt}$)。例如, 如图7D中显示的, 使用25mg/mL贝伐珠单抗, 0.49和1.47之间的单抗:海藻糖 范围显示较低的蛋白质聚集和 较低的样品变异。又例如, 如图7E中显示的, 使用100mg/mL贝伐珠单抗, 0.41和1.47之间的单抗:海藻糖范围显示较低的 蛋白质聚集和较低的样品变异。

[0358] 有趣的是, 聚山梨酯在任何冷冻贝伐珠单抗制剂中皆不影响蛋白质稳 定性或海藻糖相分布。对于具有等同组成的样品, 添加聚山梨酯 (0.04%wt/v) 不导致海藻糖结晶 或蛋白质聚集的任何可测量变化。

[0359] 来自制剂组成研究的结果指示提高蛋白质浓度则降低冷冻样品中海 藻糖结晶的发生和程度。这些结果证明过高的海藻糖:单抗比 ($\geq 2.4\text{wt/wt}$) 导致 海藻糖结晶和蛋白 质聚集, 但是过低的海藻糖:单抗比 ($\leq 0.2\text{wt/wt}$) 对于直至 100mg/mL的贝伐珠单抗浓度不 提供足够的防冻。结果鉴定长期冷冻储存期 间能够物理稳定化贝伐珠单抗制剂的海藻糖:贝伐珠单抗 (wt/wt) 比的最佳 范围, 0.2-2.4—即使是对快速冷冻 ($>100^{\circ}\text{C/min}$) 配 制剂。换言之, 这些结 果鉴定长期冷冻储存期间海藻糖对贝伐珠单抗制剂的物理稳定化所 需的 贝伐珠单抗:海藻糖的最佳范围 ($>0.417:1$ 和 $<5.0:1\text{wt/wt}$)。

[0360] 通过援引将本文中引用的所有专利、专利申请、文件、和论文完整收入 本文。

- [0001] 序列表
[0002] <110> L·勒
[0003] B·康诺利
[0004] <120> 抗体制剂
[0005] <130> 146392028240
[0006] <140> 未指派
[0007] <141> 随本文
[0008] <150> US 62/050,739
[0009] <151> 2014-09-15
[0010] <160> 22
[0011] <170> FastSEQ for Windows Version 4.0
[0012] <210> 1
[0013] <211> 112
[0014] <212> PRT
[0015] <213> 小鼠(Mus sp.)
[0016] <220>
[0017] <221> MISC_FEATURE
[0018] <223> 鼠单克隆抗CD20抗体B-Ly1的重链可变区(VH)的氨基酸序列
[0019] <400> 1
[0020] Gly Pro Glu Leu Val Lys Pro Gly Ala Ser Val Lys Ile Ser Cys Lys
[0021] 1 5 10 15
[0022] Ala Ser Gly Tyr Ala Phe Ser Tyr Ser Trp Met Asn Trp Val Lys Leu
[0023] 20 25 30
[0024] Arg Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Ile Gly Arg Ile Phe Pro Gly Asp
[0025] 35 40 45
[0026] Gly Asp Thr Asp Tyr Asn Gly Lys Phe Lys Gly Lys Ala Thr Leu Thr
[0027] 50 55 60
[0028] Ala Asp Lys Ser Ser Asn Thr Ala Tyr Met Gln Leu Thr Ser Leu Thr
[0029] 65 70 75 80
[0030] Ser Val Asp Ser Ala Val Tyr Leu Cys Ala Arg Asn Val Phe Asp Gly
[0031] 85 90 95
[0032] Tyr Trp Leu Val Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ala
[0033] 100 105 110
[0034] <210> 2
[0035] <211> 103
[0036] <212> PRT
[0037] <213> 小鼠(Mus sp.)
[0038] <220>

[0039] <221> MISC_FEATURE
 [0040] <223> 鼠单克隆抗CD20抗体B-Ly1的轻链可变区(VL)的氨基酸序列
 [0041] <400> 2
 [0042] Asn Pro Val Thr Leu Gly Thr Ser Ala Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser
 [0043] 1 5 10 15
 [0044] Lys Ser Leu Leu His Ser Asn Gly Ile Thr Tyr Leu Tyr Trp Tyr Leu
 [0045] 20 25 30
 [0046] Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Gln Met Ser Asn
 [0047] 35 40 45
 [0048] Leu Val Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser Ser Ser Gly Ser Gly Thr
 [0049] 50 55 60
 [0050] Asp Phe Thr Leu Arg Ile Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val
 [0051] 65 70 75 80
 [0052] Tyr Tyr Cys Ala Gln Asn Leu Glu Leu Pro Tyr Thr Phe Gly Gly Gly
 [0053] 85 90 95
 [0054] Thr Lys Leu Glu Ile Lys Arg
 [0055] 100
 [0056] <210> 3
 [0057] <211> 119
 [0058] <212> PRT
 [0059] <213> 人工序列
 [0060] <220>
 [0061] <223> 人源化B-Ly1抗体(B-HH2)的重链可变区(VH)的氨基酸序列
 [0062] <400> 3
 [0063] Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ser
 [0064] 1 5 10 15
 [0065] Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ala Phe Ser Tyr Ser
 [0066] 20 25 30
 [0067] Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
 [0068] 35 40 45
 [0069] Gly Arg Ile Phe Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asp Tyr Asn Gly Lys Phe
 [0070] 50 55 60
 [0071] Lys Gly Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
 [0072] 65 70 75 80
 [0073] Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
 [0074] 85 90 95
 [0075] Ala Arg Asn Val Phe Asp Gly Tyr Trp Leu Val Tyr Trp Gly Gln Gly
 [0076] 100 105 110
 [0077] Thr Leu Val Thr Val Ser Ser

[0078]	115
[0079]	<210> 4
[0080]	<211> 119
[0081]	<212> PRT
[0082]	<213> 人工序列
[0083]	<220>
[0084]	<223> 人源化B-Ly1抗体(B-HH3)的重链可变区(VH)的氨基酸序列
[0085]	<400> 4
[0086]	Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ser
[0087]	1 5 10 15
[0088]	Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ala Phe Ser Tyr Ser
[0089]	20 25 30
[0090]	Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
[0091]	35 40 45
[0092]	Gly Arg Ile Phe Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asp Tyr Asn Gly Lys Phe
[0093]	50 55 60
[0094]	Lys Gly Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
[0095]	65 70 75 80
[0096]	Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Leu Cys
[0097]	85 90 95
[0098]	Ala Arg Asn Val Phe Asp Gly Tyr Trp Leu Val Tyr Trp Gly Gln Gly
[0099]	100 105 110
[0100]	Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
[0101]	115
[0102]	<210> 5
[0103]	<211> 119
[0104]	<212> PRT
[0105]	<213> 人工序列
[0106]	<220>
[0107]	<223> 人源化B-Ly1抗体(B-HH4)的重链可变区(VH)的氨基酸序列
[0108]	<400> 5
[0109]	Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
[0110]	1 5 10 15
[0111]	Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Val Ser Gly Tyr Ala Phe Ser Tyr Ser
[0112]	20 25 30
[0113]	Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
[0114]	35 40 45
[0115]	Gly Arg Ile Phe Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asp Tyr Asn Gly Lys Phe
[0116]	50 55 60

[0117] Lys Gly Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
[0118] 65 70 75 80
[0119] Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
[0120] 85 90 95
[0121] Ala Arg Asn Val Phe Asp Gly Tyr Trp Leu Val Tyr Trp Gly Gln Gly
[0122] 100 105 110
[0123] Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
[0124] 115
[0125] <210> 6
[0126] <211> 119
[0127] <212> PRT
[0128] <213> 人工序列
[0129] <220>
[0130] <223> 人源化B-Ly1抗体(B-HH5)的重链可变区(VH)的氨基酸序列
[0131] <400> 6
[0132] Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ser
[0133] 1 5 10 15
[0134] Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ala Phe Ser Tyr Ser
[0135] 20 25 30
[0136] Trp Met Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
[0137] 35 40 45
[0138] Gly Arg Ile Phe Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asp Tyr Asn Gly Lys Phe
[0139] 50 55 60
[0140] Lys Gly Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
[0141] 65 70 75 80
[0142] Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
[0143] 85 90 95
[0144] Ala Arg Asn Val Phe Asp Gly Tyr Trp Leu Val Tyr Trp Gly Gln Gly
[0145] 100 105 110
[0146] Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
[0147] 115
[0148] <210> 7
[0149] <211> 119
[0150] <212> PRT
[0151] <213> 人工序列
[0152] <220>
[0153] <223> 人源化B-Ly1抗体(B-HH6)的重链可变区(VH)的氨基酸序列
[0154] <400> 7
[0155] Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ser

[0156]	1	5	10	15
[0157]	Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ala Phe Ser Tyr Ser			
[0158]		20	25	30
[0159]	Trp Ile Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met			
[0160]		35	40	45
[0161]	Gly Arg Ile Phe Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asp Tyr Asn Gly Lys Phe			
[0162]		50	55	60
[0163]	Lys Gly Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Ala Tyr			
[0164]		65	70	75
[0165]	Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys			
[0166]		85	90	95
[0167]	Ala Arg Asn Val Phe Asp Gly Tyr Trp Leu Val Tyr Trp Gly Gln Gly			
[0168]		100	105	110
[0169]	Thr Leu Val Thr Val Ser Ser			
[0170]		115		
[0171]	<210> 8			
[0172]	<211> 119			
[0173]	<212> PRT			
[0174]	<213> 人工序列			
[0175]	<220>			
[0176]	<223> 人源化B-Ly1抗体(B-HH7)的重链可变区(VH)的氨基酸序列			
[0177]	<400> 8			
[0178]	Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ser			
[0179]		1	5	10
[0180]				15
[0181]	Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ala Phe Ser Tyr Ser			
[0182]		20	25	30
[0183]	Trp Ile Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met			
[0184]		35	40	45
[0185]	Gly Arg Ile Phe Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asp Tyr Asn Gly Lys Phe			
[0186]		50	55	60
[0187]	Lys Gly Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Ala Tyr			
[0188]		65	70	75
[0189]	Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys			
[0190]		85	90	95
[0191]	Ala Arg Asn Val Phe Asp Gly Tyr Trp Leu Val Tyr Trp Gly Gln Gly			
[0192]		100	105	110
[0193]	Thr Leu Val Thr Val Ser Ser			
[0194]		115		
	<210> 9			

- [0195] <211> 119
 [0196] <212> PRT
 [0197] <213> 人工序列
 [0198] <220>
 [0199] <223> 人源化B-Ly1抗体(B-HH8)的重链可变区(VH)的氨基酸序列
 [0200] <400> 9
 [0201] Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
 [0202] 1 5 10 15
 [0203] Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Tyr Ser
 [0204] 20 25 30
 [0205] Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
 [0206] 35 40 45
 [0207] Gly Arg Ile Phe Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asp Tyr Asn Gly Lys Phe
 [0208] 50 55 60
 [0209] Lys Gly Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
 [0210] 65 70 75 80
 [0211] Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
 [0212] 85 90 95
 [0213] Ala Arg Asn Val Phe Asp Gly Tyr Trp Leu Val Tyr Trp Gly Gln Gly
 [0214] 100 105 110
 [0215] Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
 [0216] 115
 [0217] <210> 10
 [0218] <211> 119
 [0219] <212> PRT
 [0220] <213> 人工序列
 [0221] <220>
 [0222] <223> 人源化B-Ly1抗体(B-HH9)的重链可变区(VH)的氨基酸序列
 [0223] <400> 10
 [0224] Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
 [0225] 1 5 10 15
 [0226] Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Ser Tyr Ser
 [0227] 20 25 30
 [0228] Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
 [0229] 35 40 45
 [0230] Gly Arg Ile Phe Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asp Tyr Asn Gly Lys Phe
 [0231] 50 55 60
 [0232] Lys Gly Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
 [0233] 65 70 75 80

- [0234] Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
[0235] 85 90 95
- [0236] Ala Arg Asn Val Phe Asp Gly Tyr Trp Leu Val Tyr Trp Gly Gln Gly
[0237] 100 105 110
- [0238] Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
[0239] 115
- [0240] <210> 11
- [0241] <211> 119
- [0242] <212> PRT
- [0243] <213> 人工序列
- [0244] <220>
- [0245] <223> 人源化B-Ly1抗体(B-HL8)的重链可变区(VH)的氨基酸序列
- [0246] <400> 11
- [0247] Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Lys Pro Gly Gly
[0248] 1 5 10 15
- [0249] Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Tyr Ser
[0250] 20 25 30
- [0251] Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
[0252] 35 40 45
- [0253] Gly Arg Ile Phe Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asp Tyr Asn Gly Lys Phe
[0254] 50 55 60
- [0255] Lys Gly Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
[0256] 65 70 75 80
- [0257] Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
[0258] 85 90 95
- [0259] Ala Arg Asn Val Phe Asp Gly Tyr Trp Leu Val Tyr Trp Gly Gln Gly
[0260] 100 105 110
- [0261] Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
[0262] 115
- [0263] <210> 12
- [0264] <211> 119
- [0265] <212> PRT
- [0266] <213> 人工序列
- [0267] <220>
- [0268] <223> 人源化B-Ly1抗体(B-HL10)的重链可变区(VH)的氨基酸序列
- [0269] <400> 12
- [0270] Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Lys Pro Gly Gly
[0271] 1 5 10 15
- [0272] Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Ala Phe Ser Tyr Ser

[0273]	20	25	30
[0274]	Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val		
[0275]	35	40	45
[0276]	Gly Arg Ile Phe Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asp Tyr Asn Gly Lys Phe		
[0277]	50	55	60
[0278]	Lys Gly Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Ala Tyr		
[0279]	65	70	75
[0280]	Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys		
[0281]		85	90
[0282]	Ala Arg Asn Val Phe Asp Gly Tyr Trp Leu Val Tyr Trp Gly Gln Gly		
[0283]		100	105
[0284]	Thr Leu Val Thr Val Ser Ser		
[0285]		115	
[0286]	<210> 13		
[0287]	<211> 119		
[0288]	<212> PRT		
[0289]	<213> 人工序列		
[0290]	<220>		
[0291]	<223> 人源化B-Ly1抗体(B-HL11)的重链可变区(VH)的氨基酸序列		
[0292]	<400> 13		
[0293]	Gln Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Leu Val Lys Pro Gly Gly		
[0294]	1	5	10
[0295]	Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Tyr Ser		
[0296]		20	25
[0297]			30
[0298]	Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val		
[0299]	35	40	45
[0300]	Gly Arg Ile Phe Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asp Tyr Asn Gly Lys Phe		
[0301]	50	55	60
[0302]	Lys Gly Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Ala Tyr		
[0303]	65	70	75
[0304]	Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys		
[0305]	85	90	95
[0306]	Ala Arg Asn Val Phe Asp Gly Tyr Trp Leu Val Tyr Trp Gly Gln Gly		
[0307]	100	105	110
[0308]	Thr Leu Val Thr Val Ser Ser		
[0309]		115	
[0310]	<210> 14		
[0311]	<211> 119		
[0312]	<212> PRT		

- [0312] <213> 人工序列
- [0313] <220>
- [0314] <223> 人源化B-Ly1抗体(B-HL12)的重链可变区(VH)的氨基酸序列
- [0315] <400> 14
- [0316] Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Ala Gly Leu Val Lys Pro Gly Gly
- [0317] 1 5 10 15
- [0318] Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Tyr Ser
- [0319] 20 25 30
- [0320] Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Met
- [0321] 35 40 45
- [0322] Gly Arg Ile Phe Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asp Tyr Asn Gly Lys Phe
- [0323] 50 55 60
- [0324] Lys Gly Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
- [0325] 65 70 75 80
- [0326] Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
- [0327] 85 90 95
- [0328] Ala Arg Asn Val Phe Asp Gly Tyr Trp Leu Val Tyr Trp Gly Gln Gly
- [0329] 100 105 110
- [0330] Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
- [0331] 115
- [0332] <210> 15
- [0333] <211> 119
- [0334] <212> PRT
- [0335] <213> 人工序列
- [0336] <220>
- [0337] <223> 人源化B-Ly1抗体(B-HL13)的重链可变区(VH)的氨基酸序列
- [0338] <400> 15
- [0339] Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Val Val Lys Pro Gly Gly
- [0340] 1 5 10 15
- [0341] Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Tyr Ser
- [0342] 20 25 30
- [0343] Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Met
- [0344] 35 40 45
- [0345] Gly Arg Ile Phe Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asp Tyr Asn Gly Lys Phe
- [0346] 50 55 60
- [0347] Lys Gly Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
- [0348] 65 70 75 80
- [0349] Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
- [0350] 85 90 95

[0351] Ala Arg Asn Val Phe Asp Gly Tyr Trp Leu Val Tyr Trp Gly Gln Gly
[0352] 100 105 110
[0353] Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
[0354] 115
[0355] <210> 16
[0356] <211> 119
[0357] <212> PRT
[0358] <213> 人工序列
[0359] <220>
[0360] <223> 人源化B-Ly1抗体(B-HL14)的重链可变区(VH)的氨基酸序列
[0361] <400> 16
[0362] Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Leu Lys Lys Pro Gly Gly
[0363] 1 5 10 15
[0364] Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Tyr Ser
[0365] 20 25 30
[0366] Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Met
[0367] 35 40 45
[0368] Gly Arg Ile Phe Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asp Tyr Asn Gly Lys Phe
[0369] 50 55 60
[0370] Lys Gly Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
[0371] 65 70 75 80
[0372] Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
[0373] 85 90 95
[0374] Ala Arg Asn Val Phe Asp Gly Tyr Trp Leu Val Tyr Trp Gly Gln Gly
[0375] 100 105 110
[0376] Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
[0377] 115
[0378] <210> 17
[0379] <211> 119
[0380] <212> PRT
[0381] <213> 人工序列
[0382] <220>
[0383] <223> 人源化B-Ly1 抗体(B-HL15)的重链可变区(VH)的氨基酸序列
[0384] <400> 17
[0385] Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Leu Val Lys Pro Gly Ser
[0386] 1 5 10 15
[0387] Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Tyr Ser
[0388] 20 25 30
[0389] Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Met

[0390]	35	40	45
[0391]	Gly Arg Ile Phe Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asp Tyr Asn Gly Lys Phe		
[0392]	50	55	60
[0393]	Lys Gly Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Ala Tyr		
[0394]	65	70	75
[0395]	Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys		80
[0396]		85	90
[0397]			95
[0398]	Ala Arg Asn Val Phe Asp Gly Tyr Trp Leu Val Tyr Trp Gly Gln Gly		
[0399]	100	105	110
[0400]	Thr Leu Val Thr Val Ser Ser		
[0401]	115		
[0402]	<210> 18		
[0403]	<211> 119		
[0404]	<212> PRT		
[0405]	<213> 人工序列		
[0406]	<223> 人源化B-Ly1抗体(B-HL16)的重链可变区(VH)的氨基酸序列		
[0407]	<400> 18		
[0408]	Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Leu Val Lys Pro Gly Gly		
[0409]	1	5	10
[0410]	15		
[0411]	Ser Leu Arg Val Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Tyr Ser		
[0412]	20	25	30
[0413]	Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Met		
[0414]	35	40	45
[0415]			
[0416]	Gly Arg Ile Phe Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asp Tyr Asn Gly Lys Phe		
[0417]	50	55	60
[0418]	Lys Gly Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Ala Tyr		
[0419]	65	70	75
[0420]	80		
[0421]	Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys		
[0422]	85	90	95
[0423]	Ala Arg Asn Val Phe Asp Gly Tyr Trp Leu Val Tyr Trp Gly Gln Gly		
[0424]	100	105	110
[0425]	Thr Leu Val Thr Val Ser Ser		
[0426]	115		
[0427]	<210> 19		
[0428]	<211> 119		
[0429]	<212> PRT		
[0430]	<213> 人工序列		
[0431]	<220>		

[0429]	<223>人源化B-Ly1抗体(B-HL17)的重链可变区(VH)的氨基酸序列															
[0430]	<400> 19															
[0431]	Glu	Val	Gln	Leu	Val	Glu	Ser	Gly	Gly	Gly	Leu	Val	Lys	Pro	Gly	Gly
[0432]	1				5				10					15		
[0433]	Ser	Leu	Arg	Leu	Ser	Cys	Ala	Ala	Ser	Gly	Phe	Thr	Phe	Ser	Tyr	Ser
[0434]					20				25					30		
[0435]	Trp	Met	Asn	Trp	Val	Arg	Gln	Ala	Pro	Gly	Lys	Gly	Leu	Glu	Trp	Met
[0436]					35				40					45		
[0437]	Gly	Arg	Ile	Phe	Pro	Gly	Asp	Gly	Asp	Thr	Asp	Tyr	Asn	Gly	Lys	Phe
[0438]					50				55					60		
[0439]	Lys	Gly	Arg	Val	Thr	Ile	Thr	Ala	Asp	Lys	Ser	Thr	Ser	Thr	Ala	Tyr
[0440]	65				70					75				80		
[0441]	Met	Glu	Leu	Ser	Ser	Leu	Arg	Ser	Glu	Asp	Thr	Ala	Val	Tyr	Tyr	Cys
[0442]					85				90					95		
[0443]	Ala	Arg	Asn	Val	Phe	Asp	Gly	Tyr	Trp	Leu	Val	Tyr	Trp	Gly	Gln	Gly
[0444]					100				105					110		
[0445]	Thr	Leu	Val	Thr	Val	Ser	Ser									
[0446]					115											
[0447]	<210> 20															
[0448]	<211> 115															
[0449]	<212> PRT															
[0450]	<213>人工序列															
[0451]	<220>															
[0452]	<223>人源化B-Ly1抗体B-KV1的轻链可变区(VL)的氨基酸序列															
[0453]	<400> 20															
[0454]	Asp	Ile	Val	Met	Thr	Gln	Thr	Pro	Leu	Ser	Leu	Pro	Val	Thr	Pro	Gly
[0455]	1				5				10					15		
[0456]	Glu	Pro	Ala	Ser	Ile	Ser	Cys	Arg	Ser	Ser	Lys	Ser	Leu	Leu	His	Ser
[0457]					20				25					30		
[0458]	Asn	Gly	Ile	Thr	Tyr	Leu	Tyr	Trp	Tyr	Leu	Gln	Lys	Pro	Gly	Gln	Ser
[0459]					35				40					45		
[0460]	Pro	Gln	Leu	Leu	Ile	Tyr	Gln	Met	Ser	Asn	Leu	Val	Ser	Gly	Val	Pro
[0461]					50				55					60		
[0462]	Asp	Arg	Phe	Ser	Gly	Ser	Gly	Ser	Gly	Thr	Asp	Phe	Thr	Leu	Lys	Ile
[0463]					65				70					75		80
[0464]	Ser	Arg	Val	Glu	Ala	Glu	Asp	Val	Gly	Val	Tyr	Tyr	Cys	Ala	Gln	Asn
[0465]					85				90					95		
[0466]	Leu	Glu	Leu	Pro	Tyr	Thr	Phe	Gly	Gly	Thr	Lys	Val	Glu	Ile	Lys	
[0467]					100				105					110		

[0468]	Arg Thr Val		
[0469]		115	
[0470]	<210>	21	
[0471]	<211>	449	
[0472]	<212>	PRT	
[0473]	<213>	人工序列	
[0474]	<220>		
[0475]	<223>	合成构建物	
[0476]	<400>	21	
[0477]	Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ser		
[0478]	1	5	15
[0479]	Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ala Phe Ser Tyr Ser		
[0480]		20	30
[0481]	Trp Ile Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met		
[0482]		35	45
[0483]	Gly Arg Ile Phe Pro Gly Asp Gly Asp Thr Asp Tyr Asn Gly Lys Phe		
[0484]		50	60
[0485]	Lys Gly Arg Val Thr Ile Thr Ala Asp Lys Ser Thr Ser Thr Ala Tyr		
[0486]		65	70
[0487]	Met Glu Leu Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys		
[0488]		85	90
[0489]		95	
[0490]	Ala Arg Asn Val Phe Asp Gly Tyr Trp Leu Val Tyr Trp Gly Gln Gly		
[0491]		100	110
[0492]	Thr Leu Val Thr Val Ser Ser Ala Ser Thr Lys Gly Pro Ser Val Phe		
[0493]		115	125
[0494]	120		
[0495]	Pro Leu Ala Pro Ser Ser Lys Ser Thr Ser Gly Gly Thr Ala Ala Leu		
[0496]		130	140
[0497]	135		
[0498]	Gly Cys Leu Val Lys Asp Tyr Phe Pro Glu Pro Val Thr Val Ser Trp		
[0499]		145	155
[0500]	150		160
[0501]	Asn Ser Gly Ala Leu Thr Ser Gly Val His Thr Phe Pro Ala Val Leu		
[0502]		165	175
[0503]	170		
[0504]	Gln Ser Ser Gly Leu Tyr Ser Leu Ser Ser Val Val Thr Val Pro Ser		
[0505]		180	190
[0506]	Ser Ser Leu Gly Thr Gln Thr Tyr Ile Cys Asn Val Asn His Lys Pro		
[0507]		195	205
[0508]	Ser Asn Thr Lys Val Asp Lys Lys Val Glu Pro Lys Ser Cys Asp Lys		
[0509]		210	220
[0510]	215		
[0511]	Thr His Thr Cys Pro Pro Cys Pro Ala Pro Glu Leu Leu Gly Gly Pro		
[0512]		225	240
[0513]	230		

[0507]	Ser Val Phe Leu Phe Pro Pro Lys Pro Lys Asp Thr Leu Met Ile Ser			
[0508]		245	250	255
[0509]	Arg Thr Pro Glu Val Thr Cys Val Val Val Asp Val Ser His Glu Asp			
[0510]		260	265	270
[0511]	Pro Glu Val Lys Phe Asn Trp Tyr Val Asp Gly Val Glu Val His Asn			
[0512]		275	280	285
[0513]	Ala Lys Thr Lys Pro Arg Glu Glu Gln Tyr Asn Ser Thr Tyr Arg Val			
[0514]		290	295	300
[0515]	Val Ser Val Leu Thr Val Leu His Gln Asp Trp Leu Asn Gly Lys Glu			
[0516]		305	310	315
[0517]	Tyr Lys Cys Lys Val Ser Asn Lys Ala Leu Pro Ala Pro Ile Glu Lys			
[0518]		325	330	335
[0519]	Thr Ile Ser Lys Ala Lys Gly Gln Pro Arg Glu Pro Gln Val Tyr Thr			
[0520]		340	345	350
[0521]	Leu Pro Pro Ser Arg Asp Glu Leu Thr Lys Asn Gln Val Ser Leu Thr			
[0522]		355	360	365
[0523]	Cys Leu Val Lys Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile Ala Val Glu Trp Glu			
[0524]		370	375	380
[0525]	Ser Asn Gly Gln Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr Thr Pro Pro Val Leu			
[0526]		385	390	395
[0527]	Asp Ser Asp Gly Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Lys Leu Thr Val Asp Lys			
[0528]		405	410	415
[0529]	Ser Arg Trp Gln Gln Gly Asn Val Phe Ser Cys Ser Val Met His Glu			
[0530]		420	425	430
[0531]	Ala Leu His Asn His Tyr Thr Gln Lys Ser Leu Ser Leu Ser Pro Gly			
[0532]		435	440	445
[0533]	Lys			
[0534]	<210> 22			
[0535]	<211> 219			
[0536]	<212> PRT			
[0537]	<213> 人工序列			
[0538]	<220>			
[0539]	<223> 合成构建物			
[0540]	<400> 22			
[0541]	Asp Ile Val Met Thr Gln Thr Pro Leu Ser Leu Pro Val Thr Pro Gly			
[0542]		1	5	10
[0543]	Glu Pro Ala Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Lys Ser Leu Leu His Ser			
[0544]		20	25	30
[0545]	Asn Gly Ile Thr Tyr Leu Tyr Trp Tyr Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser			

[0546]	35	40	45
[0547]	Pro Gln Leu Leu Ile Tyr Gln Met Ser Asn Leu Val Ser Gly Val Pro		
[0548]	50	55	60
[0549]	Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Lys Ile		
[0550]	65	70	75
[0551]	Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Val Gly Val Tyr Tyr Cys Ala Gln Asn		
[0552]		85	90
[0553]			95
[0554]	Leu Glu Leu Pro Tyr Thr Phe Gly Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys		
[0555]	100	105	110
[0556]	Arg Thr Val Ala Ala Pro Ser Val Phe Ile Phe Pro Pro Ser Asp Glu		
[0557]	115	120	125
[0558]	Gln Leu Lys Ser Gly Thr Ala Ser Val Val Cys Leu Leu Asn Asn Phe		
[0559]	130	135	140
[0560]	Tyr Pro Arg Glu Ala Lys Val Gln Trp Lys Val Asp Asn Ala Leu Gln		
[0561]	145	150	155
[0562]	Ser Gly Asn Ser Gln Glu Ser Val Thr Glu Gln Asp Ser Lys Asp Ser		
[0563]	165	170	175
[0564]	Thr Tyr Ser Leu Ser Ser Thr Leu Thr Leu Ser Lys Ala Asp Tyr Glu		
[0565]	180	185	190
[0566]	Lys His Lys Val Tyr Ala Cys Glu Val Thr His Gln Gly Leu Ser Ser		
[0567]	195	200	205
[0568]	Pro Val Thr Lys Ser Phe Asn Arg Gly Glu Cys		
	210	215	




图1A




图1B




图1C



图1D




图2A




图2B




图3A




图3B




图3C




图4A




图4B




图5




图6A1




图6A2




图6A3




图6B1




图6B2




图6B3




图6C1




图6C2




图6C3




图7A




图7B




图7C




图7D




图7E




图8A




图8B