

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIIS PATENTOWY

Nr 36082

A 61 f 15/00
Kl. 30 d, 23/01

Pabianickie Zakłady Środków Opatrunkowych
Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione *)
(Pabianice, Polska)

Praska opatrunkowa

Udzielono patentu z mocą od dnia 4 lipca 1952 r.

Praska służy do opakowywania opatrunków osobistych wodoszczelnych. Jest ona przedstawiona na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia częściowo w przekroju widok boczny praski, a fig. 2 — poszczególne jej części.

Składa się ona z dwóch części drewnianych korpusu 4, posiadających wydrążenie do osadzenia paczki opatrunkowej, oraz z ośmiu łapek 1 dociskowych, które mają na celu po obciążeniu materiału wodoszczelnego za pomocą blaszek ząbkowanych 5 zaciśnąć i skleić opakowanie z opatrunkiem.

Korpus 4 praski wykonany jest z dwóch klocków drewnianych bukowych, wydrążonych wewnątrz, a okucie jej wykonane jest z blachy żelaznej grubości 4 mm. Łapki dociskowe 1 i rygielek zamkowy są wykonane przez odlewanie z żeliwa i obrobione mechanicznie.

Sposób działania praski jest następujący. W otwartej prasce, przymocowanej do stołu, osadza się blaszki zamykające 5, a na nie nakłada się obciążony już materiałem wodoszczelnym, zaopatrzony na brzegach w warstwę kleju, na którym to materiale osadza się paczkę opatrunkową.

Następnie obciąża się materiał łapkami 1, zamykając obie połówki korpusu 4 za pomocą rygielka 6, po czym otwiera się i wyjmuje opatrunek już opakowany.

Ręczne opakowanie opatrunków bez praski jest bardzo uciążliwe.

Zastrzeżenie patentowe

Praska opatrunkowa, znamienna tym, że posiada korpus (4), składający się z dwóch połączonych zawiasowo części wydrążonych, zamykanych wzajemnie i dociskanych za pomocą rygielka (6) oraz zaopatrzonych w odejmowalne blaszki (5) i łapki dociskowe (1), które służą do obciążania materiału wodoszczelnego.

Pabianickie Zakłady
Środków Opatrunkowych
Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą wynalazku jest Józef Maciaszek.




Fig. 1




Fig. 2